

IPL 10000+ SALONPRO SYSTEM

MODELO DE GAMA ALTA

Incl. cartucho con 250.000 pulsos de luz



- 97 % toleró muy bien el tratamiento
- 92 % consideró que el tratamiento no era doloroso
- 89 % toleró el método IPL mejor que los métodos convencionales (rasurado, depilación eléctrica o a la cera)



hairremoval

SalonPro System

- Depilación duradera⁴⁾ con tecnología profesional clínicamente testada
- Sensor automático para reconocimiento individual del tono de piel
- Incl. accesorio de precisión
- Extraordinaria rapidez; tan solo 26 min. aprox. para un tratamiento completo del cuerpo²⁾
- Superficie de aplicación XXL: 7 cm²
- La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional
- Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
- Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de tipos de piel 2 en 1
- Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda
- No necesita piezas de repuesto

1) 10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11

2) 10000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles

3) Con un uso normal, suficiente para 40-60 años

4) Resultados duraderos durante varios meses

IPL 9000+ SALONPRO SYSTEM

EL MÉTODO SEGURO

Incl. cartucho con 100.000 pulsos de luz



- 97 % toleró muy bien el tratamiento
- 92 % consideró que el tratamiento no era doloroso
- 89 % toleró el método IPL mejor que los métodos convencionales (rasurado, depilación eléctrica o a la cera)



hairremoval

SalonPro System

- Depilación duradera⁴⁾ con tecnología profesional clínicamente testada
- Extraordinaria rapidez; tan solo 26 min. aprox. para un tratamiento completo del cuerpo²⁾
- Superficie de aplicación XXL: 7 cm²
- La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional
- Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
- Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de tipos de piel 2 en 1
- Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda
- Cartucho de repuesto disponible en establecimientos comerciales o a través del servicio de atención al cliente de Beurer

1) IPL 9000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11

2) IPL 9000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles

4) Resultados duraderos durante varios meses

IPL 7000 SATINSKIN PRO

DISEÑO COMPACTO

Incl. cartucho con hasta 100.000 pulsos de luz



>95 % toleró muy bien el tratamiento
>90 % consideró que el tratamiento no era doloroso
85 % toleró el tratamiento con IPL mejor que los métodos convencionales (rasurado, depilación eléctrica o a la cera)



SatinSkin Pro hairremoval

- Depilación duradera⁴⁾ con tecnología profesional clínicamente testada
- Diseño compacto: también ideal para el tratamiento de zonas pequeñas del cuerpo
- Rápido, seguro y fiable
- Aplicación especialmente rápida; menos de 20 minutos para un tratamiento completo del cuerpo⁵⁾
- La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional
- Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
- Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de tipos de piel 2 en 1
- Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda

1) IPL 7000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0309-11

4) Resultados duraderos durante varios meses

5) IPL 7000 En el nivel más bajo de energía. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles

IPL 6000 SATINSKIN PRO

DISEÑO COMPACTO

Incl. cartucho con hasta 70.000 pulsos de luz



- >95 % toleró muy bien el tratamiento
- >90 % consideró que el tratamiento no era doloroso
- 85 % toleró el tratamiento con IPL mejor que los métodos convencionales (rasurado, depilación eléctrica o a la cera)



SatinSkin Pro hairremoval

- Depilación duradera⁴⁾ con tecnología profesional clínicamente testada
- Diseño compacto: también ideal para el tratamiento de zonas pequeñas del cuerpo
- Rápido, seguro y fiable
- Tan solo 26 min. aprox. para un tratamiento completo del cuerpo⁵⁾
- La más avanzada tecnología lumínica, utilizada también por dermatólogos para la depilación profesional
- Función de rayo continuo para la aplicación sin interrupciones
- Máxima seguridad gracias al sensor de contacto y de tipos de piel 2 en 1
- Para rostro, brazos, piernas, axilas, ingles, pecho y espalda

1) IPL 6000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0309-11

4) Resultados duraderos durante varios meses

5) IPL 6000 En el nivel más bajo de energía. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles

Beurer GmbH, P.O. Box 1427, 89004 Ulm (Alemania), Soeffinger Strasse 218, D - 89077 Ulm, Alemania
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. export@beurer.de www.beurer.com



YouTube

Depilación duradera IPL

Segura, rápida y fiable



TOLERANCIA CUTÁNEA DERMATOLÓGICAMENTE CERTIFICADA

Máxima seguridad para la
aplicación del tratamiento en casa



hairremoval

LA TECNOLOGÍA PROFESIONAL DE UN CENTRO DE ESTÉTICA

La más moderna tecnología lumínica IPL

TECNOLOGÍA CLÍNICAMENTE TESTADA

Máxima seguridad para la aplicación del
tratamiento en casa



germanengineering

Depilación duradera IPL – desarrollada por especialistas

Por fin para la aplicación en casa:

Los aparatos IPL de Beurer funcionan con la innovadora tecnología de luz “IPL” (Intense Pulsed Light), de uso extendido para la depilación duradera⁵⁾ profesional en centros de estética y consultas médicas. Los aparatos IPL de Beurer le acercan ahora esta tecnología, clínicamente probada y demostrada, para que la utilice de forma totalmente segura y efectiva en casa.

EL TRATAMIENTO MÁS RÁPIDO³

Tratamiento completo del cuerpo
en solo aprox. 26 minutos gracias
a la superficie de aplicación XXL
de 7 cm²



¿Cómo elimina la luz el vello?

La eliminación del vello basada en la aplicación de luz se fundamenta en la teoría de la fototermólisis selectiva, en la que se utiliza la energía óptica para impedir el crecimiento del vello. Este efecto se consigue gracias a la absorción de la energía lumínica y su conversión en energía térmica.

La melanina es el pigmento de la raíz del pelo que absorbe la luz y genera el calor que desactiva el folículo piloso a gran profundidad debajo de la piel, impidiendo el crecimiento del vello. Cuanta más melanina contenga el pelo (es decir, cuanto más oscuro sea), más luz podrá absorber y mayor será la efectividad de la eliminación del vello.



Antes de la
aplicación



Durante un pulso



Después de la
aplicación

3) IPL 9000+/10000+ En el nivel de energía más alto. Para brazos, piernas, rostro, axilas e ingles


5) Resultados duraderos durante varios meses

Segura, rápida y duradera – Tecnología clínicamente testada


¿De qué forma influye el ciclo de crecimiento del vello en la fotodepilación?

Cada pelo del cuerpo pasa por tres etapas de crecimiento: la *fase anágena* (etapa de crecimiento), la *fase catágena* (etapa de transición) y la *fase telógena* (etapa de reposo).


La duración del ciclo completo de crecimiento del vello varía de una persona a otra y depende de la parte del cuerpo en la que se encuentra el vello. Por regla general, el ciclo dura entre 18 y 24 meses.



Fase anágena –
etapa de crecimiento



Fase catágena –
etapa de transición



Fase telógena –
etapa de reposo

Solamente el vello que se encuentra en la fase anágena reacciona al tratamiento con la tecnología IPL. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que se requieren varias sesiones para tratar todo el vello y, dado el caso, puede ser necesario un ciclo de crecimiento completo para conseguir una depilación duradera.

Aparatos profesionales para la depilación duradera



Para Beurer la seguridad es lo primero

Los aparatos IPL de Beurer incluyen un sistema de seguridad adaptado para la aplicación profesional con protección integrada contra rayos ultravioleta y sensor de contacto y de tipos de piel 2en1.

La depilación duradera⁵⁾ con IPL no es apropiada para pieles oscuras o muy bronceadas. Nuestros aparatos tienen un sensor de tipos de piel integrado que mide la pigmentación de la superficie que se va a tratar antes de cada pulso de luz y solamente permite la aplicación si la pigmentación es idónea, garantizando así su seguridad.

Al mismo tiempo, el sensor de contacto con la piel protege sus ojos emitiendo el pulso de luz solamente cuando la superficie de aplicación se encuentra en pleno contacto con la piel. Gracias al filtro ultravioleta integrado, la piel también está protegida de los rayos nocivos.






**TOLERANCIA CUTÁNEA
DERMATOLÓGICAMENTE
CERTIFICADA**

Máxima seguridad para la
aplicación del tratamiento en casa

Indicado para una gran variedad de tipos de pelo y piel

Nuestros aparatos IPL se pueden utilizar para los colores de pelo (naturales) rubio oscuro, castaño y negro, así como para tipos de piel claros hasta moderadamente oscuros, pero no son efectivos con pelo muy claro o canoso, y tampoco son apropiados para pieles muy oscuras.



1) IPL 9000+/10000+ Estudio dermatológico, 36 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio: 14.0148-11
IPL 6000/IPL 7000 Estudio dermatológico, 20 mujeres, Instituto proDERM de Hamburgo, n.º estudio 14.0309-11

Tabla de tipos de piel y niveles de energía

En la tabla de colores de piel y de pelo podrá consultar las intensidades de luz más apropiadas para el color de su vello y de su piel.

Color de piel Tipo de pelo	I	II	III	IV	V	VI
Negro	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Castaño oscuro	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Castaño	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Rubio oscuro	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Rubio claro	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Pelirrojo	Energía alta	Energía alta	Energía media	Energía baja	Energía baja	×
Gris/blanco	×	×	×	×	×	×


IPL 9000+/IPL 10000+
alta: nivel de energía 4-5-6 **media:** nivel de energía 3-4 **baja:** nivel de energía 1-2-3

IPL 6000/IPL 7000
alta: nivel de energía 3 **media:** nivel de energía 2 **baja:** nivel de energía 1

Intervalo de aplicación

Tratamiento corporal:

Tras 3-4 sesiones puede lograrse ya una reducción del vello de ha: aplicando 4 tratamientos en intervalos de 2 semanas, seguidos de las veces que necesite.






Tratamiento facial:

Conseguirá los mejores resultados para el rostro con 6 tratamientos cada 4 semanas. Después, repita las sesiones las veces que necesite.



Múltiples aplicaciones con total rapidez y comodidad

tratamiento sencillo sin salir de casa




CÓMODA APLICACIÓN SIN INTERRUPCIONES

gracias a la función de rayo continuo



e hasta el 50 %. Conseguirá los mejores resultados para el cuerpo
s de 3 tratamientos cada 4 semanas. Después, repita las sesiones



ientos en intervalos de 2 semanas, seguidos de más tratamientos
ecesite.

