

IPL 10000+ SYSTÈME SALONPRO LA VERSION HAUT DE GAMME

Avec cartouche de 250 000 impulsions lumineuses



97 % des participantes tolèrent très bien l'utilisation des participantes considèrent le traitement indolore
92 % des participantes tolèrent mieux le système IPL que les méthodes classiques (rasage, épilation électrique ou à la cire)



hairremoval SalonPro System

- Épilation longue durée⁴⁾ avec la technologie professionnelle testée cliniquement
- Capteur pour la reconnaissance automatique de la couleur de peau
- Tête de précision incluse
- Utilisation ultrarapide avec épilation intégrale en seulement 26 min environ²⁾
- Surface lumineuse XXL : 7 cm²
- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- Fonction éclair en série pour une utilisation sans interruption
- Sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que la poitrine et le dos
- Aucune cartouche de rechange nécessaire

1) 10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0148-11
2) 10000+ À l'intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
3) Pour une utilisation normale entre 40 et 60 ans
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois

IPL 9000+ SYSTÈME SALONPRO LA MÉTHODE LA PLUS SÛRE

Avec cartouche de 100 000 impulsions lumineuses



97 % des participantes tolèrent très bien l'utilisation des participantes considèrent le traitement indolore
92 % des participantes tolèrent mieux le système IPL que les méthodes classiques (rasage, épilation électrique ou à la cire)



hairremoval SalonPro System

- Épilation longue durée⁴⁾ avec la technologie professionnelle testée cliniquement
- Utilisation ultrarapide avec épilation intégrale en seulement 26 min environ²⁾
- Surface lumineuse XXL : 7 cm²
- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- Fonction éclair en série pour une utilisation sans interruption
- Sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que la poitrine et le dos
- Cartouche de rechange disponible dans le commerce ou auprès du service client Beurer

1) IPL 9000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0148-11
2) IPL 9000+ À l'intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois

IPL 7000 SATINSKIN PRO UN DESIGN COMPACT

Avec cartouche jusqu'à 100 000 impulsions lumineuses



>95 % des participantes tolèrent très bien l'utilisation des participantes considèrent le traitement indolore
>90 % des participantes tolèrent mieux le système IPL que les méthodes classiques (rasage, épilation électrique ou à la cire)



hairremoval SatinSkin Pro

- Épilation longue durée⁴⁾ avec la technologie professionnelle testée cliniquement
- Design compact : idéal également pour le traitement de petites surfaces du corps
- Rapide, sûr et fiable
- Utilisation particulièrement rapide en moins de 20 minutes pour une épilation intégrale⁵⁾
- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- Fonction éclair en série pour une utilisation sans interruption
- Sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que la poitrine et le dos


1) IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0309-11
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois
5) IPL 7000 À l'intensité la plus faible. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

IPL 6000 SATINSKIN PRO UN DESIGN COMPACT

Avec cartouche jusqu'à 70 000 impulsions lumineuses



>95 % des participantes tolèrent très bien l'utilisation des participantes considèrent le traitement indolore
>90 % des participantes tolèrent mieux le système IPL que les méthodes classiques (rasage, épilation électrique ou à la cire)



hairremoval SatinSkin Pro

- Épilation longue durée⁴⁾ avec la technologie professionnelle testée cliniquement
- Design compact : idéal également pour le traitement de petites surfaces corporelles
- Rapide, sûr et fiable
- Épilation intégrale en seulement 26 min environ⁵⁾
- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- Fonction éclair en série pour une utilisation sans interruption
- Sécurité optimale avec capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que la poitrine et le dos

1) IPL 6000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0309-11
4) Résultats longue durée pour plusieurs mois
5) IPL 6000 À l'intensité la plus faible. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

Beurer France SAS - 46, rue Richer - 75009 Paris - France
Email: info@beurer-france.fr - Tel. 01.83.56.10.23 - Fax: 03.89.20.43.79 - www.beurer.com



beurer
beauty

Épilation IPL définitive

Sûre, rapide et fiable



**TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
D'UN INSTITUT DE BEAUTÉ**
La technologie de lumière pulsée ultramoderne

**TECHNOLOGIE TESTÉE
CLINIQUEMENT**
Pour une sécurité optimale à la maison

756.665 0815 Sous réserve d'erreurs ou de changements

1) IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0148-11
IPL 6000/IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0309-11

germanengineering

Épilation longue durée à la lumière pulsée – Fruit du travail de professionnels

Enfin possible à la maison :

Les appareils à lumière pulsée de Beurer fonctionnent avec la technologie de lumière innovante « IPL » (Intense Pulsed Light), déjà utilisée pour l'épilation longue durée⁵⁾ dans des instituts de beauté professionnels et par des médecins. Vous pouvez désormais utiliser à tout moment cette technologie fiable et testée cliniquement de manière sûre et efficace avec les appareils à lumière pulsée de Beurer.



UTILISATION ULTRARAPIDE³⁾
Épilation intégrale en seulement 26 min environ grâce à la surface lumineuse XXL de 7 cm²

Comment la lumière peut-elle éliminer les poils ?

L'épilation à la lumière se base sur la théorie de la photothermolyse sélective, utilisant l'énergie optique pour empêcher la croissance des poils. Cet effet est atteint par l'absorption de l'énergie lumineuse et sa transformation en chaleur.

La mélanine est le pigment de la racine du poil qui est responsable de l'absorption de la lumière et produit la chaleur qui désactivera le follicule pileux en profondeur sous la peau et empêchera la croissance du poil. Plus le poil contient de la mélanine (c.-à-d. plus le poil est foncé), mieux la lumière est absorbée et plus le poil est éliminé efficacement.




³⁾ IPL 9000+/10000+ À l'intensité la plus élevée. Pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
⁵⁾ Résultats longue durée sur plusieurs mois

Sûre, rapide et durable – Technologie testée cliniquement

Dans quelle mesure une épilation à lumière pulsée est-elle influencée par le cycle de croissance du poil ?

Chaque poil du corps traverse trois phases du cycle de croissance du poil : la *phase anagène* (phase de croissance), la *phase catagène* (phase transitoire) et la *phase télogène* (phase de repos).

La durée du cycle de croissance complet du poil diffère d'une personne à l'autre et dépend de l'endroit du corps sur lequel se trouve le poil. En général, elle est de 18 à 24 mois.



Seuls les poils en phase anagène réagissent au traitement avec la technologie IPL. Il faut donc impérativement noter que plusieurs traitements sont nécessaires pour traiter tous les poils. Un cycle de croissance complet est éventuellement nécessaire pour obtenir une épilation longue durée visible.



Appareil professionnel pour une épilation longue durée

Chez Beurer, la sécurité est au premier plan

Les appareils IPL de Beurer disposent d'un système de sécurité professionnel avec protection UV intégrée et capteur 2-en-1 de type de peau et de contact.


L'épilation longue durée⁵⁾ avec le système IPL n'est pas adaptée à une couleur de peau naturellement foncée ou une peau particulièrement bronzée. Nos appareils disposent d'un capteur de type de peau qui mesure la pigmentation de la peau sur la surface à traiter avant chaque impulsion lumineuse et pour votre sécurité, il ne permet l'utilisation que sur une pigmentation cutanée adaptée.

De plus, pour la protection de vos yeux, le capteur de contact assure que l'impulsion lumineuse n'est émise qu'en cas de contact total de la surface lumineuse avec la surface de la peau. Le filtre UV intégré protège également votre peau des rayons nocifs.



Adaptés à une grande diversité de types de poils et de peaux

Nos appareils IPL peuvent être utilisés sur les poils (naturellement) blond foncé, marron et noirs ainsi que sur les peaux claire à bronzée. Ils ne sont pas efficaces sur les poils très clairs ou gris et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.



¹⁾ IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11
²⁾ IPL 6000/IPL 7000 Étude dermatologique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11

Aperçu des types de peau et niveaux d'énergie

Le tableau des couleurs de poils et de peaux vous permet de voir les intensités lumineuses adaptées à la couleur de votre peau et à votre pilosité corporelle.


Type de peau / Couleur de poils	I	II	III	IV	V	VI
Noir	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Brun foncé	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Brun	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Blond foncé	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Blond clair	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Roux	Énergie élevée	Énergie élevée	Énergie moyenne	Énergie faible	Énergie faible	×
Gris/blanc	×	×	×	×	×	×

IPL 9000+/IPL 10000+ élevée : intensité 4-5-6 moyenne : intensité 3-4 faible : intensité 1-2-3
IPL 6000/IPL 7000 élevée : intensité 3 moyenne : intensité 2 faible : intensité 1

Période d'utilisation


Traitement du corps :

après seulement 3 à 4 utilisations, on peut déjà obtenir une réduction de la pilosité jusqu'à 50 %. Pour le traitement du corps, vous obtiendrez de meilleurs résultats en l'utilisant 4 fois toutes les 2 semaines puis 3 fois toutes les 4 semaines. Ensuite, utilisez-le en fonction de vos besoins.




Traitement du visage :

pour le traitement du visage, vous obtiendrez de meilleurs résultats en l'utilisant 6 fois toutes les 2 semaines puis avec des utilisations supplémentaires toutes les 4 semaines. Ensuite, utilisez-le en fonction de vos besoins.



Utilisations diverses – rapide et pratique

Utilisation facile à la maison



UTILISATION SIMPLE SANS INTERRUPTION grâce à la fonction éclairs en série

