

FM 250 Vital Legs: Endlich Schluss mit müden und schweren Beinen

Ulm, 29. August 2018 – Nach einem langen Tag auf den Beinen, nach dem Lauftraining oder anderen Sportarten kann es zu Schmerzen und Schwellungen in Unterschenkeln, Waden und Füßen kommen. Der Beurer EMS-Durchblutungsstimulator FM 250 Vital Legs lockert Muskelverspannungen, macht mobil und fördert die Durchblutung durch vitalisierende Elektrostimulation. So wird müden, schweren Beinen effektiv geholfen und man ist schnell wieder leichtfüßig unterwegs.

FM 250 Vital Legs – Entspannung und Regeneration



Die elektrische Muskelstimulation (EMS) ist eine weitverbreitete Methode zur Regeneration und findet vor allem Anwendung in der Sport- und Rehabilitationsmedizin. Der FM 250 Vital Legs ist ein Medizinprodukt zur Fußmassage für zu Hause, welches eine elektrische Stimulation des Muskelgewebes im Fuß- und Unterschenkelbereich bewirkt. Das Prinzip basiert auf der Nachbildung körpereigener Impulse, die mittels Elektroden über die Haut an die Nerven- und Muskelfasern weitergeleitet werden. Beanspruchte

Muskeln werden auf diese Weise stärker durchblutet und müde, schwere Beine wirksam vitalisiert. Das Gerät enthält je zwei Elektrodenpads im Fußbereich und je eine Elektrode in den Unterschenkelmanschetten. Die elektrischen Reize sind ungefährlich und praktisch schmerzfrei – während der Anwendung ist lediglich ein sanftes Kribbeln spürbar.

Der FM 250 Vital Legs besitzt zusätzlich eine Step-Funktion. Mit dieser können die Füße während der Anwendung nach vorne und hinten gekippt werden. Durch diese zusätzliche Bewegung wird die Durchblutung gefördert

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



und Schwellungen können noch effektiver reduziert werden. Das Gerät ist bequem per Fernbedienung steuerbar. Über die Timerfunktion kann der Nutzer die Anwendungsdauer von 5 bis 90 Minuten in 5 Minutenschritten je nach Bedürfnis auswählen. Ein Programm mit 15 Impulswellenvarianten ist voreingestellt, die Intensitätsniveaus können individuell von Stufe 1 bis 99 separat für den linken und rechten Fuß definiert werden. Zur gleichzeitigen Stimulation der Unterschenkel können die zwei mitgelieferten Manschetten im Wadenbereich platziert werden.



Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

FM 250 Vital Legs: 249,99 € (UVP), ab Dezember 2018, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Zur IFA 2018 stellt Beurer Neuheiten in allen Produktbereichen vor. Alle Highlights sind auf dem Beurer Stand vom **31. August bis 5. September 2018** in **Halle 4.1 Stand 212** zu sehen.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth®* ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.