

Mit Beurer EKG-Geräten den Herzrhythmus zuverlässig im Blick

Ulm, 30. Oktober 2018 – Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und Wearables sind eine beliebte Möglichkeit sie zu überwachen und zu verbessern. Ab sofort erhalten einige Produkte in den USA neben Schrittzähler, Kalorienverbrauch und Pulsmessung auch eine EKG-Messfunktion. Diese soll dabei helfen Herzrhythmusstörungen frühzeitig zu erkennen. Deutsche Experten sehen dies zwar als interessante Möglichkeit zum Monitoring möglicher Herzfrequenzauffälligkeiten, weisen aber gleichzeitig auf die Notwendigkeit weiterer Studien zu Produkten dieser Art hin. Beurer bietet auf dem deutschen Markt mit dem BM 95 und ME 90 gleich zwei Medizinprodukte, die verlässliche Werte liefern, welche in der „beurer CardioExpert“ App dokumentiert und bei Bedarf an einen Arzt per Exportfunktion weitergeleitet werden können.



Dank der einfachen Handhabung des ME 90 und BM 95 kann ohne Vorkenntnisse eine EKG-Aufzeichnung vorgenommen werden. Der Herzrhythmus wird 30 Sekunden lang aufgezeichnet. Die grundsätzliche Aufzeichnung und Bewertung führen die beiden Geräte durch und beurteilen automatisch, ob der Herzrhythmus zu schnell, zu langsam, unregelmäßig, mit Pausen verbunden oder normal ist. Der Anwender erhält dazu auf der Anzeige sofort nach der Messung ein verständliches Symbol. Über Bluetooth® und die „beurer CardioExpert“ App wird das Messergebnis außerdem in Form eines Ausdrucks für die nachfolgende Interpretation durch den Arzt aufbereitet.

BM 95 – 2-in-1 Oberarm-Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät verfügt über einen handlichen EKG-Stick. Es erfolgt eine vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm durch eine Universalmanschette für Oberarmumfänge von 22 – 42 cm. Die 1-Kanal EKG-Funktion ermöglicht zudem die Aufzeichnung des Herzrhythmus. Durchgeführt wird die Messung mithilfe des EKG-Sticks, welcher mittels verschiedener Messmethoden eine Anpassung an die individuelle Herzkonfiguration des Anwenders sicherstellt. Die Messung


Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



erfolgt innerhalb eines 30-Sekunden-Countdowns und wird durch eine blinkende Herzschlaganzeige verdeutlicht. Das Gerät verfügt über eine erweiterte Arrhythmie-Erkennung, die beispielsweise auch Vorhofflimmern und Extrasystolen erkennen kann. Während des Messvorgangs wird die durchschnittliche Herzfrequenz angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns erscheint auf dem Display des BM 95 eine Beurteilung der EKG-Messung.

ME 90 – mobiles EKG-Gerät

Das ME 90 ist klein und handlich und kann somit auch auf Reisen oder unterwegs mitgenommen werden. Auf dem leicht ablesbaren LCD-Display werden alle Werte und Funktionen übersichtlich und sofort nach der Messung dargestellt. Die 1-Knopf-Bedienung macht die Benutzung besonders einfach. Das mobile 1-Kanal-EKG-Gerät zeichnet den Herzrhythmus 30 Sekunden lang auf und informiert über den durchschnittlichen Pulswert sowie eine mögliche Abweichung von einem normalen EKG. Mit der Messung lassen sich unter anderem Unregelmäßigkeiten wie Herzrasen, Pausen bzw. „Stolperer“ im Herzrhythmus, Rhythmusstörungen oder veränderte Wellenformen erkennen. Verschiedene Messmethoden ermöglichen eine Anpassung an die persönliche Herzkonfiguration. Die Aufzeichnung kann über Brust-Arm-Hand oder Hand-Arm-Oberkörper-Arm-Hand erfolgen.



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*® ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.