



Basalthermometer mit App – Moderne Zykluskontrolle und natürliche Familienplanung

Ulm, 11. November 2018 – Die neuen Beurer Basalthermometer und die vom Health Tech Start-Up Ovy entwickelte App eröffnen ganz neue Möglichkeiten für Frauen, die eine Schwangerschaft planen oder ihren Monatszyklus verfolgen möchten. Mit der modernen Temperaturmesstechnik kann der Eisprung, die fruchtbare Phase sowie die nächste Periode berechnet werden. So wird der Kinderwunsch ganz einfach umsetzbar – ohne Hormone oder teure Behandlungen. Zur MEDICA werden die Basalthermometer und die App vom 12. bis 15. November 2018 vorgestellt.

Natürliche Familienplanung war noch nie so einfach! Auf Basis der wissenschaftlich anerkannten sympto-thermalen Methode lassen sich mit den Beurer Basalthermometern OT 30 oder OT 20 in Kombination mit der Ovy Zyklus-App die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage bestimmen. Verschiedene Körpersignale, unter anderem die Basaltemperatur – also die Körpertemperatur unmittelbar nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen – werden täglich in der App dokumentiert. Um den Zyklus möglichst genau berechnen zu können, sollten auch Störfaktoren wie Schlafmangel, Fieber oder Alkoholkonsum vermerkt werden. Die digitale Datenerfassung erspart die bisher aufwendige und fehleranfällige Dokumentation mit Zettel und Stift. So ist es noch einfacher, die Signale des eigenen Körpers richtig zu deuten und langfristig mehr Sicherheit im Umgang mit dem Monatszyklus zu bekommen.

OT 30 – Basalthermometer mit *Bluetooth*[®]



Mit dem Basalthermometer OT 30 können die Temperaturwerte automatisch per *Bluetooth*[®] in die Ovy App übertragen werden. Die Messung ist mit der flexiblen Messspitze oral oder vaginal möglich, ein Signalton verdeutlicht das Messende. Das Basalthermometer überzeugt mit hoher Messgenauigkeit ($\pm 0,05$ °C im Messbereich von 35,00 °C – 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von

Mit dem Basalthermometer OT 30 können die Temperaturwerte automatisch per *Bluetooth*[®] in die Ovy App übertragen werden. Die Messung ist mit der flexiblen Messspitze oral oder vaginal möglich, ein Signalton verdeutlicht das Messende. Das Basalthermometer überzeugt mit hoher Messgenauigkeit ($\pm 0,05$ °C im Messbereich von 35,00 °C – 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Teresa Schellhorn
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



18 °C – 28 °C). Das OT 30 zeigt die Werte präzise auf zwei Nachkommastellen in °C oder °F an. Es ist wasserdicht, desinfektionsfähig und besitzt 30 Speicherplätze.

OT 20 – Klassisches Basalthermometer



Als Einstiegsmodell bietet Beurer das Basalthermometer OT 20 an. Das Produkt misst ebenso genau wie das OT 30 ($\pm 0,05$ °C im Messbereich von 35,00 °C – 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C – 28 °C) und ist mit der Ovy App verwendbar. Die Messwerte werden mittels flexibler Messspitze oral oder vaginal ermittelt und manuell in die App eingetragen. Das Display zeigt die Werte präzise auf zwei Nachkommastellen in °C an. Das OT 20 ist wasserdicht, desinfektionsfähig und besitzt einen Speicherplatz.

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

OT 30: 49,99 € (UVP), ab Dezember 2018, 5 Jahre Garantie

OT 20: 14,99 € (UVP), im Fachhandel, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen zu den neuen Basalthermometern erhalten Besucher auf der MEDICA in Düsseldorf vom **12. bis 15. November 2018** am Beurer Stand in **Halle 10 Stand D20**.

Über Ovy

Ovy wurde 2016 von den beiden Schwestern Eva und Lina Wüller gegründet. Das Health Tech Start-Up verbindet Zyklus-App und Basalthermometer, um den weiblichen Zyklus zu berechnen. Ziel ist es, Frauen weltweit zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit einfach und effektiv zu kontrollieren. Die Ovy App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar. Weitere Informationen sind unter www.ovyapp.com erhältlich.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-



Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren, eine Aktivitätsuhr und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.