


Freie Atemwege für die Kleinsten mit den Neuheiten im Babycare Sortiment

Ulm, 11. Februar 2020 – Winterzeit ist Erkältungszeit! Eine laufende Nase und Husten bleiben in dieser Jahreszeit vor allem bei den Kleinsten nicht aus. Verzweifelte Eltern suchen nach der richtigen Behandlungsmethode, damit die Kleinen schnell wieder von ihrem Leiden befreit werden. Abhilfe kann die sanfte Anwendung von Inhalatoren oder einem Nasensauger schaffen. Beurer hat sein Sortiment um verschiedene Medizinprodukte erweitert, die für freie Atemwege bei Babys und Kleinkindern sorgen.

NA 20 – Nasensauger: wirksam, schonend und einfach

Babys sind auf die Nasenatmung angewiesen, denn in dieser Entwicklungsphase funktioniert die Atmung durch den Mund nur rudimentär. Der Nasensauger NA 20 befreit das schnupfengeplagte Näschen wirkungsvoll von Nasensekret mit einer kontrollierten Saugleistung von maximal 66 kPa. Nicht nur das Atmen und die Nahrungsaufnahme werden erleichtert, auch Nase, Nebenhöhlen und Ohren werden besser belüftet, sodass sich Keime weniger leicht ausbreiten können. Dies senkt das Risiko für Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen sowie Bronchitis deutlich. Das ergonomische Design und die praktische Ein-Knopf-Bedienung des NA 20 sorgen für eine unkomplizierte Anwendung. Der Sauger ist besonders geräuscharm, die abnehmbaren Elemente lassen sich einfach reinigen. Zusätzlich sind zwei weiche, desinfizierbare Silikon Aufsätze für festes und flüssiges Nasensekret im Lieferumfang enthalten.

Inhalieren ohne Langeweile – mit der Kids-Edition



Die Heilung bei Erkältungskrankheiten und anderen Atemwegserkrankungen wie Asthma kann mittels Inhalation beschleunigt werden. Mit den Modellen IH 26 Kids und IH 58 Kids stehen ab sofort kindgerechte Inhalatoren in fröhlichem Design zur Verfügung. Die Anwendung ist durch die einfache Bedienung besonders

Die Heilung bei Erkältungskrankheiten und anderen Atemwegserkrankungen wie Asthma kann mittels Inhalation beschleunigt werden. Mit den Modellen IH 26 Kids und IH 58 Kids stehen ab sofort kindgerechte Inhalatoren in fröhlichem Design zur Verfügung. Die Anwendung ist durch die einfache Bedienung besonders

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



angenehm. Die Verneblung von flüssigen Medikamenten zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege erfolgt mittels Kompressor-Drucklufttechnologie. Durch die hohe Verneblungsleistung von ca. 0,3 Milliliter pro Minute (IH 26 Kids), bzw. 0,25 Milliliter pro Minute (IH 58 Kids) kann die Inhalation in kürzester Zeit effektiv durchgeführt werden. Die fröhliche Giraffe zum Aufstecken lenkt das Kind während der Behandlung spielerisch ab. Beide Geräte sind desinfektionsfähig und enthalten folgendes Zubehör: Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Mundstück, Vernebler, 10 Filter und Schlauch.

Technische Daten:



IH 26 Kids Inhalator

- Kompressor-Inhalator
- Partikelgröße (MMAD) 3,07 µm
- Arbeitsdruck ca. 0,8-1,45 bar
- Verneblungsleistung ca. 0,3 ml/min
- Inkl. umfangreichem, kinderfreundlichem Zubehör



IH 58 Kids Inhalator

- Kompressor-Inhalator
- Partikelgröße (MMAD) 4,12 µm
- Arbeitsdruck ca. 0,25-0,5 bar
- Verneblungsleistung ca. 0,25 ml/min
- Geräuscharm und besonders praktisch auf Reisen
- Inkl. umfangreichem, kinderfreundlichem Zubehör

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

NA 20: 49,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

IH 26 Kids: 69,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

IH 58 Kids: 89,99 € (UVP), verfügbar, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen,

Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.