

## Ruhiger einschlafen und besser durchschlafen mit neuen Produkten der Beurer SleepLine

Ulm, 27. April 2020 – Alltagsorgen, ein ständig gegenwärtiges Gedankenkarussell oder aber ein schnarchender Partner – es gibt viele Gründe, die das Einschlafen erschweren und eine erholsame Nachtruhe stören können. Die Beurer SleepLine schafft Abhilfe. Mit den speziell für einen gesunden Schlaf entwickelten Produkten wirkt der Ulmer Gesundheitsspezialist Ein- bzw. Durchschlafschwierigkeiten entgegen. Neu im Sortiment sind ab sofort der Anti-Schnarchgurt SL 40 sowie die beiden Einschlafhilfen SL 10 DreamLight und SL 15 DreamSound.

### Anti-Schnarchgurt SL 40 mit EMS-Funktion



Zu den Hauptursachen von Schnarchen zählt das Schlafen in Rückenlage – Unterkiefer und Zunge können zurückfallen und den Rachenraum verengen. Unangenehme Schnarchgeräusche sind oft die Folge und können sowohl für den Betroffenen selbst

als auch für deren Partner eine Belastung sein. Der **Anti-Schnarchgurt SL 40** wird ganz einfach um Brust und Rücken fixiert und verhindert das positionsabhängige Schnarchen in Rückenlage. Dank der verschleißfreien Wasserkontakt-Elektroden aus leitendem Carbonmaterial ist kein Kontaktgel zur Anwendung nötig. Der Lagesensor ermittelt die Körperposition und ein sanfter Elektroimpuls sorgt für einen Wechsel der Schlafposition, sodass das Schlafen in Rückenlage vermieden wird. Der SL 40 eignet sich für schwache bis starke Schnarcher. Die Intensität der Elektrostimulation ist individuell einstellbar. Das anschmiegsame Produkt ist für Brustumfänge von 80-105 cm anwendbar und kann durch den mitgelieferten Erweiterungsgurt auf bis zu 140 cm Brustumfang erweitert werden. Es ist problemlos möglich, den Gurt unauffällig unter der Kleidung zu tragen. Das abnehmbare Bedienteil ist akkubetrieben, der Anti-Schnarchgurt selbst ist handwaschbar. Im Lieferumfang sind ein Micro-USB-Kabel und der Erweiterungsgurt enthalten.

**Beurer GmbH**  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Deutschland  
Tel. +49 731/3989-0  
Fax +49 731/3989-295

**Beurer Austria GmbH**  
Franz-Hönig-Straße 7  
4910 Ried im Innkreis  
Österreich

**Ansprechpartner**  
Anna-Katharina Peuker  
[presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

**Website**  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)

### Social Media



### **Neue Einschlafhilfen mit Sound oder Licht**

Die Einschlafhilfe **SL 10 DreamLight** von Beurer hilft gezielt dabei, vom Alltag abzuschalten. Das Gerät projiziert einen farbigen, pulsierenden Lichtkreis an die Schlafzimerdecke, welcher in einem bestimmten Rhythmus kleiner und größer wird. Der Nutzer atmet im Einklang mit der Lichtprojektion der Einschlafhilfe ein und aus und kommt auf diese Weise zur Ruhe. Die Gedanken werden abgelenkt und die Atmung wird entspannt. Gleichzeitig nimmt die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol ab und die Produktion des Schlafhormons Melatonin zu. Je zwei Atemtechniken und Farben (rot oder blau) sind einstellbar. Bei der 4-7-8 Yoga-Atemtechnik atmet der Anwender vier Sekunden lang ein, hält den Atem für sieben Sekunden an und atmet acht Sekunden lang aus. Die Relax-Atemtechnik führt mit vier Sekunden Einatmen und sechs Sekunden Ausatmen ebenfalls zu einem ruhigen Atemfluss. Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik nach 8 oder 20 Minuten.



Der **SL 15 DreamSound** bietet eine weitere Möglichkeit, das Einschlafen mittels Musik und Tönen zu erleichtern. Die vier speziell für den Einschlafprozess zusammengestellten Klänge können Herzschlag und Blutdruck verändern, die Atemfrequenz beruhigen und die natürliche Muskelentspannung fördern. Gewählt werden kann zwischen Meeresrauschen, Sommernacht mit Vogelgesang, Haartrockner und harmonischer Melodie. Dabei entscheidet der Anwender, ob der Klang den ganzen Raum erfüllen soll, die Lautstärke heruntergeregelt oder das Produkt mit Kopfhörern genutzt wird. Zusätzlich kann ein Timer mit automatischer Abschaltung nach 15, 30 oder 45 Minuten eingestellt werden.



### **Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie\***

SL 40: 71,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

SL 10: 30,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

SL 15: 30,99 € (UVP), verfügbar, 3 Jahre Garantie

\*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

### **Über Beurer**

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und

Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensoren, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Spannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL, Laser), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*<sup>®</sup> ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com).