

Notfallarmband mit Sturzerkennung

Ulm, 05. Juli 2023 – Unter dem Motto: „Frei im Alltag. Sicher im Notfall“ stellt Beurer im Rahmen des Innovations Media Briefing (IMB) in Berlin am 5. Juli 2023 sein neues Notfallarmband EC 70 vor. Der Gesundheitsspezialist möchte zukünftig alle Menschen unterstützen, die ihr Leben selbstständig bestreiten möchten, aber durch Alterschwäche oder ein Handicap unsicher in Alltagssituation sind.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Anke Niess
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media




Der große Vorteil des Notfallarmband EC 70 inklusive App „caera“

Anders als der klassische Hausnotruf kann das mobile Armband inklusive der App „caera“ dank Mobilfunktechnologie und eingebauter SIM-Karte sowohl zuhause als auch unterwegs genutzt und im Notfall geortet und angerufen werden.

Von der Notsituation zur Hilfeleistung

Im Fall eines Sturzes, der den Träger in eine Notsituation bringen kann, wird durch die Sturzerkennung ein automatischer Notruf an bis zu sechs hinterlegte Notfallkontakte abgegeben. Per Knopfdruck kann der Träger auch selbst intuitiv den Notruf abgeben. Im Anschluss werden die in der App hinterlegten Notfallkontakte informiert. Eine Kontaktperson kann sofort den Erstkontakt zum Gestürzten aufnehmen, mit ihm telefonieren, sich zu diesem auch navigieren lassen und schnellstmöglich Hilfe leisten. Mit der Chatfunktion in der App können die anderen miteinander kommunizieren.



Doch was tun, wenn die Angehörigen nicht in der Nähe wohnen oder verreist sind? Auch dafür gibt es eine Lösung. Neben dem erforderlichen Basispaket, das sechs hinterlegte Notfallkontakte inkludiert, gibt es einen optional zubuchbaren professionellen 24-Stunden-

Notrufdienst. Örtliche Rettungskräfte werden benachrichtigt und können schnellstmöglich am Notfallort eintreffen, um dem Betroffenen zu helfen.

Technische Daten im Überblick

Notfallarmband EC 70

- Automatische Sturzerkennung oder manueller Notruf per Knopfdruck inkl. Ortung und Telefonfunktion
- Mobilfunktechnologie (2G) – für eine Notruftelefonie drinnen und draußen
- Akkulaufzeit bis zu 21 Tage
- Widerstandsfähiges, hautfreundliches und wasserdichtes (IP 67) Armband
- Integrierte SIM-Karte für eine sofortige Nutzung
- Schnelle Kontaktierung der Notfallpersonen über die App
- Einfache Konfiguration und Übersicht dank der App „caera“

App „caera“

- Einrichtung des Armbands
- Buchung des Basispakets (optional: professioneller Notrufdienst)
- Notfallbenachrichtigung an die hinterlegten Kontakte oder den 24-Stunden-Notrufdienst
- Standortnavigation im Notfall
- Sprachverbindung zum Träger
- Akkubenachrichtigung des Armbands
- Chatfunktion der eingetragenen Kontakte
- Einladen von bis zu 6 Notfallkontakten

Hier geht's zum EC 70 Kurzclip: <https://youtu.be/DwtiapbnIQ8>

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

EC 70: 249,99 € (UVP), verfügbar ab September 2023, 3 Jahre Garantie

Basispaket: monatlich 17,95 € mit bis zu 6 Notfallkontakten

Professioneller 24-Stunden-Notrufservice: 14,95 € zum Basispaket

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und

Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Wärmeprodukte, Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Luftwäscher, ein Meeresklimagerät, Ventilatoren, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, eine Reanimationshilfe, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, Insektenstichheiler, Lichtwecker, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, Bart- und Körperpflegeprodukte für Männer, eine Babycare Linie, Basalthermometer, ein Fertilitätsset, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.