



Workout Next-Level: EMS Suit Evolution ist da!

Ulm, 12. November 2023 – Antelope by Beurer steht für kurze und sehr effektive Workouts. Dafür müssen die Anwender nicht ins Fitnessstudio, sondern holen die Trainingseinheit in die eigenen vier Wände oder trainieren in der Natur. Hobbysportler, aber auch Profis wie Tennisstar Angelique Kerber profitieren von der beliebten Trainingsform, um die Trainingsintensität durch gezielte Stimulation der Muskulatur zu verstärken. Im Rahmen der internationalen Fachmesse MEDICA stellt Beurer seine Evolution EMS Suits, zwei Tank Tops sowie den Trainingsgürtel Corefit I und den Bauch- und Rückentrainingsgürtel Corefit II vor.

Was ist EMS?

EMS bedeutet elektrische Muskelstimulation und dient zur Intensivierung des Muskelaufbaus. Das Wirkungsprinzip der elektrischen Muskelstimulationsgeräte basiert auf der Nachbildung körpereigener Impulse, welche anhand von Elektroden über die Haut an die Muskelfasern weitergeleitet werden. Die Elektroden können dabei an vielen Körperpartien angebracht werden, wobei die elektrischen Reize ungefährlich und schmerzfrei sind. Die Anwendung der EMS-Geräte fördert einen schnelleren Muskelaufbau und kann den Kalorienverbrauch erhöhen.

Antelope by Beurer Evolution EMS Suit– Shirt & Short

Der Antelope by Beurer Evolution EMS-Anzug bietet hohen Tragekomfort und ist speziell für die männliche und weibliche Anatomie designt. Die Kombination aus Shirt, Short und 8-Channel-Booster (Steuerung) bietet ein intensives Ganzkörpertraining.

- **18 High-Tech Silikonelektroden:** Das Shirt verfügt über 12 Elektroden an Brust, Bauch, Oberarm, Nacken, mittlerem Rücken, unterem Rücken und die Shorts über sechs Elektroden an Gesäß, Oberschenkeln vorne und Oberschenkeln hinten.
- **Tragekomfort und Passform:** Durch einen integrierten Reißverschluss lässt sich der EMS-Anzug einfach anziehen und hat eine gute Passform. Das Material ist atmungsaktiv und maschinenwaschbar.

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295

Beurer Austria GmbH
Franz-Hönig-Straße 7
4910 Ried im Innkreis
Österreich

Ansprechpartner
Anna-Katharina Peuker
Anke Niess
presse@beurer.de

Website
www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Social Media



ANTELOPE
by beurer



- **Größen und Größenkombinationen:** Der Suit ist in den Versionen female und male und jeweils in unterschiedlichen Größen erhältlich. Das Shirt und die Short gibt es für Frauen in den Größen XS bis XL und für Männer von S bis XXL. Beurer bietet hierbei verschiedene Größenkombinationen an, um das perfekte Trainingsoutfit für den Anwender bereitzustellen sowie eine Version mit Leggings für zusätzliche Wadenmuskelstimulation.

Tennis-Profi Angelique Kerber ist überzeugt:

„Für alle, die mehr erreichen wollen, ist der EMS-Anzug von Antelope genau richtig.“

Antelope by Beurer EMS Tank Top

Das **EMS Tank Top mit acht Elektroden** und Booster eignet sich für ein hochintensives Rücken- und Bauchtraining. Das Tank Top kann ebenfalls durch Short und Leggings erweitert werden, um ein intensives Ganzkörpertraining zu ermöglichen – siehe auch Antelope Suit. Das Tank Top gibt es für Frauen in den Größen XS bis XL und für Männer in den Größen S bis XXL.




Antelope Go App – für ein individuelles Training

Mit der App „Antelope Go“ hat der Anwender die Möglichkeit, die Programme nach seinen persönlichen Trainingszielen zu konfigurieren.

- Warm-Up, Fitness, Sport, Kraftaufbau, Regeneration.
- Einstellung der Trainingsintensität von 0 bis 100.
- Muskelgruppen können individuell angesteuert werden.
- Unterschiedliche Programme unterstützen beim Sport-, Fitness- und HIIT-Training (hochintensiven Intervalltraining).
- Sowohl für die Nutzung der Suits als auch für die der Tank Tops können 42 EMS-Programme für jedes Leistungsniveau abgerufen werden.
- Einsatzmöglichkeiten: Auch bei Gesundheitsübungen, der Rehabilitation, dem Kraftaufbau sowie der Regeneration sind die Suits geeignet.
- Umfangreiche Body Analyse: Datenübertragungen der Beurer Connect-Diagnosewaagen in die App sind möglich.



Antelope Go



Antelope by Beurer EMS Bauch- und Rückentrainingsgürtel

Mit **Corefit I** erweitert Beurer das Antelope-Sortiment um einen neuen Bauchtrainingsgürtel und mit **Corefit II** um einen neuen Bauch- und Rückentrainingsgürtel. Beide stehen für ein begleitendes Training und ermöglichen eine effektive und leistungsstarke, aber einfache Bedienung. Mit jeweils vier Elektroden werden unterschiedliche Körperzonen trainiert.

Für beide Fitness-Geräte gilt...

- **Abnehmbares Bedienelement mit LCD**
- Die **Intensität** ist von 0 bis 40 einstellbar. Nach Bedarf können zwei Klebeelektroden zur individuellen Muskelstimulation geordert werden, die am Bedienelement anschließbar sind.
- **9 EMS-Programme** für Ausdauer-, Fitness- und HIIT-Trainings (hochintensives Intervalltraining), Muskel- und Kraftaufbau sowie Regeneration.
- **Weitere Funktionen:** Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Pause-Funktion, Abschaltautomatik, Tastensperre und Batteriewechselanzeige.

Corefit I und Corefit II - Unterschiede im Vergleich



Corefit I

EMS Bauchmuskel-Gürtel

Trainingsbereich:

Zentrale und seitliche
Bauchmuskulatur

Elektroden: 4x am Bauch

Flexibler Bauchgurt:

Für Bauchumfänge von 70 bis max.
140 cm verwendbar (28 - 55 Zoll)
inklusive Verlängerungsband



Corefit II

EMS Bauch- und Rückenmuskelgürtel

Trainingsbereich:

Zentrale Bauchmuskulatur und die
untere Rückenmuskulatur

Elektroden: 2x Bauch, 2x Rücken

Flexibler Bauchgurt:

Für Bauchumfänge von 75 bis max.
130 cm

Die Vorteile mit Antelope

- Mit dem mobilen EMS-System kann man von überall aus trainieren, wann man möchte.
- Mit dem EMS-Anzug von Antelope kann in fast alle Trainingsarten integriert werden.
- Muskeln können individuell ansteuern und ein gezieltes Muskeltraining ermöglichen.
- Das Antelope Massage-Programm unterstützt die Erholung der Muskulatur nach dem Training.

Weitere Informationen gibt es auf der [Antelope Webseite](#) und im [Video](#).

Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie*

Suit: 1499,00 € (UVP), verfügbar, 1 Jahre Garantie

Tank Top: 799,00 € (UVP), verfügbar, 1 Jahre Garantie

Corefit I: 59,99 € (UVP), ab März 2024 verfügbar, 3 Jahre Garantie

Corefit II: 69,99 € (UVP), ab März 2024 verfügbar, 3 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

Alle Beurer Highlights sind auf dem MEDICA Messestand vom **13. bis 16. November 2023** in **Halle 10 am Stand D20** zu sehen.

Informationen zu weiteren MEDICA Highlights gibt es im [Pressebereich](#).

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktpartnern führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Wärmeprodukte, Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Luftwäscher, ein Meeresklimagerät, Ventilatoren, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, eine Reanimationshilfe, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, Insektenstichheiler, Lichtwecker, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte (Fuß-Massage, Shiatsu-Massage, Massage-Sessel, Massage-Kissen, Faszien-Massage, Venen-Trainer), Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte (klassisch, IPL), FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, Bart- und Körperpflegeprodukte für Männer, eine Babycare Linie, Basalthermometer, ein Fertilitätsset, Aktivitätssensoren und Pulsuhren. USB-Schnittstellen und *Bluetooth*[®] ermöglichen für immer mehr Connect-Produkte eine Anbindung an die wachsende Beurer App-Welt und/oder Software. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit ca. 1.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.