

Pressemeldung

## Beurer Blutdruckmessgeräte „Made in Europe“

**Ulm, 6. September 2024 – Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer präsentiert im Rahmen der IFA 2024 in Berlin vom 6. bis 10. September 2024 seine neuen Oberarm-Blutdruckmessgeräte BM 48 und BM 38. Der deutsche Marktführer im Bereich Blutdruckmessgeräte ist stolz, mit den beiden „Easy to Use“-Produkten zwei neue Geräte „Made in Europe“ zu präsentieren.**

Bereits seit 1992 werden im ungarischen Werk in Veszprém Produkte für Schmiegsame Wärme hergestellt. Im Jahr 2021 hat Beurer dieses zu einer zentralen europäischen Produktionsstätte für Medizinprodukte erweitert.



„Mit der Erweiterung des Produktangebotes im Bereich Blutdruck stärken wir unseren Produktionsstandort in Europa“, sagt Sebastian Kebbe, Geschäftsführer der Beurer GmbH. „Wir können damit noch flexibler auf die Nachfrage reagieren und sehen auch die zunehmende Bedeutung von ‚Made in Europe‘ bei Endverbrauchern.“

### Blutdruckmessgeräte „Made in Europe“

Die beiden neuen Oberarm-Blutdruckmessgeräte BM 48 und BM 38 zeichnen sich durch eine intuitive Anwendung und Ein-Knopf-Bedienung aus. Während des Messvorgangs bietet die Inflation-Technology eine komfortable Messung, indem bereits während des Aufpumpens der Blutdruck gemessen und somit eine schnellere Messzeit ermöglicht wird.

Eine Arrhythmie-Erkennung warnt bei eventuellen Herzrhythmus-Störungen und der Risiko-Indikator interpretiert am Ende der Messung die Werte und stuft diese ein. Während der gesamten Messung dient das Symbol der Manschettensitzkontrolle als ein Indikator, ob die Manschette während der Messung richtig angelegt ist. Im Falle einer nicht korrekten Anbringung wird der Messvorgang nach ca. 15 Sekunden abgebrochen. Die im Lieferumfang enthaltene Manschette beider Blutdruckmessgeräte ist für Oberarmumfänge von 22-42 cm geeignet. Mit dem USB-C Anschluss wird zudem ein optimaler Netzbetrieb gewährleistet.

### Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 48

Das Blutdruckmessgerät mit *Bluetooth*<sup>®</sup>-Funktion bietet eine einfache Möglichkeit, die Blutdruckwerte mit der App [„beurer HealthManager Pro“](#) jederzeit im Blick zu behalten.

## Hauptfeatures:

- Blutdruckmessgerät mit *Bluetooth*<sup>®</sup>-Funktion: mit der App „beurer HealthManager Pro“ die Blutdruckwerte jederzeit im Blick behalten
- Easy-to-Use: Einfache Bedienung
- Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
- Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb
- Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit
- Manschetten-Sitzkontrolle: für das korrekte Anlegen der Manschette am Oberarm
- Arrhythmie-Erkennung: warnt bei eventuellen Herzrhythmus-Störungen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22-42 cm
- Perfekt ablesbares XL-Display mit Backlight



## Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 38

Das Blutdruckmessgerät BM 38 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Nach der Messung können die Messergebnisse mit Hilfe der [„Scan & Save“-Funktion](#) der „beurer HealthManager Pro“ App bequem in diese übertragen und digital dokumentiert werden.

## Hauptfeatures:

- Easy-to-Use: Einfache Bedienung
- Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
- Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb
- „Scan & Save“: Blutdruckwerte digital in der App „beurer HealthManager Pro“ dokumentieren
- Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit
- Manschetten-Sitzkontrolle: für das korrekte Anlegen der Manschette am Oberarm
- Arrhythmie-Erkennung: warnt bei eventuellen Herzrhythmus-Störungen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22-42 cm
- Perfekt ablesbares XL-Display



## Preis (UVP), Verfügbarkeit, Garantie\*

BM 48: 59,99 € (UVP), verfügbar ab Oktober 2024, 5 Jahre Garantie

BM 38: 49,99 € (UVP), verfügbar ab Oktober 2024, 5 Jahre Garantie

\*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten

**Alle Beurer Highlights sind auf der IFA vom 6. bis 10. September 2024 in Halle 4.1 am Stand 210 zu sehen.**

#### **Beurer GmbH**

Söflinger Straße 218  
D- 89077 Ulm  
Tel. +49 731/3989-0  
Fax +49 731/3989-295  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com)

#### **Beurer Pressekontakt**

Anna-Katharina Peuker  
Anke Niess  
E-Mail: [presse@beurer.de](mailto:presse@beurer.de)

#### **Social Media**



#### **Über Beurer**

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Familienunternehmen heute in mehreren Sparten führend. Ursprünglich als Hersteller von Heizkissen und Wärmeunterbetten, entwickelte sich das Unternehmen zu einem Vollsortimenter mit mehr als 500 Produkten. So bietet Beurer unter den Themenwelten Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit, Körperpflege, Haushalt, Fitness und Baby unterschiedliche Produkte für die Heimanwendung an. Darunter finden sich Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, Fieberthermometer, Pulsoximeter, Inhalatoren, Hörhilfen, Tageslichtlampen, Insektenstichheiler, ein mobiles EKG-Gerät und ein Notfallarmband sowie Produkte zur Schmerztherapie und Frauengesundheit. Ebenfalls im Sortiment zu finden, sind die Produktbereiche Schmiegsame Wärme, Gewicht & Diagnose, Luft & Aroma, Massage & Shiatsu sowie Schlaf & Erholung. Des Weiteren führt Beurer diverse Schönheitsprodukte der Kategorien FaceCare, BodyCare, HairCare, Haarentfernung, Maniküre & Pediküre und im Bereich Körperpflege eine Männerpflegeserie sowie elektrische Zahnbürsten. Mit den Produktbereichen Antelope by beurer, Physioline und zahlreichen Bauchmuskeltrainern bietet das Unternehmen eine Range an Fitnessprodukten an. Der Themenbereich Baby beinhaltet spezielle Produkte, welche an die Bedürfnisse von Kindern, Babys und deren Eltern angepasst sind. Mit der Produktgruppe „Connect“ bietet der Gesundheitsspezialist eine breitgefächerte App-Welt an, die mit Beurer Produkten kombinierbar ist und den Alltag erleichtert. Weltweit tragen ca. 1700 Mitarbeiter und ein Distributionsnetz in mehr als 100 Länder zum stetig wachsenden Unternehmenserfolg bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer.com](http://www.beurer.com).