

Pressemeldung

Weltdiabetestag 2025: Steigende Anforderungen an Blutzuckermessgeräte – Beurer bleibt verlässlicher Partner

Ulm, 14. November 2025 – Zum Weltdiabetestag am 14. November rückt Beurer die Qualitätssicherung in der Blutzuckermessung in den Fokus. Ab Mai 2026 gelten verschärfte Vorgaben, um die Patientensicherheit weiter zu erhöhen und die Genauigkeit von Messungen zu gewährleisten. Beurer ist vorbereitet und bleibt damit ein verlässlicher Partner.

Was ändert sich?

Die neue Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) schreibt ab 2026 für Kontrolllösungsmessungen eine Genauigkeit von ± 5 Prozent vor – bisher waren es ± 11 Prozent. Damit steigen die Anforderungen an Blutzuckermessgeräte erheblich. Die Richtlinie gilt für Arztpraxen mit eigenem Labor, Krankenhäuser, Pflegeheime sowie Rettungsdienste, Unabhängige Labordienstleister und Pathologische Institute.

Beurer ist startklar

Um die neuen Standards optimal zu erfüllen, hat Beurer in enger Zusammenarbeit mit Diabetesberatern die Blutzuckermessgeräte **GL 44 Professional** und **GL 40 Professional** entwickelt und erweitert damit sein Sortiment. Beide Geräte sind speziell auf den professionellen Gebrauch abgestimmt und auch ausschließlich für die Anwendung im professionellen Umfeld bestimmt. Sie sind als Medizinprodukte zugelassen und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Zudem werden die Teststreifen regelmäßig durch das Institut für Diabetes Karlsburg klinisch geprüft.

GL 44 Professional und GL 40 Professional bieten einen beleuchteten Teststreifen-Einfuhrschacht und Hintergrundbeleuchtung sowie extra breite Teststreifen. Beim GL 44 Professional liegt der Hämatokritbereich bei 20 bis 60 Prozent, beim GL 40 Professional zwischen 35 und 50 Prozent.



Mit diesen Lösungen unterstützt Beurer medizinische Fachkreise dabei, die neuen gesetzlichen Anforderungen zuverlässig umzusetzen – für mehr Sicherheit in der Patientenversorgung.

Preise (UVP), Verfügbarkeit, Garantie *

GL 44 Professional: 29,99 € (UVP), verfügbar ab Februar 2026, 5 Jahre Garantie

GL 40 Professional: 29,99 € (UVP), verfügbar ab Februar 2026, 5 Jahre Garantie

*Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.

Das nachfolgende Bildmaterial ist ausschließlich für die Presse zur Berichterstattung über unser Unternehmen und unsere Produkte frei verwendbar, vorausgesetzt, bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: Beurer GmbH

Beurer GmbH

Söflinger Straße 218
D- 89077 Ulm
Tel. +49 731/3989-0
Fax +49 731/3989-295
www.beurer.com

Beurer Pressekontakt

Simon Schwörer
E-Mail: presse@beurer.de

Social Media



Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und ist heute in mehreren Produktkategorien führend. Das Familienunternehmen steht für einen modernen und gesunden Lebensstil. Diesen Anspruch greift der Beurer Markenclaim „healthy. life. style.“ auf. Ursprünglich Hersteller von Heizkissen und Wärmeunterbetten entwickelte sich Beurer zu einem kompetenten Vollsortimenter mit mehr als 500 Produkten. Heute bietet das Traditionsunternehmen in den Produktkategorien Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit, Körperpflege, Haushalt, Fitness, Baby und Haustierpflege unterschiedliche Produkte für die Anwendung zu Hause an. Darunter finden sich Medizinprodukte wie Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, Fieberthermometer, Pulsoximeter, Inhalatoren, Insektenstichheiler sowie Produkte zur Schmerztherapie. Ebenfalls im Sortiment sind die Produktbereiche Schmiegsame Wärme, Gewicht, Luft, Massage sowie Erholung. Des Weiteren führt Beurer diverse Schönheitsprodukte der Kategorien FaceCare, BodyCare, HairCare, Haarentfernung, Maniküre & Pediküre und im Bereich Körperpflege eine Männerpflegeserie sowie elektrische Zahnbürsten. Im Produktbereich „Antelope by beurer“ bietet Beurer eine Range an Fitnessprodukten. Der Themenbereich Baby beinhaltet Produkte, die an die Bedürfnisse von Kindern, Babys und deren Eltern angepasst sind. Mit „Love Your Pet by beurer“ hat Beurer vielfältige Produkte für Haustiere im Angebot. Die Produktgruppe „Connect“ umfasst eine breitgefächerte App-Welt, die mit Beurer Produkten kombinierbar ist und den Alltag erleichtert. Weltweit tragen rund 1800 Mitarbeiter und ein Distributionsnetz in mehr als 100 Länder zum stetig wachsenden Unternehmenserfolg bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.beurer.com.