

Notre
santé
Notre Beurer

Le bien-être
pour toute
la famille



wellbeing



médical



beauty



babycare



active

catalogue de produits
international 2018


Nous voulons que vous vous sentiez bien !

Depuis 1919, et avec la diversité de notre gamme de plus de 500 produits, nous respectons notre promesse : santé et bien-être. Nos gammes de produits veillent à votre santé et à votre bien-être !

Des produits médicaux spécialisés dans la prévention et le diagnostic, des produits pour le calcul du poids et des produits de diagnostic, des appareils de thérapie et de massage de la gamme Wellbeing, mais également la gamme Active, avec ses capteurs d'activité et cardiofréquencesmètres, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour mener un mode de vie sain et moderne. Dans les gammes Beauty et Babycare, vous trouverez également des produits de qualité professionnelle pour vous accompagner dans votre quotidien.

Nous nous adaptons continuellement aux nouvelles tendances et tenons compte des besoins de nos clients pour pouvoir proposer une gamme complète, depuis les modèles d'entrée de gamme jusqu'aux produits haut de gamme. Nous travaillons avec des instituts, des partenaires et des consultants très réputés !

Laissez-vous inspirer par nos nouveautés et faites le plein de joie de vivre avec Beurer !



german
brand
award
'17
winner

Chaleur douce			Air et arôme	
Chaleur To Go	23		Purificateurs d'air, laveurs d'air, humidificateurs d'air, déshumidificateurs d'air	71
Coussins chauffants	24		Thermo-hygromètres, diffuseurs d'arômes	76
Chauffe-matelas	19, 28, 82		Sommeil et récupération	
Chauffe-pieds	35		SleepLine	79
Couvertures chauffantes	21, 36		Lumières de réveil	
Poids et diagnostic			Réveil lumineux	85
Pèse-personnes connectés	42, 44		Thérapie par la lumière	
Pèse-personnes impédancemètres	40, 47		Lampes à infrarouge et lampes de luminothérapie	81, 89
Pèse-personnes	41, 51		Shiatsu et massage	
Pèse-bagages	61		Appareils de massage manuels	98
Balances de cuisine	62		Produits de massage shiatsu	95, 103
			Bains de pieds	97, 108

Tensiomètres au bras	111	Appareil ECG et oxymètre de pouls	
Tensiomètres au poignet	112, 119	Appareil ECG mobile	129, 132
Lecteurs de glycémie sanguine	122	Oxymètres de pouls	131, 133
		Inhalation et aides auditives	
		Inhalateurs	135
		Aides auditives	139
		Température corporelle	
		Thermomètres	141
		Stimulation électrique TENS/EMS	
		TENS/EMS	147, 150
		Appareil de massage par compression	149, 153

Épilation		FaceCare	
IPL, Tria by Beurer, épilation	154	Brosses cosmétiques visage, saunas faciaux, appareils de microdermabrasion	173
Soin des mains et des pieds		Miroirs cosmétiques éclairés	183
Manucure/pédicure	164	HairCare	
		Sèche-cheveux, lisseurs, brosses à air chaud, fers à friser, styleurs multifonctions	187, 194

Babycare		Tire-laits, chauffe-biberons et chauffe-nourriture pour bébé, stérilisateurs vapeur	
Babyphones	199		197, 202
Thermomètres, pèse-bébés	201		

Sport et activité		Stimulation électrique et massage des fascias	
Capteurs d'activité, ceintures pectorales	205	TENS/EMS	215, 218
Cardiofréquencemètres	210	Ceintures de musculation abdominale	215, 220
		Appareil de massage du fascia	217, 221
		Aperçu	222

Nouvelle identité de marque

Notre nouvelle identité visuelle : moderne, lumineuse et vivante

Le nouveau design de l'univers des produits Beurer : clair, sympathique et innovant. Nous avons modifié le logo de notre marque et lui avons donné un style plus moderne avec une couleur plus brillante.

Le nouveau design de nos emballages a été conçu selon les souhaits de nos clients : un style plus puissant indéniable et de nombreuses informations compréhensibles et claires sur les produits.



Pour nous, il est essentiel de présenter clairement les avantages de nos produits sur leurs emballages. L'arrière de chaque emballage est désormais consacré entièrement aux informations et aux avantages des produits.

En tant que spécialiste complet dans le domaine de la santé et du bien-être, Beurer travaille jour après jour à l'expansion de sa gamme. Pour plus de clarté pour les clients, nous avons divisé notre vaste gamme de produits en cinq catégories.



L'univers des applications Beurer

Un système ou un simple produit – vous trouverez toujours une application Beurer adaptée.



Que vous choisissiez un produit Beurer associé à un système de gestion de la santé comme « beurer HealthManager » ou l'association produit + application innovante comme « beurer MyIPL », l'univers des applications Beurer vous propose toujours la solution adaptée à vos besoins. Nous ne vous abandonnons pas – trouvez le soutien, la motivation et l'aide nécessaires grâce aux applications Beurer.

« beurer HealthManager »

Une gestion de la santé moderne et connectée ! Grâce à l'application « beurer HealthManager » développée par Beurer, vous pouvez garder à portée de main vos données liées à la tension artérielle, l'activité physique, le sommeil, la glycémie, la saturation artérielle pulsée en oxygène et le poids à tout moment.

« beurer BodyShape »


Grâce à l'application « beurer BodyShape » et à tous les produits correspondants, vous atteindrez votre poids idéal en toute simplicité, vous modellerez votre corps et vous apprendrez à manger sainement.

« beurer SleepExpert »

Un sommeil sain et réparateur est primordial pour notre bien-être. Apprenez à connaître vos habitudes de sommeil grâce au capteur de sommeil SE 80, pour pouvoir corriger les causes éventuelles de vos troubles du sommeil.

« beurer CareCam »

Surveillance continue à tout moment et partout, et même surveillance de la maison ou des personnes âgées. Spécialement pour le moniteur Baby-care BY 88 Smart et le moniteur de surveillance vidéo 2-en-1 BY 99 Dual.



« beurer LightUp »

Commencez la journée en pleine forme grâce au réveil lumineux WL 75 et évitez le blues hivernal pendant les mois les plus sombres grâce à la lampe de luminothérapie TL 100. L'application « beurer LightUp » vous suit jour après jour !

« beurer MyIPL »

Depuis le choix du niveau d'énergie selon les caractéristiques de votre peau et de vos poils à la création d'un plan de traitement personnalisé avec fonction de rappel, l'application « beurer MyIPL » vous accompagne dans tous vos traitements IPL de façon professionnelle et sûre !

« beurer FreshRoom »

Le thermo-hygromètre HM 55 vous permet de contrôler en permanence votre climat intérieur pour un plus grand bien-être. L'application « beurer FreshRoom » propose une surveillance à long terme claire, disponible pour plusieurs pièces.

« beurer SleepQuiet »

Pour la détection et la correction des bruits de ronflements gênants grâce à l'oreillette anti-ronflements SL 70. L'application « beurer SleepQuiet » vous permet de faire une analyse précise de vos ronflements et vous aide à les réduire.

« beurer CardioExpert »

Mesure précise de l'ECG à la maison – grâce à l'application gratuite « beurer CardioExpert », vous gardez un œil sur toutes vos valeurs et vous pouvez en parler avec votre médecin.

« beurer CosyNight »

Vous pouvez faire préchauffer les nouveaux matelas chauffants CosyNight UB 190 et UB 200 confortablement depuis votre canapé ou en déplacement grâce à l'application « beurer CosyNight » ou programmer un programme de chauffage personnalisé.

Systeme HealthManager

La gestion de votre santé à la maison. Prévention, diagnostic et contrôle à la maison – une évidence aujourd’hui qui contribue à un mode de vie responsable. Le système HealthManager original est le complément idéal pour tous vos produits de santé.

Application « beurer HealthManager » – la gestion de santé comme elle doit l’être aujourd’hui. Moderne, innovante et simple. La fonction de partage vous permet de partager vos mesures avec qui vous voulez et quand vous le voulez.

Contrôle et échange de vos valeurs de santé personnelles. À tout moment. Partout. Avec sécurité des données certifiée TÜV*.




L'application « beurer HealthManager » – un système complet pour surveiller votre santé

Cette application gratuite permet de gérer les données de nombreux produits. Tout en un seul coup d’œil grâce à un tableau de bord clair et personnalisable.

- Tension artérielle
- Activité
- Sommeil
- Glycémie
- Saturation pulsée en oxygène
- Poids

Pour chaque classe de données, vos valeurs mesurées sont affichées de façon claire et informative. Grâce à des graphiques d’évolution et des tableaux de mesures, vous obtenez facilement et rapidement une vue d’ensemble de vos données. Ainsi, les données médicales deviennent un véritable plaisir, en tout lieu et à tout moment. De plus, les données enregistrées sur le système HealthManager peuvent se synchroniser très facilement.





Transfert de vos données

Le transfert est différent en fonction du type de produit : via la technologie *Bluetooth*® directement sur votre terminal ou de manière classique par câble USB. Vous pouvez, quand vous le voulez, enregistrer localement les données ou les synchroniser sur le Cloud entre vos systèmes, qu’ils soient PC, iOS ou Android. Pour tous les produits portant le logo « beurer HealthManager », vous disposez du logiciel conçu par Beurer à télécharger gratuitement.

Sécurité certifiée

Sécurité des données certifiée TÜV pour vos données de santé personnelles avec l’application en ligne testée Beurer HealthManager Cloud. Gratuite pour tous les produits HealthManager. Facile d’utilisation : utilisation rapide et confortable, données disponibles en permanence et partout.

Exemple de sélection de produits



* application en ligne testée Beurer HealthManager Cloud



Mise à jour HealthManager

La mise à jour de l'application HealthManager est disponible !

Un design moderne, une structure mieux adaptée et une utilisation encore plus simple – voilà la nouvelle application « beurer HealthManager ». Gratuite pour tous les produits Beurer Connect.

Quelques-uns des nombreux avantages en un coup d'œil

- **Tableau de bord :** toutes les catégories en un coup d'œil
- **Tutoriel :** mise en service de l'application en toute simplicité
- **Plusieurs utilisateurs :** plusieurs comptes sur un seul smartphone
- **Objectifs :** définition de vos propres objectifs
- **Journal :** vue d'ensemble de toutes les valeurs mesurées, dans l'ordre chronologique
- **Fonction d'exportation :** fonction d'exportation optimisée et retravaillée
- **Appareils :** informations détaillées sur les appareils compatibles



Cinq domaines de produits – une gestion complète de la santé

Grâce à l'application « beurer HealthManager », gérez toutes vos données de santé de tous les appareils que vous utilisez dans une seule application. Confortable, sûre et consultable à tout moment. Fonctions d'exportation pour un échange plus simple avec votre médecin : chaque enregistrement de vos mesures vous permet de communiquer avec votre médecin de façon optimale et sans erreur. Votre traitement pourra alors être mieux adapté à vos valeurs personnelles.

Tension



Oxymètre de pouls



Glycémie



Activité physique + Sommeil



Poids



Sommeil et récupération

La source d'énergie pour la journée réside dans un sommeil sain et reposant. Nous sommes conscients de cette responsabilité.

Conseils des experts

Un sommeil sain est la base de notre énergie jour après jour. De plus en plus de personnes souffrent de troubles du sommeil, toutes les exigences de notre vie quotidienne nous empêchent souvent de nous reposer. La gamme SleepLine de Beurer propose des produits pour un sommeil sain et des journées actives. Revenons donc un moment sur le sujet du sommeil :

Notre sommeil – Au juste, pourquoi dormons-nous ?

Toutes les fonctions corporelles se reposent pendant notre sommeil, les fonctions des organes sont re-rythmées, les cellules et les membranes endommagées sont réparées, les réseaux de neurones se reforment et notre mémoire est consolidée ! C'est grâce à cela que nous pouvons apprendre de nouvelles choses chaque jour.

Notre sommeil – Comment dormons-nous ?

En général, le temps nécessaire à l'endormissement est de 5 à 15 minutes et nous dormons pendant environ 6 à 8 heures. Le sommeil se compose de 4 à 5 cycles d'environ 90 minutes. Toutes les nuits, nous nous réveillons brièvement environ 10 à 20 fois, sans le remarquer, et nous nous retournons environ 5 à 10 fois. Nous passons par plusieurs phases de rêves pendant la nuit, dont la majorité entre 2h et 4h.

Notre sommeil – Quels troubles peuvent perturber notre sommeil ?

De nombreuses sortes de troubles du sommeil présentent différents symptômes. Les troubles de l'endormissement ou du sommeil (insomnie) sont les plus courants. On constate également souvent des cas de somnolence (hypersomnie), qui consiste en l'augmentation de la somnolence diurne. Les troubles comme le somnambulisme, les cauchemars, le fait de parler pendant son sommeil ou de grincer des dents sont des parasomnies. En cas de troubles ou d'interruptions de la respiration, on parle alors d'apnée du sommeil ou de ronflements.

Notre sommeil – Quelles conséquences peuvent avoir ces troubles ?

Les effets des nuits sans sommeil sont multiples et peuvent différer d'une personne à une autre. Fatigue ou épuisement dans la journée, maux de tête, troubles métaboliques, augmentation du taux de glycémie, prise de poids, hypertension, chaque personne réagit différemment. Parfois, les personnes concernées se plaignent de problèmes de concentration, d'irritabilité, de sensibilité, d'un manque d'entrain et de stress, voire de dépression, de pathologies cardiaques ou de diabète.



La nuit en Allemagne L'Atlas du sommeil de Beurer

Pour la première fois, une étude à grande échelle a comparé l'évaluation subjective de la qualité du sommeil avec les données exactes d'un capteur de sommeil. Le résultat est étonnant : les Allemands jugent leur sommeil de meilleure qualité qu'il ne l'est réellement. Au lieu de la durée de sommeil estimée à environ 7 heures, la mesure objective réalisée avec le capteur de sommeil montre une durée de sommeil réelle de 6 heures seulement. L'Atlas du sommeil de Beurer explique les causes, traite des coulisses du sommeil et révèle des techniques pour un meilleur sommeil, plus reposant.



Pour résumer

- Un grand manque de sommeil sévit en Allemagne.
- Les personnes qui dorment le plus mal sont les mères actives et les personnes ayant de grandes responsabilités. Les personnes qui dorment le mieux sont les écoliers et les retraités.
- Classement par région : l'étude révèle des différences régionales importantes en ce qui concerne la qualité et les habitudes de sommeil en Allemagne.
- On dort mieux au nord qu'au sud de l'Allemagne.
- Objectivement, les Allemands ne dorment pas autant et moins bien qu'ils le pensent.

Un grand manque de sommeil en Allemagne

Durée totale de sommeil subjective 6h54

Durée totale de sommeil objective 6h00

- 6,91 Satisfaction liée au sommeil (échelle : 0 = très basse, 10 = très haute)
- 31 % Le matin, vous vous sentez abattu et fatigué
- 9 % Vous prenez régulièrement des somnifères
- 34 % Vous aimeriez dormir davantage
- 30 % Vous vous assouplissez parfois involontairement pendant la journée

La gamme SleepLine

Cette gamme de produits vous aide à mieux vous endormir, à dormir correctement et à vous réveiller en pleine forme.



Capteur de sommeil SE 80 SleepExpert
La pièce maîtresse de notre gamme SleepLine permet de surveiller, analyser et déterminer vos données de sommeil aussi précisément qu'en laboratoire.

+++ Page 79



Oreillette anti-ronflements SL 70
Une thérapie douce contre les ronflements pour des nuits apaisantes et complètes, sans interruption. Votre partenaire vous remerciera.

++ Page 79



Humidificateur d'air LB 37
Pour une humidité optimale et un climat idéal jour et nuit. Grâce à la possibilité d'aromathérapie avec des huiles essentielles, l'appareil peut également diffuser un parfum pour vous aider à vous endormir.

+++ Page 80



Lampe de luminothérapie Day & Night TL 55
S'endormir tout en douceur avec la lueur du crépuscule et être en pleine lumière du jour.

+++ Page 81



UB 190 et UB 200 CosyNight
S'endormir au chaud grâce à la chaleur mobile, gérable depuis votre canapé ou en déplacement grâce à l'application « beurer CosyNight ». Finis les pieds froids qui vous empêchent de vous endormir !

+++ Page 19



Réveil lumineux WL 75
S'endormir naturellement avec la simulation d'un coucher de soleil et se réveiller plein d'entrain en musique et/ou une luminosité augmentant progressivement.

+++ Page 81



Purificateur d'air LR 200
Les personnes sujettes aux allergies vont enfin pouvoir respirer. Système de filtre à trois couches avec performance de filtrage de 99,5 %. Des nuits calmes et reposantes avec le purificateur d'air ultra silencieux.


+++ Page 80



Thermo-hygromètre HM 55
Petit et élégant – l'assistant utile pour un contrôle rapide du climat ambiant optimal en un coup d'œil.

+++ Page 80

Technologies IPL et laser




Épilation longue durée²⁾ à la maison

Une peau lisse, souple et sans aucun poil dans votre institut de beauté à la maison : nous vous proposons deux technologies innovantes pour une épilation longue durée en toute sécurité²⁾ dans le confort de votre domicile.

Technologie laser ultra-efficace

La technique d'épilation longue durée n° 1 aux États-Unis²⁾ est disponible en Europe, exclusivement chez Beurer. Les produits sont cliniquement prouvés¹⁾. Grâce aux diodes laser puissantes, vous pouvez déjà apercevoir des résultats 3 semaines après la première utilisation. Après trois mois, vous obtenez une épilation durable et sûre des parties du corps souhaitées. Une batterie puissante permet une utilisation sans fil confortable.




LAS 50 PRECISION LAS 100 SALON EXPERT

16 ¹⁾ Wheeland, M.D., F.A.C.P. Laser in Surgery and Medicine, 2007 ²⁾ Laser : après la première utilisation


Une peau douce comme de la soie grâce à l'épilation IPL

Les appareils à lumière pulsée intense (IPL) pour l'épilation longue durée de notre gamme séduisent par leur utilisation simple et sûre à la maison. Profitez d'une technologie professionnelle innovante : fiable, sûre, cliniquement prouvée et testée sous contrôle dermatologique⁴⁾. Nos produits fonctionnent avec une technologie à impulsions lumineuses ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle. L'application « beurer MyIPL » vous assiste de façon optimale lors de votre utilisation.



À la une : téléchargement gratuit de l'application « beurer MyIPL »

Lors de l'achat d'un de nos produits IPL, obtenez gratuitement le téléchargement de l'application « beurer MyIPL ». Avec un design moderne, une utilisation intuitive et un tutoriel pratique, l'application vous propose le soutien supplémentaire dont vous avez besoin pour une utilisation en toute sécurité chez vous.



⁴⁾ Étude dermatologique IPL 7500/IPL Pure Skin Pro/IPL Velvet Skin Pro réalisée auprès de 20 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0309-11
IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0148-11

Chaleur
douce

La chaleur intelligente ! Avec l'application « beurer CosyNight » : des chauffe-matelas avec commande à distance

Il était temps ! Vous pouvez faire préchauffer les nouveaux chauffe-matelas Beurer UB 190 et UB 200 CosyNight confortablement depuis votre canapé ou en déplacement grâce à l'application ou programmer un programme de chauffage personnalisé. Vous pouvez facilement sélectionner le niveau et la zone de chauffage souhaités grâce à l'application. Un lit chaud et confortable vous attend chez vous. Vous n'avez plus qu'à vous glisser sous les draps. Ces deux innovations sont également équipées du système de sécurité Beurer (BSS). Offrez-vous un nuage de chaleur en toute sécurité !



TOUT NOUVEAU :
COMMANDE DE LA
CHALEUR VIA L'APPLICATION

Un chauffage
intelligent
à distance grâce aux
nouveaux chauffe-
matelas haut de
gamme.



Commande des chauffe-matelas à distance

Chauffe-matelas UB 190 CosyNight commandé par application (Wi-Fi)

Chauffe-matelas UB 200 CosyNight commandé par application (Wi-Fi)

- Commande pratique pour la maison et en déplacement
- Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine
- Système de sécurité Beurer (BSS)



Profitez d'un lit tout chaud dès que vous arrivez chez vous ! Passez d'un jour sombre à un tendre plaisir grâce à l'application qui préchauffe votre chauffe-matelas.



Coussin chauffant



Coussins chauffants spéciaux



Chauffe-matelas



Chauffe-pieds



Couvertures chauffantes



Se sentir bien et en sécurité !

Avec un produit chauffant Beurer, vous êtes toujours en sécurité. Nos produits sont équipés du système de sécurité Beurer, BSS, et certains comportent un réglage électronique de la température. Avantage supplémentaire : grâce à leur interrupteur amovible, les produits chauffants sont presque tous lavables en machine !



LA CHALEUR PAR LES
SPÉCIALISTES

Le système de sécurité
Beurer garantit une qualité

MAXIMALE
pour tous les produits
chauffants



Douceur et confort
exceptionnel pour des rêveries

douillettes



Couvertures chauffantes douillettes - Nouveautés

HD 75 Cosy – Couverture chauffante douce et douillette

- Env. 180 x 130 cm
- Lavable en machine
- 6 niveaux de température
- Triple sécurité



Une chaleur à point nommé

Notre vaste gamme de coussins chauffants, avec les chauffe-pieds et les coussins chauffants, vous garantissent une chaleur confortable partout où vous le souhaitez



HK 47 To Go

Coussin chauffant pour l'assise avec chargeur powerbank

- Batterie lithium-ion performante
- Env. 2 heures d'autonomie
- Idéal pour une utilisation en extérieur
- Fonction de recharge pour smartphone



- Surface douce et arrière robuste
-
-
-
-
- 3 niveaux de température
- Surveillance de la température avec arrêt automatique
- Arrêt automatique après env. 110 min
-
- Niveaux de température éclairés
- Chargeur power bank amovible, temps de charge d'environ 4,5 heures
-
- Dimensions env. 49 (L) x 33 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
-
- 3,6 watts
-
- Chargeur power bank 2 500 mAh inclus
- Câble de charge inclus
- Sacoche de rangement incluse
-
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125217211
- N° d'art. : 217.21



HK 57 To Go

Coussin chauffant pour les épaules avec chargeur powerbank

- Batterie lithium-ion performante
- Env. 2 heures d'autonomie
- Liberté de mouvement maximale
- Fonction de recharge pour smartphone




- Surface ultra douce
-
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
-
- 3 niveaux de température
- Surveillance de la température avec arrêt automatique
- Arrêt automatique après env. 110 min
-
- Niveaux de température éclairés
- Chargeur power bank amovible, temps de charge d'environ 4,5 heures
-
- Dimensions env. 52 (L) x 42 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
-
- 3,6 watts
-
- Chargeur power bank 2 500 mAh inclus
- Câble de charge inclus
- Sacoche de rangement incluse
-
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125217266
- N° d'art. : 217.26



HK 67 To Go

Ceinture chauffante avec chargeur power bank

- Batterie lithium-ion performante
- Env. 2 heures d'autonomie
- Fixation simple
- Liberté de mouvement maximale
- Fonction de recharge pour smartphone




- Surface ultra douce avec néoprène flexible
-
-
- Souple et agréable sur la peau
-
- 3 niveaux de température
- Surveillance de la température avec arrêt automatique
- Arrêt automatique après env. 110 min
-
- Niveaux de température éclairés
- Chargeur power bank amovible, temps de charge d'environ 4,5 heures
-
- Dimensions env. 125 (L) x 17 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
-
- 3,6 watts
-
- Chargeur power bank 2 500 mAh inclus
- Câble de charge inclus
- Sacoche de rangement incluse
-
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125217310
- N° d'art. : 217.31



HK 72 Akku

Ceinture chauffante sans fil

- Batterie lithium-ion performante
- Jusqu'à 4 heures d'utilisation sur batterie
- Légère, peut être portée sous les vêtements



- Surface ultra douce avec néoprène flexible
-
-
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 4 niveaux de température
- Surveillance de la température avec arrêt automatique
- Arrêt automatique après env. 90 min.
-
- Niveaux de température éclairés
- Batterie amovible, temps de charge d'environ 2 - 3 heures
-
- Dimensions env. 125 (L) x 18 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
-
- 4 watts
-
- Chargeur inclus
-
-
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125225919
- N° d'art. : 225.91





HK 25

Coussin chauffant

Standard Öko-Tex
Tous les produits chauffants de Beurer estampillés de ce logo sont certifiés Öko-Tex Standard 100 et sont soumis à un contrôle qualité permanent, ce qui vous garantit le bien-être en toute sécurité.

- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Housse de protection en plastique hygiénique
- Housse en coton
- Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm
- Housse : lavable en machine à 40 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 10 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125255015
• N° d'art. : 255.01



HK 35

Coussin chauffant

- Avec chauffage rapide

- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Housse de protection en plastique hygiénique
- Housse en coton
- Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm
- Housse : lavable en machine à 40 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 5 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125260019
• N° d'art. : 260.01



HK 42 Super-Cosy

Coussin chauffant

- Avec surface super moelleuse

- Surface super moelleuse
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Tapis chauffant super moelleux
- Dimensions env. 44 (L) x 33 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 6 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125273781
• N° d'art. : 273.78



HK 44

Coussin chauffant

en forme de bouillotte

- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Dimensions env. 50 (L) x 30 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 5 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125275051
• N° d'art. : 275.05



HK 45 Cosy

Coussin chauffant

- Avec surface particulièrement douce

- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Housse en fibre polaire
- Dimensions env. 44 (L) x 33 (l) cm
- Corps chauffant/housse lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 6 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125273033
• N° d'art. : 273.03



HK 48 Cosy

Coussin chauffant pour canapé


- Surface particulièrement douce
- Coussin réversible

- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Housse avec corps chauffant intégré
- Coussin intérieur (non lavable)
- Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm
- Housse : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Tex 100

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125275006
• N° d'art. : 275.00



HK 49 Cosy
Coussin chauffant pour le ventre et le dos
 • Bande en caoutchouc large pour un port très confortable et une fixation facile




- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Dimensions env. 69 (L) x 28 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125213015
 • N° d'art. : 213.01



HK 54 Cosy
Coussin chauffant pour les épaules et la nuque
 • Surface particulièrement douce




- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Dimensions env. 56 (L) x 52 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125213046
 • N° d'art. : 213.04



HK 58 Cosy
Coussin chauffant pour le dos et la nuque
 • Forme adaptée au corps
 • Réglage individuel avec la ceinture abdominale et la fermeture auto-agrippante douce au cou
 • Interrupteur à touches LED innovant




- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Housse en fibre polaire
- Dimensions env. 62 (L) x 42 (l) cm
- Corps chauffant/housse lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125215057
 • N° d'art. : 215.05



HK 115 Cosy
Coussin chauffant
 • Particulièrement souple
 • Interrupteur à touches LED innovant
 • En forme de papillon




- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Housse en fibre polaire
- Dimensions env. 47 (L) x 34 (l) cm
- Corps chauffant/housse lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125274047
 • N° d'art. : 274.04



HK 125 Cosy
Coussin chauffant
 • Surface particulièrement douce
 • Interrupteur à touches LED innovant
 • Format XXL : 60 x 40 cm




- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en fibre polaire
- Housse en fibre polaire
- Dimensions env. 60 (L) x 40 (l) cm
- Corps chauffant/housse lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125274122
 • N° d'art. : 274.12



HK 55 Easyfix
Coussin chauffant multifonctions
 • Fixation simple pour le ventre, le dos et les articulations
 • Utilisable comme coussin pour la nuque une fois roulé
 • Fixation rapide et simple



- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Corps chauffant en velours
- Dimensions env. 59 (L) x 30 (l) cm
- Corps chauffant : lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125214135
 • N° d'art. : 214.13






HK 63 Rheumaterm®

Coussin chauffant magnétique

- 6 aimants intégrés pour l'utilisation des champs magnétiques



-
-
- Chauffe rapidement
-
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Housse de protection en plastique hygiénique
- Housse en coton
- Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm
- Housse : lavable en machine à 40 °C
-
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125271053
 • N° d'art. : 271.05




TS 15



Chauffe-matelas

- Ne glisse pas grâce à une fixation sous le matelas



-
- Respirant
-
-
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
-
-
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé, dessous : non tissé
-
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
-
- 60 watts
-


• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125303006
 • N° d'art. : 303.00



TS 19 Compact

Chauffe-matelas

-



-
- Respirant
-
-
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
-
-
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé, dessous : non tissé
-
- Dimensions env. 130 (L) x 75 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
-
- 50 watts
-

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125304058
 • N° d'art. : 304.05



TS 20 Compact

Chauffe-matelas

-



-
- Respirant
-
-
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
-
-
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé, dessous : non tissé
-
- Dimensions env. 130 (L) x 75 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
-
- 50 watts
- Öko-Text 100

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125306755
 • N° d'art. : 306.75



TS 23

Chauffe-matelas

-



-
- Respirant
-
-
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
-
-
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé, dessous : non tissé
-
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
-
- 60 watts
- Öko-Text 100

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125314811
 • N° d'art. : 314.81



TS 26 XXL

Chauffe-matelas double

- Pour 2 personnes
- 2 interrupteurs pour 2 zones chauffantes individuelles




-
- Respirant
-
-
- 2 interrupteurs
- 2 zones avec 3 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
-
-
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé, dessous : non tissé
-
- Dimensions env. 150 (L) x 140 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
-
- 2 x 60 watts
-

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125317157
 • N° d'art. : 317.15



UB 30 Compact

Chauffe-matelas



- Respirant
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Dimensions env. 130 (L) x 75 (l) cm
- Lavable à la main
- 50 watts
- Öko-TEX 100

• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125306007
 • N° d'art. : 306.00



UB 33

Chauffe-matelas



- Respirant
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable à la main
- 60 watts
- Öko-TEX 100


• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125314002
 • N° d'art. : 314.00



UB 53 Teddy Single

Chauffe-matelas

- Dessus en peluche molletonnée douce
- Interrupteur à touches LED innovant



- Respirant
- 4 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au niveau 2 après 3 heures
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : peluche, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-TEX 100


• UE : 5 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125326029
 • N° d'art. : 326.02



UB 56 Teddy Double

Chauffe-matelas double

- Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
- Pour 2 personnes
- 2 interrupteurs pour 2 zones chauffantes individuelles
- Dessus en peluche molletonnée douce
- Interrupteur à touches LED innovant



- Respirant
- 2 interrupteurs
- 2 zones avec 4 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au niveau 2 après 3 heures
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : peluche, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 2 x 60 watts
- Öko-TEX 100


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125319021
 • N° d'art. : 319.02



UB 60

Chauffe-matelas

- Avec non-tissé doux
- Interrupteur à touches LED innovant



- Respirant
- 4 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au niveau 2 après 3 heures
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé doux, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-TEX 100


• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125360023
 • N° d'art. : 360.02



UB 64

Chauffe-matelas

- Forme de drap-housse



- Respirant
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Voyant de température lumineux
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Taille universelle pour 90 x 200 cm/100 x 200 cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-TEX 100

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125362010
 • N° d'art. : 362.01



UB 65 Super-Cosy

- Chauffe-matelas**
- Avec surface super moelleuse
 - Zone des pieds à chauffage renforcé
 - Interrupteur à touches LED innovant



- Surface super moelleuse
- Respirant
- 4 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au niveau 2 après 3 heures
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : super doux. Dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 5 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125314781
- N° d'art. : 314.78



UB 68 XXL

- Chauffe-matelas double**
- Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
 - Pour 2 personnes
 - Interrupteur à touches LED innovant pour 2 zones chauffantes réglables indépendamment
 - Avec dessus en non-tissé doux



- Respirant
- 2 interrupteurs
- 2 zones avec 4 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au niveau 2 après 3 heures
- Niveaux de température éclairés
- Interrupteur amovible
- Dessus : non tissé doux, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 2 x 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125318055
- N° d'art. : 318.05



UB 83 Teddy Single

- Chauffe-matelas confort**
- Dessus en peluche molletonnée douce
 - Interrupteur à touches LCD innovant pour les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
 - Temps de coupure au choix
 - Réinitialisation automatique
 - Commande ECO : affichage de la consommation de courant en kWh



- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique réglable (par paliers d'une heure)
- Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9 au niveau 6 après 3 heures
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : peluche molletonnée, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 5 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125326128
- N° d'art. : 326.12



UB 86 Teddy Double

- Chauffe-matelas confort**
- Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
 - Pour 2 personnes
 - Dessus en peluche molletonnée douce
 - Interrupteur à touches LCD innovant pour les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
 - Temps de coupure au choix
 - Réinitialisation automatique
 - Commande ECO : affichage de la consommation de courant en kWh



- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 interrupteurs
- 2 x 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique réglable (par paliers d'une heure)
- Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9 au niveau 6 après 3 heures
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : peluche molletonnée, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 2 x 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125319120
- N° d'art. : 319.12



UB 90

- Chauffe-matelas confort**
- Interrupteur à touches LCD innovant pour les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
 - Temps de coupure au choix
 - Réinitialisation automatique
 - Commande ECO : affichage de la consommation de courant en kWh



- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique réglable (par paliers d'une heure)
- Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9 au niveau 6 après 3 heures
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125370008
- N° d'art. : 370.00



UB 100 Cosy

- Chauffe-matelas**
- Interrupteur à touches LCD innovant pour les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
 - Temps de coupure au choix
 - Réinitialisation automatique
 - Commande ECO : affichage de la consommation de courant en kWh
 - Surface particulièrement douce (fibre polaire)




- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique réglable (par paliers d'une heure)
- Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9 au niveau 6 après 3 heures
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : fibre polaire. Dessous : non tissé
- Taille universelle pour 90 x 200 cm/100 x 200 cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 60 watts
- Öko-Text 100
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125375003
- N° d'art. : 375.00





Chauffe-matelas connecté confort


- Chauffe-matelas commandé par application (Wi-Fi)
- Commande pratique pour la maison et en déplacement
- Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine.
- Zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds)
- Dessus en coton



- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique au choix
- Rappel de la température dans le programme de chauffage
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 55 watts
- Öko-Tex 100
- Configuration via *Bluetooth*®
- Commande à distance via Wi-Fi
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer CosyNight »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CosyNight »
- Compatible à partir d'iOS 9.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125370015
- N° d'art. : 370.01

Chauffe-matelas connecté

- Chauffe-matelas commandé par application (Wi-Fi)
- Commande pratique pour la maison et en déplacement
- Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine.
- Zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds)
- Surface particulièrement douce (fibre polaire)



- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique au choix
- Rappel de la température dans le programme de chauffage
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : fibre polaire. Dessous : non tissé
- Taille universelle pour 90 x 200 cm/100 x 200 cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 55 watts
- Öko-Tex 100
- Configuration via *Bluetooth*®
- Commande à distance via Wi-Fi
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer CosyNight »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CosyNight »
- Compatible à partir d'iOS 9.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125375010
- N° d'art. : 375.01



Chauffe-pieds

- Aussi adapté aux grandes pointures
- Particulièrement moelleux



- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 3 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réglage de la température électronique précis
- Niveaux de température éclairés
- Dessus : fibre polaire. Chancelière : peluche
- Dimensions env. 32 (L) x 26 (l) x 26 (h) cm
- Chancelière en peluche amovible, lavable à la main
- 100 watts
- Öko-Tex 100
- UE : 6 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125531041
- N° d'art. : 531.04



Chauffe-pieds massant

- Aussi adapté aux grandes pointures
- Possibilité d'utilisation séparée de la chaleur et du massage



- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 niveaux de massage
- 2 niveaux de température
- Chancelière : peluche
- Dimensions env. 32 (L) x 26 (l) x 26 (h) cm
- Chancelière en peluche amovible, lavable à la main
- 16 watts
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125533014
- N° d'art. : 533.01



Chauffe-pieds Shiatsu

- Aussi adapté aux grandes pointures
- Possibilité d'utilisation séparée de la chaleur et du massage



- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 1 niveau de massage
- 1 niveau de température
- Dessus/chancelière en fibre polaire
- Dimensions env. 32 (L) x 31 (l) x 17 (h) cm
- Chancelière amovible, lavable en machine à 30 °C
- 20 watts
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125534004
- N° d'art. : 534.00



NOUVEAU
09/2017
★

HD 75 Cosy



Couverture chauffante

- Super moelleuse



- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Réglage de la température électronique breveté
- Voyants de fonctions éclairés
- Interrupteur amovible
- Fibre polaire
- Dimensions env. 180 (L) x 130 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 2 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125424008
• N° d'art. : 424.00

HD 90



Couverture chauffante

- Douillette



- Surface particulièrement douillette
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Réglage de la température électronique breveté
- Voyants de fonctions éclairés
- Interrupteur amovible
- Dimensions env. 180 (L) x 130 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 2 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125421007
• N° d'art. : 421.00



HD 100



Couverture chauffante

- Douillette
- Extra grande



- Surface particulièrement douillette
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Réglage de la température électronique breveté
- Voyants de fonctions éclairés
- Interrupteur amovible
- Dimensions env. 200 (L) x 150 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 150 watts
- Öko-Text 100

• UE : 1 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125431013
• N° d'art. : 431.01

HD 50 Cosy



Cape chauffante

- Super moelleuse
- Idéale pour les soirées froides
- Peut aussi être utilisée comme couverture chauffante
- Fermeture à boutons-pression pratique



- Surface ultra douce
- Respirant
- Souple et agréable sur la peau
- 6 niveaux de température
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- Réglage de la température électronique breveté
- Voyants de fonctions éclairés
- Interrupteur amovible
- Fibre polaire
- Dimensions env. 145 (L) x 100 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 100 watts
- Öko-Text 100

• UE : 2 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125420024
• N° d'art. : 420.02





Poids et diagnostic

Un poids idéal en toute légèreté

Le poids est un véritable thème de société. De nombreuses personnes souffrent d'obésité. Parmi les causes, on compte le changement des conditions de vie, une activité physique limitée ou encore une offre excessive d'aliments hypercaloriques. Mais un poids insuffisant est également un facteur de risque. C'est pourquoi il est important d'effectuer un contrôle régulier du poids. Nous vous proposons pour cela une vaste gamme de produits : des pèse-personnes impédancemètres diversifiés aux pèse-personnes en verre élégants en passant par les pèse-personnes design décoratifs. Nos pèse-personnes Connect proposent une connexion innovante, par exemple le nouveau pèse-personne impédancemètre BF 850 ou le BF 105 Body Complete.



MON PÈSE-PERSONNE
TON PÈSE-PERSONNE

En deux coloris – Un pèse-personne impédancemètre avec un **DESIGN** ambitieux



NOUVEAU
11/2017
★

BF 850 – Pèse-personne impédancemètre

- Transmission automatique des données dans la portée *Bluetooth®* après ouverture de l'application
- Gardez un œil sur vos valeurs mesurées et données corporelles, à la maison ou en déplacement
- Plateau de pesée particulièrement grande avec encadrement



Pèse-personnes Connect



Pèse-personnes impédancemètres



Pèse-personnes



Pèse-bagages



L'expression Body Complete prise au mot

Mesure précise des parties supérieure et inférieure du corps grâce à 8 électrodes permettant une analyse de la répartition du poids. En plus de la mesure du poids, le pèse-personne BF 105 Body Complete permet également de déterminer la graisse corporelle, l'eau corporelle, la masse musculaire et la masse osseuse. L'afficheur à matrice de points très lisible permet également une évaluation graphique. Plus : grâce à la connexion USB et connexion à l'application, plus rien n'empêche le suivi à long terme de vos valeurs corporelles !



BF 105 Body Complete – Pèse-personne impédancemètre

- Analyse complète détaillée du corps : mesure séparée des parties supérieure et inférieure du corps grâce à 8 électrodes
- Écran amovible sans fil avec éclairage bleu
- Avec connexion à l'application et connexion USB



Design noir ensorcelant – avec écran Magic et bonne stabilité

Coup de cœur pour le pèse-personne en verre ! Élégant et pratique à la fois ! Le revêtement anti-dérapant permet une bonne stabilité, même avec les pieds humides. Véritable joyau de votre salle de bains, le pèse-personne s'éclaire en blanc uniquement lors de son utilisation.



GS 235 – Pèse-personne en verre avec revêtement anti-dérapant

- Tenue agréable grâce à la surface anti-dérapante
- Surface élégante avec revêtement carrelé mat
- Magic-LED : écran invisible, n'apparaît que lors de la mesure

INDISPENSABLE

Prenez de **BONNES HABITUDES** dans la salle de bain avec les pèse-personnes de Beurer





Pèse-personnes Connect

Connect Classic				Connect Comfort			Connect Premium		Pro Connect		
											
GS 485 N° d'art. : 756.12	BF 600 Style N° d'art. : 749.40	BF 600 Pure Noir N° d'art. : 748.03	BF 600 Pure Blanc N° d'art. : 749.03	BF 700 N° d'art. : 748.34	BF 710 BodyShape Turquoise N° d'art. : 749.35	BF 710 BodyShape Pink N° d'art. : 749.34	BF 850 Noir N° d'art. : 748.21	BF 850 Blanc N° d'art. : 748.24	BF 800 Noir N° d'art. : 748.22	BF 800 Blanc N° d'art. : 748.23	BF 105 Body Complete N° d'art. : 748.12

Pèse-personnes impédancemètres

Classic		Comfort			Premium					
										
BF 180 N° d'art. : 749.09	BG 13 N° d'art. : 760.30	BF 195 N° d'art. : 748.16	BF 220 N° d'art. : 748.13	BF 530 N° d'art. : 751.20	BG 21 N° d'art. : 764.30	BG 39 N° d'art. : 767.15	BG 40 N° d'art. : 761.06	BG 51 XXL N° d'art. : 760.20	BG 55 N° d'art. : 750.18	BF 750 N° d'art. : 748.15

Pèse-personnes

Design											
											
GS 170 Sapphire N° d'art. : 756.16	GS 201 Soda N° d'art. : 756.61	GS 202 N° d'art. : 756.38	GS 203 New York N° d'art. : 756.25	GS 203 London N° d'art. : 756.26	GS 203 Paris N° d'art. : 756.31	GS 203 Stone N° d'art. : 756.33	GS 203 Wood N° d'art. : 756.32	GS 203 Slate N° d'art. : 756.36	GS 203 Rust N° d'art. : 756.37	GS 205 Sequence N° d'art. : 756.62	GS 206 Squares N° d'art. : 756.63
Design				Special							
											
GS 207 Spring N° d'art. : 756.64	GS 209 Beauty N° d'art. : 756.02	GS 210 N° d'art. : 756.40	GS 211 Magnolia N° d'art. : 756.49	GS 36 N° d'art. : 743.05	GS 225 N° d'art. : 757.33	GS 235 N° d'art. : 757.32	GS 280 BMI Genius N° d'art. : 757.31	GS 300 Black N° d'art. : 756.08	GS 300 Coral N° d'art. : 756.07	GS 300 Turquoise N° d'art. : 756.06	PS 240 Soft grip N° d'art. : 754.15
Special		Classic				Comfort					
											
GS 39 N° d'art. : 744.00	GS 58 N° d'art. : 766.10	MS 01 N° d'art. : 710.05	GS 14 N° d'art. : 755.40	PS 07 N° d'art. : 726.12	PS 160 N° d'art. : 725.30	GS 490 Blanc N° d'art. : 756.67	PS 25 N° d'art. : 741.10	MS 50 N° d'art. : 716.00			

Pèse-bagages


		
LS 06 N° d'art. : 732.12	LS 10 N° d'art. : 732.10	LS 50 Travelmeister 3-en-1 N° d'art. : 732.18





Pèse-personne en verre

- Connexion innovante entre le smartphone et le pèse-personne grâce à la technologie Bluetooth®



- Poids ; affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Grand écran LCD bien lisible avec affichage des initiales de l'utilisateur
- Grand plateau de pesée
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge 180 kg, graduation 100 g
- Dimensions : 35,5 x 32 x 2,2 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 31,5 x 32 cm
- Taille des chiffres : 36 mm (poids)
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125756123
• N° d'art. : 756.12



Pèse-personne impédancemètre

- Transmission automatique des données dans la portée Bluetooth® après ouverture de l'application



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran éclairé en blanc
- Commande moderne à touches tactiles
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 26 mm
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »*
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125749408
• N° d'art. : 749.40



NOUVEAU 10/2017

Pèse-personne impédancemètre

- Transmission automatique des données dans la portée Bluetooth® après ouverture de l'application
- Disponible en noir et blanc




- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran éclairé en blanc
- Commande moderne à touches tactiles
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 26 mm
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »*
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : Noir : 4211125748036
N° d'art. : Noir : 748.03
• N° EAN : Blanc : 4211125749033
N° d'art. : Blanc : 749.03



Pèse-personne impédancemètre

- Transmission automatique des données dans la portée Bluetooth® après ouverture de l'application



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran LCD noir ; éclairage blanc et affichage des initiales de l'utilisateur
- Petites électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 23 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »**
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125748340
• N° d'art. : 748.34



Pèse-personne impédancemètre

- Contrôle idéal du poids via l'application « beurer BodyShape »
- Transmission automatique des données dans la portée Bluetooth® après ouverture de l'application
- Disponible en rose et turquoise



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran LCD à 2 lignes avec affichage des initiales de l'utilisateur
- Électrodes semi-circulaires modernes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 23 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager » et « beurer BodyShape »**
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : P : 4211125749347
N° d'art. : P : 749.34
• N° EAN : T : 4211125749354
N° d'art. : T : 749.35




Plus d'informations sur les produits



Une gestion de la santé connectée

La gamme Connect de Beurer est l'interface moderne entre les hommes et les produits dans notre monde proactif. Tous les produits Beurer Connect permettent une gestion de la santé innovante et connectée. Pourtant, nous proposons bien plus qu'une prévention et un diagnostic de la santé, notre univers de produits connectés s'adapte parfaitement à un style de vie tout à fait sain.

Prévention, diagnostic et contrôle à la maison – une évidence aujourd'hui. Le logiciel HealthManager développé par Beurer est le complément idéal à vos produits pour la santé.



Application « beurer HealthManager » – la gestion de santé comme elle doit l'être aujourd'hui. Moderne, innovante et simple. Pour un équilibre au quotidien. Contrôle et échange de vos valeurs de santé personnelles. À tout moment. Partout. Avec sécurité des données certifiée TÜV***.




BF 850 NOUVEAU
11/2017
★



works with 

Connect Premium

- Pèse-personne impédancemètre**
- Transmission automatique des données dans la portée *Bluetooth*® après ouverture de l'application
 - Plateau de pesée particulièrement grand avec encadrement
 - Disponible en noir et blanc



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran LCD à 2 lignes avec éclairage bleu et affichage des initiales de l'utilisateur
- Commande moderne à touches tactiles
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- Cadre élégant
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 32,5 x 32,5 x 2,4 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm
- Taille des chiffres : 22 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »*
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : Noir : 4211125748210
N° d'art. : Noir : 748.21
- N° EAN : Blanc : 4211125748241
N° d'art. : Blanc : 748.24



BF 800



works with 

Pro Connect

- Pèse-personne impédancemètre**
- Transmission automatique des données dans la portée *Bluetooth*® après ouverture de l'application
 - Disponible en noir et blanc



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Avec calcul de l'IMC
- 8 mémoires avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran LCD bleu avec éclairage blanc et affichage des initiales de l'utilisateur
- Finition ITO** de la surface à la place des électrodes d'acier
- Cadre élégant
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 32,4 x 32,4 x 2,4 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 31,6 x 31,6 cm
- Taille des chiffres : 23 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »*
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : Noir : 4211125748227
N° d'art. : Noir : 748.22
- N° EAN : Blanc : 4211125748234
N° d'art. : Blanc : 748.23



BF 105 Body Complete NOUVEAU
12/2017
★



works with 

Pro Connect

- Pèse-personne impédancemètre**
- Analyse complète détaillée du corps avec connexion à l'application
 - Mesure séparée des parties supérieure et inférieure du corps grâce à 8 électrodes
 - Écran amovible sans fil avec éclairage bleu



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Mesure séparée pour le haut et le bas du corps
- Écran XXL amovible : 120 x 46 mm
- Affichage à matrice de point moderne
- Guide de l'utilisateur intuitif en : D, GB, F, ES, I
- Larges électrodes en acier inoxydable brossé
- Connexion USB et *Bluetooth*®
- Mémoires utilisateur : 10 + mode invité
- Mémoires de valeurs mesurées : 30
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : Button-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 33 x 33 x 4 cm
- Plateau de pesée : 33 x 30 cm
- Taille des chiffres : 22 mm
- 6 piles AA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »*
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0
- **Kit pro BF 100/105 (sans ill.)**
N° de commande : 748.11
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125748128
N° d'art. : 748.12




BF 180 NOUVEAU
10/2017
★



Classic

- Pèse-personne impédancemètre**
- Grand écran avec éclairage bleu



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories BMR
- Avec calcul de l'IMC
- Écran LCD à éclairage bleu
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 34 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125749095
N° d'art. : 749.09

BG 13



Classic

- Pèse-personne impédancemètre**
- Avec grand affichage LCD



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle
- Avec calcul de l'IMC
- Design à bandes discret
- Écran XL
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g/0,1 %
- Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres 38 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125760304
N° d'art. : 760.30



BF 195 NOUVEAU ★



Comfort

Pèse-personne impédancemètre

- Affichage LCD rond esthétique
- Écran à éclairage bleu
- Encadrement moderne



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR

- Écran à éclairage bleu
- Commande moderne à touches tactiles

- Électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %
- Dimensions : 31 x 31 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 28 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125748166
- N° d'art. : 748.16


BF 220



Comfort

Pèse-personne impédancemètre

- Plateau de pesée en verre, 8 mm format XL
- Grand affichage LCD avec éclairage bleu



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse

- Écran à éclairage bleu

- Électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 32 x 32 x 2,4 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125748135
- N° d'art. : 748.13

BF 530



Comfort

Pèse-personne impédancemètre

- Pèse-personne impédancemètre élégant avec cadre
- Avec éclairage LCD blanc
- Reconnaissance automatique de l'utilisateur



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

- Avec calcul de l'IMC
- 8 mémoires avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Écran éclairé en blanc
- Commande moderne à touches tactiles
- Cadre élégant

- Électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 8

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 26 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125751203
- N° d'art. : 751.20

BG 21



Premium

Pèse-personne impédancemètre

- Grand écran LCD à 2 lignes
- Multi-affichage : tout en un seul coup d'œil



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

- Avec calcul de l'IMC
- Écran multi-affichage
- Interprétation des valeurs de graisse corporelle
- Petites électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : bouton ON
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 31,5 x 2,5 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 25 mm (poids)
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125764302
- N° d'art. : 764.30

BG 39



Premium

Pèse-personne impédancemètre

- Grand écran LCD à 2 lignes
- Avec pyramide d'interprétation de la graisse corporelle



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR, poids idéal

- Affichage LCD à deux lignes
- Interprétation des valeurs de graisse corporelle
- Électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Mémoires de valeurs mesurées : 2

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : bouton ON
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 30 x 30 x 3,6 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 21 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125767150
- N° d'art. : 767.15



BG 40



Premium

Pèse-personne impédancemètre

- Encadrement élégant
- Écran noir moderne avec affichage à deux lignes



- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

- Écran noir carré
- Commande moderne à touches tactiles
- Interprétation précise de la répartition de la graisse corporelle
- Électrodes en acier inoxydable brossé

- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10

- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : Vibration-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 33 x 32 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 29 x 28 cm
- Taille des chiffres 22 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses


- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125761066
- N° d'art. : 761.06





BG 51 XXL
Premium

- Pèse-personne impédancemètre**
- Plateau de pesée en verre, 8 mm format XXL
 - Capacité de charge : 200 kg – Adapté également aux personnes lourdes
 - Multi-affichage : tout en un seul coup d'œil



- 10 user memory
- body mass index
- xxl size 39 x 30 cm
- xxl display
- 8mm safety glass
- 200 kg loading

- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR
- Avec calcul de l'IMC
- Écran multi-affichage
- Interprétation des valeurs de graisse corporelle
- Touches sensibles modernes
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 200 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 39 x 30 cm
- Taille des chiffres : 28 mm (poids)
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125760205
• N° d'art. : 760.20



BG 55
Premium

- Pèse-personne impédancemètre**
- Écran noir de très grande taille
 - Affichage alternant
 - Toutes les valeurs en un coup d'œil



- 10 user memory
- xxl display
- calorie display
- 150 kg loading


- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Écran multi-affichage
- Interprétation des valeurs mesurées
- L'affichage de la tendance indique la tendance des valeurs
- Électrodes en acier inoxydable brossé
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : bouton ON
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 35 x 32 x 3,5 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm
- Taille des chiffres : 28 mm (poids)
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125750183
• N° d'art. : 750.18



BF 750
Premium

- Pèse-personne impédancemètre**
- Plaque de verre ITO* au lieu des électrodes d'acier habituelles
 - Écran LCD bleu avec éclairage blanc



- 10 user memory
- calorie display
- xl size 33 x 32 cm
- ito coated
- 150 kg loading

- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR
- Écran carré avec affichage sur deux lignes
- Interprétation précise de la répartition de la graisse corporelle
- Touches sensibles modernes
- Finition ITO de la surface au lieu d'utiliser des électrodes d'acier
- Cadre élégant
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : Vibration-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal
- Dimensions : 33 x 32 x 2,3 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 31 x 31 cm
- Taille des chiffres : 22 mm (poids)
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125748159
• N° d'art. : 748.15



GS 170 Sapphire
Design

- Pèse-personne en verre**
- Plateau de pesée de verre de 6 mm avec encadrement moderne
 - Affichage LCD extra-large



- xl display
- slim 20 mm
- 150 kg loading

- Écran XL
- Encadrement moderne
- Touche de couleur bleu saphir/grise
- Affichage en kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2 cm, écran : 85 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 28 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125756161
• N° d'art. : 756.16



GS 201 Soda
Design

- Pèse-personne en verre**
- Pour égayer la salle de bain
 - Impression avec touche de couleur



- xl display
- slim 18 mm
- 150 kg loading

- Grand écran LCD
- Impression avec touche de couleur
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125756611
• N° d'art. : 756.61



GS 202
Design

- Pèse-personne en verre**
- Une beauté épurée



- xl display
- slim 19 mm
- 150 kg loading

- Grand écran LCD
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125756383
• N° d'art. : 756.38

* ITO : Indium Tin Oxide (oxyde d'indium-étain)



Design

Pèse-personne en verre

- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo New York



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : 4211125756253
 • N° d'art. : 756.26



Design

Pèse-personne en verre

- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo Londres ou Paris



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : Londres : 4211125756260
 N° d'art. : Londres : 756.26
 • N° EAN : Paris : 4211125756314
 • N° d'art. : Paris : 756.31



Design

Pèse-personne en verre

- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo imitation pierre



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : 4211125756338
 • N° d'art. : 756.32



Design

Pèse-personne en verre

- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo imitation bois



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses


• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : 4211125756321
 • N° d'art. : 756.32



Design

Pèse-personne en verre

- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo imitation ardoise



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : 4211125756369
 • N° d'art. : 756.36



Design

Pèse-personne en verre


- Pour une touche particulière dans la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression photo imitation rouille



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Impression photo moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : emballage de présentation : 4 Carton de transport : 4
 • N° EAN : 4211125756376
 • N° d'art. : 756.37





Design

Pèse-personne en verre

- Pour égayer la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage bleu
- Impression avec touche de couleur



- Grand écran LCD avec éclairage bleu
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756628
- N° d'art. : 756.62



Design

Pèse-personne en verre

- Pour égayer la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage bleu
- Impression avec motif mosaïque



- Grand écran LCD avec éclairage bleu
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756635
- N° d'art. : 756.63



Design

Pèse-personne en verre design

- Pour égayer la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression avec motif fleurs



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756642
- N° d'art. : 756.64



Design

Pèse-personne en verre design

- Pour égayer la salle de bain
- Avec écran à rétroéclairage blanc
- Impression avec motif extravagant



- Grand écran LCD avec éclairage blanc
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756024
- N° d'art. : 756.02



Design

Pèse-personne en verre

- Grand plateau de pesée
- En verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur



- Grand écran LCD
- Ultra-plat : seulement 1,8 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 32 x 30,5 x 1,8 cm, écran : 93 x 39 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 30,5 cm
- Taille des chiffres : 36 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756406
- N° d'art. : 756.40



Design

Pèse-personne en verre

- Grand plateau de pesée
- En verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur



- Grand écran LCD
- Ultra-plat : seulement 1,8 cm
- Plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm
- Motif imprimé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 32 x 30,5 x 1,8 cm, écran : 93 x 39 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 30,5 cm
- Taille des chiffres : 36 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125756499
- N° d'art. : 756.49



- Pèse-personne en verre**
- Application en acier inoxydable de grande qualité
 - Anti-traces de doigt : revêtement de la surface facile à nettoyer



- Grand écran LCD
- Plateau de pesée avec application en acier inoxydable
- Très plat : seulement 18 mm
- Motif imprimé
- Avec anti-traces de doigts pour un entretien facile
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm, écran : 90 x 40 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 36 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125743055
 • N° d'art. : 743.05



- Pèse-personne en verre**
- Magic-LED : écran invisible, n'apparaît que lors de la mesure
 - Pur et clair - s'adapte à toutes les salles de bain



- Écran Magic très lisible à éclairage blanc
- Affichage matrice de points moderne
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 27 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125757335
 • N° d'art. : 757.32



- Pèse-personne en verre**
- Tenue agréable grâce à la surface anti-dérapante
 - Surface élégante avec revêtement carrelé mat
 - Magic-LED : écran invisible, n'apparaît que lors de la mesure



- Écran Magic très lisible à éclairage blanc
- Revêtement anti-dérapant
- Affichage matrice de points moderne
- Revêtement carrelé
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 27 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125757328
 • N° d'art. : 757.32



- Pèse-personne en verre**
- Avec calcul de l'IMC
 - Écran couleur pour un classement simple de l'IMC (selon l'OMS*)



- Écran LCD avec éclairage multicolore
- Classement de l'IMC coloré selon l'OMS*
- Fonction mémoire
- 10 mémoires utilisateur
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2,4 cm, écran : 80 x 42 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 29 mm
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125757311
 • N° d'art. : 757.31



- Pèse-personne en verre**
- Conception classique
 - Plateau de pesée en verre de sécurité avec revêtement anti-dérapant




- Écran LCD bien lisible
- Revêtement anti-dérapant en silicone
- Très plat : seulement 18 mm
- Confort de tenue agréable
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm, écran : 80 x 33 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 30 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : Black : 4211125756086
 N° d'art. : Black : 756.08
 • N° EAN : Corail : 4211125756079
 N° d'art. : Corail : 756.07
 • N° EAN : Turquoise : 4211125756062
 N° d'art. : Turquoise : 756.06



- Pèse-personne**
- Position debout sûre et confortable sur plateau de pesée caoutchouté
 - Écran noir lumineux
 - Graduation précise : 50 g



- Écran LCD à rétroéclairage noir
- Plateau de pesée anti-dérapant : douceur pour les pieds et pas de glissade en position debout
- Décoratif : élégante application en acier inoxydable
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 50 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 82 x 41 mm
- Grand plateau de pesée : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 33 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125754150
 • N° d'art. : 754.15



Pèse-personne en verre avec fonction vocale

- 5 langues : D, GB, F, ES, RUS
- Volume sonore réglable, voix désactivable
- Design exclusif avec éclairage bleu accrocheur



- Éclairage bleu accrocheur
- Grand plateau de pesée
- 4 mémoires directes : enregistrement et récupération faciles de la dernière valeur mesurée
- Sélecteur kg/lb/st (en mode anglais)
- Mécanisme de mise en marche : Vibration-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 35 x 34 x 2,3 cm, écran : 92 x 47 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 28 x 34 cm
- Taille des chiffres : 33 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125744007
 • N° d'art. : 744.00



Pèse-personne en verre

- Double affichage analogique et numérique
- Éclairage moderne de l'écran en blanc
- Fonction mémoire pour comparer les résultats de pesée



- Design Cockpit rond
- Plateau de pesée au design élégant
- Fonction mémoire (alarme après 24 heures)
- Affichage en kg/lb
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions: 34x40x3,1 cm, écran: 79x31 mm (numérique), Ø 14 cm (analogique)
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 34 x 31,5 cm
- Taille des chiffres : 26 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125766108
 • N° d'art. : 766.10



Pèse-personne mécanique

- Le modèle de base pour chaque salle de bain
- Affichage du poids bien lisible




- Affichage analogique du poids
- Revêtement anti-dérapant
- Affichage en kg/lb
- Capacité de charge : 120 kg/Graduation : 1 kg
- Dimensions : 30 x 27 x 5,3 cm, écran : 73 x 50 mm
- Dimensions du plateau de pesée : 30 x 27 cm
- Taille des chiffres : 5 mm
- Aucune pile nécessaire

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125710057
 • N° d'art. : 710.05



Pèse-personne en verre

- Un classique indémodable




- Écran LCD bien lisible
- Plateau de pesée en verre de sécurité
- Ultra-plat
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30 x 30 x 2 cm, écran : 73 x 29 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm
- Taille des chiffres : 25 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125755409
 • N° d'art. : 755.40



Pèse-personne

- Pur, clair, classique
- S'accorde avec toutes les salles de bain



- Pèse-personne en plastique argenté
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 150 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 28 x 29 x 3,5 cm, écran : 32 x 83 mm
- Dimensions du plateau de pesée : 28 x 30 cm
- Taille des chiffres : 30 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125726126
 • N° d'art. : 726.12



Pèse-personne

- Écran XXL
- Accroche-regard : insert en verre élégant



- Affichage LCD particulièrement grand
- Plateau de pesée en plastique agréable
- Élément de décoration : insert en verre
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, écran : 75 x 53 mm
- Dimensions du plateau de pesée : 30,5 x 30,5 cm
- Taille des chiffres : 47 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125725303
 • N° d'art. : 725.30



GS 490 Blanc
Comfort



- xl size 32 x 32 cm
- xl display
- 180 kg loading

Pèse-personne en verre

- Style raffiné : cadre chromé élégant
- Grandes dimensions : verre de sécurité arrondi 32 x 32 cm

- Grand écran LCD
- Grand plateau de pesée
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge 180 kg, graduation 100 g
- Dimensions : 32 x 32 x 2,2 cm, écran : 81 x 44 mm
- Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm
- Taille des chiffres : 40 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125756673
• N° d'art. : 756.67



PS 25
Comfort



- xxl size 34x34,5cm
- xl display
- 180 kg loading
- PLUS X AWARD
awarded for Ease of Use

Pèse-personne


- Un classique indémodable au design XXL
- Grand écran LCD avec éclairage blanc

- Écran LCD à éclairage blanc
- Pèse-personne en plastique blanc
- Format XXL : 34 x 34,5 cm
- Cadre d'écran argenté élégant
- Sélecteur kg/lb/st
- Mécanisme de mise en marche : démarrage rapide
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 180 kg/Graduation : 100 g
- Dimensions : 34 x 34,5 x 3,5 cm, écran : 95 x 49 mm
- Dimensions du plateau de pesée : 34 x 34,5 cm
- Taille des chiffres : 39 mm
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125741105
• N° d'art. : 741.10



MS 50
Comfort



- analog display
- 135 kg loading

Pèse-personne mécanique

- Le classique avec graduation bien visible

- Affichage analogique du poids avec graduation bien visible
- Revêtement anti-dérapant
- Affichage en kg
- Capacité de charge : 135 kg/Graduation : 1 kg
- Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm, écran : Ø 150 mm
- Dimensions du plateau de pesée : 28 x 34 cm
- Taille des chiffres : 8 mm
- Aucune pile nécessaire

• UE : 3 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125716004
• N° d'art. : 716.00



LS 06
Pèse-bagage



- 10 g graduation
- 1 m tape measure
- 40 kg loading

Pèse-bagage

- Idéal pour les voyages en avion : oubliez les frais supplémentaires pour excédent de bagages
- Écran LCD à rétroéclairage bleu
- Avec mètre utile

- Petit pèse-bagage maniable
- Fonction de stabilisation automatique
- Avec sangle de fixation pour un rangement commode
- Écran LCD facile à lire
- Adapté aussi pour la pesée d'autres objets
- Mètre : 1 m/3 pi
- Sélecteur g, oz, kg, lb
- Mécanisme de mise en marche : Button-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 40 kg/Graduation : 10 g
- Dimensions : 13,9 x 3,2 x 3,6 cm
- Longueur de la sangle : 15,1 cm
- Taille des chiffres : 11 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
• N° EAN : 4211125732127
• N° d'art. : 732.12



LS 10
Pèse-bagage



- torch light
- 50 g graduation
- 50 kg loading

Pèse-bagage

- Idéal pour les voyages en avion : oubliez les frais supplémentaires pour excédent de bagages
- Un bip signale la stabilisation automatique
- Avec lampe de poche pratique

- Petit pèse-bagage maniable
- Fonction de stabilisation automatique avec bip
- Avec sangle de fixation pour un rangement commode
- Écran LCD facile à lire
- Adapté aussi pour la pesée d'autres objets
- Lampe de poche
- Sélecteur kg/lb
- Mécanisme de mise en marche : Button-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 50 kg/Graduation : 50 g
- Dimensions : 13,8 x 3,2 x 5,5 cm
- Longueur de la sangle : 22,5 cm
- Taille des chiffres : 9 mm
- 3 piles LR44 incluses

• UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
• N° EAN : 4211125732103
• N° d'art. : 732.10



LS 50 Travelmeister
Pèse-bagage 3-en-1



- black lcd
- up to 2 chargings
- torch light
- 50 g graduation
- 5000 mAh powerbank
- 50 kg loading

Pèse-bagage 3-en-1

- Idéal pour les voyages
- Chargeur power bank, pèse-bagage et lampe de poche en un seul appareil

- Chargeur power bank, pèse-bagage et lampe de poche
- Avec sangle de fixation amovible pour un rangement pratique
- Écran LCD noir facile à lire
- Adapté aussi pour la pesée d'autres objets
- Lampe de poche
- Pour recharger les appareils équipés d'une batterie via une prise USB (par ex. les smartphones)
- Jusqu'à 2 recharges complètes du smartphone
- Chargeur power bank (batterie 5 000 mAh)
- Câble micro USB inclus
- Sélecteur g, oz, kg, lb
- Mécanisme de mise en marche : Button-On
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Capacité de charge : 50 kg/Graduation : 10 g
- Dimensions : 15,8 x Ø 3,3 cm
- Longueur de la sangle : 14 cm
- Taille des chiffres : 8 mm
- Batterie 5 000 mAh


• UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
• N° EAN : 4211125732189
• N° d'art. : 732.18

Balances
de cuisine

Des petits assistants de cuisine pour de grands résultats culinaires

Manger sainement et de façon équilibrée n'est pas compliqué. Les balances de cuisine de Beurer vous aident à contrôler votre poids à long terme et à améliorer votre bien-être. Puriste ou ludique, pratique, branché ou particulièrement pratique, vous trouverez dans notre gamme le produit qui vous correspondra. Pour vous orienter plus facilement dans notre vaste gamme de produits, nous avons classé nos balances de cuisine en quatre catégories. Vous avez l'embarras du choix !

Design



Classic



Comfort



Premium

Design
62

Classic



Comfort



Premium




NOUVEAU
10/2017
★



Design

Balance de cuisine

- Balance de cuisine moderne
- Commande à touches tactiles



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Taille de l'écran : 4,6 x 2,4 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse


- UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
- N° EAN : Bon Appétit : 4211125704186
N° d'art. : Bon Appétit : 704.18
- N° EAN : Love : 4211125704179
N° d'art. : Love : 704.17



Design

Balance de cuisine

- Balance de cuisine moderne
- Commande à touches tactiles



1 présentoir par unité de vente



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Taille de l'écran : 4,6 x 2,4 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse


- UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
- N° EAN : Breakfast : 4211125704032
N° d'art. : Breakfast : 704.03
- N° EAN : Ice-cream : 4211125704025
N° d'art. : Ice-cream : 704.02



Design

Balance de cuisine

- Balance de cuisine moderne
- Commande à touches tactiles



1 présentoir par unité de vente



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Taille de l'écran : 4,6 x 2,4 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

- UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
- N° EAN : Berry : 4211125704056
N° d'art. : Berry : 704.05
- N° EAN : Fresh : 4211125704063
N° d'art. : Fresh : 704.06
- N° EAN : Lemon : 4211125704070
N° d'art. : Lemon : 704.07

NOUVEAU
10/2017
★



Design

Balance de cuisine

- Balance de cuisine moderne
- Commande à touches tactiles



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Taille de l'écran : 4,6 x 2,4 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse


- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : Sequence : 4211125704087
N° d'art. : Sequence : 704.08
- N° EAN : Black : 4211125704049
N° d'art. : Black : 704.04



Design

Balance de cuisine

- Balance de cuisine moderne
- Commande à touches tactiles



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Taille de l'écran : 4,6 x 2,4 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

- UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
- N° EAN : 4211125704162
N° d'art. : 704.16





- KS 36**
Premium
- Balance de cuisine de précision**
- Pour la pesée d'épices, de poudres ou de pigments
 - Fonction de calibrage avec poids d'étalonnage
 - Ultra-plate : seulement 20 mm
 - Écran invisible, n'apparaît que lors de la mesure



- Avec poids d'étalonnage
- Capacité de charge : 2 kg
- Graduation : 0,1 g < 500 g
- Sélecteur g, oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 19 x 9,5 x 2 cm
- Plateau de pesée : 11,5 x 8 cm
- Taille de l'écran : 5 x 1 cm
- Taille des chiffres : 10 mm
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125704452
- N° d'art. : 704.45




- KS 52**
Premium
- Balance de cuisine murale**
- Encombrement réduit et toujours accessible grâce à la surface de pesée rabattable
 - Support séparé pour un montage mural facile
 - Fonction horloge et minuteur
 - Rabattable avec possibilité d'accrochage au mur



- Fonction horloge et minuteur
- Plateau de pesée facile à nettoyer
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, lb:oz, ml, fl.oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 22,5 x 16 x 5,3 cm
- Plateau de pesée : Ø 16 cm
- Taille de l'écran : 4,5 x 2,0 cm
- Taille des chiffres : 12 mm
- 2 piles AA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125706104
- N° d'art. : 706.10




- KS 59 XXL**
Premium
- Balance domestique**
- Avec fonction mémoire : affichage de la dernière valeur mesurée
 - Idéale également pour la pesée de paquets
 - Très grand plateau de pesée



- Commande moderne à touches tactiles
- Surface en verre facile à nettoyer
- Capacité de charge très élevée : 20 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, kg, oz, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 22 x 30 x 2,5 cm
- Plateau de pesée : 22 x 30 cm
- Taille de l'écran : 8,0 x 3,0 cm
- Taille des chiffres : 20 mm
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125705305
- N° d'art. : 705.30



- DS 61**
Premium
- Balance d'analyse des valeurs nutritionnelles**
- Pour une alimentation réfléchie
 - Valeurs nutritionnelles et énergétiques de 950 aliments enregistrés (kcal, kJ, lipides, unités de pain, protéines, glucides et cholestérol) et de la place pour 50 emplacements de mémoire individuels



- Commande moderne à touches tactiles
- Avec 99 emplacements de sauvegarde pour les mesures
- Capacité de charge : 5 kg
- Graduation : 1 g
- Sélecteur g, lb:oz
- TARE automatique
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge
- Dimensions : 16,5 x 23 x 2,4 cm
- Taille de l'écran : 6 x 4,5 cm
- Taille des chiffres : 13 mm
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125709051
- N° d'art. : 709.05



Plus d'informations sur les produits

Pour mener une vie réfléchie, il faut aussi réfléchir à ce que l'on mange

C'est avec ce principe en point de mire que Beurer a conçu la balance d'analyse des valeurs nutritionnelles DS 61.

Elles peuvent toutes deux indiquer les valeurs nutritionnelles et énergétiques de 1 000 aliments sur simple pression d'un bouton. Une fonction qui vous évite quotidiennement tous les calculs nécessaires à une alimentation réfléchie et vous fait gagner du temps. La balance d'analyse des valeurs nutritionnelles DS 61 vous réserve 50 emplacements de mémoire que vous pouvez remplir comme bon vous semble. En clair, les aliments que vous consommez le plus souvent seront tous à portée de main, il vous suffira de les consulter.

Une vie saine, c'est si facile !



Air et arôme




Reprenez votre souffle et restez en bonne santé

La plupart d'entre nous passe jusqu'à 90 % de son temps dans des espaces fermés. Un air sain et humide facilite la respiration, réduit la concentration de poussière, accroît la capacité de concentration et empêche les yeux et la peau de se dessécher. Les diffuseurs d'arômes de Beurer, avec leurs huiles aromatiques biologiques originales, créent une atmosphère agréable.


1 Purification de l'air

Grâce au système intégré de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au charbon actif + filtre HEPA), nos purificateurs d'air atteignent des performances de filtrage allant jusqu'à 99,5 %. Cette technologie innovante vous offre un air ambiant sain.



2 Humidification de l'air

En périodes de grande chaleur, il est souvent compliqué d'obtenir une humidité de l'air optimale de 40 à 60 %. Notre humidificateur d'air avec nébulisation ultrasonique¹⁾ et évaporation de l'eau²⁾ fournit à l'air ambiant l'humidité nécessaire.



3 Nettoyage de l'air

La combinaison idéale entre le nettoyage et l'humidification de l'air contribue à l'amélioration du climat ambiant. Convient également aux personnes allergiques ! De plus, notre produit est particulièrement économe en énergie.

4 Déshumidification de l'air

Afin d'empêcher la formation de moisissures et assurer un climat intérieur sain, il est toujours utile de garder un déshumidificateur d'air à portée de main. Nous vous proposons des produits adaptés à toutes les tailles de pièces, pouvant même être utilisés en continu.

5 Parfum d'ambiance

Les diffuseurs d'arômes créent, grâce au parfum d'ambiance des huiles essentielles bio aromatiques, un climat agréable et relaxant. Avec technologie d'humidification par ultrason et changement de couleur de la lumière pour une atmosphère particulière.



Purificateur d'air



Laveur d'air



Déshumidificateur d'air



Humidificateur d'air



Diffuseur d'arômes





- Purificateur d'air**
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au charbon actif + filtre HEPA)
 - Performances de filtrage : 99,5 %
 - Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable
 - Avec mode Nuit : fonctionnement silencieux avec panneau de commande plus sombre
 - Avec fonction minuteur



air purification technology

night mode

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 15 m²

60 watts

SLEEP LINE

eurofins

- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches : permet de filtrer l'air et de supprimer la poussière, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers, mais également les gaz nocifs
- Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable
- 3 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 15 m²
- Panneau de commande éclairé
- Affichage de changement du filtre
- Arrêt automatique de sécurité
- Env. 60 watts
- Kit de recharge N° d'art. 660.04
Pré-filtre, filtre combiné (HEPA + charbon actif)

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125660024
 • N° d'art. : 660.02



- Purificateur d'air**
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au charbon actif + filtre HEPA)
 - Performances de filtrage : 99,5 %
 - Nettoyage de l'air plus intense grâce à une lumière ultraviolette activable
 - Avec fonction minuteur
 - Avec fonction automatique – commande s'adaptant à l'air ambiant



air purification technology

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 35 m²

50 watts

SGS

- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches : permet de filtrer l'air et de supprimer la poussière, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers, mais également les gaz nocifs
- Nettoyage de l'air plus intense grâce à une lumière ultraviolette activable
- 3 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 35 m²
- Panneau de commande éclairé
- Affichage de changement du filtre
- Arrêt automatique de sécurité
- Env. 50 watts
- Kit de recharge N° d'art. 660.12
Pré-filtre, filtre combiné (HEPA + charbon actif)

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125660086
 • N° d'art. : 660.08



- Purificateur d'air confort : nettoyage et humidification de l'air en un seul appareil**
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au charbon actif + filtre HEPA)
 - Performances de filtrage : 85%
 - Humidification de l'air par la condensation à froid : en réglage automatique jusqu'à 220 ml/h
 - Affichage de l'humidité ambiante actuelle
 - Réglage de l'humidité souhaitée (40 à 80 %)



air purification technology

night mode

air washer

3 stage blower setting

for rooms up to 35 m²

35 watts

SGS

- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches : permet de filtrer l'air et de supprimer la poussière, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers, mais également les gaz nocifs
- Humidification en réglage automatique jusqu'à 220 ml/h
- 3 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 35 m²
- Volume du réservoir : 4,6 l
- Réservoir d'eau amovible
- Groupe de disques adapté au lave-vaisselle
- Fonction minuteur
- Écran éclairé et réservoir d'eau
- Affichage de changement du filtre
- Arrêt automatique de sécurité
- Env. 35 watts
- Kit de recharge N° d'art. 660.11
Pré-filtre, filtre combiné (HEPA + charbon actif)

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125660055
 • N° d'art. : 660.05



- Laveur d'air**
- Humidification de l'air par la condensation à froid : faible consommation d'énergie et réglage automatique
 - Nettoyage de l'air : l'eau élimine la poussière domestique, les pollens, les poils d'animaux, les odeurs contenus dans l'air
 - Capteur et indicateur de niveau d'eau et arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
 - Fonctionnement presque silencieux
 - Écran LCD bleu



air washer

3 stage blower setting

for rooms up to 40 m²

7 watts

TUV

SGS

- Fonction humidification en réglage automatique
- 3 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 40 m²
- Fonctionnement de nuit au niveau 1 ou 2
- Purification de l'air par nettoyage de l'air
- Volume d'eau max. : env. 7,25 l
- Démontage simple des composants
- 3 niveaux
- Surface d'humidification des lames : env. 2,5 m²
- Écran LCD à éclairage bleu
- Indication du niveau de remplissage
- Groupe de disques et réservoir d'eau adapté au lave-vaisselle
- Arrêt automatique de sécurité
- Utilisation possible avec minuteur
- Env. 7 watts
- Inclus : additif « BEURER AquaFresh » et liquide de nettoyage « BEURER Antical »
- Recharge N° d'art. 162.955 « BEURER AquaFresh » 200 ml
- Recharge N° d'art. 162.956 « BEURER Antical » 250 ml


• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : b : 4211125660178
 • N° EAN : n : 4211125660161
 • N° d'art. : b : 660.17 n : 660.16

Plus d'informations sur les produits

Purificateur d'air

Notre qualité de vie et la santé sont devenues une tendance mondiale. L'air que nous respirons représente la base. Pourtant, cet air est souvent de mauvaise qualité. La pollution de l'air n'est pas visible à l'œil nu. Grâce à notre technologie efficace de filtre à trois couches avec pré-filtre, filtre HEPA et filtre à charbon actif, notre système permet de filtrer la plupart des contaminants. En particulier, les personnes souffrant d'allergies affectionnent le filtre HEPA. Grâce à ces performances de filtrage, l'air est débarrassé à 99,5 % du pollen, des acariens, de la poussière fine et des bactéries.

Fonctionnement du LR 200/LR 300 Fonctionnement du LR 330



Déshumidificateur d'air

Un taux d'humidité élevé peut entraîner divers problèmes : de l'odeur de renfermé aux tâches sombres sur le mur, les moisissures et la rouille jusqu'à mettre en danger sa santé.

Une aération régulière et correcte n'est souvent pas suffisante. Notre déshumidificateur d'air contribue à l'amélioration du climat ambiant, car il retire de l'air l'excédent d'humidité.



Humidificateur d'air

Une humidité optimale dans les pièces de vie doit se situer entre 40 et 60 %. Lors des jours froids d'hiver notamment, le chauffage artificiel entraîne une chute de l'humidité de l'air relative. Un air ambiant trop sec va avoir une influence sur notre bien-être et peut perturber notre santé. Dans un air sec, les particules de poussière se dispersent plus facilement, ce qui représente une pollution supplémentaire, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies.

L'air recherche alors des sources d'humidité alternatives et puise dans notre peau, les plantes ou même les meubles. C'est pourquoi il est important d'humidifier l'air s'il est trop sec. Nos humidificateurs d'air donnent à l'air ambiant l'humidité nécessaire. La nébulisation d'eau permet de resserrer les particules de poussière dans l'air et prévient la diffusion d'agents pathogènes.





- Déshumidificateur d'air**
- Capacité de déshumidification jusqu'à 10 l/24 h
 - Idéal pour déshumidifier l'air sur la durée
 - Réglage de l'humidité souhaitée (40, 50, 60 %) ou fonctionnement continu possible
 - Avec fonction minuteur
 - Écran éclairé
 - Réservoir amovible



2 stage blower setting

dehumidification 10 litres per day for rooms up to 30 m² 210 watts

- Fonctionnement homogène
- Adapté à des pièces de 20 à 30 m²
- Réglage de l'humidité souhaitée (40, 50, 60 %) ou fonctionnement continu possible
- Possibilité de connexion d'un système d'évacuation externe (inclus)
- Fonctionnement silencieux
- Filtre lavable
- Volume du réservoir : env. 1,8 l
- Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau
- Appareil facile d'entretien
- Avec poignée de transport
- Env. 210 watts
- Affichage LED lumineux
- Protection antidébordement grâce à l'arrêt automatique avec témoin lumineux

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125661106
 • N° d'art. : 661.10



- Déshumidificateur d'air**
- Capacité de déshumidification jusqu'à 20 l/24 h
 - Idéal pour déshumidifier l'air sur la durée
 - Réglage de l'humidité souhaitée (40, 50, 60, 70 %) ou fonctionnement continu possible
 - Avec fonction ionique activable pour le nettoyage de l'air
 - Avec fonction minuteur
 - Écran éclairé
 - Réservoir amovible



2 stage blower setting

dehumidification 20 litres per day for rooms up to 60 m² 300 watts

- 2 niveaux
- Adapté à des pièces de 40 à 60 m²
- Réglage de l'humidité souhaitée (40, 50, 60, 70 %) ou fonctionnement continu possible
- Avec fonction ionique activable pour le nettoyage de l'air
- Avec fonction mémoire
- Possibilité de connexion d'un système d'évacuation externe (inclus)
- Fonctionnement silencieux
- Filtre lavable
- Volume du réservoir : env. 4 l
- Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau
- Appareil facile d'entretien
- Avec poignée de transport et roulettes
- Avec enroulement du câble
- Sortie d'air à angle variable
- Affichage LED lumineux
- Protection antidébordement grâce à l'arrêt automatique avec témoin lumineux
- Env. 300 watts

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125661113
 • N° d'art. : 661.11



- Mini humidificateur d'air**
- Idéal au bureau comme en voyage
 - Fonctionne avec une bouteille d'eau normale en plastique (non fournie) comme réservoir d'eau amovible
 - Technologie d'humidification par ultrasons
 - Avec sacoche de rangement



ultrasonic technology for rooms up to 20 m² 12 watts

- Humidification jusqu'à 80 ml/h
- Réglage en continu
- Adapté à des pièces jusqu'à 20 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Bouteille d'eau en plastique courante comme réservoir amovible
- Sécurité de fonctionnement optimale, tension 24 V
- Sortie de brume éclairée
- Niveau d'eau de la bouteille visible
- Arrêt automatique
- Réglage en continu d'environ 12 watts
- Avec 2 adaptateurs de bouteilles, petite brosse de nettoyage, adaptateur secteur et sacoche de rangement

• UE : 4 Carton de transport : 6 x
 • N° EAN : 4211125680053
 • N° d'art. : 680.05



- Humidificateur d'air**
- Avec technologie d'humidification par ultrason : faible consommation d'énergie et silencieux
 - Pour un parfum d'ambiance – adapté pour les huiles aromatiques
 - Avec mode nuit : fonctionnement ultra silencieux et sans éclairage gênant



ultrasonic technology for rooms up to 20 m² 20 watts night mode SLEEP LINE

- Humidification jusqu'à 200 ml/h
- 2 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 20 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Volume du réservoir : 2,0 l
- Réservoir d'eau amovible
- LED de contrôle : les LED blanches ou bleues affichent les différents niveaux de nébulisation, la LED rouge indique que le réservoir d'eau est vide
- Arrêt automatique
- 2 niveaux : env. 20 watts
- 15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes
- Petite brosse de nettoyage incluse
- Filtre anti-calcaire (en option), n° d'art. : 163.803

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : blanc : 4211125681135 N° d'art. : blanc : 681.13
 • N° EAN : toffee : 4211125681173 N° d'art. : toffee : 681.17



- Humidificateur d'air**
- Avec technologie d'humidification par ultrason : faible consommation d'énergie et silencieux
 - Pour un parfum d'ambiance – adapté pour les huiles aromatiques



ultrasonic technology for rooms up to 25 m² 20 watts

- Humidification jusqu'à 220 ml/h
- Réglage en continu
- Adapté à des pièces jusqu'à 25 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Volume du réservoir : 2,8 l
- Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau
- LED de contrôle
- Arrêt automatique
- Réglage en continu d'environ 20 watts
- 15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes
- Petite brosse de nettoyage incluse
- Filtre anti-calcaire (en option), n° d'art. : 162.843

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125681050
 • N° d'art. : 681.05



- Humidificateur d'air**
- Avec évaporation de l'eau
 - Sans bactéries et hygiénique
 - Avec plaquettes anti-calcaire contre un entartrage trop rapide
 - Réservoir d'eau amovible



evaporation technology for rooms up to 40 m² 180-380 watts

- 2 niveaux de rendement d'humidification : 150 ml/h + 400 ml/h
- 2 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 40 m²
- Fonctionnement silencieux
- Vapeur d'eau hygiénique
- Volume du réservoir : 5 l
- Réservoir d'eau amovible
- LED de contrôle
- Indicateur de niveau d'eau
- Arrêt automatique/protection antisurchauffe
- 2 niveaux : env. 180/380 watts
- Avec plaquettes anticalcaire contre un entartrage trop rapide

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125681104
 • N° d'art. : 681.10



- Humidificateur d'air**
- Nébulisation ultrasonique avec chauffage de l'eau
 - Humidification élevée avec technologie d'humidification par ultrasons
 - Antibactérien et hygiénique grâce au chauffage de l'eau
 - Réservoir d'eau amovible



- ultrasonic technology
- evaporation technology
- for rooms up to 48 m²
- 16-280 watts
- HYGIENIC TECHNOLOGY

- Humidification jusqu'à 550 ml/h
- Nébuliseur à ultrasons réglable en continu
- 3 niveaux de réglage de l'échauffement de l'eau
- Adapté à des pièces jusqu'à 48 m²
- Fonctionnement silencieux
- Vapeur d'eau hygiénique
- Volume du réservoir : 6 l
- Réservoir amovible avec affichage du niveau d'eau
- Interrupteur rotatif lumineux
- Arrêt automatique avec fonction d'affichage
- Env. 16 – 280 watts
- Avec 15 plaquettes anticalcaire contre un entartrage trop rapide et 15 coussinets aromatiques pour une utilisation avec des arômes
- Pinceau de nettoyage inclus
- Filtre anti-calcaire (en option), n° d'art. : 162.843

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : b : 4211125681166
 • N° EAN : n : 4211125681159
 • N° d'art. : b : 681.16 n : 681.15



- Thermo-hygromètre**
- Affichage de la température et de l'humidité
 - Idéal pour le contrôle de l'air ambiant
 - Émoticônes
 - Thermo-hygromètre à poser ou à accrocher

- 😊 idéal
- 😐 sec
- 😞 humide

- temperature display
- humidity display
- °C / °F

- Affichage des valeurs minimales et maximales de la température et de l'humidité relative
- Émoticônes
 - ☺ = Température : 20 – 25 °C, 30 – 60 % d'humidité de l'air (idéal)
 - ☺ = Température au choix, humidité de l'air <30 % (sec)
 - ☺ = Température au choix, humidité de l'air >60 % (humide)

- Conversion °C/°F
- Pose sur surface plane avec l'appui déplaçable ou au mur avec le système d'accrochage
- 1 pile CR2025 incluse
- Dimensions : 99 x 81 x 11 mm
- UE : 10 Carton de transport : 5 x 10
- N° EAN : 4211125679156
- N° d'art. : 679.15



- Thermo-hygromètre**
- Affichage de la température et de l'humidité
 - Offre une bonne vue d'ensemble grâce à l'indicateur de climat ambiant coloré
 - Petit et élégant : idéal pour le contrôle de l'air ambiant
 - Avec l'application « beurer FreshRoom » gratuite à télécharger pour une surveillance à long terme



- climate indicator
- multi room
- temperature display
- PLUS X AWARD
- honored as BEST PRODUCT 2017
- humidity display
- time
- °C / °F
- SLEEP LINE

- Affichage de l'heure, de la température et de l'humidité relative actuelles
- Indicateur de climat ambiant coloré
 - Vert = air ambiant de bonne qualité
 - Rouge = air ambiant de mauvaise qualité
- Valeurs limites de température et d'humidité réglables individuellement
- Affichage de plusieurs pièces : il est possible de gérer plusieurs appareils via l'application
- Indicateur de changement des piles
- Conversion °C/°F
- Avec possibilité d'accrochage pour montage mural
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Dimensions : 32 x 32 x 76 mm
- Informations de base lisibles sur l'appareil. Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer FreshRoom »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer FreshRoom »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 6 Carton de transport : 4 x
 • N° EAN : 4211125678050
 • N° d'art. : 678.05



- Diffuseur d'arômes**
- Technologie d'humidification par ultrasons
 - Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau
 - Avec lumière LED changeante
 - Utilisation mobile possible grâce à la connexion USB



- light colour change
- auto off
- ultrasonic technology
- 80 ml
- for rooms up to 10 m²
- 5 watts
- HYGIENIC TECHNOLOGY

- Fonctionnement homogène
- Adapté à des pièces jusqu'à 10 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Nébulisation possible avec et sans lumière
- Capacité du réservoir : 80 ml
- Deux options d'alimentation : interface USB (câble USB fourni) ou bloc d'alimentation USB (fourni)
- Arrêt automatique
- Env. 5 watts
- Composants faciles à nettoyer

• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125606299
 • N° d'art. : 606.29



- Diffuseur d'arômes**
- Technologie d'humidification par ultrasons
 - Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau
 - Avec lumière LED changeante



- light colour change
- auto off
- ultrasonic technology
- 100 ml
- for rooms up to 15 m²
- 12 watts
- HYGIENIC TECHNOLOGY

- Fonctionnement homogène
- Adapté à des pièces jusqu'à 15 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Nébulisation possible avec et sans lumière
- Capacité du réservoir : 100 ml
- Arrêt automatique
- Env. 12 watts
- Composants faciles à nettoyer

• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125606312
 • N° d'art. : 606.31



- Huiles aromatiques solubles à l'eau**
- Pour un parfum d'ambiance individuel
 - Huiles bio 100 % naturelles, sans produits synthétiques
 - Adaptées aux produits LA 20, LA 30, LB 37, LB 44, LB 88 et LW 220 de Beurer

- vitality rafraîchissant
- relax relaxant
- harmony agréable
- sleep well reposant
- Parfums disponibles

- bio
- HYGIENIC TECHNOLOGY

- Huile aromatique Vitality : rafraîchissante, à la bergamote, à l'orange et au pamplemousse
- Huile aromatique Relax : relaxante, à l'orange, à l'ylang ylang, au benjoin et à la vanille
- Huile aromatique Harmony : bien-être, avec de la vanille, du pamplemousse et de l'orange
- Huile aromatique Sleep Well : s'endormir facilement grâce aux huiles essentielles de pin et de lavande

UE : 5 Carton de transport : 3 x 5
 • N° EAN : Vitality : 4211125681302
 N° d'art. : Vitality : 681.30
 • N° EAN : Harmony : 4211125681319
 N° d'art. : Harmony : 681.31
 • N° EAN : Relax : 4211125681326
 N° d'art. : Relax : 681.32
 • N° EAN : Sleep Well : 4211125681333
 N° d'art. : Sleep Well : 681.33

Sommeil et récupération



Surveillance et analyse précises du sommeil validées dans un laboratoire de sommeil

Le capteur de sommeil SE 80 SleepExpert de Beurer vous permet de surveiller votre sommeil et de comprendre les causes éventuelles de vos problèmes de sommeil. Grâce à la mesure du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et des mouvements, votre comportement de sommeil est enregistré avec précision et en continu. Le capteur de sommeil sans contact transfère ses données via Bluetooth® à votre smartphone. Les évaluations sont présentées et documentées clairement via l'application gratuite « beurer SleepExpert ».

SE 80 SleepExpert – Capteur de sommeil

- Discret et imperceptible : placement sous le matelas
- Avec fonction FreshWake pour un réveil reposé
- Fonction de détection de l'apnée du sommeil
- Conseils personnels pour améliorer la qualité du sommeil
- Analyse de la récupération de la nuit
- Analyse des phases de sommeil (hypnogramme)
- Rythme cardiaque et fréquence respiratoire

HIGH PRECISION
Sleep EXPERT
SENSOR




in cooperation with:
EarlySense
Proactive Patient Care

Détection innovante des ronflements grâce à la détection des bruits de ronflements et des bruits du corps

Grâce à des impulsions sonores et/ou des vibrations au niveau de l'oreille, les ronflements sont interrompus efficacement. L'application gratuite « beurer SleepQuiet » analyse précisément le comportement des personnes sujettes aux ronflements légers à forts. Une représentation graphique donne un aperçu du nombre de ronflements la nuit par heure, par semaine et par an. L'appareil permet également de déterminer le volume du ronflement le plus fort et propose de conserver un journal pour définir toutes les causes possibles des ronflements. Des nuits enfin calmes et reposantes !


Oreillette anti-ronflements SL 70

- Thérapie douce contre les ronflements grâce à la détection des ronflements en temps réel
- Correction immédiate avec des impulsions sonores et/ou des vibrations au niveau de l'oreille
- Intensité de l'alarme maximale, sensibilité et heure de début réglables
- Fixation discrète et imperceptible au niveau de l'oreille





- Thermo-hygromètre**
- Affichage de la température et de l'humidité
 - Offre une bonne vue d'ensemble grâce à l'indicateur de climat ambiant coloré
 - Petit et élégant : idéal pour le contrôle de l'air ambiant
 - Avec application « beurer FreshRoom » gratuite à télécharger pour une surveillance à long terme




- Affichage de l'heure, de la température et de l'humidité relative actuelles
- Indicateur de climat ambiant coloré
Vert = air ambiant de bonne qualité
Rouge = air ambiant de mauvaise qualité
- Valeurs limites de température et d'humidité réglables individuellement
- Affichage de plusieurs pièces : il est possible de gérer plusieurs appareils via l'application
- Indicateur de changement des piles
- Conversion °C/°F
- Avec possibilité d'accrochage pour montage mural
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Dimensions : 32 x 32 x 76 mm
- Informations de base lisibles sur l'appareil. Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer FreshRoom »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer FreshRoom »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 6 Carton de transport : 4 x 6
• N° EAN : 4211125678050
• N° d'art. : 678.05




- Humidificateur d'air**
- Avec technologie d'humidification par ultrason : faible consommation d'énergie et silencieux
 - Pour un parfum d'ambiance – adapté pour les huiles aromatiques
 - Avec mode nuit : fonctionnement ultra silencieux et sans éclairage gênant




- Humidification jusqu'à 200 ml/h
- 2 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 20 m²
- Fonctionnement très silencieux
- Volume du réservoir : 2,0 l
- Réservoir d'eau amovible
- LED de contrôle : les LED blanches ou bleues affichent les différents niveaux de nébulisation, la LED rouge indique que le réservoir d'eau est vide
- Arrêt automatique
- 2 niveaux : env. 20 watts
- 15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes
- Petite brosse de nettoyage incluse
- Filtre anti-calcaire (en option), n° d'art. : 163.803
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : blanc : 4211125681135
N° d'art. : blanc : 681.13
- N° EAN : toffee : 4211125681173
N° d'art. : toffee : 681.17




- Purificateur d'air**
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au charbon actif + filtre HEPA)
 - Performances de filtrage : 99,5 %
 - Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable
 - Avec mode Nuit : fonctionnement silencieux avec panneau de commande plus sombre
 - Avec fonction minuteur



- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches : permet de filtrer l'air et de supprimer la poussière, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers, mais également les gaz nocifs
- Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable
- 3 niveaux
- Adapté à des pièces jusqu'à 15 m²
- Panneau de commande éclairé
- Affichage de changement du filtre
- Arrêt automatique de sécurité
- Env. 60 watts
- Kit de recharge N° d'art. 660.04
Pré-filtre, filtre combiné (HEPA + charbon actif)
- UE : 1 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125660024
N° d'art. : 660.02




- Lampe de luminothérapie**
- Lumière du jour pour se sentir bien et bien commencer la journée
 - S'endormir avec une douce lumière rouge
 - Pour un rythme jour/nuit correctement régulé
 - Taille compacte
 - Batterie lithium-ion fournie
 - Pied réglable



- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'env. 10 000 lux pour la lampe de luminothérapie (distance env. 10 cm)
- Idéal pour la table de nuit et en déplacement
- Éclat régulier
- Sans UV
- Affichage du temps de traitement en phases de 10 min (10/20/30 min, 3 LED)
- Minuteur avec arrêt automatique (après 30 min)
- Surface d'éclairage environ 21 x 13 cm
- Dimensions du produit : env. 26 x 17 x 2,4 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Fonctionnement sur batterie
- Affichage de l'état de la batterie par LED
- Pied à position variable : utilisable horizontalement et verticalement
- Variateur manuel avec 5 niveaux de luminosité
- Variateur automatique de la lumière rouge avec 3 niveaux de luminosité
- Adaptateur secteur inclus
- Produit médical (lampe de luminothérapie)
- Lampe de luminothérapie avec température de couleurs de 6 000 à 6 500 K
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125677589
N° d'art. : 677.58



- Réveil lumineux**
- Endormissement naturel et réveil doux avec stimulation de la lumière du soleil
 - Avec mélodies de sommeil et de réveil pour un meilleur rythme de sommeil
 - Connexion innovante avec les smartphones
 - Utilisation pratique et simple, possible également via l'application gratuite « beurer LightUp »
 - Chargement de smartphones possible par connexion USB
 - Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur



- Simulation colorée du lever et du coucher de soleil
- Fonction de sommeil et de réveil
- Choix entre radio, sonnerie, 6 mélodies de réveil et 4 berceuses
- Lumière d'ambiance avec fonction changement de couleur et fixation de couleur individuelle (256 coloris)
- Alarme réglable sur 2 heures différentes
- Enregistrement de 10 stations de radio
- Intensité lumineuse réglable (différents niveaux à régler sur l'application)
- Rétroéclairage LCD bleu avec réglage de la luminosité d'affichage manuel
- Fonction sommeil (Snooze) 1 – 30 min
- S'endormir avec une douce lumière rouge
- Utilisable comme lampe de lecture
- Domaine du sommeil séparé dans l'application « beurer LightUp »
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer LightUp »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer LightUp »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589288
N° d'art. : 589.28





NOUVEAU
11/2017

UB 190 CosyNight



Chaque-matelas connecté confort

- Chaque-matelas commandé par application (Wi-Fi)
- Commande pratique pour la maison et en déplacement
- Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine.
- Zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds)
- Dessus en coton



- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique au choix
- Rappel de la température dans le programme de chauffage
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : coton, dessous : non tissé
- Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 55 watts
- Öko-Tex 100
- Configuration via Bluetooth®
- Commande à distance via Wi-Fi
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer CosyNight »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CosyNight »
- Compatible à partir d'iOS 9.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125370015
 • N° d'art. : 370.01



NOUVEAU
11/2017

UB 200 CosyNight



Chaque-matelas connecté

- Chaque-matelas commandé par application (Wi-Fi)
- Commande pratique pour la maison et en déplacement
- Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine.
- Zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds)
- Surface particulièrement douce (fibre polaire)



- Surface ultra douce
- Respirant
- Chauffe rapidement
- 2 zones avec 9 niveaux de température chacune
- Système de sécurité Beurer (BSS)
- Arrêt automatique au choix
- Rappel de la température dans le programme de chauffage
- Écran LCD éclairé
- Interrupteur amovible
- Dessus : fibre polaire. Dessous : non tissé
- Taille universelle pour 90 x 200 cm/100 x 200 cm
- Lavable en machine à 30 °C
- 55 watts
- Öko-Tex 100
- Configuration via Bluetooth®
- Commande à distance via Wi-Fi
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer CosyNight »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CosyNight »
- Compatible à partir d'iOS 9.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125375010
 • N° d'art. : 375.01




SL 70



Oreillette anti-ronflements

- Thérapie douce contre les ronflements pour des nuits reposantes
- Réduction des ronflements
- Utilisation simple
- Fixation à l'oreille



- Thérapie douce contre les ronflements en temps réel grâce à la détection des bruits de ronflements et des bruits du corps
- Correction immédiate avec des impulsions sonores et/ou des vibrations pour l'ouverture des voies respiratoires
- Pour les ronflements légers à forts
- Analyse précise du sommeil
- Aperçu du comportement des ronflements (nombre de ronflements par heure)
- Affichage et représentation graphique des données (jour/semaine/année)
- Calcul de l'intensité maximale des ronflements
- Fonctionnement sur batterie
- Réglages individuels (p. ex. intensité maximale des impulsions)
- Dimensions : 49 x 15 x 62 mm/Poids : 15 g
- 3 tailles d'embouts auriculaires incluses
- Avec bloc d'alimentation USB et câble de charge

- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer SleepQuiet »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer SleepQuiet »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125677558
 • N° d'art. : 677.55



Plus d'informations sur les produits

Thérapie douce contre les ronflements pour des nuits paisibles

Les ronflements sont communs. Ils sont provoqués par le relâchement des muscles de la langue et de la gorge. Deux Allemands sur 40 et deux Allemandes sur 50 ronflent.

En plus de l'âge, il existe d'autres causes aux ronflements :

- Surcharge pondérale
- Alcool et médicaments
- Déformation de la cloison nasale
- Allergies
- Stress

Les conséquences sont variées, allant de la fatigue pendant la journée à un accident vasculaire cérébral en passant par des difficultés de concentration, une réduction de l'efficacité et un risque accru d'hypertension, d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral.

De plus, la personne sujette aux ronflements n'est pas la seule à pâtir des nuits bruyantes, son partenaire également. L'oreillette anti-ronflements SL 70 innovante agit sur la personne endormie tout en douceur. S'il détecte un bruit de ronflement, grâce à la détection sonore ou via les bruits corporels, il envoie des impulsions sonores et/ou des vibrations pour interrompre le ronflement en renforçant les muscles respiratoires. Cela peut également entraîner un changement de position de sommeil.

Retrouver des nuits enfin calmes et reposantes !




SE 80 SleepExpert



Capteur de sommeil

- Capteur sans contact précis pour une analyse du sommeil professionnelle
- Discret et imperceptible : placement sous le matelas
- Pour la mesure, l'analyse et l'amélioration des habitudes de sommeil personnelles
- Validé dans un laboratoire de sommeil



- Enregistrement du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et des mouvements
- Analyse précise des phases de sommeil/hypnogramme
- Indicateur Sleep Score : évaluation claire de la qualité du sommeil
- Représentation graphique des données enregistrées (jour/semaine/mois)
- Fonction de détection de l'apnée du sommeil
- Évaluation de la récupération de la nuit
- Journal de bord du sommeil
- Conseils personnalisés pour un meilleur sommeil
- Fonction FreshWake pour un réveil reposé dans la phase de sommeil idéale
- Affichage des phases de la lune
- Fonction d'exportation

- Adaptateur secteur inclus
- Utilisation possible uniquement avec l'application « beurer SleepExpert »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer SleepExpert »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 4 x 2
 • N° EAN : 4211125677534
 • N° d'art. : 677.53



Lumières de réveil

Profitez d'un lever de soleil rien que pour vous dans votre chambre

Finies les alarmes bruyantes qui déchirent brusquement votre sommeil! Réveillez-vous tout en douceur et commencez la journée du bon pied grâce à notre réveil lumineux. Le secret : une lumière douce qui devient de plus en plus brillante et simule un lever de soleil. Une sonnerie finale, une mélodie si vous le souhaitez, veille à ce que vous soyez bien réveillé. Profitez d'un réveil naturel, qui respecte votre rythme de sommeil.



RÉVEIL EN DOUCEUR

En forme pour toute la journée grâce au réveil lumineux disponible en quatre **versions**



Réveil lumineux avec application

WL 75 – Réveil lumineux pour un endormissement naturel et un réveil doux



Lumière d'ambiance

WL 32 – Réveil lumineux avec LED – Lumière d'ambiance avec changement de couleur



Avec fonctions variées

WL 80 – Réveil lumineux avec support pour smartphone/lecteur MP3*, lumière d'ambiance



Réveil lumineux 4-en-1 avec application

WL 90 – Réveil lumineux 4-en-1, lumière d'ambiance, lampe de lecture et station musique



Réveil lumineux



Réveil lumineux avec application



convient aux modèles
WL 75 et WL 90



WL 32



Réveil lumineux

- Réveil naturel avec une lumière qui s'intensifie progressivement
- Réveil final avec radio ou sonnerie
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur




- Simulation du lever du soleil (15 ou 30 min)
- Choix entre la radio et la sonnerie
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur
- Alarme réglable sur 2 heures différentes
- Enregistrement de 10 stations de radio
- Lumière à intensité réglable
- Rétroéclairage LCD avec changement de couleur
- Fonction sommeil (Snooze) 5 – 60 min
- Fonction bonne nuit
- Utilisable comme lampe de chevet
- Entrée Aux pour lire votre propre musique (câble Aux inclus)
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125589226
- N° d'art. : 589.22

WL 75 Bluetooth®



Réveil lumineux connecté

- Endormissement naturel et réveil doux avec stimulation de la lumière du soleil
- Avec mélodies de sommeil et de réveil pour un meilleur rythme de sommeil
- Connexion innovante avec les smartphones
- Utilisation pratique et simple, possible également via l'application gratuite « beurer LightUp »
- Chargement de smartphones possible par connexion USB
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur



- Simulation colorée du lever et du coucher de soleil
- Fonction de sommeil et de réveil
- Choix entre radio, sonnerie, 6 mélodies de réveil et 4 berceuses
- Lumière d'ambiance avec fonction changement de couleur et fixation de couleur individuelle (256 coloris)
- Alarme réglable sur 2 heures différentes
- Enregistrement de 10 stations de radio
- Intensité lumineuse réglable (différents niveaux à régler sur l'application)
- Rétroéclairage LCD bleu
- Fonction sommeil (Snooze) 1 – 30 min
- S'endormir avec une douce lumière rouge
- Utilisable comme lampe de lecture
- Entrée Aux pour lire votre propre musique (câble Aux inclus)
- Domaine du sommeil séparé dans l'application « beurer LightUp »
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer LightUp »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer LightUp »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589288
- N° d'art. : 589.28



WL 80



Réveil lumineux

- Réveil naturel avec une lumière qui s'intensifie progressivement
- Réveil final avec radio, sonnerie, 8 mélodies de réveil ou musique personnelle via une clé USB**
- Avec support pour smartphones/lecteur MP3*
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur




- Simulation colorée du lever et du coucher de soleil
- Choix entre radio, sonnerie, 8 mélodies de réveil ou votre propre musique via une clé USB
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur et fixation de couleur individuelle
- Alarme réglable sur 3 heures différentes
- Enregistrement de 10 stations de radio
- Intensité lumineuse réglable (20 niveaux d'intensité lumineuse)
- Rétroéclairage de l'écran LCD
- Réglage de la luminosité de la lampe LCD
- Fonction sommeil (Snooze) 1 – 30 min
- Fonction bonne nuit
- Utilisable comme lampe de lecture
- Entrée Aux pour lire votre propre musique (câble Aux inclus)
- Tablette pratique pour smartphone
- Lecteur MP3 pour la lecture de musique via une clé USB
- Chargement de smartphones possible par connexion USB
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589264
- N° d'art. : 589.26

WL 90 Bluetooth®



Réveil lumineux connecté

- 4-en-1 : réveil lumineux, lumière d'ambiance, lampe de lecture et station musique en un seul produit
- Utilisation pratique et simple, possible également via l'application gratuite « beurer LightUp »
- Réveil naturel avec une lumière qui s'intensifie progressivement
- Chargement de smartphones possible par connexion USB
- Lumière d'ambiance LED avec changement de couleur



- Simulation colorée du lever et du coucher de soleil
- Choix entre radio, sonnerie, 10 mélodies de réveil
- Lumière d'ambiance avec fonction changement de couleur et fixation de couleur individuelle (256 coloris)
- Alarme réglable sur 3 heures différentes
- Enregistrement de 10 stations de radio
- Intensité lumineuse réglable (différents niveaux à régler sur l'application)
- Projection d'écran bleu
- Réglage de la luminosité d'affichage automatique (réglable manuellement également)
- Fonction sommeil (Snooze) 1 – 30 min
- Fonction bonne nuit
- Utilisable comme lampe de lecture
- Entrée Aux pour lire votre propre musique (câble Aux inclus)
- Lecture de musique via Bluetooth® depuis l'application
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer LightUp »
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer LightUp »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589271
- N° d'art. : 589.27



Thérapie par la lumière

Laissez entrer le soleil

La lumière du soleil dirige indirectement la production de mélatonine, qui n'est envoyée dans le sang que la nuit. Cette hormone indique au corps qu'il est temps de dormir. C'est pourquoi la production de mélatonine est plus importante pendant les mois sombres. Il devient difficile de se lever, car les fonctions corporelles sont amoindries. Les lampes de luminothérapie offrent une portion de lumière du soleil supplémentaire et permettent d'arrêter la production de mélatonine. Elles vous garantissent une bonne humeur pour toute la journée. Les lampes de luminothérapie de Beurer se déclinent en plusieurs formes et tailles. Choisissez le produit qui vous convient le mieux et ajoutez un rayon de soleil dans votre vie.

MORAL AU BEAU FIXE

Fini le blues hivernal grâce à l'efficacité de la luminothérapie à domicile, pour une portion de **lumière** supplémentaire pendant les mois les moins lumineux.



Une chaleur bienfaisante grâce à la luminothérapie

C'est essentiellement en cas d'états grippaux que les thérapies individuelles administrées au moyen d'infrarouges gagnent en importance. Mais pas seulement. En effet, une thérapie par lumière infrarouge peut également aider à soulager les tensions musculaires et atténuer les douleurs musculaires.

Grâce à la gamme variée de lampes infrarouge de Beurer, chacun trouvera le produit qui lui convient et qui répond à ses attentes.



Lampes de luminothérapie




Lumière infrarouge

TL 30

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour le bien-être en hiver
- Taille compacte grâce à la technologie LED
- Idéal pour le bureau et en déplacement
- Idéal pour les voyages
- Pied réglable



- Illumination particulièrement claire et régulière
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance env. 10 cm)
- Idéal pour le bureau et en déplacement
- Éclat régulier
- Sans UV
- Surface d'éclairage env. 20 x 12 cm
- Dimensions du produit : env. 23,6 x 15,6 x 2,6 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Commande à un seul bouton confortable
- Pied à position variable : utilisable horizontalement et verticalement
- Pochette de rangement pratique
- Adaptateur secteur inclus
- Produit médical
- Température de couleur : 6 500 K

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608057
 • N° d'art. : 608.05



TL 40

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour le bien-être en hiver
- Idéal pour le bureau
- Taille compacte



- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance env. 15 cm)
- Lumière ininterrompue
- Éclat régulier
- Sans UV
- Surface d'éclairage env. 20 x 21 cm
- Éclairage à économie d'énergie
- Commande à un seul bouton confortable
- Pied déployable
- Possibilité d'accrochage pour montage mural
- 1 tube de 45 watts
- Efficacité du ballast : ~ 96 %
- Efficacité de la lampe : 67 – 71 lm/W
- Produit médical
- Température de couleur des cathodes froides : 6 500 K


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608200
 • N° d'art. : 608.20



TL 50

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour le bien-être en hiver
- Design élégant grâce à la technologie LED
- Taille compacte




- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance env. 15 cm)
- Éclat régulier
- Sans UV
- Surface lumineuse env. Ø 24,6 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Commande à un seul bouton confortable
- Pied stable
- Adaptateur secteur inclus
- Produit médical
- Température de couleur : 5 300 K

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608156
 • N° d'art. : 608.15

TL 55 Day & Night

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour se sentir bien et bien commencer la journée
- S'endormir avec une douce lumière rouge
- Pour un rythme jour/nuit correctement régulé
- Taille compacte
- Batterie lithium-ion fournie
- Pied réglable




- Éclairage très uniforme
- Lampe de luminothérapie avec intensité lumineuse d'env. 10 000 lux (distance env. 10 cm)
- Idéal pour la table de nuit et en déplacement
- Éclat régulier
- Sans UV
- Affichage du temps de traitement en phases de 10 min (10/20/30 min, 3 LED)
- Minuteur avec arrêt automatique (après 30 min)
- Surface d'éclairage environ 21 x 13 cm
- Dimensions du produit : env. 26 x 17 x 2,4 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Fonctionnement sur batterie
- Affichage de l'état de la batterie par LED
- Pied à position variable : utilisable horizontalement et verticalement
- Variateur manuel avec 5 niveaux de luminosité
- Variateur automatique de la lumière rouge avec 3 niveaux de luminosité
- Adaptateur secteur inclus
- Lampe de luminothérapie avec température de couleurs de 6 000 à 6 500 K

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125677589
 • N° d'art. : 677.58

TL 70

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour le bien-être en hiver
- Design élégant grâce à la technologie LED
- Minuteur LED pour l'affichage du temps de traitement
- Variateur avec 10 niveaux de luminosité



- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance env. 10 cm)
- Éclat régulier
- Sans UV
- Affichage du temps de traitement à 5 niveaux (de 15 à 120 minutes)
- Minuteur avec arrêt automatique
- Surface lumineuse env. Ø 33 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Pied stable
- Variateur avec 10 niveaux de luminosité
- Fonction mémoire de variateur pour enregistrer le dernier niveau de luminosité utilisé
- Adaptateur secteur inclus
- Produit médical
- Température de couleur : 5 300 K

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608255
 • N° d'art. : 608.25



TL 90

**Lampe de luminothérapie**

- Lumière du jour pour le bien-être en hiver
- Minuteur LED pour l'affichage du temps de traitement
- Réglage souple de la position



- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance env. 15 cm)
- Lumière ininterrompue
- Éclat régulier
- Sans UV
- Affichage du temps de traitement en phases de 15 min (8 LED)
- Minuteur avec arrêt automatique
- Surface d'éclairage environ 34 x 51 cm
- Éclairage à économie d'énergie
- Commande à un seul bouton confortable
- Réglage souple de la position
- Pied stable
- 2 tubes de 36 watts
- Efficacité du ballast : ~ 98 %
- Efficacité de la lampe : 67 lm/W
- Produit médical
- Température de couleur des cathodes froides : 6 500 K

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608309
 • N° d'art. : 608.30






TL 100

Lampe de luminothérapie connectée

- 2 en 1 – Lampe de luminothérapie et lumière d'ambiance en un seul produit
- Design élégant grâce à la technologie LED
- Connexion innovante entre le smartphone et la lampe de luminothérapie – utilisation pratique et simple via l'application « beurer LightUp »



- Éclairage très uniforme
- Intensité lumineuse d'env. 10 000 lux (distance 10 cm)
- Éclat régulier
- Sans UV
- Affichage du temps de traitement à 5 niveaux (de 15 à 120 minutes)
- Surface lumineuse env. Ø 33 cm
- Technologie LED à faible consommation d'énergie
- Lumière d'ambiance avec fonction changement de couleur et fixation de couleur individuelle en 256 coloris
- Pied stable
- Variateur avec 10 niveaux de luminosité
- Fonction mémoire de variateur pour enregistrer le dernier niveau de luminosité utilisé
- Adaptateur secteur inclus
- Produit médical (lampe de luminothérapie)
- Température de couleur : 5 300 K
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer LightUp »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125608354
 • N° d'art. : 608.35



Gratuite : l'application « beurer LightUp »

Lampe de luminothérapie et lumière d'ambiance en un seul produit ! Le modèle TL 100 est une source lumineuse puissante pour votre intérieur.

Frais et détendu pour bien commencer la journée, puis entouré d'une lumière colorée pour bien la terminer.

Avec l'application « beurer LightUp », vous pouvez choisir parmi 256 nuances de couleurs – en toute simplicité depuis votre smartphone.



* Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer LightUp »



IL 11

Lampe à infrarouge

- Chaleur bienfaisante
- En cas de rhume, de tension musculaire



- Environ 100 watts
- 5 niveaux d'inclinaison
- Produit médical
- Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 100 watts N° d'art. : 614.51

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125614010
 • N° d'art. : 614.01

Les ampoules des modèles IL 11, IL 21 et IL 35 peuvent différer des illustrations.



IL 21

Lampe à infrarouge

- Chaleur bienfaisante
- En cas de rhume, de tension musculaire



- Environ 150 watts
- 5 niveaux d'inclinaison
- Ampoule en verre pressé
- Produit médical
- Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 150 watts N° d'art. : 616.51

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125616014
 • N° d'art. : 616.01


Les ampoules des modèles IL 11, IL 21 et IL 35 peuvent différer des illustrations.



IL 35

Lampe à infrarouge

- Chaleur bienfaisante
- Minuteur électronique à 3 niveaux
- Fonction arrêt



- Environ 150 watts
- 5 niveaux d'inclinaison
- Ampoule en verre pressé
- Affichage du temps de traitement en phases de 10 min (5/10/15 min, 3 LED)
- Minuteur avec arrêt automatique
- Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 150 watts N° d'art. : 616.51


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125616113
 • N° d'art. : 616.11



IL 50

Diffuseur de chaleur infrarouge

- Chaleur bienfaisante
- En cas de rhume, de tension musculaire
- Avec minuteur numérique réglable
- Fonction arrêt



- Env. 300 watts
- Champ d'irradiation 30 x 40 cm
- Angle d'inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés
- Vitre en verre céramique
- Bloque 100 % des UV
- Temps de traitement avec affichage réglable (1-15 minutes)
- Minuteur avec arrêt automatique après expiration du temps réglé
- Ventilation active
- Sécurité anti-surchauffe
- Enroulement du câble
- Produit médical
- Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 100 watts N° d'art. : 614.51

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125619008
 • N° d'art. : 619.00

Les ampoules des modèles IL 11, IL 21 et IL 35 peuvent différer des illustrations.

Shiatsu et massage



Plus d'énergie grâce aux massages à la maison

C'est si simple et pourtant, nombre d'entre vous ne connaissent pas encore les bienfaits du massage à la maison. Se détendre et se relaxer en toute simplicité, entre vos quatre murs. Que vous souhaitiez détendre vos jambes lourdes après une longue journée avec un massage des pieds shiatsu ou vous détendre grâce à une housse de siège Beurer – nous avons ce qu'il vous faut ! Nouveauté dans la gamme : utilisez l'appareil de massage shiatsu 3D de Beurer pour une expérience de massage plus réelle !



LAISSER LE STRESS DE LA JOURNÉE DERRIÈRE SOI

Profiter enfin d'un massage shiatsu comme dans un salon de massage.

Avec têtes de massage

3D efficaces



Un salon de massage mobile à la maison

MG 151 – Appareil de massage shiatsu 3D

- Têtes de massage 3D pour une expérience de massage plus réelle
- Massage à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes
- Avec poignées pratiques pour une utilisation ciblée dans les zones difficiles à atteindre des épaules et de la nuque
- Avec élément de commande au niveau du produit



Appareils manuels



Massage spécial



Housses de siège



Fauteuils shiatsu




Massage des pieds

Installez-vous ! Jamais vous n'avez été aussi détendu !

Les bienfaits des housses de siège et des fauteuils de massage shiatsu. Vous avez l'embarras du choix avec toutes ces applications polyvalentes : les housses de siège vibrantes multifonctions avec chaleur activable, le massage du corps complet personnalisé grâce à la fonction de scan corporel ou le confort et le style du fauteuil de massage de luxe.

UN SALON DE MASSAGE À LA MAISON

Massage du corps complet avec fonction de scan pour une efficacité optimale



Le scan corporel pour votre bien-être personnel

MG 300 HD Body Complete – Housse de siège shiatsu

- Fonction de scan corporel automatique pour un massage intégral du corps adapté à chacun
- Surface de massage XL jusqu'à la zone de la nuque



Fauteuil de massage de luxe haut de gamme

Fauteuil de massage de luxe MC 5000 HCT

- Fonction de scan corporel automatique
- Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par roulement
- Design élégant pour tous les styles d'installations
- Commande manuelle innovante



Un vent de fraîcheur portable pour les pieds fatigués

FB 21 – Bain bouillonnant pour les pieds

- Massage détente bouillonnant et vibrant
- Bain de pied avec poignée pratique
- 3 embouts pédicure interchangeable
- Avec ouverture de déversement



NOUVEAU
11/2017



Plus d'informations sur les produits



Pause détente

Le mini appareil de massage MG 16 assure une détente bien-être pour la pause. Que vous utilisiez le massage par vibrations au bureau ou à la maison, que vous preniez l'appareil en voyage dans vos bagages ou pour une excursion dans la nature : le MG 16, disponible dans deux coloris rafraîchissants, vous aide tout simplement à vous sentir bien.

Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes, ce produit pratique deviendra sûrement bientôt un compagnon de longue durée.



MG 16 vert/rouge



Mini appareil de massage

- Massage doux par vibrations
- La détente à tout moment : à la maison, au bureau ou en déplacement
- Disponible en vert ou rouge



- Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes
- Petit et pratique
- Avec voyant LED

• 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 8 Carton de transport : 4 x 8
 • N° EAN : vert : 4211125646165
 N° d'art. : vert : 646.16
 • N° EAN : rouge : 4211125646158
 N° d'art. : rouge : 646.15

Présentoir MG 16



Mini appareil de massage - avec présentoir avec 4 mini appareils de massage rouges + 4 verts

- Massage doux par vibrations
- La détente à tout moment : à la maison, au bureau ou en déplacement



Présentoir



- Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes
- Petit et pratique
- Avec voyant LED

• Livré dans un présentoir pratique

• 8 x 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 1 (8 x MG 16) Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125646172
 • N° d'art. : 646.17

MG 17



Mini appareil de massage spa

- Appareil de gommage et de massage étanche
- Massage doux par vibrations
- 12 picots de massage
- Avec embout de gommage



Présentoir



- Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes
- Étanche : utilisable sous la douche et dans la baignoire
- Avec embout de gommage double face : luffa et coton doux

• Livré dans un présentoir pratique

• 2 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 8 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125646196
 • N° d'art. : 646.19

Kit de recharge MG 17



Embout spa double face

- Pour une utilisation avec le MG 17



- Embout de gommage double face : luffa et coton doux

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125646394
 • N° d'art. : 646.39

MG 21



Appareil de massage à infrarouge

- Massage vibrant bien-être et détente



- Chaleur infrarouge, activable
- 3 embouts de massage interchangeables (2x embout à picots, embout de brosse)
- 2 niveaux de fonction (massage par vibrations, massage par vibrations avec chaleur infrarouge)

• 6 watts

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125648114
 • N° d'art. : 648.11



MG 40

Appareil de massage à infrarouge

- Massage par vibrations bien-être
- Tête de massage rotative et manche réglable
- Idéal pour des massages ciblés et ponctuels



3 settings

vibration massage 180° swiveling light infrared attachments 4

- Chaleur infrarouge, activable
- 4 embouts de massage interchangeables (2x embout à picots, embout de brosse, embout à cônes)
- 3 niveaux de fonction (massage par vibrations, chaleur infrarouge, massage par vibrations avec chaleur infrarouge)
- Poignée réglable 3 positions
- Tête de massage rotative (180°)
- 12 watts
- UE : 6 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125648251
- N° d'art. : 648.25



MG 55

Appareil de massage par tapotement

- Massage par tapotement en profondeur pour la détente
- Pour la détente et le relâchement des muscles



adjustable intensity tapping massage heat function attachments 3

- Intensité de massage réglable en continu
- Diffusion de chaleur, activable
- 3 embouts de massage interchangeables (embout à picots, embout rond, embout cylindrique)
- Embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple
- Poignée antidérapante
- Forme ergonomique
- 20 watts
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643201
- N° d'art. : 643.20



MG 70

Appareil de massage à infrarouge

- Massage par tapotement relaxant et agissant en profondeur
- Utilisations multiples grâce à la poignée amovible



adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Intensité de massage réglable en continu
- Chaleur infrarouge, activable
- 2 embouts de massage interchangeables (embout doux, embout à picots)
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec chaleur infrarouge)
- Poignée amovible et antidérapante avec surface soft-touch
- 22 watts
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125649050
- N° d'art. : 649.05



MG 80

Appareil de massage à infrarouge

- Massage par tapotement relaxant et agissant en profondeur
- Massage double tête



adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Intensité de massage réglable en continu
- Chaleur infrarouge, activable
- 2 embouts de massage interchangeables (embout à picots, embout à cinq points)
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec chaleur infrarouge)
- Poignée antidérapante
- 35 watts
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125649012
- N° d'art. : 649.01



MG 100

Appareil de massage à infrarouge par tapotement

- Structure extérieure en aluminium sablé
- Pour une utilisation parfaite seul ou à deux
- Massage par tapotement en profondeur pour la détente
- Massage double tête



adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Vitesse de massage réglable sur 5 positions
- Chaleur infrarouge, activable
- 2 embouts de massage interchangeables (embout à picots, embout doux)
- 4 programmes de massage (start, active, vital, relax)
- 2 poignées antidérapantes
- Affichage des fonctions à rétroéclairage bleu
- 20 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125649036
- N° d'art. : 649.03



Un salon de massage à la maison

Profitez d'un massage relaxant en profondeur à la maison. Épargnez-vous les déplacements à l'institut de massage ! Différents embouts de massage permettent d'adapter le massage selon vos préférences. La détente, c'est aussi simple que ça !

Profitez d'un massage par tapotement relaxant avec les modèles : MG 55, MG 70, MG 80, MG 100 et MG 510.





Appareil de massage par tapotement

- Batterie lithium-ion performante
- Durée extra longue de 2 heures (à une intensité moyenne)
- Pour la détente des muscles et la régénération après le sport
- Massage par tapotement bien-être en profondeur
- Utilisable avec ou sans poignée



- Intensité de massage réglable sur 5 positions
- 4 embouts de massage interchangeables (embout chauffant, embout rafraîchissant, embout doux, embout avec point de déclenchement)
- Embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec embout chauffant)
- Poignée amovible
- Affichage des fonctions à rétroéclairage coloré
- Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures
- Affichage de l'état de la batterie et du temps de charge
- Arrêt automatique
- 22,5 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125645229
- N° d'art. : 645.22



Coussin de massage shiatsu

- Batterie lithium-ion performante
- Durée extra longue de 2 heures
- Pour la détente des muscles et la régénération après le sport
- Massage à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes
- Réglage de l'amplitude des têtes de massage
- Utilisable partout : grâce à la batterie et à la fixation flexible



- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires
- Fonction lumière et chauffage
- Rotation à droite/à gauche
- Surface en maille respirante
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage et au bouton rotatif pour le réglage de l'amplitude situés sur l'appareil
- Poignées de maintien pratiques pour le réglage manuel de la puissance de massage
- Fixation simple et solide grâce à la boucle enfichable
- Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures
- Affichage de l'état de la batterie et du temps de charge
- Arrêt automatique
- 30 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125645205
- N° d'art. : 645.20



Massage To Go

Faites une petite pause pendant la journée grâce au MG 510 To Go et au MG 520 To Go. Un pur moment de détente pendant la pause déjeuner, après le sport ou en voyage. La batterie puissante a une autonomie extra longue. Prenez le temps de faire une pause détente et régénération supplémentaire.

En fonction de l'intensité et de la pression, ce type de massage peut aussi agir en profondeur dans les tissus. Les muscles et les tensions sont décontractés de façon optimale.



Plus d'informations sur les produits



Coussin de massage shiatsu

- Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes
- Surface ultra douce
- Fonction lumière et chauffage
- Avec housse amovible en microfibre polaire



- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires
- Surface en microfibre polaire
- Housse amovible, lavable en machine
- Utilisations multiples grâce à la forme de coussin universelle
- Bande de fermeture velcro pour la fixation
- 12 watts
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125644048
- N° d'art. : 644.04



Coussin de massage shiatsu

- Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes
- Avec commande manuelle
- Avec housse amovible
- Surface en maille respirante
- Fonction lumière et chauffage



- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires
- Rotation à droite/à gauche
- Surface en maille respirante
- Housse amovible, lavable en machine
- Utilisations multiples grâce à la forme de coussin grande et universelle
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Bande de fermeture velcro pour la fixation
- 12 watts
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643355
- N° d'art. : 643.35



Ceinture de massage shiatsu

- Agréable massage shiatsu du dos, de la nuque et des épaules
- Utilisations multiples pour un massage ciblé et relaxant
- Fonction lumière et chauffage



- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires
- Rotation à droite/à gauche
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage situé sur l'appareil
- Utilisation sans les mains avec la fixation au corps
- Avec prolongateur de ceinture
- Poignées de maintien pratiques pour le réglage manuel de la puissance de massage
- Arrêt automatique
- 12 watts
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643072
- N° d'art. : 643.07




NOUVEAU
12/2017
★



- Appareil de massage de la nuque**
- Massage par tapotement relaxant, puissant et agissant en profondeur
 - Détend les muscles dans la zone des épaules et de la nuque difficile d'accès



- 2 têtes de massage par tapotement
- 6 programmes de massage
- 3 niveaux d'intensité
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage situé sur l'appareil
- Utilisation sans les mains possible
- Poignées de maintien pratiques pour le réglage manuel de la puissance de massage
- Arrêt automatique
- 60 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643058
- N° d'art. : 643.05



- Appareil de massage shiatsu 3D**
- Têtes de massage 3D pour une expérience de massage plus réelle
 - Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes
 - Fonction lumière et chauffage



- 8 têtes de massage shiatsu rotatives
- Fonction lumière et chauffage
- Rotation à droite/à gauche
- 3 niveaux d'intensité
- Surface aspect cuir
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage situé sur l'appareil
- Poignées de maintien pratiques pour le réglage manuel de la puissance de massage
- Arrêt automatique
- 24 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643089
- N° d'art. : 643.08



- Siège de massage**
- Massage bien-être par vibrations
 - Avec fonction diffusion de chaleur
 - Pour la maison ou dans la voiture
 - Manipulation simple avec commande manuelle



- Avec adaptateur automobile pour l'utilisation dans la voiture
- 5 moteurs de vibrations
- 2 niveaux d'intensité
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement
- Fonction de chauffage : avec massage ou séparée
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Installation sur tous sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants
- Sangles d'attache flexibles pour la fixation
- 9,6 watts
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643126
- N° d'art. : 643.12



- Housse de siège shiatsu**
- Massage shiatsu du dos relaxant
 - Avec fonction minuteur
 - Fonctions de lumière et de chauffage désactivables
 - Très léger et très fin
 - Utilisation simple
 - Housse en velours lavable



- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires
- Mouvement le long de la colonne vertébrale
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Protection du dossier en velours lavable (40 °C)
- Coussin d'assise amovible
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Fixation pratique pour rangement dans un placard
- Installation sur tous sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants
- Dossier fixe
- Bandes de fermeture velcro pour la fixation
- 18 watts
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125649135
- N° d'art. : 649.13



- Housse de siège shiatsu**
- Massage shiatsu de la nuque à hauteur réglable
 - Massage shiatsu du dos relaxant
 - Massage ponctuel
 - Massage à rouleaux bien-être
 - Fonctions de lumière et de chauffage désactivables
 - Housse en velours lavable



- 2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque
- 4 têtes de massage shiatsu – rotatives par paires ou roulantes
- Mouvement le long de la colonne vertébrale
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement
- 2 vitesses
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Protections du dossier et du siège en velours et maille lavables (40 °C)
- Coussin d'assise amovible
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Fixation pratique pour rangement dans un placard
- Installation sur tous sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants
- Dossier fixe
- Bandes de fermeture velcro pour la fixation
- 42 watts
- UE : 1 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125640378
- N° d'art. : 640.37



- Housse de siège shiatsu**
- Massage du dos 3D en profondeur
 - Massage shiatsu de la nuque à hauteur électriquement réglable
 - Massage ponctuel
 - Massage à rouleaux bien-être
 - Fonctions de lumière et de chauffage désactivables
 - Chaleur dans l'assise
 - Housse de nuque lavable



- 2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque
- 4 têtes de massage shiatsu – avec technique de bascule 3D
- Mouvement le long de la colonne vertébrale
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement
- 2 vitesses
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Housse de nuque en maille lavable (40 °C)
- Housse de dossier en PU lavable
- Forme coquille du siège ergonomique
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Fixation pratique pour rangement dans un placard
- Installation sur tous sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants
- Dossier fixe
- Bandes de fermeture velcro pour la fixation
- Disponible en crème ou noir
- 60 watts
- UE : 1 Carton de transport : -
- N° EAN : c : 4211125640491
- N° EAN : n : 4211125640484
- N° d'art. : c : 640.49 n : 640.48





- Housse de siège shiatsu**
- Massage en profondeur dans tout le corps à l'aide d'un système de massage à 4 têtes
 - Fonction de scan corporel automatique
 - Massage shiatsu, vibrant et par roulement
 - Massage bien-être de la nuque
 - Très grande surface de massage XL
 - Fonctions de lumière et de chauffage désactivables
 - Housse en maille lavable




Scan corporel innovant

La housse de siège shiatsu MG 300 dispose d'une fonction de scan corporel automatique. Cela permet de palper l'ensemble du dos. Le massage est alors adapté en conséquence. Transformez votre maison en salon de massage.



- Système de massage à 4 têtes : réglable individuellement
- Mouvement le long de la colonne vertébrale
- 3 programmes de massage automatiques au choix
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement
- 4 positions d'amplitude des têtes
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Housse de dos en maille lavable (40 °C)
- Forme de siège ergonomique avec très grande surface de massage
- Fixation pratique pour rangement dans un placard
- Installation sur tous sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants
- Dossier fixe
- Bandes de fermeture velcro pour la fixation
- 60 watts

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125640514
 • N° d'art. : 640.51



COMMANDE manuelle avec console de commande confortable



- Fauteuil de massage shiatsu**
- Fonction de scan corporel automatique
 - Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par roulement
 - Massage détente par vibrations de l'assise et des pieds
 - Dossier et repose-pied à réglage automatique
 - Avec commande sans fil



- Massage corporel complet réglable individuellement avec système de massage à 4 têtes
- Massage détente par vibrations de l'assise et des pieds
- 3 programmes de massage automatiques au choix – Relax, Health, Therapy
- 3 intensités réglables pour le massage par vibrations
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Avec commande manuelle sans fil (fréquence radio)
- Rotation à 180°
- Dimensions : L x H x P : 73 x 102 x 109 cm
- Poids : 51 kg
- 120 watts

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125640170
 • N° d'art. : 640.17



- Fauteuil de massage de luxe**
- Fonction de scan corporel automatique
 - Massage Shiatsu, par tapotement, par friction et par roulement
 - Massage détente par vibrations de l'assise et des pieds
 - Dossier et repose-pied à réglage automatique
 - Position d'assise flexible



- Massage corporel complet réglable individuellement avec système de massage à 4 têtes
- Massage par pression d'air réglable séparément pour les régions de l'assise, des mollets et des pieds
- 3 programmes de massage automatiques au choix – Relax, Refresh, Therapy
- 5 types de massages individuels au choix
- 3 niveaux d'intensité pour le massage par pression d'air
- 3 positions d'amplitude des têtes de massage
- Position de détente – fonction d'allonge verticale
- Surface aspect cuir (PU lavable)
- Commande manuelle avec grand écran éclairé
- 2 roulettes de transport
- Dimensions : L x H x P : 73 x 130 x 117 cm
- Poids : 61 kg
- 200 watts

• UE : 1 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125640156
 • N° d'art. : 640.15



- Appareil de massage des pieds shiatsu**
- Massage des pieds shiatsu bienfaisant
 - Diffusion de chaleur, activable




- Massage de réflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine
- Facile à commander avec le pied
- Surface en maille respirante
- 25 watts

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125645021
 • N° d'art. : 645.02



- Appareil de massage des pieds shiatsu**
- Massage des pieds shiatsu bienfaisant
 - 18 têtes de massage shiatsu
 - Diffusion de chaleur, activable



- Massage de réflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine
- Facile à commander avec le pied
- 18 têtes de massage shiatsu (3x3 par pied)
- 2 vitesses de massage
- Angle d'inclinaison réglable individuellement grâce à des pieds à hauteur réglable
- Surface en maille respirante
- Rangement pratique pour les câbles
- Affichage des fonctions grâce à des LED de couleur sur le bouton
- 50 watts

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125649319
 • N° d'art. : 649.31



FB 12

Bain bouillonnant pour les pieds

- Avec embout de massage



- 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à température de l'eau

- Avec embout de massage
- Support de pieds massant
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Ouverture de déversement

• 60 watts

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125632052
 • N° d'art. : 632.05



FB 20

Bain bouillonnant pour les pieds

- Avec fonctionnalité pédicure
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique



- 3 niveaux de fonction : massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à température de l'eau

- Champ de lumière infrarouge bien-être
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire
- Support de pieds massant
- Massage à sec possible
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enroulement du câble

• 120 watts

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125636050
 • N° d'art. : 636.05



NOUVEAU
11/2017

FB 21

Bain bouillonnant pour les pieds

- Avec accessoires de pédicure
- Avec poignée pratique



- 3 niveaux de fonction : massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à température de l'eau

- Champ de lumière infrarouge bien-être
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire
- Support de pieds massant
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enroulement du câble
- Ouverture de déversement

• 60 watts

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125636067
 • N° d'art. : 636.06



FB 30

Bain bouillonnant pour les pieds

- Avec fonction pliable
- Rangement pratique



- 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à température de l'eau

- Points de lumière infrarouge bien-être
- Avec embout de massage
- Support de pieds massant
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enroulement du câble

• 60 watts


• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125638504
 • N° d'art. : 638.50



FB 35

Bain de pied aromatique

- Aromathérapie relaxante
- Avec accessoires de pédicure et champ magnétique
- Filtre aromatique - pour l'utilisation de produits de bain



- 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant, mise à température de l'eau

- Points de lumière infrarouge bien-être
- 16 aimants intégrés pour la thérapie par champ magnétique
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire
- Support de pieds massant
- Poignée de transport pratique
- Protection anti-éclaboussures amovible
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enroulement du câble
- Paroi double pour une meilleure isolation thermique
- Filtre aromatique amovible pour l'utilisation simple de produits de bain

• 140 watts

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125637057
 • N° d'art. : 637.05



FB 50

Bain de pieds relaxant

- Avec accessoires de pédicure et champ magnétique
- Chauffage de l'eau extra puissant
- Utilisation facile avec l'écran LED et la fonction de minuteur



- 3 niveaux de fonction : massage par vibrations, massage bouillonnant, chauffage de l'eau à 5 niveaux (35 à 48 °C)

- Points de lumière infrarouge bien-être
- 6 aimants intégrés pour la thérapie par champ magnétique
- 3 embouts de pédicure interchangeables, rotation automatique sur pression de la console du milieu
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire
- Support de pieds massant
- Massage à sec possible
- Protection anti-éclaboussures
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Enroulement du câble
- Paroi double pour une meilleure isolation thermique

• 390 watts

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125637101
 • N° d'art. : 637.10



Tension



Protégez votre santé !

L'hypertension, également nommée hypertonie artérielle, fait partie des risques les plus fréquents pour notre santé à l'époque actuelle. Dans la plupart des cas, l'hypertension est découverte par hasard, car il n'existe pratiquement aucun signe d'alerte précoce de l'hypertension artérielle. Les personnes concernées se sentent parfaitement bien pendant des années. Il est nécessaire d'effectuer des contrôles régulièrement pour éviter tout dommage irréparable. Au niveau du poignet ou du bras, facile d'utilisation ou avec des fonctions *Bluetooth*® modernes – notre gamme complète de tensiomètres vous propose plusieurs manières de surveiller votre santé.



128

Pression systolique

83

Pression diastolique

83

Indicateur de risque



Affichage du voyant de repos lors de la mesure

Repos circulaire suffisant



Repos circulatoire insuffisant



Tensiomètres au bras



Tensiomètres au poignet

QUALITÉ HAUT DE GAMME – PRODUIT POUR LA MAISON

Rapide et confortable grâce à la **technologie** de gonflage intégrée




Tensiomètre au bras **BM 85 Bluetooth**®
 · *Bluetooth*® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
 · Voyant de repos breveté

Mesure de la tension artérielle au bras ou au poignet ?

Beurer propose tous les appareils nécessaires pour une mesure de la tension artérielle au bras ou au poignet. Vous n'avez qu'à choisir selon le type de mesure dont vous avez besoin. Les tensiomètres au poignet sont particulièrement simples à manipuler et sont un compagnon de voyage idéal. Les tensiomètres au bras sont particulièrement indiqués pour les personnes âgées, les fumeurs ou les personnes souffrant du diabète. Avec l'âge et la maladie, les artères au niveau du poignet sont souvent altérées et compliquent la mesure à cet endroit. L'avantage du tensiomètre au poignet est sa taille compacte. Elle permet de l'attacher et de le détacher rapidement, idéal pour une utilisation au quotidien.

Tensiomètres au poignet

Facile d'utilisation – nos tensiomètres au poignet font toute la différence. En particulier dans les déplacements, ces appareils pratiques se révèlent être des compagnons fiables, pour un suivi régulier de votre santé.



Gamme Connect



BC 57 Bluetooth®



BC 58



BC 85 Bluetooth®

Gamme professionnelle



BC 40



BC 50

Gamme Basic



BC 28



BC 30



BC 32



BC 44


Tensiomètres au bras

Les tensiomètres au bras mesurent directement la fréquence cardiaque à hauteur du cœur et délivrent ainsi des résultats de mesure précis. Simple d'utilisation avec un seul bouton, élégant avec son écran tactile noir ou avec une forme particulièrement ergonomique – tous nos produits ont une chose en commun : des résultats fiables pour votre santé.

avec mesure de l'ECG



BM 95



Gamme Connect



BM 55



BM 57 Bluetooth®



BM 58



BM 77 Bluetooth®



BM 85 Bluetooth®

Gamme professionnelle



BM 45



BM 47



BM 49

Gamme Basic



BM 26



BM 28



BM 35



BM 40




BM 44



BM 26

Tensiomètre au bras

- Grâce aux 4 x 30 emplacements de mémoire, jusqu'à 4 utilisateurs possible



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø des 3 dernières mesures
-
-
- Écran très lisible
- 4 x 30 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 35 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en accessoire N° d'art. : 162 973
-
-
-

• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125652289
 • N° d'art. : 652.28



BM 28

Tensiomètre au bras

- Manchette universelle, également adaptée aux grands tours de bras jusqu'à 42 cm



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Contrôle du positionnement de la manchette
- Alarme réglable sur 2 heures différentes
- Écran très lisible
- 4 x 30 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 42 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
-
-
-
- On-pack BM 28, adaptateur inclus
 N° EAN : 4211125658212 N° d'art. : 658.21

• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125658199
 • N° d'art. : 658.19



BM 35

Tensiomètre au bras

- Temps de mesure rapide
- Écran très lisible



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
-
-
-

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125654092
 • N° d'art. : 654.09



BM 40

Tensiomètre au bras

- Grand écran LCD
- Également disponible en lot



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Grand écran très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 35 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en accessoire N° d'art. : 162 973
- Adaptateur secteur disponible séparément N° d'art. : 071.95
- On-pack BM 40, adaptateur inclus
 N° EAN : 4211125658175 N° d'art. : 658.17


• UE : 4 Carton de transport : 3 x 4
 • N° EAN : 4211125658151
 • N° d'art. : 658.15



BM 44

Tensiomètre au bras

- Easy-to-use – Utilisation facile
- Écran XL à rétroéclairage bleu



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu
-
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 30 cm
- Arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (30 – 42 cm) comme accessoire N° d'art. 162.795
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.19



• UE : 4 Carton de transport : 3 x 4
 • N° EAN : 4211125655013
 • N° d'art. : 655.01



BM 45

Tensiomètre au bras

- Boutons tactiles Sensor Touch
- Écran XL à rétroéclairage blanc




- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran XL à rétroéclairage blanc
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (35 – 44 cm) disponible en accessoire N° d'art. 163.387
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.60

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125658069
 • N° d'art. : 658.06



BM 47

- Tensiomètre au bras**
- Échelle pour classement des résultats de mesure
 - Écran XL à rétroéclairage bleu



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu
- 4 x 30 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque à LED
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 35 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en accessoire N° d'art. : 162 795
-
-
-
-
-
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125660208
- N° d'art. : 660.20



BM 49

- Tensiomètre au bras parlant**
- Avec haut-parleur intégré



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
- Voix :
 - (a) D, F, I, NL (b) GB, E, P, GR
 - (c) RO, PL, CZ, H (d) FARSI, AR, GB
- Volume sonore réglable, voix désactivable
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (35 – 44 cm) disponible en accessoire N° d'art. 163.387
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.60
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : (a) D, F, I, NL 4211125656287 N° d'art. : 656.28
- N° EAN : (b) GB, E, P, GR 4211125656294 N° d'art. : 656.29
- N° EAN : (c) RO, PL, CZ, H 4211125656317 N° d'art. : 656.31
- N° EAN : (d) FARSI, AR, GB 4211125656324 N° d'art. : 656.32



BM 55

- Tensiomètre au bras**
- Voyant de repos breveté pour des résultats de mesure précis
 - Écran XL à rétroéclairage blanc
 - Boutons tactiles Sensor Touch
 - Interface PC/avec câble USB



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
- Interface PC/avec câble USB
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran XL parfaitement lisible et éclairé
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (35 – 44 cm) disponible en accessoire N° d'art. : 163 387
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.60
- Téléchargement gratuit du logiciel « beurer HealthManager »
-
-
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125658076
- N° d'art. : 658.07



BM 57 Bluetooth®

- Tensiomètre au bras**
- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
 - Écran XL à rétroéclairage blanc
 - Manchette universelle incluse, pour les tours de bras de 23 à 43 cm
 - Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
- Transfert sans fil des résultats de mesure
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran XL parfaitement lisible et éclairé
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 23 à 43 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
-
-
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.61
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
-
-
- UE : 4 Carton de transport : 2 x 4
- N° EAN : 4211125658229
- N° d'art. : 658.22




BM 58

- Tensiomètre au bras**
- Boutons tactiles Sensor Touch
 - Écran XL noir éclairé
 - Interface PC/avec câble USB



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
-
- Interface PC/avec câble USB
- Support de manchette
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran noir grand format très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 30 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- Manchette XL (30 – 42 cm) comme accessoire N° d'art. 163.246
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.60
- Téléchargement gratuit du logiciel « beurer HealthManager »
-
-
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125655167
- N° d'art. : 655.16



BM 77 Bluetooth®

- Tensiomètre au bras**
- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
 - Voyant de repos breveté pour des résultats de mesure précis
 - Mesure fiable aussi pendant la grossesse*



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
-
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Interface PC/avec câble USB
- Support de manchette
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran XXL parfaitement lisible et éclairé
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 24 à 40 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- Adaptateur disponible séparément N° d'art. 071.60
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
-
-
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125658328
- N° d'art. : 658.32



* Étude clinique : Tempestas, Institut de recherche médicale, Cloppenburg, Allemagne



- Tensiomètre au bras**
- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
 - Voyant de repos breveté
 - Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Interface PC/Adaptateur d'alimentation USB*
- Support de manchette
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran parfaitement lisible et éclairé
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque à LED
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Niveau de charge de la batterie
- Pochette de rangement
- Batterie lithium-ion
- Manchette XL (35 – 44 cm) disponible en accessoire N° d'art. 163.387
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 2 x 4
 • N° EAN : 4211125658090
 • N° d'art. : 658.09




- Tensiomètre avec fonction ECG**
- Contrôle optimal de la tension artérielle et du rythme cardiaque via l'application et le logiciel
 - Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
 - Détection avancée de l'arythmie (y compris la fibrillation auriculaire et l'extrasystole)



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
- Appareil ECG à 1 canal pour l'enregistrement du rythme cardiaque
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Interface PC/avec câble USB
- Calcul détaillé de la valeur moyenne grâce à « beurer CardioExpert »
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 42 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer CardioExpert »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 2 x 4
 • N° EAN : 4211125658342
 • N° d'art. : 658.34



Tensiomètre avec fonction ECG BM 95

Un appareil – 2 fonctions Le tensiomètre BM 95 est équipé d'un stick ECG et permet non seulement la mesure de la tension artérielle, mais également l'enregistrement d'un électrocardiogramme. C'est pour pouvoir réaliser cet enregistrement qu'il est équipé d'une manchette universelle pour un tour de bras de 22 à 42 cm La technologie Bluetooth® Low Energy intégrée rend la transmission des valeurs mesurées vers l'application « beurer CardioExpert » simple comme un jeu d'enfant.



- Étape 1 : enregistrement de l'ECG ou de la tension artérielle
- Étape 2 : résultat immédiat
- Étape 3 : s'il est suspect, impression pour le médecin depuis le logiciel PC
- Étape 4 : détection et traitement précoces de la maladie



- Contrôle optimal de la tension artérielle et du rythme cardiaque via l'application et le logiciel « beurer CardioExpert »
- Bluetooth® + USB pour le transfert des données
- Dépistage avancé de l'arythmie



Download on the App Store GET IT ON Google Play



- Tensiomètre à poignet**
-



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Affichage très clair
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 14,0 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125650445
 • N° d'art. : 650.44



- Tensiomètre à poignet**
-



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Ø des 3 dernières mesures
- Affichage très clair
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 13,5 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125650513
 • N° d'art. : 650.51



- Tensiomètre à poignet**
- Les tensiomètres à poignet vous fournissent la sécurité au format compact
-



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
- Affichage très clair
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 13,5 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses


• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125659097
 • N° d'art. : 659.09



BC 40

Tensiomètre au poignet

- Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Mesure automatique par gonflage de la manchette : pour une mesure plus rapide et plus agréable
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Affichage très clair
- 60 emplacements de sauvegarde
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 12,5 à 21,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
-
-
-
-


• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125650612
 • N° d'art. : 650.61



BC 44

Tensiomètre au poignet

- Easy-to-use – Utilisation facile
- Écran XL à rétroéclairage bleu



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
-
-
-
-
-
-
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Écran parfaitement lisible à éclairage bleu
-
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm
- Arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
-
-
-
-


• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125659059
 • N° d'art. : 659.05



BC 50

Tensiomètre au poignet

- Écran XL
- Ultra plate
- Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Mesure automatique par gonflage de la manchette : pour une mesure plus rapide et plus agréable
-
-
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran grand format très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 13,5 à 23 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
-
-
-
-

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125657079
 • N° d'art. : 657.07



BC 57 Bluetooth®

Tensiomètre au poignet

- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
- Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Mesure automatique par gonflage de la manchette : pour une mesure plus rapide et plus agréable
- Transfert sans fil des résultats de mesure
-
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran parfaitement lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
-
-
-
-


• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125657093
 • N° d'art. : 657.09



BC 58

Tensiomètre au poignet

- Boutons tactiles Sensor Touch
- Interface PC/avec câble USB



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
-
-
-
- Interface PC/avec câble USB
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran noir grand format très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel « beurer HealthManager »
-
-
-
-


• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125659165
 • N° d'art. : 659.16



BC 85 Bluetooth®

Tensiomètre au poignet

- Indication de position pour le positionnement correct du tensiomètre à hauteur du cœur
- Ultra plate
- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
- Technologie de gonflage – mesure rapide et confortable



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au poignet
- Mesure automatique par gonflage de la manchette : pour une mesure plus rapide et plus agréable
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Interface PC/avec câble USB
- Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
- Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
-
- Écran grand format très lisible
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de poignet de 13,5 à 23 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Indicateur de changement des piles
- Boîtier de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
-
-
-
-

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 42 11125 657062
 • N° d'art. : 657.06



Glycémie

Le diabète, la maladie du siècle

Avec plus de 415 millions de malades dans le monde, le diabète fait partie des maux du siècle les plus fréquents au monde. En Allemagne, plus de 6 millions de personnes sont concernées, près de 1 000 nouveaux malades apparaissent chaque jour. Alors que les causes du diabète de type 1 ont encore été peu étudiées, les raisons sont claires pour le type 2, également appelé diabète de l'âge ou maladie d'abondance : le surpoids, une alimentation malsaine et excessive ainsi qu'un manque d'activité physique. Les lecteurs de glycémie sanguine de Beurer vous aident à surveiller votre taux de glycémie.

Une utilisation extrêmement simple : lecteur de glycémie sanguine compact 3-en-1 GL 50 evo

Le marquage facile des valeurs mesurées et le contrôle des quantités de sang ne sont que deux des excellentes fonctionnalités de ce lecteur de glycémie sanguine compact 3-en-1 GL 50 evo : appareil de mesure, connexion USB/logiciel embarqué et autopiqueur tout-en-un



Lecteurs de glycémie sanguine

GL 50 evo – Lecteur de glycémie sanguine

- 3-en-1 (appareil de mesure, autopiqueur, port USB/logiciel embarqué)
- Journal électronique par application et logiciel PC
- Marquage des valeurs mesurées pour une gestion optimale du diabète
- Contrôle de la quantité de sang : mesure uniquement sur un échantillon sanguin de volume suffisant
- Écran clair avec guide de l'utilisateur intuitif



GL 42 mg/dl ou mmol/l



SANS CODE

clinical tested technology*

- Lecteur de glycémie sanguine**
- Écran extra large
 - Bandes de test larges
 - Contrôle des quantités de sang : mesure uniquement sur un échantillon sanguin de volume suffisant
 - Marquage de la valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète



- Testé cliniquement*
- Kit de démarrage : lecteur, autopiqueur, 5 lancettes, 5 bandes de test, étui, journal
- Quantité de sang requise : 0,6 µl
- Durée de mesure : env. 5 secondes
- Sans code
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)
- Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30 ou 90 jours
- Plage de mesure : 20 – 630 mg/dl, 1,1 – 35,0 mmol/l
- Convient pour une utilisation autonome
- Produit médical
- Étalonné pour le plasma
- Échantillon : sang capillaire complet
- 1 pile lithium CR 2032 de 3 V incluse



- UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
- N° EAN mg/dl : 4211125461102
- N° d'art. mg/dl : 461.10
- N° EAN mmol/l : 4211125461119
- N° d'art. mmol/l : 461.11

GL 44 mg/dl ou mmol/l



SANS CODE

clinical tested technology*

works with beurer HealthManager

- Lecteur de glycémie sanguine**
- Fente d'introduction lumineuse
 - Écran XL à rétroéclairage blanc pour une lisibilité optimale
 - Bandes de test ultra larges
 - Contrôle des quantités de sang : mesure uniquement sur un échantillon sanguin de volume suffisant
 - Autopiqueur Soft+Safe (breveté)
 - Marquage de la valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète
 - Disponible en Black, White, Purple



- Testé cliniquement*
- Kit de démarrage : lecteur, autopiqueur, 5 lancettes, 5 bandes de test, étui, journal
- Quantité de sang requise : 0,6 µl
- Durée de mesure : env. 5 secondes
- Sans code
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)
- Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30 ou 90 jours
- Plage de mesure : 20 – 630 mg/dl, 1,1 – 35,0 mmol/l
- Convient pour une utilisation autonome
- Produit médical
- Avec interface PC
- Avec câble USB
- Compatible Diabass et SiDiary
- Étalonné pour le plasma
- Échantillon : sang capillaire complet
- 2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel « beurer HealthManager »



- UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
- N° EAN : mg/dl : Black : 4211125463151
- N° d'art. : mg/dl : Black : 463.15
- N° EAN : mmol/l : Black : 4211125463168
- N° d'art. : mmol/l : Black : 463.16

Plus d'informations sur les produits

Trois couleurs tendance

Le lecteur de glycémie sanguine GL 44 facile d'utilisation est non seulement facile à manipuler, mais grâce au rétroéclairage intégré, l'écran XL et la fente d'introduction lumineuse, il est encore plus confortable et plus clair. Les trois coloris proposés, Black, White et Purple, sont particulièrement tendance.



Facile d'utilisation : manipulation ultra simple !



Voir les informations produit dans le tableau de gauche

- UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
- N° EAN mg/dl : White : 4211125463113
- N° d'art. mg/dl : White : 463.11
- N° EAN : mmol/l : White : 4211125463120
- N° d'art. : mmol/l : White : 463.12
- N° EAN mg/dl : Purple : 4211125463137
- N° d'art. mg/dl : Purple : 463.13
- N° EAN mmol/l : Purple : 4211125463144
- N° d'art. mmol/l : Purple : 463.14

GL 50 mg/dl ou mmol/l



SANS CODE

clinical tested technology*

works with beurer HealthManager

- Lecteur de glycémie sanguine**
- 3-en-1 (appareil de mesure, autopiqueur, port USB/logiciel embarqué)
 - Marquage des valeurs mesurées pour une gestion optimale du diabète
 - Contrôle des quantités de sang : mesure uniquement sur un échantillon sanguin de volume suffisant
 - Bandes de test ultra larges
 - Disponible en Deep black, Pure white, Fresh green



- Testé cliniquement*
- Kit de démarrage : lecteur 3-en-1, 5 lancettes, 5 bandes de test, étui, journal, capuchon USB
- Quantité de sang requise : 0,6 µl
- Durée de mesure : env. 5 secondes
- Sans code
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)
- Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30 ou 90 jours
- Plage de mesure : 20 – 630 mg/dl, 1,1 – 35,0 mmol/l
- Convient pour une utilisation autonome
- Produit médical
- Avec interface PC
- Port USB
- Compatible Diabass et SiDiary
- Étalonné pour le plasma
- Échantillon : sang capillaire complet
- 2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel « beurer HealthManager »



- UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
- N° EAN : mg/dl : Deep black : 4211125463205
- N° d'art. : mg/dl : Deep black : 463.20
- N° EAN : mmol/l : Deep black : 4211125463212
- N° d'art. : mmol/l : Deep black : 463.21

Plus d'informations sur les produits

Appareil compact 3-en-1

Le marquage facile des valeurs mesurées et le contrôle des quantités de sang ne sont que deux des excellentes fonctionnalités de ce lecteur de glycémie sanguine compact 3-en-1 GL 50 : appareil de mesure, connexion USB/logiciel embarqué et autopiqueur tout-en-un. Choisissez parmi trois couleurs tendance : Pure white, Deep black et Fresh green !



Avantage : 3 fonctions dans un seul produit !



voir les informations produit dans le tableau de gauche

- UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
- N° EAN mg/dl : Pure white : 4211125463243
- N° d'art. mg/dl : Pure white : 463.24
- N° EAN mmol/l : Pure white : 4211125463250
- N° d'art. mmol/l : Pure white : 463.25
- N° EAN mg/dl : Fresh green : 4211125463304
- N° d'art. mg/dl : Fresh green : 463.30
- N° EAN mmol/l : Fresh green : 4211125463311
- N° d'art. mmol/l : Fresh green : 463.31





- Lecteur de glycémie sanguine**
- 3-en-1 (appareil de mesure, autopiqueur, port USB/logiciel embarqué)
 - Journal électronique par application et logiciel PC
 - Marquage des valeurs mesurées pour une gestion optimale du diabète
 - Contrôle des quantités de sang : mesure uniquement sur un échantillon sanguin de volume suffisant
 - Écran clair avec guide de l'utilisateur intuitif



- Testé cliniquement*
- Kit de démarrage : lecteur 3-en-1, 5 lancettes, 5 bandes de test, étui, journal, capuchon USB
- Quantité de sang requise : 0,6 µl
- Durée de mesure : env. 5 secondes
- Sans code
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)
- Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30 ou 90 jours
- Plage de mesure : 20 – 630 mg/dl, 1,1 – 35,0 mmol/l
- Convient pour une utilisation autonome
- Produit médical
- Fonction alarme et minuteur
- Port USB
- Étalonné pour le plasma
- Échantillon : sang capillaire complet
- Avec batterie lithium-ion
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 5 Carton de transport : 4 x 5
 • N° EAN : mg/dl : 4211125463274
 • N° d'art. : mg/dl : 463.27
 • N° EAN : mmol/l : 4211125463267
 • N° d'art. : mmol/l : 463.26



- Adaptateur**
- Accessoires pour la transmission et l'évaluation des données
 - Adaptateur Bluetooth***
 - Permet la transmission des données GL 50 evo par Bluetooth®
 - LED bleue

• UE : 20 Carton de transport : 5 x 20
 • N° EAN : 4211125463281
 • N° d'art. : 463.28



- Adaptateur**
- Accessoires pour la transmission et l'évaluation des données
 - Adaptateur NFC**
 - Permet la transmission des données du GL 50 evo par NFC
 - LED bleue

• UE : 20 Carton de transport : 5 x 20
 • N° EAN : 421112463298
 • N° d'art. : 463.29



Gestion moderne du diabète

Lecteur de glycémie sanguine 3-en-1 avec autopiqueur intégré, prise USB et adaptateur Bluetooth® ou NFC disponible en option !

Transférer les valeurs en toute simplicité dans l'application « beurer HealthManager » ou mySugr puis enregistrer et évaluer les résultats.

C'est ça, la mesure du diabète moderne !

- Affichage clair du texte pour une utilisation particulièrement simple



- Bandes de test ultra larges




- Fonction alarme et minuteur



- Capuchon USB



- Marquage simple des mesures



- Bandes de test**
- Qualité testée des bandes de test**
 - Contrôle de charge continu*
 - 50 pièces (2 boîtes de 25 bandes de test chacune)
 - Quantité de sang requise : 0,6 µl
 - Sans code
 - Manipulation facile
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - À utiliser au plus tard 90 jours après l'ouverture et avant la date de péremption

• UE : 25 Carton de transport : 4 x 25
 • N° EAN : 4211125461157
 • N° d'art. : 461.15




- Solution de contrôle**
- Pour GL 42/43
 - 2 x 4 ml (1 par flacon)
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - À utiliser au plus tard 90 jours après l'ouverture et avant la date de péremption

• UE : 25 Carton de transport : 4 x 25
 • N° EAN : 4211125457112
 • N° d'art. : 457.11



- Autopiqueur**
- Éjecteur de lancettes
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - Prélèvement de l'échantillon en douceur
 - Profondeur de piqûre réglable

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125457105
 • N° d'art. : 457.10



- Bandes de test**
- Qualité testée des bandes de test**
 - Contrôle de charge continu*
 - 50 pièces (2 boîtes de 25 bandes de test chacune)
 - Quantité de sang requise : 0,6 µl
 - Sans code
 - Manipulation facile
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - À utiliser au plus tard 180 jours après l'ouverture et avant la date de péremption

• UE : 25 Carton de transport : 4 x 25
 • N° EAN : 4211125464158
 • N° d'art. : 464.15



- Solution de contrôle**
- Pour GL 44/50/50 evo
 - 2 x 4 ml (1 par flacon)
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - À utiliser au plus tard 90 jours après l'ouverture et avant la date de péremption

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 25
 • N° EAN : 4211125464165
 • N° d'art. : 464.16



- Lancettes-aiguilles stériles**
 Pour tous les lecteurs de glycémie sanguine Beurer
- 100 pièces (4 boîtes de 25 lancettes chacune)
 - Produit médical, adapté à l'usage personnel
 - Prélèvement de l'échantillon en douceur
 - Sachet Beurer refermable
 - Diamètre d'aiguille 28G (bleu), 33G (mauve)

• UE : 12 Carton de transport : 12 x 8
 • N° EAN : bleu 4211125457013
 • N° d'art. : bleu 457.01
 • N° EAN : mauve 4211125457242
 • N° d'art. : mauve 457.24

126 *Étude clinique menée par l'Institut des technologies pour le diabète de Karlsburg, en Allemagne

** La livraison de l'adaptateur NFC ou Bluetooth® disponible en option n'inclut pas l'appareil GL 50 evo

*Contrôle de charge continu par l'Institut pour le diabète, Karlsburg.

**Étude clinique menée par l'Institut des technologies pour le diabète de Karlsburg, en Allemagne

Appareil ECG et oxymètre de pouls

Avec les appareils ECG mobiles, gardez en permanence un œil sur votre rythme cardiaque

Les maladies cardiaques et cardiovasculaires sont très fréquentes. La plupart des changements causés par les maladies cardiaques sont visibles sur l'électrocardiogramme (ECG). Les arythmies sont des symptômes précoces et typiques des maladies cardiaques. Elles sont détectées de façon fiable sur l'électrocardiogramme. Vous pouvez enregistrer votre rythme cardiaque à tout moment, par exemple, lors d'un malaise, avec l'appareil ECG mobile ME 90. Grâce à l'application ou au logiciel « beurer CardioExpert » pratique, il est possible de faire apparaître les résultats de l'enregistrement sous forme graphique afin de les présenter à votre médecin. Nous vous aidons, chez vous, à garder un œil sur votre santé.

7.2

Écran XL



Facile d'utilisation

- 1 Enregistrement de l'ECG
- 2 Résultat immédiat
- 3 S'il est suspect, impression pour le médecin depuis le logiciel PC
- 4 Détection et traitement précoces de la maladie



HOME EKG

Contrôle mobile et
enregistrement de votre
rythme
cardiaque

Logiciel PC et application



Appareil ECG



Oxymètre de pouls

ME 90 – Appareil ECG mobile

- Enregistrement du rythme cardiaque
- Contrôle optimal du rythme cardiaque
- Contrôle personnel de la fonction cardiaque à domicile ou en voyage
- Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone



Est-ce possible de réaliser seul une mesure de l'ECG et de l'interpréter sans connaissances dans le domaine ?

Grâce à la manipulation facile du ME 90 et du BM 95, vous pouvez effectuer un enregistrement ECG sans connaissances préalables. Le rythme cardiaque s'affiche au bout de 30 secondes. Le résultat de la mesure est simple à comprendre et peut être imprimé pour que votre médecin puisse le consulter.

Les deux appareils réalisent l'enregistrement et l'évaluation de base et évaluent automatiquement si le rythme ECG est trop rapide, trop lent, irrégulier, s'il contient des pauses ou s'il est normal. Un symbole facile à interpréter apparaît donc sur l'écran dès que la mesure est réalisée.



Dans le confort de votre maison : votre centre d'expertise dédié à l'ECG

Application « beurer CardioExpert »

La mesure précise de l'ECG à la maison – grâce à nos produits ME 90, BM 95 et à l'application gratuite «beurer CardioExpert », vous gardez un œil sur toutes vos valeurs et vous pouvez en parler avec votre médecin.



ME 90
Appareil ECG mobile


BM 95
Tensiomètre à bras 2-en-1 avec fonction ECG Beurer



Évaluation facile à comprendre directement sur les appareils

Oxymètre de pouls pour la mesure de la saturation pulsée en oxygène dans le sang

L'organisme de l'homme a quotidiennement besoin d'environ 400 l d'oxygène (O₂). L'oxygène permet aux cellules du corps de vivre et d'exercer leur activité. Afin de pouvoir transporter cette quantité d'oxygène, un « corps véhicule » s'avère nécessaire : il s'agit de l'hémoglobine. L'hémoglobine contenue dans les globules rouges fixe l'oxygène. C'est ainsi que les organes sont alimentés en oxygène par le biais de la circulation sanguine. Grâce à une nouvelle technique de mesure, la mesure du pouls, il est maintenant possible de déterminer la saturation pulsée en oxygène sans avoir recours à une prise de sang. La couleur du sang permet de tirer des conclusions relatives à la saturation pulsée en oxygène. Lors du processus d'évaluation de la saturation artérielle pulsée en oxygène, la technologie de mesure de pouls utilise deux sources lumineuses de différentes longueurs d'onde. Chez les personnes en bonne santé, la saturation pulsée en oxygène se situe dans une plage comprise entre 94 % et 98 %.



Qui utilise les oxymètres de pouls ?

L'utilisation de l'oxymètre de pouls est particulièrement utile pour les personnes en bonne santé dans des situations où la concentration en oxygène de l'air environnant est diminuée ou peut l'être. Cela est particulièrement le cas lors de sorties en haute altitude comme pour le sport alpin ou les excursions en haute montagne. L'utilisation de l'appareil est également idéale pour les sports aériens. Une réduction de la saturation pulsée en oxygène peut dans de tels cas de figure représenter un danger mortel. En haute altitude, la saturation pulsée en oxygène doit, en effet, être différemment interprétée.



PO 30



PO 40



PO 60



PO 80





Tensiomètre avec fonction ECG

- Contrôle optimal de la tension artérielle et du rythme cardiaque via l'application et le logiciel
- *Bluetooth*® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
- Détection avancée de l'arythmie (y compris la fibrillation auriculaire et l'extrasystole)



- Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au bras
- Appareil ECG à 1 canal pour l'enregistrement du rythme cardiaque
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Interface PC/avec câble USB
- Calcul détaillé de la valeur moyenne grâce à « beurer CardioExpert »
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Produit médical
- Pour un tour de bras de 22 à 42 cm
- Date et heure/arrêt automatique
- Fonction d'alarme
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer CardioExpert »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 2 x 4
 • N° EAN : 4211125658342
 • N° d'art. : 658.34



Appareil ECG mobile

- Enregistrement du rythme cardiaque
- Contrôle optimal du rythme cardiaque
- Contrôle personnel de la fonction cardiaque à domicile ou en voyage
- *Bluetooth*® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone



- Convient aux personnes présentant :
 - une hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, un cas de diabète, des antécédents familiaux
 - une surcharge pondérale, un manque d'activité physique, une forte consommation de tabac, des états de stress, des troubles du sommeil
 - des antécédents personnels d'infarctus du myocarde et/ou d'accident vasculaire cérébral
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Durée de l'enregistrement : 30 secondes
- Enregistrement sur : poitrine-bras-main ou main-bras-torse-bras-main
- Information immédiate sur le rythme cardiaque au terme de l'enregistrement
- 36 emplacements de sauvegarde
- Interface PC/avec câble USB
- Logiciel PC pour une représentation et une évaluation très détaillées
- Date et heure/arrêt automatique
- Indicateur du niveau des piles
- 2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses
- Produit médical
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer CardioExpert »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de *Bluetooth*® 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125454159
 • N° d'art. : 454.15



Oxymètre de pouls

- Mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (pouls)




- Convient particulièrement aux personnes souffrant :
 - d'insuffisance cardiaque
 - de broncho-pneumopathie chronique obstructive
 - d'asthme bronchique
- Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude
- Écran couleur avec 6 perspectives
- Luminosité de l'écran réglable
- Affichage graphique du pouls
- Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement
- Arrêt automatique
- Indicateur de changement des piles
- Dragonne et poche de ceinture fournie
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Produit médical

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125454302
 • N° d'art. : 454.30

Oxymètre de pouls

- Mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO₂), de la fréquence cardiaque (pouls) et de l'indice de modulation du pouls (PMI)
- Affichage des symboles en cas d'agitation au cours de la mesure




- Convient particulièrement aux personnes souffrant :
 - d'insuffisance cardiaque
 - de broncho-pneumopathie chronique obstructive
 - d'asthme bronchique
- Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude
- Écran couleur avec 6 perspectives
- Luminosité de l'écran réglable
- Affichage graphique du pouls
- Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement
- Arrêt automatique
- Indicateur de changement des piles
- Dragonne et poche de ceinture fournie
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Produit médical

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125454326
 • N° d'art. : 454.32



Oxymètre de pouls connecté

- Mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (pouls)
- *Bluetooth*® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone




- Convient particulièrement aux personnes souffrant :
 - d'insuffisance cardiaque
 - de broncho-pneumopathie chronique obstructive
 - d'asthme bronchique
- Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude
- Écran couleur avec 6 perspectives
- Luminosité de l'écran réglable
- Affichage graphique du pouls
- Transfert sans fil des résultats de mesure
- Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement
- Mémoire pour 100 mesures selon le principe « rentrer et sortir le doigt »
- Arrêt automatique
- Indicateur de changement des piles
- Dragonne et poche de ceinture fournie
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- Produit médical
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, *Bluetooth*® à partir de la version 4.0

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125454203
 • N° d'art. : 454.20



Oxymètre de pouls

- Mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (pouls)
- Batterie lithium-ion – chargement par USB
- Câble USB pour le transfert des valeurs de mesure sur votre PC



- Convient particulièrement aux personnes souffrant :
 - d'insuffisance cardiaque
 - de broncho-pneumopathie chronique obstructive
 - d'asthme bronchique
- Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude
- Écran XL couleur avec 4 perspectives
- Luminosité de l'écran réglable
- Affichage graphique du pouls
- Tonalité de pouls désactivable
- Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement
- Fonction d'alarme – Valeurs limites à régler individuellement
- Enregistrement continu jusqu'à 24 heures
- Logiciel PC pour une représentation détaillée
- Arrêt automatique
- Indicateur du niveau des piles
- Dragonne, poche de ceinture, câble USB, chargeur USB et logiciel inclus
- Boîtier de rangement métallique
- Avec batterie lithium-ion : chargement par USB
- Produit médical

• UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
 • N° EAN : 4211125454401
 • N° d'art. : 454.40



Inhalation
et aides
auditives



Des inhalateurs pour dégager les voies respiratoires

Près de 100 millions de personnes à travers le monde souffrent d'asthme, une pathologie chronique des voies respiratoires. La gamme complète d'inhalateurs vous aide à trouver l'appareil adapté pour votre asthme ou d'autres affections des voies respiratoires comme la bronchite ou la pneumonie. Nous aurons toujours le produit idéal pour votre situation.

UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE

Des voies respiratoires
dégagées pour un quotidien
plus serein. Faites confiance
aux technologies d'inhalation
innovantes



Petit, léger et silencieux

IH 60 – Technologie à compresseur, air comprimé

- Avec batterie lithium-ion
- Nébulisation de médicaments liquides possibles
- Petit et léger, pour une utilisation à domicile ou en déplacement
- Avec de nombreux accessoires



Idéal pour les enfants ou en déplacement.
Super silencieux

IH 55 – Technologie de membrane vibrante

- LED de contrôle comme témoin d'utilisation
- Utilisation avec des piles ou sur secteur
- Avec fonction d'auto-nettoyage

taille très compacte
et
silencieux



Inhalateurs


Aide auditives



IH 18

Inhalateur

- Technologie à compresseur, air comprimé
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
-
-
-
-
-

- Temps d'inhalation court
- Pression de travail : env. 0,8 – 1,45 bar
- Gamme d'accessoires complète
- Pochette de rangement
- Peut être désinfecté

- Performance de nébulisation : env. 0,4 ml/min
-
-
-

- Produit médical
-
- Fonctionnement sur secteur
-

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 601.21 Embout buccal, masque pour adulte et enfant, nébuliseur avec tuyau à air comprimé et 10 filtres
-
-
-


• UE : 2 Carton de transport : 4 x 2
 • N° EAN : 4211125601164
 • N° d'art. : 601.16



IH 21

Inhalateur

- Technologie à compresseur, air comprimé
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
-
-
-
-
-

- Temps d'inhalation court
- Pression de travail : env. 0,8 – 1,45 bar
- Gamme d'accessoires complète
- Compartiment de rangement pour les accessoires
- Peut être désinfecté

- Performance de nébulisation : env. 0,3 ml/min
-
-
-

- Produit médical
-
- Fonctionnement sur secteur
-

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 601.28 Embout buccal, embout nasal, masque pour adulte et enfant, nébuliseur avec tuyau à air comprimé extra long et 10 filtres
-
-
-


• UE : 2 Carton de transport : 2 x 2
 • N° EAN : 4211125601126
 • N° d'art. : 601.12



IH 26

Inhalateur

- Technologie à compresseur, air comprimé
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
- Avec douche nasale
-
-
-
-

- Temps d'inhalation court
- Pression de travail : env. 0,8 – 1,45 bar
- Gamme d'accessoires complète
- Pochette de rangement
- Peut être désinfecté

- Performance de nébulisation : env. 0,3 ml/min
-
-
-

- Produit médical
-
- Fonctionnement sur secteur
-

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 601.28 Embout buccal, embout nasal, masque pour adulte et enfant, nébuliseur avec tuyau à air comprimé extra long et 10 filtres
- Achat ultérieur de douche nasale N° d'art. 601.37 1 Douche nasale


• UE : 2 Carton de transport : 4 x 2
 • N° EAN : 4211125601355
 • N° d'art. : 601.35



IH 40

Inhalateur

- Technologie à ultrasons
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
- Chambre de nébulisation à éclairage bleu
-
- Silencieux
-
- Arrêt automatique
- Temps d'inhalation court
- Débit d'air réglable
- Gamme d'accessoires complète
- Pochette de rangement
- Peut être désinfecté

- Capacité de nébulisation : > 0,4 ml/min
-
-
-
- Produit médical
-
- Fonctionnement sur secteur
-

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 601.07 Embout buccal, masque pour adulte et enfant, connecteur pour masques, connecteur flexible, 2 filtres et 12 récipients à médicaments

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 163.373 12 Récipient à médicaments



• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125601058
 • N° d'art. : 601.05



IH 50

Inhalateur

- Technologie de membrane vibrante
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
- Idéal pour les voyages
- Utilisation très facile
- Silencieux
-
- Arrêt automatique
- Temps d'inhalation court
-
- Gamme d'accessoires complète
- Boîtier de rangement
- Peut être désinfecté

- Capacité de nébulisation : > 0,25 ml/min
-
-
-
- Produit médical
-
- 4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus
-

- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 603.05 Embout buccal, masque pour adulte et enfant, connecteur pour nébuliseur en maille


-
-
-
-

• UE : 3 Carton de transport : 4 x 3
 • N° EAN : 4211125603007
 • N° d'art. : 603.00





- Inhalateur**
- Technologie de membrane vibrante
 - Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires
 - Avec fonction d'auto-nettoyage




- Taux élevé de particules accédant aux poumons
- Idéal pour les voyages
- Utilisation très facile
- Silencieux
- Avec fonction d'auto-nettoyage
- Arrêt automatique
- Temps d'inhalation court
- Gamme d'accessoires complète
- Boîtier de rangement
- Peut être désinfecté
- Capacité de nébulisation : > 0,25 ml/min
- Produit médical
- 4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus
- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 602.11 Embout buccal, masque pour adulte et enfant et nébuliseur en maille avec récipient à médicaments
- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 163 899 Nébuliseur en mailles avec récipient à médicaments

• UE : 3 Carton de transport : 4 x 3
 • N° EAN : 4211125602048
 • N° d'art. : 602.04



- Inhalateur**
- Technologie à compresseur, air comprimé
 - Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme, des maladies des voies respiratoires
 - Petit, léger et silencieux



- Taux élevé de particules accédant aux poumons
- Idéal pour les voyages
- Utilisation très facile
- Silencieux
- Arrêt automatique
- Temps d'inhalation court
- Pression de travail : env. 0,25 – 0,5 bar
- Gamme d'accessoires complète
- Pochette de rangement et pochette de transport
- Peut être désinfecté
- Capacité de nébulisation : > 0,25 ml/min
- Produit médical
- Adaptateur secteur avec micro-USB inclus
- Achat ultérieur d'accessoires N° d'art. 602.15 Embout buccal, embout nasal, masque pour adulte et enfant, nébuliseur avec tuyau à air comprimé et 10 filtres

• UE : 3 Carton de transport : 4 x 3
 • N° EAN : 4211125602062
 • N° d'art. : 602.06



- Aide auditive**
- Adaptation idéale à tous les conduits auditifs



- Idéal pour les personnes présentant une déficience auditive
- Contour d'oreille ergonomique
- Amplifie le volume de tous les sons aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun
- Plage de fréquences : 200 – 5 000 Hz
- Amplification : 40 dB max.
- Volume sonore des aigus : 128 dB max.
- Dimensions du produit : 40 x 40 x 12 mm
- Produit médical
- 2 piles PR48 de 1,4 V incluses
- Livré dans un présentoir pratique
- Kit de recharge de piles type 13/PR48 N° d'art. : 641.04 6 piles zinc-air type 13/PR 48, 1,4 V
- UE : 8 Carton de transport : 4 x 8
- N° EAN : 4211125 641061
- N° d'art. : 641.06



- Aide auditive**
- Particulièrement discrète
 - Zone de fréquence élargie
 - Adaptation idéale à tous les conduits auditifs



- Idéal pour les personnes présentant une déficience auditive
- Contour d'oreille ergonomique, pratiquement invisible
- Amplifie le volume de tous les sons aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Rendu peu bruyant
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun
- Plage de fréquences : 100 – 6 000 Hz
- Amplification : 40 dB max.
- Volume sonore des aigus : 128 dB max.
- Dimensions du produit : 40 x 40 x 10 mm
- Produit médical
- 2 piles PR48 de 1,4 V incluses
- Livré dans un présentoir pratique
- Kit de recharge de piles type 13/PR48 N° d'art. : 641.04 6 piles zinc-air type 13/PR 48, 1,4 V
- UE : 8 Carton de transport : 4 x 8
- N° EAN : 4211125641092
- N° d'art. : 641.09



Température corporelle

Notre température corporelle

La fièvre est une réaction de soutien naturelle du corps pour se défendre contre les infections engendrées par les bactéries ou les virus. En cas de hausse trop rapide de la température du corps et si celle-ci dépasse 38 °C, elle doit être traitée. Pour un soulagement temporaire, il est possible de s'envelopper les mollets de bandages trempés dans l'eau froide ou de boire une grande quantité de liquide.


Avec le thermomètre FT 100, nous vous proposons une mesure confortable, rapide et simple. En particulier chez les enfants ou chez les personnes âgées alitées, la mesure de la température rectale est souvent peu pratique. Le thermomètre médical sans contact facilite la mesure de la température corporelle dans de nombreuses situations.



Mesurer la fièvre en toute simplicité, sans contact

- FT 100** – Thermomètre médical sans contact à mesure infrarouge
- Enregistrement de la température corporelle, ambiante et superficielle
 - Avec fonction feux de signalisation : la LED verte indique que tout est OK, la LED jaune que la température a augmenté et la LED rouge une alarme de fièvre
 - Capteur de distance (LED/sonore)
 - Distance de mesure 4 – 6 cm





Thermomètre

Présentoir

- Avec 20 thermomètres FT 09/1 (en blanc et bleu)

- Technique de mesure par contact
- Affichage en °C
- Étanche
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
 - ±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
 - ±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C
 - (±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec embout de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
- Écran, 20 piles LR41 de 1,5 V incluses
- UE : 12 Carton de transport : 12 x 12
- N° EAN : blanc 4211125791155, bleu 4211125791162
- N° d'art. : blanc 791.15, bleu 791.16
- UE : 1 (20 x FT 09/1) Carton de transport : 10 x 1
- N° EAN : blanc 4211125791179, bleu 4211125791186
- N° d'art. : blanc 791.17, bleu 791.18

Thermomètre express

- Pointe de mesure extra flexible

- Temps de mesure env. 10 s
- Technique de mesure par contact
- Alarme de fièvre : signal sonore à partir de 37,8 °C
- Affichage en °C et °F
- Embout et écran étanches
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
 - ±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
 - ±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C
 - (±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec embout de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
- Avec présentoir
- UE : 20 Carton de transport : 10 x 20
- N° EAN : Monkey 4211125950040
- N° d'art. : Monkey 950.04
- N° EAN : Frog 4211125950057
- N° d'art. : Frog 950.05
- N° EAN : Dog 4211125950064
- N° d'art. : Dog 950.06

Thermomètre

- Pointe de mesure extra flexible

- Temps de mesure env. 30 s
- Technique de mesure par contact
- Alarme de fièvre : signal sonore à partir de 37,8 °C
- Affichage en °C et °F
- Étanche
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
 - ±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
 - ±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C
 - (±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec embout de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
- Avec présentoir
- UE : 20 Carton de transport : 10 x 20
- N° EAN : 4211125791094
- N° d'art. : 791.09

Thermomètre express

- Pointe de mesure extra flexible

- Temps de mesure env. 10 s
- Technique de mesure par contact
- Alarme de fièvre : signal sonore à partir de 37,8 °C
- Affichage en °C et °F
- Étanche
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
 - ±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
 - ±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C
 - (±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec housse de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
- Avec présentoir
- UE : 20 Carton de transport : 10 x 20
- N° EAN : 4211125794101
- N° d'art. : 794.10





Thermomètre auriculaire

- Hygiénique et mesures fiables
- Avec embout de protection interchangeable
- Température d'objet :
- 10 embouts de protection inclus



- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Alerte de fièvre à partir de 38,0 °C. Signal sonore à partir de 37,5 °C
- Affichage en °C et °F
- Mesure de la température d'objet
- Affichage de la température ambiante
- Indication par émoticônes
Émoticône souriante = tout va bien
Émoticône triste = < 38 °C
- Précision de mesure :
Oreille : ± 0,2 °C : 35,5 – 42,0 °C (± 0,4 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
Dans la plage de température restante : entre ≤ 35,5 et ≥ 42 °C (95,5 °F : 107,6 °F) ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -20 à 100 °C (-4 °F – 122 °F)
Ambiante : ± 2 °C : 0 – 50 °C (± 4 °F : 32 °F – 122 °F)
- Mécanisme de dégagement
- 10 emplacements de sauvegarde
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Indicateur de changement des piles
- Avec boîte de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- 10 embouts de protection inclus
- Recharge de kit d'embouts de protection (20 pièces)
- UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
- N° EAN : 4211125795337
- N° d'art. : 795.33



Kit d'embouts de protection

- 20 embouts de protection
- 20 embouts de protection jetables pour thermomètre auriculaire FT 58
- Pour assurer l'hygiène et un résultat précis, remplacez les embouts de protection après chaque mesure
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125795344
- N° d'art. : 795.34




Kit d'embouts de protection

- 20 embouts de protection
- 20 embouts de protection jetables pour thermomètre auriculaire FT 78
- Pour assurer l'hygiène et un résultat précis, remplacez les embouts de protection après chaque mesure
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125795191
- N° d'art. : 795.19



Thermomètre auriculaire

- Hygiénique et mesures fiables
- Avec embout de protection interchangeable
- 6 embouts de protection inclus




- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Alerte de fièvre : signal sonore à partir de 37,5 °C
- Affichage en °C et °F
- Précision de mesure :
± 0,2 °C : 35,0 – 42,2 °C (± 0,4 °F : 95,0 °F – 108,0 °F)
Dans la plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
- 9 emplacements de sauvegarde
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Écran à rétroéclairage blanc
- Indicateur de changement des piles
- Avec boîte de rangement
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- 6 embouts de protection inclus
- Recharge de kit d'embouts de protection (20 pièces)
- UE : 4 Carton de transport : 12 x 4
- N° EAN : 4211125795184
- N° d'art. : 795.18



Thermomètre multifonctions

- >Fonction 6-en-1 : température dans l'oreille, sur le front, superficielle, alerte de fièvre, date et heure, 10 emplacements de sauvegarde
- Jusqu'à 37,9 °C = vert, à partir de 38,0 °C = rouge




- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Alerte de fièvre à LED dès 38 °C
- Affichage en °C et °F
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
Front : ± 0,2 °C : 35 – 42 °C (± 0,5 °F : 95 – 107,6 °F)
Dans la plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Oreille : ± 0,2 °C : 35 – 42 °C (± 0,4 °F : 95 – 107,6 °F)
Dans la plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Objet : ± 1,5 °C (± 2,7 °F) à <30 °C (86 °F) ; ± 5 % à ≥ 30 °C (86 °F)
- 10 emplacements de sauvegarde avec la date et l'heure
- Arrêt automatique
- Produit médical
- Grand écran
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
- N° EAN : 4211125795146
- N° d'art. : 795.14



Thermomètre sans contact

- Mesure de la température corporelle, ambiante et superficielle
- Mesure hygiénique et sûre sans contact avec la peau




- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Alerte de fièvre : à partir de 38 °C
- Affichage en °C et °F
- Contrôle du son (On/Off)
- Distance de mesure 2 – 3 cm
- Précision de mesure :
Front : ± 0,2 °C : 36 °C – 39 °C (± 0,4 °F : 96,8 °F – 102,2 °F)
Dans la plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -22 à 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
- 60 emplacements de sauvegarde (température corporelle)
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable
- Produit médical
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu
- Avec boîte de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
- N° EAN : 4211125795313
- N° d'art. : 795.31



Thermomètre sans contact

- Mesure de la température corporelle, ambiante et superficielle
- Capteur de distance
- Jusqu'à 37,5 °C = vert, 37,5 – 37,9 = jaune, à partir de 38,0 °C = rouge



- Mesure quasi instantanée
- Technique de mesure infrarouge
- Alerte de fièvre à LED (vert/jaune/rouge)
- Affichage en °C et °F
- Contrôle du son (On/Off)
- Capteur de distance (LED/sonore)
- Distance de mesure 4 – 6 cm
- Précision de mesure :
Front : ± 0,2 °C : 34 °C – 42,2 °C (± 0,4 °F : 93,2 °F – 108 °F)
Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -22 à 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)
- 60 emplacements de sauvegarde (température corporelle)
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable
- Produit médical
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu
- Avec boîte de rangement
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 2 Carton de transport : 8 x 2
- N° EAN : 4211125795054
- N° d'art. : 795.05

Électro- stimulation TENS/EMS



Électrostimulation pour le soulagement des douleurs et la stimulation musculaire

Pour le soulagement de la douleur dans les douleurs dorsales ou articulaires, pour un entraînement complémentaire pour la récupération des muscles ou simplement pour la récupération après le sport, l'électrostimulation est polyvalente et est une méthode de thérapie individuelle pour la maison. Le principe de fonctionnement est fondé sur la reproduction d'impulsions corporelles transmises par des électrodes aux nerfs ou aux fibres musculaires à travers la peau. Beurer propose différentes versions des appareils TENS, EMS et TENS/EMS combiné pour tous les besoins.

NOTRE RECOMMANDATION

Forme adaptable pour
une utilisation ciblée et
efficace

Multifonctions



Console de commande facile
d'utilisation



Utilisation combinée : pour le soulagement des douleurs au niveau des genoux et des coudes

EM 29 2-in-1 – TENS pour genoux et coudes


- À utiliser en cas de douleurs au niveau des genoux/coudes
- 2 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de recharge nécessaires (électrodes à contact à eau)
- Manchette universelle pour genoux et coudes (réglable avec fermeture auto-agrippante)



TENS/EMS





Appareil de massage par compression



Les possibilités d'utilisation de TENS et d'EMS

La stimulation nerveuse électrique transcutanée est une thérapie antidouleur pour soulager les crampes, les douleurs liées à des blessures ou encore les douleurs chroniques. Les impulsions envoyées par le cerveau inhibent la transmission de la douleur au cerveau.

L'électrostimulation des muscles est une méthode utilisée depuis des années dans la médecine sportive et la rééducation, permettant d'augmenter l'endurance, renforcer la musculature et accélérer la régénération des muscles. Avec cette technique, les muscles sont stimulés par des impulsions électriques. Les fibres musculaires se contractent puis se détendent comme au cours d'une activation naturelle.



Soulagement des douleurs



EM 29 2-en-1
TENS pour genoux et coudes



EM 38
Ceinture dorsale



Mini-coussins To-go




Coussin EM 20
Abdominaux / Zone épaules/nuque



EM 10
Mini-coussin Body



Appareil TENS/EMS numérique



EM 49
Numérique



EM 80 3-en-1
Numérique



Des abdominaux bien dessinés grâce à la technologie EMS

Dans notre gamme de produits « active », vous trouverez d'autres produits utilisant la technologie EMS pour un renforcement musculaire ciblé.



EM 32
Ceinture de musculation abdominale

EM 37
Ceinture de musculation abdominale

EM 39 2-en-1
Ceinture abdominale et dorsale



Traitement efficace pour la santé des veines

Lorsque l'on reste beaucoup debout dans la journée, on connaît ce sentiment de jambes lourdes et fatiguées. Le massage revitalisant par compression de l'appareil de massage des jambes FM 150 améliore la fonction veineuse et atténue les tensions. Les bienfaits de la relaxation à la maison !

STIMULATION
L'appareil de massage par compression est un véritable soulagement pour les jambes lourdes



Forme idéale



Utilisation tout confort



FM 150 – Appareil de massage des jambes par compression

- Massage revitalisant par compression
- Améliore et favorise la circulation sanguine
- Soulage les jambes lourdes et fatiguées
- Atténue les tensions





EM 10 Body

Mini-coussin

- Mini-coussin Body (TENS)
- Soulagement des douleurs
- Utilisation sur tout le corps



- Body : électrostimulation contre l'ensemble des douleurs
- Traitement de la douleur ultra précis
- Doux et flexible, confortable et sûr
- Arrêt automatique
- Intensité réglable (15 niveaux)
- Film-gel autoadhésif inclus
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- Produit médical
- Livré dans un présentoir pratique

• UE : 10 Carton de transport : 12 x 10
 • N° EAN : 4211125647230
 • N° d'art. : 647.23



Kit de recharge pour mini-coussin

1 film-gel (autoadhésif) et 1 pile

- Utilisable avec le mini-coussin EM 10 Body

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125647155
 • N° d'art. : 647.15



EM 20 Sixpack/Neck

Coussin EMS

- Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux
- Coussin EMS Neck pour une utilisation sur la nuque et les épaules



- Sixpack : électrostimulation des muscles abdominaux
- Nuque : électrostimulation de la nuque et des épaules
- Utilisation ultra précise
- Doux et flexible, confortable et sûr
- Arrêt automatique
- Intensité réglable (15 niveaux)
- Film-gel autoadhésif inclus
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- Livré dans un présentoir pratique

• UE : 10 Carton de transport : 8 x 10
 • N° EAN : Sixpack : 4211125647117
 N° d'art. : Sixpack : 647.11
 • N° EAN : Neck : 4211125647100
 N° d'art. : Neck : 647.10



Kit de recharge EM 20 Sixpack

1 kit de films-gel et 1 pile

- Utilisable avec l'EM 20 Sixpack

- Kit de film-gel autoadhésif
- 1 pile CR2032 de 3 V

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125647162
 • N° d'art. : 647.16



Kit de recharge EM 20 Neck

1 kit de films-gel et 1 pile

- Utilisable avec l'EM 20 Neck

- Kit de film-gel autoadhésif
- 1 pile CR2032 de 3 V

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125647179
 • N° d'art. : 647.17



EM 29 2-en-1

TENS pour genoux et coudes

- Thérapie antidouleur (TENS)
- À utiliser en cas de douleurs au niveau des genoux/coudes
- Électrodes à contact à eau anti-usure, utilisation simple



- 2 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de recharge nécessaires (électrodes à contact à eau)
- Manchette universelle pour genoux et coudes (réglable avec fermeture auto-agrippante)
- Forme ergonomique souple
- Circonférence du bras ou de la cuisse env. 25 à 70 cm
- 4 applications préprogrammées
- Élément de commande avec écran LCD et clip ceinture pratique
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Manchette lavable à la main
- Produit médical
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125647018
 • N° d'art. : 647.01



EM 38

Ceinture dorsale avec appareil TENS

- À utiliser en cas de douleurs dans le bas du dos
- Réglage flexible, avec prolongateur



- 4 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de recharge nécessaires (électrodes à contact à eau)
- Forme ergonomique souple
- Tour de ventre d'environ 75 – 140 cm
- Rallonge de ceinture incluse
- 4 applications préprogrammées
- Élément de commande amovible avec écran LCD
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Produit médical
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125664008
 • N° d'art. : 664.00



EM 49



Appareil TENS/EMS numérique

- Thérapie antidouleur (TENS)
- Stimulation musculaire (EMS)
- Détente et massage
- Affichage de la position des électrodes



- Électrodes au gel autocollantes
4 fournies (45 x 45 mm)

- 2 canaux réglables séparément
- 64 applications pré-programmées
- 6 programmes personnalisables : fréquence, plage de pouls, temps marche/arrêt programmable

- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours

- Arrêt de sécurité

- Fonction docteur*
- Produit médical
- Écran LCD inversé avec rétroéclairage bleu
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

- UE : 4 Carton de transport : 8 x 4
- N° EAN : 4211125662059
- N° d'art. : 662.05




EM 80 3-en-1



Appareil TENS/EMS numérique

- Thérapie anti-douleur (TENS)
- Stimulation musculaire (EMS)
- Détente et massage
- 8 électrodes et 4 canaux réglables séparément



- Électrodes au gel autocollantes
8 fournies (45 x 45 mm)

- 4 canaux réglables séparément
- 30 applications pré-programmées
- 20 programmes personnalisables : fréquence, plage de pouls, temps marche/arrêt programmable

- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours

- Arrêt de sécurité

- Fonction docteur*
- Produit médical
- Pochette de rangement
- 3 piles AA de 1,5 V incluses


- UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
- N° EAN : 4211125662004
- N° d'art. : 662.00

Kit de recharge



Petites électrodes

- Utilisable avec l'EM 40, l'EM 41, l'EM 41.1, l'EM 49, l'EM 80



- Dimensions : 45 x 45 mm
- 8 pièces
- Électrodes au gel autocollantes

- UE : 5 Carton de transport : 30 x 5
- N° EAN : 4211125661021
- N° d'art. : 661.02

Kit de recharge



Grandes électrodes

- Utilisable avec l'EM 40, l'EM 41, l'EM 41.1, l'EM 49, l'EM 80



- Dimensions : 50 x 100 mm
- 4 pièces
- Électrodes au gel autocollantes

- UE : 5 Carton de transport : 30 x 5
- N° EAN : 4211125661014
- N° d'art. : 661.01

FM 150



Appareil de massage des jambes par compression

- Massage revitalisant par compression
- Améliore et favorise la circulation sanguine
- Améliore et favorise la circulation sanguine
- Atténue les tensions



- Massage par pression d'air avec coussins d'air qui se gonflent et se dégonflent
- Intensité du massage réglable en continu
- Gonflage alternatif des manchettes pour jambes
- Avec touche STOP de sécurité
- Avec fonction de dégonflage – pour un vide rapide du coussin d'air
- Avec fonction minuteur 10/20/30 min
- Manipulation simple avec commande manuelle
- Polyvalent - à domicile et en déplacement

- Adaptation individuelle des deux manchettes pour jambes à l'aide de la fermeture auto-agrippante
- Utilisation sur secteur et/ou sur batterie possible
- Sac de rangement inclus
- 4 piles AA de 1,5 V incluses
- 3 watts

- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125643256
- N° d'art. : 643.25

Plus d'informations sur les produits

Finies les jambes fatiguées !
Des veines saines avec l'appareil de massage FM 150

L'appareil de massage FM 150 de Beurer revitalise les jambes fatiguées et lourdes grâce à un massage par compression efficace. Les coussins d'air qui se gonflent et se dégonflent sont réglables en continu selon les préférences personnelles. Dans le cas d'une double application, les manchettes pour jambe sont gonflées et dégonflées tour à tour lors d'un massage par pression d'air.

Vous pouvez commander l'application confortablement grâce à l'unité de commande pratique. La fonction minuteur assure une durée d'utilisation idéale et un effet optimal. La fermeture auto-agrippante assure une ergonomie optimale.

Pratique : la pochette de rangement solide et élégante est facile à ranger et vous permet de conserver l'appareil de massage des jambes FM 150 toujours à portée de main.



Épilation



Épilation longue durée à la lumière pulsée – Une technologie professionnelle à domicile

Une peau lisse et souple dans votre institut de beauté à la maison : nous avons ajouté deux produits phares à notre gamme de produits IPL (lumière pulsée intense). Nos appareils d'épilation longue durée séduisent par leur utilisation simple et sûre¹⁾ à la maison. Profitez de notre technologie professionnelle innovante qui vous offre non seulement une grande fiabilité et une grande sécurité, mais qui est en outre testée cliniquement et confirmée lors de plusieurs études dermatologiques²⁾. Nos produits fonctionnent avec une technologie à impulsions lumineuses ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle. L'application « beurer MyIPL » vous assiste de façon optimale lors de votre utilisation.



NOUVEAU
11/2017
★

NOUVELLES
INNOVATIONS IPL

Sentez-vous bien dans
votre peau avec une peau
douce comme du
velours et de
la soie

Peau veloutée – IPL Velvet Skin Pro

IPL Velvet Skin Pro – Épilation longue durée

- Appareil sans fil pour une épilation longue durée
- Avec proposition de niveau d'énergie automatique pour une intensité lumineuse optimale
- Avec tête de précision pour le visage et le maillot
- Surface lumineuse de 4,5 cm² pour une utilisation particulièrement rapide



Technologie IPL



Technologie laser



Rasoir



Cire chaude



Épilateur

¹⁾ Étude dermatologique IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro réalisée auprès de 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0309-11
²⁾ IPL 9000+/10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude n° 14.0148-11

Une attention portée aux détails – IPL Pure Skin Pro

IPL Pure Skin Pro – Épilation longue durée

- Appareil compact pour une épilation longue durée
- Design pratique - idéal pour le traitement de petites zones du corps difficiles d'accès
- Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une utilisation agréable
- Surface lumineuse de 3,1 cm² pour une utilisation précise



jusqu'à
200 000
impulsions lumineuses

particulièrement
PRÉCIS



Compliments garantis – Système IPL SalonPro

Système IPL 10000+ SalonPro – Épilation longue durée²⁾

- Jusqu'à 250 000 impulsions lumineuses
- Capteur pour la reconnaissance automatique de la couleur de peau
- Tête de précision incluse

jusqu'à
250 000
impulsions lumineuses

particulièrement
CONFORTABLE



Tolérance cutanée prouvée¹⁾

Plus sûr que sûr ! Une épilation longue durée à la maison – les appareils d'épilation IPL de Beurer testés par des dermatologues assurent la sécurité et la tolérance cutanée dès la première utilisation.

- 97 % des participantes tolèrent très bien l'utilisation
- 92 % des participantes considèrent le traitement indolore
- 89 % des participantes tolèrent mieux le système IPL que les méthodes classiques (rasage, épilation électrique ou à la cire)



Un salon d'épilation à domicile

Pourquoi perdre son temps à aller chez l'esthéticienne quand vous pouvez profiter, grâce aux épilateurs laser Tria by Beurer, d'une des méthodes d'épilation les plus efficaces dans le confort de votre domicile. L'épilation à la lumière avec diodes laser est déjà n° 1 aux États-Unis. Maintenant, elle arrive chez nous ! La technologie puissante des diodes laser est cliniquement prouvée et permet une réduction des poils de 61 % déjà 3 semaines après la première utilisation ! Avec les deux modèles d'appareil SALON EXPERT et PRECISION, nous proposons des appareils haut de gamme, parfaits pour une épilation intégrale du corps, mais également pour le traitement de zones du corps plus petites.

Avec : Gel calmant

En exclusivité pour Tria by Beurer, vous recevez le Smoothstart Calming Gel bienfaisant, aux extraits de plantes indiennes, à appliquer avant l'utilisation du laser. Le gel hydrate, rafraîchit et apaise la peau. Il a également un effet anti-inflammatoire. En outre, ce gel réduit la sensation de douleur à des niveaux d'énergie plus élevés.



Efficace, sûr
et
testé cliniquement³⁾



Facile d'utilisation grâce à un affichage numérique



LAS 50 Precision – Épilateur laser

- Particulièrement adapté au traitement du visage⁴⁾ et des autres petites parties du corps comme le maillot ou les aisselles
- La technologie d'épilation au laser professionnelle, prouvée cliniquement³⁾, propose des résultats durables à domicile
- Avec batterie intégrée pour un confort sans fil

LAS 100 SalonExpert – Épilateur laser

- La technologie d'épilation au laser professionnelle, prouvée cliniquement, propose des résultats durables à domicile
- Avec batterie puissante intégrée pour un confort sans fil



- Épilation longue durée**
- Appareil compact pour une épilation longue durée
 - Design pratique - idéal également pour le traitement de petites surfaces corporelles
 - Tolérance cutanée prouvée¹⁾
 - Fonction éclairs en série pour une utilisation rapide et confortable
 - Surface lumineuse de 3,1 cm² pour une utilisation précise
 - Jusqu'à 150 000 impulsions lumineuses



light impulses up to 150.000

flash-glide function

safe skin sensor

compact size

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse des poils
- Jusqu'à 50 % de poils en moins après seulement 3 ou 4 séances
- Technologie testée cliniquement
- Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Filtre UV intégré
- 3 niveaux d'énergie
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Épilation intégrale en seulement 20 min environ³⁾
- fonction « Éclairs en série » pour une utilisation agréable
- Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils particulièrement clairs/blancs
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125576165
 • N° d'art. : 576.16

- Épilation longue durée**
- Appareil compact pour une épilation longue durée
 - Design pratique - idéal pour le traitement de petites zones du corps difficiles d'accès
 - Tolérance cutanée prouvée¹⁾
 - Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une utilisation agréable
 - Surface lumineuse de 3,1 cm² pour une utilisation précise
 - Jusqu'à 200 000 impulsions lumineuses



light impulses up to 200.000

auto-flash mode

safe skin sensor

compact size

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse des poils
- Jusqu'à 50 % de poils en moins après seulement 3 ou 4 séances
- Technologie testée cliniquement
- Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Filtre UV intégré
- 3 niveaux d'énergie
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Épilation intégrale en seulement 20 min environ³⁾
- Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une utilisation agréable
- Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils particulièrement clairs/blancs
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125575144
 • N° d'art. : 575.14

- Épilation longue durée**
- Appareil sans fil pour une épilation longue durée
 - Avec proposition de niveau d'énergie automatique pour une intensité lumineuse optimale
 - Tolérance cutanée prouvée¹⁾
 - Surface lumineuse de 4,5 cm² pour une utilisation particulièrement rapide
 - Avec tête de précision (2 cm²) pour le visage et le maillot
 - Jusqu'à 300 000 impulsions lumineuses



light impulses up to 300.000

cordless operation

skin tone detection

auto-flash mode

safe skin sensor

attachment 1

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse des poils
- Jusqu'à 50 % de poils en moins après seulement 3 ou 4 séances
- Technologie testée cliniquement
- Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Filtre UV intégré
- 6 niveaux d'énergie
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Épilation intégrale en seulement 21 min environ³⁾
- Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une utilisation agréable
- Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils particulièrement clairs/blancs
- Pochette de rangement pratique
- Autonomie d'env. 550 impulsions lumineuses
- Durée de charge de 2 h environ
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125575137
 • N° d'art. : 575.13

- Épilation longue durée**
- Épilation longue durée avec la technologie professionnelle d'un institut de beauté²⁾
 - Tolérance cutanée prouvée¹⁾
 - Le plus rapide du marché⁴⁾
 - XXL – Surface lumineuse max. de 7 cm²
 - La toute dernière technologie de lumière pulsée avec une sécurité unique
 - Jusqu'à 100 000 impulsions lumineuses



light impulses up to 100.000

profi system

flash-glide function

safe skin sensor

XXL light area

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse des poils
- Jusqu'à 50 % de poils en moins après seulement 3 ou 4 séances
- Technologie testée cliniquement
- Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Filtre UV intégré
- 6 niveaux d'énergie
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Épilation intégrale en seulement 26 min environ⁴⁾
- Fonction « Éclairs en série » pour une utilisation agréable
- Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils particulièrement clairs/blancs
- Avec cartouche contenant jusqu'à 100 000 impulsions lumineuses
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125576080
 • N° d'art. : 576.08

- Kit de recharge IPL 9000+**
- Cartouche lumineuse de recharge
- Pour l'appareil d'épilation IPL 9000/Système SalonPro IPL 9000+
 - Pour une épilation longue durée
 - Une cartouche correspond à env. 100 000 impulsions lumineuses



light impulses up to 250.000

profi system

energy recommend

flash-glide function

safe skin sensor

attachment 1

XXL light area

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Plus d'informations sur les produits**
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer MyIPL »**
- Avec un design moderne, une utilisation intuitive et un tutoriel pratique, l'application « beurer MyIPL » vous propose tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation en toute sécurité chez vous : (compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4).
- Organisation des traitements pendant toute la période d'application
 - Indication du niveau d'énergie à utiliser pour le traitement
 - Création automatique d'un plan de traitement personnalisé selon les caractéristiques de la peau et des poils
 - Calendrier et fonction de rappel
- works with beurer MyIPL
- Download on the App Store
- GET IT ON Google Play

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125576097
 • N° d'art. : 576.09

- Épilation longue durée**
- Épilation longue durée avec la technologie professionnelle d'un institut de beauté²⁾
 - Tolérance cutanée prouvée¹⁾
 - Le plus rapide du marché⁴⁾
 - XXL – Surface lumineuse max. de 7 cm²
 - La toute dernière technologie de lumière pulsée avec une sécurité unique
 - Autonomie longue durée – jusqu'à 250 000 impulsions lumineuses
 - Tête de précision incluse
 - Avec capteur pour la reconnaissance automatique de la couleur de peau



light impulses up to 250.000

profi system

energy recommend

flash-glide function

safe skin sensor

attachment 1

XXL light area

PLUS X AWARD 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

DERMATOLOGISCH BESTEN 2014 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

- Technologie de lumière pulsée ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle
- La lumière pulsée intense (IPL) désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse des poils
- Jusqu'à 50 % de poils en moins après seulement 3 ou 4 séances
- Technologie testée cliniquement
- Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1 de type de peau et de contact
- Filtre UV intégré
- 6 niveaux d'énergie
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Épilation intégrale en seulement 26 min environ⁴⁾
- Fonction « Éclairs en série » pour une utilisation agréable
- Ne convient pas aux peaux foncées ni aux poils particulièrement clairs/blancs
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125576097
 • N° d'art. : 576.09

158 ¹⁾ Étude dermatologique IPL 7500/Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro réalisée auprès de 20 femmes, Institut proDERM Hamburg, étude n° 14.0309-11
²⁾ Technologie contrôlée par l'Institut proDERM, Hamburg

³⁾ À l'intensité la plus faible pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
⁴⁾ À l'intensité la plus élevée pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

³⁾ À l'intensité la plus faible pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
⁴⁾ À l'intensité la plus élevée pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot



NOUVEAU
★

- Épilateur laser visage**
- La technologie d'épilation longue durée la plus efficace¹⁾
 - Particulièrement adapté au traitement du visage²⁾ et des autres petites parties du corps comme le maillot ou les aisselles
 - La technologie d'épilation au laser professionnelle, prouvée cliniquement, propose des résultats durables à domicile
 - Avec batterie intégrée pour un confort sans fil



- De nombreux instituts et dermatologues utilisent la technologie d'épilation au laser pour une épilation longue durée
- Avec affichage du niveau d'énergie à LED intégré
- Sécurité maximale grâce au capteur de peau intégré
- Diodes laser brevetées pour une plus grande efficacité (jusqu'à 20 J/cm²)
- La lumière laser désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse
- Réduction de la pilosité jusqu'à 70 % 3 semaines après la deuxième utilisation
- Résultats durables après seulement 3 mois
- 3 niveaux d'énergie différents
- Déclenchement automatique d'impulsions laser par capteur de contact intelligent
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Non adapté à l'utilisation sur des peaux sombres
- Peut être inefficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux
- Fonctionnement sur batterie – 15 min de fonctionnement
- Durée de charge de 2 h environ
- UE : 1 Carton de transport : 4
- N° EAN : 4211125577315
- N° d'art. : 577.31



NOUVEAU
★

- Épilateur laser visage et corps**
- La technologie d'épilation longue durée la plus efficace¹⁾
 - La technologie d'épilation au laser professionnelle, prouvée cliniquement, propose des résultats durables à domicile
 - Avec batterie puissante intégrée pour un confort sans fil



- De nombreux instituts et dermatologues utilisent la technologie d'épilation au laser pour une épilation longue durée
- Écran LCD simple d'utilisation avec affichage du niveau de la batterie, du verrouillage et du niveau d'énergie
- Sécurité maximale grâce au capteur de peau intégré
- Diodes laser brevetées pour une plus grande efficacité (jusqu'à 22 J/cm²)
- La lumière laser désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse
- Réduction de la pilosité jusqu'à 70 % 3 semaines après la deuxième utilisation
- Résultats durables après seulement 3 mois
- 5 niveaux d'énergie différents
- Déclenchement automatique d'impulsions laser par capteur de contact intelligent
- Pour le visage²⁾, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre
- Non adapté à l'utilisation sur des peaux sombres
- Peut être inefficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux
- Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement
- Durée de charge de 2 h environ
- UE : 1 Carton de transport : 4
- N° EAN : 4211125577308
- N° d'art. : 577.30



NOUVEAU
★

- Crème LAS 50/LAS 100**
- À appliquer avant l'utilisation du laser avec LAS 50 et LAS 100



- À appliquer sur la peau rasée, avant le traitement
- Permet de réduire la sensation de douleur lors du traitement à des niveaux d'énergie plus élevés
- Effet anti-inflammatoire
- Gel bienfaisant aux extraits de plantes indiennes
- Contient : 2 fl.oz/60 ml

- UE : 6
- N° EAN : 0891753001891
- N° d'art. : 577.32


Plus d'informations sur les produits

tria.
by beurer

Technologie laser ultra-efficace

La technique d'épilation longue durée n° 1 aux États-Unis est enfin disponible en Europe, exclusivement chez Beurer. Les épilateurs laser LAS 100 et LAS 50 Tria by Beurer sont cliniquement testés et prouvés. Vous pouvez vous fier à l'efficacité et la sécurité de cette technologie innovante. Grâce aux diodes laser puissantes (max. 22 J/cm²), vous pouvez déjà apercevoir des résultats 3 semaines après la première utilisation. Après trois mois, vous obtenez une épilation durable et sûre des parties du corps souhaitées.

Fonctionnement



Qualité Premium haut de gamme

Les épilateurs laser Tria by Beurer sont équipés d'une batterie puissante permettant une utilisation sans fil confortable. Des milliers d'instituts et de dermatologues utilisent la méthode d'épilation longue durée prouvée scientifiquement avec la technologie d'épilation professionnelle au laser. Grâce à l'épilateur laser Tria by Beurer, vous pouvez utiliser cette technologie dans un environnement familier à la maison. Vous économisez du temps et de l'argent. Le capteur de peau intégré offre une sécurité supplémentaire, en ne lançant le traitement que pour les couleurs de peau adaptées.



beauty



- Rasoir pour femme**
- Pour une peau lisse et douce comme de la soie
 - Lumière LED intégrée
 - Étanche (IPX 7)
 - Embout de gommage inclus



- Adapté aux rasages à sec ou à l'eau
- Tondeuse intégrée
- Bouton marche/arrêt lumineux
- Tête de rasage antiallergique (sans nickel)
- Tête de rasage mobile
- Fonction recharge rapide
- Affichage de contrôle de charge
- Brosse de nettoyage incluse
- 2 sabots fournis (4 mm/8 mm)
- Embout de gommage inclus
- Fixation pour la douche
- Fonctionnement sur batterie
- Station de charge
- Avec batterie lithium puissante

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125577087
 • N° d'art. : 577.08



- Kit de recharge HL 35**
- Tête de rasage**
- Tête de rasage antiallergique

- Pour l'appareil : HL 35
- 2 grilles de rasage avec têtes de rasage incluses
- Remplacement recommandé : tous les 12 mois
- Tête de rasage antiallergiques (sans nickel) pour éviter les irritations
- Sans nickel

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125577063
 • N° d'art. : 577.06



- Kit de recharge HL 35**
- Embout de gommage**
- Pour l'appareil : HL 35
 - La tête de gommage évite aux poils de repousser sous la peau
 - Deux têtes de gommage incluses

• UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
 • N° EAN : 4211125577070
 • N° d'art. : 577.07



- HL 40**
- Épilateur à la cire chaude**
- Élimine les poils avec la racine
 - Indication du niveau de remplissage
 - Station de charge pratique incluse



- Pour une peau douce et durablement lisse
- La cire hydrate tout en procurant une sensation de bien-être
- 2 cartouches de cire d'abeille incluses (50 ml)
- 50 bandes en non-tissé incluses

- Affichage indiquant si l'appareil est prêt à l'emploi
- 2 chambres chauffantes séparées

- Fonctionnement sur secteur
- Station de chauffage

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125577001
 • N° d'art. : 577.00



- Kit de recharge HL 40**
- 2 cartouches de cire d'abeille et 50 bandes en non-tissé**




- Pour une utilisation avec le HL 40
- Contient : 50 ml par cartouche
 - 50 bandes en non-tissé incluses

• UE : 10 Carton de transport : 4 x 10
 • N° EAN : 4211125577018
 • N° d'art. : 577.01



- HL 70 3-en-1**
- Épilateur 3-en-1**
- 3-en-1 : épilation, rasage et gommage
 - 42 pincettes anti-allergiques
 - Lumière LED intégrée
 - Pochette de rangement pratique incluse



- Utilisation sur peau sèche ou mouillée
- Embouts amovibles
- Tête d'épilation, tête de rasage, tête de gommage et tête de précision

- La tête de gommage évite aux poils de repousser sous la peau
- Bouton marche/arrêt lumineux
- 42 pincettes anti-allergiques et grille de rasage (sans nickel)
- Fonction recharge rapide
- Affichage de contrôle de charge
- Brosse de nettoyage incluse
- Pochette de rangement incluse

- Fonctionnement sur batterie ou secteur
- Station de charge
- Avec batterie lithium puissante

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125576424
 • N° d'art. : 576.42



Soin des mains et des pieds



Beauté et soins

Résultats impeccables – pour de beaux ongles

La beauté des mains et des pieds fait partie de tous les programmes de beauté. Profitez de votre propre salon de manucure à domicile grâce aux produits Beurer de qualité professionnelle. Pour des instants beauté à domicile !



NOUVEAU
10/2017



STYLE PROFESSIONNEL

Exhibez des mains et des pieds soignés grâce à

3 nouveautés de la gamme beauty

Sèche-ongles à UV/LED

- MP 48 – Pour le modelage de faux ongles avec gels LED et UV
- Un durcissement rapide et homogène grâce à un plateau inférieur réfléchissant
- Sèche les gels LED et également les gels UV
- Minuteur intégré avec 3 réglages différents (30, 60 et 120 secondes)



NOUVEAU
11/2017

Kit professionnel de manucure/pédicure

- MP 42 – Pour tous, débutants comme professionnels
- Écran Magic-LED – n'apparaît que pendant l'utilisation
- Réglable en continu, rotation à droite/à gauche
- Avec 7 embouts de grande qualité
- Manipulation simple et confortable grâce à son design ergonomique adapté à toutes les utilisations



NOUVEAU
11/2017

Ponceuse pieds pour des pieds soyeux

- MP 28 – Ponceuse pieds pour une peau douce et souple
- Pour éliminer les callosités, les cors ou les zones rêches
- La lumière LED claire offre une luminosité optimale lors de l'utilisation.



Ensemble manucure/pédicure



Sèche-ongles à UV



Ponceuse pieds






MP 18

Kit de soin pour les ongles électrique

- Pour des ongles soignés et brillants sans effort
- Reflet et brillance naturels
- Idéal pour la maison et en déplacement



- 2 vitesses
- 3 embouts différents inclus :
 - Pour le limage des ongles
 - Pour le lissage des ongles
 - Pour le polissage des ongles
- Lumière LED
- Sécurité voyage
- 1 pile AA de 1,5 V incluse
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125571085
- N° d'art. : 571.08



Kit de recharge MP 18

- Pour une utilisation avec le kit de soin pour les ongles électrique MP 18



- Contient 3 embouts différents :
 - Pour le limage des ongles
 - Pour le lissage des ongles
 - Pour le polissage des ongles
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125571092
- N° d'art. : 571.09



MP 41

Ensemble de manucure/pédicure

- Ensemble complet pour utilisatrices débutantes et expérimentées
- Pour des mains et des pieds soignés
- Avec lumière LED intégrée



- 2 vitesses, rotation à droite/à gauche
- 7 embouts de haute qualité inclus :
 - Cône saphir
 - Cône feutre
 - Disque saphir, fin
 - Disque saphir, gros
 - Fraise flamme
 - Fraise cylindre
 - Ponceuse de corne saphir
- Lumière LED
- Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète
- Vitesse de rotation : 3 800/4 600 tr/min ± 14 %
- Fonctionnement sur secteur
- Étui de rangement inclus
- UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
- N° EAN : 4211125572112
- N° d'art. : 572.11



NOUVEAU
11/2017

MP 42

Ensemble de manucure/pédicure

- Ensemble complet pour utilisatrices débutantes et expérimentées
- Pour des mains et des pieds soignés
- Écran Magic LED – n'apparaît que pendant l'utilisation



- Son design ergonomique permet d'éviter le glissement pendant l'utilisation
- Réglable en continu, rotation à droite/à gauche
- 7 embouts de haute qualité inclus :
 - Cône saphir
 - Cône feutre
 - Disque saphir, fin
 - Disque saphir, gros
 - Fraise flamme
 - Fraise cylindre
 - Ponceuse de corne saphir
- Lumière LED
- Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète
- Embout de protection contre la poussière d'ongles inclus
- Vitesse de rotation : 3 800/4 600 tr/min ± 15 %
- Fonctionne sur secteur – avec entraînement puissant
- Étui de rangement inclus
- UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
- N° EAN : 4211125574000
- N° d'art. : 574.00



MP 60

Ensemble de manucure/pédicure

- Manucure/pédicure + kit pro
- Pour le soin professionnel des ongles et des pieds




- Réglable en continu, rotation à droite/à gauche
- 9 embouts de haute qualité inclus :
 - Cône saphir
 - Cône feutre
 - Disque saphir, fin
 - Fraise cylindre
 - Fraise flamme
 - Fraise saphir ronde
 - Fraise à aiguille
 - Cône saphir, long et gros
 - Disque saphir, gros
- Kit pro MP 60 : 6 embouts saphir, N° d'art. 571.00
- Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète
- Vitesse de rotation : 2 100 tr/min – 6 100 tr/min ± 12 %
- Fonctionne sur secteur – avec entraînement puissant
- Étui de rangement inclus
- UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
- N° EAN : 4211125570309
- N° d'art. : 570.30



MP 62

Ensemble de manucure/pédicure

- Pour le soin professionnel des ongles et des pieds
- 10 embouts de qualité inclus
- 10 embouts à usage unique en papier de verre inclus




- Réglable en continu, rotation à droite/à gauche
- 10 embouts professionnels de haute qualité inclus :
 - Cône saphir
 - Cône feutre
 - Disque saphir, fin
 - Fraise cylindre
 - Fraise flamme
 - Fraise saphir ronde
 - Fraise à aiguille
 - Cône saphir, long et gros
 - Disque saphir, gros
 - Embout en papier de verre
 - 10 embouts à usage unique en papier de verre inclus
- Recharge d'embouts à usage unique en papier de verre 10 pièces, N° d'art. : 163.527
- Lumière LED
- Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète
- Embout de protection contre la poussière d'ongles inclus
- Vitesse de rotation : 2 000 tours/min - 5 400 tours/min ±20 %
- Fonctionnement sur secteur
- Étui de rangement inclus
- UE : 3 Carton de transport : 4 x 3
- N° EAN : 4211125570354
- N° d'art. : 570.35





- Station de manucure/pédicure**
- Pour le soin professionnel des ongles et des pieds
 - Vitesse maximale de 20 000 tr/min
 - 10 embouts de qualité inclus



- Prise en main antidérapante
- Réglable en continu, rotation à droite/à gauche
- 10 embouts professionnels en saphir et feutre inclus :
 - Cône saphir, gros et fin
 - Cône feutre
 - Disque saphir, gros et fin
 - Fraise cylindre
 - Fraise flamme
 - Fraise saphir
 - Fraise à aiguille
 - Embout en papier de verre
- 30 embouts à usage unique en papier de verre inclus
- Recharge d'embouts à usage unique en papier de verre 30 pièces, N° d'art. : 163.311
- Embout de protection contre la poussière d'ongles inclus
- Rangement pour l'adaptateur intégré
- Verrouillage de sécurité
- Vitesse de rotation : 5 000 tours/min - 20 000 tours/min ±20 %
- Fonctionnement sur secteur
- Boîtier de rangement inclus
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589318
- N° d'art. : 589.31



- Sèche-ongles à UV**
- Pour le modelage de faux ongles aux mains et aux pieds
 - Fonction minuteur incluse (120 s)



- Pour durcir les gels UV
- 4 lampes à UV 9 W incluses
- Fonction minuteur 120 s
- Utilisation continue
- Plateau inférieur amovible
- Habillage intérieur à miroirs
- Surface résistante et facile à entretenir
- 36 watts
- Fonctionnement sur secteur
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125571139
- N° d'art. : 571.13



NOUVEAU
10/2017

- Sèche-ongles à UV et LED**
- Pour le modelage des faux ongles
 - Sèche les gels LED et également les gels UV
 - Fonction minuteur incluse (30, 60 et 120 s)



- Pour le durcissement des gels LED et UV des ongles des mains et des pieds
- Avec 18 LED puissantes
- Fonction minuteur 30, 60 et 120 s
- Plateau inférieur réfléchissant
- Surface résistante et facile à entretenir
- Utilisation simple
- Design compact
- Témoin d'utilisation
- 24 watts
- Fonctionnement sur secteur
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125571016
- N° d'art. : 571.01



- Bain de paraffine**
- Pour la souplesse des mains, des pieds et des coudes
 - Hydrate la peau
 - Cire de paraffine et film plastique inclus



- Soin pour peaux rêches, sèches ou abîmées
- Ouvre les pores de la peau
- Favorise la circulation sanguine
- Pour une peau plus douce et détendue au toucher
- Facilite l'absorption des agents de soin et l'hydratation
- Cire de paraffine incluse (2 x 450 g) Parfum orange
- Films plastiques inclus (30 pces)
- Réglage variable de la température
- Enroulement du câble
- Témoin d'utilisation
- Indicateur de mise à température
- 83 watts
- Fonctionnement sur secteur
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589325
- N° d'art. : 589.32



- Paraffine et film plastique**
- 2 x 450 g de cire de paraffine et 30 films



- Pour l'appareil : MP 70
- Contient : 450 g par sachet de cire, 30 films
- Parfum orange
- UE : 8 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125589431
- N° d'art. : 589.43



MP 26

Ponceuse pieds

- Pour une peau douce et souple
- Pour éliminer les callosités, les cors et les zones rêches
- Avec lumière LED intégrée



Kit de recharge MP 26

Embouts en papier de verre

- Composé de 2 embouts de papier de verre gros et fin
- Dans son emballage blister pratique à accrocher

- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125571238
- N° d'art. : 571.23



Plus d'informations sur les produits

Ponceuse pieds pour une peau douce et souple

La ponceuse pieds ergonomique **MP 26** se distingue entre autres par sa lumière LED puissante offrant une luminosité optimale lors de l'utilisation. Deux embouts différents en papier de verre, un embout de protection et un pinceau pour le nettoyage sont également inclus dans la livraison.

- Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec sécurité
- Lumière LED
- 2 embouts de papier de verre inclus pour une élimination efficace des callosités
- Embouts fin et gros
- Pinceau de nettoyage inclus
- Embout de protection inclus
- Fonctionnement à piles
- 2 piles AA de 1,5 V incluses



Embout de papier de verre fin Embout en papier de verre gros



Embout de protection inclus Lumière LED claire

- UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
- N° EAN : 4211125571207
- N° d'art. : 571.20



MP 28

Ponceuse pieds

- Pour une peau douce et souple
- Pour éliminer les callosités, les cors et les zones rêches
- Avec lumière LED intégrée



- Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec sécurité
- Moteur puissant
- 3 embouts de papier de verre inclus pour une élimination efficace des callosités
- 1 embout fin et 2 gros embouts
- Pinceau de nettoyage inclus
- Embout de protection inclus
- Fonctionnement à piles
- 2 piles AA de 1,5 V incluses

- UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
- N° EAN : 4211125574031
- N° d'art. : 574.03



MP 55

Ponceuse pieds sur batterie

- Avec rouleau de polissage XXL pour l'élimination des callosités, cors ou zones rêches
- Râpe anti-callosités en acier inoxydable à l'extrémité de la poignée pour le traitement préalable des callosités épaisses
- Sur batterie et sur secteur
- Avec lumière LED intégrée



Kit de recharge MP28/MP 55

- Une solution à 3 niveaux pour des pieds doux et satinés
- Étape 1 : râpe anti-callosités pour le traitement préalable des callosités très épaisses
- Étapes 2 + 3 : rouleau à gros grain et un rouleau à grain fin pour retirer et lisser les callosités
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT avec sécurité
- 2 vitesses
- Affichage de contrôle de charge
- Brosse de nettoyage incluse
- Embout de protection inclus
- Connexion mini-USB
- Fonctionnement sur batterie : 25 minutes d'autonomie
- Durée de charge de 3 h environ

- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125573058
- N° d'art. : 573.05



Kit de recharge MP 55

Râpe anti-callosités

- Pour de beaux pieds soignés
- Pour l'appareil : MP 55
- Comprend 2 râpes anti-callosités en acier inoxydable
- Dans son emballage blister pratique à accrocher

- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125573089
- N° d'art. : 573.08



Roulettes

- Pour une peau douce et satinée
- Pour l'appareil : MP28/MP 55
- Composé de 2 rouleaux de papier de verre (gros et fin)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher

- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125573072
- N° d'art. : 573.07



CM 50

Massage anti-cellulite

- Massage efficace du tissu conjonctif
- Pour une peau sensiblement plus ferme



- Favorise l'irrigation sanguine de la peau et du tissu sous-cutané
- Utilisation facile à la maison
- Poignée réglable individuellement
- Forme ergonomique
- Rouleaux de massage amovibles pour un nettoyage facile
- 2 positions d'intensité de massage

- UE : 3 Carton de transport : 2 x 3
- N° EAN : 4211125590017
- N° d'art. : 590.01

FaceCare



Offrez de l'éclat à votre peau

Quand bien-être et beauté ne font qu'un. Avec la gamme FaceCare de Beurer, tous vos souhaits de programmes personnels de soin et de bien-être à la maison se réalisent. Une peau du visage saine, pure et régulière pour rayonner ! La nouvelle brosse cosmétique visage offre un nettoyage en profondeur. Vous pourrez admirer le résultat grâce au miroir cosmétique BS 39.

NOUVEAU
11/2017



EFFET INTENSE

Une peau rayonnante –
Un visage impeccable !
Avec la gamme
FaceCare



NOUVEAU
12/2017

Brosse cosmétique visage Pureo Intense Cleansing

- FC 96** – Brosse cosmétique visage pour un nettoyage en profondeur
- Nettoyage doux en profondeur pour une peau du visage nettement plus douce et rayonnante
 - Avec écran LCD avec affichage de l'état de la batterie, du changement d'embout et de la vitesse
 - 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et rotation oscillante

Toute l'intensité de la beauté en déplacement

- BS 39** – Miroir cosmétique éclairé avec chargeur power bank*
- Indispensable dans tous les sacs à main
 - Avec voyant lumineux LED
 - Avec chargeur power bank intégré pour recharger smartphones, tablettes, liseuses, etc.



Brosses cosmétiques visage



Sauna facial



Appareil de microdermabrasion



Miroirs de cosmétique



* Téléphone portable non inclus dans la livraison

Un éclat rayonnant de fraîcheur !

La peau est le reflet de notre âme ! L'aspect d'un grain de peau régulier et lisse est plus net et soigné, et vous procure de surcroît une sensation d'assurance. Les soins jusqu'à présent proposés seulement en institut sont désormais disponibles chez vous, en toute simplicité, grâce à la gamme FaceCare de Beurer ! Choyez votre peau avec un programme de nettoyage et de soin du visage en 3 étapes : nettoyez votre peau avec une brosse cosmétique visage et éliminez les peaux mortes grâce au gommage revitalisant de notre appareil de microdermabrasion. Le gommage favorise la circulation sanguine et stimule le renouvellement cellulaire. Notre sauna facial offre enfin à votre peau toute l'hydratation dont elle a besoin. Et vous pouvez même admirer les résultats grâce à nos miroirs cosmétiques !



1. FC 95 Pureo Deep Cleansing

2. FC 100 Pureo Derma Peel

3. FC 72 Pureo Ionic Hydration

LAISSEZ-VOUS CHOYER

Un programme de nettoyage et de soin du visage en 3 étapes pour une routine de beauté parfait à domicile



Une peau de pêche grâce à la brosse cosmétique visage adaptée



Notre gamme de brosses cosmétiques visage, destinée aux femmes de tout âge, convient à différents types de peau et différentes routines beauté. Nos brosses cosmétiques électriques nettoient bien mieux le visage qu'un nettoyage manuel. Un nettoyage doux en profondeur pour une peau sensiblement plus douce et un visage éclatant. Des kits de recharge, contenant les embouts de brosse adaptés, sont disponibles pour toutes nos brosses cosmétiques visage.



Les différents visages de la gamme FaceCare de Beurer

Notre gamme est aussi variée que le sont les exigences en matière de soins et de beauté. Nous savons qu'une belle peau nous rend immédiatement plus radieux. Nos produits FaceCare vous accompagnent avec leur efficacité et leur qualité professionnelle.



- FC 45**
- Brosse cosmétique visage**
- Pour le nettoyage et le soin du visage au quotidien
 - Avec rotation à 2 vitesses
 - 4 fois plus complet que le nettoyage manuel*



2 speed levels

rotation

water proof

attachment 1

including batteries

PLUS X AWARD
2015 achieved for
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality

- Pour une peau plus saine et plus douce au toucher
- Étanche (IPX 7) – utilisable sous la douche et dans la baignoire
- 2 vitesses
- Interrupteur Marche/Arrêt éclairé pour indiquer le fonctionnement
- Affichage du niveau des piles si les piles sont presque vides
- Anneau de suspension pour une conservation pratique
- Embout de brosse doux inclus
- Fonctionnement à piles
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125605506
- N° d'art. : 605.50



- Kit de recharge FC 45**
- Embout de brosse**
- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 45



- Embout de brosse doux inclus
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125605513
- N° d'art. : 605.51



- FC 48**
- Brosse cosmétique visage**
- Pour le nettoyage et le soin du visage au quotidien
 - Avec 2 embouts de brosse pour une utilisation polyvalente
 - 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et rotation oscillante



2 speed levels

oscillating-rotating

water proof

attachments 2

including batteries

- 2 niveaux de rotation :
 - Rotation circulaire pour un nettoyage particulièrement doux
 - Rotation oscillante pour un nettoyage en profondeur, pour un grain de peau lisse et doux
- Étanche (IPX 7) – utilisable sous la douche et dans la baignoire
- 2 vitesses
- 2 embouts de brosse : pour tous les types de peaux et pour les peaux sensibles
- Fonctionnement à piles
- 2 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125605247
- N° d'art. : 605.24



- Kit de recharge FC 48**
- Embout de brosse – Normal**
- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 48

- Embout de brosse pour tous types de peaux
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125605469
- N° d'art. : 605.46



- Kit de recharge FC 48**
- Embout de brosse – Sensible**
- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 48

- Embout de brosse pour peaux sensibles
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125605476
- N° d'art. : 605.47




FC 65 Pureo Deep Clear



Brosse cosmétique visage

- Nettoyage doux en profondeur pour une peau du visage visiblement plus douce et rayonnante
- 2 niveaux de fonction : vibrant et pulsant
- Voyant LED bleu contre les impuretés



- 2 niveaux de fonction :
 - Vibration pour un nettoyage particulièrement doux
 - Pulsation pour un nettoyage en profondeur pour un grain de peau lisse et doux

- Étanche (IPX 7) – utilisable sous la douche et dans la baignoire

- 3 vitesses

- Le voyant LED bleu réduit rapidement les imperfections

- Efficace dès les premières 24 heures
- Affichage de la batterie lithium-ion
- Embout de brosse doux inclus

- Minuteur de 1 minute (3 x 20 s) pour une utilisation précise adaptée à chaque zone cutanée
- Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement
- Station de charge – 6 h de chargement

- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125605063
- N° d'art. : 605.06



Kit de recharge FC 65/FC 96



Embout de brosse

- Pour une utilisation avec les brosses cosmétiques visage FC 65 Pureo Deep Clear et FC 96 Pureo Intense Cleansing
- Deux embouts de brosse inclus
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique




- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605087
- N° d'art. : 605.08

Plus d'informations sur les produits

TOP : Traitement avec voyant LED bleu



Son utilisation réduit rapidement les imperfections. Les bactéries réagissent à la lumière bleue (415 nm) et meurent. Les pores sont alors à nouveau suffisamment alimentés en oxygène.



FC 90 Pureo Ionic Skin Care



Soin du visage anti-âge

- Effet anti-âge notable
- La solution en 4 étapes pour une peau sensiblement plus lisse, plus fraîche et plus saine
- Avec lait nettoyant intensif et crème Advanced Hydrolift



- La solution en quatre étapes :
 - Nettoyage intense de la peau par désincrustation Grâce à la fonction ionisante, les principes actifs du lait nettoyant pénètrent en profondeur dans la peau et y détruisent les impuretés*
 - Soin anti-vieillesse agissant par iontophorèse Les principes actifs anti-rides agissent en profondeur dans la peau grâce à leur fonction ionisante**
 - Diffusion de chaleur stimulante Pour une peau douce et souple
 - Diffusion de froid énergisante Stimule la peau pour un grain frais et plus sain***

- Affichage LCD
- Fonctionnement sur secteur
- Recharge de crème 30 ml, n° d'art. : 163 392
- Recharge de lait 200 ml, n° d'art. : 163 394


- UE : 3 Carton de transport : 4 x 3
- N° EAN : 4211125606220
- N° d'art. : 606.22

FC 95 Pureo Deep Cleansing



Brosse cosmétique visage

- Nettoyage doux en profondeur pour une peau du visage visiblement plus douce et rayonnante
- Effet du nettoyage jusqu'à 6 fois plus approfondi qu'à la main*
- Avec 4 embouts de brosse pour une utilisation polyvalente
- 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et rotation oscillante



- 2 niveaux de rotation :
 - Rotation circulaire pour un nettoyage particulièrement doux
 - Rotation oscillante pour un nettoyage en profondeur, pour un grain de peau lisse et doux

- Étanche (IPX 7) – utilisable sous la douche et dans la baignoire

- 3 vitesses

- Bouton marche/arrêt lumineux
- Forme ergonomique
- Voyant de contrôle pour afficher la vitesse
- Affichage de la batterie lithium-ion
- 4 embouts de brosse : pour tous les types de peaux, pour peaux sensibles, pour le nettoyage des pores en profondeur et pour un gommage qui nettoie en profondeur
- Minuteur de 1 minute (3 x 20 s) pour une utilisation précise adaptée à chaque zone cutanée
- Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement
- Station de charge – 6 h de chargement

- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125605551
- N° d'art. : 605.55



Kit de recharge FC 95



Embout de brosse – Normal

- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing
- Deux embouts de brosse pour tous types de peaux sont inclus
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique

- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605568
- N° d'art. : 605.56

Kit de recharge FC 95



Embout de brosse – Sensible

- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing
- Deux embouts de brosse pour peaux sensibles sont inclus
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique

- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605575
- N° d'art. : 605.57

Kit de recharge FC 95



Embout de brosse – Exfoliation

- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing
- Deux embouts de brosse de gommage inclus pour l'élimination en douceur des particules de peau mortes
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique

- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605582
- N° d'art. : 605.58

Kit de recharge FC 95



Embout de brosse – Pore Deep

- Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing
- Un embout de brosse est inclus pour un nettoyage des pores en profondeur, spécialement conçu pour la peau grasse avec des pores élargis
- Remplacement recommandé tous les 6 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique


- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605599
- N° d'art. : 605.59

FC 96 Pureo Intense Cleansing



Brosse cosmétique visage

- Nettoyage doux en profondeur pour une peau du visage visiblement plus douce et rayonnante
- Avec écran LCD avec affichage de l'état de la batterie, du changement d'embout et de la vitesse
- 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et rotation oscillante



- 2 niveaux de rotation :
 - Rotation circulaire pour un nettoyage particulièrement doux
 - Rotation oscillante pour un nettoyage en profondeur, pour un grain de peau lisse et doux
- Étanche (IPX 7) – utilisable sous la douche et dans la baignoire
- 4 vitesses
- Écran LCD avec affichage de l'état de la batterie, du changement d'embout et de la vitesse
- Embout de brosse doux inclus
- Minuteur de 1 minute (3 x 20 s) pour une utilisation précise adaptée à chaque zone cutanée
- Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement
- Station de charge – 4 h de chargement

- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125606022
- N° d'art. : 606.02

Kit de recharge FC 65/FC 96



Embout de brosse

- Pour une utilisation avec les brosses cosmétiques visage FC 65 Pureo Deep Clear et FC 96 Pureo Intense Cleansing
- Deux embouts de brosse inclus
- Remplacement recommandé tous les 4 mois (pour une utilisation quotidienne)
- Dans son emballage blister pratique à accrocher
- Livré dans un présentoir pratique

- UE : 5 Carton de transport : 6 x 5
- N° EAN : 4211125605087
- N° d'art. : 605.08



Plus d'informations sur le produit FS 50

Multifonctions 3-en-1 : sauna facial, inhalation et aromathérapie dans un seul appareil

Un sauna facial est essentiel pour les soins cosmétiques du visage. L'humidité alimente la peau et ouvre les pores. Cela permet alors un nettoyage du visage plus intense et plus en profondeur. Les principes actifs pénètrent donc mieux et peuvent exercer leur effet en profondeur dans la peau.

Beauté et santé : grâce à l'embout vapeur

L'embout vapeur séparé fourni peut être utilisé pour l'inhalation par la bouche et par le nez. Un remède naturel qui permet de soulager le rhume ou les troubles respiratoires.

Le sauna facial FS 50 a encore d'autres avantages ! Le récipient à parfum peut également être utilisé avec des huiles aromatiques et l'appareil peut également être utilisé pour l'aromathérapie.

3-en-1 d'un seul coup d'œil

- Soins cosmétiques du visage
- Inhalation par la bouche et par le nez
- Aromathérapie

FS 50



Sauna facial

- Pour une beauté saine
- Soins intensifs de la peau et inhalation



- Embout sauna facial pour les soins cosmétiques du visage
- Ouvre les pores pour un meilleur nettoyage
- Hydrate la peau
- Embout vapeur pour l'inhalation par la bouche et le nez
- Récipient à parfum pour l'utilisation d'arômes
- Sortie de vapeur réglable en continu
- Appareil à vapeur en aluminium de grande qualité
- 2 niveaux de puissance
- 120 watts
- Fonctionnement sur secteur


- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125605001
- N° d'art. : 605.00

FC 72 Pureo Ionic Hydration



Sauna facial ionique

- Hydrate la peau
- Technologie ionique pour une hydratation plus profonde
- Réservoir d'eau amovible et lavable au lave-vaisselle



- Dilate les pores du visage
- Nettoie en profondeur
- Améliore la circulation sanguine
- Buse réglable
- Réservoir d'eau amovible (100 ml)
- Réservoir adapté au lave-vaisselle
- Voyant de contrôle
- Verre doseur inclus
- Fonction ionique activable
- Arrêt automatique
- Bouton Marche/Arrêt : capteur tactile
- 260 watts
- Fonctionnement sur secteur

- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125605056
- N° d'art. : 605.05





FC 76

Appareil de microdermabrasion

- La technologie issue des instituts de beauté donne une peau plus douce au toucher
- Avec double effet pour une peau plus harmonieuse et visiblement plus jeune



Effet double :

- le gommage revitalisant élimine en douceur les particules de peau mortes
- le massage par pression stimulant favorise la circulation sanguine et stimule le renouvellement cellulaire

- Utilisation facile et sûre à la maison
- 2 niveaux d'intensité
- Voyant de contrôle
- 3 embouts de qualité avec revêtement saphir pour un gommage doux et efficace : embout fin, embout rugueux, embout de précision
- 20 filtres de rechange inclus
- Filtres de rechange 10 pièces
- N° d'art. : 163 660
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125606589
 • N° d'art. : 606.58



FC 100 Pureo Derma Peel

Appareil de microdermabrasion

- Pour le gommage professionnel de la peau du visage à la maison
- La technologie issue des instituts de beauté donne une peau plus douce au toucher
- Avec double effet pour une peau plus harmonieuse et visiblement plus jeune



Effet double :

- le gommage revitalisant élimine en douceur les particules de peau mortes
- le massage par pression stimulant favorise la circulation sanguine et stimule le renouvellement cellulaire

- Station professionnelle pour une utilisation facile et sûre à la maison
- 5 niveaux d'intensité pour s'adapter à votre type de peau
- Interrupteur d'ouverture lumineux
- Voyant de contrôle
- 3 embouts de qualité avec revêtement saphir pour un gommage doux et efficace : embout fin, embout rugueux, embout de précision
- 20 filtres de rechange inclus
- Filtres de rechange 20 pièces
- N° d'art. : 163 545
- Miroir intégré
- Fonctionnement sur secteur

• UE : 3 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125606671
 • N° d'art. : 606.67



BS 39

Miroir cosmétique éclairé avec chargeur power bank

- Miroir de poche éclairé
- Chargeur power bank 3 000 mAh intégré pour recharger smartphones, tablettes, liseuses, etc.



- Lumière LED claire et régulière
- 2 surfaces réfléchissantes
- Normal/grossissement 3 fois
- Avec éclairage LED automatique lors de l'ouverture du miroir
- Diamètre de la surface réfléchissante : 7 cm
- Avec câble micro USB pour recharge avec le chargeur power bank
- Avec indicateur de capacité LED
- Fonction de recharge via 1 port de sortie Micro-USB
- Port de sortie USB : 1 x 5 V, 2,4 A
- Fonctionnement sur batterie : batterie lithium-polymère
- Durée de charge de 4 h environ
- UE : 4 Carton de transport : 4x4
- N° EAN : 4211125585020
- N° d'art. : 585.02



BS 49

Miroir cosmétique éclairé

- Design blanc mat
- Avec 12 LED



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 12 LED
- 2 surfaces réfléchissantes pivotantes
- Normal/grossissement 5 fois
- Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm
- Fonctionnement à piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125584016
- N° d'art. : 584.01



BS 55

Miroir cosmétique éclairé

- Capteur tactile
- Fonction variateur en continu
- Avec 18 LED



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 18 LED
- 2 surfaces réfléchissantes pivotantes
- Normal/grossissement 7 fois
- Diamètre de la surface réfléchissante : 13 cm
- Réglage en continu de l'intensité lumineuse
- Arrêt automatique après 15 min
- Fonctionnement à piles
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 6 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125654863
- N° d'art. : 654.86



BS 59
Miroir cosmétique éclairé

- 2-en-1 : miroir mural et miroir sur pied
- Montage mural facile, miroir amovible
- Avec 8 LED



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 8 LED
- 2 surfaces réfléchissantes pivotantes
- Normal/grossissement 5 fois
- Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm
- Vis incluses pour un montage mural facile
- Fonctionnement à piles
- 4 piles AAA de 1,5 V incluses
- UE : 4 Carton de transport : 2 x 4
- N° EAN : 4211125584108
- N° d'art. : 584.10



BS 69
Miroir cosmétique éclairé

- Fonctionnement sur secteur
- Avec 32 LED



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 32 LED
- 2 surfaces réfléchissantes pivotantes
- Normal/grossissement 5 fois
- Diamètre de la surface réfléchissante : 17 cm
- Fonctionnement sur secteur
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125585006
- N° d'art. : 585.00



BS 89
Miroir cosmétique éclairé

- Pour un montage mural facile
- Lumière LED très claire avec 36 LED
- Fonction variateur d'éclairage à 3 niveaux



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 36 LED
- Grossissement 5 fois
- Surface réfléchissante : 16 x 16 cm
- Vis incluses pour un montage mural facile
- Intensité lumineuse réglable (3 niveaux)
- Arrêt automatique (après 10 min)
- Fonctionnement à piles
- 3 piles AA de 1,5 V incluses
- UE : 3 Carton de transport : 2 x 3
- N° EAN : 4211125585136
- N° d'art. : 585.13



BS 99
Miroir cosmétique éclairé

- Miroir sur pied
- Lumière LED très claire avec 36 LED
- Fonction variateur d'éclairage à 3 niveaux



- Chromage de haute qualité
- Lumière LED claire à 36 LED
- Grossissement 5 fois
- Surface réfléchissante : 16 x 16 cm
- Intensité lumineuse réglable (3 niveaux)
- Arrêt automatique (après 10 min)
- Fonctionnement sur pile et réseau
- 3 piles AA de 1,5 V incluses
- UE : 3 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125585150
- N° d'art. : 585.15



HairCare

Décontracté ou chic – Les produits StylePro pour des coiffures à la pointe de la mode

Offrez-vous un style comme si vous sortiez de chez le coiffeur – chez vous et en toute simplicité grâce à notre gamme professionnelle HairCare StylePro. Jour après jour, selon votre humeur, de belles boucles, des ondulations naturelles ou un lissage séduisant. Une technologie ionique innovante pour un soin optimal des cheveux et une brillance supplémentaire.

NOUVEAU
09/2017



beauty

DU STYLE EN TOUTE
SIMPLICITÉ

Un style professionnel grâce
à des produits innovants
C'est possible grâce à
StylePro

Une association parfaite : simplicité et style

- HC 55** – Sèche-cheveux pour des coiffures faciles à réaliser
- Fonction de rétractation du câble – Il est possible d'enrouler le câble du sèche-cheveux d'une simple pression sur un bouton.
 - Fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants
 - Puissance de 2 000 W



Sèche-cheveux



Lisseur




Brosses à air chaud



Fer à friser



Styleur multifonctions



Des cheveux toujours sains

Brillance et douceur grâce à la technologie ionique – Les deux nouvelles brosses de Beurer sont indispensables dans toutes les salles de bains.



Brossage et brillance dans un seul produit !

HS 60 – Brosse lissante

- Des cheveux lisses en un seul coup de brosse
- Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
- Fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants
- Puissance de 50 W



EXCELLENTS PRODUITS POUR VOTRE COIFFURE PARFAITE

Brillance et douceur dans le vent et par tous temps grâce aux


indispensables de la beauté pour la maison et en déplacement



Finis les cheveux emmêlés : découvrez toute la brillance et la douceur de vos cheveux

HT 10 – Brosse démêlante ionique

- Fonction ionique activable pour des cheveux souples et brillants
- Démêle facilement les cheveux, tout en douceur
- Piles incluses (2 piles AAA)



Impossible de vous coiffer aujourd'hui ?

Démêlez vos cheveux tout en douceur, sans tirer – grâce à ces deux brosses magiques.






HC 25

Sèche-cheveux de voyage

- Utilisable partout dans le monde
- Fonction ionique intégrée
- Puissance de 1 600 watts



- 2 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Position air froid – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- 1 200/1 600 watts
- Variation de tension : 110/220 – 240 V pour une utilisation dans le monde entier
- Poignée rabattable ergonomique – compacte et pratique
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591137
 • N° d'art. : 591.13




HC 30

NOUVEAU
09/2017

Sèche-cheveux

- Design moderne – chrome de qualité
- Puissance de 2 200 watts



- 3 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Position air froid – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- Max. 2 400 watts
- 220 – 240 V
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Surface Soft Touch


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125586201
 • N° d'art. : 586.20



HC 50

Sèche-cheveux

- Triple fonction ionique – une technologie ionique à 3 niveaux pour des coiffures uniques et des cheveux brillants
- Une fonction de protection préservant les cheveux et l'éclat des couleurs
- Puissance de 2 200 watts



- 3 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Position air froid activable – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- Max. 2 200 watts
- 220 – 240 V
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Diffuseur de volume
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591144
 • N° d'art. : 591.14



HC 55

NOUVEAU

Sèche-cheveux

- Fonction de rétractation de câble – permet d'enrouler le câble rapidement et simplement dans le sèche-cheveux
- Fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants
- Puissance de 2 000 watts



- 3 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Position air froid – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- Max. 2 000 watts
- 220 – 240 V
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Diffuseur de volume
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125586218
 • N° d'art. : 586.21



HC 60

Sèche-cheveux

- Économie d'énergie et confort d'utilisation maximum
- Capteur tactile – le sèche-cheveux s'allume et s'éteint automatiquement en cas de mouvement
- Technologie ECO – consommation de 1 400 watts pour un résultat équivalent à 2 000 watts



- 3 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Témoin d'utilisation à LED
- Position air froid activable – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- Max. 1 400 watts (résultat : 2 000 watts)
- 220 – 240 V
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Diffuseur de volume
- Surface Soft Touch


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591328
 • N° d'art. : 591.32



HC 80

Sèche-cheveux

- Triple fonction ionique – une technologie ionique à 3 niveaux pour des coiffures uniques et des cheveux brillants
- Moteur professionnel AC pour des performances et une durée de vie optimales
- Une fonction de protection préservant les cheveux et l'éclat des couleurs
- Puissance de 2 200 watts



- 3 niveaux de chaleur
- 2 puissances de ventilation
- Position air froid activable – pour une fixation idéale de la coiffure
- Sécurité anti-surchauffe automatique
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- Max. 2 200 watts
- 220 – 240 V
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage aisé
- Buse professionnelle fine
- Diffuseur de volume
- Moteur AC
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591151
 • N° d'art. : 591.15






HS 30

Lisseur

- Revêtement en tourmaline céramique pour un lissage particulièrement doux
- Plaques arrondies pour des cheveux lisses ou ondulés



- Niveaux de température variables (100 à 200 °C) pour s'adapter à tous les types de cheveux
- Plaques chauffantes montées sur ressorts pour de meilleurs résultats en un seul passage
- Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate
- Témoin LED indiquant lorsque l'appareil est opérationnel
- Arrêt automatique de sécurité
- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- 45 watts
- 100 – 240 V
- Verrouillage des plaques pour un rangement et un transport faciles
- Plaques arrondies pour des boucles et des ondulations
- Surface Soft Touch


• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591120
 • N° d'art. : 591.12



HS 40

Lisseur

- Plusieurs niveaux de température avec voyant LED
- Revêtement en tourmaline céramique pour un lissage particulièrement doux



- Niveaux de température variables (120 à 220 °C) pour s'adapter à tous les types de cheveux
- Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate
- Affichage LED de la température
- Arrêt automatique de sécurité
- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- 40 watts
- 220 – 240 V
- Verrouillage des plaques pour un rangement et un transport faciles
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591113
 • N° d'art. : 591.11



HS 80

Lisseur

- Triple fonction ionique – une technologie ionique à 3 niveaux pour des coiffures uniques et des cheveux brillants
- Revêtement en titane pour protéger les cheveux
- Écran Magic LED – n'apparaît que pendant l'utilisation
- Une fonction de protection préservant les cheveux et l'éclat des couleurs



- Niveaux de température variables (120 à 200 °C) pour s'adapter à tous les types de cheveux
- Fonction mémoire – pour enregistrer le réglage de la température
- Plaques chauffantes montées sur ressorts pour de meilleurs résultats en un seul passage
- Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate
- Écran LED
- Arrêt automatique de sécurité
- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- 45 watts
- 220 – 240 V
- Verrouillage des plaques pour un rangement et un transport faciles
- Touche de verrouillage – pour enregistrer le réglage de la température
- Pochette de rangement résistante à la chaleur

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591007
 • N° d'art. : 591.00



HT 10

Brosse démêlante ionique

- Fonction ionique activable pour des cheveux souples et brillants
- Démêle facilement les cheveux, tout en douceur



- Fonction ions activable
- Fonctionnement à piles
- Piles incluses (2 x AAA)
- Surface Soft Touch

• UE : 6 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591076
 • N° d'art. : 591.07



HS 60


Brosse lissante

- Des cheveux lisses en un seul coup de brosse
- Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
- Fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants
- Puissance de 45 watts



- Niveaux de température variables (120 à 200 °C) pour s'adapter à tous les types de cheveux
- Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate
- Écran LED
- Arrêt automatique de sécurité
- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé
- Anneau de suspension – pour un rangement pratique
- 45 watts
- 100 – 240 V
- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125591106
 • N° d'art. : 591.10





HT 50

Brosse à air chaud

- 3-en-1 pour des cheveux souples et doux avec volume et mouvement
- Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
- Puissance de 1 000 W
- Fonction ionique intégrée



- 3 embouts interchangeable :
Brosse ronde* : ondulations douces et souples
Brosse thermique* : volume, souplesse, vigueur
Concentrateur : séchage plus simple

- 2 niveaux de chaleur et 2 puissances de ventilation
- Position air froid verrouillable et variable pour une fixation idéale de la coiffure

- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé

- Anneau de suspension – pour un rangement pratique

- 1 000 watts
- 220 – 240 V

- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125591168
• N° d'art. : 591.16



HT 55

Fer à friser

- Des boucles et ondulations volumineuses, classiques ou douces en un seul passage
- Technologie Simple Curl
- Plusieurs niveaux de température avec affichage LCD
- Revêtement en tourmaline céramique pour une coiffure particulièrement douce



- Niveaux de température variables (100 à 200 °C) pour s'adapter à tous les types de cheveux

- Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

- Affichage de la température sur écran LCD

- Arrêt automatique de sécurité

- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé

- Anneau de suspension – pour un rangement pratique

- 35 – 40 watts
- 100 – 240 V

- Touche de verrouillage – pour enregistrer le réglage de la température

- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125591304
• N° d'art. : 591.30



HT 60

Styleur multifonctions

- Système multifonctions 7-en-1 pour s'adapter à tous les styles
- Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
- 7 embouts interchangeables



- 7 embouts interchangeable :
Fer à lisser : pour des cheveux lisses et soignés
Fer à friser : boucles crépées
Embout de brosse : boucles souples
Embout spirale : boucles anglaises
Grand fer à friser : boucles volumineuses
Petit fer à friser : petites boucles ondulées
Fer à friser plat : boucles crépées

- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé

- Anneau de suspension – pour un rangement pratique

- 25 watts
- 220 – 240 V

- Système Easy-Lock pour changer facilement les embouts

- Poignée ergonomique

- Surface Soft Touch


• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125591175
• N° d'art. : 591.17



HT 80

Brosse à air chaud rotative

- Rotation automatique pour une mise en forme ultra simple et rapide
- Pour du volume et des ondulations souples
- Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
- Puissance de 1 000 W
- Fonction ionique intégrée



- 2 embouts interchangeable :
Brosse thermique* : volume, souplesse, vigueur
Brosse bouclante* : souplesse, douceur
Boucles et ondulations

- 2 niveaux de chaleur et 2 puissances de ventilation

- Position air froid – pour une fixation idéale de la coiffure

- Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans câble torsadé

- Anneau de suspension – pour un rangement pratique

- Max. 1 000 watts
- 220 – 240 V

- Surface Soft Touch

• UE : 4 Carton de transport : -
• N° EAN : 4211125591199
• N° d'art. : 591.19



Babycare



Bonjour, me voilà ! Grandir sainement et gaiement grâce à la gamme Babycare de Beurer

La collection Babycare de Beurer comprend une sélection parfaitement adaptée de produits qui répondent à tous les besoins de votre bébé et accompagnent les parents et leurs enfants efficacement dans les moments vibrants et captivants de la vie. Notre gamme de produits couvre ainsi tous les domaines de la vie de bébé : de l'alimentation à la sécurité en passant par la santé et la toilette. Nos tire-laits manuels et électriques, chauffe-biberon et chauffe-nourriture pour bébé, stérilisateur vapeur et babyphones conçus pour rassurer toute la famille à tout moment.

BON APPÉTIT,
MON BÉBÉ

Des assistants pratiques
pour un développement
en pleine **santé**



BY 70 Dual
Double tire-lait électrique



babycare



Babyphones
196



Thermomètres



Pèse-bébé



Tire-laits



Alimentation



Tire-lait électrique BY 60 avec multiples
accessoires et pochette de rangement pra-
tique
Tire-lait électrique BY 40
Tire-lait manuel BY 15



Tranquille à la maison et en déplacement

Notre vaste gamme de babyphones propose des appareils analogiques, numériques et même des appareils à associer à une application. Prenez toujours la bonne décision lorsqu'il s'agit de votre sécurité. Grâce à la caméra HD Wi-Fi de nos babyphones BY 99 et BY 88, vous pouvez voir et entendre à tout moment ce qui se passe autour du bébé et dans votre maison. Pour garder un œil sur votre enfant, vous occuper des personnes âgées ou surveiller une pièce, la connexion via Wi-Fi avec un routeur sans fil privé vous offre un contrôle permanent grâce à votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur.



Babyphone BY 33



Babyphone vidéo BY 77



Babyphone analogique BY 84



BY 99 Dual
Moniteur de surveillance vidéo 2-en-1



BY 88 Smart
Moniteur de surveillance vidéo

PETIT ASSISTANT –
GRANDE SÉCURITÉ

À la maison comme
en déplacement, un
compagnon
sûr

ModeECO+ pour une transmission à grande efficacité énergétique et n'émettant que peu de rayonnements

Tous nos babyphones sont équipés d'un mode ECO+. Un gage de sécurité et de qualité au plus haut niveau. Avec le mode ECO+, vous pouvez diminuer fortement l'émission de rayonnements entre les unités bébé et parents lorsque votre bébé est au calme. Cela sert de mesure de sécurité pour votre bébé, afin qu'il ne soit pas exposé à des rayonnements inutiles.



- Babyphones**
- Mode ECO+ pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité énergétique
 - Affichage LED coloré



Adaptateur secteur GS (sécurité testée, marque de certification allemande)




- Communication 1 voie
- Immédiatement prêt à l'emploi
- 120 canaux
- Transmission numérique
- Surveillance visuelle du niveau sonore
- Portée jusqu'à 300 m
- Contrôle de la portée avec signal sonore
- 5 niveaux de volume sonore
- Fréquence de transmission : 1,8 GHz
- Batterie Ni-MH pour l'unité parents et 2 adaptateurs secteurs
- Alarme de changement des piles
- UE : 6 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125952600
- N° d'art. : 952.60



- Babyphone vidéo**
- Mode ECO+ pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité énergétique
 - Affichage LCD couleur et LED
 - 5 berceuses au choix
 - Surveillance vidéo automatique dans l'obscurité également grâce à la fonction infrarouge – vision de nuit



Adaptateur secteur GS (sécurité testée, marque de certification allemande)




- Écran couleur LCD 1,8"
- Fonction de réponse
- Extinction de l'écran LCD possible (mode d'économie d'énergie)
- Fonction de zoom numérique
- 5 berceuses, commandées par l'unité parents
- 23 canaux
- Affichage de la température
- Transmission numérique
- Surveillance visuelle du niveau sonore
- Portée jusqu'à 300 m
- Contrôle de la portée avec signal sonore
- Luminosité réglable
- 5 niveaux de volume sonore
- Suspension murale pratique pour la caméra
- Caméra rotative manuelle
- Fréquence de transmission : 2,4 GHz
- Batterie lithium-ion pour l'unité parents et 2 adaptateurs secteurs
- Alarme de changement des piles
- Peut être connecté avec un maximum de 4 caméras
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125952624
- N° d'art. : 952.62
- N° d'art. de la caméra supplémentaire : 163.569



- Babyphone analogique**
- Mode ECO+ pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité énergétique
 - Les émotions de bébé sur votre écran : qu'il dorme, qu'il soit éveillé ou qu'il pleure
 - L'affichage change en fonction de la situation



Adaptateur secteur GS (sécurité testée, marque de certification allemande)



- Écran LCD à rétroéclairage bleu 26 x 16 mm
- Communication 1 voie
- Obscurcissement automatique de l'écran LCD en cas d'inactivité (mode d'économie d'énergie)
- 16 tonalités pilotes
- 2 canaux pour une transmission presque sans perturbations
- Transmission analogique
- Surveillance visuelle du niveau sonore
- Portée extra longue jusqu'à 800 m
- Contrôle de la portée avec signal sonore + visuel
- Sensibilité réglable en continu
- Volume sonore réglable en continu
- Clip ceinture pratique et pose murale
- Fréquence de transmission : 864 MHz
- Batterie Ni-MH pour l'unité parents et 2 adaptateurs secteurs
- Affichage du canal sélectionné
- Indicateur du niveau des piles
- UE : 6 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125952082
- N° d'art. : 952.08




BY 88 Smart

works with
beurer CareCam
hubble CONNECTED

Moniteur de surveillance vidéo

- Avec la caméra Wi-Fi, gardez un œil sur tout, n'importe où et n'importe quand, grâce à votre smartphone, votre tablette, votre PC, etc.
- Utilisation illimitée à la maison et en déplacement
- Utilisation longue durée également comme appareil de surveillance de la pièce
- Surveillance vidéo automatique dans l'obscurité également grâce à la fonction infrarouge – vision de nuit

Adaptateur secteur GS (sécurité testée, marque de certification allemande)



- Transmission d'image sur votre propre appareil
- Fonction de réponse
- Alarme de bruit, de mouvement et de température
- Messages d'avertissement automatiques sur smartphone
- Fonction de zoom numérique
- 5 berceuses
- Accès possible par plusieurs appareils
- Routeur sans fil nécessaire pour l'utilisation
- Enregistrement manuel de photos ou de vidéos possible (enregistrement local)
- Portée illimitée (utilisation d'Internet)
-
- Suspension murale pratique de la caméra
- Caméra rotative manuelle
- Adaptateur secteur
-
-
- Peut être connecté avec un maximum de 4 caméras
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CareCam »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer CareCam »
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125952648
- N° d'art. : 952.64




BY 99 Dual

works with
beurer CareCam
hubble CONNECTED

Moniteur de surveillance vidéo 2-en-1

- Utilisation avec les unités parents en mode ECO+ pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité énergétique
- Avec la caméra Wi-Fi, gardez un œil sur tout, n'importe où et n'importe quand, grâce à votre smartphone, votre tablette, votre PC, etc.
- Utilisation longue durée également comme appareil de surveillance de la pièce
- Surveillance vidéo automatique dans l'obscurité également grâce à la fonction infrarouge – vision de nuit

Adaptateur secteur GS (sécurité testée, marque de certification allemande)



- Écran LCD couleur 2,4" (unité parents)
- Fonction de réponse
- Alarme de bruit, de mouvement et de température
- Messages d'avertissement automatiques sur smartphone
- Fonction de zoom numérique
- 5 berceuses
- Accès possible par plusieurs appareils
-
- Enregistrement manuel de photos ou de vidéos possible (enregistrement local)
- Portée : 300 m ; illimitée (Internet)
- Volume sonore réglable
- Suspension murale pratique de la caméra
- Caméra rotative manuelle
- Batterie lithium-ion pour l'unité parents et 2 adaptateurs secteurs
- Alarme de remplacement des piles (unité parents)
- Peut être connecté avec un maximum de 4 caméras
- Téléchargement gratuit de l'application « beurer CareCam »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125952662
- N° d'art. : 952.66
- N° d'art. de la caméra supplémentaire : 163.752



Plus d'informations sur les produits

Vision de nuit par infrarouge

En plus de la connexion Wi-Fi, les babyphones BY 88 Smart et BY 99 Dual sont équipés d'une fonction infrarouge – vision de nuit. Ils pourront alors automatiquement passer du mode lumière du jour à la fonction vision de nuit.

Unité parents séparée

Notre moniteur de surveillance vidéo 2-en-1 BY 99 Dual dispose d'une unité parents séparée pour une utilisation à faible rayonnement à la maison et est également utilisable de façon mobile sur votre smartphone, tablette ou PC. Il permet une utilisation flexible et offre un sentiment de sécurité général.

2-en-1

Caméra HD Wi-Fi

La caméra Wi-Fi des deux appareils offre une réelle indépendance pour tous les besoins. Qu'il s'agisse de surveiller les bébés, les séniors ou la maison.



BY 11 Dog/Frog/Monkey

Thermomètre express

- Pointe de mesure ultra flexible
- Fiabilité avérée

Thermomètre express

- Temps de mesure env. 10 s
- Technique de mesure par contact
- Alarme de fièvre : signal sonore à partir de 37,8 °C
- Affichage en °C et °F
- Embout et écran étanches
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté
- Précision de mesure :
 - ±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)
 - ±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C (±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec embout de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
- Avec présentoir
- UE : 20 Carton de transport : 10 x 20
- N° EAN : Monkey 4211125950040
- N° d'art. : Monkey 950.04
- N° EAN : Frog 4211125950057
- N° d'art. : Frog 950.05
- N° EAN : Dog 4211125950064
- N° d'art. : Dog 950.06



BY 20

Thermomètre tétine

- Mesure douce de la température
- Idéal pour les bébés et enfants en bas âge

Thermomètre tétine

-
-
-
- Affichage en °C
-
- Sans mercure, ni verre
- Peut être désinfecté/étanche
- Précision de mesure : ± 0,1 °C de 35 °C à 42 °C
-
-
-
- 1 mémoire
- Arrêt automatique
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Produit médical
- Avec embout de protection
- 1 pile LR41 de 1,5 V incluse
-
-
- UE : 12 Carton de transport : 10 x 12
- N° EAN : 4211125950026
- N° d'art. : 950.02



BY 80

Pèse-bébé

- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés gigoteurs

Pèse-bébé

- 20 kg loading
- 5 g graduation
- tare function 0,00
- Grand écran LCD (taille des chiffres de 23 mm)
- Plateau de pesée profilé
- Fonction de stabilisation
- Mécanisme de mise en marche : Button-On
- Capacité de charge : 20 kg
- Graduation : 5 g
- Sélecteur kg/lb/oz
- Facile à nettoyer
- Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion
-
-
-
- Arrêt automatique
-
-
-
- 2 piles AA de 1,5 V
-
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125956059
- N° d'art. : 956.05

BY 15

**Tire-lait manuel**

- Agréable et doux grâce à ses deux niveaux de tirage
- Léger et simple à manipuler
- Pour un tirage occasionnel ou en déplacement



- Design compact pour une manipulation aisée
- Avec un biberon et un bouchon à vis adapté pour biberons, un embout de tire-lait manuel, un support de biberon, une tétine en silicone de forme naturelle pour une tétée plus aisée et capuchon
- Coussinet en silicone (taille normale) avec surface douce pour une utilisation agréable
- Adaptateur pour biberons Avent et NUK
- Accessoires pouvant être désinfectés
- Produit médical
- Technologie du vide
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125953041
- N° d'art. : 953.04

BY 40

**Tire-lait électrique**

- Simulation du processus naturel de tétée
- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal
- Écran à éclairage très clair
- Assemblage des pièces aisé lors de l'utilisation
- Avec affichage de la durée d'utilisation



- Design compact pour une manipulation aisée
- Avec biberons et bouchons à vis adaptés pour biberons
- Coussinet en silicone (taille normale) avec surface douce pour une utilisation agréable
- Adaptateur pour biberons Avent et NUK
- Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion pour une bonne stabilité
- Accessoires pouvant être désinfectés
- Produit médical
- Arrêt automatique après 30 min
- Technologie du vide
- Utilisation avec adaptateur secteur ou piles
- Indicateur du niveau des piles
- 4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus
- Accessoires de rechange, n° d'art. 953.15 Embout de pompe en silicone avec soupapes, coussinets en silicone, tuyau et biberons avec capuchon
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125953065
- N° d'art. : 953.06

BY 60

**Tire-lait électrique**

- Simulation du processus naturel de tétée
- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal
- Écran à éclairage très clair
- Assemblage des pièces aisé lors de l'utilisation
- Avec de nombreux accessoires
- Pochette de rangement pratique incluse



- Design compact pour une manipulation aisée
- Avec 2 biberons et bouchons à vis adaptés pour biberons, support de biberon, tétine en silicone de forme naturelle pour une tétée plus aisée et capuchon
- Avec pompe à main idéale à domicile ou en voyage
- Coussinet en silicone (taille normale + petite) avec surface douce pour une utilisation agréable
- Adaptateur pour biberons Avent et NUK
- Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion pour une bonne stabilité
- Accessoires pouvant être désinfectés
- Produit médical
- Arrêt automatique après 30 min
- Facilité de rangement à la maison ou en voyage grâce à son sac pratique
- Technologie du vide
- Utilisation avec adaptateur secteur ou piles
- Indicateur du niveau des piles
- 4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus
- Accessoires de rechange, n° d'art. 953.15 Embout de pompe avec soupapes, coussinets en silicone, tuyau et biberons avec capuchon
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125953072
- N° d'art. : 953.07

BY 70 Dual

**Double tire-lait électrique**

- Simulation du processus naturel de tétée
- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal
- Écran à éclairage très clair
- Assemblage des pièces aisé lors de l'utilisation
- Avec de nombreux accessoires
- Un double tire-lait pour davantage de lait plus rapidement



- Design compact pour une manipulation aisée
- Avec 2 biberons et bouchons à vis adaptés pour biberons, 2 supports de biberon, une tétine en silicone de forme naturelle pour une tétée plus aisée et un capuchon
- Adapté pour un pompage double ou simple
- Avec pompe à main idéale à domicile ou en voyage
- Coussinet en silicone (taille normale) avec surface douce pour une utilisation agréable
- Adaptateur pour biberons Avent et NUK
- Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion pour une bonne stabilité
- Accessoires pouvant être désinfectés
- Produit médical
- Arrêt automatique après 30 min
- Facilité de rangement à la maison ou en voyage grâce à son sac pratique
- Technologie du vide
- Utilisation avec adaptateur secteur ou piles
- Indicateur du niveau des piles
- 4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus
- Accessoires de rechange, n° d'art. 953.15 Embout de pompe avec soupapes, tuyau pour un pompage simple et biberons avec capuchon
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125953096
- N° d'art. : 953.09

BY 52

**Appareil de chauffe pour biberon et nourriture pour bébé**

- 2-en-1 : chauffer et maintenir au chaud la nourriture de bébé
- Affichage numérique de la température



- Avec écran LED
- Mise à température douce et régulière des aliments pour bébés
- Avec récipient support pour retirer facilement les flacons
- Adapté à tous les biberons et flacons courants
- Les accessoires sont lavables en machine
- Avec capuchon
- Signal visuel et voyant de contrôle
- 80 watts
- Arrêt automatique
- UE : 4 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125954024
- N° d'art. : 954.02

BY 76

**Stérilisateur vapeur**

- Élimination de toutes les bactéries domestiques nuisibles
- Écran numérique pour une lecture facile du temps de stérilisation restant



- Avec écran LED
- Désinfecte jusqu'à 6 flacons et accessoires en 7 min.
- 3 heures de temps de stérilisation avec capuchon fermé
- Stérilisation sans additifs chimiques
- Les accessoires sont lavables en machine
- Pince, verre doseur et grille de bouteille amovible
- Signal visuel et sonore
- Enroulement du câble
- 500 watts
- Arrêt automatique
- UE : 2 Carton de transport : -
- N° EAN : 4211125953089
- N° d'art. : 953.08



Sport et activité

Une activité physique pour une vie saine

Jogging, marche, vélo, natation – les activités font du bien à notre corps ! Pour les débutants, les personnes actives et les professionnels – nous proposons une gamme de produits pour vous assister ! Le capteur d'activité AS 87 tendance vous accompagne tout au long de la journée et vous donne une motivation supplémentaire pour une vie active. En plus du suivi de l'activité et du sommeil, le capteur d'activité vous prévient lorsque vous recevez des appels, des SMS et des messages. Et en plus, profitez d'un super service : la fonction « Move Reminder » pour vous motiver !



FAITES LE PLEIN DE JOIE DE VIVRE

Un capteur d'activité et le suivi de votre sommeil dans un seul produit EXCEPTIONNEL tendance



NOUVEAU 12/2017

Un suivi confortable à tout moment

Capteur d'activité AS 87 – chaque pas compte

- Suivi du sommeil – analyse du sommeil
- Vos données toujours disponibles en un coup d'œil avec l'application « beurer HealthManager »
- Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone




Capteurs d'activité
204




Mesure de la fréquence cardiaque avec un smartphone



Cardiofréquencesmètres



active



- Capteur d'activité**
- Comportement d'activité - chaque pas compte
 - Suivi du sommeil – analyse du sommeil
 - Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, combustion de graisses, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/7 nuits
- Confort parfait
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Écran XL à OLED
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 80 et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via les applications « beurer HealthManager » ou « beurer BodyShape »
- Téléchargement gratuit du logiciel et des applications « beurer HealthManager » et « beurer BodyShape »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : 4211125676407
 • N° d'art. : 676.40



- Capteur d'activité**
- Comportement d'activité - chaque pas compte
 - Suivi du sommeil – analyse du sommeil
 - Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone
 - Disponible en orange, vert et violet



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, combustion de graisses, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/7 nuits
- Confort parfait
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Écran XL à OLED
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 80 C et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via les applications « beurer HealthManager » ou « beurer BodyShape »
- Téléchargement gratuit du logiciel et des applications « beurer HealthManager » et « beurer BodyShape »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : Orange : 4211125676414
 • N° d'art. : Orange : 676.41



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, combustion de graisses, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/7 nuits
- Confort parfait
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Écran XL à OLED
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 81 BodyShape et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via les applications « beurer BodyShape » ou « beurer HealthManager »
- Téléchargement gratuit du logiciel et des applications « beurer BodyShape » et « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : Vert : 4211125676469
 • N° d'art. : Vert : 676.46



- Capteur d'activité**
- Comportement d'activité - chaque pas compte
 - Suivi du sommeil – analyse du sommeil
 - Vos données toujours disponibles en un coup d'œil avec l'application « beurer BodyShape »
 - Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone
 - Disponible en turquoise, mauve, blanc et rose
 - Particulièrement adapté aux poignets fins



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, combustion de graisses, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/7 nuits
- Confort parfait
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Écran XL à OLED
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 81 BodyShape et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via les applications « beurer BodyShape » ou « beurer HealthManager »
- Téléchargement gratuit du logiciel et des applications « beurer BodyShape » et « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : Turquoise : 4211125676377
 • N° d'art. : Turquoise : 676.37



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, combustion de graisses, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/7 nuits
- Confort parfait
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Écran XL à OLED
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 81 BodyShape et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via les applications « beurer BodyShape » ou « beurer HealthManager »
- Téléchargement gratuit du logiciel et des applications « beurer BodyShape » et « beurer HealthManager »
- Compatible à partir d'iOS 8.0 et Android™ 4.4, à partir de Bluetooth® 4.0

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : Blanc : 4211125676384
 • N° d'art. : Blanc : 676.38




Plus d'informations sur les produits

Surveillance le jour et la nuit

La fonction de suivi du sommeil intégrée enregistre votre activité également la nuit. La durée totale de sommeil est enregistrée et la qualité du sommeil est analysée.

Suivez votre activité la journée et calculez les informations suivantes : nombre de pas, distance parcourue, durée de l'activité et atteinte de l'objectif personnel. Elle vous indique également la consommation de calories et les graisses brûlées.

Toutes les données personnelles sont enregistrées de façon permanente. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite transférer ces données sur votre smartphone. Sélectionnez une des applications gratuites : « beurer HealthManager » ou « beurer BodyShape ». Grâce à sa conception visuelle moderne et sa simplicité d'utilisation, l'application vous permet d'obtenir une vision d'ensemble de votre activité. Développez votre motivation et faites un pas de plus vers votre objectif !



AS 87 Bluetooth®



NOUVEAU 12/2017

works with 

AS 95 Pulse Bluetooth®




works with 

Plus d'informations sur les produits



 PLUS X AWARD
High Quality
Functionality

- Capteur d'activité**
- Comportement d'activité - chaque pas compte
 - Suivi du sommeil - analyse du sommeil
 - Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone
 - Notifications des appels, e-mails, SMS et messages



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de la date, de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 15 jours/15 nuits
- Mémoire des mouvements
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Batterie lithium-ion
- Étanchéité : 3 ATM
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 87 et câble de charge
- Fonction de recherche intégrée (AS 87/smartphone)
- Déclencheur à distance pour l'appareil photo du smartphone
- Notifications des appels, e-mails, SMS et messages
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer HealthManager »
- UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
- N° EAN : 4211125676568
- N° d'art. : 676.56

- Capteur d'activité**
- Comportement d'activité - chaque pas compte
 - Mesure du pouls au niveau du poignet grâce à un capteur optique
 - Notifications des appels, e-mails, SMS et messages
 - Suivi du sommeil - analyse du sommeil
 - Bluetooth® pour le transfert des données sur votre smartphone



- Affichage de l'activité et du sommeil et transmission des données à votre smartphone
- Suivi de l'activité : nombre de pas, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, durée de l'activité et atteinte de l'objectif quotidien
- Suivi du sommeil : enregistre l'activité physique pendant le sommeil et la durée de sommeil
- Affichage de la date, de l'heure et de l'état de la batterie
- Capacité d'enregistrement de 30 jours/30 nuits
- Suivi en direct de la fréquence cardiaque via Runtastic, etc.
- Fonction réveil : alarme par vibrations
- Confort parfait
- Batterie lithium-ion
- Protégé contre les éclaboussures
- Contenu : bracelet capteur d'activité AS 95 et câble de charge
- Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l'application « beurer HealthManager »
- UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
- N° EAN : 4211125676551
- N° d'art. : 676.55

Trois en un

Capteur d'activité, montre d'activité ou cardiofréquence-mètre ? Les trois !

Le nouveau capteur d'activité AS 95 compile votre activité physique et celle réalisée lors de votre sommeil. Il mesure également votre pouls. Par ailleurs, il vous indique les appels entrants, les SMS et les messages reçus.




UN SUMI TENDANCE

Le capteur d'activité remplace votre

COACH PERSONNEL



active

PM 235 2-en-1



Ceinture pectorale

- Compatible avec les applications de fitness les plus courantes
- La ceinture pectorale transmet les données de fréquence cardiaque aux applications de fitness sans qu'un adaptateur supplémentaire soit nécessaire
- Transmission de signal via Bluetooth® et de signal analogique (5,3 kHz)



FONCTIONNE SELON VOS ENVIES



- 2-en-1 : Bluetooth® + transmission de signal analogique
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Les fonctionnalités comme la zone d'entraînement individuelle, l'alarme, la fréquence cardiaque moyenne et maximale, la consommation de calories (kcal) et bien d'autres encore dépendent de l'application utilisée.
- Navigation, vitesse et itinéraire par smartphone
- Protection contre les éclaboussures (eau/transpiration)
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse


• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125676261
 • N° d'art. : 676.26

PM 15



Cardiofréquencesmètre sans ceinture pectorale

- Idéal pour la mesure occasionnelle du pouls (par ex. marche nordique)
- Avec capteur tactile ! Aucune ceinture pectorale ne gêne.



- Mesure du pouls au doigt aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Date, heure, jour, réveil, minuteur, chronomètre

- Éclairage de l'écran
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse



• UE : 4 Carton de transport : 6 x 4
 • N° EAN : 4211125674052
 • N° d'art. : 674.05

PM 18



Cardiofréquencesmètre sans ceinture pectorale

- Idéal pour la mesure occasionnelle du pouls (par ex. marche nordique)
- Capteur d'activité intégré pour le contrôle des mouvements et la comptabilisation des pas
- Avec capteur tactile ! Aucune ceinture pectorale ne gêne.



- Mesure du pouls au doigt aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Capteur multidimensionnel
- Application en acier inoxydable = capteur au doigt
- Enregistrement durable de l'activité
- Temps d'activité, distance, pas, vitesse
- Fonction de réinitialisation quotidienne automatique sélectionnable
- Date, heure, jour, réveil, minuteur, chronomètre

- Éclairage de l'écran
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : 3 x 4
 • N° EAN : 4211125675004
 • N° d'art. : 675.00



PM 25



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Transmission de signal analogique
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal) Graisses brûlées (g/oz)
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Éclairage de l'écran
- Pochette de rangement
- Étanche à 30 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale analogique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses



- Enregistrement durable de l'activité
- Temps d'activité, distance, pas, vitesse
- Fonction de réinitialisation quotidienne automatique sélectionnable
- Date, heure, jour, réveil, minuteur, chronomètre

- Éclairage de l'écran
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 4 Carton de transport : 3 x 4
 • N° EAN : 4211125673055
 • N° d'art. : 673.05

PM 26



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Application en acier inoxydable et bracelet bicolore
- Transmission de signal analogique
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal) Graisses brûlées (g)
- Réglage sur 3 niveaux de fitness
- 3 propositions de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (25)
- Minuteur - compte à rebours
- Éclairage de l'écran
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale analogique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses



- Enregistrement durable de l'activité
- Temps d'activité, distance, pas, vitesse
- Fonction de réinitialisation quotidienne automatique sélectionnable
- Date, heure, jour, réveil, minuteur, chronomètre


- Éclairage de l'écran
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
 • N° EAN : 4211125673154
 • N° d'art. : 673.15



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Bracelets de recharge disponibles dans de nombreuses autres couleurs




- Transmission de signal analogique
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal)
- Graisses brûlées (g/oz)
- Test de fitness
- Calcul du volume de base/d'activité (kcal)
- Proposition automatique de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (50)
- Éclairage de l'écran
- Boîtier de rangement
- Étanche à 30 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale analogique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 4 Carton de transport : 3 x 4
 • N° EAN : 4211125672102
 • N° d'art. : 672.10



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- LED de rythme cardiaque brevetée





- Transmission de signal analogique
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal)
- Graisses brûlées (g/oz)
- Test de fitness
- Calcul du volume de base/d'activité (kcal)
- Proposition automatique de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (50)
- Interface PC (câble de transfert de données disponible séparément) N° d'art. 162.820
- Éclairage de l'écran
- Boîte de rangement, support pour vélo
- Étanche à 30 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale analogique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : 4211125675158
 • N° d'art. : 675.15



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Compatible Speedbox (non compris)
- LED de rythme cardiaque brevetée
- Avec interface PC et câble de données





- Transmission numérique efficace
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal)
- Graisses brûlées (g/oz)
- Test de fitness
- Calcul du volume de base/d'activité (kcal)
- Proposition automatique de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (50)
- Logiciel EASYFIT à télécharger pour la planification et le contrôle de l'entraînement ainsi que la gestion du poids
- Éclairage de l'écran
- Boîte de rangement, support pour vélo
- Étanche à 30 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale numérique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : 4211125675301
 • N° d'art. : 675.30



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Compatible Speedbox (non compris)
- Avec interface PC et câble de données





- Transmission numérique efficace
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal)
- Graisses brûlées (g/oz)
- Test de fitness
- Calcul du volume de base/d'activité (kcal)
- Proposition automatique de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (50)
- Logiciel EASYFIT à télécharger pour la planification et le contrôle de l'entraînement ainsi que la gestion du poids
- Éclairage de l'écran
- Boîte de rangement, support pour vélo
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- Ceinture pectorale numérique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : 4211125676001
 • N° d'art. : 676.00



Cardiofréquencesmètre avec ceinture pectorale

- Pour toutes les activités de plein air
- Hauteur actuelle, dénivelé parcouru, nombre de descentes, etc.
- Compatible Speedbox (non compris)
- Avec interface PC et câble de données



- Transmission numérique efficace
- Mesure de la fréquence cardiaque aussi précise qu'un ECG
- Zone d'entraînement individuelle et alarme
- Fréquence cardiaque moyenne et maximale
- Consommation de calories (kcal)
- Graisses brûlées (g/oz)
- Test de fitness
- Calcul du volume de base/d'activité (kcal)
- Proposition automatique de zone d'entraînement
- Date, heure, chronomètre, réveil
- Durées des séances (50)
- Logiciel EASYFIT à télécharger pour la planification et le contrôle de l'entraînement ainsi que la gestion du poids
- Éclairage de l'écran
- Boîte de rangement, support pour vélo
- Étanche à 50 m (adapté pour la natation*)
- Intervalle d'enregistrement réglable
- Ceinture pectorale numérique avec sangle élastique fournie
- 2 piles CR2032 de 3 V incluses

• UE : 2 Carton de transport : 6 x 2
 • N° EAN : 4211125676100
 • N° d'art. : 676.10



Transmission analogique

- Grand confort grâce à une bande élastique dermophile avec capteurs intégrés



- Compatible avec les cardiofréquencesmètres Beurer à transmission analogique
- Technologie de ceinture pectorale et transmission du signal : par ex. PM 25, 45, 62
- Ceinture lavable à 30 °C
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 2 Carton de transport : 12 x 2
 • N° EAN : 4211125671006
 • N° d'art. : 671.00



Transmission numérique

- Grand confort grâce à une bande élastique dermophile avec capteurs intégrés



- Compatible avec les cardiofréquencesmètres Beurer à transmission numérique
- Technologie de ceinture pectorale et transmission du signal : par ex. PM 70, 80, 90
- Ceinture lavable à 30 °C
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse

• UE : 2 Carton de transport : 12 x 2
 • N° EAN : 4211125671013
 • N° d'art. : 671.01

Électro-
stimulation
et massage
des fascias



Le compagnon d'entraînement idéal

Lors de votre entraînement, la ceinture de musculation abdominale et la ceinture abdominale et dorsale de Beurer sont les compagnons parfaits pour une belle silhouette. L'électrostimulation permet d'entraîner et de régénérer les muscles abdominaux centraux et latéraux ainsi que les muscles du bas du dos. Aucun gel de contact ni aucune électrode de rechange n'est nécessaire avec les électrodes à contact à eau anti-usure en carbone conducteur.

2-en-1 pour les muscles abdominaux centraux et les muscles du bas du dos


EM 39 2-in-1 – Ceinture abdominale et dorsale

- Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et des muscles du dos
- 4 électrodes à contact à eau anti-usure (2 pour le ventre et 2 pour le dos) en carbone conducteur
- Aucun gel de contact ni aucune électrode de rechange nécessaire
- Simple d'utilisation, forme idéale



UTILISATION 2-EN-1

Multifonctions :
ventre
et
dos




Ceinture de musculation abdominale EM 32

Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux




Ceinture de musculation abdominale EM 37

Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et latéraux





Électrostimulation



Appareil de massage du fascia

Des abdominaux en pleine forme

Qui n'a jamais rêvé de tablettes de chocolat bien dessinées qui attirent sur elles tous les regards et dégagent une impression à la fois de dynamisme et d'esprit sportif ? Notre petite astuce : en complément de votre séance de sport, découvrez notre ceinture de musculation abdominale EMS puissante. Grâce à sa forme idéale et les différentes plages d'intensité qu'il offre, il est possible d'en faire une utilisation individuelle qui s'adapte parfaitement à vos besoins.



La stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) est une méthode faisant partie de la thérapie anti-douleur pour soulager par exemple les crampes, les douleurs liées à des blessures ou encore les douleurs chroniques.




La stimulation musculaire électrique EMS, pratiquée en médecine sportive et en rééducation, offre les effets suivants : renforcement de la musculature et détente.



Un traitement des fascias breveté ! Fascia-ReleaZer® avec embout Deep-ReleaZer®

En collaboration avec des physiothérapeutes, Beurer a mis au point l'appareil de massage des fascias MG 850 innovant et a conçu l'embout Deep-ReleaZer® adapté. Cet appareil dissout l'agglutination des fascias et atténue par exemple les tensions dorsales encore mieux grâce aux vibrations et aux différents embouts. La mobilité augmente de façon significative après le traitement. L'association du massage par vibrations et du bois massif élégant rendent l'utilisation de cet appareil unique. Une batterie puissante et une poignée avec revêtement Soft-Touch rendent l'utilisation particulièrement aisée. Un indispensable pour les sportifs !



DOUBLE EFFICACITÉ

Soulager les douleurs dorsales et se régénérer après l'entraînement
Un expert des fascias **2-en-1**

Pour un plus grand dynamisme : appareil de massage du fascia MG 850 avec embouts

MG 850 – Appareil de massage du fascia :

- Appareil de massage du fascia avec embouts
- Dissout les coagulations du fascia
- Rajeunit et régénère le tissu musculaire
- Augmente considérablement la mobilité
- Exclusivité mondiale brevetée



Embouts Deep-ReleaZer® :

- Idéal pour le traitement du dos et de la nuque
- Atténue les tensions dans la zone dorsale
- 3 duretés différentes



Sans embout, pour une utilisation sur de nombreuses parties du corps



Avec un embout pour un traitement du dos et de la nuque





- EM 10 Body**
- Mini-coussin**
- Mini-coussin Body (TENS)
 - Soulagement des douleurs
 - Utilisation sur tout le corps



- Body : électrostimulation contre l'ensemble des douleurs
- Traitement de la douleur ultra précis
- Doux et flexible, confortable et sûr
- Arrêt automatique
- Intensité réglable (15 niveaux)
- Film-gel autoadhésif inclus
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- Produit médical
- Livré dans un présentoir pratique
- UE : 10 Carton de transport : 12 x 10
- N° EAN : 4211125647230
- N° d'art. : 647.23



- Kit de recharge pour mini-coussin**
- 1 film-gel (autoadhésif) et 1 pile
 - Utilisable avec le mini-coussin EM 10 Body

- Film-gel autoadhésif
- 1 pile CR2032 de 3 V
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125647155
- N° d'art. : 647.15



- EM 20 Sixpack/Neck**
- Coussin EMS**
- Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux
 - Coussin EMS Neck pour une utilisation sur la nuque et les épaules



- Sixpack : électrostimulation des muscles abdominaux
- Neck : électrostimulation de la nuque et des épaules
- Utilisation ultra précise
- Doux et flexible, confortable et sûr
- Arrêt automatique
- Intensité réglable (15 niveaux)
- Film-gel autoadhésif inclus
- 1 pile CR2032 de 3 V incluse
- Livré dans un présentoir pratique
- UE : 10 Carton de transport : 8 x 10
- N° EAN : Sixpack : 4211125647117
- N° d'art. : Sixpack : 647.11
- N° EAN : Neck : 4211125647100
- N° d'art. : Neck : 647.10



- Kit de recharge EM 20 Sixpack**
- 1 kit de films-gel et 1 pile
 - Utilisable avec l'EM 20 Sixpack

- Kit de film-gel autoadhésif
- 1 pile CR2032 de 3 V
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125647162
- N° d'art. : 647.16



- Kit de recharge EM 20 Neck**
- 1 kit de films-gel et 1 pile
 - Utilisable avec l'EM 20 Neck

- Kit de film-gel autoadhésif
- 1 pile CR2032 de 3 V
- UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
- N° EAN : 4211125647179
- N° d'art. : 647.17



UN APPAREIL POLYVALENT

Au bureau ou pendant vos activités : traitement de la douleur invisible, très

PRÉCIS

active



EM 32
Ceinture de musculation abdominale

- Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux
- Régénération
- Efficace et performante, simple d'utilisation



- 2 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de rechange nécessaires (électrodes à contact à eau)
- 2 électrodes autocollantes pour stimuler les muscles individuellement
- Forme ergonomique souple
- Tour de ventre d'environ 70 – 140 cm
- 5 programmes d'entraînement (22 à 31 minutes)
- Élément de commande amovible avec écran LCD
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- 2 électrodes autocollantes avec câble comme accessoire pour une stimulation personnalisée N° d'art. : 647.05
- Ceinture lavable à la main
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125647025
 • N° d'art. : 647.02



EM 37
Ceinture de musculation abdominale

- Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et latéraux
- Régénération
- Efficace et performante, simple d'utilisation



- 4 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de rechange nécessaires (électrodes à contact à eau)
- 2 électrodes autocollantes pour stimuler les muscles individuellement
- Forme ergonomique souple
- Tour de ventre d'environ 70 – 140 cm
- Rallonge de ceinture incluse
- 5 programmes d'entraînement (22 à 31 minutes)
- Élément de commande amovible avec écran LCD
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- 2 électrodes autocollantes avec câble comme accessoire pour une stimulation personnalisée N° d'art. : 647.05
- Ceinture lavable à la main
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125647032
 • N° d'art. : 647.03



EM 38
Ceinture dorsale avec appareil TENS

- À utiliser en cas de douleurs dans le bas du dos
- Réglage flexible, avec prolongateur



- 4 électrodes de contact anti-usure en carbone conducteur
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de rechange nécessaires (électrodes à contact à eau)
- Forme ergonomique souple
- Tour de ventre d'environ 75 – 140 cm
- Rallonge de ceinture incluse
- 4 applications préprogrammées
- Élément de commande amovible avec écran LCD
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Produit médical
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125664008
 • N° d'art. : 664.00



EM 39 2-en-1
Ceinture abdominale et dorsale

- Entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et des muscles du dos
- Régénération
- Efficace et performante, simple d'utilisation



- 4 électrodes à contact anti-usure en carbone conducteur (2 pour les abdominaux, 2 pour le dos)
- Pas de gel de contact ou d'électrodes de rechange nécessaires (électrodes à contact à eau)
- 4 électrodes autocollantes pour stimuler les muscles individuellement
- Forme ergonomique souple
- Tour de ventre d'environ 75 – 130 cm
- Pointe de mesure flexible
- 5 programmes d'entraînement (22 à 31 minutes)
- Élément de commande amovible avec écran LCD
- Intensité réglable
- Minuteur – compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- 2 électrodes autocollantes avec câble comme accessoire pour une stimulation personnalisée N° d'art. : 647.05
- Ceinture lavable à la main
- Indicateur de changement des piles
- 3 piles AAA de 1,5 V incluses

• UE : 3 Carton de transport : 6 x 3
 • N° EAN : 4211125647049
 • N° d'art. : 647.04



MG 850 Fascia ReleaZer® et Deep ReleaZer®
Appareils de massage du fascia

- Dissout les coagulations du fascia
- Rajeunit et régénère le tissu musculaire
- Forte augmentation de la circulation sanguine
- Augmente considérablement la mobilité
- Exclusivité mondiale brevetée
- En bois massif de haute qualité


Embout Deep-ReleaZer®

- Idéal pour le traitement du dos et de la nuque, mais également des hanches et des cuisses
- Atténue les tensions dans la zone dorsale
- Détend les muscles
- 3 embouts avec différents niveaux de dureté pour un massage personnalisé



- 2 programmes de massage
- 4 surfaces de traitement (face plate et face courbée, 2 bords)
- Durée de la batterie jusqu'à 11 heures par charge
- Durée de charge de 2,5 h environ
- Affichage de la batterie lithium-ion
- Arrêt automatique
- Poignée antidérapante avec surface soft-touch
- Interrupteur Marche/Arrêt rétroéclairé et coloré et voyant de fonctionnement
- DVD d'utilisation inclus
- 3 embouts (doux – moyen – dur)
- Avec fixation par fermeture auto-agrippante et fixation rotative pour une tenue plus sûre et une grande facilité d'utilisation
- Surface Soft-Touch agréable et agissant en profondeur

• UE : 2 Carton de transport : -
 • N° EAN : 4211125640385
 • N° d'art. : 640.38



Chaleur douce

p. 22	HK 47 To Go
p. 22	HK 57 To Go
p. 23	HK 67 To Go
p. 23	HK 72 Akku
p. 24	HK 25
p. 24	HK 35
p. 24	HK 42 Super Cosy
p. 25	HK 44
p. 25	HK 45 Cosy
p. 25	HK 48 Cosy
p. 26	HK 49 Cosy

p. 26	HK 54 Cosy
p. 26	HK 58 Cosy
p. 27	HK 115 Cosy
p. 27	HK 125 Cosy
p. 27	HK 55 Easyfix
p. 28	HK 63 Rheumatherm®
p. 28	TS 15
p. 28	TS 19 Compact
p. 29	TS 20 Compact
p. 29	TS 23
p. 29	TS 26 XXL

p. 30	UB 30 Compact
p. 30	UB 33
p. 30	UB 53 Teddy Single
p. 31	UB 56 Teddy Double
p. 31	UB 60
p. 31	UB 64
p. 32	UB 65 Super-Cosy
p. 32	UB 68 XXL
p. 32	UB 83 Teddy Single
p. 33	UB 86 Teddy Double
p. 33	UB 90

p. 33	UB 100 Cosy
p. 34	UB 190 CosyNight
p. 34	UB 200 CosyNight
p. 35	FW 20 Cosy
p. 35	FWM 45
p. 35	FWM 50
p. 36	HD 75 Cosy
p. 36	HD 90
p. 36	HD 100
p. 37	HD 50 Cosy

Poids

p. 44	GS 485
p. 44	BF 600 Style
p. 44	BF 600 Pure Black/White
p. 45	BF 700
p. 45	BF 710 BodyShape Pink/Turquoise
p. 46	BF 850 Black/White
p. 46	BF 800 Black/White
p. 46	BF 105 Body Complete
p. 47	BF 180
p. 47	BG 13
p. 48	BF 195
p. 48	BF 220
p. 48	BF 530
p. 49	BG 21

p. 49	BG 39
p. 49	BG 40
p. 50	BG 51 XXL
p. 50	BG 55
p. 50	BF 750
p. 51	GS 170 Sapphire
p. 51	GS 201 Soda
p. 51	GS 202
p. 52	GS 203 New York
p. 52	GS 203 London
p. 52	GS 203 Paris
p. 52	GS 203 Stone
p. 53	GS 203 Wood
p. 53	GS 203 Slate

p. 53	GS 203 Rust
p. 54	GS 205 Sequence
p. 54	GS 206 Squares
p. 54	GS 207 Spring
p. 55	GS 209 Beauty
p. 55	GS 210
p. 55	GS 211
p. 56	GS 36
p. 56	GS 225
p. 56	GS 235
p. 57	GS 280 BMI Genius
p. 57	GS 300 Black/Coral/Turquoise
p. 57	PS 240 Soft grip
p. 58	GS 39

p. 58	GS 58
p. 58	MS 01
p. 59	GS 14
p. 59	PS 07
p. 59	PS 160
p. 60	GS 490 Blanc
p. 60	PS 25
p. 60	MS 50
p. 61	LS 06
p. 61	LS 10
p. 61	LS 50 Travelmeister

Balances de cuisine

p. 64	KS 19 Bon Appétit/Love
p. 64	KS 19 Breakfast/Ice-cream
p. 64	KS 19 Berry/Fresh/Lemon
p. 65	KS 19 Sequence/Noir

p. 65	KS 19 Slate
p. 66	KS 22
p. 66	KS 28
p. 66	KS 25

p. 67	KS 33
p. 67	KS 51
p. 67	KS 54
p. 68	KS 36

p. 68	KS 52
p. 69	KS 59 XXL
p. 69	DS 61

Air

p. 72	LR 200
p. 72	LR 300
p. 72	LR 330 2-en-1
p. 73	LW 220 2-en-1 Blanc/Noir

p. 74	LE 30
p. 74	LE 60
p. 74	LB 12
p. 75	LB 37 Blanc/Toffee

p. 75	LB 44
p. 75	LB 50
p. 76	LB 88 dual Blanc/Noir
p. 76	HM 16

p. 76	HM 55
p. 77	LA 20
p. 77	LA 30
p. 77	Huiles aromatiques

medical

Tension

p. 114	BM 26
p. 114	BM 28
p. 114	BM 35
p. 115	BM 40
p. 115	BM 44
p. 115	BM 45

p. 116	BM 47
p. 116	BM 49
p. 116	BM 55
p. 117	BM 57 <i>Bluetooth®</i>
p. 117	BM 58
p. 117	BM 77 <i>Bluetooth®</i>

p. 118	BM 85 <i>Bluetooth®</i>
p. 118	BM 95 <i>Bluetooth®</i>
p. 119	BC 28
p. 119	BC 30
p. 119	BC 32
p. 120	BC 40

p. 120	BC 44
p. 120	BC 50
p. 121	BC 57 <i>Bluetooth®</i>
p. 121	BC 58
p. 121	BC 85 <i>Bluetooth®</i>

Glycémie

p. 124	GL 42
p. 124	GL 44
p. 125	GL 50

p. 126	GL 50 evo
p. 126	GL 50 evo <i>Adaptateur Bluetooth®</i>
p. 126	GL 50 evo <i>Adaptateur NFC</i>

p. 127	GL 42/43 Bandes de test
p. 127	GL 42/43 Solution de contrôle
p. 127	Autopiqueur

p. 127	GL 44/50/50 evo Bandes de test
p. 127	GL 44/50/50 evo Solution de contrôle
p. 127	Lancettes

ECG mobile

p. 132	BM 95 <i>Bluetooth®</i>
p. 132	ME 90 <i>Bluetooth®</i>

Oxymètre de pouls

p. 132	PO 30
p. 133	PO 40
p. 133	PO 60 <i>Bluetooth®</i>
p. 133	PO 80

Inhalation

p. 136	IH 18
p. 136	IH 21
p. 136	IH 26
p. 137	IH 40

p. 137	IH 50
p. 138	IH 55
p. 138	IH 60

Aide auditive

p. 139	HA 20
p. 139	HA 50

Température corporelle

p. 142	FT 09/1 Blanc/Bleu
p. 142	BY 11 Dog/Frog/Monkey
p. 142	FT 13

p. 143	FT 15/1
p. 144	FT 58
p. 144	FT 78

p. 145	FT 65
p. 145	FT 90
p. 145	FT 100

TENS/EMS

p. 150	EM 10 Body
p. 150	EM 20 Sixpack

p. 150	EM 20 Neck
p. 151	EM 29 2-en-1

p. 151	EM 38
p. 152	EM 49

p. 152	EM 80 3-en-1
p. 153	FM 150

SleepLine

p. 80	HM 55
p. 80	LB 37 Blanc/Toffee
p. 80	LR 200

p. 81	TL 55 Day & Night
p. 81	WL 75 <i>Bluetooth®</i>

p. 82	UB 190 CosyNight
p. 82	UB 200 CosyNight

p. 83	SL 70
p. 83	SE 80 SleepExpert

Réveil lumineux

p. 86	WL 32
p. 86	WL 75 <i>Bluetooth®</i>
p. 87	WL 80
p. 87	WL 90 <i>Bluetooth®</i>

Luminothérapie

p. 90	TL 30
p. 90	TL 40
p. 90	TL 50
p. 91	TL 55 Day & Night

p. 91	TL 70
p. 91	TL 90
p. 92	TL 100

Infrarouge

p. 92	IL 11
p. 93	IL 21
p. 93	IL 35
p. 93	IL 50

Massage

p. 98	MG 16 Vert/Rouge
p. 99	MG 17
p. 99	MG 21
p. 100	MG 40
p. 100	MG 55
p. 100	MG 70
p. 101	MG 80
p. 101	MG 100

p. 102	MG 510 To Go
p. 102	MG 520 To Go
p. 103	MG 145
p. 103	MG 147
p. 103	MG 148
p. 104	MG 150
p. 104	MG 151
p. 104	MG 155

p. 105	MG 206
p. 105	MG 260 HD-2-en-1
p. 105	MG 295 - HD 3D (cream, black)
p. 106	MG 300 - HD Body Complete
p. 106	MC 3800 HCT – modern
p. 107	MC 5000 HCT – deluxe
p. 107	FM 39

p. 107	FM 60
p. 108	FB 12
p. 108	FB 20
p. 108	FB 21
p. 109	FB 30
p. 109	FB 35
p. 109	FB 50

beauty

Beauty

p. 158	IPL 7500 Satin Skin Pro
p. 158	IPL Pure Skin Pro
p. 158	IPL Velvet Skin Pro
p. 159	IPL 9000+ SalonPro System
p. 159	IPL 10000+ SalonPro System
p. 160	LAS 50 PRECISION
p. 160	LAS 100 SALON EXPERT
p. 162	HL 35
p. 162	HL 40
p. 163	HL 70 3-en-1

p. 166	MP 18
p. 166	MP 41
p. 167	MP 42
p. 167	MP 60
p. 167	MP 62
p. 168	MP 100
p. 168	MP 38
p. 169	MP 48
p. 169	MP 70
p. 170	MP 26

p. 170	MP 28
p. 171	MP 55
p. 171	CM 50
p. 176	FC 45
p. 176	FC 48
p. 178	FC 65 Pureo Deep Clear
p. 178	FC 90 Pureo Ionic Skin Care
p. 179	FC 95 Pureo Deep Cleansing
p. 180	FC 96 Pureo Intense Cleansing
p. 181	FS 50

p. 181	FC 72 Pureo Ionic Hydration
p. 182	FC 76
p. 182	FC 100 Pureo Derma Peel
p. 183	BS 39
p. 183	BS 49
p. 183	BS 55
p. 184	BS 59
p. 184	BS 69
p. 184	BS 89
p. 185	BS 99

HairCare

p. 190	HC 25
p. 190	HC 30
p. 190	HC 50
p. 191	HC 55

p. 191	HC 60
p. 191	HC 80
p. 192	HS 30
p. 192	HS 40

p. 192	HS 80
p. 193	HT 10
p. 193	HS 60
p. 194	HT 50

p. 194	HT 55
p. 194	HT 60
p. 194	HT 80

babycare

Babyphones

p. 199	BY 33
p. 199	BY 77
p. 199	BY 84
p. 200	BY 88 Smart
p. 200	BY 99 Dual

Température

p. 201	BY 11 Dog/Frog/Monkey
p. 201	BY 20

Pèse-personne

p. 201	BY 80
--------	-------

Alimentation

p. 202	BY 15
p. 202	BY 40
p. 202	BY 60
p. 203	BY 70 Dual
p. 203	BY 52
p. 203	BY 76

active

Capteur d'activité

p. 206	AS 80 <i>Bluetooth®</i>
p. 206	AS 80 C <i>Bluetooth®</i>

p. 207	AS 81 BodyShape <i>Bluetooth®</i>
p. 208	AS 87 <i>Bluetooth®</i>

p. 208	AS 95 Pulse <i>Bluetooth®</i>
--------	-------------------------------

Cardiofréquencesmètres

p. 210	PM 235 2-en-1
p. 210	PM 15
p. 210	PM 18

p. 211	PM 25
p. 211	PM 26
p. 212	PM 45

p. 212	PM 62
p. 212	PM 70
p. 213	PM 80

p. 213	PM 90
p. 213	Ceinture pectorale textile analogique/numérique

TENS/EMS

p. 218	EM 10 Body
p. 218	EM 20 Sixpack
p. 218	EM 20 Neck

Ceinture de musculation abdominale

p. 220	EM 32
p. 220	EM 37
p. 220	EM 38
p. 221	EM 39 2-en-1

Massage – Fascias

Notre santé
Notre Beurer

Le bien-être
pour toute la
famille



BEURER France SAS
Bureau Commercial. 5, Avenue du Pré Félin. 74940 Annecy Le Vieux. France
Tél. : +33 (0)4 50 63 79 09. info@beurer-france.fr

Beurer GmbH. Soeflinger Strasse 218. 89077 Ulm, Germany

www.beurer.com www.beurer-healthguide.com

