

La nostra salute
I nostri prodotti
Beurer

Benessere
per tutta la
famiglia



wellbeing



medical



beauty



babycare



active

Catalogo prodotti
internazionale 2018


Vogliamo che stiate sempre bene!

Dal 1919, con un assortimento di oltre 500 prodotti, offriamo ciò che il nostro motto promette: salute e benessere. I nostri prodotti garantiscono un benessere a 360 gradi.

Da dispositivi medici, specializzati in prevenzione e diagnosi, a prodotti per la misurazione del peso e la diagnosi, agli apparecchi massaggianti e per terapie della categoria "Wellbeing" fino al settore "Active" con sensori di attività e cardiofrequenzimetri, potete trovare tutto ciò che contribuisce ad uno stile di vita sano e moderno. Nelle categorie Beauty e Babycare sono inoltre disponibili prodotti professionali di alta qualità che possono aiutarvi nella vita quotidiana.

Adattandoci costantemente alle nuove tendenze e andando incontro alle esigenze dei nostri clienti, offriamo un vasto assortimento di prodotti per ogni categoria, partendo dai modelli base fino ad arrivare a quelli di altissima gamma.

Lasciatevi ispirare dalle nostre novità e godetevi la vita con Beurer!



german
brand
award
'17
winner

Riscaldamento per il benessere

Calore To Go	23
Termofori	24
Coprimaterassi termici	19, 28, 82
Scaldapiedi	35
Termocoperte	21, 36

Peso e diagnosi

Bilance Connect	42, 44
Bilance diagnostiche	40, 47
Bilance pesapersona	41, 51
Bilance pesabagagli	61

Bilance da cucina	62
-------------------	----

Aria e aroma

Depuratori d'aria, filtri dell'aria, umidificatori, deumidificatori	71
Termoigrometri, diffusori aromatici	76

Sonno e riposo

SleepLine	79
-----------	----

Luci sveglia

Luci sveglia	85
--------------	----

Fototerapia

Lampade di luce naturale del giorno, lampade a raggi infrarossi	81, 89
---	--------

Shiatsu e massaggi

Apparecchi per massaggi manuali	98
Prodotti per massaggio shiatsu	95, 103
Pediluvi	97, 108

Misuratori di pressione da braccio	111
Misuratori di pressione da polso	112, 119

Misuratori di glicemia	122
------------------------	-----

Apparecchi per ECG e pulsossimetri

Apparecchio per ECG portatile	129, 132
Pulsossimetri	131, 133

Inalazione e amplificatori acustici

Inalatori	135
Amplificatori acustici	139

Temperatura corporea

Termometri	141
------------	-----

Elettrostimolazione TENS/EMS

TENS/EMS	147, 150
Trainer per le vene	149, 153

Epilazione	
IPL, Tria by Beurer, epilazione	154

Trattamento di mani e piedi	
Manicure/Pedicure	164

FaceCare

Spazzole facciali, sauna per il viso, microdermoabrasione	173
Specchi cosmetici illuminati	183

HairCare

Asciugacapelli, piastre stiracapelli, spazzola ad aria calda, arricciacapelli, spazzola multifunzione	187, 194
---	----------

Babycare	
Babyphone	199
Termometri, bilancia pesaneonati	201

Tiralatte, scaldapappe e scaldabiberon, sterilizzatore a vapore	197, 202
---	----------

Sport e attività

Sensori di attività, fascia toracica	205
Cardiofrequenzimetri	210

Elettrostimolazione e massaggio fasciale

TENS/EMS	215, 218
Cinture per addominali	215, 220
Apparecchio per il massaggio fasciale	217, 221

Panoramica	222
------------	-----

Nuova immagine per il marchio

Moderna, fresca e gioiosa: è questa la nostra nuova immagine

Nuovo design per il mondo dei prodotti Beurer: aperto, simpatico e innovativo. Abbiamo modificato leggermente il nostro logo, donandogli un look più fresco con una tonalità più chiara.

Il nuovo design delle nostre confezioni segue i desideri dei nostri clienti: una presenza forte e inconfondibile, con messaggi chiari e comprensibili e tante informazioni sul prodotto.



Ci teniamo a presentarvi i vantaggi dei nostri prodotti in modo chiaro e direttamente sulle nostre confezioni. Da ora, sul retro delle nostre confezioni potrete trovare tutte le informazioni e i vantaggi del prodotto in questione.

In virtù del nostro assortimento completo nei segmenti salute e benessere, ci occupiamo ogni giorno di ampliare la nostra offerta. Per aiutare i clienti a orientarsi più facilmente, abbiamo suddiviso la nostra vasta gamma di prodotti in cinque categorie.



Il mondo delle app di Beurer

Sistemi o singoli prodotti: un'app Beurer su misura per voi.



Che optiate per un prodotto Beurer nell'ambito di un sistema di monitoraggio della salute come "beurer HealthManager", o che scegliate un'innovativa combinazione prodotto+app come "beurer MyIPL", il mondo delle app di Beurer offre una soluzione per qualsiasi esigenza. Non vi lasciamo soli: le app di Beurer vi offrono supporto, motivazione e suggerimenti.

"beurer HealthManager"

Gestione della salute moderna e connessa! L'app "beurer HealthManager", sviluppata e ampliata da Beurer, consente di tenere sempre sotto controllo i dati relativi a pressione sanguigna, attività, sonno, glicemia, saturazione di ossigeno e peso.

"beurer BodyShape"


L'app "beurer BodyShape", in combinazione con i prodotti corrispondenti, consente di raggiungere facilmente il peso desiderato, di conoscere il proprio corpo e di adottare un'alimentazione sana.

"beurer SleepExpert"

Un sonno ristoratore e riposante è un fattore molto importante. Con il sensore del sonno SE 80 potete imparare a conoscere meglio l'andamento del vostro sonno, per eliminare, tra le altre cose, le cause di eventuali disturbi del sonno.

"beurer CareCam"

Monitoraggio continuo sempre e ovunque, particolarmente adatto anche per sorvegliare anziani e ambienti. Specifico per Babycare Monitor BY 88 Smart e Baby Video Monitor 2 in 1 BY 99 Dual di Beurer.



"beurer LightUp"

Con la luce sveglia WL 75 potrete iniziare la giornata riposati, e grazie alla lampada di luce naturale del giorno TL 100 potrete godere della luce del sole anche nei momenti bui. L'app "beurer LightUp" vi supporta giorno per giorno!

"beurer MyIPL"

Dalla scelta del livello di potenza adatto alle caratteristiche della pelle e dei peli fino all'impostazione del piano di trattamento personalizzato con funzione promemoria, l'app "beurer MyIPL" è sempre al vostro fianco in modo professionale e sicuro in tutte le applicazioni IPL.

"beurer FreshRoom"

Il termoisigrometro HM 55 consente di monitorare costantemente il clima ideale per il benessere personale. L'app "beurer FreshRoom" di Beurer permette un chiaro monitoraggio del clima in diversi ambienti domestici.

"beurer SleepQuiet"

Per rilevare ed eliminare i fastidiosi rumori del russamento grazie al dispositivo antirussamento SL 70. L'app "beurer SleepQuiet" consente un'analisi precisa del russamento e aiuta a ridurre questo disturbo.

"beurer CardioExpert"

La misurazione ECG precisa a casa propria: con l'app gratuita "beurer CardioExpert" potete tenere tutti i valori sotto controllo e comunicare in modo professionale con il vostro medico.

"beurer CosyNight"

I nuovi coprimaterassi termici UB 190 / UB 200 possono essere preriscaldati comodamente tramite l'app "beurer CosyNight" mentre siete sul divano o in giro, oppure è possibile impostare un programma di riscaldamento personale.

Sistema HealthManager

Gestione della salute a casa propria. Prevenzione, diagnosi e controllo a casa propria - oggi è possibile e fa parte di uno stile di vita responsabile. Il sistema HealthManager sviluppato da Beurer rappresenta il completamento perfetto dei prodotti per la salute.

App "beurer HealthManager": gestione della salute al passo con i tempi. Moderna, innovativa e facile da usare. Attraverso la funzione Sharing potete anche condividere i vostri valori quando e con chi ritenete opportuno.

Controllo e scambio dei dati relativi alla salute personale. Sempre. Dovunque. Con la sicurezza dei dati certificata dal TÜV*.




L'app "beurer HealthManager": un sistema completo per il monitoraggio della salute

L'app gratuita consente di gestire i dati di numerosi prodotti. Tutto sotto controllo grazie al chiaro "contachilometri" personalizzabile.

- Pressione sanguigna
- Attività
- Sonno
- Glicemia
- Saturazione di ossigeno
- Peso

Per ogni area, i valori misurati vengono visualizzati in modo chiaro ed esaustivo. Grazie ai grafici sull'andamento e alle tabelle relative ai valori, si ottiene una rapida panoramica dei valori.

I dati relativi alla vostra salute sono sempre con voi, ovunque vi troviate. Inoltre, è possibile sincronizzare i dati all'interno del sistema HealthManager in tutta semplicità.



La trasmissione dei dati

La modalità di trasmissione dati varia a seconda del tipo di prodotto: tecnologia *Bluetooth*® direttamente sul proprio dispositivo o classica mediante cavo USB. Se lo si desidera, è possibile memorizzare i dati localmente oppure sincronizzarli con il Cloud tra i vari sistemi, PC, iOS o Android. Per tutti i prodotti contrassegnati con l'icona "beurer HealthManager" è disponibile il software sviluppato da Beurer da scaricare gratuitamente.

Sicurezza certificata

Sicurezza dei dati relativi allo stato di salute certificata dal TÜV grazie all'applicazione online certificata Beurer HealthManager Cloud. Gratuita per tutti i prodotti HealthManager. Facile da usare: uso immediato e comodo, dati richiamabili sempre e ovunque.

Esempio di selezione di prodotti



Misurazione della pressione sanguigna




Misurazione della glicemia




Peso e diagnosi



Rilevamento dell'attività



Rilevamento del sonno



Misurazione della saturazione di ossigeno



* applicazione online certificata Beurer HealthManager Cloud



Aggiornamento di HealthManager

L'aggiornamento dell'app HealthManager è arrivato!

Design moderno, struttura migliorata e maggiore semplicità d'uso: è questa la nuova app "beurer HealthManager". Inclusa gratuitamente in tutti i prodotti Connect di Beurer.

Uno dei tanti vantaggi in breve


- **Display "contachilometri":** tutte le categorie sotto controllo
- **Tutorial:** semplice primo utilizzo dell'app
- **Per più utilizzatori:** più account su un unico smartphone
- **Range desiderato:** definizione di obiettivi individuali
- **Diario:** panoramica di tutti i valori misurati in ordine cronologico
- **Funzione di esportazione:** funzione di esportazione rielaborata e ottimizzata
- **Apparecchi:** informazioni complete sugli apparecchi compatibili











Cinque linee di prodotti - un monitoraggio della salute completo



L'app "beurer HealthManager" riunisce in modo chiaro in un'unica applicazione la gestione di tutti i dispositivi utilizzati per monitorare il proprio stato di salute. Comoda, sicura e richiamabile sempre e ovunque. Funzioni di esportazione per una comunicazione precisa con il medico: tutti i rilevamenti della misurazione consentono di informare il medico in modo ottimale e completo. Ciò consente di mettere a punto un trattamento in base ai propri valori personali.

Pressione sanguigna




			
BM 85	BM 77	BM 58	BM 57
			
BM 55	BC 85	BC 58	BC 57





Pulsossimetro


PO 60







Glicemia




	
GL 50 evo	GL 50
	
GL 44	








Attività e sonno



		
AS 95	AS 87	AS 80
		
AS 80 C	AS 81 BodyShape	

Peso



			
BF 800	BF 600 Pure	BF 710 BodyShape	BF 700
			
BF 600 Style	BF 105 Body Complete	GS 485	

Sonno e riposo

Un sonno sano e riposante è fonte di energia per l'intera giornata. Siamo consapevoli di questa responsabilità.

Consiglio degli esperti

Un sonno ristoratore rappresenta la nostra fonte di energia quotidiana. Sempre più persone soffrono di disturbi del sonno, la vita frenetica rende difficile godere di un riposo rigenerante. La linea di prodotti SleepLine di Beurer propone una gamma completa di proposte per un sonno ristoratore e una giornata attiva. Vale la pena approfondire l'argomento sonno:

Il sonno - perché dormiamo?

Il sonno consente il recupero di tutte le funzioni corporee, la ripresa del normale ritmo delle funzioni organiche, la rigenerazione delle cellule e membrane danneggiate, la creazione di nuove reti neurali e il consolidamento della memoria! Solo così siamo in grado di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.

Il sonno - come dormiamo?

Generalmente impieghiamo 5-15 minuti per addormentarci e dormiamo per 6-8 ore. Il sonno è costituito da 4-5 cicli di circa 90 minuti ciascuno, durante la notte ci svegliamo brevemente circa 10-20 volte senza rendercene conto e ci giriamo 5-10 volte. Durante la notte si verificano diverse fasi oniriche, che raggiungono il minimo fra le 2.00 e le 4.00.

Il sonno - quali disturbi del sonno possono presentarsi?

Possono manifestarsi diversi tipi di disturbi del sonno con differenti sintomi. Molto comuni sono i disturbi nell'addormentarsi e/o nel dormire senza interruzioni (insonnia). Spesso si presenta anche la cosiddetta letargia (ipersonnia) che consiste in un'elevata sonnolenza durante la giornata. I disturbi quali sonnambulismo, incubi, sonniloquio o digrignamento dei denti vengono definiti parasonnia. Di apnee notturne e russamento si parla in presenza di disturbi respiratori legati al sonno e interruzioni del respiro.

Il sonno - quali conseguenze hanno i disturbi del sonno?

Le ripercussioni delle notti insonni sono molteplici e differiscono da persona a persona. Da stanchezza o spossatezza durante il giorno, mal di testa, disturbi del metabolismo, innalzamento della glicemia e aumento di peso fino all'ipertensione, ogni persona reagisce in modo diverso. Alcuni lamentano carenza di concentrazione, irritabilità, sensibilità, carenza di stimoli e propensione allo stress, mentre in altri casi possono perfino svilupparsi depressione, patologie cardiache o diabete.



Ecco come si dorme in Germania! Il Beurer Schlafatlas

Per la prima volta, uno studio ha messo a confronto le valutazioni soggettive sulla qualità del sonno con i dati esatti rilevati da un sensore del sonno. Il risultato che ne è scaturito è straordinario: i tedeschi valutano il loro sonno migliore di quanto non sia effettivamente. Anziché la durata stimata del sonno di 7 ore, la misurazione oggettiva tramite sensore del sonno ha rilevato un tempo di sonno di sole 6 ore circa. Il Beurer Schlafatlas spiega le cause, illustra i retroscena e rivela fatti per un sonno migliore e più riposante.



Verifica dei fatti

- In Germania è diffusa una grave mancanza di sonno
- Le persone che dormono peggio sono le madri lavoratrici e i manager. Quelle che dormono meglio: studenti e pensionati.
- Classifica regionale: tra le regioni tedesche esistono notevoli differenze nella qualità e nell'andamento del sonno.
- Nel nord della Germania si dorme meglio rispetto al sud del paese.
- Oggettivamente, i tedeschi dormono meno e peggio di quanto pensano.

Grave mancanza di sonno in Germania

Tempo di sonno totale soggettivo: 6:54 ore
Tempo di sonno totale oggettivo: 6:00 ore

- 6,91 Grado di soddisfazione del sonno (scala: 0 = pessimo, 10 = ottimo)
- 31 % Spossati e stanchi appena svegli
- 9 % Regolare assunzione di sonniferi
- 34 % Desiderio di dormire ancora
- 30 % Tendenza ad appisolarsi durante il giorno

Serie di prodotti SleepLine

La serie che vi aiuta ad addormentarvi meglio, a dormire meglio e a iniziare attivamente la giornata.



Sensore del sonno SleepExpert SE 80
Il pezzo forte della linea SleepLine monitora, analizza e calcola i dati relativi al sonno con la stessa precisione di un laboratorio del sonno.

+++ Pagina 79



Dispositivo antirussamento SL 70
Delicata terapia antirussamento per notti benefiche e riposanti senza interruzioni. Il vostro partner vi ringrazierà!

++ Pagina 79



Umidificatore LB 37

Per un'umidità dell'aria ottimale e un perfetto clima di benessere di giorno e di notte. La possibilità di utilizzarlo per l'aromaterapia con oli naturali lo rende un profumato aiuto per addormentarsi.

+++ Pagina 80



Lampada di luce naturale del giorno Day & Night TL 55

Addormentarsi dolcemente con una luce soffusa rossa e affrontare la giornata pieni di energia con la funzione di luce diurna.

+++ Pagina 81



UB 190 e UB 200 CosyNight

Addormentarsi con il calore avvolgente controllabile a distanza, dal divano o mentre si è in viaggio grazie all'app "beurer CosyNight". Mai più piedi freddi che impediscono di addormentarsi!

+++ Pagina 19



Luce sveglia WL 75

Addormentarsi in modo naturale con la suggestiva simulazione del tramonto del sole, svegliarsi al ritmo della musica e/o con l'aumento graduale dell'intensità della luce.

+++ Pagina 81



Depuratore dell'aria LE 200

Gli allergici potranno tirare un sospiro di sollievo! Sistema di filtro a tre strati con una capacità filtrante del 99,5%. Godetevi notti tranquille e riposanti con il silenziosissimo depuratore dell'aria.

+++ Pagina 80




Termoigrometro HM 55

Piccolo ed elegante: il prezioso aiuto per controllare rapidamente e in modo ottimale il clima dell'ambiente.

+++ Pagina 80

IPL e tecnologie laser




Epilazione con risultati duraturi²⁾ a casa propria

Pelle liscia, morbida e senza peli grazie al centro estetico a casa vostra: vi offriamo due tecnologie innovative per l'epilazione con risultati duraturi²⁾ e sicure da utilizzare comodamente a casa.


Pelle liscia come seta con l'epilazione IPL

La nostra serie di prodotti IPL (Intense Pulsed Light) colpisce per la sicurezza e la semplicità di utilizzo a casa. Potete beneficiare di una tecnologia professionale innovativa: affidabile, sicura, clinicamente testata e dermatologicamente confermata⁴⁾. I nostri prodotti si avvalgono della moderna tecnologia IPL a luce pulsata, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale. L'innovativa app "Beurer MyIPL" vi supporta al meglio durante l'utilizzo.



Tecnologia laser di massima efficienza


La tecnologia di epilazione con risultati duraturi di prima classe al 1° posto negli USA è disponibile anche in Italia grazie a un'esclusiva di Beurer. I prodotti sono testati clinicamente¹⁾. Grazie al potente laser a diodi potete ottenere risultati visibili già dopo 3 settimane dal primo trattamento. Dopo tre mesi le parti del corpo desiderate rimangono depilate a lungo e in tutta sicurezza. Una potente batteria ricaricabile consente di effettuare il trattamento senza fili e in tutta comodità.



LAS 50 PRECISION LAS 100 SALON EXPERT

In più: download gratuito dell'app "beurer MyIPL"

Con l'acquisto di uno dei nostri prodotti IPL, riceverete l'app "beurer MyIPL" da scaricare gratuitamente. Con design moderno, utilizzo intuitivo e un utile tutorial, questa app offre un ulteriore supporto per un'applicazione professionale e sicura a casa propria.



Riscaldamento per il benessere

Il calore diventa smart! Con l'app "beurer CosyNight": coprimaterassi controllabili a distanza

Finalmente, ci siamo! I nuovi coprimaterassi termici Beurer UB 190 e UB 200 CosyNight possono essere preriscaldati comodamente tramite app mentre siete sul divano o in giro, oppure è possibile impostare un programma di riscaldamento personale. L'app consente di selezionare in tutta comodità sia il livello di calore che la zona di calore. A casa vi attenderà un letto caldo e morbido quando scivolerete sotto le coperte. Entrambe queste innovazioni sono naturalmente dotate del sistema di sicurezza Beurer BSS. Quando calore e sicurezza fanno rima con divertimento!



NOVITÀ: CALORE CONTROLLABILE MEDIANTE APP

Nuovi coprimaterassi di alto livello riscaldabili a distanza.



Coprimaterassi termici controllabili mentre si è in giro

UB 190 CosyNight – Coprimaterasso termico controllato da app (WLAN)

UB 200 CosyNight – Coprimaterasso termico con elastici controllato da app (WLAN)

- Pratico controllo a casa e in viaggio
- Creazione di programmi di riscaldamento personalizzati in base al giorno della settimana
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)



Termoforo



Termofori speciali



Coprimaterassi termici



Scaldapiedi



Termocoperte



Godetevi il vostro letto caldo a casa! Passate dal tempo freddo e umido al calduccio, scaldando il vostro coprimaterasso termico tramite app.

Star bene in sicurezza!

Con i prodotti termici Beurer siete sempre al sicuro. I nostri prodotti sono dotati del sistema di sicurezza di Beurer (BSS) e in alcuni casi anche di un dispositivo di termoregolazione elettronico. Inoltre, grazie all'interruttore rimovibile, è possibile lavare quasi tutti i prodotti termici in lavatrice.



SPECIALISTI NEL RISCALDAMENTO

Il sistema di sicurezza di Beurer garantisce la **MASSIMA** qualità di tutti i prodotti termici



Straordinariamente **morbida** e confortevole per sogni avvolgenti a occhi aperti



Termocoperta avvolgente: novità

- HD 75 Cosy** – Termocoperta straordinariamente morbida e avvolgente
- Ca. 180 x 130 cm
 - Lavabile in lavatrice
 - 6 livelli di temperatura
 - Triplice sicurezza



Calore in punti specifici

Con l'aggiunta dello scaldapiedi e del termoforo speciale, il nostro vasto assortimento di termofori permette di godersi il calore laddove si desidera.



HK 47 To Go

Termofofo da seduta portatile con power bank

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Ca. 2 ore di funzionamento a batteria ricaricabile
- Ideale per l'utilizzo outdoor
- Funzione di carica per smartphone



- Superficie morbida e lato posteriore robusto
-
-
-
-
- 3 livelli di temperatura
- Controllo della temperatura con disinserimento di sicurezza
- Disinserimento automatico dopo ca. 110 min.
-
- Livelli di temperatura illuminati
- Power bank estraibile, tempo di ricarica ca. 4,5 ore
-
-
- Dimensioni ca. 49 (lung.) x 33 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 3,6 Watt
-
- Incl. power bank 2500 mAh
- Incl. cavo di carica
- Incl. custodia
-
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125217211
- Cod. art.: 217.21



HK 57 To Go

Termofofo per spalle portatile con power bank

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Ca. 2 ore di funzionamento a batteria ricaricabile
- Massima libertà di movimento
- Funzione di carica per smartphone



- Superficie extramorbida
-
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
-
- 3 livelli di temperatura
- Controllo della temperatura con disinserimento di sicurezza
- Disinserimento automatico dopo ca. 110 min.
-
- Livelli di temperatura illuminati
- Power bank estraibile, tempo di ricarica ca. 4,5 ore
-
-
- Dimensioni ca. 52 (lung.) x 42 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 3,6 Watt
-
- Incl. power bank 2500 mAh
- Incl. cavo di carica
- Incl. custodia
-
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125217266
- Cod. art.: 217.26



HK 67 To Go

Cintura riscaldante da viaggio con power bank

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Ca. 2 ore di funzionamento a batteria ricaricabile
- Fissaggio semplice
- Massima libertà di movimento
- Funzione di carica per smartphone



- Superficie extramorbida combinata con neoprene estensibile
-
- Avvolgente e non irritante per la pelle
-
- 3 livelli di temperatura
- Controllo della temperatura con disinserimento di sicurezza
- Disinserimento automatico dopo ca. 110 min.
-
- Livelli di temperatura illuminati
- Power bank estraibile, tempo di ricarica ca. 4,5 ore
-
-
- Dimensioni ca. 125 (lung.) x 17 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 3,6 Watt
-
- Incl. power bank 2500 mAh
- Incl. cavo di carica
- Incl. custodia
-
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125217310
- Cod. art.: 217.31



HK 72 batteria ricaricabile

Cintura riscaldante da viaggio

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Fino a 4 ore di funzionamento a batteria ricaricabile
- Non si usura, può essere indossata sotto agli indumenti



- Superficie extramorbida combinata con neoprene estensibile
-
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 4 livelli di temperatura
- Controllo della temperatura con disinserimento di sicurezza
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
-
- Livelli di temperatura illuminati
- Batteria ricaricabile estraibile, tempo di ricarica ca. 2-3 ore
-
-
- Dimensioni ca. 125 (lung.) x 18 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 4 Watt
-
- Incl. caricatore
-
-
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125225919
- Cod. art.: 225.91





HK 25

Termoforo

Standard Öko-TEX

Tutti i prodotti termici Beurer con questo simbolo sono certificati secondo lo standard Öko-TEX 100 e vengono sottoposti regolarmente a controlli di qualità. Ciò garantisce una completa sicurezza.



-
-
-
-
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Involucro protettivo igienico in plastica
- Rivestimento in cotone
- Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100

• UV: 10 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125255015
 • Cod. art.: 255.01



HK 35

Termoforo

- Con riscaldamento rapido



-
-
-
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Involucro protettivo igienico in plastica
- Rivestimento in cotone
- Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100


• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125260019
 • Cod. art.: 260.01



HK 42 Super-Cosy

Termoforo

- Con superficie supersoffice




- Superficie morbidissima
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante morbidissimo
-
- Dimensioni ca. 44 (lung.) x 33 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100

• UV: 6 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125273781
 • Cod. art.: 273.78



HK 44

Termoforo con il design tradizionale della borsa dell'acqua calda



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
-
- Dimensioni ca. 50 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125275051
 • Cod. art.: 275.05



HK 45 Cosy

Termoforo

- Con superficie particolarmente morbida



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
- Rivestimento in micropile
- Dimensioni ca. 44 (lung.) x 33 (largh.) cm
- Elemento riscaldante / rivestimento lavabili in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100


• UV: 6 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125273033
 • Cod. art.: 273.03



HK 48 Cosy

Termoforo per divani

- Superficie estremamente morbida
- Cuscino reversibile



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Rivestimento con elemento riscaldante integrato
- Cuscino interno (non lavabile)
- Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-TEX 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125275006
 • Cod. art.: 275.00



Termoforo per addome e schiena

- Ampia fascia elastica per il massimo comfort e un facile fissaggio




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
-
- Dimensioni ca. 69 (lung.) x 28 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125213015
 • Cod. art.: 213.01



Termoforo per spalle e cervicale

- Superficie estremamente morbida




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
-
- Dimensioni ca. 56 (lung.) x 52 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125213046
 • Cod. art.: 213.04



Termoforo per schiena e cervicale

- Forma anatomica
- Regolabile individualmente tramite cintura e chiusura a strappo soft sul collo
- Interruttore LED innovativo




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
- Rivestimento in micropile
- Dimensioni ca. 62 (lung.) x 42 (largh.) cm
- Elemento riscaldante / rivestimento lavabili in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125215057
 • Cod. art.: 215.05



Termoforo

- Estremamente avvolgente
- Interruttore LED innovativo
- A forma di farfalla




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
- Rivestimento in micropile
- Dimensioni ca. 47 (lung.) x 34 (largh.) cm
- Elemento riscaldante / rivestimento lavabili in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125274047
 • Cod. art.: 274.04



Termoforo

- Superficie estremamente morbida
- Interruttore LED innovativo
- Formato XXL: 60 x 40 cm




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in micropile
- Rivestimento in micropile
- Dimensioni ca. 60 (lung.) x 40 (largh.) cm
- Elemento riscaldante / rivestimento lavabili in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125274122
 • Cod. art.: 274.12



Termoforo multifunzione

- Fissaggio semplice per addome, schiena e articolazioni
- Se arrotolato, utilizzabile anche come termoforo per cervicale
- Veloce e facile da fissare



-
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Elemento riscaldante in velours
-
- Dimensioni ca. 59 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C
-
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125214135
 • Cod. art.: 214.13






HK 63 Rheumaterm®

Termoforo magnetico

- 6 magneti integrati per l'applicazione magnetica



- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Disinserimento automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Involucro protettivo igienico in plastica
- Rivestimento in cotone
- Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
- Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C
- 100 Watt
- Öko-Text 100

- UV: 5 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125271053
- Cod. art.: 271.05



TS 15



Coprimaterasso termico

- Nessuno scivolamento grazie al fissaggio al materasso




- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt

- UV: 5 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125303006
- Cod. art.: 303.00



TS 19 Compatto

Coprimaterasso termico



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 130 (lung.) x 75 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 50 Watt

- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125304058
- Cod. art.: 304.05



TS 20 Compatto

Coprimaterasso termico



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 130 (lung.) x 75 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 50 Watt
- Öko-Text 100

- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125306755
- Cod. art.: 306.75



TS 23

Coprimaterasso termico



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Text 100

- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125314811
- Cod. art.: 314.81



TS 26 XXL

Coprimaterasso termico matrimoniale

- Per 2 persone
- 2 interruttori per 2 zone termiche individuali



- Traspirante
- 2 interruttori
- 2 zone con 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 140 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 2 x 60 Watt

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125317157
- Cod. art.: 317.15



UB 30 Compatto

Coprimaterasso termico



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 130 (lung.) x 75 (largh.) cm
- Lavaggio a mano
- 50 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125306007
 • Cod. art.: 306.00



UB 33

Coprimaterasso termico



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavaggio a mano
- 60 Watt
- Öko-Tex 100


• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125314002
 • Cod. art.: 314.00



UB 53 Teddy Single

Coprimaterasso termico

- Parte superiore in morbido peluche
- Interruttore LED innovativo



- Traspirante
- 4 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 12 ore
- Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125326029
 • Cod. art.: 326.02



UB 56 Teddy Double

Coprimaterasso termico matrimoniale

- Formato maxi: ca. 150 (lung.) x 160 (largh.)
- Per 2 persone
- 2 interruttori per 2 zone termiche individuali
- Parte superiore in morbido peluche
- Interruttore LED innovativo



- Traspirante
- 2 interruttori
- 2 zone con 4 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 12 ore
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 2 x 60 Watt
- Öko-Tex 100


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125319021
 • Cod. art.: 319.02



UB 60

Coprimaterasso termico

- Con morbido vello
- Interruttore LED innovativo



- Traspirante
- 4 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 12 ore
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello morbido/Lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Tex 100


• UV: 6 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125360023
 • Cod. art.: 360.02



UB 64

Coprimaterasso termico con elastici

- Pratica funzione di lenzuolo con angoli



- Traspirante
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 3 ore
- Indicatore di temperatura luminoso
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensione universale per 90 x 200 cm / 100 x 200 cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125362010
 • Cod. art.: 362.01



UB 65 Super-Cosy

- Coprimaterasso termico**
- Con superficie supersoffice
 - Zona scaldapiedi extra calda
 - Interruttore LED innovativo



- Superficie morbidissima
- Traspirante
- 4 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 12 ore
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: supersoffice, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125314781
 • Cod. art.: 314.78



UB 68 XXL

- Coprimaterasso termico matrimoniale**
- Formato maxi: ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
 - Per 2 persone
 - Innovativo interruttore LED per 2 zone termiche impostabili separatamente
 - Con lato superiore in morbido vello



- Traspirante
- 2 interruttori
- 2 zone con 4 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 12 ore
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2
- Livelli di temperatura illuminati
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: vello morbido/Lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 2 x 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125318055
 • Cod. art.: 318.05



UB 83 Teddy Single

- Coprimaterasso termico comfort**
- Parte superiore in morbido peluche
 - Innovativo interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Tempi di spegnimento selezionabili
 - Dispositivo di riduzione automatica
 - ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh



- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto selezionabile (incrementi di 1 ora)
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 5 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125326128
 • Cod. art.: 326.12



UB 86 Teddy Double

- Coprimaterasso termico comfort**
- Formato maxi: ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
 - Per 2 persone
 - Parte superiore in morbido peluche
 - Innovativo interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Tempi di spegnimento selezionabili
 - Dispositivo di riduzione automatica
 - ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh



- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 interruttori
- 2 x 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto selezionabile (incrementi di 1 ora)
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 2 x 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125319120
 • Cod. art.: 319.12



UB 90

- Coprimaterasso termico comfort**
- Innovativo interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Tempi di spegnimento selezionabili
 - Dispositivo di riduzione automatica
 - ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh



- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto selezionabile (incrementi di 1 ora)
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125370008
 • Cod. art.: 370.00



UB 100 Cosy

- Coprimaterasso termico con elastici**
- Innovativo interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Tempi di spegnimento selezionabili
 - Dispositivo di riduzione automatica
 - ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh
 - Superficie estremamente morbida (micropile)



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto selezionabile (incrementi di 1 ora)
- Funzione di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: micropile; lato inferiore: vello
- Dimensione universale per 90 x 200 cm / 100 x 200 cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 60 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125375003
 • Cod. art.: 375.00






NOVITA
11/2017

UB 190 CosyNight



Coprimaterasso termico comfort

- Coprimaterasso termico controllato da app (WLAN)
- Pratico controllo a casa e in viaggio
- Creazione di programmi di riscaldamento personalizzati in base al giorno della settimana
- Zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
- Lato superiore in cotone



- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico selezionabile
- Abbassamento della temperatura tramite programma di riscaldamento
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 55 Watt
- Öko-Text 100
- Configurazione tramite Bluetooth®
- Telecomando tramite WLAN
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer CosyNight"
- Download gratuito dell'app "beurer CosyNight"
- Compatibile con iOS 9.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125370015
• Cod. art.: 370.01




NOVITA
11/2017

UB 200 CosyNight



Coprimaterasso termico con elastici

- Coprimaterasso termico controllato da app (WLAN)
- Pratico controllo a casa e in viaggio
- Creazione di programmi di riscaldamento personalizzati in base al giorno della settimana
- Zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
- Superficie estremamente morbida (micropile)



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico selezionabile
- Abbassamento della temperatura tramite programma di riscaldamento
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: micropile; lato inferiore: vello
- Dimensione universale per 90 x 200 cm / 100 x 200 cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 55 Watt
- Öko-Text 100
- Configurazione tramite Bluetooth®
- Telecomando tramite WLAN
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer CosyNight"
- Download gratuito dell'app "beurer CosyNight"
- Compatibile con iOS 9.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125375010
• Cod. art.: 375.01



FW 20 Cosy

Scaldapiedi

- Anche per piedi di grandi dimensioni
- Estremamente morbido



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 3 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Lato superiore: micropile, sacco copripiedi: peluche
- Dimensioni ca. 32 (lung.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm
- Sacco copripiedi in peluche estraibile, lavabile a mano
- 100 Watt
- Öko-Text 100

• UV: 6 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125531041
• Cod. art.: 531.04



FWM 45

Scaldapiedi con massaggio

- Anche per piedi di grandi dimensioni
- Calore e massaggio utilizzabili separatamente



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 livelli di massaggio
- 2 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Sacco copripiedi: peluche
- Dimensioni ca. 32 (lung.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm
- Sacco copripiedi in peluche estraibile, lavabile a mano
- 16 Watt

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125533014
• Cod. art.: 533.01



FWM 50

Scaldapiedi shiatsu

- Anche per piedi di grandi dimensioni
- Calore e massaggio utilizzabili separatamente



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 1 livello di massaggio
- 1 livello di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto automatico dopo ca. 90 min.
- Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico
- Livelli di temperatura illuminati
- Sacco copripiedi: peluche
- Dimensioni ca. 32 (lung.) x 31 (largh.) x 17 (alt.) cm
- Sacco copripiedi estraibile, lavabile in lavatrice a 30 °C
- 20 Watt


• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125534004
• Cod. art.: 534.00



NOVITA
09/2017



Termocoperta
• Extramorbida




- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 3 ore
- Dispositivo di termoregolazione elettronico brevettato
- Spia di funzionamento illuminata
- Interruttore rimovibile
- Micropile
- Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 100 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125424008
• Cod. art.: 424.00



Termocoperta
• Sofrice




- Superficie estremamente soffice
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 3 ore
- Dispositivo di termoregolazione elettronico brevettato
- Spia di funzionamento illuminata
- Interruttore rimovibile
- Dimensioni: 180 (lung.) x 130 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 100 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125421007
• Cod. art.: 421.00



Termocoperta
• Sofrice
• Dimensioni maxi




- Superficie estremamente soffice
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 3 ore
- Dispositivo di termoregolazione elettronico brevettato
- Spia di funzionamento illuminata
- Interruttore rimovibile
- Dimensioni ca. 200 (lung.) x 150 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 150 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 1 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125431013
• Cod. art.: 431.01



Mantellina termica
• Extramorbida
• Ideale per le serate fredde
• Utilizzabile anche come termocoperta
• Pratica chiusura a pressione



- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Avvolgente e non irritante per la pelle
- 6 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Funzione di arresto automatico dopo ca. 3 ore
- Dispositivo di termoregolazione elettronico brevettato
- Spia di funzionamento illuminata
- Interruttore rimovibile
- Micropile
- Dimensioni ca. 145 (largh.) x 100 (alt.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 100 Watt
- Öko-Tex 100

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125420024
• Cod. art.: 420.02



Peso e diagnosi



Con leggerezza fino al peso forma

Il peso è un argomento sociale. Molte persone sono in sovrappeso. Ciò dipende dalle mutate condizioni di vita, da scarsa attività fisica o dall'eccessiva offerta di alimenti ipercalorici. Tuttavia anche il sottopeso costituisce un fattore di rischio. Un regolare controllo del peso è quindi importante. Vi offriamo un vasto assortimento di prodotti: dalle bilance diagnostiche con molteplici funzioni, alle semplici bilance in vetro, fino alla bilancia di design decorative. E, inoltre, una connessione innovativa grazie alle nostre bilance Connect, come la nuova bilancia diagnostica BF 850 o la BF 105 Body Complete.

LA MIA BILANCIA,
LA TUA BILANCIA

Il top in due colori –
Bilancia diagnostica di
DESIGN



NOVITA
11 / 2017
★

BF 850 – Bilancia diagnostica

- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app
- Valori misurati e dati sempre sotto controllo a casa e in viaggio
- Superficie di appoggio molto ampia con cornice



Bilance Connect



Bilance diagnostiche



Bilance pesapersona




Bilance pesabagagli



Body Complete nel vero senso della parola

Misurazione precisa grazie alla misurazione separata della parte superiore ed inferiore del corpo con 8 elettrodi, che consentono di analizzare la distribuzione del peso. Oltre al peso corporeo, la bilancia BF 105 Body Complete calcola anche la massa grassa, la percentuale di acqua, la massa muscolare e la massa ossea. Il display a matrice di punti, estremamente chiaro da leggere, consente anche una valutazione grafica dei valori. Inoltre, grazie al collegamento USB e alla connessione all'app è possibile osservare i valori corporei senza fretta.



BF 105 Body Complete – Bilancia diagnostica

- Analisi del corpo dettagliata: misurazione separata della parte superiore ed inferiore del corpo con 8 elettrodi
- Display rimovibile a trasmissione radio con illuminazione blu
- Con connessione all'app e collegamento USB



Il fascino del nero: con display Magic e appoggio sicuro

Una bilancia in vetro da amare! Bella e al contempo pratica! La superficie antiscivolo garantisce un appoggio sicuro anche a piedi bagnati. Un pezzo unico per qualsiasi bagno, il display bianco si illumina solo in caso di utilizzo.



GS 235 – Bilancia in vetro con superficie antiscivolo













- Appoggio comodo grazie alla superficie antiscivolo
- Superficie elegante con struttura a piastrelle opaca
- Magic Display: Schermo LED che si attiva solo durante la misurazione

UN MUST

Con una bilancia di Beurer vivete in modo consapevole e
IMPREZIOSITE
 il vostro bagno




































Balance Connect

Connect Classic				Connect Comfort			Connect Premium		Pro Connect		
											
GS 485 Cod. art.: 756.12	BF 600 Style Cod. art.: 749.40	BF 600 nero puro Cod. art.: 748.03	BF 600 bianco puro Cod. art.: 749.03	BF 700 Cod. art.: 748.34	BF 710 BodyShape Turquoise Cod. art.: 749.35	BF 710 BodyShape Pink Cod. art.: 749.34	BF 850 nera Cod. art.: 748.21	BF 850 bianca Cod. art.: 748.24	BF 800 nera Cod. art.: 748.22	BF 800 bianca Cod. art.: 748.23	BF 105 Body Complete Cod. art.: 748.12




Balance diagnostiche

Classic		Comfort			Premium					
										
BF 180 Cod. art.: 749.09	BG 13 Cod. art.: 760.30	BF 195 Cod. art.: 748.16	BF 220 Cod. art.: 748.13	BF 530 Cod. art.: 751.20	BG 21 Cod. art.: 764.30	BG 39 Cod. art.: 767.15	BG 40 Cod. art.: 761.06	BG 51 XXL Cod. art.: 760.20	BG 55 Cod. art.: 750.18	BF 750 Cod. art.: 748.15

Balance pesapersona

Design											
											
GS 170 Sapphire Cod. art.: 756.16	GS 201 Soda Cod. art.: 756.61	GS 202 Cod. art.: 756.38	GS 203 New York Cod. art.: 756.25	GS 203 London Cod. art.: 756.26	GS 203 Paris Cod. art.: 756.31	GS 203 Stone Cod. art.: 756.33	GS 203 Wood Cod. art.: 756.32	GS 203 Slate Cod. art.: 756.36	GS 203 Rust Cod. art.: 756.37	GS 205 Sequence Cod. art.: 756.62	GS 206 Squares Cod. art.: 756.63
Design				Special							
											
GS 207 Spring Cod. art.: 756.64	GS 209 Beauty Cod. art.: 756.02	GS 210 Cod. art.: 756.40	GS 211 Magnolia Cod. art.: 756.49	GS 36 Cod. art.: 743.05	GS 225 Cod. art.: 757.33	GS 235 Cod. art.: 757.32	GS 280 BMI Genius Cod. art.: 757.31	GS 300 Black Cod. art.: 756.08	GS 300 Coral Cod. art.: 756.07	GS 300 Turquoise Cod. art.: 756.06	PS 240 Soft grip Cod. art.: 754.15
Special		Classic				Comfort					
											
GS 39 Cod. art.: 744.00	GS 58 Cod. art.: 766.10	MS 01 Cod. art.: 710.05	GS 14 Cod. art.: 755.40	PS 07 Cod. art.: 726.12	PS 160 Cod. art.: 725.30	GS 490 White Cod. art.: 756.67	PS 25 Cod. art.: 741.10	MS 50 Cod. art.: 716.00			

Balance pesabagagli



		
LS 06 Cod. art.: 732.12	LS 10 Cod. art.: 732.10	LS 50 Travelmeister Cod. art.: 732.18





Bilancia in vetro

- Innovativa connessione tra smartphone e bilancia tramite tecnologia *Bluetooth®*



- Peso; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display LCD grande e ben leggibile; con visualizzazione delle iniziali dell'utente
- Ampia superficie di appoggio
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata 180 kg, graduazione 100 g
- Dimensioni: 35,5 x 32 x 2,2 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31,5 x 32 cm
- Dimensione cifre: 36 mm (peso)
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125756123
• Cod. art.: 756.12



Bilancia diagnostica

- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display bianco illuminato
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 26 mm
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125749408
• Cod. art.: 749.40



NOVITÀ 10/2017

Bilancia diagnostica

- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app
- Disponibile in nero e bianco



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display bianco illuminato
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 26 mm
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: nero: 4211125748036
Cod. art.: nero: 748.03
• Cod. EAN: bianco: 4211125749033
Cod. art.: bianco: 749.03



Bilancia diagnostica

- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display LCD nero; illuminazione bianca con visualizzazione delle iniziali dell'utente
- Sottili elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 23 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125748340
• Cod. art.: 748.34



Bilancia diagnostica

- Controllo del peso ottimale tramite l'app "beurer BodyShape"
- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app
- Disponibile nei colori rosa e turchese



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display LCD a 2 righe con visualizzazione delle iniziali dell'utente
- Moderni elettrodi semisferici in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 23 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e delle app "beurer HealthManager" e "beurer BodyShape"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0


• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: R: 4211125749347
Cod. art.: R: 749.34
• Cod. EAN: T: 4211125749354
Cod. art.: T: 749.35



Gestione della salute connessa

La serie di prodotti Connect di Beurer è la moderna interfaccia fra uomo e prodotto nel nostro mondo proattivo. Tutti i prodotti Beurer sono sinonimo di gestione delle salute innovativa e connessa. I nostri prodotti connessi non si limitano alla prevenzione e alla diagnosi, ma vi consentono di condurre uno stile di vita consapevole per mantenervi sani.

Prevenzione, diagnosi e controllo a casa propria: oggi è possibile. Il software HealthManager sviluppato da Beurer rappresenta il completamento perfetto dei prodotti per la salute.



App "beurer HealthManager": gestione della salute al passo con i tempi. Moderna, innovativa e facile da usare. E ogni giorno è in equilibrio. Controllo e scambio dei dati relativi alla salute personale. Sempre. Dovunque. Con la sicurezza dei dati certificata dal TÜV***.



BF 850 NOVITA 11/2017 ★



Connect Premium

works with 

- Bilancia diagnostica**
- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app
 - Superficie di appoggio molto ampia con cornice
 - Disponibile in nero e bianco



- 8 user memory
- calorie display
- body mass index
- xl size 32,5 x 32,5 cm
- 180 kg loading

- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display LCD a 2 righe; illuminazione blu con visualizzazione delle iniziali dell'utente
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- Elegante cornice
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 2,4 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm
- Dimensione cifre: 22 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: nero: 4211125748210
Cod. art.: nero: 748.21
- Cod. EAN: bianco: 4211125748241
Cod. art.: bianco: 748.24

BF 800



Pro Connect

works with 

- Bilancia diagnostica**
- Trasmissione automatica dei dati entro la portata del *Bluetooth®* dopo l'apertura della app
 - Disponibile in nero e bianco



- 8 user memory
- calorie display
- body mass index
- ito coated
- xl size 32,4 x 32,4 cm
- 180 kg loading

- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display LCD blu con illuminazione bianca e visualizzazione delle iniziali dell'utente
- Elettrodi con trattamento superficie in ITO** invece che in acciaio inox
- Elegante cornice
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 32,4 x 32,4 x 2,4 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31,6 x 31,6 cm
- Dimensione cifre: 23 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: nero: 4211125748227
Cod. art.: nero: 748.22
- Cod. EAN: bianco: 4211125748234
Cod. art.: bianco: 748.23

BF 105 Body Complete NOVITA 12/2017 ★



Pro Connect

works with 

- Bilancia diagnostica**
- Analisi del corpo dettagliata con connessione all'app
 - Misurazione precisa del busto e degli arti inferiori con 8 elettrodi
 - Display rimovibile a trasmissione radio con illuminazione blu



- 10 user memory
- calorie display
- trend display
- body complete
- xl display
- 180 kg loading

- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Misurazione precisa di busto e arti inferiori
- Display XXL rimovibile: 120 x 46 mm
- Display moderno a matrice di punti
- Guida utente intuitiva in: D, GB, F, ES, I
- Ampi elettrodi in acciaio inox spazzolato
- Trasmissione USB e *Bluetooth®*
- Posizioni di memoria utente: 10 + modalità ospite
- Posizioni di memoria dei valori: 30
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Button-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 33 x 33 x 4 cm
- Superficie di appoggio: 33 x 30 cm
- Dimensione cifre: 22 mm
- Incl. 6 batterie AA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth®* 4.0
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125748128
Cod. art.: 748.12

BF 100/105 ProfiSet (senza fig.)

Cod. ord.: 748.11

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125748128
Cod. art.: 748.12



BF 180 NOVITA 10/2017 ★



Classic

- Bilancia diagnostica**
- Ampio display LCD con retroilluminazione blu



- 10 user memory
- calorie display
- xl display
- slim 19 mm
- 180 kg loading

- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea e indicatore calorico BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- Display LCD illuminato di colore blu
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1%
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 34 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125749095
Cod. art.: 749.09

BG 13



Classic

- Bilancia diagnostica**
- Con ampio display LCD



- 10 user memory
- body mass index
- xl display
- slim 18 mm
- 150 kg loading

- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- Discreto design a bande
- Display XL
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g / 0,1%
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre 38 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125760304
Cod. art.: 760.30



Comfort

NOVITA
★

Bilancia diagnostica

- Display LCD rotondo ed elegante
- Display illuminato di colore blu
- Moderna cornice



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea e indicatore calorico AMR
- Display illuminato di colore blu
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1%
- Dimensioni: 31 x 31 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 28 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125748166
• Cod. art.: 748.16



Comfort

Bilancia diagnostica

- Superficie di appoggio in formato XL con spessore di 8 mm
- LCD extralarge con illuminazione blu



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea
- Display illuminato di colore blu
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 32 x 32 x 2,4 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125748135
• Cod. art.: 748.13



Comfort

Bilancia diagnostica

- Bilancia diagnostica con elegante cornice
- LCD con illuminazione bianca
- Riconoscimento automatico dell'utente



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- 8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente
- Display bianco illuminato
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Elegante cornice
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 8
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 26 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125751203
• Cod. art.: 751.20



Premium

Bilancia diagnostica

- Ampio display LCD a 2 righe
- Display con visualizzazione multipla: tutto sempre sotto controllo



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- Display con visualizzazione multipla
- Interpretazione dei valori di massa grassa
- Sottili elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Tap-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 31,5 x 2,5 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 25 mm (peso)
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125764302
• Cod. art.: 764.30



Premium

Bilancia diagnostica

- Ampio display LCD a 2 righe
- Con piramide di interpretazione per la massa grassa



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR, peso ideale
- LCD a 2 righe
- Interpretazione dei valori di massa grassa
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Posizioni di memoria dei valori: 2
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Tap-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 30 x 30 x 3,6 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 21 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125767150
• Cod. art.: 767.15



Premium

Bilancia diagnostica

- Con elegante cornice
- Moderno display nero con visualizzazione su 2 righe



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR/BMR
- Display quadrato di colore nero
- Funzionamento moderno mediante sensori
- Con dettaglio della distribuzione della massa grassa
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Vibration-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 33 x 32 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 29 x 28 cm
- Dimensione cifre 22 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V


• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125761066
• Cod. art.: 761.06





BG 51 XXL
Premium

- Bilancia diagnostica**
- Superficie di appoggio in formato XXL con spessore di 8 mm
 - Portata: 200 kg – Adatta anche per persone molto pesanti
 - Display con visualizzazione multipla: tutti i valori sempre sotto controllo



- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea; indicatore calorico AMR
- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- Display con visualizzazione multipla
- Interpretazione dei valori di massa grassa
- Con moderni sensori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 200 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 39 x 30 x 2,5 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 39 x 30 cm
- Dimensione cifre: 28 mm (peso)
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125760205
• Cod. art.: 760.20



BG 55
Premium

- Bilancia diagnostica**
- Display nero estremamente ampio
 - Indicatore di sostituzione
 - Tutti i valori sotto controllo




- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR
- Display con visualizzazione multipla
- Interpretazione dei valori misurati
- Indicazione di tendenza dei valori
- Elettrodi in acciaio inox spazzolato
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Tap-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 35 x 32 x 3,5 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm
- Dimensione cifre: 28 mm (peso)
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125750183
• Cod. art.: 750.18



BF 750
Premium

- Bilancia diagnostica**
- Elettrodi in vetro con rivestimento ITO* invece del solito acciaio
 - Display LCD blu con illuminazione bianca




- Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR
- Display quadrato con visualizzazione a 2 righe
- Con dettaglio della distribuzione della massa grassa
- Con moderni sensori
- Elettrodi con trattamento superficie in ITO* invece che in acciaio inox
- Elegante cornice
- 5 livelli di attività
- Posizioni di memoria utente: 10
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Vibration-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g / 0,1% / 1 Kcal
- Dimensioni: 33 x 32 x 2,3 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm
- Dimensione cifre: 22 mm (peso)
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125748159
• Cod. art.: 748.15



GS 170 Sapphire
Design

- Bilancia in vetro**
- Robusta superficie di appoggio spessa 6 mm nella moderna cornice
 - Display LCD estremamente ampio




- Display XL
- Moderna cornice
- Colore accattivante blu zaffiro/grigio
- Indicazione di kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2 cm, display: 85 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 28 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125756161
• Cod. art.: 756.16



GS 201 Soda
Design

- Bilancia in vetro**
- Per godersi meglio il bagno
 - Motivo con colori accattivanti



- Ampio display LCD
- Motivo con colori accattivanti
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125756611
• Cod. art.: 756.61



GS 202
Design

- Bilancia in vetro**
- Design sobrio



- Ampio display LCD
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125756383
• Cod. art.: 756.38



Design

- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata New York



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125756253
- Cod. art.: 756.25



Design

- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata Londra o Parigi



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: London: 4211125756260
- Cod. art.: London: 756.26
- Cod. EAN: Paris: 4211125756314
- Cod. art.: Paris: 756.31



Design

- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata effetto pietra



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125756338
- Cod. art.: 756.33



Design

- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata effetto legno



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125756321
- Cod. art.: 756.32



Design



- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata effetto ardesia



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125756369
- Cod. art.: 756.36



Design




- Bilancia in vetro**
- Per un tocco particolare in bagno
 - Con display retroilluminato bianco
 - Foto stampata effetto ruggine



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Moderna foto stampata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

- UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125756376
- Cod. art.: 756.37



Design

Bilancia in vetro

- Per godersi meglio il bagno
- Con display retroilluminato blu
- Motivo con colori accattivanti



- Ampio display LCD con illuminazione blu
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756628
- Cod. art.: 756.62



Design

Bilancia in vetro

- Per godersi meglio il bagno
- Con display retroilluminato blu
- Motivo a mosaico



- Ampio display LCD con illuminazione blu
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756635
- Cod. art.: 756.63



Design

Bilancia in vetro design

- Per godersi meglio il bagno
- Con display retroilluminato bianco
- Stampa fiorata




- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756642
- Cod. art.: 756.64



Design

Bilancia in vetro design

- Per godersi meglio il bagno
- Con display retroilluminato bianco
- Motivo stravagante



- Ampio display LCD con illuminazione bianca
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 83 x 45 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756024
- Cod. art.: 756.02



Design

Bilancia in vetro

- Ampia superficie di appoggio
- In vetro di sicurezza con spessore di 8 mm




- Ampio display LCD
- Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,8 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza con spessore di 8 mm
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 32 x 30,5 x 1,8 cm, display: 93 x 39 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 30,5 cm
- Dimensione cifre: 36 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756406
- Cod. art.: 756.40



Design

Bilancia in vetro

- Ampia superficie di appoggio
- In vetro di sicurezza con spessore di 8 mm



- Ampio display LCD
- Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,8 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza con spessore di 8 mm
- Motivo
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spengimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 32 x 30,5 x 1,8 cm, display: 93 x 39 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 30,5 cm
- Dimensione cifre: 36 mm
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125756499
- Cod. art.: 756.49



Bilancia in vetro

- Applicazione acciaio inox di qualità
- Superficie con rivestimento anti-impronta, facile da pulire



- Ampio display LCD
- Superficie di appoggio con applicazione in acciaio inox
- Particolarmente piatta, solo 18 mm
- Motivo
- Con rivestimento anti-impronta per una pulizia semplice
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 90 x 40 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 36 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125743055
- Cod. art.: 743.05



Bilancia in vetro

- LED magico: display invisibile; compare solo alla misurazione
- Pura e chiara, perfetta in ogni bagno



- Display Magic bianco e ben leggibile
- Display moderno a matrice di punti
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 27 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125757335
- Cod. art.: 757.33



Bilancia in vetro

- Appoggio comodo grazie alla superficie antiscivolo
- Superficie elegante con struttura a piastrelle opaca
- LED magico: display invisibile; compare solo alla misurazione



- Display Magic bianco e ben leggibile
- Superficie antiscivolo
- Display moderno a matrice di punti
- Struttura a piastrelle
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto/spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 73 x 27 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 27 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125757328
- Cod. art.: 757.32



Bilancia in vetro

- Con calcolo dell'indice di massa corporea
- Con display a colori per una classificazione dell'IMC (secondo l'OMS*)




- Display LCD con illuminazione multicolore
- Classificazione dell'IMC in 4 colori secondo l'OMS*
- Funzione Memory
- 10 posizioni di memoria utente
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 80 x 42 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 29 mm
- Incl. 2 x 3 V CR2032 batteries

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125757311
- Cod. art.: 757.31



Bilancia in vetro

- Design senza tempo
- Superficie di pesatura in vetro di sicurezza con superficie antiscivolo



- Display LCD ben leggibile
- Superficie antiscivolo in silicone
- Particolarmente piatta, solo 18 mm
- Piacevole senso di stabilità
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 80 x 33 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 30 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: Black: 4211125756086
Cod. art.: Black: 756.08
- Cod. EAN: Coral: 4211125756079
Cod. art.: Coral: 756.07
- Cod. EAN: Turquoise: 4211125756062
Cod. art.: Turquoise: 756.06



Bilancia pesapersona

- Superficie di appoggio in gomma comoda e sicura
- Display nero illuminato
- Graduazione ridotta: 50 g



- Display LCD nero retroilluminato
- Superficie di appoggio soft grip morbida e antiscivolo
- Decorativa: elegante applicazione in acciaio inox
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 50 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 82 x 41 mm
- Ampia superficie di appoggio: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 33 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125754150
- Cod. art.: 754.15



Bilancia in vetro con funzione vocale

- 5 lingue: D, GB, F, ES, RUS
- Volume regolabile, audio disattivabile
- Display esclusivo con illuminazione blu ad effetto



- Illuminazione a effetto con luce blu
- Ampia superficie di appoggio
- 4 posizioni di memoria dirette: semplice memorizzazione e richiamo dell'ultimo valore misurato
- Commutazione kg, lb, st (nella modalità ingl.)
- Tecnologia di accensione: Vibration-On
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 35 x 34 x 2,3 cm, display: 92 x 47 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 28 x 34 cm
- Dimensione cifre: 33 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125744007
- Cod. art.: 744.00



Bilancia in vetro

- Dual display analogico e digitale
- Moderna illuminazione del display bianca
- Funzione di memoria per confronto dei pesi misurati



- Display "contachilometri" rotondo
- Superficie di appoggio dalle linee eleganti
- Funzione di promemoria (allarme dopo 24 ore)
- Indicazione di kg, lb
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 34 x 40 x 3,1 cm, display: 79 x 31 mm (digitale), Ø 14 cm (analogica)
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 34 x 31,5 cm
- Dimensione cifre: 26 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125766108
- Cod. art.: 766.10



Bilancia pesapersona meccanica

- Il modello base per ogni bagno
- Indicazione del peso ben leggibile



- Indicazione analogica del peso
- Superficie antiscivolo
- Indicazione kg/lb
- Portata: 120 kg / Graduazione: 1 kg
- Dimensioni: 30 x 27 x 5,3 cm, display: 73 x 50 mm
- Ampia superficie di appoggio: 30 x 27 cm
- Dimensione cifre: 5 mm
- Non servono batterie
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125710057
- Cod. art.: 710.05



Bilancia in vetro

- Un classico senza tempo




- Display LCD ben leggibile
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza
- Altezza d'ingombro ridotta
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30 x 30 x 2 cm, display: 73 x 29 mm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
- Dimensione cifre: 25 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125755409
- Cod. art.: 755.40



Bilancia pesapersona

- Pura, chiara, classica
- Adatta a qualsiasi bagno



- Bilancia di plastica argentata
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 150 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 28 x 29 x 3,5 cm, display: 32 x 83 mm
- Ampia superficie di appoggio: 28 x 30 cm
- Dimensione cifre: 30 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125726126
- Cod. art.: 726.12



Bilancia pesapersona

- Display XXL
- Un tocco originale e accattivante: elegante inserto in vetro



- Display LCD particolarmente grande
- Superficie di appoggio in confortevole plastica
- Elemento decorativo: inserto in vetro
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, display: 75 x 53 mm
- Ampia superficie di appoggio: 30,5 x 30,5 cm
- Dimensione cifre: 47 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125725303
- Cod. art.: 725.30



Bilancia in vetro

- Design raffinato: cornice in pregiato effetto cromato
- Dimensioni ampie: vetro di sicurezza slanciato da 32 x 32 cm



- Ampio display LCD
- Ampia superficie di appoggio
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata 180 kg, graduazione 100 g
- Dimensioni: 32 x 32 x 2,2 cm, display: 81 x 44 cm
- Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm
- Dimensione cifre: 40 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125756673
 • Cod. art.: 756.67



Bilancia pesapersona

- Un classico senza tempo in formato extra large
- LCD extra large con illuminazione bianca



- LCD con illuminazione bianca
- Bilancia in plastica bianca
- Formato XXL: 34 x 34,5 cm
- Elegante cornice del display color argento
- Commutazione kg, lb, st
- Tecnologia di accensione: Quick start
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 180 kg / Graduazione: 100 g
- Dimensioni: 34 x 34,5 x 3,5 cm, display: 95 x 49 mm
- Ampia superficie di appoggio: 34 x 34,5 cm
- Dimensione cifre: 39 mm
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125741105
 • Cod. art.: 741.10



Bilancia pesapersona meccanica

- Il modello classico con scala graduata visibile completamente



- Indicazione analogica del peso con scala graduata visibile completamente
- Superficie antiscivolo
- Indicazione kg
- Portata: 135 kg / Graduazione: 1 kg
- Dimensioni: 43 x 34 x 5,5 cm, display: Ø 150 mm
- Ampia superficie di appoggio: 28 x 34 cm
- Dimensione cifre: 8 mm
- Non servono batterie

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125716004
 • Cod. art.: 716.00



Bilancia pesabagagli

- Ideale per i viaggi aerei: mai più costi aggiuntivi per bagagli eccedenti il limite di peso
- Display LCD blu retroilluminato
- Con metro



- Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli
- Funzione fermo-pesata automatica
- Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio
- Display LCD ben leggibile
- Adatta anche per pesare altri oggetti
- Metro: 1 m / 3 ft
- Commutazione di g, oz, kg, lb
- Tecnologia di accensione: Button-On
- Spegnimento/arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 40 kg / Graduazione: 10 g
- Dimensioni: 13,9 x 3,2 x 3,6 cm
- Lunghezza cintura: 15,1 cm
- Dimensione cifre: 11 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
 • Cod. EAN: 4211125732127
 • Cod. art.: 732.12



Bilancia pesabagagli

- Ideale per i viaggi aerei: mai più costi aggiuntivi per bagagli eccedenti il limite di peso
- Segnale acustico per funzione fermo-pesata automatica
- Con comoda torcia tascabile




- Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli
- Funzione fermo-pesata automatica con segnale acustico
- Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio
- Display LCD ben leggibile
- Adatta anche per pesare altri oggetti
- Torcia tascabile
- Commutazione kg/lb
- Tecnologia di accensione: Button-On
- Spegnimento/arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 50 kg / Graduazione: 50 g
- Dimensioni: 13,8 x 3,2 x 5,5 cm
- Lunghezza cintura: 22,5 cm
- Dimensione cifre: 9 mm
- Incl. 3 batterie LR44

• UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
 • Cod. EAN: 4211125732103
 • Cod. art.: 732.10



Travelmeister 3 in 1

- Ideale in viaggio
- Caricatore power bank, bilancia pesabagagli e torcia tascabile in un solo apparecchio



- Caricatore power bank, bilancia pesabagagli e torcia tascabile
- Con cintura di fissaggio rimovibile per una soluzione salvaspazio
- Display LCD nero ben leggibile
- Adatta anche per pesare altri oggetti
- Torcia tascabile
- Per caricare i dispositivi ricaricabili con interfaccia USB (ad es. smartphone)
- Fino a 2 cariche di smartphone comunemente in uso
- Power bank (batteria ricaricabile da 5000 mAh)
- Incluso cavo micro USB
- Commutazione di g, oz, kg, lb
- Tecnologia di accensione: Button-On
- Spegnimento/arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Portata: 50 kg / Graduazione: 10 g
- Dimensioni: 15,8 x Ø 3,3 cm
- Lunghezza cintura: 14 cm
- Dimensione cifre: 8 mm
- Batteria ricaricabile da 5000 mAh

• UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
 • Cod. EAN: 4211125732189
 • Cod. art.: 732.18











Bilance da cucina





Piccoli aiutanti per cucinare in grande!

Un'alimentazione sana ed equilibrata può essere così facile. Le bilance da cucina Beurer vi aiutano a tenere sotto controllo il peso a lungo termine e ad aumentare il vostro benessere. Lineari o divertenti, pratiche, trendy o maneggevoli: il prodotto giusto per soddisfare tutti i gusti. Per consentirvi un facile orientamento all'interno del nostro vasto assortimento, abbiamo suddiviso le nostre bilance da cucina in quattro categorie. A voi l'imbarazzo della scelta!





Design

				
KS 19 Bon Appétit Cod. art.: 704.18	KS 19 Love Cod. art.: 704.17	KS 19 Breakfast Cod. art.: 704.03	KS 19 Ice-cream Cod. art.: 704.02	KS 19 Berry Cod. art.: 704.05
				
KS 19 Fresh Cod. art.: 704.06	KS 19 Lemon Cod. art.: 704.07	KS 19 Sequence Cod. art.: 704.08	KS 19 Black Cod. art.: 704.04	KS 19 Slate Cod. art.: 704.16

Classic

	
KS 22 Cod. art.: 704.10	KS 28 Cod. art.: 708.25

Comfort

			
KS 25 Cod. art.: 704.15	KS 33 Cod. art.: 704.35	KS 51 Cod. art.: 706.51	KS 54 Cod. art.: 708.40

Premium

			
KS 36 Cod. art.: 704.45	KS 52 Cod. art.: 706.10	KS 59 XXL Cod. art.: 705.30	DS 61 Cod. art.: 709.05



Design
62



Classic



Comfort



Premium

KS 19 Bon Appétit / Love



Design

Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina moderna
- Funzionamento mediante sensori



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
- Cod. EAN: Bon Appétit: 4211125704186
Cod. art.: Bon Appétit: 704.18
- Cod. EAN: Love: 4211125704179
Cod. art.: Love: 704.17

KS 19 Breakfast / Ice-cream



Design

Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina moderna
- Funzionamento mediante sensori



1 espositore per unità di vendita



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
- Cod. EAN: Breakfast: 4211125704032
Cod. art.: Breakfast: 704.03
- Cod. EAN: Ice-cream: 4211125704025
Cod. art.: Ice-cream: 704.02

KS 19 Berry / Fresh / Lemon



Design

Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina moderna
- Funzionamento mediante sensori



1 espositore per unità di vendita



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
- Cod. EAN: Berry: 4211125704056
Cod. art.: Berry: 704.05
- Cod. EAN: Fresh: 4211125704063
Cod. art.: Fresh: 704.06
- Cod. EAN: Lemon: 4211125704070
Cod. art.: Lemon: 704.07

KS 19 Sequence / Black



Design

Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina moderna
- Funzionamento mediante sensori



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: Sequence: 4211125704087
Cod. art.: Sequence: 704.08
- Cod. EAN: Black: 4211125704049
Cod. art.: Black: 704.04

KS 19 Slate



Design


Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina moderna
- Funzionamento mediante sensori



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

- UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
- Cod. EAN: 4211125704162
Cod. art.: 704.16





KS 22
Classic



Bilancia da cucina

- Design a "sandwich"
- Piccolo e maneggevole
- Superficie d'appoggio in acciaio inox

• Funzionamento moderno mediante sensori

• Portata: 3 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di g, oz

• Funzione tara

• Arresto automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: 17 x 11,5 x 2,7 cm

• Superficie d'appoggio: 11 x 11 cm

• Dimensioni display: 4,5 x 1,6 cm

• Dimensione cifre: 15 mm

• Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4

• Cod. EAN: 4211125704100

• Cod. art.: 704.10



KS 28
Classic



Bilancia da cucina

- Bilancia da cucina rotonda facile da pulire
- Ingombro ridotto: solo 19 mm di altezza
- Funzionamento mediante sensori

• Funzionamento moderno mediante sensori

• Portata: 5 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di g, kg, lb, oz

• Funzione tara

• Arresto automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: Ø 18,8 x 1,9 cm

• Dimensioni display: 4,4 x 2 cm

• Dimensione cifre: 16 mm

• Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

• Cod. EAN: 4211125708252

• Cod. art.: 708.25



KS 25
Comfort



Bilancia da cucina

- Con display retroilluminato blu
- Ciotola con capacità da 1,2 l

• Capacità 1,2 l

• La ciotola è lavabile in lavastoviglie

• Portata: 3 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di kg, g, lb:oz

• Funzione tara

• Arresto automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: 22 x 15 x 5 cm

• Ciotola: Ø 14,2 cm

• Dimensioni display: 6,5 x 2,8 cm

• Dimensione cifre: 22 mm

• Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V


• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

• Cod. EAN: 4211125704155

• Cod. art.: 704.15



KS 33
Comfort



Bilancia da cucina

- Elegante bilancia da cucina con piatto in vetro di grandi dimensioni
- Con indicatore liquidi (latte + acqua)
- Ampio display nero rotondo

• Funzionamento moderno mediante sensori

• Pratica predisposizione per aggancio verticale

• Superficie di pesatura facile da pulire

• Portata: 5 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di g, ml, lb:oz

• Funzione tara

• Arresto automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: 14,9 x 22,3 x 4,0 cm

• Superficie d'appoggio: Ø 15 cm

• Dimensioni display: Ø 56 mm

• Dimensione cifre: 31 mm

• Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

• Cod. EAN: 4211125704353

• Cod. art.: 704.35



KS 51
Comfort



Bilancia da cucina

- Superficie di appoggio in acciaio inox spazzolato
- Superficie con rivestimento: anti-impronta, facile da pulire
- Ultrapiatta: solo 15 mm
- Display nero retroilluminato

• Funzionamento moderno mediante sensori

• Ultrapiatta: solo 15 mm

• Display nero retroilluminato

• Portata: 5 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di g, oz, ml

• Funzione tara

• Disinserimento automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: 20,3 x 18,2 x 1,5 cm

• Dimensioni display: 5,3 x 2,4 cm

• Dimensione cifre: 18 mm

• Incl. 2 batterie da 3 V CR2032


• UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4

• Cod. EAN: 4211125706517

• Cod. art.: 706.51



KS 54
Comfort



Bilancia da cucina

- Ampia ciotola in acciaio inox spazzolato
- Con funzione timer
- Termometro da ambiente integrato

• Capacità: 1,5 l

• La ciotola è lavabile in lavastoviglie

• Portata: 5 kg

• Graduazione: 1 g

• Commutazione di g, oz

• Funzione tara

• Arresto automatico, indicatore di sovraccarico

• Dimensioni: 19 x 5,8 cm

• Ciotola: 21,3 x 9,3 cm

• Dimensioni display: 4,6 x 2,2 cm

• Dimensione cifre: 10 mm

• Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V


• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

• Cod. EAN: 4211125708405

• Cod. art.: 708.40



- Bilancia da cucina di precisione**
- Per la pesatura di spezie, polveri o pigmenti
 - Funzione di calibrazione con peso di regolazione
 - Ultrapiatta: solo 20 mm
 - Display invisibile; compare solo alla misurazione



- Con peso di regolazione
- Portata: 2 kg
- Graduazione: 0,1 g < 500 g
- Commutazione di g, oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 19 x 9,5 x 2 cm
- Superficie d'appoggio: 11,5 x 8 cm
- Dimensioni display: 5 x 1 cm
- Dimensione cifre: 10 mm
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125704452
- Cod. art.: 704.45



- Bilancia da cucina a parete**
- Salvaspazio e sempre a portata di mano grazie alla superficie d'appoggio ribaltabile
 - Supporto separato per semplice montaggio a parete
 - Orologio e funzione timer
 - Richiudibile con predisposizione per aggancio verticale



- Orologio e funzione timer
- Superficie di pesatura facile da pulire
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, lb:oz, ml, fl.oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 22,5 x 16 x 5,3 cm
- Superficie d'appoggio: Ø 16 cm
- Dimensioni display: 4,5 x 2,0 cm
- Dimensione cifre: 12 mm
- Incl. 2 batterie AA da 1,5 V
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125706104
- Cod. art.: 706.10




- Bilancia domestica**
- Con funzione memoria: per la visualizzazione degli ultimi valori misurati
 - Ideale anche per pesare imballaggi
 - Superficie di pesatura extra large



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Superficie in vetro facile da pulire
- Portata elevata: 20 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, kg, oz, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 22 x 30 x 2,5 cm
- Superficie d'appoggio: 22 x 30 cm
- Dimensioni display: 8,0 x 3,0 cm
- Dimensione cifre: 20 mm
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125705305
- Cod. art.: 705.30



- Bilancia nutrizionale**
- Per un'alimentazione consapevole
 - Valori nutrizionali ed energetici di 950 alimenti (kcal, kJ, grassi, unità pane, proteine, carboidrati e colesterolo) e spazio per 50 posizioni di memoria personalizzabili



- Funzionamento moderno mediante sensori
- Incl. 99 posizioni di memoria per le misurazioni
- Portata: 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Commutazione di g, lb:oz
- Funzione tara
- Arresto automatico, indicatore di sovraccarico
- Dimensioni: 16,5 x 23 x 2,4 cm
- Dimensioni display: 6 x 4,5 cm
- Dimensione cifre: 13 mm
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125709051
- Cod. art.: 709.05



Vivere in modo consapevole comporta anche un'alimentazione consapevole

È seguendo questo principio che Beurer ha sviluppato la bilancia nutrizionale DS 61.

È sufficiente premere un pulsante della bilancia per visualizzare i valori nutrizionali ed energetici di 1000 alimenti. Questo facilita il rapporto quotidiano con un'alimentazione consapevole e permette di risparmiare tempo. La bilancia nutrizionale DS 61 offre inoltre la possibilità di personalizzare 50 posizioni di memoria a proprio piacimento. Ciò significa che gli alimenti più utilizzati potranno essere richiamati in modo semplice.

Vivere sani è semplicissimo!



Aria e aroma




Fate un bel respiro e mantenetevi in salute

La maggior parte di noi trascorre fino al 90% della propria vita in ambienti chiusi. Un'aria salubre e umidificata agevola la respirazione, riduce la concentrazione di polvere, aumenta la capacità di concentrazione e protegge occhi e pelle dalla disidratazione. I diffusori aromatici biologici di Beurer creano un'atmosfera ancora più piacevole grazie all'uso di oli essenziali.


1 Depurazione dell'aria

Grazie al sistema di filtro a tre strati (pre-filtro + filtro a carbone attivo + filtro HEPA) i nostri depuratori raggiungono una capacità filtrante fino al 99,5%. Questa tecnologia innovativa consente di purificare l'aria in qualsiasi stanza.



2 Umidificazione dell'aria

Nei periodi in cui è in funzione il riscaldamento, spesso è difficile raggiungere l'umidità ottimale pari al 40-60%. I nostri umidificatori con nebulizzazione a ultrasuoni¹⁾ ed evaporazione dell'acqua²⁾ permettono di raggiungere il livello di umidità ottimale.



3 Filtro dell'aria

Il filtro e l'umidificazione dell'aria utilizzati in modo ottimale tra loro contribuiscono a migliorare il clima del locale. Particolarmente adatto anche agli allergici! Inoltre il nostro prodotto consente di risparmiare molto in termini di consumo.

4 Deumidificazione dell'aria

Per impedire la formazione di muffa e garantire un clima sano, la cosa migliore è sempre utilizzare un deumidificatore. Abbiamo il prodotto giusto per le dimensioni del vostro ambiente, utilizzabile anche nel lungo periodo.

5 Profumazione dell'ambiente

I diffusori di aroma, attraverso la profumazione personalizzata dell'ambiente con oli aromatici biologici, aiutano a creare un clima piacevole e rilassato. Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni e con la luce a LED colorata variabile è inoltre possibile creare un'atmosfera particolare.



Depuratore dell'aria



Filtro dell'aria



Deumidificatore



Umidificatore



Diffusore aromatico





LR 200

Depuratore dell'aria

- Depurazione dell'aria con un sistema di filtro a tre strati (pre-filtro + filtro a carbone attivo + filtro HEPA)
- Capacità filtrante: 99,5%
- Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile
- Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e pannello comandi oscurato
- Con funzione timer

- Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati
- Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile
- 3 livelli
- Adatto a spazi fino a 15 m²
- Pannello di comando illuminato
- Indicatore di cambio filtro
- Arresto automatico di sicurezza
- Ca. 60 Watt
- Kit di postvendita Cod. art. 660.04 pre-filtro, filtro combinato (HEPA + carbone attivo)

- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125660024
- Cod. art.: 660.02



LR 300

Depuratore dell'aria

- Depurazione dell'aria con un sistema di filtro a tre strati (pre-filtro + filtro a carbone attivo + filtro HEPA)
- Capacità filtrante: 99,5%
- Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite luce ultravioletta attivabile
- Con funzione timer
- Con funzione automatica - controllo adatto all'aria presente nell'ambiente

- Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati
- Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite luce ultravioletta attivabile
- 3 livelli
- Adatto a spazi fino a 35 m²
- Pannello di comando illuminato
- Indicatore di cambio filtro
- Arresto automatico di sicurezza
- Ca. 50 Watt
- Kit di postvendita Cod. art. 660.12 pre-filtro, filtro combinato (HEPA + carbone attivo)

- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125660086
- Cod. art.: 660.08



LR 330 2 in 1

Depuratore dell'aria comfort: depurazione umidificazione dell'aria in un unico prodotto

- Depurazione dell'aria con un sistema di filtro a tre strati (pre-filtro + filtro a carbone attivo + filtro HEPA)
- Capacità filtrante: 85%
- Umidificazione dell'aria mediante evaporazione a freddo: autoregolante, max 220 ml/h
- Con indicatore dell'umidità dell'aria attuale nell'ambiente
- Impostazione dell'umidità desiderata (40-80%)

- Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati
- Umidificazione autoregolante, max. 220 ml/h
- 3 livelli
- Adatto a spazi fino a 35 m²
- Dimensioni serbatoio: 4,6 l
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- Gruppo dischi lavabile in lavastoviglie
- Funzione timer
- Display illuminato e serbatoio dell'acqua
- Indicatore di cambio filtro
- Arresto automatico di sicurezza
- Ca. 35 Watt
- Kit di postvendita Cod. art. 660.11 pre-filtro, filtro combinato (HEPA + carbone attivo)

- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125660055
- Cod. art.: 660.05



LW 220 2 in 1 bianco / nero

Filtro dell'aria

- Umidificazione dell'aria mediante evaporazione a freddo: a basso consumo energetico e autoregolante
- Depurazione dell'aria: l'acqua purifica l'aria da polveri, polline, peli di animali e odori
- Con sensore e indicatore del livello dell'acqua nonché arresto di sicurezza a serbatoio vuoto
- Funzionamento estremamente silenzioso
- LCD blu

- Umidificazione autoregolante
- 3 livelli
- Adatto a spazi fino a ca. 40 m²
- Funzionamento notturno su livello 1 o 2
- Depurazione tramite filtro dell'aria
- Capacità serbatoio max.: ca. 7,25 l
- Componenti facilmente scomponibili
- 3 livelli
- Superficie di umidificazione: ca. 2,5 m²
- LCD illuminato di colore blu
- Indicatore di livello
- Gruppo dischi e vasca dell'acqua lavabili in lavastoviglie
- Disinserimento automatico di sicurezza
- Possibilità di utilizzo con timer
- Ca. 7 Watt
- Incl. additivo per l'acqua "BEURER AquaFresh" e soluzione detergente "BEURER AntiCal"
- Postvendita Cod. art. 162.955 "BEURER AquaFresh" 200 ml
- Postvendita Cod. art. 162.956 "BEURER Antical" 250 ml


- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: w: 4211125660178
- Cod. EAN: s: 4211125660161
- Cod. art.: w: 660.17 s: 660.16

Altre informazioni di prodotto

Depuratore dell'aria

Una vita sana e la prevenzione sanitaria sono di tendenza in tutto il mondo. Ne fa parte anche l'aria ambiente. Tuttavia l'aria che respiriamo è spesso di cattiva qualità. Gli agenti contaminanti non sono visibili all'occhio umano. La nostra efficace tecnologia a tre strati costituita da pre-filtro, filtro HEPA e filtro a carboni attivi, consente di filtrare la maggior parte degli agenti contaminanti. In particolare gli allergici prediligono il filtro HEPA. L'aria viene liberata da pollini, acari, polvere sottile e batteri con una capacità di filtrazione fino al 99,5%.

Funzionamento LR 200/LR 300 Funzionamento LR 330



Deumidificatori

Un'umidità dell'aria troppo elevata può causare diversi problemi: a cominciare dall'odore di muffa, comparsa di macchie scure sulle pareti, muffa e ruggine e può perfino mettere in pericolo la salute.

Cambiare aria regolarmente può spesso non bastare. I nostri deumidificatori contribuiscono a migliorare il clima degli ambienti sottraendo all'aria l'umidità in eccesso.

Ideale da utilizzare in bagno, nella casa di vacanza utilizzata saltuariamente o nella stanza degli hobby.



Umidificatore

L'umidità ottimale dell'aria in ambienti chiusi è compresa fra il 40% e il 60%. Nelle fredde giornate invernali il calore artificiale prodotto dal riscaldamento riduce sensibilmente l'umidità relativa dell'aria. Un'aria ambiente troppo secca influisce sul benessere e danneggia la salute. Le particelle di polvere si propagano più facilmente nell'aria secca causando ulteriori difficoltà agli allergici

Inoltre l'aria cerca fonti di umidità alternative andando a sottrarla alla nostra pelle, alle piante e ai mobili. Di conseguenza è importante umidificare ulteriormente l'aria. I nostri umidificatori apportano l'umidità necessaria all'aria ambiente. In questo modo la nebulizzazione dell'acqua lega le particelle di polvere all'aria impedendo la diffusione degli agenti patogeni.





- Deumidificatori**
- Prestazioni di deumidificazione fino a 10 l/24h
 - Ideale anche per la deumidificazione continua
 - Impostazione dell'umidità desiderata (40, 50, 60%), possibilità di funzionamento continuo
 - Con funzione timer
 - Display illuminato
 - Serbatoio estraibile



2 stage blower setting

dehumidification

10 litres per day

for rooms up to 30 m²

210 watts

- Funzionamento a 1 livello
- Adatto per ambienti da 20 a 30 m²
- Impostazione dell'umidità desiderata (40, 50, 60%), possibilità di funzionamento continuo
- Possibilità di collegare un tubo per condensa esterno (incluso)
- Funzionamento silenzioso
- Filtro lavabile
- Serbatoio dell'acqua: ca. 1,8 l
- Serbatoio estraibile con livello dell'acqua visibile
- Struttura dell'apparecchio facile da pulire
- Con impugnatura
- Ca. 210 Watt
-
- Indicatori LED illuminati
-
- Protezione anti-traboccamento tramite arresto automatico incl. luce di emergenza

- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125661106
- Cod. art.: 661.10



- Deumidificatori**
- Prestazioni di deumidificazione fino a 20 l/24h
 - Ideale anche per la deumidificazione continua
 - Impostazione dell'umidità desiderata (40, 50, 60, 70%), possibilità di funzionamento continuo
 - Con funzione a ioni attivabile per la depurazione dell'aria
 - Con funzione timer
 - Display illuminato
 - Serbatoio estraibile



2 stage blower setting

dehumidification

20 litres per day

for rooms up to 60 m²

300 watts

- 2 livelli
- Adatto per ambienti da 40 a 60 m²
- Impostazione dell'umidità desiderata (40, 50, 60, 70%), possibilità di funzionamento continuo
- Con funzione a ioni attivabile per la depurazione dell'aria
- Con funzione memoria
- Possibilità di collegare un tubo per condensa esterno (incluso)
- Funzionamento silenzioso
- Filtro lavabile
- Serbatoio dell'acqua: ca. 4 l
- Serbatoio estraibile con livello dell'acqua visibile
- Struttura dell'apparecchio facile da pulire
- Con impugnatura e ruote
- Con avvolgimento cavo
- Uscita dell'aria orientabile
- Indicatori LED illuminati
- Protezione anti-traboccamento tramite arresto automatico incl. luce di emergenza
- Ca. 300 Watt

- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125661113
- Cod. art.: 661.11



- Mini umidificatore**
- Ideale in viaggio o in ufficio
 - Funziona con tutti i tipi di bottiglie di plastica (non comprese nella fornitura) che possono essere utilizzate come serbatoio rimovibile
 - Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Con sacca di custodia



ultrasonic technology

for rooms up to 20 m²

12 watts

- Umidificazione fino a max. 80 ml/h
- Regolazione continua
-
- Adatto a spazi fino a 20 m²
- Funzionamento molto silenzioso
-
- Bottiglia di plastica disponibile in commercio come serbatoio rimovibile
- Elevata sicurezza operativa grazie alla bassa tensione da 24 Volt
- Uscita nebulizzazione illuminata
- Livello dell'acqua visibile nella bottiglia
-
- Arresto automatico
- Regolazione continua ca. 12 Watt
-
- Incl. 2 adattatori per bottiglie, spazzola per la pulizia, adattatore e custodia

- UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
- Cod. EAN: 4211125680053
- Cod. art.: 680.05



- Umidificatore**
- Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni: a basso consumo energetico e silenzioso
 - Per profumare l'ambiente, adatto per oli essenziali
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e senza fastidiosa illuminazione



ultrasonic technology

for rooms up to 20 m²

20 watts

night mode

SLEEP LINE

HYPOALLERGENIC

- Umidificazione fino a max. 200 ml/h
- 2 livelli
-
- Adatto a spazi fino a 20 m²
- Funzionamento molto silenzioso
-
- Dimensioni serbatoio: 2,0 l
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
-
- LED di controllo: bianco e blu indicano diversi livelli di nebulizzazione, rosso indica che il serbatoio dell'acqua è vuoto
- Arresto automatico
- a 2 livelli: ca. 20 Watt
- 15 inserti aromatici per l'impiego di aromi
- Incl. spazzola per la pulizia
-
-
-
- Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 163.803

- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: white: 4211125681135
- Cod. art.: white: 681.13
- Cod. EAN: toffee: 4211125681173
- Cod. art.: toffee: 681.17



- Umidificatore**
- Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni: a basso consumo energetico e silenzioso
 - Per profumare l'ambiente, adatto per oli essenziali



ultrasonic technology

for rooms up to 25 m²

20 watts

HYPOALLERGENIC

- Umidificazione fino a max. 220 ml/h
- Regolazione continua
-
- Adatto a spazi fino a 25 m²
- Funzionamento molto silenzioso
-
- Dimensioni serbatoio: 2,8 l
- Serbatoio rimovibile con livello dell'acqua visibile
-
- LED di controllo
-
- Arresto automatico
- Regolazione continua ca. 20 Watt
- 15 inserti aromatici per l'impiego di aromi
- Incl. spazzola per la pulizia
-
-
- Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 162.843

- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125681050
- Cod. art.: 681.05



- Umidificatore**
- Con evaporazione dell'acqua
 - Batteriologicamente pura e igienica
 - Con tamponi anticalcare contro la calcificazione troppo rapida
 - Serbatoio dell'acqua rimovibile



evaporation technology

for rooms up to 40 m²

180-380 watts

- Capacità di umidificazione a 2 livelli: 150 ml/h + 400 ml/h
- 2 livelli
-
- Adatto a spazi fino a 40 m²
- Funzionamento silenzioso
- Vapore acqueo igienico
- Dimensioni serbatoio: 5 l
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
-
- LED di controllo
- Finestrella del livello dell'acqua
-
- Arresto automatico / dispositivo antisurriscaldamento
- a 2 livelli: ca. 180/380 Watt
-
- Con inserti anticalcare contro la calcificazione troppo rapida

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125681104
- Cod. art.: 681.10



- Umidificatore**
- Nebulizzazione a ultrasuoni ed evaporazione dell'acqua
 - Elevata umidificazione grazie alla tecnologia a ultrasuoni
 - Migliore igiene e riduzione dei batteri tramite riscaldamento dell'acqua
 - Serbatoio dell'acqua rimovibile



ultrasonic technology

evaporation technology

for rooms up to 48 m²

16-280 watts

HYPO-ALLERGEN

- Umidificazione fino a max. 550 ml/h
- Nebulizzatore a ultrasuoni a regolazione continua
- Riscaldamento dell'acqua regolabile su 3 livelli
- Adatto a spazi fino a 48 m²
- Funzionamento silenzioso
- Vapore acqueo igienico
- Dimensioni serbatoio: 6 l
- Serbatoio rimovibile con livello dell'acqua visibile
- Anello di funzionamento illuminato
- Arresto automatico con funzione di visualizzazione
- ca. 16 - 280 Watt
- Incl. 15 inserti anticalcare contro la calcificazione troppo rapida e 15 inserti aromatici per l'impiego di aromi
- Incl. pennello per la pulizia
- Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 162.843

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: w: 4211125681166
 • Cod. EAN: b: 4211125681159
 • Cod. art.: w: 681.16 b: 681.15



- Termoigrometro**
- Indicazione di temperatura e umidità dell'aria
 - Ideale per il controllo delle condizioni ambientali
 - Display smiley
 - Termoigrometro per posizionamento su tavolo o fissaggio a parete

☺ ottimale
 ☹ secco
 ☹ umido

temperature display

humidity display

°C / °F

- Indicazione minima/massima per temperatura e umidità relativa
- Indicatore smiley
 ☺ = Temperatura: 20-25°C,
 30-60% di umidità dell'aria (ideale)
 ☹ = qualsiasi valore di temperatura,
 <30% di umidità dell'aria (secco)
 ☹ = qualsiasi valore di temperatura,
 >60% umidità dell'aria (umido)

- Commutabilità °C/°F
- Supporto da tavolo pieghevole e possibilità di montaggio a parete
- Incl. 1 batteria CR2025
- Dimensioni: 99 x 81 x 11 mm

• UV: 10 Cartone di trasporto: 5 x 10
 • Cod. EAN: 4211125679156
 • Cod. art.: 679.15



- Termoigrometro**
- Indicazione di temperatura e umidità dell'aria
 - Rapida panoramica: indicatore del clima ambiente colorato
 - Piccolo ed elegante: ideale per il controllo discreto del clima ambiente
 - Con app gratuita "beurer FreshRoom" da scaricare per monitoraggio su lungo periodo



climate indicator

multi room

temperature display

PLUS X AWARD
honoured as
BEST PRODUCT
2017

humidity display

time

°C / °F

SLEEP LINE
MEDICAL TESTED

- Indicatore di orario, temperatura e umidità del relativo ambiente
- Indicazione del clima ambiente mediante spia colorata
 Verde = buona qualità dell'aria
 Rosso = qualità dell'aria scadente
- Soglie impostabili individualmente per temperatura e umidità dell'aria
- Indicatore multi-stanza: mediante l'app è possibile gestire diversi apparecchi
- Indicazione di sostituzione batterie
- Commutabilità °C/°F
- Con predisposizione per montaggio a parete
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Dimensioni: 32 x 32 x 76 mm
- Informazioni di base leggibili sull'apparecchio. Piena funzionalità solo con l'app "beurer FreshRoom"
- Download gratuito dell'app "beurer FreshRoom"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
 • Cod. EAN: 4211125678050
 • Cod. art.: 678.05



- Diffusore aromatico**
- Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Adatto per oli aromatici idrosolubili
 - Con luce colorata variabile
 - Utilizzabile in viaggio grazie alla porta USB



light colour change

auto off

ultrasonic technology

80 ml

for rooms up to 10 m²

5 watts

HYPO-ALLERGEN

- Funzionamento a 1 livello
- Adatto a spazi fino a ca. 10 m²
- Funzionamento molto silenzioso
- Nebulizzazione con o senza luce
- Capacità del serbatoio: 80 ml
- Con due opzioni di alimentazione: tramite interfaccia USB (cavo USB incluso) oppure tramite alimentatore USB (incluso)
- Sistema di arresto/spegnimento automatico
- Ca. 5 Watt
- Componenti facili da pulire

• UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
 • Cod. EAN: 4211125606299
 • Cod. art.: 606.29



- Diffusore aromatico**
- Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Adatto per oli aromatici idrosolubili
 - Con luce colorata variabile



light colour change

auto off

ultrasonic technology

100 ml

for rooms up to 15 m²

12 watts

HYPO-ALLERGEN

- Funzionamento a 1 livello
- Adatto a spazi fino a ca. 15 m²
- Funzionamento molto silenzioso
- Nebulizzazione con o senza luce
- Capacità del serbatoio: 100 ml
- Sistema di arresto/spegnimento automatico
- Ca. 12 Watt
- Componenti facili da pulire

• UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
 • Cod. EAN: 4211125606312
 • Cod. art.: 606.31



- Oli essenziali idrosolubili**
- Per una profumazione personalizzata dell'ambiente
 - Oli biologici naturali al 100%, senza sostanze sintetiche
 - Adatti per Beurer LA 20, LA 30, LB 37, LB 44, LB 88, LW 220

vitality rinfrescante
 relax rilassante
 harmony benefico
 sleep well calmante
 Profumazioni disponibili

bio

HYPO-ALLERGEN

- Olio aromatico Vitality: rinfrescante con bergamotto, arancia e pompelmo
- Olio aromatico Relax: rilassante con arancia, ylang ylang, benzoe e vaniglia
- Olio aromatico Harmony: benefico con vaniglia, pompelmo e arancia
- Olio aromatico Sleep Well: favorisce il sonno e calma con cembro e lavanda

UV: 5 Cartone di trasporto: 3 x 5
 • Cod. EAN: Vitality: 4211125681302
 Cod. art.: Vitality: 681.30
 • Cod. EAN: Harmony: 4211125681319
 Cod. art.: Harmony: 681.31
 • Cod. EAN: Relax: 4211125681326
 Cod. art.: Relax: 681.32
 • Cod. EAN: Sleep Well: 4211125681333
 Cod. art.: Sleep Well: 681.33

Sonno e riposo



Attività di monitoraggio e analisi del sonno precise, comprovate nel laboratorio del sonno

Con il sensore del sonno SE 80 SleepExpert di Beurer potete monitorare il vostro sonno e riconoscere le cause di eventuali problemi del sonno. Le attività durante il sonno, dal rilevamento della frequenza respiratoria e della frequenza cardiaca fino al ritmo del sonno, vengono registrate in modo continuo e preciso. Il sensore del sonno senza contatto trasmette i dati mediante Bluetooth® allo smartphone. Le valutazioni vengono rappresentate e documentate in modo chiaro grazie all'app gratuita "beurer SleepExpert" di Beurer.

SleepExpert SE 80 – Sensore del sonno

- Discreto e impercettibile: si posiziona sotto il materasso
- Con funzione "Fresh Wake" per un risveglio riposato
- Funzione di rilevazione dei disturbi del respiro
- Consigli personalizzati per migliorare la qualità del sonno
- Analisi del riposo durante la notte
- Analisi delle fasi del sonno (ipnogramma)
- Frequenze cardiaca e respiratoria

HIGH PRECISION
Sleep EXPERT
SENSOR



in cooperation with:
EarlySense
Proactive Patient Care

Innovativa rilevazione del russamento tramite registrazione dei rumori del russamento e del corpo

Il russamento viene interrotto efficacemente tramite tono e/o vibrazione nell'orecchio. Il russamento leggero o forte può essere inoltre analizzato con precisione grazie all'app gratuita "beurer SleepQuiet". Una rappresentazione grafica permette di avere subito sott'occhio il numero di russamenti all'ora. Inoltre, viene calcolato il volume del russamento più forte della notte, ed è possibile tenere un diario per riconoscere le possibili cause di questo disturbo. Finalmente notti tranquille e riposanti!

Dispositivo antirussamento SL 70


- Delicata terapia antirussamento tramite rilevazione in tempo reale del russamento
- Eliminazione immediata tramite tono e/o vibrazione nell'orecchio
- Intensità massima di allarme, sensibilità e ora di inizio regolabile
- Fissabile all'orecchio: discreto e impercettibile



Termo-igrometro Umidificatore Depuratore dell'aria Lampada di luce naturale del giorno Day & Night Luce sveglia Copri-materassi CosyNight Dispositivo antirussamento Sensore del sonno



- Termoigrometro**
- Indicazione di temperatura e umidità dell'aria
 - Rapida panoramica: indicatore del clima ambiente colorato
 - Piccolo ed elegante: ideale per il controllo discreto del clima ambiente
 - Con app gratuita "beurer FreshRoom" da scaricare per monitoraggio su lungo periodo




- Indicatore di orario, temperatura e umidità del relativo ambiente
- Indicazione del clima ambiente mediante spia colorata
Verde = buona qualità dell'aria
Rosso = qualità dell'aria scadente
- Soglie impostabili individualmente per temperatura e umidità dell'aria
- Indicatore multi-stanza: mediante l'app è possibile gestire diversi apparecchi
- Indicazione di sostituzione batterie
- Commutabilità °C/°F
- Con predisposizione per montaggio a parete
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Dimensioni: 32 x 32 x 76 mm
- Informazioni di base leggibili sull'apparecchio. Piena funzionalità solo con l'app "beurer FreshRoom"
- Download gratuito dell'app "beurer FreshRoom"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
• Cod. EAN: 4211125678050
• Cod. art.: 678.05



- Umidificatore**
- Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni: a basso consumo energetico e silenzioso
 - Per profumare l'ambiente, adatto per oli essenziali
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e senza fastidiosa illuminazione




- Umidificazione fino a max. 200 ml/h
- 2 livelli
- Adatto a spazi fino a 20 m²
- Funzionamento molto silenzioso
- Dimensioni serbatoio: 2,0 l
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- LED di controllo: bianco e blu indicano diversi livelli di nebulizzazione, rosso indica che il serbatoio dell'acqua è vuoto
- Sistema di arresto/spegnimento automatico
- a 2 livelli: ca. 20 Watt
- 15 inserti aromatici per l'impiego di aromi
- Incl. spazzola per la pulizia

• Filtro anticalcare disponibile su richiesta, cod. art.: 163.803

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: white: 4211125681135
Cod. art.: white: 681.13
• Cod. EAN: toffee: 4211125681173
Cod. art.: toffee: 681.17




- Depuratore dell'aria**
- Depurazione dell'aria con un sistema di filtro a tre strati (pre-filtro + filtro a carbone attivo + filtro HEPA)
 - Capacità filtrante: 99,5%
 - Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e pannello comandi oscurato
 - Con funzione timer




- Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati
- Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile
- 3 livelli
- Adatto a spazi fino a 15 m²
- Pannello di comando illuminato
- Indicatore di cambio filtro
- Sistema di arresto/spegnimento automatico di sicurezza
- Ca. 60 Watt
- Kit di postvendita Cod. art. 660.04
pre-filtro, filtro combinato (HEPA + carbone attivo)

• UV: 1 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125660024
• Cod. art.: 660.02



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce del giorno per sentirsi in forma e iniziare bene la giornata
 - Addormentamento con luce rossa tenue
 - Per un ritmo giorno-notte regolato
 - Dimensioni compatte
 - Incl. batteria agli ioni di litio
 - Supporto a regolazione variabile




- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux per la luce del giorno (distanza 10 cm)
- Ideale per il comodino o in viaggio
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Indicatore durata del trattamento in intervalli di 10 minuti (10, 20, 30 minuti, 3 LED)
- Timer con spegnimento automatico (dopo 30 min.)
- Superficie illuminazione ca. 21 x 13 cm
- Dimensioni prodotto: ca. 26 x 17 x 2,4 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Funzionamento con batteria ricaricabile
- Indicatore di carica della batteria a LED
- Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale
- Regolazione della luminosità manuale su 5 livelli
- Regolazione automatica della luminosità della luce rossa su 3 livelli
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico (lampada di luce naturale del giorno)
- Temperatura di colore luce del giorno 6000-6500 K

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125677589
• Cod. art.: 677.58



- Luce sveglia**
- Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi dolcemente con la simulazione della luce del sole
 - Con melodie per addormentarsi e svegliarsi, per aiutare il ritmo del sonno
 - Innovativa connessione allo smartphone
 - Utilizzo semplice e pratico anche tramite l'app gratuita "beurer LightUp"
 - Lo smartphone può essere caricato mediante la presa USB
 - Luce d'atmosfera con variazione cromatica



- Simulazione cromatica dell'alba e del tramonto
- Funzione di addormentamento e risveglio
- Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 6 melodie sveglia e 4 melodie "ninna nanna"
- Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)
- 2 orari sveglia regolabili
- 10 posizioni di memoria radio
- Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)
- Retroilluminazione LCD blu, regolazione manuale della luminosità del display
- Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.
- Addormentamento con luce rossa tenue
- Utilizzabile come lampada da lettura
- Area sonno separata nell'app "beurer LightUp"
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer LightUp"
- Download gratuito dell'app "beurer LightUp"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125589288
• Cod. art.: 589.28





- Coprimaterasso termico comfort**
- Coprimaterasso termico controllato da app (WLAN)
 - Pratico controllo a casa e in viaggio
 - Creazione di programmi di riscaldamento personalizzati in base al giorno della settimana
 - Zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Lato superiore in cotone



Icon features for UB 190 CosyNight:

- öko-tex 100
- 30° machine washable
- super breathable
- timer function
- eco control
- 2 heat zones
- remote control
- cotton upper

- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto/spengimento automatico selezionabile
- Abbassamento della temperatura tramite programma di riscaldamento
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
- Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 55 Watt
- Öko-Tex 100
- Configurazione tramite Bluetooth®
- Telecomando tramite WLAN
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer CosyNight"
- Download gratuito dell'app "beurer CosyNight"
- Compatibile con iOS 9.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125370015
 • Cod. art.: 370.01



- Coprimaterasso termico con elastici**
- Coprimaterasso termico controllato da app (WLAN)
 - Pratico controllo a casa e in viaggio
 - Creazione di programmi di riscaldamento personalizzati in base al giorno della settimana
 - Zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
 - Superficie estremamente morbida (micropile)



Icon features for UB 200 CosyNight:

- öko-tex 100
- 30° machine washable
- super breathable
- timer function
- eco control
- 2 heat zones
- remote control
- cosy fleece

- Superficie extramorbida
- Traspirante
- Riscaldamento rapido
- 2 zone con 9 livelli di temperatura
- Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
- Arresto/spengimento automatico selezionabile
- Abbassamento della temperatura tramite programma di riscaldamento
- Display LCD illuminato
- Interruttore rimovibile
- Lato superiore: micropile; lato inferiore: vello
- Dimensione universale per 90 x 200 cm / 100 x 200 cm
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- 55 Watt
- Öko-Tex 100
- Configurazione tramite Bluetooth®
- Telecomando tramite WLAN
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer CosyNight"
- Download gratuito dell'app "beurer CosyNight"
- Compatibile con iOS 9.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125375010
 • Cod. art.: 375.01




- Dispositivo antirussamento**
- Delicata terapia antirussamento, per una notte riposante
 - Per ridurre il russamento
 - Facile utilizzo
 - Fissabile all'orecchio



Icon features for SL 70:

- snore stopper
- sound & vibration
- individually adjustable
- snore analysis
- diary function
- rechargeable battery

- Delicata terapia antirussamento mediante rilevazione in tempo reale del russamento tramite registrazione dei rumori e del suono intrinseco del corpo
- Eliminazione immediata tramite tono e/o vibrazione per l'apertura delle vie respiratorie
- Per ogni genere di russatore
- Analisi precisa del russamento
- Russamento sotto controllo (numero di russate all'ora)
- Indicazione e rappresentazione grafica dei dati (giorno/settimana/anno)
- Rilevazione del volume di russamento massimo
- Funzionamento con batteria ricaricabile
- Regolabile in modo personalizzato (ad es. max. intensità degli impulsi)
- Dimensioni: 49 x 15 x 62 mm / Peso: 15 g
- Incl. 3 diverse grandezze di auricolari
- Incl. alimentatore USB e cavo di ricarica
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer SleepQuiet"
- Download gratuito dell'app "beurer SleepQuiet"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
- UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
- Cod. EAN: 4211125677558
- Cod. art.: 677.55



Dolce terapia antirussamento per notti tranquille!

Il russamento è molto diffuso. Dipende dal rilassamento della muscolatura della lingua e della faringe. Un uomo su 2 oltre i 40 e una donna su 2 oltre i 50 russa.

- Altre cause del russamento oltre all'età sono:
- Sovrappeso
 - Alcol e farmaci
 - Deviazione del setto nasale
 - Allergie
 - Stress

Le conseguenze sono molteplici e vanno dalla stanchezza durante il giorno, alla difficoltà di concentrazione fino ad arrivare alla riduzione delle prestazioni e ad un maggiore rischio di ipertensione, infarto o ictus.

Tuttavia non è coinvolto solo chi russa, anche il partner è disturbato dalle notti rumorose. L'innovativo dispositivo antirussamento SL 70 agisce delicatamente su chi dorme. Se rileva un rumore prodotto dal russamento mediante registrazione del suono o del rumore del corpo emette impulsi sonori e/o vibrazioni per interrompere il russamento, rafforzando le vie respiratorie. Inoltre, il dispositivo può provocare un cambio di posizione.

Finalmente notti tranquille e riposanti!



- Sensore del sonno**
- Sensore del sonno ad alta precisione per una documentazione professionale del sonno
 - Discreto e impercettibile: si posiziona sotto il materasso
 - Per la rilevazione, l'analisi e il miglioramento delle personali abitudini del sonno
 - Comprovato nel laboratorio del sonno

Icon features for SE 80 SleepExpert:

- actual sleep
- sleep phase hypnogram
- moon phases
- movement
- fresh wake
- heart rate
- respiratory rate
- sleep analysis & tips
- SLEEP LINE MEDICALLY TESTED

- Rilevazione della frequenza cardiaca e respiratoria e del movimento
- Analisi precisa delle fasi del sonno / ipnogramma
- Visualizzazione Sleep Score: valutazione chiara della qualità del sonno
- Rappresentazione grafica dei valori rilevati (giorno/settimana/mese)
- Funzione di rilevazione dei disturbi del respiro
- Valutazione del riposo durante la notte
- Diario del sonno
- Consigli personalizzati per migliorare il sonno
- Funzione "Fresh Wake" per un risveglio rilassato nella giusta fase del sonno
- Visualizzazione delle fasi lunari
- Funzione di esportazione
- Incl. alimentatore
- Possibilità di utilizzo con l'app "beurer SleepExpert"
- Download gratuito dell'app "beurer SleepExpert"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2
 • Cod. EAN: 4211125677534
 • Cod. art.: 677.53





Luci sveglia

Ricreate il vostro sorgere del sole privato in camera da letto

Sono lontani i tempi in cui il sonno veniva interrotto da una sveglia ad alto volume. Risvegliatevi in totale delicatezza con le nostre luci sveglia e cominciate la giornata rilassati. Il segreto è una luce debole che diventa sempre più chiara, simulando il sorgere del sole. Un tono sveglia finale, programmabile, vi impedisce di riaddormentarvi. In questo modo il risveglio naturale coincide con il ritmo del sonno.



PER UN DOLCE RISVEGLIO

Freschi e attivi durante la giornata con le nostre luci sveglie in quattro

varianti



Luce sveglia con app

WL 75 – Luce sveglia per addormentarsi dolcemente e svegliarsi in modo naturale



Luce d'atmosfera inclusa

WL 32 – Luce sveglia con LED – Luce sveglia con variazione cromatica



Con postazione di funzione

WL 80 – Luce sveglia con supporto per smartphone/lettore MP3*-Supporto, luce d'atmosfera



Luce sveglia con app 4 in 1

WL 90 – 4 in 1 luce sveglia, luce d'atmosfera, lampada da lettura e stazione musicale



Luce sveglia



Luci sveglia con app



vale per WL 75 e WL 90






WL 32

Luce sveglia

- Risveglio naturale grazie all'aumento graduale dell'intensità della luce
- Risveglio finale con radio o tono sveglia
- Luce d'atmosfera con variazione cromatica



- Simulazione del sorgere del sole (15 o 30 min)
- Possibilità di scegliere tra radio e tono sveglia
- Luce d'atmosfera con variazione cromatica
- 2 orari sveglia regolabili
- 10 posizioni di memoria radio
- Intensità della luce regolabile
- Display LCD retroilluminato con variazione cromatica
- Funzione di ripetizione (Snooze) 5-60 min.
- Funzione "buonanotte"
- Utilizzabile come lampada da comodino
- Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125589226
- Cod. art.: 589.22



WL 75 Bluetooth®



Luce sveglia

- Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi dolcemente con la simulazione della luce del sole
- Con melodie per addormentarsi, svegliarsi ed aiutare il ritmo del sonno
- Innovativa connessione allo smartphone
- Utilizzo semplice e pratico anche tramite l'app gratuita "beurer LightUp"
- Lo smartphone può essere caricato mediante la presa USB
- Luce d'atmosfera con variazione cromatica



- Simulazione cromatica dell'alba e del tramonto
- Funzione di addormentamento e risveglio
- Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 6 melodie sveglia e 4 melodie "ninna nanna"
- Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)
- 2 orari sveglia regolabili
- 10 posizioni di memoria radio
- Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)
- Retroilluminazione blu LCD
- Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.
- Addormentamento con luce rossa tenue
- Utilizzabile come lampada da lettura
- Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
- Area sonno separata nell'app "beurer LightUp"
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer LightUp"
- Download gratuito dell'app "beurer LightUp"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589288
- Cod. art.: 589.28



WL 80

Luce sveglia

- Risveglio naturale grazie all'aumento graduale dell'intensità della luce
- Sveglia finale con radio, toni sveglia, 8 suonerie o musica propria mediante chiavetta USB**
- Incl. supporto per smartphone/lettore MP3*
- Luce d'atmosfera con variazione cromatica



- Simulazione cromatica dell'alba e del tramonto
- Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 8 suonerie o musica propria mediante chiavetta USB
- Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale
- 3 orari sveglia regolabili
- 10 posizioni di memoria radio
- Intensità della luce regolabile (20 livelli di luminosità)
- Display LCD retroilluminato
- Luminosità LCD regolabile
- Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.
- Funzione "buonanotte"
- Utilizzabile come lampada da lettura
- Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
- Pratica superficie di appoggio per smartphone
- Lettore MP3 per ascoltare la propria musica mediante chiavetta USB
- Lo smartphone può essere caricato mediante la presa USB
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589264
- Cod. art.: 589.26




WL 90 Bluetooth®




Luce sveglia

- 4 in 1: luce sveglia, luce d'atmosfera, lampada da lettura e stazione musicale in un unico prodotto
- Utilizzo semplice e pratico anche tramite l'app gratuita "beurer LightUp"
- Risveglio naturale grazie all'aumento graduale dell'intensità della luce
- Lo smartphone può essere caricato mediante la presa USB
- Luce d'atmosfera con variazione cromatica



- Simulazione cromatica dell'alba e del tramonto
- Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 10 suonerie
- Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)
- 3 orari sveglia regolabili
- 10 posizioni di memoria radio
- Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)
- Proiezione del display in blu
- Regolazione automatica della luminosità del display (regolabile anche manualmente)
- Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.
- Funzione "buonanotte"
- Utilizzabile come lampada da lettura
- Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
- Riproduzione di musica mediante streaming Bluetooth® con app
- Piena funzionalità solo con l'app "beurer LightUp"
- Download gratuito dell'app "beurer LightUp"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589271
- Cod. art.: 589.27



* Smartphone non in dotazione ** Chiavetta USB non in dotazione



Fototerapia

Fate entrare il sole!

La luce del sole determina indirettamente la produzione di melatonina, che viene rilasciata nel sangue solo al buio. Questo ormone indica al corpo che è ora di dormire. Nei mesi poco soleggiati si verifica dunque una maggiore produzione di melatonina. Le funzioni corporee risultano rallentate e si fa più fatica ad alzarsi. Le lampade di luce naturale del giorno offrono una razione di luce solare extra e possono interrompere la produzione di melatonina. In questo modo si migliora sensibilmente l'umore. Le lampade di luce naturale di Beurer sono disponibili in diverse forme e misure. Trovate il vostro prodotto ideale e portate il sole nella vostra vita.

UMORE ALLE STELLE

Per contrastare la depressione d'inverno: efficace terapia luminosa a casa, per una porzione extra di **luce** nei mesi poco soleggiati.



Calore benefico grazie alla terapia luminosa

In particolare per quanto riguarda le malattie da raffreddamento, l'autoterapia con l'ausilio del calore degli infrarossi sta assumendo un'importanza sempre maggiore. La fototerapia a infrarossi può anche attenuare i dolori muscolari in caso di contratture muscolari. Nel vasto assortimento di lampade a infrarossi Beurer, tutti potranno trovare il prodotto giusto per le proprie esigenze.




Lampade di luce naturale del giorno Luce a infrarossi





- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce diurna per il benessere anche in inverno
 - Dimensioni compatte grazie alla tecnologia a LED
 - Ideale per la scrivania o in viaggio
 - Comoda compagna di viaggio
 - Supporto a regolazione variabile




- Illuminazione estremamente chiara e uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza circa 10 cm)
- Ideale per la scrivania o in viaggio
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Superficie illuminazione ca. 20 x 12 cm
- Dimensioni prodotto: ca. 23,6 x 15,6 x 2,6 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Comodo controllo monotasto
- Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale
- Con pratica custodia
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore: 6.500 K

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608057
 • Cod. art.: 608.05



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce diurna per il benessere anche in inverno
 - Ideale per la scrivania
 - Dimensioni compatte




- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza circa 15 cm)
- Accensione priva di sfarfallio
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Superficie illuminazione ca. 20 x 21 cm
- Lampada a risparmio energetico
- Comodo controllo monotasto
- Supporto pieghevole
- Predisposizione per montaggio a parete
- 1 tubo da 45 W
- Rendimento stabilizzatore: ~ 96%
- Rendimento lampada: 67-71 lm/W
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore dei tubi: 6.500 K

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608200
 • Cod. art.: 608.20



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce diurna per il benessere anche in inverno
 - Design elegante grazie alla tecnologia a LED
 - Dimensioni compatte




- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza circa 15 cm)
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Superficie di illuminazione circa Ø 24,6 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Comodo controllo monotasto
- Supporto stabile
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore: 5.300 K

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608156
 • Cod. art.: 608.15



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce del giorno per sentirsi in forma ed iniziare bene la giornata
 - Addormentamento con luce rossa tenue
 - Per un ritmo giorno-notte regolato
 - Dimensioni compatte
 - Incl. batteria agli ioni di litio
 - Supporto a regolazione variabile




- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux per la luce del giorno (distanza circa 10 cm)
- Ideale per il comodino o in viaggio
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Indicatore durata del trattamento in intervalli di 10 minuti (10, 20, 30 minuti, 3 LED)
- Timer con spegnimento automatico (dopo 30 min.)
- Superficie illuminazione ca. 21 x 13 cm
- Dimensioni prodotto: ca. 26 x 17 x 2,4 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Funzionamento con batteria ricaricabile
- Indicatore di carica della batteria a LED
- Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale
- Regolazione della luminosità manuale su 5 livelli
- Regolazione automatica della luminosità della luce rossa su 3 livelli
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico (lampada di luce naturale del giorno)
- Temperatura di colore luce del giorno 6000-6500 K

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125677589
 • Cod. art.: 677.58



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce diurna per il benessere anche in inverno
 - Design elegante grazie alla tecnologia a LED
 - Timer LED per l'indicazione della durata del trattamento
 - Regolazione della luminosità su 10 livelli




- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza circa 10 cm)
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Indicatore durata del trattamento in 5 livelli (da 15 a 120 minuti)
- Con spegnimento automatico
- Superficie di illuminazione circa Ø 33 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Supporto stabile
- Regolazione della luminosità su 10 livelli
- Funzione di memoria della regolazione dell'ultima luminosità impostata
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore: 5.300 K

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608255
 • Cod. art.: 608.25



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce diurna per il benessere anche in inverno
 - Timer LED per l'indicazione della durata del trattamento
 - Inclinazione a regolazione continua



- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza circa 15 cm)
- Accensione priva di sfarfallio
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Indicatore durata del trattamento in intervalli di 15 minuti (8 LED)
- Con spegnimento automatico
- Superficie illuminazione ca. 34 x 51 cm
- Lampada a risparmio energetico
- Comodo controllo monotasto
- Inclinazione a regolazione continua
- Supporto stabile
- 2 tubi da 36 Watt
- Rendimento stabilizzatore: ~ 98 %
- Rendimento lampada: 67 lm/W
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore dei tubi: 6.500 K



• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608309
 • Cod. art.: 608.30





Lampada di luce naturale del giorno

- 2 in 1 - lampada di luce naturale del giorno e luce d'atmosfera in un unico prodotto
- Design elegante grazie alla tecnologia a LED
- Connessione innovativa tra smartphone e lampada di luce naturale del giorno - utilizzo semplice e pratico grazie all'app "beurer LightUp"



- Illuminazione estremamente uniforme
- Intensità luminosa di ca. 10.000 lux (distanza 10 cm)
- Nessuno sfarfallamento
- Nessun raggio UV
- Indicatore durata del trattamento in 5 livelli (da 15 a 120 minuti)
- Superficie di illuminazione circa Ø 33 cm
- Tecnologia LED a risparmio energetico
- Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica ed impostazione dei colori individuale in 256 tonalità
- Supporto stabile
- Regolazione della luminosità su 10 livelli
- Funzione di memoria della regolazione dell'ultima luminosità impostata
- Incl. adattatore
- Dispositivo medico
- Temperatura di colore: 5.300 K
- Download gratuito dell'app "beurer LightUp"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125608354
 • Cod. art.: 608.35



Gratuita: l'app "beurer LightUp"

Luce naturale del giorno e luce d'atmosfera in un unico prodotto! TL 100 è una vera a propria fonte di forza e di energia da utilizzare a casa.

Cominciare la giornata freschi e rilassati e concludere la serata con una luce d'atmosfera.

L'app "beurer LightUp" consente di scegliere fra 256 tonalità di colore semplicemente con il proprio smartphone.



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari



- Ca. 100 Watt
- 5 livelli di inclinazione
- Dispositivo medico
- Postvendita lampada di ricambio 100 Watt Cod. art.: 614.51

• UV: 6 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125614010
 • Cod. art.: 614.01

La lampadina di IL 11, IL 21 e IL 35 può differire dall'immagine



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari



- Ca. 150 Watt
- 5 livelli di inclinazione
- Ampolla in vetro stampato
- Dispositivo medico
- Postvendita lampada di ricambio 150 Watt Cod. art.: 616.51


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125616014
 • Cod. art.: 616.01

La lampadina di IL 11, IL 21 e IL 35 può differire dall'immagine



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Con timer elettronico a 3 livelli
- Funzione di spegnimento




- Ca. 150 Watt
- 5 livelli di inclinazione
- Ampolla in vetro stampato
- Indicatore durata del trattamento in intervalli di 5 minuti (5, 10, 15 minuti, 3 LED)
- Con sistema di arresto/spegnimento automatico
- Dispositivo medico
- Postvendita lampada di ricambio 150 Watt Cod. art.: 616.51

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125616113
 • Cod. art.: 616.11



Radiatore termico a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari
- Con timer digitale regolabile
- Funzione di spegnimento



- Ca. 300 Watt
- Campo di irradiazione di 30 x 40 cm
- Schermo a regolazione continua di 0 - 50 gradi
- Lastra di vetroceramica
- 100% anti-raggi UV
- Indicatore durata del trattamento personalizzabile (1 - 15 minuti)
- Timer con spegnimento automatico al termine del tempo impostato
- Aerazione attiva
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Avvolgimento cavo
- Dispositivo medico

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125619008
 • Cod. art.: 619.00

Shiatsu e massaggi



Più slancio ed energia con un massaggio a casa

È così semplice, ma molti non conoscono ancora i benefici di un utilizzo a casa. Rilassarsi o rimettersi in sesto/ricaricarsi a casa propria in modo molto semplice. Sia che dopo una lunga giornata di lavoro diate un po' di sollievo alle vostre gambe stanche con un massaggio plantare shiatsu o che vi rilassiate su un coprisedile Beurer, abbiamo il prodotto adatto per soddisfare qualsiasi desiderio. La gamma presenta una novità: l'apparecchio per massaggio shiatsu 3D di Beurer per una vera esperienza di massaggio!



PER LASCIARSI ALLE SPALLE
LA ROUTINE QUOTIDIANA

Godetevi finalmente un vero
massaggio shiatsu a casa.
Con efficaci testine
massaggianti **3D**



Il centro massaggi mobile a casa

MG 151 – Apparecchio per massaggio shiatsu 3D

- Teste massaggianti 3D per una vera esperienza di massaggio
- Massaggio con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Con pratiche maniglie per un'applicazione specifica per le zone di spalle e cervicale difficili da raggiungere
- Con comando di controllo direttamente sull'apparecchio



Piccoli apparecchi



Massaggio speciale



Coprisedili



Poltrona shiatsu




Massaggio plantare

Accomodatevi! Rilassarsi non è mai stato così bello!

I coprisedili e le poltrone shiatsu sono benessere allo stato puro. Avrete l'imbarazzo della scelta fra le molteplici varianti di utilizzo: potete optare per il coprisedile vibrante multifunzione con riscaldamento attivabile, il massaggio per il corpo completo personalizzato grazie alla scansione corporea e la variante comoda ed elegante con poltrona per massaggi deluxe.

CENTRO MASSAGGI A CASA VOSTRA

Massaggio per il corpo completo con scansione corporea per la **massima** efficacia



La scansione corporea per il benessere personale

- MG 300 HD Body Complete** – Coprisedile shiatsu
- Scansione corporea automatica per un'esperienza di massaggio personalizzata
 - Superficie massaggiante XL fino alla zona della nuca



Poltrona per massaggi deluxe di alto livello

Poltrona per massaggi deluxe HCT MC 5000

- Scansione corporea automatica
- Massaggio shiatsu, tonificante, a pressione e con rulli
- Design elegante adatto a qualsiasi arredamento
- Interruttore manuale innovativo



Un tocco di freschezza portatile per piedi stanchi

FB 21 – Idromassaggio plantare

- Rilassante massaggio vibrante e idromassaggio
- Pediluvio con pratica impugnatura
- 3 accessori pedicure intercambiabili
- Con apertura per lo scarico dell'acqua



NOVITÀ
11 / 2017





Altre informazioni di prodotto

Pausa di rilassamento

L'apparecchio per massaggi mini MG 16 consente di godere di una benefica pausa di rilassamento. In ufficio o a casa, in viaggio o durante una gita nel verde: un piccolo tuttofare in due vivaci colori fa certamente bene.

Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe: questo maneggevole prodotto diventerà presto il vostro accompagnatore inseparabile.



MG 16 verde / rosso

Apparecchio per massaggi mini

- Massaggio vibrante dolce
- Pausa di rilassamento - a casa, in ufficio o in viaggio
- Disponibile nei colori verde e rosso



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Piccolo e maneggevole
- Con luce a LED

- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8
- Cod. EAN: verde: 4211125646165
Cod. art.: verde: 646.16
- Cod. EAN: rosso: 4211125646158
Cod. art.: rosso: 646.15



Espositore MG 16

Apparecchio per massaggi mini - con espositore incl. 4 apparecchi rossi e 4 verdi

- Massaggio vibrante dolce
- Pausa di rilassamento - a casa, in ufficio o in viaggio



Espositore di vendita



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Piccolo e maneggevole
- Con luce a LED

- Consegna nel pratico espositore di vendita
- Incl. 8 x 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 1 (8 x MG 16) Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125646172
Cod. art.: 646.17



MG 17

Apparecchio mini per massaggi Spa

- Apparecchio impermeabile per peeling e massaggio
- Massaggio vibrante dolce
- 12 testine massaggianti
- Con accessorio peeling



Espositore di vendita



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Impermeabile - Utilizzabile in doccia o nella vasca
- Con accessorio peeling a 2 lati: luffa e cotone morbido

- Consegna nel pratico espositore di vendita
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 8 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125646196
Cod. art.: 646.19



Kit di postvendita MG 17

Doppio accessorio Spa

- Per l'apparecchio MG 17



- Accessorio peeling a 2 lati: luffa e cotone morbido

- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125646394
Cod. art.: 646.39



MG 21

Apparecchio per massaggi a raggi infrarossi

- Massaggio vibrante rilassante e benefico



- Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile
- 3 accessori per massaggio intercambiabili (2 testine a noduli, spazzola)
- 2 livelli di funzionamento (massaggio vibrante, massaggio vibrante con riscaldamento a raggi infrarossi)

- 6 Watt

- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125648114
Cod. art.: 648.11



MG 40
Apparecchio per massaggi a raggi infrarossi

- Benefico massaggio vibrante
- Testina massaggiante ruotabile e impugnatura regolabile
- Ideale per un massaggio mirato sui punti energetici



3 settings

vibration massage 180° swiveling light infrared attachments 4

- Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile
- 4 accessori per massaggio intercambiabili (2 testine a noduli, spazzola, testina conica)
- 3 livelli di funzionamento (massaggio vibrante, riscaldamento a raggi infrarossi, massaggio vibrante con riscaldamento a raggi infrarossi)
- Impugnatura con triplice regolazione
- Testina massaggiante ruotabile (180°)
- 12 Watt
- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125648251
- Cod. art.: 648.25



MG 55
Apparecchio per massaggi a impulsi

- Massaggio a impulsi efficace e rilassante
- Per il rilassamento e lo scioglimento della muscolatura



adjustable intensity tapping massage heat function attachments 3

- Intensità di massaggio a regolazione continua
- Funzione riscaldamento, attivabile
- 3 accessori per massaggio intercambiabili (testina a noduli, testina rotonda, testina cilindrica)
- Accessori intercambiabili con blocco rotazione per una tenuta sicura semplici da utilizzare
- Impugnatura antiscivolo
- Forma ergonomica
- 20 Watt
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125643201
- Cod. art.: 643.20



MG 70
Apparecchio per massaggi a raggi infrarossi

- Massaggio a impulsi efficace per il rilassamento
- Svariate applicazioni tramite impugnatura rimovibile




adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Intensità di massaggio a regolazione continua
- Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile
- 2 accessori per massaggio intercambiabili (testina morbida, testina a noduli)
- 2 livelli di funzionamento (massaggio a impulsi con riscaldamento a raggi infrarossi)
- Impugnatura rimovibile antiscivolo con superficie Soft Touch
- 22 Watt
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125649050
- Cod. art.: 649.05



MG 80
Apparecchio per massaggi a raggi infrarossi

- Massaggio a impulsi efficace per il rilassamento
- Massaggio a doppia testa



adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Intensità di massaggio a regolazione continua
- Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile
- 2 accessori per massaggio intercambiabili (testina a noduli, testina a cinque punte)
- 2 livelli di funzionamento (massaggio a impulsi con riscaldamento a raggi infrarossi)
- Impugnatura antiscivolo
- 35 Watt
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125649012
- Cod. art.: 649.01



MG 100
Apparecchio per massaggi a impulsi a raggi infrarossi

- Corpo in alluminio sabbiato
- Ideale sia da soli sia in coppia
- Massaggio a impulsi efficace e rilassante
- Massaggio a doppia testa



adjustable intensity tapping massage light infrared attachments 2

- Velocità di massaggio regolabile su 5 livelli
- Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile
- 2 accessori per massaggio intercambiabili (testina a noduli, testina morbida)
- 4 programmi di massaggio (start, active, vital, relax)
- 2 impugnature antiscivolo
- Spia di funzionamento con retroilluminazione blu
- 20 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125649036
- Cod. art.: 649.03



Centro massaggi a casa vostra

Godetevi un massaggio ad azione profonda e rilassante a casa vostra. Ora si può fare a meno centro massaggi! Diversi accessori per massaggio soddisfano le vostre esigenze. È così facile rilassarsi.

Potete fare un massaggio a impulsi rilassante con: MG 55, MG 70, MG 80, MG 100 e MG 510.





MG 510 To Go

Apparecchio per massaggi a impulsi

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata molto lunga di 2 ore (a intensità media)
- Per il rilassamento della muscolatura e la rigenerazione dopo l'attività sportiva
- Massaggio a impulsi benefico ad azione profonda
- Utilizzabile con o senza impugnatura



- Intensità di massaggio regolabile su 5 livelli
- 4 accessori per massaggio intercambiabili (testina riscaldante, testina rinfrescante, testina morbida, testina punto di attivazione)
- Accessori intercambiabili con blocco rotazione per una tenuta sicura semplici da utilizzare
- 2 livelli di funzionamento (massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con riscaldamento a raggi infrarossi)
- Impugnatura rimovibile
- Spia di funzionamento con retroilluminazione colorata
- Batteria ricaricabile integrata, tempo di ricarica ca. 3 ore
- Indicatore batteria ricaricabile e carica
- Sistema di arresto automatico automatico
- 22,5 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125645229
- Cod. art.: 645.22



MG 520 To Go

Cuscino massaggiante shiatsu

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata molto lunga di 2 ore
- Per il rilassamento della muscolatura e la rigenerazione dopo l'attività sportiva
- Massaggio con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Teste massaggianti a larghezza regolabile
- Utilizzabile ovunque: grazie alla batteria ricaricabile e al fissaggio flessibile



- 4 testine rotanti a coppia per massaggio shiatsu
- Con funzione luce e riscaldamento
- In senso orario/antiorario
- Superficie in tessuto a rete traspirante
- Facile utilizzo con elemento di comando e rotella per la regolazione della larghezza del prodotto
- Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
- Fissaggio semplice e sicuro mediante fibbia
- Batteria ricaricabile integrata, tempo di ricarica ca. 3 ore
- Indicatore batteria ricaricabile e carica
- Sistema di arresto automatico automatico
- 30 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125645205
- Cod. art.: 645.20



Message To Go

Prendetevi una piccola pausa con MG 510 To Go e MG 520 To Go. Puro relax durante la pausa pranzo, dopo l'attività sportiva o in viaggio. La potente batteria ricaricabile garantisce una lunga durata. Prendetevi del tempo per una dose supplementare di relax e rigenerazione.

A seconda dell'intensità e della pressione, il massaggio agisce anche in profondità nei tessuti. In questo modo si rilassa la muscolatura e si alleviano le contratture in modo ottimale.



Altre informazioni di prodotto



MG 145

Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Superficie extramorbida
- Con funzione luce e riscaldamento
- Con rivestimento in micropile rimovibile



- 4 testine rotanti a coppia per massaggio shiatsu
- Superficie in micropile
- Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice
- Svariate applicazioni grazie alla forma universale del cuscino
- Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio
- 12 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125644048
- Cod. art.: 644.04



MG 147

Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Con interruttore manuale
- Con rivestimento rimovibile
- Superficie in tessuto a rete traspirante
- Con funzione luce e riscaldamento



- 4 testine rotanti a coppia per massaggio shiatsu
- In senso orario/antiorario
- Superficie in tessuto a rete traspirante
- Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice
- Svariate applicazioni grazie alla forma grande e universale del cuscino
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio
- 12 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125643355
- Cod. art.: 643.35



MG 148

Fascia per massaggio shiatsu

- Benefico massaggio shiatsu per schiena, cervicale e spalle
- Svariate applicazioni per un massaggio sui punti energetici e rilassante
- Con funzione luce e riscaldamento



- 4 testine rotanti a coppia per massaggio shiatsu
- In senso orario/antiorario
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Facile utilizzo con funzioni di comando direttamente sull'apparecchio
- Utilizzo senza mani grazie al fissaggio al corpo
- Inclusa prolunga per la fascia
- Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
- Sistema di spegnimento automatico
- 12 Watt
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125643072
- Cod. art.: 643.07



MG 150



Apparecchio per massaggio cervicale

- Massaggio a impulsi energico e ad azione profonda
- Distende la muscolatura delle zone di spalle e cervicale difficili da raggiungere




- 2 testine massaggianti a impulsi
- 6 programmi di massaggio
- 3 livelli di intensità
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Facile utilizzo con funzioni di comando direttamente sull'apparecchio
- Possibilità di impiego senza mani
- Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
- Spegnimento automatico
- 60 Watt

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125643058
 • Cod. art.: 643.05



MG 151



Apparecchio per massaggio shiatsu 3D

- Teste massaggianti 3D per una vera esperienza di massaggio
- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Con funzione luce e riscaldamento



- 8 teste rotanti per massaggio shiatsu
- Con funzione luce e riscaldamento
- In senso orario/antiorario
- 3 livelli di intensità
- Superficie in pelle
- Facile utilizzo con funzioni di comando direttamente sull'apparecchio
- Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
- Spegnimento automatico
- 24 Watt

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125643089
 • Cod. art.: 643.08

MG 155



Coprisedile per massaggio

- Massaggio vibrante per il benessere
- Con funzione di riscaldamento
- Per casa e in auto
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale



- Con adattatore per automobile
- 5 motori per vibrazioni
- 2 livelli di intensità
- 3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
- Funzione di riscaldamento: con massaggio o senza
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
- Nastri di fissaggio flessibili
- 9,6 Watt

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125643126
 • Cod. art.: 643.12

MG 206



Coprisedile per massaggio shiatsu

- Massaggio shiatsu rilassante per la schiena
- Con funzione timer
- Funzione luce e riscaldamento attivabile
- Ultraleggero e sottile
- Facile utilizzo
- Rivestimento velours lavabile



- 4 testine rotanti a coppia per massaggio shiatsu
- Movimento lungo la colonna vertebrale
- 3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Rivestimento area schiena in velours lavabile (40 °C)
- Cuscino da seduta rimovibile
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Possibilità di riporto nell'armadio grazie al pratico gancio
- Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
- Solido corpo per la zona dorsale
- Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
- 18 Watt

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125649135
 • Cod. art.: 649.13

MG 260 HD 2 in 1



Coprisedile per massaggio shiatsu

- Massaggio shiatsu per la cervicale con altezza regolabile
- Massaggio shiatsu rilassante per la schiena
- Massaggio sui punti energetici
- Benefico massaggio con rulli
- Funzione luce e riscaldamento attivabile
- Rivestimento velours lavabile



- 2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale
- 4 testine rotanti o rulli a coppia per massaggio shiatsu
- Movimento lungo la colonna vertebrale
- 3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
- 2 velocità
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Rivestimenti in maglia e in velours aree schiena e cervicale lavabili (40 °C)
- Cuscino da seduta rimovibile
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Possibilità di riporto nell'armadio grazie al pratico gancio
- Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
- Solido corpo per la zona dorsale
- Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
- 42 Watt

• UV: 1 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125640378
 • Cod. art.: 640.37

MG 295 - HD-3D (crema, nero)



Coprisedile per massaggio shiatsu


- Efficace massaggio per la schiena 3D
- Massaggio shiatsu per la cervicale con regolazione elettrica dell'altezza
- Massaggio sui punti energetici
- Benefico massaggio con rulli
- Funzione luce e riscaldamento attivabile
- Seduta riscaldata
- Rivestimento area cervicale lavabile



- 2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale
- 4 testine rotanti per massaggio shiatsu - con tecnica basculante 3D
- Movimento lungo la colonna vertebrale
- 3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
- 2 velocità
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Rivestimento in maglia lavabile area cervicale (40 °C)
- Rivestimento in PU area schiena lavabile
- Seduta ergonomica a guscio
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Possibilità di riporto nell'armadio grazie al pratico gancio
- Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
- Solido corpo per la zona dorsale
- Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
- Disponibile in colore crema e nero
- 60 Watt

• UV: 1 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: c: 4211125640491
 • Cod. EAN: b: 4211125640484
 • Cod. art.: c: 640.49 b: 640.48





- Copresidile per massaggio shiatsu**
- Efficace massaggio per il corpo completo con sistema a 4 testine massaggianti
 - Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, oscillante e con rulli
 - Benefico massaggio per la cervicale
 - Superficie massaggiante extralarge
 - Funzione luce e riscaldamento attivabile
 - Rivestimento in maglia lavabile




- Sistema a 4 teste massaggianti - personalizzabile
- Movimento lungo la colonna vertebrale
- 3 programmi di massaggio automatico
- 3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
- Testine massaggianti ampiamente regolabili su 4 livelli
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Rivestimento in maglia lavabile area schiena (40 °C)
- Seduta ergonomica con superficie massaggiante XL
- Possibilità di riparo nell'armadio grazie al pratico gancio
- Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
- Solido corpo per la zona dorsale
- Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
- 60 Watt
- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125640514
- Cod. art.: 640.51



Novità scansione corporea

Il copresidile per massaggio shiatsu MG 300 è dotato della funzione di scansione corporea automatica, che tocca la schiena. In questo modo è possibile personalizzare il massaggio. Trasformate la vostra casa in un centro massaggi.



INTERRUTTORE MANUALE con comoda console di comando



- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125640170
- Cod. art.: 640.17



- Poltrona per massaggi shiatsu**
- Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, tonificante, a pressione e con rulli
 - Massaggio vibrante rilassante nell'area seduta e piedi
 - Schienale e supporto piedi regolabili automaticamente
 - Con interruttore manuale senza cavi



- Massaggio per il corpo completo regolabile con sistema a 4 testine massaggianti
- Massaggio vibrante rilassante nell'area seduta e piedi
- 3 programmi di massaggio automatici selezionabili - Relax, Health, Therapy
- 3 intensità impostabili per il massaggio vibrante
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Con interruttore manuale senza cavi (radiofrequenza)
- Ruotabile di 180°
- Dimensioni: larg. x alt. x prof. 73 x 102 x 109 cm
- Peso: 51 kg
- 120 Watt
- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125640170
- Cod. art.: 640.17



- Poltrona per massaggi deluxe**
- Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, tonificante, a pressione e con rulli
 - Massaggio a pressione attivabile separatamente per area seduta, polpacci e piedi
 - Massaggio parziale e mirato sui punti energetici
 - Schienale e supporto piedi regolabili automaticamente
 - Posizione seduta flessibile



- Massaggio per il corpo completo regolabile con sistema a 4 testine massaggianti
- Massaggio a pressione attivabile separatamente per area seduta, polpacci e piedi
- 3 programmi di massaggio automatici selezionabili - Relax, Refresh, Therapy
- 5 tipi di massaggio selezionabili
- 3 livelli di intensità per il massaggio a pressione
- Testine massaggianti ampiamente regolabili su 3 livelli
- Posizione relax - posizione orizzontale
- Superficie in simil pelle (PU lavabile)
- Interruttore manuale con grande display illuminato
- 2 rotelle per il trasporto
- Dimensioni: larg. x alt. x prof. 73 x 130 x 117 cm
- Peso: 61 kg
- 200 Watt
- UV: 1 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125640156
- Cod. art.: 640.15




- Apparecchio per massaggio plantare shiatsu**
- Benefico massaggio plantare shiatsu
 - Funzione riscaldamento, attivabile



- Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione
- Comodamente azionabile con il piede
- Superficie in tessuto a rete traspirante
- 25 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125645021
- Cod. art.: 645.02



- Apparecchio per massaggio plantare shiatsu**
- Benefico massaggio plantare shiatsu
 - 18 teste massaggianti shiatsu
 - Funzione riscaldamento, attivabile



- Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione
- Comodamente azionabile con il piede
- 18 testine rotanti per massaggio shiatsu (3x3 per ciascun piede)
- 2 velocità di massaggio
- Angolo di inclinazione personalizzabile grazie ai piedini regolabili in altezza
- Superficie in tessuto a rete traspirante
- Pratico spazio per sistemare i cavi
- Spia di funzionamento LED colorata sul pulsante
- 50 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125649319
- Cod. art.: 649.31



FB 12

Idromassaggio plantare

- Con accessorio per massaggio




- 3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, regolazione della temperatura dell'acqua
- Con accessorio per massaggio
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Protezione antispruzzo rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Apertura per lo scarico dell'acqua
- 60 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125632052
- Cod. art.: 632.05



FB 20

Idromassaggio plantare

- Con applicazione pedicure
- 3 accessori pedicure intercambiabili con pratica sospensione




- 3 livelli di funzionamento: massaggio vibrante, idromassaggio, regolazione della temperatura dell'acqua
- Benefica luce a raggi infrarossi
- 3 accessori pedicure intercambiabili con pratica sospensione
- Rulli per riflessologia plantare rimovibili
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Possibilità di massaggio a secco
- Protezione antispruzzo rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Avvolgimento cavo
- 120 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125636050
- Cod. art.: 636.05



FB 21

Idromassaggio plantare

- Con applicazione pedicure
- Pediluvio con pratica impugnatura




- 3 livelli di funzionamento: massaggio vibrante, idromassaggio, regolazione della temperatura dell'acqua
- Benefica luce a raggi infrarossi
- 3 accessori pedicure intercambiabili con pratica sospensione
- Rulli per riflessologia plantare rimovibili
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Protezione antispruzzo rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Avvolgimento cavo
- Apertura per lo scarico dell'acqua
- 60 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125636067
- Cod. art.: 636.06



FB 30

Idromassaggio plantare

- Con formato pieghevole
- Sistemazione salvaspazio





- 3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, regolazione della temperatura dell'acqua
- Benefici punti luce a infrarossi
- Con accessorio per massaggio
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Protezione antispruzzo rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Avvolgimento cavo
- 60 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125638504
- Cod. art.: 638.50



FB 35

Pediluvio profumato

- Rilassante aromaterapia
- Con applicazione magnetica e pedicure
- Filtro aromatico per l'utilizzo di prodotti da bagno

- 3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, regolazione della temperatura dell'acqua
- Benefici punti luce a infrarossi
- 16 magneti integrati per l'applicazione magnetica
- 3 accessori pedicure intercambiabili con pratica sospensione
- Rulli per riflessologia plantare rimovibili
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Pratica impugnatura
- Protezione antispruzzo rimovibile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Avvolgimento cavo
- Doppia parete per un più efficace isolamento termico
- Filtro aromatico rimovibile per il semplice utilizzo di prodotti da bagno
- 140 Watt
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125637057
- Cod. art.: 637.05



FB 50

Pediluvio rilassante

- Con applicazione magnetica e pedicure
- Riscaldamento dell'acqua extra potente
- Semplice utilizzo con display a LED e funzione timer




- 3 livelli di funzionamento: massaggio vibrante, idromassaggio, riscaldamento dell'acqua in 5 livelli (35 - 48 °C)
- Benefici punti luce a infrarossi
- 6 magneti integrati per l'applicazione magnetica
- 3 accessori pedicure intercambiabili, rotazione automatica premendo la console centrale
- Rulli per riflessologia plantare rimovibili
- Soletta che esalta i benefici del massaggio
- Possibilità di massaggio a secco
- Antispruzzo
- Piedini in gomma antiscivolo
- Avvolgimento cavo
- Doppia parete per un più efficace isolamento termico
- 390 Watt
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125637101
- Cod. art.: 637.10

Pressione sanguigna



Protegete la vostra salute!

L'ipertensione, definita anche ipertonia arteriosa, è una delle patologie più diffuse dei nostri tempi. Nella maggior parte dei casi, l'ipertensione viene scoperta solo per caso, poiché non dà avvisaglie. Le persone colpite da questa patologia si sentono bene per anni. Un controllo regolare è tuttavia fondamentale per evitare danni irreparabili. Sul polso o sul braccio, facile da usare o con moderne funzioni *Bluetooth*[®]: con il nostro vasto assortimento di misuratori di pressione vi offriamo svariate possibilità per badare alla vostra salute.



128

Pressione sistolica

83

Pressione diastolica

83

Indicatore di rischio



Indicatore del valore a riposo durante la misurazione:

circolazione sufficientemente rilassata



circolazione non sufficientemente rilassata



Misuratori di pressione da braccio



Misuratori di pressione da polso

QUALITÀ DI ALTO LIVELLO
- PRODOTTO PER USO
DOMESTICO

Rapido e comodo grazie alla
tecnologia
di pompaggio integrata




BM 85 Bluetooth[®] – Misuratore di pressione da braccio
· *Bluetooth*[®] per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
· Indicatore del valore a riposo brevettato

Misurazione della pressione sul braccio o sul polso?

Che desideriate misurare la pressione sul braccio o sul polso, Beurer ha l'apparecchio che fa per voi. La variante dipende dal modello scelto. I misuratori di pressione da polso sono molto semplici da usare e comodi da portare in viaggio. Per le persone più anziane, per i fumatori o i diabetici sono particolarmente adatti i nostri misuratori di pressione da braccio. Con l'età e in presenza di patologie, spesso le arterie del polso risultano compromesse e rendono difficoltosa una misurazione corretta al polso. Un vantaggio dei misuratori di pressione da polso è loro struttura compatta, che consente una facile applicazione e rimozione, rendendo questi modelli più pratici per l'uso quotidiano.

Misuratori di pressione da polso

Pratici e semplici da usare: sono queste le caratteristiche dei nostri misuratori di pressione da polso. Questi apparecchi rivelano tutta la loro comodità particolarmente in viaggio, consentendo un regolare controllo della vostra salute.



Connect Line



BC 57 Bluetooth®



BC 58



BC 85 Bluetooth®

Profi Line



BC 40



BC 50

Basic Line



BC 28



BC 30



BC 32



BC 44


Misuratori di pressione da braccio

I misuratori di pressione da braccio misurano direttamente all'altezza del cuore, fornendo così risultati precisi. Semplici da usare attraverso la modalità di utilizzo a un pulsante, eleganti grazie al display Sensor Touch nero o con una forma particolarmente ergonomica, tutti i nostri prodotti hanno una cosa in comune: l'affidabilità dei risultati per la vostra salute.

Incl. misurazione ECG



BM 95



Connect Line



BM 55



BM 57 Bluetooth®



BM 58



BM 77 Bluetooth®



BM 85 Bluetooth®

Profi Line



BM 45



BM 47



BM 49

Basic Line



BM 26



BM 28



BM 35



BM 40



BM 44





BM 26

Misuratore di pressione da braccio

- Grazie alle 4 x 30 posizioni di memoria, possibilità di utilizzo fino a 4 utenti



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Ø delle ultime 3 misurazioni

- Display ben leggibile
- 4 x 30 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 162.973

- UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
- Cod. EAN: 4211125652289
- Cod. art.: 652.28



BM 28

Misuratore di pressione da braccio

- Manicotto universale, anche per circonferenze del braccio fino a 42 cm



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati

- Display ben leggibile
- 4 x 30 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Pacchetto BM 28 incl. alimentatore Cod. EAN: 4211125658212 Cod. art.: 658.21

- UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
- Cod. EAN: 4211125658199
- Cod. art.: 658.19



BM 35

Misuratore di pressione da braccio

- Durata di misurazione rapida
- Display ben leggibile



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati

- Display ben leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125654092
- Cod. art.: 654.09



BM 40

Misuratore di pressione da braccio

- Ampio LCD
- Disponibile anche in versione pacchetto



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati

- Ampio display ben leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 162.973
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95
- Pacchetto BM 40 incl. alimentatore Cod. EAN: 4211125658175 Cod. art.: 658.17

- UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
- Cod. EAN: 4211125658151
- Cod. art.: 658.15



BM 44

Misuratore di pressione da braccio

- Easy to use - utilizzo semplice
- Display XL illuminato di colore blu



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Pulsante START/STOP illuminato

- Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm
- Spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 162.795
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.19



- UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
- Cod. EAN: 4211125655013
- Cod. art.: 655.01



BM 45

Misuratore di pressione da braccio

- Pulsanti Sensor Touch
- Display XL illuminato di colore bianco



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati

- Display XL illuminato di colore bianco
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico

- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.387
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.60

- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125658069
- Cod. art.: 658.06



Misuratore di pressione da braccio

- Scala LED colorata per la classificazione dei risultati di misurazione
- Display XL illuminato di colore blu



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
-
-
-
-
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
- 4 x 30 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio con LED
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 162.795
-
-
-
-
-
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125660208
- Cod. art.: 660.20



Misuratore di pressione da braccio parlante

- Con altoparlante integrato



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
- Risposta vocale:
 - (a) D, F, I, NL (b) GB, E, P, GR
 - (c) RO, PL, CZ, H (d) FARSI, AR, GB
- Volume regolabile, audio disattivabile
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (35-44 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.387
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.60
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: (a) D, F, I, NL 4211125656287 Cod. art.: 656.28
- Cod. EAN: (b) GB, E, P, GR 4211125656294 Cod. art.: 656.29
- Cod. EAN: (c) RO, PL, CZ, H 4211125656317 Cod. art.: 656.31
- Cod. EAN: (d) FARSI, AR, GB 4211125656324 Cod. art.: 656.32



Misuratore di pressione da braccio

- Indicatore del valore a riposo brevettato** per misurazioni precise
- Display XL illuminato di colore bianco
- Pulsanti Sensor Touch
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
-
-
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
-
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XL illuminato, perfettamente leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.387
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.60
- Download gratuito del software "beurer HealthManager"
-
-
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125658076
- Cod. art.: 658.07



Misuratore di pressione da braccio

- Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
- Display XL illuminato di colore bianco
- Incluso manicotto universale per circonferenza braccio di 23-43 cm
- Tecnologia di pompaggio - misurazione rapida e comoda




- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
-
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
-
-
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
-
- Display XL illuminato, perfettamente leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 23 - 43 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.51
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
-
- UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
- Cod. EAN: 4211125658229
- Cod. art.: 658.22



Misuratore di pressione da braccio

- Pulsanti Sensor Touch
- Display XL nero illuminato
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
-
-
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Supporto manicotto
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
-
- Display nero, extralarge e ben leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.246
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.60
- Download gratuito del software "beurer HealthManager"
-
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125655167
- Cod. art.: 655.16



Misuratore di pressione da braccio


- Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
- Indicatore del valore a riposo brevettato** per misurazioni precise
- Misurazione affidabile anche durante la gravidanza*



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
-
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Supporto manicotto
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XXL illuminato, perfettamente leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 24 - 40 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art. 071.60
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
-
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125658328
- Cod. art.: 658.32



* Studio clinico: Tempesta (Istituto per la ricerca medica di Cloppenburg, Germania) 117



Misuratore di pressione BM 95 con funzione ECG

Un apparecchio, 2 funzioni. Il misuratore di pressione BM 95 è dotato inoltre di uno stick ECG grazie al quale consente non solo di misurare la pressione, ma anche di registrare un elettrocardiogramma. A tale scopo, il misuratore di pressione è dotato di un manicotto universale per circonferenze braccio da 22 a 42 cm. Grazie alla Bluetooth® low energy technology integrata, la trasmissione dei valori misurati dall'app "beurer CardioExpert" è semplicissima.



- Fase 1: ECG o registrazione della pressione sanguigna
- Fase 2: Risultato immediato
- Fase 3: In caso di anomalia parere medico tramite software per PC
- Fase 4: Diagnosi e trattamento precoci delle patologie



- Controllo ottimale della pressione e del ritmo cardiaco tramite app "beurer CardioExpert" e software CardioExpert di Beurer
- Bluetooth® + USB per la trasmissione dei dati
- Rilevazione dell'aritmia estesa



Misuratore di pressione da braccio

- Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
- Indicatore del valore a riposo brevettato
- Tecnologia di pompaggio - misurazione rapida e comoda




- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Interfaccia PC/Alimentatore USB*
- Supporto manicotto
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display illuminato, perfettamente leggibile
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio con LED
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Stato di carica della batteria
- Custodia
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.387
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0



Misuratore di pressione con funzione ECG


- Controllo ottimale della pressione e del ritmo cardiaco tramite app e software
- Bluetooth® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
- Rilevazione aritmie estesa (ad es. fibrillazioni atriali ed extrasistoli)




- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
- Apparecchio per ECG a 1 canale per la registrazione della frequenza cardiaca
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Calcolo dettagliato della media con "beurer CardioExpert"
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer CardioExpert"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0




- Misuratore di pressione da polso**
- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso
 - Ø di tutti i valori misurati memorizzati
 - Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
 - Display intuitivo
 - 2 x 60 posizioni di memoria
 - Indicatore di rischio
 - Rilevazione aritmia
 - Dispositivo medico
 - Per circonferenze polso di 14,0 - 19,5 cm
 - Data e ora/spegnimento automatico
 - Avviso in caso di errori di utilizzo
 - Indicazione di sostituzione batterie
 - Custodia
 - Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V



- Misuratore di pressione da polso**
- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso
 - Ø delle ultime 3 misurazioni
 - Display intuitivo
 - 2 x 60 posizioni di memoria
 - Indicatore di rischio
 - Rilevazione aritmia
 - Dispositivo medico
 - Per circonferenze polso di 13,5 - 19,5 cm
 - Data e ora/spegnimento automatico
 - Avviso in caso di errori di utilizzo
 - Indicazione di sostituzione batterie
 - Custodia
 - Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V



- Misuratore di pressione da polso**
- I misuratori di pressione da polso di Beurer offrono completa sicurezza in forma compatta
 - Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso
 - Ø di tutti i valori misurati memorizzati
 - Ø pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
 - Display intuitivo
 - 2 x 60 posizioni di memoria
 - Indicatore di rischio
 - Rilevazione aritmia
 - Dispositivo medico
 - Per circonferenze polso di 13,5 - 19,5 cm
 - Data e ora/spegnimento automatico
 - Avviso in caso di errori di utilizzo
 - Indicazione di sostituzione batterie
 - Custodia
 - Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V



Glicemia

Il diabete mellito

Con 415 milioni di malati al mondo, il diabete mellito è una delle patologie croniche più diffuse a livello mondiale. La Germania conta più di 6 milioni di malati e ogni giorno si riscontrano quasi 1.000 nuovi casi. Mentre le cause del diabete di tipo 1 sono ancora poco studiate, i fattori che determinano l'insorgenza del tipo 2, denominato anche diabete adulto o "malattia del benessere", sono stati individuati chiaramente: sovrappeso, alimentazione malsana ed eccessiva e inattività fisica. I misuratori di glicemia di Beurer vi aiutano a controllare al meglio la vostra situazione.

Estremamente semplice: misuratore di glicemia compatto 3 in 1 GL 50 evo

Il semplice sistema di marcatura dei valori misurati e il controllo della quantità di sangue sono solo due delle funzionalità di questo misuratore di glicemia compatto 3 in 1: misuratore, plug in USB/software integrato e penna pungidito in un solo strumento.

Penna pungidito

Plug in USB

Misuratore

Visualizzazione
valori misurati**166**

OPZIONALE: adattatore
Bluetooth[®]
o NFC
per la trasmissione
dei dati



Misuratori di glicemia

GL 50 evo – Misuratore di glicemia

- 3 in 1 (apparecchio, penna pungidito, plug in USB/software integrato)
- Diario elettronico mediante app e software per PC
- Marcatura dei valori per un controllo ottimale del diabete
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Display con testo in chiaro con guida utente autoesplicativa


works with



HealthManager



Beurer connect





GL 42 mg/dL o mmol/L

SENZA CODIFICA



Misuratore di glicemia

- Display estremamente ampio
- Strisce reattive larghe
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Semplice sistema di marcatura per un controllo ottimale del diabete



- Clinicamente testato*
- Set di base: apparecchio, penna pungidito, 5 lancette, 5 strisce reattive, astuccio, diario
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Durata della misurazione: ca. 5 secondi
- Senza codifica
- Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)
- Media glicemica per: 7, 14, 30 o 90 giorni

- Range di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L
- Idoneo per test autodiagnostici
- Dispositivo medico
- Calibrato su plasma
- Campione di sangue: sangue intero capillare
- Incl. 1 batterie al litio da 3 V CR 2032



- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN mg/dL: 4211125461102
- Cod. art. mg/dL: 461.10
- Cod. EAN mmol/L: 4211125461119
- Cod. art. mmol/L: 461.11



GL 44 mg/dL o mmol/L

SENZA CODIFICA



Misuratore di glicemia

- Vano illuminato
- Display XL illuminato in bianco per un'ottima leggibilità
- Strisce reattive molto ampie
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Penna pungidito Soft+Safe (brevettata)
- Semplice sistema di marcatura per un controllo ottimale del diabete
- Disponibile in Black, White, Purple



- Clinicamente testato*
- Set di base: apparecchio, penna pungidito, 5 lancette, 5 strisce reattive, astuccio, diario
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Durata della misurazione: ca. 5 secondi
- Senza codifica
- Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)
- Media glicemica per: 7, 14, 30 o 90 giorni

- Range di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L
- Idoneo per test autodiagnostici
- Dispositivo medico
- Con interfaccia PC
- Cavo USB incluso
- Compatibile con Diabass e SiDiary
- Calibrato su plasma
- Campione di sangue: sangue intero capillare
- Incl. 2 batterie al litio da 3 V CR 2032
- Download gratuito del software "beurer HealthManager"



- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN mg/dL: Black: 4211125463151
- Cod. art. mg/dL: Black: 463.15
- Cod. EAN mmol/L: Black: 4211125463168
- Cod. art. mmol/L: Black: 463.16

Altre informazioni di prodotto

Tre colori di tendenza

Il pratico misuratore di glicemia GL 44 non è solo semplice da usare, ma, grazie alla retroilluminazione integrata, al display XL e al vano di inserimento illuminato, è ancora più comodo e immediato. Una particolarità è rappresentata dalle tre varianti cromatiche White, Black e Purple.



Facile da usare: il massimo della praticità!



Per info prodotto vedi colonna sinistra

- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN mg/dL: White: 4211125463113
- Cod. art. mg/dL: White: 463.11
- Cod. EAN mmol/L: White: 4211125463120
- Cod. art. mmol/L: White: 463.12
- Cod. EAN mg/dL: Purple: 4211125463137
- Cod. art. mg/dL: Purple: 463.13
- Cod. EAN mmol/L: Purple: 4211125463144
- Cod. art. mmol/L: Purple: 463.14



GL 50 mg/dL o mmol/L

SENZA CODIFICA



Misuratore di glicemia

- 3 in 1 (apparecchio, penna pungidito, plug in USB/software integrato)
- Marcatura dei valori per un controllo ottimale del diabete
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Strisce reattive molto ampie
- Disponibile in Deep black, Pure white, Fresh green



- Clinicamente testato*
- Set di base: apparecchio 3 in 1, 5 lancette, 5 strisce reattive, astuccio, diario, cappuccio USB
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Durata della misurazione: ca. 5 secondi
- Senza codifica
- Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)
- Media glicemica per: 7, 14, 30 o 90 giorni

- Range di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L
- Idoneo per test autodiagnostici
- Dispositivo medico
- Con interfaccia PC
- Plug in USB
- Compatibile con Diabass e SiDiary
- Calibrato su plasma
- Campione di sangue: sangue intero capillare
- Incl. 2 batterie al litio da 3 V CR 2032
- Download gratuito del software "beurer HealthManager"



- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN mg/dL: Deep black: 4211125463205
- Cod. art. mg/dL: Deep black: 463.20
- Cod. EAN mmol/L: Deep black: 4211125463212
- Cod. art. mmol/L: Deep black: 463.21

Altre informazioni di prodotto

Apparecchio compatto 3 in 1

Il semplice sistema di marcatura dei valori misurati e il controllo della quantità di sangue sono solo due delle funzionalità del misuratore di glicemia compatto 3 in 1 GL 50. Misuratore, plug in USB/software integrato e penna pungidito in un solo strumento. Scegliete tra tre colori di tendenza: Pure white, Deep black e Fresh green!



Particolarità: 3 funzioni in un unico prodotto!



Per info prodotto vedi colonna sinistra

- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN mg/dL: Pure white: 4211125463243
- Cod. art. mg/dL: Pure white: 463.24
- Cod. EAN mmol/L: Pure white: 4211125463250
- Cod. art. mmol/L: Pure white: 463.25
- Cod. EAN mg/dL: Fresh green: 4211125463304
- Cod. art. mg/dL: Fresh green: 463.30
- Cod. EAN mmol/L: Fresh green: 4211125463311
- Cod. art. mmol/L: Fresh green: 463.31



medical



Misuratore di glicemia

- 3 in 1 (apparecchio, penna pungidito, plug in USB/software integrato)
- Diario elettronico mediante app e software per PC
- Marcatura dei valori per un controllo ottimale del diabete
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Display con testo in chiaro con guida utente autoesplicativa



- Clinicamente testato*
- Set di base: apparecchio 3 in 1, 5 lancette, 5 strisce reattive, astuccio, diario, cappuccio USB
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Durata della misurazione: ca. 5 secondi
- Senza codifica
- Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)
- Media glicemica per: 7, 14, 30 o 90 giorni
- Range di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L
- Idoneo per test autodiagnostici
- Dispositivo medico
- Funzioni di allarme e timer
- Plug in USB
- Calibrato su plasma
- Campione di sangue: sangue intero capillare
- Incl. batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0

- UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5
- Cod. EAN: mg/dL: 4211125463274
- Cod. art.: mg/dL: 463.27
- Cod. EAN: mmol/L: 4211125463267
- Cod. art.: mmol/L: 463.26



Adattatore

- Accessorio per il trasferimento e la valutazione dei dati
- Adattatore Bluetooth®**
- Consente la trasmissione dei dati di GL 50 evo mediante Bluetooth®
- LED blu

- UV: 20 Cartone di trasporto: 5 x 20
- Cod. EAN: 4211125463281
- Cod. art.: 463.28



Adattatore

- Accessorio per il trasferimento e la valutazione dei dati
- Adattatore NFC**
- Consente la trasmissione dei dati di GL 50 evo mediante NFC
- LED blu

- UV: 20 Cartone di trasporto: 5 x 20
- Cod. EAN: 4211125463298
- Cod. art.: 463.29



Controllo moderno del diabete

Misuratore di glicemia 3 in 1 con penna pungidito integrata, plug in USB e adattatore Bluetooth® o NFC su richiesta!

Basta caricare i valori misurati nell'app "beurer HealthManager" o nell'app diario mySugr, salvare i risultati e valutarli:

è così che funziona il controllo del diabete al giorno d'oggi!

- Display con testo in chiaro per un utilizzo particolarmente semplice



- Strisce reattive molto ampie



- Funzioni di allarme e timer




- Cappuccio USB



- Semplice marcatura dei valori misurati




Altre informazioni di prodotto



Strisce reattive

- Qualità delle strisce reattive comprovata**
- Controllo continuo dei lotti†
- 50 pz. (2 barattoli da 25 strisce)
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Senza codifica
- Utilizzo semplice
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Utilizzabile max. fino a 90 giorni dall'apertura e non oltre la data di scadenza
- UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
- Cod. EAN: 4211125461157
- Cod. art.: 461.15



Strisce reattive

- Qualità delle strisce reattive comprovata**
- Controllo continuo dei lotti†
- 50 pz. (2 barattoli da 25 strisce)
- Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
- Senza codifica
- Utilizzo semplice
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Utilizzabile max. fino a 180 giorni dall'apertura e non oltre la data di scadenza
- UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
- Cod. EAN: 4211125464158
- Cod. art.: 464.15



Soluzione di controllo

- Per GL 42/43
- 2 x 4 ml (ogni flacone)
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Utilizzabile max. fino a 90 giorni dall'apertura e non oltre la data di scadenza
- UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
- Cod. EAN: 4211125457112
- Cod. art.: 457.11



Soluzione di controllo

- Per GL 44/50/50 evo
- 2 x 4 ml (ogni flacone)
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Utilizzabile max. fino a 90 giorni dall'apertura e non oltre la data di scadenza
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 25
- Cod. EAN: 4211125464165
- Cod. art.: 464.16



Penna pungidito

- Espulsore lancette
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Estrazione campione indolore
- Profondità della puntura regolabile
- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125457105
- Cod. art.: 457.10



Lancette sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

- 100 pz. (4 bustine da 25 lancette)
- Dispositivo medico adatto per l'uso diretto da parte del paziente
- Estrazione campione indolore
- Bustina richiudibile
- Spessore dell'ago 28G (blu), 33G (lilla)
- UV: 12 Cartone di trasporto: 12 x 8
- Cod. EAN: blu 4211125457013
- Cod. art.: blu 457.01
- Cod. EAN: lilla 4211125457242
- Cod. art.: lilla 457.24

Apparecchi per ECG e pulsossimetri

Ritmo cardiaco sempre sotto controllo con gli apparecchi per ECG di Beurer

Le malattie cardiocircolatorie sono molto frequenti. L'elettrocardiogramma (ECG) evidenzia variazioni per la maggior parte delle patologie cardiache. Uno dei sintomi precoci di tali patologie sono i disturbi del ritmo cardiaco. Se presenti nell'ECG, tali sintomi vengono riconosciuti con facilità. Il ritmo cardiaco può essere misurato in qualsiasi momento, ad esempio quando non ci si sente bene, con l'apparecchio per ECG portatile ME 90. Il pratico CardioExpert, disponibile come app o software per PC, consente di rappresentare graficamente i risultati per poi sottoporli al medico. Vi aiutiamo a tenere la vostra salute sotto controllo anche a casa.

72
Display XL



Facile da usare

- 1 Registrazione dell'ECG
- 2 Risultato immediato
- 3 In caso di anomalia parere medico tramite software per PC
- 4 Diagnosi e trattamento precoci delle patologie



HOME EKG

Controllo e registrazione mobile del
ritmo cardiaco

Software per PC e app



Apparecchio per ECG



Pulsossimetro

ME 90 – Apparecchio per ECG portatile

- Misurazione del ritmo cardiaco
- Controllo ottimale del ritmo cardiaco
- Autocontrollo del sistema cardiaco a casa o in viaggio
- Bluetooth® per la trasmissione dei dati misurati al proprio smartphone



È possibile registrare da soli un ECG e valutarlo da profani?

Grazie agli apparecchi ME 90 e BM 95, semplici da usare, è possibile registrare un ECG senza conoscenze preliminari. Il ritmo cardiaco viene registrato per 30 secondi. Il risultato della misurazione è autoesplicativo e può essere stampato per la successiva interpretazione da parte del medico.

La registrazione e la valutazione di base sono effettuate da entrambi gli apparecchi, che valutano automaticamente se il ritmo registrato dall'ECG è troppo veloce, lento, irregolare, caratterizzato da pause o normale. Subito dopo la misurazione, il display visualizza un simbolo facilmente comprensibile.



Comodamente

a casa:

il vostro centro di competenza ECG

App "beurer CardioExpert"

La misurazione ECG precisa a casa propria - con i nostri prodotti ME 90, BM 95 e l'app gratuita "beurer CardioExpert" tenete tutti i valori sotto controllo e potete comunicare in modo professionale con il vostro medico.



ME 90
Apparecchio per ECG portatile




BM 95
Misuratore di pressione 2 in 1 con funzione ECG



Semplice valutazione direttamente sugli apparecchi

Pulsossimetro per il calcolo della saturazione dell'ossigeno nel sangue

L'organismo umano necessita quotidianamente di ca. 400 l di ossigeno (O₂). L'ossigeno mantiene vive e funzionanti le cellule del corpo. Per trasportare questa quantità di ossigeno, è necessaria una "sostanza trasportatrice", l'emoglobina. L'emoglobina presente nei globuli rossi immagazzina l'ossigeno e gli organi ricevono l'ossigeno tramite la circolazione. La saturazione di ossigeno può essere misurata senza prelievo di sangue grazie alla pulsossimetria, un moderno sistema di misurazione. Il colore del sangue consente di trarre conclusioni sulla saturazione di ossigeno. La pulsossimetria utilizza due differenti fonti di luce con lunghezza d'onda diverse che consentono di determinare la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso. Nelle persone sane la saturazione di ossigeno è compresa nell'intervallo approssimativo 94% - 98%.



A chi serve un pulsossimetro?

L'utilizzo del pulsossimetro su persone sane ha senso quando il contenuto di ossigeno nell'aria è o può essere ridotto. Ciò si verifica ad esempio in caso di soggiorni ad altitudini elevate, come avviene nell'alpinismo, viaggi in alta montagna e quando si praticano sport aeronautici. In questi casi la riduzione della saturazione di ossigeno può mettere a rischio la salute dal momento che ad altitudini elevate questo valore deve essere interpretato diversamente.



PO 30



PO 40



PO 60



PO 80



senza capogiri
e in modo controllato





Misuratore di pressione con funzione ECG

- Controllo ottimale della pressione e del ritmo cardiaco tramite app e software
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone
- Rilevazione aritmie estesa (ad es. fibrillazioni atriali ed extrasistoli)



- Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco sul braccio
- Apparecchio per ECG a 1 canale per la registrazione della frequenza cardiaca
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Calcolo dettagliato della media con "beurer CardioExpert"
- 2 x 60 posizioni di memoria
- Indicatore di rischio
- Rilevazione aritmia
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Funzione di allarme
- Indicazione di sostituzione batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Download gratuito del software e dell'app "beurer CardioExpert"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
 • Cod. EAN: 4211125658342
 • Cod. art.: 658.34



Apparecchio per ECG portatile

- Misurazione del ritmo cardiaco
- Controllo ottimale del ritmo cardiaco
- Autocontrollo del sistema cardiaco a casa o in viaggio
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone



- Per persone con:
 - Ipertensione, colesterolo alto, diabete, predisposizione familiare
 - Sovrappeso, inattività fisica, elevato consumo di tabacco, stress, insonnia
 - Casi precedenti di infarto cardiaco e/o ictus
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Durata registrazione: 30 secondi
- Registrazione tramite: torace-braccio-mano o mano-braccio-busto-braccio-mano
- Informazioni immediate sulla frequenza cardiaca al termine della registrazione
- 36 posizioni di memoria
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Software PC per rappresentazione e valutazione dettagliata
- Data e ora/spegnimento automatico
- Indicazione dello stato delle batterie
- Incl. 2 batterie al litio da 3 V CR 2032
- Dispositivo medico
- Download gratuito del software e dell'app "beurer CardioExpert"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
 • Cod. EAN: 4211125454159
 • Cod. art.: 454.15



Pulsossimetro

- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)




- Particolarmente indicato per persone con:
 - Insufficienza cardiaca
 - Malattie polmonari croniche ostruttive
 - Asma bronchiale
- Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine
- Display a colori dotato di 6 prospettive di visualizzazione
- Luminosità display regolabile
- Visualizzazione grafica del battito cardiaco
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
- Spengimento automatico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Dispositivo medico

• UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
 • Cod. EAN: 4211125454302
 • Cod. art.: 454.30

Pulsossimetro

- Misurazione della saturazione dell'ossigeno arteriosa (SpO₂), della frequenza cardiaca (frequenza del polso) e dell'indice di modulazione dell'impulso (PMI)
- Simbolo visualizzato in caso di misurazione non tranquilla



- Particolarmente indicato per persone con:
 - Insufficienza cardiaca
 - Malattie polmonari croniche ostruttive
 - Asma bronchiale
- Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine
- Display a colori dotato di 6 prospettive di visualizzazione
- Luminosità display regolabile
- Visualizzazione grafica del battito cardiaco
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
- Spengimento automatico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Dispositivo medico

• UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
 • Cod. EAN: 4211125454326
 • Cod. art.: 454.32



Pulsossimetro

- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei valori misurati al proprio smartphone




- Particolarmente indicato per persone con:
 - Insufficienza cardiaca
 - Malattie polmonari croniche ostruttive
 - Asma bronchiale
- Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine
- Display a colori dotato di 6 prospettive di visualizzazione
- Luminosità display regolabile
- Visualizzazione grafica del battito cardiaco
- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
- Posizioni di memoria per 100 misurazioni simile al principio "finger-in-finger-out"
- Spengimento automatico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Dispositivo medico
- Download gratuito del software e dell'app "beurer HealthManager"
- Compatibile a partire da iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
 • Cod. EAN: 4211125454203
 • Cod. art.: 454.20



Pulsossimetro

- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)
- Incl. batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante USB
- Cavo USB per la trasmissione dei valori misurati al proprio PC



- Particolarmente indicato per persone con:
 - Insufficienza cardiaca
 - Malattie polmonari croniche ostruttive
 - Asma bronchiale
- Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine
- Display XL a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione
- Luminosità display regolabile
- Visualizzazione grafica del battito cardiaco
- Possibilità di attivazione suono pulsazioni
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
- Funzione di allarme - Valori limite impostabili singolarmente
- Registrazione fino a 24 h
- Software PC per la rappresentazione dettagliata
- Spengimento automatico
- Indicazione dello stato delle batterie
- Incl. fascetta contenitiva, borsa con cintura, cavo USB, ricaricabatterieUSB e software
- Custodia metallica
- Incl. batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante USB
- Dispositivo medico

• UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
 • Cod. EAN: 4211125454401
 • Cod. art.: 454.40



Inalazione e amplificatori acustici



Inalatori per vie respiratorie libere

In tutto il mondo 100 milioni di persone soffrono di asma, una malattia cronica delle vie respiratorie. La vasta gamma di inalatori offre un aiuto nel trattamento dell'asma e di altre malattie delle vie respiratorie quali raffreddori, bronchiti o polmoniti. Abbiamo sempre il prodotto che fa per voi.

MIGLIORE QUALITÀ
DELLA VITA

Con le vie respiratorie libere
si vive meglio. Affidatevi alle
innovative
tecnologie di inalazione



Piccolo, leggero e silenzioso

IH 60 – Tecnologia ad aria compressa mediante compressore

- Con batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Possibilità di nebulizzare anche medicinali molto viscosi
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
- Con accessori completi



Ideale per i bambini e in viaggio, super silenzioso

IH 55 – Tecnologia a membrana oscillante

- LED di controllo indicatore di funzionamento
- Funzionamento con batterie o alimentatore
- Con funzione di autopulizia



Inalatori

Amplificatori acustici

piccoli
e
silenziosi







IH 18

Inalatore

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
-
-
-
-
-

- Tempo di inalazione breve
- Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar
- Accessori completi
- Custodia
- Disinfettabile

- Potenza di nebulizzazione: ca. 0,4 ml/min
-
-
-
- Dispositivo medico

- Alimentazione dalla rete elettrica

- Accessori postvendita Cod. art. 601.21
Boccaglio, mascherina adulto, mascherina per bambini, nebulizzatore, tubo flessibile per aria compressa e 10 filtri


- UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2
- Cod. EAN: 4211125601164
- Cod. art.: 601.16



IH 21

Inalatore

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
-
-
-
-
-

- Tempo di inalazione breve
- Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar
- Accessori completi
- Vano porta-accessori
- Disinfettabile

- Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min
-
-
-
- Dispositivo medico

- Alimentazione dalla rete elettrica

- Accessori postvendita Cod. art. 601.28
Boccaglio, erogatore nasale, mascherina adulto, mascherina per bambini, nebulizzatore, tubo per aria compressa extra lungo e 10 filtri

- UV: 2 Cartone di trasporto: 2 x 2
- Cod. EAN: 4211125601126
- Cod. art.: 601.12



IH 26

Inalatore

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Incl. doccia nasale
-
-
-
-

- Tempo di inalazione breve
- Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar
- Accessori completi
- Custodia
- Disinfettabile

- Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min
-
-
-
- Dispositivo medico

- Alimentazione dalla rete elettrica

- Accessori postvendita Cod. art. 601.28
Boccaglio, erogatore nasale, mascherina adulto, mascherina per bambini, nebulizzatore, tubo per aria compressa extra lungo e 10 filtri

- Doccia nasale postvendita Cod. art. 601.37
1 Doccia nasale


- UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2
- Cod. EAN: 4211125601355
- Cod. art.: 601.35



IH 40

Inalatore

- Tecnologia a ultrasuoni
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Camera di nebulizzazione con illuminazione blu
-
- Silenzioso
-
- Arresto automatico

- Tempo di inalazione breve
- Flusso d'aria regolabile
- Accessori completi
- Custodia
- Disinfettabile

- Potenza di nebulizzazione: > 0,4 ml/min
-
-
-
- Dispositivo medico

- Alimentazione dalla rete elettrica

- Accessori postvendita Cod. art. 601.07
Boccaglio, mascherina adulto, mascherina per bambini, raccordo per mascherine, tubo di collegamento, 2 filtri e 12 serbatoi medicinale

- Accessori postvendita Cod. art. 163.373
12 Serbatoio del medicinale


- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125601058
- Cod. art.: 601.05



IH 50

Inalatore

- Tecnologia a membrana oscillante
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Ideale in viaggio
- Utilizzo molto semplice
- Silenzioso
-
- Arresto automatico

- Tempo di inalazione breve
- Accessori completi
- Custodia
- Disinfettabile

- Potenza di nebulizzazione: > 0,25 ml/min
-
-
-
- Dispositivo medico

- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

- Accessori postvendita Cod. art. 603.05
Boccaglio, mascherina adulto, mascherina per bambini, raccordo e nebulizzatore Mesh


- UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
- Cod. EAN: 4211125603007
- Cod. art.: 603.00





NOVITÀ
10 / 2017

- Inalatore**
- Tecnologia a membrana oscillante
 - Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
 - Con funzione di autopulizia





- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Ideale in viaggio
- Semplicità di utilizzo
- Silenzioso
- Con funzione di autopulizia
- Arresto automatico
- Tempo di inalazione breve
- Accessori completi
- Custodia
- Disinfettabile
- Potenza di nebulizzazione: > 0,25 ml/min
- Dispositivo medico
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore
- Accessori postvendita Cod. art. 602.11
Boccaglio, mascherina adulto e mascherina per bambini e nebulizzatore Mesh con serbatoio del medicinale
- Accessori postvendita Cod. art. 163.899
Nebulizzatore Mesh con serbatoio del medicinale
- UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
- Cod. EAN: 4211125602048
- Cod. art.: 602.04



NOVITÀ
11 / 2017

- Inalatore**
- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
 - Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
 - Piccolo, leggero e silenzioso



- Elevata percentuale di particelle diffuse nei polmoni
- Ideale in viaggio
- Semplicità di utilizzo
- Silenzioso
- Arresto automatico
- Tempo di inalazione breve
- Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,5 bar
- Accessori completi
- Custodia e borsa
- Disinfettabile
- Potenza di nebulizzazione: > 0,25 ml/min
- Dispositivo medico
- Incl. adattatore di rete con cavo micro-USB
- Accessori postvendita Cod. art. 602.15
Boccaglio, erogatore nasale, mascherina adulto, mascherina per bambini, tubo flessibile per aria compressa e 10 filtri
- UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
- Cod. EAN: 4211125602062
- Cod. art.: 602.06



- Amplificatore acustico**
- Adattamento personalizzato al canale auricolare



- Ideale per capacità uditiva limitata
- Forma ergonomica per l'applicazione dietro all'orecchio
- Aumenta il volume di tutti i rumori in ambienti chiusi e all'aperto
- 3 accessori per l'adattamento personalizzato al canale auricolare
- Intervallo frequenze: 200 - 5.000 Hz
- Amplificazione max. 40 dB
- Volume max. 128 dB
- Dimensione prodotto: 40 x 40 x 12 mm
- Dispositivo medico
- Incl. 2 batterie PR48 da 1,4V
- Consegna nel pratico espositore di vendita
- Kit di postvendita batterie tipo 13/PR48 Cod. art.: 641.04
6 batterie zinco-aria 13/PR 48, 1,4V
- UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8
- Cod. EAN: 4211125 641061
- Cod. art.: 641.06



- Amplificatore acustico**
- Particolarmente discreto
 - Intervallo di frequenza più ampio
 - Adattamento personalizzato al canale auricolare



- Ideale per capacità uditiva limitata
- Forma ergonomica per l'applicazione dietro all'orecchio, praticamente invisibile
- Aumenta il volume di tutti i rumori in ambienti chiusi e all'aperto
- Riproduzione silenziosa
- 3 accessori per l'adattamento personalizzato al canale auricolare
- Intervallo frequenze: 100 - 6000 Hz
- Amplificazione max. 40 dB
- Volume max. 128 dB
- Dimensione prodotto: 40 x 40 x 10 mm
- Dispositivo medico
- Incl. 2 batterie PR48 da 1,4V
- Consegna nel pratico espositore di vendita
- Kit di postvendita batterie tipo 13/PR48 Cod. art.: 641.04
6 batterie zinco-aria 13/PR 48, 1,4V
- UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8
- Cod. EAN: 4211125641092
- Cod. art.: 641.09



Temperatura corporea

La temperatura corporea

La febbre è una reazione di supporto naturale del corpo per combattere le infezioni che vengono provocate da batteri o virus. Se la temperatura aumenta troppo velocemente, raggiungendo un valore superiore ai 38 °C, deve essere trattata. Per ridurla temporaneamente è possibile ricorrere ad alcuni rimedi, come fare impacchi freddi o assumere molti liquidi.

Con l'FT100 vi offriamo una comoda soluzione per misurare la temperatura corporea in modo rapido, semplice e senza problemi. Spesso, in particolar modo nei bambini o nei pazienti più anziani e costretti a letto, la classica misurazione rettale non è comoda. Il termometro per febbre senza contatto facilita la misurazione della temperatura corporea in numerose situazioni.

TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI

Senza contatto, rapido e sicuro: tre

vantaggi
esclusivi per il vostro comfort

NOVITA
08 / 2017

Funzione semaforo



Sensore di distanza

Distanza di misurazione



Misurazione delle febbre comoda e senza contatto

FT 100 – Termometro per febbre senza contatto con tecnologia a raggi infrarossi

- Rilevazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Con funzione semaforo: LED verde = tutto ok, LED giallo = aumento di temperatura, LED rosso = allarme febbre
- Sensore di distanza (LED/sonoro)
- Distanza di misurazione 4-6 cm



Termometro classico
140



Termometro ultrarapido



Termometro per orecchio




Termometro multifunzione



Termometro senza contatto

NOVITA
08 / 2017



Termometro

Espositore

- Incl. 20 termometri FT 09/1 (in bianco e blu)

auto off

1 memory

water proof

- Tecnologia di misurazione a contatto
- Indicazione in °C
- Impermeabile
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione:
 - ±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
 - ±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C
 - (±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con tappo di protezione
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- Display incl. 20 batterie da 1,5 V LR41
- UV: 12 Cartone di trasporto: 12 x 12
- Cod. EAN: w 4211125791155, b 4211125791162
- Cod. art.: w 791.15, b 791.16
- UV: 1 (20 x FT 09/1) Cartone di trasporto: 10 x 1
- Cod. EAN: w 4211125791179, b 4211125791186
- Cod. art.: w 791.17, b 791.18

Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile

express 10 seconds

auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display

- Durata di misurazione ca. 10 sec.
- Tecnologia di misurazione a contatto
- Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
- Indicazione in °C e °F
- Punta e display impermeabili
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione:
 - ±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
 - ±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C
 - (±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con tappo di protezione
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- Incl. espositore di vendita
- UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
- Cod. EAN: Monkey 4211125950040
- Cod. art.: Monkey 950.04
- Cod. EAN: Frog 4211125950057
- Cod. art.: Frog 950.05
- Cod. EAN: Dog 4211125950064
- Cod. art.: Dog 950.06

Termometro

- Punta di misurazione extra flessibile

water proof

auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display

- Durata di misurazione ca. 30 sec.
- Tecnologia di misurazione a contatto
- Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
- Indicazione in °C e °F
- Impermeabile
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione:
 - ±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
 - ±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C
 - (±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con tappo di protezione
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- Incl. espositore di vendita
- UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
- Cod. EAN: 4211125791094
- Cod. art.: 791.09

Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile

express 10 seconds

water proof

auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display


- Durata di misurazione ca. 10 sec.
- Tecnologia di misurazione a contatto
- Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
- Indicazione in °C e °F
- Impermeabile
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione:
 - ±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
 - ±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C
 - (±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con involucro protettivo
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- Incl. espositore di vendita
- UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
- Cod. EAN: 4211125794101
- Cod. art.: 794.10





Termometro per orecchio

- Misurazione igienica e sicura
- Con cappuccio protettivo sostituibile
- Temperatura superficiale
- Inclusi 10 cappucci protettivi



- Misurazione estremamente rapida
- Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
- Allarme febbre da 38,0 °C, segnale acustico da 37,5 °C
- Indicazione in °C e °F
- Misurazione della temperatura superficiale
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Indicazione smiley
Smiley sorridente = temperatura nella norma
Smiley triste = ≥ 38 °C
- Precisione di misurazione:
Orecchio: ± 0,2 °C: 35,5-42,0 °C (± 0,4 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
Nel restante range di misurazione: da ≤ 35,5 °C e ≥ 42 °C (95,5 °F-107,6 °F) ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Superficiale: ± 4% o ± 2 °C (± 4 °F) a -20 - 100 °C (-4 °F - 122 °F)
Stanza: ± 2 °C: 0-50 °C (± 4 °F: 32°F-122°F)
- Meccanismo di rinvio
- 10 posizioni di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Con scatola per custodia
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
- Incl. 10 cappucci protettivi
- Set di cappucci protettivi di postvendita (20 pezzi)

UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795337
Cod. art.: 795.33



Kit di postvendita FT 58

- 20 cappucci protettivi



20 cappucci protettivi monouso per il termometro per orecchio FT 58

- Per garantire igiene e risultati precisi, sostituire i cappucci protettivi dopo ogni misurazione.

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125795344
Cod. art.: 795.34



Kit di postvendita FT 78

- 20 cappucci protettivi



20 cappucci protettivi monouso per il termometro per orecchio FT 78


- Per garantire igiene e risultati precisi, sostituire i cappucci protettivi dopo ogni misurazione.

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125795191
Cod. art.: 795.19



Termometro per orecchio

- Misurazione igienica e sicura
- Con cappuccio protettivo sostituibile
- Inclusi 6 cappucci protettivi




- Misurazione estremamente rapida
- Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
- Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,5 °C
- Indicazione in °C e °F
- Precisione di misurazione:
± 0,2 °C: 35,0 - 42,2 °C (± 0,4 °F: 95,0°F-108,0°F)
Nel range di misurazione restante: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
- 9 posizioni di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Display con retroilluminazione bianca
- Indicazione di sostituzione batterie
- Con scatola per custodia
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
- Incl. 6 cappucci protettivi
- Set di cappucci protettivi di postvendita (20 pezzi)

UV: 4 Cartone di trasporto: 12 x 4
Cod. EAN: 4211125795184
Cod. art.: 795.18



Termometro multifunzione

- Funzione 6 in 1: orecchio, fronte, temperatura superficiale, allarme febbre, data e ora, 10 memorie
- Fino a 37,9 °C = verde, a partire da 38,0 °C = rosso




- Misurazione estremamente rapida
- Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
- Allarme febbre tramite LED a partire da 38 °C
- Indicazione in °C e °F
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione:
Fronte: ± 0,2 °C: 35-42 °C (±0,5 °F: 95 - 107,6 °F)
Nel range di misurazione restante: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Orecchio: ± 0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95 - 107,6 °F)
Nel range di misurazione restante: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Superficiale: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F); ±5% se ≥30 °C (86 °F)
- 10 posizioni di memoria con data e ora
- Spegnimento automatico
- Dispositivo medico
- Ampio display
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795146
Cod. art.: 795.14



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale ed esterna
- Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle





- Misurazione estremamente rapida
- Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
- Allarme febbre: da 38 °C
- Indicazione in °C e °F
- Controllo segnale acustico (On/Off)
- Distanza di misurazione 2-3 cm
- Precisione di misurazione:
Fronte: ± 0,2 °C: 36 °C-39 °C (± 0,4 °F: 96,8°F-102,2°F)
Nel range di misurazione restante: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Superficiale: ± 4% o ± 2 °C (± 4 °F) a -22 - 80 °C (-7,6 °F - 176 °F)
- 60 posizioni di memoria (temperatura corporea)
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
- Dispositivo medico
- Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
- Con scatola per custodia
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795313
Cod. art.: 795.31



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale ed esterna
- Sensore di distanza
- Fino a 37,5 °C = verde, 37,5-37,9 °C = giallo, a partire da 38,0 °C = rosso



- Misurazione estremamente rapida
- Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
- Allarme febbre con indicatore LED (verde/giallo/rosso)
- Indicazione in °C e °F
- Controllo segnale acustico (On/Off)
- Sensore di distanza (LED/sonoro)
- Distanza di misurazione 4-6 cm
- Precisione di misurazione:
Fronte: ± 0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (± 0,4 °F: 93,2°F-108°F)
Superficiale: ± 4% o ± 2 °C (± 4 °F) a -22 - 80 °C (-7,6 °F - 176 °F)
- 60 posizioni di memoria (temperatura corporea)
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
- Dispositivo medico
- Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
- Con scatola per custodia
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

UV: 2 Cartone di trasporto: 8 x 2
Cod. EAN: 4211125795054
Cod. art.: 795.05

Elettro- stimolazione TENS/EMS



Elettrostimolazione per lenire il dolore e stimolare i muscoli

Che si tratti di lenire i dolori alla schiena o delle articolazioni, di affiancare il training per l'aumento della massa muscolare o semplicemente per rilassarsi dopo l'attività sportiva, l'elettrostimolazione offre molteplici funzioni e rappresenta un ottimo metodo terapeutico domestico. Il principio di funzionamento si basa sulla riproduzione degli impulsi del corpo, che vengono trasmessi alle fibre nervose o muscolari per mezzo di elettrodi applicati alla pelle. Beurer offre diverse versioni di apparecchi combinati TENS, EMS e TENS/EMS per rispondere a qualsiasi esigenza.

IL NOSTRO CONSIGLIO

Forma adattabile per un'applicazione mirata ed
efficace

Multifunzione



Console di comando facile da usare



Applicazione combinata: per lenire i dolori a ginocchia e gomiti

EM 29 2 in 1 – TENS per ginocchia e gomiti


- Da utilizzare in caso di dolori a ginocchia/gomiti
- 2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- Manicotto universale per ginocchia e gomiti (regolabile con chiusura a strappo)



TENS/EMS





Trainer per le vene



Le possibilità di applicazione di TENS e EMS

L'elettrostimolazione nervosa transcutanea (TENS) è utilizzata nella terapia del dolore in caso di crampi, lesioni o dolori cronici. Gli impulsi inviati al cervello sopprimono la trasmissione del dolore al cervello.

La stimolazione muscolare elettrica (EMS) è utilizzata da diversi anni nel campo della medicina sportiva e riabilitativa e viene impiegata per l'incremento delle prestazioni di resistenza, il rafforzamento della muscolatura e l'accelerazione della rigenerazione muscolare. L'EMS prevede la stimolazione dei fasci muscolari mediante impulsi elettrici. Come nel caso dell'attivazione naturale, l'utilizzo dell'EMS determina la contrazione e il rilassamento delle fibre muscolari.



Azione lenitiva



EM 29 2 in 1
TENS per ginocchia e gomiti



EM 38
Cintura lombare



Mini Pad portatile



EM 20 Pad
Sixpack / Cervicale-spalle



EM 10
Mini Pad Body



TENS/EMS digitale



EM 49
Digitale



EM 80 3 in 1
Digitale



Sixpack grazie alla tecnologia EMS

La nostra linea di prodotti "active" contiene altri prodotti basati sulla tecnologia EMS per l'aumento mirato della massa muscolare.



EM 32

Cintura per addominali

EM 37

Cintura per addominali

EM 39 2 in 1

Cintura per addominali e dorsali



Trattamento efficace per vene sane

Chi trascorre parecchie ore in piedi conosce bene la sensazione di gambe pesanti e stanche. Il massaggio a compressione rivitalizzante del trainer per le vene FM 150 migliora la funzione delle vene e allevia le tensioni. Un toccasana rilassante a casa propria!

STIMOLANTE
Il trainer per le vene
è un vero
toccasana
per le gambe pesanti



Forma perfetta



Pratico utilizzo



FM 150 – Trainer per le vene

- Massaggio a compressione rivitalizzante
- Migliora la circolazione sanguigna
- Favorisce la vascolarizzazione e attenua la sensazione di pesantezza e stanchezza alle gambe
- Scioglie le contratture





- EM 10 Body**
- Mini Pad**
- Mini Pad Body (TENS)
 - Azione lenitiva
 - Applicabile in qualunque parte del corpo



- Body: elettrostimolazione contro i dolori generici
-
- Trattamento preciso del dolore
-
- Morbido e flessibile, confortevole e sicuro
-
-
-
- Spegnimento automatico
-
- Intensità regolabile (15 livelli)
-
-
- Incl. film gel autoadesivo
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
-
- Dispositivo medico
- Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 10 Cartone di trasporto: 12 x 10
 • Cod. EAN: 4211125647230
 • Cod. art.: 647.23



- Kit di postvendita Mini Pad**
- 1 film gel (autoadesivo) e 1 batteria**
- Utilizzabile con EM 10 Mini Pad Body

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125647155
 • Cod. art.: 647.15



- EM 20 Sixpack/Neck**
- Pad EMS**
- Pad EMS Sixpack per l'applicazione sull'addome
 - Pad EMS Neck per l'applicazione su cervicale e spalle



- Sixpack: elettrostimolazione dei muscoli addominali
- Neck: massaggio nella zona cervicale e delle spalle
- Impiego preciso
-
- Morbido e flessibile, confortevole e sicuro
-
-
-
- Spegnimento automatico
-
- Intensità regolabile (15 livelli)
-
-
- Incl. film gel autoadesivo
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032
-
-
-
- Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 10 Cartone di trasporto: 8 x 10
 • Cod. EAN: Sixpack: 4211125647117
 Cod. art.: Sixpack: 647.11
 • Cod. EAN: Neck: 4211125647100
 Cod. art.: Neck: 647.10



- Kit di postvendita EM 20 Sixpack**
- 1 set di film gel autoadesivo e 1 batteria**
- Utilizzabile con EM 20 Sixpack

- Set di film gel autoadesivo
- 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125647162
 • Cod. art.: 647.16



- Kit di postvendita EM 20 Neck**
- 1 set di film gel autoadesivo e 1 batteria**
- Utilizzabile con EM 20 Neck

- Set di film gel autoadesivo
- 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125647179
 • Cod. art.: 647.17



- EM 29 2 in 1**
- TENS per ginocchia e gomiti**
- Terapia del dolore (TENS)
 - Da utilizzare in caso di dolori al ginocchio/gomito
 - Elettrodi di contatto con acqua resistenti all'usura, facili da usare



- 2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- Manicotto universale per ginocchio e gomito (regolabile con chiusura a strappo)
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza ca. 25 - 70 cm braccio e coscia
- 4 applicazioni pre-programmate
- Elemento di comando con display LCD e pratica clip per cintura
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
-
- Manicotto lavabile a mano
- Dispositivo medico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125647018
 • Cod. art.: 647.01



- EM 38**
- Cintura lombare con apparecchio TENS**
- Da utilizzare in caso di dolori lombari
 - Impostabile in modo flessibile, con cintura allungabile



- 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
-
-
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza vita: circa 75 - 140 cm
- Cintura allungabile inclusa
- 4 applicazioni pre-programmate
- Comando rimovibile con lo schermo LCD
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
-
-
- Dispositivo medico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125664008
 • Cod. art.: 664.00



EM 49



TENS/EMS digitale

- Terapia del dolore (TENS)
- Stimolazione muscolare (EMS)
- Relax e massaggio
- Indicazione del posizionamento degli elettrodi



- Elettrodi gel autoadesivi
4 compresi (45 x 45 mm)

- 2 canali regolabili separatamente
- 64 applicazioni pre-programmate
- 6 programmi individuali: frequenza, battiti cardiaci, timer on/off programmabile

- Intensità regolabile
- Timer per countdown

- Arresto di sicurezza

- Funzione Doctor*
- Dispositivo medico
- LCD invertito con retroilluminazione blu
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

- UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
- Cod. EAN: 4211125662059
- Cod. art.: 662.05




EM 80 3 in 1



TENS/EMS digitale

- Terapia del dolore (TENS)
- Stimolazione muscolare (EMS)
- Relax e massaggio
- 8 elettrodi e 4 canali regolabili separatamente



- Elettrodi gel autoadesivi
8 compresi (45 x 45 mm)

- 4 canali regolabili separatamente
- 30 applicazioni pre-programmate
- 20 programmi individuali: frequenza, battiti cardiaci, timer on/off programmabile

- Intensità regolabile
- Timer per countdown

- Arresto di sicurezza

- Funzione Doctor*
- Dispositivo medico
- Custodia
- Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

- UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
- Cod. EAN: 4211125662004
- Cod. art.: 662.00

Kit di postvendita



Elettrodi piccoli

- Adatto per l'impiego con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80



- Dimensioni: 45 x 45 mm
- 8 pezzi
- Elettrodi gel autoadesivi

- UV: 5 Cartone di trasporto: 30 x 5
- Cod. EAN: 4211125661021
- Cod. art.: 661.02

Kit di postvendita



Elettrodi grandi

- Adatto per l'impiego con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80



- Dimensioni: 50 x 100 mm
- 4 pezzi
- Elettrodi gel autoadesivi

- UV: 5 Cartone di trasporto: 30 x 5
- Cod. EAN: 4211125661014
- Cod. art.: 661.01

FM 150



Trainer per le vene

- Massaggio a compressione rivitalizzante
- Migliora la circolazione sanguigna
- Favorisce la vascolarizzazione e attenua la sensazione di pesantezza alle gambe
- Scioglie le contratture



- Massaggio ad aria compressa con cuscinetti d'aria che si gonfiano e si sgonfiano
- Intensità del massaggio a regolazione continua
- Pompaggio alternato dei manicotti per le gambe
- Con pulsante STOP di sicurezza
- Con funzione di pompaggio - per un rapido svuotamento dei cuscinetti d'aria
- Incl. funzione timer 10/20/30 min.
- Semplice utilizzo tramite interruttore manuale
- Utilizzo versatile a casa e in viaggio

- I due manicotti per le gambe possono essere adattati con l'aiuto di chiusure a strappo

- Funzionamento a batteria e/o da rete elettrica
- Inclusa custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- 3 Watt

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125643256
- Cod. art.: 643.25

Altre informazioni di prodotto



Mai più gambe stanche! Vene sane con il trainer per le vene FM 150

Il trainer per le vene FM 150 di Beurer rivitalizza le gambe stanche e pesanti con un efficace massaggio a compressione. I cuscinetti d'aria che si gonfiano e si sgonfiano possono essere regolati per un benessere personalizzato. In caso di utilizzo su entrambi i lati i manicotti per le gambe vengono gonfiati e sgonfiati alternativamente dal massaggio a pressione.

L'applicazione può essere personalizzata grazie al comodo dispositivo di comando. La funzione timer garantisce un tempo di applicazione e un'efficacia ottimali. La chiusura a strappo garantisce un'ottima vestibilità.

Pratico: la pratica ed elegante custodia è facile da riporre e consente di avere il trainer per vene FM 150 sempre a portata di mano.



Epilazione



Epilazione con risultati duraturi IPL - modelli professionali per uso domestico

Pelle liscia e morbida grazie al centro estetico a casa vostra: abbiamo ampliato la nostra serie di successo IPL (Intense Pulsed Light) con altri due prodotti. I nostri apparecchi per l'epilazione con risultati duraturi¹⁾ colpiscono per la loro sicurezza e semplicità d'utilizzo a casa. Potete beneficiare della nostra tecnologia professionale innovativa, che non è solo affidabile e sicura, ma anche clinicamente testata, e garantisce una compatibilità cutanea dermatologicamente confermata²⁾. I nostri prodotti si avvalgono della moderna tecnologia IPL a luce pulsata, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale. L'innovativa app "Beurer MyIPL" vi supporta al meglio durante l'utilizzo.



NOVITA
11 / 2017
★

INNOVAZIONI IPL

Per sentirsi belle in qualsiasi momento con una pelle
vellutata e setosa

Pelle morbida come velluto - IPL Velvet Skin Pro

IPL Velvet Skin Pro – Epilazione con risultati duraturi

- Apparecchio professionale per un'epilazione con risultati duraturi
- Con suggerimento del livello di energia per l'intensità luminosa
- Incl. accessorio di precisione per viso e zona bikini
- Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trattamento rapido



Tecnologia IPL



Tecnologia laser



Rasoio



Depilatore a cera calda



Epilatore

Per chi ama i dettagli – IPL Pure Skin Pro

IPL Pure Skin Pro – Epilazione con risultati duraturi

- Apparecchio compatto per un'epilazione con risultati duraturi
- Design maneggevole - perfetto per il trattamento delle parti del corpo piccole e difficili da raggiungere
- Con modalità "Flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
- Superficie luminosa di 3,1 cm² per un trattamento preciso



fino a **200.000** impulsi luminosi

particolarmente **PRECISO**



Complimenti assicurati – IPL SalonPro System

IPL 10000+ SalonPro System – Epilazione con risultati duraturi²⁾

- Con 250.000 impulsi luminosi
- Sensore automatico per il riconoscimento personalizzato della tonalità di pelle
- Incl. accessorio di precisione

fino a **250.000** impulsi luminosi

particolarmente **COMODO**



Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾.

La sicurezza al primo posto! Epilazione con risultati duraturi a casa - gli epilatori IPL di Beurer, testati dai dermatologi, garantiscono sicurezza e tollerabilità cutanea dal primo utilizzo.

- Il **97 %** sopporta molto bene l'utilizzo
- Il **92 %** giudica il trattamento non doloroso
- L'**89 %** sopporta l'IPL meglio dei metodi tradizionali (rasatura, epilazione o cera)



A casa come dall'estetista

Perché fare fatica ad andare fino dall'estetista quando potete avere tra le vostre mani uno dei metodi più efficaci per l'epilazione con gli epilatori laser di TRIA by Beurer? L'epilazione basata sulla luce con laser a diodi è da anni al 1° posto negli USA e ora è arrivata anche da noi! La potente tecnologia con laser a diodi è clinicamente testata e assicura il 61% di peli in meno tre settimane dopo la prima applicazione! Con le due versioni, SALON EXPERT e PRECISION, vi offriamo prodotti esclusivi, ideali per un trattamento di tutto il corpo o solo di determinate zone.

In più: Calming Gel

In esclusiva con Tria by Beurer riceverete il gradevole Smoothstart Calming Gel con estratto di piante indiane, da applicare prima del trattamento laser. Questo gel idrata, rinfresca e calma la pelle, e ha un effetto antinfiammatorio. Inoltre, riduce la sensibilità al dolore a livelli di potenza elevata.



Efficiente, sicuro e clinicamente testato³⁾



Facile da utilizzare grazie all'indicatore digitale



LAS 50 Precision – Epilatore laser

- Particolarmente adatto per il trattamento del viso⁴⁾ e altre parti del corpo più piccole come l'inguine e le ascelle
- Tecnologia laser professionale che garantisce risultati clinicamente testati³⁾ ed estremamente durevoli a casa propria
- Con batteria ricaricabile integrata per un comfort senza fili

LAS 100 SalonExpert – Epilatore laser

- Tecnologia laser professionale che garantisce risultati clinicamente testati ed estremamente durevoli a casa propria
- Con potente batteria ricaricabile integrata per un comfort senza fili

³⁾ Wheeland, M.D., F.A.C.P. Laser in Surgery and Medicine, 2007. ⁴⁾ Nelle donne, sotto la linea delle guance



- Epilazione con risultati duraturi**
- Apparecchio compatto per un'epilazione con risultati duraturi
 - Design maneggevole, ideale anche per il trattamento di piccole superfici del corpo
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Funzione "flash continuo" per un utilizzo più rapido e comodo
 - Superficie luminosa di 3,1 cm² per un trattamento preciso
 - Fino a 150.000 impulsi luminosi



- light impulses up to 150.000
- flash-glide function
- safe skin sensor
- compact size
- PLUS X AWARD 2015 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality
- DERMATOLOGISCH BESTEHT

- Tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale
- La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3/4 trattamenti
- Tecnologia clinicamente testata
- Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle
- Filtro UV integrato
- 3 livelli di potenza
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Solo circa 20 minuti per il trattamento di tutto il corpo³⁾
- Con funzione "flash continuo" per un pratico utilizzo
- Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi
- Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125576165
 • Cod. art.: 576.16

- Epilazione con risultati duraturi**
- Apparecchio compatto per un'epilazione con risultati duraturi
 - Design maneggevole - perfetto per il trattamento delle parti del corpo piccole e difficili da raggiungere
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Con modalità "Flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
 - Superficie luminosa di 3,1 cm² per un trattamento preciso
 - Fino a 200.000 impulsi luminosi



- light impulses up to 200.000
- auto-flash mode
- safe skin sensor
- compact size
- PLUS X AWARD 2015 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality
- DERMATOLOGISCH BESTEHT

- Tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale
- La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3/4 trattamenti
- Tecnologia clinicamente testata
- Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle
- Filtro UV integrato
- 3 livelli di potenza
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Solo circa 20 minuti per il trattamento di tutto il corpo³⁾
- Con modalità "Flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
- Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi
- Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125575144
 • Cod. art.: 575.14

- Epilazione con risultati duraturi**
- Apparecchio professionale per un'epilazione con risultati duraturi
 - Con suggerimento del livello di energia per l'intensità luminosa
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trattamento rapido
 - Incl. accessorio di precisione (2 cm²) per viso e zona bikini
 - Fino a 300.000 impulsi luminosi



- light impulses up to 300.000
- cordless operation
- skin tone detection
- auto-flash mode
- safe skin sensor
- attachment 1
- PLUS X AWARD 2015 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality
- DERMATOLOGISCH BESTEHT

- Tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale
- La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3/4 trattamenti
- Tecnologia clinicamente testata
- Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle
- Filtro UV integrato
- 6 livelli di potenza
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Solo circa 21 minuti per il trattamento di tutto il corpo³⁾
- Con modalità "Flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
- Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi
- Con pratica custodia
- Batteria ricaricabile ~ 550 impulsi luminosi
- Tempo di ricarica: ~ 2 ore
- Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125575137
 • Cod. art.: 575.13

- Epilazione con risultati duraturi**
- Epilazione con risultati duraturi con la tecnologia professionale come dall'estetista²⁾
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Applicazione più rapida del settore⁴⁾
 - XXL - Ampia superficie lampada 7 cm²
 - Moderna tecnologia a luce pulsata dalla sicurezza estrema
 - Fino a 100.000 impulsi luminosi



- light impulses up to 100.000
- profi system
- flash-glide function
- safe skin sensor
- XXL light area
- PLUS X AWARD 2015 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality
- DERMATOLOGISCH BESTEHT

- Tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale
- La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3/4 trattamenti
- Tecnologia clinicamente testata
- Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle
- Filtro UV integrato
- 6 livelli di potenza
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Solo circa 26 minuti per il trattamento di tutto il corpo³⁾
- Con funzione "flash continuo" per un pratico utilizzo
- Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi
- Inclusa cartuccia con 100.000 impulsi luminosi
- Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125576080
 • Cod. art.: 576.08

- Kit di postvendita IPL 9000+**
- Cartuccia di ricambio
- Per l'epilatore IPL 9000 / IPL 9000+ SalonPro System
 - Per un'epilazione con risultati duraturi
 - Una cartuccia corrisponde a 100.000 impulsi luminosi



• UV: 4 Cartone di trasporto: 30 x 4
 • Cod. EAN: 4211125576189
 • Cod. art.: 576.18

Altre informazioni di prodotto

Download gratuito dell'app "beurer MyIPL"

L'app "beurer MyIPL" con design moderno, utilizzo intuitivo ed un utile tutorial offre tutto ciò che vi serve per un'applicazione professionale a casa propria: (compatibile a partire da iOS 8.0 e Android™ 4.4).

- Organizzazione delle date di trattamento durante l'intero tempo di applicazione
- Un consiglio sul livello di potenza per l'uso
- Creazione automatica di un piano di trattamento personalizzato in base alle caratteristiche della pelle e dei peli
- Vista calendario e funzione di promemoria

works with beurer MyIPL

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Epilazione con risultati duraturi**
- Epilazione con risultati duraturi con la tecnologia professionale come dall'estetista²⁾
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Applicazione più rapida del settore⁴⁾
 - XXL - Ampia superficie lampada 7 cm²
 - Moderna tecnologia a luce pulsata dalla sicurezza estrema
 - Lifetime Flashes – fino a 250.000 impulsi luminosi
 - Incl. accessorio di precisione per il riconoscimento personalizzato della tonalità di pelle
 - Con sensore automatico



- light impulses up to 250.000
- profi system
- energy recommend
- flash-glide function
- safe skin sensor
- attachment 1
- XXL light area
- PLUS X AWARD 2015 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality
- DERMATOLOGISCH BESTEHT

- Tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale
- La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3/4 trattamenti
- Tecnologia clinicamente testata
- Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle
- Filtro UV integrato
- 6 livelli di potenza
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Solo circa 26 minuti per il trattamento di tutto il corpo³⁾
- Con funzione "flash continuo" per un pratico utilizzo
- Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi
- Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125576097
 • Cod. art.: 576.09

158 ¹⁾ IPL 7500/Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11
²⁾ IPL 9000+/10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11

³⁾ Tecnologia approvata dall'Istituto proDERM di Amburgo

⁴⁾ Al livello di potenza minimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
⁵⁾ Al livello di potenza massimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine

⁶⁾ Nelle donne, sotto la linea delle guance



LAS 50 PRECISION



Epilatore laser

- La tecnologia più efficace per l'epilazione con risultati duraturi¹⁾
- Particolarmente adatto per il trattamento del viso²⁾ e altre parti del corpo più piccole come l'inguine e le ascelle
- Tecnologia laser professionale che garantisce risultati clinicamente testati ed estremamente durevoli a casa propria
- Con batteria ricaricabile integrata per un comfort senza fili



- Innumerevoli centri estetici e dermatologi utilizzano la tecnologia laser per l'epilazione con risultati duraturi
- Con indicatore del livello di potenza a LED integrato
- Massima sicurezza grazie al sensore per la tonalità della pelle
- Laser a diodi brevettato per la massima efficienza ed efficacia (fino a 20 J/cm²)
- La luce laser disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle e previene la ricrescita
- Riduzione del 70% dei peli già dopo 3 settimane dalla seconda applicazione
- Risultati duraturi già dopo 3 mesi
- 3 diversi livelli di potenza
- Emissione automatica di impulsi laser grazie al sensore intelligente per il contatto con la pelle
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Non utilizzabile per carnagioni scure
- L'apparecchio può dimostrarsi inefficace con peli bianchi, grigi, biondi o rossi
- Funzionamento a batteria - durata di funzionamento ~ 15 min.
- Tempo di ricarica: ~ 2 ore
- UV: 1 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125577315
- Cod. art.: 577.31



LAS 100 SALON EXPERT



Epilatore laser

- La tecnologia più efficace per l'epilazione con risultati duraturi¹⁾
- Tecnologia laser professionale che garantisce risultati clinicamente testati ed estremamente durevoli a casa propria
- Con potente batteria ricaricabile integrata per un comfort senza fili



- Innumerevoli centri estetici e dermatologi utilizzano la tecnologia laser per l'epilazione con risultati duraturi
- Display LCD facile da usare con indicatore del livello di potenza, batteria e di blocco
- Massima sicurezza grazie al sensore per la tonalità della pelle
- Laser a diodi brevettato per la massima efficienza ed efficacia (fino a 22 J/cm²)
- La luce laser disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ne previene la ricrescita
- Riduzione del 70% dei peli già dopo 3 settimane dalla seconda applicazione
- Risultati duraturi già dopo 3 mesi
- 5 diversi livelli di potenza
- Emissione automatica di impulsi laser grazie al sensore intelligente per il contatto con la pelle
- Ideale per viso²⁾, braccia, gambe, ascelle e inguine, oppure per schiena, petto e addome
- Non utilizzabile per carnagioni scure
- L'apparecchio può dimostrarsi inefficace con peli bianchi, grigi, biondi o rossi
- Funzionamento a batteria - durata di funzionamento ~ 30 min.
- Tempo di ricarica: ~ 2 ore
- UV: 1 Cartone di trasporto: 4
- Cod. EAN: 4211125577308
- Cod. art.: 577.30




Smoothstart Calming Gel



Crema LAS 50 / LAS 100

- Ideale prima del trattamento laser con LAS 50 e LAS 100



- Da applicare sulla pelle rasata prima del trattamento
- Aiuta a ridurre la sensibilità al dolore a livelli di potenza elevata
- Effetto antinfiammatorio
- Gradevole gel con estratto di piante indiane
- Contenuto: 2 fl.oz / 60 ml

- UV: 6
- Cod. EAN: 0891753001891
- Cod. art.: 577.32


Altre informazioni di prodotto



Tecnologia laser di massima efficienza

La tecnologia di epilazione con risultati duraturi di prima classe al 1° posto negli USA è finalmente disponibile anche in Italia grazie a un'esclusiva di Beurer. Gli epilatori laser Tria by Beurer LAS 100 e LAS 50 sono clinicamente provati e testati. Affidatevi all'efficacia e alla sicurezza di questa innovativa tecnologia. Grazie al potente laser a diodi (max. 22 J/cm²) potete ottenere risultati visibili già dopo 3 settimane dal primo trattamento. Dopo tre mesi le parti del corpo desiderate rimangono depilate a lungo e in tutta sicurezza.

Funzionamento



- Il laser a diodi brevettato viene puntato verso il pigmento scuro del pelo.
- La tecnologia laser distrugge il follicolo pilifero.
- La crescita dei peli viene interrotta in modo duraturo.

Qualità eccezionale high-end

Gli epilatori laser Tria by Beurer sono dotati di una potente batteria ricaricabile, che vi consente di effettuare il trattamento senza fili ovunque in tutta comodità. Migliaia di centri estetici e dermatologi utilizzano il metodo scientificamente provato dell'epilazione con risultati duraturi tramite la tecnologia laser professionale. Grazie agli epilatori laser Tria by Beurer, potete provare questo metodo comodamente da casa, risparmiando così tempo e denaro. Il sensore intelligente integrato per la pelle garantisce maggiore sicurezza, attivando il trattamento solo sui colori di pelle idonei.





HL 35


Rasoio per signora

- Per una pelle morbida e liscia come la seta
- Luce a LED integrata
- Resistente all'acqua (IPX 7)
- Incl. accessorio per il peeling



- Adatto per la rasatura a secco o con schiuma
- Con rifinitore integrato
- Interruttore ON/OFF illuminato
- Accessorio per la rasatura antiallergico (senza nickel)
- Testina mobile
- Funzione di carica rapida
- Indicatore di carica
- Incl. spazzola per la pulizia
- Incl. 2 pettini (4 mm/8 mm)
- Incl. accessorio per il peeling
- Incl. gancio per doccia
- Alimentazione a batteria ricaricabile
- Unità di carica
- Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125577087
 • Cod. art.: 577.08




Kit di postvendita HL 35

Accessorio per la rasatura

- Accessorio per la rasatura antiallergico

anti allergic

- Per l'apparecchio: HL 35
- Contiene due lamine con blocchi coltelli
- Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi
- Accessorio per la rasatura antiallergico (senza nickel) per prevenire le irritazioni cutanee
- Senza nickel

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125577063
 • Cod. art.: 577.06



Kit di postvendita HL 35

Accessorio peeling

- Per l'apparecchio: HL 35
- L'accessorio per il peeling impedisce la formazione di peli incarniti
- Contiene due accessori per il peeling

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125577070
 • Cod. art.: 577.07



HL 40

Depilatore a cera calda

- Elimina i peli alla radice
- Indicatore di livello
- Incl. pratica unità di riscaldamento



- Per una pelle morbida e liscia a lungo
- La cera idrata la pelle
- Incl. 2 cartucce di cera d'api (50 ml)
- Incl. 50 strisce depilatorie
- Indicatore di funzionamento
- 2 camere di riscaldamento separate
- Alimentazione dalla rete elettrica
- Unità di riscaldamento

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125577001
 • Cod. art.: 577.00



Kit di postvendita HL 40

2 cartucce di cera d'api e 50 strisce depilatorie

- Per l'apparecchio HL 40
- Contenuto: 50 ml per cartuccia
- Incl. 50 strisce depilatorie


• UV: 10 Cartone di trasporto: 4 x 10
 • Cod. EAN: 4211125577018
 • Cod. art.: 577.01



HL 70 3 in 1


Epilatore

- 3 in 1: epilazione, rasatura e peeling
- 42 pinzette antiallergiche
- Luce a LED integrata
- Inclusa pratica custodia



- Utilizzabile su pelle umida o asciutta
- Accessori rimovibili
- Accessorio per l'epilazione, la rasatura, il peeling e accessorio di precisione
- L'accessorio per il peeling impedisce la formazione di peli incarniti
- Interruttore ON/OFF illuminato
- 42 pinzette antiallergiche e lamina (senza nickel)
- Funzione di carica rapida
- Indicatore di carica
- Incl. spazzola per la pulizia
- Custodia inclusa
- Funzionamento a batteria o da rete elettrica
- Unità di carica
- Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125576424
 • Cod. art.: 576.42




Trattamento di mani e piedi

Bellezza e cura

Risultati impeccabili, unghie perfette

Ogni programma di bellezza prevede la cura di mani e piedi. Create il vostro centro estetico a casa con i prodotti professionali di Beurer per uso privato. E il "beauty day" può avere inizio!



STILE PROFESSIONALE

Mani e piedi curati sotto i riflettori con

3 novità nell'assortimento Beauty



Asciuga unghie UV/LED

- MP 48** – Per la modellazione delle unghie con gel LED e UV
- Indurimento dei gel per unghie rapido e uniforme grazie al fondo riflettente
 - Asciuga sia gel LED sia UV
 - Time integrato con 3 diverse impostazioni (30, 60 e 120 secondi)



Set professionale per manicure/pedicure

- MP 42** – Per principianti e professionisti
- Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento
 - Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
 - Con 7 accessori di qualità
 - Utilizzo pratico e semplice grazie al design ergonomico, ideale per qualsiasi esigenza



Levigatore per talloni per piedi vellutati

- MP 28** – Levigatore di talloni per una pelle morbida e liscia
- Per la rimozione di calli, duri e pelle ruvida
 - La luce a LED luminosa garantisce un'illuminazione ottimale durante l'utilizzo.



Set per manicure/pedicure



Asciuga unghie UV



Levigatore per talloni





MP 18

Set per il trattamento delle unghie elettrico

- Per unghie curate e lucide senza fatica
- Brillantezza e lucentezza naturale
- Ideale a casa e in viaggio



- 2 velocità
- Incl. 3 diversi accessori:
 - Per limare le unghie
 - Per lisciare la struttura delle unghie
 - Per lucidare la superficie delle unghie
- Luce a LED
- Incl. protezione per il viaggio
- Incl. 1 batterie AA da 1,5 V
- In pratica confezione blister da appendere
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125571085
- Cod. art.: 571.08



Kit di postvendita MP 18

Accessori

- Da utilizzare con il set per il trattamento delle unghie elettrico MP 18



- Costituito da 3 diversi accessori:
 - Per limare le unghie
 - Per lisciare la struttura delle unghie
 - Per lucidare la superficie delle unghie
- In pratica confezione blister da appendere
- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125571092
- Cod. art.: 571.09



MP 41

Set per manicure e pedicure

- Set completo per principianti ed esperti
- Per mani e piedi curati
- Con luce a LED integrata



- 2 livelli di velocità, senso orario e antiorario
- Inclusi 7 accessori di qualità:
 - Lima in zaffiro
 - Lima in feltro
 - Disco in zaffiro, a grana fine
 - Disco in zaffiro, a grana grossa
 - Fresa a fiamma
 - Fresa a cilindro
 - Lima per calli in zaffiro
- Luce a LED
- Accessori adatti ai diabetici
- Velocità: 3.800 / 4.600 giri/min ± 14%
- Alimentazione dalla rete elettrica
- Incl. astuccio
- UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
- Cod. EAN: 4211125572112
- Cod. art.: 572.11



MP 42

Set per manicure e pedicure

- Set completo per principianti ed esperti
- Per mani e piedi curati
- Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento



- Il design ergonomico impedisce lo scivolamento durante l'uso
- Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
- Inclusi 7 accessori di qualità:
 - Lima in zaffiro
 - Lima in feltro
 - Disco in zaffiro, a grana fine
 - Disco in zaffiro, a grana grossa
 - Fresa a fiamma
 - Fresa a cilindro
 - Lima per calli in zaffiro
- Luce a LED
- Accessori adatti ai diabetici
- Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
- Velocità: 3.800 / 4.600 giri/min ± 15 %
- Alimentazione da rete elettrica, motore potente
- Incl. astuccio
- UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
- Cod. EAN: 4211125574000
- Cod. art.: 574.00



MP 60

Set per manicure e pedicure

- Set per manicure/pedicure + set professionale
- Per il trattamento professionale delle unghie e dei piedi




- Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
- Inclusi 9 accessori di qualità:
 - Lima in zaffiro
 - Lima in feltro
 - Disco in zaffiro, a grana fine
 - Fresa a cilindro
 - Fresa a fiamma
 - Fresa in zaffiro circolare
 - Fresa a puntina
 - Lima in zaffiro, lunga e a grana grossa
 - Disco in zaffiro, a grana grossa
- Set professionale MP 60: 6 accessori in zaffiro, cod. art. 571.00
- Accessori adatti ai diabetici
- Velocità: 2.100 giri/min - 6.100 giri/min ± 12%
- Alimentazione da rete elettrica, motore potente
- Incl. astuccio
- UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
- Cod. EAN: 4211125570309
- Cod. art.: 570.30



MP 62

Set per manicure e pedicure

- Per il trattamento professionale di unghie e piedi
- Inclusi 10 accessori di qualità:
- Inclusi 10 accessori monouso in carta abrasiva




- Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
- Inclusi 10 accessori professionali di qualità:
 - Lima in zaffiro
 - Lima in feltro
 - Disco in zaffiro, a grana fine
 - Fresa a cilindro
 - Fresa a fiamma
 - Fresa in zaffiro circolare
 - Fresa a puntina
 - Lima in zaffiro, lunga e a grana grossa
 - Disco in zaffiro, a grana grossa
 - Accessorio in carta abrasiva
- Inclusi 10 accessori monouso in carta abrasiva
- Kit di postvendita accessori monouso in carta abrasiva, 10 pezzi, cod. art. 163.527
- Luce a LED
- Accessori adatti ai diabetici
- Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
- Velocità: 2.000 giri/min - 5.400 giri/min. ±20 %
- Alimentazione dalla rete elettrica
- Incl. astuccio
- UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
- Cod. EAN: 4211125570354
- Cod. art.: 570.35





- MP 100**
- Unità per manicure e pedicure**
- Per il trattamento professionale di unghie e piedi
 - Massima prestazione fino a 20.000 giri/min.
 - Inclusi 10 accessori di qualità:



- Con superficie di impugnatura antiscivolo
- Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
- Inclusi 10 accessori professionali in zaffiro e feltro:
 - Lima in zaffiro, a grana grossa e fine
 - Lima in feltro
 - Disco in zaffiro, a grana grossa e fine
 - Fresa a cilindro
 - Fresa a fiamma
 - Fresa in zaffiro
 - Fresa a puntina
 - Accessorio in carta abrasiva
- Inclusi 30 accessori monouso in carta abrasiva
- Kit di postvendita accessori monouso in carta abrasiva, 30 pezzi, cod. art. 163.311
- Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
- Custodia adattatore integrata
- Blocco di sicurezza
- Velocità: 5.000 giri/min - 20.000 giri/min. ±20 %
- Alimentazione dalla rete elettrica
- Incl. custodia
- UV: 3 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589318
- Cod. art.: 589.31



- MP 38**
- Asciuga unghie UV**
- Per la modellazione delle unghie finte di mani e piedi
 - Funzione timer inclusa (120 sec.)



- Per l'indurimento dei gel UV
- Inclusi 4 tubi UV da 9 Watt
- Funzione timer 120 sec.
- Funzionamento continuo
- Fondo estraibile
- Interno specchiato
- Superficie resistente e pratica
- 36 Watt
- Alimentazione dalla rete elettrica
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125571139
- Cod. art.: 571.13



NOVITÀ
10/2017

- MP 48**
- Asciuga unghie LED/UV**
- Per la modellazione delle unghie finte
 - Asciuga sia gel LED sia UV
 - Funzione timer inclusa (30, 60 e 120 sec.)



- Per l'indurimento di gel LED e UV sulle unghie delle mani e dei piedi
- Con 18 LED potenti
- Funzione timer 30, 60 e 120 sec.
- Fondo riflettente
- Superficie resistente e pratica
- Facile utilizzo
- Design compatto
- Indicatore di funzionamento
- 24 Watt
- Alimentazione dalla rete elettrica
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125571016
- Cod. art.: 571.01



- MP 70**
- Bagno di paraffina**
- Per mani, piedi e gomiti morbidi
 - Fornisce alla pelle la giusta umidità
 - Inclusa paraffina e pellicole di plastica



- Cura la pelle ruvida, secca o scupata
- Apre i pori della pelle
- Favorisce la circolazione sanguigna
- Per una pelle visibilmente più morbida e rilassata
- Aiuta l'assorbimento di sostanze curative e umidità
- Inclusa cera di paraffina (2 x 450 g) Aroma arancio
- Pellicole di plastica incluse (30 pz.)
- Termoregolazione variabile
- Avvolgimento cavo
- Indicatore di funzionamento
- Indicatore del calore
- 83 Watt
- Alimentazione dalla rete elettrica
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589325
- Cod. art.: 589.32



- Kit di postvendita MP 70**
- Cera di paraffina e pellicole**
- 2 x 450 g di cera di paraffina e 30 pellicole



- Per l'apparecchio: MP 70
- Contenuto: 450 g per sacchetto di cera, 30 pellicole
- Aroma arancia
- UV: 8 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125589431
- Cod. art.: 589.43



MP 26

Levigatore per talloni

- Per una pelle morbida e liscia
- Per la rimozione di calli, duroni e pelle ruvida
- Con luce a LED integrata



- Interruttore On/Off con blocco accensione
- Luce a LED
- Incl. 2 accessori in carta abrasiva per la rimozione efficace dei duroni
- Accessorio a grana grossa e fine
- Incl. pennello per la pulizia
- Incluso tappo di protezione
- Funzionamento a batteria
- Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

- UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
- Cod. EAN: 4211125571207
- Cod. art.: 571.20



Kit di postvendita MP 26

Accessori in carta abrasiva

- Composto da due accessori in carta abrasiva a grana grossa e fine
- In pratica confezione blister da appendere

- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125571238
- Cod. art.: 571.23

Altre informazioni di prodotto

Levigatore di talloni per una pelle morbida e liscia

Il levigatore per talloni ergonomico **MP 26** è caratterizzato tra l'altro dall'intensa luce a LED che garantisce un'illuminazione ottimale durante l'utilizzo. Due diversi accessori in carta abrasiva, un tappo di protezione e un pennello per la pulizia sono forniti in dotazione.



Accessorio in carta abrasiva a grana fine

Accessorio in carta abrasiva a grana grossa



Incluso tappo di protezione

Luce a LED



MP 28



Levigatore per talloni

- Per una pelle morbida e liscia
- Per la rimozione di calli, duroni e pelle ruvida
- Con luce a LED integrata



- Interruttore On/Off con blocco accensione
- Motore potente
- Incl. 3 accessori in carta abrasiva per la rimozione efficace dei duroni
- 2 accessori a grana grossa e 1 accessorio a grana fine
- Incl. pennello per la pulizia
- Incluso tappo di protezione
- Funzionamento a batteria
- Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

- UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
- Cod. EAN: 4211125574031
- Cod. art.: 574.03



MP 55

Levigatore per talloni

- Con rullo levigatore XXL per la rimozione di calli, duroni o pelle ruvida
- Incl. raspa per calli inossidabile all'estremità dell'impugnatura per pretrattare i calli duri
- Funzionamento a batteria o da rete elettrica
- Con luce a LED integrata



- Soluzione a 3 livelli per piedi vellutati
- Fase 1: raspa per calli inossidabile per pretrattare i calli molto duri
- Fasi 2 + 3: rullo levigatore a grana grossa e fine per rimuovere e levigare la pelle indurita
- Interruttore On/Off con blocco accensione
- 2 velocità
- Indicatore di carica
- Incl. spazzola per la pulizia
- Incluso tappo di protezione
- Con porta mini USB
- Funzionamento a batteria ricaricabile: durata di funzionamento 25 min.
- Tempo di ricarica: ca. 3 ore

- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125573058
- Cod. art.: 573.05



Kit di postvendita MP 55

Raspe per calli

- Per piedi belli e curati

- Per l'apparecchio: MP 55
- Costituito da 2 raspe per calli inossidabili
- In pratica confezione blister da appendere

- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125573089
- Cod. art.: 573.08

Kit di postvendita MP 28 / MP 55



Rotelle

- Per una pelle liscia e vellutata

- Per l'apparecchio: MP 28 / MP 55
- Composto da 2 rulli levigatori in carta abrasiva (a grana grossa e fine)
- In pratica confezione blister da appendere

- UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
- Cod. EAN: 4211125573072
- Cod. art.: 573.07



CM 50

Massaggio anticellulite

- Efficace massaggio dei tessuti connettivi
- Per una pelle visibilmente più soda



- Favorisce la circolazione nei diversi strati della pelle
- Semplice utilizzo a casa
- Impugnatura regolabile
- Forma ergonomica
- Rulli massaggianti rimovibili per facilitare la pulizia
- 2 livelli di intensità del massaggio

- UV: 3 Cartone di trasporto: 2 x 3
- Cod. EAN: 4211125590017
- Cod. art.: 590.01

FaceCare



Rendete luminosa la vostra pelle

Sentirsi belli vuol dire sentirsi bene. La gamma FaceCare di Beurer offre un programma davvero completo per la cura e il benessere. Una pelle del viso sana, pulita e uniforme illumina davvero il vostro sorriso! La nuova spazzola facciale garantisce una pulizia profonda, di cui potrete ammirare i luminosi risultati grazie allo specchio cosmetico BS 39.



POWER EFFECT

Aspetto meraviglioso,
pelle del viso impeccabile!
Con Beurer

FaceCare



Spazzola facciale Pureo Intense Cleansing

FC 96 – Spazzola facciale per la pulizia profonda

- Pulizia delicata e profonda per una pelle visibilmente più morbida e radiosa
- Con display LCD per indicazione stato batteria ricaricabile, sostituzione accessorio e velocità
- 2 livelli di rotazione: rotazione circolare e rotazione oscillante

Per una carica di bellezza sempre con sé

BS 39 – Specchio cosmetico illuminato con power bank*

- Un must per ogni borsa
- Con LED chiaro
- Power bank integrato per caricare smartphone, tablet, e-book, ecc., in mobilità



Spazzole facciali



Sauna per il viso



Microdermoabrasione



Specchio



* cellulare non incluso



Per un aspetto radioso e luminoso!

La pelle è lo specchio dell'anima. Una pelle liscia e uniforme non è solo sinonimo di un aspetto fresco e curato, ma vi regala anche fiducia in voi stesse. Ciò che prima era possibile solo in un centro estetico, ora, grazie alla gamma di prodotti FaceCare di Beurer potete farlo facilmente anche a casa vostra. Coccolate la vostra pelle con il programma di pulizia e cura del viso in 3 fasi: pulite la pelle con una spazzola facciale e rimuovete le particelle cutanee superflue con un peeling rivitalizzante grazie ai nostri apparecchi per microdermoabrasione, che favoriscono anche la circolazione sanguigna e stimolano il rinnovamento cellulare. Infine, con la nostra sauna per il viso nutrite la vostra pelle con il giusto grado di umidità. Potrete ammirare e analizzare attentamente la perfezione dei risultati ottenuti con i nostri specchi cosmetici!

1. FC 95 Pureo Deep Cleansing

2. FC 100 Pureo Derma Peel

3. FC 72 Pureo Ionic Hydration

COCCOLATEVI

Programma di pulizia e cura del viso in 3 fasi per il perfetto

beauty
day a casa



Pelle vellutata come una pesca

con le giuste
spazzole facciali



Il nostro assortimento di spazzole facciali si rivolge alle donne di ogni età ed è adatto a diversi tipi di pelle e abitudini di trattamento. Le nostre spazzole facciali elettriche puliscono molto più a fondo rispetto alla pulizia manuale. Grazie ad un'azione delicata e profonda, la pelle risulterà visibilmente più morbida, illuminando il vostro viso. Per tutte le nostre spazzole facciali sono disponibili kit di postvendita con diverse spazzole.




Beurer FaceCare ha molti volti

Il nostro assortimento è estremamente vario, per rispondere alle diverse esigenze in termini di bellezza e cura. Siamo sicuri che, con una pelle sana, ogni donna possa sentirsi bella e luminosa. I nostri prodotti FaceCare vi supportano in modo professionale, garantendovi un'efficacia reale.



Spazzola facciale

- Per la pulizia e la cura quotidiana del viso
- 2 livelli di rotazione
- 4 volte più accurata della pulizia manuale*



- Per una pelle sensibilmente più liscia e curata
- Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
- 2 velocità
- Interruttore On/Off illuminato per indicare il funzionamento
- Indicatore di carica con batterie quasi scariche
- Anello per appendere per una pratica conservazione
- Incl. spazzola morbida
- Funzionamento a batteria
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125605506
 • Cod. art.: 605.50



Kit di postvendita FC 45

Accessorio spazzola

- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 45



- Contiene una spazzola morbida
- Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
- In pratica confezione blister da appendere

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125605513
 • Cod. art.: 605.51



Spazzola facciale

- Per la pulizia e la cura quotidiana del viso
- Con 2 spazzole per un utilizzo versatile:
- 2 livelli di rotazione: rotazione circolare e rotazione oscillante



- 2 livelli di rotazione:
 - Rotazione circolare per una pulizia particolarmente delicata
 - Rotazione oscillante per una pulizia profonda per una pelle liscia e morbida
- Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
- 2 velocità
- 2 accessori spazzola: per tutti i tipi di pelle e per pelli sensibili
- Funzionamento a batteria
- Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125605247
 • Cod. art.: 605.24



Kit di postvendita FC 48

Accessorio spazzola - Regular

- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 48

- Contiene due spazzole per tutti i tipi di pelle
- Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
- In pratica confezione blister da appendere

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125605469
 • Cod. art.: 605.46

Kit di postvendita FC 48



Accessorio spazzola - Sensitiv

- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 48

- Contiene due spazzole per pelle sensibile
- Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
- In pratica confezione blister da appendere

• UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
 • Cod. EAN: 4211125605476
 • Cod. art.: 605.47





- Spazzola facciale**
- Pulizia delicata e profonda per una pelle visibilmente più morbida e radiosa
 - 2 livelli di funzionamento: vibrante e pulsante
 - Luce a LED blu contro le impurità della pelle



- 2 livelli di funzionamento:
 - Vibrazione per una pulizia particolarmente delicata
 - Pulsazione per una pulizia profonda, per una pelle liscia e morbida
- Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
- 3 velocità
- La luce a LED blu elimina rapidamente le impurità della pelle
- Efficace nelle prime 24 ore
- Indicatore batteria - batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Incl. spazzola morbida
- Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un utilizzo preciso in base alle porzioni di pelle
- Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min.
- Unità di carica - tempo di carica 6 ore

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125605063
 • Cod. art.: 605.06



- Accessorio spazzola**
- Da utilizzare con le spazzole per la pulizia del viso FC 65 Pureo Deep Clear e FC 96 Pureo Intense Cleansing
 - Contiene due spazzole
 - Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
 - In pratica confezione blister da appendere
 - Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
 • Cod. EAN: 4211125605087
 • Cod. art.: 605.08

Altre informazioni di prodotto

**IN PIÙ:
Trattamento
con luce a
LED blu**



L'utilizzo elimina rapidamente le impurità della pelle. I batteri reagiscono alla luce blu (415 nm) e vengono eliminati, i pori ricevono di nuovo sufficiente ossigeno.



- Cura del viso anti-aging**
- Forza anti-aging tangibile
 - La soluzione in 4 passaggi per una pelle visibilmente più liscia, fresca e sana
 - Inclusi Intensive Cleansing Milk e Advanced Hydrolift Cream




- La soluzione in 4 passaggi:
 - Pulizia della pelle intensa tramite disincrostazione. I principi attivi del latte detergente arrivano fino in profondità nella pelle grazie agli ioni ed eliminano le impurità*
 - Trattamento anti-aging tramite ionoforesi. I principi attivi antirughe agiscono in profondità nella pelle grazie agli ioni**
 - Funzione di riscaldamento attivante. Per una pelle morbida e liscia
 - Funzione di raffreddamento rivitalizzante. Stimola la pelle donandole un aspetto più fresco e sano***
- Display LCD
- Alimentazione dalla rete elettrica
- Crema postvendita 30 ml cod. art.: 163.392
- Latte postvendita 200 ml cod. art.: 163.394

• UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
 • Cod. EAN: 4211125606220
 • Cod. art.: 606.22



- Spazzola facciale**
- Pulizia delicata e profonda per una pelle visibilmente più morbida e radiosa
 - Effetto pulente fino a 6 volte più profondo rispetto alla pulizia manuale*
 - Con 4 spazzole per un utilizzo versatile:
 - 2 livelli di rotazione: rotazione circolare e rotazione oscillante



- 2 livelli di rotazione:
 - Rotazione circolare per una pulizia particolarmente delicata
 - Rotazione oscillante per una pulizia profonda per una pelle liscia e morbida
- Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
- 3 velocità
- Interruttore ON/OFF illuminato
- Forma ergonomica
- Spia di controllo per la visualizzazione della velocità
- Indicatore batteria - batteria ricaricabile agli ioni di litio
- 4 spazzole: per tutti i tipi di pelle, per pelli sensibili, per la pulizia dei pori in profondità e per un peeling profondo
- Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un utilizzo preciso in base alle porzioni di pelle
- Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min.
- Unità di carica - tempo di carica 6 ore

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125605551
 • Cod. art.: 605.55



- Accessorio spazzola - Regular**
- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 95 Pureo Deep Cleansing
 - Contiene due spazzole per tutti i tipi di pelle
 - Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
 - In pratica confezione blister da appendere
 - Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
 • Cod. EAN: 4211125605568
 • Cod. art.: 605.56



- Accessorio spazzola - Sensitiv**
- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 95 Pureo Deep Cleansing
 - Contiene due spazzole per pelli sensibili
 - Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
 - In pratica confezione blister da appendere
 - Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
 • Cod. EAN: 4211125605575
 • Cod. art.: 605.57



- Accessorio spazzola - Exfoliation**
- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 95 Pureo Deep Cleansing
 - Contiene due spazzole per peeling per rimuovere delicatamente le particelle di pelle in eccesso
 - Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
 - In pratica confezione blister da appendere
 - Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
 • Cod. EAN: 4211125605582
 • Cod. art.: 605.58



- Accessorio spazzola - Pureo Deep**
- Da utilizzare con la spazzola facciale FC 95 Pureo Deep Cleansing
 - Contiene una spazzola per la pulizia in profondità dei pori sviluppata appositamente per pelli grasse con pori dilatati
 - Sostituzione consigliata ogni 6 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
 - In pratica confezione blister da appendere
 - Consegna nel pratico espositore di vendita

• UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
 • Cod. EAN: 4211125605599
 • Cod. art.: 605.59


NOVITA
11 / 2017

FC 96 Pureo Intense Cleansing



Spazzola facciale

- Pulizia delicata e profonda per una pelle visibilmente più morbida e radiosa
- Con display LCD per indicazione stato batteria ricaricabile, sostituzione accessorio e velocità
- 2 livelli di rotazione: rotazione circolare e rotazione oscillante



- 2 livelli di rotazione:
 - Rotazione circolare per una pulizia particolarmente delicata
 - Rotazione oscillante per una pulizia profonda, per una pelle liscia e morbida
- Impermeabile (IPX 7) - utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
- 4 velocità
- Display LCD con indicazione stato batteria ricaricabile, sostituzione accessorio e velocità
- Incl. spazzola morbida
- Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un utilizzo preciso in base alle porzioni di pelle
- Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min.
- Unità di carica - tempo di carica 4 ore

- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125606022
- Cod. art.: 606.02

Kit di postvendita FC 65 / FC 96



Accessorio spazzola

- Da utilizzare con le spazzole per la pulizia del viso FC 65 Pureo Deep Clear e FC 96 Pureo Intense Cleansing
- Contiene due spazzole
- Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
- In pratica confezione blister da appendere
- Consegna nel pratico espositore di vendita

- UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
- Cod. EAN: 4211125605087
- Cod. art.: 605.08



Altre informazioni di prodotto FS 50

Multifunzione 3 in 1:
sauna per il viso, inalazione
e aromaterapia in un unico
apparecchio

Per una pulizia cosmetica del viso è indispensabile una sauna per il viso. L'umidità nutre la pelle e apre i pori. Ciò consente una pulizia dei pori più intensa e più in profondità. Inoltre i principi attivi applicati successivamente vengono assorbiti in modo ottimale e agiscono in profondità.

Bella e sana:
accessorio vapore separato

L'accessorio vapore separato in dotazione può essere utilizzato per l'inalazione per bocca e naso. Un rimedio naturale in caso di raffreddore o disturbi alle vie respiratorie che dà sollievo.

Ma la sauna per il viso FC 50 sa fare di più! Il serbatoio per essenze profumate può essere riempito con oli essenziali, consentendo così di utilizzare l'apparecchio per l'aromaterapia.

3 in 1 in breve:

- Pulizia cosmetica del viso
- Inalazione per bocca e naso
- Aromaterapia

FS 50



Sauna per il viso

- Per una bellezza sana
- Cura della pelle intensiva e inalazione



- Accessorio per sauna per il viso per la pulizia cosmetica del viso
- Apre i pori per una migliore pulizia
- Fornisce alla pelle la giusta umidità
- Accessorio vapore per l'inalazione da bocca e naso
- Serbatoio per essenze profumate
- Vapore a regolazione continua
- Evaporatore in alluminio di qualità
- 2 livelli di potenza
- 120 Watt
- Alimentazione dalla rete elettrica

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125605001
- Cod. art.: 605.00

FC 72 Pureo Ionic Hydration



Sauna per il viso agli ioni

- Idrata la pelle
- Tecnologia agli ioni per un'idratazione profonda
- Serbatoio dell'acqua rimovibile e lavabile in lavastoviglie



- Dilata i pori della pelle del viso
- Agisce in profondità
- Riattivante della circolazione
- Ugello regolabile
- Serbatoio dell'acqua rimovibile (100 ml)
- Serbatoio lavabile in lavastoviglie
- Spia di controllo
- Incl. misurino
- Funzione a ioni attivabile
- Spegnimento automatico
- Interruttore On/Off: sensore tattile
- 260 Watt
- Alimentazione dalla rete elettrica

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125605056
- Cod. art.: 605.05





FC 76

Microdermoabrasione

- La tecnologia utilizzata dai centri estetici dona una pelle morbida
- Con doppio effetto per una pelle più liscia e giovane



- Doppia azione:
- Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente le particelle di pelle in eccesso
 - Il massaggio a pressione attivante favorisce la circolazione sanguigna e stimola il rinnovamento cellulare
- Semplice e sicuro utilizzo a casa
 - 2 livelli di intensità
 - Spia di controllo
 - 3 accessori di alta qualità con rivestimento in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: accessorio a grana fine , accessorio ruvido, accessorio di precisione
 - Incl. 20 filtri di ricambio
 - Postvendita filtri di ricambio 10 pz. Cod. art.: 163.660
 - Alimentazione dalla rete elettrica


• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x
 • Cod. EAN: 4211125606589
 • Cod. art.: 606.58



FC 100 Pureo Derma Peel

Microdermoabrasione

- Per un peeling professionale della pelle del viso a casa
- La tecnologia utilizzata dai centri estetici dona una pelle morbida
- Con doppio effetto per una pelle più liscia e giovane



- Doppia azione:
- Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente le particelle di pelle in eccesso
 - Il massaggio a pressione attivante favorisce la circolazione sanguigna e stimola il rinnovamento cellulare
- Unità professionale per un utilizzo semplice e sicuro a casa
 - 5 livelli di intensità per un adattamento personalizzato in base alla propria tipologia di pelle
 - Pulsante di apertura illuminato
 - Spia di controllo
 - 3 accessori di alta qualità con rivestimento in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: accessorio a grana fine , accessorio ruvido, accessorio di precisione
 - Incl. 20 filtri di ricambio
 - Postvendita filtri di ricambio 20 pz. Cod. art.: 163.545
 - Con specchio integrato
 - Alimentazione dalla rete elettrica

• UV: 3 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125606671
 • Cod. art.: 606.67



BS 39



Specchio cosmetico illuminato con power bank

- Specchio per borsetta illuminato
- Power bank integrato da 3.000 mAh, per caricare smartphone, tablet, e-book, ecc., in mobilità



- Cromatura di alta qualità
- Luce a LED chiara e uniforme
- 2 superfici a specchio
- Normale/ingrandimento 3x
- Con illuminazione a LED automatica all'apertura dello specchio
- Diametro superficie specchio: 7 cm
- Con cavo micro-USB per caricare il power bank
- Con indicatore a LED della capacità
- Funzione di carica tramite 1 porta d'ingresso micro-USB
- Porta di uscita USB: 1 da 5 V/2,4 A
- Funzionamento a batteria ricaricabile: batteria ricaricabile ai polimeri di litio
- Tempo di carica ca. 4 ore

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4x4
 • Cod. EAN: 4211125585020
 • Cod. art.: 585.02



BS 49

Specchio cosmetico illuminato

- Design in bianco opaco
- Con 12 LED



- Cromatura di alta qualità
- Luce a LED luminosa con 12 LED
- 2 superfici a specchio ruotabili
- Normale/ingrandimento 5x
- Diametro superficie specchio: 11 cm
- Funzionamento a batteria
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125584016
 • Cod. art.: 584.01



BS 55

Specchio cosmetico illuminato

- Con sensore tattile
- Funzione di regolazione continua della luminosità
- Con 18 LED



- Cromatura di alta qualità
- Luce a LED luminosa con 18 LED
- 2 superfici a specchio ruotabili
- Normale/ingrandimento 7x
- Diametro superficie specchio: 13 cm
- Intensità della luce impostabile
- Spegnimento automatico dopo 15 min.
- Funzionamento a batteria
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 6 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125654863
 • Cod. art.: 654.86

HairCare

Casual o elegante: i prodotti StylePro garantiscono sempre un look alla moda

Sfoggiate un look indimenticabile come se foste appena uscite dal parrucchiere: con la nostra serie Profi HairCare StylePro potete farlo facilmente a casa vostra. Potete cambiare ogni giorno e a seconda dell'umore, passando dai ricci sbarazzini alle onde naturali, fino ai seducenti capelli lisci. I capelli vengono trattati al meglio, acquistando ancora più lucentezza grazie all'innovativa tecnologia a ioni.



ACCONCIATURE
SEMPLICI

Acconciature da professionisti
con prodotti innovativi
grazie a

StylePro

Combinazione super: funzionale e alla moda

HC 55 – Asciugacapelli per look semplici e alla moda

- Funzione riavvolgifiло: premendo un pulsante il cavo si riavvolge nell'asciugacapelli.
- Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
- Potenza 2000 Watt



Asciugacapelli
186



Piastra stiracapelli



Spazzola ad aria calda



Arricciacapelli



Spazzola multifunzione



Capelli curati in qualsiasi occasione

Lucentezza e morbidezza grazie alla tecnologia a ioni: le due nuove spazzole di Beurer non possono mancare in nessun bagno.



Capelli lisci e lucenti con un solo colpo di spazzola

HS 60 – Spazzola lisciante

- Capelli lisci con un solo colpo di spazzola
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
- Potenza 50 Watt



LE BELLE NOTIZIE RADDOPPIANO

Lucentezza e morbidezza in caso di vento e maltempo grazie a due


must have di bellezza
per la casa e il viaggio



Lucentezza e morbidezza per capelli sempre in ordine

HT 10 – Spazzola districante agli ioni

- Funzione agli ioni attivabile per capelli morbidi e lucenti
- Disticca i capelli in modo semplice e delicato
- Batterie incluse (2 x AAA)



Capelli disordinati?

Con questi due prodotti speciali, potrete districare i capelli senza tirare.




beauty



HC 25

Asciugacapelli da viaggio

- Utilizzabile ovunque
- Funzione a ioni integrata
- Potenza 1600 Watt



- 2 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Colpo di freddo per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 1200 / 1600 Watt
- Commutazione di tensione 110/220-240 V per utilizzo universale
- Impugnatura pieghevole ergonomica - compatta e maneggevole
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125591137
 • Cod. art.: 591.13




HC 30

NOVITÀ
09 / 2017

Asciugacapelli

- Design moderno - cromatura di pregio
- Potenza 2200 Watt



- 3 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Colpo di freddo per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 2400 Watt
- 220-240 V
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Superficie Soft Touch


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125586201
 • Cod. art.: 586.20



HC 50

Asciugacapelli

- Funzione Triple Ionic - tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
- La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore
- Potenza 2200 Watt



- 3 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Colpo di freddo bloccabile per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 2200 Watt
- 220-240 V
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Diffusore volumizzante
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125591144
 • Cod. art.: 591.14



HC 55

NOVITÀ
09 / 2017

Asciugacapelli

- Funzione riavvolgifilo: il cavo si riavvolge in modo semplice e veloce nell'asciugacapelli.
- Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
- Potenza 2000 Watt



- 3 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Colpo di freddo per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 2000 Watt
- 220-240 V
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Diffusore volumizzante
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125586218
 • Cod. art.: 586.21



HC 60

Asciugacapelli

- Risparmio energetico e comfort ai massimi livelli
- Sensore tattile - l'asciugacapelli si accende e si spegne automaticamente con il tocco
- Tecnologia ECO - consumo di 1400 Watt con un risultato di 2000 Watt



- 3 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Indicatore di funzionamento LED
- Colpo di freddo bloccabile per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 1400 Watt (risultato: 2000 Watt)
- 220-240 V
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Diffusore volumizzante
- Superficie Soft Touch


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125591328
 • Cod. art.: 591.32



HC 80

Asciugacapelli

- Funzione Triple Ionic - tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
- Motore CA professionale per massima potenza e lunga durata
- La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore
- Potenza 2200 Watt



- 3 livelli di riscaldamento
- 2 livelli di ventilazione
- Colpo di freddo bloccabile per fissare l'acconciatura
- Dispositivo antisurriscaldamento automatico
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 2200 Watt
- 220-240 V
- Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
- Stretta bocchetta professionale
- Diffusore volumizzante
- Motore CA
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125591151
 • Cod. art.: 591.15






HS 30

Piastra stiracapelli

- Il rivestimento in ceramica alla tormalina assicura una stiratura particolarmente delicata
- Piastre arrotondate per capelli lisci o ondulati




- Livelli di temperatura variabili (100-200 °C) adatti a ogni tipo di capello
- Piastre riscaldanti flessibili - per i migliori risultati con una sola passata
- Riscaldamento rapido - utilizzo immediato
- Indicatore di funzionamento a LED
- Arresto di sicurezza automatico
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 45 Watt
- 100-240 V
- Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
- Piastre arrotondate per creare onde e boccoli
- Superficie Soft Touch
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125591120
- Cod. art.: 591.12



HS 40

Piastra stiracapelli

- Controllo della temperatura a più livelli con indicatore LED
- Il rivestimento in ceramica alla tormalina assicura una stiratura particolarmente delicata




- Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) adatti a ogni tipo di capello
- Riscaldamento rapido - utilizzo immediato
- Indicazione della temperatura a LED
- Arresto di sicurezza automatico
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 40 Watt
- 220-240 V
- Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
- Superficie Soft Touch
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125591113
- Cod. art.: 591.11



HS 80

Piastra stiracapelli

- Funzione Triple Ionic - tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
- Rivestimento in titanio per proteggere i capelli
- Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento
- La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore



- Livelli di temperatura variabili (120-200 °C) adatti a ogni tipo di capello
- Funzione Memory - per memorizzare la temperatura impostata
- Piastre riscaldanti flessibili - per i migliori risultati con una sola passata
- Riscaldamento rapido - utilizzo immediato
- Display LED
- Arresto di sicurezza automatico
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 45 Watt
- 220-240 V
- Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
- Blocco tasti - per bloccare la temperatura impostata
- Custodia resistente al calore
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125591007
- Cod. art.: 591.09



HT 10

Spazzola districante agli ioni

- Funzione agli ioni attivabile per capelli morbidi e lucenti
- Districa i capelli in modo semplice e delicato



- Funzione a ioni attivabile
- Funzionamento a batteria
- Batterie incluse (2 x AAA)
- Superficie Soft Touch
- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125591076
- Cod. art.: 591.07




HS 60

Spazzola lisciante

- Capelli lisci con un solo colpo di spazzola
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
- Potenza 45 Watt



- Livelli di temperatura variabili (120-200 °C) adatti a ogni tipo di capello
- Riscaldamento rapido - utilizzo immediato
- Display LED
- Arresto di sicurezza automatico
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 45 Watt
- 100-240 V
- Superficie Soft Touch
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125591106
- Cod. art.: 591.10





HT 50

Spazzola ad aria calda

- 3 in 1 per capelli morbidi e flessuosi, ricchi di volume e corposità
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Potenti spazzole multifunzione da 1000 W
- Funzione a ioni integrata



- 3 accessori intercambiabili:
Spazzola rotonda* per onde morbide e flessuose
Spazzola termica*: per volume e corposità
Concentratore: per una facile asciugatura
- 2 livelli di riscaldamento e di ventilazione
- Colpo di freddo bloccabile e variabile per fissare l'acconciatura
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 1000 Watt
- 220-240 V
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125591168
• Cod. art.: 591.16



HT 55

Arricciacapelli

- Ricci e onde voluminosi, classici e morbidi con una sola passata
- Tecnologia Simple Curl
- Controllo della temperatura a più livelli con indicatore LCD
- Il rivestimento in ceramica alla tormalina assicura un'acconciatura particolarmente delicata



- Livelli di temperatura variabili (100-200 °C) adatti a ogni tipo di capello
- Riscaldamento rapido - utilizzo immediato
- Indicazione della temperatura su display LCD
- Arresto di sicurezza automatico
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 35-40 Watt
- 100-240 V
- Blocco tasti - per bloccare la temperatura impostata
- Superficie Soft Touch


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125591304
• Cod. art.: 591.30



HT 60

Spazzola multifunzione

- Multifunzione 7 in -1 per ogni stile
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Con 7 accessori intercambiabili



- 7 accessori intercambiabili:
Piastra liscia*: per capelli lisci e curati
Piastra frisè*: per capelli ondulati
Spazzola: per morbide onde
Spirale: per boccoli
Arricciacapelli grande: per ricci voluminosi
Arricciacapelli piccolo: per ricci delicati
Arricciacapelli piatto: per ricci ben definiti
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- 25 Watt
- 220-240 V
- Sistema Easy Lock per la semplice sostituzione degli accessori
- Impugnatura ergonomica
- Superficie Soft Touch


• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125591175
• Cod. art.: 591.17



HT 80


Spazzola rotante ad aria calda

- Rotazione automatica per una semplice acconciatura in pochi secondi
- Per creare volume e onde morbide
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Potenti spazzole multifunzione da 1000 W
- Funzione a ioni integrata



- 2 accessori intercambiabili:
Spazzola termica*: per volume e corposità
Spazzola per ricci*: per onde e ricci morbidi e lucidi
- 2 livelli di riscaldamento e di ventilazione
- Colpo di freddo per fissare l'acconciatura
- Giunto a cerniera a 360° - per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
- Anello di aggancio - per una facile sistemazione
- Max. 1000 Watt
- 220-240 V
- Superficie Soft Touch

• UV: 4 Cartone di trasporto: -
• Cod. EAN: 4211125591199
• Cod. art.: 591.19



Babycare

Ciao, sono qui! Crescere sano e in forma con Beurer Babycare

La collezione Babycare di Beurer comprende una gamma di prodotti specifici per tutte le esigenze del bambino e per aiutare al meglio i genitori nell'appassionante avventura di crescere un figlio. La gamma offre prodotti che rispondono a ogni necessità, dall'alimentazione alla salute e cura del corpo fino alla sicurezza. Tiralatte manuali ed elettrici, scaldapappe e scaldabiberon, uno sterilizzatore a vapore e il babyphone danno una sensazione di sicurezza a tutta la famiglia.

BUON APPETITO
PICCOLINO MIO

Un pratico aiuto per uno
sviluppo **sano**



BY 70 Dual
Tiralatte elettrico doppio



babycare



Babyphone
196



Febbre



Peso



Tiralatte



Alimentazione



BY 60 Tiralatte elettrico con accessori
completi e una pratica custodia
Tiralatte elettrico BY 40
Tiralatte manuale BY 15



Tranquilli a casa e in viaggio

La vasta gamma di babyphone spazia dai modelli analogici a quelli digitali fino agli apparecchi supportati da app, rivelandosi sempre la scelta giusta per la vostra sicurezza. Grazie alla videocamera WLAN HD integrata nei nostri babyphone BY 99 e BY 88 avrete tutto sotto controllo. Che si tratti di monitorare il proprio bambino, assistere anziani o di un apparecchio di monitoraggio degli ambienti: la connessione via WLAN mediante il router WLAN di casa consente un controllo costante tramite smartphone, tablet o PC.

Babyphone BY 33

BY 77 Babyphone video

BY 84 Babyphone analogico

BY 99 Dual Baby Video Monitor 2 in 1

BY 88 Smart Monitor Baby Care

PICCOLO AMICO, GRANDE SICUREZZA
Compagni sicuri a casa e in viaggio

MODALITÀ ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni luminose ridotte

Tutti i nostri babyphone sono dotati di una modalità ECO+, sinonimo di sicurezza e qualità ai massimi livelli. Con la modalità ECO+ è possibile ridurre al minimo la trasmissione tra l'unità del bambino e quella dei genitori mentre il bambino è tranquillo, in modo da tutelarlo e non sottoporlo a radiazioni non necessarie.




- Babyphone**
- Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni luminose ridotte
 - LED colorato



- Comunicazione a una via
- Subito pronto per l'uso
- 120 canali
- Trasmissione digitale
- Controllo ottico del livello di rumore
- Portata fino a 300 m
- Controllo della portata con segnale acustico
- Regolazione del volume su 5 livelli
- Frequenza di trasmissione: 1,8 GHz
- Batteria Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori
- Allarme per sostituzione batterie
- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125952600
- Cod. art.: 952.60



- Babyphone video**
- Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni luminose ridotte
 - LCD a colori e LED colorati
 - 5 ninnenanne a scelta
 - Videosorveglianza automatica anche al buio grazie alla funzione di visione notturna ad infrarossi



- Display LCD a colori da 1,8"
- Funzione parla/ascolta
- Possibilità di spegnere l'LCD (modalità di risparmio energetico)
- Funzione zoom digitale
- 5 ninnenanne, impostabili dall'unità genitore
- 23 canali
- Indicazione della temperatura
- Trasmissione digitale
- Controllo ottico del livello di rumore
- Portata fino a 300 m
- Controllo della portata con segnale acustico
- Luminosità impostabile
- Regolazione del volume su 5 livelli
- Pratico fissaggio a parete per la videocamera
- Fotocamera ruotabile manualmente
- Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio per unità genitore e 2 alimentatori
- Allarme per sostituzione batterie
- Compatibile con max 4 videocamere
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125952624
- Cod. art.: 952.62
- Cod. art. videocamera supplementare: 163.569



- Babyphone analogico**
- Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni luminose ridotte
 - Indicazione dello stato del bambino sul display: indicatore con bambino che dorme, piange o è sveglia
 - La visualizzazione cambia a seconda della situazione



- Display LCD retroilluminato in blu 26 x 16 mm
- Comunicazione a una via
- Spegnimento automatico dell'LCD in caso di silenzio (modalità di risparmio energetico)
- 16 suoni pilota
- 2 canali per una trasmissione pressoché indisturbata
- Trasmissione analogica
- Controllo ottico del livello di rumore
- Portata molto elevata fino a 800 m
- Controllo della portata con segnale acustico + visivo
- Regolazione continua della sensibilità
- Regolazione continua del volume
- Pratica clip per cintura e fissaggio a parete
- Frequenza di trasmissione: 864 MHz
- Batteria Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori
- Indicatore del canale selezionato
- Indicazione dello stato delle batterie
- UV: 6 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125952082
- Cod. art.: 952.08



Altre informazioni di prodotto



Funzione di visione notturna a infrarossi

Oltre alla connessione WLAN, entrambi i prodotti BY 88 Smart e BY 99 Dual sono dotati di visione notturna a infrarossi. In questo modo il passaggio da modalità luce diurna a visione notturna è automatico.



Unità genitore separata

Il nostro Baby Video Monitor 2 in 1 BY 99 Dual è dotato di unità genitore separata per un utilizzo con radiazioni ridotte a casa e può essere utilizzato anche in viaggio mediante smartphone, tablet o PC. Ciò consente un utilizzo versatile e garantisce una bella sensazione in generale.



Videocamera WLAN HD

La videocamera WLAN HD in entrambi gli apparecchi consente libertà di utilizzo per le diverse esigenze. Che si tratti di sorvegliare bambini o di monitorare anziani e ambienti.



Monitor Baby Care


- Tutto sotto controllo grazie alla videocamera WLAN mediante smartphone, tablet, PC ecc.
- Utilizzo illimitato a casa e in viaggio
- Utilizzo continuo anche come apparecchio di monitoraggio degli ambienti
- Videosorveglianza automatica anche al buio grazie alla funzione di visione notturna ad infrarossi

Baby Video Monitor 2 in 1

- Utilizzo con tradizionali unità genitore in modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni luminose ridotte
- Tutto sotto controllo grazie alla videocamera WLAN mediante smartphone, tablet, PC ecc.
- Utilizzo continuo anche come apparecchio di monitoraggio degli ambienti
- Videosorveglianza automatica anche al buio grazie alla funzione di visione notturna ad infrarossi

Alimentatore certificato GS (Geprüfte Sicherheit)

Alimentatore certificato GS (Geprüfte Sicherheit)





- Trasmissione dell'immagine sul proprio dispositivo
- Funzione parla/ascolta
- Allarme rumore/movimento e allarme temperatura
- Avviso automatico sullo smartphone
- Funzione zoom digitale
- 5 ninnenanne
- Accesso possibile mediante diversi dispositivi
- Per l'utilizzo è necessario un router WLAN
- Possibilità di registrare manualmente foto e video (memorizzazione locale)
- Portata illimitata (utilizzo di Internet)
- Pratico fissaggio a parete della videocamera
- Fotocamera ruotabile manualmente
- Alimentatore
- Compatibile con max 4 videocamere
- Download gratuito dell'app "beurer CareCam"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
- Piena funzionalità con l'app "beurer CareCam"
- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125952648
- Cod. art.: 952.64

- Display LCD a colori da 2,4" (unità genitore)
- Funzione parla/ascolta
- Allarme rumore/movimento e allarme temperatura
- Avviso automatico sullo smartphone
- Funzione zoom digitale
- 5 ninnenanne
- Accesso possibile mediante diversi dispositivi
- Possibilità di registrare manualmente foto e video (memorizzazione locale)
- Portata: 300 m; illimitata (Internet)
- Impostazione del volume regolabile
- Pratico fissaggio a parete della videocamera
- Fotocamera ruotabile manualmente
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio per unità genitore e 2 alimentatori
- Allarme sostituzione batterie (unità genitore)
- Compatibile con max 4 videocamere
- Download gratuito dell'app "beurer CareCam"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e Bluetooth® 4.0
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125952662
- Cod. art.: 952.66
- Cod. art. videocamera supplementare: 163.752



Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile
- Affidabilità comprovata



- Durata di misurazione ca. 10 sec.
- Tecnologia di misurazione a contatto
- Allarme febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
- Indicazione in °C e °F
- Punta e display impermeabili
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile
- Precisione di misurazione: ±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F) ±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C; 42,1 °C-42,9 °C (±0,3 °F: 89,6 °F-95,7 °F; 107,8 °F-109,2 °F)
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con tappo di protezione
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- Incl. espositore di vendita
- UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
- Cod. EAN: Monkey 4211125950040
- Cod. art.: Monkey 950.04
- Cod. EAN: Frog 4211125950057
- Cod. art.: Frog 950.05
- Cod. EAN: Dog 4211125950064
- Cod. art.: Dog 950.06



Ciuccio con termometro

- Misurazione orale delicata
- Ideale per neonati e bambini piccoli



- Indicazione in °C
- Senza mercurio, senza vetro
- Disinfettabile/impermeabile
- Precisione di misurazione: ± 0,1 °C da 35 °C a 42 °C
- 1 posizione di memoria
- Spegnimento automatico
- Segnale acustico di fine misurazione
- Dispositivo medico
- Con tappo di protezione
- Incl. 1 batteria da 1,5 V LR41
- UV: 12 Cartone di trasporto: 10 x 12
- Cod. EAN: 4211125950026
- Cod. art.: 950.02



Bilancia pesaneonati

- Funzione fermo-pesata automatica e manuale per pesare il neonato che si muove



- Ampio display LCD (altezza cifre: 23 mm)
- Superficie d'appoggio bombata
- Funzione fermo-pesata
- Tecnologia di accensione: Button-On
- Portata: 20 kg
- Graduazione: 5 g
- Commutazione kg / lb / oz
- Facile da pulire
- Piedini in gomma antiscivolo
- Spegnimento automatico
- 2 batterie AA da 1,5 V
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125956059
- Cod. art.: 956.05

BY 15

**Tiralatte manuale**

- Pratico e delicato con due livelli di estrazione
- Leggero e semplice da usare
- Per un'estrazione occasionale o in viaggio



- Design compatto per un'ottima maneggevolezza
- Con un biberon, accessorio di estrazione, tappo a vite per il biberon, supporto per biberon e tettarella in silicone per un facile allattamento incl. coperchio

- Coppa in silicone (dimensione normale) con superficie confortevole per un utilizzo delicato
- Adattatore per biberon Avent e NUK

- Accessori disinfettabili
- Dispositivo medico

- Tecnologia del vuoto

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125953041
- Cod. art.: 953.04

BY 40

**Tiralatte elettrico**

- Simulazione della poppata naturale
- Estremamente comodo grazie a 10 livelli di stimolazione e 10 livelli di estrazione
- Funzione Memory per una modalità personalizzata
- Display chiaro e illuminato
- Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
- Con indicatore della durata di utilizzo



- Design compatto per un'ottima maneggevolezza
- Con un biberon e tappo a vite per il biberon

- Coppa in silicone (dimensione normale) con superficie confortevole per un utilizzo delicato
- Adattatore per biberon Avent e NUK
- Piedini in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza di appoggio

- Accessori disinfettabili
- Dispositivo medico
- Spegnimento automatico dopo 30 min.

- Tecnologia del vuoto
- Funzionamento con alimentatore o batteria
- Indicazione dello stato delle batterie
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

- Accessori postvendita Cod. art. 953.15: accessorio di estrazione in silicone incl. valvola, coppa in silicone, tubo e biberon con tappo
- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125953065
- Cod. art.: 953.06

BY 60

**Tiralatte elettrico**

- Simulazione della poppata naturale
- Estremamente comodo grazie a 10 livelli di stimolazione e 10 livelli di estrazione
- Funzione Memory per una modalità personalizzata
- Display chiaro e illuminato
- Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
- Con accessori completi:
- Inclusa pratica custodia



- Design compatto per un'ottima maneggevolezza
- Con 2 biberon, tappo a vite per i biberon, supporto per biberon e tettarella in silicone per un facile allattamento incl. coperchio

- Tiralatte manuale da utilizzare a casa o in viaggio
- Coppe in silicone (dimensione normale + piccola) con superficie confortevole per un utilizzo delicato
- Adattatore per biberon Avent e NUK
- Piedini in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza di appoggio

- Accessori disinfettabili
- Dispositivo medico
- Spegnimento automatico dopo 30 min.

- Facile conservazione nella pratica custodia a casa e in viaggio
- Tecnologia del vuoto
- Funzionamento con alimentatore o batteria
- Indicazione dello stato delle batterie
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore
- Accessori postvendita Cod. art. 953.15: accessorio di estrazione in silicone incl. valvola, coppa in silicone, tubo e biberon con tappo

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125953072
- Cod. art.: 953.07

BY 70 Dual

**Tiralatte elettrico doppio**

- Simulazione della poppata naturale
- Estremamente comodo grazie a 10 livelli di stimolazione e 10 livelli di estrazione
- Funzione Memory per una modalità personalizzata
- Display chiaro e illuminato
- Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
- Con accessori completi:
- La doppia estrazione consente di ottenere più latte in meno tempo



- Design compatto per un'ottima maneggevolezza
- Con 2 biberon, tappi a vite per biberon, 2 supporti per biberon e una tettarella in silicone per un facile allattamento incl. coperchio

- Per estrazione doppia e singola
- Tiralatte manuale da utilizzare a casa o in viaggio
- Coppa in silicone (dimensione normale) con superficie confortevole per un utilizzo delicato
- Adattatore per biberon Avent e NUK
- Piedini in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza di appoggio

- Accessori disinfettabili
- Dispositivo medico
- Spegnimento automatico dopo 30 min.

- Facile conservazione nella pratica custodia a casa e in viaggio
- Tecnologia del vuoto
- Funzionamento con alimentatore o batteria
- Indicazione dello stato delle batterie
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore
- Accessori postvendita Cod. art. 953.15: Accessorio di estrazione, tubo per l'estrazione singola e biberon con coperchio

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125953096
- Cod. art.: 953.09

BY 52

**Scaldapappe e scaldabiberon**

- 2 in 1: riscaldamento e mantenimento in caldo di pappe
- Indicazione della temperatura digitale



- Con display LED
- Riscaldamento graduale e uniforme delle pappe
- Con cestello per inserire ed estrarre i vasetti con facilità
- Adatto a tutti i tipi di biberon e vasetti in commercio

- Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie
- Con coperchio

- Segnale ottico e spia di controllo

- 80 Watt
- Disinserimento automatico

- UV: 4 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125954024
- Cod. art.: 954.02

BY 76

**Sterilizzatore a vapore**

- Eliminazione di tutti i batteri quotidiani dannosi
- Con display digitale per una facile lettura della durata di sterilizzazione residua



- Con display LED
- Disinfetta fino a 6 biberon con accessori in 7 minuti
- Sterilizzazione garantita per 3 ore con tappo chiuso
- Sterilizzazione senza additivi chimici

- Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie
- Pinza, cestello per biberon estraibile e misurino
- Segnale acustico e ottico

- Avvolgimento cavo
- 500 Watt
- Disinserimento automatico

- UV: 2 Cartone di trasporto: -
- Cod. EAN: 4211125953089
- Cod. art.: 953.08

Sport e attività



Il movimento per una vita sana

Che si tratti di fare jogging, camminare, andare in bicicletta o nuotare: l'attività fisica fa bene al corpo. Per principianti, sportivi e professionisti, vi offriamo una vasta gamma di prodotti utili per supportarvi nelle vostre attività! Il sensore di attività di tendenza AS 87 vi accompagna durante il giorno, dandovi una motivazione in più per uno stile di vita attivo. Oltre a rilevare l'attività fisica e le ore di sonno, il sensore di attività segnala chiamate, SMS e messaggi in arrivo. Ma la ciliegina sulla torta è il "Move Reminder", il promemoria di movimento che vi motiva ancora di più!



GIOIA DI VIVERE

Sensore di attività e registrazione del sonno in un prodotto di tendenza

TOP



Comodo rilevamento 24 ore su 24

Sensore di attività AS 87 – ogni passo conta

- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- Valori sempre sotto controllo con l'app "beurer HealthManager"
- Bluetooth® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone



Sensori di attività
204




Rilevazione della frequenza cardiaca con smartphone



Cardiofrequenzimetri





Sensore di attività

- Attività fisica - ogni passo conta
- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone



- Registrazione dell'attività e del sonno e trasmissione dei dati allo smartphone
- Rilevamento dell'attività: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, durata dell'attività, consumo di grassi, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica
- Rilevamento del sonno: registra il movimento durante il sonno e la durata del sonno
- Indicatore dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile
- Capacità di memoria per 30 giorni / 7 notti
- Massimo comfort
- Funzione sveglia: vibrazione
- Display XL OLED
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Protezione antispruzzo
- Fornitura: sensore di attività a forma di bracciale AS 80 e cavo di ricarica
- Piena funzionalità con le app "beurer HealthManager" o "beurer BodyShape"
- Download gratuito dei software e delle app "beurer HealthManager" e "beurer BodyShape"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: 4211125676407
 • Cod. art.: 676.40



Sensore di attività

- Attività fisica - ogni passo conta
- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone
- Disponibile in arancione, verde e viola



- Registrazione dell'attività e del sonno e trasmissione dei dati allo smartphone
- Rilevamento dell'attività: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, durata dell'attività, consumo di grassi, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica
- Rilevamento del sonno: registra il movimento durante il sonno e la durata del sonno
- Indicatore dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile
- Capacità di memoria per 30 giorni / 7 notti
- Massimo comfort
- Funzione sveglia: vibrazione
- Display XL OLED
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Protezione antispruzzo
- Fornitura: sensore di attività a forma di bracciale AS 80 C e cavo di ricarica
- Piena funzionalità con le app "beurer HealthManager" o "beurer BodyShape"
- Download gratuito dei software e delle app "beurer HealthManager" e "beurer BodyShape"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Arancione: 4211125676414
 • Cod. art.: Arancione: 676.41



Per info prodotto vedi colonna sinistra

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Verde: 4211125676469
 • Cod. art.: Verde: 676.46
 • UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Viola: 4211125676483
 • Cod. art.: Viola: 676.48



Sensore di attività

- Attività fisica - ogni passo conta
- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- Valori sempre sotto controllo con l'app "beurer HealthManager"
- *Bluetooth*® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone
- Disponibile in turchese, lilla, bianco e rosa
- Particolarmente adatto a polsi dalla circonferenza ridotta




- Registrazione dell'attività e del sonno e trasmissione dei dati allo smartphone
- Rilevamento dell'attività: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, durata dell'attività, consumo di grassi, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica
- Rilevamento del sonno: registra il movimento durante il sonno e la durata del sonno
- Indicatore dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile
- Capacità di memoria per 30 giorni / 7 notti
- Massimo comfort
- Funzione sveglia: vibrazione
- Display XL OLED
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Protezione antispruzzo
- Fornitura: sensore di attività a forma di bracciale AS 81 BodyShape e cavo di ricarica
- Piena funzionalità con le app "beurer BodyShape" e "beurer HealthManager"
- Download gratuito dei software e delle app "beurer HealthManager" e "beurer BodyShape"
- Compatibile con iOS 8.0 e Android™ 4.4, e *Bluetooth*® 4.0

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Turchese: 4211125676377
 • Cod. art.: Turchese: 676.37



Per info prodotto vedi colonna sinistra

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Lilla: 4211125676360
 • Cod. art.: Lilla: 676.36
 • UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: bianco: 4211125676384
 • Cod. art.: bianco: 676.38
 • UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
 • Cod. EAN: Rosa: 4211125676353
 • Cod. art.: Rosa: 676.35




Altre informazioni di prodotto

Sotto controllo giorno e notte

La funzione di registrazione del sonno integrata registra l'attività fisica anche durante la notte. L'intera durata del sonno viene registrata, e la sua qualità analizzata.

Registrate la vostra attività durante la giornata e rilevate i seguenti fattori: numero di passi, tragitto percorso, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica. Vengono inoltre calcolati il consumo di calorie e di grassi.

Tutti i dati personali vengono registrati costantemente. Se lo si desidera, è possibile inviarli anche al proprio smartphone. A tale scopo scegliete una delle app gratuite: "beurer HealthManager" o "beurer BodyShape". Moderne nella grafica e facili da usare, forniscono una panoramica dell'attività. Lasciatevi motivare e avvicinatevi sempre di più ai vostri obiettivi!



AS 87 Bluetooth®




NOVITA
12/2017
★



Sensore di attività

- Attività fisica - ogni passo conta
- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- Bluetooth® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone
- Notifiche di chiamate, SMS e messaggi



- Registrazione dell'attività e del sonno e trasmissione dei dati allo smartphone
- Rilevamento dell'attività: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica
- Rilevamento del sonno: registra il movimento durante il sonno e la durata del sonno
- Indicatore della data, dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile
- Capacità di memoria per 15 giorni / 15 notti
- Promemoria movimento
- Funzione sveglia: vibrazione
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Impermeabilità: 3 ATM
- Fornitura: sensore di attività a forma di bracciale AS 87 e cavo di ricarica
- Funzione di ricerca integrata (AS 87/smartphone)
- Scatto a distanza per la fotocamera dello smartphone
- Notifiche di chiamate, SMS e messaggi

• Piena funzionalità con l'app "beurer HealthManager"

• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
• Cod. EAN: 4211125676568
• Cod. art.: 676.56

AS 95 Pulse Bluetooth®



Sensore di attività

- Attività fisica - ogni passo conta
- Misurazione del battito al polso tramite sensore ottico
- Notifiche di chiamate, SMS e messaggi
- Registrazione del sonno - Analisi del sonno
- Bluetooth® per la trasmissione dei dati al proprio smartphone



- Registrazione dell'attività e del sonno e trasmissione dei dati allo smartphone
- Rilevamento dell'attività: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, durata dell'attività e raggiungimento dell'obiettivo quotidiano relativo all'attività fisica
- Rilevamento del sonno: registra il movimento durante il sonno e la durata del sonno
- Indicatore della data, dell'ora e dello stato della batteria ricaricabile
- Capacità di memoria per 30 giorni / 30 notti
- Live tracking della frequenza cardiaca mediante Runtastic ecc.
- Funzione sveglia: vibrazione
- Massimo comfort
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Protezione antispruzzo
- Fornitura: sensore di attività a forma di bracciale AS 95 e cavo di ricarica
- Piena funzionalità con l'app "beurer HealthManager"

• UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
• Cod. EAN: 4211125676551
• Cod. art.: 676.55



Altre informazioni di prodotto



Tre in uno

Sensore di attività, orologio sensore di attività o cardiofrequenzimetro? Meglio tutti e tre!

Il nuovo sensore di attività AS 95 registra l'attività durante l'esercizio fisico e il sonno e misura anche la frequenza cardiaca. Inoltre vi informa tempestivamente su chiamate, SMS e messaggi.



TENDENZA RILEVAMENTO
Sensore di attività al posto del
**PERSONAL
TRAINER**



active

PM 235 2 in 1



Fascia toracica

- Compatibile con le più comuni app per il fitness
- La fascia toracica trasmette i dati relativi alla frequenza cardiaca senza adattatore supplementare alle più comuni app per il fitness
- Trasmissione del segnale tramite *Bluetooth®* e analogica (5,3 kHz)



IT WORKS LIKE YOU WANT



- 2 in 1: *Bluetooth®* + trasmissione analogica del segnale
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Determinate funzioni, quali area di allenamento individuale, allarme, frequenza cardiaca media e massima, consumo calorico (kcal) ecc., dipendono dall'app utilizzata.
- Navigazione, velocità e percorsi per smartphone
- Protezione antispruzzo (spruzzi d'acqua/sudore)
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032


• UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
 • Cod. EAN: 4211125676261
 • Cod. art.: 676.26

PM 15



Cardiofrequenzimetro da polso senza fascia

- Ideale per la misurazione occasionale del battito cardiaco (ad es. nordic walking)
- Con sensore a dito! Nessuna fastidiosa fascia toracica



- Misurazione del battito cardiaco con precisione ECG al dito
- Area di allenamento individuale e allarme
- Illuminazione display
- Impermeabile fino a 50 m (adatto al nuoto*)
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032



• UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
 • Cod. EAN: 4211125674052
 • Cod. art.: 674.05

PM 18



Cardiofrequenzimetro da polso senza fascia

- Ideale per la misurazione occasionale del battito cardiaco (ad es. nordic walking)
- Con sensore di attività integrato per il controllo dei movimenti e il conteggio dei passi
- Con sensore a dito! Nessuna fastidiosa fascia toracica



- Misurazione del battito cardiaco con precisione ECG al dito
- Area di allenamento individuale e allarme
- Sensore pluridimensionale
- Applicazione acciaio inox = sensore a dito
- Rilevazione duratura dell'attività
- Tempo di attività, tragitto, passi, velocità
- Funzione reset giornaliera automatica selezionabile
- Data, ora, giorno della settimana, sveglia, timer, cronometro
- Illuminazione display
- Impermeabile fino a 50 m (adatto al nuoto*)
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
 • Cod. EAN: 4211125675004
 • Cod. art.: 675.00



PM 25



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia



- Trasmissione analogica del segnale
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Illuminazione display
- Custodia
- Impermeabile fino a 30 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica analogica con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

• UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
 • Cod. EAN: 4211125673055
 • Cod. art.: 673.05

PM 26



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- Applicazione in acciaio inox e cinturino bicolore



- Trasmissione analogica del segnale
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g)
- 3 livelli di forma fisica regolabili
- 3 proposte di zone di allenamento
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (25)
- Timer per countdown
- Illuminazione display
- Impermeabile fino a 50 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica analogica con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032


• UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
 • Cod. EAN: 4211125673154
 • Cod. art.: 673.15

* Misurazione del battito cardiaco non garantita sott'acqua



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- Cinturini sostituibili disponibili in molti altri colori





- Trasmissione analogica del segnale
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Test fitness
- Calcolo del tasso metabolico basale/attivo (kcal)
- Proposta zona di allenamento automatica
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (50)
- Illuminazione display
- Custodia
- Impermeabile fino a 30 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica analogica con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125672102
Cod. art.: 672.10



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- LED per ritmo cardiaco brevettato





- Trasmissione analogica del segnale
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Test fitness
- Calcolo del tasso metabolico basale/attivo (kcal)
- Proposta zona di allenamento automatica
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (50)
- Interfaccia PC (cavo dati disponibile separatamente Cod. art. 162.820)
- Illuminazione display
- Box di custodia, supporto per bicicletta
- Impermeabile fino a 30 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica analogica con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
Cod. EAN: 4211125675158
Cod. art.: 675.15



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- Compatibile con speedbox (non inclusa)
- LED per ritmo cardiaco brevettato
- Incl. interfaccia PC e cavo dati





- Trasmissione digitale precisa
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Test fitness
- Calcolo del tasso metabolico basale/attivo (kcal)
- Proposta zona di allenamento automatica
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (50)
- Software EASYFIT per la pianificazione e il controllo dell'allenamento e la gestione del peso da scaricare
- Illuminazione display
- Box di custodia, supporto per bicicletta
- Impermeabile fino a 30 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica digitale con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
Cod. EAN: 4211125675301
Cod. art.: 675.30



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- Compatibile con speedbox (non inclusa)
- Incl. interfaccia PC e cavo dati





- Trasmissione digitale precisa
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Test fitness
- Calcolo del tasso metabolico basale/attivo (kcal)
- Proposta zona di allenamento automatica
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (50)
- Software EASYFIT per la pianificazione e il controllo dell'allenamento e la gestione del peso da scaricare
- Illuminazione display
- Box di custodia, supporto per bicicletta
- Impermeabile fino a 50 m (adatto al nuoto*)
- Incl. fascia toracica digitale con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
Cod. EAN: 4211125676001
Cod. art.: 676.00



Cardiofrequenzimetro da polso con fascia

- Per tutte le attività outdoor
- Altitudine corrente, dislivello percorso, numero delle discese ecc.
- Compatibile con speedbox (non inclusa)
- Incl. interfaccia PC e cavo dati



- Trasmissione digitale precisa
- Rilevazione frequenza cardiaca con precisione ECG
- Area di allenamento individuale e allarme
- Frequenza cardiaca media e massima
- Consumo calorico (kcal)
- Grassi bruciati (g/oz)
- Test fitness
- Calcolo del tasso metabolico basale/attivo (kcal)
- Proposta zona di allenamento automatica
- Data, ora, cronometro, sveglia
- Record (50)
- Software EASYFIT per la pianificazione e il controllo dell'allenamento e la gestione del peso da scaricare
- Illuminazione display
- Box di custodia, supporto per bicicletta
- Impermeabile fino a 50 m (adatto al nuoto*)
- Intervallo di memorizzazione impostabile
- Incl. fascia toracica digitale con cinghia di fissaggio flessibile
- Incl. 2 batterie da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
Cod. EAN: 4211125676100
Cod. art.: 676.10



Fascia toracica in tessuto - analogica

Trasmissione analogica

- Elevato comfort grazie al cinturino elastico che non irrita la pelle con sensori integrati

- Compatibile con cardiofrequenzimetri Beurer con trasmissione analogica
- Fascia toracica e trasmissione del segnale: ad es. PM 25, 45, 62
- Cintura lavabile a mano a 30 °C
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 12 x 2
Cod. EAN: 4211125671006
Cod. art.: 671.00



Fascia toracica in tessuto - digitale

Trasmissione digitale

- Elevato comfort grazie al cinturino elastico che non irrita la pelle con sensori integrati

- Compatibile con cardiofrequenzimetri Beurer con trasmissione digitale
- Fascia toracica e trasmissione del segnale: ad es. PM 70, 80, 90
- Cintura lavabile a mano a 30 °C
- Incl. 1 batteria da 3 V CR2032

UV: 2 Cartone di trasporto: 12 x 2
Cod. EAN: 4211125671013
Cod. art.: 671.01

Elettro-
stimolazione
e massaggio
fasciale



Gli accompagnatori ideali durante l'allenamento

Per supportarvi nell'allenamento, la cintura per addominali e la cintura per addominali e dorsali sono i compagni ideali per un corpo in perfetta forma. L'elettrostimolazione consente di allenare e rigenerare i muscoli addominali centrali e laterali o la muscolatura dorsale bassa. Grazie agli elettrodi di contatto con acqua resistenti all'usura realizzati in carbonio, non sono necessari né un gel di contatto né elettrodi sostitutivi.

2 in 1 muscoli addominali centrali e muscolatura dorsale bassa

Cintura per addominali e dorsali 2 in 1 EM 39

- Training dei muscoli addominali centrali e della muscolatura dorsale bassa
- 4 elettrodi di contatto con acqua resistenti all'usura (2 x addome e 2 x schiena) in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto né elettrodi sostitutivi necessari
- Facile da usare, forma perfetta




FUNZIONE 2 IN 1

Multifunzione:
addome
e schiena



EM 32 Cintura per addominali
Training dei muscoli addominali centrali

EM 37 Cintura per addominali
Training dei muscoli addominali centrali e laterali





Massaggio fasciale


Elettrostimolazione

Muscoli addominali in forma

Chi non vorrebbe sfoggiare un Sixpack, perfettamente definito, che attira gli sguardi ed emana sportività e dinamicità? Ecco il nostro consiglio: abbinare al vostro solito allenamento la nostra potente cintura per addominali EMS. Grazie alla forma perfetta e alla possibilità di scegliere tra diversi livelli di intensità, si adatta a qualsiasi esigenza.



TENS (elettrostimolazione nervosa transcutanea) è una metodologia utilizzata nella terapia del dolore come ad es. crampi, lesioni o dolori cronici.




Con la stimolazione elettrica dei muscoli EMS si ottiene il seguente effetto nella medicina sportiva e nella riabilitazione: rafforzamento e rilassamento della muscolatura.



Utilizzo brevettato! Fascia-ReleaZer® con accessori Deep-ReleaZer®

In collaborazione con dei fisioterapisti Beurer ha sviluppato l'innovativo apparecchio per il massaggio fasciale MG 850 con i relativi accessori Deep-ReleaZer®. Scioglie le tensioni fasciali e lenisce, ad esempio, i dolori alla schiena in modo ancora più efficace grazie alla vibrazione e con i diversi accessori. La mobilità aumenta sensibilmente dopo il trattamento. La combinazione fra massaggio vibrante e legno massiccio ergonomico rende unico l'utilizzo. La potente batteria ricaricabile e le impugnature Soft Touch garantiscono un impiego ottimale. Il must per gli sportivi!



DOPPIAMENTE EFFICACE

lenisce i dolori della schiena e rigenera dopo l'allenamento

Esperti delle fasce **2_{in}1**

Per una maggiore mobilità: apparecchio per il massaggio fasciale MG 850 incl. accessori

Apparecchio per il massaggio fasciale MG 850:

- Apparecchio per il massaggio fasciale incl. accessori
- Scioglie le tensioni fasciali
- Ringiovanisce e rigenera il tessuto delle fasce muscolari
- Aumenta notevolmente la flessibilità e la mobilità.
- Novità mondiale brevettata



Accessori Deep-ReleaZer®:

- Ottimo per il trattamento di schiena e cervicale
- Lenisce le contratture nella zona della schiena
- 3 diverse durezze



Senza accessori adatto per diverse zone del corpo

Con accessori ottimale per il trattamento di schiena e cervicale





EM 32
Cintura per addominali

- Training dei muscoli addominali centrali
- Rigenerazione
- Efficace e potente, utilizzo semplice



- 2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- 2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza vita: circa 70 - 140 cm
- 5 programmi di allenamento (22 - 31 minuti)
- Comando rimovibile con lo schermo LCD
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
- 2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale disponibili come accessori, Cod. art.: 647.05
- Cintura lavabile a mano
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125647025
 • Cod. art.: 647.02



EM 37
Cintura per addominali

- Training dei muscoli addominali centrali e laterali
- Rigenerazione
- Efficace e potente, utilizzo semplice



- 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- 2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza vita: circa 70 - 140 cm
- Cintura allungabile inclusa
- 5 programmi di allenamento (22 - 31 minuti)
- Comando rimovibile con lo schermo LCD
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
- 2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale disponibili come accessori, Cod. art.: 647.05
- Cintura lavabile a mano
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125647032
 • Cod. art.: 647.03



EM 38
Cintura lombare con apparecchio TENS

- Da utilizzare in caso di dolori lombari
- Impostabile in modo flessibile, con cintura allungabile



- 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza vita: circa 75 - 140 cm
- Cintura allungabile inclusa
- 4 applicazioni pre-programmate
- Comando rimovibile con lo schermo LCD
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
- Dispositivo medico
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125664008
 • Cod. art.: 664.00



EM 39 2 in 1
Cintura per addominali e dorsali

- Training dei muscoli addominali centrali e della muscolatura dorsale bassa
- Rigenerazione
- Efficace e potente, utilizzo semplice



- 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbone conduttore (2x addome / 2x schiena)
- Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
- 4 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale
- Forma ergonomica avvolgente
- Circonferenza vita: circa 75 - 130 cm
- Impostabile in modo flessibile
- 5 programmi di allenamento (22 - 31 minuti)
- Comando rimovibile con lo schermo LCD
- Intensità regolabile
- Timer per countdown
- Arresto di sicurezza
- 2 elettrodi adesivi applicabili per la stimolazione muscolare individuale disponibili come accessori, Cod. art.: 647.05
- Cintura lavabile a mano
- Indicazione di sostituzione batterie
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

• UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
 • Cod. EAN: 4211125647049
 • Cod. art.: 647.04



MG 850 Fascia e Deep-ReleaZer®
Apparecchio per il massaggio fasciale

- Scioglie le tensioni fasciali
- Ringiovanisce e rigenera il tessuto delle fasce muscolari
- Forte aumento della circolazione
- Aumenta notevolmente la flessibilità e la mobilità
- Novità mondiale brevettata
- In pregiato legno massello


Accessori Deep-ReleaZer®

- Ottimo per il trattamento di schiena e cervicale così come per i fianchi e le cosce
- Lenisce le contratture nella zona della schiena
- Scioglie la muscolatura
- 3 accessori di diverse durezze per un massaggio personalizzato



- 2 programmi di massaggio
- 4 superfici di trattamento (lato piatto e bombato, 2 bordi)
- Durata batteria ricaricabile fino a 11 ore per carica
- Tempo di ricarica 2,5 ore
- Indicatore batteria - batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Disinserimento automatico
- Impugnatura antiscivolo con superficie Soft Touch
- Interruttore On/Off retroilluminato a colori e spia di funzionamento
- Incluso DVD di utilizzo
- 3 accessori (morbido, medio, duro)
- Incl. fissaggio con chiusura a strappo e blocco rotazione per una tenuta sicura e un semplice utilizzo
- Piacevole superficie Soft Touch ad azione profonda

• UV: 2 Cartone di trasporto: -
 • Cod. EAN: 4211125640385
 • Cod. art.: 640.38



Riscaldamento per il benessere

Pag. 22 HK 47 To Go
Pag. 22 HK 57 To Go
Pag. 23 HK 67 To Go
Pag. 23 HK 72 batteria ricaricabile
Pag. 24 HK 25
Pag. 24 HK 35
Pag. 24 HK 42 Super Cosy
Pag. 25 HK 44
Pag. 25 HK 45 Cosy
Pag. 25 HK 48 Cosy
Pag. 26 HK 49 Cosy

Peso

Pag. 44 GS 485
Pag. 44 BF 600 Style
Pag. 44 BF 600 Pure Black / White
Pag. 45 BF 700
Pag. 45 BF 710 BodyShape Pink / Turquoise
Pag. 46 BF 850 Black / White
Pag. 46 BF 800 Black / White
Pag. 46 BF 105 Body Complete
Pag. 47 BF 180
Pag. 47 BG 13
Pag. 48 BF 195
Pag. 48 BF 220
Pag. 48 BF 530
Pag. 49 BG 21

Bilance da cucina

Pag. 64 KS 19 Bon Appétit / Love
Pag. 64 KS 19 Breakfast / Ice-cream
Pag. 64 KS 19 Berry / Fresh / Lemon
Pag. 65 KS 19 Sequence / Black

Aria

Pag. 72 LR 200
Pag. 72 LR 300
Pag. 72 LR 330 2 in 1
Pag. 73 LW 220 2 in 1 bianco / nero

Pag. 26 HK 54 Cosy
Pag. 26 HK 58 Cosy
Pag. 27 HK 115 Cosy
Pag. 27 HK 125 Cosy
Pag. 27 HK 55 Easyfix
Pag. 28 HK 63 Rheumatherm®
Pag. 28 TS 15
Pag. 28 TS 19 Compatto
Pag. 29 TS 20 Compatto
Pag. 29 TS 23
Pag. 29 TS 26 XXL

Pag. 49 BG 39
Pag. 49 BG 40
Pag. 50 BG 51 XXL
Pag. 50 BG 55
Pag. 50 BF 750
Pag. 51 GS 170 Sapphire
Pag. 51 GS 201 Soda
Pag. 51 GS 202
Pag. 52 GS 203 New York
Pag. 52 GS 203 London
Pag. 52 GS 203 Paris
Pag. 52 GS 203 Stone
Pag. 53 GS 203 Wood
Pag. 53 GS 203 Slate

Pag. 65 KS 19 Slate
Pag. 66 KS 22
Pag. 66 KS 28
Pag. 66 KS 25

Pag. 74 LE 30
Pag. 74 LE 60
Pag. 74 LB 12
Pag. 75 LB 37 white / toffee

Pag. 30 UB 30 Compatto
Pag. 30 UB 33
Pag. 30 UB 53 Teddy Single
Pag. 31 UB 56 Teddy Double
Pag. 31 UB 60
Pag. 31 UB 64
Pag. 32 UB 65 Super-Cosy
Pag. 32 UB 68 XXL
Pag. 32 UB 83 Teddy Single
Pag. 33 UB 86 Teddy Double
Pag. 33 UB 90

Pag. 53 GS 203 Rust
Pag. 54 GS 205 Sequence
Pag. 54 GS 206 Squares
Pag. 54 GS 207 Spring
Pag. 55 GS 209 Beauty
Pag. 55 GS 210
Pag. 55 GS 211
Pag. 56 GS 36
Pag. 56 GS 225
Pag. 56 GS 235
Pag. 57 GS 280 BMI Genius
Pag. 57 GS 300 Black / Coral / Turquoise
Pag. 57 PS 240 Soft grip
Pag. 58 GS 39

Pag. 67 KS 33
Pag. 67 KS 51
Pag. 67 KS 54
Pag. 68 KS 36

Pag. 75 LB 44
Pag. 75 LB 50
Pag. 76 LB 88 dual white / black
Pag. 76 HM 16

Pag. 33 UB 100 Cosy
Pag. 34 UB 190 CosyNight
Pag. 34 UB 200 CosyNight
Pag. 35 FW 20 Cosy
Pag. 35 FWM 45
Pag. 35 FWM 50
Pag. 36 HD 75 Cosy
Pag. 36 HD 90
Pag. 36 HD 100
Pag. 37 HD 50 Cosy

Pag. 58 GS 58
Pag. 58 MS 01
Pag. 59 GS 14
Pag. 59 PS 07
Pag. 59 PS 160
Pag. 55 GS 210
Pag. 60 PS 25
Pag. 60 MS 50
Pag. 61 LS 06
Pag. 61 LS 10
Pag. 61 LS 50 Travelmeister

Pag. 68 KS 52
Pag. 69 KS 59 XXL
Pag. 69 DS 61

Pag. 76 HM 55
Pag. 77 LA 20
Pag. 77 LA 30
Pag. 77 Oli aromatici

SleepLine

Pag. 80 HM 55
Pag. 80 LB 37 white / toffee
Pag. 80 LR 200

Luce sveglia

Pag. 86 WL 32
Pag. 86 WL 75 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 87 WL 80
Pag. 87 WL 90 <i>Bluetooth®</i>

Massaggio

Pag. 98 MG 16 verde / rosso
Pag. 99 MG 17
Pag. 99 MG 21
Pag. 100 MG 40
Pag. 100 MG 55
Pag. 100 MG 70
Pag. 101 MG 80
Pag. 101 MG 100

Beauty

Pag. 158 IPL 7500 Satin Skin Pro
Pag. 158 IPL Pure Skin Pro
Pag. 158 IPL Velvet Skin Pro
Pag. 159 IPL 9000+ SalonPro System
Pag. 159 IPL 10000+ SalonPro System
Pag. 160 LAS 50 PRECISION
Pag. 160 LAS 100 SALON EXPERT
Pag. 162 HL 35
Pag. 162 HL 40
Pag. 163 HL 70 3 in 1

HairCare

Pag. 190 HC 25
Pag. 190 HC 30
Pag. 190 HC 50
Pag. 191 HC 55

Pag. 81 TL 55 Day & Night
Pag. 81 WL 75 <i>Bluetooth®</i>

Luce diurna

Pag. 90 TL 30
Pag. 90 TL 40
Pag. 90 TL 50
Pag. 91 TL 55 Day & Night

Pag. 102 MG 510 To Go
Pag. 102 MG 520 To Go
Pag. 103 MG 145
Pag. 103 MG 147
Pag. 103 MG 148
Pag. 104 MG 150
Pag. 104 MG 151
Pag. 104 MG 155

Pag. 166 MP 18
Pag. 166 MP 41
Pag. 167 MP 42
Pag. 167 MP 60
Pag. 167 MP 62
Pag. 168 MP 100
Pag. 168 MP 38
Pag. 169 MP 48
Pag. 169 MP 70
Pag. 170 MP 26

Pag. 191 HC 60
Pag. 191 HC 80
Pag. 192 HS 30
Pag. 192 HS 40

Pag. 82 UB 190 CosyNight
Pag. 82 UB 200 CosyNight

Pag. 91 TL 70
Pag. 91 TL 90
Pag. 92 TL 100

Pag. 105 MG 206
Pag. 105 MG 260 HD 2 in 1
Pag. 105 MG 295 - HD 3D (cream, black)
Pag. 106 MG 300 - HD Body Complete
Pag. 106 MC 3800 HCT - modern
Pag. 107 MC 5000 HCT - deluxe
Pag. 107 FM 39

Pag. 170 MP 28
Pag. 171 MP 55
Pag. 171 CM 50
Pag. 176 FC 45
Pag. 176 FC 48
Pag. 178 FC 65 Pureo Deep Clear
Pag. 178 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
Pag. 179 FC 95 Pureo Deep Cleansing
Pag. 180 FC 96 Pureo Intense Cleansing
Pag. 181 FS 50

Pag. 192 HS 80
Pag. 193 HT 10
Pag. 193 HS 60
Pag. 194 HT 50

Pag. 83 SL 70
Pag. 83 SE 80 SleepExpert

Infrarossi

Pag. 92 IL 11
Pag. 93 IL 21
Pag. 93 IL 35
Pag. 93 IL 50

Pag. 107 FM 60
Pag. 108 FB 12
Pag. 108 FB 20
Pag. 108 FB 21
Pag. 109 FB 30
Pag. 109 FB 35
Pag. 109 FB 50

Pag. 181 FC 72 Pureo Ionic Hydration
Pag. 182 FC 76
Pag. 182 FC 100 Pureo Derma Peel
Pag. 183 BS 39
Pag. 183 BS 49
Pag. 183 BS 55
Pag. 184 BS 59
Pag. 184 BS 69
Pag. 184 BS 89
Pag. 185 BS 99

Pag. 194 HT 55
Pag. 194 HT 60
Pag. 194 HT 80

Pressione sanguigna

Pag. 114 BM 26
Pag. 114 BM 28
Pag. 114 BM 35
Pag. 115 BM 40
Pag. 115 BM 44
Pag. 115 BM 45

Glicemia

Pag. 124 GL 42
Pag. 124 GL 44
Pag. 125 GL 50

ECG portatile

Pag. 132 BM 95 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 132 ME 90 <i>Bluetooth®</i>

Amplificatore acustico

Pag. 139 HA 20
Pag. 139 HA 50

TENS / EMS

Pag. 150 EM 10 Body
Pag. 150 EM 20 Sixpack

Pag. 116 BM 47
Pag. 116 BM 49
Pag. 116 BM 55
Pag. 117 BM 57 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 117 BM 58
Pag. 117 BM 77 <i>Bluetooth®</i>

Pag. 126 GL 50 evo
Pag. 126 Adattatore <i>Bluetooth®</i> GL 50 evo
Pag. 126 Adattatore NFC GL 50 evo

Pulsossimetro

Pag. 132 PO 30
Pag. 133 PO 40
Pag. 133 PO 60 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 133 PO 80

Temperatura corporea

Pag. 142 FT 09/1 bianco / blu
Pag. 142 BY 11 Dog / Frog / Monkey
Pag. 142 FT 13

Pag. 150 EM 20 Neck
Pag. 151 EM 29 2 in 1

Pag. 118 BM 85 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 118 BM 95 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 119 BC 28
Pag. 119 BC 30
Pag. 119 BC 32
Pag. 120 BC 40

Pag. 127 Strisce reattive GL 42/43
Pag. 127 Soluzione di controllo GL 42/43
Pag. 127 Penna pungidito

Inalazione

Pag. 136 IH 18
Pag. 136 IH 21
Pag. 136 IH 26
Pag. 137 IH 40

Pag. 143 FT 15/1
Pag. 144 FT 58
Pag. 144 FT 78

Pag. 151 EM 38
Pag. 152 EM 49

Pag. 120 BC 44
Pag. 120 BC 50
Pag. 121 BC 57 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 121 BC 58
Pag. 121 BC 85 <i>Bluetooth®</i>

Pag. 127 Strisce reattive GL 44/50/50 evo
Pag. 127 Soluzione di controllo GL 44/50/50 evo
Pag. 127 Lancette

Pag. 137 IH 50
Pag. 138 IH 55
Pag. 138 IH 60

Pag. 145 FT 65
Pag. 145 FT 90
Pag. 145 FT 100

Pag. 152 EM 80 3 in 1
Pag. 153 FM 150

Babyphone

Pag. 199 BY 33
Pag. 199 BY 77
Pag. 199 BY 84
Pag. 200 BY 88 Smart
Pag. 200 BY 99 Dual

Temperatura

Pag. 201 BY 11 Dog / Frog / Monkey
Pag. 201 BY 20

Bilancia

Pag. 201 BY 80

Alimentazione

Pag. 202 BY 15
Pag. 202 BY 40
Pag. 202 BY 60
Pag. 203 BY 70 Dual
Pag. 203 BY 52
Pag. 203 BY 76

Sensore di attività

Pag. 206 AS 80 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 206 AS 80 C <i>Bluetooth®</i>

Cardiofrequenzimetri

Pag. 210 PM 235 2 in 1
Pag. 210 PM 15
Pag. 210 PM 18

TENS / EMS

Pag. 218 EM 10 Body
Pag. 218 EM 20 Sixpack
Pag. 218 EM 20 Neck

Pag. 207 AS 81 BodyShape <i>Bluetooth®</i>
Pag. 208 AS 87 <i>Bluetooth®</i>

Pag. 211 PM 25
Pag. 211 PM 26
Pag. 212 PM 45

Cintura per addominali

Pag. 220 EM 32
Pag. 220 EM 37
Pag. 220 EM 38
Pag. 221 EM 39 2 in 1

Pag. 208 AS 95 Pulse <i>Bluetooth®</i>
--

Pag. 212 PM 62
Pag. 212 PM 70
Pag. 213 PM 80

Massaggi fasciali

Pag. 220 MG 850 Fascia e Deep-ReleaZer®

Pag. 213 PM 90
Pag. 213 Fascia toracica in tessuto analogica/digitale

La nostra salute
I nostri prodotti
Beurer

Benessere per
tutta la famiglia



Beurer Italia Srl. Via Villapizzone 26. 20156 Milano. Italia
Tel. : +39 (0)2 3272793. Fax. : +39 (0)2 39255003. info@beurer.it

Beurer GmbH. Soeflinger Straße 218. 89077 Ulm. Deutschland.

www.beurer.com www.beurer-healthguide.com

