



beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

Unsere Produkte 2024

Gesundheit

Wohlbefinden

Haushalt

Körperpflege

Schönheit

Fitness

Baby

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen.

Bei Beurer findest du genau die Produkte, mit denen wir dich unterstützen können.



Gesundheit ist unser höchstes Gut. In der mehr als 100-jährigen Firmengeschichte Beurers haben wir uns vom Heizkissenproduzenten zum **Gesundheitsexperten** entwickelt. Wir hören unseren Kunden genau zu und sind mit innovativen Ideen und Patenten zu einem richtungsweisenden Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden geworden. **Dabei behalten wir die Trends von Morgen im Blick und entwickeln unser Portfolio kontinuierlich weiter.** Das Geheimnis unseres Erfolgs: erstklassige Produkte. Anwendungen, die ankommen. **Rund 500 Produkte aus den Themenwelten Gesundheit, Wohlbefinden, Haushalt, Körperpflege, Schönheit, Fitness und Baby sorgen dafür, dass jeder genau das findet, was ihm guttut.** Mit unserer wachsenden **Beurer App-Welt** bieten wir außerdem für immer mehr „Connect“-Produkte eine digitale Anbindung – so wird **modernes Gesundheitsmanagement** im Alltag noch einfacher!

Als **Marktführer in Europa in der Kategorie Schmiegsame Wärme, Marktführer für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte in Deutschland** sowie einer der **führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa** kennen wir die Ansprüche an Qualität und Praktikabilität sehr genau. Um stets mit der Zeit zu gehen, haben wir uns verschiedene **Partner und Start-Ups ins Boot geholt**, damit wir genau die Produktlösungen parat haben, die zu einem gesunden Lebensstil passen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen, personenbezogene Begriffe und grafische Darstellungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Gesundheit			
Blutdruck und EKG		Elektrostimulation TENS/EMS	
Oberarm-Blutdruckmessgeräte	19, 24	TENS/EMS	61
Mobiles EKG-Gerät	29		
Handgelenk-Blutdruckmessgeräte	30	Insektenstichheiler	67
Körpertemperatur		Lichttherapie und Lichtwecker	
Thermometer	35	Tageslichtlampen	71, 74
		Lichtwecker	77
Pulsoximeter	41	Infrarotlampen	73, 78
Inhalation und Dampfvernebler	47	Notfallprodukte	81
Hörhilfen	57	Woman's Life	84

Wohlbefinden			
Schmiegsame Wärme		Handmassagegeräte	116, 119
Wärme To Go	96	Shiatsu-Massageprodukte	113, 122
Heizkissen	96	Fußmassage, Fußbäder	115, 128
Wärmeunterbetten	102		
Fußwärmer	108	Luft und Aroma	
Wärmezudecken	93, 109	maremed®	140
		Luftreiniger, -wäscher, -befeuchter	135, 144
Entspannung und Massage		Luftventilator	151
Yoga- und Stretchmatte	118	Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser	137, 158

Haushalt			
Gewicht und Diagnose		Küchenwaagen und Ernährung	
Connect-Waagen	155, 158	Küchenwaagen	173
Diagnosewaagen	162	Ernährung	177
Personenwaagen	164	Kofferwaagen	179

Körperpflege			
Elektrische Zahnbürsten	183	MenCare	187


Schönheit			
Haarentfernung		FaceCare	
IPL, Haarentfernung	191	Gesichtsbürsten	209
		Gesichtssauna, Porenreiniger, Mikrodermabrasion	212
Hand- und Fußpflege		Beleuchtete Kosmetikspiegel	214
Maniküre/Pediküre	197		
BodyCare		HairCare	
Cellulite Massage, cellulite releaZer®, Körperbürste	205	Haartrockner, Volumen- & Haartrocknungsbürste, Haarglätter, Glättungsbürste, Ionen Haarbürste, Splissentferner, Welleneisen, Lockenstab, Warmluftbürste	217

Fitness		
Fitness		Antelope by beurer
Massage Gun, Massageball, Deep Roll, Venen Trainer, Haltungstrainer, Achillessehnenmassagegerät, EMS-Pads, Muskelstimulationsgerät	231	EMS Anzug, EMS Tank Top, EMS Bauchmuskel-Gürtel 241

Baby			
Baby und Kind			
Babyphone, Babywaage	248	Thermometer	251
Milchpumpen, Babykost- und		Inhalation	247, 252
Flaschenwärmer, Dampfsterilisator	250	Läusekamm	253

Übersicht	254		
-----------	-----	--	--

Scan & Save –
Blutdruckwerte
einfach in der
App speichern. 



Nachhaltig handeln
für heute und
zukünftige
Generationen.



Die Beurer GmbH ist nach dem GRS Standard zertifiziert,
welcher recyceltes Polyester von der Quelle bis zum
Endprodukt verfolgt und bescheinigt. Control Union 1142381



Effektiv in kurzer
Zeit. **EMS Training** –
wann, wie und wo
du möchtest.



**Elektrische
Zahnbürsten für
dein schönstes
Lächeln.**



MenCare Shave,
trim and style
beyond limits.





Woman's Life steht dir hilfreich zur Seite. 



Blutdruck

Pulsoximeter

TENS/EMS

Lichttherapie und Lichtwecker

Notfallprodukte

Woman's Life



BM 53
[Seite 25](#)



BM 59
[Seite 26](#)



BM 64
[Seite 26](#)



PO 13 Kids
[Seite 44](#)



EM 89 Heat
[Seite 65](#)



TL 35
[Seite 74](#)



IL 60
[Seite 79](#)



EC 70 SafePlus
[Seite 81](#)



Menstrual Relax +
[Seite 90](#)



PelviStrong
[Seite 91](#)

Schmiegsame Wärme

Entspannung und Massage



HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet
[Seite 100](#)



UB 60 Green Planet
[Seite 104](#)



HD 75 Nordic Grey Green Planet
[Seite 110](#)



MG 18
[Seite 119](#)



MG 24
[Seite 119](#)



MG 139 Beige
[Seite 122](#)



MG 139 Mint
[Seite 122](#)



MG 202
[Seite 125](#)

Luft und Aroma

Körperpflege



LB 200
[Seite 150](#)



LB 300 Plus
[Seite 150](#)



LA 35
[Seite 153](#)



TB 30
[Seite 184](#)



TB 50
[Seite 184](#)



MN2X
[Seite 188](#)



MN4X
[Seite 188](#)



MN5X
[Seite 188](#)



MN8X
[Seite 189](#)



MN9X
[Seite 189](#)

Haarentfernung

HairCare

Fitness

Antelope



IPL 7800 Cool Pro
[Seite 193](#)



HT 75
[Seite 229](#)



MG 79
[Seite 235](#)



EMS Suit male
[Seite 242](#)



EMS Suit female
[Seite 242](#)



EMS Tanktop male
[Seite 243](#)



EMS Tanktop female
[Seite 243](#)

Blutdruck und EKG

Risiko Schlaganfall – wir helfen dir mit unseren Produkten die Vorzeichen zu erkennen.

Die Oberarm-Blutdruckmessgeräte **BM 53 und BM 64** haben eine integrierte **AFib-Funktion**, die **Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention** erkennt.



BM 53 – Oberarm-Blutdruckmessgerät



BM 64 – Oberarm-Blutdruckmessgerät



Dreifachmessung

wird von Ärzten für noch genauere Messergebnisse empfohlen

Made in Europe

Beurer Qualitätsstandard – hergestellt in Europa



Klinisch validiert

zuverlässige Messung auch während der Schwangerschaft



App-Anbindung

Blutdruckwerte mit der App „beurer HealthManager Pro“ jederzeit im Blick behalten



Inflation-Technology

Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit



Erweiterte Arrhythmieerkennung –

erkennt Vorhofflimmern¹⁾ zur Schlaganfallprävention

Die am häufigsten auftretende Form einer Herzarrhythmie ist das Vorhofflimmern. Oft sind bei den Betroffenen keine Symptome spürbar, jedoch erhöht sich das Risiko für einen Schlaganfall.

Ein Blutdruckmessgerät mit integrierter Funktion zur **Erkennung von AFib Vorhofflimmern** ist der erste Schritt für die Kontrolle und Überwachung deines Blutdrucks zu Hause. Das **Blutdruckmessgerät prüft** beim Messen deines Blutdrucks **wie regelmäßig der Puls ist**. Bei erkennbar vorliegendem AFib (Vorhofflimmern) solltest du auf jeden Fall einen Arzt zur weiteren Abklärung aufsuchen.

Um auch zu Hause **noch präzisere Messergebnisse** zu erhalten, ist die Funktion der **Dreifachmessung** hilfreich. Kardiologen und Hypertonie Gesellschaften empfehlen den Blutdruck auch zu Hause mehrmals in Folge zu messen.

Geh' auf Nummer sicher, wenn es um dein Herz geht. Wir unterstützen dich.

¹⁾ Vorhofflimmern, im Englischen auch als Atrial Fibrillation (AFib) bekannt.

BM 59 Blutdruckmessgerät – stressfreies Messen ohne Schläuche oder Kabel.

Wiederaufladbarer Akku

Deflation-Technologie

die Messung erfolgt beim Luftablassen der Manschette

Einfach und präzise messen

keine Schläuche, keine Kabel




App-Anbindung

mit App „beurer HealthManager Pro“¹⁾



„beurer MyHeart“ – das 30-Tage-Programm zur idealen Ergänzung zu deinem Blutdruckmessgerät.

Das **ganzheitliche Konzept „beurer MyHeart“** in der App „beurer HealthManager Pro“ hilft dir dabei, einen gesünderen Lebensstil in den Alltag zu integrieren. Die vier Themenfelder **Rezepte, Bewegung, tägliche Impulse und Wissenswertes** greifen ineinander und unterstützen dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben. Der **Gesundheits-Coach „beurer MyHeart“** kann optional als kostenpflichtiger Zusatzservice in der App hinzugebucht werden.




„beurer MyHeart“

der digitale Coach für einen gesünderen Lebensstil

4 Bausteine für den gesunden Alltag

Ernährung, Bewegung, Wissenswertes und Impulse



Impulse für mehr Achtsamkeit

Motivation die ansteckt

Leckere Rezepte für dein Wohlergehen

übersichtlich dargestellt, lecker und leicht nachgeköcht



Die neue App-Funktion für dein digitales Blutdrucktagebuch.



„Scan & Save“ – notiere und verwalte noch einfacher deine täglichen Messwerte in der App „beurer HealthManager Pro“. **Schnell und unkompliziert.**

Blutdruckwerte händisch aufschreiben war gestern! Mit der **Funktion „Scan & Save“** können ab sofort die **Messwerte aller Beurer Blutdruckmessgeräte digital in der App gespeichert werden** – auch ohne **Bluetooth®**. Hierzu einfach die Messwerte **mit der Smartphone-Kamera scannen**. Das Ergebnis wird automatisch erkannt und in der **App „beurer HealthManager Pro“** gespeichert.

Gehe dazu wie folgt vor:

1

Download der App „beurer HealthManager Pro“



2

Funktion „Scan & Save“ in der App öffnen und Messwerte scannen



3

Messwerte werden automatisch in der App „beurer HealthManager Pro“ gespeichert



Entdecke die Welt der Beurer Apps.

Wir stellen dir Geräte und die passenden Apps zur Verfügung, die dich komfortabel durch den Alltag begleiten.

Damit du sicher sein kannst, dass auch dein Smartphone, Tablet oder Laptop für die Beurer Apps geeignet ist, scanne den QR-Code. Dort findest du die Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte für jede App und Software.



Blutdruck messen am Oberarm oder am Handgelenk? Du kannst dich entscheiden.

Der Blutdruck kann **am Oberarm oder alternativ am Handgelenk** gemessen werden. Die Messergebnisse sind – wie verschiedene Tests zeigen – bei einer Messung **am Handgelenk ebenso zuverlässig wie am Oberarm.**

Oberarm-Blutdruckmessgeräte

- die **Oberarm-Manschette** gewährleistet immer eine **automatisch korrekte Messung auf Herzhöhe**
- für ältere Menschen, Raucher sowie Patienten mit Herzrhythmusstörungen und Diabetes ist ein Oberarm-Gerät empfehlenswert
- unser **Video-Tipp** für die richtige Messung am Oberarm:



Handgelenk-Blutdruckmessgeräte

- **unkompliziert und einfach zu bedienen** – auch unterwegs sind die handlichen, kompakten Geräte **praktische Begleiter**
- wichtig für ein zuverlässiges Ergebnis: das Handgelenk muss sich während der gesamten Messung auf Herzhöhe befinden
- unser **Video-Tipp** für die richtige Messung am Handgelenk:



Oberarm-Blutdruckmessgeräte

Comfort Line



BM 44
Art.-Nr.: 655.01



BM 45
Art.-Nr.: 658.06



BM 49
Art.-Nr.: 656.28, Art.-Nr.: 656.31
Art.-Nr.: 656.32, Art.-Nr.: 656.40



BM 51 easyClip
Art.-Nr.: 652.04



BM 54
Art.-Nr.: 655.12



BM 58
Art.-Nr.: 655.16



BM 59
Art.-Nr.: 102.27



Premium Line



BM 53
Art.-Nr.: 654.59



BM 64
Art.-Nr.: 654.00



BM 81 easyLock
Art.-Nr.: 655.11



BM 85
Art.-Nr.: 658.03



BM 96 Cardio
Art.-Nr.: 658.01



Handgelenk-Blutdruckmessgeräte

Classic Line



BC 27
Art.-Nr.: 659.04

Comfort Line



BC 21
Art.-Nr.: 650.46



BC 44
Art.-Nr.: 659.05



BC 51
Art.-Nr.: 650.60

Premium Line



BC 54
Art.-Nr.: 650.54



BC 87
Art.-Nr.: 657.03

BM 44



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Easy-to-use: Einfache Bedienung über einen einzigen Knopf
 - Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Beleuchteter START/STOPP-Knopf
Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
XL-Manschette (30 - 42 cm) als Zubehör separat erhältlich
Art.-Nr. 162.795
Netzteil separat erhältlich
Art.-Nr. 071.95
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125655013
Art.-Nr.: 655.01

BM 45



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
 - Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Beleuchteter START/STOPP-Knopf
Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
XL-Manschette (35 - 44 cm) als Zubehör separat erhältlich
Art.-Nr. 163.387
Netzteil separat erhältlich
Art.-Nr. 071.95
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125658069
Art.-Nr.: 658.06

BM 49



- Sprechendes Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen
 - Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
 - Lautstärke regelbar



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Sprachausgabe:
(a) DE, FR, IT, NL (b) EN, ES, RU, GR
(c) RO, PL, CS, HU (d) FA, AR, EN
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
XL-Manschette (35 - 44 cm) als Zubehör separat erhältlich
Art.-Nr. 163.387
Netzteil separat erhältlich
Art.-Nr. 071.95
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: (a) 4211125656287
Art.-Nr.: (a) 656.28
EAN-Nr.: (b) 4211125656409
Art.-Nr.: (b) 656.40
EAN-Nr.: (c) 4211125656317
Art.-Nr.: (c) 656.31
EAN-Nr.: (d) 4211125656324
Art.-Nr.: (d) 656.32

BM 51 easyClip



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Innovative easyClip-Manschette (22 - 42 cm): Einfaches Anlegen der Manschette mit nur einem Handgriff
 - Inflation-Technology: Schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen
 - Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Weiß beleuchtetes XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
Netzteil separat erhältlich
Art.-Nr.: 071.95
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125652043
Art.-Nr.: 652.04

BM 53



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Erweiterte Arrhythmieerkennung: Erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention
 - Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
 - Zuverlässige Messung auch während der Schwangerschaft



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Ruheindikator ¹⁾ für genaue Messergebnisse
Manschettensitzkontrolle
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Perfekt ablesbares XL-Display mit Backlight
Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Premium-Manschette für Oberarmumfänge von 22-42cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
Netzteil separat erhältlich
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125654597
Art.-Nr.: 654.59

BM 54



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 44 cm
 - Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Übersichtliches, gut ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 44 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
Gratis App „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125655129
Art.-Nr.: 655.12

BM 58



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Messwerte per USB mit dem USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ in die App übertragen
 - Einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe
 - Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay




Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive
Manschettensitzkontrolle
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
XL-Manschette (30 - 42 cm)
als Zubehör erhältlich
Art.-Nr. 163.246
Netzteil separat erhältlich
Art.-Nr. 071.95
Gratis App und USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125655167
Art.-Nr.: 655.16

BM 59



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Oberarm Blutdruckmessgerät - kabellose & automatische Messung am Oberarm
 - Deflation-Technologie
 - Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen
 - Wiederaufladbarer Akku




Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Wiederaufladbarer Akku
USB-C Schnittstelle
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
Inkl. USB-C Kabel zum Aufladen des Akkus
Gratis App „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125102272
Art.-Nr.: 102.27

BM 64



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Erweiterte Arrhythmieerkennung: Erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention
 - Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
 - Inflation-Technologie: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Ruheindikator ¹⁾ für genaue Messergebnisse
Manschettensitzkontrolle
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Einfache Bedienung über 4 Sensor-Touch-Knöpfe
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay mit Backlight
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Premium-Manschette für Oberarmumfänge von 22-42 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
Netzteil separat erhältlich
Gratis App „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125654009
Art.-Nr.: 654.00

BM 81 easyLock



- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Schlauchartige easyLock-Manschette (24 - 40 cm) für ein bequemes und einfaches Anlegen am Oberarm
 - easyLock-Verschlussmechanismus für perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt
 - Innovatives Design des Gerätes direkt auf der Manschette, ganz ohne Schläuche



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Inflation Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
LED Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 24 - 40 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
Gratis App „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 2 x 4
EAN-Nr.: 4211125655112
Art.-Nr.: 655.11



Produktinfo BM 81 easyLock

Jetzt hast du den Dreh' raus – mit passgenauer, integrierter Manschette und App.

Das preisgekrönte **BM 81 easyLock** kommt **ohne Schläuche und Kabel** aus. Durch die **integrierte Manschette** mit **easyLock-System** ist das Anlegen des Geräts einfach, passgenau und hat sicheren Halt.

Blutdruckmessen so einfach und präzise wie noch nie. Manschette anlegen, easyLock-Drehknopf festdrehen und Messung starten. **Einfacher geht's nicht!**



- 1. Anlegen**

Einfach und bequem – durch integrierte, schlauchartige Manschette.
- 2. Festdrehen**


Perfekte Passgenauigkeit und sicherer Halt – ganz ohne Klettverschluss.
- 3. Messen**

Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit.

BM 85




- Oberarm-Blutdruckmessgerät**
- Ruheindikator¹⁾ für genaue Messergebnisse
 - Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 42 cm
 - Mit Lithium-Ionen Akku: Nie wieder Batterien wechseln



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen
Messwerte per Bluetooth® oder USB-Uploader in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
PC-Schnittstelle / USB Power Netzteil ²⁾
Manschettensitzkontrolle
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Beleuchteter START/STOPP-Knopf
Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
LED Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Akkuladezustand
Aufbewahrungstasche
Li-Ionen Akku
Gratis App und USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“
5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 2 x 4
EAN-Nr.: 4211125658038
Art.-Nr.: 658.03



- Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion**
- 1-Kanal EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus mit handlichem EKG-Stick
 - Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus
 - Inflation-Technology: ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
 - Erkennt Vorhofflimmern (Afib) zur Schlaganfallprävention



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

- Inflation-Technology
- Messwerte per Bluetooth® oder USB-Uploader in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen
- EKG-Aufzeichnung von 30-120 Sekunden mittels EKG-Stick
- Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- Beleuchteter START/STOPP-Knopf
- Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display
- Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
- Risiko-Indikator
- Medizinprodukt
- Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Alarmfunktion
- Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehlern
- Batteriewechselanzeige
- Aufbewahrungstasche
- Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
- Gratis App und USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125658014


Art.-Nr.: 658.01

Produktinfo „beurer MyCardio Pro“

beurer MyCardio Pro -
Dein EKG-Profi für zu Hause



Mit der **Zusatzfunktion „beurer MyCardio Pro“** in der App „**beurer HealthManager Pro**“ erhältst du in nur wenigen Sekunden deine persönliche EKG-Auswertung. Neben der Analyse erstellt „beurer MyCardio Pro“ auch **einen ausführlichen Arztbericht**. Der Bericht kann als PDF-Datei entweder direkt an den Arzt geschickt werden oder du druckst ihn zu Hause aus, um ihn beim nächsten Arzttermin gemeinsam zu besprechen.



Die **EKG-Messungen** werden anhand **klinisch bewährter Lernalgorithmen in der App**, professionell analysiert und übersichtlich dargestellt. Enthalten sind **verschiedene Gesundheitsparameter** wie z. B. **Wohlbefinden, Stressgrad oder Energiewert**.



- Mobiles EKG-Gerät**
- Aufzeichnung des Herzrhythmus
 - Optimale Kontrolle des Herzrhythmus
 - Selbstkontrolle der Herzfunktion zu Hause oder unterwegs
 - Messwerte per Bluetooth® oder USB-Uploader in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen



- Für Personen mit:
- Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterin, Diabetes, familiärer Vorbelastung
 - Übergewicht, Bewegungsmangel, starkem Tabakkonsum, Stress, Schlafmangel
 - Bereits aufgetretenen Herzinfarkten und/oder Schlaganfällen
- Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
- Aufzeichnungsdauer: 30 Sekunden
- Aufzeichnung über: Brust-Arm-Hand oder über Hand-Arm-Oberkörper-Arm-Hand
- Sofortige Information über Herzrhythmus nach Beendigung der Aufzeichnung
- 36 Speicherplätze
- Medizinprodukt
- PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive
- Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
- Batteriestandsanzeige
- Inkl. 2 x 3V Lithium Batterie CR 2032
- Gratis App und USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“. Nutzung in vollem Umfang nur mit der App möglich.

5 Jahre Garantie


VE: 4 Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125454159

Art.-Nr.: 454.15

Produktinfo EKG Geräte

EKG-Aufzeichnungen leicht gemacht –
dein Herzrhythmus unter Kontrolle.



Einfach und sicher ohne Vorkenntnisse eine EKG-Aufzeichnung vornehmen. Der Herzrhythmus wird aufgezeichnet, das **Messergebnis ist selbst-erklärend** und für die nachfolgende Interpretation durch den Arzt aufbereitet.

Die **Bewertung der Messwerte** führen die Geräte durch und beurteilen automatisch, ob der **EKG-Rhythmus** zu schnell, zu langsam, unregelmäßig, mit Pausen verbunden oder normal ist. Dazu erhältst du auf den Displays sofort nach der Messung ein verständliches Symbol.



All-in-One-Lösung für deine Gesundheit

Das Kombigerät **BM 96 Cardio** misst vollautomatisch Blutdruck und Puls am Oberarm, mit dem EKG-Stick wird zudem auch der Herzrhythmus aufgezeichnet. Durch die Kombination aus EKG- und Blutdruckmessung kannst du deine Herzgesundheit optimal und umfassend überwachen.

Das macht **BM 96 Cardio** zum perfekten Begleiter für alle Hypertoniker, die ihre Therapie begleiten und kontrollieren möchten, aber auch für alle, die es gar nicht erst soweit kommen lassen wollen und deshalb präventiv ihre Herzgesundheit von Zeit zu Zeit überprüfen möchten.

BC 21



Sprechendes Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Mit Sprachausgabe der gemessenen Werte in mehreren Sprachen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Sprachausgabe: DE, EN, FR, IT, TR

Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125650469
Art.-Nr.: 650.46

BC 27



Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Arrhythmie-Erkennung: Warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125659042
Art.-Nr.: 659.04

BC 44



Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Easy-to-use: Einfache Bedienung über einen einzigen Knopf
- Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Beleuchteter START/STOPP-Knopf
Blau beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display

Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA


5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125659059
Art.-Nr.: 659.05

BC 51



Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Positionierungsanzeige: Präzise Messergebnisse durch korrekte Messposition auf Herzhöhe
- Inflation-Technologie: Schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen

Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Großes, perfekt ablesbares XL-Display
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125650605
Art.-Nr.: 650.60

BC 54



Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Inflation-Technologie: Schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Automatische Messung beim Aufpumpen:
für schnelles und komfortables Messen
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse

Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Perfekt ablesbares Schwarzdisplay
Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 13,5 - 21,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

Gratis App „beurer HealthManager Pro“


5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125650544
Art.-Nr.: 650.54

BC 87



Handgelenk-Blutdruckmessgerät

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit patentiertem Ruheindikator¹⁾ für präzise Messergebnisse
- Positionierungsanzeige zeigt die optimale Messposition auf Herzhöhe



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Automatische Messung beim Aufpumpen:
für schnelles und komfortables Messen
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse

Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares XL-Schwarzdisplay
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 13,5 - 21,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125657031
Art.-Nr.: 657.03

¹⁾ Patent EP 1 673 009

Produktinfo BC 87

Präzise Messergebnisse durch die integrierte Kontrolle von Ruhepuls und Position.


Mit dem Beurer **BC 87 Handgelenk-Blutdruckmessgerät** kannst du **sorglos und korrekt deinen Blutdruck messen**. Die **2-fach integrierten Kontrollfunktionen** machen das Gerät sehr anwenderfreundlich und einfach zu bedienen.



1. Ruheindikator
Der patentierte Ruheindikator* kontrolliert deinen Ruhepuls während der Messung.



2. Richtige Position
Die Positionsanzeige mit Ampelfunktion zeigt dir auf einen Blick, ob das Gerät korrekt auf Herzhöhe ist. So kannst du auch zu Hause auf sichere Messergebnisse zählen.



Körpertemperatur

Hygienisch & sicher –
Fiebertemperaturen messen ohne Hautkontakt.

Die **Infrarot-Technologie** von **kontaktlosen Fieberthermometern** erlaubt die Anwendung ganz ohne Körperkontakt. Das ist für kleine und große Patienten besonders **komfortabel**.



FT 100 – Kontaktloses Thermometer

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur

Infrarot-Technologie

kontaktlose Messung ohne direkten Haut- oder Oberflächenkontakt

LED-Fieberindikator

Ampelsignal für die schnelle Einschätzung



Zuverlässig

der Abstandssensor überwacht die Einhaltung des korrekten Abstands zur Stirn

Komfortable Anwendung

perfekt lesbares XL-Display, 60 Speicherplätze, Smiley Indikation

Vielseitig nutzbar

Messung der Körper-/Umgebungs- und Oberflächentemperatur

Kontaktlose Fieberthermometer



FT 85
Art.-Nr.: 795.06



FT 90
Art.-Nr.: 795.31



FT 95 Bluetooth®
Art.-Nr.: 795.07



FT 100
Art.-Nr.: 795.05



MESSEN OHNE BERÜHRUNG

Kontaktlose Fieberthermometer von Beurer besitzen **einen integrierten Infrarotsensor**. Dieser misst die vom Körper abgegebene Infrarot-Strahlung und ermittelt daraus die Körpertemperatur.




FT 85



Kontaktloses Thermometer

- Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur
- Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt



Sekundenschnelle Messung
Infrarot-Messtechnik
Fieberindikator: ab 38 °C
Anzeige in °C und °F
Ton (An/Aus)

Messdistanz 2 – 3 cm
Smiley Indikation
Lachendes Smiley: $\leq 37,5\text{ °C}$ ($\leq 99,5\text{ °F}$)
Trauriges Smiley: $\geq 38\text{ °C}$ ($\geq 100,4\text{ °F}$)
Messgenauigkeit:
Stirn: $\pm 0,2\text{ °C}$: 34 °C – $42,2\text{ °C}$ ($\pm 0,4\text{ °F}$: $93,2\text{ °F}$ – 108 °F)
Objekt: $\pm 4\%$ oder $\pm 2\text{ °C}$ ($\pm 4\text{ °F}$) bei $0 - 80\text{ °C}$ ($32\text{ °F} - 176\text{ °F}$)

60 Speicherplätze (Körpertemperatur mit Datum und Uhrzeit)
Abschaltautomatik
Signalton bei Messende auswählbar
Medizinprodukt

Batteriewechselanzeige
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125795061
Art.-Nr.: 795.06




FT 90



Kontaktloses Thermometer

- Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur
- Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt



Sekundenschnelle Messung
Infrarot-Messtechnik
Fieberindikator: ab 38 °C
Anzeige in °C und °F
Ton (An/Aus)

Messdistanz 2 – 3 cm
Smiley Indikation
Lachendes Smiley: $\leq 38\text{ °C}$ ($\leq 100,4\text{ °F}$)
Trauriges Smiley: $\geq 38\text{ °C}$ ($\geq 100,4\text{ °F}$)
Messgenauigkeit:
Stirn: $\pm 0,2\text{ °C}$: 36 °C – 39 °C ($\pm 0,4\text{ °F}$: $96,8\text{ °F}$ – $102,2\text{ °F}$)
Restlicher Messbereich: $\pm 0,3\text{ °C}$ ($\pm 0,5\text{ °F}$)
Objekt: $\pm 4\%$ oder $\pm 2\text{ °C}$ ($\pm 4\text{ °F}$) bei $-22 - 80\text{ °C}$ ($-7,6\text{ °F} - 176\text{ °F}$)

60 Speicherplätze (Körpertemperatur mit Datum und Uhrzeit)
Abschaltautomatik
Signalton bei Messende auswählbar
Medizinprodukt

Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display
Batteriewechselanzeige
Mit Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125795313
Art.-Nr.: 795.31



FT 95 Bluetooth®



Kontaktloses Thermometer

- Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur
- Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt
- Mit Bluetooth® für Übertragung der Messergebnisse zur grafischen Auswertung



Sekundenschnelle Messung
Infrarot-Messtechnik
LED-Fieberindikator (Grün/Gelb/Rot)
Anzeige in °C und °F
Ton (An/Aus)

Messdistanz 2 – 3 cm
Farbindikation
Grün, lachendes Smiley: $\leq 37,5\text{ °C}$ ($\leq 99,5\text{ °F}$)
Gelb: $37,5\text{ °C} - 37,9\text{ °C}$ ($99,5\text{ °F} - 100,2\text{ °F}$)
Rot, trauriges Smiley: $\geq 38\text{ °C}$ ($\geq 100,4\text{ °F}$)
Messgenauigkeit:
Stirn: $\pm 0,2\text{ °C}$: 34 °C – $42,2\text{ °C}$ ($\pm 0,4\text{ °F}$: $93,2\text{ °F}$ – 108 °F)
Objekt: $\pm 4\%$ oder $\pm 2\text{ °C}$ ($\pm 4\text{ °F}$) bei $0 - 80\text{ °C}$ ($32\text{ °F} - 176\text{ °F}$)

60 Speicherplätze (Körpertemperatur mit Datum und Uhrzeit)
Abschaltautomatik
Signalton bei Messende auswählbar
Medizinprodukt

Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display
Batteriewechselanzeige
Mit Aufbewahrungsbox
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Gratis Apps „beurer HealthManager Pro“ oder „beurer BabyCare“


5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125795078
Art.-Nr.: 795.07

FT 100



Kontaktloses Thermometer

- Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur
- Abstandssensor
- Bis $37,4\text{ °C}$ = grün, $37,5\text{ °C} - 37,9\text{ °C}$ = gelb, ab $38,0\text{ °C}$ = rot



Sekundenschnelle Messung
Infrarot-Messtechnik
LED-Fieberindikator (Grün/Gelb/Rot)
Anzeige in °C und °F
Ton (An/Aus)

Abstandssensor (LED/Ton)
Messdistanz 4 – 6 cm
Farb- und Smiley Indikation
Grün, lachendes Smiley: $\leq 37,4\text{ °C}$ ($\leq 99,5\text{ °F}$)
Gelb: $37,5\text{ °C} - 37,9\text{ °C}$ ($99,5\text{ °F} - 100,2\text{ °F}$)
Rot, trauriges Smiley: $\geq 38\text{ °C}$ ($\geq 100,4\text{ °F}$)
Messgenauigkeit:
Stirn: $\pm 0,2\text{ °C}$: 34 °C – $42,2\text{ °C}$ ($\pm 0,4\text{ °F}$: $93,2\text{ °F}$ – 108 °F)
Objekt: $\pm 4\%$ oder $\pm 2\text{ °C}$ ($\pm 4\text{ °F}$) bei $-22 - 80\text{ °C}$ ($-7,6\text{ °F} - 176\text{ °F}$)

60 Speicherplätze (Körpertemperatur mit Datum und Uhrzeit)
Abschaltautomatik
Signalton bei Messende auswählbar
Medizinprodukt
Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display
Batteriewechselanzeige
Mit Aufbewahrungstasche
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 8 x 2
EAN-Nr.: 4211125795054
Art.-Nr.: 795.05



Pulsoximeter

Beruhigend, wenn du über deine Puls- und Sauerstoffwerte und die deines Kindes Bescheid weißt.



Die **Herzfrequenz** zeigt auf, in welchem Takt **das Herz Blut durch den Körper pumpt**. Der sogenannte **Puls** wird mithilfe eines Pulsoximeters gemessen und ist ein wichtiger Indikator des eigenen Gesundheits- und Trainingszustandes.

Die **Pulsoximetrie** misst außerdem die **arterielle Sauerstoffsättigung** auf Basis von zwei Lichtquellen unterschiedlicher Wellenlänge. Die Beurer Pulsoximeter eignen sich daher **perfekt für kleine und große Risikopatienten wie auch für Sportler**. Die Produkte sind **klein, leicht und passen in jede Tasche**.

Unsere **Neuheit PO 13 Kids** ist auf die **Größe von Kinderfingern** angepasst, das kindgerechte Design macht die Anwendung **spielerisch einfach**.



Pulsoximeter



PO 30
Art.-Nr.: 454.30



PO 45
Art.-Nr.: 454.34



PO 60 Bluetooth®
Art.-Nr.: 454.20



PO 80
Art.-Nr.: 454.40

PO 13 Kids – Pulsoximeter



Kindgerecht

angepasst an die Größe von Kinderfingern in freundlichem Giraffen-Design

2-in-1

Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Puls)

Auf einen Blick

grafische Puls-kurvenanzeige



Einfach und schmerzfrei

die Messung erfolgt in nur 8 Sekunden



Hochwertiges Farbdisplay

4 Anzeigenformate und einstellbare Displayhelligkeit



KINDERLEICHT

Die **sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung** dauert **nur wenige Sekunden** und ist daher auch bei ungeduldigen Kindern besonders gut anzuwenden.



Sauerstoff hält deine Körperzellen am Leben – lerne die Pulsoximetrie besser kennen.

So funktioniert die Pulsoximetrie.


Über das Verfahren der Pulsoximetrie kann die **arterielle Sauerstoffsättigung ohne Blutabnahme** gemessen werden. Dabei werden zwei Lichtquellen unterschiedlicher Wellenlängen gemessen.

Sauerstoffbedarf des Körpers.

Der menschliche **Organismus benötigt täglich ca. 400 l Sauerstoff (O₂)**. Bei gesunden Menschen liegt die Sauerstoffsättigung im Bereich von ca. 94 % bis 99 %. Mit einer regelmäßigen Überprüfung können rechtzeitig **Maßnahmen gegen Mangelerscheinungen** ergriffen werden.

Was ist der Perfusion Index?


Der Perfusion Index (PI) ermittelt den **Durchblutungswert des Fingers**. Er kann zwischen 0,3 % und 20 % liegen und schwankt je nach Patient, Messort und körperlichem Zustand.



Die Sauerstoffversorgung.

Sauerstoff hält die Zellen des Körpers funktionsfähig. Um große Mengen an Sauerstoff zu transportieren, ist ein „**Transportstoff**“ erforderlich, das **Hämoglobin**.

Das in den roten Blutkörperchen enthaltene **Hämoglobin lagert den Sauerstoff an**. Die Organe werden dadurch über den Blutkreislauf mit Sauerstoff versorgt.



Für wen ist ein Pulsoximeter sinnvoll? Schaue dir die Empfehlung an.

Empfehlenswert ist ein Pulsoximeter für **Sportler**, die ihre Vitalwerte im Blick behalten möchten. Auch in Situationen, in denen der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft niedrig ist, empfiehlt sich die Anwendung eines Pulsoximeters, z. B. bei **Aufenthalten in Höhenlagen** oder bei Flugsportaktivitäten.

Eine Vielzahl an Menschen leidet zudem unter chronischen oder akuten **Atemwegserkrankungen**. Bei dieser Patientengruppe spielt die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut eine wichtige Rolle, da sie Aufschluss über eine Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung des Körpers geben kann. Die Beurer Pulsoximeter sind ideal auf diese Anforderungen ausgerichtet.

Unsere Neuheit PO 13 Kids im Giraffen-Design wurde speziell für Kinder entwickelt, die unter Herzinsuffizienz, chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale oder Schlafapnoe leiden.



WICHTIG ZU WISSEN.

Bei Risikopatienten ist die Selbstkontrolle durch ein Pulsoximeter nicht ausreichend. Es muss immer auch eine ärztliche Betreuung erfolgen.





PO 13 Kids

NEU
02/2024



- Pulsoximeter**
- Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
 - Sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung innerhalb von 8 Sekunden
 - Anzeige von Messwerten innerhalb von Sekunden, ohne die Geduld der Kinder auf die Probe zu stellen



heart rate display

SpO₂ display

including batteries

easy to use

Besonders geeignet für Kinder mit:
Herzinsuffizienz
Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Asthma bronchiale Schlafapnoe
Angepasst auf die Größe von Kinderfingern
Leicht ablesbares Farbdisplay
Farbdisplay mit 4 Anzeigenformaten
Einstellbare Display-Helligkeit
Die Ausrichtung der Display-Anzeige (Hochformat, Querformat) erfolgt automatisch
Grafische Pulsanzeige

Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs

Abschaltautomatik
Batteriewechselanzeige
Inkl. Halteband, Gürtel-Tasche und Schraubendreher

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Medizinprodukt

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125600952
Art.-Nr.: 600.95

PO 30



- Pulsoximeter**
- Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Puls)



heart rate display

SpO₂ display

including batteries

easy to use

Besonders geeignet für Personen mit:
Herzinsuffizienz
Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Asthma bronchiale
Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen
Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven
Einstellbare Display-Helligkeit
Automatische Displayausrichtung
Grafische Pulsanzeige

Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs

Abschaltautomatik
Batteriewechselanzeige
Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Medizinprodukt

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125454302
Art.-Nr.: 454.30

PO 45



- Pulsoximeter**
- Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Puls) und des Perfusion Index (PI)
 - Symbolanzeige bei unruhiger Messung



heart rate display

SpO₂ display

shows unstable measurement

perfusion index

including batteries

easy to use

Besonders geeignet für Personen mit:
Herzinsuffizienz
Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Asthma bronchiale
Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen
Farbdisplay mit 7 Anzeigenformaten
Einstellbare Display-Helligkeit

Grafische Pulsanzeige
Symbolanzeige bei unruhiger Messung
Perfusion Index (Durchblutungswert)
Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs

Abschaltautomatik
Batteriewechselanzeige
Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Medizinprodukt

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125454340
Art.-Nr.: 454.34

PO 60 Bluetooth®

Bluetooth®



- Pulsoximeter**
- Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Puls)
 - Messwerte per Bluetooth® in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen



heart rate display

SpO₂ display

100 memory

including batteries

easy to use

Besonders geeignet für Personen mit:
Herzinsuffizienz
Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Asthma bronchiale
Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen
Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven
Einstellbare Display-Helligkeit
Automatische Displayausrichtung
Grafische Pulsanzeige
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse

Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs

Speicherplatz für 100 Messungen analog dem „finger-in-finger-out“ Prinzip
Abschaltautomatik
Batteriewechselanzeige
Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Medizinprodukt
Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125454203
Art.-Nr.: 454.20

PO 80



- Pulsoximeter**
- Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz (Puls)
 - Li-Ionen Akku - aufladbar per USB
 - USB-Kabel zur Übertragung der Messwerte auf deinen PC



heart rate display

SpO₂ display

signal function

lithium-ion battery

easy to use

Besonders geeignet für Personen mit:
Herzinsuffizienz
Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Asthma bronchiale
Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen
XL-Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven
Einstellbare Display-Helligkeit
Automatische Displayausrichtung
Grafische Pulsanzeige
Zuschaltbarer Pulston

Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs
Signalfunktion - Grenzwerte individuell einstellbar
Aufzeichnung bis zu 24 Std.

PC-Software zur detaillierten Darstellung
Abschaltautomatik
Akkustandsanzeige
Inkl. Halteband, Gürtel-Tasche, USB-Kabel, USB-Ladegerät und Software
Aufbewahrungsbox aus Metall

Inkl. Lithium-Ionen-Akku: aufladbar per USB
Medizinprodukt
Gratis PC-Software „SpO₂-Assistant“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125454401
Art.-Nr.: 454.40

Inhalatoren und Dampfvernebler

Freie Atemwege für Klein und Groß
durch eine schonende Behandlung.

Weltweit leiden ca. 262 Millionen Menschen¹⁾ an Asthma. **Vertraue in jedem Alter** bei der Behandlung auch anderer Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Bronchitis oder Pneumonie **auf unser medizinisches Sortiment.**



Kompressor-Drucklufttechnologie



IH 18
Art.-Nr.: 602.36



IH 21
Art.-Nr.: 601.12



IH 24 Kids
Art.-Nr.: 603.09



IH 26
Art.-Nr.: 601.35



IH 26 Kids
Art.-Nr.: 601.18



IH 28 Pro
Art.-Nr.: 603.74



IH 58
Art.-Nr.: 602.02



IH 58 Kids
Art.-Nr.: 602.17



IH 60
Art.-Nr.: 602.06

Schwingmembran-Technologie



IH 55
Art.-Nr.: 602.04



IH 57
Art.-Nr.: 601.42



SI 40
Art.-Nr.: 601.32

Dampfvernebler

Inhalatoren sind medizinische Geräte, welche die Ausbreitung und Ablagerung von Wasserdampf und/oder Medikamentennebel in den tieferen Abschnitten des Atemsystems wie dem Lungengewebe ermöglichen.



KINDERGerecht

Unsere Produkte speziell für Kinder machen die Behandlung spielend leicht und unsere Kinder stark für den Alltag.



IH 28 Pro Inhalator mit praktischem Aufbewahrungsfach für das umfangreiche Zubehör.

Erhalte das **Plus an Lebensqualität** bei **Erkältungen, Asthma oder anderen Atemwegs-erkrankungen**. Die Kompressor-Druckluft-technologie verschafft schnelle Erleichterung, **lindert Beschwerden und lässt dich wieder frei atmen**.

Praktisch
integriertes Aufbe-
wahrungsfach

Umfangreich
inklusive Vernebler-Set mit
weichen Silikonmasken und
Nasendusche

Kompressor-Drucklufttechnologie
hoher Anteil an lungengängigen
Partikeln



ENDLICH WIEDER TIEF LUFT HOLEN – MIT DER SELBSTTHERAPIE ZU HAUSE

Unsere Innovationen sind bewährt in der Selbsttherapie von akuten und chronischen Erkrankungen, zur Pflege der Atemwege und um Erkältungen vorzubeugen.

Feiner Unterschied, große Wirkung – Inhalatoren und Dampfvernebler im Vergleich.

Der generelle Unterschied beider Technologien liegt in der **Erreichbarkeit lungengängiger kleinster Wirkstoff-Partikel**, die während der Anwendung konstant erzeugt werden: Beide Technologien haben ihre spezifischen Vorteile.

Inhalatoren


Anwendung in den oberen
Atemwegen



in den unteren
Atemwegen

Dampfvernebler

Anwendung für Mund,
Nase und Rachenraum
in den oberen Atemwegen



- **Wirkstoffe** werden aufgelöst und an der erkrankten Schleimhaut **besonders nachhaltig** aufgenommen
- während der Behandlung wird eine **fortlaufend hohe Anzahl lungengängiger Partikel** erzeugt
- die Partikel dringen tief in die **oberen und unteren Atemwege** ein
- die Inhalationstherapie kann **präventiv zu Beginn einer Erkältung** eingesetzt werden


- ein Dampfvernebler ist besonders **wohltuend während der Erkältungszeit**
- es können verschiedene **Flüssigkeiten wie Kochsalzlösungen oder ätherische Öle** verwendet werden
- die **flexible Universalmaske** macht die Anwendung komfortabel
- die **konstante Temperatureinstellung** sorgt für eine effektive Anwendung



IH 18



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches Vernebler-Set
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,4 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 18
siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.21

Babymaske siehe Seite 54


Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 8 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125602369
Art.-Nr.: 602.36

IH 21



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungsfach für Vernebler-Set
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,3 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 21
siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.28

Nasendusche siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.37

Babymaske siehe Seite 54


Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 2 x 2
EAN-Nr.: 4211125601126
Art.-Nr.: 601.12

IH 24 Kids



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,55 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Praktische Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,35 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 24 Kids
siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.19

Nasendusche siehe Seite 54


Art.-Nr. 601.37

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125603090
Art.-Nr.: 603.09

IH 26



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Inkl. Nasendusche

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,3 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 26
siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.28

Year Pack IH 26 Kids

Art.-Nr. 601.19

siehe Seite 54

Nasendusche siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.37

Babymaske siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.31


5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 4 x 2
EAN-Nr.: 4211125601355
Art.-Nr.: 601.35



IH 26 Kids



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,3 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 26 Kids
siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.19

Year Pack IH 26

Art.-Nr. 601.28

siehe Seite 54

Nasendusche siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.37

Babymaske siehe Seite 54


Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 2 x 2
EAN-Nr.: 4211125601188
Art.-Nr.: 601.18

IH 28 Pro



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Umfangreiches Vernebler-Set mit einem Aufbewahrungsfach



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Inkl. Nasendusche

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,5 - 1,45 bar
Aufbewahrungsfach für Vernebler-Set
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,35 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 28 Pro
siehe Seite 54

Art.-Nr. 603.76


Nasendusche siehe Seite 54

Art.-Nr. 601.37

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 2 x 2
EAN-Nr.: 4211125 603748
Art.-Nr.: 603.74



- Inhalator**
- Schwingmembran-Technologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Mit Selbstreinigungsfunktion



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Ideal auf Reisen
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm
Mit Selbstreinigungsfunktion

Abschaltautomatik
Kurze Inhalationszeit
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungsbox
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: $\geq 0,25$ ml/min


Medizinprodukt
Inkl. 4 x 1,5V Batterien AA und Netzteil

Year Pack IH 55 Art.-Nr. 602.11
siehe Seite 55
Mesh-Vernebler mit Art.-Nr. 163.899
Medikamentenbehälter

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125602048
Art.-Nr.: 602.04



- Inhalator**
- Schwingmembran-Technologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Mit Selbstreinigungsfunktion



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Ideal auf Reisen
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm
Mit Selbstreinigungsfunktion

Abschaltautomatik
Kurze Inhalationszeit
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung (2 wählbare Stufen):
Geringe Verneblungsrate: $\geq 0,2$ ml/min
Hohe Verneblungsrate: $\geq 0,4$ ml/min


Medizinprodukt
Mit Lithium-Ionen-Akku und Mikro-USB-Kabel

Year Pack IH 57 Art.-Nr. 601.43
siehe Seite 55

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125601423
Art.-Nr.: 601.42



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Mit Netzbetrieb



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Ideal auf Reisen
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,55 bar
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,25 ml/min


Medizinprodukt
Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel

Year Pack IH 58 / IH 60 Art.-Nr. 602.15
siehe Seite 55
Year Pack IH 58 Kids Art.-Nr. 602.18
siehe Seite 55
Babymaske siehe Seite 54 Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125602024
Art.-Nr.: 602.02



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Ideal auf Reisen
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,55 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,25 ml/min


Medizinprodukt
Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel

Year Pack IH 58 Kids Art.-Nr. 602.18
siehe Seite 55
Year Pack IH 58 / IH 60 Art.-Nr. 602.15
siehe Seite 55
Babymaske siehe Seite 54 Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125602178
Art.-Nr.: 602.17



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Mit Lithium-Ionen Akku, wahlweise Netzbetrieb



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln
Ideal auf Reisen
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,55 bar
Umfangreiches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche und Tragetasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,25 ml/min

Medizinprodukt
Mit Lithium-Ionen-Akku
Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel

Year Pack IH 58 / IH 60 Art.-Nr. 602.15
siehe Seite 55
Year Pack IH 58 Kids Art.-Nr. 602.18
siehe Seite 55
Babymaske siehe Seite 54 Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125602062
Art.-Nr.: 602.06



- Dampfvernebler**
- Wohltuende Anwendung während der Erkältungszeit
 - Flüsterleise
 - Verneblung von Flüssigkeiten wie Kochsalzlösung und ätherischen Ölen



Lungengängige Partikel speziell für die oberen Atemwege
Sehr einfache Bedienung
Geräuscharm

Abschaltautomatik
Kurze Anwendungszeit
Inklusive Gesichtssauna- und Aromamaske für Mund und Nase
Desinfektionsfähig

Dampfeinstellung variierbar für individuelle Behandlungen


Netzbetrieb


SI 40 Gesichtssaunamaske Art.-Nr.: 603.85
siehe Seite 55
SI 40 Aromamaske Art.-Nr.: 601.34
siehe Seite 55

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 4 x 2
EAN-Nr.: 4211125601324
Art.-Nr.: 601.32

IH 18 Year Pack	IH 21 / IH 26 Year Pack	IH 21 / 24 Kids / 26 / 26 Kids / 28 Pro Nasendusche
		
Inhalt 1 x Mundstück 1 x Erwachsenenmaske 1 x Kindermaske 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter	Inhalt 1 x Mundstück 1 x Nasenstück 1 x Erwachsenenmaske 1 x Kindermaske 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter	Inhalt 1 x Nasendusche
Nur verwenden mit IH 18	Nur verwenden mit IH 21 / IH 26	Nur verwenden mit IH 21 / 24 Kids / 26 / 26 Kids / 28 Pro
Medizinprodukt	Medizinprodukt	Medizinprodukt
VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601218 Art.-Nr.: 601.21	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601287 Art.-Nr.: 601.28	VE: 20 Transportkarton: 5 x 20 EAN-Nr.: 4211125601379 Art.-Nr.: 601.37

Babymaske	IH 24 Kids / IH 26 Kids Year Pack	IH 28 Pro Year Pack
		
Inhalt 1 x Babymaske (von 0 bis 3 Jahre)	Inhalt 1 x Mundstück 1 x Silikon-Kindermaske 1 x Silikon-Babymaske 1 x Winkelstück 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter	Inhalt 1 x Mundstück 1 x Nasenstück 1 x Nasendusche 1 x Silikon Erwachsenenmaske 1 x Silikon Kindermaske 1 x Winkelstück 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter
Nur verwenden mit IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60	Nur verwenden mit IH 24 Kids / IH 26 Kids	Nur verwenden mit IH 28 Pro
Medizinprodukt	Medizinprodukt	Medizinprodukt
VE: 20 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601317 Art.-Nr.: 601.31	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601195 Art.-Nr.: 601.19	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125603762 Art.-Nr.: 603.76

IH 55 Year Pack	IH 58 Kids Year Pack	SI 40 Gesichtssaunamaske
		
Inhalt 1 x Mundstück 1 x Erwachsenenmaske 1 x Kindermaske 1 x Medikamentenbehälter mit Mesh-Vernebler	Inhalt 1 x Mundstück 1 x Silikon-Kindermaske 1 x Silikon-Babymaske 1 x Winkelstück 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter	Gesichtssaunamaske • Flexible Gesichtssaunamaske für die kosmetische Gesichtspflege
Nur verwenden mit IH 55	Nur verwenden mit IH 58 Kids	Nur verwenden mit SI 40
Medizinprodukt	Medizinprodukt	Desinfektionsfähig
VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125602116 Art.-Nr.: 602.11	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125602185 Art.-Nr.: 602.18	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125603854 Art.-Nr.: 603.85

IH 57 Year Pack	IH 58 / IH 60 Year Pack	SI 40 Aromamaske
		
Inhalt 1 x Mundstück 1 x Erwachsenenmaske 1 x Kindermaske 1 x Medikamentenbehälter mit Mesh-Vernebler	Inhalt 1 x Mundstück 1 x Nasenstück 1 x Erwachsenenmaske 1 x Kindermaske 1 x Vernebler 1 x Druckluftschlauch 10 x Filter	Aromamaske • Flexible Aromamaske für Mund und Nase zur Anwendung während der Erkältungszeit
Nur verwenden mit IH 57	Nur verwenden mit IH 58 / IH 60	Nur verwenden mit SI 40
Medizinprodukt	Medizinprodukt	Desinfektionsfähig
VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601430 Art.-Nr.: 601.43	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125602154 Art.-Nr.: 602.15	VE: 12 Transportkarton: 4 x 12 EAN-Nr.: 4211125601348 Art.-Nr.: 601.34

Wieder gut hören, wieder gut lachen.
Diskrete Unterstützung für mehr Lebensfreude.

Hörhilfen von Beurer sind die **idealen Begleiter**, wenn die Hörfähigkeit eingeschränkt ist. Unser Sortiment bietet eine hilfreiche Auswahl, um wieder **uneingeschränkt am Alltag teilnehmen** zu können.



RIC-Hörhilfen



HA 20 Single
ergonomische Passform
hinter dem Ohr



HA 50 Single
mit erweitertem
Frequenzbereich




HA 55 Pair
sehr klarer Klang, wiederauf-
ladbares, praktisches 2er Set

RIC-Hörhilfen

Bei sogenannten **RIC-Geräten** befindet sich der **Lautsprecher direkt im Ohr** und bietet dadurch einen **sehr klaren Klang**.

Diese Technologie bringt gute akustische Übertragungseigen-
schaften durch die **direkte Beschallung im Gehörgang**. So kannst
du ohne Übertragungsverluste wieder am Leben teilhaben!

Lautsprecher



KLEINE HELFER

Die **Hörhilfen von Beurer**
verstärken Töne und Klänge und
übertragen diese dann auf das
Ohr. Ob im Kino, beim Gespräch
oder beim Spaziergang.



Video
ansehen

HA 20 Single



- Hörhilfe**
- Individuelle Anpassung an die Größe des Gehörganges



Ideal geeignet bei mildem und anfänglichem Hörverlust um Töne und Geräusche zu verstärken

Ergonomische Passform hinter dem Ohr

Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien

3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang

Frequenzbereich: 200 - 5000 Hz

Verstärkung von Stimmen und Tönen um bis zu 40 dB

Spitzenlautstärke: max. 128 dB

Produktmaße: 40 x 40 x 12 mm

Inkl. 2 x 1,4V Batterie PR48

Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

3 Jahre Garantie

VE: 8 Transportkarton: 4 x 8

EAN-Nr.: 4211125641061

Art.-Nr.: 641.06

HA 50 Single



- Hörhilfe**
- Erweiterter Frequenzbereich
 - Individuelle Anpassung an die Größe des Gehörganges



Ideal bei eingeschränkter Hörfähigkeit

Ergonomische Passform hinter dem Ohr

Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien

3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang

Frequenzbereich: 100 - 6000 Hz

Verstärkung von Stimmen und Tönen um bis zu 40 dB

Spitzenlautstärke: max. 128 dB

Produktmaße: 40 x 40 x 10 mm

Inkl. 2 x 1,4V Batterie PR48

Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

3 Jahre Garantie

VE: 8 Transportkarton: 4 x 8

EAN-Nr.: 4211125641092

Art.-Nr.: 641.09

HA 55 Pair



- Hörhilfe**
- Sehr klarer Klang dank RIC-Bauweise
 - Wiederaufladbare Hörhilfen
 - Praktisches 2er Set zur beidseitigen Versorgung



Ideal bei eingeschränkter Hörfähigkeit

Ergonomische Passform hinter dem Ohr

Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien

Rauscharme Wiedergabe

Sehr klarer Klang dank RIC-Bauweise

Je 3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang

Frequenzbereich: 500 - 3200 Hz

Verstärkung von Stimmen und Tönen um bis zu 53 dB

Spitzenlautstärke: max. 131 dB

Produktmaße: 26 x 40 x 42 mm

Wiederaufladbare Hörhilfen mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Mit USB-Ladestation

3 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: 4 x 6

EAN-Nr.: 4211125603298

Art.-Nr.: 603.29

Trocknungskapseln



- Trocknungskapseln**
- Verwendbar mit HA 50 Single / HA 55 Paar / HA 60 Paar / HA 80 Single / HA 80 Paar / HA 85 Paar

Zur Trocknung der Hörhilfen nach dem Tragen

Mit Farbindikator bei Ende der Trocknungsleistung

8 Stück

VE: 6 Transportkarton: 4 x 6

EAN-Nr.: 4211125641153

Art.-Nr.: 641.15

Cerumenfilter



- Cerumenfilter**
- Verwendbar mit HA 60 Paar und HA 85 Paar

Zur optimalen Pflege der IdO- und RIC-Hörhilfen

Verlängert die Lebensdauer der Geräte

32 Cerumenfilter auf Wechselstäben

in praktischen Aufbewahrungsboxen

4 Aufbewahrungsboxen je VE

VE: 6 Transportkarton: 4 x 6

EAN-Nr.: 4211125641160

Art.-Nr.: 641.16

Produktinfo Hörhilfen

Die richtige Pflege für deine Hörhilfe darf nicht fehlen.

Für ein **möglichst langes Hörvergnügen** mit Hörhilfen spielt die Produktpflege eine wichtige Rolle. Beurer bietet für die unterschiedlichen Bauformen die richtige Pflege an.




Elektrostimulation TENS/EMS

Die bewährte Selbsttherapie zu Hause
ohne Nebenwirkungen.

Effektive **Muskelstimulation**, tiefenwirksame **Regeneration**, punktgenaue **Schmerzlinde-
rung** oder **Entspannung** der Muskulatur – die
schmerzfreie Eigentherapie mit Elektrostimu-
lation ist ohne Medikamente **wirksam und
sicher zu Hause** anzuwenden.

Unsere **Neuheit EM 89 Heat** bietet neben
der Elektrostimulation mit 8 Elektroden ein
weiteres wirksames Plus: Die einzeln oder
kombinierend anwendbare Wärmefunktion
wirkt wohltuend bei der Muskelregeneration
und Entspannung.



EM 89 Heat – Digital TENS/EMS mit Wärmefunktion

4-in-1 digitale Selbsttherapie

TENS, EMS, Massage
und Wärme

Anzeige der Elektrodenpositionierung

Programmwahl und
sichere Platzierung der
Elektroden leicht gemacht

Punktgenaue Anwendung

8 selbstklebende Elektroden ver-
bunden über 4 getrennt regelbare
Kanäle erreichen die betroffenen
Muskelpartien besonders gezielt
und flächendeckend



Programmvvielfalt

64 Programme wählbar in
den Kategorien TENS, EMS
und Massage für diverse
Anwendungsbereiche
und Indikationen

Individuell


6 frei programmierbare
Programme bei TENS/EMS für
deine persönlichen Bedürfnisse

Favoritenprogramm

einfacher und schneller Zugriff auf
dein favorisiertes Programm

MEDIZINPRODUKT

Vertraue auch bei der Erholung
und Regeneration nach dem
Sport auf **eingetragene
Medizinprodukte von Beurer.**



Unterstützung und Hilfe ohne Chemie – Elektrostimulation auf den Punkt gebracht.

Schmerzlinderung,
Muskelstimulation und
Entspannung.

Ob zur **Schmerzlinderung bei Rücken- oder Gelenkschmerzen**, als **begleitendes Training zum Muskelaufbau** oder zur **Erholung nach dem Sport** – Elektrostimulation ist vielseitig als Eigentherapie anwendbar.



Auch für dich haben wir das passende Produkt von TENS-, EMS- und TENS/EMS Kombigeräten.



Die Elektroden können an vielen Körperpartien angebracht werden, wobei die **elektrischen Reize ungefährlich und praktisch schmerzfrei** sind. Die Reizstrombehandlung mithilfe der TENS/EMS-Geräte **aktiviert die körpereigenen Anti-Schmerz-Mechanismen** und wird daher im Bereich der Schmerztherapie verwendet.



PAINfree

Die wohltuende Schmerzlinderung auf natürliche Weise. Ohne Medikamente und chemische Stoffe.

EM 29 2-in-1



PAINfree

Knie/Ellenbogen TENS

- Schmerztherapie (TENS)
- Zur Anwendung bei Schmerzen im Knie/Ellenbogen
- Verschleißfreie Wasserkontakt-Elektroden, einfache Bedienung



- 2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial
- Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden)
- Universalmanschette für Knie und Ellenbogen (einstellbar mit Klettverschluss)
- Anschmiegsame ergonomische Form
- Umfang Arm / Oberschenkel: ca. 25 - 70 cm
- 4 vorprogrammierte Anwendungen
- Bedienelement mit LCD-Anzeige und praktischem Gürtelclip
- Intensität einstellbar
- Countdown-Timer
- Sicherheitsabschaltung
- Manschette handwaschbar
- Medizinprodukt
- Batteriewechselanzeige
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 6 x 3
EAN-Nr.: 4211125647018
Art.-Nr.: 647.01



EM 59 Heat



Digital TENS/EMS mit Wärmefunktion

- Schmerztherapie (TENS)
- Muskelstimulation (EMS)
- Wärmefunktion
- Entspannung und Massage
- Elektrodenpositionierungsanzeige
- Wiederaufladbarer Akku



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

4 electrodes

2 channels

70 programs

doctor's function

safe application

4 Elektroden mit Gel-Pads
4 Gel-Pads inklusive (45 x 45 mm)
2 Wärmestufen: Low und High
3 Nutzungsmöglichkeiten: TENS/EMS + Wärme, nur TENS/EMS, nur Wärme
2 getrennt regelbare Kanäle
64 vorprogrammierte Anwendungen
6 individualisierbare Programme: Frequenz, Pulsweite, On/Off-Time programmierbar

Intensität einstellbar
Countdown-Timer
Sicherheitsabschaltung
Doctor's-Function ¹⁾
Medizinprodukt
Inverse LCD mit Backlight
Inkl. wiederaufladbare Akku (2000 mAh, 3,7V)
Inkl. USB-Ladekabel

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125646639
Art.-Nr.: 646.63



EM 59 Heat / EM 89 Heat Gel-Pads



8 Gel-Pads

- Verwendbar mit EM 59 Heat und EM 89 Heat

Größe: 45 x 45 mm
8 selbsthaftende Gel-Pads

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4211125646554
Art.-Nr.: 646.55

EM 80 3-in-1



Digital TENS/EMS

- Schmerztherapie (TENS)
- Muskelstimulation (EMS)
- Entspannung und Massage
- 8 Elektroden über 4 getrennt regelbare Kanäle



TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

2 channels

50 programs

doctor's function

safe application

Selbstklebende Gel-Elektroden
8 inklusive (45 x 45 mm)
4 getrennt regelbare Kanäle
30 vorprogrammierte Anwendungen
20 individualisierbare Programme: Frequenz, Pulsweite, On/Off-time programmierbar

Intensität einstellbar
Countdown-Timer
Sicherheitsabschaltung
Medizinprodukt
Doctor's-Function ¹⁾
Aufbewahrungstasche
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AA

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 6 x 2
EAN-Nr.: 4211125662004
Art.-Nr.: 662.00

EM 89 Heat



Digital TENS/EMS mit Wärmefunktion

- Schmerztherapie (TENS)
- Muskelstimulation (EMS)
- Wärmefunktion
- Entspannung und Massage
- Elektrodenpositionierungsanzeige
- 8 Elektroden über 4 getrennt regelbare Kanäle
- Wiederaufladbarer Akku



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

4 channels

64 programs

8 Elektroden mit Gel-Pads
8 Gel-Pads inklusive (45 x 45 mm)
2 Wärmestufen: Low und High
3 Nutzungsmöglichkeiten: TENS/EMS + Wärme, nur TENS/EMS, nur Wärme
4 getrennt regelbare Kanäle
64 Programme in den Kategorien TENS, EMS und Massage
6 frei programmierbare Programme (TENS/EMS) Favoritenprogramm
Hintergrundbeleuchtetes, leicht lesbares Display
Sicherheitsabschaltung
Ausgangsspannung: Max. 100 Vpp (an 500 Ohm)
Ausgangsstrom: Max. 200 mApp (an 500 Ohm)
Pulsdauer: 40-450 µs
Pulsfrequenz: 1-150 Hz
Wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku (4000 mAh, 3,7V)
Intensität einstellbar
Countdown-Timer
Medizinprodukt
Aufbewahrungstasche
5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 4 x 2
EAN-Nr.: 4211125102777
Art.-Nr.: 102.77

Elektroden 45 x 45 mm



Elektroden klein

- Verwendbar mit EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Größe: 45 x 45 mm
8 Stück
Selbstklebende Gel-Elektroden

VE: 5 Transportkarton: 30 x 5
EAN-Nr.: 4211125661021
Art.-Nr.: 661.02

Elektroden 50 x 100 mm



Elektroden groß

- Verwendbar mit EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80


Größe: 50 x 100 mm
4 Stück
Selbstklebende Gel-Elektroden

VE: 5 Transportkarton: 30 x 5
EAN-Nr.: 4211125661014
Art.-Nr.: 661.01

Insektenstichheiler

Sommer, Sonne, Mücken –
lasst euch die Laune nicht verderben.

Lästige Stechmücken und andere Insekten stören oft zur Zeit des Sonnenuntergangs. Der **Beurer BR 90 Insektenstichheiler** hat ein **zuschaltbares helles Licht**, um auch im Dunkeln bei Stichen und Bissen die **wohltuende Wirkung von Wärme** nutzen zu können.



Insektenstichheiler



BR 10
Art.-Nr.: 603.18



BR 60
Art.-Nr.: 606.17



BR 90
Art.-Nr.: 607.34

Gezielte Wärmewirkung

gegen Juckreiz
und Schwellungen

2 Behandlungszeiten

für empfindliche und
normale Haut

Zuschaltbares Licht

präzise Anwendung
auch in der Dämmerung
und bei Dunkelheit

Schnell & unkompliziert

einschalten und Behandlung
starten – Dank der schnell
aufheizenden, keramischen
Heizplatte

Schnelle Linderung bei Mückenstichen mit den Beurer Insektenstichheilern.

Die Beurer Insektenstichheiler sind ein **sicherer und effektiver Weg, um Insektenstiche oder -bisse zu behandeln**. Der kleine, handliche Stift ist mit einer **schnell aufheizenden Keramikplatte** ausgestattet. Durch die punktgenaue Wärme können Juckreiz und Schwellungen schnell und einfach gelindert werden, sodass die Heilung beschleunigt werden kann.



^{*)} für Kinder ab 3 Jahren geeignet (Eigenanwendung ab 12 Jahren)



OHNE CHEMIE


Die natürliche Anwendung
ohne chemische Zusätze
ist auch für Kinder^{*)} und
Schwangere bedenkenlos.

BR 10



Insektenstichheiler

- Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen¹⁾
- Kann gegen Juckreiz und Schwellungen helfen
- Extra kleines Design mit Karabinerhaken
- Immer mit dabei und einsatzbereit – der Begleiter im Alltag, auf Reisen und beim Sport



Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet

Durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden

3 Sekunden Programm – auch für empfindliche Haut

Schnell aufheizende, keramische Heizplatte

Modernes, handliches Design

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterie

Medizinprodukt

Größe: 8,6 x 3,5 x 2,5 cm

5 Jahre Garantie

VE: 12 Transportkarton: 2 x 12

EAN-Nr.: 4211125603182

Art.-Nr.: 603.18

BR 60



Insektenstichheiler

- Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen¹⁾
- Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet
- Kann gegen Juckreiz und Schwellungen helfen



Durch gezielte Wärmeeinwirkung auf der betroffenen Stelle können Juckreiz und Schwellungen gelindert werden

2 unterschiedliche Programme:
Programm 1 (3 Sek.): für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut
Programm 2 (6 Sek.): für regelmäßige Anwendungen

Schnell aufheizende, keramische Heizplatte

Modernes, handliches Design

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterie

Medizinprodukt

Größe: 9,8 x 3,5 x 1,9 cm

5 Jahre Garantie

VE: 12 Transportkarton: 2 x 12

EAN-Nr.: 4211125606176

Art.-Nr.: 606.17



BR 90



Insektenstichheiler

- Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen¹⁾
- Kann gegen Juckreiz und Schwellungen helfen
- Mit praktischem, zuschaltbarem Licht zur präzisen Anwendung auch im Dunkeln



Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet

Durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden

2 unterschiedliche Programme:
Programm 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut
Programm 2: für regelmäßige Anwendungen

Schnell aufheizende, keramische Heizplatte

Modernes, handliches Design

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterie

Medizinprodukt

Größe: 10,1 x 3,6 x 2,0 cm

5 Jahre Garantie

VE: 12 Transportkarton: 2 x 12


EAN-Nr.: 4211125607340

Art.-Nr.: 607.34


Produktinfo Insektenstichheiler

Insektenstichheiler von Beurer.
Unverzichtbare Must-haves für zu Hause und unterwegs.


Im Sommer sind stechende Mücken, Bremsen oder auch Wespen **ungeliebte Gäste** beim Baden, Grillen oder beim Sport. Insektenstiche und -bisse lassen sich auf natürliche Art schwer vermeiden. Für die **Behandlung ohne chemische Zusätze** haben wir die Insektenstichheiler von Beurer entwickelt.



Insekt sticht zu



Punktgenaue Wärmeeinwirkung




Linderung von Juckreiz und Schwellungen kann eintreten

Der Insektenstichheiler ist das ideale Gerät bei lästigen Insektenstichen. Es kann dazu beitragen, **schnell und effektiv Linderung** zu verschaffen. Dank der punktgenauen Wärmeeinwirkung der **schnell aufheizenden Keramikplatte** kann der Juckreiz und die damit einhergehenden Beschwerden schnell und einfach gelindert werden.

Und so funktioniert der Mückenstift:

Einfach den Stift an der betroffenen Stelle ansetzen. Innerhalb von wenigen Sekunden kann durch die Wärmeeinwirkung Linderung einsetzen. Die Symptomatik kann dadurch verbessert werden. Dadurch kann auch der Heilungsverlauf als angenehmer empfunden werden.


Der Insektenstichheiler ist somit die **optimale Wahl, wenn du unter einem Mücken- oder Insektenstich leidest.**



Lichttherapie und Lichtwecker

Dein Energie-Booster bei Lichtmangel –
Tageslichtlampen von Beurer.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kann es zu einer **Verschiebung des Hormonhaushalts** kommen. Durch die Anwendung einer Tageslichtlampe kann die **Produktion von Melatonin beendet und gleichzeitig vermehrt das Glückshormon Serotonin produziert werden**. Das kann zu einem **positiven Stimmungsschwung führen und gibt einen Frischekick für den Tag**.



TL 35 – Tageslichtlampe

Simulation von Tageslicht

Lichtstärke ca. 10.000 Lux bei 13 cm Abstand (Therapie Einstellung)

Neigungsverstellbar

stufenlos verstellbar mit einsetzbarem Standfuß

Timer

automatische Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Zeit (4 Stufen von 30 bis 120 Minuten)

Einfach zu bedienen

Bedienung per Touch Buttons

Kompakt

ideal für den Arbeitsplatz und Zuhause

Dimmer

4 Helligkeitsstufen



Das ideale Lichtsystem für einen energiereichen Tag.

3 Farbtemperaturen sorgen für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus. Fühl dich wohl zu jeder Tageszeit.


Therapiephase
(6.500 Kelvin)



Konzentrationsphase
(4.300 Kelvin)



Erholungsphase
(3.000 Kelvin)



SONNIGE ZEITEN IM BÜRO UND ZUHAUSE

Die energiesparende LED-Technologie schont deinen Geldbeutel. Mit der besonders hellen und gleichmäßigen Ausleuchtung kommst du mit extra Energie durchs ganze Jahr.



Für jede Gelegenheit das passende Produkt –
im Büro, zu Hause und auf Reisen.

Tageslichtlampen



TL 50
Art.-Nr.: 608.15



TL 70
Art.-Nr.: 608.25



TL 85
Art.-Nr.: 608.42



TL 95
Art.-Nr.: 608.44



TL 100
Art.-Nr.: 608.35

Tageslichtlampen Kompaktgeräte



TL 20
Art.-Nr.: 608.03



TL 30
Art.-Nr.: 608.05



TL 35
Art.-Nr.: 100.65



TL 41 Touch
Art.-Nr.: 608.11



TL 45 Perfect Day
Art.-Nr.: 608.13

Lichtwecker



WL 50
Art.-Nr.: 589.21



WL 75
Art.-Nr.: 589.28



WL 75 MIT APP
Zusammen mit der App „beurer LightUp“ zeigt der Lichtwecker in vollem Umfang was er kann.

Sanfte Therapie bei Erkältungen und Muskelver-
spannungen mit Infrarotlampen und -wärmestrahlern.

Starke Leistung
300 Watt

Neigungsverstellbar
verstellbarer Schirm von 0-40 Grad

Digitaler Timer
individuelle Behandlungszeit mit Abschaltautomatik



IL 60 – Infrarot-Wärmestrahler

Maximale Sicherheit
wohltuende Wärme mit UV-Blocker und Schutzbrille

NEU 09/2023

Abdeckscheibe
INFRAXTREME
Glaskeramik aus Europa für besonders herausfordernde Anwendungen.





Medizinprodukt

Infrarotlampen



IL 11
Art.-Nr.: 614.03



IL 21
Art.-Nr.: 616.01



IL 35
Art.-Nr.: 616.12



IL 50
Art.-Nr.: 619.00




IL 60
Art.-Nr.: 616.95

TL 20



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - Kompakte Größe durch LED-Technologie
 - Ideal für zu Hause und im Büro
 - Variabel einstellbarer Standfuß



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 10 cm)
Ideal für zu Hause und im Büro
Flimmerfrei und UV-frei

Beleuchtungsfläche ca. 16,5 x 8,5 cm
Produktmaße ca. 21 x 2 x 13 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Variabel einsetzbarer Standfuß:
horizontal und vertikal anwendbar,
je zwei Neigungswinkel

Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 6.000 K



3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608033
Art.-Nr.: 608.03



TL 30



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - Kompakte Größe durch LED-Technologie
 - Ideal für den Schreibtisch und unterwegs
 - Variabel einstellbarer Standfuß



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 10 cm)
Ideal für den Schreibtisch und unterwegs
Flimmerfrei und UV-frei

Beleuchtungsfläche ca. 12 x 20 cm
Produktmaße ca. 15,6 x 2 x 23,6 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Variabel einsetzbarer Standfuß:
horizontal und vertikal anwendbar

Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 6.500 K


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608057
Art.-Nr.: 608.05



TL 35



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - LED-Technologie durch LED-Technologie
 - 3 Farbtemperaturen einstellbar für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus
 - Timer mit Abschaltautomatik
 - Dimmer mit 4 Helligkeitsstufen



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke¹⁾: 10.000 Lux
(Abstand ca. 13 cm)
Ideal für den Arbeitsplatz und zuhause
Flimmerfrei und UV-frei
Zur Imitation eines sonnigen Tagesverlaufs


3 Farbtemperaturen einstellbar
Active, Therapy, Relax
Behandlungszeit-Anzeige in 4 Stufen
(von 30 bis 120 Minuten)
Timer mit Abschaltautomatik
Dimmer mit 4 Helligkeitsstufen
Beleuchtungsfläche ca. 14 x 20 cm
Produktmaße ca. 15,5 x 2,1 x 25 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Buttons
Variabel einsetzbarer Standfuß: horizontal
und vertikal anwendbar
Medizinprodukt (Therapieeinstellung)
Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche
Inkl. Netzadapter

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 6970229250545
Art.-Nr.: 100.65

TL 41 Touch



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - LED-Technologie
 - Kompakte Größe
 - Ideal für den Schreibtisch
 - Komfortable Bedienung per Touch Button



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 20 cm)
Ideal für den Schreibtisch
Flimmerfrei und UV-frei

Beleuchtungsfläche ca. 20 x 22 cm
Produktmaße ca. 20,7 x 7,6 x 27 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Ein-Knopf-Bedienung per Touch

Ausklappbarer Standfuß

Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 6.500 K


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608118
Art.-Nr.: 608.11



TL 45 Perfect Day



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - LED-Technologie
 - Kompakte Größe
 - Ideal für das Büro
 - Komfortable Bedienung per Touch Buttons
 - 3 Farbtemperaturen einstellbar für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke¹⁾: 10.000 Lux
(Abstand ca. 20 cm)
Ideal für das Büro
Flimmerfrei und UV-frei
Zur Imitation eines sonnigen Tagesverlaufs
Für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus
3 Farbtemperaturen einstellbar

Active: ca. 4.300 K, Vormittag, Konzentriertes
Arbeiten
Therapy: ca. 6.500 K, Mittag, Therapie bei
10.000 Lux
Relax: ca. 3.000 K, Abend, Erholung

Ausklappbarer Standfuß

Beleuchtungsfläche ca. 20 x 20 cm
Produktmaße ca. 20 x 6,2 x 25 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Buttons
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt (Therapieeinstellung)

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608132
Art.-Nr.: 608.13

¹⁾ Therapieeinstellung

TL 50



- Tageslichtlampe**
- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
 - Formschönes Design dank LED-Technologie
 - Kompakte Größe



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 15 cm)
Flimmerfrei und UV-frei

Beleuchtungsfläche ca. Ø 24,6 cm
Produktmaße ca. Ø 24,6 x 26 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Stabiler Standfuß

Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 5.300 K

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608156
Art.-Nr.: 608.15




TL 70



Tageslichtlampe

- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
- Formschönes Design dank LED-Technologie
- Timer mit Abschaltautomatik
- Dimmer mit 10 Helligkeitsstufen



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 10 cm)
Flimmerfrei und UV-frei
Behandlungszeit-Anzeige in
5 Stufen (von 15 bis 120 Min., 5 LEDs)
Timer mit Abschaltautomatik

Beleuchtungsfläche ca. Ø 33,4 cm
Produktmaße ca. Ø 33,4 x 34,5 cm
Energiesparende LED-Technologie

Dimmer mit 10 Helligkeitsstufen
Dimmer-Memory-Funktion für zuletzt
eingestellte Helligkeit
Stabiler Standfuß
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 5.300 K


3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608255
Art.-Nr.: 608.25

TL 85



Tageslichtlampe

- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
- Gleichmäßige Lichtverteilung, dank innovativer LED-Lichttechnologie
- Timer mit Abschaltautomatik



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 25 cm)
Flimmerfrei und UV-frei
Behandlungszeit-Anzeige in
4 Stufen (von 30 bis 120 Min., 4 LEDs)
Timer mit Abschaltautomatik

Beleuchtungsfläche ca. 30 x 37 cm
Produktmaße ca. 30,0 x 23,5 x 45,2 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Button

Abnehmbarer Standfuß
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 6.500 K


3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 6970229250293
Art.-Nr.: 608.42

TL 95



Tageslichtlampe

- Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten
- SunLike® LED für ein naturnahes Tageslicht
- Timer mit Abschaltautomatik
- Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 25 cm)
Flimmerfrei und UV-frei
Behandlungszeit-Anzeige in
4 Stufen (von 30 bis 120 Min., 4 LEDs)
Timer mit Abschaltautomatik

Beleuchtungsfläche ca. 30 x 37 cm
Produktmaße ca. 30,0 x 15,8 x 47,5 cm
Energiesparende LED-Technologie
Komfortable Bedienung per Touch Buttons

Stufenlose Neigungsverstellung
Dimmer mit 6 Helligkeitsstufen
Dimmer-Memory-Funktion für zuletzt
eingestellte Helligkeit
Stabiler Standfuß aus Aluminium
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt
Farbtemperatur: ca. 6.500 K

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 6970229250316
Art.-Nr.: 608.44

TL 100




Bluetooth



Tageslichtlampe

- 2-in-1: Tageslichtlampe und Stimmungslicht in einem Produkt
- Innovative Anbindung zwischen Smartphone und Tageslichtlampe – bequeme und einfache Bedienung auch via kostenloser App „beurer LightUp“



Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsstärke: 10.000 Lux
(Abstand ca. 10 cm)
Flimmerfrei und UV-frei
Behandlungszeit-Anzeige in
5 Stufen (von 15 bis 120 Min., 5 LEDs)
Timer mit Abschaltautomatik

Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion und individueller Farbfixierung in 256 Farben
Beleuchtungsfläche ca. Ø 33,4 cm
Produktmaße ca. Ø 33,4 x 34,5 cm
Energiesparende LED-Technologie

Dimmer mit 10 Helligkeitsstufen
Dimmer-Memory-Funktion für zuletzt
eingestellte Helligkeit
Stabiler Standfuß
Inkl. Netzadapter
Medizinprodukt (Tageslichtlampe)
Farbtemperatur: ca. 5.300 K
Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer LightUp“

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125608354
Art.-Nr.: 608.35

WL 50



Bluetooth

Lichtwecker

- Natürliches Einschlafen und sanftes Aufwachen mit Simulation des Sonnenauf- und -untergangs
- Mit Einschlaf- und Aufwachmelodien zur Unterstützung des Schlafrythmus
- Abspielen eigener Musik via Bluetooth®-Streaming
- LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel



Farbige Simulation des Sonnenauf- und -untergangs
Wählbar zwischen Radio, Weckton,
2 Aufwachmelodien und 1 Einschlafmelodie
LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel und individueller Farbfixierung
2 Alarmzeiten einstellbar
Max. 30 Radio-Speicherplätze
Lichtintensität einstellbar (3 Lichtstufen)

Produktmaße ca. Ø 10,8 x 13,2 cm
Display-Helligkeit einstellbar
Schlummerfunktion (Snooze) bis 30 Min.
Als Nachttischlampe verwendbar

Aux-Eingang zum Abspielen eigener Musik (inkl. Aux-Kabel)
Abspielen von Musik via Bluetooth®-Streaming
Akkubetrieb (Laufzeit ca. 3 Std.) und Netzbetrieb
Inkl. USB-Steckernetzteil und USB-C Ladekabel

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125589219
Art.-Nr.: 589.21

WL 75




Bluetooth



Lichtwecker

- Natürliches Einschlafen und sanftes Aufwachen mit Simulation des Sonnenauf- und -untergangs
- Mit Einschlaf- und Aufwachmelodien zur Unterstützung des Schlafrythmus
- Innovative Anbindung zum Smartphone
- Bequeme und einfache Bedienung auch via kostenloser App „beurer LightUp“
- LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel



Farbige Simulation des Sonnenauf- und -untergangs
Wählbar zwischen Radio, Weckton,
6 Aufwachmelodien und 4 Einschlafmelodien
LED-Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion und individueller Farbfixierung (256 Nuancen)
2 Alarmzeiten einstellbar
10 Radio-Speicherplätze
Lichtintensität einstellbar (stufenlos per App)

Beleuchtungsstärke 3.000 Lux (Abstand ca. 15 cm)
Produktmaße ca. Ø 19,5 x 22,5 cm
Blaue LCD-Hintergrundbeleuchtung
Schlummerfunktion (Snooze) 1-30 Min.

Als Leselampe verwendbar
Aux-Eingang zum Abspielen eigener Musik (inkl. Aux-Kabel)
Separater Schlafbereich in der App „beurer LightUp“


Inkl. Netzadapter
Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer LightUp“
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125589288
Art.-Nr.: 589.28


IL 11



Infrarotlampe

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen, Muskelverspannungen













Ca. 100 Watt

5 Neigungsstufen

Inkl. Schutzbrille

Inkl. Schutzgitter

Medizinprodukt

Nachkauf Ersatzstrahler 100 Watt Art.-Nr.: 614.51

3 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125614034

Art.-Nr.: 614.03




IL 21



Infrarotlampe

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen, Muskelverspannungen









Ca. 150 Watt

5 Neigungsstufen

Pressglaskolben

Inkl. Schutzbrille

Medizinprodukt

Nachkauf Ersatzstrahler 150 Watt Art.-Nr.: 616.51

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125616014

Art.-Nr.: 616.01



IL 35



Infrarotlampe

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen, Muskelverspannungen
- Mit 3-stufigem, elektronischem Timer
- Abschaltautomatik







Ca. 150 Watt

5 Neigungsstufen

Pressglaskolben

Behandlungszeit-Anzeige in 5 Min. Schritten (5-10-15 Min., 3 LEDs)

Timer mit Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit

Inkl. Schutzbrille

Medizinprodukt

Nachkauf Ersatzstrahler 150 Watt Art.-Nr.: 616.51

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125616120

Art.-Nr.: 616.12



78 Leuchtmittel von IL 11, IL 21 und IL 35 kann von Abbildung abweichen

Infrarotlampen

IL 50



Infrarot-Wärmestrahler

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen, Muskelverspannungen
- Mit einstellbarem, digitalem Timer
- Abschaltautomatik









Ca. 300 Watt

Bestrahlungsfeld ca. 30 x 40 cm

Stufenlos verstellbarer Schirm von 0 - 50 Grad

Keramik Glasscheibe

UV-Blocker

Behandlungszeit mit Anzeige individuell einstellbar (1-15 Min.)

Timer mit Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit

Aktive Lüftung

Überhitzungsschutz

Inkl. Schutzbrille

Kabelaufwicklung

Medizinprodukt

Nachkauf Ersatzstrahler 300 Watt Art.-Nr.: 162.620

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125619008

Art.-Nr.: 619.00



IL 60



Infrarot-Wärmestrahler

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen, Muskelverspannungen
- Mit einstellbarem, digitalem Timer
- Abschaltautomatik
- Exklusives Design







Ca. 300 Watt

Bestrahlungsfeld ca. 30 x 40 cm

Komfortable Neigungsverstellbarkeit durch Gummihaltegriffe

Verstellbarer Schirm von 0 - 40 Grad

Abdeckscheibe InfraXtreme

Glaskeramik für besonders herausfordernde Anwendungen

UV-Blocker

Behandlungszeit mit Anzeige individuell einstellbar (1-15 Min.)

Timer mit Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit

Aktive Lüftung

Überhitzungsschutz

Inkl. Schutzbrille

Medizinprodukt

Nachkauf Ersatzstrahler 300 Watt Art.-Nr.: 110.048

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125616953

Art.-Nr.: 616.95



Produktinfo Infrarotlampen

Sicher ist sicher –
Lichttherapie zu Hause.

Vor allem bei **Erkältungskrankheiten** und **Muskelverspannungen** wird die Selbsttherapie mithilfe von Infrarotwärme immer bedeutender.

Höchstmaß an
Sicherheit inklusive.

Bei jedem Kauf einer Infrarotlampe von Beurer erhältst du eine kostenlose Schutzbrille.

Gesundheit

79

Notfallprodukte

Frei im Alltag, sicher im Notfall.
Notfallarmband anlegen und Sicherheit genießen.

Viele Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Handicap bestreiten ihren Alltag selbstständig. Aber besonders im Alter steigt die Unsicherheit und das Risiko zu stürzen. Ein sicheres Gefühl zu Hause oder auch unterwegs gibt das neue Notfallarmband EC 70 SafePlus mit automatischer Sturzerkennung.

Das Beurer Notfallarmband bietet eine moderne und mobile Alternative zum klassischen Hausnotruf. Ausgestattet mit einer fest verbauten SIM-Karte kann bei einem Notfall nahezu überall schnell reagiert werden – zu Hause, im Garten oder unterwegs.



Notfallarmband



Laustprecher und Mikrophon

durch die integrierten Komponenten ist im Notfall eine Sprachverbindung zum Armbandträger möglich



Automatische Sturzerkennung

Notfallbenachrichtigung mit Standortübermittlung und Möglichkeit zur Sprachverbindung zu Vertrauten

Extralange Akkulaufzeit



bis zu 21 Tage



Einfacher Verschluss

die Edelstahl-Faltschließe kann mit nur einer Hand geöffnet und geschlossen werden. Außerdem ist das Armband in der Größe verstellbar



Integrierte SIM-Karte

mit einer fest verbauten Roaming-SIM-Karte im 2G-Netz für eine möglichst zuverlässige Verbindung



Aus hautfreundlichem Silikon, wasserdicht

für ein angenehmes Tragegefühl – Tag und Nacht. Kann auch unter der Dusche oder in der Badewanne getragen werden



NOTFALLSITUATION

Ein Notfall passiert oft plötzlich und unerwartet. Ob du zu Hause oder unterwegs Hilfe benötigst – verlass dich auf deinen täglichen Begleiter am Handgelenk!



Das Beurer Notfallarmband – dein kleiner Helfer am Handgelenk.


Einfache Einrichtung in wenigen Schritten:

Das Notfallarmband kann direkt über die App „caera“ eingerichtet werden. Dies kann entweder ein Angehöriger übernehmen oder du selbst als Träger, wenn du technikaffin bist.




Notfallarmband in die Ladeschale legen

Das Produkt ist nach ca. 2 Stunden vollständig aufgeladen.



App installieren

- Die App „caera“ kostenlos herunterladen¹⁾
- Anweisungen befolgen, um das Armband zu koppeln
- Passendes Abo auswählen



Notfallarmband anlegen und Sicherheit genießen

- Kontakte werden im Notfall benachrichtigt
- Per App-Chat können sich die Notfallkontakte austauschen
- Mit Notfallkontakten direkt über das Armband sprechen (nur bei ausgelöstem Notfall)


Automatische Sturzerkennung mit Notruffunktion:

Für eine schnelle Kontaktierung der Notfallpersonen zuhause und unterwegs.



Sturzerkennung


oder



Notfallbenachrichtigung per Knopfdruck



20-sekündige Notfallsequenz



Verbindung wird aufgebaut



Notfallkontakte und / oder Notfallzentrale⁴⁾ werden benachrichtigt



Sprachverbindung und Ortung zum Träger

Mit der App „caera“ auf der sicheren Seite.




Einfache Einrichtung

Das Armband ist über die App einfach, schnell und übersichtlich einzurichten.



Navigation zum Unfallort

Im Notfall wird der Standort des Armbandträgers übermittelt – für bestmögliche Hilfe vor Ort.



Alarm bei Notfall

Löst das Armband einen Notfall aus, werden bis zu 6 Notfallkontakte gleichzeitig über die App „caera“ benachrichtigt.



Batteriestatus

Je nach Akkustand des Armbands werden an die App automatisch Benachrichtigungen gesendet.



- Hilfe auf Knopfdruck – eine Notfallbenachrichtigung an die App senden
- Professioneller 24-Stunden-Notruffdienst kostenpflichtig zubuchbar
- Festverbaute Simkarte für eine sofortige Nutzung
- Integrierte Freisprechfunktion
- Mobilfunktechnologie (2G)
- Standortbestimmung im Notfall²⁾
- Bis zu 6 Notfallkontakte in der App hinterlegbar
- Akkubenachrichtigung für Träger und Notfallkontakte
- Träger benötigt kein Smartphone
- Wasserdichtes Armband (IP67)
- Inklusive Ladeschale
- Datenschutzkonform nach DSGVO
- Made in Germany
- Armbandlänge einstellbar 12,5 bis 19,5 cm
- Nutzung im vollen Umfang nur mit der App „caera“
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125100438
- Art.-Nr.: 100.43

EC 70 SafePlus



kostenpflichtiger Service¹⁾



¹⁾ Abschluss eines kostenpflichtigen Abos notwendig. Armbandträger benötigt kein Smartphone.
²⁾ Ortung basierend auf verschiedenen Navigationssystemen (GNSS [GPS, GLONASS, GALILEO, AGPS], GSM Triangulation und WIFI Positioning [WIFI Access Points]).
³⁾ je nach Mobilfunktarif des Notfallkontaktes, entstehen bei der Kontaktaufnahme (Anruf) des Trägers Kosten.

Mein Körper. Meine Lösungen!

Du bist die beste Expertin für dich selbst.
Wir von Beurer unterstützen dich darin.

Wir von Beurer schaffen für Frauen eine Welt, in der wir hilfreich zur Seite stehen. Frauen, sind so bunt und vielseitig wie das Leben. Aber **eines verbindet sie alle: ihr Zyklus und das Bewusstsein über den eigenen Körper.** Du erlebst, beobachtest, informierst dich, probierst aus und findest dabei deinen eigenen Weg. Das ist nicht immer ganz einfach, aber **schon bald wirst du zu einer Expertin deiner selbst.**

Was uns auszeichnet, sind **durchdachte Lösungen für Frauen in ihren unterschiedlichsten Lebensphasen.** Von Menstruation bis Menopause bieten wir stets Angebote auf der Höhe der besten technischen Möglichkeiten.

Mit Woman's Life sind wir an deiner Seite. Mit innovativen Produkten ebenso wie mit spannenden Themen und jeder Menge Inspiration: **positiv, natürlich und lösungsorientiert.** Unsere Bausteine bieten **für die unterschiedlichsten Lebensphasen das passende Produkt.** Zur Begleitung, Unterstützung und Linderung.



Menstruation



Empfängnisregelung



Kinderwunsch



Schwangerschaft



Nach der Geburt



Menopause



Meine Regel. Ohne Schmerzen!

Regelschmerzen adé.

Du weißt mit all deiner Erfahrung am besten, wann und wo genau deine Menstruationsbeschwerden auftreten und was dir in dieser Zeit gut tut. Wir von Beurer haben diese Erkenntnisse aufgenommen und in die Entwicklung eines innovativen Produkts einfließen lassen. **Wichtig für uns dabei: es muss zu dir und deinem Alltag passen.**

Beurer unterstützt dich mit den **Menstrual Relax Pads EM 50 und EM 55** bei wiederkehrenden Regelschmerzen und endometriosebedingten Verspannungen der Unterbauchmuskulatur. Wie das funktioniert? **Die innovative Kombination aus TENS- und Wärme-Funktion kommt genau dort zum Einsatz wo du dir Entspannung wünschst. Schnell und unkompliziert.**

Kleines Pad mit großer Wirkung.

Wärme- & TENS-Technologie

Anschmiegsam und diskret

Angenehme Muskelstimulation

Studie bestätigt:

98 % der Frauen* wollen das EM 50 zukünftig auch weiter nutzen

>80 % der Frauen* bestätigen eine Schmerzlinderung in den ersten drei Zyklustagen

*Beobachtungsstudie des Instituts Prof Kurscheid zur Wirksamkeit des Beurer EM 50 in der Reduktion von primärer Dysmenorrhoe (PD) assoziiertem Regelschmerz.

Menstrual Relax

EM 50 – Regelschmerz Pad

Höre auf dein Bauchgefühl.

Wärme und wohltuende Impulse entspannen deinen Bauch, reduzieren Schmerzen und geben dir ein wohliges Gefühl.

Das größere **Menstrual Relax +** ist nicht nur während der Regel angenehm, sondern lässt dich auch zwischendurch relaxt und schmerzfrei zur Ruhe kommen.

NEUE und größere Form

größere Wärme-
fläche für das PLUS an Wärme

Wärme und TENS separat steuerbar

Menstrual Relax +

EM 55 – Regelschmerz Pad

Empfängnisregelung oder Kinderwunsch. Ohne Druck!

Mein Körpergefühl.
Mit Trainingshilfe!

Bewusster Umgang mit dem Monatszyklus. Familienplanung auf natürliche Art.

Die **symptothermale Methode** ist eine **wissenschaftlich anerkannte Methode** der natürlichen Familienplanung (NFP¹⁾. Anhand von unterschiedlichen Körpersignalen, unter anderem der Basaltemperatur, lassen sich deine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage bestimmen.

Mit der App „Ovy“ werden deine **Basaltemperatur** und **weitere wichtige Körpersignale aufgezeichnet**. Das **Basalthermometer OT 30 mit Bluetooth®** überträgt die Messwerte in die **Zyklus-App „Ovy“ – Empfängnisregelung oder Kinderwunsch – du hast die Wahl!**

mit flexibler Messspitze
Empfängnisregelung oder Kinderwunsch? Hauptsache natürlich!
mit App & Bluetooth®



BasalControl Smart

OT 30 Bluetooth® – Basalthermometer



hygienisch glatte, angenehme Oberfläche
nur 2 x 10 Minuten täglich reichen
Biofeedback Prinzip



PelviStrong

PT 20 – Beckenboden-Trainingshilfen

Schwache Beckenbodenmuskulatur? Trainingshilfen stärken bewusst.

Die **Beurer Beckenboden-Trainingshilfen** sind die ideale Ergänzung zum Beckenbodentraining **während deiner Schwangerschaft, nach der Geburt und in den Wechseljahren**. Das Training dient zur **Stärkung und Wahrnehmung** sowie zur **Aufrechterhaltung** und Regeneration der Beckenbodenmuskulatur.

Mit den **unterschiedlichen Gewichten** kann der Beckenboden gemäß des **Biofeedback-Prinzips** trainiert werden. Dadurch **wird die Muskulatur aktiviert** und Stück für Stück aufgebaut.

Das **Set aus tamponförmigen Konen** mit unterschiedlichen Gewichten erleichtert das aktive Training und ist beim stufenweisen Aufbau der Beckenbodenmuskulatur behilflich.

EM 50 Menstrual Relax



Regelschmerz Pad

- Linderung von Menstruationsschmerzen auch bei Endometriose (bestätigte Schmerzlinderung)¹⁾
- Kombination aus Wärme und elektrischer Nervenstimulation (TENS)
- Wärme und TENS separat anwendbar
- Wiederaufladbarer Akku



1 Wärmeprogramm, 15 TENS-Intensitätsstufen
Inkl. 2 austauschbare Gel-Pads

LEDs zur Anzeige der eingestellten Funktion
LED zur Anzeige eines niedrigen Akkustands
Anschmiegsame ergonomische Form
Intensität individuell einstellbar
Abschaltautomatik nach 20 Minuten
Pro Akkuladung bis zu 6 Anwendungen
(6 x 20 min)

Medizinprodukt

Inkl. wiederaufladbarem Akku (320 mAh)
Inkl. USB-Kabel
Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

5 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: 12 x 6
EAN-Nr.: 4211125648541
Art.-Nr.: 648.54



EM 55 Menstrual Relax +



Regelschmerz Pad

- Linderung von Menstruationsschmerzen auch bei Endometriose
- Größere Form und Wärmeffläche für das Plus an Wärme
- Kombination aus Wärme und elektrischer Nervenstimulation (TENS)
- Wärme und TENS separat anwendbar
- Wiederaufladbarer Akku



1 Wärmeprogramm, 15 TENS-Intensitätsstufen
Inkl. 4 austauschbare Gel-Pads

Flexibel und bequem – für alle Körperformen geeignet
LEDs zur Anzeige der eingestellten Funktion
LED zur Anzeige eines niedrigen Akkustands
Anschmiegsame ergonomische Form
Intensität individuell einstellbar
Abschaltautomatik nach 20 Minuten
Pro Akkuladung bis zu 6 Anwendungen
(6 x 20 min)

Medizinprodukt

Inkl. wiederaufladbarem Akku (1.000 mAh)
Inkl. USB-Kabel
Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

5 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: 8 x 6
EAN-Nr.: 4211125100599
Art.-Nr.: 100.59

EM 50 Gel-Pads



6 Gel-Pads

- Verwendbar mit EM 50 Menstrual Relax

Größe: 50 x 56 mm

6 selbsthaftende Gel-Pads

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125648497

Art.-Nr.: 648.49

EM 55 Gel-Pads



6 Gel-Pads

- Verwendbar mit EM 55 Menstrual Relax +

Größe: 61 x 89 mm

6 selbsthaftende Gel-Pads

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4056461100083

Art.-Nr.: 110.008

PT 20 PelviStrong



Beckenboden-Trainingshilfen

- Kann das Wahrnehmen, den Aufbau und die aktive Kontrolle geschwächter Beckenbodenmuskulatur fördern
- Aktives Aufbautraining mit Biofeedback-Prinzip



Tamponförmige Konen mit unterschiedlichem Gewicht

Inkl. Übungen mit Trainingsanweisungen
Angenehme, glatte Oberfläche bietet leichte Reinigung nach der Anwendung

Made in Germany

Latex frei

5 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: 4 x 6
EAN-Nr.: 4211125790721
Art.-Nr.: 790.72

OT 20 BasalControl Basic



Basalthermometer

- Anzeige von 2 Nachkommastellen
- In Verbindung mit der App „Ovy“ zur natürlichen Zykluskontrolle durch manuelle Eingabe der Temperatur



Messzeit ca. 3 Minuten (empfohlene Messzeit nach NFP²⁾)

Kontakt-Messtechnik

Geeignet für die orale & vaginale Messung

Flexible Messspitze

Wasserdicht (IP 27)

Desinfektionsfähig

Messgenauigkeit: ±0,05 °C bei 35,00 - 38,00 °C
(Umgebungstemperatur 18,00 - 28,00 °C)
im restlichen Messbereich: ± 0,1 °C

1 Speicherplatz

Abschaltautomatik

Signalton bei Messende

Medizinprodukt

Mit Schutzkappe

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Gratis App „Ovy“

5 Jahre Garantie

VE: 10 Transportkarton: 18 x 10
EAN-Nr.: 4211125791384
Art.-Nr.: 791.38

OT 30 Bluetooth® BasalControl Smart



Basalthermometer

- Anzeige von 2 Nachkommastellen
- In Verbindung mit der App „Ovy“ zur natürlichen Zykluskontrolle
- Übertragung der Messergebnisse per Bluetooth® direkt in die App



Messzeit ca. 3 Minuten (empfohlene Messzeit nach NFP²⁾)

Kontakt-Messtechnik

Geeignet für die orale & vaginale Messung

Übertragung der Daten per Bluetooth®
LED-Ring zur Anzeige der Messung und Übertragung

Flexible Messspitze

Wasserdicht (IP 64)

Desinfektionsfähig

Messgenauigkeit: ±0,05 °C bei 35,00 - 38,00 °C
(Umgebungstemperatur 18,00 - 28,00 °C)
im restlichen Messbereich: ± 0,1 °C

30 Speicherplätze

Abschaltautomatik

Signalton bei Messende

Medizinprodukt

Mit Schutzkappe

Inkl. 1 x 3V Lithium Batterie CR 2032

Nutzung im vollen Umfang nur mit der App „Ovy“

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: 12 x 4
EAN-Nr.: 4211125791063
Art.-Nr.: 791.06

¹⁾ Beobachtungsstudie mit 59 Patientinnen des Instituts Prof Kurscheid zur Wirksamkeit des Beurer EM 50 in der Reduktion von primärer Dysmenorrhoe (PD) assoziiertem Regelschmerz Reduction of menstrual pain by the medical device „Beurer EM 50“ - observational study (ReduSchmerz): Institut Dr. Kurscheid (dr-kurscheid.de)

²⁾ Basierend auf der symptothermalen Methode

Schmiegsame Wärme

Wohltuend und nachhaltig –
die neue Green Planet Produktserie kann beides.

Kuschelige Wärme tut einfach gut. Und wenn du damit gleichzeitig noch einen Beitrag zu einer **nachhaltigen und gesünderen Umwelt** leisten kannst, umso besser! Die neue **Beurer Green Planet** Produktserie kann beides: **wohltuende Wärme** schenken und unserer Umwelt etwas Gutes tun.



Schmiegsame Wärme



Green Planet



HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet
Art.-Nr.: 200.17



UB 60
Green Planet
Art.-Nr.: 300.36



HD 75 Nordic Grey
Green Planet
Art.-Nr.: 400.00

HD 75 Nordic Grey Green Planet – Wärmездеcke

Wärme-Kuscheldecke

super flauschige
Ober- und Unterseite aus
100 % recyceltem Material




Die Beurer GmbH ist nach dem GRS Standard zertifiziert, welcher recyceltes Polyester von der Quelle bis zum Endprodukt verfolgt und bescheinigt. Control Union 1142381



Komfortschalter

6 Temperaturstufen,
Schalter-Gehäuse aus ca.
50 % recyceltem Material



MACH MIT

Ein **verantwortungsvoller Umgang** mit Ressourcen und eine **nachhaltig lebenswerte Umwelt** stehen hinter den **Green Planet** Produkten.

Schütze mit uns die Umwelt –
wir sind an deiner Seite.

„Ressourcenschonung und soziales Engagement sind Teil unserer Unternehmens-Philosophie. Jeder von uns trägt Verantwortung für unser Klima.

Wir haben uns Gesundheit und Wohlbefinden auf die Fahne geschrieben und es ist mir daher auch ein besonderes Anliegen, einen Beitrag für einen lebenswerten Planeten für unsere Kinder und nachfolgenden Generationen zu leisten.“



Marco Bühler, Geschäftsführer und CEO



Nachhaltig von Beginn an –
geprüfte und zertifizierte Wertschöpfungskette.




Der **Global Recycled Standard (GRS)** verifiziert den prozentualen Anteil an recycelten Materialien und verfolgt den Weg von der Quelle bis zum Endprodukt.

Die Beurer GmbH ist Global Recycled Standard zertifiziert.
Control Union 1142381
Nur die Produkte, die ein Global Recycled Standard-Label und einen -Claim tragen sind zertifiziert.

Weitere Informationen zu Beurer Green Planet:



Geprüfte und zertifizierte Lieferkette



* Zertifizierter Arbeitsschritt ** Zertifizierte Materiallieferung

HK 48 Cosy



Sofa-Heizkissen

- Besonders weiche Oberfläche
- Wendekissen
- Mit Innenkissen



HK 49 Cosy



Bauch-/Rücken-Heizkissen

- Besonders weiche Oberfläche
- Breites Gummiband für angenehmen Tragekomfort und leichtes Fixieren



HK 53 Cosy



Rücken-/Nacken-Heizkissen

- Besonders weiche Oberfläche
- Körpergerechte Form
- Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals



OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

3 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Bezug mit integriertem Heizkörper

Innenkissen (nicht waschbar)

Größe ca. 40 (L) x 30 (B) cm

Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125275013

Art.-Nr.: 275.01

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

3 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 69 (L) x 28 (B) cm

Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125213145

Art.-Nr.: 213.14

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

3 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 62 (L) x 42 (B) cm

Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 5 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125215132

Art.-Nr.: 215.13

HK 54 Cosy



Schulterheizkissen

- Besonders weiche Oberfläche



HK 58 Cosy



Rücken-/Nacken-Heizkissen

- Körpergerechte Form
- Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals
- LED-Tastenschalter



HK 115 Cosy



Heizkissen

- Besonders anschmiegsam
- LED-Tastenschalter
- In Schmetterlingsform



OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

3 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 56 (L) x 52 (B) cm

Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125216160

Art.-Nr.: 216.16

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 62 (L) x 42 (B) cm

Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 5 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125215057

Art.-Nr.: 215.05

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

Schnellheizung

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 47 (L) x 34 (B) cm

Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 5 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125274047


Art.-Nr.: 274.04

HK 123 XXL Cosy Grey



XXL-Heizkissen

- XXL-Format 60 x 30 cm
- Besonders weiche Oberfläche



Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 60 (L) x 30 (B) cm
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125274061
Art.-Nr.: 274.06

HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet



XXL-Heizkissen

- Oberseite/Unterseite aus 100 % recyceltem Material
- Schalter-Gehäuse mit ca. 50 % recyceltem Material
- Verpackung aus 100 % Recycling-Karton
- XXL-Format 60 x 30 cm
- Besonders weiche Oberfläche



Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
6 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser- Heizkörper
Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2)

Größe ca. 60 (L) x 30 (B) cm
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125 20017 6
Art.-Nr.: 200.17




HK 123 XXL Nordic Taupe



XXL-Heizkissen

- XXL-Format 60 x 30 cm
- Luxuriöses Obermaterial
- Flauschig weich und traumhaft kuschelig



Flauschig weiches Heizkissen
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser-Heizkörper

Größe ca. 60 (L) x 30 (B) cm
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125274160
Art.-Nr.: 274.16

HK 125 XXL Cosy Grey



XXL-Heizkissen

- XXL-Format 60 x 40 cm
- Besonders weiche Oberfläche
- LED-Tastenschalter



Extra weiche Oberfläche
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
6 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser-Heizkörper
Flauschfaser-Bezug

Größe ca. 60 (L) x 40 (B) cm
Heizkörper/Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125274139
Art.-Nr.: 274.13

HK 55 Easyfix



Multifunktionsheizkissen

- Schnelle und einfache Fixierung für Bauch, Rücken und Gelenke
- Zusammengerollt als Nackenheizkissen verwendbar



Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
Präzise elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Velours-Heizkörper

Größe ca. 59 (L) x 30 (B) cm
Heizkörper: Maschinenwäsche bei 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125214135
Art.-Nr.: 214.13

Produktinfo OEKO-TEX ®

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl.

Alle Wärmeprodukte mit diesem Zeichen
sind nach **OEKO-TEX ® Standard 100**
zertifiziert und werden einer ständigen
Schadstoffkontrolle unterzogen.



TS 15



- Wärmeunterbett**
- Kein Verrutschen durch Fixierung auf der Matratze
 - Oberseite Vlies



UB 30




- Wärmeunterbett**
- Oberseite Baumwolle



UB 33



- Wärmeunterbett**
- Mit Motivdruck
 - Oberseite Baumwolle



Atmungsaktiv


3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Oberseite: Vlies, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm
Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

5 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125303006
Art.-Nr.: 303.00



Atmungsaktiv

3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)


Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies

Größe ca. 130 (L) x 75 (B) cm
Maschinenwäsche bei 30 °C

50 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125306007
Art.-Nr.: 306.00



Atmungsaktiv

3 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm
Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100


5 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125314002
Art.-Nr.: 314.00



UB 53 Teddy Single



- Wärmeunterbett**
- Oberseite mit weichem Teddy-Plüsch
 - LED-Tastenschalter



Atmungsaktiv

4 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 12 Std.
Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2
Beleuchtete Temperaturstufen
Abnehmbarer Schalter
Oberseite: Teddy, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm
Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie
VE: 5 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125326029
Art.-Nr.: 326.02



UB 56 Teddy Double



Doppel-Wärmeunterbett

- Extra großes Format: ca. 150 (L) x 160 (B) cm
- Für 2 Personen
- 2 Schalter für 2 individuelle Wärmezonen
- Oberseite mit weichem Teddy-Plüsch
- LED-Tastenschalter



UB 60



Wärmeunterbett

- Mit Soft-Vlies
- LED-Tastenschalter
- Mit Motivdruck





UB 60 Green Planet



Wärmeunterbett

- Ober- und Unterseite aus ca. 80 % recyceltem Material
- Schalter-Gehäuse mit ca. 50 % recyceltem Material
- Verpackung aus 100 % Recycling-Karton
- Oberseite / Unterseite: Soft Vlies



Atmungsaktiv

2 Schalter

2 Zonen mit je 4 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbare Schalter

Oberseite: Teddy, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 160 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125319021

Art.-Nr.: 319.02

Atmungsaktiv

4 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Oberseite: Soft-Vlies, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125360023

Art.-Nr.: 360.02

Atmungsaktiv

4 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Oberseite/Unterseite: Soft-Vlies

Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2)

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie


VE: 6 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125300364

Art.-Nr.: 300.36

Produktinfo UB 60 Green Planet

Nachhaltig gut schlafen – das Wärmeunterbett für schöne Träume.



Das **Wärmeunterbett UB 60** aus unserer **Green Planet Range** bietet dir alles, was du für einen **erholsamen Schlaf** brauchst. Die Ober- und Unterseite ist aus **kuscheligem Soft Vlies** und **aus ca. 80 % Recyclingmaterial**. Auch für das Gehäuse des komfortablen Bedienschalters wurden ca. 50 % Recyclingstoffe verwendet. Das ist **gut für das Wohlfühl und gut für die Umwelt**.



Der **Global Recycled Standard (GRS)** verifiziert den prozentualen Anteil an recycelten Materialien und verfolgt den Weg von der Quelle bis zum Endprodukt.

Die **Beurer GmbH** ist **Global Recycled Standard** zertifiziert.

Control Union **1142381**

Nur die Produkte, die ein **Global Recycled Standard-Label** und einen **-Claim** tragen sind zertifiziert.

Weitere Informationen zu Beurer Green Planet:



UB 64



Spann-Wärmeunterbett

- Praktische Spannbettuch-Form
- Oberseite aus Baumwoll-/Kunstfasermix



Atmungsaktiv

3 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbarer Schalter

Oberseite: Mischgewebe, Unterseite: Vlies

Universalgröße für 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125362010


Art.-Nr.: 362.01

UB 68 XXL



Doppel-Wärmeunterbett

- Extra großes Format: ca. 150 (L) x 160 (B) cm
- Für 2 Personen
- LED-Tastenschalter für 2 separat einstellbare Wärmezonen
- Oberseite mit Soft-Vlies



Atmungsaktiv

2 Schalter

2 Zonen mit je 4 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2

Beleuchtete Temperaturstufen

Abnehmbare Schalter

Oberseite: Soft-Vlies, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 160 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125318055


Art.-Nr.: 318.05

UB 90



Komfort-Wärmeunterbett

- LCD-Tastenschalter für separat einstellbare Wärmezonen (Körper + Füße)
- Wählbare Abschaltzeiten
- Rückschaltautomatik
- ECO Control: Strom-Verbrauchsanzeige in kWh
- Oberseite Baumwolle



Atmungsaktiv

Schnellheizung

2 Zonen mit je 9 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Einstellbare Abschaltautomatik 1 - 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 7/8/9 zu Stufe 6

Beleuchtetes LCD-Display

Abnehmbarer Schalter

Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125370008

Art.-Nr.: 370.00




UB 100 Cosy



Spann-Wärmeunterbett

- LCD-Tastenschalter für separat einstellbare Wärmezonen (Körper + Füße)
- Wählbare Abschaltzeiten
- Rückschaltautomatik
- ECO Control: Strom-Verbrauchsanzeige in kWh
- Besonders weiche Oberfläche (Flauschfaser)



Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Schnellheizung

2 Zonen mit je 9 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Einstellbare Abschaltautomatik 1 - 12 Std.

Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 7/8/9 zu Stufe 6

Beleuchtetes LCD-Display

Abnehmbarer Schalter

Oberseite: Flauschfaser, Unterseite: Vlies

Universalgröße für 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125375003


Art.-Nr.: 375.00

UB 190 CosyNight



Komfort-Wärmeunterbett

- App-gesteuertes Wärmeunterbett (WIFI)
- Steuerung zu Hause und unterwegs
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa
- Erstellung individueller Wärmeprogramme je Wochentag
- Separat einstellbare Wärmezonen (Körper + Füße)
- Oberseite Baumwolle



Atmungsaktiv

Schnellheizung

2 Zonen mit je 9 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Wählbare Abschaltautomatik

Temperaturrückschaltung im Wärmeprogramm

Beleuchtetes LCD-Display

Abnehmbarer Schalter

Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies

Größe ca. 150 (L) x 80 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

55 Watt

OEKO-TEX ® 100

Konfiguration über Bluetooth®

Fernsteuerung über WIFI

Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer CosyNight“

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125370015

Art.-Nr.: 370.01

Produktinfo App „beurer CosyNight“

Wärme smart von unterwegs steuern.

Heize dein Unterbett bequem von unterwegs vor. Du kannst die Heizstufe und auch die Heizzone easy über die App auswählen. Zu Hause wartet dann ein warmes, kuscheliges Bett auf dich.




Extra: Speichere dein individuelles Wärmeprogramm für jeden Tag in deiner App. So startet dein Wohlfühlprogramm ganz automatisch ohne dass du daran denken musst. Einfach genial!





Fußwärmer

- Auch für große Füße geeignet (bis Schuhgröße 47)
- Besonders flauschig



- Extra weiche Oberfläche
- Atmungsaktiv
- Schnellheizung
- 3 Temperaturstufen
- Beurer Sicherheitssystem (BSS)
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
- Präzise elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtete Temperaturstufen

Oberseite: Flauschfaser, Fußsack: Superflausch

Größe ca. 32 (L) x 26 (B) x 26 (H) cm
Superflausch-Fußsack herausnehmbar,
Maschinenwäsche bei 30 °C
Geeignet bis Schuhgröße 47
100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125531065
Art.-Nr.: 531.06



Massage-Fußwärmer

- Auch für große Füße geeignet (bis Schuhgröße 47)
- Wärme und Massage getrennt einsetzbar



- 2 Massagestufen
- 2 Temperaturstufen

Fußsack: Teddy-Plüsch

Größe ca. 32 (L) x 26 (B) x 26 (H) cm
Teddy-Fußsack herausnehmbar,
Handwäsche
Geeignet bis Schuhgröße 47
16 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125533014
Art.-Nr.: 533.01

Produktinfo FWM 45


Mach's deinen Füßen gemütlich.

Strümpfe aus und los geht's. Der herausnehmbare, wohlig weiche **Fußsack aus Teddy-Plüsch** hat auch Platz für große Füße. Gönn deinen Füßen eine **Massage** und schalte, wenn du möchtest, die **Wärmefunktion** zu.



Wärmezudecke

- Super flauschig



- Extra weiche Oberfläche
- Atmungsaktiv
- Anschmiegsam und hautsympathisch

- 6 Temperaturstufen
- Beurer Sicherheitssystem (BSS)
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.
- Präzise elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtete Funktionsanzeige
- Abnehmbarer Schalter
- Flauschfaser

Größe ca. 180 (L) x 130 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C


100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125424008
Art.-Nr.: 424.00



Wärmezudecke

- Super flauschig



- Extra weiche Oberfläche
- Atmungsaktiv
- Anschmiegsam und hautsympathisch

- 6 Temperaturstufen
- Beurer Sicherheitssystem (BSS)
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.
- Präzise elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtete Funktionsanzeige
- Abnehmbarer Schalter
- Flauschfaser

Größe ca. 180 (L) x 130 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C


100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125424169
Art.-Nr.: 424.16



Wärmezudecke

- Super flauschig



- Extra weiche Oberfläche
- Atmungsaktiv
- Anschmiegsam und hautsympathisch

- 6 Temperaturstufen
- Beurer Sicherheitssystem (BSS)
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.
- Präzise elektronische Temperaturregelung
- Beleuchtete Funktionsanzeige
- Abnehmbarer Schalter
- Flauschfaser

Größe ca. 180 (L) x 130 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125421069
Art.-Nr.: 421.06

HD 75 Cosy Ocean

Wärmездеcke

- Super flauschig

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

3 hour stop

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser

Größe ca. 180 (L) x 130 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

100-110 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125421083

Art.-Nr.: 421.08

HD 75 Nordic Taupe

Wärmездеcke

- Luxuriöses Obermaterial
- Flauschig weich und traumhaft kuschelig

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

3 hour stop

cosy faux fur fleece

Luxuriös weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser

Größe ca. 180 (L) x 130 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

100-110 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125421038

Art.-Nr.: 421.03

HD 75 Nordic Grey Green Planet

Wärmездеcke

- Oberseite/Unterseite aus 100 % recyceltem Material
- Schalter-Gehäuse mit ca. 50 % recyceltem Material
- Verpackung aus 100 % Recycling-Karton
- Super flauschig

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

3 hour stop

cosy faux fur fleece

Flauschig weich und traumhaft kuschelig

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser

Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2)

Größe ca. 130 (L) x 180 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

90-110 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125400002

Art.-Nr.: 400.00

HD 150 XXL Cosy Taupe

Wärmездеcke

- Super flauschig
- XXL-Format

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

3 hour stop

cosy fleece

Extra weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser

Größe ca. 200 (L) x 150 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

150 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125431037

Art.-Nr.: 431.03

HD 150 XXL Nordic Taupe

Wärmездеcke

- Luxuriöses Obermaterial
- Flauschig weich und traumhaft kuschelig
- XXL-Format

OEKO-TEX® STANDARD 100

30° machine washable

super breathable

3 hour stop

cosy faux fur fleece

Luxuriös weiche Oberfläche

Atmungsaktiv

Anschmiegsam und hautsympathisch

6 Temperaturstufen

Beurer Sicherheitssystem (BSS)

Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.

Präzise elektronische Temperaturregelung

Beleuchtete Funktionsanzeige

Abnehmbarer Schalter

Flauschfaser

Größe ca. 200 (L) x 150 (B) cm

Maschinenwäsche bei 30 °C

150 Watt

OEKO-TEX ® 100

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125431051

Art.-Nr.: 431.05

Wohlbefinden

110


111

Entspannung und Massage

Jetzt wird's „hyggelig“ –
fühl' dich wohl mit schönen Produkten.

Hygge. So heißt der beliebte **Wohlfühl-Trend** aus Dänemark. Beurer hat diesen Style gekonnt aufgegriffen. **Hochwertige Textilien**, **dezente Farben**, gemütliches Ambiente und **maximale Entspannung** – mit der Beurer HomeLine wird jedes Zuhause zur **Wohlfühl-Oase**.

home
LINE



MG 139 – Akku-Massagekissen
mit Wärmefunktion

Wärmefunktion

2 Stufen wählbar

Hygienisch


Kissenbezug abnehm-
bar und waschbar

Flexibel

ohne lästiges Kabel – Entspannung
mit Akku-Betrieb genießen

Green Planet Line

Füllmaterial sowie innenliegender
Stoffbezug aus recyceltem Material



FALL IN LOVE

Die **HomeLine** Produkte sind einfach zum Verlieben
stylish und lassen dich entspannt den Alltag
vergessen. Zusätzlich zu den Massageprodukten sind
noch der **Luftreiniger LR 401** und der **Aromadiffusor
LA 35** in passendem Design erhältlich (Seite 153).



MG 330 Shiatsu-Massagesitzauflage –
in zwei wohnlichen Farben.

Flexibler Nackenbereich

einstellbar in Höhe und Neigung

Praktisch und bequem

mit Handschalter und
integrierter Tasche



Nackenmassage

4D handsimulierende
Massageköpfe

Rückenmassage


4-köpfiges Massagesystem –
paarweise rotierend

Individuelle Massage

3 Massagebereiche sind in je
2 Intensitätsstufen einzeln wählbar



FM 120 2-in-1 Shiatsu-Fußmassagegerät –
als Sitzhocker und Massage einsetzbar.



Design & Funktion

kraftvolle Shiatsu- und
Luftdruckmassage



Extra Wärme

zuschaltbare
Wärmefunktion

Doppelt gut

wohnlicher Sitzhocker oder
entspannende Fußreflex-
zonenmassage



Hygienisch

waschbarer und
herausnehmbarer Bezug



Dreamteam! Das Shiatsu-Fußmassagegerät FM 120
lässt sich wunderbar mit der Shiatsu-Massagesitzauflage
MG 330 kombinieren. **Das perfekte Paar, wenn es um
deine Entspannung zu Hause geht!**



MG 18 Mini-Massagegerät – Wohltuende Entspannung für zwischendurch.



MESSAGE TO GO

Im neuen **charakteristischen Beurer-Design** bringt die Mini-Massage To Go schnell **Entspannung und Wohltat in deinen Alltag** – egal wo du gerade bist.



Flexibel unterwegs

klein und handlich für zu Hause, im Büro oder unterwegs

Entspannung für zwischendurch

ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine

Wohltuende Vibration

sanfte Vibrationsmassage

MG 24 Massagegerät mit Wärmefunktion – sanfte Vibrationsmassage wie du sie willst.



Intensitätsstufen

du hast die Wahl zwischen zwei Intensitätsstufen

Individuelle Massage

zwei verschiedene voreingestellte Massageprogramme

Wärmefunktion

optional zuschaltbar



Massageaufsätze

drei auswechselbare Massageaufsätze für Entspannung wo du sie brauchst



ANTI-RUTSCH GRIFF

Der **ergonomische, rutschfeste Griff** und die **kompakte Formensprache** machen die **Handhabung einfach**.

MG 280



Yoga- & Stretchmatte

- Vielfältig einsetzbar zur Dehnung der Muskulatur und zur Entspannung
- Für mehr Flexibilität und Beweglichkeit
- Mit 7 Luftkammern zur Imitation von Yoga- und Stretch-Übungen



- Zur Massage und zum Stretching im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich
- 7 Luftkammern
- 4 voreingestellte Programme
- 3 Intensitätsstufen
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Zuschaltbare Vibrationsmassage
- Einfache Bedienung mit Handschalter
- Zusammenfaltbar und mit praktischem Klettverschlussband zur Fixierung
- Tragegriff für einen bequemen Transport

Abschaltautomatik

36 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125643492
Art.-Nr.: 643.49




Produktinfo MG 280

Immer an deiner Seite – dein persönlicher Yoga-Coach zu Hause.



Freu' dich auf **gezielte Übungen für den Nacken-, Rücken- und Schulterbereich**. Luftkammern ahmen **abgestimmte Yoga- und Stretchübungen** nach und leiten dich durch dein persönliches Training. Wähle aus vier voreingestellten Programmen mit jeweils drei Intensitätsstufen.

Sieben optimal platzierte Luftkammern passen sich deinem Körper an und stretchen gezielt die Regionen, die dir wichtig sind. Mit der Komfortbedienung kannst du die Anwendung individuell steuern. **Entspannung, Flexibilität und Beweglichkeit wann immer du möchtest.**



MG 16 grün / rot



Mini-Massagegerät

- Sanfte Vibrationsmassage
- Entspannung für Zwischendurch – Zu Hause, im Büro oder unterwegs
- In grün und rot erhältlich



- Ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine
- Massage-to-go
- Sanfte Vibrationsmassage
- Entspannung für zwischendurch
- Klein und handlich
- LED-Licht
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 8 Transportkarton: 4 x 8
EAN-Nr.: grün: 4211125646165
Art.-Nr.: grün: 646.16
EAN-Nr.: rot: 4211125646158
Art.-Nr.: rot: 646.15

MG 18



Mini-Massagegerät

- Massage-to-go
- Sanfte Vibrationsmassage
- Entspannung für zwischendurch – zu Hause, im Büro oder unterwegs



- Ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine
- Massage-to-go
- Sanfte Vibrationsmassage
- Entspannung für zwischendurch
- Klein und handlich
- LED-Licht
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 8 Transportkarton: 3 x 8
EAN-Nr.: 4211125102555
Art.-Nr.: 102.55

MG 24



Massagegerät mit Wärmefunktion

- Wohltuende und entspannende Vibrationsmassage
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 3 auswechselbare Massageaufsätze



- Sanfte Vibrationsmassage
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 2 Intensitätsstufen
- High setting: 4600 ±15% RPM
- Low setting: 3600 ±15% RPM
- 2 voreingestellte Massageprogramme
- 3 auswechselbare Massageaufsätze
- Einfache Handhabung
- Anti-Rutsch Griff

5 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125102562
Art.-Nr.: 102.56



- Infrarot-Massagegerät**
- Wohltuende Vibrationsmassage
 - Drehbarer Massagekopf und verstellbarer Griff
 - Ideal für gezielte und punktuelle Massage



3 settings

vibration massage

180° swiveling

infrared light

attachments 4

Infrarotwärme, zuschaltbar
4 auswechselbare Massageaufsätze: 2 x Noppenaufsatz, Bürstenaufsatz, Kegelaufsatz
3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme
3-fach verstellbarer Griff
Drehbarer Massagekopf: 180°
12 Watt
3 Jahre Garantie VE: 6 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125648251 Art.-Nr.: 648.25



- Klopf-Massagegerät**
- Tiefenwirksame und entspannende Klopfmassage
 - Zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur



adjustable intensity

tapping massage

heat function

attachments 3

Stufenlos einstellbare Massageintensität
Wärmefunktion, zuschaltbar
3 auswechselbare Massageaufsätze: Noppenaufsatz, Rundaufsatz, Zylinderaufsatz
Auswechselbare Aufsätze mit Drehfixierung für sicheren Halt und einfache Handhabung
Rutschfester Griff
Ergonomische Form
20 Watt
3 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125643201 Art.-Nr.: 643.20



- Infrarot-Massagegerät**
- Tiefenwirksame Klopfmassage zur Entspannung
 - Vielseitig einsetzbar durch abnehmbaren Griff



removable handle

adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

Stufenlos einstellbare Massageintensität
Infrarotwärme, zuschaltbar
2 auswechselbare Massageaufsätze: Softaufsatz, Noppenaufsatz
2 Funktionsstufen: Klopfmassage, Klopfmassage mit Infrarotwärme
Abnehmbarer und rutschfester Griff mit Soft-Touch-Oberfläche
22 Watt
3 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125649050 Art.-Nr.: 649.05



- Infrarot-Massagegerät**
- Tiefenwirksame Klopfmassage zur Entspannung
 - Doppelkopf-Massage



adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

Stufenlos einstellbare Massageintensität
Infrarotwärme, zuschaltbar
2 auswechselbare Massageaufsätze: Noppenaufsatz, Fünfpunktaufsatz
2 Funktionsstufen: Klopfmassage, Klopfmassage mit Infrarotwärme
Rutschfester Griff
35 Watt
3 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125649012 Art.-Nr.: 649.01



- Infrarot-Klopf-Massagegerät**
- Gehäuse aus sandgestrahltem Aluminium
 - Für eine perfekte Anwendung allein oder zu zweit
 - Tiefenwirksame und entspannende Klopfmassage
 - Doppelkopf-Massage



adjustable intensity

tapping massage

infrared light

attachments 2

5-stufige einstellbare Massagegeschwindigkeit
Infrarotwärme, zuschaltbar
2 auswechselbare Massageaufsätze: Noppenaufsatz, Softaufsatz
4 Massageprogramme: start, active, vital, relax
2 rutschfeste Griffe
Blau hinterleuchtete Funktionsanzeige
20 Watt
3 Jahre Garantie VE: 2 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125649036 Art.-Nr.: 649.03



- Klopf-Massagegerät**
- Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku
 - Extra lange Laufzeit von 2 Std. - bei mittlerer Intensität
 - Zur Entspannung der Muskulatur und Regeneration nach dem Sport
 - Tiefenwirksame und wohltuende Klopfmassage
 - Mit oder ohne Handgriff anwendbar



removable handle

adjustable intensity

tapping massage

lithium-ion battery

attachments 4

PLUS X AWARD
High Quality
Design
Bedienkomfort

5-stufige einstellbare Massageintensität
4 auswechselbare Massageaufsätze: Wärmeaufsatz, Kälteaufsatz, Softaufsatz, Trigger-Punkt Aufsatz
Auswechselbare Aufsätze mit Drehfixierung für sicheren Halt und einfache Handhabung
2 Funktionsstufen: Klopfmassage, Klopfmassage mit Wärmeaufsatz
Abnehmbarer Griff
Farbig hinterleuchtete Funktionsanzeige
Integrierter Akku, Ladezeit ca. 3 Std.
Akku- und Ladeanzeige
Abschaltautomatik
22,5 Watt
3 Jahre Garantie VE: 2 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125645229 Art.-Nr.: 645.22

MG 135



Shiatsu-Massagekissen

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine
- Universelle Kissenform
- Mit abnehmbarem, waschbarem Bezug
- Mit Licht- und Wärmefunktion



4 Shiatsu-Massageköpfe – paarweise rotierend
Mit Licht- und Wärmefunktion
Rechts- und Linkslauf
Abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar
Vielseitig einsetzbar durch universelle Kissenform
Mit extra langem Netzkabel
Abschaltautomatik
18 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125644130
Art.-Nr.: 644.13

MG 139 Beige



Akku-Massagekissen mit Wärmefunktion

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Rücken, Nacken, Arme und Beine
- Shiatsu Massage zur Entspannung und Regeneration
- Flexible Nutzung durch Akku-Betrieb
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug



4 Shiatsu Massageköpfe – paarweise rotierend
Zuschaltbare Wärmefunktion in 2 Stufen
2 Geschwindigkeitsstufen
Rechts- und Linkslauf
Bedienung über hochwertiges Label in Lederoptik
Füllmaterial und Innenbezug aus recyceltem Material
Abnehmbarer Bezug, waschbar
Vielseitig einsetzbar durch universelle Kissenform
Wohnlicher und hochwertiger Stoff
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 2 h Anwendung
Abschaltautomatik
28 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125102746
Art.-Nr.: 102.74

MG 139 Mint



Akku-Massagekissen mit Wärmefunktion

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Rücken, Nacken, Arme und Beine
- Shiatsu Massage zur Entspannung und Regeneration
- Flexible Nutzung durch Akku-Betrieb
- Abnehmbarer und waschbarer Bezug



4 Shiatsu Massageköpfe – paarweise rotierend
Zuschaltbare Wärmefunktion in 2 Stufen
2 Geschwindigkeitsstufen
Rechts- und Linkslauf
Bedienung über hochwertiges Label in Lederoptik
Füllmaterial und Innenbezug aus recyceltem Material
Abnehmbarer Bezug, waschbar
Vielseitig einsetzbar durch universelle Kissenform
Wohnlicher und hochwertiger Stoff
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 2 h Anwendung
Abschaltautomatik
28 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125102487
Art.-Nr.: 102.48

MG 145



Shiatsu-Massagekissen

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine
- Extra weiche Oberfläche
- Mit Licht- und Wärmefunktion
- Mit abnehmbarem Bezug aus Micro-Flauschfaser




4 Shiatsu Massageköpfe – paarweise rotierend
Mit Licht- und Wärmefunktion
Oberfläche aus Micro-Flauschfaser
Abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar
Vielseitig einsetzbar durch universelle Kissenform
Klettverschlussband zur Fixierung
12 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125644048
Art.-Nr.: 644.04

MG 147



Shiatsu-Massagekissen

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine
- Mit Handschalter
- Mit abnehmbarem Bezug
- Oberfläche aus atmungsaktivem Mesh
- Mit Licht- und Wärmefunktion



4 Shiatsu Massageköpfe – paarweise rotierend
Mit Licht- und Wärmefunktion
Rechts- und Linkslauf
Oberfläche aus atmungsaktivem Mesh
Abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar
Vielseitig einsetzbar durch große und universelle Kissenform
Einfache Bedienung mit Handschalter
Klettverschlussband zur Fixierung
12 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125643355
Art.-Nr.: 643.35

MG 149



Shiatsu-Massagekissen

- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine
- Ergonomisches Design für eine perfekte Anpassung an den Körper
- Mit Licht- und Wärmefunktion



4 Shiatsu Massageköpfe – paarweise rotierend
Mit Licht- und Wärmefunktion
Rechts- und Linkslauf
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Vielseitig einsetzbar durch große und universelle Kissenform
Einfache und feste Fixierung durch Steckschnalle
Abschaltautomatik
18 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125643034
Art.-Nr.: 643.03

MG 150



Nacken-Massagegerät

- Tiefenwirksame und kräftige Klopfmassage zur Entspannung
- Lockert die Muskulatur im schwer erreichbaren Schulter- und Nackenbereich



2 Klopf-Massageköpfe

6 Massageprogramme

3 Intensitätsstufen

Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar

Einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt

Handfreie Anwendung möglich

Praktische Haltegriffe zur manuellen Regulierung der Massagestärke

Abschaltautomatik

60 Watt


3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125643058


Art.-Nr.: 643.05

MG 151



3D Shiatsu-Massagegerät

- 3D Massageköpfe für ein reales Massageerlebnis
- Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine
- Mit Licht- und Wärmefunktion



8 rotierende Shiatsu Massageköpfe

Mit Licht- und Wärmefunktion

Rechts- und Linkslauf

3 Intensitätsstufen

Einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt

Praktische Haltegriffe zur manuellen Regulierung der Massagestärke

Abschaltautomatik

24 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125643089

Art.-Nr.: 643.08

MG 153



4D Nacken-Massagegerät

- Tiefenwirksame Knetmassage zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur
- 4D handsimulierende Massageköpfe für ein reales Massageerlebnis
- Mit abnehmbarem, waschbarem Bezug



4 Knetwalzen und 2 Klemmknoten

Mit Wärmefunktion

Rechts-/Linkslauf

2 Intensitätsstufen + 1 Massagemodus

Mit abnehmbarem, waschbarem Bezug

Einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt

Praktische Haltegriffe zur manuellen Regulierung der Massagestärke

Abschaltautomatik

24 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125643102

Art.-Nr.: 643.10

MG 202



Shiatsu-Sitzauflage

- Kraftvolle Shiatsu-Massage entlang der Wirbelsäule
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Einfache Handhabung durch ein-Knopf-Bedienung
- Extra leicht und schmal



4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend

Bewegung entlang der Wirbelsäule

2 Intensitätsstufen

Pflegeleichtes und hochwertiges Oberflächenmaterial

Einfache Handhabung durch ein-Knopf-Bedienung

Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne

Festes Rückengehäuse

Klettverschlussbänder zur Fixierung

18 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125102654

Art.-Nr.: 102.65

Produktinfo MG 202

Leichtgewicht für extra viel Genuss.

Extra leicht und schön schmal begleitet dich die **Shiatsu-Sitzauflage MG 202** durch **entspannte Stunden** zu Hause. Der schöne und pflegeleichte **Textilbezug** hat eine dezente Farbe und passt sicher auch in deinen Lifestyle.



Tue deinem Rücken etwas Gutes und gönne dir eine kraftvolle **Shiatsu-Massage entlang der Wirbelsäule**. Wähle aus **zwei Geschwindigkeitsstufen** deine Lieblings-Anwendung.



Die Ein-Knopf-Bedienung macht die Handhabung einfach und unkompliziert. **Setz dich hin und lass' es dir gut gehen!**

MG 206



Shiatsu-Sitzauflage

- Entspannende Shiatsu-Rückenmassage
- Mit Timer-Funktion
- Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion
- Extra leicht und schmal
- Einfache Bedienung
- Waschbarer Velours-Bezug



4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend

Bewegung entlang der Wirbelsäule

3 Massagebereiche - einzeln wählbar

Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar

Waschbarer Velours-Bezug am Rücken: 40 °C

Einfache Bedienung mit Handschalter

Abnehmbares Sitzkissen

Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank

Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne

Festes Rückengehäuse

Klettverschlussbänder zur Fixierung

Timer Funktion 5/10/15 Minuten

18 Watt

3 Jahre Garantie


VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125649135

Art.-Nr.: 649.13




- Shiatsu-Sitzauflage**
- Höhenverstellbare Shiatsu-Nackentherapie
 - Entspannende Shiatsu-Rückentherapie
 - Punktueller Massage
 - Wohltuende Roll-Massage
 - Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion
 - Waschbarer Velours-Bezug



2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger
4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend
Bewegung entlang der Wirbelsäule
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
2 Geschwindigkeitsstufen
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken: 40 °C
Einfache Bedienung mit Handschalter
Abnehmbares Sitzkissen
Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Klettverschlussbänder zur Fixierung
Timer Funktion 5/10/15 Minuten
42 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125640378
Art.-Nr.: 640.37



- Shiatsu-Sitzauflage**
- Tiefenwirksame 3D Rückenmassage
 - Elektrisch höhenverstellbare Shiatsu-Nackentherapie
 - Punktueller Massage
 - Wohltuende Roll-Massage
 - Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion
 - Wärme im Sitz
 - Waschbarer Nacken-Bezug



2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger
4 Shiatsu Massageköpfe - mit 3D Wipptechnik
Bewegung entlang der Wirbelsäule
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
2 Geschwindigkeitsstufen
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Waschbarer Mesh-Bezug am Nacken: 40 °C
Abwaschbarer PU Bezug am Rücken: 40 °C
Einfache Bedienung mit Handschalter
Ergonomische Schalen-Sitzform
Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Klettverschlussbänder zur Fixierung
Timer Funktion 5/10/15 Minuten
48 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125640538
Art.-Nr.: 640.53



- Shiatsu-Sitzauflage**
- Tiefenwirksame Komplettkörpermassage mit 4-köpfigem Massagesystem
 - Automatische Körperscanningfunktion
 - Shiatsu-, Swing und Rollmassage
 - Wohltuende Nackentherapie
 - Extra große XL-Massagefläche
 - Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion
 - Waschbarer Mesh-Bezug



4-köpfiges Massagesystem - individuell einstellbar
Bewegung entlang der Wirbelsäule
3 Automatik-Massageprogramme wählbar
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
4-stufige Weitenverstellbarkeit der Köpfe
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Waschbarer Mesh-Bezug am Rücken: 40 °C
Ergonomische Sitzform mit extra großer Massagefläche
Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Klettverschlussbänder zur Fixierung
Timer Funktion 5/10/15 Minuten
60 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125640637
Art.-Nr.: 640.63



- Shiatsu-Luftkompression-Sitzauflage**
- Tiefenwirksame 3-in-1 Massage mit Shiatsu-, Luftkompressionsmassage und punktueller Massage
 - Wohltuende Nackentherapie
 - Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion
 - Waschbarer Nacken- und Rückenbezug



2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger
4-köpfiges Massagesystem - paarweise rotierend
Luftkompressions-Massage im Taillen- und Oberschenkelbereich
Bewegung entlang der Wirbelsäule
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
3 Intensitätsstufen der Luftkompressionsmassage
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken: 40 °C
Einfache Bedienung mit Handschalter
Ergonomische Schalen-Sitzform
Praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Klettverschlussbänder zur Fixierung
Timer Funktion 5/10/15 Minuten
35 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125648091
Art.-Nr.: 648.09




- Shiatsu-Sitzauflage**
- Tiefenwirksame Shiatsu-Massage
 - Kombination aus 4D Massageköpfen im Nacken und 4-köpfigen Massagesystem im Rückenbereich zur maximalen Entspannung
 - Perfekte Integration in das Wohnumfeld durch modernes Design und hochwertiges Textil



4-köpfiges Massagesystem - paarweise rotierend
4D handsimulierende Massageköpfe im Nackenbereich
Spot-Funktion für eine gezielte Massage
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
2 Intensitätsstufen
Nackenbereich einstellbar in Höhe und Neigung
Abnehmbarer und waschbarer Bezug für den Nacken- und Sitzbereich: 30 °C
Einfache Bedienung mit Handschalter
Ergonomische Schalen-Sitzform
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Wohnlicher und hochwertiger Stoff
Pflegeleichtes Material
36 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100391
Art.-Nr.: 100.39



- Shiatsu-Sitzauflage**
- Tiefenwirksame Shiatsu-Massage
 - Kombination aus 4D Massageköpfen im Nacken und 4-köpfigen Massagesystem im Rückenbereich zur maximalen Entspannung
 - Perfekte Integration in das Wohnumfeld durch modernes Design und hochwertiges Textil



4-köpfiges Massagesystem - paarweise rotierend
4D handsimulierende Massageköpfe im Nackenbereich
Spot-Funktion für eine gezielte Massage
3 Massagebereiche - einzeln wählbar
2 Intensitätsstufen
Nackenbereich einstellbar in Höhe und Neigung
Abnehmbarer und waschbarer Bezug für den Nacken- und Sitzbereich: 30 °C
Einfache Bedienung mit Handschalter
Ergonomische Schalen-Sitzform
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Wohnlicher und hochwertiger Stoff
Pflegeleichtes Material
36 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100315
Art.-Nr.: 100.31



- Shiatsu-Massagesessel**
- Automatische Körperscanningfunktion
 - Shiatsu-, Klopf-, Knet- und Rollmassage
 - Entspannende Vibrationsmassage im Sitz- und Fußteil
 - Automatisch verstellbare Rückenlehne und Fußstütze
 - Kabelloser Handschalter



Individuell einstellbare Komplettkörpermassage mit 4-köpfigem Massagesystem
Entspannende Vibrationsmassage im Sitz- und Fußteil
3 Automatik-Massageprogramme wählbar - Relax, Health, Therapy
3-stufig einstellbare Intensität für Vibrationsmassage
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Kabelloser Handschalter
180° drehbar
Maße: L x B x H: 73 x 109 x 102 cm
Gewicht: 51 kg
120 Watt
2 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125640170
Art.-Nr.: 640.17



- Deluxe-Massagesessel**
- Automatische Körperscanningfunktion
 - Shiatsu-, Klopf-, Knet- und Rollmassage
 - Separat zuschaltbare Luftdruckmassage für Sitz-, Waden- und Fußbereich
 - Punktuelle und partielle Massage
 - Automatisch verstellbare Rückenlehne und Fußstütze
 - Flexible Sitzposition



Individuell einstellbare Komplettkörpermassage mit 4-köpfigem Massagesystem
Separat zuschaltbare Luftdruckmassage für Sitz-, Waden- und Fußbereich
3 Automatik-Massageprogramme wählbar - Relax, Refresh, Therapy
5 individuell wählbare Massagearten
3 Intensitätsstufen für Luftdruckmassage
3 stufige Weitenverstellbarkeit der Massageköpfe
Relaxposition - waagrechte Liegefunktion
Oberfläche in Lederoptik: PU abwaschbar
Handschalter mit großer, beleuchteter Displayanzeige
2 Transportrollen
Maße: L x B x H: 73 x 117 x 130 cm
Gewicht: 61 kg
200 Watt
2 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125640156
Art.-Nr.: 640.15



- Shiatsu-Fußmassagegerät**
- Wohltuende Shiatsu-Fußmassage
 - Wärmefunktion, zuschaltbar



Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage
Bequem mit dem Fuß bedienbar
Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff
25 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125645021
Art.-Nr.: 645.02



- Shiatsu-Fußmassagegerät**
- Wohltuende Shiatsu-Fußmassage
 - 18 Shiatsu Massageköpfe
 - Wärmefunktion, zuschaltbar



Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage
Bequem mit dem Fuß bedienbar
18 Shiatsu-Massageköpfe: 3 x 3 pro Fuß
2 Massagegeschwindigkeiten
Individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße
Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff
Komfortable Kabelversteauung
Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf
50 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125649319
Art.-Nr.: 649.31



- Shiatsu Fuß- und Rückenmassagegerät**
- Anwendung für Füße und Rücken
 - Zuschaltbare Wärmefunktion zur Linderung von Verspannungen
 - 3 Massagegeschwindigkeiten



Durchblutungsfördernde Fußreflexzonen- und Rückenmassage
Bequem mit dem Fuß bedienbar
18 Shiatsu-Massageköpfe: 3 x 3 pro Fuß
3 Massagegeschwindigkeiten
Einstellbare Massagekopf-Drehrichtung
Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff
Abnehmbarer und waschbarer Bezug
Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf
36 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100278
Art.-Nr.: 100.27



- Fußmassagegerät**
- Kraftvolle und wohltuende Shiatsu- und Luftdruckmassage im Bereich der Fußsohlen und Fersen
 - Wärmefunktion, zuschaltbar
 - Auswahl von 3 voreingestellten Massageprogrammen



Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage
Luftdruckmassage in 3 Intensitätsstufen
3 voreingestellte Massageprogramme
Zuschaltbare Wärmefunktion
Waschbarer und herausnehmbarer Bezug, Handwäsche
Geeignet bis Schuhgröße 46
Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf
48 Watt
3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125645069
Art.-Nr.: 645.06

FM 120



2-in-1 Shiatsu-Fußmassagegerät

- Wohltuende Shiatsu- und Luftdruckmassage im Bereich der Fußsohlen und Fersen
- Perfekte Integration in das Wohnumfeld durch modernes Design und hochwertiges Textil







Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage

Luftdruckmassage in 3 Intensitätsstufen

3 voreingestellte Massageprogramme

Zuschaltbare Wärmefunktion

Waschbarer und herausnehmbarer Bezug, Handwäsche

Einfache Bedienung mit kabellosem Handschalter

Funktionsanzeige durch farbige LEDs

Geeignet bis Schuhgröße 46

Rutschfeste Gummifüße

Hochwertiges Textil

Pflegeleichtes Material

48 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125100292

Art.-Nr.: 100.29

Produktinfo FM 120

Dein Geheimnis für Entspannung pur – Sitzhocker und Fußmassage in einem Gerät.



So schön war eine wohltuende Massage noch nie! Mit der aufgelegten Abdeckung wird aus dem FM 120 ein wohnlicher Sitzhocker, der sich in jeden Einrichtungsstil integriert. Im Inneren verbirgt sich eine wirksame Massageeinheit für müde Füße. Die Luftdruckmassage regt die Durchblutung an, zuschaltbare Wärme tut in kühleren Jahreszeiten gut. Der herausnehmbare Bezug ist waschbar, der kabellose Handschalter super praktisch.

So muss Massage heute sein – wohltuend, immer zur Hand und wohnlich.



Handschalter

ohne Kabel zu bedienen



Kraftquelle

die kraftvolle Massageeinheit macht müde Füße wieder frisch

FB 12



Fußsprudelbad

- Massageaufsatz





3 Funktionen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung

60 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125632052

Art.-Nr.: 632.05

FB 20



Fußsprudelbad

- Pediküre-Anwendung
- 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung





3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung

Wohltuendes Infrarotlicht-Feld

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Massageunterstütztes Fußbett

Trockenmassage möglich

Abnehmbarer Spritzschutz

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Geeignet bis Schuhgröße 48

120 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125636050


Art.-Nr.: 636.05


FB 21



Fußsprudelbad

- Pediküre-Anwendung
- Praktischer Tragegriff





3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung

Wohltuendes Infrarotlicht-Feld

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Massageunterstütztes Fußbett

Abnehmbarer Spritzschutz

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Geeignet bis Schuhgröße 49

60 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125636067

Art.-Nr.: 636.06

FB 30



Fußsprudelbad

- Faltfunktion - zusammenfaltbar
- Platzsparendes Verstauen



3 Funktionen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung
Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte

Pediküreaufsatz: Bimsstein

Massageunterstütztes Fußbett

Abnehmbarer Spritzschutz

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Geeignet bis Schuhgröße 45

60 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125638504


Art.-Nr.: 638.50

FB 35



Aroma Fußbad

- Entspannende Aroma-Therapie
- Magnetfeld- und Pediküre-Anwendung
- Aroma-Filter für die Verwendung von Badezusätzen



3 Funktionen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung
Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte
16 integrierte Magnete für Magnetfeld-Anwendung

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze, mit praktischer Aufhängung

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Massageunterstütztes Fußbett

Praktischer Tragegriff

Abnehmbarer Spritzschutz

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Doppelwandig für bessere Wärmeisolierung

Geeignet bis Schuhgröße 44

Abnehmbarer Aroma-Filter für die einfache Verwendung von Badezusätzen

140 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125637057


Art.-Nr.: 637.05

FB 60



Fußsprudelbad

- Leistungsstarke Wasserheizung in 8 Stufen: 34-48 °C
- Entspannende Vibrations- und Sprudelmassage



3 voreingestellte Massageprogramme
Optionale manuelle Massageeinstellung
3 Temperaturzonen

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Massageunterstütztes Fußbett

Praktische Tragegriffe

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Doppelwandig für bessere Wärmeisolierung

Geeignet bis Schuhgröße 51

Premium Touch Display

Inkl. Aufbewahrungs- und Trocknungsbeutel

630 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125632618

Art.-Nr.: 632.61

FB 65



Wellness Fußsprudelbad

- Leistungsstarke Wasserheizung in 8 Stufen: 34-48 °C
- Entspannende Vibrations- und Sprudelmassage
- Zuschaltbare Ambientebeleuchtung mit 6 Lichteffekten



3 voreingestellte Massageprogramme
Optionale manuelle Massageeinstellung
3 Temperaturzonen

Rotierende Pedikürestation

3 wechselbare Pediküre-Aufsätze

Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage

Massageunterstütztes Fußbett

Praktische Tragegriffe

Spritzschutz im wohnlichen Holzdesign

Rutschfeste Gummifüße

Kabelaufwicklung

Doppelwandig für bessere Wärmeisolierung

Geeignet bis Schuhgröße 51

Premium Touch Display

Inkl. Aufbewahrungs- und Trocknungsbeutel

650 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125632311

Art.-Nr.: 632.31

Produktinfo Fußsprudelbäder

Für deine kleine Auszeit zwischendurch – sprudelnde Frische und Entspannung.



Die **Fußsprudelbäder von Beurer** sind der **ultimate Frischekick bei müden, geplagten Füßen**. Wende dein Fußsprudelbad mit kaltem Wasser für das Plus an Energie an oder nutze die **leistungsstarke Wasserheizung** unserer Geräte.

Mit **vielfältigen verschiedenen Aufsätzen** wird dein Wellness-Tag für gepflegte Füße perfekt.

Luft und Aroma

Modern, stylisch und hygienisch –
die idealen Luftbefeuchter für dein Zuhause.

Hygienische Befeuchtung der Luft durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie.
Mit den Neuheiten LB 200 und LB 300 Plus von Beurer werden bei der Luftbefeuchtung bis zu 99,9 % weniger Bakterien¹⁾ in die Raumluft abgegeben. Für ein gesundes Zuhause zum rundum Wohlfühlen.



home
LINE



LB 300 Plus – Luftbefeuchter

bis zu
99,9 %
weniger
Bakterien¹⁾

Luft und Aroma

Wohlbefinden

Farbindikator

für die schnelle Interpretation
der Luftfeuchtigkeit

Individuell

jeweils 3 Stufen für
die Einstellung der
Befeuchtung und der
Lüftergeschwindigkeit

Nachtmodus

besonders geräuscharm
und ausgeschaltetes
Bedienpanel



Hygienisch

durch natürliche
Kaltverdunstung

Filtertrocknungs- funktion

um Bakterienbildung
zu reduzieren

Timerfunktion

Betrieb einstellbar
von 1 - 9 Stunden

Modern & stylisch

schönes Design für
ein modernes Ambiente

LB 200



DU HAST DIE WAHL



Die Kaltverdunstungstechnologie bieten wir in zwei Gerätevarianten an. Je nach Raumgröße findest du so die passende Ausführung.



LB 200 & LB 300 Plus Luftbefeuchter – befeuchten deine Räume auf natürliche Weise.

Die **Kaltverdunstungstechnologie** sorgt für eine **hygienische Befeuchtung** von **bis zu 30 m^{2,1)} großen Räumen mit dem LB 200** und **bis zu 45 m^{2,1)} großen Räumen mit dem Luftbefeuchter LB 300 Plus**.


Der **Verdunstungsfilter** saugt sich aufgrund der Kapillarkwirkung mit Wasser voll. **Trockene Luft** wird durch den Ventilator eingeblasen und streift über den **Filter**. Durch den Kontakt zwischen Luftstrom und feuchter Filteroberfläche verdunstet das Wasser. Die befeuchtete Luft wird durch den **Ventilator** gleichmäßig im Raum verteilt.



MODERN & STYLISCH BAKTERIEN VERMEIDEN

Die Filtertrocknungsfunktion lässt den Filter nach Gebrauch schnell trocknen. So kann die Bakterienbildung reduziert werden. Das macht die Anwendung noch hygienischer.

LA 35 Aroma Diffuser – für eine wohltuende Atmosphäre in deinem Zuhause.



DUFT MACHT GLÜCKLICH

Dank der extra leisen mikrofeinen Zerstäubung mit Ultraschall ist die Verwendung auch im Schlafzimmer ideal. Energiesparend und gleichzeitig wohlich ist das Gerät für alle wasserlöslichen Aromaöle bestens geeignet. Der Duft zum Glück – probier es aus!



Wohltuende Dufterlebnisse

für Räume bis 20 m²

Abschaltautomatik

wenn der 120 ml große Tank leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab

Ambiente-Beleuchtung

mit 2-stufigem LED-Licht




home
LINE

Stilvolles Design

mit wohlichem Stoffbezug



HEPA H13 Filter – Saubere Raumlufth ohne Kompromisse.



Alle Luftreiniger von Beurer besitzen ein hochwirksames **dreischichtiges Filtersystem mit HEPA H13 Filter**. Der feinmaschige Hochleistungsfilter entfernt nahezu alles aus der Luft, was deine Gesundheit gefährden könnte.

Es werden bis zu 99,95 % aller Partikel aus der Luft gefiltert, die 0,3 µm oder größer sind. Für ein gesundes Zuhause.

Dreischichtige Filter sind hochwirksam gegen:

- Hausstaub
- Allergene
- Tierhaare
- Gerüche
- Pollen
- diverse Bakterien
- diverse Viren
- schädliche Gase

Wissenschaftliche Tests zeigen – kraftvolle Filterleistung bis zu 99,95 %.


Ein dreischichtiges Filter System mit HEPA H13 Filter¹⁾ filtert Partikel mit einer Größe von 0,02 µm (Viren haben in der Regel eine Größe von 0,02-0,3 µm), zu mindestens 95 %.²⁾ Partikel mit einer Größe ≥ 0,3 µm werden sogar bis zu 99,95 % herausgefiltert.

1. Vorfilter

Verschmutzte Luft tritt ein, Hausstaubpartikel, Haare & kleinste Insekten werden gefiltert.

3. HEPA H13 Filter

Die Luft wird von verschiedenen Bakterien, Viren, Milben, Feinstaub und Pollen gereinigt.



2. Aktivkohlefilter

Vorgefilterte Luft tritt ein. Schädliche Gase, VOC und Gerüche werden entfernt.



IDEAL NICHT NUR FÜR ALLERGIKER

Auch für die Kleinsten ist ein Luftreiniger mit HEPA H13 Filter die pure Wohltat. Schütze dich und deine Familie vor schädlichen Umwelteinflüssen.

maremed® –
einzigartiges, patentiertes Meeresklimagerät.

Das innovative **maremed® Meeresklimagerät** funktioniert mit einer modernen Filtertechnologie und der Zugabe von exklusiv hergestelltem Spezial-Meersalz aus natürlicher Herkunft. **maremed® kann die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.**

Deutsche Ingenieurskunst, präzise Technologie und innovativer Entwicklergeist in einem Gerät vereint.

Perfekt für Tag und Nacht:

- **Natürliche Befeuchtung** der Atemwege ohne Dunstbildung oder Salzablagerungen.
- Wirkt unterstützend bei asthmatischen Beschwerden, fördert einen **erholsamen Schlaf**.
- Mit dem **Nachtmodus** wird die Raumluft in flüsterleisem Betrieb bei ausgeschaltetem Display selbst im Schlaf bereichert.
- Für **Raumgrößen bis 50 m²** geeignet und durch das minimalistische Design einfach und vor allem ohne chemische Zusätze zu reinigen.
- **Abtötung von bis zu 99 %** der Bakterien, Viren und anderer Keime durch UVC-Strahlung.



Mit jedem Atemzug die Kraft des Meeres
zu Hause spüren.

5-in-1 Technologie

Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung, Ionisation und Luftbefeuchtung in einem Gerät

XL-6-Liter Wassertank

mit Abschaltautomatik und großem Luftauslass

maremed® – Meeresklimagerät

Innovative, patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima

Maximaler Bedienkomfort

LCD-Display mit Sensortasten

Einfach tief durchatmen

mehr Lebensqualität für Kinder und Erwachsene

+ maremed® Spezialsalz

65 wertvolle Mineralien und Spurenelemente befreien die Atemwege

Wirkungsprinzip:

1. Wassertank wird mit Spezial-Meersalz und Wasser befüllt.
2. Die zwei Vorfilter entfernen Schmutzpartikel, Pollen, Tierhaare, Fein- und Hausstaub aus der Luft.
3. Die UVC-Lampe beseitigt bis zu 99 % der Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus dem Wasser.
4. Über den Wasserverdunsterblock wird die durchströmende Luft mit den Mineralien des Wassers angereichert.
5. Zusätzliche Ionisierung und Reinigung über den Ionisationkamm, bevor die mineralisierte Luft wieder in die Umgebung gelangt.





- Meeresklimagerät**
- Innovative, patentierte Erzeugung von naturidentischem Meeresklima
 - Luftvorreinigung, Mineralisierung, Entkeimung, Luftionisation und -befeuchtung
 - Luftbefeuchtung ohne Salzablagerungen



sea air

3 stage blower setting

prefilter

timer function

tank 6 litres

for rooms up to 50 m²

easy-to-clean

night mode

Feinste Verteilung von Meersalzpartikeln in der Raumluft
Verminderung der Verschmutzung und Keimbelastung
LCD-Display mit intelligenter Steuerung
Moderne Sensortastenbedienung
Befeuchtungsleistung: 33-42 ml/h
3 Stufen
Geeignet für Räume bis zu 50 m²
Nachtmodus, flüsterleiser Betrieb und Displayabschaltung
Wassertankgröße: 6 l
Easy-to-clean Design: Komponenten einfach zerlegbar
UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige
Abschaltautomatik
Max. 24 Watt
Inkl. Netzadapter
2 x Vorfilter, 1 x Wasserfilter, 1 x 625 g Spezial-Meersalz (für 45 Tage)
3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125681197
Art.-Nr.: 681.19



- Spezial-Meersalz & Filter**
- Für den Gebrauch mit maremed® MK 500
 - 90 Tage Komplett Paket (bei täglicher 24h Anwendung)
 - Enthalten ist eine 1250 g Flasche Spezial-Meersalz inkl. Messbecher zur besseren Dosierung, 4 x Vorfilter, 2 x Wasserfilter



Nur für die Anwendung mit maremed® MK 500 geeignet
Inkl. Messbecher zur besseren Dosierung
4 x Vorfilter, 2 x Wasserfilter, 1 x 1250 g Spezial-Meersalz
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125681210
Art.-Nr.: 681.21



- 1250 g Spezial-Meersalz**
- Für die Anwendung mit maremed® MK 500
 - Hergestellt aus natürlichen Salzen
 - Enthält mehr als 65 Spurenelemente
 - Inkl. Messbecher zur besseren Dosierung



Zur unterstützenden Anwendung bei Atemwegserkrankungen, Allergien und asthmatischen Beschwerden
Enthält mehr als 65 Spurenelemente, die im natürlichen Meersalz enthalten sind
Inhaltsstoffe: Natrium-, Magnesium-, Calcium-, Kalium-, Jodmineralien sowie weitere natürliche Spurenelemente
Nur für die Anwendung mit maremed® MK 500 geeignet
Inkl. Messbecher zur besseren Dosierung
1 x 1250 g Spezial-Meersalz
VE: 4 Transportkarton: 4
EAN-Nr.: 4211125681234
Art.-Nr.: 681.23



- Vorfilter und Wasserfilter**
- Für die Anwendung mit maremed® MK 500
 - 2 x Vorfilter
 - 1 x Wasserfilter



Vorfilter filtert Partikel wie Hausstaub, Tierhaare und kleinste Schwebeteilchen aus der Luft
Spezial-Wasserfilter: Einsatz im Verdunsterblock
Empfohlener Austausch alle 3 Monate
Nur für die Anwendung mit maremed® MK 500 geeignet
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125681227
Art.-Nr.: 681.22



- UVC-Lampe**
- Für die Anwendung mit maremed® MK 500

Zur Sterilisierung und Entkeimung des Wassers
Empfohlener Austausch alle 9 Monate
Nur für die Anwendung mit maremed® MK 500 geeignet
VE: 4 Transportkarton: 8 x 4
EAN-Nr.: 4211125681241
Art.-Nr.: 681.24

Produktinfo maremed®

Meer einatmen – befreit ausatmen.

Zusammen unschlagbar: Meeresklimagerät und maremed® Spezial-Meersalz. **Mehr als 65 wertvolle Mineralien** und Spurenelemente **befreien die Atemwege.**

Patentierte System-Technologie

maremed®

Meeresklimagerät

LR 210

99.95 %
Filterleistung



- Luftreiniger**
- Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbare Ionen-Funktion
 - Mit Nachtmodus: leiser Betrieb mit ausgeschaltetem Bedienpanel



air purification technology

ion function

timer function

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 26 m²

60 watts

eurolife GS

Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert


Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbare Ionen-Funktion

3 Stufen
Geeignet für Raumgrößen bis 26 m² ¹⁾


Timerfunktion (2, 4 oder 8 Stunden)
Beleuchtetes Bedienpanel
Filterwechselanzeige
Sicherheits-Abschaltautomatik
Ca. 60 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125693008
Art.-Nr.: 693.00

LR 210 Ersatzfilter



- Filterset**
- Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA H13 Filter
 - Verwendbar nur mit LR 200/210
 - Filterleistung: 99,95 %



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125693015
Art.-Nr.: 693.01

LR 220

99.95 %
Filterleistung



- Luftreiniger**
- Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter + Aktivkohle)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Mit Turbomodus – schnelle Luftreinigung
 - Mit Nachtmodus – leiser Betrieb mit ausgeschaltetem Bedienpanel

reddot winner 2022

ETM TESTMAGAZIN
Beurer LR 220
GUT 90,5 %
Online-Einzeltest
(Luftreiniger (A... 30 m²))
05/2021
www.etm-testmagazin.de



air purification technology

turbo mode

timer function

illuminated control panel

2 stage blower setting

for rooms up to 37 m²

38 watts

eurolife GS

Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

Mit Turbomodus – schnelle Luftreinigung

2 Stufen + Turbomodus
Geeignet für Raumgrößen bis 37 m² ¹⁾


Timerfunktion (2, 4 oder 8 Stunden)
Beleuchtetes Bedienpanel
Filterwechselanzeige
Sicherheits-Abschaltautomatik
Ca. 38 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125663759
Art.-Nr.: 663.75

LR 220 Ersatzfilter



- Ersatzfilter**
- Vorfilter, HEPA H13 Filter, Aktivkohle
 - Verwendbar nur mit LR 220
 - Filterleistung: 99,95 %



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125680077
Art.-Nr.: 680.07

LR 310

99.95 %
Filterleistung



- Luftreiniger**
- Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht
 - Mit smarter Automatikfunktion – Steuerung an die Raumluft angepasst



air purification technology

UV light

illuminated control panel

timer function

3 stage blower setting

for rooms up to 54 m²

50 watts

eurolife GS

Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht

3 Stufen + Automatikfunktion
Geeignet für Raumgrößen bis 54 m² ¹⁾

Timerfunktion (2, 4 oder 8 Stunden)
Beleuchtetes Bedienpanel
Filterwechselanzeige
Sicherheits-Abschaltautomatik
Ca. 50 Watt


3 Jahre Garantie
VE: 1 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125660192
Art.-Nr.: 660.19



LR 310 Ersatzfilter



- Filterset**
- Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA H13 Filter
 - Verwendbar nur mit LR 300 / 310
 - Filterleistung: 99,95 %



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125693022
Art.-Nr.: 693.02

LR 400 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with



99.95 %

Filterleistung

- Luftreiniger**
- App-gesteuerter Luftreiniger (WIFI)
 - Komfortable Steuerung und Kontrolle zu Hause und unterwegs
 - Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter + Aktivkohle)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Smart Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von 2,5 µm



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht

Farbiger Raumluftqualitätsindikator

4 Stufen + Turbomodus + Automatikfunktion

Timerfunktion bis 24 Stunden, minutengenau

Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb mit ausgeschaltetem Bedienpanel

Filterwechselanzeige

Geeignet für Raumgrößen bis 69 m² ¹⁾

Ca. 50 Watt

Konfiguration über *Bluetooth*[®]

Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer FreshHome“

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125693077

Art.-Nr.: 693.07

LR 401 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with



99.95 %

Filterleistung

- Luftreiniger**
- App-gesteuerter Luftreiniger (WIFI)
 - Komfortable Steuerung und Kontrolle zu Hause und unterwegs
 - Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter + Aktivkohle)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Smart Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von 2,5 µm
 - Stilvolles Design durch Stoffbezug



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht

Farbiger Raumluftqualitätsindikator

4 Stufen + Turbomodus + Automatikfunktion

Timerfunktion bis 24 Stunden, minutengenau

Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb mit ausgeschaltetem Bedienpanel

Filterwechselanzeige

Geeignet für Raumgrößen bis 69 m² ¹⁾

Ca. 50 Watt

Konfiguration über *Bluetooth*[®]

Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer FreshHome“

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125680138

Art.-Nr.: 680.13

LR 400 / 401 Ersatzfilter



- Ersatzfilter**
- Vorfilter, HEPA H13 Filter, Aktivkohle
 - Verwendbar nur mit LR 400 / 401
 - Filterleistung: 99,95 %



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

VE: 4 Transportkarton: 3 x 4

EAN-Nr.: 4211125693091

Art.-Nr.: 693.09

Produktinfo Filterleistung

Bewährte Filterleistung – unabhängig geprüft.

Die Filter von LR 400, LR 401 und LR 500 filtern bis zu 99,9 % bestimmter Viren und Aerosole²⁾. So kannst du dich zu Hause rundum wohl und sicher fühlen.

Independently tested by



airmidhealthgroup.com





²⁾ Basierend auf einem externen Mikrobenreduktionstest mit Influenza A Virus (H1N1), in einer 28,5 m³ großen Testkammer bei Airmid Healthgroup Ltd.

LR 500 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with



99.95 %

Filterleistung

- Luftreiniger**
- App-gesteuerter Luftreiniger (WIFI)
 - Komfortable Steuerung und Kontrolle zu Hause und unterwegs
 - Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter)
 - Filterleistung: 99,95 %
 - Smart Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von 2,5 µm



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

Zusätzliche Reinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht

Farbiger Raumluftqualitätsindikator

Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige

4 Stufen + Turbomodus + Automatikfunktion

Timerfunktion bis 24 Stunden, minutengenau

Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb mit ausgeschaltetem Bedienpanel

Filterwechselanzeige

Geeignet für Raumgrößen bis 106 m² ¹⁾

Ca. 75 Watt

Konfiguration über *Bluetooth*[®]

Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „beurer FreshHome“

3 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125660130

Art.-Nr.: 660.13

LR 500 Ersatzfilter



- Filterset**
- Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA H13 Filter
 - Verwendbar nur mit LR 500
 - Filterleistung: 99,95 %



Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem: Feinstaub, Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert

VE: 4 Transportkarton: 3 x 4

EAN-Nr.: 4211125660079


Art.-Nr.: 660.07

LW 230 2-in-1 White / Black



Luftwäscher

- Luftbefeuchtung durch Kaltverdunstung: energiesparend und selbstregulierend
- Luftreinigung: Wasser wäscht Hausstaub, Pollen, Tierhaare, Gerüche aus der Luft
- Mit Wasserstandssensor, Wasserstands-anzeige und Sicherheitsabschaltung bei leerem Tank
- Nahezu geräuschfreier Betrieb
- Blaue LCD-Anzeige
- Inkl. Silberionen Pads – sorglose Hygiene für Luftwäscher



- Befeuchtungsleistung selbstregulierend 3 Stufen
- Geeignet für Raumgrößen bis ca. 40 m²
- Nachtbetrieb auf Stufe 1 oder 2
- Luftreinigung durch Luftwäsche
- Max. Wasserfüllmenge: ca. 7,25 l
- Komponenten einfach zerlegbar
- Befeuchtungs-Plattenfläche: ca. 2,5 m²
- Füllstandsanzeige
- Scheibenpaket und Wasserwanne spülmaschinengeeignet
- Sicherheits-Abschaltautomatik
- Einsatz mit Zeitschaltuhr möglich
- Ca. 7 Watt
- Inkl. Silberionen Pads – Verhindert die Entwicklung von Bakterien und Pilzen im Wasser. Keine Zugabe von chemischen Flüssigkeiten nötig.

- 3 Jahre Garantie
- VE: 1 Transportkarton: –
- EAN-Nr.: weiß: 4211125660499
- Art.-Nr.: weiß: 660.49
- EAN-Nr.: schwarz: 4211125660482
- Art.-Nr.: schwarz: 660.48

Silberionen Pads zur Verwendung mit LW 230



Silberionen Pads

- 2 x Silberionen Pads
- Sorglose Hygiene für LW 230



- Verhindert die Entwicklung von Bakterien und Pilzen im Wasser
- Gewährleistet eine permanente Silberionen-Abgabe an das Wasser
- Keine Zugabe von chemischen Flüssigkeiten nötig
- Wirkzeit: 1 Jahr
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-informationen lesen.


- BAUA Nr. N-100990
- CHZN6738
- VE: 6 Transportkarton: 6 x 4
- EAN-Nr.: 4056461641609
- Art.-Nr.: 164.160

LB 37 White / Toffee



Luftbefeuchter

- Mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie: energiesparend und geräuscharm
- Zur Raumbefeuchtung – für Aromaöle geeignet
- Mit Nachtmodus: leiser Betrieb und ohne störende Beleuchtung



- Geeignet für Raumgrößen bis 20 m²
- 2 Stufen
- Befeuchtungsleistung max. 200 ml/h
- Sehr geräuscharmer Betrieb
- Tankgröße: 2,0 l
- Abnehmbarer Wassertank
- Kontroll-LEDs: weiß bzw. blau zeigen verschiedene Verneblungsstufen an, rot für leeren Wassertank
- Abschaltautomatik
- Energiesparend: ca. 20 Watt
- 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen
- Inkl. Reinigungsbürstchen

Kalkfilter optional erhältlich, Art.-Nr.: 163.803


- 3 Jahre Garantie
- VE: 3 Transportkarton: –
- EAN-Nr.: weiß: 4211125681135
- Art.-Nr.: weiß: 681.13
- EAN-Nr.: toffee: 4211125681173
- Art.-Nr.: toffee: 681.17

LB 45



Luftbefeuchter

- Mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie: energiesparend und geräuscharm
- Zwei verstellbare 360° Nebeldüsen
- Zur Raumbefeuchtung – für Aromaöle geeignet



- Geeignet für Raumgrößen bis 30 m²
- Stufenlos regulierbar mit Einstellrad in Chrom-Design
- Befeuchtungsleistung max. 300 ml/h
- Sehr geräuscharmer Betrieb
- Tankgröße: 4,0 l
- Sichtbarer Wasserstand mit farblicher Anzeige im Tank

- Abschaltautomatik
- Max. ca. 25 Watt
- 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen

- Inkl. Kalkfilter
- Kalkfilter auch als Nachkauf erhältlich
- Art.-Nr.: 162.843

- 3 Jahre Garantie
- VE: 3 Transportkarton: –
- EAN-Nr.: 4211125681074
- Art.-Nr.: 681.07

LB 37 Kalkfilter



Kalkfilter

Bei hartem Wasser wird der Einsatz des Kalkfilters empfohlen
Empfohlener Austausch alle 2-3 Monate

VE: 1 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4056461638036
Art.-Nr.: 163.803

LB 44 / LB 45 / LB 88 Kalkfilter



Kalkfilter LB 44 / LB 45 / LB 88

Bei hartem Wasser wird der Einsatz des Kalkfilters empfohlen
Empfohlener Austausch alle 2-3 Monate


- VE: 1 Transportkarton: –
- EAN-Nr.: 4211125192358
- Art.-Nr.: 162.843

LB 55



Luftbefeuchter

- Warmwasser-Verdampfertechnologie
- Bakterienarm und hygienisch
- Mit Kalkpads gegen allzu schnelle Verkalkung
- Herausnehmbarer Wassertank



- Geeignet für Raumgrößen bis 50 m²
- 2 Stufen
- Befeuchtungsleist. 2-stufig: 200 ml/h + 400 ml/h

- Geräuscharmer Betrieb
- Hygienischer Wasserdampf
- Tankgröße: 6 l
- Herausnehmbarer Wassertank
- Kontroll-LEDs
- Wasserstandsfenster

- Abschaltautomatik/Überhitzungsschutz
- Ca. 365 Watt
- Inkl. 15 Kalkpads gegen allzu schnelle Verkalkung

- 3 Jahre Garantie
- VE: 2 Transportkarton: –
- EAN-Nr.: 4211125686055
- Art.-Nr.: 686.05




LB 88 Dual White



Luftbefeuchter

- Ultraschallverneblung mit Wassererhitzung
- Hohe Befeuchtungsleistung durch Ultraschall-Befeuchtungstechnologie
- Bakterienarm und hygienisch durch Wassererhitzung
- Abnehmbarer Wassertank



Geeignet für Raumgrößen bis 48 m ²
Ultraschallvernebler stufenlos
Befeuchtungsleistung max. 550 ml/h
Wassererhitzung zuschaltbar in 3 Stufen
Geräuscharmer Betrieb
Hygienischer Wasserdampf
Tankgröße: 6 l
Abnehmbarer Tank mit sichtbarem Wasserstand
Beleuchteter Bedienring
Abschaltautomatik mit Anzeigefunktion
Ca. 16 - 280 Watt
Inkl. 15 Kalkpads gegen allzu schnelle Verkalkung und 15 Aromapads zur Anwendung mit Aromen
Inkl. Reinigungspinsel
Kalkfilter optional erhältlich; Art.-Nr.: 162.843


3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125681166
Art.-Nr.: 681.16

LB 200



Luftbefeuchter

- Hygienische Luftbefeuchtung durch Kaltverdunstungstechnologie – bis zu 99,9 % weniger Bakterien¹⁾
- Optimale Luftfeuchtigkeit dank intelligentem Automatikmodus
- Mit Filtertrocknungsfunktion: Trocknet den Filter nach dem Gebrauch, um Bakterienbildung zu reduzieren



Geeignet für Raumgrößen bis 30 m ² ²⁾
Befeuchtungsleistung max. 200 ml/h ³⁾
3 Befeuchtungsstufen: 40 %, 50 % oder 60 %
3 Lüftergeschwindigkeitsstufen
Hygienische Befeuchtung der Luft
Tankgröße: 3 l
Wasserstandsfenster
Mit intelligentem Automatikmodus
Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige
Timerfunktion: 1 - 9 h
Mit Nachtmodus: Leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel
Abschaltautomatik
Ca. 17 Watt
Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft durch 360°-Design
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige


3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100698
Art.-Nr.: 100.69

LB 300 Plus



Luftbefeuchter

- Hygienische Luftbefeuchtung durch Kaltverdunstungstechnologie – bis zu 99,9 % weniger Bakterien¹⁾
- Optimale Luftfeuchtigkeit dank intelligentem Automatikmodus
- Mit Filtertrocknungsfunktion: Trocknet den Filter nach dem Gebrauch, um Bakterienbildung zu reduzieren
- Farbiger Luftfeuchtigkeitsindikator



Geeignet für Raumgrößen bis 45 m ² ²⁾
Befeuchtungsleistung max. 300 ml/h ³⁾
3 Befeuchtungsstufen: 40 %, 50 % oder 60 %
3 Lüftergeschwindigkeitsstufen
Hygienische Befeuchtung der Luft
Tankgröße: 3 l
Wasserstandsfenster
Mit intelligentem Automatikmodus
Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige
Timerfunktion: 1 - 9 h
Mit Nachtmodus: Leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel
Abschaltautomatik
Ca. 26 Watt
Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft durch 360°-Design
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100674
Art.-Nr.: 100.67

LB 200 / 300 Ersatzfilter



Ersatzfilter

- Original Ersatzfilter für Beurer Luftbefeuchter LB 200 / 300 Plus
- Kompatibel mit den Luftbefeuchtern Philips HU3918, HU3916, HU3915, HU2718 und HU2716

Wasserdepot zur Nutzung des Verdunstungsprinzips: Filter saugt sich mit Wasser voll und ermöglicht so natürliche Befeuchtung der Luft

Filterung von grobem Staub und Haaren

VE: 4 Transportkarton: 2 x 4
EAN-Nr.: 4056461100052
Art.-Nr.: 110.005



LV 50 Fresh Breeze



Tischventilator/-kühler

- Handlicher Tischventilator, modernes Design
- Kompakt & portabel – ideal für das Büro
- Luftkühlung und Luftbefeuchtung durch Ventilator und Verdunstungsprinzip
- Wasserflasche als abnehmbarer Wassertank
- 1 Flasche im Lieferumfang enthalten (funktioniert auch mit handelsüblicher Kunststoff-Wasserflasche)



Luftkühlung und Luftbefeuchtung durch Ventilator und Verdunstungsprinzip

Kühlt bis zu 4 Stunden (bei Betrieb auf höchster Stufe)

Komfortable Bedienung per Sensortasten 3 Stufen

Handelsübliche Kunststoff-Wasserflasche als abnehmbarer Tank

Sichtbarer Wasserstand in der Flasche

Hygienisch durch austauschbare Flasche und austauschbaren Filter

Auch ohne Wasserflasche als Ventilator nutzbar

Leicht zu reinigen

Mit praktischem Tragegriff

Inkl. Kunststoff-Wasserflasche 0,25 l

Inkl. Micro-USB-Kabel

Größe: 14,0 x 14,0 x 11,7 cm

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125684013
Art.-Nr.: 684.01



LV 50 Ersatzfilter



2 x Verdunstungsfilter in Filterkassette

- Verwendbar nur mit LV 50
- Zur Anwendung für die Befeuchtungsfunktion

Wasserdepot zur Nutzung des Verdunstungsprinzips

VE: 4 Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125684020

Art.-Nr.: 684.02

LV 50 / LB 12 Nachkaufflasche



Kunststoff-Wasserflasche

- Verwendbar mit LV 50 und LB 12
- Zur Anwendung für die Befeuchtungsfunktion
- Wasserflasche als abnehmbarer Wassertank
- Mit Verschlussdeckel

Handelsübliche Kunststoff-Wasserflasche als abnehmbarer Tank

Zur Nutzung des Verdunstungsprinzips

Fassungsvermögen: 0,25 l


Material: recyclingfähiges PET

VE: 4 Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125684037

Art.-Nr.: 684.03


Thermo-Hygrometer / Aroma Diffuser




- Thermo-Hygrometer**
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - Ideal zur Kontrolle des Raumklimas
 - Smiley Display
 - Thermo-Hygrometer zum Stellen oder Hängen



Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit
Smiley-Anzeige
☺ = Temperatur: 20-25 °C, 30-60 % Luftfeuchtigkeit (ideal)
☹ = beliebige Temperatur, <30 % Luftfeuchtigkeit (trocken)
☹ = beliebige Temperatur, >60 % Luftfeuchtigkeit (feucht)
°C/°F umschaltbar
Ausklappbarer Tischaufsteller
Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
Inkl. 1 x CR2025 Batterie
Größe: 99 x 81 x 11 mm
3 Jahre Garantie
VE: 10 Transportkarton: 5 x 10
EAN-Nr.: 4211125679156
Art.-Nr.: 679.15




- Thermo-Hygrometer**
- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und Datum
 - Mit Timer-Funktion für Kurzzeitmessung
 - Ideal für die Küche, zu Hause oder im Büro
 - Thermo-Hygrometer zum Stellen oder Hängen



Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit, aktuellen Uhrzeit und Datum
Messbereich Temperatur: -10 °C bis 50 °C / 14 °F bis 122 °F
Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 95 %
Mit Timer-Funktion: einstellbar über Sensortasten mit Signalton
Großes, einfach ablesbares Display
°C/°F umschaltbar
Ausklappbarer Tischaufsteller
Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage
Batteriewechselanzeige
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Größe: 110 x 105 x 29,5 mm
3 Jahre Garantie
VE: 10 Transportkarton: 6 x 10
EAN-Nr.: 4211125678043
Art.-Nr.: 678.04




- Aroma Diffuser**
- Ultraschall-Befeuchtungstechnologie
 - Für wasserlösliche Aromaöle geeignet
 - Mit wechselndem LED-Farblicht



1-stufiger Betrieb
Geeignet für Raumgrößen bis ca. 15 m²
Sehr geräuscharmer Betrieb
Verneblung mit und ohne Licht möglich
Fassungsvermögen Tank: 100 ml
Abschaltautomatik
Ca. 12 Watt
Leicht zu reinigende Komponenten
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125606312
Art.-Nr.: 606.31




- Aroma Diffuser**
- Ultraschall-Befeuchtungstechnologie
 - Für wasserlösliche Aromaöle geeignet
 - Mit zweistufigem LED-Licht
 - Stilvolles Design durch Stoffbezug



2-stufiger Betrieb
Geeignet für Raumgrößen bis ca. 20 m²
Sehr geräuscharmer Betrieb
Verneblung mit und ohne Licht möglich
Fassungsvermögen Tank: 120 ml
Abschaltautomatik
Ca. 12 Watt
Leicht zu reinigende Komponenten
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 6 x 4
EAN-Nr.: 4211125100346
Art.-Nr.: 100.34



- Aroma Diffuser**
- Ultraschall-Befeuchtungstechnologie
 - Für wasserlösliche Aromaöle geeignet
 - Mit wechselndem LED-Farblicht
 - Aus echtem Bambus und Porzellan



2-stufiger Betrieb
Geeignet für Raumgrößen bis ca. 20 m²
Sehr geräuscharmer Betrieb
Timerfunktion (1, 3, 7 h + Dauerbetrieb)
Verneblung mit und ohne Licht möglich
Fassungsvermögen Tank: 180 ml
Abschaltautomatik
Ca. 12 Watt
Leicht zu reinigende Komponenten
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125606268
Art.-Nr.: 606.26



- Wasserlösliches Aromaöl**
- Zur individuellen Raumbeduftung
 - 100 % naturreines Bio-Öl, ohne Synthetik
 - Geeignet für Beurer LA 30, LA 35, LA 40, LB 37, LB 45, LB 88, LW 230



Erfrischend mit Bergamotte, Orange und Grapefruit
Im praktischen Verkaufsdisplay
VE: 5 Transportkarton: 3 x 5
EAN-Nr.: 4211125681302
Art.-Nr.: 681.30

Gewicht und Diagnose

Gewicht

Smart wiegen, Messwerte checken und Gesundheitsdaten via WIFI übertragen.

Persönliche Balance finden oder das eigene Wunschgewicht erreichen – mit den **Premium-Diagnosewaagen BF 880 WIFI und BF 980 WIFI** bist du einen Schritt näher am Ziel.

Mit der App „**beurer HealthManager Pro**“ werden Ihre Werte bequem und langfristig über das Smartphone dokumentiert.



BF 980 WIFI / Bluetooth® – Diagnosewaage

XXL Wiegevergügen

extra großes Display und große Trottfläche

Messdaten

die wichtigsten Daten inklusive Herzfrequenzmessung werden angezeigt

Mehrwert App

einfache Nutzung mit Analysen und Grafiken für Langzeitbeobachtung




Bluetooth®

zur einfachen Einrichtung, danach automatische Synchronisierung mittels WIFI

Smarte Technologie

kabellose Datenübertragung via WIFI von Waage zu Smartphone/Tablet



BE MAGIC

Die Display-Anzeige ist nur während der Messung sichtbar. Die App zeigt dir langfristig alle Werte komfortabel und übersichtlich.

Connect-Waagen

Connect Classic



BF 500 Super Black Edition Bluetooth®
Art.-Nr.: 760.11



BF 600 Pure Black
Art.-Nr.: 748.03




BF 600 Pure White
Art.-Nr.: 749.03


Connect Premium



BF 405 SignatureLine
Art.-Nr.: 760.06



BF 720
Art.-Nr.: 749.38



BF 880 WIFI
Art.-Nr.: 760.08



BF 915 SignatureLine
Art.-Nr.: 760.07



BF 950 Black
Art.-Nr.: 749.12



BF 980 WIFI
Art.-Nr.: 760.09

Pro Connect




BF 105 Body Complete
Art.-Nr.: 748.12



BF 1000 Super Precision
Art.-Nr.: 748.60

Diagnosewaagen

Classic



BF 180
Art.-Nr.: 749.09



BG 13
Art.-Nr.: 760.30



BF 183
Art.-Nr.: 100.54

Comfort



BF 195
Art.-Nr.: 748.16



BF 220
Art.-Nr.: 748.13



BF 400 Black SignatureLine
Art.-Nr.: 735.74



BF 400 White SignatureLine
Art.-Nr.: 735.75



BF 410 Black SignatureLine
Art.-Nr.: 735.72



BF 410 White SignatureLine
Art.-Nr.: 735.73

Premium



BG 51 XXL
Art.-Nr.: 760.20

Personenwaagen


Design



GS 10
Art.-Nr.: 756.30




GS 10 Black
Art.-Nr.: 756.21



GS 120 Kompakt
Art.-Nr.: 100.41



GS 203 Wood
Art.-Nr.: 756.32



GS 203 Slate
Art.-Nr.: 756.36



GS 215 Relax
Art.-Nr.: 757.36



GS 215 Rome
Art.-Nr.: 756.53



GS 215 San Francisco
Art.-Nr.: 756.54

Special



GS 225
Art.-Nr.: 757.33



GS 235
Art.-Nr.: 757.32



GS 300 Black
Art.-Nr.: 756.08



GS 340 XXL
Art.-Nr.: 756.03



GS 400 Black SignatureLine
Art.-Nr.: 735.78



GS 400 White SignatureLine
Art.-Nr.: 735.79



GS 405 SignatureLine
Art.-Nr.: 735.82



GS 410 Black SignatureLine
Art.-Nr.: 735.76



GS 410 White SignatureLine
Art.-Nr.: 735.77



PS 240 Soft Grip
Art.-Nr.: 754.15



GS 39
Art.-Nr.: 744.00

Classic



MS 01
Art.-Nr.: 710.05

Comfort



PS 25
Art.-Nr.: 741.10

BF 405 SignatureLine *Bluetooth®*



Connect Premium

- Diagnosewaage**
- Beleuchtetes XL-Display für beste Lesbarkeit
 - Besonders große Wiegefläche aus extra starkem 8 mm-Sicherheitsglas
 - Extra hohe Tragkraft bis 200 kg





Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Modernes Schwarz-Display im XL-Format
- Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit
- Einfache Bedienung über 3 Tasten
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Übertragung der Messwerte via *Bluetooth®* in die App
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 200kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal
- Größe: 31 x 31 x 2,8cm, Display: 5,2 x 11,0 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 31 x 31 cm
- Zifferngröße: 35 mm
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125760069
Art.-Nr.: 760.06

BF 500 Super Black Edition *Bluetooth®*



Connect Classic

- Diagnosewaage**
- Extra großes Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung
 - Puristisch: titanbeschichtete Elektroden





Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, weitere Werte über App

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Weißes, gut lesbares Magic-Display
- Moderne Sensortastenbedienung
- Titanbeschichtete Edelstahlelektroden
- Übertragung der Messwerte via *Bluetooth®* in die App
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %
- Größe: 30 x 30 x 2,8 cm, Display: 6,0 x 12,0 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
- Zifferngröße: 40 mm
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125760113
Art.-Nr.: 760.11

BF 600 Pure *Bluetooth®*



Connect Classic

- Diagnosewaage**
- In Schwarz und Weiß erhältlich






Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Weiß beleuchtetes Display
- Moderne Sensortastenbedienung
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Übertragung der Messwerte via *Bluetooth®* in die App
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal
- Größe: 30 x 30 x 2,1 cm, Display: 7,4 x 3,5 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
- Zifferngröße: 26 mm
- Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: schwarz: 4211125748036
Art.-Nr.: schwarz: 748.03
EAN-Nr.: weiß: 4211125749033
Art.-Nr.: weiß: 749.03

BF 720 *Bluetooth®*



Connect Premium

- Diagnosewaage**
- Mit 3 Sensortasten: daher auch ohne App nutzbar






Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Schwarzes LCD-Display; weiße Beleuchtung mit Anzeige von Initialen des Benutzers
- Moderne Sensortastenbedienung
- Schmale Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Übertragung der Messwerte via *Bluetooth®* in die App
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal
- Größe: 30 x 30 x 2,5 cm, Display: 7,9 x 5,2 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
- Zifferngröße: 23 mm (Gewicht)
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125749385
Art.-Nr.: 749.38

BF 880 WIFI / *Bluetooth®*



Connect Premium

- Diagnosewaage**
- Automatische Synchronisierung: Die Daten jedes Wiegevorgangs werden via WIFI automatisch in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen
 - Exklusive titanbeschichtete Edelstahlelektroden





Auf Waage: Gewicht, Körperfett, Muskelanteil, weitere Werte wie Körperwasser etc. über App

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Weißes, gut lesbares Magic-Display
- Moderne Sensortastenbedienung
- Titanbeschichtete Edelstahlelektroden
- WIFI-Übertragung, *Bluetooth®*-Einrichtung
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %
- Größe: 30 x 30 x 2,7 cm, Display: 9,8 x 4,4 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
- Zifferngröße: 27 mm
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125760083
Art.-Nr.: 760.08

BF 915 SignatureLine *Bluetooth®*



Connect Premium

- Diagnosewaage**
- Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
 - Besonders große, ITO¹⁾ beschichtete Wiegefläche aus extra starkem 8 mm-Sicherheitsglas
 - Extra hohe Tragkraft bis 200 kg





Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

- Mit BMI Berechnung
- 8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
- Modernes Schwarz-Display im XXL-Format
- Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit
- Einfache Bedienung über 3 Tasten
- ITO¹⁾-Oberflächenveredelung
- Übertragung der Messwerte via *Bluetooth®* in die App
- 5 Aktivitätsgrade
- Benutzer-Speicherplätze: 8
- Messwert-Speicherplätze: 30
- Umstellung von kg, lb, st
- Einschalttechnik: Quick Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal
- Größe: 35 x 30 x 2,8 cm, Display: 6,9 x 14,9 cm
- Tritfläche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm
- Zifferngröße: 45 mm
- Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
- Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125760076
Art.-Nr.: 760.07

¹⁾ ITO: Indium Tin Oxide (Indium Zinn Oxid)

BF 950 Bluetooth®



Bluetooth

works with

beurer HealthManager Pro

Connect Premium

- Diagnosewaage
- Display im Dot-Matrix-Look
 - LED-Motivator: Farbige Rückmeldung zur Zielerreichung
 - Mit Schwangerschaftsmodus für kontrollierte Gewichtszunahme während der Schwangerschaft (ohne BIA-Analyse)
 - TARA-Zuwiegelfunktion

body analysis

LED-target indicator

pregnancy mode

calorie display

body mass index

8 user memory

xl size 32 x 32 cm

180 kg loading

Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR Mit BMI Berechnung

8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung

2-zeiliges Display; weiße Ziffernbeleuchtung mit Anzeige von Initialen des Benutzers

Moderne Sensortastenbedienung

ITO¹⁾-Oberflächenveredelung

Moderner Sandwich-Aufbau

Übertragung der Messwerte via Bluetooth® in die App

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 8

Messwert-Speicherplätze: 30

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Größe: 32 x 32 x 2,4 cm, Display: 6,6 x 6,0 cm

Trittfäche aus Sicherheitsglas: 32 x 32 cm

Zifferngröße: 23 mm (Gewicht)

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA

Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125749125

Art.-Nr.: 749.12

BF 980 WIFI / Bluetooth®



WIFI

Bluetooth

works with

beurer HealthManager Pro

Connect Premium

- Diagnosewaage
- Automatische Synchronisierung: Die Daten jedes Wiegevorgangs werden via WIFI automatisch in die App „beurer HealthManager Pro“ übertragen
 - Inkl. Herzfrequenzmessung
 - Integrierter Akku zum einfachen Wiederaufladen

WIFI connected

body analysis

heart rate

rechargeable battery

xxl display

xxl size 35 x 30 cm

180 kg loading

Auf Waage: Gewicht, BMI, Körperfett, Muskelanteil, Herzfrequenz, weitere Werte wie Körperwasser etc. über App

8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung

Modernste Dot-Matrix-Optik

Moderne Sensortastenbedienung

ITO¹⁾-Oberflächenveredelung

WIFI-Übertragung, Bluetooth®-Einrichtung

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 8

Messwert-Speicherplätze: 30

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %

Größe: 35 x 30 x 2,6 cm, Display: 15,0 x 7,5 cm

Trittfäche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm

Zifferngröße: 48 mm

Lithium-Ionen-Akku, Inkl. USB-C-Kabel

Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125760090

Art.-Nr.: 760.09

Produktinfo BF 980

Mach es dir leicht – automatischer Upload in die App via WIFI.

Bei jedem Wiegevorgang werden deine Messergebnisse **automatisch via WIFI in die Cloud synchronisiert**, auch wenn dein Smartphone nicht in der Nähe ist.



Schnell und einfach:

1. Via Bluetooth® geht die erste Einrichtung deiner Diagnosewaage schnell und einfach.

2. Auch wenn du dein Smartphone nicht zur Hand hast, werden deine Messwerte via WIFI automatisch in die Cloud übertragen – so ist deine App immer auf dem aktuellen Stand.

Bluetooth

WIFI

BF 105 Body Complete Bluetooth®



Bluetooth

works with

beurer HealthManager Pro

Pro Connect

Diagnosewaage

- Detaillierte Ganzkörperanalyse mit App-Anbindung
- Separate Ober-/Unterkörpermessung mit 8 Elektroden
- Abnehmbares Funk-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung

body analysis

body complete

trend display

xl display

10 user memory

calorie display

180 kg loading

Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

Separate Ober-/Unterkörpermessung

Abnehmbares XXL-Display: 122 x 48 mm

Modernste Dot-Matrix-Anzeige

Intuitive Benutzerführung in: D, GB, F, ES, I

Großflächige Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Übertragung der Messwerte via USB und Bluetooth® in die App

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 10 + Gastmodus

Messwert-Speicherplätze: 30

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Button-On

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Größe: 33 x 33 x 4 cm, Display: 12,2 x 4,8 cm

Trittfäche: 33 x 30 cm

Zifferngröße: 22 mm

Inkl. 6 x 1,5V Batterie AA

Gratis App und USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“

BF 100/105 ProfiSet (o. Abb.) Bestell-Nr.: 748.11


5 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125748128

Art.-Nr.: 748.12

BF 1000 Super Precision Bluetooth®



Bluetooth

works with

beurer HealthManager Pro

Pro Connect

Diagnosewaage

- Detaillierte Ganzkörperanalyse mit App-Anbindung
- Inklusive Überkreuzmessung mit 8 Elektroden zur genauen Kontrolle der verschiedenen Körperzonen
- Wie beim Profi: erhöhtes Display auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung

body analysis

segmental analysis

trend display

50 g graduation

raised XL display

10 user memory

calorie display

200 kg loading

Gewicht, Körperfett, Viszerafett, Wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, AMR/BMR

Körperfett und Muskelanteil segmentiell

Beleuchtetes XXL-Display: 112 x 65 mm

Modernste Dot-Matrix-Anzeige

Intuitive Benutzerführung in: D, GB, F, ES, I

ITO¹⁾-Oberflächenveredelung auf Waage

Gebürstete Edelstahl-Elektroden (Handteil)

Trittfäche: 10 mm starkes Sicherheitsglas

Übertragung der Messwerte via Bluetooth® in die App

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 10 + Gastmodus

Messwert-Speicherplätze: 30

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Button-On und Quickstart

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 200 kg / Einteilung: 50 g/0,1 %/1 Kcal

Größe: 38 x 39 x 100 cm, Display: 12,2 x 6,5 cm

Trittfäche: 38 x 39 cm

Zifferngröße: 18 mm

Inkl. 4 x 1,5V Batterien AA

Gratis App „beurer HealthManager Pro“

5 Jahre Garantie

VE: 1 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125748609

Art.-Nr.: 748.60

Connect-Waagen - Gewicht

Produktinfo BF 105/BF1000

Dein perfektes Body-Tracking.

So genau wusstest du noch nie über deinen Körper Bescheid. Über die App-Anbindung ist eine langfristige Beobachtung ideal für deinen täglichen Bodycheck. So hast du deine Analysedaten immer parat.



ON TOP: BF 1000 Super Precision mit detaillierter Ganzkörperanalyse durch Überkreuzmessung.

Analysedaten

Ge-wicht

Körper-fett

Körper-wasser

Muskel-anteil

Knochen-masse

BMI




BMR/AMR (kcal)




Viszerafett (Bauchfett) (bei BF 1000)

160 ¹⁾ ITO: Indium Tin Oxide (Indium Zinn Oxid)

161

Haushalt

BF 180	BG 13	BF 183
		
Classic	Classic	Classic
Diagnosewaage Großes Display mit blauer Beleuchtung	Diagnosewaage Mit extra großem Display	Diagnosewaage Mit extra großem Display
		
		
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige BMR	Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil	Gewicht, Körperfett, Viszeralfett
Mit BMI Berechnung	Mit BMI Berechnung	Körperwasser, Muskelanteil
	Dezentes Streifen-Design	Mit BMI Berechnung und metabolischem Alter
Blau beleuchtetes Display	XL-Display	XL-Display
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl	Elektroden aus gebürstetem Edelstahl	Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade	5 Aktivitätsgrade	
Benutzer-Speicherplätze: 10	Benutzer-Speicherplätze: 10	Benutzer-Speicherplätze: 10
Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal	Tragkraft: 150 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %	Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %
Größe: 30 x 30 x 1,9 cm, Display: 8,0 x 4,7 cm	Größe: 30 x 30 x 1,8 cm, Display: 8,1 x 4,6 cm	Größe: 30 x 30 x 1,8 cm, Display: 8,1 x 4,6 cm
Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Zifferngröße: 34 mm	Zifferngröße: 38 mm	Zifferngröße: 38 mm
Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032
5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -	VE: 4 Transportkarton: -	VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125749095	EAN-Nr.: 4211125760304	EAN-Nr.: 4211125100544
Art.-Nr.: 749.09	Art.-Nr.: 760.30	Art.-Nr.: 100.54

BF 195	BF 220	BF 400 SignatureLine
		
Comfort	Comfort	Comfort
Diagnosewaage - Formschönes, rundes und blau beleuchtetes Display - Moderne Rahmung	Diagnosewaage 8 mm starke Glas-Trittpläche im XL-Format - Extra großes Display mit blauer Beleuchtung	Diagnosewaage - Beleuchtetes XL-Display für beste Lesbarkeit - Große Trittpläche aus Sicherheitsglas - Extra hohe Tragkraft bis 200 kg
		
		
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR	Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse	Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Mit BMI Berechnung		Mit BMI Berechnung
		Modernes Schwarz-Display im XL-Format
Blau beleuchtetes Display	Blau beleuchtetes Display	Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit
Moderne Sensortastenbedienung		Große Trittpläche aus 8 mm Sicherheitsglas
		Besonders hohe Tragkraft
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl	Elektroden aus gebürstetem Edelstahl	Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
		Mit Interpretation der Messwerte
5 Aktivitätsgrade	5 Aktivitätsgrade	5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 10	Benutzer-Speicherplätze: 10	Benutzer-Speicherplätze: 10
Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal	Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %	Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal
Größe: 31 x 31 x 2,3 cm, Display: 6,6 x 6,6 cm	Größe: 32 x 32 x 2,4 cm, Display: 10,0 x 4,9 cm	Größe: 31 x 31 x 2,8 cm, Display: 5,2 x 11,9 cm
Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittpläche aus Sicherheitsglas: 32 x 32 cm	Trittpläche aus Sicherheitsglas: 31 x 31 cm
Zifferngröße: 28 mm	Zifferngröße: 40 mm	Zifferngröße: 35 mm
Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
		5 Jahre Garantie
		VE: 4 Transportkarton: -
5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	EAN-Nr.: schwarz: 4211125735746
VE: 4 Transportkarton: -	VE: 4 Transportkarton: -	Art.-Nr.: schwarz: 735.74
EAN-Nr.: 4211125748166	EAN-Nr.: 4211125748135	EAN-Nr.: weiß: 4211125735753
Art.-Nr.: 748.16	Art.-Nr.: 748.13	Art.-Nr.: weiß: 735.75


BF 410 SignatureLine



Premium

Diagnosewaage

- Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit
- Große Trittfläche aus Sicherheitsglas
- Extra hohe Tragkraft bis 200 kg



Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR

Mit BMI Berechnung

Modernes Schwarz-Display im XXL-Format

Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit

Große Trittfläche aus 8 mm Sicherheitsglas

Besonders hohe Tragkraft

Geschlossene Unterseite

Mit Interpretation der Messwerte

Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 10

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Größe: 35 x 30 x 2,8 cm, Display: 6,9 x 14,9 cm

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm

Zifferngröße: 45 mm

Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: schwarz: 4211125735722

Art.-Nr.: schwarz: 735.72

EAN-Nr.: weiß: 4211125735739

Art.-Nr.: weiß: 735.73


BG 51 XXL



Premium

Diagnosewaage

- 8 mm starke Glas-Trittfläche im XXL-Format
- Tragkraft: 200 kg – auch für schwergewichtige Personen geeignet
- Multi-Anzeige: alle Werte im Blick



Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR

Mit BMI Berechnung

Display mit Multi-Anzeige

Interpretation der Körperfettwerte

Moderne Sensortastenbedienung

Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

5 Aktivitätsgrade

Benutzer-Speicherplätze: 10

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g/0,1 %/1 Kcal

Größe: 39 x 30 x 2,5 cm, Display: 23,6 x 4,2 cm

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 39 x 30 cm

Zifferngröße: 28 mm (Gewicht)

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125760205

Art.-Nr.: 760.20



GS 10



Design

Glaswaage

- Bezauberndes Glitzermotiv



Gut lesbare LCD-Anzeige

Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g

Größe: 30 x 30 x 1,9 cm, Display: 7,3 x 3,0 cm

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm

Zifferngröße: 26 mm

Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032


5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125756307

Art.-Nr.: 756.30


GS 10 Black



Design

Glaswaage

- Leicht zu verstauen: mit nur 19 mm besonders flach



Gut lesbare LCD-Anzeige

Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g

Größe: 30 x 30 x 1,9 cm, Display: 7,3 x 3,0 cm

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm

Zifferngröße: 26 mm

Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032

5 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125756215

Art.-Nr.: 756.21


GS 120 Kompakt



Design

Glaswaage

- Kleines Raumwunder – platzsparend in jedem Bad
- Mit detailschönem Spiegelrand



Gut lesbare LCD-Anzeige

Kompaktes, platzsparendes Format

Umstellung von kg, lb, st

Einschalttechnik: Quick Start

Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Tragkraft: 150 kg/Einteilung: 100 g

Größe: 27 x 26 x 1,8 cm, Display: 4,9 x 2,5 cm

Trittfläche aus Sicherheitsglas: 27 x 26 cm

Zifferngröße: 22 mm

Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032



5 Jahre Garantie

VE: 5 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125100414



Art.-Nr.: 100.41



GS 203 Wood	GS 203 Slate	GS 215 Relax
		
Design	Design	Design
Glaswaage - Für besondere Akzente im Bad - Mit weiß hinterleuchtetem Display - Fotomotivdruck in Holzoptik	Glaswaage - Für besondere Akzente im Bad - Mit weiß hinterleuchtetem Display - Fotomotivdruck in Schieferoptik	Glaswaage - Magisch schön: entspannte Wohlfühlatmosphäre für Ihr Zuhause - Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung
		
		
XL-Display mit weißer Beleuchtung	XL-Display mit weißer Beleuchtung	Weißes, gut lesbares Magic-Display
Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm	Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm	
		Modernste Dot-Matrix-Optik
Moderner Fotomotivdruck	Moderner Fotomotivdruck	Farbbrillanter Fotomotivdruck
Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 150 kg/Einteilung: 100 g	Tragkraft: 150 kg/Einteilung: 100 g	Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g
Größe: 30 x 30 x 1,9 cm, Display: 8,3 x 4,5 cm	Größe: 30 x 30 x 1,9 cm, Display: 8,3 x 4,5 cm	Größe: 30 x 30 x 2,4 cm, Display: 7,3 x 2,7 cm
Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Zifferngröße: 40 mm	Zifferngröße: 40 mm	Zifferngröße: 27 mm
Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
VE: Display Box: 4 Transportkarton: 4	VE: Display Box: 4 Transportkarton: 4	VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125756321	EAN-Nr.: 4211125756369	EAN-Nr.: 4211125757366
Art.-Nr.: 756.32	Art.-Nr.: 756.36	Art.-Nr.: 757.36

GS 215 Rome	GS 215 San Francisco	GS 225
		
Design	Design	Special
Glaswaage - Magisch schön: entspannte Wohlfühlatmosphäre für Ihr Zuhause - Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung	Glaswaage - Magisch schön: entspannte Wohlfühlatmosphäre für Ihr Zuhause - Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung	Glaswaage - Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung - Pur und klar – passt in jedes Bad
		 
		
Rotes, gut lesbares Magic-Display	Rotes, gut lesbares Magic-Display	Weißes, gut lesbares Magic-Display
Modernste Dot-Matrix-Optik	Modernste Dot-Matrix-Optik	Modernste Dot-Matrix Optik
Farbbrillanter Fotomotivdruck	Farbbrillanter Fotomotivdruck	
Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st	Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start	Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g	Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g	Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g
Größe: 30 x 30 x 2,4 cm, Display: 7,3 x 2,7 cm	Größe: 30 x 30 x 2,4 cm, Display: 7,3 x 2,7 cm	Größe: 30 x 30 x 2,4 cm, Display: 7,3 x 2,7 cm
Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm	Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Zifferngröße: 27 mm	Zifferngröße: 27 mm	Zifferngröße: 27 mm
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA	Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA	Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -	VE: 4 Transportkarton: -	VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125756536	EAN-Nr.: 42111257576543	EAN-Nr.: 4211125757335
Art.-Nr.: 756.53	Art.-Nr.: 756.54	Art.-Nr.: 757.33

GS 235	GS 300 Black	GS 340 XXL
		
Special	Special	Special
Glaswaage • Angenehmes Stehen dank rutschhemmender Oberfläche • Elegante Oberfläche mit mattierter Fliesenstruktur • Magic-LED: Display unsichtbar; erscheint nur bei Messung	Glaswaage • Zeitloses Design • Wiegefläche aus Sicherheitsglas mit rutschhemmender Oberfläche	Glaswaage • Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit • Trittpläche im großen Querformat aus extra starkem, super weißem 8 mm Sicherheitsglas • Extra hohe Tragkraft bis 200 kg • Mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion – ideal für Gewichtsermittlung von Baby, Tier, Gepäck etc.
		
Weißes, gut lesbares Magic-Display Rutschhemmende Oberfläche	Gut ablesbares LCD-Display Rutschhemmende Oberfläche aus Silikon Angenehmes Stehgefühl	XXL-Display mit weißer Beleuchtung
Modernste Dot-Matrix Optik	Besonders flach: nur 1,8 cm	
Fliesenstruktur		Extra große Trittpläche aus 8 mm Weißglas Besonders hohe Tragkraft
		Tara-Zuwiegefunktion für Baby, Tier, etc.
		Geschlossene Unterseite
Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g Größe: 30 x 30 x 2,1 cm, Display: 7,3 x 2,7 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm Zifferngröße: 27 mm Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA	Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g Größe: 30 x 30 x 1,8 cm, Display: 8,0 x 3,3 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm Zifferngröße: 30 mm Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032	Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g Größe: 35 x 30 x 2,6 cm, Display: 9,4 x 8,0 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm Zifferngröße: 66 mm Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125757328 Art.-Nr.: 757.32	5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125756086 Art.-Nr.: 756.08	5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125756031 Art.-Nr.: 756.03

GS 400 SignatureLine	GS 405 SignatureLine	GS 410 SignatureLine
		
Special	Special	Special
Glaswaage • Beleuchtetes XL-Display für beste Lesbarkeit • Große Trittpläche aus Sicherheitsglas • Extra hohe Tragkraft bis 200 kg	Edelstahlwaage • Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit • Besonders große Trittpläche mit hochwertiger Edelstahl-Oberfläche • Anti-fingerprint: Oberfläche beschichtet für leichte Reinigung • Extra hohe Tragkraft bis 200 kg	Glaswaage • Beleuchtetes XXL-Display für beste Lesbarkeit • Besonders große Trittpläche aus Sicherheitsglas • Extra hohe Tragkraft bis 200 kg
		
Modernes Schwarz-Display im XL-Format	Modernes Schwarz-Display im XXL-Format	Modernes Schwarz-Display im XXL-Format
Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit Große Trittpläche aus 8 mm Sicherheitsglas Besonders hohe Tragkraft	Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit Große Trittpläche aus 8 mm Sicherheitsglas Besonders hohe Tragkraft	Beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit Große Trittpläche aus 8 mm Sicherheitsglas Besonders hohe Tragkraft
	Geschlossene Unterseite	Geschlossene Unterseite
Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g Größe: 31 x 31 x 2,8 cm, Display: 4,4 x 11,9 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 31 x 31 cm Zifferngröße: 39 mm Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA	Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g Größe: 35 x 30 x 2,8 cm, Display: 5,5 x 14,9 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm Zifferngröße: 49 mm Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA	Umstellung von kg, lb, st Einschalttechnik: Quick Start Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige Tragkraft: 200 kg/Einteilung: 100 g Größe: 35 x 30 x 2,8 cm, Display: 5,5 x 14,0 cm Trittpläche aus Sicherheitsglas: 35 x 30 cm Zifferngröße: 49 mm Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: schwarz: 4211125735784 Art.-Nr.: schwarz: 735.78 EAN-Nr.: weiß: 4211125735791 Art.-Nr.: weiß: 735.79	5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: 4211125735821 Art.-Nr.: 735.82	5 Jahre Garantie VE: 4 Transportkarton: - EAN-Nr.: schwarz: 4211125735760 Art.-Nr.: schwarz: 735.76 EAN-Nr.: weiß: 4211125735777 Art.-Nr.: weiß: 735.77

PS 240 Soft Grip



Special

- Personenwaage**
- Angenehmes, sicheres Stehen auf gummierter Trittfläche
 - Beleuchtetes Schwarz-Display
 - Feine Einteilung: 50 g



Schwarz hinterleuchtetes Display
Soft Grip-Trittfläche:
weiches Stehen, kein Rutschen
Dekorativ: elegante Edelstahl-Applikation

Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 50 g
Größe: 30 x 30 x 2,1 cm, Display: 8,2 x 4,1 cm
Große Trittfläche: 30 x 30 cm
Zifferngröße: 33 mm
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125754150
Art.-Nr.: 754.15

GS 39



Special

- Glaswaage mit Sprachfunktion**
- 5 Sprachen: DE, EN, FR, ES, RU
 - Lautstärke regelbar, Sprache ausschaltbar
 - Exklusives Design mit effektvoller blauer Beleuchtung



Effektvolle blaue Beleuchtung
Große Trittfläche

4 Direkt-Speicherplätze: einfaches Speichern und Aufrufen des zuletzt gemessenen Wertes

Umstellung von kg, lb, st (im engl. Modus)
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 150 kg/Einteilung: 100 g
Größe: 35 x 34 x 2,3 cm, Display: 9,2 x 4,7 cm
Trittfläche aus Sicherheitsglas: 28 x 34 cm
Zifferngröße: 33 mm
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125744007
Art.-Nr.: 744.00

MS 01



Classic

- Mechanische Personenwaage**
- Das Basismodell für jedes Bad
 - Gut lesbare Gewichtsanzeige



Analoge Gewichtsanzeige
Rutschhemmende Oberfläche

Anzeige kg/lb

Tragkraft: 120 kg/Einteilung: 1 kg
Größe: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, Display: 7,3 x 5,0 cm
Größe Trittfläche: 30 x 27 cm
Zifferngröße: 5 mm
Keine Batterie nötig

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125710057
Art.-Nr.: 710.05

PS 25



Comfort

- Personenwaage**
- Zeitloser Klassiker im XXL-Design
 - Großes Display mit weißer Beleuchtung



Weißes Display-Beleuchtung

Kunststoffwaage in weiß
XXL-Format: 34 x 34,5 cm
Elegante silberne Displayrahmung

Umstellung von kg, lb, st
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg/Einteilung: 100 g
Größe: 34 x 33,5 x 3,1 cm, Display: 9,5 x 4,9 cm
Größe Trittfläche: 34 x 34,5 cm
Zifferngröße: 39 mm
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125741105
Art.-Nr.: 741.10



Küchenwaagen und Ernährung

Mit unseren Küchenhelfern macht eine ausgewogene Ernährung richtig Spaß.

Puristisch oder verspielt, praktisch, trendy oder besonders handlich – die passende **Beurer Küchenwaage** ist auch für dich dabei.



Design



KS 19 Berry
Art.-Nr.: 704.05



KS 19 Fresh
Art.-Nr.: 704.06



KS 19 Black
Art.-Nr.: 704.04



KS 22
Art.-Nr.: 704.10

Comfort



KS 25
Art.-Nr.: 704.15



KS 34 XL Black
Art.-Nr.: 703.11



**KS 34 XL
Stainless Steel**
Art.-Nr.: 703.12



KS 51
Art.-Nr.: 706.51



KS 54
Art.-Nr.: 708.40

Premium



KS 36
Art.-Nr.: 704.45



DS 61
Art.-Nr.: 709.05






MEHR ALS WIEGEN

Die Analysewaage DS 61 bietet präzise Nähr- und Energiewerte.



KS 19 Berry / Fresh	KS 19 Black	KS 22
		
Design	Design	Classic
Küchenwaage - Moderne Küchenwaage - Sensortastenbedienung	Küchenwaage - Moderne Küchenwaage - Sensortastenbedienung	Küchenwaage - Sandwich-Design - Klein und handlich - Edelstahlwiegefläche
		
1 x Verkaufsdisplay pro Verkaufseinheit		
   	   	  
Moderne Sensortastenbedienung	Moderne Sensortastenbedienung	
Leicht zu reinigende Glasoberfläche	Leicht zu reinigende Glasoberfläche	
Tragkraft: 5 kg	Tragkraft: 5 kg	Tragkraft: 3 kg
Einteilung: 1 g	Einteilung: 1 g	Einteilung: 1 g
Umstellung von g, ml, oz, fl.oz, lb:oz	Umstellung von g, ml, oz, fl.oz, lb:oz	Umstellung von g, oz
Tara-Zuwiegefunktion	Tara-Zuwiegefunktion	Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Größe: 14,5 x 20 x 1,7 cm	Größe: 14,5 x 20 x 1,7 cm	Größe: 11,5 x 17 x 2,7 cm
		Wiegefläche: 11 x 11 cm
Displaygröße: 4,6 x 2,4 cm	Displaygröße: 4,6 x 2,4 cm	Displaygröße: 4,5 x 1,6 cm
Zifferngröße: 20 mm	Zifferngröße: 20 mm	Zifferngröße: 15 mm
Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032	Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032
5 Jahre Garantie		
VE: Displaybox: 6 Transportkarton: 4 x 6		
EAN-Nr.: Berry: 4211125704056	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Art.-Nr.: Berry: 704.05	VE: 4 Transportkarton: 4 x 4	VE: 4 Transportkarton: 6 x 4
EAN-Nr.: Fresh: 4211125704063	EAN-Nr.: 4211125704049	EAN-Nr.: 4211125704100
Art.-Nr.: Fresh: 704.06	Art.-Nr.: 704.04	Art.-Nr.: 704.10

KS 25	KS 34 XL Black	KS 34 XL Stainless Steel
		
Comfort	Comfort	Comfort
Küchenwaage - Mit blau hinterleuchtetem Display - Schüssel mit 1,2 Liter Fassungsvermögen	Küchenwaage - Moderne Küchenwaage mit extra hoher Tragkraft (15 kg) - Magic-LED: Display unsichtbar, erscheint nur bei Messung - Mit Hold-Funktion: Gewicht wird nach dem Wiegen angezeigt	Küchenwaage - Edelstahl-Küchenwaage mit 15 kg Tragkraft - Anti-Fingerprint: Oberfläche beschichtet, leicht zu reinigen - Magic-LED: Display unsichtbar, erscheint nur bei Messung
		
    	   	   
	Moderne Sensortastenbedienung	Moderne Sensortastenbedienung
Fassungsvermögen 1,2 l	Weißes, gut lesbares Magic-Display	Weißes, gut lesbares Magic-Display
Schüssel ist spülmaschinengeeignet	Leicht zu reinigende Glasoberfläche	Leicht zu reinigende Wiegefläche
Tragkraft: 3 kg	Hold-Funktion	Hold-Funktion
Einteilung: 1 g	Tragkraft: 15 kg	Tragkraft: 15 kg
Umstellung von kg, g, lb:oz	Einteilung: 1 g	Einteilung: 1 g
Tara-Zuwiegefunktion	Umstellung von g, kg, lb:oz, oz	Umstellung von g, kg, lb:oz, oz
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Tara-Zuwiegefunktion	Tara-Zuwiegefunktion
Größe: 15 x 22 x 4,8 cm	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige	Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Schüssel: Ø 14,2 cm	Größe: 20 x 26,3 x 2 cm	Größe: 20 x 26,3 x 2,1 cm
Displaygröße: 6,5 x 2,8 cm		
Zifferngröße: 22 mm	Displaygröße: 9,5 x 2,5 cm	Displaygröße: 9,5 x 2,5 cm
	Zifferngröße: 25 mm	Zifferngröße: 25 mm
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA	Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA	Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA
5 Jahre Garantie		
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
EAN-Nr.: 4211125704155	VE: 4 Transportkarton: 4 x 4	VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
Art.-Nr.: 704.15	EAN-Nr.: 4211125703110	EAN-Nr.: 4211125703127
	Art.-Nr.: 703.11	Art.-Nr.: 703.12

KS 51



Comfort

- Küchenwaage**
- Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl
 - Anti-Fingerprint: Oberfläche beschichtet, leicht zu reinigen
 - Ultra flach: nur 15 mm
 - Schwarz hinterleuchtetes Display



KS 54



Comfort

- Küchenwaage**
- Große Schüssel aus gebürstetem Edelstahl
 - Mit Timerfunktion
 - Integriertes Raumthermometer



KS 36



Premium

- Präzisionsküchenwaage**
- Zum Abwiegen von Gewürzen, Pulvern oder Farbpigmenten
 - Kalibrierfunktion mit Justiergewicht
 - Ultra flach: nur 20 mm
 - Magic-LED: Display unsichtbar, erscheint nur bei Messung




DS 61



Premium

- Nährwert-Analysewaage**
- Für eine bewusste Ernährung
 - Nähr- und Energiewerte von 950 gespeicherten Lebensmitteln (kcal, kJ, Fett, BE, Eiweiß, Kohlenhydrate und Cholesterin) sowie Platz für 50 individuell belegbare Speicherplätze



- Moderne Sensortastenbedienung
Ultra flach: nur 15 mm


Schwarz hinterleuchtetes Display
Tragkraft: 5 kg
Einteilung: 1 g
Umstellung von g, oz, ml
Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

- Größe: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

Displaygröße: 5,3 x 2,4 cm
Zifferngröße: 18 mm

Inkl. 2 x 3V Batterie CR2032

- 5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125706517
Art.-Nr.: 706.51




- Fassungsvermögen: 1,5 l

Schüssel ist spülmaschinengeeignet
Tragkraft: 5 kg
Einteilung: 1 g
Umstellung von g, oz
Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

- Größe: 19 x 5,8 cm
Schüssel: 21,3 x 9,3 cm
Displaygröße: 4,6 x 2,2 cm
Zifferngröße: 10 mm

Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

- 5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125708405
Art.-Nr.: 708.40




- Mit Justiergewicht

Tragkraft: 2 kg
Einteilung: 0,1 g < 500 g
Umstellung von g, oz
Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

- Größe: 9,6 x 19 x 2 cm
Wiegefläche: 11,5 x 8 cm
Displaygröße: 5 x 1 cm
Zifferngröße: 10 mm

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA

- 5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125704452
Art.-Nr.: 704.45



- Moderne Sensortastenbedienung
Inkl. 99 Speicherplätze für Messungen

Tragkraft: 5 kg
Einteilung: 1 g
Umstellung von g, lb:oz
Tara-Zuwiegefunktion
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

- Größe: 16,5 x 23 x 2,4 cm

Displaygröße: 6 x 4,5 cm
Zifferngröße: 13 mm

Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

- 5 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125709051
Art.-Nr.: 709.05

Produktinfo DS 61

Analysewaage mit Messung der Nähr- und Energiewerte.



Zu einem bewussten Leben gehört eine **bewusste Ernährung**. Unter diesem Motto wurde die Beurer Nährwert-Analysewaage DS 61 entwickelt.

Die Küchenwaage bietet für bis zu 1000 Lebensmittel die Nähr- und Energiewerte auf Knopfdruck. Das erleichtert dir den täglichen Umgang für eine bewusste Ernährung und spart zusätzlich Zeit.

Die Nährwert-Analysewaage hält zudem die Möglichkeit bereit, 50 Speicherplätze ganz individuell nach deinem Geschmack zu belegen. Das bedeutet, deine am häufigsten verwendeten Nahrungsmittel stehen dir auf Abruf zur Verfügung.

Gesund leben leicht gemacht!



Nähr- und Energiewerte:

kcal	kJ	Fett	BE	Eiweiß
Kohlenhydrate		Cholesterin		



Kofferwaagen

Mit einer Kofferwaage fängt deine Entspannung schon beim Packen an.

Starte deine Reisen ganz entspannt mit einer **Kofferwaage von Beurer**. Vor allem bei Flugreisen hast du die Sicherheit, **keine Zusatzkosten für Übergepäck** bezahlen zu müssen. Aber auch bei Fahrten mit Bahn oder Camper ist es nützlich, das Gewicht deines Gepäcks im Blick zu behalten.



Kofferwaagen



LS 06
Art.-Nr.: 732.12



LS 10
Art.-Nr.: 732.10



LS 20 eco
Art.-Nr.: 732.13

Betrieb ohne Batterie

umweltfreundlich, sparsam
und immer einsatzbereit

Display

gut ablesbar und Anzeige mit
automatischer Hold-Funktion

Dynamo-Power-Taste¹⁾

durch einfaches
Drücken der Taste wird
das Gerät aktiviert –
keine Batterien nötig



¹⁾ Patentierte Technologie

LS 06



- Kofferwaage**
- Ideal für Flugreisen:
Nie mehr Zusatzkosten für Übergepäck
 - Blau hinterleuchtetes Display
 - Mit nützlichem Maßband



Kleine und handliche Kofferwaage
Automatische Hold-Funktion
Mit Fixiergurt für platzsparendes Verstauen

Gut lesbares Display
Auch geeignet zum Abwiegen anderer Gegenstände
Maßband: 1 m / 3 ft

Umstellung von g, oz, kg, lb
Einschalttechnik: Button-On
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 40 kg/Einteilung: 10 g
Größe: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm
Gurtlänge: 15,1 cm
Zifferngröße: 11 mm
Inkl. 1 x 3V Batterie CR2032

5 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: 4 x 6
EAN-Nr.: 4211125732127
Art.-Nr.: 732.12

LS 10



- Kofferwaage**
- Ideal für Flugreisen:
Nie mehr Zusatzkosten für Übergepäck
 - Piepton signalisiert automatische Hold-Funktion
 - Mit praktischer Taschenlampe



Kleine und handliche Kofferwaage
Automatische Hold-Funktion mit Piepton
Mit Fixiergurt für platzsparendes Verstauen

Gut lesbares Display
Auch geeignet zum Abwiegen anderer Gegenstände
Taschenlampe

Umstellung von kg, lb
Einschalttechnik: Button-On
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 50 kg/Einteilung: 50 g
Größe: 13,8 x 5,5 x 3,2 cm
Gurtlänge: 22,5 cm
Zifferngröße: 9 mm
Inkl. 3 x LR44 Batterie

5 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: 4 x 6
EAN-Nr.: 4211125732103
Art.-Nr.: 732.10

LS 20 eco



- Kofferwaage**
- Umweltfreundlich und sparsam: keine Batterie erforderlich, denn Aktivierung erfolgt durch einfaches Drücken der Dynamo-Power-Taste¹⁾
 - Ideal für Flugreisen:
Nie mehr Zusatzkosten für Übergepäck
 - Immer einsatzbereit – keine Batterien nötig



Batterielose Kofferwaage – Dynamo-Power¹⁾
Automatische Hold-Funktion
Mit Fixiergurt für platzsparendes Verstauen

Gut lesbares Display
Auch geeignet zum Abwiegen anderer Gegenstände

Umstellung von kg, lb
Einschalttechnik: Dynamo-Power
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 50 kg/Einteilung: 10 g
Größe: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm
Gurtlänge: 15,1 cm
Zifferngröße: 11,5 mm
Keine Batterie nötig

5 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: 4 x 6
EAN-Nr.: 4211125732134
Art.-Nr.: 732.13

¹⁾ Patentierte Technologie



Dein Lächeln macht dich zum Star.
Vertraue auf die Zahnpflege von Beurer.

Gesunde Zähne und eine frische Mundhygiene unterstützen nicht nur das eigene Wohlbefinden, sondern sorgen auch für einen unvergesslichen ersten Eindruck. Die tägliche Zahnpflege ist dafür unerlässlich. Die **elektrischen Zahnbürsten von Beurer** reinigen sanft und gründlich und bringen dein Lächeln zum Strahlen!



TB 50 Protection Pro – Elektrische Zahnbürste

Timer

integrierter 2-Minuten Timer

3 Reinigungsprogramme

Clean, Sensitive und White


Lithium-Ionen Akku

mit 45 Tagen Laufzeit

Andrucksensor


für optimalen Reinigungsdruck zum Schutz der Zähne und des Zahnfleisches

Inkl. Reise-/Aufbewahrungsbox



Putztechnologie

die oszillierende, pulsierende Putztechnologie sorgt für optimale Plaque-Entfernung und Mundhygiene



TB 30 – Elektrische Zahnbürste

Timer

integrierter 2-Minuten Timer

2 Reinigungsprogramme

Clean und Sensitiv

Lithium-Ionen Akku

mit 20 Tagen Laufzeit

LED-Anzeige

mit Ladestatus



INDUKTIVE LADESTATION

Kurze Ladezeiten und besonders lange Akkulaufzeiten

MENCARE

Profi-Produkte für deinen gepflegten Auftritt.

Ob Bärte oder Haare – gepflegt sollten sie sein!

Die **Beurer MenCare Range** bietet Männern dafür die richtigen Tools. Mit insgesamt 5 Produkten in hochwertigem Design lassen sich **Bart und Frisur gekonnt in Szene setzen** und **Körperhaare präzise schneiden und trimmen**. Sie schaffen ein Maximum an Möglichkeiten für individuelle Rasur- und Stylingbedürfnisse und sind ein **Hingucker im Badezimmer**.



DEIN STYLE, OHNE LIMITS!

MenCare

PRÄZISIONSTRIMMER MN2X Art.-Nr.: 102.52



Zum **Trimmen und Korrigieren** von **Augenbrauen** und **Nasen- sowie Ohrhaaren**. Die Miniklinge mit extra Kammaufsatz ist perfekt zum Schneiden und Trimmen der Augenbrauen.

BARTTRIMMER MN4X Art.-Nr.: 102.60



Bartstylings in Perfektion. 12 Schnittlängen durch 2 längenverstellbare Kammaufsätze sowie 2-stufige Feinjustierung.

HAARSCHNEIDER MN5X Art.-Nr.: 100.58



Für einen **schnellen und effizienten Haarschnitt**. 10 Längeneinstellungen durch 6 Kammaufsätze, 4-stufige Feinjustierung sowie extra lange Akkulaufzeit von 4,5 Stunden.

ROTATIONSRASIERER MN8X Art.-Nr.: 102.54



Gründliche und sanfte Rasur dank 360°-Flex-Rasierkopf. Die 3 Scherköpfe passen sich optimal den Gesichtskonturen an. Mit **Präzisionstrimmeraufsatz** und Lade- und Aufbewahrungsstation.

MULTIGROOMER MN9X Art.-Nr.: 100.57



Gepflegt von Kopf bis Fuß – mit 5 Edelstahl-Aufsätzen und möglichen 16 Schnittlängen zur **Anwendung am gesamten Körper**.

Wasserdicht und perfekt auch in Dusche oder Badewanne anzuwenden.

MN2X

NEU

01/2024

★

- Präzisionstrimmer**
- Zum Trimmen und Korrigieren von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren
 - Hochwertige Edelstahl-Aufsätze für maximale Hautverträglichkeit



attachments

3

splash-proof (IPX4)

Inkl. Mini-Klinge mit Kammaufsatz (3/6 mm) zum Korrigieren und Trimmen der Augenbrauen
Inkl. Aufsatz für Nasen- und Ohrhaare

Spritzwassergeschützt (IPX4)

Batteriebetrieben

Inkl. praktischem Aufbewahrungsbeutel
Inkl. Schutzkappe und Reinigungspinsel

Inkl. 1 AA-Batterie (1,5 V)

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: 3 x 6
EAN-Nr.: 4211125102524
Art.-Nr.: 102.52


MN4X

NEU

01/2024

★

- Barttrimmer**
- Gepflegter Bart und präzise Konturen dank verschiedener Längeneinstellungen
 - Hochwertige Klinge mit Titaniumbeschichtung für maximale Hautverträglichkeit



attachments

3

battery and mains operation

10 Schnittlängen durch 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 3-7 und 8-12 mm

2-stufige Feinjustierung: 0,8 und 1,2 mm
Gerät abwaschbar

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 90 Min. Betriebszeit; 90 Min. Ladezeit

Rasur im Akku- und Netzbetrieb möglich

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff
LED-Display mit Batteriestatus in % und Ladeanzeige

Inkl. praktischem Aufbewahrungsbeutel
Inkl. USB-Kabel, Reinigungspinsel und Öl

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125102609
Art.-Nr.: 102.60

MN5X

NEU

01/2024

★

- Haarschneider**
- Professioneller Haarschnitt durch individuell anpassbare Schnittlängen und extra langer Akkulaufzeit
 - Breite Edelstahlklinge für einen schnellen und effizienten Haarschnitt



attachments

7

battery operation

battery and mains operation

6 Schnittlängen durch 6 Kammaufsätze: 3, 6, 10, 16, 19, 25 mm

4-stufige Feinjustierung: 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 mm
Klinge abwaschbar

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 4,5 Std. Betriebszeit; 3 Std. Ladezeit

Rasur im Akku- und Netzbetrieb möglich
Reisesicherung

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff
LED-Display mit Batteriestatus in %, Ladeanzeige und Reisesicherung

Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche
Inkl. USB-C Kabel, Reinigungspinsel und Öl

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125100582
Art.-Nr.: 100.58

MN8X

NEU

05/2024

★

- Rotationsrasierer**
- Glatte, gepflegte Haut durch optimale Konturanpassung dank 360°-Flex-Rasierkopf
 - 3 Scherköpfe für höchste Präzision und maximale Hautverträglichkeit
 - Magnetfixierung für einfaches Abnehmen des Scherkopfes



360° flex shaver head

waterproof

quick-charge function

charging and storage station

Inkl. Präzisionstrimmeraufsatz

Wasserdicht (IPX7), anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 60 Min. Betriebszeit; 90 Min. Ladezeit
Schnellladefunktion: 10 Min. Betriebszeit bei 5 Min. Ladezeit

Reisesicherung
Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff
LED-Display mit Batteriestatus in %, Ladeanzeige, Reisesicherung und Wartungssymbol
Inkl. Lade- und Aufbewahrungstation
Inkl. USB-C-Kabel, Adapter, Reinigungspinsel und Schutzkappe

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125102548
Art.-Nr.: 102.54

MN9X

NEU

01/2024

★

- Multigroomer**
- Gepflegt von Kopf bis Fuß mit nur einem Gerät dank verschiedener Aufsätze für den gesamten Körper
 - Hochwertige Klinge mit Titaniumbeschichtung für höchste Sicherheit und Hautkomfort
 - Inkl. 5 Aufsätze: Barttrimmer, Haarschneider, Nasen- und Ohrhaarschneider, Bodygroomer, Präzisionstrimmer



attachments

11

waterproof

10 Schnittlängen für den Barttrimmeraufsatz: 3-7 und 8-12 mm

4 Schnittlängen für den Haarschneideaufsatz: 3, 6, 9, 12 mm

2-stufige Feinjustierung: 0,8 und 1,2 mm
Wasserdicht (IPX7), anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für 90 Min. Betriebszeit; 90 Min. Ladezeit

Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff
LED-Display mit Batteriestatus in % und Ladeanzeige

Inkl. praktischem Hardcase
Inkl. USB-Kabel, Reinigungspinsel und Öl

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 3 x 4
EAN-Nr.: 4211125100575
Art.-Nr.: 100.57

MN8X Scherkopf Rasierklingen

NEU

05/2024

★

- Scherkopf Rasierklingen**
- 3 Scherköpfe für höchste Präzision und maximale Hautverträglichkeit

Für den Gebrauch mit:
MN8X Rotationsrasierer
3 Scherkopf Rasierklingen


Empfohlener Austausch alle 12 Monate

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4056461100748
Art.-Nr.: 110.074



Sanft & zuverlässig – Enthaarung für eine seidenweiche Haut.

Rasieren, wachsen, epilieren oder IPL – wir haben das passende Produkt. Unsere IPL-Geräte für die dauerhafte Haarentfernung¹⁾ lassen sich einfach und sicher anwenden.



IPL Dauerhafte Haarentfernung mit App „beurer MyIPL“



**IPL 10000+
SalonPro System**
Art.-Nr.: 576.09



**IPL Velvet Skin
Pro 8500**
Art.-Nr.: 575.13




**IPL Pure Skin
Pro 5500**
Art.-Nr.: 575.14



**IPL Velvet Skin
Pro 8800**
Art.-Nr.: 575.01



**IPL Pure Skin
Pro 5800**
Art.-Nr.: 575.00



**Gratis App
„beurer MyIPL“**

IPL Dauerhafte Haarentfernung



IPL 7800 Cool Pro
Art.-Nr.: 575.03

Rasieren und Epilieren – SatinSkin



HL 16
Art.-Nr.: 576.12



HL 36
Art.-Nr.: 576.13



HL 76
Art.-Nr.: 576.14



HL 40
Art.-Nr.: 577.00

Warmwachs-Haarentfernung



Das neue **IPL Haarentfernungsggerät IPL 7800 Cool Pro** sorgt nicht nur für eine sanfte und seidenweiche Haut – auch die Anwendung wird dir gefallen:

Die **Cooling Funktion** sorgt für ein kühles, angenehmes Hautgefühl während der Behandlung.




¹⁾ Langanhaltende Ergebnisse für mehrere Monate

Haarentfernung

IPL Pure Skin Pro 5500



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Kompaktgerät zur dauerhaften Haarentfernung⁶⁾
 - Handliches Design – perfekt zur Behandlung kleiner und schwer erreichbarer Körperstellen
 - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt¹⁾
 - Mit integriertem „Auto-Flash“ Modus für eine komfortable Anwendung
 - Lichtfläche 3,1 cm² zur präzisen Anwendung
 - Bis zu 200.000 Lichtimpulse



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

3 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 20 Min. für eine Ganzkörperbehandlung³⁾

Integrierter „Auto-Flash“ Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar

Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125575144
Art.-Nr.: 575.14

IPL Velvet Skin Pro 8500



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Akkugerät zur dauerhaften Haarentfernung⁶⁾
 - Mit automatischem Energiestufenvorschlag für die Lichtintensität
 - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt¹⁾
 - Lichtfläche 4,5 cm² für eine besonders schnelle Anwendung
 - Inkl. Präzisionsaufsatz (2 cm²) für Gesicht und Bikinizone
 - Bis zu 300.000 Lichtimpulse



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

6 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 21 Min. für eine Ganzkörperbehandlung³⁾

Integrierter „Auto-Flash“ Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar

Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Akkulaufzeit ~ 550 Lichtimpulse, Ladezeit ~ 2 Std.

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125575137
Art.-Nr.: 575.13

IPL 10000+ SalonPro System



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾ mit der Profitechnologie aus dem Kosmetikinstitut²⁾
 - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt¹⁾
 - Schnellste Anwendung am Markt⁴⁾
 - XXL – große Lichtfläche 7 cm²
 - Modernste Lichttechnologie mit einzigartiger Sicherheit
 - Lifetime Flashes – bis zu 250.000 Lichtimpulse
 - Inkl. Präzisionsaufsatz
 - Mit Auto-Sensor zur individuellen Hauttonerkennung



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

6 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 26 Min. für eine Ganzkörperbehandlung⁴⁾

Blitz-Gleit-Funktion für eine komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar


Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125576097
Art.-Nr.: 576.09

IPL Pure Skin Pro 5800



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Kompaktgerät zur dauerhaften Haarentfernung⁶⁾
 - Handliches Design – perfekt zur Behandlung kleiner und schwer erreichbarer Körperstellen
 - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt¹⁾
 - Mit integriertem „Auto-Flash“ Modus für eine komfortable Anwendung
 - Lichtfläche 3,1 cm² zur präzisen Anwendung
 - Bis zu 600.000 Lichtimpulse



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

3 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 20 Min. für eine Ganzkörperbehandlung³⁾

Integrierter „Auto-Flash“ Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar

Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125575007
Art.-Nr.: 575.00

IPL Velvet Skin Pro 8800



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Akkugerät zur dauerhaften Haarentfernung⁶⁾
 - Mit automatischem Energiestufenvorschlag für die Lichtintensität
 - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt¹⁾
 - Lichtfläche 4,5 cm² für eine besonders schnelle Anwendung
 - Inkl. Präzisionsaufsatz (2 cm²) für Gesicht und Bikinizone
 - Bis zu 600.000 Lichtimpulse



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

6 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 21 Min. für eine Ganzkörperbehandlung³⁾

Integrierter „Auto-Flash“ Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar

Mit praktischer Aufbewahrungstasche


Akkulaufzeit ~ 550 Lichtimpulse, Ladezeit ~ 2 Std.

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125575014
Art.-Nr.: 575.01

IPL 7800 Cool Pro



- Dauerhafte Haarentfernung⁶⁾**
- Zusätzliche Cooling Funktion sorgt für eine angenehm kühle Anwendung auf der Haut
 - Kompaktgerät zur dauerhaften Haarentfernung⁶⁾
 - Mit praktischem „Auto-Flash“ Modus für eine komfortable Anwendung
 - Lichtfläche 3,8 cm² zur präzisen Anwendung
 - Bis zu 1 Mio. Lichtimpulse



Modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird

IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare

Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 – 4 Behandlungen

Hohe Sicherheit mit integriertem Hautkontaktsensor

Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut

5 Energiestufen

Für Gesicht⁵⁾, Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch

Nur ca. 23 Min. für eine Ganzkörperbehandlung³⁾

Integrierter „Auto-Flash“ Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung

Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar

Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125575038
Art.-Nr.: 575.03

NEU
11/2023
★

¹⁾ IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro Dermatologische Studie, 20 Frauen, proderm GmbH, Studiennr. 14.0309-11
²⁾ IPL 10000+ Dermatologische Studie, 36 Frauen, proderm GmbH, Studiennr. 14.0148-11

³⁾ Technologie begutachtet durch proderm GmbH
⁴⁾ Auf niedrigster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone
⁵⁾ Auf höchster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone

⁶⁾ Gesicht nur bei Frauen, unterhalb der Wangenlinie
⁷⁾ Langanhaltende Ergebnisse für mehrere Monate

Maniküre – Pediküre

Schönheit und Pflege

Schöne Hände und Füße.
Ganz einfach mit deinem Nagelstudio zu Hause.

Mit dem **Maniküre-/Pediküreset MP 84** von Beurer hast du alles zur Hand, was du für die **professionelle Nagelpflege** zu Hause brauchst. **Extra Plus:** Der **leistungsstarke Akku** lässt sich direkt im Aufbewahrungs-Etui laden.



MP 84 – Maniküre-/Pediküreset

Power Akku

für 2 Stunden kabellose Anwendung

Präzise Anwendung

exaktes Formen und Feilen mit hellem LED-Licht

Ergonomisches Design


für einen festen Halt während der Anwendung

Individuelle Anwendung

verschiedene Geschwindigkeitsstufen


Sicheres Verstauen

stabiles Aufbewahrungs-Etui für zu Hause und auf Reisen



Innovatives Laden

die Ladestation ist im Aufbewahrungs-Etui integriert



KRAFTVOLL

Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung. Schöne Fuß- und Fingernägel wie aus dem Nagelstudio.

50 Test-Anwenderinnen sind schon begeistert!

„Das Maniküre- & Pediküreset ist klasse! Ich habe noch nie ein besseres Set ausprobiert.“
Laura, 26

„Ein wirklich sehr tolles Produkt und hochwertig, das empfehle ich gern weiter.“
Simone, 24

„Tolles ansprechendes Design! Praktisches Aufbewahrungs-Etui, alles schön kompakt verstaut.“
Anastasia, 32



MP 42



Maniküre-/Pediküreset

- Komplettsset für Einsteiger und Fortgeschrittene
- Für gepflegte Hände und Füße
- Magic LED-Display – erscheint nur bei Betrieb



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 42 / MP 44

7 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125574093

Art.-Nr.: 574.09

adjustable speed

7

led light

rotation left/right

magic led display

dust cover

Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 7 hochwertigen Aufsätzen:

Saphirkegel

Filzkegel

Saphirscheibe, fein

Saphirscheibe, grob

Flammenfräser

Zylinderfräser

Saphir-Hornhautschleifer

Ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung

LED-Licht

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Drehzahl: 2.500 U/min ± 20 % - 4.600 U/min ± 15 %

Netzbetrieb

Inkl. Aufbewahrungs-Etui

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125574000

Art.-Nr.: 574.00

MP 42 / MP 44

Maniküre-/Pediküreaufsätze



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 42 / MP 44

7 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125574093

Art.-Nr.: 574.09



MP 52



Maniküreset

- Super schlankes Design für präzises Formen und Feilen der Nägel
- Für gepflegte Hände und Füße
- Kraftvoller Profimotor – Höchstleistung bis 15.000 U/min



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 52

6 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

10 Einwegaufsätze aus Sandpapier

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125572174

Art.-Nr.: 572.17

adjustable speed

7

10

rotation left/right

super slim design

Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 7 hochwertigen Aufsätzen:

Saphirkegel, grob

Saphirkegel, fein

Filzkegel

Flammenfräser

Saphirfräser, rund

Saphirscheibe, fein

Sandpapieraufsatz

Inkl. 10 Einwegaufsätzen aus Sandpapier

Ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung

Mit USB-C Anschluss

Abschaltautomatik nach 20 Min.

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Drehzahl: 6.000 U/min - 15.000 U/min ± 15 %

Netzbetrieb

Inkl. Aufbewahrungsbeutel

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125570033

Art.-Nr.: 570.03

MP 62



Maniküre-/Pediküreset

- Für die professionelle Nagel- und Fußpflege
- Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen
- Inkl. 10 Einwegaufsätzen aus Sandpapier



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 62

9 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

30 Einwegaufsätze aus Sandpapier

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125572143

Art.-Nr.: 572.14

adjustable speed

10

10

led light

rotation left/right

dust cover

Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 10 hochwertigen Profi-Aufsätzen:

Saphirkegel

Filzkegel

Saphirscheibe, fein

Zylinderfräser

Flammenfräser

Saphirfräser rund

Nadelfräser

Saphirkegel, lang und grob

Saphirscheibe, grob

Sandpapieraufsatz

Inkl. 10 Einwegaufsätzen aus Sandpapier

LED-Licht

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Drehzahl: 2.000 U/min - 5.400 U/min ± 20 %

Netzbetrieb

Inkl. Aufbewahrungs-Etui

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125570354

Art.-Nr.: 570.35



MP 52

Maniküre-/Pediküreaufsätze



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 52

6 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

10 Einwegaufsätze aus Sandpapier

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125572174

Art.-Nr.: 572.17



MP 62

Maniküre-/Pediküreaufsätze



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 62

9 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

30 Einwegaufsätze aus Sandpapier

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125572143

Art.-Nr.: 572.14

MP 64



Maniküre-/Pediküreset

- Kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung
- Für gepflegte Hände und Füße
- Magic LED-Display – erscheint nur bei Betrieb



3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen:

- Saphirkegel und Filzkegel
- Saphirscheibe, grob und fein
- Zylinderfräser
- Flammenfräser
- Saphirfräser und Nadelfräser
- Saphir-Hornhautschleifer
- Hornhautschleifer aus Kristallsand

Abschaltautomatik nach 20 Min.

Ergonomisches Design verhindert

Abrutschen während der Behandlung

LED-Licht

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Drehzahl: 3.200/3.800/4.400 U/min ± 15 %

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku

Akkubetrieb: ca. 2 Std. Betriebszeit

Ladezeit: ca. 3 Std.

Inkl. Aufbewahrungs-Etui

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125570378

Art.-Nr.: 570.37



MP 84



Maniküre-/Pediküreset

- Kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung
- Für gepflegte Hände und Füße
- Inkl. Lade- und Aufbewahrungs-Etui



3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen:

- Saphirkegel und Filzkegel
- Saphirscheibe, grob und fein
- Zylinderfräser
- Flammenfräser
- Saphirfräser und Nadelfräser
- Saphir-Hornhautschleifer
- Hornhautschleifer aus Kristallsand

Abschaltautomatik nach 20 Min.

Ergonomisches Design verhindert

Abrutschen während der Behandlung

LED-Licht

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Drehzahl: 3.200/3.800/4.400 U/min ± 15 %

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku

Akkubetrieb: ca. 2 Std. Betriebszeit

Ladezeit: ca. 3 Std.

Inkl. Lade- und Aufbewahrungs-Etui

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: 4 x 3

EAN-Nr.: 4211125570026


Art.-Nr.: 570.02

MP 100



Maniküre-/Pedikurestation

- Für die professionelle Nagel- und Fußpflege
- Höchstleistung bis 20.000 U/min.
- Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen



Stufenlos regelbar, Rechts-/Linkslauf

Inkl. 10 Profi-Aufsätzen aus Saphir und Filz:

- Saphirkegel, grob und fein
- Filzkegel
- Saphirscheibe, grob und fein
- Zylinderfräser
- Flammenfräser
- Saphirfräser
- Nadelfräser
- Sandpapieraufsatz

Inkl. 30 Einwegaufsätzen aus Sandpapier

Mit rutschfester Griff-Fläche

Sicherheitsverriegelung

Integrierte Adapteraufbewahrung

Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Drehzahl: 5.000 U/min - 20.000 U/min ± 20 %

Netzbetrieb

Inkl. Aufbewahrungsbox

3 Jahre Garantie

VE: 3 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125570682

Art.-Nr.: 570.68

MP 64 / MP 84
Maniküre-/Pediküreaufsätze



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 64 / MP 84

10 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125572167

Art.-Nr.: 572.16

MP 100
Maniküre-/Pediküreaufsätze



Maniküre-/Pediküreaufsätze

- Für gepflegte Hände und Füße
- Hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Für den Gebrauch mit: MP 100

9 hochwertige Aufsätze aus Saphir und Filz

Schutzkappe für Nagelstaub

30 Einwegaufsätze aus Sandpapier

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125570644

Art.-Nr.: 570.64





- LED/UV-Nageltrockner**
- Für die Kunstnagelmodellage
 - Trocknet sowohl LED als auch UV-Gele
 - Inkl. Timerfunktion (30, 60 und 120 Sek.)



Zur Aushärtung von LED und UV-Gelen an Finger- und Fußnägeln
Mit 18 leistungsstarken LEDs
Timerfunktion 30, 60 und 120 Sek.
Reflektierende Bodenplatte
Unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche
Einfache Bedienung
Kompaktes Design

Betriebsanzeige

24 Watt
Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125571016
Art.-Nr.: 571.01



- Paraffinbad**
- Für geschmeidige Hände, Füße und Ellenbogen
 - Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
 - Inkl. Paraffinwachs und Plastikfolien



Pflegt raue, trockene oder strapazierte Haut
Öffnet die Hautporen
Fördert die Durchblutung
Für spürbar weichere und entspannte Haut
Unterstützt die Aufnahme von Pflegestoffen und Feuchtigkeit
Inkl. Paraffinwachs (2 x 450 g) Orangenduft
Inkl. Plastikfolien (30 Stk.)
Variable Temperaturregelung
Kabelaufwicklung

Betriebsanzeige
Heizanzeige

80 Watt
Netzbetrieb

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125589325
Art.-Nr.: 589.32



- Hornhautentferner**
- Premium-Lösung für gepflegte, weiche Füße
 - Kabellose Anwendung für bis zu 3 Std.
 - Weiche Silikonhaptik für die Nass- und Trockenanwendung
 - Mit 2 unterschiedlichen Schleifrollen



Reisesicherung
2 Geschwindigkeitsstufen
Inkl. 2 asymmetrischen Schleifrollen (grob & fein) zur punktuellen oder großflächigen Anwendung

Platzsparende Ladestation mit Kontaktladung
Mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku:
ca. 3 Std. Betriebszeit
Ladezeit: ca. 3 Std.
Ladekontrollanzeige

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: 2 x 6
EAN-Nr.: 4211125571160
Art.-Nr.: 571.16



- Paraffinwachs und Folien**
- 2 x 450 g Paraffinwachs und 30 Folien

Für den Gebrauch mit: MP 70
Inhalt: 450 g pro Wachsbeutel, 30 Folien
Orangenduft

VE: 8 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125589431
Art.-Nr.: 589.43



- Schleifrollen grob, fein**
- Für geschmeidige und samtig weiche Haut

Für den Gebrauch mit: MP 59

2 asymmetrische Schleifrollen (grob und fein) zur punktuellen oder großflächigen Anwendung
In praktischer Verpackung zum Hängen

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4211125571191
Art.-Nr.: 571.19




Fühl dich wohl in deiner Haut –
Körperbürsten und Anti-Cellulite Massageprodukte.

Mit unseren **Körperbürsten und Cellulite Massageprodukten** unterstützen wir dich in deiner täglichen **Körperpflege-Routine**. Einfach anzuwenden und effektiv in der Wirkung – lass deine Haut strahlen!



FC 55 Pureo Complete Cleansing – Körperbürste

· Massage-Körperbürste für glatte, gepflegte und feinporige Haut



Porentiefe Reinigung

Rotationsmassage mit 2 Geschwindigkeitsstufen für eine sanfte Durchblutung

Wasserfest

perfekt für die Anwendung in Dusche oder Badewanne

Abnehmbarer Bürstenkopf

für leicht zugängliche Körperpartien

Körperbürsten



FC 25
Art.-Nr.: 605.11



FC 55
Art.-Nr.: 605.12

Cellulite Massage



CM 50
Art.-Nr.: 590.01



cellulite releaZer®
Art.-Nr.: 590.03



cellulite releaZer® compact
Art.-Nr.: 590.05



TSCHÜSS CELLULITE

Cellulite Massageprodukte sind **einfach zu Hause** anzuwenden und **unerlässlich für die Reduzierung** von Cellulite.

CM 50




- Cellulite Massage**
- Effektive Massage des Bindegewebes
 - Für spürbar straffere Haut



Fördert die Durchblutung der Hautschichten
Einfache Anwendung für zu Hause
Individuell verstellbarer Griff
Ergonomische Form
Massagerollen abnehmbar zur leichten Reinigung
2-stufige Massageintensität
Netzbetrieb
3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 2 x 3
EAN-Nr.: 4211125590017
Art.-Nr.: 590.01

cellulite releaZer®



- cellulite releaZer®**
- Cellulite Massage
 - Verringert Cellulite – klinisch getestet¹⁾
 - Für spürbar glatte, feste und gestraffte Kurven¹⁾
 - Vibrationsmassage zur Straffung des Tiefengewebes



2 Massageprogramme
Wasserfest (IPX 5)
3 Intensitätsstufen
Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandsanzeige
Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb - ca. 7 Std. Betriebszeit ²⁾
3,5 Std. Ladezeit
Abschaltautomatik nach 15 Min.
Rutschfeste Griffe mit Soft-Touch-Oberfläche
4 Behandlungsflächen: glatte Fläche, Fläche mit Noppen, stumpfe Kante und spitze Kante
3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125590031
Art.-Nr.: 590.03



cellulite releaZer® compact



- cellulite releaZer®**
- Cellulite Massage
 - Verringert Cellulite – klinisch getestet¹⁾
 - Für spürbar glatte, feste und gestraffte Kurven¹⁾
 - Vibrationsmassage zur Straffung des Tiefengewebes



2 Massageprogramme
Wasserfest (IPX 5)
3 Intensitätsstufen
Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandsanzeige
Handlicher Massagestab (Länge 40 cm)
Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb - ca. 7 Std. Betriebszeit ²⁾
3,5 Std. Ladezeit
Abschaltautomatik nach 15 Min.
4 Behandlungsflächen: glatte Fläche, Fläche mit Noppen, stumpfe Kante und spitze Kante
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125590055
Art.-Nr.: 590.05

FC 25



- Körperbürste**
- Gründliche Reinigung für eine spürbar strahlende und weiche Haut
 - Mit Handgriff zur bequemen Anwendung auch am Rücken
 - Mit 2 Bürstenaufsätzen für eine gründliche Anwendung




Mit 2-stufiger Rotation
Wasserfest (IPX 7) - in Dusche und Badewanne verwendbar
2 Geschwindigkeitsstufen
Bürstenaufsatz abnehmbar zur leichten Reinigung
2 Bürstenaufsätze: für jeden Hauttyp und für tiefenreinigendes Peeling
Batteriebetrieben
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125605117
Art.-Nr.: 605.11

FC 55 Pureo Complete Cleansing



- Körperbürste**
- Mit abnehmbarem Handgriff zur bequemen Anwendung auch am Rücken
 - Gründliche Reinigung für eine spürbar strahlende und weiche Haut
 - Mit 2 Bürstenaufsätzen für eine gründliche Anwendung
 - Lithium-Ionen-Akku



Mit 2-stufiger Rotation
Wasserfest (IPX 7) - in Dusche und Badewanne verwendbar
2 Geschwindigkeitsstufen
Kontrollleuchte zur Geschwindigkeits- und Akkustandsanzeige
Bürstenaufsatz abnehmbar zur leichten Reinigung
2 Bürstenaufsätze: für jeden Hauttyp und für tiefenreinigendes Peeling
Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb - 60 Min. Betriebszeit
2 Std. Ladezeit
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125605124
Art.-Nr.: 605.12



FC 25 / FC 55 Bürstenaufsatz – Regular



- Bürstenaufsatz – Regular**
- Für den Gebrauch mit FC 25 und FC 55

Enthalten ist ein Bürstenaufsatz für jeden Hauttyp
Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)
In praktischer Blisterverpackung zum Hängen

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4211125605148
Art.-Nr.: 605.14

FC 25 / FC 55 Bürstenaufsatz – Exfoliation



- Bürstenaufsatz – Exfoliation**
- Für den Gebrauch mit FC 25 und FC 55

Enthalten ist ein Peeling-Bürstenaufsatz zur sanften Entfernung überschüssiger Hautpartikel
Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)
In praktischer Blisterverpackung zum Hängen

VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4211125605155
Art.-Nr.: 605.15

Deine Pflegeroutine für ein
reines Hautbild und einen frischen Teint.

Die neue Beurer **Silikon-Gesichtsbürste**
FC 52 Laguna kann einfach mehr! **Porentiefe**
Reinigung und Massage für glatte Gesichts-
haut und einen rosigen Teint.



FC 52 Laguna – Silikon-Gesichtsbürste

Smartes Material

hautfreundliche, angenehme
Silikonoberfläche

2-in-1 Gesichtspflege

porentiefe Reinigung und
entspannende Vibrations-
massage für ein frisches,
reines Hautbild

Halterung

perfekte Aufbewahrung


Für jeden Hauttyp

Individuelle Anwendung

15 Intensitäten zur sanften
und intensiven Reinigung

Wasserfest

ideal anwendbar in der
Dusche oder Badewanne



2-in-1


Tiefenreinigung und Massage.
Nach der Anwendung ist die
Haut **besonders aufnahme-**
fähig für Pflegeprodukte.

FC 45



Gesichtsbürste

- 4-mal gründlicher als die manuelle Reinigung¹⁾
- Für die tägliche Gesichtsreinigung und -pflege
- Mit 2-stufiger Rotation



Für eine spürbar sanfte und gepflegte Gesichtshaut

Wasserfest (IPX 7) – in Dusche und Badewanne verwendbar
2 Geschwindigkeitsstufen
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter zur Betriebsanzeige

Batterieanzeige bei fast leeren Batterien
Aufhängering zur praktischen Aufbewahrung
Inkl. weichem Bürstenauflauf

Batteriebetrieben
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125605506
Art.-Nr.: 605.50



FC 45 Ersatzbürste



Bürstenauflauf

- Für den Gebrauch mit FC 45 Gesichtsbürste

Enthalten ist ein weicher Bürstenauflauf

Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)

In praktischer Blisterverpackung zum Hängen


VE: 10 Transportkarton: 10 x 10
EAN-Nr.: 4211125605513
Art.-Nr.: 605.51

FC 52 Laguna



Gesichtsbürste

- 2-in-1 Funktion: porentiefe Reinigung und Massage für eine glatte Gesichtshaut
- 2 verschiedene Anwendungszonen



Vibrationstechnologie: fördert ein gepflegtes ebenmäßiges Hautbild und aktiviert die Blutzirkulation im Gesicht

2 verschiedene Anwendungszonen
Kontrollleuchte zur Akkustandsanzeige
Wasserfest (IPX 7) – in Dusche und Badewanne verwendbar
15 Intensitätsstufen
Hautfreundliches Silikon
Für jeden Hauttyp
Abschaltautomatik nach 15 Min.
USB-C Ladefunktion
Inklusive Halterung

Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb – ca. 4 Std. Betriebszeit
Ladezeit ca. 2 Std.

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125100193
Art.-Nr.: 100.19





FC 95 Puroo Deep Cleansing



Gesichtsbürste

- Bis zu 6-mal gründlichere Reinigungswirkung als mit der Hand¹⁾
- Sanfte und gründliche Reinigung für eine spürbar weiche und strahlende Gesichtshaut
- Mit 4 Bürstenaufläufen für eine vielseitige Anwendung
- 2 Rotationsstufen: kreisförmige Rotation und oszillierende Rotation



2 Rotationsstufen:
• Kreisförmige Rotation für eine besonders sanfte Reinigung
• Oszillierende Rotation zur gründlichen Reinigung für ein glattes, weiches Hautgefühl
Wasserfest (IPX 7) – in Dusche und Badewanne verwendbar
3 Geschwindigkeitsstufen
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
Ergonomische Form
Kontrollleuchte zur Geschwindigkeitsanzeige

4 Bürstenaufläufe:
Regular – für jeden Hauttyp
Sensitiv – für empfindliche Haut
Pore Deep – zur porentiefen Reinigung
Exfoliation – für tiefenreinigendes Peeling
Inkl. 1-Minuten-Timer (3 x 20 Sek.) für genaue Anwendung abgestimmt auf die Hautzonen
Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb – 30 Min. Betriebszeit
Ladestation – 6 Std. Ladezeit

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125605551
Art.-Nr.: 605.55



FC 95 Ersatzbürste – Regular



Bürstenauflauf – Regular

- Für den Gebrauch mit FC 95 Puroo Deep Cleansing Gesichtsbürste

Enthalten sind zwei Bürstenaufläufe für jeden Hauttyp

Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)

In praktischer Blisterverpackung zum Hängen
Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

VE: 5 Transportkarton: 6 x 5
EAN-Nr.: 4211125605568
Art.-Nr.: 605.56

FC 95 Ersatzbürste – Exfoliation



Bürstenauflauf – Exfoliation

- Für den Gebrauch mit FC 95 Puroo Deep Cleansing Gesichtsbürste

Enthalten sind zwei Peeling-Bürstenaufläufe zur sanften Entfernung überschüssiger Hautpartikel

Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)

In praktischer Blisterverpackung zum Hängen
Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

VE: 5 Transportkarton: 6 x 5
EAN-Nr.: 4211125605582
Art.-Nr.: 605.58

FC 95 Ersatzbürste – Sensitiv



Bürstenauflauf – Sensitiv

- Für den Gebrauch mit FC 95 Puroo Deep Cleansing Gesichtsbürste

Enthalten sind zwei Bürstenaufläufe für empfindliche Haut

Empfohlener Austausch alle 4 Monate (bei täglicher Anwendung)

In praktischer Blisterverpackung zum Hängen
Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

VE: 5 Transportkarton: 6 x 5
EAN-Nr.: 4211125605575
Art.-Nr.: 605.57

FC 95 Ersatzbürste – Pore Deep



Bürstenauflauf – Pore Deep

- Für den Gebrauch mit FC 95 Puroo Deep Cleansing Gesichtsbürste

Enthalten ist ein Bürstenauflauf zur porentiefen Reinigung, speziell entwickelt für ölige Haut mit erweiterten Poren

Empfohlener Austausch alle 6 Monate (bei täglicher Anwendung)

In praktischer Blisterverpackung zum Hängen
Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

VE: 5 Transportkarton: 6 x 5
EAN-Nr.: 4211125605599
Art.-Nr.: 605.59

FS 60



Gesichtssauna

- 3-in-1 kosmetische Gesichtspflege, Aromaanwendung und Inhalation
- Inkl. Dampfaufsatz
- Inkl. Aromaaufsatz



FC 41



Porenreiniger

- Porentiefe Reinigung dank Vakuumtechnologie
- Multifunktional dank 3 unterschiedlicher Aufsätze



FC 76



Mikrodermabrasion

- Die aus dem Kosmetikstudio bekannte Technologie verleiht ein geschmeidigeres Hautgefühl
- Mit 2-fach Wirkung für ein ebenmäßiger und jünger wirkendes Hautbild



FC 100 Pureo Derma Peel



Mikrodermabrasion

- Für das professionelle Peeling der Gesichtshaut zu Hause
- Die aus dem Kosmetikstudio bekannte Technologie verleiht ein geschmeidigeres Hautgefühl
- Mit 2-fach Wirkung für ein ebenmäßiger und jünger wirkendes Hautbild



Öffnet die Poren zur besseren Reinigung
Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
Gesichtssauna-Aufsatz zur kosmetischen Gesichtspflege
Dampfaufsatz für wohltuende Inhalation
Duftstoffbehälter für Aromaanwendung
Kontrollleuchte
Inkl. Messbecher
Dampfaustritt stufenlos regulierbar
2 Leistungsstufen
120 Watt
Netzbetrieb
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125605032
Art.-Nr.: 605.03

Porentiefe Reinigung dank Vakuumtechnologie
Bekämpft leistungsstark Hautunreinheiten und fördert ein gesundes Aussehen der Gesichtshaut
Modernes Design
LCD Display zur Anzeige von Akkustand und Intensitätsstufe
5 Intensitätsstufen
3 wechselbare Aufsätze in verschiedenen Größen
Für jeden Hauttyp geeignet
Inkl. 10 Ersatzfilter
Nachkauf Ersatzfilter 10 St. Art.-Nr.: 164.083
Lithium-Ionen-Akku
Akkubetrieb - ca. 90 Min. Betriebszeit ¹⁾
Ladezeit ca. 5 Std.
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125584177
Art.-Nr.: 584.17

2-fach Wirkung:
• Revitalisierendes Peeling entfernt sanft überschüssige Hautpartikel
• Aktivierende Unterdruckmassage fördert die Durchblutung und stimuliert die Zellerneuerung
Einfache und sichere Anwendung für zu Hause
2 Intensitätsstufen
Kontrollleuchte
3 hochwertige Aufsätze mit Saphirbeschichtung für sanftes und effektives Peeling: feiner Aufsatz, rauer Aufsatz, Präzisions-Aufsatz
Inkl. 20 Ersatzfilter
Nachkauf Ersatzfilter 10 St. Art.-Nr.: 163.660
Netzbetrieb
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125606589
Art.-Nr.: 606.58

2-fach Wirkung:
• Revitalisierendes Peeling entfernt sanft überschüssige Hautpartikel
• Aktivierende Unterdruckmassage fördert die Durchblutung und stimuliert die Zellerneuerung
Profistation für die einfache und sichere Anwendung für zu Hause
5 Intensitätsstufen zur individuellen Anpassung an deinen Hauttyp
Beleuchteter Öffnungs-Schalter
Kontrollleuchte
3 hochwertige Aufsätze mit Saphirbeschichtung für sanftes und effektives Peeling: feiner Aufsatz, rauer Aufsatz, Präzisions-Aufsatz
Inkl. 20 Ersatzfilter
Nachkauf Ersatzfilter 20 St. Art.-Nr.: 163.546
Mit integriertem Spiegel
Netzbetrieb
3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125606671
Art.-Nr.: 606.67


Produktinfo Mikrodermabrasion

Mikrodermabrasion – verjüngt und glättet dein Hautbild sichtbar.




Durch sanftes Peeling können Mikrodermabrasionsgeräte die **Hautstruktur verbessern** und zugleich die **Zellerneuerung anregen**. So erscheint das **Hautbild insgesamt glatter und reiner** und du beugst sichtbaren Folgen der Beanspruchungen zum Beispiel durch Wettereinflüsse oder dekorative Kosmetik vor.

Die Beurer Mikrodermabrasionsgeräte entfernen überschüssige Hautpartikel durch revitalisierendes Peeling und fördern durch Unterdruckmassage Durchblutung und Zellerneuerung. Mit individuell wählbaren Intensitätsstufen lassen sie sich auf deine Hautbeschaffenheit abstimmen.



Revitalisierendes Peeling



Aktivierende Unterdruckmassage

Verschiedene Aufsätze gehen gezielt auf deine Bedürfnisse der einzelnen Hautpartien ein.

Feine Saphirbeschichtung für sensible Haut, raue Saphirbeschichtung für intensive Behandlung von Problemzonen oder Präzisionsaufsatz für kleine Flächen, z. B. im Nasenbereich.

BS 45



- Beleuchteter Kosmetikspiegel**
- Mit Touch-Sensor
 - Stufenlose Dimmfunktion
 - Mit praktischer Aufbewahrungsschale
 - Mit magnetischem Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung



Helles LED-Licht mit 28 LEDs
Große Spiegelfläche ohne Vergrößerung
Durchmesser Spiegelfläche: 17,5 cm
Zusätzlicher ON/OFF Schalter
Lichtintensität stufenlos einstellbar
Abschaltautomatik nach 15 Min.

Batteriebetrieben
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AA

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125584047
Art.-Nr.: 584.04

BS 49



- Beleuchteter Kosmetikspiegel**
- Design in matt weiß
 - Mit 12 LEDs



Hochwertig verchromt
Helles LED-Licht mit 12 LEDs
2 drehbare Spiegelflächen
Normal / 5-fache Vergrößerung
Durchmesser Spiegelfläche: 11 cm

Batteriebetrieben
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125584016
Art.-Nr.: 584.01

BS 55



- Beleuchteter Kosmetikspiegel**
- Mit Touch-Sensor
 - Stufenlose Dimmfunktion
 - Mit 18 LEDs



Hochwertig verchromt
Helles LED-Licht mit 18 LEDs
2 drehbare Spiegelflächen
Normal / 7-fache Vergrößerung
Durchmesser Spiegelfläche: 13 cm
Lichtintensität stufenlos einstellbar
Abschaltautomatik nach 15 Min.


Batteriebetrieben
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125654863
Art.-Nr.: 654.86

BS 59



- Beleuchteter Kosmetikspiegel**
- 2-in-1: Wand- und Standspiegel
 - Einfache Wandmontage, Spiegel abnehmbar
 - Mit 12 LEDs



Hochwertig verchromt
Helles LED-Licht mit 12 LEDs
2 drehbare Spiegelflächen
Normal / 5-fache Vergrößerung
Durchmesser Spiegelfläche: 11 cm
Inkl. Schrauben zur einfachen Wandmontage

Batteriebetrieben
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 2 x 4
EAN-Nr.: 4211125584108
Art.-Nr.: 584.10

BS 89



- Beleuchteter Kosmetikspiegel**
- Zur einfachen Wandmontage
 - Extra helles LED-Licht mit 36 LEDs
 - Dimmfunktion in 3 Stufen



Hochwertig verchromt
Extra helles LED-Licht mit 36 LEDs
5-fache Vergrößerung
Spiegelfläche: 16 x 16 cm
Inkl. Schrauben zur einfachen Wandmontage
Lichtintensität einstellbar (3 Stufen)
Abschaltautomatik nach 10 Min.

Batteriebetrieben
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AA

3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 2 x 3
EAN-Nr.: 4211125585136
Art.-Nr.: 585.13



Top gestylt und spürbar gepflegtes Haar
wie frisch aus dem Salon.

Du musst kein Styling-Profi sein, um traumhafte Locken in dein Haar zu zaubern. Durch das offene Lockenkammer-Design siehst du genau, wie deine Locke kreiert wird. Das gibt dir ein besonderes Sicherheitsgefühl. Der **4-fache Ionenauslass** verleiht deinem Haar dazu noch einen **besonders schönen Glanz**.



StylePro



HT 75 – Automatischer Lockenstab



Automatischer Haareinzug

die gewünschte Haarsträhne wird gelockt, indem sie sich automatisch um den Heizstab wickelt – schöne Locken ganz einfach auf Knopfdruck

Schwungvoll

du gibst die Richtung vor: 2 bedienbare Lockenrichtungen

Smart Timer

ein akustisches Signal ertönt wenn die Locke fertig ist

Schonend für dein Haar

mit Keramik und Turmalin beschichteter Heizstab

Intensität

du hast die Wahl zwischen 3 Temperaturstufen

360° Drehgelenk

einfache Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

DU BIST DER PROFI

Ein **vertikaler Griff** sorgt dafür, dass der automatische Lockenstab **super in der Hand** liegt und die Bedienung spielend leicht ist.



Extra leicht, extra stark, extra schonend –
dein perfektes Styling-Tool für jeden Tag.

Der **Haartrockner HC 100 Excellence** mit **leistungsstarker Power** sorgt für schnelles und schonendes Haaretrocknen. **Profi-Technologie von Beurer** – optimaler Style für jede Haarstruktur.



StylePro

HC 100 Excellence – Haartrockner



Power inside

der digitale Motor trocknet schonend und leistungsstark

Ionen-Funktion

für glänzendes, weiches Haar

Memory Function

speichert Temperatur und Gebläseeinstellung

Volumen-Diffusor

für mehr Fülle und schonendes Trocknen von Locken



Automatische Filterreinigungsanzeige

zeigt durch Blinken der LED an, wann der herausnehmbare Filter gereinigt werden sollte

Aufhängeöse und extra langes Kabel (2,80 m)

für eine optimale Handhabung und praktische Aufbewahrung



EASY CLICK

Wenn du dir mehr Volumen und Fülle wünschst, lässt sich der **Volumen-Diffusor** ganz einfach **magnetisch aufsetzen**.

HC 17



Klappbarer Kompakthaartrockner

- Platzsparend durch klappbaren Griff
- Leistungsstarke 1300 Watt



2 Heizstufen
2 Gebläsestufen

Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Ergonomischer Klappgriff: kompakt und handlich

Schmale Profidüse

1300 Watt
220 – 240 V

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125100728
Art.-Nr.: 100.72

HC 25



Reisehaartrockner

- Weltweit einsetzbar
- Integrierte Ionen-Funktion
- Leistungsstarke 1600 Watt



2 Heizstufen
2 Gebläsestufen

Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings

Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Ergonomischer Klappgriff: kompakt und handlich
Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung

Schmale Profidüse

Soft-Touch-Oberfläche
1200 / 1600 Watt
Spannungsumschaltung 100 – 120 / 220 – 240 V zur weltweiten Nutzung

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125591137
Art.-Nr.: 591.13



HC 35



Kompakthaartrockner

- Modernes Design – bei kompakter Größe
- LED-Anzeige von Gebläse- und Hitzeeinstellung
- Inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel
- Integrierte Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar



3 Heizstufen
3 Gebläsestufen

Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings

Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse

Soft-Touch-Oberfläche
Max. 2000 Watt
220 – 240 V


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125593926
Art.-Nr.: 593.92

HC 50



Haartrockner

- Triple Ionic Funktion – Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar
- Protection Function schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz
- Leistungsstarke 2200 Watt



3 Heizstufen
2 Gebläsestufen

Arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Volumen-Diffuser
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 2200 Watt
220 – 240 V


3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125591144
Art.-Nr.: 591.14

HC 55



Haartrockner

- Kabeleinzugsfunktion – das Kabel lässt sich schnell und einfach in den Haartrockner einziehen
- Integrierte Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar
- Leistungsstarke 2000 Watt



3 Heizstufen
2 Gebläsestufen

Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz

Kabeleinzugsfunktion

Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Volumen-Diffuser
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 2000 Watt
220 – 240 V

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125586218
Art.-Nr.: 586.21



HC 60



Haartrockner

- Maximale Energieersparnis und Anwendungskomfort
- Touchsensor – Haartrockner schaltet bei Berührung automatisch an und aus
- ECO Technologie – 1400 Watt Verbrauch bei 2000 Watt Ergebnis



3 Heizstufen
2 Gebläsestufen
LED-Betriebsanzeige

Arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen


Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Volumen-Diffuser
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 1400 Watt (Ergebnis: 2000 Watt)
220 – 240 V

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125591328
Art.-Nr.: 591.32

HC 80



- Haartrockner**
- Triple Ionic Funktion – Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar
 - Professioneller AC-Motor – für höchste Leistung und Langlebigkeit
 - Protection Function schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz
 - Leistungsstarke 2200 Watt



2200 watts

2 attachments

protection function

ion technology

soft touch surface

TESTMAGAZIN - URTEIL

Beurer HC 80 Haartrockner

SEHR GUT

in Test: 14 Haartrockner

Testurteil: Sehr gut, 2+ gut

2+ befriedigend

www.testmagazin.de

93,45 %

14.08.2016

reddot award 2016

winner

3 Heizstufen
2 Gebläsestufen
Arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Volumen-Diffuser
AC-Motor
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 2200 Watt
220 – 240 V
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125591151
Art.-Nr.: 591.15

HC 35 Ocean



- Kompakthaartrockner**
- Modernes Design – bei kompakter Größe
 - LED-Anzeige für die Gebläse- und Hitzeeinstellung
 - Inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel
 - Integrierte Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar



2000 watts

ion technology

narrow professional nozzle

soft touch surface

3 Heizstufen
3 Gebläsestufen
Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale Profidüse
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 2000 Watt
220 – 240 V
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125594183
Art.-Nr.: 594.18

HC 45 Ocean



- 2-in-1 Volumen- & Haartrocknungsbürste**
- Trocknen und stylen in einem Schritt
 - Ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz
 - Keramik-Keratin beschichteter Bürstenkopf für glänzendes Haar
 - Integrierte Ionen-Funktion
 - Leistungsstarke 1000 Watt



1000 watts

ion technology

soft touch surface

2 Heizstufen
2 Gebläsestufen
Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
Soft-Touch-Oberfläche
Max. 1000 Watt
220 – 240 V
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 421112594206
Art.-Nr.: 594.20

HC 100 Excellence



- High Speed Haartrockner**
- Schnelles Trocknen und präzises Styling mit leistungsstarkem, digitalem Motor
 - Stabiles und leichtes Gerät (360 g – gemessen ohne Kabel) aus Polycarbonat
 - Besonders flexibles Kabel mit Salonlänge von 2,80 Meter



1700 watts

2 attachments

ion technology

ultra light weight

4 Heizstufen
4 Gebläsestufen
Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
Automatischer Überhitzungsschutz
Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
Integrierte Memory Function – speichert Temperatur und Gebläseeinstellung
Automatische Filterreinigungsanzeige
Herausnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung
Schmale, magnetische aufsetzbare Profidüse
Magnetischer, aufsetzbarer Volumen Diffusor
Digitale Motor
Max. 1700 Watt
220 – 240 V
3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125100834
Art.-Nr.: 100.83

Produktinfo HC 100 Excellence

Dein leistungsstarkes Leichtgewicht mit besonders flexiblem Kabel in Salonlänge.

Mit der neuen innovativen Technologie erlebst du ein völlig neues **Stylingerlebnis**. Durch den **gezielten und starken Luftstrom** werden die Haare schnell und sogleich schonend getrocknet.

Das **extra leichte Gehäuse** aus edlem Polycarbonat sowie das **kompakte und ergonomische Design**, runden diesen Haartrockner ab. Für noch mehr Geschmeidigkeit wurde eine Ionenfunktion integriert.



Das **vielseitige Zubehör** – bestehend aus einer 7 mm schmalen **Profidüse** und einem **Diffusor** – kann magnetisch auf den Haartrockner aufgesetzt werden. So gelingt der Aufsatztausch im Handumdrehen. Und damit immer alles praktisch verstaut ist, erhältst du einen hübschen **Aufbewahrungsbeutel** gratis zum Kauf dazu.




StylePro

HS 15



- Haarglätter**
- Keramik-Beschichtung für besonders schonendes Glätten



Eine Temperaturstufe mit 210 °C

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar

Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

32 Watt

100–240 V

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125100742

Art.-Nr.: 100.74

HS 20



- Akku-Haarglätter**
- Akkubetrieben und kabellos – der perfekte Reisebegleiter
 - Keramik-Turmalin beschichtete Heizplatten zum Schutz der Haare



Drei variable Temperaturstufen (160, 180, 200 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Einfache Handhabung mit nur einer Taste

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar

LED Temperaturanzeige

Betriebsbereitschaftsanzeige

Kabellose Anwendung für 30 Minuten

Aufladezeit: 2 Stunden

Ladekontrollanzeige

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Automatische Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten

Inkl. Mini USB Kabel

Lithium-Ionen-Akku

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125593315


Art.-Nr.: 593.31



HS 30



- Haarglätter**
- Keramik-Turmalin-Beschichtung für besonders schonendes Glätten
 - Abgerundete Platten für glatte oder gewellte Haare



Variable Temperaturstufen (100–200 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Einfache Handhabung mit nur einer Taste

Federnd gelagerte Heizplatten – für beste Ergebnisse in nur einem Durchzug

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar

LED-Betriebsbereitschaftsanzeige

Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Abgerundete Platten für Locken- und Welleneffekte

Soft-Touch-Oberfläche

45 Watt

100 – 240 V

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125591120

Art.-Nr.: 591.12

HS 50 Ocean



- Haarglätter**
- Mehrstufige Temperaturkontrolle mit LED-Anzeige
 - Keramik-Keratin-Beschichtung für besonders schonendes Glätten
 - Federnd gelagerte Heizplatten – für eine komfortable Anwendung ohne lästiges Ziepen



Variable Temperaturstufen (120–220 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar

LED-Display

Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Tastensperre – zum Fixieren der Temperatureinstellung

Soft-Touch-Oberfläche

42–52 Watt

100 – 240 V

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125594008

Art.-Nr.: 594.00

HS 80



- Haarglätter**
- Triple Ionic Funktion – Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar
 - Titanium-Beschichtung zum Schutz der Haare
 - Magic LED-Display – erscheint nur bei Betrieb
 - Protection Function schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz



Variable Temperaturstufen (120–220 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Memory-Funktion – zum Speichern der Temperatureinstellung

Federnd gelagerte Heizplatten – für eine komfortable Anwendung ohne lästiges Ziepen

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar

LED-Display

Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Tastensperre – zum Fixieren der Temperatureinstellung

45 Watt

220 – 240 V

Inkl. hitzebeständige Aufbewahrungstasche

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125591007


Art.-Nr.: 591.00



HS 100



- High Speed Haarglätter**
- Einsatzbereit in nur 12 Sekunden
 - Hinweis auf Betriebsbereitschaft durch Audiosignal
 - Keramik-Beschichtung zum Schutz der Haare
 - Integrierte Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar
 - Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche



Variable Temperaturstufen (120–220 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Federnd gelagerte Heizplatten – für eine komfortable Anwendung ohne lästiges Ziepen

LED-Display

Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels

Plattenverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Tastensperre – zum Fixieren der Temperatureinstellung

Soft-Touch-Oberfläche

45 Watt

220 – 240 V

Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 4211125594169

Art.-Nr.: 594.16

HS 60



- Glättungsbürste**
- Glattes Haar mit nur einem Bürstenstrich
 - Keramik-Beschichtung zum Schutz der Haare
 - Integrierte Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar
 - Leistungsstarke 45 Watt



Variable Temperaturstufen (120–200 °C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp

Schnellaufheizung – sofort einsetzbar
LED-Display
Automatische Sicherheitsabschaltung

360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen


Tastensperre – zum Fixieren der Temperatureinstellung

Soft-Touch-Oberfläche
45 Watt
100 – 240 V

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125591106
Art.-Nr.: 591.10



HT 10



- Ionen Haarbürste**
- Zuschaltbare Ionen-Funktion für geschmeidig glänzendes Haar
 - Entwirrt die Haare einfach und sanft



Zuschaltbare Ionen-Funktion

Betriebsanzeige

Batteriebetrieben
Soft-Touch-Oberfläche
Inklusive Batterien (2 x AAA)

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125591076
Art.-Nr.: 591.07



HT 22



- Splissentferner**
- Entfernt Spliss schnell und effektiv – ohne Längenverlust
 - Für gesundes und glänzendes Haar ohne Friseurbesuch
 - Kabellose Anwendung – 2 Std. Betriebszeit
 - Inklusive USB-Kabel und Reinigungspinsel



3 Std. Akkuladezeit
Auffangkammer für die abgeschnittenen Haare
Einfache Handhabung mit nur einer Taste

LED-Display

Transportverriegelung zum einfachen Verstauen und Transportieren

Inkl. USB Kabel und Reinigungspinsel
Lithium-Ionen-Akku

Ladekontrollanzeige



3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: –
EAN-Nr.: 4211125581329
Art.-Nr.: 581.32

Produktinfo HT 22

Das Geheimnis seidenglatter Haare – schnell und effektiv Spliss entfernen.



Unkomplizierte und sichere Anwendung – der **HT 22 Splissentferner** schneidet überstehende, kaputte Haarspitzen ab, ohne gesundes Haar zu beschädigen. **Glänzendes Haar ohne Friseurbesuch und ohne Längenverlust.**



1. Splissentferner sanft durch das von Spliss betroffene Haar gleiten lassen
2. Feinste überstehende Härchen werden exakt gekappt
3. Die abgeschnittenen Härchen werden in der integrierten Auffangschale gesammelt



IDEAL AUCH FÜR UNTERWEGS:


- Kabellose Anwendung
- Starker Lithium-Ionen Akku
- Transportverriegelung
- Inkl. USB-Kabel

StylePro

HT 65



- Welleneisen**
- 4-in-1 Styles - Beach Waves, natürliche Wellen, Mermaid Waves, klassische Wasserwelle
 - Keramik-Beschichtung zum Schutz der Haare
 - Kühle Spitze für sicheres Styling



120 watts

ceramic coating

soft touch surface

led display 160°C

- Styling Gerät für 4 verschiedene Locken Styles
- Digitales Display zur Temperaturanzeige
- Individuelle Temperaturstufen von 160 - 210 °C
- Abschaltautomatik nach 30 Min.
- Tastensperre – zum Fixieren der Temperaturstufen
- 360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
- Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
- Ergonomischer Handgriff
- Soft-Touch-Oberfläche
- 120 Watt
- 220 – 240 V
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125594237
- Art.-Nr.: 594.23

Produktinfo HT 65

Romantisch, sommerlich oder glamourös – style deine Wellen gekonnt zu Hause.

Lass deiner Lust an neuen Styles freien Lauf – das **Welleneisen HT 65** zaubert Frisurentrends für jede Stimmung und viele Gelegenheiten. lass dich inspirieren – bestimmt ist auch ein Look für dich dabei.




1. **Natürliche Wellen** und **Mermaid Waves** für die Party am Wochenende.
2. **Beach Waves** für einen coolen Look bei Tag und Nacht.
3. Klassische **Wasserwelle** für ganz besondere Anlässe.



HT 75



- Automatischer Lockenstab**
- Aufwandslos, traumhafte Locken ohne viele Stylingkenntnisse
 - Sicheres Styling aufgrund offenem Lockenkammer-Design
 - 4-facher Ionenauslass verleiht dem Haar besonderen Glanz



45 watts

ceramic tourmaline coating

ultra light weight


audio smart timer

- Audio Smart Timer
- 3 Temperaturstufen (170, 190, 210 °C)
- Abschaltautomatik nach 30 Min.
- Keramik-Turmalin Beschichtung
- Einfache Anwendung dank leichtem Gewicht
- 2 einstellbare Lockenrichtungen
- 360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
- Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
- Vertikaler Griff für einfache Handhabung
- 45 Watt
- 100-240 V
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125101947
- Art.-Nr.: 101.94

Produktinfo HT 75

Dein Locken-Styling so einfach wie noch nie.

Das **Beauty-Geheimnis** für wunderschön gelockte Haare im Handumdrehen. Die Anwendung ist so einfach, dass auch Ungeübte zu traumhaften Ergebnissen kommen. **Probier es aus!**



- Mit dem **automatischen Haareinzug** lassen sich aus schönen Strähnen traumhafte Locken zaubern
- Minimaler Aufwand, größtmögliche Wirkung – eine Lockenmähne zum Verlieben!
- 360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
- Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
- Soft-Touch-Oberfläche
- Max. 1000 Watt
- 220 – 240 V
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125591199
- Art.-Nr.: 591.19

HT 80



- Rotierende Warmluftbürste**
- Automatische Rotation für einfaches Styling in Sekunden
 - Für Volumen und geschmeidige Wellen
 - Keramik-Beschichtung zum Schutz der Haare
 - Leistungsstarke 1000 W
 - Integrierte Ionen-Funktion



1000 watts

ceramic coating

soft touch surface

ion technology

2 attachments

TESTSIEGER Haus & Garten Test sehr gut (1,4) Beurer HT 80 im Test: Warmluftbürsten Ausgabe 1/2020 www.haus-garten-test.de

- 2 austauschbare Aufsätze:
- Thermobürste¹⁾: Volumen, Fülle, Schwung
 - Lockenbürste¹⁾: weiche, geschmeidige Locken und Wellen
- 2 Heiz- und Gebläsestufen
- Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings
- 360° Drehgelenk – für eine komfortable Anwendung ohne Verdrehen des Kabels
- Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen
- Soft-Touch-Oberfläche
- Max. 1000 Watt
- 220 – 240 V
- 3 Jahre Garantie
- VE: 4 Transportkarton: -
- EAN-Nr.: 4211125591199
- Art.-Nr.: 591.19

¹⁾ Keramik-Beschichtung

Durch gezielte Triggerpunktmassage kannst du Muskelverspannungen leicht lockern.

Muskeln und Gewebe regenerieren und Verspannungen kraftvoll lockern. Die **gezielte Muskelmassage** aktiviert und regeneriert deine beanspruchten Körperregionen **einfach und wirksam**.

Die Beurer **Massage Gun MG 79 Sensitive** wurde speziell auch **für empfindliche Bereiche** entwickelt und bietet dir drei Intensitätsstufen zur Wahl.



MG 79 Massage Gun Sensitive – Muskelmassagegerät

Sanfte Triggerpunktmassage

für alle Muskelpartien von Kopf bis Fuß

Leicht & kompakt

ergonomisches Design, geringes Gewicht, ideale Handhabung

Intensität

3 Intensitätsstufen frei wählbar

LED-Beleuchtung

Anzeige Akkustand und Betriebseinstellung

Individuelle Anwendung

3 verschiedene Massageaufsätze



GUT VERSTAUT

Der praktische Aufbewahrungsbeutel sorgt dafür, dass du deine Massage Gun immer einsatzbereit hast.

MG 185 Massage Gun – individuelle Massage- anwendung nach dem Sport oder für zwischendurch.



Unkomplizierte Behandlung

Die PhysioLine von Beurer bietet dir spezielle Geräte für besonders beanspruchte Körperregionen und eine punktgenaue Entspannung von Muskeln und Sehnen.



5 Massageaufsätze

für deine individuelle Anwendung verschiedener Körperregionen



LED-Touch Display

für eine einfache Bedienung

Intensität

9 Intensitätslevel & 3 Massageprogramme

Besonders ergonomisch mit rutschfestem Griff

Koffer für praktische Aufbewahrung



Prävention, punktgenaue Linderung und gesunde Regeneration zu Hause.

Massage Guns



MG 185
Massage Gun

Muskel- und Triggerpunkt-
massage zur Lockerung von
Verspannungen



MG 180
Massage Gun

Muskel- und Triggerpunkt-
massage: Muskelmassage
zur Aktivierung und
Regeneration



MG 99
Massage Gun Compact

Muskel- und Triggerpunkt-
massage: Kräftigung und
Regeneration – einfach
und schnell



MG 79
Massage Gun Sensitive

Sanfte Triggerpunkt-
massage für alle Muskel-
partien von Kopf bis Fuß



Ganzkörper Massage-to-go



MG 35
Deep Roll

Vibrationsmassage:
Kräftigung des Muskel-
und Faszienwebes



MG 10
Massageball

Triggerpunktmassage
gegen verspannte
Muskelpartien

Beine & Füße



FM 150
Venen Trainer

Kompressionstherapie
gegen müde Beine



FM 150 Pro
Venen Trainer

Mit Oberschenkel-
manschetten



FM 200
Achillomed®

Linderung von Achilles-
sehnenprobleme

Haltungstrainer



PC 100 Haltungstrainer
PostureControl

Haltungstrainer: Erhalt
der Rückengesundheit

EMS



EM 22 Muscle Booster

EMS-Pad für die
Anwendung am Bauch
an Armen und Beinen



EM 95 Bluetooth®

EMS-Pad für die
Anwendung am Bauch
an Armen und Beinen

MG 180 Massage Gun



Muskelmassagegerät

- Gezielte Muskelmassage zur Aktivierung und Regeneration
- 4 Intensitätsstufen mit bis zu 3.200 Impulsen pro Minute
- 6 Massageaufsätze für verschiedene Anwendungsbereiche



4 Intensitätslevel
Intensitätslevel 1: 1200 U/min bzw. 20 Hz¹⁾
Intensitätslevel 2: 1800 U/min bzw. 30 Hz¹⁾
Intensitätslevel 3: 2400 U/min bzw. 40 Hz¹⁾
Intensitätslevel 4: bis zu 3200 U/min bzw. 53 Hz¹⁾

6 Massageaufsätze

LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung

Abschaltautomatik nach ca. 15 Min.

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 3 h Anwendung
Ergonomischer Griff zur einfachen Handhabung
Akkubetrieb

26 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125644239

Art.-Nr.: 644.23



MG 185 Massage Gun



Muskelmassagegerät

- Kraftvolle und wohltuende Triggerpunktmassage zur Lockerung von Verspannungen
- LED-Touch Display für eine einfache Bedienung
- 5 Massageaufsätze für eine individuelle Massageanwendung nach dem Sport, dem Büro oder für zwischendurch



9 Intensitätslevel & 3 Massageprogramme
Intensitätsstufe 1: 1200 U/min bzw. 20 Hz
Intensitätsstufe 2: 1400 U/min bzw. 23,3 Hz
Intensitätsstufe 3: 1600 U/min bzw. 26,6 Hz
Intensitätsstufe 4: 1800 U/min bzw. 30 Hz
Intensitätsstufe 5: 2000 U/min bzw. 33,3 Hz
Intensitätsstufe 6: 2200 U/min bzw. 36,6 Hz
Intensitätsstufe 7: 2400 U/min bzw. 40 Hz
Intensitätsstufe 8: 2600 U/min bzw. 43,3 Hz
Intensitätsstufe 9: 3000 U/min bzw. 50 Hz

5 Massageaufsätze

Besonders ergonomisch mit rutschfestem Griff

LED-Touch Display für eine einfache Bedienung
LED-Beleuchtung zur Anzeige von Akkustand

Abschaltautomatik nach ca. 15 Min.

Betriebszeit: ca. 5,5 h, Ladezeit: ca. 3 h

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5,5 h Anwendung

Koffer für praktische Aufbewahrung

Inkl. Netzadapter

18 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125645335

Art.-Nr.: 645.33

MG 99 Massage Gun Compact



Muskelmassagegerät

- Kräftigung und Regeneration - einfach und schnell
- Kompaktes, unverwechselbares Design
- 4 Massageaufsätze für eine individuelle Massageanwendung zu Hause und unterwegs



5 Intensitätslevel
Intensitätsstufe 1: ca. 1800 U/min bzw. 30 Hz
Intensitätsstufe 2: ca. 2100 U/min bzw. 35 Hz
Intensitätsstufe 3: ca. 2400 U/min bzw. 40 Hz
Intensitätsstufe 4: ca. 2700 U/min bzw. 45 Hz
Intensitätsstufe 5: ca. 3000 U/min bzw. 50 Hz

4 Massageaufsätze

Leicht und kompakt

LED-Beleuchtung zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung

Abschaltautomatik nach ca. 10 Min.

Betriebszeit: ca. 5 h, Ladezeit: ca. 3 h

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5 h Anwendung

Vielseitig einsetzbar zu Hause und unterwegs

Inkl. Netzadapter

10 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125650032

Art.-Nr.: 650.03



MG 79 Massage Gun Sensitive



Muskelmassagegerät

- Sanfte Triggerpunktmassage für alle Muskelpartien von Kopf bis Fuß
- Leichtigkeit und handliches Design für eine komfortable Handhabung
- 3 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung



3 Intensitätslevel
Intensitätsstufe 1: ca. 1700 U/min bzw. 28,3 Hz
Intensitätsstufe 2: ca. 2450 U/min bzw. 40,8 Hz
Intensitätsstufe 3: ca. 3200 U/min bzw. 53,3 Hz

3 Massageaufsätze

Leicht und kompakt

LED-Beleuchtung zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung

Abschaltautomatik nach ca. 10 Min.

Betriebszeit: ca. 3 h, Ladezeit: ca. 1,5 h

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 3 h Anwendung

Inkl. praktischem Aufbewahrungsbeutel

5 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125102180

Art.-Nr.: 102.18



MG 10



Massageball mit Vibration

- Gezielte Triggerpunktmassage verspannter Muskelpartien
- Kann Fasziaverklebungen und Verhärtungen lösen
- Klein und handlich - ideal für unterwegs



Massageball mit Vibration zur gezielten Triggerpunktmassage

2 Intensitätsstufen

Dient der Aktivierung und Regeneration verspannter Muskelpartien

Ergonomisch geformt

Leicht zu reinigende Oberfläche

Ca. 8 cm Durchmesser

Anwendbar im Stehen, Sitzen oder Liegen

Angenehme und tiefenwirksame Soft-Touch-Oberfläche
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie

VE: 8 Transportkarton: 4 x 8

EAN-Nr.: 4211125648145

Art.-Nr.: 648.14

MG 35 Deep Roll



Massagerolle mit Vibration

- Unterstützt die Regeneration und Kräftigung verschiedener Muskelgruppen
- Tiefenwirksam dank besonderer Struktur
- 3 Intensitätsstufen plus Massagemodus



Massagerolle mit Vibration

3 Intensitätsstufen

Massagemodus zur intensiven Massageanwendung

3 drehbare Rolleinheiten für flexible Anwendungsmöglichkeiten

Ca. 16 cm Länge

LED-Beleuchtung zur Anzeige von Akkustand und gewähltem Modus

Abschaltautomatik nach 15 Minuten

Lithium-Ionen-Akku

Angenehme und tiefenwirksame Soft-Touch-Oberfläche
Inkl. USB-Ladekabel

3 Jahre Garantie

VE: 6 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125645502

Art.-Nr.: 645.50



- Venen Trainer**
- Revitalisierende Kompressionsmassage
 - Verbessert die venöse Blutzirkulation durch Wiederherstellung der Venenfunktion
 - Fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine
 - Löst Verspannungen
 - Beugt Krampfadern und Besenreisern vor



Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden Luftpolstern
Massageintensität stufenlos regulierbar
Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten
Mit Sicherheits STOP Taste
Mit Abpumpfunktion – für ein schnelles Entleeren der Luftpolster
Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min.
Einfache Bedienung mit Handschalter
Vielseitig einsetzbar – zu Hause und unterwegs
Individuelle Anpassung beider Beinmanschetten mit Hilfe von Klettverschlüssen

Batterie- und/oder Netzbetrieb möglich
Medizinprodukt
Inkl. Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
3 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125643256
Art.-Nr.: 643.25



- Venen Trainer**
- Revitalisierende Kompressionsmassage
 - Mit Oberschenkelmanschetten
 - Verbessert die venöse Blutzirkulation durch Wiederherstellung der Venenfunktion
 - Fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine
 - Löst Verspannungen
 - Beugt Krampfadern und Besenreisern vor



Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden Luftpolstern
Massageintensität stufenlos regulierbar
Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten
Mit Sicherheits STOP Taste
Mit Abpumpfunktion – für ein schnelles Entleeren der Luftpolster
Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 Min.
Einfache Bedienung mit Handschalter
Vielseitig einsetzbar – zu Hause und unterwegs
Individuelle Anpassung aller 4 Manschetten mit Hilfe von Klettverschlüssen

Batterie- und/oder Netzbetrieb möglich
Medizinprodukt
Inkl. Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA
3 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125643270
Art.-Nr.: 643.27



- Haltungstrainer PostureControl**
- Haltungstrainer zur einfachen Anbringung am Kleidungsstück
 - Für eine bessere Rückengesundheit
 - Aktiver und dynamischer sitzen



Für eine bessere Rückengesundheit
Vorbeugung von Rückenproblemen
Einfache Anbringung am Kleidungsstück
Sanftes Vibrationssignal bei zu langer eintöniger Sitzhaltung
Von Physiotherapeuten und Medizinern empfohlen

Bequeme und einfache Bedienung via gratis App „8sense“


Akkubetrieb, Ladezeit ca. 2 Stunden
Akku- und Ladeanzeige
Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen App „8Sense“

0,5 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 8 Transportkarton: 6 x 8
EAN-Nr.: 4211125639501
Art.-Nr.: 639.50



- Achillessehnenmassagegerät**
- Zur Linderung von Achillessehnenproblemen
 - Wohltuende und durchblutungsfördernde Massage der Achillessehne
 - 6 rotierende Massageköpfe



Achillessehnenmassagegerät mit rotierenden Massageköpfen
6 rotierende Massageköpfe
2 Massagegeschwindigkeiten
Höhen- und weitenverstellbar
2 Massagerichtungen auswählbar
Abnehmbare Massageköpfe für eine leichte Reinigung

Beleuchtete LED-Betriebsanzeige zur Verdeutlichung der Massageeinstellung

Abschaltautomatik

Netzbetrieb
15 Watt

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125649333
Art.-Nr.: 649.33



Produktinfo FM 200

Linderung von Beschwerden und Regeneration nach dem Sport.

Das Achillessehnenmassagegerät FM 200 wurde speziell zur Linderung von Achillessehnenproblemen entwickelt. Sechs rotierende Massageköpfe dienen dazu, die Durchblutung im Bereich der Achillessehne zu fördern.



Profi-Empfehlung:

Auch Angelique Kerber, die erfolgreiche Tennis-Ikone, ist von der **tiefenwirksamen Regeneration der Achillessehnen** überzeugt.




Antelope by beurer

Next Level EMS Trainings von Antelope –
effektiv, flexibel und komfortabel!

Ein kurzes Workout, das gleichzeitig effektiv ist. Wie das geht? Mit **elektrischer Muskelstimulation (EMS)**. Die zusätzlichen Impulse verstärken die Trainingsintensität deines Workouts. Professionelle Athleten, Hobbysportler und alle die gesund und fit bleiben wollen profitieren von den **EMS Einheiten**. Und das ganz flexibel: Ob zu Hause, auf dem Sportplatz oder in der Natur – mit den Antelope-Produkten kannst du dein Training flexibel gestalten – wann und wo du willst.



Gratis App
„Antelope Go“



Antelope by Beurer EMS Suit

Hochwertiges Stricktextil mit Funktionszonen

Maschinenwaschbar
mit integrierten Kabeln
und Elektroden



42 EMS-Programme

einfache USB-C Verbindung
der Textilien Modulares und
erweiterbares System

Praktisch

integrierte Handytasche

High-Tech Silikonelektroden


18 anatomisch geformte
Silikonelektroden

Befestigung

magnetisch mit
Snap-In-Effekt


Seitliche Reißverschlüsse

für eine gute Passform



Innovativer Aufbau

extra dünner
Elektrodenaufbau für
gleichmäßige Impulse



INTUITIV

Einfache Steuerung und Auswahl nach Trainingszielen, Erfolgsmessung und automatische Übertragung der Gewichtsdaten aus der App „beurer HealthManager Pro“.

EMS Anzug Herren



- EMS Anzug
- EMS-System mit 18 Elektroden bestehend aus Shirt, Short und Booster für hoch intensive Ganzkörpertrainings
 - 42 EMS-Programme unterstützen beim Sport-, Fitness- und HIIT¹⁾-Training, bei Gesundheitsübungen, der Rehabilitation, dem Kraftaufbau sowie der Regeneration
 - Mit hohem Tragekomfort speziell für die männliche und weibliche Anatomie designt



EMS Anzug Frauen



Einfach anzuwenden und für jedes Leistungsniveau geeignet
Auswahl und Konfiguration der Programme nach Trainingsziel:
Warm-Up, Fitness, Sport, Kraftaufbau, Regeneration. Einstellung der Trainingsintensität von 0 bis 100
Anatomisch geformte Silikonelektroden für Nass- und Trocken-Anwendungen
Shirt 12 Elektroden: Brust, Bauch, Oberarm, Nacken, mittlerer Rücken, unterer Rücken
Shorts 6 Elektroden: Gesäß, Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten
Funktionale Zonen, atmungsaktiv, maschinenwaschbar, einfach anzuziehen
Intuitive Steuerung der einzelnen Elektrodenpaare über die Gratis App „Antelope Go“
Schnellstart mit Booster möglich. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
Integrierte Erfolgsmessung und Auswertungsbereich

1 Jahr Garantie

Männerkombinationen
S, S (880.89, 4211125880897)
M, S (880.98, 4211125880989)
M, M (880.90, 4211125880903)
L, M (880.91, 4211125880910)
L, L (880.95, 4211125880958)
XL, L (880.92, 4211125880927)
XL, XL (880.93, 4211125880934)
XXL, XXL (880.94, 4211125880941)

Frauenkombinationen
XS, XS (880.82, 4211125880828)
S, S (880.83, 4211125880835)
M, S (880.99, 4211125880996)
M, M (880.84, 4211125880842)
L, M (880.85, 4211125880859)
L, L (880.86, 4211125880866)
XL, L (880.87, 4211125880873)
XL, XL (880.88, 4211125880880)

Produktinfo Antelope



„Für alle, die mehr erreichen wollen ist der EMS Anzug von Antelope genau richtig.“

Tennis-Profi
Angelique Kerber


EMS Tank Top Herren



- EMS Tank Top
- EMS Tank Top mit 8 Elektroden inkl. Booster für hoch intensive Rücken- und Bauchtrainings
 - 42 EMS-Programme unterstützen beim Sport-, Fitness- und HIIT¹⁾-Training, bei Gesundheitsübungen, der Rehabilitation, dem Kraftaufbau sowie der Regeneration
 - Mit hohem Tragekomfort speziell für die männliche und weibliche Anatomie designt



EMS Tank Top Frauen



Einfach anzuwenden und für jedes Leistungsniveau geeignet
Auswahl und Konfiguration der Programme nach Trainingsziel:
Warm-Up, Fitness, Sport, Kraftaufbau, Regeneration. Einstellung der Trainingsintensität von 0 bis 100
Anatomisch geformte Silikonelektroden für Nass- und Trocken-Anwendungen
Tank Top 8 Elektroden: Bauch, Nacken, mittlerer Rücken und unterer Rücken
Funktionale Zonen, atmungsaktiv, maschinenwaschbar, einfach anzuziehen
Intuitive Steuerung der einzelnen Elektrodenpaare über die Gratis App „Antelope Go“
Schnellstart mit Booster möglich. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
Integrierte Erfolgsmessung und Auswertungsbereich
Modulares System erweiterbar um Shorts und Leggings

1 Jahr Garantie

Evo Onpack TankTop Männer:
S, (881.76, 4211125881764)
M, (881.77, 4211125881771)
L (881.78, 4211125881788)
XL (881.84, 4211125881849)
XXL (881.95, 4211125881955)

Evo Onpack TankTop Frauen:
XS (881.39, 4211125881399)
S (881.72, 4211125881726)
M (881.73, 4211125881733)
L (881.74, 4211125881740)
XL (881.75, 4211125881757)





- EMS Bauchmuskel-Gürtel**
- Begleitendes Training der zentralen und seitlichen Bauchmuskeln
 - Effektiv und leistungsstark, einfache Bedienung



EMS technology

9 training programs

waist size 70-140 cm

countdown function

adjustable intensity

safe application

water contact electrodes 4x

ergonomisch geformter Bauchgurt mit 4 verschleißfreien Kontaktelektroden (4 x Bauch) aus leitendem Carbonmaterial
Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden)
Abnehmbares Bedienelement mit LCD. Die Intensität ist von 0 bis 40 einstellbar
Flexibel: 2 Klebeelektroden zur individuellen Muskelstimulation am Bedienelement anschließbar mit Art.-Nr.: 647.05
Flexibler Bauchgurt mit Klettverschluss, für Bauchumfänge von 70 bis max. 140 cm verwendbar (28 - 55 Zoll) inklusive Verlängerungsband
9 EMS-Programme für Ausdauer-, Fitness-, und HIIT[®]-Trainings, den Muskel- und Kraftaufbau sowie die Regeneration
Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Pause-Funktion, Abschaltautomatik und Tastensperre
Batteriewechselanzeige
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 6 x 3
EAN-Nr.: 4052095881054
Art.-Nr.: 881.05



- EMS Bauch- und Rückenmuskelgürtel**
- Begleitendes Training der zentralen Bauchmuskeln und der unteren Rückenmuskulatur
 - Effektiv und leistungsstark, einfache Bedienung



EMS technology

9 training programs

waist size 75-130 cm

countdown function

adjustable intensity

safe application

water contact electrodes 4x

Ergonomisch geformter Bauchgurt mit 4 verschleißfreien Kontaktelektroden (2 x Bauch / 2 x Rücken) aus leitendem Carbonmaterial
Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden)
Abnehmbares Bedienelement mit LCD. Die Intensität ist von 0 bis 40 einstellbar
Flexibel: 4 Klebeelektroden zur individuellen Muskelstimulation am Bedienelement anschließbar mit Art.-Nr.: 647.05
Flexibler Bauchgurt mit Gurtverlängerung für Bauchumfänge von 75 bis max. 130 cm verwendbar
9 EMS-Programme für Ausdauer-, Fitness-, und HIIT[®]-Trainings, den Muskel- und Kraftaufbau sowie die Regeneration
Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Pause-Funktion, Abschaltautomatik und Tastensperre
Batteriewechselanzeige
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

3 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 6 x 3
EAN-Nr.: 4052095881061
Art.-Nr.: 881.06



- Elektrodenkontaktgel**
- Elektrodenkontaktgel für effektive Reizstromanwendungen EMS/TENS
 - Leitfähig, farb- und geruchslos

Für eine intensive Wahrnehmung der Impulse, eine hohe Leitfähigkeit und effektive Trainings
Einfache Anwendung
Nicht fettend, hautfreundlich, geruchsneutral, farblos
Inhalt: 250 ml Elektrodenkontaktgel


VE: 3 Transportkarton: 6 x 3
EAN-Nr.: 4211125881832
Art.-Nr.: 881.83



- Elektrodenkontaktspray**
- Elektrodenkontaktspray für effektive Reizstromanwendungen EMS/TENS
 - Leitfähig, farb- und geruchslos

Für eine intensive Wahrnehmung der Impulse, eine hohe Leitfähigkeit und effektive Trainings
Einfache Anwendung
Nicht fettend, hautfreundlich, geruchsneutral, farblos
Inhalt: 250 ml Elektrodenkontaktgel

VE: 3 Transportkarton: 6 x 3
EAN-Nr.: 4211125881825
Art.-Nr.: 881.82



Tief Luft holen und unbeschwert durch den Tag toben.

Gesund und munter die Welt entdecken – mit dem **Beurer IH 24 Kids Inhalator** hilfst du deinem Kind bei Erkältung, Asthma oder Bronchitis schnell wieder leichter atmen zu können. Das **Vernebler-Set** ist für **Babys und Kinder** konzipiert.



IH 24 Kids – Inhalator

Kompressor-Drucklufttechnologie

Gezielte Behandlung

der oberen und unteren Atemwege

Bewährte Therapie

hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Hallo Balou!

Hund Balou macht die Therapie spielend leicht

Baby- und kindgerecht

inklusive anschmiegsamer Silikonmasken für die empfindliche Kinderhaut

Schnell wirksam

erzeugt feinste Partikel, welche die Wirkstoffe sekundenschnell bis tief in die Lunge transportieren

Medizinprodukt

zur therapeutischen Anwendung geeignet

Kinderfreundliches Design

mit simpler Ein-Knopf-Bedienung



ALLES WIRD GUT

Die kraftvolle Verneblungsleistung von ca. 0,35 ml/min sorgt für rasche Linderung bei Klein und Groß.





- Babyphone**
- ECO+ mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung
 - Farbige LED-Anzeige



1 Weg Kommunikation
Sofort funktionsbereit
120 Kanäle
Digitale Übertragung
Optische Geräuschpegelüberwachung
Reichweite bis zu 300 m
Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal
Lautstärkeeinstellung in 5 Stufen
Ni-MH Akku für Elterneinheit und 2 Netzteile
Übertragungsfrequenz: 1881,792-1897,344 MHz
Sendeleistung: 19 dBm
Batteriewechselalarm

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125952600
Art.-Nr.: 952.60



- Analoges Babyphone**
- ECO+ mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung
 - Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden, wachen oder schreienden Babys
 - Anzeige ändert sich je nach Situation




Blau hinterleuchtetes LCD-Display (26 x 16 mm)
1 Weg Kommunikation
Autom. Abdunklung des LCD bei Ruhe (Energiesparmodus)
16 Pilottöne
2 Kanäle für eine nahezu störungsfreie Übertragung
Analoge Übertragung
Optische Geräuschpegelüberwachung
Extra hohe Reichweite bis 800 m
Reichweitenkontrolle mit akustisch. + optisch. Signal
Stufenlos regulierbare Sensitivitätseinstellung
Stufenlos regulierbare Lautstärkeeinstellung
Praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung
Ni-MH Akku für Elterneinheit und 2 Netzteile
Übertragungsfrequenz: 864,875-864,925 MHz
Sendeleistung: < 9,6 dBm
Anzeige des ausgewählten Kanals
Batteriestandsanzeige

3 Jahre Garantie
VE: 6 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125952082
Art.-Nr.: 952.08



- Video-Babyphone**
- Extra großes farbiges 2,8" LCD-Display
 - ECO+ mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung
 - Automatische Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot - Nachtsichtfunktion
 - Sanfte Schlaflieder + Gegensprechfunktion
 - Betriebszeit bis zu 8 Stunden



2,8" LCD-Farbdisplay (Elterneinheit)
Gegensprechfunktion
Geräusch-/ Bewegungs- und Temperaturalarm
Sleep-Modus: einstellbare Display-abschaltung nach 2/5/10 min
Digitale Zoomfunktion
4 Schlaflieder, steuerbar von Elterneinheit
21 Kanäle
Digitale Übertragung
Timerfunktion: 2/3/4/5 Stunden
Reichweite bis 300 m
Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal
Regulierbare Lautstärkeeinstellung
Displayhelligkeit einstellbar
Praktische Wandaufhängung der Kamera
Manuell schwenkbare Kamera
Lithium-Ionen Akku Elterneinheit und 2 Netzteile
Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz
Sendeleistung: < 14 dBm
Kompatibel mit bis zu 4 Kameras
Temperaturanzeige
Batteriewechselalarm (Elterneinheit)

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125952617
Art.-Nr.: 952.61



- Babywaage**
- Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung des Gewichts bei strampelnden Babys



Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 23 mm)
Gewölbte Wiegefläche
Hold-Funktion
Einschalttechnik: Button-On
Tragkraft: 20 kg
Einteilung: 5 g
Umstellung kg / lb / oz
Einfach zu reinigen
Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße
Abschaltautomatik
Inkl. 2 x 1,5V Batterie AA

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125956059
Art.-Nr.: 956.05



- Babywaage**
- Optimale Gewichtskontrolle Ihres Babys via App „beurer BabyCare“
 - Datenübertragung zwischen Smartphone und Waage via Bluetooth®
 - Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung des Gewichts bei strampelnden Babys



Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 23 mm)
Gewölbte Wiegefläche
Hold-Funktion
Einschalttechnik: Button-On
Tragkraft: 20 kg
Einteilung: 5 g
Umstellung kg / lb / oz
Einfach zu reinigen
Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße
Integriertes Maßband zum Abmessen der Körpergröße (Länge 150 cm)
Messwert-Speicherplätze: 10
Abschaltautomatik
Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA
Gratis App „beurer BabyCare“

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125956066
Art.-Nr.: 956.06

Produktinfo „beurer BabyCare“

Smartes Tagebuch – Schritt für Schritt.

Erfasse die wichtigen Entwicklungsdaten deines Kindes einfach in der kostenlosen App „beurer BabyCare“.

Behalte die Entwicklung deines Babys immer zuverlässig im Blick.

works with

BY 40



Elektrische Milchpumpe

- Simulation des natürlichen Trinkvorgangs
- Sehr komfortabel durch 10 Stimulationsstufen sowie 10 Abpumpstufen
- Memory-Funktion für optimalen individuellen Modus
- Übersichtliches und beleuchtetes Display
- Leichtes Zusammensetzen der Teile bei Anwendung
- Mit Anzeige der Anwendungsdauer



Kompaktes Design für leichtes Handling
Mit einem Fläschchen und passendem Schraubverschluss für Fläschchen

Silikonkissen (Größe Medium) mit angenehmer und anschmiegsamer Soft-Touch-Oberfläche für eine sanfte Anwendung

Adapter für Avent und NUK Fläschchen
Rutschfeste, abriebfeste Gummifüße für sicheren Stand
Zubehörteile desinfektionsfähig
Medizinprodukt
Abschaltautomatik nach 60 Min.

Vakuum-Technologie
Betrieb mit Netzteil oder Batterie
Batteriestandsanzeige
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA und Netzteil

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125953065
Art.-Nr.: 953.06

BY 70 Dual



Elektrische Doppelmilchpumpe

- Durch doppeltes Abpumpen mehr Milch in kürzerer Zeit
- Simulation des natürlichen Trinkvorgangs
- Sehr komfortabel durch 10 Stimulationsstufen sowie 10 Abpumpstufen
- Memory-Funktion für optimalen individuellen Modus
- Übersichtliches und beleuchtetes Display
- Leichtes Zusammensetzen der Teile bei Anwendung
- Mit umfangreichem Zubehör



Mit 2 Fläschchen, passenden Schraubverschlüssen für Fläschchen, 2 Flaschenhaltern sowie einem natürlich geformten Silikonsauger für leichtes Füttern inkl. Deckel
Für beid- und einseitiges Abpumpen geeignet
Inkl. Handpumpe für zu Hause oder unterwegs
Silikonkissen (Größe Medium und Small) mit angenehmer und anschmiegsamer Soft-Touch-Oberfläche für eine sanfte Anwendung
Fläschchen mit Anti-Kolik-System zur Reduzierung von Koliken und Unwohlsein bei Säuglingen

Adapter für Avent und NUK Fläschchen
Rutschfeste, abriebfeste Gummifüße für sicheren Stand
Zubehörteile desinfektionsfähig
Medizinprodukt
Abschaltautomatik nach 60 Min.

Inkl. Tasche für zu Hause und unterwegs
Vakuum-Technologie
Betrieb mit Netzteil oder Batterie
Batteriestandsanzeige
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA und Netzteil

3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125953096
Art.-Nr.: 953.09

BY 40 / BY 60 / BY 70 Zubehörset



Fläschchen und Pumpaufsatz

- Für den Gebrauch mit BY 40, BY 60 und BY 70 Dual

Fläschchen und Pumpaufsatz
(inkl. Silikonmembran, Silikonventil und Silikonschlauch)

Mit Silikonkissen mit angenehmer und anschmiegsamer Soft-Touch-Oberfläche für eine sanfte Anwendung

Mit Schraubverschluss für Fläschchen

VE: 6 Transportkarton: 4 x 6
EAN-Nr.: 4211125953157
Art.-Nr.: 953.15

Produktinfo BY 40¹⁾

Von Hebammen getestet – für dich und dein Baby.

50 Hebammen haben die Beurer elektrische Milchpumpe BY 40 **vier Wochen auf den alltäglichen Gebrauch, die Anwendbarkeit und das allgemeine Handling getestet. 98 %** der Testerinnen **empfehlen die Beurer Milchpumpe weiter.**



BY 52



Babycost- und Flaschenwärmer

- 2-in-1: Erwärmen und Warmhalten von Babynahrung
- Digitale Temperaturanzeige



Mit LED-Display
Schonende und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung
Mit Kostheber zur einfachen Entnahme von Gläsern
Geeignet für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläsern
Zubehör ist spülmaschinengeeignet

Mit Deckel
Optisches Signal und Kontrollleuchte

80 Watt
Abschaltautomatik

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125954024
Art.-Nr.: 954.02



BY 76



Dampfsterilisator

- Beseitigung aller schädlichen Haushaltsbakterien
- Digital-Anzeige zum einfachen Ablesen der verbleibenden Sterilisationszeit



Mit LED-Display
Desinfiziert bis zu 6 Fläschchen und Zubehör in 7 Min.
3 Std. Sterilzeit bei ungeöffnetem Deckel
Sterilisation ohne chemische Zusätze

Zubehör ist spülmaschinengeeignet
Inkl. Greifzange, herausnehmbarem Flaschengitter und Messbecher
Optisches und akustisches Signal

Kabelaufwicklung
500 Watt
Abschaltautomatik


3 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125953089
Art.-Nr.: 953.08

BY 11 Monkey / Frog / Dog



Express-Thermometer

- Extra flexible Messspitze
- Bewährte Zuverlässigkeit



Messzeit ca. 10 Sek.
Kontakt-Messtechnik
Fieberindikator: Warnton ab 37,8 °C
Anzeige von °C und °F
Wasserdichte Spitze und Display

Desinfektionsfähig
Messgenauigkeit:
±0,1°C: 35,5°C-42,0°C (±0,2°F: 95,9°F-107,6°F)
±0,2°C: 32,0°C-35,4°C ; 42,1°C-42,9°C (±0,4°F: 89,6°F-95,7°F ; 107,8°F-109,2°F)
1 Speicherplatz
Abschaltautomatik
Signalton bei Messende
Medizinprodukt
Mit Schutzkappe
Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41
Inkl. Verkaufsdisplay

5 Jahre Garantie
VE: 20 Transportkarton: 10 x 20
EAN-Nr.: Monkey: 4211125950040
Art.-Nr.: Monkey: 950.04
EAN-Nr.: Frog: 4211125950057
Art.-Nr.: Frog: 950.05
EAN-Nr.: Dog: 4211125950064
Art.-Nr.: Dog: 950.06

IH 24 Kids



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege
 - Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen wie Erkältung, Asthma und Bronchitis
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Praktische Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,35 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 24 Kids	Art.-Nr. 601.19
Year Pack IH 26 Kids	Art.-Nr. 601.19
Year Pack IH 26	Art.-Nr. 601.28
Nasendusche siehe Seite 62	Art.-Nr. 601.37
Babymaske siehe Seite 62	Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125603090
Art.-Nr.: 603.09

IH 26 Kids



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Sehr einfache Bedienung

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,3 ml/min

Medizinprodukt

Netzbetrieb

Year Pack IH 26 Kids	Art.-Nr. 601.19
Year Pack IH 26	Art.-Nr. 601.28
Nasendusche siehe Seite 62	Art.-Nr. 601.37
Babymaske siehe Seite 62	Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 2 Transportkarton: 2 x 2
EAN-Nr.: 4211125601188
Art.-Nr.: 601.18

IH 24 Kids / IH 26 Kids Year Pack



- Inhalt**
- 1 x Mundstück
 - 1 x Silikon-Kindermaske
 - 1 x Silikon-Babymaske
 - 1 x Winkelstück
 - 1 x Vernebler
 - 1 x Druckluftschlauch
 - 10 x Filter

Nur verwenden mit IH 24 Kids / IH 26 Kids

Medizinprodukt

VE: 12 Transportkarton: 4 x 12
EAN-Nr.: 4211125601195
Art.-Nr.: 601.19

IH 21 / IH 26 Year Pack



- Inhalt**
- 1 x Mundstück
 - 1 x Nasenstück
 - 1 x Erwachsenenmaske
 - 1 x Kindermaske
 - 1 x Vernebler
 - 1 x Druckluftschlauch
 - 10 x Filter

Nur verwenden mit IH 21 / IH 26

Medizinprodukt

VE: 12 Transportkarton: 4 x 12
EAN-Nr.: 4211125601287
Art.-Nr.: 601.28

IH 58 Kids



- Inhalator**
- Kompressor-Drucklufttechnologie
 - Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
 - Inklusive Vernebler-Set für Babys und Kinder



Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln

Ideal auf Reisen

Sehr einfache Bedienung

Geräuscharm

Kurze Inhalationszeit
Arbeitsdruck: ca. 0,25 - 0,5 bar
Umfangreiches, kinderfreundliches Vernebler-Set
Aufbewahrungstasche
Desinfektionsfähig

Verneblungsleistung: ca. 0,25 ml/min

Medizinprodukt

Inkl. Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel

Year Pack IH 58 Kids	Art.-Nr. 602.18
Year Pack IH 58	Art.-Nr. 602.15

Babymaske siehe Seite 62 Art.-Nr. 601.31

5 Jahre Garantie
VE: 3 Transportkarton: 4 x 3
EAN-Nr.: 4211125602178
Art.-Nr.: 602.17

IH 58 Kids Year Pack



- Inhalt**
- 1 x Mundstück
 - 1 x Silikon-Kindermaske
 - 1 x Silikon-Babymaske
 - 1 x Winkelstück
 - 1 x Vernebler
 - 1 x Druckluftschlauch
 - 10 x Filter

Nur verwenden mit IH 58 Kids / IH 58 / IH 60

Medizinprodukt

VE: 12 Transportkarton: 4 x 12
EAN-Nr.: 4211125602185
Art.-Nr.: 602.18

IH 58 / IH 60 Year Pack



- Inhalt**
- 1 x Mundstück
 - 1 x Nasenstück
 - 1 x Erwachsenenmaske
 - 1 x Kindermaske
 - 1 x Vernebler
 - 1 x Druckluftschlauch
 - 10 x Filter

Nur verwenden mit IH 58 / IH 60

Medizinprodukt

VE: 12 Transportkarton: 4 x 12
EAN-Nr.: 4211125602154
Art.-Nr.: 602.15

HT 15



- Läusekamm**
- Einfaches Kämmen, befreit die Kopfhaut von Haarläusen und deren Nissen
 - Ohne Einsatz von chemischen Mitteln



Unterbricht das akustische Signal bei Berührung mit einer Haarlaus oder Nisse

Inklusive Reinigungspinsel und Schutzkappe

Medizinprodukt

Für Hunde und Katzen geeignet

Inkl. 1 x 1,5V Batterie AA

3 Jahre Garantie
VE: 4 Transportkarton: 4 x 4
EAN-Nr.: 4211125593346
Art.-Nr.: 593.34

Gesundheit

Blutdruck und EKG

S. 24	BM 44	S. 25	BM 54	S. 27	BM 85	S. 31	BC 44
S. 24	BM 45	S. 26	BM 58	S. 28	BM 96 Cardio	S. 31	BC 51
S. 24	BM 49	S. 26	BM 59	S. 29	ME 90	S. 32	BC 54
S. 25	BM 51 easyClip	S. 26	BM 64	S. 30	BC 21	S. 33	BC 87
S. 25	BM 53	S. 27	BM 81 easyLock	S. 31	BC 27		

Körpertemperatur

S. 36	FT 09/1 weiß	S. 37	FT 58 Schutzkappen	S. 38	FT 95 <i>Bluetooth®</i>	S. 44	PO 13 Kids
S. 36	BY 11 Monkey / Frog / Dog	S. 37	FT 65	S. 39	FT 100	S. 44	PO 30
S. 36	FT 15/1	S. 38	FT 85			S. 45	PO 45
S. 37	FT 58	S. 38	FT 90			S. 45	PO 60 <i>Bluetooth®</i>
						S. 45	PO 80

Inhalation / Dampfvernebler

S. 50	IH 18	S. 52	IH 57	S. 54	IH 21 / IH 26 Year Pack	S. 55	IH 58 Kids Year Pack
S. 50	IH 21	S. 52	IH 58	S. 54	IH 24 Kids / 26 Kids Year Pack	S. 55	IH 58 / IH 60 Year Pack
S. 50	IH 24 Kids	S. 53	IH 58 Kids	S. 54	IH 21 / 24 Kids / 26 /	S. 55	SI 40 Gesichtssaunamaske
S. 51	IH 26	S. 53	IH 60	S. 54	26 Kids / 28 Pro Nasendusche	S. 55	SI 40 Aromamaske
S. 51	IH 26 Kids	S. 53	SI 40	S. 54	IH 28 Pro Year Pack		
S. 51	IH 28 Pro	S. 54	IH 18 Yearpack	S. 55	IH 55 Year Pack		
S. 52	IH 55	S. 54	Babymaske	S. 55	IH 57 Year Pack		

Hörhilfen

S. 58	HA 20 Single	S. 63	EM 29 2-in-1	S. 68	BR 10	S. 74	TL 20
S. 58	HA 50 Single	S. 64	EM 59 Heat	S. 68	BR 60	S. 74	TL 30
S. 58	HA 55 Pair	S. 64	EM 59 Heat Gel-Pads	S. 68	BR 90	S. 74	TL 35
S. 59	Trocknungskapseln	S. 64	EM 80 3-in-1			S. 75	TL 41 Touch
S. 59	Cerumenfilter	S. 65	EM 89 Heat			S. 75	TL 45 Perfect Day
		S. 65	Elektroden 45 x 45 mm			S. 75	TL 50
		S. 65	Elektroden 50 x 100 mm			S. 76	TL 70
						S. 76	TL 85
						S. 76	TL 95
						S. 77	TL 100

Lichtwecker

S. 77	WL 50	S. 78	IL 11	S. 81	EC 70 SafePlus	S. 90	EM 50 Menstrual Relax
S. 77	WL 75	S. 78	IL 21			S. 90	EM 55 Menstrual Relax +
		S. 78	IL 35			S. 90	EM 50 Gel-Pads
		S. 79	IL 50			S. 90	EM 55 Gel-Pads
		S. 79	IL 60			S. 91	PT 20 PelviStrong
						S. 91	OT 20 BasalControl Basic
						S. 91	OT 30 <i>Bluetooth®</i> BasalControl Smart

TENS/EMS

S. 63	EM 29 2-in-1
S. 64	EM 59 Heat
S. 64	EM 59 Heat Gel-Pads
S. 64	EM 80 3-in-1
S. 65	EM 89 Heat
S. 65	Elektroden 45 x 45 mm
S. 65	Elektroden 50 x 100 mm

Infrarotlampen

S. 78	IL 11
S. 78	IL 21
S. 78	IL 35
S. 79	IL 50
S. 79	IL 60

Insektenstichheiler

S. 68	BR 10
S. 68	BR 60
S. 68	BR 90

Notfallprodukte

S. 81	EC 70 SafePlus
-------	----------------

Pulsoximeter

S. 44	PO 13 Kids
S. 44	PO 30
S. 45	PO 45
S. 45	PO 60 <i>Bluetooth®</i>
S. 45	PO 80

Tageslichtlampen

S. 74	TL 20
S. 74	TL 30
S. 74	TL 35
S. 75	TL 41 Touch
S. 75	TL 45 Perfect Day
S. 75	TL 50
S. 76	TL 70
S. 76	TL 85
S. 76	TL 95
S. 77	TL 100

Woman's Life

S. 90	EM 50 Menstrual Relax
S. 90	EM 55 Menstrual Relax +
S. 90	EM 50 Gel-Pads
S. 90	EM 55 Gel-Pads
S. 91	PT 20 PelviStrong
S. 91	OT 20 BasalControl Basic
S. 91	OT 30 <i>Bluetooth®</i> BasalControl Smart

Wohlbefinden

Schmiegsame Wärme

S. 96	HK 72 To Go	S. 99	HK 115 Cosy	S. 103	UB 53 Teddy Single	S. 108	FWM 45
S. 96	HK 25	S. 100	HK 123 XXL Cosy Grey	S. 104	UB 56 Teddy Double	S. 109	HD 75 Cosy Taupe
S. 96	HK 35	S. 100	HK 123 XXL Cosy Grey	S. 104	UB 60	S. 109	HD 75 Cosy White
S. 97	HK 42 Supercosy		Green Planet	S. 104	UB 60 Green Planet	S. 109	HD 75 Cosy Dark Grey
S. 97	HK 45 Cosy	S. 100	HK 123 XXL Nordic Taupe	S. 105	UB 64	S. 110	HD 75 Cosy Ocean
S. 98	HK 48 Cosy	S. 101	HK 125 XXL Cosy Grey	S. 106	UB 68 XXL	S. 110	HD 75 Nordic Taupe
S. 98	HK 49 Cosy	S. 101	HK 55 Easyfix	S. 106	UB 90	S. 110	HD 75 Nordic Grey
S. 98	HK 53 Cosy	S. 102	TS 15	S. 106	UB 100 Cosy		Green Planet
S. 99	HK 54 Cosy	S. 102	UB 30	S. 107	UB 190 CosyNight	S. 111	HD 150 XXL Cosy Taupe
S. 99	HK 58 Cosy	S. 102	UB 33	S. 108	FW 20 Cosy Grey	S. 111	HD 150 XXL Nordic Taupe

Entspannung und Massage

S. 118	MG 280	S. 122	MG 139 Beige	S. 126	MG 295 – HD 3D	S. 130	FM 120
S. 119	MG 16 grün / rot	S. 122	MG 139 Mint	S. 126	MG 315	S. 131	FB 12
S. 119	MG 18	S. 123	MG 145	S. 127	MG 320 HD-3-in-1	S. 131	FB 20
S. 119	MG 24	S. 123	MG 147	S. 127	MG 330 Grey	S. 131	FB 21
S. 120	MG 40	S. 123	MG 149	S. 127	MG 330 Petrol Blue	S. 132	FB 30
S. 120	MG 55	S. 124	MG 150	S. 128	MC 3800 HCT – modern	S. 132	FB 35
S. 120	MG 70	S. 124	MG 151	S. 128	MC 5000 HCT – deluxe	S. 132	FB 60
S. 121	MG 80	S. 124	MG 153	S. 128	FM 39	S. 133	FB 65
S. 121	MG 100	S. 125	MG 202	S. 129	FM 60		
S. 121	MG 510 To Go	S. 125	MG 206	S. 129	FM 70		
S. 122	MG 135	S. 126	MG 260 HD-2-in-1	S. 129	FM 90		

Luft und Aroma

S. 142	maremed® MK 500	S. 145	LR 310	S. 149	LB 45	S. 151	LV 50 / LB 12 Nachkauf-
S. 142	maremed® MK 500 Spezial-	S. 145	LR 310 Ersatzfilter	S. 149	LB 37 Kalkfilter		flasche
	Meersalz & Filter	S. 146	LR 400 WIFI	S. 149	LB 44/LB 45/LB 88 Kalkfilter	S. 152	HM 16
S. 142	maremed® Spezial-Meersalz	S. 146	LR 401 WIFI	S. 149	LB 55	S. 152	HM 22
S. 143	maremed® Filterset	S. 146	LR 400 / 401 Ersatzfilter	S. 150	LB 88 Dual White	S. 152	LA 30
S. 143	maremed® UVC-Lampe	S. 147	LR 500 WIFI	S. 150	LB 200	S. 153	LA 35
S. 144	LR 210	S. 147	LR 500 Ersatzfilter	S. 150	LB 300 Plus	S. 153	LA 40
S. 144	LR 210 Ersatzfilter	S. 148	LW 230 2-in-1 White / Black	S. 151	LB 200 / 300 Ersatzfilter	S. 153	Aromaöl Vitality
S. 144	LR 220	S. 148	LW 230 Silber Ionen Pads	S. 151	LV 50 Fresh Breeze		
S. 145	LR 220 Ersatzfilter	S. 148	LB 37 White / Toffee	S. 151	LV 50 Ersatzfilter		

Haushalt

Gewicht und Diagnose

S. 158	BF 405 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>	S. 160	BF 105 Body Complete <i>Bluetooth®</i>	S. 164	BG 51 XXL	S. 169	GS 400 SignatureLine
S. 158	BF 500 Super Black Edition <i>Bluetooth®</i>	S. 160	BF 1000 Super Precision <i>Bluetooth®</i>	S. 164	GS 10		Black / White
S. 158	BF 600 Pure <i>Bluetooth®</i>	S. 162	BF 180	S. 165	GS 10 Black	S. 169	GS 405 SignatureLine
	Black / White	S. 162	BG 13	S. 165	GS 120 Kompakt	S. 169	GS 410 SignatureLine
S. 159	BF 720 <i>Bluetooth®</i>	S. 162	BF 183	S. 166	GS 203 Wood		Black / White
S. 159	BF 880 WIFI / <i>Bluetooth®</i>	S. 163	BF 195	S. 166	GS 203 Slate	S. 170	PS 240 Soft Grip
S. 159	BF 915 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>	S. 163	BF 220	S. 166	GS 215 Relax	S. 170	GS 39
S. 160	BF 950 <i>Bluetooth®</i>	S. 163	BF 400 SignatureLine	S. 167	GS 215 Rome	S. 170	MS 01
	Black		Black / White	S. 167	GS 215 San Francisco	S. 171	PS 25
S. 160	BF 980 WIFI / <i>Bluetooth®</i>	S. 164	BF 410 SignatureLine	S. 167	GS 225		
			Black / White	S. 168	GS 235		
				S. 168	GS 300 Black		
				S. 168	GS 340 XXL		

Küchenwaagen und Ernährung

S. 174	KS 19 Berry / Fresh	S. 175	KS 34 XL Black	S. 176	KS 36		Kofferwaagen
S. 174	KS 19 Black	S. 175	KS 34 XL Stainless Steel	S. 177	DS 61	S. 180	LS 06
S. 174	KS 22	S. 176	KS 51			S. 180	LS 10
S. 175	KS 25	S. 176	KS 54			S. 180	LS 20 eco

Körperpflege

Elektrische Zahnbürsten

S. 184	TB 30	S. 184	Sensitive Bürstenköpfe 4er / 8er Set	S. 188	MN2X	S. 189	MN9X
S. 184	TB 50			S. 188	MN4X	S. 189	MN8X Scherkopf
S. 184	Clean Bürstenköpfe 4er / 8er Set			S. 188	MN5X		Rasierklingen
				S. 189	MN8X		

MenCare

S. 188	MN2X	S. 189	MN9X
S. 188	MN4X		
S. 188	MN5X		
S. 189	MN8X		

Schönheit			
Haarentfernung			
S. 192	IPL Pure Skin Pro 5500		
S. 192	IPL Velvet Skin Pro 8500		
S. 192	IPL 10000 + SalonPro System		
S. 193	IPL Pure Skin Pro 5800		
S. 193	IPL Velvet Skin Pro 8800		
S. 193	IPL 7800 Cool Pro	NEU	
S. 194	HL 16		
S. 194	HL 36		
S. 194	HL 36 Rasier- und Peelingaufsatz		
S. 195	HL 76		
S. 195	HL 76 Rasieraufsatz		
S. 195	HL 76 Epilieraufsatz		
S. 195	HL 40		
S. 195	HL 40 Kartusche und Vliesstreifen		

FaceCare			
S. 210	FC 45		
S. 210	FC 45 Ersatzbürste		
S. 210	FC 52 Laguna		
S. 211	FC 95 Pureo Deep Cleansing		
S. 211	FC 95 Ersatzbürsten		
S. 212	FS 60		
S. 212	FC 41		
S. 212	FC 76		
S. 213	FC 100 Pureo Derma Peel		
S. 214	BS 45		
S. 214	BS 49		
S. 214	BS 55		

HairCare			
S. 220	HC 17		
S. 220	HC 25		
S. 220	HC 35		
S. 221	HC 50		
S. 221	HC 55		
S. 221	HC 60		
S. 222	HC 80		
S. 222	HC 35 Ocean		
S. 222	HC 45 Ocean		
S. 223	HC 100 Excellence		
S. 224	HS 15		
S. 224	HS 20		
S. 224	HS 30		
S. 225	HS 50 Ocean		
S. 225	HS 80		
S. 225	HS 100		
S. 226	HS 60		
S. 226	HT 10		
S. 227	HT 22		
S. 228	HT 65		
S. 229	HT 75	NEU	
S. 229	HT 80		

Fitness			
Massage			
S. 234	MG 180 Massage Gun		
S. 234	MG 185 Massage Gun		
S. 234	MG 99 Massage Gun Compact		
S. 235	MG 79 Massage Gun Sensitive	NEU	
S. 235	MG 10		
S. 235	MG 35 Deep Roll		
S. 236	FM 150		
S. 236	FM 150 Pro		
S. 236	PC 100		
S. 237	FM 200 Achillomed®		
EMS-Pads			
S. 238	EM 22 Muscle Booster		
S. 238	EM 22 Gel-Pads inkl. Batterien		
Elektrostimulation			
S. 238	EM 95 Bluetooth®		
S. 239	EM 95 Manschetten XS		
S. 239	EM 95 Manschetten S		
S. 239	EM 95 Manschetten M		
S. 239	EM 95 Manschetten L		
S. 239	Elektroden 45 x 45 mm		
Antelope by beurer			
S. 242	EMS Anzug Herren		
S. 242	EMS Anzug Frauen		
S. 243	EMS Tank Top Herren		
S. 243	EMS Tank Top Frauen		
S. 244	Corefit I		
S. 244	Corefit II		
S. 245	Elektrodenkontaktgel		
S. 245	Elektrodenkontaktspray		

Baby			
Babyphones			
S. 248	BY 33		
S. 248	BY 84		
S. 248	BY 110		
Babywaagen			
S. 249	BY 80		
S. 249	BY 90 Bluetooth®		
Ernährung			
S. 250	BY 40		
S. 250	BY 70 Dual		
S. 250	BY 40 / BY 60 / BY 70 Zubehörset		
S. 251	BY 52		
S. 251	BY 76		
Thermometer			
S. 251	BY 11 Monkey / Frog / Dog		

Inhalation			
S. 252	IH 24 Kids		
S. 252	IH 26 Kids		
S. 252	IH 24 Kids / 26 Kids Year Pack		
S. 252	IH 21 / IH 26 Year Pack		
S. 253	IH 58 Kids		
S. 253	IH 58 Kids Year Pack		
S. 253	IH 58 / IH 60 Year Pack		
Läusekamm			
S. 253	HT 15 Läusekamm		

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.



