

beurer
salute e benessere

I nostri prodotti 2024

VERSIONE INTERNAZIONALE

Salute

Benessere

Home

Cura del corpo

Beauty

Fitness

Baby



La salute è il nostro bene più prezioso. In oltre 100 anni di attività di Beurer siamo cresciuti, trasformandoci da produttori di termofori in **esperti di salute**. Ascoltiamo attentamente i nostri clienti e, con idee e brevetti innovativi, siamo diventati un'azienda all'avanguardia nel settore della salute e del benessere. **Con lo sguardo sempre rivolto alle tendenze del futuro, continuiamo a implementare il nostro assortimento.** Il segreto del nostro successo: prodotti di prim'ordine. Applicazioni di successo. **Grazie ai circa 500 prodotti dei settori Salute, Benessere, Home, Cura del corpo, Beauty, Fitness e Baby, tutti possono trovare esattamente ciò che è meglio per il proprio benessere.** Poiché il **mondo delle app Beurer** è in crescita, offriamo anche un collegamento digitale per un numero crescente di **prodotti "Connect"**, per rendere la **gestione della salute moderna** e ancora più semplice nella vita di tutti i giorni!

In Europa siamo leader di mercato nella categoria del calore per il benessere, in Germania per i misuratori di pressione e i prodotti per massaggi; inoltre, **in Europa siamo uno dei fornitori leader di bilance pesapersona.** Per questo conosciamo molto bene i requisiti di qualità e praticità. Per essere sempre al passo con i tempi, **abbiamo coinvolto diversi partner e start-up,** in modo da avere a disposizione le soluzioni più adatte a uno stile di vita sano.

Per una migliore leggibilità si rinuncia all'utilizzo delle forme linguistiche al maschile, al femminile e altro (m/f/a). Tutte le denominazioni di persone, i termini e le rappresentazioni grafiche che si riferiscono a persone si applicano allo stesso modo a tutti i sessi.

Salute		
Pressione sanguigna ed ECG		
Misuratori di pressione da braccio	19, 24	
Dispositivo per ECG portatile	31	
Misuratori di pressione da polso	32	
Temperatura corporea		
Termometri	37	
Glicemia		
Misuratori di glicemia	43	
Pulsossimetri	49	
Aerosol e vaporizzatori	55	
Amplificatori acustici		65
Elettrostimolazione TENS/EMS		69
TENS/EMS		
Dopopuntura		75
Fototerapia e luci sveglia		
Lampade di luce naturale del giorno		79, 82
Luci sveglia		85
Lampade a raggi infrarossi		81, 86
Woman's Life		88

Benessere		
Calore per il benessere		
Calore portatile To Go	100	
Termofori	100	
Coprimaterassi termici	106	
Scaldapiedi	112	
Termocoperte	97, 113	
Dispositivi per massaggi manuali		120, 123
Prodotti per massaggio shiatsu		117, 126
Massaggio plantare, pediluvi		119, 132
Relax e massaggio		
Tappetino per yoga/stretching	122	
Aria e aroma		
maremed®		144
Purificatori d'aria, filtri dell'aria, umidificatori		139, 148
Ventilatore		155
Termoigrometri, diffusori aromatici		141, 156

Home		
Peso e diagnosi		
Bilance Connect	159, 162	
Bilance diagnostiche	166	
Bilance pesapersona	168	
Bilance da cucina e alimentazione		
Bilance da cucina		177
Alimentazione		181
Bilance pesabagagli		183

Cura del corpo		
Spazzolini elettrici	187	
MenCare		191

Beauty		
Epilazione		
IPL, epilazione	195	
Trattamento di mani e piedi		
Manicure/pedicure	201	
BodyCare		
Massaggiatore anticellulite, cellulite releaZer®, spazzola per il corpo	209	
FaceCare		
Spazzole viso		213
Saune per il viso, dispositivi per la pulizia dei pori, microdermoabrasione		216
Specchi cosmetici illuminati		218
HairCare		
Asciugacapelli, spazzola ad aria volumizzante, piastre per capelli, spazzola lisciante, spazzola a ioni, dispositivo per eliminare le doppie punte, arricciacapelli, spazzola ad aria calda		221

Fitness		
Fitness		
Massage Gun, pallina per massaggi, Deep Roll, trainer per le vene, trainer posturale, massaggiatore per tendine d'Achille, pad EMS, dispositivo per la stimolazione muscolare	235	
Antelope by beurer		
Tuta EMS, canotta EMS, cinture per addominali EMS		245

Baby		
Neonati e bambini		
Babyphone, bilancia pesaneonati	252	
Tiralatte, scaldapappe e scaldabiberon, sterilizzatore a vapore	254	
Termometri		255
Aerosol		251, 256
Pettine anti pidocchi		257

Panoramica	258
------------	-----

Scan & Save:
memorizzazione
semplice dei valori
misurati nell'app.



Agire in modo
sostenibile per oggi
e per le generazioni
future.



Beurer GmbH è certificata secondo lo standard GRS, che traccia e certifica il poliestere riciclato dalla fonte al prodotto finito. Control Union 1142381



Efficace in poco
tempo. **Allenamento
EMS:** quando, come
e dove vuoi.



Spazzolini elettrici
per il tuo sorriso
più bello.



MenCare:
rasatura, taglio
e styling oltre i
limiti.



beurer
Woman's Life

Woman's Life:
un aiuto sempre
al tuo fianco.



Pressione sanguigna



BM 53
Pagina 27



BM 59
Pagina 28



BM 64
Pagina 28



PO 13 Kids
Pagina 52



EM 89 Heat
Pagina 73

Fototerapia e luci sveglia



TL 35
Pagina 82



IL 60
Pagina 87

Woman's Life



Menstrual Relax +
Pagina 94



PelviStrong
Pagina 95

Calore per il benessere



**HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet**
Pagina 104



**UB 60
Green Planet**
Pagina 109



**HD 75 Nordic Grey
Green Planet**
Pagina 114



MG 18
Pagina 123



MG 24
Pagina 123



MG 139 Beige
Pagina 126



MG 139 Mint
Pagina 126



MG 202
Pagina 129

Aria e aroma



LB 200
Pagina 154



LB 300 Plus
Pagina 154



LA 35
Pagina 157

Cura del corpo



TB 30
Pagina 188



TB 50
Pagina 188



MN2X
Pagina 192



MN4X
Pagina 192



MN5X
Pagina 192



MN8X
Pagina 193



MN9X
Pagina 193

Epilazione

HairCare

Fitness

Antelope



IPL 7800 Cool Pro
Pagina 197



HT 75
Pagina 233



MG 79
Pagina 239



Tuta EMS da uomo
Pagina 246



Tuta EMS da donna
Pagina 246



Canotta EMS da uomo
Pagina 247



Canotta EMS da donna
Pagina 247

Pressione sanguigna ed ECG

Rischio di ictus: ti aiutiamo a riconoscere i segni con i nostri prodotti.

I misuratori di pressione da braccio **BM 53** e **BM 64** dispongono di una **funzione AFib** integrata che rileva la **fibrillazione atriale** per la prevenzione degli ictus.



Misuratore di pressione da braccio BM 53



Misuratore di pressione da braccio BM 64



Misurazione tripla

raccomandata dai medici per risultati di misurazione ancora più precisi

Made in Europe

standard di qualità Beurer – prodotto in Europa




Clinicamente validato

misurazione affidabile anche durante la gravidanza



Connessione all'app

valori della pressione sanguigna sempre sotto controllo con l'app "beurer HealthManager Pro"



Inflation technology

massimo comfort di misurazione grazie a una generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione



Rilevazione estesa delle aritmie:

rileva le fibrillazioni atriali¹⁾ per la prevenzione degli ictus

La forma più comune di aritmia cardiaca è la fibrillazione atriale. Spesso non si avvertono sintomi, ma il rischio di ictus aumenta.

Un misuratore di pressione con funzione integrata per il **rilevamento della fibrillazione atriale AFib** è il primo passo per controllare e monitorare la pressione a casa. Durante la misurazione della pressione, il **misuratore di pressione controlla la regolarità del battito cardiaco**. In caso di AFib (fibrillazione atriale) riconoscibile, è assolutamente necessario consultare un medico per ulteriori chiarimenti.

Per ottenere **risultati di misurazione ancora più precisi** anche a casa, è utile la **funzione di misurazione tripla**. I cardiologi e le società per l'ipertensione consigliano di misurare la pressione arteriosa più volte di seguito anche a casa.

Quando si tratta del tuo cuore, vai sul sicuro. Siamo qui per aiutarti.

¹⁾ Fibrillazione atriale, anche nota come Atrial Fibrillation (AFib).

Misuratore di pressione BM 59: misurazione senza stress, senza tubi o cavi.

Batteria ricaricabile

Deflation technology

la misurazione viene effettuata durante lo sgonfiaggio del manicotto

Misurazione semplice e precisa

senza tubi, né cavi




Connessione all'app
con l'app "beurer HealthManager Pro"¹⁾



"beurer MyHeart": il programma di 30 giorni come complemento ideale per il tuo misuratore di pressione.

Il **concetto globale di "beurer MyHeart"** nell'app "beurer HealthManager Pro" ti aiuta a integrare uno stile di vita più sano nella vita quotidiana. Le quattro aree tematiche **ricette, movimento, stimoli quotidiani e informazioni utili** si intrecciano supportandoti nel percorso verso una vita più sana. Il **coach per la salute "beurer MyHeart"** può essere aggiunto all'app come servizio aggiuntivo opzionale a pagamento.




"beurer MyHeart"

il coach digitale per uno stile di vita più sano

4 programmi per una vita quotidiana sana

alimentazione, movimento, informazioni utili e consigli



Consigli per una maggiore attenzione

motivazione contagiosa

Ricette deliziose per il tuo benessere

rappresentazione chiara, ricette gustose e facili da preparare



La nuova funzione dell'app per il tuo diario digitale della pressione.

"Scan & Save": tieni sotto controllo i tuoi valori misurati giornalieri nell'app "beurerHealthManager Pro". **Facile e veloce.**

Annotare manualmente i valori della pressione fa parte del passato! Con la **funzione "Scan & Save"** è possibile **memorizzare da subito i valori misurati di tutti i misuratori di pressione Beurer in formato digitale nell'app**, anche senza *Bluetooth*®. A tal fine è sufficiente **scansionare i valori misurati con la fotocamera dello smartphone**. Il risultato viene rilevato automaticamente e salvato nell'app "beurer HealthManager Pro".

Procedere nel modo seguente:

1

Scaricare l'app "beurer HealthManager Pro"



2

Aprire la **funzione "Scan & Save"** nell'app e scansionare i valori di misurazione



3

I **valori di misurazione** vengono **salvati automaticamente nell'app "beurer HealthManager Pro"**



Scopri il mondo delle app Beurer

Mettiamo a tua disposizione apparecchi dotati di apposite app in grado di accompagnarti comodamente nella vita di tutti i giorni.

Per essere sicuro che anche il tuo smartphone, tablet o laptop sia adatto alle app Beurer, scansiona il codice QR. Qui trovi i requisiti di sistema e i dispositivi compatibili per ogni app e software.



Misurare la pressione sul braccio o sul polso? A te la scelta.

La pressione sanguigna può essere misurata **sul braccio o, in alternativa, sul polso**. Come dimostrano diversi test, i risultati di misurazione sono affidabili **tanto nella misurazione sul polso quanto in quella sul braccio**.

Misuratori di pressione da braccio

- il **manicotto da braccio** garantisce sempre una **misurazione automatica corretta all'altezza del cuore**
- per persone anziane, fumatori e pazienti con aritmie cardiache e diabete è consigliabile un dispositivo da braccio
- il nostro **video di consigli** per una corretta misurazione sul braccio:



Misuratori di pressione da polso

- **semplici e facili da usare**, questi dispositivi maneggevoli e compatti sono dei **pratici compagni** anche fuori casa
- importante per un risultato affidabile: il polso deve trovarsi all'altezza del cuore per tutta la durata della misurazione
- il nostro **video di consigli** per una corretta misurazione sul polso:



Misuratori di pressione da braccio

Classic Line



BM 26
Cod. art.: 652.28



BM 28
Cod. art.: 658.13



BM 35
Cod. art.: 654.09



BM 40
Cod. art.: 658.15

Comfort Line



BM 44
Cod. art.: 655.01



BM 45
Cod. art.: 658.06



BM 49
Cod. art.: 656.28, Cod. art.: 656.31
Cod. art.: 656.32, Cod. art.: 656.40



BM 51 easyClip
Cod. art.: 652.04



BM 54
Cod. art.: 655.12



BM 58
Cod. art.: 655.16



BM 59
Cod. art.: 102.27

Premium Line



BM 53
Cod. art.: 654.59



BM 64
Cod. art.: 654.00



BM 81 easyLock
Cod. art.: 655.11



BM 85
Cod. art.: 658.03



BM 96 Cardio
Cod. art.: 658.01

Misuratori di pressione da polso

Classic Line



BC 27
Cod. art.: 659.04



BC 28
Cod. art.: 650.44



BC 30
Cod. art.: 650.51

Comfort Line



BC 21
Cod. art.: 650.46



BC 44
Cod. art.: 659.05



BC 51
Cod. art.: 650.60

Premium Line



BC 54
Cod. art.: 650.54



BC 87
Cod. art.: 657.03

BM 26



- Misuratore di pressione da braccio
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

Ø delle ultime 3 misurazioni

- Display chiaro e ben leggibile
- Quattro memorie utente per 30 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio



5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
Cod. EAN: 4211125652289
Cod. art.: 652.28

BM 28



- Misuratore di pressione da braccio
- Indicatore del valore a riposo¹⁾ per risultati di misurazione precisi
 - Controllo del posizionamento del manicotto: per il posizionamento corretto del manicotto sul braccio



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Controllo posizionamento manicotto
- Memoria misurazioni: 2 orari sveglia impostabili
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

- Display chiaro e ben leggibile
- Quattro memorie utente per 30 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95
BM 28 Onpack (= incl. alimentatore)
Cod. EAN: 4211125658304 Cod. art.: 658.30

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125658137
Cod. art.: 658.13

Informazioni sul prodotto BM 28

Misurazione affidabile anche durante la gravidanza

Per le donne in gravidanza, soprattutto se soffrono di ipertensione, è consigliabile controllare con precisione la pressione sanguigna. Il BM 28 con validazione speciale è il tuo compagno per una prevenzione ottimale in gravidanza.



Prima, durante o dopo la gravidanza, le donne possono sviluppare ipertensione, con il conseguente aumento del rischio di preeclampsia.

Una **misurazione regolare e soprattutto affidabile della pressione è quindi estremamente importante per te e per il tuo bambino.**

Nelle **donne incinte con ipertensione** i cambiamenti della struttura dei tessuti e delle arterie dovuti alla gravidanza possono dar luogo a **valori di misurazione difforni nei misuratori di pressione che non sono stati predisposti per questi gruppi a rischio.**

Uno **studio clinico di validazione del misuratore di pressione oscillometrico BM 28 di Beurer conferma la precisione di misurazione** dei valori di pressione sanguigna nelle donne in gravidanza e anche in presenza di ipertensione arteriosa e preeclampsia.



Un suggerimento in più: grazie alla sua tecnologia completa, il misuratore di pressione da braccio BM 28 naturalmente è l'ideale anche al di là della gravidanza, per un controllo regolare della pressione sanguigna a casa.

BM 35



- Misuratore di pressione da braccio
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

- Display chiaro e ben leggibile
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte come accessorio

Cod. art.: 162.973
Onpack BM 35 (= incl. alimentatore)
Cod. EAN: 4211125658175 Cod. art.: 658.17

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125654092
Cod. art.: 654.09

BM 40



- Misuratore di pressione da braccio
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

- Display XL chiaro e ben leggibile
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte come accessorio


Cod. art.: 162.973
Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95
Onpack BM 40 (= incl. alimentatore)
Cod. EAN: 4211125658175 Cod. art.: 658.17

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125658151
Cod. art.: 658.15

BM 44



- Misuratore di pressione da braccio
- Facile da usare: utilizzo semplice con un solo pulsante
 - Display XL ben leggibile illuminato di colore blu



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XL ben leggibile illuminato di colore blu

- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm
- Spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile a parte come accessorio

Cod. art.: 162.795
Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125655013
Cod. art.: 655.01

BM 45



- Misuratore di pressione da braccio**
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Facile da usare con pulsanti Sensor Touch

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile a parte come accessorio Cod. art. 163.387
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95

- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125658069
- Cod. art.: 658.06

BM 49



- Misuratore di pressione da braccio parlante**
- Con funzione vocale per i valori misurati in diverse lingue
 - Display XL ben leggibile illuminato di colore blu
 - Volume regolabile



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Funzione vocale:
(a) DE, FR, IT, NL (b) EN, ES, RU, GR
(c) RO, PL, CS, HU (d) FA, AR, EN

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Display XL ben leggibile illuminato di colore blu
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 36 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (35 - 44 cm) disponibile a parte come accessorio Cod. art. 163.387
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95
- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: (a) 4211125656287
- Cod. art.: (a) 656.28
- Cod. EAN: (b) 4211125656409
- Cod. art.: (b) 656.40
- Cod. EAN: (c) 4211125656317
- Cod. art.: (c) 656.31
- Cod. EAN: (d) 4211125656324
- Cod. art.: (d) 656.32

- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125652043
- Cod. art.: 652.04

BM 51 easyClip



- Misuratore di pressione da braccio**
- Innovativo manicotto easyClip (22 - 42 cm): facile applicazione del manicotto con una sola mossa
 - Inflation technology: misurazione rapida e comoda già durante il gonfiaggio
 - Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Misurazione automatica durante il gonfiaggio per una rilevazione veloce e comoda

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Display XL illuminato di colore bianco
- Due memorie utente per 100 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95


- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125652043
- Cod. art.: 652.04



BM 53



- Misuratore di pressione da braccio**
- Rilevazione estesa delle aritmie: rileva le fibrillazioni atriali per la prevenzione degli ictus
 - Misurazione tripla raccomandata dai medici per valori di misurazione ancora più accurati
 - Misurazione affidabile anche durante la gravidanza



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Indicatore del valore a riposo¹⁾ per risultati di misurazione precisi
Controllo posizionamento manicotto

- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Preselezione della pressione e scarico aria automatici
- Display XL perfettamente leggibile con retroilluminazione
- Due memorie utente per 100 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Manicotto Premium per circonferenze braccio di 22-42 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- Alimentatore disponibile separatamente

- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125654597
- Cod. art.: 654.59

BM 54



- Misuratore di pressione da braccio**
- Manicotto universale, anche per circonferenze del braccio fino a 44 cm
 - Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Display XL chiaro e ben leggibile
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 44 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
- App gratuita "beurer HealthManager Pro"

- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125655129
- Cod. art.: 655.12



BM 58



- Misuratore di pressione da braccio**
- Trasmissione dei valori misurati all'app tramite USB con l'uploader USB "beurer HealthManager Pro"
 - Facile da usare con pulsanti Sensor Touch
 - Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio

- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Supporto manicotto
- Ø di tutti i valori misurati memorizzati
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Rilevazione delle aritmie
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 30 cm
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- Manicotto XL (30 - 42 cm) disponibile come accessorio Cod. art. 163.246
- Alimentatore disponibile separatamente Cod. art.: 071.95
- App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

- 5 anni di garanzia
- UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
- Cod. EAN: 4211125655167
- Cod. art.: 655.16

BM 59


NUOVO
01/2024

Bluetooth



works with
beurer
HealthManager Pro

- Misuratore di pressione da braccio
- Misuratore di pressione da braccio - misurazione sul braccio automatica e senza fili
 - Deflation technology
 - Nessun tubo, nessun cavo: misurazione semplice e precisa
 - Batteria ricaricabile



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Nessun tubo, nessun cavo: misurazione semplice e precisa

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
Batteria ricaricabile
Interfaccia USB C

Indicatore di rischio a LED
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
Incl. cavo USB C per caricare la batteria
App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125102272
Cod. art.: 102.27

BM 64

NUOVO
01/2024

Bluetooth



works with
beurer
HealthManager Pro

- Misuratore di pressione da braccio
- Rilevazione estesa delle aritmie: rileva le fibrillazioni atriali per la prevenzione degli ictus
 - Misurazione tripla raccomandata dai medici per valori di misurazione ancora più accurati
 - Inflation technology: massimo comfort di misurazione grazie a una generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Indicatore del valore a riposo¹⁾ per risultati di misurazione precisi
Controllo posizionamento manicotto

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
Facile da usare con 4 pulsanti Sensor Touch
Preselezione della pressione e scarico aria automatici
Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
Display nero XL perfettamente leggibile con retroilluminazione

Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Manicotto Premium per circonferenze braccio di 22-42 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
Alimentatore disponibile separatamente
App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125654009
Cod. art.: 654.00

BM 81 easyLock

Bluetooth



works with
beurer
HealthManager Pro

- Misuratore di pressione da braccio
- Manicotto easyLock di forma tubolare (24 - 40 cm) per un posizionamento pratico e facile sul braccio
 - Meccanismo di chiusura easyLock per una perfetta aderenza e una tenuta sicura
 - Design innovativo: dispositivo direttamente sul manicotto, senza cavi



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Inflation technology: massimo comfort di misurazione grazie a una generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione
Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
Display nero XL perfettamente leggibile
Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio a LED
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze braccio di 24 - 40 cm

Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V
App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
Cod. EAN: 4211125655112
Cod. art.: 655.11



Informazioni sul prodotto BM 81 easyLock

Ora hai capito come funziona, con il manicotto integrato su misura e l'app.

Il premiato **BM 81 easyLock** non necessita di **tubi e cavi**. Grazie al **manicotto integrato** con **sistema easyLock**, l'applicazione del dispositivo è facile, precisa e offre una tenuta sicura.

Misurare la pressione sanguigna non è mai stato così semplice e preciso. Applicare il manicotto, serrare la manopola easyLock e avviare la misurazione. **Meglio di così non si può!**



1. Applicazione
semplice e comodo grazie al manicotto tubolare integrato



2. Fissaggio
perfetta aderenza e tenuta sicura, senza chiusura a strappo



3. Misurazione
massimo comfort di misurazione grazie a una generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione


BM 85

Bluetooth



works with
beurer
HealthManager Pro

- Misuratore di pressione da braccio
- Indicatore del valore a riposo¹⁾ per risultati di misurazione precisi
 - Manicotto universale, anche per circonferenze del braccio fino a 42 cm
 - Con batteria ricaricabile agli ioni di litio: non sarà più necessario sostituire le batterie




Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio
Misurazione automatica durante il gonfiaggio per una rilevazione veloce e comoda


Trasmissione dei valori misurati tramite **Bluetooth®** o uploader USB all'app "beurer HealthManager Pro"
Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
Interfaccia PC/alimentatore USB²⁾

Supporto manicotto
Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
Pulsante START/STOP illuminato
Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco
Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio a LED
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Stato di carica della batteria
Custodia
Batteria ricaricabile agli ioni di litio

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"
5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
Cod. EAN: 4211125658038
Cod. art.: 658.03



- Misuratore di pressione con funzione ECG**
- Dispositivo ECG a 1 canale per la registrazione della frequenza cardiaca con pratico stick ECG
 - Controllo ottimale della pressione e del ritmo cardiaco
 - Inflation technology: massimo comfort di misurazione grazie a una generazione della pressione leggera e al rapido tempo di misurazione
 - Rileva le fibrillazioni atriali (Afib) per la prevenzione degli ictus



Misurazione completamente automatica della pressione sanguigna e del battito cardiaco sul braccio



- Inflation technology
- Trasmissione dei valori misurati tramite Bluetooth® o uploader USB all'app "beurer HealthManager Pro"
- Registrazione ECG di 30-120 secondi tramite stick ECG
- Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni
- Pulsante START/STOP illuminato
- Display XL ben leggibile illuminato di colore bianco
- Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
- Indicatore di rischio
- Dispositivo medico
- Per circonferenze braccio di 22 - 42 cm
- Funzione sveglia
- Data e ora/spegnimento automatico
- Avviso in caso di errori di utilizzo
- Indicatore di sostituzione delle batterie
- Custodia
- Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
- App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
Cod. EAN: 421125658014
Cod. art.: 658.01

Informazioni sul prodotto "beurer MyCardio Pro"

beurer MyCardio Pro:
il tuo ECG a casa

Con la **funzione supplementare "beurer MyCardio Pro"** nell'app **"beurer HealthManager Pro"** riceverai in pochi secondi la tua valutazione ECG personale. Oltre all'analisi, "beurer MyCardio Pro" genera un **referto medico dettagliato**. Il referto può essere inviato in formato PDF direttamente al medico o stampato a casa per discuterne insieme alla visita successiva.



Sulla base di algoritmi di apprendimento clinicamente provati nell'app, le misurazioni ECG vengono analizzate in modo professionale e rappresentate in modo chiaro. Sono inclusi **diversi parametri relativi alla salute, come ad es. il benessere, il livello di stress o il livello di energia.**

ME 90



- Dispositivo per ECG portatile**
- Misurazione del ritmo cardiaco
 - Controllo ottimale del ritmo cardiaco
 - Autocontrollo del sistema cardiaco dentro e fuori casa
 - Trasmissione dei valori misurati tramite Bluetooth® o uploader USB all'app "beurer HealthManager Pro"



- Per persone con:
- Ipertensione, colesterolo alto, diabete, predisposizione familiare
 - Sovrappeso, inattività fisica, elevato consumo di tabacco, stress, insonnia
 - Casi precedenti di infarto cardiaco e/o ictus

- Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione
- Durata registrazione: 30 secondi
- Registrazione tramite: torace-braccio-mano o mano-braccio-busto-braccio-mano
- Informazioni immediate sulla frequenza cardiaca al termine della registrazione
- 36 posizioni di memoria
- Dispositivo medico
- Interfaccia PC/cavo USB inclusi
- Data e ora/spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V
App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro". Piena funzionalità solo con l'app.

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 421125454159
Cod. art.: 454.15

Informazioni sui dispositivi ECG

Registrazioni ECG in tutta semplicità:
il tuo ritmo cardiaco sotto controllo.

Eseguire una registrazione ECG in modo semplice e sicuro senza conoscenze preliminari. Il ritmo cardiaco viene registrato, il **risultato della misurazione è autoesplicativo** e pronto per la successiva interpretazione da parte del medico.

La valutazione dei valori misurati è effettuata dai dispositivi, che valutano automaticamente se il ritmo registrato dall'ECG è troppo veloce, lento, irregolare, caratterizzato da pause o normale. Subito dopo la misurazione, il display visualizza un simbolo facilmente comprensibile.



La soluzione all-in-one per la tua salute.
Il dispositivo combinato **BM 96 Cardio** misura in modo completamente automatico la pressione sanguigna e il battito cardiaco sul braccio; inoltre, con lo stick ECG viene registrato il ritmo cardiaco. Grazie alla combinazione di misurazione ECG e misurazione della pressione, puoi monitorare in modo ottimale e completo la salute del tuo cuore. Questo rende **BM 96 Cardio** il compagno perfetto per tutti coloro che soffrono di ipertensione e desiderano accompagnare e controllare la terapia, ma anche per tutti coloro che non vogliono arrivare fino a questo punto e desiderano controllare preventivamente la salute cardiaca di tanto in tanto.

BC 21



- Misuratore di pressione da polso parlante**
- Con funzione vocale per i valori misurati in diverse lingue
 - Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso
Funzione vocale: DE, EN, FR, IT, TR

Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni


Display chiaro e ben leggibile
Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125650469
Cod. art.: 650.46

BC 27



- Misuratore di pressione da polso**
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso

Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni


Display chiaro e ben leggibile
Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125659042
Cod. art.: 659.04

BC 28



- Misuratore di pressione da polso**
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso

Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni


Display chiaro e ben leggibile
Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125650445
Cod. art.: 650.44

BC 30



- Misuratore di pressione da polso**
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
 - Rilevazione delle aritmie: segnala eventuali disturbi del ritmo cardiaco



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso

Ø delle ultime 3 misurazioni

Display chiaro e ben leggibile
Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 13,5 - 19,5 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125650513
Cod. art.: 650.51

BC 44



- Misuratore di pressione da polso**
- Facile da usare: utilizzo semplice con un solo pulsante
 - Display XL ben leggibile illuminato di colore blu



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso


Pulsante START/STOP illuminato
Display XL ben leggibile illuminato di colore blu
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 14 - 19,5 cm
Spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125659059
Cod. art.: 659.05

BC 51



- Misuratore di pressione da polso**
- Indicatore di posizionamento: misurazioni precise grazie alla corretta posizione all'altezza del cuore
 - Inflation technology: misurazione rapida e confortevole già in fase di gonfiaggio



Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso
Misurazione automatica durante il gonfiaggio per una rilevazione veloce e comoda

Ø di tutti i valori misurati memorizzati
Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Grande display XL perfettamente leggibile
Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna
Indicatore di rischio
Rilevazione delle aritmie
Dispositivo medico
Per circonferenze polso di 12,5 - 21 cm
Data e ora/spegnimento automatico
Avviso in caso di errori di utilizzo
Indicatore di sostituzione delle batterie
Custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125650605
Cod. art.: 650.60



BC 54



Misuratore di pressione da polso

- Inflation technology: misurazione rapida e comoda già durante il gonfiaggio
- Indicatore di rischio: classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata
- Display nero, chiaro e ben leggibile













Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso

Misurazione automatica durante il gonfiaggio per una rilevazione veloce e comoda

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Display nero perfettamente leggibile

Due memorie utente per 60 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio

Rilevazione delle aritmie

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 21,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125650544

Cod. art.: 650.54

BC 87



Misuratore di pressione da polso

- Misuratore di pressione da polso con indicatore del valore a riposo brevettato¹⁾ per risultati di misurazione precisi
- L'indicatore di posizionamento mostra la posizione di misurazione ottimale all'altezza del cuore











Misurazione automatica della pressione e del battito cardiaco al polso

Misurazione automatica durante il gonfiaggio per una rilevazione veloce e comoda

Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione

Ø di tutti i valori misurati memorizzati

Ø della pressione mattutina e serale degli ultimi 7 giorni

Display XL chiaro e ben leggibile di colore nero

Due memorie utente per 120 valori di misurazione ciascuna

Indicatore di rischio

Rilevazione delle aritmie

Dispositivo medico

Per circonferenze polso di 13,5 - 21,5 cm

Data e ora/spegnimento automatico

Avviso in caso di errori di utilizzo

Indicatore di sostituzione delle batterie

Custodia

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125657031

Cod. art.: 657.03

¹⁾ Brevetto EP 1 673 009

Informazioni sul prodotto BC 87

Risultati di misurazione precisi grazie al controllo integrato del battito cardiaco a riposo e della posizione.


Con il **misuratore di pressione da polso BC 87** di Beurer puoi misurare la pressione **in modo corretto e senza pensieri**. Le **due funzioni di controllo integrate** rendono questo dispositivo assai facile da usare, anche a livello dei comandi.



1. Indicatore del valore a riposo

L'indicatore del valore a riposo brevettato* controlla il battito cardiaco a riposo durante la misurazione.





2. Posizione corretta

L'indicatore di posizione con funzione semaforo indica a colpo d'occhio se il dispositivo si trova correttamente all'altezza del cuore. In questo modo puoi contare su risultati di misurazione sicuri anche a casa.



35

Temperatura corporea

Febbre

Salute

Igiene e sicurezza: misurazione della febbre senza contatto con la pelle.

La **tecnologia a raggi infrarossi** dei **termometri per febbre senza contatto** consente l'utilizzo senza contatto con il corpo, per la **comodità** di pazienti grandi e piccoli.



Termometro senza contatto FT 100

Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale

Tecnologia a infrarossi

misurazione senza contatto diretto con la pelle o la superficie

Indicatore febbre a LED

semaforo per una rapida valutazione



Affidabilità

il sensore di distanza monitora il mantenimento della distanza corretta dalla fronte

Comodità d'uso

display XL perfettamente leggibile, 60 posizioni di memoria, indicazione smiley

Versatilità

misurazione della temperatura corporea/ambiente e superficiale

Termometri per febbre senza contatto



FT 85
Cod. art.: 795.06



FT 90
Cod. art.: 795.31



FT 95 Bluetooth®
Cod. art.: 795.07



FT 100
Cod. art.: 795.05



MISURARE SENZA CONTATTO

I termometri per febbre senza contatto di Beurer sono dotati di un **sensore a raggi infrarossi integrato**. Questo misura la radiazione infrarossa emessa dal corpo ricavandone la temperatura corporea.




FT 09/1 bianco



Termometro

-



Durata di misurazione ca. 30 sec.
Tecnologia di misurazione a contatto
Indicatore febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
Indicazione in °C

Impermeabile

Disinfettabile

Precisione di misurazione:
±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C
±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C

1 posizione di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con tappo di protezione
Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V



5 anni di garanzia
UV: 12 Cartone di trasporto: 12 x 12
Cod. EAN: 4211125791155
Cod. art.: 791.15

BY 11 Monkey / Frog / Dog



Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile



Durata di misurazione ca. 10 sec.
Tecnologia di misurazione a contatto
Indicatore febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
Indicazione in °C o °F

Punta e display impermeabili

Disinfettabile

Precisione di misurazione:
±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C
(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

1 posizione di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Con tappo di protezione
Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V
Incl. espositore di vendita

5 anni di garanzia
UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
Cod. EAN: Monkey: 4211125950040
Cod. art.: Monkey: 950.04


Cod. EAN: Frog: 4211125950057
Cod. art.: Frog: 950.05
Cod. EAN: Dog: 4211125950064
Cod. art.: Dog: 950.06

FT 15/1



Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile



Durata di misurazione ca. 10 sec.
Tecnologia di misurazione a contatto
Indicatore febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C
Indicazione in °C o °F

Disinfettabile

Precisione di misurazione:
±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C
(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

1 posizione di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con involucro protettivo
Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V
Incl. espositore di vendita


5 anni di garanzia
UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
Cod. EAN: 4211125794101
Cod. art.: 794.10

FT 58



Termometro auricolare

- Misurazione igienica e sicura
- Con cappuccio protettivo sostituibile
- Temperatura corporea, superficiale e ambientale
- Inclusi 10 cappucci protettivi



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre: da 38,0 °C, segnale acustico da 37,5 °C
Indicazione in °C o °F

Misurazione della temperatura superficiale
Visualizzazione della temperatura ambiente
Indicazione smiley
Smiley sorridente: temperatura nella norma
Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Precisione di misurazione:
Orecchio: ±0,2 °C: 35,5-42,0 °C (±0,4 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
Restante intervallo di misurazione: da ≤ 35,5 °C e ≥ 42 °C
(≤ 95,5 °F e ≥ 107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F)
Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -20 - 100 °C (-4 °F - 212 °F)
Ambiente: ±2 °C: 0-50 °C (±4 °F: 32 °F - 122 °F)

Meccanismo di espulsione
10 posizioni di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
Incl. 10 cappucci protettivi
Set di cappucci protettivi di ricambio (20 pezzi)

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 12 x 4
Cod. EAN: 4211125795337
Cod. art.: 795.33

FT 58 Cappucci protettivi



Set di cappucci protettivi

- 20 cappucci protettivi



20 cappucci protettivi monouso per il termometro auricolare FT 58
Per garantire igiene e risultati precisi, sostituire i cappucci protettivi dopo ogni misurazione



UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125795344
Cod. art.: 795.34

FT 65



Termometro multifunzione

- Funzione 6 in 1: temperatura di orecchio, fronte, superficiale, indicatore febbre, data e ora, 10 posizioni di memoria



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre a LED a partire da 38 °C
Indicazione in °C o °F

Disinfettabile

Indicazione mediante colori
Verde: ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F)
Rosso: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)
Precisione di misurazione:
Orecchio/fronte: ±0,2 °C: 35-42 °C (±0,4 °F: 95 - 107,6 °F)
Nell'intervallo di misurazione restante: ±0,3 °C (±0,5 °F)
Superfici: ±1,5 °C (±2,7 °F) a <30 °C (86 °F);
±5% a ≥30 °C (86 °F)

10 posizioni di memoria, con data e ora
Spegnimento automatico
Ampio display
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795146
Cod. art.: 795.14

FT 85



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre: a partire da 38 °C
Indicazione in °C o °F
Suono (On/Off)

Distanza di misurazione 2 - 3 cm
Indicazione smiley
Smiley sorridente: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)
Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)
Precisione di misurazione:
Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)
Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a 0 - 80 °C (32 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corporea con data e ora)
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795061
Cod. art.: 795.06

FT 90



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre: a partire da 38 °C
Indicazione in °C o °F
Suono (On/Off)

Distanza di misurazione 2 - 3 cm
Indicazione smiley
Smiley sorridente: ≤ 38 °C (≤ 100,4 °F)
Smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)
Precisione di misurazione:
Fronte: ±0,2 °C: 36 °C-39 °C (±0,4 °F: 96,8 °F-102,2 °F)
Restante intervallo di misurazione: ±0,3 °C (±0,5 °F)
Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -22 - 80 °C (-7,6 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corporea con data e ora)
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
Dispositivo medico
Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795313
Cod. art.: 795.31

FT 95 Bluetooth®



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Misurazione igienica e sicura senza contatto con la pelle
- Con Bluetooth® per la trasmissione dei risultati della misurazione per la valutazione grafica



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre a LED (verde/giallo/rosso)
Indicazione in °C o °F
Suono (On/Off)

Distanza di misurazione 2 - 3 cm
Indicazione mediante colori
Verde, smiley sorridente: ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)
Giallo: 37,5 °C - 37,9 °C (99,5 °F - 100,2 °F)
Rosso, smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)
Precisione di misurazione:
Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)
Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a 0 - 80 °C (32 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corporea con data e ora)
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
Dispositivo medico
Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
App gratuite "beurer HealthManager Pro" o "beurer BabyCare"


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125795078
Cod. art.: 795.07

FT 100



Termometro senza contatto

- Misurazione rapida della temperatura corporea, ambientale e superficiale
- Sensore di distanza
- Fino a 37,4 °C = verde, 37,5-37,9 °C = giallo, da 38,0 °C = rosso



Misurazione rapida
Tecnologia di misurazione a raggi infrarossi
Indicatore febbre a LED (verde/giallo/rosso)
Indicazione in °C o °F
Suono (On/Off)
Sensore di distanza (LED/sonoro)

Distanza di misurazione 4 - 6 cm
Indicazione mediante colori e smiley
Verde, smiley sorridente: ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)
Giallo: 37,5 °C - 37,9 °C (99,5 °F - 100,2 °F)
Rosso, smiley triste: ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)
Precisione di misurazione:
Fronte: ±0,2 °C: 34 °C-42,2 °C (±0,4 °F: 93,2 °F-108 °F)
Superfici: ±4% o ±2 °C (±4 °F) a -22 - 80 °C (-7,6 °F - 176 °F)

60 posizioni di memoria (temperatura corporea con data e ora)
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione selezionabile
Dispositivo medico
Display XL illuminato di colore blu, perfettamente leggibile
Indicatore di sostituzione delle batterie
Con custodia
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: 8 x 2
Cod. EAN: 4211125795054
Cod. art.: 795.05



Per una vita senza compromessi. La nostra gestione intelligente del diabete al tuo fianco.

Con 422 milioni¹⁾ di malati al mondo, il **diabete mellito** è una delle **patologie croniche** più diffuse a livello mondiale. I nostri **misuratori di glicemia** ti offrono un controllo quotidiano affidabile.

Con l'app "**beurer HealthManager Pro**" i tuoi valori vengono comodamente documentati, registrati e rappresentati visivamente.



Collegamento al software



GL 44 lean
Cod. art.: 463.08



GL 48
Cod. art.: 463.66



GL 49 Bluetooth®
Cod. art.: 463.68



GL 60 Bluetooth®
Cod. art.: 463.55

Misuratore di glicemia GL 60 Bluetooth®

Indicatore range desiderato

illuminazione del vano per l'inserimento delle strisce reattive in diversi colori per una classificazione visiva semplice del risultato di misurazione della glicemia

Display illuminato

ampio display retroilluminato con rappresentazione chiara



Marcatura delle misurazioni

marcatura della misurazione con "prima del pasto", "dopo il pasto" e "marcatura generale" per una gestione ottimizzata del diabete

Collegamento al software e all'app

trasmissione dei valori misurati per un controllo ottimale



GL 44 lean mg/dL



Misuratore di glicemia

- Facilità di utilizzo e marcatura dei valori misurati per un controllo ottimale del diabete
- Ampio display per una buona leggibilità
- Strisce reattive molto larghe
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Trasmissione dei valori misurati all'app tramite USB con l'uploader USB "beurer HealthManager Pro"



Clinicamente testato¹⁾

Set di base: dispositivo di misurazione, penna pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio, diario

Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

Posizioni di memoria dei valori: 480 (data, ora)

Con marcatura dei valori misurati come "prima dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per:

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Ematocrito consentito: 20-60%

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463083

Cod. art.: 463.08

GL 48 mg/dL



Misuratore di glicemia

- Scala range desiderato colorata
- Vano per inserimento strisce reattive illuminato
- Espulsore per lo smaltimento delle strisce reattive
- Display XL per un'ottima leggibilità
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Penna pungidito ottimizzata
- Semplice sistema di marcatura per un controllo ottimale del diabete
- Trasmissione dei valori misurati all'app tramite USB con l'uploader USB "beurer HealthManager Pro"



Clinicamente testato¹⁾

Set di base: dispositivo di misurazione, penna pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio, diario, cavo USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 µl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)

Con marcatura dei valori misurati come "prima dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per:

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Ematocrito consentito: 20-60%

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Cavo USB incluso

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463663

Cod. art.: 463.66

GL 49 Bluetooth® mg/dL



Misuratore di glicemia

- Scala range desiderato colorata
- Vano per inserimento strisce reattive illuminato
- Espulsore per lo smaltimento delle strisce reattive
- Display XL retroilluminato per una leggibilità ottimale
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Penna pungidito ottimizzata
- Semplice sistema di marcatura per un controllo ottimale del diabete
- Trasmissione dei valori misurati tramite Bluetooth® o uploader USB all'app "beurer HealthManager Pro"



Clinicamente testato¹⁾

Set di base: dispositivo di misurazione, penna pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio, diario, cavo USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 µl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)

Con marcatura dei valori misurati come "prima dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per:

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L

Ematocrito consentito: 20-60%

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Con interfaccia PC

Cavo USB incluso

Compatibile con Diabass e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463687

Cod. art.: 463.68

GL 60 Bluetooth® mg/dL



Misuratore di glicemia

- Definizione di un range desiderato per la classificazione visiva del risultato di misurazione tramite vano di inserimento strisce reattive illuminato a colori
- Vano per inserimento strisce reattive illuminato
- Display illuminato
- Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue sufficiente
- Penna pungidito ottimizzata
- Semplice sistema di marcatura per un controllo ottimale del diabete
- Trasmissione dei valori misurati tramite Bluetooth® o uploader USB all'app "beurer HealthManager Pro"



Clinicamente testato¹⁾

Set di base: dispositivo di misurazione, penna pungidito, 10 lancette, 10 strisce reattive, astuccio, diario, cappuccio USB

Quantità di sangue richiesta: 0,5 µl

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

Posizioni di memoria dei valori: 900 (data, ora)

Con marcatura dei valori misurati come "prima dei pasti", "dopo i pasti" e "marcatura generale"

Media glicemica per:

7, 14, 30 o 90 giorni

Intervallo di misurazione: 10-630 mg/dL, 0,56-35,0 mmol/L

Ematocrito consentito: 0-70%

Idoneo per test autodiagnostici

Dispositivo medico

Plug in USB

Definizione di un range desiderato per la classificazione visiva del risultato di misurazione

Compatibile con Diabass, Diasend e SiDiary

Calibrato su plasma

Campione di sangue: sangue intero capillare

Incl. 2 batterie al litio CR 2032 da 3 V

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia


UV: 5 Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4211125463557

Cod. art.: 463.55



GL 44 lean



Strisce reattive

Qualità comprovata delle strisce reattive ¹⁾
Controllo continuo dei lotti ²⁾
50 pz. (1 barattolo)
Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
Senza codifica
Facile da usare
Dispositivo medico
Utilizzabile fino a max 6 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
Cod. EAN: 4211125463045
Cod. art.: 463.04

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2



Strisce reattive

Qualità comprovata delle strisce reattive ¹⁾
Controllo continuo dei lotti ²⁾
50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)
Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
Senza codifica
Facile da usare
Dispositivo medico
Utilizzabile fino a max 18 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
Cod. EAN: LB 1: 4211125464158
Cod. art.: LB 1: 464.15
Cod. EAN: LB 2: 4211125464141
Cod. art.: LB 2: 464.14

GL 48/49 LB 1 + LB 2



Strisce reattive

Qualità comprovata delle strisce reattive ¹⁾
Controllo continuo dei lotti ²⁾
50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)
Quantità di sangue richiesta: 0,5 µl
Senza codifica
Facile da usare
Dispositivo medico
Utilizzabile fino a max 24 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
Cod. EAN: LB 1: 4211125463700
Cod. art.: LB 1: 463.70
Cod. EAN: LB 2: 4211125463625
Cod. art.: LB 2: 463.62

GL 44/50/50 evo Strisce reattive singole



Strisce reattive

Qualità comprovata delle strisce reattive ¹⁾
Controllo continuo dei lotti ²⁾
50 pz. confezionati singolarmente
Quantità di sangue richiesta: 0,6 µl
Senza codifica
Facile da usare
Dispositivo medico
UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125464172
Cod. art.: 464.17

GL 60 LB1 + LB2



Strisce reattive

Qualità comprovata delle strisce reattive ¹⁾
Controllo continuo dei lotti ²⁾
50 pz. (2 barattoli da 25 strisce reattive)
Quantità di sangue richiesta: 0,5 µl
Senza codifica
Facile da usare
Dispositivo medico
Utilizzabile fino a max 12 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
UV: 25 Cartone di trasporto: 4 x 25
Cod. EAN: LB 1: 4211125463588
Cod. art.: LB 1: 463.58
Cod. EAN: LB 2: 4211125463595
Cod. art.: LB 2: 463.59

Lancette



Lancette sterili
Per tutti i misuratori di glicemia Beurer

100 pz. (4 bustine da 25 lancette)
Prelievo delicato del campione
Bustine richiudibili
Spessore dell'ago 28G
Dispositivo medico
UV: 12 Cartone di trasporto: 8 x 12
Cod. EAN: 4211125457013
Cod. art.: 457.01

GL 44/44 lean/ 50/50 evo Level 3 + Level 4



Soluzione di controllo

Per GL 44/44 lean/ 50/50 evo
2 x 4 ml (ogni flacone)
Utilizzabile fino a max 3 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
Dispositivo medico
UV: 4 Cartone di trasporto: 25 x 4
Cod. EAN: 4211125464165
Cod. art.: 464.16

GL 48/49 Level 7 + Level 8



Soluzione di controllo

Per GL 48 e GL 49
2 x 4 ml (ogni flacone)
Utilizzabile fino a max 3 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
Dispositivo medico
UV: 4 Cartone di trasporto: 25 x 4
Cod. EAN: 4211125463649
Cod. art.: 463.64

GL 60 Level 9 + Level 10



Soluzione di controllo

Per GL 60
2 x 4 ml (ogni flacone)
Utilizzabile fino a max 6 mesi dall'apertura e non oltre la data di scadenza
Dispositivo medico
UV: 4 Cartone di trasporto: 25 x 4
Cod. EAN: 4211125463755
Cod. art.: 463.75



È bene conoscere il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno arteriosa.



La **frequenza cardiaca** indica il ritmo con cui il **cuore pompa il sangue attraverso il corpo**. Il cosiddetto **battito cardiaco** viene misurato con l'ausilio di un pulsossimetro ed è un importante indicatore dello stato di salute e di allenamento.

La **pulsossimetria** misura inoltre la **saturazione di ossigeno nel sangue arterioso** sulla base di due fonti di luce con lunghezza d'onda diversa. I pulsossimetri di Beurer sono quindi **perfetti per i pazienti a rischio grandi e piccoli e per gli atleti**. I prodotti sono **piccoli, leggeri e trovano posto in qualsiasi borsa**.

Il nuovo **PO 13 Kids** è adattato alle **dimensioni delle dita dei bambini** e, grazie al design a misura di bambino, utilizzarlo diventa **un gioco da ragazzi**.



Pulsossimetri



PO 30
Cod. art.: 454.30



PO 35
Cod. art.: 454.31



PO 45
Cod. art.: 454.34



PO 60 Bluetooth®
Cod. art.: 454.20



PO 80
Cod. art.: 454.40

Pulsossimetro con connessione all'app

Pulsossimetro con collegamento al software

Pulsossimetro PO 13 Kids



Adatto ai bambini

adattato alle dimensioni delle dita dei bambini con simpatico design a forma di giraffa

2 in 1

misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)

Informazioni a colpo d'occhio

visualizzazione grafica della curva del battito cardiaco



Semplice e indolore

la misurazione avviene in soli 8 secondi



Display a colori di alta qualità

4 formati di visualizzazione e luminosità del display regolabile



ESTREMA FACILITÀ D'USO

La **misurazione molto semplice e completamente indolore** dura solo **pochi secondi**, senza mettere alla prova la pazienza di bambini e adulti.



L'ossigeno mantiene in vita le cellule del tuo corpo:
vieni a scoprire la pulsossimetria.

Ecco come funziona la
pulsossimetria.


La pulsossimetria consente di misurare la saturazione **arteriosa di ossigeno senza prelievo di sangue**. Vengono misurate due sorgenti luminose di lunghezze d'onda diverse.

Il fabbisogno di ossigeno
dell'organismo.

L'organismo umano necessita quotidianamente di **ca. 400 l di ossigeno (O₂)**. Nelle persone sane la saturazione di ossigeno è compresa all'incirca tra il 94% e il 99%. Con un controllo regolare è possibile prendere **provvedimenti immediati in caso di disturbi provocati da carenze**.

Che cos'è l'indice di perfusione?


L'indice di perfusione (PI) determina l'**indice di vascolarizzazione del dito**. Può essere compreso tra lo 0,3% e il 20% e varia a seconda del paziente, del punto di misurazione e delle condizioni fisiche.



L'apporto di ossigeno.

L'ossigeno mantiene funzionanti le cellule del corpo. Per trasportare questa quantità di ossigeno, è necessaria una "**sostanza trasportatrice**", l'**emoglobina**.

L'**emoglobina** presente nei globuli rossi **immagazzina l'ossigeno**. Gli organi ricevono l'ossigeno tramite la circolazione.



Per chi è indicato un pulsossimetro?
Scopri per chi è consigliato.

L'uso del pulsossimetro è consigliato agli **sportivi** che desiderano tenere sotto controllo i valori vitali. Anche in situazioni in cui il contenuto di ossigeno nell'aria è ridotto, si consiglia di utilizzare un pulsossimetro, ad esempio durante i **soggiorni ad alta quota** o quando si praticano sport aerei.

Inoltre, sono molte le persone che soffrono di **patologie croniche o acute alle vie respiratorie**. In questo gruppo di pazienti, la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue svolge un ruolo importante, poiché può fornire indicazioni su una riduzione dell'apporto di ossigeno al corpo. I pulsossimetri Beurer sono ideali per queste esigenze.

Il nuovo **PO 13 Kids con design a giraffa** è stato sviluppato appositamente per i bambini affetti da insufficienza cardiaca, malattie polmonari croniche ostruttive, asma bronchiale o apnea notturna.



IMPORTANTE.

Nei pazienti a rischio, l'autocontrollo mediante pulsossimetro non è sufficiente. Occorre sempre l'assistenza medica.



PO 13 Kids



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)
 - Misurazione molto semplice e completamente indolore in 8 secondi
 - Visualizzazione dei valori misurati in pochi secondi senza mettere alla prova la pazienza dei bambini



Particolarmente ideale per bambini con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale, apnea notturna Adattato alle dimensioni delle dita dei bambini Display a colori con ottima leggibilità Display a colori dotato di 4 formati di visualizzazione Luminosità del display regolabile L'orientamento del display (formato verticale, formato orizzontale) è automatico Visualizzazione grafica del battito cardiaco
Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio
Spegnimento automatico Indicatore di sostituzione delle batterie Incl. laccetto, borsa con cintura e cacciavite
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V Dispositivo medico

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4 Cod. EAN: 4211125600952 Cod. art.: 600.95

PO 30



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)



Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione Luminosità del display regolabile Orientamento automatico del display Visualizzazione grafica del battito cardiaco
Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio
Spegnimento automatico Indicatore di sostituzione delle batterie Incl. borsa con cintura e laccetto
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V Dispositivo medico

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4 Cod. EAN: 4211125454302 Cod. art.: 454.30

PO 35



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)



Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione Luminosità del display regolabile Orientamento automatico del display Visualizzazione grafica del battito cardiaco
Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio
Spegnimento automatico Indicatore di sostituzione delle batterie Incl. borsa con cintura e laccetto
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V Dispositivo medico

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4 Cod. EAN: 4211125454319 Cod. art.: 454.31

PO 45



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂), della frequenza cardiaca (polso) e dell'indice di perfusione (PI)
 - Simbolo visualizzato in caso di misurazione in condizione non tranquilla



Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine Display a colori dotato di 7 formati di visualizzazione Luminosità del display regolabile Visualizzazione grafica del battito cardiaco Simbolo visualizzato in caso di misurazione in condizione non tranquilla Indice di perfusione (indice di vascularizzazione) Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio
Spegnimento automatico Indicatore di sostituzione delle batterie Incl. borsa con cintura e laccetto
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V Dispositivo medico

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4 Cod. EAN: 4211125454340 Cod. art.: 454.34

PO 60 Bluetooth®



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)
 - Trasmissione dei valori misurati via Bluetooth® all'app "beurer HealthManager Pro"



Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione Luminosità del display regolabile Orientamento automatico del display Visualizzazione grafica del battito cardiaco Trasmissione senza fili dei risultati di misurazione Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio Posizioni di memoria per 100 misurazioni simile al principio "finger-in-finger-out" Spegnimento automatico Indicatore di sostituzione delle batterie Incl. borsa con cintura e laccetto
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V Dispositivo medico Piena funzionalità solo con l'app gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4 Cod. EAN: 4211125454203 Cod. art.: 454.20

PO 80



- Pulsossimetro**
- Misurazione della saturazione di ossigeno arteriosa (SpO₂) e della frequenza cardiaca (polso)
 - Batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante USB
 - Cavo USB per la trasmissione dei valori misurati al PC



Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca Malattie polmonari croniche ostruttive Asma bronchiale Utilizzabile anche durante attività sportive in altitudine Display a colori XL dotato di 4 prospettive di visualizzazione Luminosità del display regolabile Orientamento automatico del display Visualizzazione grafica del battito cardiaco Possibilità di attivazione suono pulsazioni Piccolo e leggero, per l'uso a casa e in viaggio Funzione di segnalazione: valori limite impostabili singolarmente Registrazione fino a 24 h Software PC per la rappresentazione dettagliata Spegnimento automatico Indicatore di carica della batteria Incl. laccetto, borsa con cintura, cavo USB, caricabatterie USB e software Custodia metallica Incl. batteria agli ioni di litio, ricaricabile mediante USB Dispositivo medico Software per PC gratuito "SpO ₂ -Assistant"

5 anni di garanzia UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4 Cod. EAN: 4211125454401 Cod. art.: 454.40

Aerosol e vaporizzatori

Aerosol

Vie respiratorie libere per grandi e piccini con un trattamento delicato.

In tutto il mondo 262 milioni di persone¹⁾ soffrono di asma. **Affidati alla nostra gamma medica** anche per il trattamento di altre malattie respiratorie, come raffreddore, bronchite o polmonite, **a qualsiasi età**.



Tecnologia ad aria compressa mediante compressore



IH 18
Cod. art.: 602.36



IH 21
Cod. art.: 601.12



IH 24 Kids
Cod. art.: 603.09



IH 26
Cod. art.: 601.35



IH 26 Kids
Cod. art.: 601.18



IH 28 Pro
Cod. art.: 603.74



IH 58
Cod. art.: 602.02



IH 58 Kids
Cod. art.: 602.17



IH 60
Cod. art.: 602.06

Tecnologia a membrana oscillante



IH 55
Cod. art.: 602.04



IH 57
Cod. art.: 601.42



SI 40
Cod. art.: 601.32

Vaporizzatore

Gli aerosol sono dispositivi medici che consentono la diffusione e la sedimentazione di vapore acqueo e/o farmaco nebulizzato, nelle aree più profonde del sistema respiratorio, come il tessuto polmonare.



A MISURA DI BAMBINO

I nostri prodotti specifici per bambini rendono il trattamento semplice come in un gioco e i bambini forti nella vita di tutti i giorni.

Aerosol IH 28 Pro con pratico scomparto per contenere la serie completa di accessori.


Migliora la **qualità di vita** in caso di **raffreddori, asma o altre malattie delle vie respiratorie**. La tecnologia ad aria compressa mediante compressore offre un rapido sollievo, **allevia i disturbi e ti permette di tornare a respirare liberamente**.

Pratico
vano portaoggetti integrato

Completo
set di nebulizzazione completo con morbide mascherine in silicone e doccia nasale

Tecnologia ad aria compressa mediante compressore

elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni



FATE UN BEL RESPIRO CON L'AUTOTERAPIA A CASA

Le nostre innovazioni sono comprovate nell'autoterapia di malattie acute e croniche, nella cura delle vie respiratorie e nella prevenzione dei raffreddori.

Una piccola differenza per un grande effetto: aerosol e vaporizzatori a confronto.

La differenza generale tra le due tecnologie risiede nella **capacità delle particelle più piccole di principio attivo, generate costantemente durante l'utilizzo, di raggiungere i polmoni**: entrambe le tecnologie presentano vantaggi specifici.

Aerosol


Utilizzo nelle vie aeree superiori



nelle vie aeree inferiori


Vaporizzatori

Utilizzo per bocca, naso e faringe nelle vie aeree superiori



- i **principi attivi** vengono disciolti e assorbiti **in modo particolarmente efficace** dalla mucosa malata
- durante il trattamento viene generato un **numero costantemente elevato di particelle diffuse nei polmoni**
- le particelle penetrano in profondità nelle **vie aeree superiori e inferiori**
- la terapia inalatoria può essere utilizzata **preventivamente all'inizio di un raffreddore**

- l'utilizzo di un vaporizzatore è particolarmente **benefico nella stagione dei raffreddori**
- è possibile utilizzare diversi **liquidi, come soluzioni saline o oli essenziali**
- la **mascherina universale flessibile** rende l'utilizzo confortevole
- l'**impostazione costante della temperatura** garantisce un utilizzo efficace




IH 18



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Set di nebulizzazione completo

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,4 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 18 Cod. art. 601.21
vedere a pagina 62

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia

UV: 8 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125602369

Cod. art.: 602.36

IH 21



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Set di nebulizzazione completo

Scomparto per il set di nebulizzazione

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 21 Cod. art. 601.28
vedere a pagina 62

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125601126

Cod. art.: 601.12

IH 24 Kids



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Trattamento mirato delle vie respiratorie superiori e inferiori
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,55 bar

Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino

Pratica custodia

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,35 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 24 Kids Cod. art. 601.19
vedere a pagina 62

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125603090


Cod. art.: 603.09

IH 26



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Incl. doccia nasale

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Set di nebulizzazione completo

Custodia

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 26 Cod. art. 601.28
vedere a pagina 62

Year Pack IH 26 Kids Cod. art. 601.19
vedere a pagina 62

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2

Cod. EAN: 4211125601355

Cod. art.: 601.35

IH 26 Kids



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar

Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 26 Kids Cod. art. 601.19
vedere a pagina 62

Year Pack IH 26 Cod. art. 601.28
vedere a pagina 62

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125601188


Cod. art.: 601.18

IH 28 Pro



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Set di nebulizzazione completo con apposito scomparto



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Incl. doccia nasale

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio: ca. 0,5 - 1,45 bar

Scomparto per il set di nebulizzazione

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,35 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 28 Pro Cod. art. 603.76
vedere a pagina 62

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: 2 x 2

Cod. EAN: 4211125 603748

Cod. art.: 603.74

IH 55



Aerosol

- Tecnologia a membrana oscillante
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Con funzione di autopulizia



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni
Ideale in viaggio
Molto facile da usare
Silenzioso
Con funzione di autopulizia

Spegnimento automatico
Tempo di inalazione breve

Set di nebulizzazione completo
Custodia rigida
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: $\geq 0,25$ ml/min

Dispositivo medico

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

Year Pack IH 55 Cod. art. 602.11 vedere a pagina 63
Nebulizzatore mesh con serbatoio del medicinale Cod. art. 163.899

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125602048
Cod. art.: 602.04




IH 57



Aerosol

- Tecnologia a membrana oscillante
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Con funzione di autopulizia



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni
Ideale in viaggio
Molto facile da usare
Silenzioso
Con funzione di autopulizia

Con tecnologia aerosol intelligente
Spegnimento automatico
Tempo di inalazione breve

Set di nebulizzazione completo
Custodia
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione (2 livelli selezionabili):
Velocità di nebulizzazione bassa: $\geq 0,2$ ml/min
Velocità di nebulizzazione alta: $\geq 0,4$ ml/min

Dispositivo medico

Con batteria agli ioni di litio e cavo micro USB

Year Pack IH 57 Cod. art. 601.43 vedere a pagina 63

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125601423
Cod. art.: 601.42

IH 58



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Con alimentazione da rete elettrica



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni
Ideale in viaggio
Molto facile da usare
Silenzioso

Tempo di inalazione breve
Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar
Set di nebulizzazione completo
Custodia
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

Dispositivo medico

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

Year Pack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15 vedere a pagina 63
Year Pack IH 58 Kids Cod. art. 602.18 vedere a pagina 63
Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31


5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125602024
Cod. art.: 602.02

IH 58 Kids



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni
Ideale in viaggio
Molto facile da usare
Silenzioso

Tempo di inalazione breve
Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar
Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino
Custodia
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

Dispositivo medico

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

Year Pack IH 58 Kids Cod. art. 602.18 vedere a pagina 63
Year Pack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15 vedere a pagina 63
Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125602178
Cod. art.: 602.17

IH 60



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Con batteria ricaricabile agli ioni di litio, possibilità di alimentazione da rete elettrica



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni
Ideale in viaggio
Molto facile da usare
Silenzioso

Tempo di inalazione breve
Pressione di esercizio: ca. 0,25 - 0,55 bar
Set di nebulizzazione completo
Custodia e borsa
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

Dispositivo medico

Con batteria ricaricabile agli ioni di litio

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

Year Pack IH 58 / IH 60 Cod. art. 602.15 vedere a pagina 63
Year Pack IH 58 Kids Cod. art. 602.18 vedere a pagina 63
Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125602062
Cod. art.: 602.06



SI 40



Vaporizzatore

- Applicazione benefica nella stagione dei raffreddori
- Silenzioso
- Nebulizzazione di liquidi come soluzione salina e oli essenziali



Particelle diffuse nei polmoni in particolare per le vie respiratorie superiori
Molto facile da usare
Silenzioso

Spegnimento automatico
Breve tempo di applicazione
Incl. mascherina per sauna per il viso e per aromaterapia per bocca e naso

Disinfettabile

Impostazione del vapore variabile per trattamenti personalizzati

Alimentazione da rete elettrica

SI 40 Mascherina per sauna per il viso Cod. art.: 603.85 vedere a pagina 63
SI 40 Mascherina per aromaterapia Cod. art.: 601.34 vedere a pagina 63

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2
Cod. EAN: 4211125601324
Cod. art.: 601.32



IH 18 Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 18

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601218
Cod. art.: 601.21

IH 21 / IH 26 Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 21 / IH 26

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601287
Cod. art.: 601.28

IH 21 / 24 Kids / 26 / 26 Kids / 28 Pro
Doccia nasale



Contenuto
1 doccia nasale

Utilizzare solo con IH 21 / 24 Kids / 26 /
26 Kids / 28 Pro

Dispositivo medico

UV: 20 Cartone di trasporto: 5 x 20
Cod. EAN: 4211125601379
Cod. art.: 601.37

IH 55 Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 serbatoio del medicinale con nebulizzatore
mesh

Utilizzare solo con IH 55

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125602116
Cod. art.: 602.11

IH 58 Kids Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina bambino in silicone
1 mascherina per bambini in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 58 Kids

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125602185
Cod. art.: 602.18

SI 40 Mascherina per sauna per il viso



Mascherina per sauna per il viso
• Mascherina per sauna per il viso per la
pulizia cosmetica del viso

Utilizzare solo con SI 40

Disinfettabile

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125603854
Cod. art.: 603.85

Mascherina per bambini



Contenuto
1 mascherina per bambini (da 0 a 3 anni)

Utilizzare solo con IH 18, IH 21, IH 26, IH 26
Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

Dispositivo medico

UV: 20 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601317
Cod. art.: 601.31

IH 24 Kids / IH 26 Kids Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina bambino in silicone
1 mascherina per bambini in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 24 Kids / IH 26 Kids

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601195
Cod. art.: 601.19

IH 28 Pro Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 doccia nasale
1 mascherina adulto in silicone
1 mascherina bambino in silicone
1 raccordo angolare
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 28 Pro

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125603762
Cod. art.: 603.76

IH 57 Year Pack



Contenuto
1 boccaglio
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 serbatoio del medicinale con nebulizzatore
mesh

Utilizzare solo con IH 57

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601430
Cod. art.: 601.43

IH 58 / IH 60 Year Pack




Contenuto
1 boccaglio
1 erogatore nasale
1 mascherina adulto
1 mascherina bambino
1 nebulizzatore
1 tubo per aria compressa
10 filtri

Utilizzare solo con IH 58 / IH 60

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125602154
Cod. art.: 602.15

SI 40 Mascherina per aromaterapia



Mascherina per aromaterapia
• Mascherina per aromaterapia flessibile
per bocca e naso da utilizzare durante la
stagione dei raffreddori

Utilizzare solo con SI 40

Disinfettabile

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601348
Cod. art.: 601.34

Amplificatori acustici

Tornare a sentire bene e tornare a ridere.
Un ausilio discreto per godersi la vita.

Gli amplificatori acustici Beurer sono i **compagni ideali** in caso di capacità uditiva limitata. Il nostro assortimento offre una scelta utile per poter tornare a **partecipare senza limitazioni alla vita quotidiana**.



Amplificatori acustici RIC



HA 20 Single
forma ergonomica per
l'applicazione dietro
all'orecchio



HA 50 Single
con intervallo di frequenza
più ampio




HA 55 Pair
suono molto chiaro, pratico set
da 2 ricaricabile

Amplificatori acustici RIC

Nei cosiddetti **apparecchi RIC** l'altoparlante si trova **direttamente nell'orecchio** e offre di conseguenza un **suono molto chiaro**.

Questa tecnologia offre buone proprietà di trasmissione acustica grazie alla **trasmissione a ultrasuoni direttamente nel canale auricolare**. In questo modo potrai tornare a vivere senza perdite di trasmissione!

Altoparlante



PICCOLI AIUTI

Gli **amplificatori acustici di Beurer** amplificano i **toni e i suoni** e li trasmettono all'orecchio. Al cinema, durante una conversazione o una passeggiata.

HA 20 Single



Amplificatore acustico

- Adattamento personalizzato alle dimensioni del canale auricolare



Ideale in caso di perdita di udito lieve e in fase iniziale per amplificare suoni e rumori

Forma ergonomica per l'applicazione dietro all'orecchio
Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti chiusi che all'aperto

3 accessori per l'adattamento personalizzato al canale auricolare
Intervallo frequenze: 200 - 5000 Hz
Amplificazione di voci e suoni fino a 40 dB

Volume max. 128 dB
Dimensioni prodotto: 40 x 40 x 12 mm

Incl. 2 batterie PR48 da 1,4 V
Consegna nel pratico espositore di vendita

3 anni di garanzia
UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8
Cod. EAN: 4211125641061
Cod. art.: 641.06

HA 50 Single



Amplificatore acustico

- Intervallo di frequenza più ampio
- Adattamento personalizzato alle dimensioni del canale auricolare



Ideale per capacità uditiva limitata

Forma ergonomica per l'applicazione dietro all'orecchio
Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti chiusi che all'aperto

3 accessori per l'adattamento personalizzato al canale auricolare
Intervallo frequenze: 100 - 6000 Hz
Amplificazione di voci e suoni fino a 40 dB

Volume max. 128 dB
Dimensioni prodotto: 40 x 40 x 10 mm

Incl. 2 batterie PR48 da 1,4 V
Consegna nel pratico espositore di vendita

3 anni di garanzia
UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8
Cod. EAN: 4211125641092
Cod. art.: 641.09

HA 55 Pair



Amplificatori acustici

- Suono molto chiaro grazie alla tecnologia costruttiva RIC
- Amplificatori acustici ricaricabili
- Pratico set da 2 per un utilizzo da entrambi i lati



Ideali per capacità uditiva limitata

Forma ergonomica per l'applicazione dietro all'orecchio
Amplificazione di tutti i rumori sia in ambienti chiusi che all'aperto
Riproduzione senza fruscio
Suono molto chiaro grazie alla tecnologia costruttiva RIC
3 accessori per dispositivo per l'adattamento personalizzato al canale auricolare
Intervallo frequenze: 500 - 3200 Hz
Amplificazione di voci e suoni fino a 53 dB

Volume max. 131 dB
Dimensioni prodotto: 26 x 40 x 42 mm

Amplificatori acustici ricaricabili con autonomia della batteria fino a 10 ore

Con unità di carica USB

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: 4211125603298
Cod. art.: 603.29

Capsule deumidificanti



Capsule deumidificanti

- Utilizzabili con HA 50 Single / HA 55 Pair / HA 60 Pair / HA 80 Single / HA 80 Pair / HA 85 Pair

Per tenere asciutti gli amplificatori acustici dopo l'uso
Con indicatore colorato di esaurimento del potere deumidificante

8 pezzi
UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: 4211125641153
Cod. art.: 641.15

Filtri paracerume



Filtri paracerume

- Utilizzabili con HA 60 Pair e HA 85 Pair

Per la cura ottimale degli amplificatori acustici ITE e RIC
Allungano la durata dei dispositivi
32 filtri paracerume su astine in pratiche custodie

4 custodie per UV
UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: 4211125641160
Cod. art.: 641.16

Informazioni sugli amplificatori acustici

Una corretta manutenzione degli amplificatori acustici non può mancare.

Per mantenere il più a lungo possibile il piacere di sentire con gli amplificatori acustici, la loro cura è essenziale. Beurer offre la cura corretta per le diverse tipologie.




Elettrostimolazione TENS/EMS

Autoterapia comprovata a casa
senza effetti collaterali.

Stimolazione muscolare efficace, **rigenerazione** profonda, **attenuazione dei dolori** mirata o **rilassamento** della muscolatura: l'autoterapia indolore con elettrostimolazione è **efficace e sicura a casa**, senza farmaci.

Oltre all'elettrostimolazione con 8 elettrodi, il **nuovo EM 89 Heat** offre un ulteriore vantaggio in termini di efficacia: la funzione calore utilizzabile singolarmente o in combinazione ha un effetto benefico sulla rigenerazione muscolare e sul rilassamento.



PAIN
free



TENS/EMS digitale con funzione calore EM 89 Heat

Autoterapia digitale 4 in 1

EMS, TENS, massaggio
e calore

Indicatore di posizionamento degli elettrodi

selezione dei programmi e
posizionamento sicuro degli
elettrodi in tutta semplicità

Utilizzo mirato

8 elettrodi autoadesivi collegati
tramite 4 canali regolabili separa-
tamente raggiungono le parti dei
muscoli interessate in modo
particolarmente mirato ed esteso



Varietà dei programmi

possibilità di scegliere tra
64 programmi delle
categorie TENS, EMS e
massaggio, per vari campi di
applicazione e indicazioni

Personalizzato

6 programmi TENS/EMS
programmabili liberamente
per le tue esigenze personali


Programma preferito

accesso semplice e rapido al tuo
programma preferito



DISPOSITIVO MEDICO

Affidati ai **dispositivi medici
registrati di Beurer** anche per
il recupero e la rigenerazione
dopo l'esercizio fisico.



Supporto e aiuto senza prodotti chimici:
l'elettrostimolazione dritta al punto.

Azione lenitiva,
stimolazione muscolare
e rilassamento.

Azione lenitiva in caso di dolori alla
schiena o alle articolazioni,
affiancamento all'allenamento per
l'aumento della massa muscolare o
rilassamento dopo l'attività
sportiva: l'elettrostimolazione è
un'autoterapia versatile.



Abbiamo il prodotto adatto anche per te:
apparecchi TENS, EMS e TENS/EMS combinati.



Gli elettrodi possono essere applicati su varie parti del corpo in cui **gli stimoli elettrici risultano innocui e praticamente indolori**. Il trattamento con corrente di stimolazione per mezzo dei dispositivi TENS/EMS **attiva i meccanismi analgesici del corpo** e viene quindi utilizzato nell'ambito della terapia del dolore.



PAINfree

Sollievo benefico dal dolore in
modo naturale. Senza farmaci,
né sostanze chimiche.


EM 29 2-in-1



PAINfree

TENS per ginocchia/gomiti

- Terapia del dolore (TENS)
- Da utilizzare in caso di dolori a ginocchia/gomiti
- Elettrodi di contatto con acqua resistenti all'usura, facili da usare



2 elettrodi di contatto resistenti all'usura in carbonio conduttore
Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)
Manicotto universale per ginocchio e gomito (regolabile tramite chiusura a strappo)
Forma ergonomica avvolgente
Circonferenza braccio/coscia: ca. 25 - 70 cm
4 applicazioni preprogrammate
Elemento di comando con display LCD e pratica clip per cintura
Intensità regolabile
Timer per countdown
Spegnimento di sicurezza
Manicotto lavabile a mano
Dispositivo medico
Indicatore di sostituzione delle batterie
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
Cod. EAN: 4211125647018
Cod. art.: 647.01




EM 49



PAINfree

TENS/EMS digitale

- Terapia del dolore (TENS)
- Stimolazione muscolare (EMS)
- Relax e massaggio
- Indicatore di posizionamento degli elettrodi



Elettrodi gel autoadesivi
4 compresi (45 x 45 mm)
2 canali regolabili separatamente
64 applicazioni preprogrammate
6 programmi individuali: possibilità di programmare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off
Intensità regolabile
Timer per countdown
Spegnimento di sicurezza
Doctor's-Function¹⁾
Dispositivo medico
Display LCD inverso con retroilluminazione blu
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125662059
Cod. art.: 662.05



Informazioni sul prodotto EM 49

**Stimolazione mirata,
combinazione perfetta.**

TENS, EMS e massaggi rilassanti in un unico dispositivo. Con **Beurer EM 49** puoi rispondere in modo mirato alle tue esigenze e ai tuoi desideri.
Efficace e preciso.



EM 59 Heat



- TENS/EMS digitale con funzione calore**
- Terapia del dolore (TENS)
 - Stimolazione muscolare (EMS)
 - Funzione calore
 - Relax e massaggio
 - Indicatore di posizionamento degli elettrodi
 - Batteria ricaricabile



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

4 electrodes

2 channels

70 programs

doctor's function

safe application

4 elettrodi con pad gel
4 pad gel inclusi (45 x 45 mm)
2 livelli di calore: Low e High
3 possibilità di utilizzo: TENS/EMS + Calore, solo TENS/EMS, solo Calore
2 canali regolabili separatamente
64 applicazioni preprogrammate
6 programmi individuali: possibilità di programmare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off

Intensità regolabile
Timer per countdown
Spegnimento di sicurezza
Doctor's-Function ¹⁾
Dispositivo medico
LCD inverso con retroilluminazione
Incl. batteria ricaricabile (2000 mAh, 3,7 V)
Incl. cavo di ricarica USB

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 8 x 4
Cod. EAN: 4211125646639
Cod. art.: 646.63



EM 59 Heat / EM 89 Heat Pad gel



- 8 pad gel**
- Utilizzabili con EM 59 Heat, EM 89 Heat

Dimensioni: 45 x 45 mm
8 pad gel autoadesivi
5 anni di garanzia
UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125646554
Cod. art.: 646.55

EM 80 3-in-1



- TENS/EMS digitale**
- Terapia del dolore (TENS)
 - Stimolazione muscolare (EMS)
 - Relax e massaggio
 - 8 elettrodi su 4 canali regolabili separatamente



TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

2 channels

50 programs

doctor's function

safe application

Elettrodi gel autoadesivi
8 compresi (45 x 45 mm)
4 canali regolabili separatamente
30 applicazioni preprogrammate
20 programmi individuali: possibilità di programmare frequenza, ampiezza d'impulso, timer on/off

Intensità regolabile
Timer per countdown
Spegnimento di sicurezza
Doctor's-Function ¹⁾
Dispositivo medico
Custodia
Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2
Cod. EAN: 4211125662004
Cod. art.: 662.00

EM 89 Heat



- TENS/EMS digitale con funzione calore**
- Terapia del dolore (TENS)
 - Stimolazione muscolare (EMS)
 - Funzione calore
 - Relax e massaggio
 - Indicatore di posizionamento degli elettrodi
 - 8 elettrodi su 4 canali regolabili separatamente
 - Batteria ricaricabile



heat function

TENS technology

EMS technology

impulse massage

8 electrodes

4 channels

64 programs

8 elettrodi con pad gel
8 pad gel inclusi (45 x 45 mm)
2 livelli di calore: Low e High
3 possibilità di utilizzo: TENS/EMS + Calore, solo TENS/EMS, solo Calore
4 canali regolabili separatamente
64 programmi nelle categorie TENS, EMS e massaggio
6 programmi (TENS/EMS) programmabili liberamente
Programma preferito
Display retroilluminato di facile lettura
Spegnimento di sicurezza
Tensione di uscita: Max. 100 Vpp (su 500 Ohm)
Corrente di uscita: Max. 200 mApp (su 500 Ohm)
Durata dell'impulso: 40-450 µs
Frequenza degli impulsi: 1-150 Hz
Batteria ricaricabile agli ioni di litio (4000 mAh, 3,7 V)
Intensità regolabile
Timer per countdown
Dispositivo medico
Custodia
5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: 4 x 2
Cod. EAN: 4211125102777
Cod. art.: 102.77

Elettrodi 45 x 45 mm



- Elettrodi piccoli**
- Adatti per l'utilizzo con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Dimensioni: 45 x 45 mm
8 pezzi
Elettrodi gel autoadesivi
5 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: 30 x 5
Cod. EAN: 4211125661021
Cod. art.: 661.02

Elettrodi 50 x 100 mm




- Elettrodi grandi**
- Adatti per l'impiego con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Dimensioni: 50 x 100 mm
4 pezzi
Elettrodi gel autoadesivi
5 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: 30 x 5
Cod. EAN: 4211125661014
Cod. art.: 661.01

Estate, sole, zanzare: non lasciate che vi facciano passare il buon umore.

Spesso, al tramonto del sole, le zanzare e altri insetti iniziano ad essere fastidiosi. Il **dopopuntura Beurer BR 90** ha una **luce chiara attivabile** per sfruttare l'**effetto benefico del calore** in caso di punture e morsi, anche quando si fa buio.



Dopopuntura



BR 10
Cod. art.: 603.18



BR 60
Cod. art.: 606.17



BR 90
Cod. art.: 607.34

Effetto calore mirato

contrasta prurito e gonfiori

2 durate di trattamento

per pelli normali e sensibili

Luce attivabile

utilizzo preciso anche al crepuscolo e al buio

Facile e veloce

accendi e inizia il trattamento, grazie alla piastra elettrica in ceramica a riscaldamento rapido

Sollievo rapido dalle punture di zanzara con i dopopuntura Beurer.

I dopopuntura Beurer offrono un **modo sicuro ed efficace per trattare le punture o i morsi di insetti**. La penna, piccola e maneggevole, è dotata di una **piastra in ceramica a riscaldamento rapido**. Grazie all'applicazione mirata del calore, prurito e gonfiori possono essere alleviati in modo rapido e semplice, accelerando la guarigione.



SENZA SOSTANZE CHIMICHE

L'utilizzo naturale senza additivi chimici ¹⁾ è sicuro anche per i bambini ¹⁾ e le donne in gravidanza.


¹⁾ Adatto a bambini a partire da 3 anni di età (utilizzo in autonomia a partire da 12 anni)

BR 10



Dopopuntura

- Per il trattamento di punture e morsi di insetti¹⁾
- Può aiutare contro prurito e gonfiori
- Design extra-piccolo con moschettone
- Sempre a disposizione, pronto all'uso: un compagno per tutti i giorni, in viaggio e durante l'attività sportiva



Senza sostanze chimiche, efficace solo attraverso il calore e quindi adatto anche per donne in gravidanza

Lo sviluppo di calore può accelerare la guarigione

Programma di 3 secondi, anche per pelli sensibili

Piastra elettrica in ceramica a riscaldamento rapido

Design moderno e maneggevole

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

Dimensioni: 8,6 x 3,5 x 2,5 cm

5 anni di garanzia

UV: 12 Cartone di trasporto: 2 x 12

Cod. EAN: 4211125603182


Cod. art.: 603.18

BR 60



Dopopuntura

- Per il trattamento di punture e morsi di insetti¹⁾
- Senza sostanze chimiche, efficace solo attraverso il calore e quindi adatto anche per donne in gravidanza
- Può aiutare contro prurito e gonfiori



L'applicazione mirata del calore nel punto interessato permette di alleviare prurito e gonfiore.

2 diversi programmi:

Programma 1 (3s): per il primo utilizzo e per persone con pelle sensibile

Programma 2 (6 sec.): per applicazioni regolari

Piastra elettrica in ceramica a riscaldamento rapido

Design moderno e maneggevole

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

Dimensioni: 9,8 x 3,5 x 1,9 cm

5 anni di garanzia

UV: 12 Cartone di trasporto: 2 x 12

Cod. EAN: 4211125606176

Cod. art.: 606.17

BR 90



Dopopuntura

- Per il trattamento di punture e morsi di insetti¹⁾
- Può aiutare contro prurito e gonfiori
- Con pratica luce attivabile, per un utilizzo preciso anche al buio



Senza sostanze chimiche, efficace solo attraverso il calore e quindi adatto anche per donne in gravidanza

Lo sviluppo di calore può accelerare la guarigione

2 diversi programmi:

Programma 1: per il primo utilizzo e per persone con pelle sensibile

Programma 2: per applicazioni regolari

Piastra elettrica in ceramica a riscaldamento rapido

Design moderno e maneggevole

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dispositivo medico

Dimensioni: 10,1 x 3,6 x 2,0 cm

5 anni di garanzia

UV: 12 Cartone di trasporto: 2 x 12

Cod. EAN: 4211125607340


Cod. art.: 607.34



Informazioni sui dopopuntura

Dopopuntura Beurer.
Irrrinunciabili sia a casa che in viaggio.

In estate zanzare, tafani e vespe sono **ospiti indesiderati** quando si fa il bagno, ci si ritrova per una grigliata o si fa sport. Le punture e i morsi di insetto sono difficili da evitare attraverso metodi naturali. Per un **trattamento senza additivi chimici** Beurer ha sviluppato i dopopuntura.



Puntura d'insetto Effetto mirato del calore Possibile sollievo da prurito e gonfiori

Il dopopuntura è il dispositivo ideale in caso di fastidiose punture di insetto. Può contribuire a dare **sollievo in modo rapido ed efficace**. Grazie all'azione mirata del calore della **piastra in ceramica a riscaldamento rapido**, il prurito e i conseguenti disturbi possono essere alleviati in modo rapido e semplice.

Ecco come funziona la penna dopopuntura:

basta posizionare la penna sul punto interessato. In pochi secondi il calore può esplicare un effetto lenitivo sulla pelle. Ciò può migliorare i sintomi. In questo modo anche il processo di guarigione può essere percepito come più piacevole.


Il dopopuntura è quindi la scelta ottimale in caso di punture di zanzare o di insetti.



Fototerapia e luci sveglia

Una sferzata di energia in caso di mancanza di luce: lampade di luce naturale Beurer.

Soprattutto nella stagione più buia dell'anno può verificarsi un **cambiamento dell'equilibrio ormonale**. L'utilizzo di una lampada di luce naturale del giorno **può interrompere la produzione di melatonina e allo stesso tempo aumentare la produzione di serotonina, l'ormone della felicità**. Questo può portare a un **miglioramento dell'umore e dare un tocco di freschezza alla giornata**.



Lampada di luce naturale del giorno TL 35

Simulazione della luce del giorno

intensità luminosa di ca. 10.000 Lux da una distanza di 13 cm (impostazione Terapia)

Inclinazione regolabile

regolazione continua con supporto applicabile

Timer

funzione di spegnimento automatico al termine del tempo impostato (4 livelli da 30 a 120 minuti)



Di semplice utilizzo

comando con pulsanti touch

Compatta

ideale per il lavoro e a casa

Regolazione luminosità

4 livelli di luminosità

Il sistema d'illuminazione ideale per una giornata piena di energia.

3 temperature di colore per un ritmo giorno-notte regolato. Per sentirti a tuo agio in ogni momento della giornata.

Fase di terapia
(6.500 Kelvin)



Fase di concentrazione
(4.300 Kelvin)



Fase di riposo
(3.000 Kelvin)



GIORNI DI SOLE IN UFFICIO E A CASA

La tecnologia a LED a risparmio energetico è economica. Grazie all'illuminazione particolarmente chiara e uniforme, avrai una dose extra di energia per tutto l'anno.



Dispositivo medico

Il prodotto giusto per ogni occasione:
in ufficio, a casa e in viaggio.

Lampade di luce naturale del giorno



TL 50
Cod. art.: 608.15



TL 70
Cod. art.: 608.25



TL 85
Cod. art.: 608.42



TL 95
Cod. art.: 608.44



TL 100
Cod. art.: 608.35

Lampade di luce naturale del giorno compatte



TL 20
Cod. art.: 608.03



TL 30
Cod. art.: 608.05



TL 35
Cod. art.: 100.65



TL 41 Touch
Cod. art.: 608.11



TL 45 Perfect Day
Cod. art.: 608.13


Luci sveglia



WL 50
Cod. art.: 589.21



WL 75
Cod. art.: 589.28



WL 75 CON APP

Insieme all'app "beurer LightUp", la luce sveglia dà prova di tutte le sue funzioni.

Terapia delicata in caso di raffreddori e contratture muscolari con lampade e radiatori a raggi infrarossi.

Potenza elevata

300 Watt

Inclinazione regolabile

schermo regolabile da 0 a 40 gradi

Timer digitale

durata del trattamento individuale con spegnimento automatico

Massima sicurezza

calore benefico con blocco UV e occhiali protettivi



Radiatore termico a raggi infrarossi IL 60



Lampade a raggi infrarossi



IL 11
Cod. art.: 614.03



IL 21
Cod. art.: 616.01



IL 35
Cod. art.: 616.12



IL 50
Cod. art.: 619.00



IL 60
Cod. art.: 616.95




TL 20



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Dimensioni compatte grazie alla tecnologia a LED
- Ideale a casa e in ufficio
- Supporto a regolazione variabile



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux
(distanza: circa 10 cm)
Ideale a casa e in ufficio
Niente sfarfallio e niente raggi UV

Superficie di illuminazione: ca. 16,5 x 8,5 cm
Dimensioni prodotto: ca. 21 x 2 x 13 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo controllo monotasto

Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale, due angoli di inclinazione ciascuno

Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 6.000 K

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608033
Cod. art.: 608.03




TL 30



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Dimensioni compatte grazie alla tecnologia a LED
- Ideale per la scrivania o in viaggio
- Supporto a regolazione variabile



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux
(distanza: circa 10 cm)
Ideale per la scrivania o in viaggio
Niente sfarfallio e niente raggi UV

Superficie di illuminazione: ca. 12 x 20 cm
Dimensioni prodotto: ca. 15,6 x 2 x 23,6 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo controllo monotasto

Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale

Incl. pratica custodia
Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 6.500 K

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608057
Cod. art.: 608.05




TL 35



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Dimensioni compatte grazie alla tecnologia a LED
- Possibilità di impostare 3 temperature di colore per un ritmo giorno-notte regolato
- Timer con spegnimento automatico
- Regolazione della luminosità su 4 livelli



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa¹⁾: 10.000 lux
(distanza: circa 13 cm)
Ideale per il lavoro e a casa
Niente sfarfallio e niente raggi UV
A imitazione di una giornata di sole

Possibilità di impostare 3 temperature di colore
Active, Therapy, Relax

Indicatore durata del trattamento in 4 livelli
(da 30 a 120 minuti)

Timer con spegnimento automatico
Regolazione della luminosità su 4 livelli

Superficie di illuminazione: ca. 14 x 20 cm
Dimensioni prodotto: ca. 15,5 x 2,1 x 25 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo comando con pulsante touch

Supporto regolabile: possibilità di utilizzo in orizzontale e verticale

Dispositivo medico (impostazione terapia)
Incl. pratica custodia
Incl. adattatore


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 6970229250545
Cod. art.: 100.65

TL 41 Touch



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Tecnologia LED
- Dimensioni compatte
- Ideale per la scrivania
- Comando confortevole tramite pulsante touch



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux
(distanza: circa 20 cm)
Ideale per la scrivania
Niente sfarfallio e niente raggi UV

Superficie di illuminazione: ca. 20 x 22 cm
Dimensioni prodotto: ca. 20,7 x 7,6 x 27 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo controllo monotasto tramite touch

Supporto pieghevole

Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 6.500 K

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608118
Cod. art.: 608.11




TL 45 Perfect Day



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Tecnologia LED
- Dimensioni compatte
- Ideale per l'ufficio
- Comodo comando con pulsante touch
- Possibilità di impostare 3 temperature di colore per un ritmo giorno-notte regolato



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa¹⁾: 10.000 lux
(distanza: circa 20 cm)
Ideale per l'ufficio
Niente sfarfallio e niente raggi UV
A imitazione di una giornata di sole
Per un ritmo giorno-notte regolato
Possibilità di impostare 3 temperature di colore
Active: ca. 4.300 K, mattino, lavori che richiedono concentrazione
Therapy: ca. 6.500 K, mezzogiorno, terapia con 10.000 lux
Relax: 3.000 K, sera, riposo

Supporto pieghevole

Superficie di illuminazione: ca. 20 x 20 cm
Dimensioni prodotto: ca. 20 x 6,2 x 25 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo comando con pulsante touch
Incl. adattatore
Dispositivo medico (impostazione terapia)


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608132
Cod. art.: 608.13

TL 50



Lampada di luce naturale del giorno

- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
- Design elegante grazie alla tecnologia a LED
- Dimensioni compatte



Illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux
(distanza: circa 15 cm)
Niente sfarfallio e niente raggi UV

Superficie di illuminazione: ca. Ø 24,6 cm
Dimensioni prodotto: ca. Ø 24,6 x 26 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo controllo monotasto

Supporto stabile

Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 5.300 K

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608156
Cod. art.: 608.15




Lampade di luce naturale del giorno

TL 70



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
 - Design elegante grazie alla tecnologia a LED
 - Timer con spegnimento automatico
 - Regolazione della luminosità su 10 livelli




illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux (distanza: circa 10 cm)
Niente sfarfallio e niente raggi UV
Indicatore durata del trattamento in 5 livelli (da 15 a 120 min, 5 LED)
Timer con spegnimento automatico
Superficie di illuminazione: ca. Ø 33,4 cm
Dimensioni prodotto: ca. Ø 33,4 x 34,5 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Regolazione della luminosità su 10 livelli
Funzione di memoria della regolazione dell'ultima luminosità impostata
Supporto stabile
Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 5.300 K
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608255
Cod. art.: 608.25

TL 85



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
 - Distribuzione uniforme della luce grazie all'innovativa tecnologia a LED
 - Timer con spegnimento automatico




illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux (distanza: circa 25 cm)
Niente sfarfallio e niente raggi UV
Indicatore durata del trattamento in 4 livelli (da 30 a 120 min, 4 LED)
Timer con spegnimento automatico
Superficie di illuminazione: ca. 30 x 37 cm
Dimensioni prodotto: ca. 30,0 x 23,5 x 45,2 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comando confortevole tramite pulsante touch
Supporto rimovibile
Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 6.500 K
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 6970229250293
Cod. art.: 608.42

TL 95



- Lampada di luce naturale del giorno**
- Luce del giorno per il benessere nei mesi con poco sole
 - LED SunLike® per una luce del giorno simile a quella naturale
 - Timer con spegnimento automatico
 - Regolazione della luminosità su 6 livelli




illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux (distanza: circa 25 cm)
Niente sfarfallio e niente raggi UV
Indicatore durata del trattamento in 4 livelli (da 30 a 120 min, 4 LED)
Timer con spegnimento automatico
Superficie di illuminazione: ca. 30 x 37 cm
Dimensioni prodotto: ca. 30,0 x 15,8 x 47,5 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Comodo comando con pulsante touch
Regolazione continua dell'inclinazione
Regolazione della luminosità su 6 livelli
Funzione di memoria della regolazione dell'ultima luminosità impostata
Supporto stabile in alluminio
Incl. adattatore
Dispositivo medico
Temperatura di colore: ca. 6.500 K
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 6970229250316
Cod. art.: 608.44

TL 100



- Lampada di luce naturale del giorno**
- 2 in 1: luce naturale del giorno e luce d'atmosfera in un unico prodotto
 - Connessione innovativa tra smartphone e lampada di luce naturale del giorno: per un utilizzo semplice e pratico grazie all'app gratuita "beurer LightUp"



illuminazione estremamente chiara e uniforme
Intensità luminosa: 10.000 lux (distanza: circa 10 cm)
Niente sfarfallio e niente raggi UV
Indicatore durata del trattamento in 5 livelli (da 15 a 120 min, 5 LED)
Timer con spegnimento automatico
Luce d'atmosfera con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale in 256 tonalità
Superficie di illuminazione: ca. Ø 33,4 cm
Dimensioni prodotto: ca. Ø 33,4 x 34,5 cm
Tecnologia LED a risparmio energetico
Regolazione della luminosità su 10 livelli
Funzione di memoria della regolazione dell'ultima luminosità impostata
Supporto stabile
Incl. adattatore
Dispositivo medico (lampada di luce naturale del giorno)
Temperatura di colore: ca. 5.300 K
Piena funzionalità solo con l'app gratuita "beurer LightUp".
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125608354
Cod. art.: 608.35

Lampade di luce naturale del giorno / Luci sveglia

WL 50



- Luce sveglia**
- Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi dolcemente grazie alla simulazione del sorgere e del tramonto del sole
 - Con melodie per addormentarsi e svegliarsi per aiutare il ritmo del sonno
 - Riproduzione della propria musica mediante Bluetooth® Streaming
 - Luce a LED d'atmosfera con variazione cromatica




Simulazione cromatica del sorgere e del tramonto del sole
Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 2 melodie sveglia e 1 melodia "ninna nanna"
Luce d'atmosfera a LED con variazione cromatica e impostazione dei colori individuale
2 orari sveglia impostabili
Max. 30 posizioni di memoria radio
Intensità della luce impostabile (3 livelli di luminosità)
Dimensioni prodotto: ca. Ø 10,8 x 13,2 cm
Luminosità del display regolabile
Funzione di ripetizione (Snooze) fino a 30 min.
Utilizzabile come lampada da comodino
Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
Riproduzione di musica mediante Bluetooth® Streaming
Funzionamento a batteria (durata circa 3 ore) e alimentazione da rete elettrica
Incl. alimentatore USB e cavo di ricarica USB C
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125589219
Cod. art.: 589.21

WL 75



- Luce sveglia**
- Addormentarsi in modo naturale e svegliarsi dolcemente grazie alla simulazione del sorgere e del tramonto del sole
 - Con melodie per addormentarsi e svegliarsi per aiutare il ritmo del sonno
 - Innovativa connessione allo smartphone
 - Uso comodo e semplice anche grazie all'app gratuita "beurer LightUp"
 - Luce a LED d'atmosfera con variazione cromatica



Simulazione cromatica del sorgere e del tramonto del sole
Possibilità di scegliere tra radio, tono sveglia, 6 melodie sveglia e 4 melodie "ninna nanna"
Luce d'atmosfera a LED con funzione di variazione cromatica e impostazione dei colori individuale (256 tonalità)
2 orari sveglia impostabili
10 posizioni di memoria radio
Intensità della luce regolabile (in continuo mediante app)
Intensità luminosa 3.000 lux (distanza: circa 15 cm)
Dimensioni prodotto: ca. Ø 19,5 x 22,5 cm
Display LCD con retroilluminazione blu
Funzione di ripetizione (Snooze) 1-30 min.
Utilizzabile come lampada da lettura
Ingresso Aux per riprodurre musica propria (incl. cavo Aux)
Area sonno separata nell'app "beurer LightUp"
Incl. adattatore
Piena funzionalità solo con l'app gratuita "beurer LightUp"
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125589288
Cod. art.: 589.28

IL 11



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari



Ca. 100 W

5 livelli di inclinazione

Incl. occhiali protettivi
Incl. griglia di protezione
Dispositivo medico
Lampada di ricambio di postvendita, 100 W Cod. art.: 614.51

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125614034
Cod. art.: 614.03



IL 21



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari



Ca. 150 W

Ampolla in vetro stampato

Incl. occhiali protettivi
Dispositivo medico
Lampada di ricambio di postvendita, 150 W Cod. art.: 616.51

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125616014
Cod. art.: 616.01

IL 35



Lampada a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari
- Con timer elettronico a 3 livelli
- Spegnimento automatico



Ca. 150 W

5 livelli di inclinazione

Ampolla in vetro stampato
Indicatore durata del trattamento in intervalli da 5 min (5-10-15 min, 3 LED)
Timer con spegnimento automatico al termine del tempo impostato
Incl. occhiali protettivi
Dispositivo medico
Lampada di ricambio di postvendita, 150 W Cod. art.: 616.51

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125616120
Cod. art.: 616.12



IL 50



Radiatore termico a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari
- Con timer digitale impostabile
- Spegnimento automatico



Ca. 300 W
Campo di irradiazione ca. 30 x 40 cm

Schermo a regolazione continua di 0 - 50 gradi

Lastra di vetro ceramica
Blocco UV
Indicatore durata del trattamento personalizzabile (1 - 15 minuti)
Timer con spegnimento automatico al termine del tempo impostato
Aerazione attiva
Dispositivo antisurriscaldamento
Inclusi occhiali protettivi
Avvolgimento cavo
Dispositivo medico
Lampada di ricambio di postvendita, 300 W Cod. art.: 162.620

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125619008
Cod. art.: 619.00



IL 60



Radiatore termico a raggi infrarossi

- Calore benefico
- Utile in caso di raffreddori, contratture muscolari
- Con timer digitale impostabile
- Spegnimento automatico
- Design esclusivo



Ca. 300 W
Campo di irradiazione ca. 30 x 40 cm
Comoda regolazione dell'inclinazione grazie alle maniglie in gomma

Schermo a regolazione continua da 0 a 40 gradi
Vetro di copertura InfraXtreme
Vetroceramica per utilizzi particolarmente critici
Blocco UV
Indicatore durata del trattamento personalizzabile (1 - 15 minuti)
Timer con spegnimento automatico al termine del tempo impostato
Aerazione attiva
Dispositivo antisurriscaldamento
Incl. occhiali protettivi
Dispositivo medico
Lampada di ricambio di postvendita, 300 W Cod. art.: 110.048

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125616953
Cod. art.: 616.95

Informazioni sulle lampade a raggi infrarossi

La sicurezza prima di tutto: la fototerapia a casa.

L'autoterapia con l'ausilio del calore degli infrarossi sta assumendo un'importanza sempre maggiore, soprattutto in caso di **raffreddori e contratture muscolari**.

Massima protezione: IL 11 con griglia di protezione integrata





Massima sicurezza inclusa.

Con l'acquisto di una lampada a raggi infrarossi Beurer riceverai gratuitamente degli occhiali protettivi.

Il mio corpo. Le mie soluzioni!

La migliore esperta di te stessa sei tu.
Beurer ti supporta in questo.

Beurer ha creato un mondo dedicato alle donne, per stare al loro fianco. Le donne hanno tante facce, così come la vita. Ma **una cosa le accomuna: il ciclo e la consapevolezza del proprio corpo**. Vivi, osservi, ti informi, sperimenti e infine trovi la tua strada. Non è sempre facile, ma **presto diventerai un'esperta di te stessa**.

Ciò che ci contraddistingue sono **soluzioni ben studiate per le donne, nelle fasi più diverse della loro vita**. Dalle mestruazioni alla menopausa, le nostre offerte rispecchiano sempre le migliori possibilità a livello tecnico.

Con Woman's Life siamo al tuo fianco. Con prodotti innovativi, temi interessanti e ogni genere di ispirazione: **positivi, naturali e orientati alle soluzioni**. I nostri programmi offrono **il prodotto giusto per le diverse fasi della vita** come accompagnamento, supporto e sollievo.



Mestruazioni



Controllo del
concepimento



Desiderio di
maternità



Gravidanza



Dopo il parto



Menopausa

Immergiamoci insieme
nel tuo mondo.



Il mio ciclo. Senza dolore!

Addio dolori mestruali.

Dalla tua esperienza saprai meglio di chiunque altro quando e dove si presentano esattamente i disturbi mestruali e che cosa ti fa bene in quei giorni. Beurer ha raccolto queste conoscenze e le ha integrate nello sviluppo di un prodotto innovativo. **Per noi l'importante è che sia adatto a te e alla tua vita quotidiana.**

Beurer ti aiuta con i **rimedi contro i dolori mestruali EM 50 e EM 55** in caso di dolori mestruali ricorrenti e contratture della muscolatura addominale dovute a endometriosi. Come funziona? **L'innovativa combinazione di funzione TENS e calore agisce proprio nei punti in cui desideri un effetto rilassante. Facile e veloce.**

Ascolta la tua pancia.

Calore e impulsi benefici rilassano la pancia, riducono il dolore e ti danno una sensazione di benessere.

La versione più grande **Menstrual Relax +** ha un effetto gradevole non solo durante il ciclo, ma anche in altri momenti, per riposare rilassati e senza dolore.

Piccolo,
ma molto efficace.

tecnologia
TENS e
calore

avvolgente e
discreto

piacevole
stimolazione
muscolare

Menstrual Relax

Rimedio contro i dolori mestruali EM 50

Lo studio conferma:

il **98%** delle donne* desidera continuare a utilizzare EM 50 anche in futuro

Oltre l'**80%** delle donne* conferma di aver riscontrato un sollievo dal dolore nei primi tre giorni di ciclo

*Studio osservazionale dell'Institut Prof. Dr. Kurscheid sull'efficacia di Beurer EM 50 nella riduzione dei dolori mestruali associati a dismenorrea primaria.

forma
NUOVA e
più grande

superficie
riscaldante più
ampia, per un
MAGGIORE
calore

calore e
TENS regolabili
separata-
mente

Menstrual Relax +

Rimedio contro i dolori mestruali EM 55

Controllo del concepimento
o desiderio di maternità. Senza pressione!

Consapevolezza del mio corpo.
Con i dispositivi di allenamento!

Gestire il ciclo in modo consapevole.
Pianificazione familiare naturale.

Il **metodo sintotermico** è un **metodo riconosciuto scientificamente** per la pianificazione familiare naturale (NFP¹⁾. Sulla base dei diversi segnali del corpo, tra cui la temperatura basale, è possibile determinare i giorni fertili e quelli non fertili.

L'app "Ovy" registra la temperatura basale e altri importanti segnali del corpo. Il **termometro basale OT 30 con Bluetooth®** trasmette i valori misurati all'app per il ciclo "Ovy" – **Controllo del concepimento o desiderio di maternità: a te la scelta!**

controllo del concepimento o desiderio di maternità? L'importante è che sia naturale!

con punta di misurazione flessibile

con App e Bluetooth®



BasalControl Smart

Termometro basale OT 30 Bluetooth®



Bluetooth®

superficie igienica liscia e piacevole

bastano solo 2 volte al giorno x 10 minuti

principio del biofeedback



PelviStrong

Dispositivi di allenamento del pavimento pelvico PT 20

Muscoli del pavimento pelvico deboli?

I dispositivi di allenamento li rafforzano in modo consapevole.

I **dispositivi di allenamento del pavimento pelvico di Beurer** sono un ausilio ideale per l'allenamento del pavimento pelvico **durante la gravidanza, dopo il parto e in menopausa**. L'allenamento serve a **rafforzare, percepire, conservare** e rigenerare la muscolatura del pavimento pelvico.

Con **diversi pesi** il pavimento pelvico può essere allenato secondo il **principio del biofeedback**. In questo modo **la muscolatura viene attivata** e progressivamente potenziata.

Il **set, composto da coni a forma di tampone** di peso diverso, facilita l'allenamento attivo e aiuta a potenziare gradualmente la muscolatura del pavimento pelvico.

EM 50 Menstrual Relax



Rimedio contro i dolori mestruali

- Attenuazione dei dolori mestruali anche in caso di endometriosi (attenuazione dei dolori confermata)¹⁾
- Combinazione di calore ed elettrostimolazione nervosa (TENS)
- Calore e TENS applicabili separatamente
- Batteria ricaricabile



1 programma calore, 15 livelli di intensità TENS
Incl. 2 pad gel intercambiabili

LED per l'indicazione della funzione impostata
LED per l'indicazione di un livello basso della batteria ricaricabile
Forma ergonomica avvolgente
Intensità personalizzabile
Spegnimento automatico dopo 20 minuti
Fino a 6 applicazioni (6 x 20 min) per ogni carica della batteria

Dispositivo medico

Incl. batteria ricaricabile (320 mAh)
Incl. cavo USB
Incl. pratica custodia

5 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: 12 x 6
Cod. EAN: 4211125648541
Cod. art.: 648.54



EM 55 Menstrual Relax +



Rimedio contro i dolori mestruali

- Attenuazione dei dolori mestruali anche in caso di endometriosi
- Forma e superficie riscaldante più ampie, per un maggiore calore
- Combinazione di calore ed elettrostimolazione nervosa (TENS)
- Calore e TENS applicabili separatamente
- Batteria ricaricabile



1 programma calore, 15 livelli di intensità TENS
Incl. 4 pad gel intercambiabili

Flessibile e comodo – adatto a tutte le forme del corpo
LED per l'indicazione della funzione impostata
LED per l'indicazione di un livello basso della batteria ricaricabile
Forma ergonomica avvolgente
Intensità personalizzabile
Spegnimento automatico dopo 20 minuti
Fino a 6 applicazioni (6 x 20 min) per ogni carica della batteria

Dispositivo medico

Incl. batteria ricaricabile (1.000 mAh)
Incl. cavo USB
Incl. pratica custodia

5 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: 8 x 6
Cod. EAN: 4211125100599
Cod. art.: 100.59

EM 50 Pad gel



6 pad gel

- Utilizzabili con EM 50 Menstrual Relax

Dimensioni: 50 x 56 mm
6 pad gel autoadesivi

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125648497
Cod. art.: 648.49

EM 55 Pad gel



6 pad gel

- Utilizzabili con EM 55 Menstrual Relax +

Dimensioni: 61 x 89 mm
6 pad gel autoadesivi

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4056461100083
Cod. art.: 110.008

PT 20 PelviStrong



Dispositivi di allenamento del pavimento pelvico

- Può favorire la percezione, il potenziamento e il controllo attivo dei muscoli del pavimento pelvico indeboliti
- Training di potenziamento attivo in base al principio del biofeedback



Coni a forma di tampone di peso diverso

Incl. esercizi con istruzioni di allenamento
La superficie piacevolmente liscia consente una facile pulizia dopo l'utilizzo

Made in Germany
Senza lattice

5 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: 4211125790721
Cod. art.: 790.72

OT 20 BasalControl Basic



Termometro basale

- Visualizzazione di 2 cifre decimali
- In abbinamento con l'app "Ovy" per un controllo naturale del ciclo attraverso l'inserimento manuale della temperatura



Tempo di misurazione ca. 3 minuti (tempo di misurazione consigliato secondo NFP²⁾)
Tecnologia di misurazione a contatto
Adatto per misurazione orale e vaginale

Punta di misurazione flessibile
Impermeabile (IP 27)
Disinfettabile
Precisione di misurazione: $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ a $35,00^{\circ}\text{C}$ - $38,00^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $18,00^{\circ}\text{C}$ - $28,00^{\circ}\text{C}$) nell'intervallo di misurazione restante: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
1 posizione di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Con tappo di protezione
Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V
App gratuita "Ovy"

5 anni di garanzia

UV: 10 Cartone di trasporto: 18 x 10
Cod. EAN: 4211125791384
Cod. art.: 791.38

OT 30 Bluetooth® BasalControl Smart



Termometro basale

- Visualizzazione di 2 cifre decimali
- In abbinamento con l'app "Ovy" per un controllo naturale del ciclo
- Trasmissione dei risultati di misurazione direttamente all'app tramite Bluetooth®



Tempo di misurazione ca. 3 minuti (tempo di misurazione consigliato secondo NFP²⁾)
Tecnologia di misurazione a contatto
Adatto per misurazione orale e vaginale
Trasmissione dei dati via Bluetooth®
LED circolare per segnalare la misurazione e la trasmissione

Punta di misurazione flessibile
Impermeabile (IP 64)
Disinfettabile
Precisione di misurazione: $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ a $35,00^{\circ}\text{C}$ - $38,00^{\circ}\text{C}$ (temperatura ambiente $18,00^{\circ}\text{C}$ - $28,00^{\circ}\text{C}$) nell'intervallo di misurazione restante: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
30 posizioni di memoria
Spegnimento automatico
Segnale acustico di fine misurazione
Dispositivo medico
Con tappo di protezione
Incl. 1 batteria al litio CR 2032 da 3 V
Piena funzionalità solo con l'app "Ovy"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 12 x 4
Cod. EAN: 4211125791063
Cod. art.: 791.06

Calore per il benessere

Effetto benefico e sostenibilità: la nuova serie di prodotti Green Planet offre entrambi i vantaggi.

Stare al caldo fa bene. E se allo stesso tempo puoi contribuire a un **ambiente sostenibile e più sano**, tanto meglio! La nuova serie di prodotti **Green Planet di Beurer** offre entrambi i vantaggi: **dona un benefico calore e fa qualcosa di buono per l'ambiente.**



Green Planet



HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet
Cod. art.: 200.17



UB 60
Green Planet
Cod. art.: 300.36



HD 75 Nordic Grey
Green Planet
Cod. art.: 400.00

Termocoperta HD 75 Nordic Grey Green Planet

Termocoperta relax

lato superiore e inferiore extramorbidi
in **materiale riciclato al 100%**



Comodo interruttore

6 livelli di temperatura, corpo
dell'interruttore per circa il
50% in materiale riciclato



Beurer GmbH è certificata secondo lo standard GRS, che traccia e certifica il poliestere riciclato dalla fonte al prodotto finito.
Control Union 1142381



**CONTRIBUISCI
ANCHE TU**

I prodotti **Green Planet** si basano su una **gestione responsabile** delle risorse e su un **ambiente vivibile a lungo**.

Proteggi l'ambiente con noi:
siamo al tuo fianco.

"Il risparmio delle risorse e l'impegno sociale fanno parte della nostra filosofia aziendale. Ognuno di noi è responsabile per il clima.

*Abbiamo fatto della salute e del benessere il nostro vessillo e per questo mi sta particolarmente a cuore **contribuire a creare un pianeta in cui valga la pena di vivere per i nostri figli e le generazioni future.**"*



Marco Bühler, Amministratore delegato e CEO



Sostenibile fin dall'inizio: una catena
del valore verificata e certificata.




Il **Global Recycled Standard (GRS)** verifica la percentuale di materiali riciclati e traccia il percorso dalla fonte al prodotto finale.

Beurer GmbH è certificata secondo il Global Recycled Standard.
Control Union 1142381
Sono certificati solo i prodotti che riportano un'etichetta e una dicitura Global Recycled Standard.

Ulteriori informazioni su Beurer Green Planet:



Catena di fornitura verificata e certificata



* Fase di lavoro certificata ** Fornitura di materiale certificata

HK 72 To Go	HK 25	HK 35
		
Cintura riscaldante da viaggio con batteria ricaricabile - Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio - Ca. 4 ore di funzionamento a batteria - Non si vede, può essere indossata sotto agli indumenti	Termoforo Con riscaldamento rapido	Termoforo Con riscaldamento rapido
		
 		
Superficie extramorbida combinata con neo-prene estensibile		
Avvolgente e non irritante per la pelle		
Riscaldamento rapido		Riscaldamento rapido
4 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura
Controllo della temperatura con spegnimento di sicurezza	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.	Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.	Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
	Accurata regolazione elettronica della temperatura	Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati
Batteria estraibile, tempo di ricarica ca. 2-3 ore	Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile
	Igienico involucri protettivo in plastica	Igienico involucri protettivo in plastica
	Rivestimento in cotone	Rivestimento in micropile
Dimensioni ca. 125 (lung.) x 18 (largh.) cm	Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm	Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C	Rivestimento: lavabile in lavatrice a 40 °C	Rivestimento: Lavabile in lavatrice a 30 °C
4 Watt	100 Watt	100 Watt
	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
Incl. batteria da 7,4 V, 2500 mAh		
Incl. caricabatteria		
3 anni di garanzia	3 anni di garanzia	3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -	UV: 10 Cartone di trasporto: -	UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125225919	Cod. EAN: 4211125255022	Cod. EAN: 4211125260026
Cod. art.: 225.91	Cod. art.: 255.02	Cod. art.: 260.02



HK 42 Supercosy	HK Comfort Cosy	HK 45 Cosy
		
Termoforo con superficie supersoffice Supersoffice	Termoforo Morbido termoforo felpato	Termoforo Superficie estremamente morbida
		
   	   	   
Superficie morbidissima	Superficie extramorbida	Superficie extramorbida
Traspirante	Traspirante	Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle	Avvolgente e non irritante per la pelle	Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido	Riscaldamento rapido	Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.	Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.	Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura	Accurata regolazione elettronica della temperatura	Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante morbidissimo	Elemento riscaldante in micropile	Elemento riscaldante in micropile
Dimensioni ca. 44 (lung.) x 33 (largh.) cm	Dimensioni ca. 44 (lung.) x 33 (largh.) cm	Dimensioni ca. 44 (lung.) x 33 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C	Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C	Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C
100 Watt	100 Watt	100 Watt
OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
3 anni di garanzia	3 anni di garanzia	3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -	UV: 5 Cartone di trasporto: -	UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125273781	Cod. EAN: 4211125273927	Cod. EAN: 4211125273033
Cod. art.: 273.78	Cod. art.: 273.92	Cod. art.: 273.03

HK 48 Cosy



Cuscino riscaldante da divano

- Superficie estremamente morbida
- Cuscino reversibile
- Con cuscino interno



HK 49 Cosy



Termoforo per addome e schiena

- Superficie estremamente morbida
- Ampia fascia elastica per il massimo comfort e un facile fissaggio



HK 53 Cosy



Termoforo per schiena e cervicale

- Superficie estremamente morbida
- Forma anatomica
- Regolabile individualmente tramite cintura e chiusura a strappo soft sul collo



HK 54 Cosy



Termoforo per spalle

- Superficie estremamente morbida



HK 58 Cosy



Termoforo per schiena e cervicale

- Forma anatomica
- Regolabile individualmente tramite cintura e chiusura a strappo soft sul collo
- Interruttore a LED




HK 115 Cosy



Termoforo


- Estremamente avvolgente
- Interruttore a LED
- A forma di farfalla



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Rivestimento con elemento riscaldante integrato
Cuscino interno (non lavabile)
Dimensioni ca. 40 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125275013
Cod. art.: 275.01



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Dimensioni ca. 69 (lung.) x 28 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125213145
Cod. art.: 213.14



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Dimensioni ca. 62 (lung.) x 42 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125215132
Cod. art.: 215.13



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Dimensioni ca. 56 (lung.) x 52 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125216160
Cod. art.: 216.16



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Rivestimento in micropile
Dimensioni ca. 62 (lung.) x 42 (largh.) cm
Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125215057
Cod. art.: 215.05



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Rivestimento in micropile
Dimensioni ca. 47 (lung.) x 34 (largh.) cm
Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125274047
Cod. art.: 274.04

HK 123 XXL Cosy Grey



Termoforo XXL

- Formato XXL 60 x 30 cm
- Superficie estremamente morbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile

Dimensioni ca. 60 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125274061
Cod. art.: 274.06

HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet



Termoforo XXL

- Lato superiore/inferiore al 100% in materiale riciclato
- Corpo dell'interruttore per circa il 50% in materiale riciclato
- Imballaggio al 100% in cartone riciclato
- Formato XXL 60 x 30 cm
- Superficie estremamente morbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Livelli di temperatura Eco (livello 1 e 2)

Dimensioni ca. 60 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125 20017 6
Cod. art.: 200.17




HK 123 XXL Nordic Taupe



Termoforo XXL

- Formato XXL 60 x 30 cm
- Materiale esterno di lusso
- Morbido e straordinariamente avvolgente



Morbido termoforo felpato
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile

Dimensioni ca. 60 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125274160
Cod. art.: 274.16

HK 125 XXL Cosy Grey



Termoforo XXL

- Formato XXL 60 x 40 cm
- Superficie estremamente morbida
- Interruttore a LED



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in micropile
Rivestimento in micropile

Dimensioni ca. 60 (lung.) x 40 (largh.) cm
Elemento riscaldante/rivestimento: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125274139
Cod. art.: 274.13

HK 55 Easyfix



Termoforo multifunzione

- Fissaggio semplice e rapido per addome, schiena e articolazioni
- Se arrotolato, utilizzabile anche come termoforo per cervicale



Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile
Elemento riscaldante in velours

Dimensioni ca. 59 (lung.) x 30 (largh.) cm
Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C

100 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125214135
Cod. art.: 214.13

Informazioni su OEKO-TEX ®

La bella sensazione che dà la sicurezza.

Tutti i prodotti termici Beurer con questo simbolo sono certificati secondo lo **standard OEKO-TEX ® 100** e vengono sottoposti regolarmente a controlli sulle sostanze nocive.



TS 15

Coprimaterasso termico

- Non scivola grazie al fissaggio al materasso
- Lato superiore: vello

TS 19

Coprimaterasso termico

- Lato superiore: vello

TS 23

Coprimaterasso termico

- Con stampa
- Lato superiore: vello

30° machine washable super breathable	OEKO-TEX® STANDARD 100 30° machine washable super breathable	OEKO-TEX® STANDARD 100 30° machine washable super breathable
Traspirante	Traspirante	Traspirante
3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati
Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile
Lato superiore: vello, lato inferiore: vello	Lato superiore: vello, lato inferiore: vello	Lato superiore: vello, lato inferiore: vello
Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm	Dimensioni ca. 130 (lung.) x 75 (largh.) cm	Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
Lavabile in lavatrice a 30 °C	Lavabile in lavatrice a 30 °C	Lavabile in lavatrice a 30 °C
60 Watt	50 Watt	60 Watt
	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -	UV: 6 Cartone di trasporto: -	UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125303006	Cod. EAN: 4211125304065	Cod. EAN: 4211125314811
Cod. art.: 303.00	Cod. art.: 304.06	Cod. art.: 314.81

TS 26 XXL

Coprimaterasso termico matrimoniale

- Per 2 persone
- 2 interruttori per 2 zone termiche individuali
- Lato superiore: vello

UB 30

Coprimaterasso termico

- Lato superiore: cotone

UB 33

Coprimaterasso termico

- Con stampa
- Lato superiore: cotone

OEKO-TEX® STANDARD 100 30° machine washable super breathable for 2 persons	OEKO-TEX® STANDARD 100 30° machine washable super breathable cotton upper	OEKO-TEX® STANDARD 100 30° machine washable super breathable cotton upper
Traspirante	Traspirante	Traspirante
2 interruttori	3 livelli di temperatura	3 livelli di temperatura
2 zone con 3 livelli di temperatura ciascuna	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)	Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)		
Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati	Livelli di temperatura illuminati
Interruttori rimovibili	Interruttore rimovibile	Interruttore rimovibile
Lato superiore: vello, lato inferiore: vello	Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello	Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello
Dimensioni ca. 150 (lung.) x 140 (largh.) cm	Dimensioni ca. 130 (lung.) x 75 (largh.) cm	Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm
Lavabile in lavatrice a 30 °C	Lavabile in lavatrice a 30 °C	Lavabile in lavatrice a 30 °C
2 x 60 Watt	50 Watt	60 Watt
OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -	UV: 5 Cartone di trasporto: -	UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125317164	Cod. EAN: 4211125306007	Cod. EAN: 4211125314002
Cod. art.: 317.16	Cod. art.: 306.00	Cod. art.: 314.00



UB 53 Teddy Single



Coprimaterasso termico

- Parte superiore in morbido peluche
- Interruttore a LED



UB 56 Teddy Double



Coprimaterasso termico matrimoniale

- Formato maxi: ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm
- Per 2 persone
- 2 interruttori per 2 zone termiche individuali
- Parte superiore in morbido peluche
- Interruttore a LED




UB 60



Coprimaterasso termico

- Con morbido vello
- Interruttore a LED
- Con stampa



Traspirante

4 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 5 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 421125326029

Cod. art.: 326.02



Traspirante

2 interruttori

2 zone con 4 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttori rimovibili

Lato superiore: peluche; lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 160 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

2 x 60 Watt


OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 421125319021

Cod. art.: 319.02



Traspirante

4 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore: vello morbido, lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 421125360023


Cod. art.: 360.02

UB 60 Green Planet



Coprimaterasso termico

- Lato superiore e inferiore per circa l'80% in materiale riciclato
- Corpo dell'interruttore per circa il 50% in materiale riciclato
- Imballaggio al 100% in cartone riciclato
- Lato superiore/lato inferiore: vello morbido



Traspirante

4 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile

Lato superiore/lato inferiore: vello morbido

Livelli di temperatura Eco (livello 1 e 2)

Dimensioni ca. 150 (lungh.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 421125300364

Cod. art.: 300.36



Informazioni sul prodotto UB 60 Green Planet

Dormire bene in modo sostenibile:
il coprimaterasso termico per fare sogni d'oro.



Il **coprimaterasso termico UB 60** della **gamma Green Planet** ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per **un sonno ristoratore**. Il lato superiore e quello inferiore sono realizzati in **morbido vello e per circa l'80% in materiale riciclato**. Anche il corpo del comodo interruttore è stato realizzato per circa il 50% in materiali riciclati. Questo rappresenta un **vantaggio sia per il benessere che per l'ambiente**.



Il **Global Recycled Standard (GRS)** verifica la percentuale di materiali riciclati e traccia il percorso dalla fonte al prodotto finale.

Beurer GmbH è certificata secondo il Global Recycled Standard. Control Union 1142381

Sono certificati solo i prodotti che riportano un'etichetta e una dicitura **Global Recycled Standard**.

Ulteriori
informazioni su
Beurer Green
Planet:



UB 64



Coprimaterasso termico con elastici

- Pratica funzione di lenzuolo con angoli
- Lato superiore: tessuto misto



UB 68 XXL



Coprimaterasso termico matrimoniale

- Formato maxi: ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm
- Per 2 persone
- Interruttori a LED per 2 zone termiche impostabili separatamente
- Lato superiore in morbido vello




UB 90



Coprimaterasso termico comfort

- Interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
- Tempi di spegnimento selezionabili
- Funzione di riduzione automatica
- ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh
- Lato superiore: cotone



Traspirante

3 livelli di temperatura

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore

Livelli di temperatura illuminati

Interruttore rimovibile


Lato superiore: tessuto misto, lato inferiore: vello

Dimensione universale per 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100



Traspirante

2 interruttori

2 zone con 4 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico dopo ca. 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 4/3 al livello 2

Livelli di temperatura illuminati

Interruttori rimovibili


Lato superiore: vello morbido, lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lung.) x 160 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

2 x 60 Watt

OEKO-TEX ® 100



Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico impostabile 1 - 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125362010

Cod. art.: 362.01

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125318055

Cod. art.: 318.05

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125370008

Cod. art.: 370.00





UB 100 Cosy



Coprimaterasso termico con elastici

- Interruttore LCD per zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
- Tempi di spegnimento selezionabili
- Funzione di riduzione automatica
- ECO Control: visualizzazione consumo corrente in kWh
- Superficie estremamente morbida (micropile)



Superficie extramorbida

Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico impostabile 1 - 12 ore

Dispositivo di riduzione automatica dopo 3 ore dal livello 7/8/9 al livello 6

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: micropile, lato inferiore: vello

Dimensione universale per 200 x 90 cm / 200 x 100 cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

60 Watt

OEKO-TEX ® 100

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125375003


Cod. art.: 375.00

UB 190 CosyNight



Coprimaterasso termico comfort

- Coprimaterasso termico controllato da app (WIFI)
- Controllo a casa e in viaggio
- Comando vocale mediante Amazon Alexa
- Creazione di programmi di calore personalizzati in base al giorno della settimana
- Zone termiche impostabili separatamente (corpo + piedi)
- Lato superiore in cotone



Traspirante

Riscaldamento rapido

2 zone con 9 livelli di temperatura ciascuna

Sistema di sicurezza Beurer (BSS)

Spegnimento automatico selezionabile

Abbassamento della temperatura nel programma di calore

Display LCD illuminato

Interruttore rimovibile

Lato superiore: cotone, lato inferiore: vello

Dimensioni ca. 150 (lung.) x 80 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

55 W

OEKO-TEX ® 100

Configurazione tramite Bluetooth®

Telecomando tramite WIFI

Piena funzionalità solo con l'app gratuita

"beurer CosyNight"

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125370015

Cod. art.: 370.01

Informazioni sull'app "beurer CosyNight"

Comando smart del calore quando si è fuori casa.

Preriscalda comodamente il coprimaterasso da fuori casa. Puoi selezionare il livello di riscaldamento e la zona da riscaldare facilmente tramite app. A casa ti attenderà un letto caldo e accogliente.



Extra: salva il tuo programma di riscaldamento personalizzato per ogni giorno nell'app.

In questo modo il tuo programma di benessere si avvierà automaticamente senza doverci pensare. Semplicemente geniale!

FW 20 Cosy Grey



Scaldapiedi

- Anche per piedi grandi (fino al numero di scarpa 47)
- Estremamente morbido



Superficie extramorbida
Traspirante
Riscaldamento rapido
3 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 90 min.
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Livelli di temperatura illuminati

Lato superiore: micropile, calza copripiedi: supersoffice

Dimensioni ca. 32 (lung.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm
Calza copripiedi estraibile supersoffice, lavabile in lavatrice a 30 °C
Adatto fino al numero 47
100 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125531065
Cod. art.: 531.06

FWM 45



Scaldapiedi con massaggio

- Anche per piedi grandi (fino al numero di scarpa 47)
- Calore e massaggio utilizzabili separatamente



2 livelli di massaggio
2 livelli di temperatura

Calza copripiedi: peluche

Dimensioni ca. 32 (lung.) x 26 (largh.) x 26 (alt.) cm
Calza copripiedi in peluche estraibile, lavabile a mano
Adatto fino al numero 47
16 Watt

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125533014
Cod. art.: 533.01

Informazioni sul prodotto FWM 45

Metti comodi i tuoi piedi.

Togli le calze e via. La morbidissima calza copripiedi in peluche estraibile è adatta anche per piedi grandi. Concedi ai tuoi piedi un piacevole **massaggio** e, se lo desideri, attiva la **funzione calore**.




HD 75 Cosy Taupe



Termocoperta

- Extramorbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125424008
Cod. art.: 424.00

HD 75 Cosy White



Termocoperta

- Extramorbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle
6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125424169
Cod. art.: 424.16

HD 75 Cosy Dark Grey



Termocoperta

- Extramorbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C

100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125421069
Cod. art.: 421.06




HD 75 Cosy Ocean



Termocoperta

- Extramorbida



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C
100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125421083
Cod. art.: 421.08




HD 75 Nordic Taupe



Termocoperta

- Materiale esterno di lusso
- Morbida e straordinariamente avvolgente



Superficie lussuosamente morbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 180 (lung.) x 130 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C
100-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125421038
Cod. art.: 421.03




HD 75 Nordic Grey Green Planet



Termocoperta

- Lato superiore/inferiore al 100% in materia-
le riciclato
- Corpo dell'interruttore per circa il 50% in
materiale riciclato
- Imballaggio al 100% in cartone riciclato
- Extramorbida



Morbida e straordinariamente avvolgente
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Livelli di temperatura Eco (livello 1 e 2)
Dimensioni ca. 130 (lung.) x 180 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C
90-110 Watt
OEKO-TEX ® 100

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125400002
Cod. art.: 400.00





HD 150 XXL Cosy Taupe



Termocoperta

- Extramorbida
- Formato XXL



Superficie extramorbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 200 (lung.) x 150 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C
150 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125431037
Cod. art.: 431.03

HD 150 XXL Nordic Taupe



Termocoperta

- Materiale esterno di lusso
- Morbida e straordinariamente avvolgente
- Formato XXL



Superficie lussuosamente morbida
Traspirante
Avvolgente e non irritante per la pelle

6 livelli di temperatura
Sistema di sicurezza Beurer (BSS)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 ore
Accurata regolazione elettronica della temperatura
Spia di funzionamento illuminata
Interruttore rimovibile
Micropile

Dimensioni ca. 200 (lung.) x 150 (largh.) cm

Lavabile in lavatrice a 30 °C
150 Watt
OEKO-TEX ® 100


3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125431051
Cod. art.: 431.05



Relax e massaggio

Il concetto di "hygge" si fa strada con bellissimi prodotti per il tuo benessere.

Hygge. È il nome di una **tendenza danese di benessere** molto apprezzata. Beurer ha sapientemente adottato questo stile. **Tessuti di alta qualità, colori sobri**, un'atmosfera accogliente e il **massimo relax**: con la HomeLine di Beurer ogni casa diventa un'oasi di benessere.



home
LINE



Cuscino massaggiante a batteria con funzione calore MG 139

2 in 1

benefico massaggio e funzione calore in un unico prodotto

Funzione calore

2 livelli selezionabili

Igienico

rivestimento del cuscino rimovibile e lavabile

Flessibile

senza fastidiosi cavi: goditi il relax con il funzionamento a batteria

Linea Green Planet

imbottitura e rivestimento interno in tessuto in materiale riciclato

Versione Beige

Versione Mint

Rilassamento

massaggio rilassante per schiena, cervicale, braccia e gambe

Shiatsu

4 testine rotanti per massaggio shiatsu



INNAMORATI

I prodotti **HomeLine** ti faranno innamorare: sono eleganti e ti faranno dimenticare la quotidianità in completo relax. Oltre ai prodotti per massaggi sono disponibili anche il **purificatore d'aria LR 401** e il **diffusore aromatico LA 35** (pagina 157).



Sedile per massaggio shiatsu MG 330:
in due piacevoli colori.

Zona cervicale flessibile

altezza e inclinazione regolabili

Comodo e pratico

con interruttore e tasca
integrata



Massaggio alla cervicale

testine massaggianti 4D che
simulano il massaggio manuale

Massaggio alla schiena

sistema a 4 testine massaggianti
con rotazione in coppia

Massaggio personalizzato

3 zone di massaggio selezionabili
singolarmente, ciascuna con 2 livelli
di intensità



Massaggiatore plantare shiatsu 2 in 1 FM 120:
utilizzabile come poggipiedi e per il massaggio.



Design e funzionalità

energico massaggio shiatsu
e ad aria compressa



Calore extra

funzione calore attivabile

Doppio vantaggio

comodo poggipiedi o rilassante
massaggio di riflessologia plantare



Igienico


rivestimento estraibile
e lavabile



Un'accoppiata vincente! Il massaggiatore plantare
shiatsu FM 120 è perfetto da abbinare al sedile per
massaggio shiatsu MG 330. **L'abbinamento perfetto per
rilassarsi a casa!**



Massaggiatore MG 18 Mini:
per benefiche pause di rilassamento.



MASSAGGIO TO GO

Con il nuovo design caratteristico di Beurer, il massaggiatore mini To Go porta rapidamente **relax e benessere** nella tua vita quotidiana, ovunque ti trovi.



Flessibile in viaggio

piccolo e maneggevole, per l'uso a casa, in ufficio o in viaggio

Pause di rilassamento

ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe

Benefica vibrazione

massaggio vibrante dolce

Massaggiatore MG 24 con funzione calore:
massaggio vibrante delicato come vuoi tu.



Livelli d'intensità

puoi scegliere tra due livelli di intensità

Massaggio personalizzato

due diversi programmi di massaggio preimpostati

Funzione calore

attivabile se lo si desidera



Accessori per massaggio

tre accessori per massaggio intercambiabili per rilassarti dove serve



IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

L'impugnatura ergonomica antiscivolo e il design compatto semplificano l'utilizzo.

MG 280



- Tappetino per yoga/stretching**
- Svariate applicazioni per l'allungamento della muscolatura e il rilassamento
 - Per una maggiore flessibilità e mobilità
 - Con 7 camere d'aria per simulare esercizi di yoga e stretching



- Per il massaggio e lo stretching nella zona di cervicale, spalle e schiena
- 7 camere d'aria
- 4 programmi predefiniti
- 3 livelli di intensità
- Funzione calore attivabile
- Massaggio vibrante attivabile
- Facile da usare tramite interruttore
- Pieghevole e dotato di pratico nastro con chiusura a strappo per il bloccaggio
- Maniglia per un comodo trasporto

Spegnimento automatico

36 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643492

Cod. art.: 643.49




Informazioni sul prodotto MG 280

Sempre al tuo fianco:
il tuo maestro di yoga personale a casa.



Goditi **esercizi mirati per la zona cervicale, dorsale e delle spalle**. Le camere d'aria simulano **esercizi di yoga e stretching** e ti guidano nel tuo allenamento personale. Scegli tra quattro programmi predefiniti con tre livelli di intensità ciascuno.

7 camere d'aria posizionate in modo ottimale si adattano al tuo corpo e allungano in modo mirato le zone importanti per te. Con il comando comfort puoi gestire l'utilizzo in modo personalizzato. **Relax, flessibilità e mobilità quando vuoi.**



MG 16 verde / rosso



- Massaggiatore mini**
- Massaggio vibrante dolce
 - Pause di rilassamento a casa, in ufficio o in viaggio
 - Disponibile nei colori verde e rosso



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Massaggio to go
- Massaggio vibrante dolce
- Pause di rilassamento
- Piccolo e maneggevole
- Luce a LED
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: verde: 4211125646165

Cod. art.: verde: 646.16

Cod. EAN: rosso: 4211125646158

Cod. art.: rosso: 646.15

MG 18



- Massaggiatore mini**
- Massaggio to go
 - Massaggio vibrante dolce
 - Pause di rilassamento a casa, in ufficio o in viaggio



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Massaggio to go
- Massaggio vibrante dolce
- Pause di rilassamento
- Piccolo e maneggevole
- Luce a LED
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 8 Cartone di trasporto: 3 x 8

Cod. EAN: 4211125102555

Cod. art.: 102.55

MG 24



- Massaggiatore con funzione calore**
- Massaggio vibrante rilassante e benefico
 - Funzione calore attivabile
 - 3 accessori per massaggio intercambiabili



- Ideale per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Massaggio to go
- Massaggio vibrante dolce
- Pause di rilassamento
- Piccolo e maneggevole
- Luce a LED
- Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
- 2 livelli di intensità
- Impostazione alta: 4.600 ±15% giri/minuto
- Impostazione bassa: 3.600 ±15% giri/minuto
- 2 programmi di massaggio preimpostati
- 3 accessori per massaggio intercambiabili
- Facile da usare
- Impugnatura antiscivolo

5 Watt

3 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125102562

Cod. art.: 102.56



Massaggiatore a raggi infrarossi

- Benefico massaggio vibrante
- Testina massaggiante ruotabile e impugnatura regolabile
- Ideale per un massaggio mirato sui punti energetici



Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

4 accessori per massaggio intercambiabili:
2 testine a noduli, accessorio spazzola, testina conica

3 funzioni:
massaggio vibrante, riscaldamento a raggi infrarossi,
massaggio vibrante con riscaldamento a raggi infrarossi

Impugnatura con triplice regolazione

Testina massaggiante ruotabile: 180 °

12 Watt

3 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125648251

Cod. art.: 648.25



Massaggiatore a impulsi

- Massaggio a impulsi ad azione profonda e rilassante
- Per il rilassamento e lo scioglimento della muscolatura



Intensità di massaggio a regolazione continua

Funzione calore, attivabile

3 accessori per massaggio intercambiabili:
testina a noduli, testina rotonda, testina cilindrica

Accessori intercambiabili con blocco rotazione per una tenuta sicura e facili da usare

Impugnatura antiscivolo

Forma ergonomica

20 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125643201

Cod. art.: 643.20



Massaggiatore a raggi infrarossi

- Massaggio a impulsi ad azione profonda per il rilassamento
- Svariate applicazioni tramite impugnatura rimovibile



Intensità di massaggio a regolazione continua

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili:
testina morbida, testina a noduli

2 funzioni:
massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con riscaldamento a raggi infrarossi

Impugnatura antiscivolo rimovibile con superficie Soft Touch

22 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125649050

Cod. art.: 649.05



Massaggiatore a raggi infrarossi

- Massaggio a impulsi ad azione profonda per il rilassamento
- Massaggio a testina doppia



Intensità di massaggio a regolazione continua

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili:
testina a noduli, testina a cinque punte

2 funzioni:
massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con riscaldamento a raggi infrarossi

Impugnatura antiscivolo

35 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125649012

Cod. art.: 649.01



Massaggiatore a impulsi a raggi infrarossi

- Corpo in alluminio sabbato
- Utilizzabile sia da soli che con l'aiuto di qualcuno
- Massaggio a impulsi ad azione profonda e rilassante
- Massaggio a testina doppia



Velocità di massaggio regolabile su 5 livelli

Riscaldamento a raggi infrarossi, attivabile

2 accessori per massaggio intercambiabili:
testina a noduli, testina morbida

4 programmi di massaggio:
start, active, vital, relax

2 impugnature antiscivolo

Spia di funzionamento con retroilluminazione blu

20 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125649036

Cod. art.: 649.03



Massaggiatore a impulsi

- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata molto lunga di 2 ore – a intensità media
- Per il rilassamento della muscolatura e la rigenerazione dopo l'attività sportiva
- Benefico massaggio a impulsi ad azione profonda
- Utilizzabile con o senza impugnatura



Intensità di massaggio regolabile su 5 livelli

4 accessori per massaggio intercambiabili:
testina riscaldante, testina rinfrescante, testina morbida, testina punto di attivazione

Accessori intercambiabili con blocco rotazione per una tenuta sicura e facili da usare

2 funzioni:
massaggio a impulsi, massaggio a impulsi con testina riscaldante

Impugnatura rimovibile

Spia di funzionamento con retroilluminazione colorata

Batteria ricaricabile integrata, tempo di ricarica ca. 3 ore

Indicatore batteria ricaricabile e carica

Spegnimento automatico

22,5 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645229

Cod. art.: 645.22

MG 135



Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Forma universale del cuscino
- Con rivestimento rimovibile e lavabile
- Con funzione luce e calore



MG 139 Beige



Cuscino massaggiante a batteria con funzione calore

- Massaggio relax con varie applicazioni per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Massaggio shiatsu per rilassarsi e rigenerarsi
- Utilizzo flessibile grazie al funzionamento a batteria
- Rivestimento rimovibile e lavabile



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e calore

Rotazione in senso orario/antiorario

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

Svariate applicazioni grazie alla forma universale del cuscino

Con cavo di alimentazione extra lungo

Spegnimento automatico

18 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125644130

Cod. art.: 644.13



MG 139 Mint



Cuscino massaggiante a batteria con funzione calore

- Massaggio relax con varie applicazioni per schiena, cervicale, braccia e gambe
- Massaggio shiatsu per rilassarsi e rigenerarsi
- Utilizzo flessibile grazie al funzionamento a batteria
- Rivestimento rimovibile e lavabile



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Funzione calore attivabile a 2 livelli

2 livelli di velocità

Comando tramite elegante etichetta in similpelle

Imbottitura e rivestimento interno in materiale riciclato

Rivestimento rimovibile, lavabile

Svariate applicazioni grazie alla forma universale del cuscino

Tessuto comodo e pregiato

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 2 ore

Spegnimento automatico

28 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125102487

Cod. art.: 102.48

MG 145



Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Superficie extramorbida
- Con funzione luce e calore
- Con rivestimento in micropile rimovibile



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e calore

Superficie in micropile

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

Svariate applicazioni grazie alla forma universale del cuscino

Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio

12 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125644048

Cod. art.: 644.04



MG 147



Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Con interruttore
- Con rivestimento rimovibile
- Superficie in tessuto mesh traspirante
- Con funzione luce e calore



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia

Con funzione luce e calore

Rotazione in senso orario/antiorario

Superficie in tessuto mesh traspirante

Rivestimento rimovibile, lavabile in lavatrice

Svariate applicazioni grazie alla forma grande e universale del cuscino

Facile da usare tramite interruttore

Nastro con chiusura a strappo per il fissaggio

12 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643355

Cod. art.: 643.35

MG 149



Cuscino massaggiante shiatsu

- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Design ergonomico per un perfetto adattamento al corpo
- Con funzione luce e calore



4 testine per massaggio shiatsu – rotazione in coppia

Con funzione luce e calore

Rotazione in senso orario/antiorario

Superficie in simil-pelle: PU lavabile

Svariate applicazioni grazie alla forma grande e universale del cuscino

Fissaggio semplice e sicuro mediante fibbia

Spegnimento automatico

18 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125643034

Cod. art.: 643.03

MG 150



Massaggiatore cervicale


- Energico massaggio a impulsi ad azione profonda per il rilassamento
- Distende la muscolatura nelle zone di spalle e cervicale difficili da raggiungere



2 testine massaggianti a impulsi
6 programmi di massaggio
3 livelli di intensità
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Facile utilizzo con comandi direttamente sul dispositivo
Possibilità di impiego senza mani
Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
Spegnimento automatico
60 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125643058
Cod. art.: 643.05

MG 151



Massaggiatore shiatsu 3D

- Testine massaggianti 3D per una vera esperienza di massaggio
- Massaggio relax con varie applicazioni per spalle, cervicale, schiena e gambe
- Con funzione luce e calore



8 testine rotanti per massaggio shiatsu
Con funzione luce e calore
Rotazione in senso orario/antiorario
3 livelli di intensità
Facile utilizzo con comandi direttamente sull'apparecchio
Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
Spegnimento automatico
24 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125643089
Cod. art.: 643.08

MG 153



Massaggiatore cervicale 4D

- Massaggio di impastamento ad azione profonda per rilassare e sciogliere la muscolatura
- Testine massaggianti 4D che simulano l'azione manuale per una vera esperienza di massaggio
- Con rivestimento rimovibile e lavabile



4 rulli impastatori e 2 nodi di presa
Con funzione calore
Rotazione in senso orario/antiorario
2 livelli di intensità + 1 modalità di massaggio
Con rivestimento rimovibile e lavabile
Facile utilizzo con comandi direttamente sull'apparecchio
Pratiche maniglie per la regolazione manuale dell'intensità del massaggio
Spegnimento automatico
24 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125643102
Cod. art.: 643.10

MG 202



Sedile per massaggio shiatsu

- Energico massaggio shiatsu lungo la colonna vertebrale
- 2 livelli di velocità
- Facile da usare grazie al controllo monotasto
- Ultraleggero e sottile



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia
Movimento lungo la colonna vertebrale
2 livelli di intensità
Materiale della superficie pregiato e di facile manutenzione
Facile da usare grazie al controllo monotasto
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
18 Watt
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125102654
Cod. art.: 102.65

Informazioni sul prodotto MG 202

Leggero per la massima piacevolezza.

Particolarmente leggero e sottile, il **sedile per massaggio shiatsu MG 202** ti accompagna nei **momenti di relax** a casa. Il **rivestimento in tessuto**, bello e di facile manutenzione, ha un colore sobrio e si adatterà sicuramente anche al tuo stile.




Fai qualcosa di buono per la tua schiena concedendoti un energico **massaggio shiatsu lungo la colonna vertebrale**. Scegli la tua applicazione preferita con **due livelli di velocità**.



Il controllo monotasto consente un utilizzo semplice e non complicato.
Mettiti comodo e prenditi cura di te!

MG 206



Sedile per massaggio shiatsu


- Rilassante massaggio shiatsu per la schiena
- Con funzione timer
- Funzione luce e calore attivabile
- Ultraleggero e sottile
- Facile da usare
- Rivestimento in velours lavabile



4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia
Movimento lungo la colonna vertebrale
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Rivestimento area schiena in velours lavabile: 40 °C
Facile da usare tramite interruttore
Cuscino della seduta rimovibile
Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
Con funzione timer 5/10/15 minuti
18 Watt
3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125649135
Cod. art.: 649.13




- Sedile per massaggio shiatsu**
- Massaggio shiatsu per la cervicale regolabile in altezza
 - Rilassante massaggio shiatsu per la schiena
 - Massaggio sui punti energetici
 - Benefico massaggio con rulli
 - Funzione luce e calore attivabile
 - Rivestimento in velours lavabile



2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale
4 testine per massaggio shiatsu con rotazione in coppia o a rulli
Movimento lungo la colonna vertebrale
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
2 livelli di velocità
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Rivestimenti lavabili in tessuto mesh e in velours nelle aree schiena e cervicale: 40 °C
Facile da usare tramite interruttore
Cuscino della seduta rimovibile
Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
Con funzione timer 5/10/15 minuti
42 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125640378
Cod. art.: 640.37



- Sedile per massaggio shiatsu**
- Massaggio per la schiena 3D ad azione profonda
 - Massaggio shiatsu per la cervicale con regolazione elettrica dell'altezza
 - Massaggio sui punti energetici
 - Benefico massaggio con rulli
 - Funzione luce e calore attivabile
 - Seduta riscaldata
 - Rivestimento area cervicale lavabile



2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale
4 testine rotanti per massaggio shiatsu con tecnica basculante 3D
Movimento lungo la colonna vertebrale
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
2 livelli di velocità
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Rivestimento lavabile in tessuto mesh nell'area cervicale: 40 °C
Rivestimento lavabile in PU nell'area schiena: 40 °C
Facile da usare tramite interruttore
Seduta ergonomica a guscio
Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
Con funzione timer 5/10/15 minuti
48 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125640538
Cod. art.: 640.53



- Sedile per massaggio shiatsu**
- Massaggio completo per il corpo ad azione profonda con sistema a 4 testine massaggianti
 - Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, oscillante e con rulli
 - Benefico massaggio per la cervicale
 - Superficie massaggiante extralarge
 - Funzione luce e calore attivabile
 - Rivestimento lavabile in tessuto mesh



Sistema a 4 testine massaggianti personalizzabile
Movimento lungo la colonna vertebrale
3 programmi di massaggio automatico
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
Testine massaggianti regolabili in larghezza su 4 livelli
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Rivestimento lavabile in tessuto mesh nell'area schiena: 40 °C
Seduta ergonomica con superficie massaggiante XL
Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
Con funzione timer 5/10/15 minuti
60 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125640637
Cod. art.: 640.63



- Sedile ad aria compressa per massaggio shiatsu**
- Massaggio 3 in 1 ad azione profonda con massaggio shiatsu, massaggio ad aria compressa e massaggio sui punti energetici
 - Benefico massaggio per la cervicale
 - Funzione luce e calore attivabile
 - Rivestimento lavabile nelle aree cervicale e schiena



2 elementi massaggianti rotanti per massaggio shiatsu alla cervicale
Sistema a 4 testine massaggianti con rotazione in coppia
Massaggio ad aria compressa nella zona della vita e delle cosce
Movimento lungo la colonna vertebrale
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
3 livelli d'intensità del massaggio ad aria compressa
Superficie in simil-pelle: PU lavabile
Rivestimenti lavabili in tessuto mesh e in velours nelle aree schiena e cervicale: 40 °C
Facile da usare tramite interruttore
Seduta ergonomica a guscio
Possibilità di riporlo nell'armadio grazie al pratico gancio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Nastri con chiusura a strappo per il fissaggio
Con funzione timer 5/10/15 minuti
35 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125648091
Cod. art.: 648.09




- Sedile per massaggio shiatsu**
- Massaggio shiatsu ad azione profonda
 - Combinazione di testine massaggianti 4D nella zona della cervicale e sistema a 4 testine massaggianti nella zona della schiena per il massimo rilassamento
 - Perfetta integrazione nell'ambiente domestico grazie al design moderno e al tessuto di alta qualità



Sistema a 4 testine massaggianti con rotazione in coppia
Testine massaggianti 4D che simulano il massaggio manuale nella zona cervicale
Funzione Spot per un massaggio mirato
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
2 livelli di intensità
Zona cervicale regolabile in altezza e inclinazione
Rivestimento rimovibile e lavabile per zona cervicale e di seduta: 30 °C
Facile da usare tramite interruttore
Seduta ergonomica a guscio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Tessuto comodo e pregiato
Materiale di facile manutenzione
36 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100391
Cod. art.: 100.39



- Sedile per massaggio shiatsu**
- Massaggio shiatsu ad azione profonda
 - Combinazione di testine massaggianti 4D nella zona della cervicale e sistema a 4 testine massaggianti nella zona della schiena per il massimo rilassamento
 - Perfetta integrazione nell'ambiente domestico grazie al design moderno e al tessuto di alta qualità



Sistema a 4 testine massaggianti con rotazione in coppia
Testine massaggianti 4D che simulano il massaggio manuale nella zona cervicale
Funzione Spot per un massaggio mirato
3 zone di massaggio selezionabili singolarmente
2 livelli di intensità
Zona cervicale regolabile in altezza e inclinazione
Rivestimento rimovibile e lavabile per zona cervicale e di seduta: 30 °C
Facile da usare tramite interruttore
Seduta ergonomica a guscio
Utilizzabile su tutti i sedili sufficientemente profondi e dotati di schienale
Solido corpo per la zona dorsale
Tessuto comodo e pregiato
Materiale di facile manutenzione
36 Watt
3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100315
Cod. art.: 100.31



- Poltrona per massaggi shiatsu**
- Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, a impulsi, di impastamento e con rulli
 - Massaggio vibrante rilassante nell'area seduta e piedi
 - Schienale e supporto piedi regolabili automaticamente
 - Interruttore senza cavo



Massaggio completo per il corpo regolabile con sistema a 4 testine massaggianti

Massaggio vibrante rilassante nell'area seduta e piedi

3 programmi di massaggio automatici selezionabili: Relax, Health, Therapy

3 intensità impostabili per il massaggio vibrante

Superficie in simil-pelle: PU lavabile

Interruttore senza cavo

Ruotabile di 180°

Dimensioni: lungh. x largh. x alt.: 73 x 109 x 102 cm

Peso: 51 kg

120 Watt

2 anni di garanzia

UV: 1 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640170

Cod. art.: 640.17



- Poltrona massaggiante deluxe**
- Scansione corporea automatica
 - Massaggio shiatsu, a impulsi, di impastamento e con rulli
 - Massaggio a pressione attivabile separatamente per area seduta, polpacci e piedi
 - Massaggio parziale e mirato sui punti energetici
 - Schienale e supporto piedi regolabili automaticamente
 - Posizione seduta flessibile



Massaggio completo per il corpo regolabile con sistema a 4 testine massaggianti

Massaggio a pressione attivabile separatamente per area seduta, polpacci e piedi

3 programmi di massaggio automatici selezionabili: Relax, Refresh, Therapy

5 tipi di massaggio selezionabili

3 livelli di intensità per il massaggio ad aria compressa

Testine massaggianti regolabili in larghezza su 3 livelli

Posizione relax: posizione orizzontale

Superficie in simil-pelle: PU lavabile

Interruttore con grande display illuminato

2 rotelle per il trasporto

Dimensioni: lungh. x largh. x alt.: 73 x 117 x 130 cm

Peso: 61 kg

200 Watt

2 anni di garanzia

UV: 1 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125640156

Cod. art.: 640.15



- Massaggiatore plantare shiatsu**
- Benefico massaggio plantare shiatsu
 - Funzione calore, attivabile



Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione

Comodamente azionabile con il piede

Superficie in tessuto mesh traspirante

25 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645021

Cod. art.: 645.02



- Massaggiatore plantare shiatsu**
- Benefico massaggio plantare shiatsu
 - 18 testine per massaggio shiatsu
 - Funzione calore, attivabile



Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione

Comodamente azionabile con il piede

18 testine per massaggio shiatsu: 3 x 3 per ciascun piede

2 velocità di massaggio

Angolo di inclinazione personalizzabile grazie ai piedini regolabili in altezza

Superficie in tessuto mesh traspirante

50 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125649319

Cod. art.: 649.31



- Massaggiatore shiatsu per piedi e schiena**
- Utilizzo per piedi e schiena
 - Funzione calore attivabile per alleviare le contratture
 - 3 velocità di massaggio



Massaggio di riflessologia plantare e della schiena riattivante della circolazione

Comodamente azionabile con il piede

18 testine per massaggio shiatsu: 3 x 3 per ciascun piede

3 velocità di massaggio

Direzione di rotazione della testina massaggiante regolabile

Superficie in tessuto mesh traspirante

Rivestimento rimovibile e lavabile

36 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125100278

Cod. art.: 100.27



- Massaggiatore plantare**
- Energico e benefico massaggio shiatsu e ad aria compressa nelle zone delle piante dei piedi e dei talloni
 - Funzione calore, attivabile
 - Possibilità di selezionare 3 programmi di massaggio preimpostati



Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione

Massaggio ad aria compressa con 3 livelli d'intensità

3 programmi di massaggio preimpostati

Funzione calore attivabile

Rivestimento rimovibile e lavabile a mano

Adatto fino al numero 46

Indicazione di funzionamento tramite LED colorato sul pulsante

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645069

Cod. art.: 645.06



FM 120



Massaggiatore plantare shiatsu 2 in 1

- Benefico massaggio shiatsu e ad aria compressa nelle zone delle piante dei piedi e dei talloni
- Perfetta integrazione nell'ambiente domestico grazie al design moderno e al tessuto di alta qualità



Un massaggio di benessere non è mai stato così bello! Applicando la copertura, l'**FM 120** diventa un comodo **poggipiedi** che si integra in qualsiasi stile di arredamento. **All'interno si nasconde un'efficace unità di massaggio** per piedi stanchi. Il **massaggio a pressione stimola la circolazione sanguigna**, il calore attivabile **esplica un effetto benefico nelle stagioni più fredde**. Il rivestimento rimovibile è lavabile, l'interruttore senza cavo è estremamente pratico.

Oggi il massaggio deve quindi essere benefico, sempre a portata di mano e comodo.





Massaggio di riflessologia plantare riattivante della circolazione

Massaggio ad aria compressa con 3 livelli d'intensità

3 programmi di massaggio preimpostati

Funzione calore attivabile

Rivestimento rimovibile e lavabile a mano

Facile da usare tramite interruttore senza cavo

Indicazione di funzionamento tramite LED colorati

Adatto fino al numero 46

Piedini in gomma antiscivolo

Tessuto di alta qualità

Materiale di facile manutenzione

48 Watt

3 anni di garanzia

UV: 1 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125100292

Cod. art.: 100.29

Informazioni sul prodotto FM 120

Il tuo segreto per il puro relax: poggipiedi e massaggio plantare in un unico dispositivo.





Interruttore

funzionamento senza cavi



Fonte di energia

la potente unità di massaggio rinvigorisce i piedi stanchi

FB 12



Idromassaggiatore plantare

- Accessorio per massaggio





3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, mantenimento della temperatura dell'acqua

Accessorio per massaggio

Fondo che esalta i benefici del massaggio

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Apertura per lo scarico dell'acqua

Adatto fino al numero 50

60 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125632052

Cod. art.: 632.05

FB 20



Idromassaggiatore plantare

- Utilizzo pedicure
- 3 accessori pedicure intercambiabili con pratico aggancio





3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, mantenimento della temperatura dell'acqua

Benefica luce a raggi infrarossi

3 accessori pedicure intercambiabili con pratico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Possibilità di massaggio a secco

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Adatto fino al numero 48

120 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125636050

Cod. art.: 636.05

FB 21



Idromassaggiatore plantare

- Utilizzo pedicure
- Pratica maniglia





3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, mantenimento della temperatura dell'acqua

Benefica luce a raggi infrarossi

3 accessori pedicure intercambiabili con pratico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Adatto fino al numero 49

60 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125636067

Cod. art.: 636.06

Benessere

134

135

FB 30



Idromassaggiatore plantare

- Formato pieghevole
- Sistemazione salvaspazio



3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, mantenimento della temperatura dell'acqua
Benefica luce a raggi infrarossi

Accessorio per pedicure: pietra pomice

Fondo che esalta i benefici del massaggio

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Adatto fino al numero 45

60 Watt

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125638504


Cod. art.: 638.50

FB 35



Pediluvio profumato

- Rilassante aromaterapia
- Con applicazione magnetica e pedicure
- Filtro aromatico per l'utilizzo di prodotti da bagno



3 funzioni: massaggio vibrante, idromassaggio, mantenimento della temperatura dell'acqua
Benefica luce a raggi infrarossi
16 calamite integrate per l'applicazione magnetica

3 accessori pedicure intercambiabili con pratico aggancio

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Soletta che esalta i benefici del massaggio

Pratica maniglia

Protezione antispruzzo rimovibile

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Doppia parete per un isolamento termico più efficace

Adatto fino al numero 44

Filtro aromatico rimovibile per il semplice utilizzo di prodotti da bagno

140 Watt


3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125637057


Cod. art.: 637.05

FB 60



Idromassaggiatore plantare

- Potente riscaldamento acqua in 8 livelli: 34-48 °C
- Massaggio vibrante e idromassaggio rilassanti



3 programmi di massaggio preimpostati
Impostazione massaggio manuale opzionale
3 zone di temperatura

3 accessori pedicure intercambiabili

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Fondo che esalta i benefici del massaggio

Pratica maniglia

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Doppia parete per un isolamento termico più efficace

Adatto fino al numero 51

Display touch premium

Incl. custodia e sacchetto per asciugatura

630 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125632618


Cod. art.: 632.61

FB 65



Idromassaggiatore per il benessere plantare

- Potente riscaldamento acqua in 8 livelli: 34-48 °C
- Massaggio vibrante e idromassaggio rilassanti
- Illuminazione di atmosfera attivabile con 6 effetti luminosi



3 programmi di massaggio preimpostati
Impostazione massaggio manuale opzionale
3 zone di temperatura

Unità pedicure rotante

3 accessori pedicure intercambiabili

Rulli rimovibili per riflessologia plantare

Fondo che esalta i benefici del massaggio

Pratica maniglia

Paraspruzzi in caldo color legno

Piedini in gomma antiscivolo

Avvolgimento cavo

Doppia parete per un isolamento termico più efficace

Adatto fino al numero 51

Display touch premium

Incl. custodia e sacchetto per asciugatura

650 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125632311

Cod. art.: 632.31

Informazioni sugli idromassaggiatori plantari

Di tanto in tanto una piccola pausa di spumeggiante freschezza e relax.



Gli **idromassaggiatori plantari di Beurer** sono **estremamente rinvigorenti per i piedi stanchi e dolenti**. Puoi usare l'Idromassaggiatore plantare con acqua fredda per una dose extra di energia o sfruttare il **potente riscaldamento dell'acqua** dei nostri dispositivi.

Con i **diversi versatili accessori** la tua giornata di benessere dedicata alla cura dei piedi sarà perfetta.

Aria e aroma

Moderni, eleganti e igienici: ecco gli umidificatori ideali per la tua casa.

Umidificazione igienica dell'aria grazie alla tecnologia di evaporazione a freddo naturale. Con i nuovi LB 200 e LB 300 Plus di Beurer, durante l'umidificazione nell'aria ambiente vengono rilasciati fino al 99,9% di batteri in meno¹⁾. Per una casa sana e un benessere totale.



home
LINE

138 ¹⁾ Rispetto agli umidificatori a ultrasuoni standard, che non comprendono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, testato da un istituto indipendente.



Umidificatore LB 300 Plus

fino al
99,9%
di batteri in
meno¹⁾

Aria e aroma

Igienico

grazie all'evaporazione a freddo naturale

Indicatore a colori

per un'interpretazione rapida dell'umidità

Personalizzato

3 livelli di umidificazione e 3 livelli di velocità della ventola

Modalità notturna

funzionamento molto silenzioso e pannello di comando spento



Funzione di asciugatura filtro

per ridurre la formazione di batteri

Funzione timer

funzionamento regolabile da 1 a 9 ore

Moderno ed elegante

design adatto a un ambiente moderno

A TE LA SCELTA

La tecnologia di evaporazione a freddo è disponibile per due dispositivi. A seconda delle dimensioni della stanza, troverai la versione che fa per te.

LB 200



Umidificatori LB 200 e LB 300 Plus: umidificano i tuoi ambienti in modo naturale.

La **tecnologia di evaporazione a freddo** garantisce un'**umidificazione igienica** di ambienti **fino a 30 m²¹⁾** con l'**umidificatore LB 200** e fino a **45 m²¹⁾** con l'**LB 300 Plus**.

Il **filtro di evaporazione** si riempie d'acqua per effetto della capillarità. Attraverso la ventola, l'**aria secca** viene aspirata nel dispositivo e sfiora il **filtro**. Il contatto tra il flusso d'aria e la superficie umida del filtro fa evaporare l'acqua. L'aria umidificata viene quindi distribuita uniformemente nell'ambiente dalla **ventola**.



EVITARE I BATTERI CON DISPOSITIVI MODERNI E DI TENDENZA

La funzione di asciugatura del filtro consente al filtro di asciugarsi rapidamente dopo l'uso. In questo modo si riduce la formazione di batteri. Ciò rende l'utilizzo ancora più igienico.

Diffusore aromatico LA 35: per un'atmosfera di benessere in casa.



IL PROFUMO RENDE FELICI

Grazie alla nebulizzazione microsottile con ultrasuoni ultrasilenziosa, è ideale anche per l'uso in camera da letto. A risparmio energetico e bello da vedere, questo dispositivo è ideale per tutti gli oli aromatici idrosolubili. Il profumo per essere felici: provalo anche tu!

Profumazioni con effetto benefico

per ambienti fino a 20 m²

Spegnimento automatico

quando il serbatoio da 120 ml è vuoto, il dispositivo si spegne automaticamente

Illuminazione d'atmosfera

con luce a LED a 2 livelli




home
LINE

Design elegante

con raffinato rivestimento in tessuto



Filtro HEPA H13:
aria pulita senza compromessi.



Tutti i purificatori d'aria Beurer sono dotati di un **sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13** altamente efficace. Il filtro a maglia fine ad alta efficienza rimuove dall'aria quasi tutto ciò che potrebbe mettere a rischio la tua salute.

Viene filtrato fino al 99,95% di tutte le particelle di dimensioni pari o superiori a 0,3 µm. Per una casa sana.

I filtri a tre strati sono altamente efficaci contro:

- polvere domestica
- allergeni
- peli di animali
- odori
- pollini
- diversi batteri
- diversi virus
- gas nocivi

I test scientifici lo dimostrano:
elevata capacità filtrante fino al 99,95%.


Un sistema di filtro a tre strati con filtro HEPA H13¹⁾ filtra particelle di 0,02 µm (tipicamente i virus hanno una dimensione di 0,02-0,3 µm) almeno al 95%.²⁾³⁾ Le particelle di dimensioni ≥0,3 µm vengono filtrate addirittura fino al 99,95%.

1. Prefiltro

L'aria sporca entra e particelle di polvere domestica, peli e piccoli insetti vengono filtrati.

3. Filtro HEPA H13

L'aria viene ripulita da diversi batteri, virus, acari, polveri sottili e pollini.



2. Filtro ai carboni attivi

L'aria prefiltrata entra. Vengono eliminati gas nocivi, COV e odori.



IDEALE NON SOLO PER LE PERSONE ALLERGICHE

Anche per i più piccoli, un purificatore d'aria con filtro HEPA H13 è un vero toccasana. Protegge te e la tua famiglia dagli agenti ambientali dannosi in casa.


maremed®:
esclusivo simulatore d'aria di mare brevettato.

L'innovativo simulatore d'aria di mare **maremed®** funziona in base a una moderna tecnologia di filtraggio con l'aggiunta di un sale marino di origine naturale appositamente realizzato. **maremed®** può migliorare l'intensità della respirazione e il benessere generale.

Ingegneria tedesca, tecnologia precisa e spirito di sviluppo innovativo in un unico dispositivo.

Perfetto sia di giorno che di notte:

- **Umidificazione naturale** delle vie respiratorie senza formazione di vapore o depositi di sale.
- Utile in caso di disturbi asmatici, favorisce un **sonno ristoratore**.
- Grazie alla **modalità notturna** con funzionamento silenzioso e display spento, l'aria dell'ambiente viene arricchita anche durante il sonno.
- È adatto per **ambienti fino a 50 m²** e, grazie al design minimalista, può essere pulito con facilità e soprattutto senza aggiunta di prodotti chimici.
- **Eliminazione fino al 99%** dei batteri, virus e altri germi mediante l'irraggiamento UVC.



Sentire la forza del mare
a casa ad ogni respiro.

Tecnologia 5 in 1

depurazione, mineralizzazione, sterilizzazione, ionizzazione e umidificazione dell'aria in un unico dispositivo

Serbatoio dell'acqua XL da 6 litri

con spegnimento automatico e ampia bocca d'uscita dell'aria

Simulatore d'aria di mare maremed®

dispositivo innovativo e brevettato per la generazione di clima marino identico a quello naturale

Principio di funzionamento:

1. Il serbatoio dell'acqua viene riempito con il sale marino apposito e acqua.
2. I due prefiltri rimuovono dall'aria le particelle di impurità, pollini, peli di animali, polveri sottili e polvere domestica.
3. La lampada UVC elimina fino al 99% dei batteri, virus e microrganismi dall'acqua.
4. Attraverso il blocco evaporatore dell'acqua, l'aria che fluisce viene arricchita con minerali dell'acqua.
5. Ulteriore ionizzazione e depurazione per mezzo dell'elemento ionizzatore, prima che l'aria mineralizzata venga reimpressa nell'ambiente.



Massimo comfort di utilizzo


display LCD con pulsanti a sensore

Basta respirare profondamente

qualità di vita migliore per bambini e adulti

+ Sale marino apposito maremed®

65 utili minerali e microelementi liberano le vie respiratorie



LR 210



99,95 %
di capacità
filtrante

- Purificatore d'aria**
- Depurazione dell'aria con sistema di filtro a tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + filtro HEPA H13)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso con pannello comandi disattivato



air purification technology

ion function

timer function

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 26 m²

60 watts

eurolife GS

Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati

Depurazione dell'aria aggiuntiva tramite la funzione a ioni attivabile

3 livelli
Adatto per ambienti fino a 26 m² ¹⁾


Funzione timer (2, 4 o 8 ore)
Pannello di comando illuminato
Indicatore di cambio filtro
Spegnimento automatico di sicurezza
Ca. 60 Watt

3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125693008
Cod. art.: 693.00

LR 210 Filtri di ricambio



- Kit di filtri**
- Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA H13
 - Utilizzabile solo con LR 200/210
 - Capacità filtrante: 99,95%



Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati


UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125693015
Cod. art.: 693.01

LR 220



99,95 %
di capacità
filtrante

- Purificatore d'aria**
- Depurazione dell'aria con sistema di filtro a tre strati (prefiltro + filtro HEPA H13 + carboni attivi)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Con modalità turbo: purificazione rapida dell'aria
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso con pannello comandi disattivato



reddot winner 2022



air purification technology

turbo mode

timer function

illuminated control panel

2 stage blower setting

for rooms up to 37 m²

38 watts

eurolife GS

Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati

Con modalità turbo - purificazione rapida dell'aria

2 livelli + modalità turbo
Adatto per ambienti fino a 37 m² ¹⁾


Funzione timer (2, 4 o 8 ore)
Pannello di comando illuminato
Indicatore di cambio filtro
Spegnimento automatico di sicurezza
Circa 38 W

3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125663759
Cod. art.: 663.75

LR 220 Filtri di ricambio



- Filtri di ricambio**
- Prefiltro, filtro HEPA H13, filtro ai carboni attivi
 - Utilizzabile solo con LR 220
 - Capacità filtrante: 99,95%



Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati

UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125680077
Cod. art.: 680.07

LR 310



99,95 %
di capacità
filtrante

- Purificatore d'aria**
- Depurazione dell'aria con sistema di filtro a tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi + filtro HEPA H13)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Purificazione aggiuntiva tramite luce ultravioletta attivabile
 - Con funzione automatica intelligente: controllo adatto all'aria presente nell'ambiente





air purification technology

UV light

illuminated control panel

timer function

3 stage blower setting

for rooms up to 54 m²

50 watts

eurolife GS

Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati

Purificazione aggiuntiva tramite luce ultravioletta attivabile

3 livelli + funzione automatica
Adatto per ambienti fino a 54 m² ¹⁾

Funzione timer (2, 4 o 8 ore)
Pannello di comando illuminato
Indicatore di cambio filtro
Spegnimento automatico di sicurezza
Ca. 50 W


3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125660192
Cod. art.: 660.19



LR 310 Filtri di ricambio



- Kit di filtri**
- Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA H13
 - Utilizzabile solo con LR 300 / 310
 - Capacità filtrante: 99,95%



Depurazione dell'aria grazie al sistema di filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori, pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi vengono filtrati

UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125693022
Cod. art.: 693.02

LR 400 WIFI



99,95 %
di capacità fil-
trante

- Purificatore d'aria**
- Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)
 - Gestione e controllo confortevoli a casa e da fuori
 - Depurazione dell'aria con sistema di filtro a tre strati (prefiltro + filtro HEPA H13 + car-
boni attivi)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Sensore smart – riconosce le polveri sottili
con dimensioni delle particelle di 2,5 µm





Depurazione dell'aria grazie al sistema di
filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori,
pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi
vengono filtrati

Purificazione aggiuntiva tramite luce ultravio-
letta attivabile
Indicatore a colori della qualità dell'aria dell'ambiente

4 livelli + modalità turbo + funzione automatica
Funzione timer precisa al minuto fino a 24 ore
Con modalità notturna: funzionamento silen-
zioso con pannello di comando spento
Indicatore di cambio filtro
Adatto per ambienti fino a 69 m² ¹⁾
Ca. 50 W
Configurazione tramite *Bluetooth*[®]
Piena funzionalità solo con l'app gratuita
"beurer FreshHome"

3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125693077
Cod. art.: 693.07



LR 401 WIFI



99,95 %
di capacità fil-
trante

- Purificatore d'aria**
- Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)
 - Gestione e controllo confortevoli a casa e da fuori
 - Depurazione dell'aria con sistema di filtro a
tre strati (prefiltro + filtro HEPA H13 + car-
boni attivi)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Sensore smart – riconosce le polveri sottili
con dimensioni delle particelle di 2,5 µm
 - Design elegante grazie al
rivestimento in tessuto







Depurazione dell'aria grazie al sistema di
filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori,
pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi
vengono filtrati

Purificazione aggiuntiva tramite luce ultravio-
letta attivabile
Indicatore a colori della qualità dell'aria dell'ambiente


4 livelli + modalità turbo + funzione automatica
Funzione timer precisa al minuto fino a 24 ore
Con modalità notturna: funzionamento silen-
zioso con pannello di comando spento
Indicatore di cambio filtro
Adatto per ambienti fino a 69 m² ¹⁾
Ca. 50 W
Configurazione tramite *Bluetooth*[®]
Piena funzionalità solo con l'app gratuita
"beurer FreshHome"

3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125680138
Cod. art.: 680.13

LR 400 / 401 Filtri di ricambio



- Filtro di ricambio**
- Prefiltro, filtro HEPA H13, filtro ai carboni
attivi
 - Utilizzabile solo con LR 400 / 401
 - Capacità filtrante: 99,95%



Depurazione dell'aria grazie al sistema di
filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori,
pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi
vengono filtrati

UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125693091
Cod. art.: 693.09

Informazioni sulla capacità filtrante

Capacità filtrante com-
provata: testata da un
istituto indipendente.

I filtri di LR 400, LR 401 e
LR 500 filtrano fino al 99,9% di determinati
virus e aerosol²⁾. Così potrai sentirti
completamente bene e al sicuro a casa tua.

Independently tested by


airmidhealthgroup.com




²⁾ Sulla base di un test di riduzione microbica esterno con il virus dell'influenza A (H1N1), condotto in un locale di 28,5 m³ presso Airmid Healthgroup Ltd.


LR 500 WIFI



99,95 %
di capacità fil-
trante

- Purificatore d'aria**
- Purificatore d'aria gestito mediante app (WIFI)
 - Gestione e controllo confortevoli a casa e da fuori
 - Depurazione dell'aria con sistema di filtro a
tre strati (prefiltro + filtro ai carboni attivi +
filtro HEPA H13)
 - Capacità filtrante: 99,95%
 - Sensore smart – riconosce le polveri sottili
con dimensioni delle particelle di 2,5 µm





Depurazione dell'aria grazie al sistema di
filtro a tre strati: polvere, peli di animali, odori,
pollini, diversi batteri e virus nonché gas nocivi
vengono filtrati

Purificazione aggiuntiva tramite luce ultravio-
letta attivabile
Indicatore a colori della qualità dell'aria dell'ambiente
Indicazione di temperatura ambiente e umidità dell'aria
4 livelli + modalità turbo + funzione automatica
Funzione timer precisa al minuto fino a 24 ore
Con modalità notturna: funzionamento silen-
zioso con pannello di comando spento
Indicatore di cambio filtro
Adatto per ambienti fino a 106 m² ¹⁾
Ca. 75 Watt
Configurazione tramite *Bluetooth*[®]
Piena funzionalità solo con l'app gratuita
"beurer FreshHome"


3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125660130
Cod. art.: 660.13



LR 500 Filtri di ricambio



- Kit di filtri**
- Prefiltro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA
H13
 - Utilizzabile solo con LR 500
 - Capacità filtrante: 99,95%




Depurazione dell'aria grazie al sistema di
filtro a tre strati: il filtro trattiene polveri sottili,
polvere domestica, peli di animali, odori, pollini,
diversi batteri e virus e gas nocivi

UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125660079
Cod. art.: 660.07

LW 230 2-in-1 White / Black




- Filtro dell'aria**
- Umidificazione dell'aria mediante evaporazione a freddo: a basso consumo energetico e autoregolante
 - Depurazione dell'aria: l'acqua purifica l'aria da polveri, polline, peli di animali e odori
 - Con sensore e indicatore del livello dell'acqua nonché spegnimento di sicurezza a serbatoio vuoto
 - Funzionamento estremamente silenzioso
 - Display LCD blu
 - Incl. pad agli ioni d'argento: igiene senza pensieri per i filtri dell'aria



Umidificazione autoregolante
3 livelli
Adatto per ambienti fino a circa 40 m²
Funzionamento notturno su livello 1 o 2
Depurazione tramite filtro dell'aria
Capacità serbatoio max: ca. 7,25 l
componenti facilmente scomponibili
Superficie di umidificazione: circa 2,5 m²
Indicatore di livello
Gruppo dischi e vaschetta dell'acqua lavabili in lavastoviglie
Spegnimento automatico di sicurezza
Possibilità di utilizzo con timer
Ca. 7 Watt
Incl. pad agli ioni d'argento: impediscono lo sviluppo di batteri e funghi nell'acqua. Non occorre aggiungere sostanze chimiche in forma liquida.

3 anni di garanzia
UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: bianco: 4211125660499
Cod. art.: bianco: 660.49
Cod. EAN: nero: 4211125660482
Cod. art.: nero: 660.48

Pad agli ioni d'argento da utilizzare con LW 230



- Pad agli ioni d'argento**
- 2 pad agli ioni d'argento
 - Igiene senza più pensieri per LW 230
-

Impedisce lo sviluppo di batteri e funghi nell'acqua
Garantisce un rilascio costante di ioni d'argento nell'acqua
Non occorre aggiungere sostanze chimiche in forma liquida
Periodo di efficacia: 1 anno


Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

N. BAUA N-100990
CHZN6738
UV: 6 Cartone di trasporto: 6 x 4
Cod. EAN: 4056461641609
Cod. art.: 164.160

LB 37 White / Toffee



- Umidificatore**
- Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni: a basso consumo energetico e silenzioso
 - Per profumare l'ambiente, adatto per oli aromatici
 - Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e senza fastidiosa illuminazione



Adatto per ambienti fino a 20 m²
2 livelli
Umidificazione fino a max 200 ml/h

Funzionamento molto silenzioso

Dimensioni serbatoio: 2,0 l
Serbatoio dell'acqua rimovibile

LED di controllo: bianco e blu indicano diversi livelli di nebulizzazione, rosso indica che il serbatoio dell'acqua è vuoto
Spegnimento automatico
Basso consumo energetico: ca. 20 Watt
15 filtri neutri per l'impiego di aromi
Incl. spazzola per la pulizia


Filtro anticalcare disponibile su richiesta, Cod. art.: 163.803

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: bianco: 4211125681135
Cod. art.: bianco: 681.13
Cod. EAN: toffee: 4211125681173
Cod. art.: toffee: 681.17

LB 45



- Umidificatore**
- Con tecnologia di umidificazione a ultrasuoni: a basso consumo energetico e silenzioso
 - Due ugelli nebulizzatori regolabili a 360°
 - Per profumare l'ambiente, adatto per oli aromatici



Adatto per ambienti fino a 30 m²
Regolazione continua mediante rotella cromata
Umidificazione fino a max 300 ml/h
Funzionamento molto silenzioso

Dimensioni serbatoio: 4,0 l
Livello dell'acqua visibile con indicatore colorato nel serbatoio

Spegnimento automatico
Max. ca. 25 Watt
15 filtri neutri per l'impiego di aromi

Incl. filtro anticalcare
Filtro anticalcare disponibile anche come postvendita
Cod. art.: 162.843

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125681074
Cod. art.: 681.07

LB 37 Filtro anticalcare



Filtro anticalcare

In caso di acqua dura si consiglia di utilizzare il filtro anticalcare
Sostituzione consigliata ogni 2-3 mesi

UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4056461638036
Cod. art.: 163.803

LB 44 / LB 45 / LB 88 Filtri anticalcare



Filtri anticalcare LB 44 / LB 45 / LB 88


In caso di acqua dura si consiglia di utilizzare il filtro anticalcare
Sostituzione consigliata ogni 2-3 mesi

UV: 1 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125192358
Cod. art.: 162.843

LB 55



- Umidificatore**
- Tecnologia di evaporazione dell'acqua calda
 - Migliore igiene e riduzione dei batteri
 - Con filtri anticalcare contro la formazione rapida del calcare
 - Serbatoio dell'acqua rimovibile



Adatto per ambienti fino a 50 m²
2 livelli
Capacità di umidificazione a 2 livelli: 200 ml/h + 400 ml/h

Funzionamento silenzioso
Vapore acqueo igienico
Dimensioni serbatoio: 6 l
Serbatoio dell'acqua rimovibile

LED di controllo
Finestrella del livello dell'acqua

Spegnimento automatico/dispositivo antisurriscaldamento
Ca. 365 Watt
Incl. 15 filtri anticalcare contro la formazione rapida del calcare

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125686055
Cod. art.: 686.05




Umidificatori

LB 88 Dual White



Umidificatore

- Nebulizzazione a ultrasuoni con riscaldamento dell'acqua
- Elevata umidificazione grazie alla tecnologia a ultrasuoni
- Migliore igiene e riduzione di batteri tramite riscaldamento dell'acqua
- Serbatoio dell'acqua rimovibile



Adatto per ambienti fino a 48 m ²
Nebulizzatore a ultrasuoni a regolazione continua
Umidificazione fino a max 550 ml/h
Riscaldamento dell'acqua regolabile su 3 livelli
Funzionamento silenzioso
Vapore acqueo igienico
Dimensioni serbatoio: 6 l
Serbatoio rimovibile con livello dell'acqua visibile
Anello di funzionamento illuminato
Spegnimento automatico con funzione di visualizzazione
Ca. 16 - 280 Watt
Incl. 15 filtri anticalcare contro la formazione rapida del calcare e 15 filtri neutri per l'impiego di aromi
Incl. pennello per pulizia
Filtro anticalcare disponibile su richiesta; Cod. art.: 162.843


3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125681166
Cod. art.: 681.16

LB 200



Umidificatore

- Umidificazione dell'aria igienica grazie alla tecnologia di evaporazione a freddo: fino al 99,9% di batteri in meno¹⁾
- Umidità ottimale grazie alla modalità automatica intelligente
- Con funzione di asciugatura del filtro: asciuga il filtro dopo l'uso per ridurre la formazione di batteri



Adatto per ambienti fino a 30 m ² ²⁾
Umidificazione fino a max 200 ml/h ³⁾
3 livelli di umidificazione: 40%, 50% o 60%
3 velocità di ventilazione
Umidificazione igienica dell'aria
Dimensioni serbatoio: 3 l
Finestrella del livello dell'acqua
Con modalità automatica intelligente
Indicatore digitale dell'umidità
Funzione timer: 1-9 h
Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e pannello di comando spento
Spegnimento automatico
Ca. 17 Watt
Distribuzione uniforme dell'aria umidificata nell'ambiente grazie al design a 360°
Filtro sostituibile con indicatore di cambio filtro


3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100698
Cod. art.: 100.69

LB 300 Plus



Umidificatore

- Umidificazione dell'aria igienica grazie alla tecnologia di evaporazione a freddo: fino al 99,9% di batteri in meno¹⁾
- Umidità ottimale grazie alla modalità automatica intelligente
- Con funzione di asciugatura del filtro: asciuga il filtro dopo l'uso per ridurre la formazione di batteri
- Indicatore di umidità a colori



Adatto per ambienti fino a 45 m ² ²⁾
Potenza di umidificazione fino a max 300 ml/h ³⁾
3 livelli di umidificazione: 40%, 50% o 60%
3 velocità di ventilazione
Umidificazione igienica dell'aria
Dimensioni serbatoio: 3 l
Finestrella del livello dell'acqua
Con modalità automatica intelligente
Indicatore digitale dell'umidità
Funzione timer: 1-9 h
Con modalità notturna: funzionamento silenzioso e pannello di comando spento
Spegnimento automatico
Ca. 26 Watt
Distribuzione uniforme dell'aria umidificata nell'ambiente grazie al design a 360°
Filtro sostituibile con indicatore di cambio filtro

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100674
Cod. art.: 100.67

LR 200 / 300 Filtri di ricambio



Filtro di ricambio

- Filtro di ricambio originale per umidificatori Beurer LB 200/300 Plus
- Compatibile con umidificatori Philips HU3918, HU3916, HU3915, HU2718 e HU2716

Serbatoio acqua per l'utilizzo del principio di evaporazione: il filtro si riempie d'acqua e consente l'umidificazione naturale dell'aria

Filtraggio di polvere grossolana e capelli

UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
Cod. EAN: 4056461100052
Cod. art.: 110.005

LV 50 Fresh Breeze



Ventilatore e raffrescatore portatile

- Comodo ventilatore e raffrescatore portatile dal design moderno
- Compatto e portatile, ideale per l'ufficio
- Raffreddamento e umidificazione dell'aria tramite ventilatore e principio di evaporazione
- Bottiglia come serbatoio dell'acqua rimovibile
- 1 bottiglia in dotazione (funziona anche con le bottiglie di plastica comunemente disponibili in commercio)



Raffreddamento e umidificazione dell'aria tramite ventilatore e principio di evaporazione

Raffredda fino a 4 ore (durante il funzionamento al massimo livello)

Comando confortevole tramite pulsanti a sensore 3 livelli

Tutti i tipi di bottiglie di plastica possono essere utilizzati come serbatoio rimovibile

Livello dell'acqua visibile nella bottiglia

Igienico grazie alla bottiglia e al filtro sostituibili

Utilizzabile anche senza bottiglia come ventilatore

Facile da pulire

Con pratica maniglia

Incl. bottiglia d'acqua in plastica da 0,25 l

Incl. cavo micro USB

Dimensioni: 14,0 x 14,0 x 11,7 cm

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125684013
Cod. art.: 684.01



LV 50 Filtri di ricambio



2 filtri di evaporazione nella cassetta filtro

- Utilizzabili solo con LV 50
- Da utilizzare per la funzione di umidificazione

Serbatoio acqua per l'utilizzo del principio di evaporazione

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125684020

Cod. art.: 684.02

LV 50 / LB 12 Bottiglia di ricambio



Bottiglia di plastica

- Utilizzabile con LV 50 e LB 12
- Da utilizzare per la funzione di umidificazione
- Bottiglia come serbatoio dell'acqua rimovibile
- Con coperchio

Tutti i tipi di bottiglie di plastica possono essere utilizzati come serbatoio rimovibile

Per l'utilizzo del principio di evaporazione

Capacità: 0,25 l

Materiale: PET riciclabile

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125684037

Cod. art.: 684.03

HM 16



- Termoigrometro**
- Indicazione di temperatura e umidità dell'aria
 - Ideale per il controllo delle condizioni ambientali
 - Qualità dell'aria indicata da uno smile sul display
 - Termoigrometro per posizionamento su tavolo o fissaggio a parete



Indicazione minima/massima per temperatura e umidità relativa

Indicatore smiley

☺ = temperatura: 20-25 °C, 30-60% di umidità dell'aria (ottimale)

☹ = qualsiasi valore di temperatura, <30% di umidità dell'aria (secco)

☹ = qualsiasi valore di temperatura, >60% di umidità dell'aria (umido)

Commutabilità °C/°F

Supporto da tavolo pieghevole

Predisposizione per montaggio a parete

Incl. 1 batteria CR2025

Dimensioni: 99 x 81 x 11 mm


3 anni di garanzia

UV: 10 Cartone di trasporto: 5 x 10


Cod. EAN: 4211125679156

Cod. art.: 679.15

HM 22



- Termoigrometro**
- Indicazione di temperatura, umidità dell'aria, ora e data
 - Con funzione timer per misurazione a breve termine
 - Ideale per la cucina, a casa o in ufficio
 - Termoigrometro per posizionamento su tavolo o fissaggio a parete



Indicazione di temperatura e umidità relativa dell'aria, ora e data attuali

Range di misurazione temperatura: da -10 °C a 50 °C / da 14 °F a 122 °F

Range di misurazione umidità relativa: tra 20% e 95%

Con funzione timer: impostabile tramite pulsanti a sensore con segnale acustico

Ampio display ben leggibile

Commutabilità °C/°F

Supporto da tavolo pieghevole

Predisposizione per montaggio a parete

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

Dimensioni: 110 x 105 x 29,5 mm

3 anni di garanzia

UV: 10 Cartone di trasporto: 6 x 10


Cod. EAN: 4211125678043

Cod. art.: 678.04

LA 30



- Diffusore aromatico**
- Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Adatto per oli aromatici idrosolubili
 - Con luce a LED colorata variabile



Funzionamento a 1 livello

Adatto per ambienti fino a circa 15 m²

Funzionamento molto silenzioso

Nebulizzazione con o senza luce

Capacità del serbatoio: 100 ml

Spegnimento automatico

Ca. 12 Watt

Componenti facili da pulire

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125606312

Cod. art.: 606.31

LA 35



- Diffusore aromatico**
- Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Adatto per oli aromatici idrosolubili
 - Con luce LED a due livelli
 - Design elegante grazie al rivestimento in tessuto



Funzionamento a 2 livelli

Adatto per ambienti fino a circa 20 m²

Funzionamento molto silenzioso

Nebulizzazione con o senza luce

Capacità del serbatoio: 120 ml

Spegnimento automatico

Ca. 12 Watt

Componenti facili da pulire

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4


Cod. EAN: 4211125100346

Cod. art.: 100.34

LA 40



- Diffusore aromatico**
- Tecnologia di umidificazione a ultrasuoni
 - Adatto per oli aromatici idrosolubili
 - Con luce a LED colorata variabile
 - In vero bambù e porcellana



Funzionamento a 2 livelli

Adatto per ambienti fino a circa 20 m²

Funzionamento molto silenzioso

Funzione timer (1, 3, 7 h + funzionamento continuo)

Nebulizzazione con o senza luce

Capacità del serbatoio: 180 ml

Spegnimento automatico

Ca. 12 Watt

Componenti facili da pulire

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125606268

Cod. art.: 606.26

Olio aromatico Vitality



- Olio essenziale idrosolubile**
- Per una profumazione personalizzata dell'ambiente
 - Olio biologico naturale al 100%, senza sostanze sintetiche
 - Adatto per Beurer LA 30, LA 35, LA 40, LB 37, LB 45, LB 88, LW 230



Rinfrescante con bergamotto, arancia e pompelmo

Nel pratico espositore di vendita

UV: 5 Cartone di trasporto: 3 x 5

Cod. EAN: 4211125681302

Cod. art.: 681.30

Peso e diagnosi

Pesare in modo intelligente, controllare i valori misurati e trasmettere i dati relativi alla salute via WIFI📶.

Trovare l'equilibrio personale o raggiungere il peso desiderato: con le **bilance diagnostiche Premium BF 880 WIFI e BF 980 WIFI** sarai più vicino al tuo obiettivo.

L'app "**beurer HealthManager Pro**" consente di documentare i valori comodamente e nel lungo periodo tramite smartphone.




Bilancia diagnostica BF 980 WIFI / Bluetooth®

Dimensioni XXL per pesarsi con piacere

display extralarge e ampia superficie di appoggio

Dati di misurazione

vengono visualizzati i dati più importanti, compresa la misurazione della frequenza cardiaca



App come valore aggiunto


utilizzo semplice con analisi e grafici per un'osservazione sul lungo periodo

Bluetooth®

per una facile configurazione, seguita dalla sincronizzazione automatica tramite WIFI

Tecnologia intelligente

trasmissione wireless dei dati via WIFI dalla bilancia allo smartphone/tablet



BE MAGIC

Le indicazioni sul display diventano visibili solo durante la misurazione. L'app ti mostra tutti i valori in modo comodo e chiaro a lungo termine.

Balance Connect

Connect Classic





BF 500 Super Black Edition Bluetooth®
Cod. art.: 760.11

BF 600 Pure Black
Cod. art.: 748.03

BF 600 Pure White
Cod. art.: 749.03

Connect Premium



BF 405 SignatureLine
Cod. art.: 760.06

BF 720
Cod. art.: 749.38

BF 880 WIFI
Cod. art.: 760.08





BF 915 SignatureLine
Cod. art.: 760.07

BF 950 Black
Cod. art.: 749.12

BF 980 WIFI
Cod. art.: 760.09

Pro Connect



BF 105 Body Complete
Cod. art.: 748.12

BF 1000 Super Precision
Cod. art.: 748.60

Balance diagnostiche

Classic



BF 180
Cod. art.: 749.09

BG 13
Cod. art.: 760.30

BF 183
Cod. art.: 100.54

Comfort



BF 195
Cod. art.: 748.16

BF 220
Cod. art.: 748.13

BF 400 Black SignatureLine
Cod. art.: 735.74

Premium



BF 400 White SignatureLine
Cod. art.: 735.75



BF 410 Black SignatureLine
Cod. art.: 735.72

BF 410 White SignatureLine
Cod. art.: 735.73

BG 51 XXL
Cod. art.: 760.20

Balance pesapersona

Design



GS 10
Cod. art.: 756.30

GS 10 Black
Cod. art.: 756.21

GS 120 Kompakt
Cod. art.: 100.41

GS 203 Wood
Cod. art.: 756.32

GS 203 Slate
Cod. art.: 756.36

GS 215 Relax
Cod. art.: 757.36

GS 215 Rome
Cod. art.: 756.53

GS 215 San Francisco
Cod. art.: 756.54

Special



GS 225
Cod. art.: 757.33

GS 235
Cod. art.: 757.32

GS 300 Black
Cod. art.: 756.08

GS 340 XXL
Cod. art.: 756.03

GS 400 Black SignatureLine
Cod. art.: 735.78

GS 400 White SignatureLine
Cod. art.: 735.79

GS 405 SignatureLine
Cod. art.: 735.82


GS 410 Black SignatureLine
Cod. art.: 735.76

GS 410 White SignatureLine
Cod. art.: 735.77

PS 240 Soft Grip
Cod. art.: 754.15

GS 39
Cod. art.: 744.00

Classic



MS 01
Cod. art.: 710.05

GS 14
Cod. art.: 755.40

PS 160
Cod. art.: 725.30

Comfort




PS 25
Cod. art.: 741.10

Peso – Balance Connect

BF 405 SignatureLine *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- Display XL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di pesatura particolarmente ampia in vetro di sicurezza extra resistente da 8 mm
 - Portata molto elevata fino a 200 kg



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Moderno display nero in formato XL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Facile da usare con 3 tasti

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

Trasmissione dei valori misurati all'app via *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 5,2 x 11,0 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm

Dimensione cifre: 35 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760069

Cod. art.: 760.06

BF 500 Super Black Edition *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- LED Magic extra large: display invisibile; compare solo al momento della misurazione
 - Tradizionale: elettrodi rivestiti in titanio



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, altri valori tramite app

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display Magic bianco e ben leggibile

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inossidabile rivestiti in titanio

Trasmissione dei valori misurati all'app via *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%

Dimensioni: 30 x 30 x 2,8 cm, display: 6,0 x 12,0 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 40 mm

Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125760113

Cod. art.: 760.11

BF 600 Pure *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- Disponibile in nero e bianco



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display illuminato di colore bianco

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inox spazzolato

Trasmissione dei valori misurati all'app via *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 7,4 x 3,5 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 26 mm

Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: nero: 4211125748036

Cod. art.: nero: 748.03


Cod. EAN: bianco: 4211125749033

Cod. art.: bianco: 749.03

BF 720 *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- Con 3 pulsanti a sensore: per essere utilizzabile anche senza l'app



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display LCD nero; illuminazione bianca con visualizzazione delle iniziali dell'utente

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Sottili elettrodi in acciaio inox spazzolato

Trasmissione dei valori misurati all'app via *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 30 x 30 x 2,5 cm, display: 7,9 x 5,2 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 23 mm (peso)

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"


5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125749385

Cod. art.: 749.38

BF 880 WIFI / *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- Sincronizzazione automatica: i dati di ogni pesata vengono trasmessi automaticamente all'app
 - "beurer HealthManager Pro" tramite WIFI
 - Esclusivi elettrodi in acciaio inossidabile rivestiti in titanio



Sulla bilancia: peso, massa grassa, massa muscolare, altri valori come l'acqua corporea e l'età metabolica ecc. tramite app

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display Magic bianco e ben leggibile

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inossidabile rivestiti in titanio

Trasmissione WIFI, configurazione *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%

Dimensioni: 30 x 30 x 2,7 cm, Display: 9,8 x 4,4 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm

Dimensione cifre: 27 mm

Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125760083

Cod. art.: 760.08

BF 915 SignatureLine *Bluetooth®*



- Bilancia diagnostica**
- Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di pesatura particolarmente ampia, rivestita in ITO¹⁾, in vetro di sicurezza extra resistente da 8 mm
 - Portata molto elevata fino a 200 kg



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Moderno display nero in formato XXL

Display illuminato per una leggibilità ottimale

Facile da usare con 3 tasti

Trattamento superficie ITO¹⁾

Trasmissione dei valori misurati all'app via *Bluetooth®*

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 6,9 x 14,9 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 45 mm

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760076

Cod. art.: 760.07

¹⁾ ITO: Indium Tin Oxide (ossido di indio-stagno)

Peso - Balance Connect

BF 950 Bluetooth®



Bluetooth

works with

pro beurer HealthManager Pro

Connect Premium

Bilancia diagnostica

- Display con look a matrice di punti
- Motivatore a LED: segnalazione colorata al raggiungimento dell'obiettivo
- Con modalità gravidanza per l'aumento di peso controllato durante la gravidanza (senza analisi BIA)
- Funzione tara

PLUS X AWARD

2017

High Quality Design

Ease of Use

Functionality

www.beurer.com



body analysis

LED-target indicator

pregnancy mode

calorie display

body mass index

8 user memory

xl size 32 x 32 cm

180 kg loading

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Display a 2 righe; illuminazione bianca delle cifre con visualizzazione delle iniziali dell'utente

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Trattamento superficie ITO¹⁾

Moderna struttura a sandwich

Trasmissione dei valori misurati all'app via Bluetooth®

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 32 x 32 x 2,4 cm, display: 6,6 x 6,0 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm

Dimensione cifre: 23 mm (peso)

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125749125

Cod. art.: 749.12

BF 980 WIFI / Bluetooth®



WIFI

Bluetooth

works with

pro beurer HealthManager Pro

Connect Premium

Bilancia diagnostica

- Sincronizzazione automatica: i dati di ogni pesata vengono trasmessi automaticamente all'app "beurer HealthManager Pro" tramite WIFI
- Incl. misurazione della frequenza cardiaca
- Batteria ricaricabile integrata per una facile ricarica



WIFI connected

body analysis

heart rate

rechargeable battery

xxl display

xxl size 35 x 30 cm

180 kg loading

Sulla bilancia: peso, IMC, massa grassa, massa muscolare, frequenza cardiaca, altri valori come l'acqua corporea ecc. tramite app

8 memorie con riconoscimento autom. dell'utente

Look moderno a matrice di punti

Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Trattamento superficie ITO¹⁾

Trasmissione WIFI, configurazione Bluetooth®

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 8

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%

Dimensioni: 35 x 30 x 2,6 cm, display: 15,0 x 7,5 cm

Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm

Dimensione cifre: 48 mm

Batteria agli ioni di litio, incl. cavo USB C

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125760090

Cod. art.: 760.09

Informazioni sul prodotto BF 980

Semplificati la vita: caricamento automatico nell'app tramite WIFI.

Ad ogni pesata i tuoi risultati di misurazione vengono **sincronizzati automaticamente nel cloud tramite WIFI**, anche se lo smartphone non è vicino.



- Veloce e semplice:**
1. Tramite Bluetooth® la prima configurazione della bilancia diagnostica è rapida e semplice.
 2. Anche se non hai lo smartphone a portata di mano, i tuoi valori misurati vengono trasmessi automaticamente al cloud tramite WIFI, in modo che la tua app sia sempre aggiornata.

Bluetooth

WIFI

BF 105 Body Complete Bluetooth®



Bluetooth

works with

pro beurer HealthManager Pro

Pro Connect

Bilancia diagnostica

- Analisi del corpo dettagliata con connessione all'app
- Misurazione separata del busto e degli arti inferiori con 8 elettrodi
- Display rimovibile a trasmissione radio con retroilluminazione blu



body analysis

body complete

trend display

xl display

10 user memory

calorie display

180 kg loading

Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Misurazione separata del busto e degli arti inferiori

Display XXL rimovibile: 122 x 48 mm

Display moderno a matrice di punti

Guida utente intuitiva in: D, GB, F, ES, I

Ampi elettrodi in acciaio inox spazzolato

Trasmissione dei valori misurati all'app via Bluetooth® e via USB

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10 + modalità ospite

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Button-On

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 33 x 33 x 4 cm, display: 12,2 x 4,8 cm

Superficie di appoggio: 33 x 30 cm

Dimensione cifre: 22 mm

Incl. 6 batterie AA da 1,5 V

App gratuita e uploader USB "beurer HealthManager Pro"

BF 100/105 ProfiSet (senza fig.) Cod. ord.: 748.11


5 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748128

Cod. art.: 748.12

BF 1000 Super Precision Bluetooth®



Bluetooth


works with

pro beurer HealthManager Pro

Pro Connect

Bilancia diagnostica

- Analisi del corpo dettagliata con connessione all'app
- Inclusa misurazione incrociata con 8 elettrodi per un controllo accurato delle diverse zone del corpo
- Come i professionisti: display elevato su supporto in alluminio con illuminazione blu



body analysis

segmental analysis

trend display

50 g graduation

raised XL display

10 user memory

calorie display

200 kg loading

Peso, massa grassa, grasso viscerale, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, AMR/BMR

Massa grassa e massa muscolare segmentate

Display XXL illuminato: 112 x 65 mm

Display moderno a matrice di punti

Guida utente intuitiva in: D, GB, F, ES, I

Trattamento superficie ITO¹⁾ sulla bilancia

Elettrodi in acciaio inox spazzolato (dispositivo di comando)

Superficie di appoggio: robusto vetro di sicurezza da 10 mm

Trasmissione dei valori misurati all'app via Bluetooth®

5 livelli di attività

Posizioni di memoria utente: 10 + modalità ospite

Posizioni di memoria dei valori: 30

Commutazione kg, lb, st

Tecnologia di accensione: Button-On e Quick Start

Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Portata: 200 kg/graduazione: 50 g/0,1%/1 Kcal

Dimensioni: 38 x 39 x 100 cm, display: 12,2 x 6,5 cm

Superficie di appoggio: 38 x 39 cm

Dimensione cifre: 18 mm

Incl. 4 batterie AA da 1,5 V

App gratuita "beurer HealthManager Pro"

5 anni di garanzia

UV: 1 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125748609


Cod. art.: 748.60

Balance Connect - Peso


Informazioni sui prodotti BF 105/BF1000

Il tuo body tracking perfetto.

Non hai mai conosciuto il tuo corpo in modo così preciso. Grazie al collegamento all'app, un'osservazione sul lungo periodo è ideale per il controllo quotidiano del corpo. In questo modo hai sempre a portata di mano i tuoi dati analitici.



ON TOP: BF 1000 Super Precision con analisi del corpo dettagliata tramite misurazione incrociata.



Dati analitici

Peso

Massa grassa

Acqua corporea




Massa muscolare

Massa ossea

BMI

BMR/AMR (kcal)

Grasso viscerale (grasso sull'addome) (per BF 1000)

BF 180	BG 13	BF 183
		
Classic	Classic	Classic
Bilancia diagnostica	Bilancia diagnostica	Bilancia diagnostica
• Ampio display con illuminazione blu	• Con display extralarge	• Con display extralarge
		
		
Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea e indicatore calorico BMR	Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare	Peso, massa grassa, grasso viscerale, percentuale di acqua, massa muscolare
Con calcolo dell'indice di massa corporea	Con calcolo dell'indice di massa corporea	Con calcolo di IMC ed età metabolica
Display blu illuminato	Display XL	Display XL
Elettrodi in acciaio inox spazzolato	Elettrodi in acciaio inox spazzolato	Elettrodi in acciaio inox spazzolato
5 livelli di attività	5 livelli di attività	5 livelli di attività
Posizioni di memoria utente: 10	Posizioni di memoria utente: 10	Posizioni di memoria utente: 10
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal	Portata: 150 kg/graduazione: 100 g/0,1%	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%
Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 8,0 x 4,7 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 8,1 x 4,6 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 8,1 x 4,6 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 34 mm	Dimensione cifre: 38 mm	Dimensione cifre: 38 mm
Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V	Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V	Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125749095	Cod. EAN: 4211125760304	Cod. EAN: 4211125100544
Cod. art.: 749.09	Cod. art.: 760.30	Cod. art.: 100.54

BF 195	BF 220	BF 400 SignatureLine
		
Comfort	Comfort	Comfort
Bilancia diagnostica	Bilancia diagnostica	Bilancia diagnostica
- Elegante display rotondo con illuminazione blu - Moderna cornice	- Superficie di appoggio in formato XL con vetro spesso 8 mm - Display extralarge con illuminazione blu	- Display XL illuminato per una leggibilità ottimale - Superficie di appoggio di grandi dimensioni in vetro di sicurezza - Portata molto elevata fino a 200 kg
		
body analysis 10 user memory calorie display round display 180 kg loading	body analysis 10 user memory xl size 32 x 32 cm xl display 8mm safety glass 180 kg loading	body analysis 10 user memory interpretation illuminated XL display digit size 35 mm 8mm safety glass 200 kg loading
Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR	Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea	Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR
Con calcolo dell'indice di massa corporea		Con calcolo dell'indice di massa corporea
Display blu illuminato	Display blu illuminato	Moderno display nero in formato XL
Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore		Display illuminato per una leggibilità ottimale
Elettrodi in acciaio inox spazzolato	Elettrodi in acciaio inox spazzolato	Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm
		Portata particolarmente elevata
		Elettrodi in acciaio inox spazzolato
		Con interpretazione dei valori misurati
5 livelli di attività	5 livelli di attività	5 livelli di attività
Posizioni di memoria utente: 10	Posizioni di memoria utente: 10	Posizioni di memoria utente: 10
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g/0,1%	Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal
Dimensioni: 31 x 31 x 2,3 cm, display: 6,6 x 6,6 cm	Dimensioni: 32 x 32 x 2,4 cm, display: 10,0 x 4,9 cm	Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 5,2 x 11,9 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 32 x 32 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm
Dimensione cifre: 28 mm	Dimensione cifre: 40 mm	Dimensione cifre: 35 mm
Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V	Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V	Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125748166	Cod. EAN: 4211125748135	Cod. EAN: nero: 4211125735746
Cod. art.: 748.16	Cod. art.: 748.13	Cod. art.: nero: 735.74
		Cod. EAN: bianco: 4211125735753
		Cod. art.: bianco: 735.75


BF 410 SignatureLine



Premium

Bilancia diagnostica

- Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
- Superficie di appoggio di grandi dimensioni in vetro di sicurezza
- Portata molto elevata fino a 200 kg



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR/BMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea
Moderno display nero in formato XXL
Display illuminato per una leggibilità ottimale
Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm
Portata particolarmente elevata
Lato inferiore chiuso
Con interpretazione dei valori misurati
Elettrodi in acciaio inox spazzolato
5 livelli di attività
Posizioni di memoria utente: 10
Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal
Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 6,9 x 14,9 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm
Dimensione cifre: 45 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: nero: 4211125735722
Cod. art.: nero: 735.72
Cod. EAN: bianco: 4211125735739
Cod. art.: bianco: 735.73


BG 51 XXL



Premium

Bilancia diagnostica

- Superficie di appoggio in formato XXL con vetro spesso 8 mm
- Portata: 200 kg: adatta anche per persone molto pesanti
- Display con visualizzazione multipla: tutti i valori sempre sotto controllo



Peso, massa grassa, percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, indicatore calorico AMR

Con calcolo dell'indice di massa corporea
Display con visualizzazione multipla
Interpretazione dei valori di massa grassa
Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Elettrodi in acciaio inox spazzolato
5 livelli di attività
Posizioni di memoria utente: 10
Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g/0,1%/1 Kcal
Dimensioni: 39 x 30 x 2,5 cm, display: 23,6 x 4,2 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 39 x 30 cm
Dimensione cifre: 28 mm (peso)
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125760205
Cod. art.: 760.20


GS 10



Design

Bilancia in vetro

- Ammalianti motivo luccicante




Display LCD ben leggibile
Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 7,3 x 3,0 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 26 mm
Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756307
Cod. art.: 756.30

GS 10 Black



Design

Bilancia in vetro

- Facile da riporre: particolarmente piatta, solo 19 mm



Display LCD ben leggibile
Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 7,3 x 3,0 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 26 mm
Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756215
Cod. art.: 756.21

GS 120 Kompakt



Design

Bilancia in vetro

- Piccola e salvaspazio – occupa poco spazio in qualsiasi bagno
- Con particolare bordo a specchio




Display LCD ben leggibile
Formato compatto salvaspazio

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 150 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 27 x 26 x 1,8 cm, display: 4,9 x 2,5 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 27 x 26 cm
Dimensione cifre: 22 mm
Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 5 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100414
Cod. art.: 100.41



GS 203 Wood	GS 203 Slate	GS 215 Relax
		
Design	Design	Design
Bilancia in vetro • Per un tocco particolare in bagno • Con display retroilluminato bianco • Stampa fotografica effetto legno	Bilancia in vetro • Per un tocco particolare in bagno • Con display retroilluminato bianco • Stampa fotografica effetto ardesia	Bilancia in vetro • Magicamente bella: per un'atmosfera rilassata e piacevole a casa tua • LED Magic: display invisibile; compare solo al momento della misurazione
		
		
Display XL con illuminazione bianca	Display XL con illuminazione bianca	Display Magic bianco e ben leggibile
Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm	Altezza d'ingombro ridotta: solo 1,9 cm	
		Look moderno a matrice di punti
Moderna superficie stampata	Moderna superficie stampata	Stampa fotografica dai colori brillanti
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 150 kg/graduazione: 100 g	Portata: 150 kg/graduazione: 100 g	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 8,3 x 4,5 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 1,9 cm, display: 8,3 x 4,5 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 7,3 x 2,7 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 40 mm	Dimensione cifre: 40 mm	Dimensione cifre: 27 mm
Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V	Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V	Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4	UV: Box espositore: 4 Cartone di trasporto: 4	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756321	Cod. EAN: 4211125756369	Cod. EAN: 4211125757366
Cod. art.: 756.32	Cod. art.: 756.36	Cod. art.: 757.36


GS 215 Rome	GS 215 San Francisco	GS 225
		
Design	Design	Special
Bilancia in vetro • Magicamente bella: per un'atmosfera rilassata e piacevole a casa tua • LED Magic: display invisibile; compare solo al momento della misurazione	Bilancia in vetro • Magicamente bella: per un'atmosfera rilassata e piacevole a casa tua • LED Magic: display invisibile; compare solo al momento della misurazione	Bilancia in vetro • LED Magic: display invisibile; compare solo al momento della misurazione • Pura e chiara, perfetta in ogni bagno
		 
		
Display Magic rosso e ben leggibile	Display Magic rosso e ben leggibile	Display Magic bianco e ben leggibile
Look moderno a matrice di punti	Look moderno a matrice di punti	Look moderno a matrice di punti
Stampa fotografica dai colori brillanti	Stampa fotografica dai colori brillanti	
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 7,3 x 2,7 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 7,3 x 2,7 cm	Dimensioni: 30 x 30 x 2,4 cm, display: 7,3 x 2,7 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 27 mm	Dimensione cifre: 27 mm	Dimensione cifre: 27 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V	Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V	Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756536	Cod. EAN: 42111257576543	Cod. EAN: 4211125757335
Cod. art.: 756.53	Cod. art.: 756.54	Cod. art.: 757.33

GS 235



Special

- Bilancia in vetro**
- Appoggio comodo grazie alla superficie anti-scivolo
 - Superficie elegante con struttura a piastrelle opaca
 - LED Magic: display invisibile; compare solo al momento della misurazione



Display Magic bianco e ben leggibile
Superficie antiscivolo

Look moderno a matrice di punti

Struttura a piastrelle

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 7,3 x 2,7 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 27 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125757328
Cod. art.: 757.32

GS 300 Black



Special

- Bilancia in vetro**
- Design senza tempo
 - Superficie di pesatura in vetro di sicurezza con superficie antiscivolo



Display LCD ben leggibile
Superficie antiscivolo in silicone
Piacevole senso di stabilità

Particolarmente piatta: solo 1,8 cm

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 1,8 cm, display: 8,0 x 3,3 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm
Dimensione cifre: 30 mm
Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756086
Cod. art.: 756.08

GS 340 XXL



Special

- Bilancia in vetro**
- Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di appoggio in un grande formato orizzontale in vetro di sicurezza extraresistente, super bianco, spesso 8 mm
 - Portata molto elevata fino a 200 kg
 - Con pratica funzione tara; ideale per determinare il peso di neonati, animali, bagagli, ecc.



Display XXL con illuminazione bianca

Superficie di appoggio molto ampia in vetro bianco spesso 8 mm
Portata particolarmente elevata

Funzione tara per neonati, animali, ecc.

Lato inferiore chiuso

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 35 x 30 x 2,6 cm, display: 9,4 x 8,0 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm
Dimensione cifre: 66 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125756031
Cod. art.: 756.03

GS 400 SignatureLine



Special

- Bilancia in vetro**
- Display XL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di appoggio di grandi dimensioni in vetro di sicurezza
 - Portata molto elevata fino a 200 kg



Moderno display nero in formato XL

Display illuminato per una leggibilità ottimale
Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm
Portata particolarmente elevata

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 4,4 x 11,9 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 31 x 31 cm
Dimensione cifre: 39 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: nero: 4211125735784
Cod. art.: nero: 735.78
Cod. EAN: bianco: 4211125735791
Cod. art.: bianco: 735.79

GS 405 SignatureLine



Special

- Bilancia in acciaio inossidabile**
- Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di appoggio particolarmente ampia in acciaio di alta qualità
 - Anti-impronta: superficie rivestita per una facile pulizia
 - Portata molto elevata fino a 200 kg



Moderno display nero in formato XXL

Display illuminato per una leggibilità ottimale
Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm
Portata particolarmente elevata

Lato inferiore chiuso

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 5,5 x 14,9 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm
Dimensione cifre: 49 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125735821
Cod. art.: 735.82

GS 410 SignatureLine



Special

- Bilancia in vetro**
- Display XXL illuminato per una leggibilità ottimale
 - Superficie di appoggio particolarmente ampia in vetro di sicurezza
 - Portata molto elevata fino a 200 kg



Moderno display nero in formato XXL

Display illuminato per una leggibilità ottimale
Ampia superficie di appoggio in vetro di sicurezza spesso 8 mm
Portata particolarmente elevata

Lato inferiore chiuso

Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 200 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 35 x 30 x 2,8 cm, display: 5,5 x 14,0 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 35 x 30 cm
Dimensione cifre: 49 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: nero: 4211125735760
Cod. art.: nero: 735.76
Cod. EAN: bianco: 4211125735777
Cod. art.: bianco: 735.77

PS 240 Soft Grip

Special

Bilancia pesapersonne

- Superficie di appoggio in gomma comoda e sicura
- Display nero illuminato
- Graduazione di precisione: 50 g

GS 39

Special

Bilancia in vetro con funzione vocale

- 5 lingue: DE, EN, FR, ES, RU
- Volume regolabile, audio disattivabile
- Design esclusivo con illuminazione blu d'effetto

MS 01

Classic

Bilancia pesapersonne meccanica

- Il modello base per ogni bagno
- Indicazione del peso ben leggibile

Display nero retroilluminato	Illuminazione d'effetto con luce blu	Indicazione analogica del peso
Superficie di appoggio soft grip: morbida e antiscivolo	Ampia superficie di appoggio	Superficie antiscivolo
Decorativa: elegante applicazione in acciaio inox		
	4 posizioni di memoria dirette: semplice memorizzazione e richiamo dell'ultimo valore misurato	
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st (nella modalità ingl.)	Indicazione kg/lb
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	
Portata: 180 kg/graduazione: 50 g	Portata: 150 kg/graduazione: 100 g	Portata: 120 kg/graduazione: 1 kg
Dimensioni: 30 x 30 x 2,1 cm, display: 8,2 x 4,1 cm	Dimensioni: 35 x 34 x 2,3 cm, display: 9,2 x 4,7 cm	Dimensioni: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, display: 7,3 x 5,0 cm
Ampia superficie di appoggio: 30 x 30 cm	Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 28 x 34 cm	Dimensioni superficie di appoggio: 30 x 27 cm
Dimensione cifre: 33 mm	Dimensione cifre: 33 mm	Dimensione cifre: 5 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V	Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V	Non servono batterie
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 3 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125754150	Cod. EAN: 4211125744007	Cod. EAN: 4211125710057
Cod. art.: 754.15	Cod. art.: 744.00	Cod. art.: 710.05

GS 14

Classic

Bilancia in vetro

- Un classico senza tempo

PS 160

Classic

Bilancia pesapersonne

- Display XXL
- Un tocco originale e accattivante: elegante inserto in vetro

PS 25

Comfort

Bilancia pesapersonne

- Un classico senza tempo in formato XXL
- Ampio display con illuminazione bianca

Display ben leggibile	Display extralarge ben leggibile	Illuminazione del display bianca
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza	Superficie in confortevole plastica	
Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st	Commutazione kg, lb, st
Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start	Tecnologia di accensione: Quick Start
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico	Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Portata: 150 kg/graduazione: 100 g	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g	Portata: 180 kg/graduazione: 100 g
Dimensioni: 30 x 30 x 2 cm, display: 7,3 x 2,9 cm	Dimensioni: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, display: 7,5 x 5,3 cm	Dimensioni: 34 x 33,5 x 3,1 cm, display: 9,5 x 4,9 cm
Superficie di appoggio in vetro di sicurezza: 30 x 30 cm	Dimensioni superficie di appoggio: 30,5 x 30,5 cm	Dimensioni superficie di appoggio: 34 x 34,5 cm
Dimensione cifre: 25 mm	Dimensione cifre: 47 mm	Dimensione cifre: 39 mm
Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V	Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V	Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V
5 anni di garanzia	5 anni di garanzia	5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -	UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125755409	Cod. EAN: 4211125725303	Cod. EAN: 4211125741105
Cod. art.: 755.40	Cod. art.: 725.30	Cod. art.: 741.10

Bilance da cucina e alimentazione

Con i nostri accessori da cucina, mangiare in modo equilibrato è davvero divertente.

Lineare o divertente, pratica, trendy o particolarmente maneggevole: la **bilancia da cucina Beurer** più adatta a te ti sta aspettando.



Design



KS 19 Berry
Cod. art.: 704.05



KS 19 Fresh
Cod. art.: 704.06



KS 19 Black
Cod. art.: 704.04



KS 22
Cod. art.: 704.10

Comfort



KS 25
Cod. art.: 704.15



KS 34 XL Black
Cod. art.: 703.11



**KS 34 XL
Stainless Steel**
Cod. art.: 703.12



KS 51
Cod. art.: 706.51



KS 54
Cod. art.: 708.40

Premium



KS 36
Cod. art.: 704.45



DS 61
Cod. art.: 709.05



NON SOLO IL PESO


La bilancia analitica DS 61 offre valori nutrizionali ed energetici precisi.



KS 19 Berry / Fresh



- Design**
- Bilancia da cucina**
- Bilancia da cucina moderna
 - Funzionamento mediante pulsanti a sensore



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm
Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
Dimensione cifre: 20 mm


Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: Box espositore: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: Berry: 4211125704056
Cod. art.: Berry: 704.05
Cod. EAN: Fresh: 4211125704063
Cod. art.: Fresh: 704.06

KS 19 Black



- Design**
- Bilancia da cucina**
- Bilancia da cucina moderna
 - Funzionamento mediante pulsanti a sensore



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 5 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 14,5 x 20 x 1,7 cm
Dimensioni display: 4,6 x 2,4 cm
Dimensione cifre: 20 mm

Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125704049
Cod. art.: 704.04

KS 22



- Classic**
- Bilancia da cucina**
- Design a "sandwich"
 - Piccola e maneggevole
 - Superficie di pesatura in acciaio inox



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Superficie in vetro facile da pulire

Portata: 3 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 11,5 x 17 x 2,7 cm
Superficie di pesatura: 11 x 11 cm
Dimensioni display: 4,5 x 1,6 cm
Dimensione cifre: 15 mm


Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 6 x 4
Cod. EAN: 4211125704100
Cod. art.: 704.10

KS 25



- Comfort**
- Bilancia da cucina**
- Con display retroilluminato blu
 - Ciotola con capacità da 1,2 litri



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Capacità: 1,2 l

Ciotola lavabile in lavastoviglie
Portata: 3 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di kg, g, lb:oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 15 x 22 x 4,8 cm
Ciotola: Ø 14,2 cm
Dimensioni display: 6,5 x 2,8 cm
Dimensione cifre: 22 mm


Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125704155
Cod. art.: 704.15

KS 34 XL Black



- Comfort**
- Bilancia da cucina**
- Moderna bilancia da cucina con portata elevata (15 kg)
 - LED Magic: display invisibile, compare solo al momento della misurazione
 - Con funzione fermo-pesata: il valore misurato viene visualizzato dopo la pesata



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Display Magic bianco e ben leggibile

Superficie in vetro facile da pulire
Funzione fermo-pesata
Portata: 15 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, kg, lb:oz, oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 20 x 26,3 x 2 cm
Dimensioni display: 9,5 x 2,5 cm
Dimensione cifre: 25 mm


Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125703110
Cod. art.: 703.11

KS 34 XL Stainless Steel



- Comfort**
- Bilancia da cucina**
- Bilancia da cucina in acciaio inossidabile con portata da 15 kg
 - Anti-impronta: superficie rivestita, facile da pulire
 - LED Magic: display invisibile, compare solo al momento della misurazione



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore

Display Magic bianco e ben leggibile

Superficie di pesatura facile da pulire
Funzione fermo-pesata
Portata: 15 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, kg, lb:oz, oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico
Dimensioni: 20 x 26,3 x 2,1 cm
Dimensioni display: 9,5 x 2,5 cm
Dimensione cifre: 25 mm

Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125703127
Cod. art.: 703.12

KS 51



Comfort

Bilancia da cucina

- Superficie di pesatura in acciaio inox spazzolato
- Anti-impronta: superficie rivestita, facile da pulire
- Ultrapiatta: solo 15 mm
- Display nero retroilluminato



KS 54



Comfort

Bilancia da cucina

- Ampia ciotola in acciaio inox spazzolato
- Con funzione timer
- Termometro da ambiente integrato



KS 36



Premium

Bilancia da cucina di precisione

- Per la pesatura di spezie, polveri o pigmenti
- Calibratura con peso di regolazione
- Ultrapiatta: solo 20 mm
- LED Magic: display invisibile, compare solo al momento della misurazione




DS 61



Premium

Bilancia nutrizionale


- Per un'alimentazione consapevole
- Valori nutrizionali ed energetici di 950 alimenti (kcal, kJ, grassi, unità pane, proteine, carboidrati e colesterolo) e spazio per 50 posizioni di memoria personalizzabili



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore
Ultrapiatta: solo 15 mm
Display nero retroilluminato
Portata: 5 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, oz, ml
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm
Dimensioni display: 5,3 x 2,4 cm
Dimensione cifre: 18 mm
Incl. 2 batterie CR2032 da 3 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 3 x 4
Cod. EAN: 4211125706517
Cod. art.: 706.51



Capacità: 1,5 l
Ciotola lavabile in lavastoviglie
Portata: 5 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 19 x 5,8 cm
Ciotola: 21,3 x 9,3 cm
Dimensioni display: 4,6 x 2,2 cm
Dimensione cifre: 10 mm
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V


5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125708405
Cod. art.: 708.40



Con peso di regolazione
Portata: 2 kg
Graduazione: 0,1 g < 500 g
Commutazione di g, oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 9,6 x 19 x 2 cm
Superficie di pesatura: 11,5 x 8 cm
Dimensioni display: 5 x 1 cm
Dimensione cifre: 10 mm
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125704452
Cod. art.: 704.45



Funzionamento moderno mediante pulsanti a sensore
Incl. 99 posizioni di memoria per le misurazioni
Portata: 5 kg
Graduazione: 1 g
Commutazione di g, lb:oz
Funzione tara
Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico

Dimensioni: 16,5 x 23 x 2,4 cm
Dimensioni display: 6 x 4,5 cm
Dimensione cifre: 13 mm
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125709051
Cod. art.: 709.05

Informazioni sul prodotto DS 61

Bilancia analitica con misurazione dei valori nutrizionali ed energetici.



Vivere in modo consapevole comporta anche un'alimentazione consapevole. È seguendo questo principio che Beurer ha sviluppato la bilancia nutrizionale DS 61.

È sufficiente premere un pulsante della bilancia da cucina per visualizzare i valori nutrizionali ed energetici di 1000 alimenti. Questo facilita il rapporto quotidiano con un'alimentazione consapevole e permette di risparmiare tempo.

La bilancia nutrizionale offre inoltre la possibilità di personalizzare 50 posizioni di memoria a piacere. Ciò significa che gli alimenti più utilizzati potranno essere selezionati in modo semplice.

Vivere sani è semplicissimo!



Valori nutrizionali ed energetici:

kcal kJ Grassi Unità pane
Proteine Carboidrati Colesterolo



Bilance pesabagagli

Con una bilancia pesabagagli il relax inizia già con la preparazione delle valigie.

Inizia i tuoi viaggi in tutta tranquillità con una **bilancia pesabagagli Beurer**. Soprattutto quando viaggi in aereo, hai la sicurezza **di non dover pagare costi aggiuntivi per il bagaglio in eccesso**. Ma anche quando viaggi in treno o in camper è utile tenere sotto controllo il peso del tuo bagaglio.



Bilance pesabagagli



LS 06
Cod. art.: 732.12



LS 10
Cod. art.: 732.10



LS 20 eco
Cod. art.: 732.13

Funzionamento senza batterie

ecologico, economico e sempre pronto all'uso

Display


ben leggibile e visualizzazione con funzione fermo-pesata automatica

Pulsante Dynamo Power¹⁾

per attivare il dispositivo basta premere il pulsante: non occorrono batterie



¹⁾ Tecnologia brevettata

LS 06	LS 10	LS 20 eco
		
Bilancia pesabagagli - Ideale per i viaggi aerei: mai più costi aggiuntivi per bagagli eccedenti - Display con retroilluminazione blu - Con utile metro	Bilancia pesabagagli - Ideale per i viaggi aerei: mai più costi aggiuntivi per bagagli eccedenti - Segnale acustico per funzione fermo-pesata automatica - Con comoda torcia tascabile	Bilancia pesabagagli - Ecocompatibile ed economica: non sono necessarie batterie, poiché si attiva semplicemente premendo il pulsante Dynamo Power¹⁾ - Ideale per i viaggi aerei: mai più costi aggiuntivi per bagagli troppo pesanti - Sempre pronta all'uso, non richiede alcuna batteria
 	 	
  	  	  
Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli Funzione fermo-pesata automatica Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio	Piccola e maneggevole bilancia pesabagagli Funzione fermo-pesata automatica con segnale acustico Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio	Bilancia pesabagagli senza batterie - Dynamo Power ¹⁾ Funzione fermo-pesata automatica Con cintura di fissaggio per una soluzione salvaspazio
Display ben leggibile Adatta anche per pesare altri oggetti	Display ben leggibile Adatta anche per pesare altri oggetti	Display ben leggibile Adatta anche per pesare altri oggetti
Metro: 1 m / 3 ft	Torcia tascabile	
Commutazione di g, oz, kg, lb Tecnologia di accensione: Button-On Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico Portata: 40 kg/graduazione: 10 g Dimensioni: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm Lunghezza cintura: 15,1 cm Dimensione cifre: 11 mm Incl. 1 batteria CR2032 da 3 V	Commutazione kg, lb Tecnologia di accensione: Button-On Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico Portata: 50 kg/graduazione: 50 g Dimensioni: 13,8 x 5,5 x 3,2 cm Lunghezza cintura: 22,5 cm Dimensione cifre: 9 mm Incl. 3 batterie LR44	Commutazione kg, lb Tecnologia di accensione: Dynamo-Power Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico Portata: 50 kg/graduazione: 10 g Dimensioni: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm Lunghezza cintura: 15,1 cm Dimensione cifre: 11,5 mm Non servono batterie
5 anni di garanzia UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6 Cod. EAN: 4211125732127 Cod. art.: 732.12	5 anni di garanzia UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6 Cod. EAN: 4211125732103 Cod. art.: 732.10	5 anni di garanzia UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6 Cod. EAN: 4211125732134 Cod. art.: 732.13


¹⁾ Tecnologia brevettata



Cura del corpo

Per un sorriso da star,
affidati ai prodotti per l'igiene dentale Beurer.

Avere denti sani e una bocca fresca non solo favorisce il benessere personale, ma contribuisce anche a dare una prima impressione indimenticabile di sé. La cura quotidiana dei denti è indispensabile. Gli spazzolini elettrici Beurer assicurano una pulizia delicata e profonda facendo risplendere il tuo sorriso!



Cura del corpo

Spazzolino elettrico
TB 50 Protection Pro

Timer
timer da 2 minuti integrato

3 programmi di pulizia
Clean, Sensitive e White

Batteria agli ioni di litio
con autonomia di 45 giorni

Sensore di pressione
per una pressione
di pulizia ottimale per
proteggere denti
e gengive

Custodia rigida/da viaggio inclusa



Tecnologia di pulizia

la tecnologia di pulizia oscillante e pulsante garantisce una rimozione della placca e un'igiene orale ottimali



Spazzolino elettrico
TB 30

Timer
timer da 2 minuti integrato

2 programmi di pulizia
Clean e Sensitive

Batteria agli ioni di litio
con autonomia di
20 giorni

Indicatore LED

con stato di
carica

beurer

beurer



BASE DI RICARICA
INDUTTIVA

Tempi di ricarica brevi per
una durata della batteria
particolarmente lunga

Set da 4/8 testine Clean



Testine Clean

- Compatibili con TB 30/TB 50 + tutti gli spazzolini rotanti disponibili in commercio
- 2 diverse lunghezze di setole per denti puliti e gengive sane



Set da 4/8 testine Sensitive



Testine Sensitive

- Compatibili con TB 30/TB 50 + tutti gli spazzolini rotanti disponibili in commercio
- Setole morbide per una pulizia delicata e per gengive sensibili

Incl. cappucci di protezione

- Anelli di vari colori
- 2 diverse lunghezze delle setole
- Sostituzione della testina ogni 3 mesi

3 anni di garanzia

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: set da 4: 4211125101589

Cod. art.: set da 4: 101.58

Cod. EAN: set da 8: 4211125101398


Cod. art.: set da 8: 101.39

Pulizia delicata, intensiva
per denti puliti e gengive sane.



Il **TB 50** dall'elegante design scuro visualizza sul display a LED il **programma di pulizia** attuale e ti avvisa quando eserciti troppa pressione sui denti e sulle gengive.

Per **risultati di pulizia ottimali** dovresti sostituire la testina **ogni 3 mesi**. La testina Sensitive è particolarmente delicata sui denti e sulle gengive sensibili. I diversi **anelli colorati** facilitano l'assegnazione.



Gli spazzolini elettrici di Beurer sono comodi da tenere in mano e possono essere puliti semplicemente sotto l'acqua corrente.

In aggiunta con la versione TB 50: un pratico e robusto **astuccio da viaggio** utilizzabile anche per **conservare** il dispositivo, incluso nella fornitura.



MENCARE

Prodotti professionali per un aspetto curato.

Che si tratti di barba o capelli, bisogna prendersene cura!

La gamma MenCare di Beurer offre agli uomini gli strumenti giusti per farlo. Con un totale di cinque prodotti dal design raffinato, è possibile mettere in risalto barba e capelli con abilità e tagliare e regolare i peli del corpo con precisione. Offrono il massimo delle possibilità per soddisfare esigenze di rasatura e styling personalizzate e in bagno attirano l'attenzione.



IL TUO STILE, SENZA LIMITI!

MenCare

RIFINITORE DI PRECISIONE
MN2X Cod. art.: 102.52



Per regolare e correggere sopracciglia, peli del naso e delle orecchie. La mini lama con accessorio pettine extra è perfetta per tagliare e regolare le sopracciglia.

REGOLABARBA
MN4X Cod. art.: 102.60



La perfezione nella cura della barba. 12 lunghezze di taglio tramite 2 accessori pettine a lunghezza regolabile e regolazione di precisione a 2 livelli.

TAGLIACAPELLI
MN5X Cod. art.: 100.58



Per un taglio rapido ed efficiente. Dieci regolazioni della lunghezza grazie a sei accessori pettine, regolazione di precisione a quattro livelli e durata della batteria ricaricabile extra lunga di 4,5 ore.

RASOIO A TESTINE ROTANTI
MN8X Cod. art.: 102.54



Rasatura accurata e delicata grazie alla testina flessibile a 360°. Le tre testine si adattano perfettamente ai contorni del viso. Con accessorio rifinitore di precisione e base di ricarica e appoggio.

RASOIO-MULTIFUNZIONE
MN9X Cod. art.: 100.57




Curato dalla testa ai piedi: con cinque accessori in acciaio inox e 16 possibili lunghezze di taglio per un utilizzo su tutto il corpo.

Impermeabile e perfetto anche sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Cura del corpo

Depilazione delicata e affidabile, per una pelle morbida come la seta.

Rasatura, ceretta, epilazione o IPL: abbiamo il prodotto giusto per te. I nostri dispositivi IPL per l'epilazione con risultati duraturi¹⁾ sono facili e sicuri da usare.



Epilazione con risultati duraturi con l'app "beurer MyIPL"



**IPL 10000+
SalonPro System**
Cod. art.: 576.09



**IPL Velvet Skin
Pro 8500**
Cod. art.: 575.13




**IPL Pure Skin
Pro 5500**
Cod. art.: 575.14



**IPL Velvet Skin
Pro 8800**
Cod. art.: 575.01



**IPL Pure Skin
Pro 5800**
Cod. art.: 575.00



**App gratuita
"beurer MyIPL"**

Epilazione con risultati duraturi



IPL 7800 Cool Pro
Cod. art.: 575.03

Rasatura ed epilazione – SatinSkin



HL 16
Cod. art.: 576.12



HL 36
Cod. art.: 576.13




HL 76
Cod. art.: 576.14



HL 40
Cod. art.: 577.00

Depilazione a cera calda



Il nuovo **epilatore IPL 7800 Cool Pro** non solo garantisce una pelle liscia e morbida come la seta, ma ti piacerà anche utilizzarlo:

la **funzione Cooling** offre una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle durante il trattamento.




¹⁾ Risultati che durano diversi mesi

IPL Pure Skin Pro 5500



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- Dispositivo compatto per un'epilazione con risultati duraturi⁶⁾
 - Design maneggevole – perfetto per il trattamento delle parti del corpo piccole e difficili da raggiungere
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
 - Superficie luminosa di 3,1 cm² per un utilizzo preciso
 - Fino a 200.000 impulsi luminosi



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

3 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 20 min. per un trattamento del corpo completo³⁾

Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125575144

Cod. art.: 575.14

IPL Velvet Skin Pro 8500



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- Dispositivo a batteria ricaricabile per un'epilazione con risultati duraturi⁶⁾
 - Con suggerimento del livello di energia per l'intensità luminosa
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trattamento molto rapido
 - Incl. accessorio di precisione (2 cm²) per viso e inguine
 - Fino a 300.000 impulsi luminosi



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

6 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 21 min. per un trattamento del corpo completo³⁾

Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Con pratica custodia

Durata batteria ricaricabile ~ 550 impulsi luminosi, tempo di ricarica ~ 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125575137

Cod. art.: 575.13

IPL 10000+ SalonPro System



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾ grazie alla tecnologia professionale di un centro estetico²⁾
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Applicazione più rapida del settore⁴⁾
 - XXL – ampia superficie luminosa di 7 cm²
 - Moderna tecnologia a luce pulsata estremamente sicura
 - Lifetime Flashes – fino a 250.000 impulsi luminosi
 - Incl. accessorio di precisione
 - Con sensore automatico per il riconoscimento personalizzato della tonalità di pelle



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

6 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 26 min. per un trattamento del corpo completo⁴⁾

Con funzione "flash continuo" per un pratico utilizzo

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125576097

Cod. art.: 576.09

IPL Pure Skin Pro 5800



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- Dispositivo compatto per un'epilazione con risultati duraturi⁶⁾
 - Design maneggevole – perfetto per il trattamento delle parti del corpo piccole e difficili da raggiungere
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo confortevole
 - Superficie luminosa di 3,1 cm² per un trattamento preciso
 - Fino a 600.000 impulsi luminosi



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

3 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 20 min. per un trattamento del corpo completo³⁾

Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125575007

Cod. art.: 575.00

IPL Velvet Skin Pro 8800



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- Dispositivo a batteria ricaricabile per un'epilazione con risultati duraturi⁶⁾
 - Con suggerimento automatico del livello di energia per l'intensità luminosa
 - Compatibilità cutanea dermatologicamente confermata¹⁾
 - Superficie luminosa di 4,5 cm² per un trattamento molto rapido
 - Incl. accessorio di precisione (2 cm²) per viso e inguine
 - Fino a 600.000 impulsi luminosi



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Sicurezza senza paragoni grazie al sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

6 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 21 min. per un trattamento del corpo completo³⁾

Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Con pratica custodia

Durata batteria ricaricabile ~ 550 impulsi luminosi, tempo di ricarica ~ 2 ore

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125575014

Cod. art.: 575.01

IPL 7800 Cool Pro



- Epilazione con risultati duraturi⁶⁾**
- La funzione di raffreddamento supplementare garantisce una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle durante l'utilizzo
 - Dispositivo compatto per un'epilazione con risultati duraturi⁶⁾
 - Con pratica modalità "Flash automatico" per un utilizzo confortevole
 - Superficie luminosa di 3,8 cm² per un utilizzo preciso
 - Fino a 1 milione di impulsi luminosi



Tecnologia a luce pulsata innovativa utilizzata anche dai dermatologi per l'epilazione professionale

La luce pulsata (IPL, Intense Pulsed Light) disattiva i follicoli dei peli in profondità nella pelle ostacolando così la ricrescita

Fino al 50% di peli in meno già dopo 3/4 trattamenti

Elevata sicurezza grazie al sensore per il contatto con la pelle integrato

Filtro UV integrato per proteggere la pelle

5 livelli di potenza

Per viso⁵⁾, braccia, gambe, ascelle, inguine, schiena, petto e addome

Bastano circa 23 min. per un trattamento del corpo completo³⁾

Con modalità "flash automatico" integrata per un utilizzo rapido e confortevole

Non adatto a pelli scure e peli particolarmente chiari/bianchi

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125575038

Cod. art.: 575.03

¹⁾ IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, studio dermatologico, 20 donne, proderm GmbH, studio n. 14.0309-11
²⁾ IPL 10000+ studio dermatologico, 36 donne, proderm GmbH, studio n. 14.0148-11

²⁾ Tecnologia approvata da proderm GmbH
³⁾ Al livello di potenza minimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
⁴⁾ Al livello di potenza massimo per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine

⁵⁾ Viso solo nelle donne, sotto la linea degli zigomi
⁶⁾ Risultati che durano diversi mesi

HL 16



Epilatore per il viso

- Per la rimozione delicata dei peli del viso
- Luce a LED extra luminosa per un utilizzo preciso
- Semplice e compatto



Protezione antispruzzo (IPX4)

Incl. accessorio di precisione per rimuovere i peli del naso e delle orecchie e per modellare le sopracciglia

Incl. custodia

Incl. tappo di protezione
Alimentazione a batteria
Incl. 1 batteria AA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6
Cod. EAN: 4211125576127
Cod. art.: 576.12

HL 36



Rasoio

- Per una pelle morbida e liscia come la seta
- Luce a LED extra luminosa per un utilizzo preciso
- Testina flessibile – si adatta perfettamente ai contorni
- Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doccia o nella vasca



Impugnatura antiscivolo ergonomica
Lamina anallergica
Possibilità di rasatura in entrambe le direzioni
Protezione per il viaggio
2 livelli di velocità
Indicatore di carica
Porta USB C
Impermeabile

Incl. accessorio per il peeling
Incl. 2 accessori di rifinitura (4/8 mm) specifici per l'inguine
Incl. accessorio di scorrimento
Incl. custodia
Incl. pennello per pulizia
Inclusa base di ricarica e di appoggio
Incl. tappo di protezione
Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio: ca. 60 min. di tempo di funzionamento, ca. 90 min. di tempo di carica

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125576134
Cod. art.: 576.13

HL 36 Accessorio per la rasatura e il peeling



Accessorio per la rasatura e il peeling

- L'accessorio per la rasatura anallergico previene le irritazioni cutanee
- L'accessorio per il peeling impedisce la formazione di peli incarniti
- Per una pelle morbida e liscia come la seta

Per l'utilizzo con: HL 36

Contiene due accessori per la rasatura e un accessorio per il peeling

Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125576288
Cod. art.: 576.28



HL 76



Epilatori

- Epilazione profonda per una pelle liscia a lungo
- Luce a LED extra luminosa per un utilizzo preciso
- Testina larga e flessibile con 42 pinzette per un'epilazione rapida ed efficace
- Wet & Dry – utilizzabile anche sotto la doccia o nella vasca



Impugnatura antiscivolo ergonomica
Accessorio per la rasatura con lamina anallergica

Protezione per il viaggio
2 livelli di velocità
Indicatore di carica
Porta USB C
Impermeabile

Incl. accessorio di precisione
Incl. accessorio per la rasatura
Incl. accessorio di regolazione (4 mm) – specifico per l'inguine
Incl. accessorio di scorrimento
Incl. custodia
Inclusa base di ricarica e di appoggio
Incl. tappo di protezione
Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio: ca. 40 min. di tempo di funzionamento, ca. 90 min. di tempo di carica

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125576141
Cod. art.: 576.14

HL 76 Accessorio per la rasatura



Accessorio per la rasatura

- L'accessorio per la rasatura anallergico previene le irritazioni cutanee
- Per una pelle morbida e liscia come la seta

Per l'utilizzo con: HL 76

Contiene due accessori per la rasatura

Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125576264
Cod. art.: 576.26

HL 76 Accessorio per l'epilazione



Accessorio per l'epilazione

- Per una pelle morbida e liscia come la seta

Per l'utilizzo con: HL 76

Contiene due accessori per l'epilazione
Sostituzione consigliata: ogni 12 mesi

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125576271
Cod. art.: 576.27

HL 40



Depilatore a cera calda

- Elimina i peli alla radice
- Indicatore di livello
- Incl. pratica unità di riscaldamento



Per una pelle morbida e liscia a lungo

La cera idrata la pelle
Incl. 2 cartucce di cera d'api (50 ml)
Incl. 50 strisce depilatorie
Indicatore di dispositivo pronto al funzionamento
2 camere di riscaldamento separate
Alimentazione da rete elettrica
Unità di riscaldamento
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125577001
Cod. art.: 577.00

HL 40 Cartucce e strisce depilatorie



2 cartucce di cera d'api e 50 strisce depilatorie



Per l'utilizzo con HL 40

Contenuto: 50 ml per cartuccia
Incl. 50 strisce depilatorie

UV: 10 Cartone di trasporto: 4 x 10
Cod. EAN: 4211125577018
Cod. art.: 577.01

Manicure – pedicure

Mani e piedi belli. Con un centro unghie direttamente a casa è semplice.

Con il **set per manicure e pedicure MP 84** di Beurer hai a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno per la **cura professionale delle unghie** a casa. Inoltre: la **potente batteria ricaricabile** può essere caricata direttamente nell'astuccio.



Bellezza e cura

Set per manicure e pedicure MP 84

Potente batteria

per 2 ore di utilizzo senza fili

Utilizzo preciso

per modellare e limare le unghie con precisione con la luminosa luce LED

Design ergonomico


per una buona presa durante l'utilizzo

Utilizzo personalizzato

diversi livelli di velocità


Sistemazione sicura

astuccio stabile da utilizzare a casa e in viaggio



Ricarica innovativa

l'unità di carica è integrata nell'astuccio



POTENZA ELEVATA

Dispositivo a batteria ricaricabile per un utilizzo flessibile e senza fili. Unghie di mani e piedi belle come dall'estetista.

50 utenti che lo hanno testato sono già entusiaste!

"Il set per manicure e pedicure è fantastico! Non ho mai provato un set migliore."
Laura, 26

"Un prodotto davvero fantastico e di alta qualità, lo consiglio a tutti."
Simona, 24


"Design accattivante! Pratico astuccio per riporre tutto in modo compatto."
Anastasia, 32

MP 41



Set per manicure e pedicure

- Set completo per principianti ed esperti
- Per mani e piedi curati
- Con luce a LED integrata



2 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 7 accessori di qualità:
Lima in zaffiro
Lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana fine
Disco in zaffiro, a grana grossa
Fresa a fiamma
Fresa a cilindro
Lima per calli in zaffiro

Luce a LED
Accessori adatti ai diabetici

Velocità: 3.800/4.600 giri/min ± 14%

Alimentazione da rete elettrica
Incl. astuccio


3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
Cod. EAN: 4211125572112
Cod. art.: 572.11

MP 42



Set per manicure e pedicure

- Set completo per principianti ed esperti
- Per mani e piedi curati
- Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento



Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 7 accessori di qualità:
Lima in zaffiro
Lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana fine
Disco in zaffiro, a grana grossa
Fresa a fiamma
Fresa a cilindro
Lima per calli in zaffiro

Il design ergonomico impedisce lo scivolamento durante l'uso

Luce a LED
Accessori adatti ai diabetici
Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
Velocità: 2.500 giri/min ± 20% - 4.600 giri/min ± 15%
Alimentazione da rete elettrica
Incl. astuccio

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3
Cod. EAN: 4211125574000
Cod. art.: 574.00

MP 41
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 41
7 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125572136
Cod. art.: 572.13

MP 42 / MP 44
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 42 / MP 44
7 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
Tappo di protezione dalla polvere delle unghie


UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125574093
Cod. art.: 574.09

MP 52



Set per manicure

- Design ultrasottile per modellare e limare le unghie con precisione
- Per mani e piedi curati
- Potente motore professionale - massima potenza fino a 15.000 giri/min.



Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 7 accessori di qualità:
Lima in zaffiro, a grana grossa
Lima in zaffiro, a grana fine
Lima in feltro
Fresa a fiamma
Fresa in zaffiro circolare
Disco in zaffiro, a grana fine
Accessorio in carta abrasiva
Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva
Il design ergonomico impedisce lo scivolamento durante l'uso
Con porta USB C
Spegnimento automatico dopo 20 min.
Accessori adatti ai diabetici

Velocità: 6.000 giri/min - 15.000 giri/min ± 15%
Alimentazione da rete elettrica
Incl. custodia


3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125570033
Cod. art.: 570.03

MP 62



Set per manicure e pedicure

- Per il trattamento professionale di unghie e piedi
- Incl. 10 accessori di alta qualità
- Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva



Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
Inclusi 10 accessori professionali di qualità:
Lima in zaffiro
Lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana fine
Fresa a cilindro
Fresa a fiamma
Fresa in zaffiro circolare
Fresa a puntina
Lima in zaffiro, lunga e a grana grossa
Disco in zaffiro, a grana grossa
Accessorio in carta abrasiva
Incl. 10 accessori monouso in carta abrasiva
Luce a LED
Accessori adatti ai diabetici
Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie

Velocità: 2.000 giri/min - 5.400 giri/min ± 20%
Alimentazione da rete elettrica
Incl. astuccio

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125570354
Cod. art.: 570.35

MP 52
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 52
6 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
10 accessori monouso in carta abrasiva

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125572174
Cod. art.: 572.17

MP 62
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 62
9 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
Tappo di protezione dalla polvere delle unghie
30 accessori monouso in carta abrasiva

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125572143
Cod. art.: 572.14

MP 64



Set per manicure e pedicure

- Potente dispositivo a batteria ricaricabile per un utilizzo flessibile e senza fili
- Per mani e piedi curati
- Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento



3 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 10 accessori di alta qualità:
Lima in zaffiro e lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana grossa e fine
Fresa a cilindro
Fresa a fiamma
Fresa in zaffiro e fresa a puntina
Lima per calli in zaffiro
Lima per calli in sabbia cristallina

Spegnimento automatico dopo 20 min.
Il design ergonomico impedisce lo scivolamento durante l'uso
Luce a LED
Accessori adatti ai diabetici
Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
Velocità: 3.200/3.800/4.400 giri/min $\pm 15\%$
Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 2 ore
Tempo di carica: ca. 3 ore
Incl. astuccio

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125570378
Cod. art.: 570.37

MP 84



Set per manicure e pedicure

- Potente dispositivo a batteria ricaricabile per un utilizzo flessibile e senza fili
- Per mani e piedi curati
- Incl. custodia per la ricarica e la conservazione



3 livelli di velocità, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 10 accessori di alta qualità:
Lima in zaffiro e lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana grossa e fine
Fresa a cilindro
Fresa a fiamma
Fresa in zaffiro e fresa a puntina
Lima per calli in zaffiro
Lima per calli in sabbia cristallina

Spegnimento automatico dopo 20 min.
Il design ergonomico impedisce lo scivolamento durante l'uso
Luce a LED
Accessori adatti ai diabetici
Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
Velocità: 3.200/3.800/4.400 giri/min $\pm 15\%$
Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 2 ore
Tempo di carica: ca. 3 ore
Incl. custodia per la ricarica e la conservazione


3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125570026
Cod. art.: 570.02

MP 100



Unità per manicure e pedicure

- Per il trattamento professionale di unghie e piedi
- Massima potenza fino a 20.000 giri/min
- Incl. 10 accessori di alta qualità



Regolazione continua, rotazione in senso orario/antiorario
Incl. 10 accessori professionali in zaffiro e feltro:
Lima in zaffiro, a grana grossa e fine
Lima in feltro
Disco in zaffiro, a grana grossa e fine
Fresa a cilindro
Fresa a fiamma
Fresa in zaffiro
Fresa a puntina
Accessorio in carta abrasiva
Incl. 30 accessori monouso in carta abrasiva
Con superficie di impugnatura antiscivolo

Blocco di sicurezza
Custodia adattatore integrata
Incl. tappo di protezione dalla polvere delle unghie
Velocità: 5.000 giri/min - 20.000 giri/min $\pm 20\%$
Alimentazione da rete elettrica
Incl. custodia

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125570682
Cod. art.: 570.68

MP 64 / MP 84
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 64 / MP 84
10 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
Tappo di protezione dalla polvere delle unghie

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125572167
Cod. art.: 572.16

MP 100
Accessori per manicure/pedicure



Accessori per manicure/pedicure

- Per mani e piedi curati
- Accessori in zaffiro e feltro di alta qualità

Per l'utilizzo con: MP 100
9 accessori in zaffiro e feltro di alta qualità
Tappo di protezione dalla polvere delle unghie
30 accessori monouso in carta abrasiva

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125570644
Cod. art.: 570.64





MP 48



Asciuga unghie LED/UV

- Per la modellazione delle unghie finte
- Asciuga sia gel LED sia UV
- Funzione timer inclusa (30, 60 e 120 sec.)



Per l'indurimento di gel LED e UV sulle unghie dei piedi e delle mani
Con 18 LED potenti
Funzione timer 30, 60 e 120 sec.
Fondo riflettente
Superficie resistente e pratica
Facile da usare
Design compatto

Indicatore di funzionamento

24 Watt

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125571016

Cod. art.: 571.01

MP 70



Bagno di paraffina

- Per mani, piedi e gomiti morbidi
- Idrata la pelle
- Inclusa paraffina e pellicole di plastica



Cura la pelle ruvida, secca o sciupeata
Apre i pori della pelle
Favorisce la circolazione sanguigna
Per una pelle sensibilmente più morbida e rilassata
Aiuta l'assorbimento di sostanze curative e idrata
Incl. cera di paraffina (2 x 450g) aroma arancia
Incl. pellicole di plastica (30 pz.)
Termoregolazione variabile
Avvolgimento cavo

Indicatore di funzionamento

Indicatore del calore

80 Watt

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589325

Cod. art.: 589.32



MP 59



Levigatore per talloni

- Soluzione di alto livello per piedi curati e morbidi
- Utilizzo senza filo fino a 3 ore
- Morbido silicone per applicazioni a umido e a secco
- Con 2 diversi rulli levigatori



Protezione per il viaggio

2 livelli di velocità

Incl. 2 rulli levigatori asimmetrici (a grana grossa e fine) per un'applicazione puntuale o su aree più estese

Unità di carica compatta con carica a contatto
Con potente batteria ricaricabile agli ioni di litio: durata di funzionamento ca. 3 ore
Tempo di carica: ca. 3 ore
Indicatore di carica

3 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: 2 x 6

Cod. EAN: 4211125571160

Cod. art.: 571.16

MP 70 Cera di paraffina e pellicole



Cera di paraffina e pellicole

- 2 x 450 g di cera di paraffina e 30 pellicole

Per l'utilizzo con: MP 70

Contenuto: 450 g per sacchetto di cera, 30 pellicole

Aroma arancia

UV: 8 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125589431

Cod. art.: 589.43

MP 59 Rulli levigatori



Rulli levigatori a grana grossa, fine

- Per una pelle liscia e vellutata

Per l'utilizzo con: MP 59

2 rulli levigatori asimmetrici (a grana grossa e a grana fine) per un'applicazione puntuale o su grandi aree del corpo

In pratica confezione da appendere

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125571191

Cod. art.: 571.19




Sentiti bene nella tua pelle: spazzole per il corpo e prodotti per il massaggio anticellulite.

Con le nostre **spazzole per il corpo** e i nostri **prodotti per il massaggio anticellulite** ti supportiamo **nella routine quotidiana di cura del corpo**.
Facili da usare ed efficaci: fai risplendere la tua pelle!



Spazzola per il corpo FC 55 Pureo Complete Cleansing

Spazzola per il corpo massaggiante per una pelle liscia, curata e dai pori sottili



Pulizia dei pori in profondità

massaggio rotatorio con 2 livelli di velocità per attivare la circolazione delicatamente

Impermeabile

perfetta per l'utilizzo sotto la doccia o nella vasca da bagno

Testina della spazzola rimovibile

per parti del corpo facilmente accessibili

Spazzole per il corpo



FC 25
Cod. art.: 605.11



FC 55
Cod. art.: 605.12



CM 50
Cod. art.: 590.01



cellulite releaZer®
Cod. art.: 590.03



cellulite releaZer® compact
Cod. art.: 590.05

Massaggio anticellulite



ADDIO CELLULITE

I prodotti per massaggi anticellulite possono essere utilizzati **semplicemente a casa** e sono **indispensabili per ridurre** la cellulite.

CM 50



Massaggio anticellulite

- Efficace massaggio dei tessuti connettivi
- Per una pelle visibilmente più soda



Favorisce la circolazione nei diversi strati della pelle

Semplice utilizzo a casa
Impugnatura regolabile
Forma ergonomica


Rotelle massaggianti rimovibili per facilitare la pulizia

2 livelli di intensità del massaggio

Alimentazione da rete elettrica


3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 2 x 3
Cod. EAN: 4211125590017
Cod. art.: 590.01

cellulite releaZer®



cellulite releaZer®

- Massaggio anticellulite
- Riduce la cellulite – clinicamente testato¹⁾
- Per curve sensibilmente lisce, compatte e sode¹⁾
- Massaggio vibrante per il rassodamento del tessuto profondo



2 programmi di massaggio
Impermeabile (IPX 5)

3 livelli di intensità
Spia di controllo per indicatore velocità e stato batteria ricaricabile


Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 7 ore²⁾
Tempo di carica 3,5 ore

Spegnimento automatico dopo 15 min.
Impugnatura antiscivolo con superficie Soft Touch
4 superfici di trattamento: superficie liscia, superficie con noduli, bordo arrotondato e bordo appuntito

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125590031
Cod. art.: 590.03





cellulite releaZer® compact



cellulite releaZer®

- Massaggio anticellulite
- Riduce la cellulite – clinicamente testato¹⁾
- Per curve sensibilmente lisce, compatte e sode¹⁾
- Massaggio vibrante per il rassodamento del tessuto profondo



2 programmi di massaggio
Impermeabile (IPX 5)

3 livelli di intensità
Spia di controllo per indicatore velocità e stato batteria ricaricabile

Maneggevole barra per massaggi (lunghezza 40 cm)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 7 ore²⁾
Tempo di carica 3,5 ore

Spegnimento automatico dopo 15 min.
4 superfici di trattamento: superficie liscia, superficie con noduli, bordo arrotondato e bordo appuntito

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125590055
Cod. art.: 590.05

FC 25



Spazzola per il corpo

- Pulizia profonda per una pelle visibilmente più luminosa e morbida
- Con impugnatura per un pratico utilizzo anche sulla schiena
- Con 2 accessori spazzola per un utilizzo in profondità



Con rotazione a due livelli
Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
2 livelli di velocità

Accessorio spazzola rimovibile per facilitare la pulizia
2 accessori spazzola: per tutti i tipi di pelle e per un peeling profondo

Alimentazione a batteria
Incl. 4 batterie AA da 1,5 V


3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125605117
Cod. art.: 605.11

FC 55 Pureo Complete Cleansing



Spazzola per il corpo

- Con impugnatura rimovibile per utilizzarla comodamente anche sulla schiena
- Pulizia profonda per una pelle visibilmente più luminosa e morbida
- Con 2 accessori spazzola per un utilizzo in profondità
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio



Con rotazione a due livelli
Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doccia e nella vasca
2 livelli di velocità
Spia di controllo per indicatore velocità e stato batteria ricaricabile

Accessorio spazzola rimovibile per facilitare la pulizia
2 accessori spazzola: per tutti i tipi di pelle e per un peeling profondo
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 60 min
Tempo di carica 2 ore

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125605124
Cod. art.: 605.12



FC 25 / FC 55 Accessorio spazzola – Regular



Accessorio spazzola – Regular

- Per l'utilizzo con FC 25 e FC 55

Contiene un accessorio spazzola per tutti i tipi di pelle
Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
In pratica confezione blister da appendere

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125605148
Cod. art.: 605.14

FC 25 / FC 55 Accessorio spazzola – Exfoliation



Accessorio spazzola – Exfoliation

- Per l'utilizzo con FC 25 e FC 55

Contiene un accessorio spazzola per peeling per rimuovere delicatamente le particelle di pelle in eccesso
Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)
In pratica confezione blister da appendere

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125605155
Cod. art.: 605.15

La tua routine per una pelle pulita
e un incarnato fresco.

La nuova **spazzola viso in silicone FC 52** di Beurer fa molto di più! **Pulizia profonda dei pori** e **massaggio** per una pelle del viso liscia e un colorito roseo.



Spazzola viso in silicone FC 52 Laguna

Materiale intelligente

superficie in silicone piacevole
e delicata sulla pelle

Cura del viso 2 in 1

pulizia dei pori in profondità e
massaggio vibrante rilassante
per una pelle fresca e pulita

Supporto

conservazione perfetta


Per tutti i tipi di pelle

Utilizzo personalizzato

15 intensità per una pulizia
delicata e intensiva

Impermeabile

ideale anche sotto la doccia
o nella vasca da bagno



2 in 1

Pulizia profonda e massaggio.
Dopo l'utilizzo la pelle è **parti-**
colarmente predisposta ad
assorbire i prodotti di bellezza.




FC 45



Spazzola viso

- Pulizia 4 volte più profonda della pulizia manuale¹⁾
- Per la pulizia e la cura quotidiana del viso
- Con 2 livelli di rotazione



Per una pelle sensibilmente più liscia e curata

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doccia e nella vasca

2 livelli di velocità

Interruttore ON/OFF illuminato per indicare il funzionamento

Indicatore di carica con batterie quasi scariche
Anello per un pratico aggancio
Incl. accessorio spazzola morbido

Alimentazione a batteria
Incl. 2 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125605506
Cod. art.: 605.50



FC 45 Spazzola di ricambio



Accessorio spazzola

- Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 45

Contiene un accessorio spazzola morbido

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi
(in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere


UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10
Cod. EAN: 4211125605513
Cod. art.: 605.51

FC 52 Laguna



Spazzola viso

- Funzionamento 2 in 1: pulizia dei pori in profondità e massaggio per una pelle del viso liscia
- 2 diverse aree di applicazione



Tecnologia a vibrazioni: conferisce alla pelle un aspetto curato e attiva la circolazione sanguigna del viso

2 diverse aree di applicazione

Spia di controllo dello stato di carica della batteria
Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doccia e nella vasca

15 livelli di intensità

Silicone delicato sulla pelle

Per tutti i tipi di pelle

Spegnimento automatico dopo 15 min.

Funzione di carica USB C

Incluso supporto

Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Funzionamento a batteria: durata di funzionamento ca. 4 ore
Tempo di carica: ca. 2 ore



3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125100193
Cod. art.: 100.19

FC 95 Puroo Deep Cleansing



Spazzola viso

- Pulizia fino a 6 volte più profonda rispetto alla pulizia manuale¹⁾
- Pulizia delicata e profonda per una pelle dall'aspetto visibilmente morbido e radioso
- Con 4 accessori spazzola per un utilizzo versatile
- 2 livelli di rotazione: circolare e oscillante



2 livelli di rotazione:

- Rotazione circolare per una pulizia particolarmente delicata
- Rotazione oscillante per la pulizia profonda per una pelle liscia e morbida

Impermeabile (IPX 7): utilizzabile sotto la doccia e nella vasca

3 livelli di velocità

Interruttore ON/OFF illuminato

Forma ergonomica

Spia di controllo per la visualizzazione della velocità

4 accessori spazzola:

Regular – per tutti i tipi di pelle

Sensitiv – per pelli sensibili

Pore Deep – per la pulizia dei pori in profondità

Exfoliation – per un peeling profondo

Incl. timer da 1 minuto (3 x 20 sec.) per un'applicazione precisa in base alle zone della pelle

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batteria - durata di funzionamento 30 min

Unità di carica - tempo di carica 6 ore

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125605551
Cod. art.: 605.55



FC 95 Spazzola di ricambio – Regular



Accessorio spazzola – Regular

- Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 Puroo Deep Cleansing

Contiene due accessori spazzola per tutti i tipi di pelle

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere
Consegna nel pratico espositore di vendita

UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
Cod. EAN: 4211125605568
Cod. art.: 605.56

FC 95 Spazzola di ricambio – Exfoliation



Accessorio spazzola – Exfoliation

- Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 Puroo Deep Cleansing

Contiene due accessori spazzola per peeling per rimuovere delicatamente le particelle di pelle in eccesso

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere
Consegna nel pratico espositore di vendita

UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
Cod. EAN: 4211125605582
Cod. art.: 605.58

FC 95 Spazzola di ricambio – Sensitiv



Accessorio spazzola – Sensitiv

- Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 Puroo Deep Cleansing

Contiene due accessori spazzola per pelle sensibile

Sostituzione consigliata ogni 4 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere
Consegna nel pratico espositore di vendita

UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
Cod. EAN: 4211125605575
Cod. art.: 605.57

FC 95 Spazzola di ricambio – Pore Deep



Accessorio spazzola – Pore Deep

- Per l'utilizzo con la spazzola viso FC 95 Puroo Deep Cleansing

Contiene un accessorio spazzola per la pulizia in profondità dei pori sviluppato appositamente per pelli grasse con pori dilatati

Sostituzione consigliata ogni 6 mesi (in caso di utilizzo quotidiano)

In pratica confezione blister da appendere
Consegna nel pratico espositore di vendita

UV: 5 Cartone di trasporto: 6 x 5
Cod. EAN: 4211125605599
Cod. art.: 605.59

FS 60



Sauna per il viso

- 3 in 1: cura cosmetica del viso, utilizzo di essenze profumate e inalazione
- Incl. accessorio vapore
- Incl. accessorio per essenze profumate



Apri i pori per una migliore pulizia

Idrata la pelle

Accessorio per sauna per il viso e pulizia co-
smetica del viso

Accessorio vapore per un'inalazione benefica

Serbatoio per essenze profumate

Luce di controllo

Incl. misurino

Vapore a regolazione continua

2 livelli di potenza

Luce di controllo

Incl. misurino

Vapore a regolazione continua

2 livelli di potenza

120 Watt

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125605032

Cod. art.: 605.03

FC 41



Dispositivo per la pulizia dei pori

- Pulizia dei pori in profondità grazie alla tecnologia del vuoto
- Multifunzione grazie a 3 diversi accessori



Pulizia dei pori in profondità grazie alla tecnologia del vuoto

Contrasta efficacemente le impurità della pelle e contribuisce all'aspetto sano della pelle del viso

Design moderno

Con display LCD per visualizzare lo stato di carica della batteria ricaricabile e il livello d'intensità

5 livelli di intensità

3 accessori intercambiabili di diverse dimensioni

Adatto per tutti i tipi di pelle

Incl. 10 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 10 pz. Cod. art.: 164.083

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Funzionamento a batterie: durata di funzionamento circa 90 min.¹⁾

Tempo di carica: ca. 5 ore

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125584177

Cod. art.: 584.17

FC 76



Microdermoabrasione

- La tecnologia utilizzata dai centri estetici dona una pelle morbida.
- Con doppia azione per una pelle più liscia e giovane



Doppia azione:

- Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente le particelle di pelle in eccesso.
- Il massaggio a pressione attivante favorisce la circolazione sanguigna e stimola il rinnovamento cellulare

Semplice e sicuro utilizzo a casa

2 livelli di intensità

Luce di controllo

3 accessori di alta qualità con rivestimento in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: accessorio a grana fine, accessorio ruvido, accessorio di precisione

Incl. 20 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 10 pz. Cod. art.: 163.660

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4

Cod. EAN: 4211125606589

Cod. art.: 606.58

FC 100 Pureo Derma Peel



Microdermoabrasione

- Per un peeling professionale della pelle del viso a casa
- La tecnologia utilizzata dai centri estetici dona una pelle morbida.
- Con doppia azione per una pelle più liscia e giovane



Doppia azione:

- Il peeling rivitalizzante elimina delicatamente le particelle di pelle in eccesso.
- Il massaggio a pressione attivante favorisce la circolazione sanguigna e stimola il rinnovamento cellulare

Unità professionale per un utilizzo semplice e sicuro a casa

5 livelli di intensità per un adattamento personalizzato al tuo tipo di pelle

Pulsante di apertura illuminato

Luce di controllo

3 accessori di alta qualità con rivestimento in zaffiro per un peeling delicato ed efficace: accessorio a grana fine, accessorio ruvido, accessorio di precisione

Incl. 20 filtri di ricambio

Filtri di ricambio postvendita 20 pz. Cod. art.: 163.546

Con specchio integrato

Alimentazione da rete elettrica

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125606671

Cod. art.: 606.67


Informazioni sulla microdermoabrasione

Microdermoabrasione:
ringiovanisce e leviga visibilmente la pelle.




I dispositivi per microdermoabrasione possono **migliorare la struttura cutanea** e al contempo **stimolare la rigenerazione cellulare** grazie al peeling delicato. La **pelle assume così un aspetto liscio e pulito** e si evitano le conseguenze visibili provocate dagli agenti atmosferici e dai cosmetici.

I dispositivi per microdermoabrasione di Beurer **eliminano le particelle di pelle in eccesso** grazie al peeling rivitalizzante e **favoriscono la circolazione e il rinnovamento cellulare con il massaggio a pressione**. La possibilità di selezionare diversi livelli d'intensità ti consente di adattarli alle caratteristiche della tua pelle.



Peeling rivitalizzante



Massaggio a
pressione attivante

Diversi accessori rispondono in modo mirato alle tue esigenze per quanto riguarda le singole parti della pelle.

Rivestimento in zaffiro a grana fine per pelli sensibili, rivestimento in zaffiro ruvido per il trattamento intensivo di zone problematiche o accessorio di precisione per piccole superfici, ad es. nella zona del naso.

BS 45



- Specchio cosmetico illuminato**
- Con sensore tattile
 - Funzione di regolazione continua della luminosità
 - Con pratica base portaoggetti
 - Con specchio extra magnetico con ingrandimento di 5 volte



Cromatura di alta qualità
Luce a LED luminosa con 28 LED
Grande superficie dello specchio senza ingrandimento
Diametro superficie specchio: 17,5 cm
Interruttore ON/OFF aggiuntivo
Intensità della luce regolabile in modo continuo
Spegnimento automatico dopo 15 min.

Alimentazione a batteria
Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125584047
Cod. art.: 584.04

BS 49



- Specchio cosmetico illuminato**
- Design in bianco opaco
 - Con 12 LED



Cromatura di alta qualità
Luce a LED luminosa con 12 LED
2 superfici a specchio ruotabili
Normale/ingrandimento 5x
Diametro superficie specchio: 11 cm



Alimentazione a batteria
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125584016
Cod. art.: 584.01

BS 55



- Specchio cosmetico illuminato**
- Con sensore tattile
 - Funzione di regolazione continua della luminosità
 - Con 18 LED



Cromatura di alta qualità
Luce a LED luminosa con 18 LED
2 superfici a specchio ruotabili
Normale/ingrandimento 7x
Diametro superficie specchio: 13 cm
Intensità della luce regolabile in modo continuo
Spegnimento automatico dopo 15 min.


Alimentazione a batteria
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125654863
Cod. art.: 654.86

BS 59



- Specchio cosmetico illuminato**
- 2 in 1: specchio a parete e con supporto
 - Semplice montaggio a parete, specchio rimovibile
 - Con 12 LED



Cromatura di alta qualità
Luce a LED luminosa con 12 LED
2 superfici a specchio ruotabili
Normale/ingrandimento 5x
Diametro superficie specchio: 11 cm
Incl. viti per semplice montaggio a parete

Alimentazione a batteria
Incl. 4 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 2 x 4
Cod. EAN: 4211125584108
Cod. art.: 584.10

BS 89



- Specchio cosmetico illuminato**
- Per semplice montaggio a parete
 - Luce a LED molto intensa con 36 LED
 - 3 livelli di regolazione della luminosità



Cromatura di alta qualità
Luce a LED molto intensa con 36 LED
Ingrandimento 5x
Superficie specchio: 16 x 16 cm
Incl. viti per semplice montaggio a parete
Intensità della luce regolabile (3 livelli)
Spegnimento automatico dopo 10 min.

Alimentazione a batteria
Incl. 3 batterie AA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 2 x 3
Cod. EAN: 4211125585136
Cod. art.: 585.13



Acconciature impeccabili e capelli visibilmente curati, come appena usciti dal parrucchiere.

Non occorre essere professionisti per creare ricci da sogno. Grazie al vano di arricciatura aperto puoi vedere esattamente come viene creato il riccio. Questo ti dà una particolare sensazione di sicurezza. L'**emissione di ioni quadrupla** conferisce ai tuoi capelli particolare lucentezza.



StylePro



Arricciacapelli automatico HT 75



Avvolgimento automatico dei capelli

la ciocca desiderata viene arriciata avvolgendola automaticamente intorno all'elemento riscaldante, per ricci stupendi premendo semplicemente un pulsante

Movimento

sei tu a stabilire la direzione: 2 direzioni di arricciatura impostabili

Timer smart

viene emesso un segnale acustico quando il riccio è pronto

Delicato sui capelli

con tubo riscaldante rivestito in ceramica e tormalina

Intensità

puoi scegliere tra 3 livelli di temperatura

Giunto girevole a 360°

facile utilizzo senza attorcigliare il cavo



IL PROFESSIONISTA SEI TU

Grazie all'**impugnatura verticale** l'arricciacapelli automatico **offre una presa eccezionale** ed è facilissimo da usare.



Extra leggero, extra resistente, extra delicato:
lo strumento perfetto per le acconciature
di tutti i giorni.

Il **potente asciugacapelli HC 100 Excellence** assicura un'asciugatura rapida senza rovinare i capelli. **Tecnologia professionale di Beurer: acconciatura ottimale per capelli di qualsiasi struttura.**



StylePro

Asciugacapelli HC 100 Excellence



Power inside

il motore digitale asciuga in modo delicato e potente

Funzione a ioni

per capelli morbidi e lucenti

Funzione Memory

memorizza la temperatura e la regolazione della ventola

Diffusore volumizzante

per una maggiore corposità e un'asciugatura delicata dei ricci

Indicatore automatico di pulizia del filtro

il LED lampeggia per indicare quando il filtro rimovibile deve essere pulito

Occhiello di sospensione e cavo extra lungo (2,80 m)

per un impiego ottimale e una pratica conservazione




EASY CLICK

Se desideri più volume e corposità, il **diffusore volumizzante** può essere **applicato magneticamente** con estrema facilità.

HC 17



- Asciugacapelli compatto ripiegabile**
- Salvaspazio grazie all'impugnatura pieghevole
 - Potenza 1300 Watt



2 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Impugnatura pieghevole ed ergonomica: compatta e maneggevole

Stretta bocchetta professionale

1300 Watt
220 – 240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100728
Cod. art.: 100.72

HC 25



- Asciugacapelli da viaggio**
- Utilizzabile in tutto il mondo
 - Funzione a ioni integrata
 - Potenza 1600 Watt



2 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Impugnatura pieghevole ed ergonomica: compatta e maneggevole
Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia

Stretta bocchetta professionale

Superficie Soft Touch
1200/1600 Watt
Commutazione di tensione 100 – 120 / 220 – 240 V per un utilizzo universale

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591137
Cod. art.: 591.13



HC 35



- Asciugacapelli compatto**
- Design moderno con dimensioni compatte
 - Indicatore LED della regolazione della ventola e del calore
 - Inclusa pratica custodia a sacca
 - Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti



3 livelli di calore
3 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale



Superficie Soft Touch
Max. 2000 Watt
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125593926
Cod. art.: 593.92

HC 50



- Asciugacapelli**
- Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
 - La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore
 - Potenza 2200 Watt



3 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda bloccabile per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità



Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale
Diffusore volumizzante
Superficie Soft Touch
Max. 2200 Watt
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591144
Cod. art.: 591.14

HC 55



- Asciugacapelli**
- Funzione riavvolgifilo: il cavo si riavvolge in modo semplice e veloce nell'asciugacapelli
 - Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
 - Potenza 2000 Watt



3 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Funzione riavvolgifilo

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale
Diffusore volumizzante
Superficie Soft Touch
Max. 2000 Watt
220-240 V


3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125586218
Cod. art.: 586.21



HC 60



- Asciugacapelli**
- Risparmio energetico e comfort ai massimi livelli
 - Sensore tattile: l'asciugacapelli si accende e si spegne automaticamente con il tocco
 - Tecnologia ECO: consumo di 1400 Watt con un risultato di 2000 Watt



3 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Indicatore di funzionamento a LED
Colpo di aria fredda bloccabile per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità



Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale
Diffusore volumizzante
Superficie Soft Touch
Max. 1400 Watt (risultato: 2000 Watt)
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591328
Cod. art.: 591.32

HC 80



- Asciugacapelli**
- Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
 - Motore CA professionale, per massima potenza e lunga durata
 - La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore
 - Potenza 2200 Watt



3 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda bloccabile per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale
Diffusore volumizzante
Motore CA
Superficie Soft Touch
Max. 2200 Watt
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591151
Cod. art.: 591.15

HC 35 Ocean



- Asciugacapelli compatto**
- Design moderno con dimensioni compatte
 - Indicatore LED per la regolazione della ventola e del calore
 - Inclusa pratica custodia a sacca
 - Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti



3 livelli di calore
3 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Filtro di sicurezza rimovibile per una semplice pulizia
Stretta bocchetta professionale

Superficie Soft Touch
Max. 2000 Watt
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125594183
Cod. art.: 594.18

HC 45 Ocean



- Spazzola ad aria volumizzante 2-in-1**
- Asciugatura e acconciatura in un unico passaggio
 - La forma ovale genera volume direttamente all'attaccatura dei capelli
 - Testina della spazzola rivestita in ceramica e cheratina per capelli lucenti
 - Funzione a ioni integrata
 - Potenza 1000 Watt



2 livelli di calore
2 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo


Superficie Soft Touch
Max. 1000 Watt
220-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 421112594206
Cod. art.: 594.20

HC 100 Excellence



- Asciugacapelli ad alta velocità**
- Asciugatura rapida e acconciatura precisa grazie al potente motore digitale
 - Dispositivo robusto e leggero (360 g - escluso il cavo) in policarbonato
 - Cavo particolarmente flessibile con lunghezza professionale di 2,80 metri



4 livelli di calore
4 livelli di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Dispositivo antisurriscaldamento automatico

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Funzione Memory integrata - memorizza la temperatura e l'impostazione della ventola

Indicatore automatico di pulizia del filtro

Filtro di sicurezza estraibile per una semplice pulizia

Bocchetta professionale sottile ad applicazione magnetica

Diffusore volumizzante applicabile, magnetico

Motore digitale

Max. 1700 Watt
220 - 240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100834
Cod. art.: 100.83

Informazioni sul prodotto HC 100 Excellence

Leggero e potente, con cavo particolarmente flessibile di lunghezza professionale.



Con la nuova tecnologia innovativa vivrai un'esperienza di styling completamente nuova. Grazie al **flusso d'aria mirato e forte**, i capelli vengono asciugati rapidamente e con la massima delicatezza.

Il **corpo esterno ultraleggero** in pregiato policarbonato e il **design compatto ed ergonomico** completano questo asciugacapelli. Per una maggiore morbidezza è stata integrata una funzione a ioni.



I **versatili accessori**, ovvero la **bocchetta professionale** sottile da 7 mm e il **diffusore**, possono essere applicati magneticamente sull'asciugacapelli. In questo modo è possibile sostituire l'accessorio in un batter d'occhio. E per avere sempre tutto in ordine, con l'acquisto riceverai gratuitamente una bella **custodia**.




StylePro

HS 15



- Piastra per capelli**
- Rivestimento in ceramica per una stiratura particolarmente delicata



Un livello di temperatura di 210 °C

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Spegnimento di sicurezza automatico
Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
32 Watt
100-240 V
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125100742
Cod. art.: 100.74

HS 20



- Piastra per capelli senza fili**
- Funzionamento a batteria e senza cavo: perfetta per accompagnarti in viaggio
 - Piastre elettriche rivestite in ceramica e tormalina per proteggere i capelli



Tre livelli di temperatura variabili (160, 180, 200 °C) per adattarsi ad ogni tipo di capello



Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Indicazione della temperatura a LED
Indicatore di funzionamento
Utilizzo senza cavo per 30 minuti
Tempo di ricarica: 2 ore
Indicatore di carica
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
Spegnimento di sicurezza automatico dopo 30 minuti
Incl. cavo Mini USB
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Incl. cappuccio protettivo resistente al calore
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125593315
Cod. art.: 593.31



HS 30



- Piastra per capelli**
- Rivestimento in ceramica e tormalina per una stiratura particolarmente delicata
 - Piastre arrotondate per capelli lisci o ondulati



Livelli di temperatura variabili (100-200 °C) adatti a ogni tipo di capello

Piastre riscaldanti flessibili: per i migliori risultati con una sola passata
Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Indicatore LED di dispositivo pronto al funzionamento
Spegnimento di sicurezza automatico
Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
Piastre arrotondate per creare onde e boccoli
Superficie Soft Touch
45 Watt
100-240 V
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591120
Cod. art.: 591.12

HS 50 Ocean



- Piastra per capelli**
- Controllo della temperatura a più livelli con indicatore a LED
 - Rivestimento in ceramica e cheratina per una stiratura particolarmente delicata
 - Piastre elettriche flessibili – per un comodo utilizzo senza tirare i capelli




Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) adatti a ogni tipo di capello

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Display a LED
Spegnimento di sicurezza automatico
Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
Blocco tasti per bloccare la temperatura impostata
Superficie Soft Touch
42-52 Watt
100-240 V
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125594008
Cod. art.: 594.00

HS 80



- Piastra per capelli**
- Funzione Triple Ionic: tecnologia agli ioni in 3 livelli per un'acconciatura personalizzata e capelli lucenti
 - Rivestimento in titanio per proteggere i capelli
 - Display LED Magic, si accende solo durante il funzionamento
 - La funzione Protection protegge i capelli mantenendo la brillantezza del colore



Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) adatti a ogni tipo di capello


Funzione Memory per memorizzare la temperatura impostata
Piastre elettriche flessibili – per un comodo utilizzo senza tirare i capelli
Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Display a LED
Spegnimento di sicurezza automatico
Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
Blocco tasti per bloccare la temperatura impostata
45 Watt
220-240 V
Incl. custodia resistente al calore
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591007
Cod. art.: 591.00



HS 100



- Piastra per capelli ad alta velocità**
- Pronta all'uso in soli 12 secondi
 - Indicazione di dispositivo pronto al funzionamento tramite segnale acustico
 - Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
 - Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
 - Inclusa pratica custodia



Livelli di temperatura variabili (120-220 °C) adatti a ogni tipo di capello




Piastre elettriche flessibili – per un comodo utilizzo senza tirare i capelli
Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Display a LED
Spegnimento di sicurezza automatico
Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Blocco delle piastre per una sistemazione e un trasporto facili
Blocco tasti per bloccare la temperatura impostata
Superficie Soft Touch
45 Watt
220-240 V
Inclusa pratica custodia
3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125594169
Cod. art.: 594.16

HS 60



Spazzola lisciante

- Capelli lisci con un solo colpo di spazzola
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Funzione agli ioni integrata per capelli morbidi e lucenti
- Potenza 45 Watt



Livelli di temperatura variabili (120-200 °C) adatti a ogni tipo di capello

Riscaldamento rapido per un utilizzo immediato
Display a LED
Spegnimento di sicurezza automatico

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo
Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Blocco tasti, per bloccare la temperatura impostata

Superficie Soft Touch
45 Watt
100-240 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591106
Cod. art.: 591.10



HT 10



Spazzola a ioni

- Funzione agli ioni attivabile per capelli morbidi e lucenti
- Districa i capelli in modo semplice e dolce



Funzione a ioni attivabile

Indicatore di funzionamento

Alimentazione a batteria
Superficie Soft Touch
Batterie incluse (2 x AAA)

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125591076
Cod. art.: 591.07



HT 22



Dispositivo per eliminare le doppie punte

- Rimuove le doppie punte in modo rapido ed efficace, mantenendo la lunghezza
- Per capelli sani e lucenti senza andare dal parrucchiere
- Utilizzo senza fili - durata di funzionamento 2 ore
- Incl. cavo USB e pennello di pulizia



3 ore di carica della batteria
Contenitore di raccolta dei capelli tagliati
Un solo pulsante per un facile utilizzo

Display a LED

Blocco di trasporto per una sistemazione e un trasporto facili

Incl. cavo USB e pennello di pulizia
Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Indicatore di carica



3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125581329
Cod. art.: 581.32

Informazioni sul prodotto HT 22

Il segreto per capelli lisci come seta: rimuovere in modo rapido ed efficace le doppie punte.



Utilizzo semplice e sicuro: il **dispositivo per eliminare le doppie punte HT 22** taglia le punte dei capelli rovinati in eccesso senza danneggiare i capelli sani. **Capelli sani e lucenti senza andare dal parrucchiere e mantenendo la lunghezza.**



1. Far scorrere delicatamente il dispositivo per eliminare le doppie punte attraverso i capelli, nei punti interessati
2. I capelli più fini in eccesso vengono tagliati con precisione
3. I capelli tagliati vengono raccolti nell'apposito contenitore integrato

IDEALE ANCHE IN VIAGGIO:

- Utilizzo senza fili
- Potente batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Blocco di trasporto
- Incl. cavo USB




HT 65



Piastra arricciacapelli

- 4 stili in 1: beach waves, onde naturali, mermaid waves, classiche onde anni '20
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Punta fredda per un'acconciatura sicura



Un unico apparecchio per creare 4 diversi stili di ricci

Display digitale di visualizzazione della temperatura

Livelli di temperatura personalizzabili da 160 a 210 °C

Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Blocco tasti, per bloccare i livelli di temperatura

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre l'apparecchio in tutta semplicità

Impugnatura ergonomica

Superficie Soft Touch

120 Watt

220-240 V

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125594237

Cod. art.: 594.23

Informazioni sul prodotto HT 65

Onde romantiche, estive o glamour: creale abilmente a casa tua.

Dai libero sfogo alla voglia di cambiare stile: con la **piastra arricciacapelli HT 65** puoi inventare acconciature per ogni occasione. Lasciati ispirare e trova il look che fa per te.



1. **Onde naturali** e **mermaid waves** per le feste del fine settimana.
2. **Beach Waves** per un look di tendenza di giorno e di notte.
3. Classiche **onde anni '20** per le occasioni speciali.



HT 75

NUOVO



Arricciacapelli automatico

- Ricci da sogno e senza fatica, senza grandi competenze di acconciatura
- Acconciatura sicura grazie al design aperto del vano di arricciatura
- L'emissione di ioni quadrupla conferisce ai capelli una particolare lucentezza



Timer smart con segnale acustico

3 livelli di temperatura (170, 190, 210 °C)

Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Rivestimento in ceramica e tormalina

Facile da utilizzare grazie al peso ridotto

2 direzioni di arricciatura impostabili

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Impugnatura verticale per un utilizzo semplice

45 Watt

100-240 V

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -


Cod. EAN: 4211125101947

Cod. art.: 101.94

Informazioni sul prodotto HT 75

Creare ricci non è mai stato così semplice.

Il **segreto di bellezza** per meravigliosi capelli ricci in un gesto. L'utilizzo è così semplice che anche chi non ha esperienza ottiene risultati straordinari. **Provalo anche tu!**



Con l'**avvolgimento automatico dei capelli** è possibile trasformare le ciocche in ricci da sogno

Minimo sforzo per il massimo effetto: ricci da amare!





HT 80



Spazzola ad aria calda rotante

- Rotazione automatica per acconciare i capelli in tutta semplicità in pochi secondi
- Per creare volume e onde flessuose
- Rivestimento in ceramica per proteggere i capelli
- Potenza 1000 Watt
- Funzione a ioni integrata



2 accessori intercambiabili:

- Spazzola termica¹⁾: volume, pienezza e corposità
- Spazzola per ricci¹⁾: per onde e ricci morbidi e flessuosi

2 livelli di calore e di ventilazione

Colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura

Giunto a cerniera a 360°: per un pratico utilizzo senza torsione del cavo

Anello di aggancio, per riporre il dispositivo in tutta semplicità

Superficie Soft Touch

Max. 1000 Watt

220-240 V

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125591199


Cod. art.: 591.19

¹⁾ Rivestimento in ceramica

Il massaggio mirato dei punti di attivazione ti consente di allentare facilmente le contratture muscolari.

Rigenerare muscoli e tessuti e alleviare energicamente le contratture. Il massaggio muscolare mirato attiva e rigenera le zone del corpo sollecitate in modo semplice ed efficace.

Massage Gun MG 79 Sensitive di Beurer è stata sviluppata appositamente anche per le zone sensibili e ti offre tre livelli di intensità.



Massaggiatore muscolare
MG 79 Massage Gun Sensitive

Massaggio delicato sui punti di attivazione

per tutti i muscoli dalla testa ai piedi

Leggero e compatto

design ergonomico,
peso ridotto, ottima
maneggevolezza

Intensità

3 livelli di intensità
selezionabili
liberamente

Illuminazione LED

indicazione dello stato di
carica della batteria e
dell'impostazione del
funzionamento

Utilizzo personalizzato

3 diversi accessori per
massaggio



**PRATICA
SISTEMAZIONE**

La pratica custodia ti consen-
te di avere sempre la tua
Massage Gun pronta all'uso.

Massage Gun MG 185: massaggio personalizzato dopo l'attività sportiva o nelle pause.



Facilità di trattamento

La linea PhysioLine di Beurer ti offre dispositivi speciali per zone del corpo particolarmente sollecitate e per il rilassamento di muscoli e tendini in punti precisi.



5 accessori per massaggio

per l'utilizzo personalizzato in diverse zone del corpo



Display touch a LED

per un facile utilizzo

Intensità

9 livelli di intensità e 3 programmi di massaggio

Particolarmente ergonomica – con impugnatura antiscivolo

Valigetta per una pratica conservazione



Prevenzione, sollievo mirato e una sana rigenerazione direttamente a casa.

Massage Gun

MG 185
Massage Gun

MG 180
Massage Gun

MG 99
Massage Gun Compact

MG 79
Massage Gun Sensitive

Massaggio muscolare e dei punti di attivazione per sciogliere le contratture

Massaggio muscolare e dei punti di attivazione: Massaggio muscolare con effetto attivante e rigenerante

Massaggio muscolare e dei punti di attivazione: Potenziamento e rigenerazione: semplice e veloce

Massaggio delicato sui punti di attivazione per tutti i muscoli dalla testa ai piedi

Massaggiatori portatili per tutto il corpo

MG 35
Deep Roll

Massaggio vibrante: Rafforzamento del tessuto muscolare e fasciale

MG 10
Pallina per massaggi

Massaggio dei punti di attivazione contro le contratture di parti di muscolo

Gambe e piedi

FM 150
Trainer per le vene

Terapia di compressione per gambe stanche

FM 150 Pro
Trainer per le vene

Con manicotti per le cosce

FM 200
Achillomed®

Attenuazione dei problemi al tendine d'Achille

PC 100 Trainer posturale
PostureControl

Trainer posturale: mantenimento della salute della schiena

EMS

EM 22 Muscle Booster

Pad EMS per l'utilizzo su addome, braccia e gambe

EM 95 Bluetooth®

Pad EMS per l'utilizzo su addome, braccia e gambe

MG 180 Massage Gun



Pistola per massaggio muscolare

- Massaggio muscolare mirato con effetto attivante e rigenerante
- 4 livelli di intensità: fino a 3.200 impulsi al minuto
- 6 accessori per massaggio per l'applicazione su diverse zone



4 livelli di intensità
Livello di intensità 1: 1200 giri/min o 20 Hz¹⁾
Livello di intensità 2: 1800 giri/min o 30 Hz¹⁾
Livello di intensità 3: 2400 giri/min o 40 Hz¹⁾
Livello di intensità 4: fino a 3200 giri/min o 53 Hz¹⁾

6 accessori per massaggio

LED di indicazione dello stato di carica della batteria e dell'impostazione del funzionamento

Spegnimento automatico dopo ca. 15 min.

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 3 ore

Impugnatura ergonomica per un utilizzo semplice
Alimentazione a batteria ricaricabile

26 Watt

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125644239

Cod. art.: 644.23



MG 185 Massage Gun



Pistola per massaggio muscolare

- Massaggio energetico e benefico sui punti di attivazione, per allentare le tensioni
- Display touch a LED per un facile utilizzo
- 5 accessori per massaggio per un utilizzo personalizzato dopo l'attività sportiva, l'ufficio o per un utilizzo occasionale



9 livelli di intensità e 3 programmi di massaggio
Livello di intensità 1: 1200 giri/min o 20 Hz
Livello di intensità 2: 1400 giri/min o 23,3 Hz
Livello di intensità 3: 1600 giri/min o 26,6 Hz
Livello di intensità 4: 1800 giri/min o 30 Hz
Livello di intensità 5: 2000 giri/min o 33,3 Hz
Livello di intensità 6: 2200 giri/min o 36,6 Hz
Livello di intensità 7: 2400 giri/min o 40 Hz
Livello di intensità 8: 2600 giri/min o 43,3 Hz
Livello di intensità 9: 3000 giri/min o 50 Hz

5 accessori per massaggio

Particolarmente ergonomica - con impugnatura antiscivolo

Display touch a LED per un facile utilizzo

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria

Spegnimento automatico dopo ca. 15 min.

Tempo di funzionamento: ca. 5,5 ore, tempo di ricarica: circa 3 ore

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 5,5 ore

Valigetta per una pratica conservazione

Incl. adattatore

18 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645335

Cod. art.: 645.33

MG 99 Massage Gun Compact



Pistola per massaggio muscolare

- Potenziamento e rigenerazione - semplice e veloce
- Design compatto e inconfondibile
- 4 accessori per un massaggio personalizzato a casa e in viaggio



5 livelli di intensità
Livello di intensità 1: ca. 1800 giri/min o 30 Hz
Livello di intensità 2: ca. 2100 giri/min. o 35 Hz
Livello di intensità 3: ca. 2400 giri/min o 40 Hz
Livello di intensità 4: ca. 2700 giri/min o 45 Hz
Livello di intensità 5: ca. 3000 giri/min o 50 Hz

4 accessori per massaggio

Leggera e compatta

Illuminazione LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria e dell'impostazione del funzionamento

Spegnimento automatico dopo ca. 10 min.

Tempo di funzionamento: ca. 5 ore, tempo di carica: circa 3 ore

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 5 ore

Utilizzo versatile a casa e in viaggio

Incl. adattatore

10 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125650032

Cod. art.: 650.03

MG 79 Massage Gun Sensitive



Pistola per massaggio muscolare

- Massaggio delicato sui punti di attivazione per tutti i muscoli dalla testa ai piedi
- Leggerezza e design pratico, per essere facile da maneggiare
- 3 accessori per massaggio per un utilizzo personalizzato



3 livelli di intensità
Livello di intensità 1: ca. 1700 giri/min. o 28,3 Hz
Livello di intensità 2: ca. 2450 giri/min. o 40,8 Hz
Livello di intensità 3: ca. 3200 giri/min. o 53,3 Hz

3 accessori per massaggio

Leggera e compatta

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria e dell'impostazione del funzionamento

Spegnimento automatico dopo ca. 10 min.

Tempo di funzionamento: ca. 3 ore, tempo di ricarica: circa 1,5 ore

Potente batteria agli ioni di litio per un utilizzo fino a 3 ore

Incl. pratica custodia

5 Watt

3 anni di garanzia

UV: 4 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125102180

Cod. art.: 102.18




MG 10



Pallina per massaggi con vibrazione

- Massaggio mirato dei punti di attivazione delle parti di muscolo contratte
- Consente di sciogliere tensioni fasciali e irrigidimenti
- Piccola e maneggevole - ideale per il viaggio



Pallina per massaggi con vibrazione per il massaggio mirato dei punti di attivazione
2 livelli di intensità
Serve ad attivare e rigenerare le parti di muscolo contratte

Forma ergonomica

Superficie facile da pulire

Diametro di ca. 8 cm

Utilizzabile in piedi, da seduti o da sdraiati

Piacevole superficie Soft Touch ad azione profonda

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 8 Cartone di trasporto: 4 x 8

Cod. EAN: 4211125648145

Cod. art.: 648.14

MG 35 Deep Roll



Rullo massaggiante con vibrazione

- Supporta la rigenerazione e il rafforzamento di diversi gruppi muscolari
- Azione profonda, grazie alla particolare struttura
- 3 livelli di intensità più modalità di massaggio



Rullo massaggiante con vibrazione
3 livelli di intensità
Modalità di massaggio per un trattamento intensivo
3 unità a rulli girevoli per applicazioni flessibili

Ca. 16 cm di lunghezza

Illuminazione a LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria ricaricabile e della modalità selezionata

Spegnimento automatico dopo 15 minuti

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Piacevole superficie Soft Touch ad azione profonda

Incl. cavo di ricarica USB

3 anni di garanzia

UV: 6 Cartone di trasporto: -

Cod. EAN: 4211125645502

Cod. art.: 645.50

FM 150



Trainer per le vene

- Massaggio a compressione rivitalizzante
- Migliora la circolazione sanguigna venosa attraverso il ripristino della funzione delle vene
- Favorisce la vascolarizzazione e attenua la sensazione di gambe pesanti e stanche
- Scioglie le contratture
- Previene varici e teleangectasie



Massaggio ad aria compressa con cuscinetti d'aria che si gonfiano e si sgonfiano
Intensità del massaggio a regolazione continua
Gonfiaggio alternato dei manicotti per le gambe
Con pulsante STOP di sicurezza
Con funzione di sgonfiaggio per un rapido svuotamento dei cuscinetti d'aria
Incl. funzione timer 10/20/30 min.
Facile da usare tramite interruttore
Utilizzo versatile a casa e in viaggio

I due manicotti per le gambe possono essere adattati con l'aiuto di chiusure a strappo

Funzionamento a batteria e/o da rete elettrica
Dispositivo medico
Incl. custodia
Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
3 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125643256
Cod. art.: 643.25




FM 150 Pro



Trainer per le vene

- Massaggio a compressione rivitalizzante
- Con manicotti per le cosce
- Migliora la circolazione sanguigna venosa attraverso il ripristino della funzione delle vene
- Favorisce la vascolarizzazione e attenua la sensazione di gambe pesanti e stanche
- Scioglie le contratture
- Previene varici e teleangectasie



Massaggio ad aria compressa con cuscinetti d'aria che si gonfiano e si sgonfiano
Intensità del massaggio a regolazione continua
Gonfiaggio alternato dei manicotti per le gambe
Con pulsante STOP di sicurezza
Con funzione di gonfiaggio per un rapido svuotamento dei cuscinetti d'aria
Incl. funzione timer 10/20/30 min.
Facile da usare tramite interruttore
Utilizzo versatile a casa e in viaggio

Tutti e 4 i manicotti possono essere adattati con l'aiuto di chiusure a strappo

Funzionamento a batteria e/o da rete elettrica
Dispositivo medico
Incl. custodia
Incl. 4 batterie AA da 1,5 V
3 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125643270
Cod. art.: 643.27



PC 100



Trainer posturale PostureControl

- Trainer posturale con applicazione semplice sugli abiti
- Per una migliore salute della schiena
- Seduta attiva e dinamica



Per una migliore salute della schiena
Prevenzione dei problemi alla schiena
Applicazione semplice sugli abiti
Leggera vibrazione per segnalare quando si sta seduti troppo a lungo nella stessa posizione
Consigliato da medici e fisioterapisti

Comodo e facile da usare tramite l'app "8sense" gratuita

Funzionamento a batterie, tempo di carica circa 2 ore
Indicatore batteria ricaricabile e carica
Piena funzionalità solo con l'app gratuita "8sense"

0,5 Watt

3 anni di garanzia
UV: 8 Cartone di trasporto: 6 x 8
Cod. EAN: 4211125639501
Cod. art.: 639.50



FM 200 Achillomed®



Massaggiatore per tendine d'Achille

- Per alleviare i problemi al tendine d'Achille
- Massaggio del tendine d'Achille benefico e che favorisce la circolazione
- 6 testine massaggianti rotanti



Massaggiatore per tendine d'Achille con testine massaggianti rotanti
6 testine massaggianti rotanti
2 velocità di massaggio
Altezza e distanza regolabili
2 direzioni del massaggio selezionabili
Testine massaggianti rimovibili per una pulizia semplice

Indicatore di funzionamento a LED illuminato per segnalare l'impostazione del massaggio

Spegnimento automatico

Alimentazione da rete elettrica
15 Watt

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125649333
Cod. art.: 649.33



Informazioni sul prodotto FM 200


Allevia i disturbi e rigenera dopo lo sport.

Il massaggiatore per tendine d'Achille FM 200 è stato sviluppato specificamente per alleviare i problemi al tendine d'Achille. Sei testine massaggianti rotanti servono a facilitare la vascolarizzazione nella zona del tendine d'Achille.



Il suggerimento di una professionista:

Anche l'icona del tennis Angelique Kerber è convinta dell'importanza di una **rigenerazione profonda dei tendini d'Achille.**



EM 22 Muscle Booster



- Pad EMS**
- Pad EMS addominale per l'utilizzo sull'addome
 - Pad EMS per braccia/gambe per l'utilizzo su braccia e gambe



Elettrostimolazione della muscolatura addominale e della muscolatura di braccia/gambe
Set di pad EMS in tre parti
1 pad addominale e 2 pad per braccia/gambe
Dispositivo EMS perfetto per i principianti
Materiale silconico morbido e flessibile

Spegnimento automatico

Intensità regolabile (15 livelli)

Incl. set di pad gel autoadesivi per ogni pad EMS

Incl. 3 batterie CR2032 da 3 V

3 anni di garanzia

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 4

Cod. EAN: 4211125646646

Cod. art.: 646.64

EM 22 Pad gel incl. batterie



- 8 pad gel e 3 batterie**
- Utilizzabili con Muscle Booster EM 22
 - Un set di pad gel e una batteria per ogni pad EMS

Utilizzabili con Muscle Booster EM 22

Set di pad gel autoadesivi per ogni pad EMS

3 batterie CR2032 da 3 V

UV: 10 Cartone di trasporto: 10 x 10

Cod. EAN: 4211125646622

Cod. art.: 646.62

EM 95 Bluetooth®



- Dispositivo per la stimolazione muscolare**
- Dispositivo EMS di alto livello per la stimolazione muscolare a casa
 - App con 20 allenamenti e Virtual Coach
 - Allenamenti in 2 categorie: Fitness & Power e Relax & Wellbeing
 - Display TFT a colori da 3,5"
 - 4 canali regolabili separatamente
 - 4 manicotti (2 x braccia e 2 x gambe)



8 elettrodi gel autoadesivi (45 x 45 mm)
2 manicotti taglia S (28 - 45 cm)
2 manicotti taglia M (36 - 54 cm)
4 canali regolabili separatamente
20 allenamenti: Fitness & Power e Relax & Wellbeing
3 livelli di difficoltà (principiante, avanzato, esperto)
40 programmi
Pratica clip per pantaloni/cintura
Display TFT a colori da 3,5"
Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 1170 mAh

Cavo di carica USB incluso adattatore

App con allenamenti e Virtual Coach incl. video di tutti gli esercizi
App gratuita "beurer EMS HomeStudio"
Custodia

3 anni di garanzia

UV: 2 Cartone di trasporto: 6 x 2

Cod. EAN: 4211125662011

Cod. art.: 662.01



EM 95 Manicotti taglia XS



- Manicotti taglia XS**
- Dimensioni circa 22 - 35 cm
 - Per l'utilizzo con EM 95 Bluetooth®

2 manicotti: Taglia XS
Dimensioni circa 22 - 35 cm

UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125662035

Cod. art.: 662.03

EM 95 Manicotti taglia S



- Manicotti taglia S**
- Dimensioni circa 28 - 45 cm
 - Per l'utilizzo con EM 95 Bluetooth®

2 manicotti: Taglia S
Dimensioni circa 28 - 45 cm

UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125662042

Cod. art.: 662.04

EM 95 Manicotti taglia M



- Manicotti taglia M**
- Dimensioni circa 36 - 54 cm
 - Per l'utilizzo con EM 95 Bluetooth®

2 manicotti: Taglia M
Dimensioni circa 36 - 54 cm

UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125662073

Cod. art.: 662.07

EM 95 Manicotti taglia L



- Manicotti taglia L**
- Dimensioni circa 50 - 75 cm
 - Per l'utilizzo con EM 95 Bluetooth®

2 manicotti: Taglia L
Dimensioni circa 50 - 75 cm

UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125662080

Cod. art.: 662.08

Elettrodi 45 x 45 mm



- Elettrodi piccoli**
- Utilizzabili con EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

Dimensioni: 45 x 45 mm
8 pezzi
Elettrodi gel autoadesivi

UV: 5 Cartone di trasporto: 30 x 5
Cod. EAN: 4211125661021

Cod. art.: 661.02




Antelope by Beurer

Allenamenti EMS di livello superiore Antelope: efficaci, flessibili e comodi!

Un allenamento breve e allo stesso tempo efficace. Come è possibile? Con l'elettrostimolazione muscolare (EMS) gli impulsi aggiuntivi aumentano l'intensità dell'allenamento. Atleti professionisti, amatoriali e tutti coloro che vogliono rimanere in salute e in forma traggono vantaggio dalle unità EMS. Il tutto con la massima flessibilità: a casa, al campo sportivo o nel bosco, con i prodotti Antelope è possibile allenarsi quando e dove si vuole.



App gratuita
"Antelope Go"



Tuta EMS Antelope by Beurer

Tessuto a maglia di alta qualità con zone funzionali

lavabile in lavatrice con cavi ed elettrodi integrati



42 programmi EMS

semplice collegamento USB C dei tessuti, sistema modulare ed espandibile

Pratica

tasca per cellulare integrata

Elettrodi in silicone high-tech


18 elettrodi in silicone anatomici

Fissaggio

magnetico con effetto a scatto


Cerniere lampo laterali

per una buona vestibilità



Design innovativo

elettrodi extra sottili per impulsi uniformi



INTUITIVO

Semplicità di comando e selezione in base agli obiettivi di allenamento, misurazione dei risultati e trasmissione automatica dei dati del peso da "beurer HealthManager Pro"

Tuta EMS da uomo



Tuta EMS

- Sistema EMS con 18 elettrodi composto da maglietta, pantaloncini e booster per allenamenti ad alta intensità di tutto il corpo
- 42 programmi EMS supportano l'allenamento sportivo, il fitness e l'HIIT1), gli esercizi per la salute, la riabilitazione, l'aumento della forza e la rigenerazione
- Design appositamente studiato per l'anatomia maschile e femminile con comfort elevato



Tuta EMS da donna



Facilità d'uso e adeguatezza a qualsiasi livello di prestazioni

Selezione e configurazione dei programmi in base all'obiettivo di allenamento: riscaldamento, fitness, sport, potenziamento, rigenerazione. Impostazione dell'intensità di allenamento da 0 a 100

Elettrodi anatomici in silicone per applicazioni su pelle asciutta o umida

Maglietta con 12 elettrodi: torace, addome, braccia, zona cervicale, dorsale, lombare

Pantaloncini con 6 elettrodi: glutei, parte anteriore della coscia, parte posteriore della coscia

Zone funzionali, traspirante, lavabile in lavatrice, facile da indossare

Comando intuitivo delle singole coppie di elettrodi tramite l'app gratuita "Antelope Go"

Possibilità di avvio rapido tramite booster. Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Misurazione integrata dei risultati e ambito di valutazione

1 anno di garanzia

Combinazioni da uomo

- S, S (880.89, 4211125880897)
- M, S (880.98, 4211125880989)
- M, M (880.90, 4211125880903)
- L, M (880.91, 4211125880910)
- L, L (880.95, 4211125880958)
- XL, L (880.92, 4211125880927)
- XL, XL (880.93, 4211125880934)
- XXL, XXL (880.94, 4211125880941)

Combinazioni da donna

- XS, XS (880.82, 4211125880828)
- S, S (880.83, 4211125880835)
- M, S (880.99, 4211125880996)
- M, M (880.84, 4211125880842)
- L, M (880.85, 4211125880859)
- L, L (880.86, 4211125880866)
- XL, L (880.87, 4211125880873)
- XL, XL (880.88, 4211125880880)

Informazioni sui prodotti Antelope



"La tuta EMS di Antelope è l'ideale per tutti quelli che vogliono fare di più."

Professionista di tennis
Angelique Kerber

Canotta EMS da uomo




Canotta EMS

- Canotta EMS con 8 elettrodi incl. booster per allenamenti ad alta intensità per schiena e addome
- 42 programmi EMS supportano l'allenamento sportivo, il fitness e l'HIIT1), gli esercizi per la salute, la riabilitazione, l'aumento della forza e la rigenerazione
- Design appositamente studiato per l'anatomia maschile e femminile con comfort elevato



Canotta EMS da donna



Facilità d'uso e adeguatezza a qualsiasi livello di prestazioni

Selezione e configurazione dei programmi in base all'obiettivo di allenamento: riscaldamento, fitness, sport, potenziamento, rigenerazione. Impostazione dell'intensità di allenamento da 0 a 100

Elettrodi anatomici in silicone per applicazioni su pelle asciutta o umida

Canotta con 8 elettrodi: addome, zona cervicale, dorsale e lombare

Zone funzionali, traspirante, lavabile in lavatrice, facile da indossare

Comando intuitivo delle singole coppie di elettrodi tramite l'app gratuita "Antelope Go"

Possibilità di avvio rapido tramite booster. Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Misurazione integrata dei risultati e ambito di valutazione

Sistema modulare ampliabile con pantaloncini e leggings

1 anno di garanzia

Canotta Evo Onpack da uomo:

- S, (881.76, 4211125881764)
- M, (881.77, 4211125881771)
- L (881.78, 4211125881788)
- XL (881.84, 4211125881849)
- XXL (881.95, 4211125881955)

Canotta Evo Onpack da donna:

- XS (881.39, 4211125881399)
- S (881.72, 4211125881726)
- M (881.73, 4211125881733)
- L (881.74, 4211125881740)
- XL (881.75, 4211125881757)





Corefit I



Cintura per addominali EMS

- Training dei muscoli addominali centrali e laterali
- Efficace e potente, facile da usare



EMS technology

9 training programs

waist size 70-140 cm

countdown function

adjustable intensity

safe application

water contact electrodes 4x

Cintura addominale ergonomica con 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura (4 x addome) in carbonio conduttore

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)

Comando rimovibile con schermo LCD. Intensità regolabile da 0 a 40

Flessibile: 2 elettrodi adesivi per la stimolazione muscolare individuale collegabili all'elemento di comando con cod. art.: 647.05

Cinghia addominale flessibile con chiusura a strappo, utilizzabile per circonferenze addominali da 70 a max. 140 cm (28 - 55 pollici) inclusa prolunga

9 programmi EMS per allenamento di resistenza, fitness e HIIT¹⁾, aumento e potenziamento della muscolatura, rigenerazione

Timer per countdown, spegnimento di sicurezza, funzione pausa, spegnimento automatico e blocco tasti

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4052095881054

Cod. art.: 881.05

Corefit II



Cintura per addominali e dorsali EMS

- Training dei muscoli addominali centrali e della muscolatura dorsale bassa
- Efficace e potente, facile da usare



EMS technology

9 training programs

waist size 75-130 cm

countdown function

adjustable intensity

safe application

water contact electrodes 4x

Cintura addominale ergonomica con 4 elettrodi di contatto resistenti all'usura (2 x addome / 2 x schiena) in carbonio conduttore

Nessun gel di contatto o elettrodi sostitutivi necessari (elettrodi di contatto con acqua)

Comando rimovibile con schermo LCD. Intensità regolabile da 0 a 40

Flessibile: 4 elettrodi adesivi per la stimolazione muscolare individuale collegabili all'elemento di comando con cod. art.: 647.05

Cintura flessibile con prolunga per circonferenze vita da 75 a max. 130 cm

9 programmi EMS per allenamento di resistenza, fitness e HIIT¹⁾, aumento e potenziamento della muscolatura, rigenerazione

Timer per countdown, spegnimento di sicurezza, funzione pausa, spegnimento automatico e blocco tasti

Indicatore di sostituzione delle batterie

Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V

3 anni di garanzia

UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4052095881061

Cod. art.: 881.06

Gel di contatto per elettrodi



Gel di contatto per elettrodi

- Gel di contatto per elettrodi per applicazioni di corrente di stimolazione EMS/TENS efficaci
- Conduttivo, incolore e inodore

Per una percezione intensa degli impulsi, un'elevata conduttività e un allenamento efficace

Facilità di utilizzo

Non unge, delicato sulla pelle, inodore, incolore

Contenuto: 250 ml di gel di contatto per elettrodi

UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125881832

Cod. art.: 881.83

Spray di contatto per elettrodi



Spray di contatto per elettrodi

- Spray di contatto per elettrodi per applicazioni di corrente di stimolazione EMS/TENS efficaci
- Conduttivo, incolore e inodore

Per una percezione intensa degli impulsi, un'elevata conduttività e un allenamento efficace

Facilità di utilizzo

Non unge, delicato sulla pelle, inodore, incolore

Contenuto: 250 ml di gel di contatto per elettrodi

UV: 3 Cartone di trasporto: 6 x 3

Cod. EAN: 4211125881825

Cod. art.: 881.82



Neonati e bambini

Fai un bel respiro e passa la giornata senza pensieri.

Scoprire il mondo sani e vivaci: con l'**aerosol Beurer IH 24 Kids** aiuti tuo figlio a tornare a respirare bene in fretta in caso di raffreddore, asma o bronchite. Il **set di nebulizzazione** è studiato su misura per neonati e bambini.



Neonati e bambini

Aerosol IH 24 Kids

Tecnologia ad aria compressa mediante compressore

Trattamento mirato

delle vie aeree superiori e inferiori

Terapia comprovata

elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ciao Balou!

il cane Balou rende la terapia semplice, come in un gioco

Adatto a neonati e bambini

incluse maschere in silicone adattabili per la pelle sensibile dei bambini

Rapidamente efficace

genera particelle finissime che trasportano i principi attivi in profondità nei polmoni in pochi secondi

Dispositivo medico

adatto per un uso terapeutico

Design a misura di bambino

con un semplice comando monotasto



ANDRÀ TUTTO BENE

La forte potenza di nebulizzazione di ca. 0,35 ml/min offre un rapido sollievo a grandi e piccini.




Babyphone

BY 33



- Babyphone**
- Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni ridotte
 - Indicatore a LED a colori



Comunicazione a una via
Subito pronto all'uso
120 canali
Trasmissione digitale
Controllo ottico del livello di rumore
Portata fino a 300 m
Controllo della portata con segnale acustico
Regolazione del volume su 5 livelli
Batteria ricaricabile Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori
Frequenza di trasmissione: 1881.792-1897.344 MHz
Potenza di trasmissione: 19 dBm
Allarme per sostituzione batterie

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125952600
Cod. art.: 952.60

BY 84



- Babyphone analogico**
- Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni ridotte
 - Indicazione dello stato del bambino sul display: indicatore con bambino che dorme, piange o è sveglio
 - La visualizzazione cambia a seconda della situazione



Alimentatore certificato GS



Display LCD retroilluminato in blu (26 x 16 mm)
Comunicazione a una via
Spegnimento automatico del display LCD in caso di silenzio (modalità di risparmio energetico)
16 suoni pilota
2 canali per una trasmissione quasi indisturbata
Trasmissione analogica
Controllo ottico del livello di rumore
Portata molto elevata fino a 800 m
Controllo della portata con segnale acustico + ottico. Segnale
Regolazione continua della sensibilità
Regolazione continua del volume
Pratica clip per cintura e fissaggio a parete
Batteria ricaricabile Ni-MH per unità genitore e 2 alimentatori
Frequenza di trasmissione: 864.875-864.925 MHz
Potenza di trasmissione: < 9,6 dBm
Indicatore del canale selezionato
Indicatore di carica della batteria

3 anni di garanzia
UV: 6 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125952082
Cod. art.: 952.08


BY 110



- Babyphone video**
- Display LCD a colori extra large da 2,8"
 - Modalità ECO+ per una trasmissione a basso consumo energetico ed emissioni ridotte
 - Videosorveglianza automatica anche al buio grazie alla funzione di visione notturna agli infrarossi
 - Dolci ninnenanne + funzione parla/ascolta
 - Durata di funzionamento fino a 8 ore



Alimentatore certificato GS



Display LCD a colori da 2,8" (unità genitore)
Funzione parla/ascolta
Allarme rumore, movimento e temperatura
Modalità sleep: spegnimento del display impostabile a 2/5/10 min
Funzione zoom digitale
4 ninnenanne, impostabili dall'unità genitore
21 canali
Trasmissione digitale
Funzione timer: 2/3/4/5 ore
Portata fino a 300 m
Controllo della portata con segnale acustico
Impostazione del volume regolabile
Luminosità del display regolabile
Pratico fissaggio a parete della telecamera
Telecamera ruotabile manualmente
Batteria ricaricabile agli ioni di litio per unità genitore e 2 alimentatori
Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
Potenza di trasmissione: < 14 dBm
Compatibile con max. 4 telecamere
Indicazione temperatura
Allarme sostituzione batterie (unità genitore)

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125952617
Cod. art.: 952.61

BY 80



- Bilancia pesaneonati**
- Funzione fermo-pesata automatica e manuale per pesare il neonato che si muove



Grande display LCD (altezza cifre: 23 mm)
Superficie d'appoggio arcuata
Funzione fermo-pesata
Tecnologia di accensione: Button-On
Portata: 20 kg
Graduazione: 5 g
Commutazione kg / lb / oz
Facile da pulire
Piedini in gomma antiscivolo
Spegnimento automatico
Incl. 2 batterie AA da 1,5 V

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125956059
Cod. art.: 956.05

BY 90 Bluetooth®



- Bilancia pesaneonati**
- Controllo ottimale del peso del tuo bambino tramite l'app "beurer BabyCare"
 - Trasmissione dei dati tra lo smartphone e la bilancia tramite Bluetooth®
 - Funzione fermo-pesata automatica e manuale per pesare il neonato che si muove



Grande display LCD (altezza cifre: 23 mm)
Superficie d'appoggio arcuata
Funzione fermo-pesata
Tecnologia di accensione: Button-On
Portata: 20 kg
Graduazione: 5 g
Commutazione kg / lb / oz
Facile da pulire
Piedini in gomma antiscivolo
Metro integrato per misurare l'altezza (lunghezza 150 cm)
Posizioni di memoria dei valori: 10
Spegnimento automatico
Incl. 3 batterie AAA da 1,5 V
App gratuita "beurer BabyCare"

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125956066
Cod. art.: 956.06


Bilancia pesaneonati

Informazioni su "beurer BabyCare"

Diario intelligente - passo dopo passo.

Registra i dati importanti sullo sviluppo di tuo figlio con l'app gratuita "beurer BabyCare" con semplicità.

Tieni sempre sotto controllo lo sviluppo del tuo bambino in modo affidabile.



BY 40



Tiralatte elettrico

- Simulazione della poppata naturale
- Estremamente comodo grazie a 10 livelli di stimolazione e 10 livelli di estrazione
- Funzione Memory per una modalità personalizzata
- Display chiaro e illuminato
- Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
- Con indicatore della durata di utilizzo



Design compatto per la massima praticità
Con un biberon e tappo a vite per il biberon

Coppa in silicone (dimensione media) con superficie SoftTouch piacevole e flessibile per un utilizzo delicato

Adattatore per biberon Avent e NUK
Piedini in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza di appoggio
Accessori disinfettabili
Dispositivo medico
Spegnimento automatico dopo 60 min.

Tecnologia del vuoto
Funzionamento con alimentatore o batteria
Indicatore di carica della batteria
Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125953065
Cod. art.: 953.06

BY 70 Dual



Tiralatte elettrico doppio

- La doppia estrazione consente di ottenere più latte in meno tempo
- Simulazione della poppata naturale
- Estremamente comodo grazie a 10 livelli di stimolazione e 10 livelli di estrazione
- Funzione Memory per una modalità personalizzata
- Display chiaro e illuminato
- Facile montaggio dei pezzi durante l'utilizzo
- Con accessori completi



Con 2 biberon, tappo a vite per i biberon, 2 supporti per biberon e tettarella in silicone ergonomica per un facile allattamento incl. coperchio

Adatto per estrazione doppia e singola
Tiralatte manuale da utilizzare a casa o in viaggio
Coppe in silicone (dimensione media e small) con superficie SoftTouch piacevole e flessibile per un utilizzo delicato

Biberon con sistema anti-colic per ridurre le coliche e le indisposizioni nei neonati

Adattatore per biberon Avent e NUK
Piedini in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza di appoggio
Accessori disinfettabili
Dispositivo medico
Spegnimento automatico dopo 60 min.
Inclusa borsa per l'uso a casa e in viaggio
Tecnologia del vuoto
Funzionamento con alimentatore o batteria
Indicatore di carica della batteria
Incl. 4 batterie AA da 1,5 V e alimentatore

3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125953096
Cod. art.: 953.09

BY 40 / BY 60 / BY 70 Set di accessori



Biberon e accessorio di estrazione

- Per l'utilizzo con BY 40, BY 60 e BY 70 Dual

Biberon e accessorio per l'estrazione (incl. membrana in silicone, valvola in silicone e tubo flessibile in silicone)

Con coppa in silicone con superficie SoftTouch piacevole e flessibile per un utilizzo delicato

Con tappo filettato per biberon

UV: 6 Cartone di trasporto: 4 x 6

Cod. EAN: 4211125953157

Cod. art.: 953.15

Informazioni sul prodotto BY 40¹⁾

Testato dalle ostetriche per te e il tuo bambino.

50 ostetriche hanno testato il tiralatte elettrico BY 40 di Beurer **per quattro settimane per quanto riguarda l'uso quotidiano, l'applicabilità e la gestione generale.**

Il **98%** delle partecipanti al test **raccomanda il tiralatte Beurer.**



BY 52



Scaldapappe e scaldabiberon

- 2 in 1: riscaldamento e mantenimento in caldo di pappe
- Indicazione della temperatura digitale



Con display a LED

Riscaldamento graduale e uniforme delle pappe

Con cestello per inserire ed estrarre i vasetti con facilità

Adatto a tutti i tipi di biberon e vasetti disponibili in commercio

Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie

Con coperchio

Segnale ottico e spia di controllo

80 Watt
Spegnimento automatico

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125954024
Cod. art.: 954.02



BY 76



Sterilizzatore a vapore

- Eliminazione di tutti i batteri dannosi presenti in casa
- Display digitale per una facile lettura della durata di sterilizzazione residua



Con display a LED

Disinfetta fino a 6 biberon e accessori in 7 min.

Sterilizzazione garantita per 3 ore con coperchio chiuso
Sterilizzazione senza additivi chimici

Gli accessori sono lavabili in lavastoviglie

Incl. pinza, cestello per biberon estraibile e misurino

Segnale acustico e ottico

Avvolgimento cavo
500 Watt
Spegnimento automatico


3 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125953089
Cod. art.: 953.08

BY 11 Monkey / Frog / Dog



Termometro ultrarapido

- Punta di misurazione extra flessibile
- Affidabilità comprovata



Durata di misurazione ca. 10 sec.

Tecnologia di misurazione a contatto

Indicatore febbre: segnale acustico a partire da 37,8 °C

Indicazione in °C e °F

Punta e display impermeabili

Disinfettabile

Precisione di misurazione:
±0,1 °C: 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F: 95,9 °F-107,6 °F)
±0,2 °C: 32,0 °C-35,4 °C ; 42,1 °C-42,9 °C
(±0,4 °F: 89,6 °F-95,7 °F ; 107,8 °F-109,2 °F)

1 posizione di memoria

Spegnimento automatico

Segnale acustico di fine misurazione

Dispositivo medico

Con tappo di protezione

Incl. 1 batteria LR41 da 1,5V

Incl. espositore di vendita

5 anni di garanzia
UV: 20 Cartone di trasporto: 10 x 20
Cod. EAN: Monkey: 4211125950040
Cod. art.: Monkey: 950.04
Cod. EAN: Frog: 4211125950057
Cod. art.: Frog: 950.05
Cod. EAN: Dog: 4211125950064
Cod. art.: Dog: 950.06



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Trattamento mirato delle vie respiratorie superiori e inferiori
- Sperimentato nella terapia di malattie acute e croniche come raffreddore, asma e bronchite
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve
Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar
Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino
Pratica custodia
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,35 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Yearpack IH 24 Kids Cod. art. 601.19

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: -
Cod. EAN: 4211125603090
Cod. art.: 603.09



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Molto facile da usare

Tempo di inalazione breve
Pressione di esercizio: ca. 0,8 - 1,45 bar
Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino
Custodia
Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,3 ml/min

Dispositivo medico

Alimentazione da rete elettrica

Year Pack IH 26 Kids Cod. art. 601.19

Year Pack IH 26 Cod. art. 601.28

Doccia nasale vedere a pagina 62 Cod. art. 601.37

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia
UV: 2 Cartone di trasporto: 2 x 2
Cod. EAN: 4211125601188
Cod. art.: 601.18



Contenuto

- 1 boccaglio
- 1 mascherina bambino in silicone
- 1 mascherina per bambini in silicone
- 1 raccordo angolare
- 1 nebulizzatore
- 1 tubo per aria compressa
- 10 filtri

Utilizzare solo con IH 24 Kids / IH 26 Kids

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125601195

Cod. art.: 601.19

IH 21 / IH 26 Year Pack



Contenuto

- 1 boccaglio
- 1 erogatore nasale
- 1 mascherina adulto
- 1 mascherina bambino
- 1 nebulizzatore
- 1 tubo per aria compressa
- 10 filtri

Utilizzare solo con IH 21 / IH 26

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125601287
Cod. art.: 601.28



Aerosol

- Tecnologia ad aria compressa mediante compressore
- Per il trattamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, raffreddore, asma, malattie delle vie respiratorie
- Incl. set di nebulizzazione per neonati e bambini



Elevato quantitativo di particelle diffuse nei polmoni

Ideale in viaggio

Molto facile da usare

Silenzioso

Tempo di inalazione breve

Pressione di esercizio ca. 0,25 - 0,5 bar

Set di nebulizzazione completo, a misura di bambino

Custodia

Disinfettabile

Potenza di nebulizzazione: ca. 0,25 ml/min

Dispositivo medico

Incl. adattatore di rete con cavo micro USB

Year Pack IH 58 Kids Cod. art. 602.18

Year Pack IH 58 Cod. art. 602.15

Mascherina per bambini vedere a pagina 62 Cod. art. 601.31

5 anni di garanzia
UV: 3 Cartone di trasporto: 4 x 3
Cod. EAN: 4211125602178
Cod. art.: 602.17



Contenuto

- 1 boccaglio
- 1 mascherina bambino in silicone
- 1 mascherina per bambini in silicone
- 1 raccordo angolare
- 1 nebulizzatore
- 1 tubo per aria compressa
- 10 filtri

Utilizzare solo con IH 58 Kids / IH 58 / IH 60


Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12

Cod. EAN: 4211125602185

Cod. art.: 602.18

IH 58 / IH 60 Year Pack




Contenuto

- 1 boccaglio
- 1 erogatore nasale
- 1 mascherina adulto
- 1 mascherina bambino
- 1 nebulizzatore
- 1 tubo per aria compressa
- 10 filtri

Utilizzare solo con IH 58 / IH 60

Dispositivo medico

UV: 12 Cartone di trasporto: 4 x 12
Cod. EAN: 4211125602154
Cod. art.: 602.15



Pettine anti pidocchi

- Basta pettinare i capelli per liberare la cute da pidocchi e lendini
- Senza utilizzo di sostanze chimiche



Interrompe il segnale acustico a contatto con un pidocchio o una lendine

Compresi pennello di pulizia e cappuccio di protezione

Dispositivo medico

Adatto per cani e gatti

Incl. 1 batteria AA da 1,5 V

3 anni di garanzia
UV: 4 Cartone di trasporto: 4 x 4
Cod. EAN: 4211125593346
Cod. art.: 593.34

Salute

Pressione sanguigna ed ECG

Pag. 24	BM 26	Pag. 26	BM 51 easyClip
Pag. 24	BM 28	Pag. 27	BM 53 NUOVO
Pag. 25	BM 35	Pag. 27	BM 54
Pag. 25	BM 40	Pag. 27	BM 58
Pag. 25	BM 44	Pag. 28	BM 59 NUOVO
Pag. 26	BM 45	Pag. 28	BM 64 NUOVO
Pag. 26	BM 49	Pag. 28	BM 81 easyLock

Temperatura corporea

Pag. 38	FT 09/1 bianco	Pag. 39	FT 65
Pag. 38	BY 11 Monkey / Frog / Dog	Pag. 40	FT 85
		Pag. 40	FT 90
Pag. 38	FT 15/1	Pag. 40	FT 95 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 39	FT 58	Pag. 41	FT 100
Pag. 39	FT 58 Cappucci protettivi		

Aerosol / Vaporizzatori

Pag. 58	IH 18	Pag. 60	IH 58
Pag. 58	IH 21	Pag. 61	IH 58 Kids
Pag. 58	IH 24 Kids	Pag. 61	IH 60
Pag. 59	IH 26	Pag. 61	SI 40
Pag. 59	IH 26 Kids	Pag. 62	IH 18 Year Pack
Pag. 59	IH 28 Pro	Pag. 62	Mascherina per bambini
Pag. 60	IH 55	Pag. 62	IH 21 / IH 26 Year Pack
Pag. 60	IH 57		

Amplificatori acustici

Pag. 66	HA 20 Single
Pag. 66	HA 50 Single
Pag. 66	HA 55 Pair
Pag. 67	Capsule deumidificanti
Pag. 67	Filtri paracerume

TENS/EMS

Pag. 71	EM 29 2-in-1
Pag. 71	EM 49
Pag. 72	EM 59 Heat
Pag. 72	EM 59 Heat Pad gel
Pag. 72	EM 80 3-in-1
Pag. 73	EM 89 Heat NUOVO
Pag. 73	Elettrodi 45 x 45 mm
Pag. 73	Elettrodi 50 x 100 mm

Luci sveglia

Pag. 85	WL 50
Pag. 85	WL 75

Lampade a raggi infrarossi

Pag. 86	IL 11
Pag. 86	IL 21
Pag. 86	IL 35
Pag. 87	IL 50
Pag. 87	IL 60 NUOVO

Pag. 29	BM 85
Pag. 30	BM 96 Cardio
Pag. 31	ME 90
Pag. 32	BC 21
Pag. 32	BC 27
Pag. 32	BC 28
Pag. 33	BC 30

Glicemia

Pag. 44	GL 44 lean mg/dL
Pag. 44	GL 48 mg/dL
Pag. 44	GL 49 <i>Bluetooth®</i> mg/dL
Pag. 45	GL 60 <i>Bluetooth®</i> mg/dL
Pag. 46	Strisce reattive
Pag. 46	Lancette
Pag. 47	Soluzioni di controllo

Pag. 33	BC 44
Pag. 33	BC 51
Pag. 34	BC 54
Pag. 35	BC 87

Pulsossimetri

Pag. 52	PO 13 Kids NUOVO
Pag. 52	PO 30
Pag. 52	PO 35
Pag. 53	PO 45
Pag. 53	PO 60 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 53	PO 80

Pag. 63	IH 58 Kids Year Pack
Pag. 63	IH 58 / IH 60 Year Pack
Pag. 63	SI 40 Mascherina per sauna per il viso
Pag. 63	SI 40 Mascherina per aromaterapia

Lampade di luce naturale del giorno

Pag. 82	TL 20
Pag. 82	TL 30
Pag. 82	TL 35 NUOVO
Pag. 83	TL 41 Touch
Pag. 83	TL 45 Perfect Day
Pag. 83	TL 50
Pag. 84	TL 70
Pag. 84	TL 85
Pag. 84	TL 95
Pag. 85	TL 100

Dopopuntura

Pag. 76	BR 10
Pag. 76	BR 60
Pag. 76	BR 90

Woman's Life

Pag. 94	EM 50 Menstrual Relax
Pag. 94	EM 55 Menstrual Relax +
Pag. 94	EM 50 Pad gel
Pag. 94	EM 55 Pad gel
Pag. 95	PT 20 PelviStrong
Pag. 95	OT 20 BasalControl Basic
Pag. 95	OT 30 <i>Bluetooth®</i> BasalControl Smart

Benessere

Calore per il benessere

Pag. 100	HK 72 To Go
Pag. 100	HK 25
Pag. 100	HK 35
Pag. 101	HK 42 Supercosy
Pag. 101	HK Comfort Cosy
Pag. 101	HK 45 Cosy
Pag. 102	HK 48 Cosy
Pag. 102	HK 49 Cosy
Pag. 102	HK 53 Cosy
Pag. 103	HK 54 Cosy
Pag. 103	HK 58 Cosy
Pag. 103	HK 115 Cosy

Relax e massaggio

Pag. 122	MG 280
Pag. 123	MG 16 verde / rosso
Pag. 123	MG 18 NUOVO
Pag. 123	MG 24 NUOVO
Pag. 124	MG 40
Pag. 124	MG 55
Pag. 124	MG 70
Pag. 125	MG 80
Pag. 125	MG 100
Pag. 125	MG 510 To Go
Pag. 126	MG 135

Aria e aroma

Pag. 146	maremed® MK 500
Pag. 146	maremed® MK 500 Sale marino apposito e filtri
Pag. 146	maremed® Sale marino apposito
Pag. 147	maremed® Kit di filtri
Pag. 147	maremed® Lampada UVC
Pag. 148	LR 210
Pag. 148	LR 210 Filtri di ricambio
Pag. 148	LR 220
Pag. 149	LR 220 Filtri di ricambio

Pag. 149	LR 310
Pag. 149	LR 310 Filtri di ricambio
Pag. 150	LR 400 WIFI
Pag. 150	LR 401 WIFI
Pag. 150	LR 400 / 401 Filtri di ricambio
Pag. 151	LR 500 WIFI
Pag. 151	LR 500 Filtri di ricambio
Pag. 152	LW 230 2-in-1 White / Black
Pag. 152	LW 230 Pad agli ioni d'argento

Pag. 108	UB 53 Teddy Single
Pag. 108	UB 56 Teddy Double
Pag. 108	UB 60
Pag. 109	UB 60 Green Planet NUOVO
Pag. 110	UB 64
Pag. 110	UB 68 XXL
Pag. 110	UB 90
Pag. 111	UB 100 Cosy
Pag. 111	UB 190 CosyNight
Pag. 112	FW 20 Cosy Grey
Pag. 112	FWM 45

Pag. 130	MG 295 – HD 3D
Pag. 130	MG 315
Pag. 131	MG 320 HD 3-in-1
Pag. 131	MG 330 Grey
Pag. 131	MG 330 Petrol Blue
Pag. 132	MC 3800 HCT – modern
Pag. 132	MC 5000 HCT – deluxe
Pag. 132	FM 39
Pag. 133	FM 60
Pag. 133	FM 70
Pag. 133	FM 90

Pag. 152	LB 37 White / Toffee
Pag. 153	LB 45
Pag. 153	LB 37 Filtro anticalcare
Pag. 153	LB 44/LB 45/LB 88 Filtro anticalcare
Pag. 153	LB 55
Pag. 154	LB 88 Dual White
Pag. 154	LB 200 NUOVO
Pag. 154	LB 300 Plus NUOVO
Pag. 155	LB 200 / 300 Filtri di ricambio NUOVO
Pag. 155	LV 50 Fresh Breeze

Pag. 113	HD 75 Cosy Taupe
Pag. 113	HD 75 Cosy White
Pag. 113	HD 75 Cosy Dark Grey
Pag. 114	HD 75 Cosy Ocean
Pag. 114	HD 75 Nordic Taupe
Pag. 114	HD 75 Nordic Grey
	Green Planet NUOVO
Pag. 115	HD 150 XXL Cosy Taupe
Pag. 115	HD 150 XXL Nordic Taupe

Pag. 134	FM 120
Pag. 135	FB 12
Pag. 135	FB 20
Pag. 135	FB 21
Pag. 136	FB 30
Pag. 136	FB 35
Pag. 136	FB 60
Pag. 137	FB 65

Pag. 155	LV 50 Filtri di ricambio
Pag. 155	LV 50 / LB 12 Bottiglia di ricambio
Pag. 156	HM 16
Pag. 156	HM 22
Pag. 156	LA 30
Pag. 157	LA 35 NUOVO
Pag. 157	LA 40
Pag. 157	Olio aromatico Vitality

Home

Peso e diagnosi

Pag. 162	BF 405 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>
Pag. 162	BF 500 Super Black Edition <i>Bluetooth®</i>
Pag. 162	BF 600 Pure <i>Bluetooth®</i> Black / White
Pag. 163	BF 720 <i>Bluetooth®</i>
Pag. 163	BF 880 WIFI / <i>Bluetooth®</i>
Pag. 163	BF 915 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>
Pag. 164	BF 950 <i>Bluetooth®</i> Black
Pag. 164	BF 980 WIFI / <i>Bluetooth®</i>

Pag. 165	BF 105 Body Complete <i>Bluetooth®</i>
Pag. 165	BF 1000 Super Precision <i>Bluetooth®</i>
Pag. 166	BF 180
Pag. 166	BG 13
Pag. 166	BF 183
Pag. 167	BF 195
Pag. 167	BF 220
Pag. 167	BF 400 SignatureLine Black / White
Pag. 168	BF 410 SignatureLine Black / White

Bilance da cucina e alimentazione

Pag. 178	KS 19 Berry / Fresh
Pag. 178	KS 19 Black
Pag. 178	KS 22
Pag. 179	KS 25

Pag. 179	KS 34 XL Black
Pag. 179	KS 34 XL Stainless Steel
Pag. 180	KS 51
Pag. 180	KS 54

Pag. 168	BG 51 XXL
Pag. 168	GS 10
Pag. 169	GS 10 Black
Pag. 169	GS 120 Kompakt
Pag. 170	GS 203 Wood
Pag. 170	GS 203 Slate
Pag. 170	GS 215 Relax
Pag. 171	GS 215 Rome
Pag. 171	GS 215 San Francisco
Pag. 171	GS 225
Pag. 172	GS 235
Pag. 172	GS 300 Black
Pag. 172	GS 340 XXL

Pag. 173	GS 400 SignatureLine Black / White
Pag. 173	GS 405 SignatureLine
Pag. 173	GS 410 SignatureLine Black / White
Pag. 174	PS 240 Soft Grip
Pag. 174	GS 39
Pag. 174	MS 01
Pag. 175	GS 14
Pag. 175	PS 160
Pag. 175	PS 25

Bilance pesabagagli

Pag. 184	LS 06
Pag. 184	LS 10
Pag. 184	LS 20 eco

Cura del corpo

Spazzolini elettrici

Pag. 188	TB 30 NUOVO
Pag. 188	TB 50 NUOVO
Pag. 188	Testine Clean, set da 4/8 NUOVO

Pag. 188	Testine Sensitive, set da 4/8 NUOVO
----------	--

MenCare

Pag. 192	MN2X NUOVO
Pag. 192	MN4X NUOVO
Pag. 192	MN5X NUOVO
Pag. 193	MN8X NUOVO

Pag. 193	MN9X NUOVO
Pag. 193	MN8X Lame per testina di rasatura NUOVO

Beauty

Epilazione

Pag. 196 IPL Pure Skin Pro 5500
Pag. 196 IPL Velvet Skin Pro 8500
Pag. 196 IPL 10000 + SalonPro System
Pag. 197 IPL Pure Skin Pro 5800
Pag. 197 IPL Velvet Skin Pro 8800
Pag. 197 IPL 7800 Cool Pro
NUOVO
Pag. 198 HL 16
Pag. 198 HL 36
Pag. 198 HL 36 Accessorio per la rasatura e il peeling
Pag. 199 HL 76
Pag. 199 HL 76 Accessorio per la rasatura
Pag. 199 HL 76 Accessorio per l'epilazione
Pag. 199 HL 40
Pag. 199 HL 40 Cartucce e strisce depilatorie

FaceCare

Pag. 214 FC 45
Pag. 214 FC 45 Spazzola di ricambio
Pag. 214 FC 52 Laguna

HairCare

Pag. 224 HC 17
Pag. 224 HC 25
Pag. 224 HC 35
Pag. 225 HC 50
Pag. 225 HC 55
Pag. 225 HC 60

Trattamento di mani e piedi

Pag. 202 MP 41
Pag. 202 MP 42
Pag. 202 MP 41 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 202 MP 42 / MP 44 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 203 MP 52
Pag. 203 MP 62
Pag. 203 MP 52 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 203 MP 62 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 204 MP 64

Pag. 204 MP 84
Pag. 204 MP 100
Pag. 205 MP 64 / MP 84 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 205 MP 100 Accessori per manicure / pedicure
Pag. 206 MP 48
Pag. 206 MP 70
Pag. 207 MP 59
Pag. 207 MP 70 Cera di paraffina e pellicole
Pag. 207 MP 59 Rulli levigatori

BodyCare

Pag. 210 CM 50
Pag. 210 cellulite releaZer®
Pag. 210 cellulite releaZer® compact
Pag. 211 FC 25
Pag. 211 FC 55 Pureo Complete Cleansing
Pag. 211 FC 25/ FC 55 Accessori spazzola

Pag. 215 FC 95 Pureo Deep Cleansing
Pag. 215 FC 95 Spazzole di ricambio
Pag. 216 FS 60

Pag. 216 FC 41
Pag. 216 FC 76
Pag. 217 FC 100 Pureo Derma Peel
Pag. 218 BS 45

Pag. 218 BS 49
Pag. 218 BS 55
Pag. 219 BS 59
Pag. 219 BS 89

Pag. 226 HC 80
Pag. 226 HC 35 Ocean
Pag. 226 HC 45 Ocean
Pag. 227 HC 100 Excellence
Pag. 228 HS 15
Pag. 228 HS 20

Pag. 228 HS 30
Pag. 229 HS 50 Ocean
Pag. 229 HS 80
Pag. 229 HS 100
Pag. 230 HS 60
Pag. 230 HT 10

Pag. 231 HT 22
Pag. 232 HT 65
Pag. 233 HT 75
NUOVO
Pag. 233 HT 80

Fitness

Massaggio

Pag. 238 MG 180 Massage Gun
Pag. 238 MG 185 Massage Gun
Pag. 238 MG 99 Massage Gun Compact
Pag. 239 MG 79 Massage Gun Sensitive
NUOVO
Pag. 239 MG 10
Pag. 239 MG 35 Deep Roll
Pag. 240 FM 150
Pag. 240 FM 150 Pro
Pag. 240 PC 100
Pag. 241 FM 200 Achillomed®

Pad EMS

Pag. 242 EM 22 Muscle Booster
Pag. 242 EM 22 Pad gel incl. batterie

Elettrostimolazione

Pag. 242 EM 95 Bluetooth®
Pag. 243 EM 95 Manicotti taglia XS
Pag. 243 EM 95 Manicotti taglia S
Pag. 243 EM 95 Manicotti taglia M
Pag. 243 EM 95 Manicotti taglia L
Pag. 243 Elettrodi 45 x 45 mm

Antelope by Beurer

Pag. 246 Tuta EMS da uomo
Pag. 246 Tuta EMS da donna
Pag. 247 Canotta EMS da uomo
Pag. 247 Canotta EMS da donna
Pag. 248 Corefit I
Pag. 248 Corefit II
Pag. 249 Gel di contatto per elettrodi
Pag 251 Spray di contatto per elettrodi

Baby

Babyphone

Pag. 252 BY 33
Pag. 252 BY 84
Pag. 252 BY 110

Balance pesaneonati

Pag. 253 BY 80
Pag. 253 BY 90 Bluetooth®

Alimentazione

Pag. 254 BY 40
Pag. 254 BY 70 Dual
Pag. 254 BY 40 / BY 60 / BY 70 Set di accessori
Pag. 255 BY 52
Pag. 255 BY 76

Termometri

Pag. 255 BY 11 Monkey / Frog / Dog

Aerosol

Pag. 256 IH 24 Kids
Pag. 256 IH 26 Kids
Pag. 256 IH 24 Kids / 26 Kids Year Pack
Pag. 256 IH 21 / IH 26 Year Pack
Pag. 257 IH 58 Kids
Pag. 257 IH 58 Kids Year Pack
Pag. 257 IH 58 / IH 60 Year Pack

Pettine anti pidocchi

Pag. 257 HT 15 Pettine anti pidocchi

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.



[illegible]