

beurer

zdrowie i dobre samopoczucie

Nasze produkty 2024

WERSJA MIĘDZYNARODOWA

Zdrowie

Samopoczucie

Małe AGD

Pielęgnacja ciała

Beauty

Fitness

Dziecko

Twoje zdrowie jest dla nas ważne.

Firma Beurer oferuje dokładnie te produkty, które mogą Ci się przydać.

Zdrowie jest naszym największym dobrem. W ciągu ponad 100-letniej działalności firma Beurer przekształciła się z producenta poduszek elektrycznych w **eksperta w dziedzinie zdrowia**. Uważnie słuchamy naszych klientów, a dzięki innowacyjnym pomysłom i patentom staliśmy się liderem w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia. **Uwzględniamy także przyszłe trendy i stale rozwijamy nasze portfolio.** Sekret naszego sukcesu: produkty najwyższej jakości. **Każdy może wybrać produkt najodpowiedniejszy dla siebie spośród gamy około 500 artykułów z kategorii zdrowie, samopoczucie, małe AGD, pielęgnacja ciała, beauty, fitness i dziecko.** Dzięki rosnącemu światu aplikacji Beurer zapewniamy również cyfrowe połączenie dla coraz większej liczby produktów „Connect” – a to jeszcze bardziej ułatwia **nowoczesne zarządzanie zdrowiem** w codziennym życiu!

Jako **lider rynku europejskiego w kategorii urządzenia rozgrzewające, lider rynku ciśnieniomierzy i produktów do masażu w Niemczech** oraz jeden z **największych producentów wag łazienkowych w Europie** bardzo dokładnie znamy oczekiwania względem jakości i użyteczności naszych urządzeń. Aby zawsze nadążać za duchem czasów, zaangażowaliśmy różnych **partnerów i start-upy**, dzięki czemu dysponujemy rozwiązaniami, które pasują do zdrowego stylu życia.



Zdrowie

Ciśnienie krwi i EKG		Wzmacniacze słuchu	65
Ciśnieniomierze naramienne	19, 24	Urządzenia do elektrostymulacji TENS/EMS	69
Przenośne urządzenia EKG	31		
Ciśnieniomierze na nadgarstek	32	Urządzenia uśmierzające ból po ukłuciu insektów	75
Temperatura ciała			
Termometry	37	Terapia światłem i budziki świetlne	
Cukier we krwi		Lampy o świetle dziennym	79, 82
Glukometry	43	Budziki świetlne	85
Pulsoksymetry	49	Lampy na podczerwień	81, 86
Inhalacja i inhalatory parowe	55	Woman's Life	88

Samopoczucie

Urządzenia rozgrzewające		Małe masażery	120, 123
Produkty rozgrzewające To Go	100	Produkty do masażu shiatsu	117, 126
Poduszki elektryczne	100	Masaż stóp, wanieki do wodnego masażu stóp	119, 132
Nakładki elektryczne na łóżko	106	Poprawa jakości powietrza i aromaterapia maremed®	144
Buty rozgrzewające	112	Oczyszczacze i nawilżacze powietrza	139, 148
Koce rozgrzewające	97, 113	Wentylatory	155
Odprężenie i masaż		Termohigrometry, dyfuzory zapachowe	141, 156
Mata do jogi i rozciągania	122		

Małe AGD

Masa ciała i pomiary diagnostyczne		Wagi kuchenne i dieta	
Wagi Connect	159, 162	Wagi kuchenne	177
Wagi diagnostyczne	166	Odżywianie	181
Wagi łazienkowe	168	Wagi bagażowe	183

Pielęgnacja ciała

Elektryczne szczoteczki do zębów	187	MenCare	191
----------------------------------	-----	---------	-----

Beauty

Depilacja		FaceCare	
IPL, depilacja	195	Szczoteczki do twarzy	213
Manicure i pedicure		Sauna do twarzy, oczyszczacze do porów, mikrodermabrazja	216
Manicure/pedicure	201	Podświetlane lusterka kosmetyczne	218
BodyCare		HairCare	
Masaż antycellulitowy, cellulite releaZer®, szczotki do ciała	209	Suszarki do włosów, szczotki do suszenia włosów nadające objętość, prostownice do włosów, szczotki prostujące, szczotki jonizujące, urządzenia do obcinania rozdwojonych końcówek włosów, faldownicy, lokówki, podgrzewane szczotki	221

Fitness

Fitness		Antelope by Beurer	
Pistolety i piłki do masażu, Deep Roll, urządzenia do treningu żył, тренаżery pozycji, urządzenia do masażu ścięgna Achillesa, pady EMS, urządzenia do stymulacji mięśni	235	Kombinezony EMS, Tank Top EMS, Pasy do stymulacji mięśni brzucha EMS	245

Dziecko

Niemowlę i dziecko			
Elektroniczne nianie, wagi niemowlęce	252	Termometry	255
Laktatory, urządzenia do podgrzewania butelek i pokarmu dla niemowląt, sterylizatory parowe	254	Inhalacja	251, 256
		Grzebień do wyczesywania wszy	257

Przegląd produktów	258
--------------------	-----

Scan & Save –
proste zapisywanie
ciśnienia krwi
w aplikacji.





Zrównoważone działania dla nas i przyszłych pokoleń.



Firma Beurer GmbH posiada certyfikat zgodności ze standardem GRS, który śledzi i certyfikuje proces powstawania poliestru z recyklingu od początku do produktu końcowego. Control Union 1142381



Skutecznie i szybko.
Trening EMS –
kiedy, jak i gdzie
tylko chcesz.



**Elektryczne
szczoteczki do
zębów dla
wyjątkowo
pięknego
uśmiechu.**



MenCare Shave,
trim and style
beyond limits.





Woman's Life
służy pomocą.



Ciśnienie krwi

Pulsoksymetry

TENS/EMS

Terapia światłem i budziki świetlne

Woman's Life



BM 53
Strona 27



BM 59
Strona 28



BM 64
Strona 28



PO 13 Kids
Strona 52



EM 89 Heat
Strona 73



TL 35
Strona 82



IL 60
Strona 87



Menstrual Relax +
Strona 94



PelviStrong
Strona 95

Urządzenia rozgrzewające

Odprężenie i masaż



HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet
Strona 104



UB 60 Green Planet
Strona 109



HD 75 Nordic Grey Green Planet
Strona 114



MG 18
Strona 123



MG 24
Strona 123



MG 139 Beige
Strona 126



MG 139 Mint
Strona 126



MG 202
Strona 129

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Pielęgnacja ciała



LB 200
Strona 154



LB 300 Plus
Strona 154



LA 35
Strona 157



TB 30
Strona 188



TB 50
Strona 188



MN2X
Strona 192



MN4X
Strona 192



MN5X
Strona 192



MN8X
Strona 193



MN9X
Strona 193

Depilacja

HairCare

Fitness

Antelope



IPL 7800 Cool Pro
Strona 197



HT 75
Strona 233



MG 79
Strona 239



Kombinezon męski EMS
Strona 246



Kombinezon damski EMS
Strona 246



Top męski EMS
Strona 247



Top żeński EMS
Strona 247

Ciśnienie krwi i EKG

W porę rozpoznaj objawy udaru.

Ciśnieniomierze naramienne BM 53 i BM 64 mają wbudowaną funkcję AFib, pozwalającą na rozpoznawanie migotania przedsionków i tym samym zapobieganie udarom.



Ciśnienie krwi

Zdrowie

Ciśnieniomierz naramienny BM 53

Ciśnieniomierz naramienny BM 64



Trzykrotny pomiar

Zalecany przez lekarzy w celu uzyskania jeszcze dokładniejszych wyników pomiarów

Wyprodukowano w Europie

Standard jakości firmy Beurer – wyprodukowano w Europie



Przebadane klinicznie


Wiarygodny pomiar także podczas ciąży



Połączenie z aplikacją

Ciśnienia krwi zawsze pod kontrolą dzięki aplikacji „beurer HealthManager Pro”

Bluetooth®



Nowoczesna technologia pompowania

Wyjątkowy komfort dzięki łagodnemu zwiększaniu ciśnienia i szybkości pomiaru



Zaawansowane wykrywanie arytmii –

wykrywa migotanie przedsionków¹⁾ i tym samym może zapobiec udarom

Migotanie przedsionków jest najczęstszą postacią arytmii. Często nie występują żadne objawy, ale ryzyko udaru wzrasta.

Ciśnieniomierz ze zintegrowaną funkcją wykrywania migotania przedsionków **AFib** to pierwszy krok do kontroli i monitorowania ciśnienia krwi w domu. **Ciśnieniomierz monitoruje** regularność tętna **podczas pomiaru**. W przypadku stwierdzenia migotania przedsionków należy koniecznie udać się do lekarza w celu dalszego wyjaśnienia.

Do zapewnienia **jeszcze większej dokładności pomiarów również w domu** przydaje się funkcja **potrójnego pomiaru**. Kardiolodzy i towarzystwa zajmujące się leczeniem nadciśnienia tętniczego zalecają wielokrotne pomiary ciśnienia krwi w domu.

Zadbaj o swoje serce. Chętnie Ci pomożemy.

¹⁾ Migotanie przedsionków, znane również jako Atrial Fibrillation (AFib).

Ciśnieniomierz BM 59 – bezstresowy pomiar bez wężyków i przewodów.

Akumulator do wielokrotnego ładowania

Technologia deflacji

Pomiar następuje podczas spuszczenia powietrza z mankietu


Łatwy i dokładny pomiar

Brak wężyków i przewodów



„beurer MyHeart” – 30-dniowy program stanowiący idealne uzupełnienie funkcji ciśnieniomierza.

Kompleksowy dodatek „beurer MyHeart” w aplikacji „beurer HealthManager Pro” pomaga wprowadzić zdrowsze nawyki do codziennego życia. Cztery **obszary tematyczne: przepisy, ruch, nawyki i przydatne informacje** współgrają ze sobą i wspierają Cię na drodze do poprawy stanu zdrowia. **Trenera zdrowia „beurer MyHeart”** można zamówić opcjonalnie jako płatną usługę dodatkową w aplikacji.




„beurer MyHeart”

Cyfrowy trener zdrowszego stylu życia

4 fundamenty zdrowego stylu życia na co dzień

Odżywianie, ruch, informacje i nawyki



Inspiracja

Motywacja do działania

Pyszne przepisy gwarantujące dobre samopoczucie

Przejrzyście zaprezentowane, smaczne i łatwe do przygotowania



Nowa funkcja aplikacji w cyfrowym dzienniku ciśnienia krwi.

„Scan & Save” – zachowaj przegląd codziennych pomiarów w aplikacji „beurer HealthManager Pro”. **Szybko i łatwo.**

Ręczne zapisywanie wartości ciśnienia krwi to już przeszłość! Dzięki **funkcji aplikacji „Scan & Save”** od teraz można zapisywać **wartości pomiarowe wszystkich ciśnieniomierzy Beurer w formie cyfrowej w aplikacji** – również bez *Bluetooth®*. W tym celu wystarczy **zeskanować wartości pomiarowe za pomocą kamery smartfona**. Wynik jest automatycznie rozpoznawany i zapisywany w **aplikacji „beurer HealthManager Pro”**.

W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1

Pobierz aplikację „beurer HealthManager Pro”



2

Użyj funkcji „Scan & Save” w aplikacji i zeskanuj wyniki pomiarów



3

Wyniki pomiarów są zapisywane automatycznie w aplikacji „beurer HealthManager Pro”



Odkryj świat aplikacji Beurer

Udostępniamy Ci urządzenia i odpowiednie aplikacje, które będą wygodnie pomagać Ci w życiu codziennym.

Zeskanuj kod QR, aby mieć pewność, że Twój smartfon, tablet lub laptop są kompatybilne z aplikacjami Beurer. Znajdziesz tam wymagania systemowe i kompatybilne urządzenia dla każdej aplikacji i oprogramowania.



Pomiar ciepłoty na ramieniu, czy na nadgarstku? Wybór należy do Ciebie.

Ciepłota można zmierzyć na ramieniu lub na nadgarstku. Jak pokazują różne testy, wyniki pomiarów są tak samo wiarygodne w przypadku pomiaru na nadgarstku, jak i na ramieniu.

Ciepłotomierze naramienne

- **Mankiet naramienny** zapewnia zawsze **automatyczny prawidłowy pomiar na wysokości serca**
- Dla osób starszych, palaczy oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i cukrzycą zalecane jest stosowanie urządzenia naramiennego
- Nasza **porada wideo** dotycząca prawidłowego pomiaru na ramieniu:



Ciepłotomierze na nadgarstek

- **Nieskomplikowane i łatwe w obsłudze** – poręczne, kompaktowe urządzenia są **praktycznymi towarzyszami** również w podróży
- Ważne dla uzyskania wiarygodnych wyników: nadgarstek musi znajdować się na wysokości serca przez cały czas pomiaru
- Nasza **porada wideo** dotycząca prawidłowego pomiaru na nadgarstku:



Ciepłotomierze naramienne

Classic Line



BM 26
Nr art.: 652.28



BM 28
Nr art.: 658.13



BM 35
Nr art.: 654.09



BM 40
Nr art.: 658.15

Comfort Line



BM 44
Nr art.: 655.01



BM 45
Nr art.: 658.06



BM 49
Nr art.: 656.28, nr art.: 656.31
Nr art.: 656.32, nr art.: 656.40



BM 51 easyClip
Nr art.: 652.04



BM 54
Nr art.: 655.12



BM 58
Nr art.: 655.16



BM 59
Nr art.: 102.27

Premium Line



BM 53
Nr art.: 654.59



BM 64
Nr art.: 654.00



BM 81 easyLock
Nr art.: 655.11



BM 85
Nr art.: 658.03



BM 96 Cardio
Nr art.: 658.01

Ciepłotomierze na nadgarstek

Classic Line



BC 27
Nr art.: 659.04



BC 28
Nr art.: 650.44



BC 30
Nr art.: 650.51

Comfort Line



BC 21
Nr art.: 650.46



BC 44
Nr art.: 659.05



BC 51
Nr art.: 650.60

Premium Line



BC 54
Nr art.: 650.54



BC 87
Nr art.: 657.03

BM 26



Ciśnieniomierz naramienny

- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
- Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Średnia z ostatnich 3 pomiarów

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
Cztery pamięci użytkownika – każda po 30 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–35 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (30–42 cm)

Nr art.: 162 973

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Nr EAN: 4211125652289

Nr art.: 652.28



BM 28



Ciśnieniomierz naramienny

- Wskaźnik spoczynku¹⁾ zapewnia dokładność pomiaru
- Kontrola prawidłowego założenia mankietu: Zapewnia prawidłowe umieszczenie mankietu na ramieniu



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Kontrola prawidłowego założenia mankietu
Przypomnienie o pomiarze: 2 ustawiane czasy alarmów
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
Cztery pamięci użytkownika – każda po 30 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art.: 071.95
BM 28 Onpack (= z zasilaczem)
Nr EAN: 4211125658304 Nr art.: 658.30

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125658137

Nr art.: 658.13

¹⁾ Patent EP 1 673 009

Informacje o produkcie BM 28

Wiarygodny pomiar także podczas ciąży

W przypadku kobiet w ciąży, zwłaszcza z wysokim ciśnieniem krwi, zalecana jest precyzyjna kontrola ciśnienia krwi. Urządzenie BM 28 ze specjalną weryfikacją jest nieodzownym narzędziem w trosce o zdrowie podczas ciąży.



Przed ciążą, w jej trakcie lub po niej, kobiety mogą mieć wysokie ciśnienie krwi, które zwiększa ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

Regularny i przede wszystkim wiarygodny pomiar ciśnienia krwi jest bardzo ważny dla Ciebie i Twojego dziecka.

W przypadku **kobiet w ciąży z nadciśnieniem** zmiany w strukturach tkankowych i tętnicznych mogą powodować, że **ciśnieniomierze nieodpowiednie dla tej grupy ryzyka będą wskazywać zmiany wartości pomiarowych.**

Kliniczne badanie walidacyjne oscylometrycznego ciśnieniomierza BM 28 firmy Beurer potwierdza dokładność pomiaru wartości ciśnienia krwi u kobiet w ciąży, także w obecności nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego.




Dodatkowa wskazówka: Dzięki kompleksowej technologii ciśnieniomierz naramienny BM 28 doskonale nadaje się do regularnej kontroli ciśnienia krwi w domu, oczywiście nie tylko u kobiet w ciąży.

BM 35



Ciśnieniomierz naramienny

- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
- Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (30–42 cm)

Nr art.: 162 973

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125654092


Nr art.: 654.09

BM 40



Ciśnieniomierz naramienny

- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
- Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty i czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–35 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (30–42 cm)

Nr art.: 162 973

Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art.: 071.95
Onpack BM 40 (= z zasilaczem)
Nr EAN: 4211125658175 Nr art.: 658.17

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125658151


Nr art.: 658.15

BM 44



Ciśnieniomierz naramienny

- Łatwość użycia: łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku
- Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Podświetlany przycisk START/STOP
Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL

Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–30 cm
Automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (30–42 cm)

Nr art.: 162.795

Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art. 071.95
Onpack BM 44 (= z zasilaczem)
Nr EAN: 4211125658175 Nr art.: 658.17

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125655013

Nr art.: 655.01

BM 45



Ciśnieniomierz naramienny

- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
- Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Łatwa obsługa za pomocą przycisków dotykowych

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany przycisk START/STOP
Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (35–44 cm)
Nr art.: 163.387
Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art. 071.95

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125658069
Nr art.: 658.06

BM 49



Mówiący ciśnieniomierz naramienny

- Z informacją głosową o zmierzonych wartościach w wielu językach
- Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL
- Regulacja głośności



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Opcje językowe:
(a) DE, FR, IT, NL (b) EN, ES, RU, GR
(c) RO, PL, CS, HU (d) FA, AR, EN

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (35–44 cm)
Nr art.: 163.387
Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art. 071.95
5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: (a) 4211125656287
Nr art.: (a) 656.28
Nr EAN: (b) 4211125656409
Nr art.: (b) 656.40
Nr EAN: (c) 4211125656317
Nr art.: (c) 656.31
Nr EAN: (d) 4211125656324
Nr art.: (d) 656.32

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125658069
Nr art.: 658.06

BM 51 easyClip



Ciśnieniomierz naramienny

- Innowacyjny mankiety easyClip (22–42 cm): Łatwe wkładanie mankiety – jednym ruchem ręki
- Nowoczesna technologia pompowania: szybki i komfortowy pomiar już podczas pompowania
- Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Automatyczny pomiar podczas pompowania: szybkość i wygoda pomiaru

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany na biało wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 100 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art.: 071.95

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125652043
Nr art.: 652.04



BM 53



Ciśnieniomierz naramienny

- Zaawansowane wykrywanie arytmii: Pozwala wykryć migotanie przedsionków w celu zapobiegania zawałom serca
- Zalecany przez lekarzy potrójny pomiar w celu zapewnienia jeszcze dokładniejszych wyników
- Wiarygodny pomiar także podczas ciąży



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Wskaźnik spoczynku¹⁾ zapewnia dokładność pomiaru
Kontrola prawidłowego założenia mankiety

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Automatyczna preselekcja ciśnienia i spustu powietrza
Idealnie czytelny wyświetlacz XL z podświetleniem
Dwie pamięci użytkownika – każda po 100 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Mankiety Premium dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

Zasilacz dostępny oddzielnie

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125654597
Nr art.: 654.59

BM 54



Ciśnieniomierz naramienny

- Uniwersalny mankiety, także dla osób o dużym obwodzie ramienia do 44 cm
- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Przejrzysty i czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–44 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125655129
Nr art.: 655.12



BM 58



Ciśnieniomierz naramienny

- Przesyłanie wyników pomiarów do aplikacji przez USB za pomocą kabla USB „beurer HealthManager Pro”
- Łatwa obsługa za pomocą przycisków dotykowych
- Przejrzysty i czytelny czarny wyświetlacz XL



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu

W zestawie złącze PC / kabel USB
Mocowanie mankiety
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Przejrzysty i czytelny czarny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–30 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
Opcjonalnie dostępny mankiety XL (30–42 cm)
Nr art.: 163.246
Zasilacz dostępny oddzielnie Nr art. 071.95

Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”


5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125655167
Nr art.: 655.16



BM 59



- Ciśnieniomierz naramienny**
- Ciśnieniomierz naramienny – bezprzewodowy i automatyczny pomiar na ramieniu
 - Technologia deflacji
 - Bez wężyków i przewodów – łatwość i precyzja pomiaru
 - Akumulator do wielokrotnego ładowania



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Bez wężyków i przewodów – łatwość i precyzja pomiaru

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Akumulator do wielokrotnego ładowania
Złącze USB-C

Wskaźnik ryzyka LED
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA
Zawiera kabel USB-C do ładowania akumulatora.
Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125102272
Nr art.: 102.27

BM 64



- Ciśnieniomierz naramienny**
- Zaawansowane wykrywanie arytmii: Pozwala wykryć migotanie przedsionków w celu zapobiegania zawałom serca
 - Zalecany przez lekarzy potrójny pomiar w celu zapewnienia jeszcze dokładniejszych wyników
 - Nowoczesna technologia pompowania: wyjątkowy komfort dzięki łagodnemu zwiększaniu ciśnienia i szybkości pomiaru



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Wskaźnik spoczynku¹⁾ zapewnia dokładność pomiaru
Kontrola prawidłowego założenia mankietu

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Łatwa obsługa za pomocą 4 przycisków dotykowych
Automatyczna preselekcja ciśnienia i spustu powietrza
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Idealnie czytelny czarny wyświetlacz XL z podświetleniem

Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny

Mankiet Premium dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Torebka do przechowywania

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA
Zasilacz dostępny oddzielnie
Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125654009
Nr art.: 654.00

BM 81 easyLock



- Ciśnieniomierz naramienny**
- Mankiet easyLock (24–40 cm) bez kabli – dla wygodnego i łatwego zakładania na ramię
 - Mechanizm zamykający easyLock zapewniający idealne dopasowanie i bezpieczne zamocowanie
 - Innowacyjna konstrukcja z urządzeniem przymocowanym bezpośrednio na mankiecie, bez przewodów



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Inflation Technology: wyjątkowy komfort pomiaru dzięki łagodnemu podnoszeniu ciśnienia i szybkości rejestracji

Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Idealnie czytelny czarny wyświetlacz XL

Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka LED
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny

Dla osób o obwodzie ramienia 24–40 cm

Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Etui do przechowywania

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA
Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4
Nr EAN: 4211125655112
Nr art.: 655.11



Informacje o produkcie BM 81 easyLock

Intuicyjna konstrukcja ze zintegrowanym mankietem i aplikacją.



reddot winner 2022



Nagradzany **model BM 81 easyLock** nie wymaga **wężyków ani kabli. Zintegrowany mankiet z systemem easyLock** ułatwia zakładanie urządzenia, doskonale leży i pewnie trzyma.

Pomiar ciśnienia krwi jest prostszy i dokładniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy założyć mankiet, przykręcić pokrętkę easyLock i rozpocząć pomiar.

Lepiej się nie da!



1. Zakładanie
łatwe i wygodne dzięki zintegrowanemu mankietowi



2. Dokręcenie
idealne dopasowanie i bezpieczne zamocowanie – bez zapięć na rzep



3. Pomiar
wyjątkowy komfort dzięki łagodnemu zwiększaniu ciśnienia i szybkości pomiaru

BM 85



- Ciśnieniomierz naramienny**
- Wskaźnik spoczynku¹⁾ zapewnia dokładność pomiaru
 - Uniwersalny mankiet, także dla osób o dużym obwodzie ramienia, do 42 cm
 - Z akumulatorem litowo-jonowym: bez konieczności wymiany baterii



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Automatyczny pomiar podczas pompowania: szybkość i wygoda pomiaru

Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” za pomocą Bluetooth® lub kabla USB
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Łączy do komputera / zasilacz USB Power²⁾


Mocowanie mankietu
Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
Podświetlany przycisk START/STOP
Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka LED
Rozpoznawanie arytmii

Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Stan naładowania akumulatora
Torebka do przechowywania
Akumulator litowo-jonowy

Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”
5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4
Nr EAN: 4211125658038
Nr art.: 658.03



- Ciśnieniomierz z funkcją EKG**
- 1-kanalowe EKG do rejestracji rytmu serca z poręcznym sztyftem EKG
 - Optymalna kontrola ciśnienia krwi i rytmu serca
 - Nowoczesna technologia pompowania: wyjątkowy komfort dzięki łagodnemu zwiększaniu ciśnienia i szybkości pomiaru
 - Rozpoznaje migotanie przedsionków (Afib) w celu zapobiegania udarom



Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu




- Nowoczesna technologia pompowania
- Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” za pomocą Bluetooth® lub kabla USB
- Zapis EKG w ciągu 30–120 sekund za pomocą sztyftu EKG
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Podświetlany przycisk START/STOP
- Podświetlany na biało, czytelny wyświetlacz XL
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie ramienia 22–42 cm
- Funkcja alarmu
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Torebka do przechowywania
- W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
- Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4
Nr EAN: 4211125658014
Nr art.: 658.01

Informacje o produkcie „beurer MyCardio Pro”

beurer MyCardio Pro – profesjonalne EKG w warunkach domowych

Dzięki **dodatkowej funkcji „beurer MyCardio Pro”** w aplikacji „beurer HealthManager Pro” w ciągu kilku sekund można otrzymać wynik EKG. Oprócz analizy „beurer MyCardio Pro” generuje również **szczegółowy raport dla lekarza**. Raport można przesłać bezpośrednio do lekarza jako plik PDF lub wygodnie wydrukować w domu, aby omówić go podczas najbliższej wizyty.



Pomiary EKG są przesyłane do aplikacji za pomocą sprawdzonych klinicznie algorytmów uczenia się, profesjonalnie analizowane i przejrzyście wyświetlane w aplikacji. Aplikacji zawiera różne parametry zdrowotne, tj. ogólne samopoczucie, poziom stresu lub wartość energetyczną.

ME 90



- Przenośne urządzenie EKG**
- Rejestrowanie rytmu serca
 - Optymalna kontrola rytmu serca
 - Samokontrola funkcji serca w domu lub w drodze
 - Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” za pomocą Bluetooth® lub kabla USB




- Dla osób z:
- nadciśnieniem, podwyższonym poziomem cholesterolu, cukrzycą, obciążeniem dziedzicznym
 - nadwagą, mało aktywnych ruchowo, palących duże ilości tytoniu, będących pod wpływem stresu, cierpiących na bezsenność
 - Z przebytymi zawałami serca i/lub udarami
- Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru
Czas rejestrowania: 30 sekund
Zapis przez: klatkę piersiową-rękę-dłoń lub przez dłoń-rękę-górną część ciała-rękę-dłoń
Natychmiastowa informacja o rytmie serca po zakończeniu zapisu
36 miejsc w pamięci
Wyrób medyczny
W zestawie złącze PC / kabel USB
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”. Wykorzystanie pełnego zakresu funkcji jest możliwe tylko z aplikacją.

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125454159
Nr art.: 454.15

Informacje o produkcie – Urządzenia EKG

Łatwy zapis EKG – rytm serca pod kontrolą.



Dokonywanie zapisu EKG jest łatwe i bezpieczne nawet bez znajomości procedury medycznej. Rytm serca jest rejestrowany, a **wynik pomiaru można łatwo zrozumieć** i przygotować do późniejszej interpretacji przez lekarza.

Urządzenia dokonują podstawowego zapisu oraz interpretacji i automatycznie oceniają, czy rytm w badaniu EKG jest za szybki, za wolny, nieregularny, z przerwami czy normalny. Od razu po pomiarze na wyświetlaczu pojawia się zrozumiały symbol.



Kompleksowe rozwiązanie dla Twojego zdrowia
Wielofunkcyjne urządzenie **BM 96 Cardio** w pełni automatycznie mierzy ciśnienie krwi i tętno na ramieniu, a także rytm serca użytkownika za pomocą urządzenia do EKG. Dzięki połączeniu pomiaru ciśnienia krwi i zapisu EKG możesz optymalnie i kompleksowo monitorować stan swojego serca.
Dzięki temu **BM 96 Cardio** jest niezawodnym wsparciem nie tylko dla osób, które chcą kontrolować i leczyć zaburzenia ciśnienia, ale także dla wszystkich, którzy nie chcą do nich dopuścić i pragną profilaktycznie monitorować stan zdrowia serca.

BC 21



- Ciśnieniomierz na nadgarstek z funkcją głosową**
- Z informacją głosową o zmierzonych wartościach w wielu językach
 - Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku
Opcje językowe: DE, EN, FR, IT, TR

- Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125650469
Nr art.: 650.46

BC 27



- Ciśnieniomierz na nadgarstek**
- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
 - Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku

- Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125659042
Nr art.: 659.04

BC 28



- Ciśnieniomierz na nadgarstek**
- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
 - Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku

- Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125650445
Nr art.: 650.44

BC 30



- Ciśnieniomierz na nadgarstek**
- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
 - Rozpoznawanie arytmii: ostrzeżenie przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku

- Średnia z ostatnich 3 pomiarów
- Przejrzysty, czytelny wyświetlacz
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–19,5 cm
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125650513
Nr art.: 650.51

BC 44



- Ciśnieniomierz na nadgarstek**
- Łatwość użycia: łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku
 - Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku


- Podświetlany przycisk START/STOP
- Podświetlany na niebiesko, czytelny wyświetlacz XL
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 14–19,5 cm
- Automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125659059
Nr art.: 659.05

BC 51



- Ciśnieniomierz na nadgarstek**
- Wskaźnik pozycji: precyzyjne wyniki pomiaru dzięki prawidłowej pozycji pomiarowej na wysokości serca
 - Nowoczesna technologia pompowania: szybki i komfortowy pomiar już podczas pompowania



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku
Automatyczny pomiar podczas pompowania: szybkość i wygoda pomiaru

- Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Duży czytelny wyświetlacz XL
- Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów
- Wskaźnik ryzyka
- Rozpoznawanie arytmii
- Wyrób medyczny
- Dla osób o obwodzie nadgarstka 12,5–21 cm
- Data i godzina / automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- Etui do przechowywania
- W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125650605
Nr art.: 650.60

BC 54



Ciśnieniomierz na nadgarstek

- Nowoczesna technologia pompowania: szybki i komfortowy pomiar już podczas pompowania
- Wskaźnik ryzyka: klasyfikacja wyników pomiarów za pomocą kolorowej skali
- Przejrzysty i czytelny czarny wyświetlacz



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku
Automatyczny pomiar podczas pompowania: szybkość i wygoda pomiaru
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Idealnie czytelny czarny wyświetlacz
Dwie pamięci użytkownika – każda po 60 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–21,5 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Etui do przechowywania
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”


5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125650544
Nr art.: 650.54

BC 87



Ciśnieniomierz na nadgarstek

- Ciśnieniomierz na nadgarstek z opatentowanym wskaźnikiem spoczynku¹⁾ dla precyzyjnych wyników pomiaru
- Wskaźnik pozycji pokazuje optymalną pozycję pomiarową na wysokości serca



W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i tętna na nadgarstku
Automatyczny pomiar podczas pompowania: szybkość i wygoda pomiaru
Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru

Średnia wartość wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni

Przejrzysty i czytelny czarny wyświetlacz XL
Dwie pamięci użytkownika – każda po 120 wyników pomiarów
Wskaźnik ryzyka
Rozpoznawanie arytmii
Wyrób medyczny
Dla osób o obwodzie nadgarstka 13,5–21,5 cm
Data i godzina / automatyczne wyłączenie
Komunikaty błędów
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Etui do przechowywania
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125657031
Nr art.: 657.03

¹⁾ Patent EP 1 673 009

Informacje o produkcie BC 87

Precyzyjne wyniki pomiaru dzięki zintegrowanej kontroli pulsu spoczynkowego i pozycji.




BC 87 Ciśnieniomierz na nadgarstek firmy Beurer umożliwia bezproblemowy i prawidłowy pomiar ciśnienia. Dzięki **dwóm wbudowanym funkcjom sterowania** urządzenie jest niezwykle łatwe w użytkowaniu i obsłudze.

1. Wskaźnik spoczynku
Opatentowany wskaźnik spoczynku* monitoruje tętno podczas pomiaru.



2. Prawidłowa pozycja
Wskaźnik położenia z funkcją sygnalizacji świetlnej natychmiast wskazuje, czy urządzenie znajduje się prawidłowo na wysokości serca. Dzięki temu wyniki pomiarów są wiarygodne także w domu.



Temperatura ciała

Higienicznie i bezpiecznie –
pomiar temperatury bez kontaktu ze skórą.

Technologia podczerwieni wykorzystywana w termometrach lekarskich umożliwia stosowanie bez kontaktu z ciałem. Wygoda dla małych i dużych pacjentów.



Termometr bezdotykowy FT 100

Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni

Technologia podczerwieni

Pomiar bez bezpośredniego kontaktu ze skórą

Wskaźnik gorączki LED

Sygnał świetlny dla szybkiej oceny sytuacji



Niezawodność

Czujnik odległości monitoruje zachowanie prawidłowej odległości od czoła

Łatwość zastosowania

Doskonale czytelny wyświetlacz XL, 60 miejsc w pamięci, wskazanie za pomocą buźki

Wszechstronność

Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni

Bezdotykowy termometr lekarski



FT 85
Nr art.: 795.06



FT 90
Nr art.: 795.31



FT 95 Bluetooth®
Nr art.: 795.07




FT 100
Nr art.: 795.05



BEZDOTYKOWY POMIAR

Bezkontaktowe termometry lekarskie firmy Beurer posiadają zintegrowany czujnik podczerwieni. Mierzą promieniowanie podczerwone emitowane przez ciało i na tej podstawie określają jego temperaturę.




FT 09/1 biały



Termometr

- Bardzo giętka końcówka pomiarowa



Czas pomiaru wynoszący ok. 30 sek.
Kontaktowa technika pomiaru
Wskaźnik gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C
Wyświetlanie temperatury w °C

Wodoszczelny

Możliwość dezynfekcji

Dokładność pomiaru:
±0,1°C: 35,5–42,0°C
±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C

1 miejsce w pamięci
Automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Z nasadką ochronną
W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41



5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 12 x 12
Nr EAN: 4211125791155
Nr art.: 791.15

BY 11 Monkey / Frog / Dog



Termometr ekspresowy

- Bardzo giętka końcówka pomiarowa



Czas pomiaru wynoszący ok. 10 sek.
Kontaktowa technika pomiaru
Wskaźnik gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C
Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz

Możliwość dezynfekcji

Dokładność pomiaru:
±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)
±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C
(±0,4°F: 89,6–95,7°F; 107,8–109,2°F)

1 miejsce w pamięci
Automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Z nasadką ochronną
W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41
W zestawie stojak ekspozycyjny

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20
Nr EAN: Monkey: 4211125950040
Nr art.: Monkey: 950.04


Nr EAN: Frog: 4211125950057
Nr art.: Frog: 950.05
Nr EAN: Dog: 4211125950064
Nr art.: Dog: 950.06

FT 15/1



Termometr ekspresowy

- Bardzo giętka końcówka pomiarowa



Czas trwania pomiaru ok. 10 sekund
Kontaktowa technika pomiaru
Wskaźnik gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C
Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Możliwość dezynfekcji

Dokładność pomiaru:
±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)
±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C
(±0,4°F: 89,6–95,7°F; 107,8–109,2°F)

1 miejsce w pamięci
Automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Z osłoną
W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41
W zestawie stojak ekspozycyjny


5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20
Nr EAN: 4211125794101
Nr art.: 794.10

FT 58



Termometr do ucha

- Higieniczny i bezpieczny pomiar
- Z wymiennym kapturkiem ochronnym
- Temperatura ciała, obiektu i pomieszczenia
- 10 kapturków ochronnych w zestawie



Pomiar w kilka sekund
Technologia pomiaru na podczerwień
Alarm informujący o podwyższonej temperaturze: od 38,0°C, dźwięk ostrzegawczy od 37,5°C
Wyświetlanie temperatury w °C i °F
Pomiar temperatury przedmiotu
Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu
Emotikonki
Emotikonka uśmiechniętej twarzy – wszystko w porządku
Smutna emotikonka: ≥38°C (≥100,4°F)
Dokładność pomiaru:
Ucho: ±0,2°C: 35,5–42,0°C (±0,4°F: 95,9–107,6°F)
Pozostały zakres pomiarowy: od ≤35,5°C i ≥42°C (≤95,5°F i ≥107,6°F) ±0,3°C (±0,5°F)
Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy -20°C do 100°C (od -4°F do 212°F)
Pomieszczenie: ±2°C: 0–50°C (±4°F: 32–122°F)
Mechanizm zrzucający
10 miejsc w pamięci
Automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Wskaźnik niskiego naładowania baterii
Z pojemnikiem do przechowywania
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
10 kapturków ochronnych
Możliwość dokupienia zestawu kapturków ochronnych (20 szt.)

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 12 x 4
Nr EAN: 4211125795337
Nr art.: 795.33

Kapturki ochronne do FT 58



Zestaw kapturków ochronnych

- 20 kapturków ochronnych



20 jednorazowych kapturków ochronnych do termometru do ucha FT 58
W celu zapewnienia higieny i precyzyjnego odczytu po każdym pomiarze należy wymienić kapturek ochronny



Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125795344
Nr art.: 795.34

FT 65



Termometr wielofunkcyjny

- Funkcja 6 w 1: Pomiar w uchu i na czole, temperatura powierzchni, wskaźnik gorączki, data i godzina, 10 pozycji w pamięci



Pomiar w kilka sekund
Technologia pomiaru na podczerwień
Wskaźnik gorączki LED powyżej temp. 38°C
Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Możliwość dezynfekcji

Wskaźniki barwne
Zielony: ≤37,9°C (≤100,2°F)
Czerwony: ≥38°C (≥100,4°F)
Dokładność pomiaru:
Ucho/czolo: ±0,2°C: 35–42°C (±0,4°F: 95–107,6°F)
W pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,3°C (±0,5°F)
Obiekt: ±1,5°C (±2,7°F) przy <30°C (86°F);
±5% przy ≥30°C (86°F)

Możliwość zapamiętania 10 wartości wraz z datą i godziną
Automatyczne wyłączenie
Duży wyświetlacz
Wyrób medyczny
Wskaźnik niskiego naładowania baterii


W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125795146
Nr art.: 795.14

FT 85



Termometr bezdotykowy

- Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni
- Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą



Pomiar w kilka sekund

Technologia pomiaru na podczerwień

Wskaźnik gorączki: od 38°C

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Dźwięk (wł./wyt.)

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Emotikonki

Uśmiechnięta emotikonka: ≤37,5°C (≤99,5°F)

Smutna emotikonka: ≥38°C (≥100,4°F)

Dokładność pomiaru:

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy 0–80°C

(32–176°F)

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą i godziną)

Automatyczne wyłączenie

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wyrób medyczny

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125795061

Nr art.: 795.06




FT 90



Termometr bezdotykowy

- Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni
- Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą



Pomiar w kilka sekund

Technologia pomiaru na podczerwień

Wskaźnik gorączki: od 38°C

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Dźwięk (wł./wyt.)

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Emotikonki

Uśmiechnięta emotikonka: ≤38°C (≤100,4°F)

Smutna emotikonka: ≥38°C (≥100,4°F)

Dokładność pomiaru:

Czoło: ±0,2°C: 36–39°C (±0,4°F: 96,8–102,2°F)

Pozostały zakres pomiarowy: ±0,3°C (±0,5°F)

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy od -22°C do 80°C (od -7,6°F do 176°F)

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą i godziną)

Automatyczne wyłączenie

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wyrób medyczny

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Z pojemnikiem do przechowywania

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125795313

Nr art.: 795.31



FT 95 Bluetooth®



Termometr bezdotykowy

- Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni
- Higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą
- Z technologią Bluetooth® w celu przesyłania wyników pomiaru do analizy graficznej



Pomiar w kilka sekund

Technologia pomiaru na podczerwień

Wskaźnik gorączki LED (zielony/żółty/czerwony)

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Dźwięk (wł./wyt.)

Odległość pomiarowa 2–3 cm

Wskaźniki barwne

Zielona, uśmiechnięta emotikonka: ≤37,5°C (≤99,5°F)

Żółta: 37,5–37,9°C (99,5–100,2°F)

Czerwona, smutna emotikonka: ≥38°C (≥100,4°F)

Dokładność pomiaru:

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy 0–80°C

(32–176°F)

60 miejsc w pamięci (temperatura ciała z datą i godziną)

Automatyczne wyłączenie

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wyrób medyczny

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Z pojemnikiem do przechowywania

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro” lub „beurer BabyCare”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125795078


Nr art.: 795.07

FT 100



Termometr bezdotykowy

- Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni
- Czujnik odległości
- Do 37,4°C = zielony, 37,5–37,9°C = żółty, od 38,0°C = czerwony



Pomiar w kilka sekund

Technologia pomiaru na podczerwień

Wskaźnik gorączki LED (zielony/żółty/czerwony)

Wyświetlanie temperatury w °C i °F

Dźwięk (wł./wyt.)

Czujnik odległości (LED/dźwięk)

Odległość pomiarowa 4–6 cm

Zastosowanie kolorów i emotikonek

Zielona, uśmiechnięta emotikonka: ≤37,4°C (≤99,5°F)

Żółta: 37,5–37,9°C (99,5–100,2°F)

Czerwona, smutna emotikonka: ≥38°C (≥100,4°F)

Dokładność pomiaru:

Czoło: ±0,2°C: 34–42,2°C (±0,4°F: 93,2–108°F)

Obiekt: ±4% lub ±2°C (±4°F) przy od -22°C do 80°C

(od -7,6°F do 176°F)

Pamięć 60 pomiarów (temperatura ciała z datą i godziną)

Automatyczne wyłączenie

Wybór sygnału dźwiękowego po zakończeniu pomiaru

Wyrób medyczny

Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

Z pokrowcem

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 8 x 2

Nr EAN: 4211125795054

Nr art.: 795.05



Cukier we krwi

Nasze inteligentne rozwiązanie wspiera chorych na cukrzycę w ich codziennych zmaganiach. Dla życia bez kompromisów.

Przy 422 milionach¹⁾ chorych w skali światowej **cukrzyca** należy do najczęstszych **przewlekłych chorób endemicznych** na świecie. Nasze **glukometry** zapewniają codzienną kontrolę nad stanem chorego.

Za pomocą aplikacji „**beurer HealthManager Pro**” można wygodnie dokumentować, rejestrować i wizualizować zapisy swoich pomiarów.



Cukier we krwi

Zdrowie

Połączenie z aplikacją



GL 44 lean
Nr art.: 463.08



GL 48
Nr art.: 463.66



GL 49 Bluetooth®
Nr art.: 463.68



GL 60 Bluetooth®
Nr art.: 463.55

Glukometr GL 60 Bluetooth®

Wskaźnik zakresu docelowego

Podświetlany na kolorowo otwór na pasek testowy ułatwiający wizualną klasyfikację wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi

Podświetlany wyświetlacz

Duży podświetlany wyświetlacz z czytelną prezentacją wyników




Oznaczenie wartości pomiaru

Oznaczenie pomiaru według klasyfikacji „przed posiłkiem”, „po posiłku” i „oznaczenie ogólne” w celu zoptymalizowanego zarządzania

Połączenie z oprogramowaniem i aplikacją

Przesyłanie wartości pomiarowych w celu optymalnej kontroli



¹⁾ Źródło: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), 2016

GL 44 lean mg/dL



- Glukometr**
- Łatwa obsługa i oznaczanie wyników pomiaru pozwalające na optymalną kontrolę cukrzycy
 - Duży wyświetlacz zapewniający dobrą czytelność
 - Superszerokie paski testowe
 - Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy wystarczającej próbce krwi
 - Przesyłanie wyników pomiarów do aplikacji przez USB za pomocą kabla USB „beurer HealthManager Pro”



Testowane klinicznie ¹⁾
Zestaw startowy: Urządzenie pomiarowe, nakłuwacz, 10 lancetów, 10 pasków testowych, etui, dzienniczek
Wymagana ilość krwi: 0,6 µl
Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund
Bez kodowania
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 480 (data, godzina)
Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed posiłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”
Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30 lub 90 dni
Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L
Dopuszczalny hematokryt: 20–60%
Do użytku własnego
Wyrób medyczny
Ze złączem komputerowym

Zgodny z programami Diabass i SiDiary
Skalibrowany do osocza
Próbka krwi: krew włośniczkowa
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5
Nr EAN: 4211125463083
Nr art.: 463.08

GL 48 mg/dL



- Glukometr**
- Kolorowa skala zakresu docelowego
 - Podświetlany otwór do wkładania pasków testowych
 - Wysuwanie pasków testowych
 - Wyświetlacz XL zapewniający optymalną czytelność
 - Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy wystarczającej próbce krwi
 - Wygodny nakłuwacz
 - Łatwe oznaczanie wyników pomiaru w celu zoptymalizowania kontroli nad cukrzycą
 - Przesyłanie wyników pomiarów do aplikacji przez USB za pomocą kabla USB „beurer HealthManager Pro”



Testowane klinicznie ¹⁾
Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, nakłuwacz, 10 lancetów, 10 pasków testowych, etui, dzienniczek, kabel USB
Wymagana ilość krwi: 0,5 µl
Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund
Bez kodowania
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 900 (data, godzina)
Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed posiłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”
Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30 lub 90 dni
Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L
Dopuszczalny hematokryt: 20–60%
Do użytku własnego
Wyrób medyczny
Ze złączem komputerowym
W zestawie kabel USB

Zgodny z programami Diabass i SiDiary
Skalibrowany do osocza
Próbka krwi: krew włośniczkowa
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5
Nr EAN: 4211125463663
Nr art.: 463.66

GL 49 Bluetooth® mg/dL



- Glukometr**
- Kolorowa skala zakresu docelowego
 - Podświetlany otwór do wkładania pasków testowych
 - Suwak wyjścia pasków testowych
 - Podświetlany wyświetlacz XL zapewniający optymalną czytelność
 - Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy wystarczającej próbce krwi
 - Wygodny nakłuwacz
 - Łatwe oznaczanie wyników pomiaru w celu zoptymalizowania kontroli nad cukrzycą
 - Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” za pomocą Bluetooth® lub kabla USB



Testowane klinicznie ¹⁾
Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, nakłuwacz, 10 lancetów, 10 pasków testowych, etui, dzienniczek, kabel USB
Wymagana ilość krwi: 0,5 µl
Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund
Bez kodowania
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 900 (data, godzina)
Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed posiłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”
Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30 lub 90 dni
Zakres pomiaru: 20–630 mg/dL, 1,1–35,0 mmol/L
Dopuszczalny hematokryt: 20–60%
Do użytku własnego
Wyrób medyczny
Ze złączem komputerowym
W zestawie kabel USB

Zgodny z programami Diabass i SiDiary
Skalibrowany do osocza
Próbka krwi: krew włośniczkowa
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5
Nr EAN: 4211125463687
Nr art.: 463.68

GL 60 Bluetooth® mg/dL



- Glukometr**
- Wyznaczony zakres docelowy dla wizualnej klasyfikacji wyniku pomiaru przy użyciu podświetlanego na kolorowo otworu do wprowadzania paska testowego
 - Podświetlany otwór do wkładania pasków testowych
 - Podświetlany wyświetlacz
 - Kontrola ilości krwi: pomiar jest możliwy wyłącznie przy wystarczającej próbce krwi
 - Wygodny nakłuwacz
 - Łatwe oznaczanie wyników pomiaru w celu zoptymalizowania kontroli nad cukrzycą
 - Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” za pomocą Bluetooth® lub kabla USB




Testowane klinicznie ¹⁾
Zestaw startowy: urządzenie pomiarowe, nakłuwacz, 10 lancetów, 10 pasków testowych, etui, dzienniczek, pokrywa USB
Wymagana ilość krwi: 0,5 µl
Czas trwania pomiaru: ok. 5 sekund
Bez kodowania
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 900 (data, godzina)
Z oznaczeniem wartości pomiaru jako „przed posiłkiem”, „po jedzeniu” i „ogólne oznaczenie”
Średnia zawartość cukru we krwi z: 7, 14, 30 lub 90 dni
Zakres pomiaru: 10–630 mg/dL, 0,56–35,0 mmol/L
Dopuszczalny hematokryt: 0–70%
Do użytku własnego
Wyrób medyczny
Wtyczka USB

Wyznaczony zakres docelowy dla wizualnej klasyfikacji wyniku pomiaru
Zgodność z programami Diabass, Diasend i SiDiary
Skalibrowany do osocza
Próbka krwi: krew włośniczkowa
W zestawie 2 baterie litowe 3 V CR 2032
Bezpłatna aplikacja i ładowarka USB „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 4 x 5
Nr EAN: 4211125463557
Nr art.: 463.55





Paski testowe
Sprawdzona jakość pasków testowych ¹⁾
Stoła kontrola partii ²⁾
50 szt. (1 puszka)
Wymagana ilość krwi: 0,6 µl
Bez kodowania
Łatwe w użyciu
Wyrób medyczny
Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25
Nr EAN: 4211125463045
Nr art.: 463.04




Paski testowe
Sprawdzona jakość pasków testowych ¹⁾
Stoła kontrola partii ²⁾
50 szt. pakowane oddzielnie
Wymagana ilość krwi: 0,6 µl
Bez kodowania
Łatwe w użyciu
Wyrób medyczny
Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125464172
Nr art.: 464.17



Paski testowe
Sprawdzona jakość pasków testowych ¹⁾
Stoła kontrola partii ²⁾
50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)
Wymagana ilość krwi: 0,6 µl
Bez kodowania
Łatwe w użyciu
Wyrób medyczny
Należy zużyć w ciągu 18 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25
Nr EAN: LB 1: 4211125464158
Nr art.: LB 1: 464.15
Nr EAN: LB 2: 4211125464141
Nr art.: LB 2: 464.14



Paski testowe
Sprawdzona jakość pasków testowych ¹⁾
Stoła kontrola partii ²⁾
50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)
Wymagana ilość krwi: 0,5 µl
Bez kodowania
Łatwe w użyciu
Wyrób medyczny
Należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25
Nr EAN: LB 1: 4211125463588
Nr art.: LB 1: 463.58
Nr EAN: LB 2: 4211125463595
Nr art.: LB 2: 463.59



Paski testowe
Sprawdzona jakość pasków testowych ¹⁾
Stoła kontrola partii ²⁾
50 szt. (2 puszki po 25 pasków testowych)
Wymagana ilość krwi: 0,5 µl
Bez kodowania
Łatwe w użyciu
Wyrób medyczny
Należy zużyć w ciągu 24 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Liczba sztuk w opakowaniu: 25 Karton transportowy: 4 x 25
Nr EAN: LB 1: 4211125463700
Nr art.: LB 1: 463.70
Nr EAN: LB 2: 4211125463625
Nr art.: LB 2: 463.62



Sterylnie lancety do nakłuwacza Do wszystkich glukometrów firmy Beurer
100 szt. (4 woreczki po 25 lancetów)
Delikatne pobieranie próbek
Torebka wielokrotnego zamknięcia
Grubość igły 28G
Wyrób medyczny
Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 8 x 12
Nr EAN: 4211125457013
Nr art.: 457.01



Płyn kontrolny
Do GL 44/44 lean/ 50/50 evo
2 x 4 ml (na 1 butelkę)
Należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Wyrób medyczny
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4
Nr EAN: 4211125464165
Nr art.: 464.16



Płyn kontrolny
Do GL 48 i GL 49
2 x 4 ml (na 1 butelkę)
Należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Wyrób medyczny
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4
Nr EAN: 4211125463649
Nr art.: 463.64



Płyn kontrolny
Do GL60
2 x 4 ml (na 1 butelkę)
Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności
Wyrób medyczny
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 25 x 4
Nr EAN: 4211125463755
Nr art.: 463.75



Dobrze jest znać swoje tętno i nasycenie krwi tętniczej tlenem.



Częstotliwość akcji serca wskazuje, w jakim rytmie i tempie serce pompuje krew w ciele. Tak zwany puls mierzy się za pomocą pulsoksymetru. Jest ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

Pulsoksymetria mierzy saturację tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej na podstawie dwóch źródeł światła o różnej długości fali. Pulsoksymetry firmy Beurer są idealne dla małych i dużych pacjentów z grupy ryzyka oraz sportowców. Produkty są małe, lekkie i pasują do każdej torby.

Nasza nowość PO 13 Kids została dostosowana do rozmiaru palców dziecięcych, a dzięki przyjaznej dla maluchów konstrukcji jest łatwa w użyciu.



Pulsoksymetry



PO 30
Nr art.: 454.30



PO 35
Nr art.: 454.31



PO 45
Nr art.: 454.34



PO 60 Bluetooth®
Nr art.: 454.20



PO 80
Nr art.: 454.40

Pulsoksymetr z połączeniem z aplikacją

Pulsoksymetr z połączeniem do oprogramowania

Pulsoksymetr PO 13 Kids



Odpowiedni dla dzieci

Dopasowany do rozmiaru dziecięcych palców i ozdobiony wzorkiem w żyrafy

2 w 1

Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)

W skrócie

Graficzny wskaźnik krzywej tętna



Prosty i bezbolesny

Pomiar trwa zaledwie 8 sekund



Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz

4 formaty wyświetlania i regulowana jasność wyświetlacza



ŁATWY W UŻYCIU

Bardzo prosty i całkowicie bezbolesny pomiar trwa zaledwie kilka sekund, więc nie trzeba wystawiać na próbę cierpliwości dzieci i dorosłych.



Tlen utrzymuje komórki ciała przy życiu – Lepiej więc wiedzieć, czym jest pulsoksymetria.

Tak działa pulsoksymetria.

Za pomocą pulsoksymetrii można mierzyć saturację tlenem **hemoglobiny we krwi tętniczej bez pobierania krwi**. Mierzone są przy tym dwa źródła światła o różnych długościach fali.

Zapotrzebowanie organizmu na tlen.

Organizm ludzki **potrzebuje dziennie ok. 400 l tlenu (O_2)**. W przypadku zdrowego człowieka nasycenie tlenem mieści się w przedziale 94–99%. Regularna kontrola pozwala w odpowiednim czasie podjąć działania w wypadku wystąpienia objawów **niedoboru**.


Czym jest wskaźnik perfuzji?

Wskaźnik perfuzji (PI) pokazuje wartość **przepływu krwi w palcu**. Może wynosić od 0,3% do 20% i zmienia się w zależności od pacjenta, miejsca pomiaru i stanu fizycznego.

Dostarczanie tlenu.

Tlen podtrzymuje funkcjonowanie komórek. Do transportu tlenu potrzebny jest „**środek transportu**”, **hemoglobina**.

Zawarta w czerwonych krwinkach **hemoglobina wiąże tlen**. Organy są zaopatrywane w tlen poprzez krwio-
bieg.




Komu zaleca się stosowanie pulsoksymetru? Rekomendowane grupy pacjentów:

Pulsoksymetr zaleca się **sportowcom**, którzy chcą mieć pod kontrolą swoje parametry życiowe. Również w sytuacjach, gdy zawartość tlenu w powietrzu otoczenia jest niska, zaleca się stosowanie pulsoksymetru, np. podczas **pobytu na wysokościach** lub podczas uprawiania sportów lotniczych.

Wiele osób cierpi na chroniczne lub ostre schorzenia **układu oddechowego**. W tej grupie pacjentów pomiar saturacji krwi tlenem jest ważny, ponieważ może pomóc w określeniu dopływu tlenu do organizmu. Pulsoksymetry firmy Beurer idealnie spełniają te wymagania.

Nasz nowy pulsoksymetr PO 13 Kids we wzorek z żyrafą został zaprojektowany z myślą o dzieciach, które cierpią na niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową lub bezdech senny.



WARTO PAMIĘTAĆ:

w przypadku pacjentów z grupy ryzyka samokontrola z zastosowaniem pulsoksymetru nie wystarczy. Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.



PO 13 Kids



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)
 - Bardzo prosty i całkowicie bezbolesny pomiar w ciągu 8 sekund
 - Wyświetlanie wyników pomiarów w ciągu kilku sekund bez wystawiania na próbę cierpliwości dzieci



Odpowiedni dla dzieci z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową, bezdechem sennym. Dostosowane do rozmiaru palców dziecka. Czytelny kolorowy wyświetlacz. Kolorowy wyświetlacz z 4 formatami wyświetlania. Regulacja jasności wyświetlacza. Ustawienie wyświetlacza (format pionowy i poziomy) następuje automatycznie. Graficzny wskaźnik pulsu.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. Zawiera taśmę mocującą, torbę z paskiem i śrubokręt.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA. Wyrób medyczny.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 4 x 4. Nr EAN: 4211125600952. Nr art.: 600.95.

PO 30



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)



Odpowiedni dla osób z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową. Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach. Kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych. Regulacja jasności wyświetlacza. Automatyczne ustawianie wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. Taśma mocująca i torba z paskiem.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA. Wyrób medyczny.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 8 x 4. Nr EAN: 4211125454302. Nr art.: 454.30.

PO 35



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)



Odpowiedni dla osób z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową. Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach. Kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych. Regulacja jasności wyświetlacza. Automatyczne ustawianie wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. Taśma mocująca i torba z paskiem.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA. Wyrób medyczny.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 8 x 4. Nr EAN: 4211125454319. Nr art.: 454.31.

PO 45



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem (SpO₂), częstotliwości bicia serca (tętno) i wskaźnika perfuzji (PI)
 - Sygnalizacja w przypadku zbyt gwałtownych ruchów podczas pomiaru



Odpowiedni dla osób z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową. Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach. Kolorowy wyświetlacz z 7 formatami wyświetlania. Regulacja jasności wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu. Wyświetlanie symbolu przy niespokojnym zachowaniu podczas pomiaru. Indeks perfuzji (wartość przepływu krwi). Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. Taśma mocująca i torba z paskiem.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA. Wyrób medyczny.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 8 x 4. Nr EAN: 4211125454340. Nr art.: 454.34.

PO 60 Bluetooth®



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)
 - Przesyłanie wyników pomiaru do aplikacji „beurer HealthManager Pro” przez Bluetooth®



Odpowiedni dla osób z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową. Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach. Kolorowy wyświetlacz z 4 perspektywami obrazowania danych. Regulacja jasności wyświetlacza. Automatyczne ustawianie wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu. Bezprzewodowe przesyłanie wyników pomiaru. Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Pamięć dla 100 pomiarów zgodnie z zasadą „finger-in-finger-out”. Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. Taśma mocująca i torba z paskiem.

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA. Wyrób medyczny.

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer HealthManager Pro”.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 8 x 4. Nr EAN: 4211125454203. Nr art.: 454.20.

PO 80



- Pulsoksymetry**
- Pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO₂) i częstotliwości bicia serca (tętno)
 - Akumulator litowo-jonowy do ładowania przez USB
 - Kabel USB do przesyłania danych pomiarowych do komputera



Odpowiedni dla osób z: niewydolnością serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą oskrzelową. Do stosowania również w przypadku uprawiania sportu na dużych wysokościach. Kolorowy wyświetlacz XL z 4 perspektywami obrazowania danych. Regulacja jasności wyświetlacza. Automatyczne ustawianie wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu. Włączany dźwięk impulsu. Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży.

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Funkcja sygnału – indywidualna regulacja wartości granicznych. Rejestracja danych do 24 godz. Oprogramowanie PC do szczegółowej prezentacji danych. Automatyczne wyłączenie. Wskaźnik stanu akumulatora. W zestawie taśma mocująca, torba z paskiem, kabel USB, ładowarka USB i oprogramowanie. Etui metalowe do przechowywania.

W zestawie akumulator litowo-jonowy do ładowania przez USB. Wyrób medyczny.

Bezpłatne oprogramowanie komputerowe „SpO₂ -Assistant”.

5-letnia gwarancja. Liczba sztuk w opakowaniu: 4. Karton transportowy: 8 x 4. Nr EAN: 4211125454401. Nr art.: 454.40.

Inhalatory i inhalatory parowe

Inhalacja

Drożne drogi oddechowe małych i dużych dzięki delikatnemu zabiegowi.

Okolo 262 milionów ludzi¹⁾ na całym świecie cierpi na astmę. **Nasz asortyment medyczny zasługuje na** zaufanie osób w każdym wieku, które cierpią także na inne choroby układu oddechowego, tj. **przeziębienie, zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc.**



Technologia sprężonego powietrza



IH 18
Nr art.: 602.36



IH 21
Nr art.: 601.12



IH 24 Kids
Nr art.: 603.09



IH 26
Nr art.: 601.35



IH 26 Kids
Nr art.: 601.18



IH 28 Pro
Nr art.: 603.74



IH 58
Nr art.: 602.02



IH 58 Kids
Nr art.: 602.17



IH 60
Nr art.: 602.06

Technologia membrany oscylacyjnej



IH 55
Nr art.: 602.04



IH 57
Nr art.: 601.42



SI 40
Nr art.: 601.32

Inhalator parowy

Inhalatory są urządzeniami medycznymi, które umożliwiają rozprzestrzenianie i osadzanie się pary wodnej i/lub mgiełki leku w głębszych częściach układu oddechowego takich jak tkanka płucna.



ODPOWIEDNI DLA DZIECI

Dzięki naszym produktom stworzonym z myślą o najmłodszych leczenie jest dziecinnie proste, a mali pacjenci odzyskują siły do życia.

IH 28 Pro Inhalator z praktycznym schowkiem na liczne akcesoria.

Lepsza **jakość życia** w przypadku **przeziębienia, astmy lub innych** chorób dróg oddechowych. Technologia sprężonego powietrza zapewnia szybką **ulgę, łagodzi dolegliwości i pozwala swobodnie oddychać.**

Praktyczny


Ze zintegrowanym schowkiem

Wszechstronny

Zawiera zestaw do nebulizacji z miękką maską silikonową i irygatorem do nosa

Technologia sprężonego powietrza

Duża zawartość cząstek respirabilnych



ODETCHNIJ SWOBODNIE – DZIĘKI SAMODZIELNEJ TERAPII W DOMU

Nasze innowacje zostały wypróbowane i przetestowane w samodzielnej terapii ostrej i przewlekłej choroby, w pielęgnacji dróg oddechowych i zapobieganiu przeziębieniom.

Mała różnica, duży efekt – Porównanie inhalatorów i inhalatorów parowych.

Ogólna różnica między tymi dwiema technologiami polega na **dostępności najmniejszych respirabilnych cząstek substancji czynnej**, które są stale generowane podczas zabiegu. Obie technologie mają swoje zalety.

Inhalatory


Stosowanie do górnych dróg oddechowych



do dolnych dróg oddechowych

Inhalator parowy

Stosowanie przez usta, nos i gardło do górnych dróg oddechowych



- substancje czynne są rozpuszczane i wchłaniane przez chorą błonę śluzową **w bardzo efektywny sposób**
- w trakcie terapii powstaje **stale duża liczba cząsteczek**
- cząsteczki wnikają głęboko w **górne i dolne drogi oddechowe**
- terapia inhalacyjna może być stosowana **profilaktycznie na początku przeziębienia**

- inhalator parowy ma szczególnie **dobroczynne działanie w okresie przeziębienia**
- można stosować różne **płyny, tj. roztwory soli kuchennej lub olejki eteryczne**
- elastyczna **maska uniwersalna** zapewnia komfort użytkowania
- stałe **ustawienie temperatury** gwarantuje efektywne działanie





IH 18



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara

Wszechstronny zestaw do nebulizacji

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,4 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 18 Nr art. 601.21
patrz strona 62

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125602369


Nr art.: 602.36

IH 21



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara

Wszechstronny zestaw do nebulizacji

Etui do przechowywania zestawu nebulizatora

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 21 Nr art. 601.28
patrz strona 62

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Nr EAN: 4211125601126


Nr art.: 601.12

IH 24 Kids



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Ukierunkowane leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych
- W komplecie zestaw do nebulizacji dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,55 bara

Zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci

Praktyczna torba do przechowywania

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,35 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 24 Kids Nr art. 601.19
patrz strona 62

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125603090


Nr art.: 603.09

IH 26



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Z irygatorem do nosa

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara

Wszechstronny zestaw do nebulizacji

Torebka do przechowywania

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 26 Nr art. 601.28
patrz strona 62

Year Pack IH 26 Kids Nr art. 601.19
patrz strona 62

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 4 x 2

Nr EAN: 4211125601355


Nr art.: 601.35

IH 26 Kids



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- W komplecie zestaw do nebulizacji dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara

Zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci

Torebka do przechowywania

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 26 Kids Nr art. 601.19
patrz strona 62

Year Pack IH 26 Nr art. 601.28
patrz strona 62

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Nr EAN: 4211125601188


Nr art.: 601.18

IH 28 Pro



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- Wszechstronny zestaw do nebulizacji ze schowkiem



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Z irygatorem do nosa

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji

Ciśnienie robocze: ok. 0,5–1,45 bara

Etui do przechowywania zestawu

Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,35 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Year Pack IH 28 Pro Nr art. 603.76
patrz strona 62

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2

Nr EAN: 4211125 603748


Nr art.: 603.74

IH 55



Inhalator

- Technologia membrany oscylacyjnej
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- Z funkcją samoczyszczenia



Duża zawartość cząstek respirabilnych
Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca
Z funkcją samoczyszczenia

Automatyczne wyłączenie
Krótki czas inhalacji

Wszechstronny zestaw do nebulizacji
Etui do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: $\geq 0,25$ ml/min

Wyrób medyczny

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

Year Pack IH 55 Nr art. 602.11
patrz strona 63
Nebulizator siatkowy ze zbiorniczkiem na
lekarstwo Nr art. 163.899

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125602048

Nr art.: 602.04



IH 57



Inhalator

- Technologia membrany oscylacyjnej
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- Z funkcją samoczyszczenia



Duża zawartość cząstek respirabilnych
Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca
Z funkcją samoczyszczenia

Inteligentna technologia aerozoli

Automatyczne wyłączenie
Krótki czas inhalacji

Wszechstronny zestaw do nebulizacji
Torebka do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji (2 poziomy do wyboru):
Niska wydajność nebulizacji: $\geq 0,2$ ml/min
Wysoka wydajność nebulizacji: $\geq 0,4$ ml/min

Wyrób medyczny

Z akumulatorem litowo-jonowym i kablem micro-USB

Year Pack IH 57 Nr art. 601.43
patrz strona 63

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125601423


Nr art.: 601.42

IH 58



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia, astmy, chorób układu oddechowego
- Zasilanie sieciowe



Duża zawartość cząstek respirabilnych
Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bara
Wszechstronny zestaw do nebulizacji
Torebka do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilacz z kablem micro-USB

Year Pack IH 58 / IH 60 Nr art. 602.15
patrz strona 63
Year Pack IH 58 Kids Nr art. 602.18
patrz strona 63
Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125602024


Nr art.: 602.02

IH 58 Kids



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- W komplecie zestaw do nebulizacji dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych
Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bara
Zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci
Torebka do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilacz z kablem micro-USB

Yearpack IH 58 Kids Nr art. 602.18
patrz strona 63
Yearpack IH 58 / IH 60 Nr art. 602.15
patrz strona 63
Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125602178


Nr art.: 602.17

IH 60



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- Z akumulatorem litowo-jonowym, możliwe zasilanie sieciowe



Duża zawartość cząstek respirabilnych
Idealne rozwiązanie podczas podróży
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,55 bara
Wszechstronny zestaw do nebulizacji
Torebka do przechowywania i transportu
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Z akumulatorem litowo-jonowym

Zasilacz z kablem micro-USB

Yearpack IH 58 / IH 60 Nr art. 602.15
patrz strona 63
Yearpack IH 58 Kids Nr art. 602.18
patrz strona 63
Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3

Nr EAN: 4211125602062

Nr art.: 602.06



SI 40



Inhalator parowy

- Korzystne działanie w sezonie przeziębień
- Cicha praca
- Nebulizacja płynów, np. roztworu soli kuchennej i olejków eterycznych



Cząsteczki respirabilne, szczególnie do górnych dróg oddechowych
Bardzo prosta obsługa
Cicha praca

Automatyczne wyłączenie
Krótki czas stosowania

Z sauną do twarzy i maską do aromaterapii na usta i nos

Możliwość dezynfekcji

Zmienne ustawienie pary dla indywidualnych zabiegów

Zasilanie sieciowe

SI 40 Maska do sauny do twarzy Nr art.: 603.85
patrz strona 63
SI 40 Maska do aromaterapii 601.34
patrz strona 63

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 4 x 2

Nr EAN: 4211125601324

Nr art.: 601.32



IH 18 Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 maska dla dorosłych
 - 1 maska dla dzieci
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód
 - 10 filtrów

Stosować tylko z urządzeniem IH 18

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601218
Nr art.: 601.21

IH 21 / IH 26 Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 końcówka do nosa
 - 1 maska dla dorosłych
 - 1 maska dla dzieci
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód
 - 10 filtrów

Do użytku tylko z urządzeniem IH 21 / IH 26

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601287
Nr art.: 601.28

IH 21 / 24 Kids / 26 / 26 Kids / 28 Pro Irygator do nosa



- Zawartość**
- 1 × irygator do nosa

Stosować wyłącznie z urządzeniami IH 21 / 24 Kids / 26 / 26 Kids / 28 Pro

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 5 x 20
Nr EAN: 4211125601379
Nr art.: 601.37

Maska dla niemowląt



- Zawartość**
- 1 maska dla niemowląt (0–3 lat)

Stosować wyłącznie z urządzeniami IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601317
Nr art.: 601.31

IH 24 Kids / IH 26 Kids Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 silikonowa maska dla dzieci
 - 1 silikonowa maska dla niemowląt
 - 1 element dopasowujący
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód powietrzny
 - 10 filtrów

Stosować wyłącznie z urządzeniem IH 24 Kids / IH 26

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601195
Nr art.: 601.19

IH 28 Pro Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 końcówka do nosa
 - 1 × irygator do nosa
 - 1 × silikonowa maska dla dorosłych
 - 1 silikonowa maska dla dzieci
 - 1 element dopasowujący
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód powietrzny
 - 10 filtrów

Stosować tylko z urządzeniem IH 28 Pro

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125603762
Nr art.: 603.76

IH 55 Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 maska dla dorosłych
 - 1 maska dla dzieci
 - 1 pojemnik na lek z nebulizatorem siateczkowym

Stosować tylko z urządzeniem IH 55

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125602116
Nr art.: 602.11

IH 58 Kids Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 silikonowa maska dla dzieci
 - 1 silikonowa maska dla niemowląt
 - 1 element dopasowujący
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód
 - 10 filtrów

Stosować tylko z urządzeniem IH 58 Kids

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125602185
Nr art.: 602.18

SI 40 Maska do sauny do twarzy



- Maska do sauny do twarzy**
- Elastyczna maseczka do sauny do twarzy

Stosować tylko z urządzeniem SI 40

Możliwość dezynfekcji

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125603854
Nr art.: 603.85

IH 57 Year Pack



- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 maska dla dorosłych
 - 1 maska dla dzieci
 - 1 pojemnik na lek z nebulizatorem siateczkowym

Stosować tylko z urządzeniem IH 57

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601430
Nr art.: 601.43

IH 58 / IH 60 Year Pack




- Zawartość**
- 1 ustnik
 - 1 końcówka do nosa
 - 1 maska dla dorosłych
 - 1 maska dla dzieci
 - 1 pojemnik na lek
 - 1 przewód powietrzny
 - 10 filtrów

Do użytku tylko z urządzeniem IH 58 / IH 60

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125602154
Nr art.: 602.15

Maska do aromaterapii SI 40



- Maska do aromaterapii**
- Elastyczna maska do aromaterapii na usta i nos do stosowania w sezonie przeziębień

Stosować tylko z urządzeniem SI 40

Możliwość dezynfekcji

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601348
Nr art.: 601.34

Wzmacniacze słuchu

Dobrze znów słyszeć, dobrze znów się śmiać.
Dyskretne wsparcie – większa radość z życia.

Wzmacniacze słuchu firmy Beurer to **idealni towarzysze** osób z wadami słuchu. Oferujemy pomocne wsparcie, pozwalając na **pełny powrót do codziennego życia**.



RIC Wzmacniacze słuchu



HA 20 Single
ergonomiczne
wyprofilowanie za uchem



HA 50 Single
z rozszerzonym zakresem
częstotliwości




HA 55 Pair
bardzo czysty dźwięk,
akumulator, praktyczny
zestaw 2 sztuk

RIC Wzmacniacze słuchu

W przypadku **wzmacniaczy słuchu RIC** głośnik znajduje się **bezpośrednio w uchu**, co gwarantuje **bardzo czyste brzmienie**.

Technologia ta zapewnia optymalność transmisji akustycznej **poprzez bezpośrednią ekspozycję na dźwięk w kanale słuchowym**. Powrót do życia w pełni – bez niedosłuchu!

Głośnik



MAŁY POMOCNIK

Wzmacniacze słuchu firmy Beurer wzmacniają dźwięki, a następnie przekazują je do ucha. W kinie, podczas rozmowy czy na spacerze.

HA 20 Single



Wzmacniacz słuchu

- Indywidualne dopasowanie do wielkości przewodu słuchowego



Idealnie nadaje się do wzmacniania dźwięków i odgłosów przy łagodnej i początkowej utracie słuchu

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem
Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

3 końcówki do indywidualnego dopasowania do przewodu słuchowego
Zakres częstotliwości: 200–5000 Hz
Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do 40 dB
Maksymalna głośność: 128 dB
Wymiary produktu: 40 x 40 x 12 mm

W zestawie 2 baterie 1,4 V PR48
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8
Nr EAN: 4211125641061
Nr art.: 641.06

HA 50 Single



Wzmacniacz słuchu

- Rozszerzony zakres częstotliwości
- Indywidualne dopasowanie do wielkości przewodu słuchowego



Idealne rozwiązanie w przypadku niedosłuchu

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem
Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

3 końcówki do indywidualnego dopasowania do przewodu słuchowego
Zakres częstotliwości: 100–6000 Hz
Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do 40 dB
Maksymalna głośność: 128 dB
Wymiary produktu: 40 x 40 x 10 mm

W zestawie 2 baterie 1,4 V PR48
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8
Nr EAN: 4211125641092
Nr art.: 641.09

HA 55 Pair



Wzmacniacz słuchu

- Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC
- Wzmacniacze słuchu z możliwością ładowania
- Praktyczny zestaw 2 sztuk do obustronnego użytkowania



Idealne rozwiązanie w przypadku niedosłuchu

Ergonomiczne wyprofilowanie za uchem
Wzmacnia głośność wszystkich dźwięków w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz
Odtwarzanie bez zakłóceń
Bardzo czyste brzmienie dzięki konstrukcji RIC
Po 3 końcówki do indywidualnego dopasowania do przewodu słuchowego
Zakres częstotliwości: 500–3200 Hz
Wzmocnienie głosów i dźwięków nawet do 53 dB
Maksymalna głośność: 131 dB
Wymiary produktu: 26 x 40 x 42 mm

Ładowalne wzmacniacze słuchu o czasie pracy do 10 godzin przy zasilaniu akumulatorowym

Z ładowarką USB

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125603298
Nr art.: 603.29

Kapsułki do osuszania



Kapsułki do osuszania

- Pasują do wzmacniaczy słuchu
HA 50 Single / HA 55 Paar / HA 60 Paar / HA 80 Single / HA 80 Paar / HA 85 Paar

Do osuszania wzmacniaczy słuchu po noszeniu
Z kolorowym wskaźnikiem wyczerpania zdolności osuszania

8 sztuk

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125641153
Nr art.: 641.15

Filtr woskowiny



Filtr woskowiny

- Pasuje do HA 60 Paar i HA 85 Paar

Do optymalnej pielęgnacji wzmacniaczy słuchu ITE i RIC
Wydłuża okres eksploatacji urządzeń
32 filtry do woskowiny na wymiennych patyczkach w praktycznych etui do przechowywania

4 etui do przechowywania w każdym opakowaniu
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125641160
Nr art.: 641.16

Informacje o produkcie: wzmacniacze słuchu

Aparat słuchowy należy właściwie pielęgnować.

Aby jak najdłużej cieszyć się sprawnym aparatem słuchowym, należy przywiązywać należytą wagę do jego pielęgnacji. Beurer oferuje narzędzia niezbędne do odpowiedniej pielęgnacji wzmacniaczy słuchu.




Urządzenie do elektrostymulacji TENS/EMS

Sprawdzona samodzielna terapia w domu
bez skutków ubocznych.

Efektywna **stymulacja mięśni**, głęboko działająca **regeneracja**, punktowe **uśmierzanie bólu** lub **rozluźnienie** mięśni – bezbolesną samodzielną terapię z elektrostymulacją można **skutecznie, bezpiecznie i bez leków** stosować w domu.

Nasza **nowość EM 89 Heat** oprócz elektrostymulacji z 8 elektrodami posiada jeszcze jedną ważną zaletę: Funkcję podgrzewania, którą można stosować indywidualnie lub w połączeniu z innymi funkcjami. Korzystnie wpływa na regenerację i rozluźnienie mięśni.



PAIN
free



Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS z funkcją podgrzewania EM 89 Heat

Cyfrowa samodzielna terapia 4 w 1

TENS, EMS, masaż i podgrzewanie

Wskaźnik pozycji elektrod

Łatwy wybór programu i bezpieczne umieszczenie elektrod

Precyzyjne zastosowanie

8 samoprzylepnych elektrod połączonych za pomocą 4 niezależnie regulowanych kanałów dociera wyjątkowo precyzyjnie do konkretnych partii mięśni, działając na całą ich powierzchnię



Różnorodność programów

64 programy do wyboru w kategoriach TENS, EMS i masaż do różnych obszarów zastosowania i różnych dolegliwości

Indywidualny


6 dowolnie ustawianych programów TENS/EMS z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb

Program Ulubione

Łatwy i szybki dostęp do ulubionego programu

WYRÓB MEDYCZNY

Także podczas relaksu i regeneracji po treningu **można zaufać** zarejestrowanym wyrobom medycznym firmy Beurer.



Wsparcie i pomoc bez leków – stymulacja elektryczna działa dokładnie tam, gdzie trzeba.

Uśmierzanie bólu, stymulacja mięśni i odprężenie.

Do uśmierzania bólu pleców lub stawów, jako trening uzupełniający rozbudowę masy mięśniowej lub relaks po zajęciach sportowych – elektrostymulacja ma wiele zastosowań i służy jako metoda samodzielnej terapii.



W serii urządzeń TENS, EMS i TENS/EMS każdy znajdzie produkt odpowiedni dla siebie.



Elektrody można umieścić na wielu częściach ciała, a elektrostymulacja jest przy tym **bezpieczna i praktycznie bezbolesna**. Terapia prądem stymulującym za pomocą urządzeń TENS/EMS **aktywuje mechanizmy przeciwbólowe organizmu** i dlatego jest stosowana w terapii przeciwbólowej.



PAINfree

Ukojenie bólu w naturalny sposób. Bez leków i substancji chemicznych.


EM 29 2 w 1



PAINfree

TENS – kolano/łokieć

- Terapia przeciwbólowa (TENS)
- Do stosowania w przypadku bólów kolan/łokci
- Niezużywające się elektrody kontaktowe, łatwa obsługa



- 2 niezużywające się elektrody kontaktowe z przewodzącego materiału węglowego
- Nie wymaga żelz kontaktowego ani elektrod zastępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą)
- Uniwersalny mankiet na kolano i łokcie (regulowany za pomocą zapięcia na rzep)
- Przytulny, o ergonomicznym kształcie
- Obwód ramienia/uda: ok. 25-70 cm
- 4 zaprogramowane funkcje
- Panel sterowania z wyświetlaczem LCD i praktycznym zaczepem na pasek
- Regulowana intensywność
- Minutnik
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Możliwość ręcznego prania mankietu
- Wyrób medyczny
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii
- W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3

Nr EAN: 4211125647018

Nr art.: 647.01




EM 49



PAINfree

Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS

- Terapia przeciwbólowa (TENS)
- Stymulacja mięśni (EMS)
- Odprężenie i masaż
- Wskaźnik położenia elektrody



- Samoprzylepne elektrody z żelem
- Komplet 4 szt. (45 x 45 mm)
- 2 niezależnie regulowane kanały
- 64 zaprogramowane funkcje
- 6 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramowania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia
- Regulowana intensywność
- Minutnik
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Funkcja Doktor¹⁾
- Wyrób medyczny
- Odwrotny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4

Nr EAN: 4211125662059


Nr art.: 662.05



Informacje o produkcie EM 49

Ukierunkowana stymulacja – doskonałe połączenie.

TENS, EMS i masaż relaksacyjny w jednym urządzeniu. Dzięki urządzeniu **Beurer EM 49** sprostasz indywidualnym potrzebom organizmu. **Skutecznie i precyzyjnie.**



¹⁾ Możliwość idealnego dopasowania do własnego programu terapeutycznego

EM 59 Heat



- Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS z funkcją podgrzewania
- Terapia przeciwbólowa (TENS)
 - Stymulacja mięśni (EMS)
 - Funkcja podgrzewania
 - Odprężenie i masaż
 - Wskaźnik położenia elektrody
 - Akumulator do wielokrotnego ładowania



4 elektrody z podkładkami żelowymi
W zestawie 4 podkładki żelowe (45 x 45 mm)
2 poziomy podgrzewania: Low i High
3 Możliwości zastosowania: TENS/EMS + ciepło, tylko TENS/EMS, tylko ciepło
2 niezależnie regulowane kanały
64 zaprogramowane funkcje
6 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramowania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia

Regulowana intensywność
Minutnik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Funkcja Doktor¹⁾
Wyrób medyczny
Odwrócony wyświetlacz LCD z podświetleniem
Akumulator do wielokrotnego ładowania (2000 mAh, 3,7 V) w zestawie
Kabel USB do ładowania w zestawie

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 8 x 4
Nr EAN: 4211125646639
Nr art.: 646.63



Podkładki żelowe do EM 59 Heat / EM 89 Heat



- 8 podkładek żelowych
- Do EM 59 Heat, EM 89 Heat

Wymiary: 45 x 45 mm
8 samoprzylepnych podkładek żelowych

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125646554
Nr art.: 646.55

EM 80 3 w 1



- Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS
- Terapia przeciwbólowa (TENS)
 - Stymulacja mięśni (EMS)
 - Odprężenie i masaż
 - 8 elektrod i 4 kanały do niezależnej regulacji



Samoprzylepne elektrody z żelem
Komplet 8 szt. (45 x 45 mm)
4 niezależnie regulowane kanały
30 zaprogramowanych funkcji
20 programów z indywidualnymi ustawieniami: możliwość zaprogramowania częstotliwości, szerokości impulsu, czasu włączenia/wyłączenia


Regulowana intensywność
Minutnik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wyrób medyczny
Funkcja Doktor¹⁾
Torebka do przechowywania
W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 6 x 2
Nr EAN: 4211125662004
Nr art.: 662.00

EM 89 Heat



- Cyfrowe urządzenie do elektrycznej stymulacji mięśni i nerwów TENS/EMS z funkcją podgrzewania
- Terapia przeciwbólowa (TENS)
 - Stymulacja mięśni (EMS)
 - Funkcja podgrzewania
 - Odprężenie i masaż
 - Wskaźnik położenia elektrody
 - 8 elektrod i 4 kanały do niezależnej regulacji
 - Akumulator do wielokrotnego ładowania



8 elektrod z podkładkami żelowymi
w zestawie 8 podkładek żelowych (45 x 45 mm)
2 poziomy podgrzewania: Low i High
3 Możliwości zastosowania: TENS/EMS + ciepło, tylko TENS/EMS, tylko ciepło
4 niezależnie regulowane kanały
64 programy w kategoriach TENS, EMS i masaż
6 programów do swobodnego ustawiania (TENS/EMS)
Program Ulubione
Czytelny wyświetlacz z podświetleniem
Wyłącznik bezpieczeństwa
Napięcie wyjściowe: Maks. 100 Vpp (przy 500 Ω)
Prąd wyjściowy: Maks. 200 mApp (przy 500 Ω)
Czas trwania impulsu: 40–450 μs
Częstotliwość impulsów: 1–150 Hz
Akumulator litowo-jonowy (4000 mAh, 3,7 V)

Regulowana intensywność
Minutnik
Wyrób medyczny
Torebka do przechowywania
5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 4 x 2
Nr EAN: 4211125102777
Nr art.: 102.77

Elektrody 45 x 45 mm



- Elektrody małe
- Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

Wymiary: 45 x 45 mm
8 sztuk
Samoprzylepne elektrody z żelem

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5
Nr EAN: 4211125661021
Nr art.: 661.02

Elektrody 50 x 100 mm



- Elektrody duże
- Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80


Wymiary: 50 x 100 mm
4 sztuki
Samoprzylepne elektrody z żelem

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5
Nr EAN: 4211125661014
Nr art.: 661.01

Urządzenia uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Komary nie powinny nam przeszkadzać w trakcie słonecznego lata.

Irytujące komary i inne owady często utrudniają podziwianie zachodu słońca. **Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów BR 90** firmy Beurer ma **opcjonalne jasne światło**, dzięki któremu nawet w ciemności można się cieszyć **kojącym działaniem ciepła** uśmierzającego ból towarzyszący użądleniom i ukąszeniom.



Urządzenia uśmierzające ból po ukłuciu insektów


Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów



BR 10
Nr art.: 603.18



BR 60
Nr art.: 606.17



BR 90
Nr art.: 607.34



Ukierunkowany efekt ciepła

Przeciwno swędzeniu i opuchliznie

2 opcje czasu trwania zabiegu

Dla skóry wrażliwej i normalnej

Opcjonalne światło

Precyzyjne zastosowanie również o zmierzchu i w ciemności

Szybko i łatwo

Wystarczy włączyć i rozpocząć zabieg – ceramiczna płytką grzewcza rozgrzewa się bardzo szybko

Szybka ulga w przypadku ukąszeń komarów za pomocą urządzenia uśmierzającego ból po ukłuciu insektów. Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów firmy Beurer to **bezpieczny i skuteczny sposób na leczenie ukąszeń i ugryzień owadów**. Mały, poręczny sztyft jest wyposażony w **szybko nagrzewającą się płytkę ceramiczną**. Dzięki precyzyjnemu rozgrzaniu można szybko i łatwo złagodzić swędzenie i obrzęki, przyspieszając proces gojenia.



BEZ CHEMII

Naturalne zastosowanie bez dodatku środków chemicznych jest odpowiednim rozwiązaniem także dla dzieci^{*)} i kobiet w ciąży.

^{*)}dla dzieci od lat 3 (do użytku samodzielnego od 12. roku życia)

BR 10



Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

- Do leczenia ukąszeń i ugryzień owadów¹⁾
- Szybko się nagrzewa – może pomóc na swędzenie i obrzęk
- Bardzo kompaktowa konstrukcja z karabińczykiem
- Zawsze przy Tobie i w gotowości do działania – towarzyszy Ci na co dzień, w podróży i podczas uprawiania sportu



Nie zawiera substancji chemicznych, działa wyłącznie termicznie, nadaje się dla kobiet w ciąży

Wytwarzanie ciepła może przyspieszyć proces gojenia

3-sekundowy program – również do skóry wrażliwej

Szybko rozgrzewająca się ceramiczna płyta grzewcza

Nowoczesny, poręczny kształt

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Wyrób medyczny

Wymiary: 8,6 x 3,5 x 2,5 cm

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 2 x 12

Nr EAN: 4211125603182

Nr art.: 603.18

BR 60



Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

- Do leczenia ukąszeń i ugryzień owadów¹⁾
- Nie zawiera substancji chemicznych, działa wyłącznie termicznie, nadaje się dla kobiet w ciąży
- Szybko się nagrzewa – może pomóc na swędzenie i obrzęk



Punktowe oddziaływanie ciepła w miejscu ukucia może złagodzić swędzenie i obrzęki.

2 różne programy:

Program 1 (3 s): zabieg pierwszego wyboru dla osób o wrażliwej skórze

Program 2 (6 s): do regularnego stosowania

Szybko rozgrzewająca się ceramiczna płyta grzewcza

Nowoczesny, poręczny kształt

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Wyrób medyczny

Wymiary: 9,8 x 3,5 x 1,9 cm

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 2 x 12

Nr EAN: 4211125606176

Nr art.: 606.17

BR 90



Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

- Do leczenia ukąszeń i ugryzień owadów¹⁾
- Szybko się nagrzewa – może pomóc na swędzenie i obrzęk
- Z praktycznym, włączanym światłem do precyzyjnego użytkowania, nawet w ciemności



Nie zawiera substancji chemicznych, działa wyłącznie termicznie, nadaje się dla kobiet w ciąży

Wytwarzanie ciepła może przyspieszyć proces gojenia

2 różne programy:

Program 1: przy pierwszym zastosowaniu i dla osób o wrażliwej skórze

Program 2: do regularnego stosowania

Szybko rozgrzewająca się ceramiczna płyta grzewcza

Nowoczesny, poręczny kształt

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Wyrób medyczny

Wymiary: 10,1 x 3,6 x 2,0 cm

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 2 x 12

Nr EAN: 4211125607340

Nr art.: 607.34




Informacja o produkcie Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów firmy Beurer.
Prawdziwy must have do używania w domu i w podróży



Komary, gzy i osy są latem **prawdziwym utrapieniem** podczas kąpieli, grillowania czy uprawiania sportu. Trudno w naturalny sposób zapobiec ukąszeniom i ugryzieniom owadów. W celu **leczenia bez użycia dodatków chemicznych** firma Beurer opracowała urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów.



Ugryzienie przez insekty
Miejsowe Działanie temperatury
Możliwe złagodzenie świądu i obrzęku

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów jest idealnym rozwiązaniem, które redukuje ból po ukłuciu przez owady. Może **szybko i skutecznie przynieść ulgę**. Precyzyjne działanie ciepła **szybko nagrzewającej się płytki ceramicznej** może szybko i łatwo złagodzić swędzenie.

Oto jak działa sztyft na komary:
Wystarczy umieścić sztyft w odpowiednim miejscu. W ciągu kilku sekund oddziaływanie ciepła może przynieść znaczną ulgę. Pozwala to na redukcję objawów. Dzięki temu proces gojenia może być odczuwany jako bardziej komfortowy.


Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów to doskonały wybór, jeśli cierpisz z powodu ukąszeń komarów lub innych owadów.



Terapia światłem i budziki świetlne

Zwiększ swoją motywację i poziom energii,
gdy doskwiera niedobór światła.

Zwłaszcza w porach roku, w trakcie których światło dzienne jest ograniczone, może dojść do **zaburzeń w gospodarce hormonalnej**. Zastosowanie lampy o świetle dziennym **może wpływać na przerwanie produkcji melatoniny i jednocześnie zwiększyć produkcję hormonu szczęścia – serotoniny**. Efekt to poprawa nastroju i energia na cały dzień.



Lampa o świetle dziennym TL 35

Symulacja światła dziennego

Natężenie światła ok. 10 000 luksów przy odległości 13 cm (ustawienie Therapy)

Regulacja nachylenia

Bezstopniowa regulacja ze stabilną podstawką

Minutnik

Funkcja automatycznego wyłączania po upływie ustawionego czasu (4 poziomy 30–120 minut)



Łatwa obsługa

Obsługa za pomocą przycisku dotykowego

Kompaktowa konstrukcja

Sprawdza się w pracy i w domu

Regulacja jasności

4 stopnie jasności

Idealny system świetlny zapewniający energię na cały dzień.

3 temperatury barwowe regulują rytm dzień-noc. Komfortowe samopoczucie o każdej porze dnia.

Faza terapii
(6500 kelwinów)



Faza koncentracji
(4300 kelwinów)




Faza regeneracji
(3000 kelwinów)



SŁONECZNE DNI W BIURZE I W DOMU

Energooszczędna technologia LED jest przyjazna dla Twojego portfela. Dzięki wyjątkowo jasnemu i równomiernemu oświetleniu masz dodatkową dawkę energii przez cały rok.



Wyrób medyczny



Odpowiednie urządzenie na każdą okazję:
w biurze, w domu i w podróży.

Lampy o świetle dziennym



Lampy o świetle dziennym – urządzenia kompaktowe



Budzik świetlny



Lampy na podczerwień zapewniają łagodną terapię podczas przeziębienia i przy napięciach mięśniowych.

Wysoka moc

300 W

Regulacja nachylenia

Regulacja w zakresie 0–40 stopni

Minutnik cyfrowy

Indywidualne ustawienie czasu działania, automatyczne wyłączenie

Maksymalne bezpieczeństwo

Kojące i bezpieczne ciepło dzięki blokerowi UV i okularom ochronnym



Promiennik podczerwieni IL 60



Lampy na podczerwień




TL 20



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Kompaktowy rozmiar dzięki technologii LED
- Idealna do domu i biura
- Regulowana nóżka



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 10 cm)
Idealna do domu i biura
Bez migotania i promieniowania UV

Powierzchnia naświetlania ok. 16,5 x 8,5 cm
Wymiary produktu ok. 21 x 2 x 13 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Regulowana nóżka, możliwość ustawienia poziomo lub pionowo, z dwoma kątami nachylenia

W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 6000 K

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608033

Nr art.: 608.03




TL 30



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Kompaktowy rozmiar dzięki technologii LED
- Idealna na biurko i w podróży
- Regulowana nóżka



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 10 cm)
Idealna na biurko i w podróży
Bez migotania i promieniowania UV

Powierzchnia naświetlania ok. 12 x 20 cm
Wymiary produktu ok. 15,6 x 2 x 23,6 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Regulowana nóżka, możliwość ustawienia poziomo lub pionowo

Z praktyczną torebką do przechowywania
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 6500 K

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608057

Nr art.: 608.05




TL 35



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Kompaktowy rozmiar dzięki technologii LED
- Możliwość ustawienia 3 temperatur barwowych w celu uregulowania rytmu dnia i nocy
- Minutnik z automatycznym wyłączaniem
- 4-stopniowa regulacja jasności



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia¹⁾: 10 000 luksów
(odległość: ok. 13 cm)
Sprawdza się w pracy i w domu
Bez migotania i promieniowania UV
Do imitacji naturalnego cyklu oświetlenia

3 temperatury barwowe do wyboru
Active, Therapy, Relax
Wskaźnik czasu użytkowania w 4 stopniach (30–120 minut)
Minutnik z automatycznym wyłączaniem
4-stopniowa regulacja jasności
Powierzchnia naświetlania ok. 14 x 20 cm
Wymiary produktu ok. 15,5 x 2,1 x 25 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa za pomocą przycisków dotykowych
Regulowana nóżka, możliwość ustawienia poziomo lub pionowo
Wyrób medyczny (ustawienie terapeutyczne)
Z praktyczną torebką do przechowywania
W zestawie zasilacz sieciowy

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 6970229250545

Nr art.: 100.65




TL 41 Touch



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Technologia LED
- Kompaktowe wymiary
- Idealna na biurko
- Wygodna obsługa przyciskiem dotykowym



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 20 cm)
Idealna na biurko
Bez migotania i promieniowania UV

Powierzchnia naświetlania ok. 20 x 22 cm
Wymiary produktu ok. 20,7 x 7,6 x 27 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa przy pomocy jednego przycisku dotykowego

Rozkładana nóżka

W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 6500 K

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608118

Nr art.: 608.11




TL 45 Perfect Day



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Technologia LED
- Kompaktowe wymiary
- Idealna do biura
- Wygodna obsługa za pomocą przycisków dotykowych
- Możliwość ustawienia 3 temperatur barwowych w celu uregulowania rytmu dnia i nocy



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia¹⁾: 10 000 luksów
(odległość: ok. 20 cm)
Idealna do biura
Bez migotania i promieniowania UV
Do imitacji naturalnego cyklu oświetlenia
Regulacja rytmu dzień-noc

3 temperatury barwowe do wyboru
Active: około 4300 K, przedpołudnie, praca w skupieniu
Therapy: około 6500 K, południe, terapia z natężeniem światła 10 000 luksów
Relax: około 3000 K, wieczór, wypoczynek

Rozkładana nóżka

Powierzchnia naświetlania ok. 20 x 20 cm
Wymiary produktu ok. 20 x 6,2 x 25 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa za pomocą przycisków dotykowych
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny (ustawienie terapeutyczne)

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608132

Nr art.: 608.13

¹⁾ Ustawienie terapeutyczne

TL 50



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Urzekające wzornictwo dzięki technologii LED
- Kompaktowe wymiary



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 15 cm)

Bez migotania i promieniowania UV

Powierzchnia naświetlania Ø ok. 24,6 cm
Wymiary: Ø około 24,6 x 26 cm
Energoszczędna technologia LED
Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Stabilna nóżka

W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 5300 K

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125608156

Nr art.: 608.15




TL 70



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Estetyczne wzornictwo dzięki technologii LED
- Minutnik z automatycznym wyłączeniem
- 10-stopniowa regulacja jasności



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 10 cm)
Bez migotania i promieniowania UV
Wskaźnik czasu trwania zabiegu w 5 stopniach (15–120 min, 5 diod LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem

Powierzchnia naświetlania Ø ok. 33,4 cm
Wymiary: Ø około 33,4 x 34,5 cm
Energooszczędna technologia LED

10-stopniowa regulacja jasności
Funkcja pamięci dla ostatnio ustawionej jasności
Stabilna nóżka
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 5300 K


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125608255
Nr art.: 608.25

TL 85



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- Równomierne oświetlenie dzięki innowacyjnej technologii oświetleniowej LED
- Minutnik z automatycznym wyłączeniem



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 25 cm)
Bez migotania i promieniowania UV
Wskaźnik czasu trwania zabiegu w 4 stopniach (30–120 min, 4 diody LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem

Powierzchnia naświetlania ok. 30 x 37 cm
Wymiary produktu ok. 30,0 x 23,5 x 45,2 cm
Energooszczędna technologia LED

Wygodna obsługa przyciskiem dotykowym
Zdejmowany stojak
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 6500 K


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 6970229250293
Nr art.: 608.42

TL 95



Lampa o świetle dziennym

- Poprawiające samopoczucie światło dzienne, gdy brakuje światła słonecznego
- SunLike® LED imitujące naturalne światło dzienne
- Minutnik z automatycznym wyłączeniem
- 6-stopniowa regulacja jasności



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 25 cm)
Bez migotania i promieniowania UV
Wskaźnik czasu trwania zabiegu w 4 stopniach (30–120 min, 4 diody LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem

Powierzchnia naświetlania ok. 30 x 37 cm
Wymiary produktu ok. 30,0 x 15,8 x 47,5 cm
Energooszczędna technologia LED

Wygodna obsługa za pomocą przycisków dotykowych
Płynna regulacja nachylenia
6-stopniowa regulacja jasności
Funkcja pamięci dla ostatnio ustawionej jasności
Stabilna podstawa wykonana z aluminium
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 6500 K

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 6970229250316
Nr art.: 608.44

TL 100




Bluetooth®



Lampa o świetle dziennym

- 2 w 1: Lampa o świetle dziennym i nastrojowe światło w jednym produkcie
- Innowacyjne połączenie między smartfonem a lampą o świetle dziennym – wygodna i prosta obsługa także przez bezpłatną aplikację „beurer LightUp”



Wyjątkowo jasne i równomierne oświetlenie
Natężenie oświetlenia: 10 000 luksów
(odległość: ok. 10 cm)
Bez migotania i promieniowania UV
Wskaźnik czasu trwania zabiegu w 5 stopniach (15–120 min, 5 diod LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem

Nastrojowe światło z funkcją zmiany koloru i indywidualnym ustawianiem barwy w 256 odcieniach
Powierzchnia naświetlania Ø ok. 33,4 cm
Wymiary: Ø około 33,4 x 34,5 cm
Energooszczędna technologia LED

10-stopniowa regulacja jasności
Funkcja pamięci dla ostatnio ustawionej jasności
Stabilna nóżka
W zestawie zasilacz sieciowy
Wyrób medyczny
Temperatura barwowa: ok. 5300 K
Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer LightUp”

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125608354
Nr art.: 608.35

WL 50



Bluetooth®

Budzik świetlny

- Naturalne zasypianie i łagodne przebudzenie dzięki symulacji wschodu i zachodu słońca
- Z melodiami ułatwiającymi zasypianie i przebudzenie w celu wspierania prawidłowego rytmu snu
- Możliwość odtwarzania własnej muzyki przez Bluetooth®
- Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru



Barwna symulacja wschodu i zachodu słońca
Możliwość wyboru pomiędzy radiem, sygnałem budzika, 2 melodiami budzenia a 1 melodią ułatwiającą zasypianie
Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru oraz indywidualnym ustawieniem barwy
2 ustawiane czasy alarmów
Maks. 30 miejsc w pamięci radia
Regulowana intensywność światła (3 poziomy światła)

Wymiary: Ø około 10,8 x 13,2 cm
Regulacja jasności wyświetlacza
Funkcja drzemki (snooze) do 30 min
Możliwość wykorzystania jako lampki nocnej

Wejście Aux do odtwarzania własnej muzyki (w zestawie z kablem Aux)
Możliwość odtwarzania muzyki przez Bluetooth®
Zasilanie z akumulatora (czas działania około 3 godz.) i sieciowe
W zestawie złącze USB i kabel ładowania USB-C

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125589219
Nr art.: 589.21

WL 75




Bluetooth®



Budzik świetlny

- Naturalne zasypianie i łagodne przebudzenie dzięki symulacji wschodu i zachodu słońca
- Z melodiami ułatwiającymi zasypianie i przebudzenie w celu wspierania prawidłowego rytmu snu
- Innowacyjne połączenie ze smartfonem
- Wygodna i łatwa obsługa za pomocą bezpłatnej aplikacji „beurer LightUp”
- Nastrojowe światło LED ze zmianą koloru



Barwna symulacja wschodu i zachodu słońca
Możliwość wyboru pomiędzy radiem, sygnałem budzika, 6 melodiami budzenia a 4 melodiami ułatwiającymi zasypianie
Nastrojowe światło LED z funkcją zmiany barwy i indywidualnym ustawieniem barwy (256 odcieni)
2 ustawiane czasy alarmów
10 miejsc w pamięci radia
Ustawiana intensywność światła (płynnie przez aplikację)

Natężenie oświetlenia 3 000 luksów (odległość ok. 15 cm)
Wymiary: Ø około 19,5 x 22,5 cm
Niebieskie podświetlenie LCD
Funkcja drzemki (snooze) 1–30 min

Możliwość wykorzystania jako lampki do czytania
Wejście Aux do odtwarzania własnej muzyki (w zestawie z kablem Aux)
Oddzielny obszar snu w aplikacji „beurer LightUp”
W zestawie zasilacz sieciowy
Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer LightUp”


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125589288
Nr art.: 589.28

IL 11



Lampa na podczerwień

- Kojące ciepło
- W razie przeziębienia, napięcia mięśni







Ok. 100 W

5 stopni nachylenia

Powierzchnia ze szkła prasowanego

Wyświetlanie czasu trwania zabiegu w przedziałach 5-minutowych (5-10-15 min, 3 diody LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem po upływie ustawionego czasu

Z okularami ochronnymi
Z kratką ochronną

Wyrób medyczny

Dodatkowo dostępna zamienna żarówka do lampy 100 W, nr art.: 614.51

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125614034

Nr art.: 614.03



IL 21



Lampa na podczerwień

- Kojące ciepło
- W razie przeziębienia, napięcia mięśni





Ok. 150 W

5 stopni nachylenia

Powierzchnia ze szkła prasowanego

Wyświetlanie czasu trwania zabiegu w przedziałach 5-minutowych (5-10-15 min, 3 diody LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem po upływie ustawionego czasu

Z okularami ochronnymi

Wyrób medyczny

Dodatkowa wymienna świetlówka 150 W, nr art.: 616.51

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125616014

Nr art.: 616.01



IL 35



Lampa na podczerwień

- Kojące ciepło
- W razie przeziębienia, napięcia mięśni
- Z 3-stopniowym elektronicznym minutnikiem
- Automatyczne wyłączanie





Ok. 150 W

5 stopni nachylenia

Powierzchnia ze szkła prasowanego

Wyświetlanie czasu trwania zabiegu w przedziałach 5-minutowych (5-10-15 min, 3 diody LED)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem po upływie ustawionego czasu

Z okularami ochronnymi

Wyrób medyczny

Dodatkowa wymienna świetlówka 150 W, nr art.: 616.51

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125616120

Nr art.: 616.12



IL 50



Promiennik podczerwi

- Kojące ciepło
- W razie przeziębienia, napięcia mięśni
- Z nastawianym cyfrowym minutnikiem
- Automatyczne wyłączanie





Ok. 300 W
Powierzchnia naświetlania ok. 30 x 40 cm

Płynna regulacja klosza w zakresie 0-50 stopni

Ceramiczna płytka szklana

Ochrona przed promieniowaniem UV
Możliwość indywidualnego ustawienia czasu trwania zabiegu (1-15 min)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem po upływie ustawionego czasu
Aktywna wentylacja
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Z okularami ochronnymi
Mechanizm zwijania przewodu

Wyrób medyczny

Dodatkowa wymienna świetlówka 300 W, nr art.: 162 620

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125619008

Nr art.: 619.00



IL 60



Promiennik podczerwi

- Kojące ciepło
- W razie przeziębienia, napięcia mięśni
- Z nastawianym cyfrowym minutnikiem
- Automatyczne wyłączanie
- Ekskluzywny design





Ok. 300 W
Powierzchnia naświetlania ok. 30 x 40 cm
Wygodna regulacja nachylenia dzięki gumowym uchwytem

Regulacja ekranu w zakresie 0-40 stopni

Oślona InfraXtreme

Ceramika szklana dla szczególnie wymagających zastosowań

Ochrona przed promieniowaniem UV
Możliwość indywidualnego ustawienia czasu trwania zabiegu (1-15 min)
Minutnik z automatycznym wyłączeniem po upływie ustawionego czasu
Aktywna wentylacja
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Z okularami ochronnymi

Wyrób medyczny

Dodatkowa wymienna świetlówka 300 W, nr art.: 110.048

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125616953

Nr art.: 616.95



Informacje o produkcie Lampy na podczerwień

Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas domowej światłoterapii.

Samodzielna terapia z zastosowaniem ciepła światła podczerwonego ma coraz większe znaczenie przede wszystkim w leczeniu przeziębień i łagodzeniu napięć mięśniowych.

Maksymalna ochrona: IL 11 ze zintegrowaną kratką ochronną





Gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa w cenie.

Przy każdym zakupie lampy na podczerwień firmy Beurer gratis bezpłatne okulary ochronne.

Moje ciało. Moje rozwiązania!

*Każda kobieta jest ekspertką w kobiecych sprawach.
Firma Beurer oferuje swoje wsparcie.*

W Beurer medical tworzymy świat dla kobiet, w którym zawsze jesteśmy gotowi pomóc. Choć każda z kobiet jest inna, łączy je świadomość własnego ciała. Doświadczenie, obserwacja, zdobywanie informacji oraz próby prowadzą do odnalezienia własnej drogi. Nie zawsze jest to łatwe, ale dzięki temu można stać się ekspertem od swojego ciała.

To, co czyni nas wyróżnia, to **przemysłane rozwiązania dla kobiet na każdym etapie życia**. Od menstruacji po menopauzę – zawsze oferujemy to, co najlepsze.

W Woman's Life oferujemy wsparcie kobietom: dzięki innowacyjnym technologiom i przemysłanym rozwiązaniom proponujemy odpowiednie urządzenia na każdy etap życia. Aby opiekować się, wspierać i łagodzić bóle.



Menstruacja



Kontrola płodności



Planowanie rodziny



Ciąża



Po porodzie



Menopauza

Zaproś nas do
swojego świata.



Moje zasady. Bez bólu!

Pozegnaj ból menstruacyjny.

Opierając się na swoim doświadczeniu wiesz najlepiej, jak Twoje ciało funkcjonuje i czego najbardziej potrzebuje. W Beurer zwracamy uwagę na Twoje potrzeby i wykorzystujemy tę wiedzę do opracowania innowacyjnych urządzeń. **Ważnym jest dla nas, aby nasze produkty płynnie dopasowały się do Twojego życia na co dzień.**

Beurer dzięki **padom Menstrual Relax EM 50 i EM 55** pomaga w nawracającym bólu menstruacyjnym i napięciu mięśni brzucha związanym z endometriozą. Jak to działa? **Innowacyjne połączenie funkcji TENS i ogrzewania znajduje zastosowanie tam, gdzie tego potrzebujesz. Szybko i łatwo.**

Mały pad – wielkie możliwości.

Technologia ogrzewania i TENS

Dyskretnie

Przyjemna stymulacja

Menstrual Relax

Pad na bóle menstruacyjne EM 50

90

Badania potwierdzają:

98% kobiet* chce w przyszłości nadal korzystać z urządzenia EM 50

>80% kobiet* potwierdza uśmierzanie bólu w ciągu pierwszych trzech dni cyklu

* Badania obserwacyjne przeprowadzone przez Instytut prof. Kurscheida na temat skuteczności urządzenia Beurer EM 50 w redukcji pierwotnego bólu towarzyszącego bolesnemu miesiączkowaniu.

NOWY i większy kształt

Większa powierzchnia grzewcza dla **DODATKOWEJ** ilości ciepła

Oddzielne sterowanie ciepłem i TENS

Twoje ciało podpowie Ci, czego potrzebuje.

Ciepło i kojące impulsy elektryczne rozluźniają mięśnie brzucha, zmniejszają ból i poprawiają samopoczucie.

Większe urządzenie **Menstrual Relax +** nie tylko zapewnia komfort w czasie menstruacji, ale także pozwala odprężyć się i odpocząć bez bólu.

Menstrual Relax +

Pad na bóle menstruacyjne EM 55

91

Kontrola płodności lub planowanie dziecka. Bez ciśnienia!

Moje ciało.
Z pomocą treningową!

Naturalne podejście do cyklu miesięczkowego. Naturalne planowanie rodziny

Metoda **objawowo-termiczna** jest uznaną **naukowo** metodą naturalnego planowania rodziny (NFP¹⁾). Na podstawie różnych sygnałów ciała, w tym podstawowej temperatury ciała, możesz określić dni płodne i niepłodne.

Aplikacja „Ovy” rejestruje **podstawową temperaturę** i inne ważne sygnały wysyłane przez ciało. Termometr **owulacyjny OT 30 z Bluetooth®** przesyła wartości pomiaru do **aplikacji cyklu „Ovy”** – w celu **kontrolowania płodności** lub na potrzeby planowania rodziny – wybór należy do Ciebie!

Regulacja płodności czy planowanie dziecka? Najważniejsze, aby działało się to naturalnie!

z elastyczną końcówką pomiarową

z aplikacją i Bluetooth®



BasalControl Smart

Termometr owulacyjny OT 30 Bluetooth®



higieniczna, gładka, przyjemna powierzchnia

wystarczy jedynie 2 x 10 minut dziennie

Zasada Biofeedback



PelviStrong

Pomoce treningowe dla mięśni dna miednicy PT 20

Słabe mięśnie dna miednicy? Przyrządy do treningu wzmacniają świadomość własnego ciała.

Przyrządy do treningu dna miednicy firmy Beurer są idealnym uzupełnieniem ćwiczeń dna miednicy **podczas ciąży, po porodzie i w okresie menopauzy**. Ćwiczenia służą do **wzmacniania świadomości i siły** oraz utrzymania lub odbudowy napięcia mięśni dna macicy.

Dzięki **różnej wadze trzech przyrządów** dno miednicy może być trenowane zgodnie z **zasadą Biofeedback**. W ten sposób **mięśnie są aktywowane** i stopniowo budowane.

Zestaw trzech stożków w kształcie tamponów o różnej masie ułatwia aktywny trening i pomaga w stopniowej odbudowie mięśni dna miednicy.

EM 50 – Menstrual Relax



Pad na bóle menstruacyjne

- Łagodzenie bólu menstruacyjnego, także w przypadku endometriozy (potwierdzone uśmierzenie bólu)¹⁾
- Połączenie ciepła i elektrycznej stymulacji nerwów (TENS)
- Oddzielne stosowanie funkcji TENS i ogrzewania
- Akumulator do wielokrotnego ładowania



1 program ogrzewania, 15 poziomów intensywności TENS
W zestawie 2 wymienne podkładki żelowe

- Wskazanie LED ustawionej funkcji
- Wskazanie LED niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Dyskretny, o ergonomicznym kształcie
- Indywidualna regulacja intensywności
- Automatyczne wyłączenie po 20 min
- Do 6 zastosowań po jednym naładowaniu (6 x 20 min)

Wyrób medyczny

- W zestawie akumulator do wielokrotnego ładowania (320 mAh)
- W zestawie kabel USB
- Z praktyczną torebką do przechowywania

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 12 x 6

Nr EAN: 4211125648541

Nr art.: 648.54




EM 55 Menstrual Relax +



Pad na bóle menstruacyjne

- Łagodzenie bólu menstruacyjnego, także w przypadku endometriozy
- Większy kształt i powierzchnia grzewcza dla dodatkowego ciepła
- Połączenie ciepła i elektrycznej stymulacji nerwów (TENS)
- Oddzielne stosowanie funkcji TENS i ogrzewania
- Akumulator do wielokrotnego ładowania



1 program ogrzewania, 15 poziomów intensywności TENS
W zestawie 4 wymienne podkładki żelowe

- Elastyczny i wygodny – odpowiedni do wszystkich kształtów ciała
- Wskazanie LED ustawionej funkcji
- Wskazanie LED niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Dyskretny, o ergonomicznym kształcie
- Indywidualna regulacja intensywności
- Automatyczne wyłączenie po 20 min
- Do 6 zastosowań po jednym naładowaniu (6 x 20 min)

Wyrób medyczny

- W zestawie akumulator do wielokrotnego ładowania (1000 mAh)
- W zestawie kabel USB
- Z praktyczną torebką do przechowywania

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 8 x 6

Nr EAN: 4211125100599

Nr art.: 100.59

Podkładki żelowe do EM 50



6 podkładek żelowych

- Do EM 50 Menstrual Relax

Wymiary: 50 x 56 mm

6 samoprzylepnych podkładek żelowych

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125648497

Nr art.: 648.49

Podkładki żelowe do EM 55



6 podkładek żelowych

- Do EM 55 Menstrual Relax +

Wymiary: 61 x 89 mm

6 samoprzylepnych podkładek żelowych

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4056461100083

Nr art.: 110.008

PT 20 PelviStrong



Pomoce treningowe dla mięśni dna miednicy

- Wspomaga świadomość, budowę i aktywną kontrolę osłabionych mięśni dna miednicy
- Trening aktywnego rozwoju z zasadą Biofeedback



Stożki w kształcie tamponów o różnej masie

- Ćwiczenia z instrukcjami treningowymi w zestawie
- Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie po użyciu

Wyprodukowano w Niemczech

Nie zawiera lateksu

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6

Nr EAN: 4211125790721

Nr art.: 790.72

OT 20 BasalControl Basic



Termometr owulacyjny

- Wyświetlanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
- W połączeniu z aplikacją „Ovy” do naturalnego monitorowania cyklu poprzez ręczne wprowadzenie temperatury



Czas pomiaru około 3 minut (zalecany czas pomiaru według NFP²⁾)

- Kontaktowa technika pomiaru
- Przeznaczony do pomiaru oralnego i waginalnego

- Giętka końcówka pomiarowa
- Wodoszczelny (IP 27)
- Możliwość dezynfekcji
- Dokładność pomiaru: ±0,05°C przy 35,00–38,00°C (temperatura pokojowa 18,00–28,00°C) w pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,1°C
- 1 miejsce w pamięci
- Automatyczne wyłączenie
- Sygnal dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Wyrób medyczny
- Z nasadką ochronną
- W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41
- Bezpłatna aplikacja „Ovy”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 18 x 10

Nr EAN: 4211125791384

Nr art.: 791.38

OT 30 Bluetooth® BasalControl Smart



Termometr owulacyjny

- Wyświetlanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
- W połączeniu z aplikacją „Ovy” do naturalnego monitorowania cyklu
- Przesyłanie wyników pomiaru bezpośrednio do aplikacji przez Bluetooth®



Czas pomiaru około 3 minut (zalecany czas pomiaru według NFP²⁾)

- Kontaktowa technika pomiaru
- Przeznaczony do pomiaru oralnego i waginalnego
- Przesyłanie danych przez Bluetooth®
- Oświetlenie LED do sygnalizowania pomiaru i przesyłania danych

- Giętka końcówka pomiarowa
- Wodoszczelny (IP 64)
- Możliwość dezynfekcji
- Dokładność pomiaru: ±0,05°C przy 35,00–38,00°C (temperatura pokojowa 18,00–28,00°C) w pozostałym zakresie pomiarowym: ±0,1°C
- 30 miejsc w pamięci
- Automatyczne wyłączenie
- Sygnal dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Wyrób medyczny
- Z nasadką ochronną
- W zestawie 1 bateria litowa 3 V CR 2032
- Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z aplikacją „Ovy”.

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 12 x 4

Nr EAN: 4211125791063

Nr art.: 791.06

94 ¹⁾ Badanie obserwacyjne przeprowadzone na 59 pacjentach z Instytutu Prof. Kurscheida dotyczące skuteczności Beurer EM 50 w zmniejszaniu pierwotnego bólu miesięczkowego związanego z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem (PD) Reduction of menstrual pain by the medical device „Beurer EM 50” – observational study (ReduSchmerz); Instytut dr Kurscheida (dr-kurscheid.de)

²⁾ W oparciu o metodę objawowo-termiczną

Urządzenia rozgrzewające

Nowa seria produktów Green Planet jest przyjazna dla zdrowia i ekologiczna.

Kojące ciepło sprzyja dobremu samopoczuciu. A jeśli dzięki temu można działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zdrowszego środowiska, tym lepiej! Nowa seria produktów Beurer Green Planet może zapewnić zarówno kojące ciepło, jak i dobroczynne działanie na rzecz środowiska.



Green Planet



HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet
Nr art.: 200.17



UB 60
Green Planet
Nr art.: 300.36



HD 75 Nordic Grey
Green Planet
Nr art.: 400.00

Koc rozgrzewający HD 75 Nordic Grey Green Planet

Koc rozgrzewający

Wyjątkowo miękka wierzchnia część i spód wykonane w **100% z materiałów z recyklingu**




Ustawienie według preferencji

6-stopniowa regulacja temperatury, obudowa przełącznika wykonana z ok. **50% wykonana z recyklingu**



Firma Beurer GmbH posiada certyfikat zgodności ze standardem GRS, który śledzi i certyfikuje proces powstawania poliestru z recyklingu od początku do produktu końcowego. Control Union 1142381



DOŁĄCZ DO NAS

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi i **zdrowe środowisko, w którym można żyć**, stoją u podstaw produktów Green Planet.

Chroń środowisko razem z nami –
jesteśmy po Twojej stronie.

„Ochrona zasobów i zaangażowanie społeczne są częścią filozofii naszego przedsiębiorstwa. **Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za nasz klimat.**

Zdrowie i dobre samopoczucie to nasz priorytet i w szczególności dlatego chcę mieć swój udział w zapewnieniu naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom dobrych warunków do życia na naszej planecie”.



Marco Bühler, dyrektor generalny i CEO



Zrównoważony rozwój od początku procesu –
sprawdzony i certyfikowany łańcuch wartości.




Global Recycled Standard (GRS) weryfikuje zawartość procentową materiałów pochodzących z recyklingu i śledzi ścieżkę od źródła do produktu końcowego.

Firma Beurer GmbH posiada certyfikat Global Recycled Standard. Control Union 1142381
Certyfikat posiadają tylko produkty spełniające warunki Global Recycled Standard i Recycled Claim Standard.

Więcej informacji na temat Beurer Green Planet:



Sprawdzony i certyfikowany łańcuch dostaw



* Certyfikowany etap prac ** Certyfikowana dostawa materiałów

HK 72 To Go	HK 25	HK 35
		
Przenośny pas rozgrzewający z pakietem akumulatorów • Wydajny akumulator litowo-jonowy • Zasilanie z akumulatora przez około 4 godz. • Nie pogrubia – może być noszony pod ubraniem	Poduszka elektryczna	Poduszka elektryczna • Szybkie nagrzewanie
		
 		
Bardzo miękka powierzchnia z elastycznym neoprenem		
Przyjemny i miły w dotyku materiał		
Szybkie nagrzewanie		Szybkie nagrzewanie
4 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury
Monitorowanie temperatury z wyłącznikiem bezpieczeństwa	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min
Podświetlane ustawienia temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Wyjmowany akumulator, czas ładowania około 2–3 godz.	Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury
	Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik
	Higieniczna powłoka ochronna z tworzywa sztucznego	Higieniczna powłoka ochronna z tworzywa sztucznego
	Poszewka z bawełny	Poszewka z polaru
Wymiary ok. 125 (dł.) x 18 (szer.) cm	Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm	Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Poszewka: można prac w pralce w temperaturze 40°C	Poszewka: Można prac w pralce w temperaturze 30°C
4 W	100 W	100 W
	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
W zestawie akumulator 7,4 V, 2500 mAh		
W zestawie ładowarka		
3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125225919	Nr EAN: 4211125255022	Nr EAN: 4211125260026
Nr art.: 225.91	Nr art.: 255.02	Nr art.: 260.02

HK 42 Supercosy	HK Comfort Cosy	HK 45 Cosy
		
Poduszka elektryczna z wysokiej jakości polaru • Wysokiej jakości polar	Poduszka elektryczna • Miękka jak polar poduszka elektryczna	Poduszka elektryczna • Wyjątkowo miękka powierzchnia
		
   	   	   
Powierzchnia z wysokiej jakości polaru	Bardzo miękka powierzchnia	Bardzo miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał
Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie
3 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury
Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik
Wkład grzejący z wysokiej jakości polaru	Wkład grzejący pokryty polarem	Wkład grzejący pokryty polarem
Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm	Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm	Wymiary ok. 44 (dł.) x 33 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący/pokrowiec: Można prac w pralce w temperaturze 30°C
100 W	100 W	100 W
OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125273781	Nr EAN: 4211125273927	Nr EAN: 4211125273033
Nr art.: 273.78	Nr art.: 273.92	Nr art.: 273.03

Urządzenia rozgrzewające – Poduszki elektryczne

HK 48 Cosy	HK 49 Cosy	HK 53 Cosy
		
Poduszka elektryczna na sofę - Wyjątkowo miękka powierzchnia - Poduszka dwustronna - Z poduszką wewnętrzną	Poduszka elektryczna pod brzuch i plecy - Wyjątkowo miękka powierzchnia - Szeroka taśma gumowa zapewniająca komfort noszenia i łatwe mocowanie	Poduszka elektryczna pod plecy i kark - Wyjątkowo miękka powierzchnia - Kształt dopasowany do ciała - Indywidualna regulacja za pomocą pasa na brzuch i miękkiego zapięcia na rzep
		
   	   	   
Bardzo miękka powierzchnia	Bardzo miękka powierzchnia	Bardzo miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał
Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie
3 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury	3 ustawienia temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury
Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik
Poszewka z wbudowanym wkładem grzejącym	Wkład grzejący pokryty polarem	Wkład grzejący pokryty polarem
Poduszka wewnętrzna (nie nadaje się do prania)		
Wymiary ok. 40 (dł.) x 30 (szer.) cm	Wymiary ok. 69 (dł.) x 28 (szer.) cm	Wymiary ok. 62 (dł.) x 42 (szer.) cm
Wkład grzejący/pokrowiec. Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C
100 W	100 W	100 W
OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125275013	Nr EAN: 4211125213145	Nr EAN: 4211125215132
Nr art.: 275.01	Nr art.: 213.14	Nr art.: 215.13

Poduszki elektryczne – Urządzenia rozgrzewające

HK 54 Cosy	HK 58 Cosy	HK 115 Cosy
		
Poduszka rozgrzewająca do ramion Wyjątkowo miękka powierzchnia	Poduszka elektryczna pod plecy i kark - Kształt dopasowany do ciała - Indywidualna regulacja za pomocą pasa na brzuch i miękkiego zapięcia na rzep - Włacznik LED	Poduszka elektryczna - Wyjątkowo przytulna - Włacznik LED - W kształcie motyla
	 	 
   	   	   
Bardzo miękka powierzchnia	Bardzo miękka powierzchnia	Bardzo miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał	Przyjemny i miły w dotyku materiał
Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie	Szybkie nagrzewanie
3 ustawienia temperatury	6 ustawień temperatury	6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min	Automatyczne wyłączanie po około 90 min
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury	Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury
Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik	Odczepiany wyłącznik
Wkład grzejący pokryty polarem	Wkład grzejący pokryty polarem	Wkład grzejący pokryty polarem
	Poszewka z polaru	Poszewka z polaru
Wymiary ok. 56 (dł.) x 52 (szer.) cm	Wymiary ok. 62 (dł.) x 42 (szer.) cm	Wymiary ok. 47 (dł.) x 34 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący/pokrowiec. Można prac w pralce w temperaturze 30°C	Wkład grzejący/pokrowiec. Można prac w pralce w temperaturze 30°C
100 W	100 W	100 W
OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100	OEKO-TEX ® 100
3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja	3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125216160	Nr EAN: 4211125215057	Nr EAN: 4211125274047
Nr art.: 216.16	Nr art.: 215.05	Nr art.: 274.04

Urządzenia rozgrzewające – Poduszki elektryczne

HK 123 XXL Cosy Grey



Poduszka elektryczna XXL

- Rozmiar XXL 60 x 30 cm
- Wyjątkowo miękka powierzchnia



HK 123 XXL Cosy Grey
Green Planet



Poduszka elektryczna XXL

- Wierzch/spód – 100% materiału pochodzącego z recyklingu
- Obudowa przełącznika – ok. 50% materiału pochodzącego z recyklingu
- Opakowanie wykonane w 100% z tektury z recyklingu
- Rozmiar XXL 60 x 30 cm
- Wyjątkowo miękka powierzchnia




HK 123 XXL Nordic Taupe



Poduszka elektryczna XXL

- Rozmiar XXL 60 x 30 cm
- Luksusowy materiał wierzchni
- Milutki i cudownie przytulny




- Bardzo miękka powierzchnia
- Z oddychającego materiału
- Przyjemny i miły w dotyku materiał
- Szybkie nagrzewanie
- 3 ustawienia temperatury
- System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
- Automatyczne wyłączanie po około 90 min
- Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
- Podświetlane ustawienia temperatury
- Odczepiany wyłącznik
- Wkład grzejący pokryty polarem

Wymiary ok. 60 (dł.) x 30 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W
OEKO-TEX® 100

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125274061
Nr art.: 274.06




- Bardzo miękka powierzchnia
- Z oddychającego materiału
- Przyjemny i miły w dotyku materiał
- Szybkie nagrzewanie
- 6 ustawień temperatury
- System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
- Automatyczne wyłączanie po około 90 min
- Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
- Podświetlane ustawienia temperatury
- Odczepiany wyłącznik
- Wkład grzejący pokryty polarem

Wymiary ok. 60 (dł.) x 30 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W
OEKO-TEX® 100

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125 20017 6
Nr art.: 200.17



- Miękka jak polar poduszka elektryczna
- Z oddychającego materiału
- Przyjemny i miły w dotyku materiał
- Szybkie nagrzewanie
- 3 ustawienia temperatury
- System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
- Automatyczne wyłączanie po około 90 min
- Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
- Podświetlane ustawienia temperatury
- Odczepiany wyłącznik
- Wkład grzejący pokryty polarem

Wymiary ok. 60 (dł.) x 30 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W
OEKO-TEX® 100

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125274160
Nr art.: 274.16



Poduszki elektryczne – Urządzenia rozgrzewające

HK 125 XXL Cosy Grey



Poduszka elektryczna XXL

- Rozmiar XXL 60 x 40 cm
- Wyjątkowo miękka powierzchnia
- Włócznik LED



- Bardzo miękka powierzchnia
- Z oddychającego materiału
- Przyjemny i miły w dotyku materiał
- Szybkie nagrzewanie
- 6 ustawień temperatury
- System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
- Automatyczne wyłączanie po około 90 min
- Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
- Podświetlane ustawienia temperatury
- Odczepiany wyłącznik
- Wkład grzejący pokryty polarem

Wymiary ok. 60 (dł.) x 40 (szer.) cm
Wkład grzejący/pokrowiec: Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W
OEKO-TEX® 100


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125274139
Nr art.: 274.13

HK 55 Easyfix



Wielofunkcyjna poduszka elektryczna

- Szybkie i łatwe zamocowanie na brzuchu, plecach i stawach
- Po zwinieniu można stosować jako ogrzewającą poduszkę pod kark



- Z oddychającego materiału
- Przyjemny i miły w dotyku materiał
- Szybkie nagrzewanie
- 3 ustawienia temperatury
- System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
- Automatyczne wyłączanie po około 90 min
- Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
- Podświetlane ustawienia temperatury
- Odczepiany wyłącznik
- Wkład grzejący z weluru

Wymiary ok. 59 (dł.) x 30 (szer.) cm
Wkład grzejący: Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100 W
OEKO-TEX® 100


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125214135
Nr art.: 214.13


Informacje o produkcie OEKO-TEX®

Spokój dzięki pewności.

Wszystkie produkty rozgrzewające z tym symbolem posiadają certyfikat zgodności ze **standardem OEKO-TEX® 100** oraz są poddawane stałej kontroli wykluczającej obecność szkodliwych substancji.



TS 15	TS 19	TS 23
		
Nakładka elektryczna na łóżko - Mocowanie na materacu zapobiega ślizganiu się - Strona zewnętrzna: polar	Nakładka elektryczna na łóżko Strona zewnętrzna: polar	Nakładka elektryczna na łóżko - Z ozdobnym nadrukiem - Strona zewnętrzna: polar
		
 	  	  
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
3 ustawienia temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	3 ustawienia temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	3 ustawienia temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiany wyłącznik Strona zewnętrzna: polar, spód: polar	Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiany wyłącznik Strona zewnętrzna: polar, spód: polar	Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiany wyłącznik Strona zewnętrzna: polar, spód: polar
Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Wymiary ok. 130 (dł.) x 75 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C
60 W	50 W OEKO-TEX® 100	60 W OEKO-TEX® 100
5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125303006 Nr art.: 303.00	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125304065 Nr art.: 304.06	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125314811 Nr art.: 314.81

TS 26 XXL	UB 30	UB 33
		
Podwójna nakładka elektryczna na łóżko - Dla dwóch osób 2 przełączniki do 2 indywidualnych stref ogrzewania - Strona zewnętrzna: polar	Nakładka elektryczna na łóżko Strona zewnętrzna: bawełna	Nakładka elektryczna na łóżko - Z ozdobnym nadrukiem - Strona zewnętrzna: bawełna
		
   	   	   
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
2 przełączniki 2 strefy, każda z 3 ustawieniami temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	3 ustawienia temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	3 ustawienia temperatury System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiane wyłączniki Strona zewnętrzna: polar, spód: polar	Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiany wyłącznik Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar	Podświetlane ustawienia temperatury Odczepiany wyłącznik Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar
Wymiary ok. 150 (dł.) x 140 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Wymiary ok. 130 (dł.) x 75 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm Można prać w pralce w temperaturze 30°C
2 x 60 W OEKO-TEX® 100	50 W OEKO-TEX® 100	60 W OEKO-TEX® 100
5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125317164 Nr art.: 317.16	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125306007 Nr art.: 306.00	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: - Nr EAN: 4211125314002 Nr art.: 314.00



UB 53 Teddy Single



Nakładka elektryczna na łóżko

- Strona zewnętrzna z miękkiego pluszu Teddy
- Włacznik LED



UB 56 Teddy Double



Podwójna nakładka elektryczna na łóżko

- Wyjątkowo duży rozmiar: około 150 (dł.) x 160 (szer.) cm
- Dla dwóch osób
- 2 przełączniki do 2 indywidualnych stref ogrzewania
- Strona zewnętrzna z miękkiego pluszu Teddy
- Włacznik LED



UB 60



Nakładka elektryczna na łóżko

- Z miękkim polarem
- Włacznik LED
- Z ozdobnym nadrukiem



Z oddychającego materiału

4 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 4/3 na poziom 2

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Strona zewnętrzna: teddy, spód: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125326029

Nr art.: 326.02

2 przełączniki

2 strefy, każda z 4 ustawieniami temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 4/3 na poziom 2

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiane wyłączniki

Strona zewnętrzna: teddy, spód: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 160 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

2 x 60 W

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125319021

Nr art.: 319.02

4 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 4/3 na poziom 2

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Strona zewnętrzna: Miękki polar, spód: polar

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125360023

Nr art.: 360.02

UB 60 Green Planet



Nakładka elektryczna na łóżko

- Wierzch i spód wykonane ok. 80% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Obudowa przełącznika – ok. 50% materiału pochodzącego z recyklingu
- Opakowanie wykonane w 100% z tektury z recyklingu
- Wierzch/spód: Miękki polar



Z oddychającego materiału

4 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.

Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 4/3 na poziom 2

Podświetlane ustawienia temperatury

Odczepiany wyłącznik

Wierzch/spód: Miękki polar

Ustawienia temperatury Eco (poziom 1 i 2)

Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

60 W

OEKO-TEX ® 100

5-letnia gwarancja


Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125300364

Nr art.: 300.36

Informacje o produkcie UB 60 Green Planet

Spokojny sen –
nakładka elektryczna gwarantująca piękne sny.



Nakładka elektryczna na łóżko **UB 60** z naszej kolekcji **Green Planet** oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby **dobrze spać**. Wierzch i spód wykonane z **miękkiego polaru** i w **ok. 80% z materiału pochodzącego z recyklingu**. Do wykonania obudowy wygodnego przełącznika również użyto ok. 50% materiałów z recyklingu. To gwarancja **dobrego samopoczucia i pozytywnego wpływu na środowisko**.




Global Recycled Standard (GRS) weryfikuje zawartość procentową materiałów pochodzących z recyklingu i śledzi ścieżkę od źródła do produktu końcowego.

Firma Beurer GmbH posiada certyfikat Global Recycled Standard. Control Union 1142381
Certyfikat posiadają tylko produkty spełniające warunki Global Recycled Standard i Recycled Claim Standard.

Więcej informacji
na temat Beurer
Green Planet:




UB 64	UB 68 XXL	UB 90
		
Naciągana nakładka elektryczna na łóżko • Praktyczny kształt ułatwiający naciągnięcie na łóżko • Strona zewnętrzna: Tkanina mieszana	Podwójna nakładka elektryczna na łóżko • Wyjątkowo duży rozmiar: około 150 (dł.) x 160 (szer.) cm • Dla dwóch osób • Innowacyjne włączniki LED dla 2 oddzielnie regulowanych stref ogrzewania • Strona wierzchnia z miękkiego polaru	Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko • Włącznik LCD dla oddzielnie regulowanych stref ogrzewania (ciało + stopy) • Możliwość wyboru czasu wyłączenia • Automatyczne wyłączanie • ECO Control: wskaźnik zużycia prądu w kWh • Strona zewnętrzna: bawełna
	 	
   	    	      
Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału	Z oddychającego materiału
	2 przełączniki	Szybkie nagrzewanie
3 ustawienia temperatury	2 strefy, każda z 4 ustawieniami temperatury	2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.	Automatyczne wyłączanie po około 12 godz.	Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania na 1-12 godz.
	Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 4/3 na poziom 2	Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 7/8/9 na poziom 6
Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlane ustawienia temperatury	Podświetlany wyświetlacz LCD
Odczepiany włącznik	Odczepiane włączniki	Odczepiany włącznik
Strona zewnętrzna: Tkanina mieszana, spód: polar	Strona zewnętrzna: Miękki polar, spód: polar	Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar
Wymiary uniwersalne: 200 x 90 cm / 200 x 100 cm	Wymiary ok. 150 (dł.) x 160 (szer.) cm	Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm
Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Można prać w pralce w temperaturze 30°C
60 W	2 x 60 W	60 W
OEKO-TEX® 100	OEKO-TEX® 100	OEKO-TEX® 100
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125362010	Nr EAN: 4211125318055	Nr EAN: 4211125370008
Nr art.: 362.01	Nr art.: 318.05	Nr art.: 370.00
		

UB 100 Cosy	UB 190 CosyNight
	 
Naciągana nakładka elektryczna na łóżko • Włącznik LCD dla oddzielnie regulowanych stref ogrzewania (ciało + stopy) • Możliwość wyboru czasu wyłączenia • Automatyczne wyłączanie • ECO Control: wskaźnik zużycia prądu w kWh • Wyjątkowo miękka powierzchnia (polar)	Komfortowa nakładka elektryczna na łóżko • Nakładka elektryczna na łóżko sterowana przez aplikację (WIFI) • Sterowanie w domu i na odległość • Sterowanie głosem przez Amazon Alexa • Indywidualne programy ogrzewania na poszczególne dni tygodnia • Niezależne ustawianie stref ogrzewania (ciało + stopy) • Strona zewnętrzna z bawełny
 	 
      	       
Bardzo miękka powierzchnia	Z oddychającego materiału
Z oddychającego materiału	Szybkie nagrzewanie
Szybkie nagrzewanie	
2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury	2 strefy, każda z 9 ustawieniami temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)	System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania na 1-12 godz.	Możliwość wyboru funkcji automatycznego wyłączania
Automatyczne przełączanie po 3 godz. z poziomu 7/8/9 na poziom 6	Redukcja temperatury w programie ogrzewania
Podświetlany wyświetlacz LCD	Podświetlany wyświetlacz LCD
Odczepiany włącznik	Odczepiany włącznik
Strona zewnętrzna: polar, strona spodnia: polar	Strona zewnętrzna: bawełna; strona spodnia: polar
Wymiary uniwersalne: 200 x 90 cm / 200 x 100 cm	Wymiary ok. 150 (dł.) x 80 (szer.) cm
Można prać w pralce w temperaturze 30°C	Można prać w pralce w temperaturze 30°C
60 W	55 W
OEKO-TEX® 100	OEKO-TEX® 100
	Konfiguracja za pomocą Bluetooth®
	Sterowanie zdalne poprzez WIFI
	Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer CosyNight”.
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125375003	Nr EAN: 4211125370015
Nr art.: 375.00	Nr art.: 370.01

Informacje o produkcie Aplikacja „beurer CosyNight”

Inteligentne sterowanie ciepłem, gdy jesteś poza domem

Nakładkę na łóżko można podgrzać, będąc w podróży. Za pomocą aplikacji można także łatwo wybrać poziom i strefę grzania. W domu będzie czekać na Ciebie ciepłe, przytulne łóżko.



Dodatkowo: Zapisz swój indywidualny program ogrzewania na każdy dzień w aplikacji, aby automatycznie uruchomić program wellness. Dzięki temu nie trzeba o nim pamiętać. Po prostu genialnie!

Urządzenia rozgrzewające – Buty rozgrzewające



- But rozgrzewający
- Nadaje się także do dużych stóp (do rozmiaru buta 47)
 - Wyjątkowa miękkość



- But rozgrzewający z funkcją masażu
- Nadaje się także do dużych stóp (do rozmiaru buta 47)
 - Masaż i ogrzewanie stosowane osobno



Informacje o produkcie FWM 45

O komfort stóp należy dbać.

Wystarczy zdjąć skarpetki i już. W wyjątkowej, przyjemnie **miękkiej podszewce na stopy z pluszu teddy** swobodnie zmieszczą się nawet duże stopy. Dzięki **funkcji podgrzania** można wykonać **masaż stóp**.



Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Szybkie nagrzewanie

3 ustawienia temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 90 min

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlane ustawienia temperatury

Strona zewnętrzna: polar, podszewka na stopy: Wysokiej jakości polar

Wymiary około 32 (dł.) x 26 (szer.) x 26 (wys.) cm

Możliwość wyjmowania pluszowej podszewki na stopy i prania w pralce w temperaturze do 30°C

Dla rozmiaru buta maks. 47

100 W


OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125531065

Nr art.: 531.06



2 poziomy masażu

2 ustawienia temperatury

Podszewka na stopy: plusz teddy

Wymiary około 32 (dł.) x 26 (szer.) x 26 (wys.) cm

Pluszowa, wyjmowana podszewka na stopy, możliwość prania ręcznego

Dla rozmiaru buta maks. 47

16 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -


Nr EAN: 4211125533014

Nr art.: 533.01

Koce rozgrzewające – Urządzenia rozgrzewające



- Koc rozgrzewający
- Niezwykle miękki



Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Odczepiany wyłącznik

Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100–110 W

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja


Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125424008

Nr art.: 424.00



- Koc rozgrzewający
- Niezwykle miękki



Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Odczepiany wyłącznik

Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100–110 W

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja


Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125424169

Nr art.: 424.16



- Koc rozgrzewający
- Niezwykle miękki



Bardzo miękka powierzchnia

Z oddychającego materiału

Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury

System bezpieczeństwa Beurer (BSS)

Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.

Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury

Podświetlany wyświetlacz funkcji

Odczepiany wyłącznik

Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C

100–110 W

OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125421069

Nr art.: 421.06


Urządzenia rozgrzewające – Koce rozgrzewające

HD 75 Cosy Ocean



Koc rozgrzewający

- Niezwykle miękki



Bardzo miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlany wyświetlacz funkcji
Odczepiany wyłącznik
Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C
100–110 W
OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125421083

Nr art.: 421.08




HD 75 Nordic Taupe



Koc rozgrzewający

- Luksusowy materiał wierzchni
- Milutki i cudownie przytulny



Luksusowa miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlany wyświetlacz funkcji
Odczepiany wyłącznik
Polar

Wymiary ok. 180 (dł.) x 130 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C
100–110 W
OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125421038

Nr art.: 421.03




HD 75 Nordic Grey Green Planet



Koc rozgrzewający

- Wierzch/spód – 100% materiału pochodzącego z recyklingu
- Obudowa przełącznika – ok. 50% materiału pochodzącego z recyklingu
- Opakowanie wykonane w 100% z tektury z recyklingu
- Niezwykle miękki



Milutki i cudownie przytulny
Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlany wyświetlacz funkcji
Odczepiany wyłącznik
Polar

Ustawienia temperatury Eco (poziom 1 i 2)
Wymiary ok. 130 (dł.) x 180 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C
90–110 W
OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125400002

Nr art.: 400.00





HD 150 XXL Cosy Taupe



Koc rozgrzewający

- Niezwykle miękki
- Rozmiar XXL



Bardzo miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlany wyświetlacz funkcji
Odczepiany wyłącznik
Polar

Wymiary ok. 200 (dł.) x 150 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C
150 W
OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125431037


Nr art.: 431.03

HD 150 XXL Nordic Taupe



Koc rozgrzewający

- Luksusowy materiał wierzchni
- Milutki i cudownie przytulny
- Rozmiar XXL



Luksusowa miękka powierzchnia
Z oddychającego materiału
Przyjemny i miły w dotyku materiał

6 ustawień temperatury
System bezpieczeństwa Beurer (BSS)
Automatyczne wyłączanie po około 3 godz.
Precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury
Podświetlany wyświetlacz funkcji
Odczepiany wyłącznik
Polar

Wymiary ok. 200 (dł.) x 150 (szer.) cm

Można prać w pralce w temperaturze 30°C
150 W
OEKO-TEX ® 100

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125431051

Nr art.: 431.05



Odprężenie i masaż

To będzie „prawdziwe Hygge” –
poczuj się dobrze wśród pięknych produktów.

Hygge. Tak nazywa się **popularny** duński trend. W Beurer wprowadziliśmy tę koncepcję w życie, tworząc linię produktów inspirowanych hygge. **Wysokiej jakości tkaniny**, **subtelne kolory**, przytulna atmosfera i **maksymalny relaks** – dzięki Beurer HomeLine każdy dom staje się **oazą dobrego samopoczucia**.

home
LINE



Poduszka do masażu z funkcją
podgrzewania MG 139

2 w 1

Kojący masaż i funkcja podgrzewania
w jednym produkcie

Funkcja podgrzewania

2 poziomy do wyboru

Higieniczna

Zdejmowana powłoczka,
którą można prać

Wersja Beige

Elastyczny

Bez kłopotliwego kabla – relaks
dzięki zasilaniu akumulatorowemu

Green Planet Line

Wypełnienie i wewnętrzna wyściółka
z materiału z recyklingu

Wersja Mint

Odprężenie

Masaż relaksacyjny pleców,
karku, ramion i nóg

Shiatsu

4 skuteczne główce
masujące shiatsu



FALL IN LOVE

Produkty **HomeLine** są tak stylowe, że można się w nich zakochać, a podczas korzystania z nich zrelaksować się i zapomnieć o codzienności. Oprócz produktów do masażu dostępne są również Oczyszczacz **powietrza LR 401** i Dyfuzor aromatyczny **LA 35** (strona 157).



MG 330 Mata do masażu shiatsu –
w dwóch miłych dla oka kolorach.

Elastyczna część karkowa

Regulowana wysokość i nachylenie

Praktyczne i wygodne

Z pilotem i zintegrowaną torbą



Masaż karku

Główce masujące 4D
symulujące dłonie

Masaż karku

4-główkowy system do masażu,
główce obracające się parami

Indywidualny masaż

3 strefy masażu można wybrać
indywidualnie w 2 stopniach
intensywności



Aparat do masażu stóp Shiatsu 2 w 1 FM 120 –
do stosowania jako podnóżek i urządzenie do masażu.



Funkcjonalność

Intensywny masaż shiatsu
i masaż z zastosowaniem
poduszek powietrznych



Dodatkowa dawka ciepła

Funkcja podgrzewania

2-w-1

Praktyczny podnóżek lub
relaksujący masaż stref
refleksologicznych stóp



Higiena

Zdejmowana i nadająca
się do prania poszewka



Dreamteam! Aparat do masażu stóp Shiatsu FM 120
można doskonale łączyć z Matą do masażu shiatsu
MG 330. **Idealna para do relaksu w domu!**



Minimasażer MG 18 –
kojące odprężenie „w międzyczasie”.



MESSAGE TO GO

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, skorzystaj z **Mini-Massage To Go** firmy Beurer o nowoczesnej konstrukcji Beurer, **aby codziennie się odprężyć i cieszyć dobrym samopoczuciem.**



Wszechstronne użytkowanie

Mały i poręczny – do użytku w domu, biurze lub w podróży

Chwila relaksu

Idealny do masażu pleców, karku, ramion i nóg

Ukojenie

Delikatny masaż wibracyjny

Masażer z funkcją podgrzewania MG 24 –
delikatny masaż wibracyjny taki, jak lubisz.



Poziomy intensywności

Dwa poziomy intensywności do wyboru

Indywidualny masaż

Dwa różne wstępnie ustawione programy masażu

Funkcja podgrzewania

Włączenie opcjonalne



Końcówki masujące

Trzy wymienne końcówki masujące do relaksu tam, gdzie tego potrzebujesz



UCHWYT ANTYPÓŚLIZGOWY

Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt oraz kompaktowy kształt ułatwiają obsługę.

MG 280



Mata do jogi i rozciągania

- Do wszechstronnego użytku przy rozciąganiu mięśni i rozluźnianiu
- Zapewnia większą elastyczność i swobodę ruchów
- Z 7 komorami powietrznymi imitującymi ćwiczenia jogi i rozciąganie



Do masażu i rozciągania w strefie pleców, ramion i karku

7 komór powietrznych

4 programy ustawione fabrycznie

3 poziomy intensywności

Funkcja podgrzewania

Dołączany masaż wibracyjny

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Możliwość złożenia i zamocowania dzięki taśmie z rzepem

Uchwyt do wygodnego noszenia

Automatyczne wyłączenie

36 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643492

Nr art.: 643.49




Informacje o produkcie MG 280

Zawsze przy Tobie – Twój osobisty, domowy trener jogi.



Ćwiczenia w strefie pleców, ramion i karku dedykowane dla indywidualnego użytkownika. Komory powietrze symulują odpowiednie ćwiczenia jogi i ćwiczenia rozciągające, prowadząc Cię przez Twój osobisty trening. Można wybrać spośród czterech ustawionych fabrycznie programów o trzech poziomach intensywności.

Siedem optymalnie rozmieszczonych komór powietrznych dostosowuje się do kształtu ciała i rozciąga ważne dla użytkownika partie mięśni. Komfortowa obsługa umożliwia indywidualne sterowanie urządzeniem. Relaks, elastyczność i mobilność, kiedy tylko zechcesz.



MG 16 zielony/czerwony



Minimasażer

- Delikatny masaż wibracyjny
- Chwila relaksu – w domu, biurze lub podróży
- Dostępny w kolorze zielonym lub czerwonym



Idealny do masażu pleców, karku, ramion i nóg

Massage-to-go

Delikatny masaż wibracyjny

Chwila relaksu

Mały i poręczny

Oświetlenie LED

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8


Nr EAN: zielony: 4211125646165

Nr art.: zielony: 646.16

Nr EAN: czerwony: 4211125646158

Nr art.: czerwony: 646.15

MG 18



Minimasażer

- Massage-to-go
- Delikatny masaż wibracyjny
- Chwila relaksu – w domu, biurze lub podróży



Idealny do masażu pleców, karku, ramion i nóg

Massage-to-go

Delikatny masaż wibracyjny

Chwila relaksu

Mały i poręczny

Oświetlenie LED

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 3 x 8

Nr EAN: 4211125102555

Nr art.: 102.55

MG 24



Masażer z funkcją podgrzewania

- Kojący i relaksujący masaż wibracyjny
- Funkcja podgrzewania
- 3 wymienne końcówki masujące



Idealny do masażu pleców, karku, ramion i nóg

Delikatny masaż wibracyjny

Funkcja podgrzewania

2 poziomy intensywności

Wysoka intensywność: 4600 obr./min ±15% obr./min

Niska intensywność: 3600 obr./min ±15% obr./min

2 wstępnie ustawione programy masażu

3 wymienne końcówki masujące

Łatwy w użyciu

Uchwyt antypoślizgowy

5 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125102562

Nr art.: 102.56



Urządzenie do masażu z promiennikiem podczerwieni

- Kojący masaż wibracyjny
- Obracana głowica masująca i regulowana ręczka
- Idealne urządzenie do masażu na wybranym obszarze ciała i masażu punktowego



Urządzenie do masażu ostukującego

- Głęboko działający, relaksacyjny masaż ostukujący
- Do odprężenia i rozluźnienia mięśni



Urządzenie do masażu z promiennikiem podczerwieni

- Głęboko działający, odprężający masaż przez delikatne ostukiwanie
- Odłączana ręczka dla uniwersalnego zastosowania



Urządzenie do masażu z promiennikiem podczerwieni

- Głęboko działający, odprężający masaż przez delikatne ostukiwanie
- Masaż z podwójną głowicą








Urządzenie do masażu ostukującego z podczerwieni

- Obudowa z piaskowanego aluminium
- Perfekcyjne zastosowanie – osobno lub razem
- Głęboko działający, relaksacyjny masaż ostukujący
- Masaż z podwójną głowicą



Urządzenie do masażu ostukującego

- Wydajny akumulator litowo-jonowy
- Bardzo długi czas działania wynoszący 2 godz. – przy średniej intensywności
- Do odprężenia i regeneracji mięśni po zajęciach sportowych
- Głęboko działający, relaksacyjny masaż ostukujący
- Do zastosowania z uchwytem lub bez niego



Płynna regulacja intensywności masażu
Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo
4 wymienne końcówki masujące:
2 nasadki z wypustkami, nasadka szczoteczkowa, nasadka stożkowa

Płynna regulacja intensywności masażu
Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana
3 wymienne końcówki masujące:
Nasadka z wypustkami, nasadka okrągła, nasadka cylindryczna
Wymienne końcówki z blokadą obrotu zapewniające stabilny uchwyt i prostą obsługę

Płynna regulacja intensywności masażu
Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo
2 wymienne końcówki masujące
Nasadka miękka, nasadka z wypustkami

Płynna regulacja intensywności masażu
Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo
2 wymienne końcówki masujące
Nasadka z wypustkami, nasadka pięciopunktowa

5-stopniowa regulowana prędkość masażu
Ciepło podczerwieni, włączane dodatkowo
2 wymienne końcówki masujące
Nasadka wypustkami, nasadka miękka

5-stopniowa regulowana intensywność masażu

3 poziomy działania:
masaż wibracyjny, ciepło podczerwieni, masaż wibracyjny z ciepłem podczerwieni
3 pozycje regulacji ręczki

2 poziomy działania:
masaż ostukujący, masaż ostukujący z ciepłem podczerwieni
Odłączana, antypoślizgowa ręczka z powierzchnią soft touch

2 poziomy działania:
masaż ostukujący, masaż ostukujący z ciepłem podczerwieni
Odłączana, antypoślizgowa ręczka z powierzchnią soft touch

2 poziomy działania:
masaż ostukujący, masaż ostukujący z ciepłem podczerwieni
Antypoślizgowy uchwyt

4 programy masażu:
start, active, vital, relax
2 antypoślizgowe ręczki

4 wymienne końcówki masujące:
kończówka rozgrzewająca, końcówka chłodząca, końcówka miękka, końcówka punktowa
Wymienne końcówki z blokadą obrotu zapewniające stabilny uchwyt i prostą obsługę
2 poziomy działania:
masaż ostukujący, masaż ostukujący z końcówką rozgrzewającą
Zdejmowany uchwyt

Obracana głowica masująca: 180°

Ergonomiczny kształt

12 W

20 W

22 W

35 W

20 W

22,5 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125648251
Nr art.: 648.25

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125643201
Nr art.: 643.20

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125649050
Nr art.: 649.05

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125649012
Nr art.: 649.01

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125649036
Nr art.: 649.03

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125645229
Nr art.: 645.22

MG 135



Poduszka do masażu Shiatsu

- Uniwersalne urządzenie do masażu ramion, karku, pleców i nóg
- Uniwersalny kształt poduszki
- Ze zdejmowaną, nadającą się do prania poszewką
- Z funkcją oświetlenia i podgrzewania



MG 139 Beige



Akumulatorowa poduszka do masażu z funkcją podgrzewania

- Uniwersalne urządzenie do masażu pleców, karku, ramion i nóg
- Masaż shiatsu zapewniający odprężenie i regenerację
- Elastyczne użytkowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu
- Zdejmowana powłoka, którą można prać



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Obroty w lewo/prawo

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Wszechstronne urządzenie dzięki uniwersalnemu kształtowi poduszki

Z bardzo długim kablem sieciowym

Automatyczne wyłączanie

18 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125644130

Nr art.: 644.13



MG 139 Mint



Akumulatorowa poduszka do masażu z funkcją podgrzewania

- Uniwersalne urządzenie do masażu pleców, karku, ramion i nóg
- Masaż shiatsu zapewniający odprężenie i regenerację
- Elastyczne użytkowanie dzięki zasilaniu akumulatorowemu
- Zdejmowana powłoka, którą można prać



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Obroty w lewo/prawo

Wyjmowana powłoczka, którą można prać

Wszechstronne urządzenie dzięki uniwersalnemu kształtowi poduszki

Przyjemna i wysokiej jakości tkanina

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 2 godz. użytkowania

Automatyczne wyłączanie

28 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125102487

Nr art.: 102.48

MG 145



Poduszka do masażu Shiatsu

- Uniwersalne urządzenie do masażu ramion, karku, pleców i nóg
- Bardzo miękka powierzchnia
- Z funkcją oświetlenia i podgrzewania
- Ze zdejmowaną poszewką z mikropolaru



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Powierzchnia z mikropolaru

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Wszechstronne urządzenie dzięki uniwersalnemu kształtowi poduszki

Mocowanie na taśmę z rzepem

12 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125644048

Nr art.: 644.04




MG 147



Poduszka do masażu Shiatsu

- Uniwersalne urządzenie do masażu ramion, karku, pleców i nóg
- Z pilotem
- Ze zdejmowaną poszewką
- Powierzchnia z oddychającej siatki
- Z funkcją oświetlenia i podgrzewania



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Obroty w lewo/prawo

Powierzchnia z oddychającej siatki

Zdejmowana poszewka, którą można prać w pralce

Wszechstronne zastosowanie dzięki dużemu i uniwersalnemu kształtowi poduszki

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Mocowanie na taśmę z rzepem

12 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643355

Nr art.: 643.35

MG 149



Poduszka do masażu Shiatsu

- Uniwersalne urządzenie do masażu ramion, karku, pleców i nóg
- Ergonomiczny kształt zapewniający idealne dopasowanie do ciała
- Z funkcją oświetlenia i podgrzewania



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania

Obroty w lewo/prawo

Powierzchnia z imitacji skóry: zmywalny poliuretan

Wszechstronne zastosowanie dzięki dużemu i uniwersalnemu kształtowi poduszki

Mocowanie na klamrę

18 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643034

Nr art.: 643.03

MG 150



- Urządzenie do masażu karku**
- Głęboko działający i intensywny masaż ostukujący zapewniający odprężenie
 - Rozluźniający mięśnie w trudno dostępnym obszarze ramion i karku




2 główce do masażu ostukującego
6 programów masażu
3 poziomy intensywności
Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan
Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania umieszczonego na produkcie
Możliwość obsługi bez użycia rąk
Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji intensywności masażu
Automatyczne wyłączanie
60 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125643058
Nr art.: 643.05

MG 151



- Urządzenie do masażu Shiatsu 3D**
- Główce masujące 3D zapewniające doznania jak podczas prawdziwego masażu
 - Uniwersalne urządzenie do masażu ramion, karku, pleców i nóg
 - Z funkcją oświetlenia i podgrzewania



8 obracających się głowic masujących Shiatsu
Z funkcją oświetlenia i podgrzewania
Obroty w lewo/prawo
3 poziomy intensywności
Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania umieszczonego na produkcie
Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji intensywności masażu
Automatyczne wyłączanie
24 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125643089
Nr art.: 643.08

MG 153



- Masażer karku 4D**
- Masaż ugniatający o głębokim działaniu dla odprężenia i rozluźnienia mięśni
 - Główce masujące 4D symulujące dłonie i zapewniające doznania jak podczas prawdziwego masażu
 - Ze zdejmowaną, nadającą się do prania poszewką



4 wałki ugniatające i 2 węzły uciskające
Z funkcją podgrzewania
Obroty w lewo/prawo
2 poziomy intensywności + 1 tryb masażu
Ze zdejmowaną, nadającą się do prania poszewką
Łatwa obsługa za pomocą panelu sterowania umieszczonego na produkcie
Praktyczne uchwyty do ręcznej regulacji intensywności masażu
Automatyczne wyłączanie
24 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125643102
Nr art.: 643.10

MG 202



- Mata do masażu shiatsu**
- Intensywny masaż shiatsu wzdłuż kręgosłupa
 - 2 stopnie prędkości
 - Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku
 - Bardzo lekka i wąska



4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Ruch wzdłuż kręgosłupa
2 poziomy intensywności
Łatwy w pielęgnacji i wysokiej jakości materiał wierzchni
Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku
Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem
Wytrzymała część tylna
Mocowanie na taśmę z rzepem
18 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125102654
Nr art.: 102.65



Informacje o produkcie MG 202

Lekka konstrukcja – wielka przyjemność.

Wyjątkowo lekka i smukła Mata do masażu shiatsu **MG 202** jest idealnym towarzyszem **zapewniającym** relaks w domu. Piękna i **łatwa w pielęgnacji poszewka tekstylna** ma neutralny kolor i z pewnością będzie pasować do Twojego stylu życia.



Intensywny masaż Shiatsu wzdłuż kręgosłupa służy Twoim plecom i odpręża. Masz możliwość wyboru ulubionej opcji z **dwóch poziomów prędkości**.



Obsługa jednym przyciskiem jest przyjazna dla użytkownika.
Wystarczy usiąść i cieszyć się relaksem!

MG 206



- Mata do masażu shiatsu**
- Odprężający masaż pleców shiatsu
 - Z funkcją minutnika
 - Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia i podgrzewania
 - Bardzo lekka i wąska
 - Łatwa w obsłudze
 - Welurowa poszewka, którą można prać




4 główce masujące Shiatsu, obracające się parami
Ruch wzdłuż kręgosłupa
3 obszary masażu wybierane indywidualnie
Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan
Welurowa poszewka pod plecy, którą można prać w 40°C
Łatwa obsługa za pomocą pilota
Zdejmowana poduszka siedziska
Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie
Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem
Wytrzymała część tylna
Mocowanie na taśmę z rzepem
Z funkcją minutnika 5/10/15 min
18 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125649135
Nr art.: 649.13



- Mata do masażu shiatsu**
- Masaż karku Shiatsu z możliwością regulacji wysokości maty
 - Odpężający masaż shiatsu pleców
 - Masaż punktowy
 - Kojący masaż rolkami
 - Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia i podgrzewania
 - Welurowa poszewka, którą można prać



2 rotujące nasadki do masażu karku Shiatsu
4 głowice masujące Shiatsu, obracające się parami lub rolujące

Ruch wzdłuż kręgosłupa

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
2 stopnie prędkości

Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan

Welurowe i siatkowe poszewki na kark i plecy, które można prać: 40°C

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Zdejmowana poduszka siedziska

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Mocowanie na taśmę z rzepem

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

42 W

3-letnia gwarancja


Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125640378

Nr art.: 640.37



- Mata do masażu shiatsu**
- Głęboko działający masaż pleców 3D
 - Masaż karku Shiatsu z możliwością elektrycznej regulacji wysokości maty
 - Masaż punktowy
 - Kojący masaż rolkami
 - Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia i podgrzewania
 - Funkcja podgrzewania w siedzisku
 - Poszewka pod kark, którą można prać



2 rotujące nasadki do masażu karku Shiatsu
4 głowice masujące Shiatsu – z techniką odchyłania w 3D

Ruch wzdłuż kręgosłupa

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
2 stopnie prędkości

Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan

Siatkowa poszewka na kark, którą można prać 40°C

Poliuretanowa poszewka pod plecy, którą można prać: 40°C

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Mocowanie na taśmę z rzepem

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

48 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125640538

Nr art.: 640.53



- Mata do masażu shiatsu**
- Głęboko działający masaż całego ciała za pomocą 4-głowicowego systemu
 - Funkcja automatycznego skanowania ciała
 - Masaż Shiatsu, wibracyjny i rolujący
 - Kojący masaż karku
 - Bardzo duża powierzchnia masażu (rozmiar XL)
 - Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia i podgrzewania
 - Siatkowa poszewka, którą można prać



4-głowicowy system do masażu – indywidualna regulacja

Ruch wzdłuż kręgosłupa

3 automatyczne programy masażu

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
4-stopniowa regulacja rozpiętości głowic

Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan

Siatkowa poszewka na plecy, którą można prać: 40°C

Ergonomiczne siedzisko z bardzo dużą powierzchnią masującą

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Mocowanie na taśmę z rzepem

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

60 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125640637

Nr art.: 640.63



- Masażer pneumatyczny Shiatsu na siedzenie**
- Głęboko działający masaż 3 w 1 – Shiatsu, pneumatyczny i punktowy
 - Kojący masaż karku
 - Dodatkowo włączana funkcja oświetlenia i podgrzewania
 - Poszewka na kark i plecy, którą można prać



2 rotujące nasadki do masażu karku Shiatsu
4-głowicowy system do masażu, głowice obracające się parami

Masaż pneumatyczny w okolicy talii i uda

Ruch wzdłuż kręgosłupa

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
3 poziomy intensywności masażu pneumatycznego

Powierzchnia z imitacji skóry; zmywalny poliuretan

Welurowe i siatkowe poszewki na kark i plecy, które można prać: 40°C

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

Praktyczny wieszak ułatwiający przechowywanie w szafie

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Mocowanie na taśmę z rzepem

Z funkcją minutnika 5/10/15 min

35 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125648091

Nr art.: 648.09



- Mata do masażu shiatsu**
- Głęboko działający masaż shiatsu
 - Połączenie głowic masujących 4D na karku i 4-głowicowego systemu do masażu w obszarze pleców zapewniające maksymalne odprężenie
 - Doskonała integracja z domowym otoczeniem dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości tkaninie



4-głowicowy system do masażu, głowice obracające się parami

Głowice masujące 4D symulujące dłonie w obszarze karku

Funkcja punktowa do ukierunkowanego masażu

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
2 poziomy intensywności

Regulacja wysokości i nachylenia w obszarze karku

Zdejmowana poszewka na kark i siedzisko, którą można prać: 30°C

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Przyjemna i wysokiej jakości tkanina

Łatwy w czyszczeniu materiał

36 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125100391

Nr art.: 100.39



- Mata do masażu shiatsu**
- Głęboko działający masaż shiatsu
 - Połączenie głowic masujących 4D na karku i 4-głowicowego systemu do masażu w obszarze pleców zapewnia maksymalne odprężenie
 - Doskonała integracja z domowym otoczeniem dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości tkaninie



4-głowicowy system do masażu, głowice obracające się parami

Głowice masujące 4D symulujące dłonie w obszarze karku

Funkcja punktowa do ukierunkowanego masażu

3 obszary masażu wybierane indywidualnie
2 poziomy intensywności

Regulacja wysokości i nachylenia w obszarze karku

Zdejmowana poszewka na kark i siedzisko, którą można prać: 30°C

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Ergonomiczne siedzisko w kształcie muszli

Możliwość stosowania na wszelkich siedzeniach o odpowiedniej głębokości z oparciem

Wytrzymała część tylna

Przyjemna i wysokiej jakości tkanina

Łatwy w czyszczeniu materiał

36 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125100315

Nr art.: 100.31

MC 3800 HCT – modern



Fotel do masażu Shiatsu

- Funkcja automatycznego skanowania ciała
- Masaż Shiatsu, ostukujący, ugniatający i rolujący
- Odpężający masaż wibracyjny w siedzisku i podnóżku
- Automatycznie regulowane oparcie i podnózek
- Bezprzewodowy pilot



Indywidualnie ustawiany masaż całego ciała za pomocą 4-głowicowego systemu do masażu
Odpężający masaż wibracyjny w siedzisku i podnóżku

3 automatyczne programy masażu do wyboru – Relax, Health, Therapy

3-poziomowa regulacja intensywności masażu wibracyjnego

Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan
Bezprzewodowy pilot

Obrót o 180°
Wymiary: dł. x szer. x wys. 73 x 109 x 102 cm
Masa: 51 kg

120 W
2-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125640170
Nr art.: 640.17

MC 5000 HCT – Deluxe



Fotel masujący Deluxe

- Funkcja automatycznego skanowania ciała
- Masaż Shiatsu, ostukujący, ugniatający i rolujący
- Możliwość osobnego włączania masażu z zastosowaniem poduszek powietrznych w obszarze siedziska i nóg
- Masaż punktowy i miejscowy
- Automatycznie regulowane oparcie i podnózek
- Elastyczna pozycja siedzenia



Indywidualnie ustawiany masaż całego ciała za pomocą 4-głowicowego systemu do masażu

Możliwość osobnego włączania masażu z zastosowaniem poduszek powietrznych w obszarze siedziska i nóg

3 automatyczne programy masażu do wyboru – Relax, Refresh, Therapy

5 indywidualnie wybieranych rodzajów masażu

3 poziomy intensywności masażu z zastosowaniem poduszek powietrznych

3-stopniowa regulacja rozpiętości głowic masujących

Pozycja relaksacyjna – pozioma pozycja leżąca

Powierzchnia z materiału imitującego skórę; higieniczny poliuretan

Pilot z dużym podświetlanym wyświetlaczem

2 kółka transportowe
Wymiary: dł. x szer. x wys. 73 x 117 x 130 cm
Masa: 61 kg

200 W
2-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125640156
Nr art.: 640.15

FM 39



Aparat do masażu stóp Shiatsu

- Kojący masaż stóp Shiatsu
- Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana



Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Wygodna obsługa stopą

Powierzchnia z oddychającego materiału siatkowego

25 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125645021
Nr art.: 645.02

FM 60



Urządzenie do masażu stóp Shiatsu

- Kojący masaż stóp Shiatsu
- 18 głowic masujących Shiatsu
- Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana



Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Wygodna obsługa stopą

18 głowic do masażu Shiatsu: 3 x 3 na stopę

2 prędkości masażu

Indywidualna regulacja kąta pochylecia dzięki regulacji nóżek na wysokość

Powierzchnia z oddychającego materiału siatkowego

Wygodne chowanie kabli
Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED na przycisku

50 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125649319
Nr art.: 649.31

FM 70



Urządzenie do masażu Shiatsu stóp i pleców

- Do masażu stóp i pleców
- Funkcja podgrzewania w celu łagodzenia napięcia
- 3 prędkości masażu



Refleksologia stóp i masaż pleców poprawiający krążenie

Wygodna obsługa stopą

18 głowic do masażu Shiatsu: 3 x 3 na stopę

3 prędkości masażu

Regulowany kierunek obrotów głowicy masującej

Powierzchnia z oddychającego materiału siatkowego

Zdejmowana powłoka, którą można prać

Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED na przycisku

36 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125100278
Nr art.: 100.27

FM 90



Urządzenie do masażu stóp

- Intensywny i kojący masaż Shiatsu i masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych na stopy
- Funkcja podgrzewania, dodatkowo włączana
- Wybór spośród 3 wstępnie ustawionych programów masażu



Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych na 3 poziomach intensywności

3 wstępnie ustawione programy masażu

Funkcja podgrzewania

Zdejmowana i nadająca się do prania ręcznego poszewka

Odpowiedni do rozmiaru buta 46
Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED na przycisku

48 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125645069
Nr art.: 645.06



FM 120



Urządzenie do masażu stóp Shiatsu 2 w 1

- Intensywny i kojący masaż Shiatsu i masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych na stopy
- Doskonała integracja z domowym otoczeniem dzięki nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości tkaninie



Refleksologia stóp pobudzająca krążenie krwi

Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych na 3 poziomach intensywności

3 wstępnie ustawione programy masażu

Funkcja podgrzewania

Zdejmowana i nadająca się do prania ręcznego poszewka

Łatwa obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota

Wskazanie funkcji za pomocą kolorowej diody LED

Odpowiednia do maks. rozmiaru buta 46

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Wysokiej jakości tkanina

Łatwy w czyszczeniu materiał

48 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125100292

Nr art.: 100.29

Informacje o produkcie FM 120

Twój sekret pełnego relaksu – podnózek i masażer stóp w jednym urządzeniu.



Kojący masaż jeszcze nigdy nie był tak przyjemny! Po rozłożeniu FM 120 staje się wygodnym podnóżkiem, który pasuje do każdego wnętrza. W środku kryje się skuteczny masażer dla zmęczonych stóp. Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych pobudza ukrwienie, a włączane ogrzewanie działa świetnie w chłodniejsze pory roku. Zdejmowana poszewka nadaje się do prania, a bezprzewodowy pilot jest niezwykle praktyczny.

Taki powinien być dzisiaj masaż – kojący, dostępny i wykonywany w domowym zaciszu.



Pilot

beprzewodowa obsługa



Źródło relaksu

intensywny masaż zapewnia regenerację zmęczonym stopom

FB 12



Wanienka do hydromasażu stóp

- Nasadka masująca



3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury wody

Nasadka masująca

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Zdejmowana osłona przeciwko zachlapaniu

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Otwór do wylewania

Odpowiednia do maks. rozmiaru buta 50

60 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125632052


Nr art.: 632.05

FB 20



Wanienka do hydromasażu stóp

- Odpowiednia do pedicure
- 3 wymienne końcówki do pedicure z praktycznym zamocowaniem



3 poziomy działania: masaż wibracyjny, bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury wody

Przyjemne pole podczerwieni

3 wymienne końcówki do pedicure z praktycznym zamocowaniem

Wyjmowane główce masujące do refleksologii stóp

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Możliwość masażu na sucho

Zdejmowana osłona przeciwko zachlapaniu

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Odpowiednia do maks. rozmiaru buta 48

120 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125636050

Nr art.: 636.05

FB 21



Wanienka do hydromasażu stóp

- Odpowiednia do pedicure
- Praktyczny uchwyt do przenoszenia



3 poziomy działania: masaż wibracyjny, bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury wody

Przyjemne pole podczerwieni

3 wymienne końcówki do pedicure z praktycznym zamocowaniem

Wyjmowane główce masujące do refleksologii stóp

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Zdejmowana osłona przeciwko zachlapaniu

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Otwór do wylewania

Odpowiednia do maks. rozmiaru buta 49

60 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125636067

Nr art.: 636.06

FB 30



Wanienka do hydromasażu stóp

- Funkcja składania
- Oszczędność miejsca podczas przechowywania



3 funkcje: Masaż wibracyjny, masaż bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury wody
Dobroczynne punktowe działanie podcierwieni

Nasadka do pedicure: Pumeks

Podstawka do stóp wzmacniająca efekt masażu

Zdejmowana osłona przeciw zachlapaniom

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Odpowiednia dla maks. rozmiaru buta 45

60 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125638504



Nr art.: 638.50

FB 35



Wanienka do stóp do aromaterapii

- Odprężająca aromaterapia
- Możliwość masażu magnetycznego oraz stosowania do pedicure
- Filtr aromatyczny do środków do kąpieli



3 funkcje: masaż wibracyjny, bąbelkowy, utrzymywanie stałej temperatury wody
Dobroczynne punktowe działanie podcierwieni
16 zintegrowanych magnesów do masażu magnetycznego

3 wymienne końcówki do pedicure z praktycznym zamocowaniem

Wyjmowane główce masujące do refleksologii stóp

Podstawka do stóp wzmacniająca efekt masażu

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

Zdejmowana osłona przeciw zachlapaniom

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Podwójne ścianki dla lepszej izolacji cieplnej

Odpowiednia dla maks. rozmiaru buta 44

Zdejmowany filtr aromatyczny do środków do kąpieli

140 W


3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125637057


Nr art.: 637.05

FB 60



Wanienka do hydromasażu stóp

- Wydajne podgrzewanie wody w 8 etapach: 34-48°C
- Odprężający masaż wibracyjny i bąbelkowy



3 wstępnie ustawione programy masażu
Opcjonalne ręczne ustawienie masażu
3 strefy temperatury

3 wymienne końcówki do pedicure

Wyjmowane główce masujące do refleksologii stóp

Podstawka do stóp wzmacniająca efekt masażu

Praktyczne uchwyty do przenoszenia

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Podwójne ścianki dla lepszej izolacji cieplnej

Odpowiednia dla maks. rozmiaru buta 51

Wysokiej jakości wyświetlacz dotykowy

W zestawie worek do przechowywania i suszenia

630 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125632618

Nr art.: 632.61

FB 65



Wanienka do hydromasażu stóp Wellness

- Wydajne podgrzewanie wody w 8 etapach: 34-48°C
- Odprężający masaż wibracyjny i bąbelkowy
- Włączane oświetlenie otoczenia z 6 efektami świetlnymi



3 wstępnie ustawione programy masażu
Opcjonalne ręczne ustawienie masażu
3 strefy temperatury

Obrotowa stacja do pedicure

3 wymienne końcówki do pedicure

Wyjmowane główce masujące do refleksologii stóp

Podstawka dla stóp wzmacniająca efekt masażu

Praktyczne uchwyty do przenoszenia

Oslona przeciwrzbyzgowia w przyjemnej stylizacji imitującej drewno

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Mechanizm zwijania przewodu

Podwójne ścianki dla lepszej izolacji cieplnej

Odpowiednia dla maks. rozmiaru buta 51

Wysokiej jakości wyświetlacz dotykowy

W zestawie worek do przechowywania i suszenia

650 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125632311

Nr art.: 632.31

Informacje o produkcie Wanienka do hydromasażu stóp

W chwili relaksu – bąbelkowe odświeżenie i odprężenie.

Wanienki do hydromasażu stóp firmy Beurer to doskonale rozwiązanie dla zmęczonych stóp.

Zimna woda w wanience do hydromasażu stóp dostarczy Ci dodatkową energię. Możesz także skorzystać z funkcji **wydajnego** podgrzewania wody bezpośrednio w urządzeniu.

Wykorzystaj **wiele różnych końcówek**, aby Twój dzień odnowy dla stóp był idealny.



Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Nowoczesne, stylowe i higieniczne – idealne nawilżacze powietrza do domu.

Higieniczne nawilżanie powietrza dzięki technologii naturalnego zimnego parowania.

Dzięki nowościom LB 200 i LB 300 Plus firmy Beurer podczas nawilżania do powietrza w pomieszczeniu uwalniana jest o 99,9% mniejsza ilość bakterii¹⁾. Dla zdrowego domu i dobrego samopoczucia.



home
LINE



Nawilżacz powietrza LB 300 Plus

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

nawet o
99,9%
mniej bakterii¹⁾

Higieniczna

Naturalne zimne parowanie

Kolorowy wskaźnik

Do szybkiej interpretacji poziomu wilgotności

Indywidualny

3-stopniowa regulacja poziomu nawilżania i prędkości wentylatora

Tryb nocny

Szczególnie cicha praca i wyłączony wyświetlacz

Funkcja osuszania filtra

Ograniczenie rozwój bakterii

Funkcja minutnika

Możliwość ustawienia czasu pracy wynoszącego 1–9 godzin

Nowoczesny i stylowy

Piękny design, tworzący przyjemny nastrój



LB 200



TWÓJ WYBÓR

Technologię naturalnego parowania oferujemy w dwóch wariantach urządzeń. W zależności od wielkości pomieszczenia znajdziesz odpowiednią wersję.





Samopoczucie

Nawilżacze powietrza LB 200 i LB 300 Plus – naturalnie nawilżają powietrze w Twoim domu.

Technologia **zimnego parowania** zapewnia **higieniczne nawilżanie pomieszczeń do 30 m²** z użyciem **LB 200** i do **45 m²** z użyciem **LB 300 Plus**.


Suche powietrze jest zasysane do urządzenia przez wentylator i przechodzi przez filtr nasycony wodą. Woda odparowuje wskutek kontaktu strumienia powietrza z wilgotną powierzchnią filtra. Nawilżone powietrze jest następnie równomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu przez wentylator.



POWIEDZ „NIE” BAKTERIOM

Funkcja suszenia filtra umożliwia szybkie wysuszenie filtra po użyciu. Dzięki temu namnażanie się bakterii jest ograniczone, a zastosowanie urządzenia znacznie bardziej higieniczne.

Dyfuzor zapachowy LA 35 – przytulna atmosfera w Twoim domu.



ZAPACH USZCZĘŚLIWIA

Dzięki wyjątkowo cichej metodzie ultradźwiękowego mikrorozpylania idealnie nadaje się do stosowania również w sypialni. W energooszczędnym urządzeniu do użytku domowego można zastosować wszystkie rozpuszczalne w wodzie olejki aromatyczne. Przez zapach do szczęścia!



Przyjemne zapachy

Do pomieszczeń o pow. do 20 m²

Automatyczne wyłączenie

Gdy zbiornik 120 ml jest pusty, urządzenie wyłącza się automatycznie

Nastrojowe podświetlenie

Z 2-stopniowym oświetleniem LED



home
LINE

Stylowe wzornictwo

Z przytulną powłoką materiałową




HEPA H13 Filtr – Czyste powietrze. Bez kompromisów.

Wszystkie oczyszczacze powietrza firmy Beurer są wyposażone w bardzo skuteczny **trzywarstwowy system filtrowania z filtrem HEPA H13**. Ten bardzo wydajny filtr drobno-siatkowy usuwa z powietrza niemal wszystko, co mogłoby zagrażać Twojemu zdrowiu.

Z powietrza usuwane jest do 99,95% wszystkich cząstek wielkości 0,3 μm lub większych. Dla zdrowego domu.

Skuteczne działanie filtrów trójwarstwowych obejmuje:

- kurz domowy
- alergen
- sierść zwierząt
- zapachy
- pyłki
- bakterie
- wirusy
- szkodliwe gazy



Testy naukowe wykazały moc filtracji do 99,95%.


Trójwarstwowy system filtrowania HEPA H13¹⁾ filtruje cząsteczki wielkości 0,02 μm (wirusy mają z reguły wielkość 0,02–0,3 μm), co najmniej w 95 %.²⁾ cząsteczki wielkości $\geq 0,3$ są filtrowane nawet w 99,95%.

1. Filtr wstępny

Zanieczyszczone powietrze jest zasysane, a drobinki kurzu, włosy i nawet najmniejsze insekty są z niego usuwane.

3. Filtr HEPA H13

Powietrze jest oczyszczane z różnych bakterii, wirusów, roztoczek, drobnego pyłu i pyłków roślin.



2. Filtr z węglem aktywnym

Wstępnie przefiltrowane powietrze dostaje się do środka. Usuwane są szkodliwe gazy, LZO i zapachy.



IDEALNE ROZWIĄZANIE NIE TYLKO DLA ALERGIKÓW.

Także dla najmłodszych oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA H13 ma dobroczynne działanie. W ten sposób ochronisz siebie i swoją rodzinę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

maremed® – wyjątkowy, opatentowany nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie powietrze.


Innowacyjny **maremed® nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie powietrze** wykorzystuje nowoczesną technologię filtrowania i dodatek specjalnej soli morskiej pochodzenia naturalnego. **maremed® może ułatwić oddychanie i poprawić ogólne samopoczucie.**

Niemiecka sztuka inżynieryjna, precyzyjna technologia i innowacyjna konstrukcja w jednym urządzeniu.

Idealne rozwiązanie w dzień i w nocy

- **Naturalne nawilżanie** dróg oddechowych bez tworzenia się pary i osadów z soli.
- Działa wspomagająco w przypadku dolegliwości astmatycznych, zapewnia **spokojny sen**.
- W **trybie nocnym** powietrze w pomieszczeniu jest nawilżane, ale urządzenie pracuje cicho z wyłączonym panelem sterowania.
- Odpowiednie do **pomieszczeń o powierzchni do 50 m²** a dzięki przemysłowej konstrukcji czyszczenie jest łatwe i nie wymaga użycia żadnych środków chemicznych.
- **Zabija do 99%** bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów za pomocą promieni UVC.

maremed®



Poczuj siłę morskiej bryzy w Twoim domu podczas każdego oddechu.

Technologia 5 w 1

Oczyszczanie powietrza, mineralizacja, odkamienianie, jonizacja i nawilżanie powietrza w jednym urządzeniu

6-litrowy zbiornik na wodę XL

Z wyłącznikiem automatycznym i dużym wylotem powietrza

Nawilżacz i oczyszczacz emitujący morskie powietrze maremed®

Nowatorska technologia wytwarzania klimatu morskiego identycznego, jak naturalny

Zasada działania:

1. Zbiornik napełniany jest specjalną solą morską i wodą.
2. Dwa filtry wstępne usuwają z powietrza cząsteczki zanieczyszczeń, pyłków roślin, sierści, drobnego pyłu i kurzu.
3. Lampa UVC usuwa z wody do 99% bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów.
4. Powietrze przepływające przez komorę parowania zostaje wzbogacone o minerały zawarte w wodzie.
5. Zanim powietrze z dodatkiem minerałów dostanie się do otoczenia, jest dodatkowo jonizowane i oczyszczane.



Maksymalna wygoda użytkowania


Wyświetlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Po prostu oddychaj głęboko

Wyższa jakość życia dzieci i dorosłych

+ Sól specjalna maremed®

65 cennych minerałów i pierwiastków śladowych oczyszcza drogi oddechowe



LR 210



99,95%
Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr z węglem aktywnym + filtr HEPA H13)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Dodatkowe oczyszczanie powietrza dzięki możliwości włączenia jonizacji
 - Z trybem nocnym: cicha praca przy wyłączonym panelu sterowania



air purification technology

ion function

timer function

illuminated control panel

3 stage blower setting

for rooms up to 26 m²

60 watts

eurolins GS

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Dodatkowe oczyszczanie powietrza dzięki możliwości włączenia jonizacji

3 poziomy
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 26 m²)


Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)
Podświetlany panel sterowania
Wskaźnik wymiany filtra
Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa
Ok. 60 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125693008
Nr art.: 693.00

Filtr wymienny do LR 210



- Zestaw filtrów**
- Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr HEPA H13
 - Wyłącznie do LR 200/210
 - Skuteczność filtra: 99,95%



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy


Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125693015
Nr art.: 693.01

LR 220



99,95%
Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr HEPA H13 + filtr z węglem aktywnym)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Tryb turbo – szybkie oczyszczanie powietrza
 - Z trybem nocnym – cicha praca przy wyłączonym panelu sterowania



air purification technology

turbo mode

timer function

illuminated control panel

2 stage blower setting

for rooms up to 37 m²

38 watts

eurolins GS



reddot winner 2022



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Tryb turbo – szybkie oczyszczanie powietrza

2 stopnie + tryb turbo
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 37 m²)


Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)
Podświetlany panel sterowania
Wskaźnik wymiany filtra
Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa
Ok. 38 W

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125663759
Nr art.: 663.75

Filtr wymienny do LR 220



- Filtr wymienny**
- Filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr z węglem aktywnym
 - Wyłącznie do LR 220
 - Skuteczność filtra: 99,95%



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125680077
Nr art.: 680.07

LR 310



99,95%
Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr z węglem aktywnym + filtr HEPA H13)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Dodatkowe czyszczenie przez promieniowanie ultrafioletowe
 - Sterowanie dopasowane do powietrza w pomieszczeniu dzięki automatycznej funkcji



air purification technology

UV light

illuminated control panel

timer function

3 stage blower setting

for rooms up to 54 m²

50 watts

eurolins GS



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Dodatkowe czyszczenie przez promieniowanie ultrafioletowe

3 stopnie + tryb automatyczny
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 54 m²)

Minutnik (2, 4 lub 8 godzin)
Podświetlany panel sterowania
Wskaźnik wymiany filtra
Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa
Ok. 50 W


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125660192
Nr art.: 660.19



Filtr wymienny do LR 310



- Zestaw filtrów**
- Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr HEPA H13
 - Wyłącznie do LR 300 / 310
 - Skuteczność filtra: 99,95%



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125693022
Nr art.: 693.02

LR 400 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with

beurer

FreshHome

99,95%

Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczacz powietrza sterowany przez aplikację (WIFI)
 - Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
 - Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr HEPA H13 + filtr z węglem aktywnym)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Inteligentny czujnik – wykrywa cząstki drobnego pyłu o wielkości 2,5 µm



air purification technology

4 stage blower setting

timer function

turbo mode

for rooms up to 69 m²

PM sensor 2.5

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Dodatkowe czyszczenie przez promieniowanie ultrafioletowe

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu

- 4 stopnie + tryb turbo + tryb automatyczny
- Minutnik do 24 godzin z dokładnością do minuty
- Z trybem nocnym: cicha praca z wyłączonym panelem sterowania
- Wskaźnik wymiany filtra
- Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 69 m²)
- Ok. 50 W
- Konfiguracja za pomocą Bluetooth®
- Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer FreshHome”

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125693077

Nr art.: 693.07



LR 401 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with

beurer

FreshHome

99,95%

Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczacz powietrza sterowany przez aplikację (WIFI)
 - Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
 - Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr HEPA H13 + filtr z węglem aktywnym)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Inteligentny czujnik – wykrywa cząstki drobnego pyłu o wielkości 2,5 µm
 - Stylowe wzornictwo dzięki tekstylnemu pokryciu



air purification technology

4 stage blower setting

timer function

turbo mode

for rooms up to 69 m²

PM sensor 2.5

home LINE

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Dodatkowe czyszczenie przez promieniowanie ultrafioletowe

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu

- 4 stopnie + tryb turbo + tryb automatyczny
- Minutnik do 24 godzin z dokładnością do minuty
- Z trybem nocnym: cicha praca z wyłączonym panelem sterowania
- Wskaźnik wymiany filtra
- Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 69 m²)
- Ok. 50 W
- Konfiguracja za pomocą Bluetooth®
- Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer FreshHome”

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -


Nr EAN: 4211125680138

Nr art.: 680.13

Filtr wymienny do LR 400 / 401



- Filtr wymienny**
- Filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr z węglem aktywnym
 - Wyłącznie do LR 400 / 401
 - Skuteczność filtra: 99,95%



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

-
-
-
-
-
-
-
-

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125693091

Nr art.: 693.09

Informacje o produkcie

Wydajność filtrowania

Potwierdzona wydajność filtrowania – sprawdzana niezależnie.

Filtry LR 400, LR 401 i LR 500 filtrują do 99,9% określonych wirusów i aerozoli²⁾.

W ten sposób możesz czuć się komfortowo i bezpiecznie w swoim domu.

Independently tested by



airmidhealthgroup.com



LR 500 WIFI



Bluetooth

WIFI

works with


beurer

FreshHome

99,95%

Wydaj-
ność filtra

- Oczyszczacze powietrza**
- Oczyszczacz powietrza sterowany przez aplikację (WIFI)
 - Komfort sterowania i kontroli, w domu i poza nim
 - Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania (filtr wstępny + filtr z węglem aktywnym + filtr HEPA H13)
 - Skuteczność filtra: 99,95%
 - Inteligentny czujnik – wykrywa cząstki drobnego pyłu o wielkości 2,5 µm



air purification technology

4 stage blower setting

timer function

turbo mode

for rooms up to 106 m²

PM sensor 2.5

humidity display

eurolins GS

Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

Dodatkowe czyszczenie przez promieniowanie ultrafioletowe

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu i wilgotności powietrza

- 4 stopnie + tryb turbo + tryb automatyczny
- Minutnik do 24 godzin z dokładnością do minuty
- Z trybem nocnym: cicha praca z wyłączonym panelem sterowania
- Wskaźnik wymiany filtra
- Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 106 m²)
- Ok. 75 W
- Konfiguracja za pomocą Bluetooth®
- Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „beurer FreshHome”

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125660130


Nr art.: 660.13



Filtr wymienny do LR 500



- Zestaw filtrów**
- Filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym, filtr HEPA H13
 - Wyłącznie do LR 500
 - Skuteczność filtra: 99,95%



Oczyszczanie powietrza za pomocą trzywarstwowego systemu filtrowania: urządzenie odfiltruje drobny pył, kurz domowy, sierść zwierząt, zapachy, pyłki, różne bakterie i wirusy oraz szkodliwe gazy

-
-
-
-
-
-
-
-

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125660079


Nr art.: 660.07

LW 230 2-in-1 White / Black



Oczyszczacz powietrza

- Nawilżanie powietrza na skutek naturalnego parowania: energooszczędne i z automatyczną regulacją
- Oczyszczanie powietrza z kurzu, pyłków, sierści zwierząt i zapachów
- Wyposażony w czujnik i wskaźnik poziomu wody i wyłącznik bezpieczeństwa, który uruchamia się, gdy zbiornik jest pusty
- Niemal bezgłośnie działanie
- Niebieski wyświetlacz LCD
- W zestawie podkładki z jonami srebra – bezproblemowe utrzymanie higieny oczyszczacza powietrza



Wydajność nawilżania z automatyczną regulacją 3 poziomy

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 40 m²

Tryb nocny na stopniu 1 lub 2

Oczyszczanie powietrza za pomocą wody

Maks. objętość wody: około 7,25 l

Komponenty można łatwo demontować.

Powierzchnia płytek nawilżających: około 2,5 m²

Wskaźnik poziomu

Zestaw płytek i wanienska na wodę z możliwością mycia w zmywarce

Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa

Możliwe stosowanie zegara sterującego

Ok. 7 W

W zestawie podkładki z jonami srebra – zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów w wodzie. Bez konieczności dodawania płynnych środków chemicznych.

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -


Nr EAN: biały: 4211125660499

Nr art.: biały: 660.49

Nr EAN: czarny: 4211125660482


Nr art.: czarny: 660.48

Podkładki z jonami srebra do stosowania z LW 230



Podkładki z jonami srebra

- 2 podkładki z jonami srebra
- Bezproblemowe utrzymanie higieny w urządzeniu LW 230



Zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów w wodzie

Zapewnia stałe wydzielanie jonów srebra do wody

Bez konieczności dodawania płynnych środków chemicznych

Czas działania: 1 rok

Ostrożnie obchodzić się z produktami zawierającymi biocydy. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

BAUA nr N-100990

CHZN6738

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 6 x 4

Nr EAN: 4056461641609


Nr art.: 164 160

LB 37 White / Toffee



Nawilżacz powietrza

- Z ultradźwiękową technologią nawilżania zapewniającą energooszczędność i cichą pracę
- Do rozpraszania zapachu w pomieszczeniu – przeznaczony do olejków aromatycznych
- Z trybem nocnym: cicha praca bez przeszkadzającego oświetlenia



Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 20 m²

2 poziomy

Maks. wydajność nawilżania 200 ml/h

Bardzo cicha praca

Pojemność zbiornika: 2,0 l

Wyjmowany zbiornik na wodę

Diody kontrolne LED: biała lub niebieska wskazuje różne poziomy nebulizacji, czerwona oznacza pusty zbiornik na wodę

Automatyczne wyłączanie

Oszczędność energii: ok. 20 W

15 wkładek do aplikacji aromatów

W zestawie szczoteczka do czyszczenia

Opcjonalnie dostępny filtr zabezpieczający przed kamieniem, nr art.: 163 803

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: biały: 4211125681135

Nr art.: biały: 681.13

Nr EAN: toffee: 4211125681173


Nr art.: toffee: 681.17

LB 45



Nawilżacz powietrza

- Z ultradźwiękową technologią nawilżania zapewniającą energooszczędność i cichą pracę
- Dwie dysze rozpylające z możliwością obrotu w zakresie 360°
- Do rozpraszania zapachu w pomieszczeniu – przeznaczony do olejków aromatycznych



Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 30 m²

Płynna regulacja za pomocą chromowanego pokrętła

Maks. wydajność nawilżania 300 ml/h

Bardzo cicha praca

Pojemność zbiornika: 4,0 l

Widoczny poziom wody z kolorowym wskaźnikiem w zbiorniku

Automatyczne wyłączanie

Maks. około 25 W

15 wkładek do aplikacji aromatów

W zestawie filtr zabezpieczający przed kamieniem

Filtr zabezpieczający przed kamieniem dostępny również jako wyposażenie dodatkowe Nr art.: 162 843

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125681074

Nr art.: 681.07

Filtr zabezpieczający przed kamieniem do LB 37



Filtr zabezpieczający przed kamieniem

W przypadku twardej wody wskazane jest stosowanie filtra zabezpieczającego przed kamieniem

Zalecana wymiana co 2–3 miesiące

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4056461638036

Nr art.: 163 803

Filtr zabezpieczający przed kamieniem do LB 44 / LB 45 / LB 88



Filtr zabezpieczający przed kamieniem do LB 44 / LB 45 / LB 88

W przypadku twardej wody wskazane jest stosowanie filtra zabezpieczającego przed kamieniem

Zalecana wymiana co 2–3 miesiące

Liczba sztuk w opakowaniu: 1 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125192358


Nr art.: 162 843

LB 55



Nawilżacz powietrza

- Technologia parowania ciepłej wody
- Brak bakterii i higiena
- Z wkładami zapobiegającymi zbyt szybkiemu osadzaniu się kamienia
- Wyjmowany zbiornik na wodę



Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 50 m²

2 poziomy

Moc nawilżania 2-stopniowa: 200 ml/h + 400 ml/h

Cicha praca

Higieniczna para wodna

Pojemność zbiornika: 6 l

Wyjmowany zbiornik na wodę

Diody kontrolne LED

Okienko poziomu wody

Automatyczne wyłączanie / ochrona przed przegrzaniem

Ok. 365 W

Z 15 wkładami zapobiegającymi zbyt szybkiemu osadzaniu się kamienia

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125686055

Nr art.: 686.05



HM 16



- Termohigrometr**
- Wyświetlanie temperatury i wilgotności powietrza
 - Idealny do kontrolowania warunków panujących w pomieszczeniu
 - Wyświetlacz z emotikonkami
 - Termohigrometr do postawienia lub zawieszenia



☺ idealnie
☹ sucho
☹ wilgotno



Wyświetlanie wartości maksymalnych/minimalnych temperatury i względnej wilgotności powietrza

Wyświetlacz z emotikonkami

☺ = Temperatura: 20–25°C,
wilgotność powietrza 30–60% (idealna)

☹ = dowolna temperatura,
wilgotność powietrza <30% (sucho)

☹ = dowolna temperatura,
wilgotność powietrza >60% (wilgotno)

Przełączanie °C/°F

Rozkładany stojak

Zawieszka do montażu na ścianie

W zestawie 1 bateria CR2025

Wymiary: 99 x 81 x 11 mm


3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 5 x 10


Nr EAN: 4211125679156

Nr art.: 679.15

HM 22



- Termohigrometr**
- Wskazanie temperatury, wilgotności powietrza, godziny i daty
 - Z minutnikiem do pomiaru krótkotrwałego
 - Idealny do kuchni, domu lub biura
 - Termohigrometr do postawienia lub zawieszenia



Wskazanie temperatury i wilgotności względnej powietrza, aktualnej godziny i daty

Zakres pomiaru temperatury:
od -10°C do 50°C / 14–122°F

Zakres pomiaru względnej wilgotności powietrza:
20–95%

Z minutnikiem z sygnałem dźwiękowym obsługiwanym za pomocą przycisków dotykowych

Duży czytelny wyświetlacz

Przełączanie °C/°F

Rozkładany stojak

Zawieszka do montażu na ścianie

Wskaźnik niskiego naładowania baterii

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Wymiary: 110 x 105 x 29,5 mm

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 6 x 10


Nr EAN: 4211125678043

Nr art.: 678.04

LA 30



- Dyfuzor zapachowy**
- Ultradźwiękowa technologia nawilżania
 - Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych w wodzie olejków aromatycznych
 - Ze zmieniającym się kolorowym oświetleniem LED



1-stopniowe działanie

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 15 m²

Bardzo cicha praca

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

Pojemność zbiornika: 100 ml

Automatyczne wyłączenie

Ok. 12 W

Łatwe do czyszczenia elementy

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -


Nr EAN: 4211125606312

Nr art.: 606.31

LA 35



- Dyfuzor zapachowy**
- Ultradźwiękowa technologia nawilżania
 - Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych w wodzie olejków aromatycznych
 - Z dwustopniowym oświetleniem LED
 - Stylowe wzornictwo dzięki tekstylnemu pokryciu



2-stopniowe działanie

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 20 m²

Bardzo cicha praca

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

Pojemność zbiornika: 120 ml

Automatyczne wyłączenie

Ok. 12 W

Łatwe do czyszczenia elementy

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4

Nr EAN: 4211125100346

Nr art.: 100.34

LA 40



- Dyfuzor zapachowy**
- Ultradźwiękowa technologia nawilżania
 - Odpowiedni do aplikacji rozpuszczalnych w wodzie olejków aromatycznych
 - Ze zmieniającym się kolorowym oświetleniem LED
 - Z prawdziwego bambusa i porcelany



2-stopniowe działanie

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do około 20 m²

Bardzo cicha praca

Minutnik (1, 3, 7 godz. + praca ciągła)

Rozpylaniu może towarzyszyć oświetlenie

Pojemność zbiornika: 180 ml

Automatyczne wyłączenie

Ok. 12 W

Łatwe do czyszczenia elementy

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125606268

Nr art.: 606.26

Olejek aromatyczny Vitality



- Rozpuszczalny w wodzie olejek aromatyczny**
- Do indywidualnego perfumowania pomieszczeń
 - Olejki organiczne w czystej postaci (100%), bez sztucznych dodatków
 - Do urządzeń Beurer LA 30, LA 35, LA 40, LB 37, LB 45, LB 88, LW 230



Orzeźwiający z wyciągiem z bergamotki, pomarańczy i grejpfruta

W praktycznym stojaku ekspozycyjnym

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 3 x 5

Nr EAN: 4211125681302

Nr art.: 681.30

Masa ciała i pomiary diagnostyczne

Masa

Inteligentne ważenie, sprawdzanie wyników pomiaru i przesyłanie danych o zdrowiu przez WIFI📶.

Osiągnij pożądaną masę ciała – dzięki **wadze diagnostycznej klasy premium BF 880 WIFI i BF 980 WIFI** jesteś o krok bliżej celu.

Dzięki aplikacji „**beurer HealthManager Pro**” można wygodnie i długoterminowo dokumentować zmierzone wartości za pomocą smartfona.



Waga diagnostyczna BF 980 WIFI / Bluetooth®

XXL powierzchnia ważenia

Bardzo duży wyświetlacz i duża powierzchnia ważenia

Dane pomiarowe

Wyświetlane są najważniejsze dane, w tym pomiar tętna

Aplikacja


Łatwa obsługa z analizami i grafikami do długotrwałej obserwacji

Bluetooth®

Łatwa konfiguracja, następnie automatyczna synchronizacja przez WIFI

Inteligentna technologia

Bezprzewodowa transmisja danych przez WIFI z wagi do smartfona/tabletu






DZIEJE SIĘ MAGIA

Wyświetlacz jest widoczny tylko podczas pomiaru. Aplikacja pokazuje wszystkie dane w wygodny i przejrzysty sposób.

Asortyment produktów: wagi

Asortyment produktów: wagi


Wagi Connect

Connect Classic			Connect Premium						Pro Connect	
										
BF 500 Super Black Edition Bluetooth® Nr art.: 760.11	BF 600 Pure Black Nr art.: 748.03	BF 600 Pure White Nr art.: 749.03	BF 405 SignatureLine Nr art.: 760.06	BF 720 Nr art.: 749.38	BF 880 WIFI Nr art.: 760.08	BF 915 SignatureLine Nr art.: 760.07	BF 950 Black Nr art.: 749.12	BF 980 WIFI Nr art.: 760.09	BF 105 Body Complete Nr art.: 748.12	BF 1000 Super Precision Nr art.: 748.60


Wagi diagnostyczne

Classic			Comfort			Premium			
									
BF 180 Nr art.: 749.09	BG 13 Nr art.: 760.30	BF 183 Nr art.: 100.54	BF 195 Nr art.: 748.16	BF 220 Nr art.: 748.13	BF 400 Black SignatureLine Nr art.: 735.74	BF 400 White SignatureLine Nr art.: 735.75	BF 410 Black SignatureLine Nr art.: 735.72	BF 410 White SignatureLine Nr art.: 735.73	BG 51 XXL Nr art.: 760.20

Wagi łazienkowe

Design							
							
GS 10 Nr art.: 756.30	GS 10 Black Nr art.: 756.21	GS 120 Kompakt Nr art.: 100.41	GS 203 Wood Nr art.: 756.32	GS 203 Slate Nr art.: 756.36	GS 215 Relax Nr art.: 757.36	GS 215 Rome Nr art.: 756.53	GS 215 San Francisco Nr art.: 756.54

Special										
										
GS 225 Nr art.: 757.33	GS 235 Nr art.: 757.32	GS 300 Black Nr art.: 756.08	GS 340 XXL Nr art.: 756.03	GS 400 Black SignatureLine Nr art.: 735.78	GS 400 White SignatureLine Nr art.: 735.79	GS 405 SignatureLine Nr art.: 735.82	GS 410 Black SignatureLine Nr art.: 735.76	GS 410 White SignatureLine Nr art.: 735.77	PS 240 Soft Grip Nr art.: 754.15	GS 39 Nr art.: 744.00

Classic			Comfort
			
MS 01 Nr art.: 710.05	GS 14 Nr art.: 755.40	PS 160 Nr art.: 725.30	PS 25 Nr art.: 741.10


Masa ciała – Wagi Connect

BF 405 SignatureLine *Bluetooth*[®]



Connect Premium

- Waga diagnostyczna**
- Podświetlany wyświetlacz XL o optymalnej czytelności
 - Bardzo duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
 - Bardzo duży udźwig – do 200 kg



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL

Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności

Łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków

Elektrody ze stali nierdzewnej

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji przez *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal

Wymiary: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 5,2 x 11,0 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm

Wielkość cyfry: 35 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125760069

Nr art.: 760.06

BF 500 Super Black Edition *Bluetooth*[®]



Connect Classic

- Waga diagnostyczna**
- Magiczne diody LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru
 - Estetyczne elektrody pokryte tytanem



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej i innych wartości za pomocą aplikacji

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Elektrody ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji przez *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%

Wymiary: 30 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 6,0 x 12,0 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 40 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125760113


Nr art.: 760.11

BF 600 Pure *Bluetooth*[®]



Connect Classic

- Waga diagnostyczna**
- Dostępna w kolorze czarnym i białym



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Podświetlany na biało wyświetlacz

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Elektrody ze stali nierdzewnej

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji przez *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal

Wymiary: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 7,4 x 3,5 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 26 mm

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -


Nr EAN: czarny: 4211125748036

Nr art.: czarny: 748.03

Nr EAN: biały: 4211125749033


Nr art.: biały: 749.03

BF 720 *Bluetooth*[®]



Connect Premium

- Waga diagnostyczna**
- Z 3 przyciskami dotykowymi: umożliwiając obsługę bez aplikacji



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Czarny wyświetlacz LCD z białym podświetleniem wskazujący inicjały użytkownika

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Wąskie elektrody ze stali nierdzewnej

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji przez *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal

Wymiary: 30 x 30 x 2,5 cm, wyświetlacz: 7,9 x 5,2 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 23 mm (masa)

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”


5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125749385

Nr art.: 749.38

BF 880 WIFI / *Bluetooth*[®]



Connect Premium

- Waga diagnostyczna**
- Automatyczna synchronizacja: Dane każdego procesu ważenia są automatycznie przesyłane przez WIFI do aplikacji „beurer HealthManager Pro”
 - Ekskluzywne elektrody ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową



Na wadze: masa ciała, tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, inne wartości, tj. woda w organizmie itp. za pomocą aplikacji

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Biały, czytelny wyświetlacz Magic

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Elektrody ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową

Transmisja WIFI, konfiguracja *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%

Wymiary: 30 x 30 x 2,7 cm, wyświetlacz: 9,8 x 4,4 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 27 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125760083


Nr art.: 760.08

BF 915 SignatureLine *Bluetooth*[®]



Connect Premium

- Waga diagnostyczna**
- Podświetlany wyświetlacz XXL o optymalnej czytelności
 - Bardzo duża, powlekana ITO¹⁾ powierzchnia ważenia z niezwykle wytrzymałego szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
 - Bardzo duży udźwig – do 200 kg



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR

Funkcja obliczania współczynnika BMI

Z autom. rozpoznawaniem do 8 użytkowników

Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL

Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności

Łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków

Uszlachetnienie powierzchni warstwą ITO¹⁾

Przesyłanie wartości pomiarowych do aplikacji przez *Bluetooth*[®]

5 poziomów aktywności

Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 8

Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 30

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal

Wymiary: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 6,9 x 14,9 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm

Wielkość cyfry: 45 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

Bezpłatna aplikacja „beurer HealthManager Pro”

5-letnia gwarancja




Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -






Nr EAN: 4211125760076

Nr art.: 760.07

¹⁾ ITO: Indium Tin Oxide (tlenek indu i cyny)

163

BF 180	BG 13	BF 183
		
Classic	Classic	Classic
Waga diagnostyczna Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem	Waga diagnostyczna Bardzo duży wyświetlacz	Waga diagnostyczna Bardzo duży wyświetlacz
 	 	 
Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej i zapotrzebowania na kalorie BMR	Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej	Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, tkanki trzewnej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej
Funkcja obliczania współczynnika BMI	Funkcja obliczania współczynnika BMI	Z obliczeniem wskaźnika BMI i wieku metabolicznego
Podświetlany na niebiesko wyświetlacz	Wyświetlacz XL	Wyświetlacz XL
Elektrody ze stali nierdzewnej	Elektrody ze stali nierdzewnej	Elektrody ze stali nierdzewnej
5 poziomów aktywności	5 poziomów aktywności	
Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10	Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10	Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal	Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g/0,1%	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%
Wymiary: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 8,0 x 4,7 cm	Wymiary: 30 x 30 x 1,8 cm, wyświetlacz: 8,1 x 4,6 cm	Wymiary: 30 x 30 x 1,8 cm, wyświetlacz: 8,1 x 4,6 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm
Wielkość cyfry: 34 mm	Wielkość cyfry: 38 mm	Wielkość cyfry: 38 mm
W zestawie 2 baterie 3 V CR2032	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125749095	Nr EAN: 4211125760304	Nr EAN: 4211125100544
Nr art.: 749.09	Nr art.: 760.30	Nr art.: 100.54

BF 195	BF 220	BF 400 SignatureLine
		
Comfort	Comfort	Comfort
Waga diagnostyczna - Kształtny, okrągły, podświetlany w kolorze niebieskim wyświetlacz - Nowoczesne obramowanie	Waga diagnostyczna 8-milimetrowa szklana powierzchnia ważenia w rozmiarze XL - Bardzo duży wyświetlacz podświetlany na niebiesko	Waga diagnostyczna - Podświetlany wyświetlacz XL o optymalnej czytelności - Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego - Bardzo duży udźwig – do 200 kg
 	 	  
Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, procentowego udziału tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR	Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej	Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR
Funkcja obliczania współczynnika BMI		Funkcja obliczania współczynnika BMI
Podświetlany na niebiesko wyświetlacz	Podświetlany na niebiesko wyświetlacz	Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL
Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi		Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności
Elektrody ze stali nierdzewnej	Elektrody ze stali nierdzewnej	Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
5 poziomów aktywności	5 poziomów aktywności	Wyjątkowo duży udźwig
Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10	Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10	Elektrody ze stali nierdzewnej
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Z interpretacją wyników pomiarów
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	5 poziomów aktywności
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10
Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g/0,1%	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Wymiary: 31 x 31 x 2,3 cm, wyświetlacz: 6,6 x 6,6 cm	Wymiary: 32 x 32 x 2,4 cm, wyświetlacz: 10,0 x 4,9 cm	Sposób włączania: technologia Quick Start
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 32 x 32 cm	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Wielkość cyfry: 28 mm	Wielkość cyfry: 40 mm	Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g/0,1%/1 kcal
W zestawie 2 baterie 3 V CR2032	W zestawie 2 baterie 3 V CR2032	Wymiary: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 5,2 x 11,9 cm
		Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm
		Wielkość cyfry: 35 mm
		W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
		5-letnia gwarancja
		Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	Nr EAN: czarny: 4211125735746
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Nr art.: czarny: 735.74
Nr EAN: 4211125748166	Nr EAN: 4211125748135	Nr EAN: biały: 4211125735753
Nr art.: 748.16	Nr art.: 748.13	Nr art.: biały: 735.75



BF 410 SignatureLine



Premium

Waga diagnostyczna

- Podświetlany wyświetlacz XXL o optymalnej czytelności
- Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego
- Bardzo duży udźwig – do 200 kg



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR/BMR
Funkcja obliczania współczynnika BMI
Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL
Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności
Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
Wyjątkowo duży udźwig
Zamknięty spód
Z interpretacją wyników pomiarów
Elektrody ze stali nierdzewnej
5 poziomów aktywności
Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10
Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g/0.1%/1 kcal
Wymiary: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 6,9 x 14,9 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm
Wielkość cyfry: 45 mm
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: czarny: 4211125735722
Nr art.: czarny: 735.72
Nr EAN: biały: 4211125735739
Nr art.: biały: 735.73


BG 51 XXL



Premium

Waga diagnostyczna

- 8-milimetrowa szklana powierzchnia ważenia w rozmiarze XXL
- Udźwig: 200 kg – odpowiednia także dla osób z nadwagą
- Wielofunkcyjny wyświetlacz: przegląd wszystkich wartości



Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, wody w organizmie, procentowego udziału tkanki mięśniowej, masy kostnej, zapotrzebowania na kalorie AMR
Funkcja obliczania współczynnika BMI
Wielofunkcyjny wyświetlacz
Interpretacja wyników pomiaru tkanki tłuszczowej
Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi
Elektrody ze stali nierdzewnej
5 poziomów aktywności
Maks. liczba zapamiętanych użytkowników: 10
Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g/0.1%/1 kcal
Wymiary: 39 x 30 x 2,5 cm, wyświetlacz: 23,6 x 4,2 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 39 x 30 cm
Wielkość cyfry: 28 mm (masa ciała)
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125760205
Nr art.: 760.20



GS 10



Design

Waga szklana

- Urokliwy brokatowy motyw



Czytelny wyświetlacz LCD

Płaski kształt: tylko 1,9 cm

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g

Wymiary: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 7,3 x 3,0 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm


Wielkość cyfry: 26 mm

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125756307
Nr art.: 756.30


GS 10 Black



Design

Waga szklana

- Łatwe przechowywanie: wyjątkowo płaska powierzchnia, o wysokości zaledwie 19 mm



Czytelny wyświetlacz LCD

Płaski kształt: tylko 1,9 cm

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g

Wymiary: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 7,3 x 3,0 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm

Wielkość cyfry: 26 mm

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125756215
Nr art.: 756.21


GS 120 Kompakt



Design

Waga szklana

- Niewielkie rozmiary – oszczędność miejsca w każdej łazience
- Z piękną lustrzaną krawędzią



Czytelny wyświetlacz LCD

Kompaktowy, zajmujący niewiele miejsca rozmiar

Przełączanie jednostek: kg, lb, st

Sposób włączania: technologia Quick Start

Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia

Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g

Wymiary: 27 x 26 x 1,8 cm, Wyświetlacz: 4,9 x 2,5 cm

Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 27 x 26 cm


Wielkość cyfry: 22 mm

W zestawie 1 bateria 3 V CR2032



5-letnia gwarancja



Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125100414
Nr art.: 100.41



GS 203 Wood	GS 203 Slate	GS 215 Relax
		
Design	Design	Design
Waga szklana - Stylowy akcent w łazience - Z wyświetlaczem podświetlanym na biało - Fotonadruk – drewno	Waga szklana - Stylowy akcent w łazience - Z wyświetlaczem podświetlanym na biało - Fotonadruk – marmur	Waga szklana - Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim domu - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru
		
		
Podświetlany na biało wyświetlacz XL	Podświetlany na biało wyświetlacz XL	Biały, czytelny wyświetlacz Magic
Płaski kształt: tylko 1,9 cm	Płaski kształt: tylko 1,9 cm	
		Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej
Nowoczesny fotonadruk	Nowoczesny fotonadruk	Fotonadruk w pięknych kolorach
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g
Wymiary: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 8,3 x 4,5 cm	Wymiary: 30 x 30 x 1,9 cm, wyświetlacz: 8,3 x 4,5 cm	Wymiary: 30 x 30 x 2,4 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,7 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm
Wielkość cyfry: 40 mm	Wielkość cyfry: 40 mm	Wielkość cyfry: 27 mm
W zestawie 2 baterie 3 V CR2032	W zestawie 2 baterie 3 V CR2032	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: Pudełko ekspozycyjne: 4 Karton transportowy: 4	Liczba sztuk w opakowaniu: Pudełko ekspozycyjne: 4 Karton transportowy: 4	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125756321	Nr EAN: 4211125756369	Nr EAN: 4211125757366
Nr art.: 756.32	Nr art.: 756.36	Nr art.: 757.36

GS 215 Rome	GS 215 San Francisco	GS 225
		
Design	Design	Special
Waga szklana - Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim domu - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru	Waga szklana - Magiczne piękno: błoga atmosfera w Twoim domu - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru	Waga szklana - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru - Elegancki design – pasuje do każdej łazienki
		 
		
Czerwony czytelny wyświetlacz Magic	Czerwony czytelny wyświetlacz Magic	Biały, czytelny wyświetlacz Magic
Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej	Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej	Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej
Fotonadruk w pięknych kolorach	Fotonadruk w pięknych kolorach	
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g
Wymiary: 30 x 30 x 2,4 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,7 cm	Wymiary: 30 x 30 x 2,4 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,7 cm	Wymiary: 30 x 30 x 2,4 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,7 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm
Wielkość cyfry: 27 mm	Wielkość cyfry: 27 mm	Wielkość cyfry: 27 mm
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125756536	Nr EAN: 42111257576543	Nr EAN: 4211125757335
Nr art.: 756.53	Nr art.: 756.54	Nr art.: 757.33

GS 235	GS 300 Black	GS 340 XXL
		
Special	Special	Special
Waga szklana - Komfortowa pozycja podczas pomiaru dzięki antypoślizgowej powierzchni ważenia - Elegancka matowa powierzchnia o strukturze płytek - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru	Waga szklana - Ponadczasowy design - Antypoślizgowa powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego	Waga szklana - Podświetlany wyświetlacz XXL o optymalnej czytelności - Powierzchnia ważenia w dużym formacie poziomym z bardzo mocnego szkła bezpiecznego 8 mm w intensywnym białym kolorze - Bardzo duży udźwig – do 200 kg - Z praktyczną funkcją doważania (tara) – idealna do ważenia dzieci, zwierząt, bagażu itp.
    	  	     
Biały, czytelny wyświetlacz Magic	Czytelny wyświetlacz LCD	Podświetlany na biało wyświetlacz XXL
Antypoślizgowa powierzchnia	Antypoślizgowa powierzchnia silikonowa	
Najnowocześniejsza imitacja matrycy punktowej	Bardzo płaski kształt: tylko 1,8 cm	
Struktura płytek		Bardzo duża powierzchnia ważenia z białego szkła o grubości 8 mm
		Wyjątkowo duży udźwig
		Funkcja tarowania do ważenia dzieci, zwierząt itp.
		Zamknięty spód
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g
Wymiary: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,7 cm	Wymiary: 30 x 30 x 1,8 cm, wyświetlacz: 8,0 x 3,3 cm	Wymiary: 35 x 30 x 2,6 cm, wyświetlacz: 9,4 x 8,0 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm
Wielkość cyfry: 27 mm	Wielkość cyfry: 30 mm	Wielkość cyfry: 66 mm
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125757328	Nr EAN: 4211125756086	Nr EAN: 4211125756031
Nr art.: 757.32	Nr art.: 756.08	Nr art.: 756.03

GS 400 SignatureLine	GS 405 SignatureLine	GS 410 SignatureLine
		
Special	Special	Special
Waga szklana - Podświetlany wyświetlacz XL o optymalnej czytelności - Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego - Bardzo duży udźwig – do 200 kg	Waga ze stali nierdzewnej - Podświetlany wyświetlacz XXL o optymalnej czytelności - Bardzo duża powierzchnia ważenia z wysokiej klasy stali nierdzewnej - Powłoka, na której nie widać śladów palców: ułatwia czyszczenie powierzchni - Bardzo duży udźwig – do 200 kg	Waga szklana - Podświetlany wyświetlacz XXL o optymalnej czytelności - Bardzo duża powierzchnia ważenia z bezpiecznego szkła - Bardzo duży udźwig – do 200 kg
    	     	     
Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XL	Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL	Nowoczesny czarny wyświetlacz w formacie XXL
Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności	Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności	Podświetlany wyświetlacz o optymalnej czytelności
Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm	Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm	Duża powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm
Wyjątkowo duży udźwig	Wyjątkowo duży udźwig	Wyjątkowo duży udźwig
	Zamknięty spód	
		Zamknięty spód
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 200 kg/dokładność: 100 g
Wymiary: 31 x 31 x 2,8 cm, wyświetlacz: 4,4 x 11,9 cm	Wymiary: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 5,5 x 14,9 cm	Wymiary: 35 x 30 x 2,8 cm, wyświetlacz: 5,5 x 14,0 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 31 x 31 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 35 x 30 cm
Wielkość cyfry: 39 mm	Wielkość cyfry: 49 mm	Wielkość cyfry: 49 mm
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja		5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -		Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: czarny: 4211125735784	5-letnia gwarancja	Nr EAN: czarny: 4211125735760
Nr art.: czarny: 735.78	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Nr art.: czarny: 735.76
Nr EAN: biały: 4211125735791	Nr EAN: 4211125735821	Nr EAN: biały: 4211125735777
Nr art.: biały: 735.79	Nr art.: 735.82	Nr art.: biały: 735.77

PS 240 Soft Grip



Special

Waga łazienkowa

- Gumowana powierzchnia ważenia zapewnia komfortową i bezpieczną pozycję podczas pomiaru
- Podświetlany czarny wyświetlacz
- Wysoka dokładność: 50 g



GS 39



Special

Waga szklana z funkcją głosową

- 5 języków: DE, EN, FR, ES, RU
- Regulowana głośność, możliwość wyłączenia komunikatów głosowych
- Ekskluzywny wygląd z efektownym niebieskim podświetleniem



MS 01



Classic


Mechaniczna waga łazienkowa

- Podstawowy model do każdej łazienki
- Czytelny wskaźnik wagi



  	   	 
Wyświetlacz z czarnym podświetleniem	Efektowne niebieskie podświetlenie	Analogowy wskaźnik wagi
Powierzchnia ważenia Soft Grip: zapewnia komfortową pozycję podczas pomiaru i jest antypoślizgowa	Duża powierzchnia ważenia	Antypoślizgowa powierzchnia
Zdobienie: elegancka aplikacja ze stali nierdzewnej		
	4 miejsca pamięci: łatwy zapis i odczyt wartości ostatniego pomiaru	
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st (j. angielski)	Wyświetlacz kg/lb
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	
Udźwig: 180 kg/dokładność: 50 g	Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 120 kg/dokładność: 1 kg
Wymiary: 30 x 30 x 2,1 cm, wyświetlacz: 8,2 x 4,1 cm	Wymiary: 35 x 34 x 2,3 cm, wyświetlacz: 9,2 x 4,7 cm	Wymiary: 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, wyświetlacz: 7,3 x 5,0 cm
Duża powierzchnia ważenia: 30 x 30 cm	Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 28 x 34 cm	Duża powierzchnia ważenia: 30 x 27 cm
Wielkość cyfry: 33 mm	Wielkość cyfry: 33 mm	Wielkość cyfry: 5 mm
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA	Nie wymaga baterii
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125754150	Nr EAN: 4211125744007	Nr EAN: 4211125710057
Nr art.: 754.15	Nr art.: 744.00	Nr art.: 710.05


GS 14



Classic

Waga szklana

- Ponadczasowy klasyczny model



PS 160



Classic

Waga łazienkowa

- Wyświetlacz XXL
- Wyjątkowy element przyciągający uwagę: elegancka szklana wkładka



PS 25




Comfort

Waga łazienkowa

- Ponadczasowa klasyczna waga w rozmiarze XXL
- Duży wyświetlacz podświetlany na biało



 	 	  
Czytelny wyświetlacz	Bardzo duży czytelny wyświetlacz	Wyświetlacz z białym podświetleniem
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego	Powierzchnia ważenia z przyjemnego tworzywa sztucznego	
	Element dekoracyjny: szklana wkładka	Waga z tworzywa sztucznego w kolorze białym
Płaski kształt		Rozmiar XXL: 34 x 34,5 cm
		Eleganckie srebrne obramowanie wyświetlacza
Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st	Przełączanie jednostek: kg, lb, st
Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start	Sposób włączania: technologia Quick Start
Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia	Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia
Udźwig: 150 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g	Udźwig: 180 kg/dokładność: 100 g
Wymiary: 30 x 30 x 2 cm, wyświetlacz: 7,3 x 2,9 cm	Wymiary: 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, wyświetlacz: 7,5 x 5,3 cm	Wymiary: 34 x 33,5 x 3,1 cm, wyświetlacz: 9,5 x 4,9 cm
Powierzchnia ważenia ze szkła bezpiecznego: 30 x 30 cm	Duża powierzchnia ważenia: 30,5 x 30,5 cm	Duża powierzchnia ważenia: 34 x 34,5 cm
Wielkość cyfry: 25 mm	Wielkość cyfry: 47 mm	Wielkość cyfry: 39 mm
W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja	5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -	Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125755409	Nr EAN: 4211125725303	Nr EAN: 4211125741105
Nr art.: 755.40	Nr art.: 725.30	Nr art.: 741.10

Wagi kuchenne i dieta

Wagi kuchenne

Nasze akcesoria kuchenne sprawiają, że zrównoważone odżywianie będzie naprawdę łatwe i przyjemne.

Minimalistyczna lub fantazyjna, praktyczna, modna lub wyjątkowo poręczna – odpowiednia **waga kuchenna firmy Beurer** jest do Twojej dyspozycji.



Design



KS 19 Berry
Nr art.: 704.05



KS 19 Fresh
Nr art.: 704.06



KS 19 Black
Nr art.: 704.04



KS 22
Nr art.: 704.10

Comfort



KS 25
Nr art.: 704.15



KS 34 XL Black
Nr art.: 703.11



**KS 34 XL
Stainless Steel**
Nr art.: 703.12



KS 51
Nr art.: 706.51



KS 54
Nr art.: 708.40

Premium



KS 36
Nr art.: 704.45



DS 61
Nr art.: 709.05



WIĘCEJ NIŻ WAŻENIE

Waga analityczna DS 61 oferuje precyzyjne mierzenie wartości odżywczych i energetycznych.



Wagi kuchenne

KS 19 Berry / Fresh	KS 19 Black	KS 22
		
Design	Design	Classic
Waga kuchenna - Nowoczesna waga kuchenna - Obsługa przyciskami dotykowymi	Waga kuchenna - Nowoczesna waga kuchenna - Obsługa przyciskami dotykowymi	Waga kuchenna - Model warstwowy - Mała i poręczna - Powierzchnia ważenia ze stali nierdzewnej
		
1 x stojak ekspozycyjny na jednostkę sprzedaży		
   	   	  
Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi	Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi	
Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia	Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia	
Udźwig: 5 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 14,5 x 20 x 1,7 cm	Udźwig: 5 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 14,5 x 20 x 1,7 cm	Udźwig: 3 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek: g, oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 11,5 x 17 x 2,7 cm Powierzchnia ważenia: 11 x 11 cm Rozmiar wyświetlacza: 4,5 x 1,6 cm Wielkość cyfry: 15 mm
W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	W zestawie 1 bateria 3 V CR2032
5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: Displaybox: 6 Karton transportowy: 4 x 6	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 6 x 4
Nr EAN: Berry: 4211125704056 Nr art.: Berry: 704.05 Nr EAN: Fresh: 4211125704063 Nr art.: Fresh: 704.06	Nr EAN: 4211125704049 Nr art.: 704.04	Nr EAN: 4211125704100 Nr art.: 704.10

Wagi kuchenne

KS 25	KS 34 XL Black	KS 34 XL Stainless Steel
		
Comfort	Comfort	Comfort
Waga kuchenna - Z wyświetlaczem podświetlanym na niebiesko - Miska o pojemności 1,2 litra	Waga kuchenna - Nowoczesna waga kuchenna o bardzo dużym udźwigu (15 kg) - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru - Z funkcją zatrzymania: masa wyświetli się po zważeniu	Waga kuchenna - Waga kuchenna ze stali nierdzewnej o udźwigu 15 kg - Powłoka, na której nie widać śladów palców: specjalna powłoka, łatwa do utrzymania w czystości - Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru
		
    	   	   
Pojemność 1,2 l	Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi Biały, czytelny wyświetlacz Magic	Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi Biały, czytelny wyświetlacz Magic
Miskę można myć w zmywarce	Łatwa do czyszczenia szklana powierzchnia	Łatwa do czyszczenia powierzchnia ważenia
Udźwig: 3 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek: kg, g, lb:oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 15 x 22 x 4,8 cm Miska: Ø 14,2 cm Rozmiar wyświetlacza: 6,5 x 2,8 cm Wielkość cyfry: 22 mm	Funkcja zatrzymania Udźwig: 15 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek g, kg, lb:oz, oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 20 x 26,3 x 2 cm	Funkcja zatrzymania Udźwig: 15 kg Dokładność: 1 g Przełączanie jednostek g, kg, lb:oz, oz Funkcja doważania (tara) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Wymiary: 20 x 26,3 x 2,1 cm
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA	W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA
5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125704155 Nr art.: 704.15	Nr EAN: 4211125703110 Nr art.: 703.11	Nr EAN: 4211125703127 Nr art.: 703.12

KS 51



Comfort

Waga kuchenna

- Powierzchnia ważenia ze stali nierdzewnej
- Powłoka, na której nie widać śladów palców: specjalna powłoka, łatwa do utrzymania w czystości
- Płaski kształt: tylko 15 mm
- Wyświetlacz z czarnym podświetleniem



KS 54



Comfort

Waga kuchenna

- Duża miska ze stali nierdzewnej
- Z funkcją minutnika
- Zintegrowany termometr pokojowy



KS 36



Premium

Precyzyjna waga kuchenna

- Do ważenia przypraw, proszków lub barwników
- Funkcja kalibracji za pomocą odważnika do kalibracji
- Płaski kształt: tylko 20 mm
- Magic LED: niewidoczny wyświetlacz, który pojawia się tylko podczas pomiaru






DS 61



Premium

Waga dietetyczna

- Ułatwia utrzymanie zdrowej diety
- Wartości odżywcze i energetyczne 950 produktów spożywczych (kcal, kJ, tłuszcz, WW, białko, węglowodany i cholesterol) oraz 50 dodatkowych miejsc w pamięci na inne produkty



Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

Płaski kształt: tylko 15 mm

Wyświetlacz z czarnym podświetleniem

Udźwig: 5 kg

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek: g, oz, ml

Funkcja dowożenia (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciężenia

Wymiary: 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

Rozmiar wyświetlacza: 5,3 x 2,4 cm

Wielkość cyfry: 18 mm

W zestawie 2 baterie 3 V CR2032

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4

Nr EAN: 4211125706517

Nr art.: 706.51

Pojemność: 1,5 l

Miskę można myć w zmywarce

Udźwig: 5 kg

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek: g, oz

Funkcja dowożenia (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciężenia

Wymiary: 19 x 5,8 cm

Miska: 21,3 x 9,3 cm

Rozmiar wyświetlacza: 4,6 x 2,2 cm

Wielkość cyfry: 10 mm

W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125708405

Nr art.: 708.40

Z odważnikiem do kalibracji

Udźwig: 2 kg

Dokładność: 0,1 g < 500 g

Przełączanie jednostek: g, oz

Funkcja dowożenia (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciężenia

Wymiary: 9,6 x 19 x 2 cm

Powierzchnia ważenia: 11,5 x 8 cm

Rozmiar wyświetlacza: 5 x 1 cm

Wielkość cyfry: 10 mm

W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125704452

Nr art.: 704.45

Nowoczesna obsługa przyciskami dotykowymi

99 miejsc w pamięci na zapisanie wyników ważenia

Udźwig: 5 kg

Dokładność: 1 g

Przełączanie jednostek: g, lb:oz

Funkcja dowożenia (tara)

Automatyczne wyłączanie, wskaźnik przeciężenia

Wymiary: 16,5 x 23 x 2,4 cm

Rozmiar wyświetlacza: 6 x 4,5 cm

Wielkość cyfry: 13 mm

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

5-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125709051

Nr art.: 709.05

Informacje o produkcie DS 61

Waga analityczna do pomiaru wartości odżywczych i energetycznych



Świadomy styl życia to **świadomy sposób odżywiania**. Wagę dietetyczną DS 61 firmy Beurer zaprojektowano zgodnie z powyższym motto.

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku waga kuchenna prezentuje składniki odżywcze i wartości energetyczne 1000 produktów spożywczych. Ułatwia to korzystanie ze zrównoważonej diety na co dzień, a także oszczędza czas.

Waga dietetyczna oferuje dodatkowo możliwość indywidualnego i dowolnego zapisu na 50 pozycjach w pamięci. Dzięki temu na żądanie udostępniane są dane dotyczące najczęściej używanych artykułów spożywczych.

Ułatwienie w prowadzeniu zdrowego trybu życia!



Wartości odżywcze i energetyczne:

kcal kJ Tłuszcz WW Białko
Węglowodany Cholesterol



Wagi bagażowe

Waga bagażowa –
zapomnij o stresie podczas pakowania!

Planowanie wakacji z **wagą bagażową firmy Beurer** to czysta przyjemność. Szczególnie w przypadku podróży lotniczych możesz mieć **pewność, że nie będzie trzeba płacić dodatkowo za nadbagaż**. Również podczas podróży koleją lub kamperem przydatne jest monitorowanie masy bagażu.



Wagi bagażowe



LS 06
Nr art.: 732.12



LS 10
Nr art.: 732.10



LS 20 eco
Nr art.: 732.13

Zasilanie bez baterii

Ekologiczne, oszczędne
i zawsze gotowe do pracy

Wyświetlacz


Czytelny wyświetlacz z funkcją
automatycznego zatrzymania

Przycisk zasilania Dynamo Power¹⁾

Wystarczy nacisnąć
przycisk, aby włączyć
urządzenie – baterie nie
są potrzebne



¹⁾ Opatentowana technologia

LS 06	LS 10	LS 20 eco
		
Waga bagażowa • Idealna dla osób podróżujących samolotem: nigdy więcej dopłat za nadbagaż • Wyświetlacz z niebieskim podświetleniem • Z przydatną miarką	Waga bagażowa • Idealna dla osób podróżujących samolotem: nigdy więcej dopłat za nadbagaż • Dźwięk sygnalizujący automatyczne zatrzymanie • Z praktyczną latarką	Waga bagażowa • Przyjazna dla środowiska i energooszczędna: nie wymaga baterii, w celu aktywacji wystarczy nacisnąć przycisk zasilania¹⁾ • Idealna dla osób podróżujących samolotem: nigdy więcej dopłat za nadbagaż • Zawsze gotowa do pracy – nie wymaga baterii
 	 	
10 g graduation 1 m tape measure 40 kg loading	torch light 50 g graduation 50 kg loading	dynamo-power 10 g graduation 50 kg loading
Mała i poręczna waga bagażowa Automatyczna funkcja zatrzymania Z pasem mocującym umożliwiającym wygodne przechowywanie	Mała i poręczna waga bagażowa Automatyczna funkcja zatrzymania z dźwiękiem Z pasem mocującym umożliwiającym wygodne przechowywanie	Waga bagażowa bez baterii – zasilanie Dynamo Power¹⁾ Automatyczna funkcja zatrzymania Z pasem mocującym umożliwiającym wygodne przechowywanie
Czytelny wyświetlacz Nadaje się również do ważenia innych przedmiotów Taśma pomiarowa: 1 m / 3 ft	Czytelny wyświetlacz Nadaje się również do ważenia innych przedmiotów Latarka	Czytelny wyświetlacz Nadaje się również do ważenia innych przedmiotów
Przełączanie jednostek: g, oz, kg, lb Sposób włączania: Button-On Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Udźwig: 40 kg/dokładność: 10 g Wymiary: 13,9 x 3,6 x 3,2 cm Długość paska: 15,1 cm Wielkość cyfry: 11 mm W zestawie 1 bateria 3 V CR2032	Przełączanie jednostek: kg, lb Sposób włączania: Button-On Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Udźwig: 50 kg/dokładność: 50 g Wymiary: 13,8 x 5,5 x 3,2 cm Długość paska: 22,5 cm Wielkość cyfry: 9 mm W zestawie 3 baterie LR44	Przełączanie jednostek: kg, lb Sposób włączania: przycisk zasilania (Dynamo Power) Automatyczne wyłączenie, wskaźnik przeciążenia Udźwig: 50 kg/dokładność: 10 g Wymiary: 17,3 x 3,5 x 2,8 cm Długość paska: 15,1 cm Wielkość cyfry: 11,5 mm Nie wymaga baterii
5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6 Nr EAN: 4211125732127 Nr art.: 732.12	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6 Nr EAN: 4211125732103 Nr art.: 732.10	5-letnia gwarancja Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6 Nr EAN: 4211125732134 Nr art.: 732.13

¹⁾ Opatentowana technologia



Pielęgnacja ciała

Twój uśmiech sprawia, że jesteś gwiazdą. Zaufaj produktom do pielęgnacji zębów firmy Beurer.

Zdrowe zęby i świeża higiena jamy ustnej nie tylko poprawiają samopoczucie, ale także pozytywnie wpływają na pierwsze wrażenie, które wywierasz. Codzienna pielęgnacja zębów jest niezbędna. **Elektryczne szczoteczki do zębów firmy Beurer** delikatnie i dokładnie oczyszczają i sprawiają, że Twój uśmiech lśni!



Pielęgnacja ciała

Elektryczna szczoteczka do zębów TB 50 Protection Pro

Minutnik
Zintegrowany timer na 2 minuty

3 programy czyszczenia
Clean, Sensitive oraz White

Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy: 45 dni

Czujnik nacisku
Zapewnia optymalny nacisk podczas czyszczenia w celu ochrony zębów i dziąseł

W zestawie podróżne etui do przechowywania



Wyświetlacz LCD
Ze stacją ładowania

Technologia czyszczenia

Oscylacyjna, pulsacyjna technologia szczotkowania zapewnia optymalne usuwanie osadu i higienę jamy ustnej

Elektryczna szczoteczka do zębów TB 30

Minutnik
Zintegrowany timer na 2 minuty

2 programy czyszczenia
Clean i Sensitive

Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy: 20 dni



STACJA ŁADOWANIA INDUKCYJNEGO

Krótki czas ładowania zapewnia wyjątkowo długi czas pracy akumulatora

MENCARE

Profesjonalne produkty zapewniają zadbane wygląd.

Zarost i włosy zawsze powinny być zadbane!

Seria **Beurer MenCare** oferuje w tym celu mężczyznom odpowiednie narzędzia. Dzięki łącz-
nie pięciu produktom **wysokiej jakości** można
w wygodny sposób dbać o brodę i fryzurę oraz
precyzyjnie przycinać i trzymać włosy na ciele.
Stwarza to maksymalną możliwość indywidual-
nego golenia i stylizacji, a przy tym urządzenia
świetnie prezentują się w łazience.



INDYWIDUALNY STYL BEZ OGRANICZEŃ!

MenCare

TRYMER
MN2X Nr art.: 102.52



Do **trzymowania i korekcji brwi oraz włosków w nosie i uszach**. Miniostrze z dodatkową nasadką grzebieniową doskonale nadaje się do przycinania i trzymowania brwi.

**MASZYŃKA DO
STRYŻENIA WŁOSÓW**
MN5X Nr art.: 100.58



Do **szybkiego i wydajnego strzyżenia włosów**. Dziesięć ustawień długości dzięki sześciu nasadkom grzebieniowym, czterostopniowa precyzyjna regulacja oraz ekstra długi czas pracy akumulatora, wynoszący 4,5 godziny.

MULTIGROOMER
MN9X Nr art.: 100.57



**TRYMER DO
STRYŻENIA BRODY**
MN4X Nr art.: 102.60



Perfekcyjna stylizacja brody, 12 długości cięcia dzięki dwóm nakładkom grzebieniowym, z regulacją długości oraz dwustopniowej precyzyjnej regulacji.

GOLARKA ROTACYJNA
MN8X Nr art.: 102.54



Dokładne i delikatne golenie dzięki elastycznej głowicy do golenia 360°. Trzy głowice tnące optymalnie dopasowują się do konturów twarzy. Z **precyzyjną** nasadką do trzymowania oraz stacją ładowania i torebką do przechowywania.

Pielęgnacja od stóp do głów – z pięcioma końcówkami, ze stałą szlachetnej i 16 długościami cięcia do **zastosowania na całym ciele**.

Wodoszczelny, doskonale nadaje się do stosowania pod prysznicem lub w wannie.

Pielęgnacja ciała


MN2X

NOWOŚĆ
01/2024

★

Trymer

- Do trymowania i korekcji brwi oraz włosów w nosie i uszach
- Wysokiej jakości końcówki ze stali nierdzewnej gwarantują maksymalnie przyjazne dla skóry działanie



attachments

3

splash-proof (IPX4)

W zestawie Miniostre z nasadką grzebieniową (3/6 mm) do przycinania i trymowania brwi
Końcówka do włosów w nosie i uszach

Zabezpieczenie przed zachlapaniem (IPX4)

Zasilanie bateryjne
Praktyczne etui do przechowywania
W zestawie nakładki ochronne i pędzelek do czyszczenia
1 bateria AA (1,5 V)
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 3 x 6
Nr EAN: 4211125102524
Nr art.: 102.52


MN4X

NOWOŚĆ
01/2024

★

Trymer do strzyżenia brody

- Zadbana broda i precyzyjne kontury dzięki różnym ustawieniom długości
- Wysokiej jakości ostrze z powłoką tytanową zapewniającą maksymalnie przyjazne dla skóry działanie



attachments

3

battery and mains operation

10 różnych długości cięcia dzięki 2 nakładkom grzebieniowym z regulacją długości: 3–7 i 8–12 mm

2 stopnie dokładnej regulacji: 0,8 i 1,2 mm
Urządzenie można myć

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 90 min użytkowania; czas ładowania 90 min

Golenie możliwe w trybie zasilania akumulatorowego i sieciowego
Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
Wyświetlacz LED ze wskazaniem stanu baterii w % i wskaźnikiem ładowania
Praktyczne etui do przechowywania
W zestawie kabel USB, pędzelek do czyszczenia i olejek
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125102609
Nr art.: 102.60

MN5X

NOWOŚĆ
01/2024

★

Maszynka do strzyżenia włosów

- Profesjonalne strzyżenie włosów dzięki indywidualnie regulowanej długości cięcia i wyjątkowo długiemu czasowi pracy baterii
- Wysokiej jakości ostrze ze stali szlachetnej do szybkiego i wydajnego strzyżenia włosów



attachments

7

battery operation

battery and mains operation

6 długości cięcia dzięki 6 nasadkom grzebieniowym: 3, 6, 10, 16, 19, 25 mm

4 stopnie dokładnej regulacji: 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 mm
Urządzenie można myć

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 4,5 godz. użytkowania; czas ładowania 3 godziny.

Golenie możliwe w trybie zasilania akumulatorowego i sieciowego
Zabezpieczenie podróżne
Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
Wyświetlacz LED ze wskazaniem stanu baterii w %, wskaźnikiem ładowania i zabezpieczeniem podróżnym.
Z praktyczną torebką do przechowywania
W zestawie kabel USB-C, pędzelek do czyszczenia i olejek
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125100582
Nr art.: 100.58

MN8X

NOWOŚĆ
05/2024

★

Golarka rotacyjna

- Gładka, zadbana skóra i optymalne dopasowanie do konturów dzięki elastycznej głowicy do golenia 360°
- 3 głowice strzygące zapewniające najwyższą precyzję i maksymalnie przyjazne dla skóry działanie
- Magnetyczne mocowanie ułatwia zdejmowanie głowicy



360° flex shaver head

waterproof

quick-charge function

charging and storage station

Zawiera nasadkę do trymowania precyzyjnego

Wodoszczelny (IPX7) Można go używać również pod prysznicem lub w wannie

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 60 godz. użytkowania; czas ładowania 90 min
Funkcja szybkiego ładowania: Czas pracy 10 min Czas ładowania 5 min.

Zabezpieczenie podróżne
Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
Wyświetlacz LED ze wskazaniem stanu baterii w %, wskaźnik ładowania, zabezpieczenie podróżne i symbol konserwacji
W zestawie stacja do ładowania i podstawka
W zestawie kabel USB-C, adapter, pędzelek do czyszczenia i olejek

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125102548
Nr art.: 102.54

MN9X

NOWOŚĆ
01/2024

★

Multigroomer

- Pielęgnacja od stóp do głów za pomocą jednego urządzenia dzięki różnym końcówkom
- Wysokiej jakości ostrze z powłoką tytanową dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu skóry
- W zestawie 5 końcówek: trymer do strzyżenia brody, maszynka do strzyżenia włosów, golarka do strzyżenia nosa i uszu, golarka do ciała, trymer precyzyjny



attachments

11

waterproof

10 długości cięcia w przypadku końcówki maszyny do strzyżenia brody: 3–7 i 8–12 mm

4 długości cięcia w przypadku końcówki do strzyżenia włosów: 3, 6, 9, 12 mm

2 stopnie dokładnej regulacji: 0,8 i 1,2 mm

Wodoszczelny (IPX7) Można go używać również pod prysznicem lub w wannie

Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 90 min użytkowania; czas ładowania 90 min

Ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
Wyświetlacz LED ze wskazaniem stanu baterii w % i wskaźnikiem ładowania
W zestawie praktyczne twarde etui
W zestawie kabel USB, pędzelek do czyszczenia i olejek

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 3 x 4
Nr EAN: 4211125100575
Nr art.: 100.57

MN8X Głowica strzygąca
Ostrza do golenia

NOWOŚĆ
05/2024

★

Głowica strzygąca Ostrza do golenia

- 3 głowice strzygące zapewniające najwyższą precyzję i maksymalnie przyjazne dla skóry działanie

Do urządzenia:
Golarka rotacyjna MN8X
3 Głowice strzygące Ostrza do golenia


Zalecana wymiana co 12 miesięcy

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4056461100748
Nr art.: 110.074



Delikatna i niezawodna depilacja dla jedwabistej miękkiej skóry.

Golenie, wosk, epilacja lub IPL – mamy odpowiedni produkt. Nasze urządzenia IPL do trwałej depilacji¹⁾ są bezpieczne i łatwe w użyciu.



Depilator IPL do trwałego usuwania włosów z aplikacją „beurer MyIPL”



IPL 10000+ SalonPro System
Nr art.: 576.09



IPL Velvet Skin Pro 8500
Nr art.: 575.13



IPL Pure Skin Pro 5500
Nr art.: 575.14



IPL Velvet Skin Pro 8800
Nr art.: 575.01



IPL Pure Skin Pro 5800
Nr art.: 575.00



Bezpłatna aplikacja „beurer MyIPL”

Depilator IPL do trwałego usuwania włosów



IPL 7800 Cool Pro
Nr art.: 575.03

Golenie i depilacja – SatinSkin



HL 16
Nr art.: 576.12



HL 36
Nr art.: 576.13




HL 76
Nr art.: 576.14



HL 40
Nr art.: 577.00

Depilator woskowy



Nowy **depilator IPL 7800 Cool Pro** nie tylko zapewnia miękką i jedwabistą miękką skórę, ale zaskakuje również innym atrakcyjnym zastosowaniem:

Funkcja chłodzenia zapewnia przyjemne uczucie chłodu na skórze podczas zabiegu.




¹⁾ Trwałe efekty na wiele miesięcy

IPL Pure Skin Pro 5500



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Kompaktowe urządzenie do trwałej depilacji⁶⁾
 - Poręczny kształt – idealny do depilacji małych i trudno dostępnych miejsc
 - Produkt przetestowany pod kątem przyjaznego działania dla skóry¹⁾
 - Zintegrowany tryb „Auto-Flash” dla wygodnego użytkowania
 - Powierzchnia świetlna 3,1 cm² do precyzyjnego zastosowania
 - Aż do 200 000 impulsów świetlnych



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwufunkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 3 poziomy energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 20 minut³⁾
Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575144

Nr art.: 575.14



IPL Velvet Skin Pro 8500



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Urządzenie z akumulatorem do trwałej depilacji⁶⁾
 - Automatyczne dostosowanie poziomu energii do natężenia światła
 - Produkt przetestowany pod kątem przyjaznego działania dla skóry¹⁾
 - Powierzchnia świetlna 4,5 cm² zapewnia bardzo szybkie zastosowanie
 - Nasadka precyzyjna (2 cm²) do twarzy i okolic bikini
 - Aż do 300 000 impulsów świetlnych



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwufunkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 6 poziomów energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 21 minut³⁾
Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Z praktyczną torbą do przechowywania

Czas działania akumulatora ~550 impulsów świetlnych, czas ładowania ~2 godz.

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575137

Nr art.: 575.13



IPL 10000+ SalonPro System



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Trwała depilacja⁶⁾ z zastosowaniem profesjonalnej technologii z instytutu kosmetycznego²⁾
 - Produkt przetestowany pod kątem przyjaznego działania dla skóry¹⁾
 - Najszybsze działanie na rynku⁴⁾
 - XXL – duża powierzchnia świetlna – 7 cm²
 - Najnowsza technologia impulsów świetlnych zapewnia absolutne bezpieczeństwo
 - Lifetime Flashes – aż do 250 000 impulsów świetlnych
 - Z nasadką precyzyjną
 - Automatyczny czujnik umożliwia rozpoznanie indywidualnej tonacji skóry



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwufunkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 6 poziomów energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 26 minut⁴⁾
Funkcja ciągłego generowania impulsu dla komfortu zastosowania

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125576097


Nr art.: 576.09



IPL Pure Skin Pro 5800



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Kompaktowe urządzenie do trwałej depilacji⁶⁾
 - Poręczny kształt – idealny do depilacji małych i trudno dostępnych miejsc
 - Produkt przetestowany pod kątem przyjaznego działania dla skóry¹⁾
 - Zintegrowany tryb „Auto-Flash” dla wygodnego użytkowania
 - Powierzchnia świetlna 3,1 cm² do precyzyjnego zastosowania
 - Aż do 600 000 impulsów świetlnych



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwufunkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 3 poziomy energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 20 minut³⁾
Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575007

Nr art.: 575.00



IPL Velvet Skin Pro 8800



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Urządzenie z akumulatorem do trwałej depilacji⁶⁾
 - Automatyczne dostosowanie poziomu energii do natężenia światła
 - Produkt przetestowany pod kątem przyjaznego działania dla skóry¹⁾
 - Powierzchnia świetlna 4,5 cm² zapewnia bardzo szybkie zastosowanie
 - Nasadka precyzyjna (2 cm²) do twarzy i okolic bikini
 - Aż do 600 000 impulsów świetlnych



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wyjątkowe bezpieczeństwo zapewnia dwufunkcyjny czujnik typu skóry i kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 6 poziomów energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu tylko ok. 21 minut³⁾
Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Z praktyczną torbą do przechowywania

Czas działania akumulatora ~550 impulsów świetlnych, czas ładowania ~2 godz.

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575014


Nr art.: 575.01



IPL 7800 Cool Pro



- Trwała depilacja⁶⁾**
- Dodatkowa funkcja chłodzenia e celu przyjemnego chłodzenia skóry
 - Kompaktowe urządzenie do trwałej depilacji⁶⁾
 - Praktyczny tryb „Auto-Flash” umożliwia wygodne użytkowanie
 - Powierzchnia świetlna 3,8 cm² do precyzyjnego zastosowania
 - Aż do 1 miliona impulsów świetlnych



Najnowocześniejsza technologia świetlna, która jest stosowana również przez dermatologów do profesjonalnego usuwania włosów IPL (Intense Pulsed Light) dezaktywuje mieszek włosowy głęboko pod skórą, zapobiegając porostowi włosów

Redukcja owłosienia nawet o 50% po 3- lub 4-krotnym użyciu

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanemu czujnikowi kontaktu ze skórą

Zintegrowany filtr do ochrony skóry przed promieniowaniem UV 5 poziomów energii

Do twarzy⁵⁾, rąk, nóg, pach, strefy bikini oraz pleców, piersi i brzucha

Depilacja całego ciała w ciągu zaledwie ok. 23 minut⁵⁾
Zintegrowany tryb „Auto-Flash” zapewnia szybkie i wygodne stosowanie

Nie nadaje się do naturalnie ciemnych typów skóry i wyjątkowo jasnych lub białych włosów
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125575038

Nr art.: 575.03



¹⁾ Badanie dermatologiczne IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro, 20 kobiet, Institut proDERM Hamburg, nr badania 14.0309-11
²⁾ Badanie dermatologiczne IPL 10000+, 36 kobiet, proderm GmbH, nr badania 14.0148-11

³⁾ Technologia oceniona przez proderm GmbH
⁴⁾ Przy najniższym poziomie energii do depilacji włosów na rękach, nogach, twarzy, pod pachami i w okolicach bikini
⁵⁾ Przy najwyższym poziomie energii do depilacji włosów na rękach, nogach, twarzy, pod pachami i w okolicach bikini

⁵⁾ Twarz tylko u kobiet, poniżej linii policzków
⁶⁾ Trwałe efekty na wiele miesięcy

Manicure – pedicure

Piękne dłonie i stopy. Otwarcie domowego studia manicure to nic trudnego.

Zestaw **do manicure/pedicure MP 84** firmy Beurer to wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnej **pielęgnacji paznokci** w domu. **Dodatkowa zaleta: Wydajny akumulator** można ładować bezpośrednio w etui do przechowywania.



Zestaw do manicure/pedicure MP 84

Potężny akumulator

Do stosowania bezprzewodowego przez 2 godz.

Precyzyjne zastosowanie

Precyzyjne formowanie i piłowanie dzięki jasnemu światłu LED

Ergonomiczny kształt


Dla pewnego chwytu podczas stosowania

Indywidualne zastosowanie

Różne stopnie prędkości

Bezpieczne przechowywanie

Solidne etui do przechowywania w domu i w podróży



Innowacyjne ładowanie

Stacja ładowania jest zintegrowana z etui do przechowywania



WYSOKA MOC

Wydajny akumulator do efektywnego bezprzewodowego zastosowania. Piękne paznokcie u stóp i palców dłoni jak z profesjonalnego studia.

Już 50 użytkowników testowych jest zachwyconych!

„Ten zestaw do manicure/pedicure jest wspaniały! Nigdy jeszcze nie testowałam lepszego zestawu”.
Laura, 26


„Naprawdę wspaniały produkt wysokiej jakości, który chętnie polecam”.
Simone, 24

„Wspaniały, atrakcyjny design! Praktyczne etui do przechowywania, wszystko w kompaktowej formie”.
Anastazja, 32

MP 41



- Zestaw do manicure/pedicure**
- Kompletny zestaw dla początkujących i zaawansowanych
 - Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Zintegrowane światło LED



2 stopnie prędkości, obroty w prawo/lewo
w komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:
stożek szafirowy
stożek filcowy
krążek szafirowy, droбноziarnisty
krążek szafirowy, gruboziarnisty
frez płomieniowy
frez walcowy
tarcza szafirowa do usuwania zrogowiałego naskórka

Oświetlenie LED
Końcówki odpowiednie dla diabetyków


Prędkość obrotowa: 3800/4600 obr./min
±14%
Zasilanie sieciowe
Z etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4211125572112
Nr art.: 572.11

MP 42



- Zestaw do manicure/pedicure**
- Kompletny zestaw dla początkujących i zaawansowanych
 - Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania



Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo
w komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:
stożek szafirowy
stożek filcowy
krążek szafirowy, droбноziarnisty
krążek szafirowy, gruboziarnisty
frez płomieniowy
frez walcowy
tarcza szafirowa do usuwania zrogowiałego naskórka

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu się podczas zabiegu

Oświetlenie LED
Końcówki odpowiednie dla diabetyków
Zawiera osłonkę na pył
Prędkość obrotowa: 2500 obr./min ± 20% – 4600 obr./min ± 15%
Zasilanie sieciowe
Z etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4211125574000
Nr art.: 574.00

MP 41
Końcówki do manicure/pedicure



- Końcówki do manicure/pedicure**
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Do urządzenia: MP 41
7 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125572136
Nr art.: 572.13

MP 42 / MP 44
Końcówki do manicure/pedicure



- Końcówki do manicure/pedicure**
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu


Do urządzenia: MP 42 / MP 44
7 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu
Osłonka na pył do paznokci

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125574093
Nr art.: 574.09

MP 52



- Zestaw do manicure**
- Bardzo smukła konstrukcja do precyzyjnego kształtowania i piłowania paznokci
 - Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Profesjonalny silnik o dużej mocy – wysoka prędkość obrotowa do 15 000 obr./min



Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo
w komplecie 7 wysokiej jakości końcówek:
stożek szafirowy, gruboziarnisty
stożek szafirowy, droбноziarnisty
stożek filcowy
frez płomieniowy
frez szafirowy, okrągły
krążek szafirowy, droбноziarnisty
końcówka z papierem ściernym
10 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu podczas zabiegu

Ze złączem USB-C
Automatyczne wyłączanie po 20 min
Końcówki odpowiednie dla diabetyków


Prędkość obrotowa: 6000 obr./min – 15 000 obr./min ±15%
Zasilanie sieciowe
W zestawie etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3
Nr EAN: 4211125570033
Nr art.: 570.03

MP 62



- Zestaw do manicure/pedicure**
- Do profesjonalnej pielęgnacji paznokci i stóp
 - W komplecie 10 profesjonalnych końcówek wysokiej jakości:
 - 10 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego



Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo
w komplecie 10 profesjonalnych końcówek wysokiej jakości:
stożek szafirowy
stożek filcowy
krążek szafirowy, droбноziarnisty
frez walcowy
frez płomieniowy
frez szafirowy, okrągły
frez igłowy
stożek szafirowy, długi i gruboziarnisty
krążek szafirowy, gruboziarnisty
końcówka z papierem ściernym

10 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Oświetlenie LED
Końcówki odpowiednie dla diabetyków
Zawiera osłonkę na pył

Prędkość obrotowa: 2000 obr./min – 5400 obr./min ± 20%
Zasilanie sieciowe
Z etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3
Nr EAN: 4211125570354
Nr art.: 570.35

MP 52
Końcówki do manicure/pedicure



- Końcówki do manicure/pedicure**
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Do urządzenia: MP 52
6 wysokiej jakości nasadek z szafiru i filcu
10 jednorazowych nasadek z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125572174
Nr art.: 572.17

MP 62
Końcówki do manicure/pedicure



- Końcówki do manicure/pedicure**
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
 - Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Do urządzenia: MP 62
9 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu
Osłonka na pył do paznokci
30 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125572143
Nr art.: 572.14

MP 64



Zestaw do manicure/pedicure

- Wydajny akumulator do efektywnego bezprzewodowego zastosowania
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
- Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania



3 stopnie prędkości, obroty w prawo/lewo
w komplecie 10 wysokiej jakości końcówek:
stożek szafirowy i filcowy
krążek szafirowy, grubo- i drobnoziarnisty
frez walcowy
frez płomieniowy
frez szafirowy i igłowy
tarcza szafirowa do usuwania zrogowiałego naskórka
tarcza z piasku kryształowego do ścierania zrogowiałego naskórka

Automatyczne wyłączenie po 20 min
Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu się podczas zabiegu
Oświetlenie LED
Końcówki odpowiednie dla diabetyków
Zawiera osłonkę na pył
Prędkość obrotowa: 3200/3800/4400 obr./min ±15%
Wydajny akumulator litowo-jonowy
Zasilanie z akumulatora – czas pracy ok. 2 godz.
Czas ładowania: ok. 3 godz.
Z etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3
Nr EAN: 4211125570378
Nr art.: 570.37



MP 84



Zestaw do manicure/pedicure

- Wydajny akumulator do efektywnego bezprzewodowego zastosowania
- Do pielęgnacji dłoni i stóp
- W zestawie etui do ładowania i przechowywania



3 stopnie prędkości, obroty w prawo/lewo
w komplecie 10 wysokiej jakości końcówek:
stożek szafirowy i filcowy
krążek szafirowy, grubo- i drobnoziarnisty
frez walcowy
frez płomieniowy
frez szafirowy i igłowy
tarcza szafirowa do usuwania zrogowiałego naskórka
tarcza z piasku kryształowego do ścierania zrogowiałego naskórka

Automatyczne wyłączenie po 20 min
Ergonomiczny kształt zapobiegający zsuwaniu się podczas zabiegu
Oświetlenie LED
Końcówki odpowiednie dla diabetyków
Zawiera osłonkę na pył
Prędkość obrotowa: 3200/3800/4400 obr./min ±15%
Wydajny akumulator litowo-jonowy
Zasilanie z akumulatora – czas pracy ok. 2 godz.
Czas ładowania: ok. 3 godz.
W zestawie etui do ładowania i przechowywania


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3
Nr EAN: 4211125570026
Nr art.: 570.02

MP 100



Stacja do manicure/pedicure

- Do profesjonalnej pielęgnacji paznokci i stóp
- Maksymalna wydajność do 20 000 obr./min
- W komplecie 10 profesjonalnych końcówek wysokiej jakości:




Płynna regulacja, obroty w lewo i prawo
z 10 profesjonalnymi końcówkami z szafiru i filcu:
stożek szafirowy, grubo- i drobnoziarnisty
stożek filcowy
krążek szafirowy, grubo- i drobnoziarnisty
frez walcowy
frez płomieniowy
frez szafirowy
frez igłowy
końcówka z papierem ściernym
30 końcówek jednorazowego użytku z papieru ściernego
Uchwyt antypoślizgowy

Blokada bezpieczeństwa
Zintegrowane miejsce na adapter
Zawiera osłonkę na pył
Prędkość obrotowa: 5000 obr./min – 20000 obr./min ± 20%
Zasilanie sieciowe
W zestawie etui do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125570682
Nr art.: 570.68

MP 64 / MP 84
Końcówki do manicure/pedicure



Końcówki do manicure/pedicure

- Do pielęgnacji dłoni i stóp
- Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Do urządzenia: MP 64 / MP 84

10 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Osłonka na pył do paznokci

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125572167

Nr art.: 572.16

MP 100
Końcówki do manicure/pedicure



Końcówki do manicure/pedicure

- Do pielęgnacji dłoni i stóp
- Wysokiej jakości końcówki z szafiru i filcu

Do urządzenia: MP 100

9 wysokiej jakości końcówek z szafiru i filcu

Osłonka na pył do paznokci

30 nakładek jednorazowego użytku z papieru ściernego

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125570644

Nr art.: 570.64





Suszarka do paznokci LED/UV

- Do modelowania sztucznych paznokci
- Do suszenia żeli metodą LED i UV
- Funkcja minutnika (30, 60 i 120 sekund)



Do utwardzania żeli metodą LED i UV na paznokciach rąk i stóp
18 wydajnych diod LED
Funkcja minutnika (30, 60 i 120 sekund)
Dno odbijające światło
Odporna i łatwa w czyszczeniu powierzchnia
Łatwość obsługi
Niewielki rozmiar

Wskaźnik pracy

24 W
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125571016
Nr art.: 571.01



Wanienka do parafiny

- Do pielęgnacji dłoni, stóp i łokci
- Nawilża skórę
- W komplecie воск parafinowy i plastikowe folie



Pieługuje szorstką, suchą lub zniszczoną skórę
Otwiera pory skóry
Pobudza ukrwienie
Zapewnia odczuwalny efekt odprężonej i miękkiej skóry
Wspomaga wchłanianie substancji pielęgnujących i wilgoci
W komplecie воск parafinowy (2 x 450 g) o zapachu pomarańczy
W komplecie plastikowe folie (30 sztuk)
Zmienna regulacja temperatury
Mechanizm zwijania przewodu

Wskaźnik pracy
Wskaźnik podgrzewania


80 W
Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125589325
Nr art.: 589.32



Urządzenie do usuwania zrogowaciałego naskórka

- Wysokiej jakości rozwiązanie do pielęgnacji, dla uzyskania miękkości stóp
- Bezprzewodowa praca do 3 godz.
- Silikonowa rączka miękka w dotyku, do stosowania na mokro i na sucho
- Z 2 różnymi rolkami do ścierania



Zabezpieczenie podróżne
2 stopnie prędkości
Z 2 asymetrycznymi rolkami do szlifowania (grubo- i drobnoziarnistymi) do stosowania na dużej powierzchni lub stosowania punktowego

Niewielka ładowarka z funkcją ładowania stykowego
Wydajny akumulator litowo-jonowy: czas pracy ok. 3 godz.
Czas ładowania: ok. 3 godz.
Wskaźnik ładowania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 2 x 6
Nr EAN: 4211125571160
Nr art.: 571.16



Wosk parafinowy i folie do MP 70

- 2 x 450 g wosku parafinowego i 30 sztuk folii

Do urządzenia: MP 70
Zawartość: 450 g wosku w każdym woreczku, 30 folii
Zapach pomarańczowy

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125589431
Nr art.: 589.43

Rolki do szlifowania do MP 59



Rolki do szlifowania (gruboziarniste, drobnoziarniste)

- Gładka i aksamitnie miękka skóra

Do urządzenia: MP 59

2 asymetryczne rolki (grubo- i drobnoziarniste) do stosowania na dużej powierzchni lub punktowego
W praktycznym opakowaniu do powieszenia

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125571191
Nr art.: 571.19




Poczuj się dobrze w swojej skórze – szczotki do ciała i produkty do masażu antycellulitowego.

Dzięki naszym **szczotkom do ciała i produktom do masażu antycellulitowego** pomożemy Ci w **codziennej pielęgnacji ciała**. Urządzenia Beurer są łatwe w użyciu i skuteczne – sprawią, że Twoja skóra będzie piękna i zdrowa!



Szczotka do ciała FC 55 Pureo Complete Cleansing

Szczotka do masażu ciała zapewniająca gładką, zadbaną skórę o niewidocznych porach



Głębokie oczyszczanie porów

Masaż rotacyjny z 2 poziomami prędkości, aby łagodnie pobudzić krążenie krwi

Wodoodporna

Idealny do stosowania pod prysznicem lub w wannie

Zdejmowana głowica szczoteczki

Łatwiejszy dostęp do różnych obszarów ciała

Szczotki do ciała



FC 25
Nr art.: 605.11



FC 55
Nr art.: 605.12



CM 50
Nr art.: 590.01



cellulite releaZer®
Nr art.: 590.03



cellulite releaZer® compact
Nr art.: 590.05

Masaż antycellulitowy



POŻEGNAJ CELLULIT

Urządzenia do masażu antycellulitowego, **które można stosować w domu są skuteczne w redukcji cellulitu.**

CM 50



Masaż antycellulitowy

- Efektywny masaż tkanki łącznej
- Odczuwalnie jędrniejsza skóra



Pobudza ukrwienie skóry

Do łatwego użytku domowego

Indywidualnie regulowany uchwyt

O ergonomicznym kształcie

Właki masujące zdejmowane w celu ułatwie-
nia czyszczenia

2-stopniowe natężenie masażu

Zasilanie sieciowe


3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 2 x 3

Nr EAN: 4211125590017


Nr art.: 590.01

cellulite releaZer®



cellulite releaZer®

- Masaż antycellulitowy
- Zmniejsza cellulit – testowany klinicznie¹⁾
- Odczuwalny efekt gładkich, napiętych i jędrnych krągłości¹⁾
- Masaż wibracyjny ujędrniający tkanki głębokie



2 programy masażu

Wodoodporność (IPX 5)

3 poziomy intensywności

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i po-
ziom naładowania akumulatora

Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie z akumulatora – czas pracy ok. 7 godz.²⁾

Czas ładowania 3,5 godz.

Automatyczne wyłączenie po 15 min

Nieślizgające się uchwyty z powierzchnią soft touch

4 powierzchnie zabiegowe: powierzchnia gładka, po-
wierzchnia z wypustkami, krawędź tępa i krawędź ostra

3-letnia gwarancja


Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125590031

Nr art.: 590.03





cellulite releaZer® compact



cellulite releaZer®

- Masaż antycellulitowy
- Zmniejsza cellulit – testowany klinicznie¹⁾
- Odczuwalny efekt gładkich, napiętych i jędrnych krągłości¹⁾
- Masaż wibracyjny ujędrniający tkanki głębokie



2 programy masażu

Wodoodporność (IPX 5)

3 poziomy intensywności

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i po-
ziom naładowania akumulatora

Poręczna rączka masujący (długość 40 cm)

Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie z akumulatora – czas pracy ok. 7 godz.²⁾

Czas ładowania 3,5 godz.

Automatyczne wyłączenie po 15 min

4 powierzchnie zabiegowe: powierzchnia gładka, po-
wierzchnia z wypustkami, krawędź tępa i krawędź ostra

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125590055

Nr art.: 590.05

FC 25



Szczotka do ciała

- Dokładne oczyszczanie zapewniające odczu-
walny efekt lśniącej i miękkiej skóry
- Z rękojeścią gwarantującą wygodne użytko-
wanie również na plecach
- 2 nakładki szczoteczkowe zapewniające
dokładne zastosowanie



Z dwustopniową rotacją

Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowa-
nia pod prysznicem i w wannie

2 stopnie prędkości

Możliwość zdjęcia nakładki szczoteczkowej
w celu ułatwienia czyszczenia

2 nakładki szczoteczkowe: do każdego typu
skóry i głęboko oczyszczającego peelingu

Zasilanie bateryjne

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125605117


Nr art.: 605.11

FC 55 Pureo Complete Cleansing



Szczotka do ciała

- Ze zdejmowanym uchwytem gwarantującym
wygodę użytkowania również na plecach
- Dokładne oczyszczanie zapewniające odczu-
walny efekt lśniącej i miękkiej skóry
- 2 nakładki szczoteczkowe zapewniające
dokładne zastosowanie
- Akumulator litowo-jonowy



Z dwustopniową rotacją

Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowa-
nia pod prysznicem i w wannie

2 stopnie prędkości

Lampka kontrolna wskazująca prędkość i po-
ziom naładowania akumulatora

Możliwość zdjęcia nakładki szczoteczkowej
w celu ułatwienia czyszczenia

2 nakładki szczoteczkowe: do każdego typu
skóry i głęboko oczyszczającego peelingu

Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie z akumulatora – czas pracy 60 min

Czas ładowania 2 godz.

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125605124

Nr art.: 605.12



Nakładka szczoteczkowa do FC 25 / FC 55
– do skóry normalnej



Nasadka szczoteczkowa – do skóry normalnej

- Do modeli FC 25 i FC 55

W zestawie nakładki szczoteczkowe do każde-
go typu skóry

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy co-
dziennym użytkowaniu)

W praktycznych blistrach do powieszenia

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125605148

Nr art.: 605.14



Nasadka szczoteczkowa do FC 25 / FC 55 –
eksfoliacja



Nasadka szczoteczkowa – eksfoliacja

- Do modeli FC 25 i FC 55

Jedna nakładka szczoteczkowa do peelingu
umożliwiająca delikatne usuwanie starego
naskórka

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy co-
dziennym użytkowaniu)

W praktycznych blistrach do powieszenia


Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125605155

Nr art.: 605.15

Twój rytuał pielęgnacyjny
dla czystej i świeżej cery.

Nowa **silikonowa szczoteczka do twarzy FC 52** firmy **Beurer** potrafi więcej! **Głębokie** oczyszczanie porów i **możliwość** **jednoczesnego włączenia funkcji masażu** dla gładkiej skóry twarzy i rumianej, zdrowej cery.



Silikonowa szczoteczka do twarzy FC 52 Laguna

Przyjazny materiał

Przyjazna dla skóry,
przyjemna w dotyku
silikonowa powierzchnia

Pielęgnacja twarzy 2 w 1

Głębokie oczyszczanie porów
i odprężający masaż
wibracyjny dla świeżego,
czystego wyglądu skóry

Podstawka

Łatwe przechowywanie



Do wszystkich typów skóry

Indywidualne zastosowanie

15 intensywności dla delikatnego
i intensywnego czyszczenia

Wodoodporna

Idealna także pod prysznic
lub w wannie



2 w 1


Głębokie oczyszczanie i masaż
Po głębokim oczyszczeniu skóra
lepiej wchłania produkty
pielęgnujące.

FC 45



Szczoteczka do twarzy

- 4 razy skuteczniejsza niż ręczne oczyszczanie¹⁾
- Do codziennej pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy
- 2-stopniowe obroty



Aksamitna w dotyku i zadbana cera

Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem i w wannie
2 stopnie prędkości
Oświetlony włącznik/wyłącznik wskazujący tryb pracy

Wskazanie stanu baterii w przypadku prawie wyczerpanych baterii
Pierścień do zawieszania zapewniający praktyczne przechowywanie
W zestawie miękka nasadka szczoteczkowa

Zasilanie bateryjne
W zestawie 2 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125605506
Nr art.: 605.50



Szczoteczka zapasowa do FC 45



Nasadka szczoteczkowa

- Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC 45

W zestawie nakładka z miękką szczoteczką

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy codziennym użytkowaniu)

W praktycznych blistrach do powieszenia


Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10
Nr EAN: 4211125605513
Nr art.: 605.51

FC 52 Laguna



Szczoteczka do twarzy

- Funkcja 2 w 1: głębokie oczyszczanie porów i masaż dla uzyskania gładkiej skóry twarzy
- 2 różne strefy zastosowania



Technologia wibracyjna: sprzyja uzyskaniu zadbanej, jednolitej cery i pobudza krążenie krwi

2 różne strefy zastosowania
Lampka kontrolna wskazująca poziom naładowania
Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem i w wannie
15 poziomów intensywności
Silikon przyjazny dla skóry
Do wszystkich typów skóry
Automatyczne wyłączenie po 15 min
Funkcja ładowania przez USB-C
Podstawka w zestawie

Akumulator litowo-jonowy
Zasilanie z akumulatora – czas pracy ok. 4 godz.
Czas ładowania: ok. 2 godz.

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125100193
Nr art.: 100.19





FC 95 Pureo Deep Cleansing



Szczoteczka do twarzy

- Aż o 6 razy dokładniejsze oczyszczanie niż oczyszczanie ręczne¹⁾
- Delikatne i dokładne oczyszczanie skóry twarzy zapewniające odczuwalny efekt delikatnej oraz promiennej skóry twarzy
- 4 nakładki zapewniające wszechstronne zastosowanie
- 2 rodzaje obrotów: koliste i oscylacyjne



2 rodzaje obrotów:
• Obroty koliste do szczególnie delikatnego oczyszczania
• Obroty oscylujące do dokładnego oczyszczenia zapewniającego efekt gładkiej i delikatnej skóry
Wodoodporność (IPX 7) – możliwość stosowania pod prysznicem i w wannie
3 stopnie prędkości
Podświetlany włącznik/wyłącznik
O ergonomicznym kształcie
Lampka kontrolna wskazująca prędkość
4 nasadki szczoteczkowe:
Regular – do każdego typu skóry
Sensitive – do skóry wrażliwej
Pore Deep – do głębokiego oczyszczania porów
Eksfoliacja – do głęboko oczyszczającego peelingu
W zestawie 60-sekundowy minutnik (3 x 20 s) do dokładnego odmierzenia czasu zabiegu, w zależności od oczyszczanego obszaru skóry
Akumulator litowo-jonowy
Zasilanie z akumulatora – czas pracy 30 min
Ładowarka – czas ładowania 6 godz.

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125605551
Nr art.: 605.55



Szczoteczka zapasowa do FC 95 – do skóry normalnej



Nasadka szczoteczkowa – do skóry normalnej

- Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC 95 Pureo Deep Cleansing

Dwie nakładki szczoteczkowe do różnych typów skóry

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy codziennym użytkowaniu)

Praktyczne opakowania blistrowe do powieszenia
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5
Nr EAN: 4211125605568
Nr art.: 605.56

Szczoteczka zapasowa do FC 95 – do skóry wrażliwej



Nasadka szczoteczkowa – do skóry wrażliwej

- Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC 95 Pureo Deep Cleansing

Dwie nakładki szczoteczkowe dla skóry wrażliwej

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy codziennym użytkowaniu)

Praktyczne opakowania blistrowe do powieszenia
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5
Nr EAN: 4211125605575
Nr art.: 605.57

Szczoteczka zapasowa do FC 95 – eksfoliacja



Nasadka szczoteczkowa – eksfoliacja

- Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC 95 Pureo Deep Cleansing

Dwie nakładki szczoteczkowe do peelingu umożliwiające delikatne usuwanie martwych komórek skórnych

Zalecana wymiana co 4 miesiące (przy codziennym użytkowaniu)

Praktyczne opakowania blistrowe do powieszenia
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5
Nr EAN: 4211125605582
Nr art.: 605.58

Szczoteczka zapasowa do FC 95 – Pore Deep



Nasadka szczoteczkowa – Pore Deep

- Do stosowania ze szczoteczką do twarzy FC 95 Pureo Deep Cleansing

Nasadka szczoteczkowa do głębokiego oczyszczania porów, zaprojektowana specjalnie dla skóry tłustej z rozszerzonymi porami

Zalecana wymiana co 6 miesięcy (przy codziennym użytkowaniu)

Praktyczne opakowania blistrowe do powieszenia
W komplecie praktyczny stojak ekspozycyjny


Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 6 x 5
Nr EAN: 4211125605599
Nr art.: 605.59

FS 60



Sauna do twarzy

- Kosmetyczna pielęgnacja twarzy 3 w 1, aromaterapia i inhalacja
- W zestawie nakładka parowa
- W zestawie nakładka aromatyczna



Otwiera pory i ułatwia oczyszczanie

Nawilża skórę

Nakładka sauny do twarzy umożliwia pielęgnację cery

Nakładka parowa do kojącej inhalacji

Pojemnik na olejek eteryczny

Lampka kontrolna

W zestawie miarka

Płynnie regulowany wylot pary

2 poziomy wydajności

120 W

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125605032

Nr art.: 605.03

FC 41



Oczyszczacz do porów

- Głębokie oczyszczanie porów dzięki technologii próżniowej
- Wielofunkcyjny dzięki 3 różnym końcówkom



Głębokie oczyszczanie porów dzięki technologii

próżniowej

Skutecznie zwalcza zanieczyszczenia skóry

i zapewnia zdrowy wygląd skóry twarzy

Nowoczesny design

Wyświetlacz LCD wskazujący poziom naładowania

baterii i poziom intensywności zabiegu

5 poziomów intensywności

3 wymienne końcówki w różnych rozmiarach

Do każdego typu skóry

Zawiera 10 filtrów wymiennych

Zestaw uzupełniający - filtry wymienne 10 szt. Nr art.: 164 083

Akumulator litowo-jonowy

Zasilanie z akumulatora - czas pracy ok. 90 min¹⁾

Czas ładowania: ok. 5 godz.

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125584177

Nr art.: 584.17

FC 76



Mikrodermabrazja

- Dzięki technologii wprost ze studia kosmetycznego skóra staje się gładka
- Podwójne działanie zapewnia odczuwalny efekt gładziej i młodszej skóry



Podwójne działanie:

- Peeling rewitalizujący delikatnie usuwa martwe komórki
- Pobudzający masaż podciśnieniowy poprawia krążenie i stymuluje odnowę komórkową

Wygoda i komfort użytkowania w domu

2 poziomy intensywności

Lampka kontrolna

3 wysokiej jakości końcówki z powłoką szafirową umożliwiające delikatny i efektywny peeling: drobna końcówka, szorstka końcówka i precyzyjna końcówka

Zawiera 20 filtrów wymiennych

Zestaw uzupełniający - filtry wymienne 10 szt. Nr art.: 163 660

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4

Nr EAN: 4211125606589

Nr art.: 606.58

FC 100 Pureo Derma Peel



Mikrodermabrazja

- Profesjonalny peeling skóry twarzy w domu
- Dzięki technologii wprost ze studia kosmetycznego skóra staje się gładka
- Podwójne działanie zapewnia odczuwalny efekt gładziej i młodszej skóry



Podwójne działanie:

- Peeling rewitalizujący delikatnie usuwa martwe komórki
- Pobudzający masaż podciśnieniowy poprawia krążenie i stymuluje odnowę komórkową

Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania w domu

5 poziomów intensywności umożliwiających

indywidualne dostosowanie do typu skóry

Podświetlany przycisk otwierający

Lampka kontrolna

3 wysokiej jakości końcówki z powłoką szafirową umożliwiające delikatny i efektywny peeling: drobna końcówka, szorstka końcówka i precyzyjna końcówka

Zawiera 20 filtrów wymiennych

Dodatkowo dostępne filtry wymienne 20 szt. Nr art.: 163 546

Zintegrowane lustro

Zasilanie sieciowe

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125606671

Nr art.: 606.67


Informacje o produkcie Urządzenia do mikrodermabrazji

Mikrodermabrazja – widocznie odmładza i wygładza skórę.




Dzięki delikatnemu peelingowi urządzenia do mikrodermabrazji mogą **poprawić strukturę skóry** i jednocześnie **stymulować odnowę komórkową**. Dzięki temu **skóra staje się gładka i czystsza, a widoczne efekty oddziaływania czynników atmosferycznych lub kosmetyków do makijażu są zredukowane**.

Urządzenia do mikrodermabrazji firmy Beurer usuwają stary naskórek poprzez peeling rewitalizujący oraz **wspomagają krążenie krwi i odnowę komórek poprzez masaż podciśnieniowy**. Dzięki pięciu poziomom intensywności można je indywidualnie dopasować do kondycji skóry.



Peeling rewitalizujący



Aktywujący masaż podciśnieniowy

Różne końcówki są dostosowane do potrzeb poszczególnych partii skóry.

Drobnoziarnista powłoka szafirowa do skóry wrażliwej, szorstka powłoka szafirowa do intensywnego peelingu problematycznych obszarów lub nakładka precyzyjna do małych powierzchni, np. w obszarze nosa.

BS 45



- Podświetlane lusterko kosmetyczne**
- Z czujnikiem dotykowym
 - Płynna funkcja ściemniania
 - Z praktycznym pudełkiem do przechowywania
 - Z dodatkowym lusterkiem magnetycznym o 5-krotnym powiększeniu



Jasne podświetlenie z 28 diodami LED
Duża powierzchnia lusterka bez powiększenia
Średnica powierzchni lusterka: 17,5 cm
Dodatkowy włącznik/wyłącznik
Płynna regulacja natężenia światła
Automatyczne wyłączenie po 15 min

Zasilanie bateryjne
W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125584047
Nr art.: 584.04

BS 49



- Podświetlane lusterko kosmetyczne**
- W matowej bieli
 - 12 diod LED



Chromowanie wysokiej jakości
Jasne podświetlenie z 12 diodami LED
2 obracane powierzchnie lustrzane
Normalne / z 5-krotnym powiększeniem
Średnica powierzchni lusterka: 11 cm


Zasilanie bateryjne
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125584016
Nr art.: 584.01

BS 55



- Podświetlane lusterko kosmetyczne**
- Z czujnikiem dotykowym
 - Płynna funkcja ściemniania
 - 18 diod LED



Chromowanie wysokiej jakości
Jasne podświetlenie z 18 diodami LED
2 obracane powierzchnie lustrzane
Normalne / z 7-krotnym powiększeniem
Średnica powierzchni lusterka: 13 cm
Płynna regulacja natężenia światła
Automatyczne wyłączenie po 15 min


Zasilanie bateryjne
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125654863
Nr art.: 654.86

BS 59



- Podświetlane lusterko kosmetyczne**
- 2 w 1: lusterko do zawieszenia na ścianie i stojące
 - Łatwy montaż na ścianie, możliwość zdjęcia lusterka
 - 12 diod LED



Chromowanie wysokiej jakości
Jasne podświetlenie z 12 diodami LED
2 obracane powierzchnie lustrzane
Normalne / z 5-krotnym powiększeniem
Średnica powierzchni lusterka: 11 cm
Śruby do łatwego montażu na ścianie

Zasilanie bateryjne
W zestawie 4 baterie 1,5 V AAA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 2 x 4
Nr EAN: 4211125584108
Nr art.: 584.10

BS 89



- Podświetlane lusterko kosmetyczne**
- Do łatwego mocowania na ścianie
 - Wyjątkowo jasne podświetlenie dzięki 36 diodom LED
 - Funkcja 3-stopniowego ściemniania



Chromowanie wysokiej jakości
Wyjątkowo jasne podświetlenie dzięki 36 diodom LED
5-krotne powiększenie
Powierzchnia lusterka: 16 x 16 cm
Śruby do łatwego montażu na ścianie
Regulowana intensywność światła (3 stopnie)
Automatyczne wyłączenie po 10 min

Zasilanie bateryjne
W zestawie 3 baterie 1,5 V AA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 2 x 3
Nr EAN: 4211125585136
Nr art.: 585.13



Doskonale ułożone i zadbane włosy
jak z profesjonalnego salonu.

Nie musisz być profesjonalnie zajmować się stylizacją włosów, aby ułożyć fantastyczne loki. Dzięki specjalnemu okienku w automatycznej lokówce HT 75 widzisz dokładnie, jak układają się Twoje loki. 4-krotna emisja jonów nada Twoim włosom wyjątkowy połysk.



Automatyczna lokówka HT 75



Automatyczne wciąganie włosów

Wybrane kosmyki włosów są skręcane, owijając się automatycznie wokół płytki grzewczej – piękne loki za naciśnięciem jednego przycisku

Dynamika

Ty wyznaczasz kierunek: 2 kierunki loków do wyboru

Smart Timer

Gdy loki są gotowe, rozlega się sygnał dźwiękowy

Łagodna dla włosów

Płytki grzewcze z powłoką ceramiczno-turmalinową

Intensywność

Do wyboru 3 ustawienia temperatury

Przegub obrotowy 360°

Łatwe zastosowanie bez skręcania kabla



TY JESTEŚ PROFESJONALISTKĄ

Dzięki pionowemu uchwytowi automatyczna lokówka świetnie leży w dłoni i jest bardzo łatwa w obsłudze.



Wyjątkowo lekkie, mocne i delikatne –
idealne narzędzie do stylizacji włosów na co dzień.

Suszarka do włosów HC 100 Excellence
o **dużej mocy** umożliwia szybkie i delikatne
suszenie włosów. **Profesjonalna technologia**
firmy Beurer – optymalna pielęgnacja dla
każdej struktury włosów.



StylePro

Suszarka do włosów HC 100 Excellence



Power inside

Cyfrowy silnik osusza
delikatnie i skutecznie

Funkcja
jonizacji

Dla lśniących, miękkich włosów

Funkcja Memory

Zapamiętuje temperaturę i ustawienie wentylatora

Dyfuzor

Większa objętość i delikatne
suszenie loków



Wskaźnik automatycznego
czyszczenia filtra

Migająca dioda LED wskazuje,
kiedy należy wyczyścić
wyjmowany filtr

Oczko do zawieszania i bardzo
długi kabel (2,80 m)

Zapewniają optymalną obsługę
i praktyczne przechowywanie



ŁATWOŚĆ UŻYCIA


Jeśli chcesz uzyskać większą
objętość i wypełnienie, dyfuzor
objętości można łatwo
zamocować na magnesie.

HC 17



Składana kompaktowa suszarka do włosów

- Oszczędność miejsca dzięki składanemu uchwytyowi
- Moc 1300 W



HC 25



Turystyczna suszarka do włosów

- Do stosowania na całym świecie
- Zintegrowana funkcja jonizacji
- Moc 1600 W



HC 35



Kompaktowa suszarka do włosów

- Nowoczesny design – w kompaktowych rozmiarach
- Wskaźnik LED do regulacji nadmuchu i temperatury
- Praktyczne etui do przechowywania
- Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów




HC 50



Suszarka do włosów

- Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną stylizację i nadająca włosom połysk
- Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk
- Moc 2200 W




HC 55



Suszarka do włosów

- Funkcja wciągania kabla – kabel szybko i łatwo chowa się w suszarce do włosów
- Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów
- Moc 2000 W






HC 60



Suszarka do włosów

- Maksymalna oszczędność energii i komfort użytkowania
- Czujnik dotykowy – suszarka do włosów automatycznie się włącza i wyłącza za dotknięciem
- Technologia ECO – zużycie 1400 W przy efekcie 2000 W



2 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

2 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

3 poziomy grzania
3 stopnie nadmuchu

3 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

3 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

3 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Funkcja wciągania kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Ergonomiczny składany uchwyt: kompaktowy i poręczny

Ergonomiczny składany uchwyt: kompaktowy i poręczny
Zdemontowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie

Zdemontowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie

Zdemontowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie

Zdemontowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie

Zdemontowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie

Profesjonalna wąska dysza

Profesjonalna wąska dysza

Profesjonalna wąska dysza

Profesjonalna wąska dysza

Profesjonalna wąska dysza

Profesjonalna wąska dysza

Dyfuzor

Powierzchnia soft touch

Powierzchnia soft touch

Powierzchnia soft touch

Powierzchnia soft touch

Powierzchnia soft touch

Maks. 2200 W

Maks. 1200/1600 W

Maks. 2000 W

Maks. 2200 W

Maks. 2000 W

Maks. 1400 W (efekt: 2000 W)

220–240 V

Przełącznik napięcia 110–120/220–240 V umożliwia korzystanie na całym świecie

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125100728

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591137

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125593926

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591144

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125586218

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591328

Nr art.: 100.72

Nr art.: 591.13

Nr art.: 593.92

Nr art.: 591.14

Nr art.: 586.21


Nr art.: 591.32



HC 80



- Suszarka do włosów**
- Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną stylizację i nadająca włosom połysk
 - Profesjonalny silnik AC gwarantujący największą moc i trwałość
 - Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk
 - Moc 2200 W



2200 watts

2 attachments

ion technology

soft touch surface

protection function

reddot award 2016 winner

3 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury z możliwością zablokowania
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Zdemowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie
Profesjonalna wąska dysza
Dyfuzor
Silnik AC
Powierzchnia soft touch
Maks. 2200 W
220–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591151
Nr art.: 591.15

HC 35 Ocean



- Kompaktowa suszarka do włosów**
- Nowoczesny design – w kompaktowych rozmiarach
 - Wskaźnik LED do regulacji nadmuchu i temperatury
 - Praktyczne etui do przechowywania
 - Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów



2000 watts

ion technology

narrow professional nozzle

soft touch surface

3 poziomy grzania
3 stopnie nadmuchu

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Zdemowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie
Profesjonalna wąska dysza

Powierzchnia soft touch
Maks. 2000 W
220–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125594183
Nr art.: 594.18

HC 45 Ocean



- Szczotko-suszarka zwiększająca objętość włosów 2 w 1**
- Suszenie i stylizacja w jednym kroku
 - Owalny kształt nadaje objętość bezpośrednio przy nasadzie włosów
 - Ceramiczna głowica szczotkowa z powłoką ceramiczno-keratynową dla błyszczących włosów
 - Zintegrowana funkcja jonizacji
 - Moc 1000 W



1000 watts

ion technology

soft touch surface

2 poziomy grzania
2 stopnie nadmuchu

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Powierzchnia soft touch
Maks. 1000 W
220–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 421112594206
Nr art.: 594.20

HC 100 Excellence



- Suszarka do włosów High Speed**
- Szybkie suszenie i precyzyjna stylizacja dzięki wydajnemu cyfrowemu silnikowi
 - Stabilne i lekkie urządzenie (360 g – mierzone bez kabla) z poliwęglanu
 - Specjalny elastyczny kabel o salonowej długości 2,80 m



1700 watts

2 attachments

ion technology

ultra light weight

4 poziomy grzania
4 stopnie nadmuchu

Zimny nadmuch do utrwalania fryzury
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Wbudowana funkcja pamięci – zapamiętuje temperaturę i ustawienie wentylatora
Wskaźnik automatycznego czyszczenia filtra
Zdemowany filtr bezpieczeństwa ułatwiający czyszczenie
Wąska magnetyczna dysza profesjonalna
Magnetyczny dołączany dyfuzor do nadawania objętości
Cyfrowy silnik

Maks. 1700 W
220–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125100834
Nr art.: 100.83

Informacje o produkcie HC 100 Excellence

Wydajny, lekki i bardzo elastyczny kabel o salonowej długości.

Nowa innowacyjna technologia zapewnia zupełnie **nowe wrażenia podczas stylizacji**. Dzięki **ukierunkowanemu i silnemu przepływowi powietrza włosy są suszone szybko i delikatnie**.

Wyjątkowo **lekka obudowa z poliwęglanu** oraz kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja **to dodatkowe zalety suszarki**. W celu uzyskania jeszcze większej elastyczności dodano funkcję jonizacji.



Akcesoria – 7-milimetrowa profesjonalna, wąska dysza i dyfuzor – można nakładać na suszarkę do włosów za pomocą magnesu. Dzięki temu w mgnieniu oka wymienisz nasadkę. Aby wszystkie akcesoria były poręczne schowane, do zakupu dołączona jest **estetyczna torebka do przechowywania**.




StylePro

HS 15



Prostownica do włosów

- Powłoka ceramiczno-keratynowa umożliwiająca wyjątkowo delikatne prostowanie



Jeden poziom temperatury 210°C

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport

32 W
100–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125100742
Nr art.: 100.74

HS 20



Bezprzewodowa prostownica do włosów

- Zasilanie z akumulatora bez kabla – idealnie sprawdza się w podróży
- Płytki grzejące z powłoką ceramiczno-turmalinową chroniącą włosy



Trzystopniowe ustawienia temperatury (160°C, 180°C, 200°C) umożliwiające indywidualne dostosowanie do typu włosów
Poręczna obsługa przy pomocy jednego przycisku

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Wyświetlacz temperatury LED
Wskaźnik gotowości do pracy
Bezprzewodowa praca przez 30 min
Czas ładowania: 2 godz.

Wskaźnik ładowania
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 30 min
W zestawie 1 kabel mini-USB

Akumulator litowo-jonowy

W zestawie termoodporna nasadka
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125593315
Nr art.: 593.31




HS 30



Prostownica do włosów

- Powłoka ceramiczno-turmalinowa umożliwiająca wyjątkowo delikatne prostowanie
- Zaokrąglone płytki pozwalające uzyskać efekt gładkich lub pofalowanych włosów



Regulacja temperatury (100–200°C) umożliwiająca dostosowanie do każdego typu włosów
Poręczna obsługa przy pomocy jednego przycisku

Płytki grzewcze z mechanizmem sprężynowym zapewniają najlepsze wyniki już po jednym przeciągnięciu prostownicą

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy
Kontrolka LED informująca o gotowości do pracy
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport
Zaokrąglone płytki umożliwiające układanie fal i loków

Powierzchnia soft touch
45 W
100–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591120
Nr art.: 591.12

HS 50 Ocean



Prostownica do włosów

- Wielopoziomowa kontrola temperatury z wyświetlaczem LED
- Powłoka ceramiczno-keratynowa umożliwiająca wyjątkowo delikatne prostowanie
- Sprężynujące płytki grzejące – zapewniają wygodne użytkowanie bez nieprzyjemnego ciągnięcia



Ustawienia temperatury (120–220°C) umożliwiające dostosowanie do typu włosów

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy

Wyświetlacz LED
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport
Blokada przycisków – do ustawiania stałej temperatury

Powierzchnia soft touch
42–52 W
100–240 V


3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125594008
Nr art.: 594.00

HS 80



Prostownica do włosów

- Funkcja Triple Ionic – technologia 3-stopniowej jonizacji umożliwiająca indywidualną stylizację i nadająca włosom połysk
- Powłoka tytanowa chroniąca włosy
- Wyświetlacz LED Magic – widoczny tylko podczas użytkowania
- Funkcja ochronna pielęgnuje włosy i pozwala zachować naturalny połysk



Ustawienia temperatury (120–220°C) umożliwiające dostosowanie do typu włosów

Funkcja pamięci – do zapisu ustawień temperatury

Sprężynujące płytki grzejące – zapewniają wygodne użytkowanie bez nieprzyjemnego ciągnięcia

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy
Wyświetlacz LED
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport
Blokada przycisków – do ustawiania stałej temperatury

45 W
220–240 V
W zestawie termoodporna torebka do przechowywania

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591007
Nr art.: 591.00




HS 100



Prostownica do włosów High Speed

- Gotowość do użycia w 12 sekund
- Wskazówka o gotowości do pracy za pomocą sygnału dźwiękowego
- Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
- Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów
- Z praktyczną torebką do przechowywania



Ustawienia temperatury (120–220°C) umożliwiające dostosowanie do typu włosów

Sprężynujące płytki grzejące – zapewniają wygodne użytkowanie bez nieprzyjemnego ciągnięcia

Wyświetlacz LED
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla

Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie i transport
Blokada przycisków – do ustawiania stałej temperatury


Powierzchnia soft touch
45 W
220–240 V

Z praktyczną torebką do przechowywania
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125594169
Nr art.: 594.16

HS 60



- Szczotka prostująca
- Gładkie włosy już po jednym pociągnięciu szczotką
 - Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
 - Zintegrowana funkcja jonizacji dająca efekt gładkich, błyszczących włosów
 - Moc 45 W



Ustawienia temperatury (120–200°C) umożliwiające dostosowanie do typu włosów

Szybkie nagrzewanie – natychmiastowa gotowość do pracy
Wyświetlacz LED
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla
Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie

Blokada przycisków – do ustawienia temperatury

Powierzchnia soft touch
45 W
100–240 V

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591106
Nr art.: 591.10



HT 10



- Szczotka jonizująca do włosów
- Z dodatkową funkcją jonizacji dającą efekt gładkich, błyszczących włosów
 - Łatwo i delikatnie rozczesuje włosy



Włączana funkcja jonizacji

Wskaźnik pracy

Zasilanie bateryjne
Powierzchnia soft touch
W zestawie baterie (2 x AAA)

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125591076
Nr art.: 591.07



HT 22



- Urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów
- Szybko i skutecznie usuwa rozdwojone końcówki – bez utraty długości
 - Dla zdrowych i lśniących włosów bez wizyty u fryzjera
 - Bezprzewodowa obsługa – 2 godz. pracy
 - W zestawie kabel USB i pędzelek do czyszczenia



Czas ładowania baterii 3 godz.
Komora na odcięte włosy
Poręczna obsługa przy pomocy jednego przycisku

Wyświetlacz LED

Blokada transportowa ułatwiająca przechowywanie i transport

W zestawie kabel USB i pędzelek do czyszczenia
Akumulator litowo-jonowy

Wskaźnik ładowania



3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125581329
Nr art.: 581.32

Informacje o produkcie HT 22

Sekret jedwabiste gładkich włosów – szybkie i skuteczne usuwanie rozdwojonych końcówek.



Proste i bezpieczne stosowanie – HT 22 – urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów odcina odstające, uszkodzone końcówki włosów, nie uszkadzając zdrowych włosów. **Bez utraty długości – zdrowe, lśniące włosy bez wizyty u fryzjera.**



1. Delikatnie przesunąć urządzenie do obcinania rozdwojonych końcówek włosów po włosach z rozdwojonymi końcówkami
2. Najdrobniejsze wystające włoski są precyzyjnie odcinane
3. Odcięte włoski są zbierane w zintegrowanym pojemniku zbiorczym

IDEALNE RÓWNIEŻ W PODRÓŻY:

- Zastosowanie bezprzewodowe
- Wydajny akumulator litowo-jonowy
- Blokada transportowa
- W zestawie kabel USB





StylePro

HT 65



Falownica do włosów

- 4 style w 1 – Beach Waves, naturalne fale, Mermaid Waves, klasyczna fala
- Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
- Zimna końcówka do bezpiecznej stylizacji



- Urządzenie do 4 różnych stylizacji loków
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Indywidualne ustawienia temperatury 160–210°C
- Automatyczne wyłączenie po 30 min
- Blokada przycisków – do ustawiania temperatury
- Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla
- Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
- Ergonomiczny uchwyt
- Powierzchnia soft touch
- 120 W
- 220–240 V
- 3-letnia gwarancja
- Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
- Nr EAN: 4211125594237
- Nr art.: 594.23

Informacje o produkcie HT 65

Romantyczne, letnie lub w stylu glamour – szykowne loki w domu.

Ciesz się nowymi stylizacjami – falownica HT 65 wyczaruje modne fryzury dostosowane do okazji. Znajdź inspirację i idealny look dla siebie.



1. **Naturalne fale i Mermaid Waves:** na weekendową imprezę.
2. **Beach Waves:** doskonała stylizacja na co dzień.
3. **Klasyczna fala:** na wyjątkowe okazje.



HT 75



Automatyczna lokówka

- Łatwe, piękne loki bez szkolenia dla stylistów
- Bezpieczna stylizacja dzięki otwartej komorze lokówki
- 4-krotna emisja jonów nadaje włosom wyjątkowy połysk




- Audio Smart Timer
- 3 poziomy temperatury (170°C, 190°C, 210°C)
- Automatyczne wyłączenie po 30 min
- Powłoka ceramiczno-turmalinowa
- Łatwe zastosowanie dzięki niewielkiej masie
- 2 kierunki loków do ustawienia
- Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla
- Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
- Pionowy uchwyt ułatwiający obsługę
- 45 W
- 100–240 V
- 3-letnia gwarancja
- Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
- Nr EAN: 4211125101947
- Nr art.: 101.94

Informacje o produkcie HT 75

Stylizacja loków jeszcze nigdy nie była tak łatwa.

Jaki jest sekret włosów pięknych w mgnieniu oka? Zastosowanie jest tak proste, że nawet zupełni amatorzy mogą osiągnąć fantastyczne rezultaty. **Przekonaj się!**





- Dzięki **automatycznemu wciąganiu włosów** można wyczarować piękne loki
- Minimalny wysiłek, maksymalny efekt – burza loków, w której się zakochasz!
- Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla
- Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
- Powierzchnia soft touch
- Maks. 1000 W
- 220–240 V
- 3-letnia gwarancja
- Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
- Nr EAN: 4211125591199
- Nr art.: 591.19

HT 80



Obrotowa podgrzewana szczotka

- Automatyczne obroty zapewniające łatwe modelowanie włosów w niezwykle krótkim czasie
- Nadaje objętość i zapewnia gładkie fale
- Powłoka ceramiczna chroniąca włosy
- Moc 1000 W
- Zintegrowana funkcja jonizacji




- 2 wymienne końcówki:
 - Szczotka termiczna¹⁾: objętość i vitalność
 - Szczotka do loków¹⁾: miękkie, gładkie loki i fale
- 2 stopnie grzania i nadmuchu
- Zimny nadmuch do utrwalania fryzury
- Przegub obrotowy 360° – komfortowe stosowanie bez skręcania się kabla
- Uchwyt do zawieszenia – łatwe przechowywanie
- Powierzchnia soft touch
- Maks. 1000 W
- 220–240 V
- 3-letnia gwarancja
- Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
- Nr EAN: 4211125591199
- Nr art.: 591.19

¹⁾ Powłoka ceramiczna

Dzięki ukierunkowanemu masażowi punktowemu łatwo i przyjemnie złagodzisz ból mięśni.

Regeneruje mięśnie i tkanki oraz wyraźnie redukuje napięcie. Ukierunkowany masaż mięśni aktywuje i regeneruje obciążone obszary ciała w prosty i skuteczny sposób.

Pistolet do masażu **Massage Gun MG 79 Sensitive** firmy Beurer został opracowany specjalnie **do wrażliwych obszarów** i oferuje trzy poziomy intensywności.



Pistolet do masażu
MG 79 Massage Gun Sensitive

Ukierunkowany masaż punktowy

Do wszystkich partii mięśni
od stóp do głów

**Indywidualne
zastosowanie**

3 różne końcówki masujące



Lekki i kompaktowy

Ergonomiczna
konstrukcja, niewielki
rozmiar, łatwa obsługa

Intensywność

3 poziomy
intensywności

Podświetlenie LED

Wskaźnik poziomu
naładowania baterii
i wybranego trybu



**ŁATWE PRZECHO-
WYWANIE**

Dzięki praktycznemu worecz-
kowi do przechowywania
Massage Gun zawsze będzie
gotowy do użycia.

MG 185 Massage Gun – indywidualne zastosowanie po treningu lub w przerwie.



Łatwość użytkowania

PhysioLine marki Beurer oferuje specjalistyczne urządzenia do szczególnie obciążonych partii ciała oraz punktowej regeneracji mięśni i ścięgien.



5 końcówek masujących

Do indywidualnego zastosowania w różnych partiach ciała



Wyświetlacz dotykowy LED

Ułatwiający obsługę

Intensywność

9 stopni intensywności, 3 programy masażu

Ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgowym uchwytem

Pudełko umożliwiające praktyczne przechowywanie



Prewencja, punktowe łagodzenie bólu i regeneracja w domu.

Massage Guns



MG 185
Massage Gun

- masaż mięśni
- ukierunkowany masaż punktowy
- rozluźnianie napięć



MG 180
Massage Gun

- masaż mięśni
- ukierunkowany masaż punktowy
- aktywacja i regeneracja



MG 99
Massage Gun Compact

- masaż mięśni
- ukierunkowany masaż punktowy
- wzmocnienie i regeneracja



MG 79
Massage Gun Sensitive

- delikatny punktowy masaż
- wszystkie części ciała

Nowość
11/2023

Masaż całego ciała



MG 35
Deep Roll

- masaż wibracyjny
- wzmocnienie tkanki mięśniowej i powięziowej



MG 10
Piłka do masażu

- ukierunkowany masaż punktowy napiętych partii mięśniowych

Nogi i stopy



FM 150
Urządzenie do treningu żył

Terapia uciskowa dla zmęczonych nóg



FM 150 Pro
Urządzenie do treningu żył

Z mankietami na uda



FM 200
Achillomed®

Łagodzi problemy ze ścięgnem Achillesa

Trenażer pozycji



PC 100 Trenażer pozycji
PostureControl

Trenażer pozycji: Dla zdrowia pleców



EM 22 Muscle Booster

Pad EMS do zastosowania na brzuchu, ramionach i nogach



EM 95 Bluetooth®

Pad EMS do zastosowania na brzuchu, ramionach i nogach

MG 180 Massage Gun



Masażer mięśni

- Punktowy masaż mięśni do aktywacji i regeneracji
- 4 poziomy intensywności, do 3200 impulsów na minutę
- 6 nasadek masujących do różnych obszarów zastosowania



4 poziomy intensywności
Poziom intensywności 1: 1200 obr./min lub 20 Hz ¹⁾
Poziom intensywności 2: 1800 obr./min lub 30 Hz ¹⁾
Poziom intensywności 3: 2400 obr./min lub 40 Hz ¹⁾
Poziom intensywności 4: do 3200 obr./min lub 53 Hz ¹⁾
6 końcówek masujących
Diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora i wybrany tryb
Automatyczne wyłączenie po około 15 min
Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 3 godz. użytkowania
Ergonomiczny uchwyt ułatwiający obsługę
Zasilanie z akumulatora
26 W
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125644239
Nr art.: 644.23

MG 185 Massage Gun



Masażer mięśni

- Intensywny i kjący masaż punktowy rozluźniający napięcie.
- Wyświetlacz dotykowy LED ułatwiający obsługę
- 5 nasadek masujących do indywidualnego masażu po aktywności sportowej, po pracy w biurze lub według potrzeb



9 stopni intensywności, 3 programy masażu
Poziom intensywności 1: 1200 obr./min lub 20 Hz
Poziom intensywności 2: 1400 obr./min lub 23,3 Hz
Poziom intensywności 3: 1600 obr./min lub 26,6 Hz
Poziom intensywności 4: 1800 obr./min lub 30 Hz
Poziom intensywności 5: 2000 obr./min lub 33,3 Hz
Poziom intensywności 6: 2200 obr./min lub 36,6 Hz
Poziom intensywności 7: 2400 obr./min lub 40 Hz
Poziom intensywności 8: 2600 obr./min lub 43,3 Hz
Poziom intensywności 9: 3000 obr./min lub 50 Hz
5 końcówek masujących
Wyjątkowo ergonomiczny z antypoślizgowym uchwytem
Wyświetlacz dotykowy LED ułatwiający obsługę
Oświetlenie LED wskazujące poziom naładowania baterii
Automatyczne wyłączenie po około 15 min
Czas pracy: ok. 5,5 godz., czas ładowania: ok. 3 godz.
Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 5,5 godz. użytkowania
Pudełko umożliwiające praktyczne przechowywanie
W zestawie zasilacz sieciowy
18 W
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125645335
Nr art.: 645.33

MG 99 Massage Gun Compact



Masażer mięśni

- Wzmacnianie i regeneracja – prosto i szybko
- Kompaktowa, konstrukcja
- 4 końcówki masujące do indywidualnego masażu w domu i w podróży



5 poziomów intensywności
Poziom intensywności 1: ok. 1800 obr./min lub 30 Hz
Poziom intensywności 2: ok. 2100 obr./min lub 35 Hz
Poziom intensywności 3: ok. 2400 obr./min lub 40 Hz
Poziom intensywności 4: ok. 2700 obr./min lub 45 Hz
Poziom intensywności 5: ok. 3000 obr./min lub 50 Hz
4 końcówki masujące
Lekki i kompaktowy
Diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora i wybrany tryb
Automatyczne wyłączenie po około 10 min
Czas pracy: ok. 5 godz., czas ładowania: ok. 3 godz.
Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 5 godz. użytkowania
Wszechstronne zastosowanie – w domu i w podróży
W zestawie zasilacz sieciowy
10 W
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125650032
Nr art.: 650.03

MG 79 Massage Gun Sensitive



Masażer mięśni

- Delikatny punktowy masaż wszystkich partii mięśni od stóp do głów
- Lekka i poręczna konstrukcja zapewniająca wygodną obsługę
- 3 nasadki masujące do indywidualnego zastosowania




3 poziomy intensywności
Poziom intensywności 1: ok. 1700 obr./min lub 28.3 Hz
Poziom intensywności 2: ok. 2450 obr./min lub 40.8 Hz
Poziom intensywności 3: ok. 3200 obr./min lub 53.3 Hz
3 końcówki masujące
Lekki i kompaktowy
Diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora i wybrany tryb
Automatyczne wyłączenie po około 10 min
Czas pracy: ok. 3 godz., czas ładowania: ok. 1,5 godz.
Wydajna bateria litowo-jonowa zapewniająca do 3 godz. użytkowania
Praktyczne etui do przechowywania
5 W
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125102180
Nr art.: 102.18

MG 10



Piłka do masażu z wibracjami

- Punktowy masaż napiętych partii mięśni
- Rozluźnia zbite i stwardniałe partie mięśniowe
- Mała i poręczna – doskonale sprawdza się w podróży



Piłka do masażu z wibracjami do ukierunkowanego masażu punktowego
2 poziomy intensywności
Służy do uaktywniania i regeneracji napiętych partii mięśni
Ergonomiczny kształt
Łatwa do czyszczenia powierzchnia
Średnica ok. 8 cm
Do używania w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej
Przyjemna i głęboko działająca powierzchnia soft touch
W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 4 x 8
Nr EAN: 4211125648145
Nr art.: 648.14

MG 35 Deep Roll



Rolka do masażu z wibracjami

- Wspomaga regenerację i wzmacnianie różnych grup mięśni
- Głębokie działanie dzięki specjalnej strukturze
- 3 poziomy intensywności plus tryb masażu



Rolka do masażu z wibracjami
3 poziomy intensywności
Tryb do intensywnego masażu
3 obrotowe zespoły wałków umożliwiają różne zastosowania
Ok. 16 cm długości
Wskaźniki LED poziomu naładowania baterii i wybranego trybu
Automatyczne wyłączenie po 15 min
Akumulator litowo-jonowy
Przyjemna i głęboko działająca powierzchnia soft touch
Kabel USB do ładowania w zestawie
3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125645502
Nr art.: 645.50

FM 150



- Urządzenia do treningu żył
- Rewitalizujący masaż kompresyjny
 - Poprawia krążenie żyłne
 - Pobudza krążenie oraz przynosi ulgę ciężkim i zmęczonym nogom
 - Zmniejsza napięcie
 - Zapobiega powstawaniu żylaków i pajączków



Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych zwiększających i zmniejszających swoją objętość

Płynnie regulowana intensywność masażu

Naprzemienne pompowanie mankietów na nogi

Z przyciskiem bezpieczeństwa STOP

Z funkcją odpompowania – do szybkiego opróżniania poduszek powietrznych

Z funkcją minutnika 10/20/30 min

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Wszechstronne zastosowanie – w domu i podróży

Indywidualne dopasowanie mankietów na nogi za pomocą zapięć na rzepy

Możliwość zasilania sieciowego i/lub bateryjnego

Wyrób medyczny

W zestawie torebka do przechowywania

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

3 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643256

Nr art.: 643.25

FM 150 Pro



- Urządzenia do treningu żył
- Rewitalizujący masaż kompresyjny
 - Z mankietami na uda
 - Poprawia krążenie żyłne
 - Pobudza krążenie oraz przynosi ulgę ciężkim i zmęczonym nogom
 - Zmniejsza napięcie
 - Zapobiega powstawaniu żylaków i pajączków



Masaż z zastosowaniem poduszek powietrznych zwiększających i zmniejszających swoją objętość

Płynnie regulowana intensywność masażu

Naprzemienne pompowanie mankietów na nogi

Z przyciskiem bezpieczeństwa STOP

Z funkcją odpompowania – do szybkiego opróżnienia poduszek powietrznych

Z funkcją minutnika 10/20/30 min

Łatwa obsługa za pomocą pilota

Wszechstronne zastosowanie – w domu i podróży

Indywidualne dopasowanie wszystkich 4 mankietów za pomocą zapięć na rzepy

Możliwość zasilania sieciowego i/lub bateryjnego

Wyrób medyczny

W zestawie torebka do przechowywania

W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

3 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125643270

Nr art.: 643.27

PC 100



- Trenażer pozycji PostureControl
- Trenażer pozycji można łatwo przymocować do odzieży
 - Koryguje wady postawy
 - Dynamiczna i aktywna postura



Korekcja wady postawy

Zapobieganie bólom pleców

Proste zakładanie na ubranie

Łagodny sygnał wibracyjny przy zbyt długo niezmienianej pozycji siedzącej

Zalecany przez fizjoterapeutów i lekarzy

Wygodna i łatwa obsługa za pomocą darmowej aplikacji „8sense”

Zasilanie z akumulatora, czas ładowania około 2 godz.

Wskaźnik akumulatora i stanu naładowania

Wykorzystanie w pełnym zakresie tylko z bezpłatną aplikacją „8Sense”.

0,5 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 8 Karton transportowy: 6 x 8


Nr EAN: 4211125639501

Nr art.: 639.50

FM 200 Achillomed®



- Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa
- Łagodzi problemy ze ścięgnem Achillesa
 - Kojący i pobudzający ciśnienie krwi masaż ścięgna Achillesa
 - 6 obracających się głowic masujących



Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa z obrotowymi głowicami masującymi

6 obracających się głowic masujących

2 prędkości masażu

Regulacja wysokości i rozstawu

Możliwość wyboru 2 kierunków masażu

Zdemowane głowice masujące dla łatwego czyszczenia

Podświetlany wskaźnik LED trybu pracy wskazujący ustawienia masażu

Automatyczne wyłączenie

Zasilanie sieciowe

15 W

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125649333

Nr art.: 649.33

Informacje o produkcie FM 200

Złagodzenie dolegliwości i regeneracja po zajęciach sportowych

Urządzenie do masażu ścięgna Achillesa Achillomed FM 200 zostało opracowane specjalnie w celu łagodzenia problemów ze ścięgnem Achillesa. Sześć obracających się głowic masujących służy do stymulacji ukrwienia w obszarze ścięgna Achillesa.



Profesjonalna rekomendacja:

Również Angelique Kerber, odnosząca sukcesy ikona tenisa, jest przekonana o głębokiej regeneracji ścięgien Achillesa dzięki FM 200 Achillomed®.

EM 22 Muscle Booster



- Pady EMS**
- Pad do elektrycznej stymulacji mięśni brzucha
 - Pad do elektrycznej stymulacji mięśni ramion i nóg



Urządzenie do elektrostymulacji mięśni brzucha oraz mięśni ramion i nóg

Trzyczęściowy zestaw padów EMS

1 sześciopak padów i 2 pady do elektrycznej stymulacji mięśni ramion/nóg

Doskonały dla początkujących użytkowników urządzeń EMS

Elastyczny i miękki materiał silikonowy

Automatyczne wyłączanie

Regulowana intensywność (15 poziomów)

W zestawie samoprzylepne podkładki żelowe do każdego pada EMS

W zestawie 3 baterie 3 V CR2032

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 4

Nr EAN: 4211125646646

Nr art.: 646.64

Podkładki żelowe i baterie do EM 22



- 8 x podkładki żelowe i 3 x baterie**
- Pasuje do EM 22 Muscle Booster
 - Po jednym zestawie podkładek żelowych do każdego pada EMS oraz jedna bateria

Pasuje do EM 22 Muscle Booster

Po jednym zestawie samoprzylepnych podkładek żelowych do każdego pada EMS

W zestawie 3 baterie 3 V CR2032

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 Karton transportowy: 10 x 10

Nr EAN: 4211125646622

Nr art.: 646.62

EM 95 Bluetooth®



- Urządzenie do stymulacji mięśni**
- Wysokiej klasy urządzenie EMS do stymulacji mięśni do użytku domowego
 - Aplikacja z 20 treningami i trenerem wirtualnym
 - Treningi w 2 kategoriach: Fitness & Power oraz Relax & Wellbeing
 - Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"
 - 4 niezależnie regulowane kanały
 - 4 mankiety (2 na ramię i 2 na nogę)



W zestawie 8 samoprzylepnych elektrod żelowych (45 x 45 mm)

2 mankiety w rozmiarze S (28–45 cm)

2 mankiety w rozmiarze M (36–54 cm)

4 niezależnie regulowane kanały

20 treningów: Fitness & Power oraz Relax & Wellbeing

3 poziomy trudności (początkujący, zaawansowany i profesjonalny)

40 programów

Praktyczny zaczep do spodni/paska

Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5"

Akumulator litowo-jonowy: 1170 mAh

Kabel do ładowania USB z adapterem

Aplikacja z treningami i trenerem wirtualnym

Z filmami przedstawiającymi wszystkie ćwiczenia

Bezpłatna aplikacja „beurer EMS HomeStudio”

Torebka do przechowywania

3-letnia gwarancja

Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 6 x 2

Nr EAN: 4211125662011

Nr art.: 662.01



Mankiety XS EM 95



- Mankiety XS**
- Wymiary ok. 22–35 cm
 - Do modelu EM 95 Bluetooth®

2 mankiety: Rozmiar XS

Wymiary ok. 22–35 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125662035

Nr art.: 662.03

Mankiety M EM 95



- Mankiety M**
- Wymiary ok. 36–54 cm
 - Do modelu EM 95 Bluetooth®

2 mankiety: rozmiar M

Wymiary ok. 36–54 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125662073

Nr art.: 662.07

Mankiety S EM 95



- Mankiety S**
- Wymiary ok. 28–45 cm
 - Do modelu EM 95 Bluetooth®

2 mankiety: rozmiar S

Wymiary ok. 28–45 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125662042

Nr art.: 662.04

Mankiety L EM 95



- Mankiety L**
- Wymiary ok. 50–75 cm
 - Do modelu EM 95 Bluetooth®

2 mankiety: rozmiar L

Wymiary ok. 50–75 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -

Nr EAN: 4211125662080

Nr art.: 662.08

Elektrody 45 x 45 mm



- Elektrody małe**
- Do urządzeń EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

Wymiary: 45 x 45 mm

8 sztuk

Samoprzylepne elektrody z żelem

Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Karton transportowy: 30 x 5

Nr EAN: 4211125661021

Nr art.: 661.02



Antelope by Beurer


Kombinezony treningowe Next Level EMS od Antelope – efektywne, elastyczne i komfortowe!

Krótki trening, który jest jednocześnie skuteczny. Jak to możliwe? Za pomocą **elektrycznej stymulacji mięśni (EMS)**. Dodatkowe impulsy zwiększają intensywność treningu. Zawodowi sportowcy, hobbysci i wszyscy, którzy chcą zachować zdrowie i kondycję, korzystają z **urządzeń EMS**.

Elastyczność: W domu, na boisku sportowym lub w lesie – z produktami Antelope można trenować, kiedy i gdzie chcesz.



Bezpłatna aplikacja „Antelope Go”



Kombinezon EMS Evolution

Kombinezon EMS Antelope by Beurer

Wysokiej jakości dzianina ze strefami funkcyjnymi

Możliwość prania w pralce ze zintegrowanymi kablami i elektrodami



42 programy do stymulacji mięśni EMS

Łatwe podłączenie przez USB-C
Rozbudowany system modułowy

Praktyczny

Zintegrowana kieszeń na telefon komórkowy

Elektrody silikonowe High-Tech


18 anatomicznie ukształtowanych elektrod silikonowych

Mocowanie

Magnetyczne z efektem Snap-In



Boczne zamki błyskawiczne

Dla doskonałego dopasowania



Innowacyjna konstrukcja

Bardzo cienka konstrukcja elektrod zapewniająca równomierne rozprzowanie impulsów



INTUICYJNOŚĆ

Łatwe sterowanie i wybór programów według celów treningowych, śledzenie osiągnięć i automatyczne przenoszenie danych z pomiarów przez aplikację „beurer HealthManager Pro”

Kombinezon męski EMS



Kombinezon damski EMS



- Kombinezon EMS**
- System EMS z 18 elektrodami składający się z koszulki, szortów i boostera do intensywnego treningu całego ciała
 - 42 programy do stymulacji mięśni EMS wspomagają trening sportowy, fitness i HIIT1), ćwiczenia zdrowotne, rehabilitację, wzmacnianie oraz regenerację
 - Wysoki komfort noszenia, zaprojektowany specjalnie z myślą o anatomii kobiet i mężczyzn



Łatwe w użyciu i odpowiednie dla osób na każdym poziomie zaawansowania

Wybór i konfiguracja programów zgodnie z celem treningowym:

Rozgrzewka, fitness, sport, wzmacnianie, regeneracja. Ustawienia intensywności treningu w zakresie 0–100

Anatomiczne elektrody silikonowe do stosowania na mokro lub sucho

Koszulka z 12 elektrodami: klatka piersiowa, brzuch, ramię, kark, środkowa część pleców, dolna część pleców

Szorty z 6 elektrodami: Pośladki, uda z przodu, uda z tyłu

Strefy funkcjonalne, oddychający materiał, do prania w pralce, łatwe do założenia

Intuicyjne sterowanie poszczególnymi parami elektrod za pomocą bezpłatnej aplikacji „Antelope Go”

Możliwy szybki start za pomocą boostera. Akumulator litowo-jonowy do wielokrotnego ładowania

Zintegrowany pomiar osiągnięć i obszar ewaluacji

1 rok gwarancji

Kombinezony męskie

S, S (880.89, 4211125880897)

M, S (880.98, 4211125880989)

M, M (880.90, 4211125880903)

L, M (880.91, 4211125880910)

L, L (880.95, 4211125880958)

XL, L (880.92, 4211125880927)

XL, XL (880.93, 4211125880934)

XXL, XXL (880.94, 4211125880941)

Kombinezony damskie

XS, XS (880.82, 4211125880828)

S, S (880.83, 4211125880835)

M, S (880.99, 4211125880996)

M, M (880.84, 4211125880842)

L, M (880.85, 4211125880859)

L, L (880.86, 4211125880866)

XL, L (880.87, 4211125880873)

XL, XL (880.88, 4211125880880)

Informacje o produkcie Antelope



„Dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć więcej, kombinezon EMS Antelope jest idealnym rozwiązaniem”.

Angelique Kerber


Tank Top męski EMS



Tank Top damski EMS



- Tank Top EMS**
- Tank Top EMS z 8 elektrodami i boosterem do intensywnego treningu pleców i brzucha
 - 42 programy do stymulacji mięśni EMS wspomagają trening sportowy, fitness i HIIT1), ćwiczenia zdrowotne, rehabilitację, budowanie sił oraz regenerację
 - Wysoki komfort noszenia, zaprojektowany specjalnie z myślą o anatomii kobiet i mężczyzn



Łatwe w użyciu i odpowiednie dla osób na każdym poziomie zaawansowania

Wybór i konfiguracja programów zgodnie z celem treningowym:

Rozgrzewka, fitness, sport, wzmacnianie, regeneracja. Ustawienia intensywności treningu w zakresie 0–100

Anatomiczne elektrody silikonowe do stosowania na mokro lub sucho

Tank Top z 8 elektrodami: brzuch, kark, środkowa część pleców i dolna część pleców

Strefy funkcjonalne, oddychający materiał, do prania w pralce, łatwe do założenia

Intuicyjne sterowanie poszczególnymi parami elektrod za pomocą bezpłatnej aplikacji „Antelope Go”

Możliwy szybki start za pomocą boostera. Akumulator litowo-jonowy do wielokrotnego ładowania

Zintegrowany pomiar osiągnięć i obszar ewaluacji

Modułowy system, który można rozbudować o szorty i legginsy

1 rok gwarancji

Evo Onpack TankTop męski:

S, (881.76, 4211125881764)

M, (881.77, 4211125881771)

L (881.78, 4211125881788)

XL (881.84, 4211125881849)

XXL (881.95, 4211125881955)

Evo Onpack TankTop damski:

XS (881.39, 4211125881399)

S (881.72, 4211125881726)

M (881.73, 4211125881733)

L (881.74, 4211125881740)

XL (881.75, 4211125881757)





Corefit I



Pas do stymulacji mięśni brzucha EMS

- Uzupełniający trening centralnych i bocznych mięśni brzucha
- Efektywny i wydajny, łatwy w obsłudze



EMS technology



9 training programs



waist size 70-140 cm



countdown function



adjustable intensity



safe application



water contact electrodes 4x



Ergonomiczny pas biodrowy z 4 odpornymi na zużycie elektrodami kontaktowymi (4 na brzuchu) z przewodzącego materiału węglowego. Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod zastępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą). Zdejmowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Regulowana intensywność w zakresie 0–40. Elastyczność: 2 samoprzylepne elektrody do indywidualnej stymulacji mięśni podłączone do panelu sterowania, nr art.: 647.05. Elastyczny pas na brzuch z zapinaniem na rzep; obwód w talii od 70 cm do maks. 140 cm (28–55 cali), w zestawie pasek przedłużający.

9 programów do stymulacji mięśni EMS do treningów wytrzymałościowych, fitness i HIIT¹⁾, budowania mięśni i siły oraz regeneracji. Minutnik, wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja pauzy, automatyczne wyłączanie i blokada przycisków. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA.

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4052095881054
Nr art.: 881.05

Corefit II



Pas na mięśnie brzucha i pleców EMS

- Uzupełniający trening centralnych mięśni brzucha i dolnych partii mięśni pleców
- Efektywny i wydajny, łatwy w obsłudze



EMS technology



9 training programs



waist size 75-130 cm



countdown function



adjustable intensity



safe application



water contact electrodes 4x



Ergonomiczny pas biodrowy z 4 odpornymi na zużycie elektrodami kontaktowymi (2 na brzuchu / 2 na plecach) z przewodzącego materiału węglowego. Nie wymaga żelu kontaktowego ani elektrod zastępczych (elektrody kontaktowe używane z wodą). Zdejmowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Regulowana intensywność w zakresie 0–40. Elastyczność: 4 samoprzylepne elektrody do indywidualnej stymulacji mięśni podłączone do panelu sterowania, nr art.: 647.05. •Elastyczny pas na brzuch z przedłużeniem paska i z zapinaniem na rzep; obwód w talii od 75 cm do maks. 130 cm.

9 programów do stymulacji mięśni EMS do treningów wytrzymałościowych, fitness i HIIT¹⁾, budowania mięśni i siły oraz regeneracji. Minutnik, wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja pauzy, automatyczne wyłączanie i blokada przycisków. Wskaźnik niskiego naładowania baterii. W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA.

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4052095881061
Nr art.: 881.06

Żel kontaktowy do elektrod



Żel kontaktowy do elektrod

- Żel kontaktowy do elektrod do skutecznego stosowania prądu stymulującego EMS/TENS
- Przewodzący, bezbarwny i bezwonny

Intensyfikuje odczuwanie impulsów, przewodność i skuteczność treningu
Łatwe zastosowanie
Nie pozostawia tłustej warstwy, jest przyjazny dla skóry, ma neutralny zapach, bezbarwny
Zawartość: 250 ml żelu kontaktowego do elektrod

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4211125881832
Nr art.: 881.83

Spray kontaktowy do elektrod



Spray kontaktowy do elektrod

- Spray kontaktowy do elektrod dla efektywnego stosowania prądu stymulującego EMS/TENS
- Przewodzący, bezbarwny i bezwonny

Intensyfikuje odczuwanie impulsów, przewodność i skuteczność treningu
Łatwe zastosowanie
Nie pozostawia tłustej warstwy, jest przyjazny dla skóry, ma neutralny zapach, bezbarwny
Zawartość: 250 ml żelu kontaktowego do elektrod

Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 6 x 3
Nr EAN: 4211125881825
Nr art.: 881.82



Weź głęboki oddech i baw się bez trosko przez cały dzień.

Zdrowe i przyjemne odkrywanie świata – **IH 24 Kids Inhalator firmy Beurer** szybko pomoże Twojemu dziecku lepiej oddychać przy przeziębieniu, astmie lub zapaleniu oskrzeli. **Zestaw nebulizatora jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci.**



Inhalator IH 24 Kids

Technologia sprężonego powietrza

Leczenie ukierunkowane

Do górnych i dolnych dróg oddechowych

Sprawdzone leczenie

Duża zawartość cząstek respirabilnych

Cześć, Balou!

Balou ułatwia terapię

Przyjazne dla niemowląt i dzieci

Z miękkimi maseczkami silikonowymi do wrażliwej skóry dzieci

Szybkie działanie

Wytwarza najdrobniejsze cząstki, które w ciągu kilku sekund transportują substancje czynne do płuc

Wyrób medyczny

Nadaje się do stosowania terapeutycznego

Konstrukcja przyjazna dzieciom

Prosta obsługa jednym przyciskiem



WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

Wydajność nebulizacji na poziomie ok. 0,35 ml/min przyniesie szybką ulgę małym i dużym.



BY 33



- Elektroniczna niania**
- Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie energii i emisję promieniowania
 - Kolorowy wyświetlacz LED



Komunikacja jednokierunkowa
Natychmiastowa gotowość do pracy

120 kanałów

Cyfrowa transmisja danych
Wizualna prezentacja poziomu hałasu
Zasięg do 300 m
Kontrola zasięgu za pomocą sygnału akustycznego
Regulacja głośności na 5 poziomach

Akumulator Ni-MH do jednostki dla rodziców i dwa zasilacze
Częstotliwość transmisji: 1881,792-1897,344 MHz
Moc nadawcza: 19 dBm

Alarm niskiego poziomu naładowania baterii

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125952600
Nr art.: 952.60

BY 84



- Analogowa niania elektroniczna**
- Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie energii i emisję promieniowania
 - Wyświetlanie stanu dziecka: informacja, czy dziecko śpi, czuwa czy płacze
 - Wskaźnik zmienia się w zależności od sytuacji



Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD (26 x 16 mm)
Komunikacja jednokierunkowa
Automatyczne przyciemnianie wyświetlacza LCD przy braku aktywności (tryb oszczędzania energii)
16 sygnałów kontrolnych
2 kanały w celu zapewnienia transmisji sygnału niemal bez zakłóceń

Analogowa transmisja danych
Wizualna prezentacja poziomu hałasu
Bardzo duży zasięg do 800 m
Kontrola zasięgu dzięki sygnałowi akustycznemu + sygnał optyczny
Płynna regulacja czułości
Płynna regulacja głośności
Praktyczny zaczep na pasek i uchwyt do montażu na ścianie

Akumulator Ni-MH do jednostki dla rodziców i dwa zasilacze
Częstotliwość transmisji: 864.875-864.925 MHz
Moc nadawcza: <9,6 dBm


Wyświetlanie wybranego kanału
Wskaźnik poziomu naładowania baterii

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125952082
Nr art.: 952.08

BY 110



- Elektroniczna niania wideo**
- Duży kolorowy wyświetlacz LCD 2,8"
 - Tryb ECO+ pozwalający zmniejszyć zużycie energii i emisję promieniowania
 - Automatyczne monitorowanie wideo także w ciemności za pomocą funkcji widoku nocnego wykorzystującej podczerwień
 - Łagodne kołysanki + funkcja interkomu
 - Czas pracy do 8 godz.



Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" (jednostka dla rodziców)
Funkcja interkomu
Alarm aktywowany dźwiękiem / ruchem / wysoką temperaturą
Tryb uspienia: wyłączanie ekranu po upływie 2/5/10 min zależnie od ustawienia
Cyfrowa funkcja zoomu
4 kołysanki; sterowanie z poziomu jednostki dla rodziców
21 kanałów

Cyfrowa transmisja danych
Funkcja minutnika: 2/3/4/5 godz.
Zasięg do 300 m
Kontrola zasięgu za pomocą sygnału akustycznego
Regulacja głośności
Regulacja jasności wyświetlacza
Praktyczny uchwyt kamery do montażu na ścianie
Kamera obracana ręcznie

Akumulator litowo-jonowy do jednostki dla rodziców i 2 zasilacze
Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
Moc nadawcza: <14 dBm
Może współpracować z maksymalnie 4 kamerami
Wyświetlacz temperatury
Alarm wymiany baterii (jednostka dla rodziców)

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125952617
Nr art.: 952.61

BY 80



- Waga niemowlęca**
- Automatyczna i ręczna funkcja zapisania wyniku podczas pomiaru masy ciała poruszającego się niemowlęcia



Duży wyświetlacz LCD (wielkość cyfr 23 mm)
Profilowana powierzchnia ważenia
Funkcja zatrzymania
Sposób włączania: Button-On
Udźwig: 20 kg
Dokładność: 5 g
Przełączanie jednostek: kg/lb/oz
Łatwa do utrzymania w czystości
Antypoślizgowe, gumowe nóżki odporne na ścieranie

Automatyczne wyłączenie

W zestawie 2 baterie 1,5 V AA

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125956059
Nr art.: 956.05

BY 90 Bluetooth®



- Waga niemowlęca**
- Optymalna kontrola masy ciała dziecka za pomocą aplikacji „beurer BabyCare”
 - Transmisja danych pomiędzy smartfonem a wagą z wykorzystaniem technologii Bluetooth®
 - Automatyczna i ręczna funkcja zapisania wyniku podczas pomiaru masy ciała poruszającego się niemowlęcia



Duży wyświetlacz LCD (wielkość cyfr 23 mm)
Profilowana powierzchnia ważenia
Funkcja zatrzymania
Sposób włączania: Button-On
Udźwig: 20 kg
Dokładność: 5 g
Przełączanie jednostek: kg/lb/oz
Łatwa do utrzymania w czystości
Wbudowana miarka do pomiaru wysokości (długość 150 cm)
Maks. liczba zapamiętanych pomiarów: 10
Automatyczne wyłączenie

W zestawie 3 baterie 1,5 V AAA


Bezpłatna aplikacja „beurer BabyCare”

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125956066
Nr art.: 956.06

Informacje o produkcie „beurer BabyCare”

Inteligentny dzienniczek – krok po kroku.


Ważne dane dotyczące rozwoju dziecka warto zapisać w bezpłatnej aplikacji „beurer BabyCare”.
Zawsze należy bacznie obserwować rozwój swojego dziecka.



BY 40



- Elektryczny laktator**
- Symulacja naturalnego ssania
 - Komfortowe użycie dzięki 10 różnym poziomom stymulacji oraz 10 poziomom odsysania
 - Funkcja pamięci
 - Przezroczysty i podświetlany wyświetlacz
 - Łatwy montaż elementów podczas stosowania
 - Wyświetlanie czasu użycia



Kompaktowa budowa ułatwiająca obsługę
Z butelką i pasującym zamknięciem gwintowym do butelek

Poduszki silikonowe (średnie) o przytulnej i przyjemnej w dotyku powierzchni soft touch do delikatnego stosowania

Adapter do butelek Avent i NUK
Antypoślizgowe, odporne na ścieranie gumowe nóżki zapewniające stabilną pozycję
Możliwość dezynfekcji akcesoriów
Wyrób medyczny
Automatyczne wyłączenie po 60 min

Technologia próżniowa
Praca z zasilaczem lub bateriami
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125953065
Nr art.: 953.06

BY 70 Dual



- Podwójny laktator elektryczny**
- Podwójne odciąganie zapewnia więcej mleka w krótszym czasie
 - Symulacja naturalnego ssania
 - Komfortowe użycie dzięki 10 różnym poziomom stymulacji oraz 10 poziomom odsysania
 - Funkcja pamięci
 - Przezroczysty i podświetlany wyświetlacz
 - Łatwy montaż elementów podczas stosowania
 - Liczne akcesoria



Z 2 butelkami, pasującym zamknięciem gwintowym do butelek, 2 uchwytami na butelkę oraz z ułatwiającym karmienie naturalnie uformowanym smoczkiem silikonowym z nasadką Do obu- i jednostronnego odsysania

Wraz z ręcznym laktatorem do stosowania w domu lub w podróży
Poduszki silikonowe (średnie i małe) o przyjemnej w dotyku powierzchni soft-touch- dla delikatnych zastosowań

Butelka z systemem antykolkowym do zmniejszenia częstotliwości występowania kolki i złego samopoczucia u niemowląt

Adapter do butelek Avent i NUK
Antypoślizgowe, odporne na ścieranie gumowe nóżki zapewniające stabilną pozycję
Możliwość dezynfekcji akcesoriów

Wyrób medyczny
Automatyczne wyłączenie po 60 min
Z torbą do używania w domu i w podróży
Technologia próżniowa
Praca z zasilaczem lub bateriami
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA i zasilacz

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125953096
Nr art.: 953.09

Zestaw akcesoriów do BY 40 / BY 60 / BY 70



- Butelecza i nakładka laktatora**
- Do stosowania z urządzeniem BY 40, BY 60 i BY 70 Dual

Butelecza i nakładka laktatora (w zestawie silikonowa membrana, silikonowy zawór i silikonowy wężyk)
Z poduszkami silikonowymi z przyjemną i przytulną w dotyku powierzchnią soft touch do delikatnego stosowania

Z zakrętką do butelki

Liczba sztuk w opakowaniu: 6 Karton transportowy: 4 x 6
Nr EAN: 4211125953157

Nr art.: 953.15

Informacje o produkcie BY 40¹⁾
Przetestowane przez położne – dla Ciebie i Twojego dziecka.
50 położnych testowało elektryczny laktator BY 40 firmy Beurer **przez cztery tygodnie pod kątem codziennego użytkowania, zastosowań i ogólnej obsługi. 98% badanych kobiet poleca laktator firmy Beurer.**



BY 52



- Podgrzewacz do butelek i pokarmu dla niemowląt**
- 2 w 1: podgrzewanie i utrzymywanie temperatury pokarmu dla niemowląt
 - Cyfrowy wskaźnik temperatury



Z wyświetlaczem LED
Łagodne i równomierne podgrzewanie pokarmu dla niemowląt
Z podnośnikiem umożliwiającym łatwe wyjmowanie słoiczek
Nadaje się do wszystkich typowych butelek i słoiczek
Akcesoria można myć w zmywarce

Z pokrywką
Sygnał optyczny i lampka kontrolna

80 W
Automatyczne wyłączenie

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125954024
Nr art.: 954.02

BY 76



- Sterylizator parowy**
- Usuwa wszystkie szkodliwe bakterie występujące w gospodarstwie domowym
 - Cyfrowy wyświetlacz do łatwego odczytania pozostałego czasu sterylizacji



Z wyświetlaczem LED
Dezynfekuje do 6 butelek i akcesoriów w ciągu 7 min
3 godz. sterylizacji przy zamkniętej pokrywce
Sterylizacja bez środków chemicznych

Akcesoria można myć w zmywarce

W zestawie szczyłce do chwytania, pojemnik z miarką i wyjmowana kratka na butelki
Sygnał optyczny i akustyczny


Mechanizm zwijania przewodu
500 W
Automatyczne wyłączenie

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125953089
Nr art.: 953.08

BY 11 Monkey / Frog / Dog



- Termometr ekspresowy**
- Bardzo giętka końcówka pomiarowa
 - Sprawdzona skuteczność



Czas pomiaru wynoszący ok. 10 sek.
Kontaktowa technika pomiaru
Wskaźnik gorączki: sygnał ostrzegawczy przy temp. powyżej 37,8°C
Wyświetlanie temperatury w °C i °F
Wodoszczelna końcówka i wyświetlacz

Możliwość dezynfekcji
Dokładność pomiaru:
±0,1°C: 35,5–42,0°C (±0,2°F: 95,9–107,6°F)
±0,2°C: 32,0–35,4°C; 42,1–42,9°C
(±0,4°F: 89,6–95,7°F; 107,8–109,2°F)

1 miejsce w pamięci
Automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
Wyrób medyczny
Z nasadką ochronną
W zestawie 1 bateria 1,5 V LR41
W zestawie stojak ekspozycyjny

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 20 Karton transportowy: 10 x 20
Nr EAN: Monkey: 4211125950040
Nr art.: Monkey: 950.04
Nr EAN: Frog: 4211125950057
Nr art.: Frog: 950.05
Nr EAN: Dog: 4211125950064
Nr art.: Dog: 950.06



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Ukierunkowane leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych
- Sprawdzony w leczeniu ostrych i przewlekłych chorób, tj. przeziębienia, astmy i zapalenia oskrzeli
- W komplecie zestaw nebulizatora dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara
Obszerny zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci
Praktyczna torba do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,35 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Yearpack IH 24 Kids Nr art. 601.19

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37


Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: -
Nr EAN: 4211125603090
Nr art.: 603.09



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- W komplecie zestaw nebulizatora dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Bardzo prosta obsługa

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,8–1,45 bara
Obszerny zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci
Torebka do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,3 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilanie sieciowe

Yearpack IH 26 Kids Nr art. 601.19

Year Pack IH 26 Nr art.: 601.28

Irygator do nosa patrz strona 62 Nr art. 601.37

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 2 Karton transportowy: 2 x 2
Nr EAN: 4211125601188
Nr art.: 601.18



Zawartość

- 1 ustnik
- 1 silikonowa maska dla dzieci
- 1 silikonowa maska dla niemowląt
- 1 element dopasowujący
- 1 nebulizator
- 1 przewód powietrzny
- 10 filtrów

Stosować wyłącznie z urządzeniem IH 24 Kids / IH 26

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125601195

Nr art.: 601.19

IH 21 / IH 26 Year Pack



Zawartość

- 1 ustnik
- 1 końcówka do nosa
- 1 maska dla dorosłych
- 1 maska dla dzieci
- 1 nebulizator
- 1 przewód powietrzny
- 10 filtrów

Do użytku tylko z urządzeniem IH 21 / IH 26


Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125601287
Nr art.: 601.28



Inhalator

- Technologia sprężonego powietrza
- Do leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i astmy, chorób układu oddechowego
- W komplecie zestaw nebulizatora dla niemowląt i dzieci



Duża zawartość cząstek respirabilnych

Idealne rozwiązanie podczas podróży

Bardzo prosta obsługa

Cicha praca

Krótki czas inhalacji
Ciśnienie robocze: ok. 0,25–0,5 bara
Obszerny zestaw akcesoriów do nebulizacji przyjaznych dla dzieci
Torebka do przechowywania
Możliwość dezynfekcji

Wydajność nebulizacji: ok. 0,25 ml/min

Wyrób medyczny

Zasilacz z kablem micro-USB

Yearpack IH 58 Kids Nr art. 602.18

Year Pack IH 58 Nr art.: 602.15

Maska dla niemowląt patrz strona 62 Nr art. 601.31

5-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 3 Karton transportowy: 4 x 3
Nr EAN: 4211125602178
Nr art.: 602.17



Zawartość

- 1 ustnik
- 1 silikonowa maska dla dzieci
- 1 silikonowa maska dla niemowląt
- 1 element dopasowujący
- 1 nebulizator
- 1 przewód powietrzny
- 10 filtrów

Do użytku tylko z urządzeniem IH 58 Kids / IH 58 / IH 60


Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12

Nr EAN: 4211125602185

Nr art.: 602.18

IH 58 / IH 60 Year Pack



Zawartość

- 1 ustnik
- 1 końcówka do nosa
- 1 maska dla dorosłych
- 1 maska dla dzieci
- 1 nebulizator
- 1 przewód powietrzny
- 10 filtrów

Do użytku tylko z urządzeniem IH 58 / IH 60

Wyrób medyczny

Liczba sztuk w opakowaniu: 12 Karton transportowy: 4 x 12
Nr EAN: 4211125602154
Nr art.: 602.15



Grzebień do wyczesywania wszy

- Łatwe czesanie, umożliwia skuteczne usuwanie wszy i gniid ze skóry głowy
- Bez użycia środków chemicznych



Przerywa sygnał dźwiękowy po kontakcie z wszą lub gniidą

Z pędzelkiem do czyszczenia i osłoną ochronną

Wyrób medyczny

Odpowiedni dla psów i kotów

W zestawie 1 bateria 1,5 V AA

3-letnia gwarancja
Liczba sztuk w opakowaniu: 4 Karton transportowy: 4 x 4
Nr EAN: 4211125593346
Nr art.: 593.34

Zdrowie

Ciśnienie krwi i EKG

Str. 24	BM 26	Str. 26	BM 51 easyClip
Str. 24	BM 28	Str. 27	BM 53 NOWOŚĆ
Str. 25	BM 35	Str. 27	BM 54
Str. 25	BM 40	Str. 27	BM 58
Str. 25	BM 44	Str. 28	BM 59 NOWOŚĆ
Str. 26	BM 45	Str. 28	BM 64 NOWOŚĆ
Str. 26	BM 49	Str. 28	BM 81 easyLock

Temperatura ciała

Str. 38	FT 09/1 biały	Str. 39	FT 65
Str. 38	BY 11 Monkey / Frog / Dog	Str. 40	FT 85
Str. 38	FT 15/1	Str. 40	FT 90
Str. 39	FT 58	Str. 40	FT 95 <i>Bluetooth®</i>
Str. 39	FT 58 Kapturki ochronne	Str. 41	FT 100

Inhalacja / inhalator parowy

Str. 58	IH 18	Str. 60	IH 57
Str. 58	IH 21	Str. 60	IH 58
Str. 58	IH 24 Kids	Str. 61	IH 58 Kids
Str. 59	IH 26	Str. 61	IH 60
Str. 59	IH 26 Kids	Str. 61	SI 40
Str. 59	IH 28 Pro	Str. 62	IH 18 Yearpack
Str. 60	IH 55	Str. 62	Maska dla niemowląt

Wzmacniacze słuchu

Str. 66	HA 20 Single
Str. 66	HA 50 Single
Str. 66	HA 55 Pair
Str. 67	Kapsułki do osuszania
Str. 67	Filtr do woskowiny

TENS/EMS

Str. 71	EM 29 2 w 1
Str. 71	EM 49
Str. 72	EM 59 Heat
Str. 72	EM 59 Heat Gel-Pads
Str. 72	EM 80 3 w 1
Str. 73	EM 89 Heat NOWOŚĆ
Str. 73	Elektrody 45 x 45 mm
Str. 73	Elektrody 50 x 100 mm

Budzik świetlny

Str. 85	WL 50
Str. 85	WL 75

Lampy na podczerwień

Str. 86	IL 11
Str. 86	IL 21
Str. 86	IL 35
Str. 87	IL 50
Str. 87	IL 60 NOWOŚĆ

Woman's Life

Str. 94	EM 50 Menstrual Relax
Str. 94	EM 55 Menstrual Relax +
Str. 94	EM 50 Gel-Pads
Str. 94	EM 55 Gel-Pads
Str. 95	PT 20 PelviStrong
Str. 95	OT 20 BasalControl Basic
Str. 95	OT 30 <i>Bluetooth®</i> BasalControl Smart

Cukier we krwi

Str. 44	GL 44 lean mg/dL
Str. 44	GL 48 mg/dL
Str. 44	GL 49 <i>Bluetooth®</i> mg/dL
Str. 45	GL 60 <i>Bluetooth®</i> mg/dL
Str. 46	Paski testowe
Str. 46	Lancety
Str. 47	Płyny kontrolne

Pulsoksymetry

Str. 52	PO 13 Kids NOWOŚĆ
Str. 52	PO 30
Str. 52	PO 35
Str. 53	PO 45
Str. 53	PO 60 <i>Bluetooth®</i>
Str. 53	PO 80

Str. 63	IH 55 Year Pack
Str. 63	IH 57 Year Pack
Str. 63	IH 58 Kids Year Pack
Str. 63	IH 58 / IH 60 Year Pack
Str. 63	SI 40 Sauna do twarzy
Str. 63	SI 40 Maska do aromaterapii

Urządzenia uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Str. 76	BR 10
Str. 76	BR 60
Str. 76	BR 90

Lampy o światłe dziennym

Str. 82	TL 20
Str. 82	TL 30
Str. 82	TL 35 NOWOŚĆ
Str. 83	TL 41 Touch
Str. 83	TL 45 Perfect Day
Str. 83	TL 50
Str. 84	TL 70
Str. 84	TL 85
Str. 84	TL 95
Str. 85	TL 100

Samopoczucie

Urządzenia rozgrzewające

Str. 100	HK 72 To Go	Str. 104	HK 123 XXL Cosy Grey
Str. 100	HK 25	Str. 104	HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet NOWOŚĆ
Str. 100	HK 35		
Str. 101	HK 42 Supercosy	Str. 104	HK 123 XXL Nordic Taupe
Str. 101	HK Comfort Cosy	Str. 105	HK 125 XXL Cosy Grey
Str. 101	HK 45 Cosy	Str. 105	HK 55 Easyfix
Str. 102	HK 48 Cosy	Str. 106	TS 15
Str. 102	HK 49 Cosy	Str. 106	TS 19
Str. 102	HK 53 Cosy	Str. 106	TS 23
Str. 103	HK 54 Cosy	Str. 107	TS 26 XXL
Str. 103	HK 58 Cosy	Str. 107	UB 30
Str. 103	HK 115 Cosy	Str. 107	UB 33

Odprężenie i masaż

Str. 122	MG 280	Str. 126	MG 139 Beige NOWOŚĆ
Str. 123	MG 16 zielony/czerwony	Str. 126	MG 139 Mint NOWOŚĆ
Str. 123	MG 18 NOWOŚĆ	Str. 127	MG 145
Str. 123	MG 24 NOWOŚĆ	Str. 127	MG 147
Str. 124	MG 40	Str. 127	MG 149
Str. 124	MG 55	Str. 128	MG 150
Str. 124	MG 70	Str. 128	MG 151
Str. 125	MG 80	Str. 128	MG 153
Str. 125	MG 100	Str. 129	MG 202 NOWOŚĆ
Str. 125	MG 510 To Go	Str. 129	MG 206
Str. 126	MG 135	Str. 130	MG 260 HD 2 w 1

Poprawa jakości powietrza i aromaterapia

Str. 146	maremed® MK 500	Str. 149	LR 310 Filtr wymienny
Str. 146	maremed® MK 500 Specjalna sól morsa i filtry	Str. 150	LR 400 WIFI
Str. 146	maremed® Specjalna sól morsa	Str. 150	LR 401 WIFI
Str. 147	maremed® Zestaw filtrów	Str. 150	LR 400 / 401 Filtr wymienny
Str. 147	maremed® Lampa UVC	Str. 151	LR 500 WIFI
Str. 148	LR 210	Str. 151	LR 500 Filtr wymienny
Str. 148	LR 210 Filtr wymienny	Str. 152	LW 230 2-in-1 White / Black
Str. 148	LR 220	Str. 152	LW 230 Podkładki z jonami srebra
Str. 149	LR 220 Filtr wymienny	Str. 152	LB 37 White / Toffee
Str. 149	LR 310	Str. 153	LB 45

Małe AGD

Masa ciała i pomiary diagnostyczne

Str. 162	BF 405 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>	Str. 165	BF 105 Body Complete <i>Bluetooth®</i>	Str. 168	BG 51 XXL
Str. 162	BF 500 Super Black Edition <i>Bluetooth®</i>	Str. 165	BF 1000 Super Precision <i>Bluetooth®</i>	Str. 168	GS 10
Str. 162	BF 600 Pure <i>Bluetooth®</i> Black / White	Str. 166	BF 180	Str. 169	GS 10 Black
Str. 163	BF 720 <i>Bluetooth®</i>	Str. 166	BG 13	Str. 169	GS 120 Kompakt
Str. 163	BF 880 WIFI / <i>Bluetooth®</i>	Str. 166	BF 183	Str. 170	GS 203 Wood
Str. 163	BF 915 SignatureLine <i>Bluetooth®</i>	Str. 167	BF 195	Str. 170	GS 203 Slate
Str. 164	BF 950 <i>Bluetooth®</i> Black	Str. 167	BF 220	Str. 170	GS 215 Relax
Str. 164	BF 980 WIFI / <i>Bluetooth®</i>	Str. 167	BF 400 SignatureLine Black / White	Str. 171	GS 215 Rome
		Str. 168	BF 410 SignatureLine Black / White	Str. 171	GS 215 San Francisco

Wagi kuchenne i dieta

Str. 178	KS 19 Berry / Fresh	Str. 179	KS 34 XL Black	Str. 180	KS 36
Str. 178	KS 19 Black	Str. 179	KS 34 XL Stainless Steel	Str. 181	DS 61
Str. 178	KS 22	Str. 180	KS 51		
Str. 179	KS 25	Str. 180	KS 54		

Pielęgnacja ciała

Elektryczne szczoteczki do zębów

Str. 188	TB 30 NOWOŚĆ	Str. 188	Głowice szczoteczki Sensitive zestaw 4/8 szt. NOWOŚĆ
Str. 188	TB 50 NOWOŚĆ		
Str. 188	Głowice szczoteczki Clean 4er / zestaw 4/8 szt. NOWOŚĆ		

Str. 108	UB 53 Teddy Single	Str. 113	HD 75 Cosy Taupe
Str. 108	UB 56 Teddy Double	Str. 113	HD 75 Cosy White
Str. 108	UB 60	Str. 113	HD 75 Cosy Dark Grey
Str. 109	UB 60 Green Planet NOWOŚĆ	Str. 114	HD 75 Cosy Ocean
		Str. 114	HD 75 Nordic Grey
Str. 110	UB 64	Str. 114	HD 75 Nordic Grey Green Planet NOWOŚĆ
Str. 110	UB 68 XXL	Str. 115	HD 150 XXL Cosy Taupe
Str. 110	UB 90	Str. 115	HD 150 XXL Nordic Taupe
Str. 111	UB 100 Cosy		
Str. 111	UB 190 CosyNight		
Str. 112	FW 20 Cosy Grey		
Str. 112	FWM 45		

Str. 130	MG 295 HD 3D	Str. 134	FM 120
Str. 130	MG 315	Str. 135	FB 12
Str. 131	MG 320 HD 3 w 1	Str. 135	FB 20
Str. 131	MG 330 Grey	Str. 135	FB 21
Str. 131	MG 330 Petrol Blue	Str. 136	FB 30
Str. 132	MC 3800 HCT – modern	Str. 136	FB 35
Str. 132	MC 5000 HCT – deluxe	Str. 136	FB 60
Str. 132	FM 39	Str. 137	FB 65
Str. 133	FM 60		
Str. 133	FM 70		
Str. 133	FM 90		

Str. 153	LB 37 Filtr zabezpieczający przed kamieniem	Str. 155	LV 50 Filtr wymienny
Str. 153	LB 44/LB 45/LB 88 Filtr zabezpieczający przed kamieniem	Str. 155	LV 50 / LB 12 Butelka uzupełniająca
Str. 153	LB 55	Str. 156	HM 16
Str. 154	LB 88 Dual White	Str. 156	HM 22
Str. 154	LB 200 NOWOŚĆ	Str. 156	LA 30
Str. 154	LB 300 Plus NOWOŚĆ	Str. 157	LA 35 NOWOŚĆ
Str. 155	LB 200 / 300 Filtr wymienny NOWOŚĆ	Str. 157	LA 40
Str. 155	LV 50 Fresh Breeze	Str. 157	Olejek aromatyczny Vitality

Wagi bagażowe

Str. 184	LS 06
Str. 184	LS 10
Str. 184	LS 20 eco

Beauty			
Depilacja			
Str. 196	IPL Pure Skin Pro 5500		
Str. 196	IPL Velvet Skin Pro 8500		
Str. 196	IPL 10000 + SalonPro System		
Str. 197	IPL Pure Skin Pro 5800		
Str. 197	IPL Velvet Skin Pro 8800		
Str. 197	IPL 7800 Cool Pro		NOWOŚĆ
Str. 198	HL 16		
Str. 198	HL 36		
Str. 198	HL 36 Nasadka do golenia i peelingu		
Str. 199	HL 76		
Str. 199	HL 76 Nasadka do golenia		
Str. 199	HL 76 Nasadka do epilacji		
Str. 199	HL 40		
Str. 199	HL 40 Wkład i paski z włókny		
FaceCare			
Str. 214	FC 45		
Str. 214	FC 45 Zapasowa szczotka		
Str. 214	FC 52 Laguna		
Str. 215	FC 95 Pureo Deep Cleansing		
HairCare			
Str. 224	HC 17		
Str. 224	HC 25		
Str. 224	HC 35		
Str. 225	HC 50		
Str. 225	HC 55		
Str. 225	HC 60		
Manicure i pedicure			
Str. 202	MP 41		
Str. 202	MP 42		
Str. 202	MP 41 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 202	MP 42 / MP 44 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 203	MP 52		
Str. 203	MP 62		
Str. 203	MP 52 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 203	MP 62 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 204	MP 64		
Str. 204	MP 84		
Str. 204	MP 100		
Str. 205	MP 64 / MP 84 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 205	MP 100 Nasadki do manicure/pedicure		
Str. 206	MP 48		
Str. 206	MP 70		
Str. 207	MP 59		
Str. 207	MP 70 Wosk parafinowy i folie		
Str. 207	MP 59 Rolki do szlifowania		
BodyCare			
Str. 210	CM 50		
Str. 210	cellulite releaZer®		
Str. 210	cellulite releaZer® compact		
Str. 211	FC 25		
Str. 211	FC 55 Pureo Complete Cleansing		
Str. 211	FC 25/ FC 55 Nasadki szczoteczkowe		
Str. 215	FC 95 Wkłady do szczoteczki do zębów		
Str. 216	FS 60		
Str. 216	FC 41		
Str. 216	FC 76		
Str. 217	FC 100 Pureo Derma Peel		
Str. 218	BS 45		
Str. 218	BS 49		
Str. 218	BS 55		
Str. 219	BS 59		
Str. 219	BS 89		
Str. 226	HC 80		
Str. 226	HC 35 Ocean		
Str. 226	HC 45 Ocean		
Str. 227	HC 100 Excellence		
Str. 228	HS 15		
Str. 228	HS 20		
Str. 228	HS 30		
Str. 229	HS 50 Ocean		
Str. 229	HS 80		
Str. 229	HS 100		
Str. 230	HS 60		
Str. 230	HT 10		
Str. 231	HT 22		
Str. 232	HT 65		
Str. 233	HT 75		NOWOŚĆ
Str. 233	HT 80		
Fitness			
Masaż			
Str. 238	MG 180 Massage Gun		
Str. 238	MG 185 Massage Gun		
Str. 238	MG 99 Massage Gun Compact		
Str. 239	MG 79 Massage Gun Sensitive		NOWOŚĆ
Str. 239	MG 10		
Str. 239	MG 35 Deep Roll		
Str. 240	FM 150		
Str. 240	FM 150 Pro		
Str. 240	PC 100		
Str. 241	FM 200 Achillomed®		
Podkładki EMS			
Str. 242	EM 22 Muscle Booster		
Str. 242	EM 22 Podkładki żelowe, w zestawie baterie		
Elektrostymulacja			
Str. 242	EM 95 Bluetooth®		
Str. 243	EM 95 Mankiety XS		
Str. 243	EM 95 Mankiety S		
Str. 243	EM 95 Mankiety M		
Str. 243	EM 95 Mankiety L		
Str. 243	Elektrody 45 x 45 mm		
Antelope by Beurer			
Str. 246	Kombinezon męski EMS		
Str. 246	Kombinezon damski EMS		
Str. 247	Tank Top męski EMS		
Str. 247	Tank Top damski EMS		
Str. 248	Corefit I		
Str. 248	Corefit II		
Str. 249	Żel kontaktowy do elektrod		
Str. 249	Spray kontaktowy do elektrod		
Dziecko			
Elektroniczne nianie			
Str. 252	BY 33		
Str. 252	BY 84		
Str. 252	BY 110		
Wagi niemowlęce			
Str. 253	BY 80		
Str. 253	BY 90 Bluetooth®		
Odżywianie			
Str. 254	BY 40		
Str. 254	BY 70 Dual		
Str. 254	BY 40 / BY 60 / BY 70 Zestaw akcesoriów		
Str. 255	BY 52		
Str. 255	BY 76		
Termometry			
Str. 255	BY 11 Monkey / Frog / Dog		
Grzebień do wyczesywania wszy			
Str. 257	HT 15 Grzebień do wyczesywania wszy		
Inhalacja			
Str. 256	IH 24 Kids		
Str. 256	IH 26 Kids		
Str. 256	IH 24 Kids / 26 Kids Year Pack		
Str. 256	IH 21 / IH 26 Year Pack		
Str. 257	IH 58 Kids		
Str. 257	IH 58 Kids Year Pack		
Str. 257	IH 58 / IH 60 Year Pack		

