

# beurer

Здоровье и Хорошее самочувствие


## Общий каталог 2020

Международный

wellbeing




medical



beauty



active




babycare



german  
engineering

**Мы хотим, чтобы Вам  
было хорошо!**

Возьмите контроль над здоровьем, самочувствием и физической формой в свои руки.



**german  
brand  
award  
19  
winner**

Мы заботимся о Вашем здоровье. Beurer с 1919 года разрабатывает продукцию в полном соответствии с Вашими потребностями. Ознакомьтесь с ассортиментом, в котором много потрясающих новинок и другой продукции для прекрасного самочувствия.

Ассортимент Beurer разделен на пять сегментов и расширен до 500 наименований, каждое из которых соответствует нашему девизу: здоровье и хорошее самочувствие.

Медицинские изделия помогут соблюдать профилактические меры и диагностировать заболевания. Благодаря продукции для контроля веса и диагностики, а также приборам для массажа тела Вы сможете прекрасно чувствовать себя каждый день. Датчики активности и пульсотоаграфы — идеальные спутники для тех, кто ведет активный образ жизни.

С профессиональными приборами для ухода и красоты Ваше тело будет сиять.

А в ассортименте BabyCare найдется все необходимое, чтобы обеспечить безопасность маленького человека в первые годы жизни. Продукты Connect позволяют контролировать состояние здоровья дома и в пути.

Мы подхватываем новые тренды и прислушиваемся к мнению клиентов. Благодаря совместной работе с высококласными институтами, партнерами и консультантами мы предлагаем Вам решения на самом современном уровне. Убедитесь в этом сами: наши новинки открывают дополнительные возможности организовать свою жизнь так, как хочется Вам. Мы предлагаем полный ассортимент для удовлетворения Ваших потребностей — от недорогих моделей для начинающих до новейших технологий.



**Мягкое тепло**

Мобильное тепло	22
Электрические грелки	17, 23
Электрические простыни	29
Грелки для ног	21, 35
Электроодеяла	21, 36

**Вес**

Весы Connect	39, 46
Диагностические весы	41, 50
Напольные весы	40, 53
Багажные весы	62

**Кухонные весы и питание**

Кухонные весы	65, 68
Питание	66, 73

**Воздух и ароматизация**

maremed®	75, 80
Воздухоочистители, водяные воздухоочистители, увлажнители воздуха	78, 82
Термогигрометры, ультразвуковые освежители воздуха	88

**Сон и отдых**

SleepLine	91
-----------	----

**Светотерапия и световые будильники**

Приборы дневного света	99, 102
Световые будильники	105
Прибор для заживления кожи после укусов насекомых	100, 106
Приборы инфракрасного излучения	101, 106

**Расслабление и массаж**

stress releaZer	112
Мат для йоги и растяжки	109, 113
Ручные массажные приборы	114
Изделия для массажа шиацу	110, 117
Массаж ног/гидромассажные ванны для ног	123

**PhysioLine**

Тренажер для осанки, тренажер для вен, прибор для массажа ахиллова сухожилия, EMS-прибор для массажа ног, массажный мячик, прибор для массажа фасций	127
--	-----

**Кровяное давление**

Приборы для измерения кровяного давления на запястье	138, 142
Приборы для измерения кровяного давления в плечевой артерии	137, 146
Мобильный аппарат ЭКГ	151

**Уровень сахара в крови**

Глюкометры	153
------------	-----

**Ингаляция, паровые ингаляторы и пульсоксиметры**

Ингаляторы	161, 164
Паровые ингаляторы	161, 168
Пульсоксиметры	163, 170

**Слуховые аппараты**

	173
--	-----

**Средства для планирования беременности и базальные термометры**

Набор средств для планирования беременности	179, 181
Базальные термометры	180

**Температура тела**

Термометры	183
------------	-----

**Электростимуляция TENS/EMS**

TENS/EMS	189
----------	-----

**Эпиляция**

Технология импульсного излучения IPL, эпиляция	199
--	-----

**Уход за руками и стопами**

Маникюр/педикюр	205
-----------------	-----

**Уход за телом**

Щетка для тела, антицеллюлитный массаж, cellulite releaZer	211
--	-----

**Уход за лицом**

Щетки для лица	218
Сауна для лица, очистители пор, приборы по уходу за кожей лица	221
Косметические зеркала с подсветкой	217, 223

**Уход за волосами**

Фены, выпрямители для волос, фен-щетка, щипцы для завивки волос, мультистайлеры для волос	227
---	-----

**BarbersCorner**

Триммер для точечного удаления волос, триммер для бороды, машинка для стрижки волос, триммер для тела, сетчатая бритва, роторная бритва	235
---	-----

**Товары для детей**

Радионяня	241, 244
Молокоотсосы, подогреватели бутылочек для детского питания, цифровые стерилизаторы бутылочек для детского питания	246

Термометр, весы для младенцев, гребень для вычесывания вшей	248
Насальные аспираторы	242, 250
Ингаляция	243, 250

**Спорт и активный образ жизни**

Датчики активности	253
Пульсоксиметры	255

**EMS — электростимуляция мышц**

TENS/EMS	257, 260
Тренажеры для мышц живота	261
Миостимулятор	259, 262

## Ваша жизнь, Ваше приложение

Вы сами определяете, в какой мере Вам нужен контроль, тренерская поддержка и помощь при занятии спортом или во время ухода за ребенком. Мы предлагаем приборы и соответствующие приложения, которые помогут организовать день так, как удобно Вам.

# Подходящее приложение для любого образа жизни

Индивидуальные инструментальные средства и приложения.



- 1 **Приложение beurer CalmDown**  
Избавьтесь от стресса еще быстрее с помощью прибора stress releaZer.
- 2 **Приложение beurer EMS HomeStudio**  
Установите на смартфоне/планшете приложение HomeStudio, создав себе личного тренера по EMS.
- 3 **Приложение beurer FreshHome**  
Благодаря контролю микроклимата у плохого воздуха не остается ни одного шанса.
- 4 **Приложение beurer BabyCare**  
Регистрируйте данные своего малыша для анализа его развития.
- 5 **Приложение beurer HealthManager**  
Регистрируйте показатели жизнедеятельности и здоровья и отправляйте их, например, своему врачу.
- 6 **Приложение beurer BodyShape**  
Достигайте желаемого веса. Измеряйте показатели своей активности и питайтесь осознанно.
- 7 **Приложение beurer SleepExpert**  
Измеряйте характеристики своего сна, чтобы определить причины его нарушений.



- 8 **Приложение beurer CareCam**  
Контроль за ребенком во время сна, наблюдение за пожилыми людьми или помещениями через смартфон.
- 9 **Приложение beurer CosyNight**  
Заранее нагрейте свою простыню, даже если Вы еще в пути.
- 10 **Приложение beurer CardioExpert**  
Контролируйте и точно измеряйте кровяное давление и сердечный ритм.
- 11 **Приложение beurer SleepQuiet**  
Точный анализ храпа поможет Вам его уменьшить.
- 12 **Приложение beurer FreshRoom**  
Создавайте приятный микроклимат с помощью контроля влажности воздуха и долговременного мониторинга.
- 13 **Приложение beurer myIPL**  
Поможет при выполнении долгосрочной профессиональной эпиляции с использованием технологии IPL.
- 14 **Приложение beurer LightUp**  
Начинайте свой день без резких движений с помощью светового будильника или приборов дневного света.

## Приложения Beurer для любой жизненной ситуации

Вы контролируете состояние своего здоровья или управляете приборами и функциями с помощью интеллектуальных устройств: современные приложения Beurer помогут организовать комфортный день. Для любого продукта Beurer, отмеченного знаком beurer connect, имеется продуманное приложение или практическая программа для ПК. Загрузите бесплатное приложение в Apple App Store или Google Play.



## Приложение beurer PainAway



Прибор для безмедикаментозной болеутоляющей терапии (TENS) воздействует на нервные окончания через кожу посредством электрических импульсов.



# Система HealthManager

Ваше здоровье — Ваше главное богатство

Главная тема — система HealthManager

**Аппараты ЭКГ** НОВИНКА ★

**Измерение кровяного давления**

**Измерение массы тела и анализ биоэлектрического сопротивления (BIA)**

**Измерение степени насыщения крови кислородом**

**Измерение температуры**

**Потребление жидкости** НОВИНКА ★

**Содержание сахара в крови**

**Отслеживание фаз активности и сна**

**beurer connect**

**beurer HealthManager**

Приложение beurer HealthManager — это комплексная система мониторинга Вашего здоровья

Менеджмент здоровья в домашних условиях. Профилактика, диагностика и контроль за состоянием здоровья — сегодня это уже вошло в привычку и стало показателем здорового образа жизни. Разработанная нами система beurer HealthManager превосходно дополняет Ваши медицинские приборы.

Приложение beurer HealthManager: контроль за состоянием здоровья — такой, каким он должен быть. Современный, с использованием новых технологий и простой в применении. Функция «Поделиться» позволяет отправить результаты измерений кому и когда захотите.

Проверка состояния Вашего здоровья и обмен соответствующими данными. В любое время. Везде. Защита данных с сертификатом TÜV\*.

В любой из этих областей результаты Ваших измерений будут представляться наглядно и информативно. Графики и таблицы с результатами измерений обеспечат быстрый и удобный общий обзор Ваших данных. Вам действительно понравится наблюдать за состоянием своего здоровья — в любое время и в любом месте. Кроме того, данные внутри системы HealthManager легко синхронизируются друг с другом.



\* Сертифицированное онлайн-приложение beurer HealthManager Cloud



Бесплатное приложение позволяет управлять данными разных устройств. Превосходная обзорность благодаря удобному дисплею с возможностью индивидуальной настройки.

Кровяное давление, ЭКГ, уровень сахара в крови, вес, степень насыщения крови кислородом, активность, сон, температура и вода.



maremed®

## Прибор для создания морского микроклимата

Уникальная запатентованная технология имитирует биодинамические свойства морского побережья и создает в доме микроклимат, идентичный морскому.

Стр. 75



### maremed®: дышите морским воздухом

Новый, запатентованный прибор для создания морского микроклимата maremed® принесет в Ваш дом целебный морской воздух. Инновационный прибор maremed® оснащен высокотехнологичным фильтром с добавлением специально изготовленной морской соли из натурального сырья.

Прибор maremed® способен повысить интенсивность дыхания и улучшить общее самочувствие. Он естественным образом увлажняет дыхательные пути, ослабляет астматические симптомы и улучшает качество сна. Прибор maremed® — идеальный выбор днем и ночью, для детей и взрослых!



Глубоко вдохните и ощутите силу моря у себя дома.

Ценные минералы и микроэлементы (до 65 разновидностей) освобождают дыхательные пути.

### Повышение качества воздуха

Один прибор для очистки, минерализации, обеззараживания, ионизации и увлажнения воздуха

### Удобное управление

Управление прибором посредством ЖК-дисплея с сенсорными кнопками

### Высокая производительность

Водяной бак объемом 6 литров, с системой автоматического отключения и большим воздуховыпускным отверстием



## Тренажер для осанки PhysioLine

Персональный тренер, помогающий поддерживать здоровье спины. Маленький зажим с большими возможностями — присоединяйтесь.

**Стр. 128**



8sense  
by beurer

Персональный тренер, который следит за тем, как вы сидите.

Многие люди большую часть дня проводят сидя. И приобретают нездоровые привычки, которые могут привести к боли в спине. **Тренажер для осанки позаботится о Вас!** Инновационная разработка **PC 100 PostureControl** поможет научиться сидеть без вреда для здоровья. Активное сидение и нескучные упражнения предотвратят проблемы со спиной.

**Двойная система — здоровая спина!** Зажим и приложение общими усилиями проследят за здоровьем Вашей спины.

### Что может Beurer 8sense

- Быстрое и простое применение
- Профилактика боли в спине
- Выявляет привычку сидеть в нездоровой позе
- Помогает сидеть правильно
- Анализирует Вашу позу в положении сидя
- Поддерживает и улучшает здоровье спины



 **Bluetooth®**

При использовании приложения Ваши данные передаются по *Bluetooth®*.



**PAIN**  
free

## Электростимуляция

Проверенный метод домашней электростимуляции TENS/EMS эффективно избавляет от болей без применения медикаментов.



**Стр. 188**



Электростимуляция — самостоятельное лечение без приема медикаментов

Принцип действия основан на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью электродов проводятся через кожу к нервным или мышечным волокнам. Уменьшение боли, расслабление, массаж и тепло — технология демонстрирует эффективность уже несколько десятилетий и постоянно совершенствуется, помогая именно там, где это нужно.

В ассортименте продукции Beurer для TENS/EMS имеются приборы для всех участков тела, удобные для применения дома.



# BARBERS CORNER

## beurer


Профессиональный набор для самостоятельного ухода за бородой и телом. Удобный для применения в домашних условиях. В новой линейке продукции найдется все необходимое для создания эффектного образа.

Стр. 234

### Beurer BarbersCorner — домашний парикмахер-стилист

Профессиональные продукты **Beurer BarbersCorner** избавят от необходимости посещать барбершоп. Серия **Beurer BarbersCorner** включает в себя изделия по уходу за бородой и телом на любой вкус, оснащенные инновационными функциями.

Выдвижной фасонный триммер, позволяющий максимально аккуратно подстричь каждый волосок, самозатачивающиеся лезвия и многоступенчатая тонкая настройка для профессиональной стрижки волос. Помимо технических нюансов, впечатление производят высококачественные материалы, стильный дизайн цвета металлик и эргономичная форма.



#### Всегда готовы к применению!

Все аккумуляторные продукты ассортимента BarbersCorner в случае разряда батареи можно подключить в сеть и продолжать использовать.

### Модная тенденция: бакенбарды

Стайлер 2 в 1 для стрижки бороды и бакенбардов

### Аккуратно как в салоне

Подравнивание мельчайших волосков без особого труда

### Профессиональная стрижка

Регулировка длины срезания и точная настройка

### Идеальный стайлинг бороды

Абсолютно не раздражает кожу: лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием




Мягкое тепло

МЫ ЛЮБИМ ТЕПЛО

### Спина скажет вам спасибо

Ортопедическая подушка под спину с функцией прогрева сочетает в себе два полезных свойства: используйте подушку в качестве опоры, чтобы сидеть без вреда для спины, и при необходимости включайте подачу приятного тепла.



Эргономичная поза на рабочем месте, дома и в машине.

Дома, на работе



и в автомобиле.



### НК 70 Ортопедическая подушка под спину с функцией прогрева

- Универсальная фиксация двумя боковыми лентами-липучками
- Простое управление одной кнопкой
- В комплекте принадлежности для автомобиля

Тепло + эргономичная форма изделия



### Надежная фиксация

Простая и практичная фиксация при помощи лент-липучек

Тепло — в нужное место

Благодаря товарам для обогрева Beurer Вы создадите приятную атмосферу комфорта и тепла именно там, где Вам ее не хватает. Проверенная временем технология доступна в новых цветовых решениях и вариантах дизайна.



Приятное тепло для плеч и шеи



Электрическая грелка НК 48 Cosy

- Размер примерно 40 x 30 см
- Стирка в машине при 30 °С (чехол со встроенным нагревательным элементом)
- 3 температурных уровня, с подсветкой

Универсальная электрическая диванная грелка

Красивая, мягкая, приятно теплая



Электрическая грелка для живота/спины НК 49 Cosy

- Размер примерно 69 x 28 см
- Стирка в машине при 30 °С
- 3 температурных уровня, с подсветкой



Новые цвета, современные варианты дизайна

Очень уютная и пушистая грелка размера XXL



Электрическая грелка НК 125 Cosy

- Очень большой размер XXL: 60 x 40 см
- Стирка в машине при 30 °С
- 6 температурных уровней, с подсветкой



**Любимые варианты дизайна**

Прекрасно подойдут к Вашему дивану



НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка НК 35**

- Размер примерно 40 x 30 см
- Стирка текстильного чехла в машине при 30 °С
- 3 температурных уровня, с подсветкой

**Все с удобными выключателями**

Комфортная регулировка температуры.



НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка НК 25**

- Размер: примерно 40 x 30 см
- Хлопчатобумажный чехол, стирка в машине при 40 °С
- 3 температурных уровня, с подсветкой



НОВИНКА  
в наличии

**Грелка для ног FW 20**

- Размер около 32 x 26 x 26 см
- Подходит для ног до 47 размера
- Съемная плюшевая подкладка, пригодна для стирки
- 3 температурных уровня, с подсветкой



НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка-накидка СС 50**

- Большой размер, примерно 145 x 100 см
- Стирка в машине при 30 °С
- 6 температурных уровней



HK 37 To Go



**Шарф-хомут с подогревом, с аккумулятором**

- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Работа от аккумулятора ок. 2 часов
- Модный и практичный аксессуар для поддержания тепла
- Функция зарядки для смартфонов



- Современный узор «коса» и мягкая подкладка
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 3 температурных уровня
- Контроль температуры с функцией аварийного отключения
- Автоматическое отключение примерно через 110 мин
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный внешний аккумулятор, время зарядки ок. 4,5 ч
- Размер ок. 35 x 29 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °С
- 3,6 Вт
- В комплекте внешний аккумулятор на 2500 мА·ч
- С зарядным кабелем
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125273088
- № арт.: 273.08

HK 47 To Go



**Переносная электрическая грелка на сиденье с внешним аккумулятором**

- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Работа от аккумулятора ок. 2 часов
- Идеальный вариант для улицы
- Функция зарядки для смартфонов



- Мягкая поверхность и прочная обратная сторона
- 3 температурных уровня
- Контроль температуры с функцией аварийного отключения
- Автоматическое отключение примерно через 110 мин
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный внешний аккумулятор, время зарядки ок. 4,5 ч
- Размер ок. 49 x 33 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °С
- 3,6 Вт
- В комплекте внешний аккумулятор на 2500 мА·ч
- С зарядным кабелем
- В комплекте сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125217211
- № арт.: 217.21

HK 67 To Go



**Переносная электрическая грелка-пояс с внешним аккумулятором**

- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Работа от аккумулятора ок. 2 часов
- Простая фиксация
- Максимальная свобода движений
- Функция зарядки для смартфонов



- Очень мягкая поверхность в сочетании с эластичным неопреном
- Приятный на ощупь материал
- 3 температурных уровня
- Контроль температуры с функцией аварийного отключения
- Автоматическое отключение примерно через 110 мин
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный внешний аккумулятор, время зарядки ок. 4,5 ч
- Размер ок. 125 x 17 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °С
- 3,6 Вт
- В комплекте внешний аккумулятор на 2500 мА·ч
- С зарядным кабелем
- В комплекте сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125217310
- № арт.: 217.31

HK 72 Akku



**Переносной согревающий пояс с аккумулятором**

- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Работа от аккумулятора ок. 4 часов
- Не выделяется, можно носить даже под одеждой



- Очень мягкая поверхность в сочетании с эластичным неопреном
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 4 температурных уровня
- Контроль температуры с функцией аварийного отключения
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный аккумулятор, время зарядки ок. 2–3 ч
- Размер ок. 125 x 18 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °С
- 4 Вт
- С аккумулятором на 2500 мА·ч
- С зарядным устройством
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 421112525919
- № арт.: 225.91



HK 25



**Электрическая грелка**

- С функцией быстрого нагрева



- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Гигиеническая защитная оболочка из пластика
- Чехол из хлопка
- Размер ок. 40 x 30 см (Д x Ш)
- Чехол: машинная стирка при 40 °С
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125255022
- № арт.: 255.02



HK 35



**Электрическая грелка**

- С функцией быстрого нагрева




- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Гигиеническая защитная оболочка из пластика
- Чехол из мягкого флиса
- Размер ок. 40 x 30 см (Д x Ш)
- Чехол: машинная стирка при 30 °С
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125260026
- № арт.: 260.02





**HK Comfort**  
Электрическая грелка

- Пушистая, мягкая электрогрелка




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент с пушистой поверхностью
- Размер ок. 44 x 33 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125273927
- № арт.: 273.92



**HK 42 Super-Cosy**  
Электрическая грелка с пушистой поверхностью

- Пушистая поверхность




- С пушистой поверхностью
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент с пушистой поверхностью
- Размер ок. 44 x 33 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125273781
- № арт.: 273.78



**HK 44 Cosy**  
Электрическая грелка

- Электрическая грелка традиционной формы




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Размер ок. 50 x 30 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125275051
- № арт.: 275.05



**HK 45 Cosy**  
Электрическая грелка

- С особо мягкой поверхностью




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Чехол из мягкого флиса
- Размер ок. 44 x 33 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125273033
- № арт.: 273.03




**HK 48 Cosy**  
Электрическая грелка

- Особо мягкая поверхность
- Двусторонняя подушка
- С внутренней подушкой



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Чехол со встроенным нагревательным элементом
- Внутренняя подушка (не подходит для стирки)
- Размер ок. 40 x 30 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125275013
- № арт.: 275.01



**Стандарт Öko-Tex**  
 Вся продукция Beurer, отмеченная этим знаком, сертифицирована в соответствии со стандартом Öko-Tex 100 и постоянно проходит контроль качества. Это, без сомнения, гарантирует Вам хорошее самочувствие.






НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка для живота/спины**

- Широкая резиновая лента для удобства и простой фиксации




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Размер ок. 69 x 28 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125213145
- № арт.: 213.14



**Электрическая грелка для спины и шеи**

- Удобная анатомическая форма
- Индивидуальная регулировка благодаря поясу и мягкой застежке-липучке в области шеи




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Размер ок. 62 x 42 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125215132
- № арт.: 215.13



НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка для плеч**

- Особенно мягкая поверхность




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Размер ок. 56 x 52 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125216160
- № арт.: 216.16



**Электрическая грелка для спины и шеи**

- Удобная анатомическая форма
- Индивидуальная регулировка благодаря поясу и мягкой застежке-липучке в области шеи
- Инновационный светодиодный кнопочный выключатель




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Чехол из мягкого флиса
- Размер ок. 62 x 42 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125215057
- № арт.: 215.05



**Электрическая грелка**

- Особая гибкость
- Инновационный светодиодный кнопочный выключатель
- В форме бабочки




- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Чехол из мягкого флиса
- Размер ок. 47 x 34 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125274047
- № арт.: 274.04



НОВИНКА  
в наличии

**Электрическая грелка размера XXL**

- Размер XXL: 60 x 40 см
- Особенно мягкая поверхность
- Инновационный светодиодный кнопочный выключатель



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательный элемент из мягкого флиса
- Чехол из мягкого флиса
- Размер ок. 60 x 40 см (Д x Ш)
- Нагревательный элемент/чехол: машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125274139
- № арт.: 274.13

HK 55 Easyfix



**Многофункциональная электрическая грелка**

- Быстрая и легкая фиксация на животе, спине и суставах
- В скатанном виде можно использовать как грелку для шеи



- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Нагревательные элементы под велюровым покрытием
- Размер ок. 59 x 30 см (Д × Ш)
- Нагревательный элемент: машинная стирка при 30 °С

- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125214135
- № арт.: 214.13



HK 63 Rheumatherm®



**Электрическая грелка**

- 6 встроенных магнитов для создания магнитных полей



- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Гигиеническая защитная оболочка из пластика
- Чехол из хлопка
- Размер ок. 40 x 30 см (Д × Ш)
- Чехол: машинная стирка при 40 °С

- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125271053
- № арт.: 271.05

HK 70



**Ортопедическая подушка под спину с функцией прогрева**

- Эргономичная поза сидя + тепло: на рабочем месте, дома и в машине
- Универсальная фиксация с помощью двух боковых лент-липучек
- Простое управление одной кнопкой
- В комплекте принадлежности для автомобиля



- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Контроль температуры + функция аварийного отключения
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Подключение к сети с помощью практичного спирального кабеля
- Чехол со встроенным нагревательным элементом
- Внутренняя подушка (не подходит для стирки)
- Размер ок. 36 x 29 см (Д × Ш)
- Чехол: машинная стирка при 30 °С

- 20 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125214333
- № арт.: 214.33

**Дополнительная информация об изделии HK 70**

Возможность универсального применения: эргономичная ортопедическая подушка под спину с функцией прогрева


Наслаждайтесь преимуществами приятного обогрева в области спины — дома, на работе и в автомобиле.

Подушка под спину с функцией прогрева HK 70 — идеальный спутник в положении сидя. Благодаря универсальной системе фиксации с помощью лент-липучек дополнительное тепло для спины доступно на спинке любого сиденья, в том числе в автомобиле.



**Благоприятное воздействие на здоровье спины**

Эргономичная форма поддерживает здоровую осанку и расслабляет мышцы спины.




TS 15



**Электрическая простыня**

- Не скользит за счет фиксации на матрасе



- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д × Ш)
- машинная стирка при 30 °С


- 60 Вт

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125303006
- № арт.: 303.00

TS 19 Kompakt



**Электрическая простыня**



- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 130 x 75 см (Д × Ш)
- машинная стирка при 30 °С

- 50 Вт

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125304058
- № арт.: 304.05



**TS 23**

**Электрическая простыня**

- С декоративным узором




- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125314811
- № арт.: 314.81



**TS 26 XXL**

**Электрическая простыня для двуспальной кровати**

- Для 2 человек
- 2 переключателя для 2 индивидуальных тепловых зон




- «Дышащий» материал
- 2 переключателя
- 2 зоны с 3 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмные выключатели
- Верхняя сторона: нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 140 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 2 x 60 Вт
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125317164
- № арт.: 317.16



**UB 30 Kompakt**

**Электрическая простыня**




- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 130 x 75 см (Д x Ш)
- Ручная стирка
- 50 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125306007
- № арт.: 306.00



**UB 33**

**Электрическая простыня**

- С декоративным узором




- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- Ручная стирка
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125314002
- № арт.: 314.00



**UB 53 Teddy Single**

**Электрическая простыня**

- Верхняя сторона из мягкого плюша
- Инновационный светодиодный кнопочный выключатель



- «Дышащий» материал
- 4 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прил. через 12 ч
- Автоматическое переключение из температурного режима 4/3 на режим 2 через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: плюш, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125326029
- № арт.: 326.02



**UB 56 Teddy Double**

**Электрическая простыня для двуспальной кровати**

- Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
- Для 2 человек
- 2 переключателя для 2 индивидуальных тепловых зон
- Верхняя сторона из мягкого плюша
- Инновационный светодиодный кнопочный выключатель




- «Дышащий» материал
- 2 переключателя
- 2 зоны с 4 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прил. через 12 ч
- Автоматическое переключение из температурного режима 4/3 на режим 2 через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмные выключатели
- Верхняя сторона: плюш, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 2 x 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125319021
- № арт.: 319.02






- Электрическая простыня**
- С мягким нетканым материалом
  - Инновационный светодиодный кнопочный выключатель
  - С декоративным узором



- «Дышащий» материал
- 4 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 12 ч
- Автоматическое переключение из температурного режима 4/3 на режим 2 через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: мягкий нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125360023
- № арт.: 360.02




- Электрическая простыня**
- Практичная форма натяжной простыни



- «Дышащий» материал
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикатор температуры с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Универсальный размер для 200 x 90 см/200 x 100 см
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125362010
- № арт.: 362.01



- Электрическая простыня**
- С пушистой поверхностью
  - Усиленный обогрев в области ног
  - Инновационный светодиодный кнопочный выключатель



- С пушистой поверхностью
- «Дышащий» материал
- 4 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 12 ч
- Автоматическое переключение из температурного режима 4/3 на режим 2 через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: пушистая поверхность, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер: ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 5, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125314781
- № арт.: 314.78




- Электрическая простыня для двуспальной кровати**
- Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
  - Для 2 человек
  - Инновационный светодиодный кнопочный выключатель для 2 настраиваемых отдельно тепловых зон
  - Верхняя сторона с мягким нетканым материалом



- «Дышащий» материал
- 2 переключателя
- 2 зоны с 4 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 12 ч
- Автоматическое переключение из температурного режима 4/3 на режим 2 через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмные выключатели
- Верхняя сторона: мягкий нетканый материал, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 2 x 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125318055
- № арт.: 318.05



- Электрическая простыня для двуспальной кровати**
- Очень большой размер: ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
  - Для 2 человек
  - Верхняя сторона из мягкого плюша
  - Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)
  - Регулируемое автоматическое отключение
  - Автоматическое переключение на более низкую температуру
  - Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч



- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 переключателя
- Зоны 2 x 2 с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение 1–12 часов
- Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9 на режим 6 через 3 ч
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съёмные выключатели
- Верхняя сторона: плюш, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 160 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 2 x 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125319120
- № арт.: 319.12



- Электрическая простыня**
- Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)
  - Регулируемое автоматическое отключение
  - Автоматическое переключение на более низкую температуру
  - Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч



- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение 1–12 часов
- Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9 на режим 6 через 3 ч
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125370008
- № арт.: 370.00




- Электрическая простыня**
- Инновационный кнопочный выключатель с ЖК-дисплеем для отдельно настраиваемых тепловых зон (тело + ноги)
  - Регулируемое автоматическое отключение
  - Автоматическое переключение на более низкую температуру
  - Режим ECO: индикация расхода электроэнергии в кВт·ч
  - Особенно мягкая поверхность (мягкий флис)



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение 1–12 часов
- Автоматическое переключение с температурного режима 7/8/9 на режим 6 через 3 ч
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: мягкий флис, нижняя сторона: нетканый материал
- Универсальный размер для 200 x 90 см/200 x 100 см
- машинная стирка при 30 °C
- 60 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125375003
- № арт.: 375.00




- Электрическая простыня**
- Электрическая простыня (Wi-Fi)
  - Управление дома и в дороге
  - Голосовое управление через Amazon Alexa
  - Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый день недели
  - Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
  - Верхняя сторона из хлопка



- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение
- Переключение температуры на прежний режим с помощью программы нагрева
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 55 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Конфигурирование через Bluetooth®
- Дистанционное управление по Wi-Fi
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer CosyNight Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125370015
- № арт.: 370.01



- Электрическая простыня**
- Электрическая простыня (Wi-Fi)
  - Управление дома и в дороге
  - Голосовое управление через Amazon Alexa
  - Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый день недели
  - Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
  - Особенно мягкая поверхность (мягкий флис)



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение
- Переключение температуры на прежний режим с помощью программы нагрева
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Верхняя сторона: мягкий флис, нижняя сторона: нетканый материал
- Универсальный размер для 200 x 90 см/200 x 100 см
- машинная стирка при 30 °C
- 55 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Конфигурирование через Bluetooth®
- Дистанционное управление по Wi-Fi
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer CosyNight Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125375010
- № арт.: 375.01



- Грелка для ног**
- Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
  - Особо мягкие



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 3 температурных уровня
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение примерно через 90 мин
- Точное электронное регулирование температуры
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Верхняя сторона: мягкий флис, мешок для ног: мягкий плюш
- Размер ок. 32 x 26 x 26 см (Д x Ш x В)
- Плюшевый мешок для ног вынимается, подходит для машинной стирки при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Подходит для ног до 47 размера
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 421112531065
- № арт.: 531.06



- Грелка для ног с массажем**
- Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
  - Тепло и массаж можно также использовать отдельно



- 2 ступени массажа
- 2 температурных уровня
- Мешок для ног: мягкий плюш
- Размер ок. 32 x 26 x 26 см (Д x Ш x В)
- Плюшевый мешок для ног вынимается, подходит для ручной стирки
- 16 Вт
- Подходит для ног до 47 размера
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 421112533014
- № арт.: 533.01




- Грелка для ног с массажем шиацу**
- Подходит для стоп большого размера (размер обуви до 47)
  - Тепло и массаж можно также использовать отдельно



- 1 ступень массажа
- 1 температурный режим
- Верхняя сторона/мешок для ног из мягкого флиса
- Размер ок. 32 x 31 x 17 см (Д x Ш x В)
- Мешок для ног вынимается, подходит для машинной стирки при 30 °C
- 20 Вт
- Подходит для ног до 47 размера
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 421112534004
- № арт.: 534.00




**HD 75 Cosy Taupe**  
 Электродеяло  
 • Очень мягкая накидка



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикатор функций с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Мягкий флис
- Размер ок. 180 x 130 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125424008
- № арт.: 424.00




**HD 75 Cosy White**  
 Электродеяло  
 • Очень мягкая накидка



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикатор функций с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Мягкий флис
- Размер ок. 180 x 130 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125424169
- № арт.: 424.16




**HD 90**  
 Электродеяло  
 • Мягкое и уютное



- Особо мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикатор функций с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Размер ок. 180 x 130 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125421007
- № арт.: 421.00




**HD 100**  
 Электродеяло  
 • Мягкое и уютное  
 • Очень большое: 200 x 150 см  
 • Инновационный светодиодный кнопочный выключатель



- Особо мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикаторы температурных режимов, с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Размер ок. 200 x 150 см (Д x Ш)
- машинная стирка при 30 °C
- 150 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125431020
- № арт.: 431.02



**CC 50 Cosy**  
 Электрическая грелка-накидка  
 • Очень мягкая накидка  
 • Идеальный вариант для холодных вечеров  
 • Можно использовать в качестве электродеяла  
 • Практичная кнопочная застежка



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Приятный на ощупь материал
- 6 температурных уровней
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Автоматическое отключение прикл. через 3 ч
- Индикатор функций с подсветкой
- Съёмный выключатель
- Мягкий флис
- Размер ок. 145 x 100 см (Ш x В)
- машинная стирка при 30 °C
- 100 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125420048
- № арт.: 420.04



## Вес и диагностика

**В РАВНОВЕСИИ**

### С легкостью к комфортному весу

Весы Connect BF 720 показывают вес, содержание воды, мышц и жира в организме, а также дополнительную информацию о гомеостазе. Все показания можно записывать в приложении beurer HealthManager.



Контроль массы тела и многих других показателей организма.



Три сенсорные кнопки.  
Полный доступ к функциям и без приложения.



### Диагностические весы BF 720

- Благодаря трем сенсорным кнопкам теперь можно использовать и без приложения
- Упрощенная интеграция в приложение
- Все показания доступны для просмотра в течение длительного времени



**Bluetooth®**

works with



HealthManager

SignatureLine. Элегантный дизайн и очень большой дисплей размера XXL с подсветкой.

Измерение массы тела и диагностика, два размера, три варианта отделки: девять моделей с увеличенным максимальным весом до 200 кг и дисплеем размера XXL с подсветкой, все выполнены в неповторимом дизайне SignatureLine.

Signature  
LINE



НОВИНКА  
в наличии

#### ↑ Стекланные весы GS 400

- Большая опорная поверхность из суперпрочного белого стекла или суперпрочного черного стекла
- Большой дисплей размера XL: 39 мм
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг



НОВИНКА  
в наличии

#### ↑ Напольные весы из нержавеющей стали GS 405

- Очень большая опорная поверхность с отделкой из высококачественной нержавеющей стали
- Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (anti-fingerprint): поверхность со специальным покрытием для легкой очистки
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

НОВИНКА  
в наличии

#### ← Стекланные весы GS 410

- Очень большая опорная поверхность из суперпрочного белого стекла или суперпрочного черного стекла
- Очень большой дисплей размера XXL: 49 мм
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг



Безупречно: результаты анализа всегда под рукой



НОВИНКА  
в наличии

#### Диагностические весы BF 400

- Большая опорная поверхность из суперпрочного белого стекла или суперпрочного черного стекла
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг



НОВИНКА  
в наличии

#### Диагностические весы BF 410

- Очень большая опорная поверхность из суперпрочного белого стекла или суперпрочного черного стекла
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг

Форму определяет функция: красота дизайна в размере XXL с многочисленными аксессуарами.

Чистая элегантность сияющего белого цвета или воспоминания об отпуске — в коллекции Veiger каждый найдет напольные весы по душе.

### Волшебная красота

Непринужденная атмосфера отпуска у Вас дома: GS 215 с дисплеем Magic.

НОВИНКА  
в наличии



#### Стеклянные весы GS 215 Boats

- Волшебная красота: непринужденная атмосфера отпуска у Вас дома
- Светодиоды Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



62,4 X TARA

Увеличенный максимальный вес.  
Крупные цифры.  
Очень большая опорная поверхность.  
Практичная функция тарирования.

НОВИНКА  
в наличии



#### Стеклянные весы GS 340 XXL

- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа в горизонтальном формате изготовлена из сверхпрочного супербелого стекла толщиной 8 мм
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
- С практичной функцией тарирования для взвешивания младенцев, животных или ручной клади



НОВИНКА  
в наличии



#### Стеклянные весы GS 215 Relax

- Волшебная красота: атмосфера расслабленности и благополучия у Вас дома
- Светодиоды Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



ВЕСЫ CONNECT

Connect Classic



BF 600 Style  
№ арт.: 749.40




BF 600 Pure Schwarz  
№ арт.: 748.03



BF 600 Pure Weiß  
№ арт.: 749.03

Connect Premium



BF 720  
№ арт.: 749.38



BF 850 Schwarz  
№ арт.: 748.21



BF 850 Weiß  
№ арт.: 748.24


Pro Connect



BF 950 Black  
№ арт.: 749.12



BF 950 White  
№ арт.: 749.11



BF 105 Body Complete  
№ арт.: 748.12



BF 1000  
Super Precision  
№ арт.: 748.60

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Classic



BF 180  
№ арт.: 749.09



BG 13  
№ арт.: 760.30

Comfort



BF 195  
№ арт.: 748.16



BF 220  
№ арт.: 748.13




BF 400 Black  
SignatureLine  
№ арт.: 735.74



BF 400 White  
SignatureLine  
№ арт.: 735.75

Premium



BF 530  
№ арт.: 751.20



BG 21  
№ арт.: 764.30



BF 410 Black  
SignatureLine  
№ арт.: 735.72



BF 410 White  
SignatureLine  
№ арт.: 735.73




BG 40  
№ арт.: 761.06




BG 51 XXL  
№ арт.: 760.20

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ


Design



GS 10  
№ арт.: 756.30



GS 10 black  
№ арт.: 756.21



GS 202  
№ арт.: 756.38



GS 203 New York  
№ арт.: 756.25




GS 203 London  
№ арт.: 756.26




GS 203 Paris  
№ арт.: 756.31



GS 203 Wood  
№ арт.: 756.32



GS 203 Slate  
№ арт.: 756.36



GS 206 Squares  
№ арт.: 756.63



GS 213  
№ арт.: 756.29



GS 215 Boats  
№ арт.: 757.35



GS 215 Relax  
№ арт.: 757.36


Special



GS 225  
№ арт.: 757.33



GS 235  
№ арт.: 757.32



GS 280 BMI Genius  
№ арт.: 757.31



GS 300 Black  
№ арт.: 756.08



GS 340 XXL  
№ арт.: 756.03



GS 400 Black  
SignatureLine  
№ арт.: 735.78



GS 400 White  
SignatureLine  
№ арт.: 735.79



GS 405  
SignatureLine  
№ арт.: 735.82



GS 410 Black  
SignatureLine  
№ арт.: 735.76



GS 410 White  
SignatureLine  
№ арт.: 735.77



PS 240 Soft grip  
№ арт.: 754.15



GS 39  
№ арт.: 744.00

Special




GS 58  
№ арт.: 766.10

Classic



MS 01  
№ арт.: 710.05



LS 14  
№ арт.: 755.40



PS 160  
№ арт.: 725.30

Comfort



PS 25  
№ арт.: 741.10



MS 50  
№ арт.: 716.00

БАГАЖНЫЕ ВЕСЫ

Classic



LS 06  
№ арт.: 732.12



LS 10  
№ арт.: 732.10



LS 20 eco  
№ арт.: 732.13



LS 50 Travelmeister  
№ арт.: 732.18

**BF 600 Style Bluetooth®**



Bluetooth®

works with beurer HealthManager

**Connect Classic**

**Диагностические весы**

- Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя
- Дисплей с белой подсветкой
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125749408

• № арт.: 749.40



**BF 600 Pure Bluetooth®**



Bluetooth®

works with beurer HealthManager

**Connect Classic**

**Диагностические весы**

- Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения
- Поставляется в черном и белом цвете



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя
- Дисплей с белой подсветкой
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

• № EAN: черный: 4211125748036

№ арт.: черный: 748.03

• № EAN: белый: 4211125749033

№ арт.: белый: 749.03



**BF 720 Bluetooth®**



Bluetooth®

works with beurer HealthManager

**Connect Premium**

НОВИНКА в наличии

**Диагностические весы**

- Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения
- Три сенсорные кнопки: весы можно использовать и без приложения



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя
- Черный ЖК-дисплей; белая подсветка с индикацией инициалов пользователя
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Тонкие электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 30 x 2,5 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 23 мм (вес)
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125749385

№ арт.: 749.38



**BF 850 Bluetooth®**




Bluetooth®

works with beurer HealthManager

**Connect Premium**

**Диагностические весы**

- Автоматическая передача данных в пределах радиуса действия Bluetooth® после открытия приложения
- Увеличенная платформа с обрамлением
- Поставляется в черном и белом цвете



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя
- 2-строчный дисплей с голубой подсветкой и индикацией инициалов пользователя
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- Элегантная рамка
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 32,5 x 32,5 x 2,4 см
- Платформа из прочного стекла: 32 x 32 см
- Размер цифр: 22 мм (вес)
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: черный: 4211125748210

№ арт.: черный: 748.21

• № EAN: белый: 4211125748241

№ арт.: белый: 748.24



**BF 950 Bluetooth®**





Bluetooth®

works with beurer HealthManager

**Connect Premium**

**Диагностические весы**

- Точно-матричный дисплей
- Светодиодный мотиватор: цветной сигнал, сообщающий о достижении цели
- С режимом для беременных с целью контроля прибавления веса при беременности (без анализа биоэлектрического сопротивления (BIA))
- Функция тарирования TARA



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Память на 8 пользователей с автоматическим распознаванием пользователя
- 2-строчный дисплей; белая подсветка с индикацией инициалов пользователя
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Покрытие наружных поверхностей оксидом индия и олова (ITO)<sup>1)</sup>
- Современный многослойный дизайн
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 32 x 32 x 2,4 см
- Платформа из прочного стекла: 32 x 32 см
- Размер цифр: 23 мм (вес)
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: white: 4211125749118

№ арт.: white: 749.11

• № EAN: black: 4211125749125

№ арт.: black: 749.12



**Достигайте своих целей с мотивацией**

Диагностические весы BF 950 — это передовые технологии и ультрасовременный дизайн. Платформа весов имеет высококачественное токопроводящее покрытие из оксида индия и олова (ITO). Покрытие позволяет выполнять анализ биоэлектрического сопротивления (BIA), в ходе которого, помимо массы тела, определяются жировая, мышечная и костная массы, тканевая жидкость, а также ИМТ и расчетный расход энергии. В весы встроены светодиодный мотиватор, цветной сигнал которого мгновенно информирует Вас о том, насколько Вы приблизились к желаемому весу. Еще одно преимущество для беременных женщин: благодаря подключаемому режиму для беременных Вы всегда можете контролировать через приложение прибавку в весе во время беременности, имея в руках надежный путеводитель.

Также стоит упомянуть индикатор времени и температуры, а также функцию тарирования для детей до 2 лет, которая превращает весы в незаменимого помощника.

<sup>1)</sup> ITO: Indium Tin Oxide (оксид индия и олова).



- BF 105 Body Complete Bluetooth®**
- Bluetooth
- works with beurer HealthManager
- Pro Connect**
- Диагностические весы**
- Детальная диагностика всего организма с соединением через мобильное приложение
  - Отдельное измерение для верхней/нижней части тела с помощью 8 электродов
  - Съемный беспроводной дисплей с голубой фоновой подсветкой



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- Отдельное измерение для верхней/нижней части тела
- Очень большой съемный дисплей размера XXL: 120 x 46 мм
- Новейший точно-матричный дисплей
- Интуитивное меню на следующих языках: немецкий (D), английский (GB), французский (F), испанский (ES), итальянский (I)
- Электроды большой площади из сатинированной нержавеющей стали
- Передача данных посредством USB и Bluetooth®
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10 + гостевой режим
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 33 x 33 x 4 см
- Платформа: 33 x 30 см
- Размер цифр: 22 мм
- В комплекте 6 батареек AA 1,5 В
- Бесплатное программное обеспечение<sup>1)</sup> и приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше


• Гарантия 5 лет

• BF 100/105 ProfiSet (без изображения), Номер заказа: 748.11

• Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125748128

• № арт.: 748.12



- BF 1000 Super Precision Bluetooth®**
- Bluetooth
- works with beurer HealthManager
- Pro Connect**
- Диагностические весы**
- Детальная диагностика всего организма с соединением через мобильное приложение
  - Функция перекрестного измерения с помощью 8 электродов для точного контроля различных участков тела
  - Профессиональное исполнение: приподнятый дисплей на алюминиевой ножке оснащен голубой подсветкой



- Масса тела, жировая, мышечная и костная масса, висцеральный жир, тканевая жидкость; скорость активного/основного обмена веществ
- Жировая и мышечная масса по сегментам
- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой: 112 x 65 мм
- Новейший точно-матричный дисплей
- Интуитивное меню на следующих языках: D, GB, F, ES, I
- Покрытие наружных поверхностей весов оксидом индия и олова (ITO)<sup>2)</sup>
- Электроды из высококачественной сатинированной стали (блок управления)
- Платформа: безопасное стекло толщиной 10 мм
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10 + гостевой режим
- Ячейки памяти для результатов измерений: 30
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: кнопка ВКЛ. и Quick-Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 50 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 38 x 39 x 100 см
- Платформа: 38 x 39 см
- Размер цифр: 18 мм
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 1, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125748609

• № арт.: 748.60




**Больше некуда**

Диагностические весы BF 1000 Super Precision расскажут о вас всё и даже немного больше. Благодаря 8 электродам для рук и ног и специальному перекрестному измерению они отображают на удобном точно-матричном дисплее не только массу тела, но и жировую, мышечную и костную массы, висцеральный жир, тканевую жидкость и расчетный расход энергии. Жировую и мышечную массу можно отобразить посегментно, т. е. для отдельных участков тела (например, левая рука, правая нога, торс и т. д.). Вы еще никогда не получали такую точную информацию о своем теле. Соединение через мобильное приложение обеспечивает оптимальное долгосрочное наблюдение.

Особое важное значение имеет показатель висцерального жира, потому что даже во внешне здоровом теле в области живота могут скапливаться клетки жира (= жировые накопления в брюшной полости/внутренних органах). В перспективе это может привести к увеличению риска нарушения обмена веществ, например к диабету и образованию отложений в сосудах.



Все под контролем — детальная диагностика всего организма с перекрестным измерением






BF 180 Classic

Диагностические весы

- Большой дисплей с голубой подсветкой



- Масса тела, жировая, мышечная и костная масса, тканевая жидкость и индикация калорий, скорости основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Дисплей с голубой подсветкой
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 34 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В


- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125749095
- № арт.: 749.09



BG 13 Classic

Диагностические весы

- С очень большим дисплеем



- Масса тела, жировая и мышечная масса, тканевая жидкость
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Сдержанный дизайн с рисунком в полосу
- Большой дисплей размера XL
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г/0,1 %
- Размеры: 30 x 30 x 1,8 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 38 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В


- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125760304
- № арт.: 760.30



BF 195 Comfort

Диагностические весы

- Дисплей красивой круглой формы с голубой подсветкой
- Современное обрамление



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Дисплей с голубой подсветкой
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 31 x 31 x 2,3 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 28 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В


- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125748166
- № арт.: 748.16



BF 220 Comfort

Диагностические весы

- Платформа из стекла толщиной 8 мм размера XL
- Очень большой дисплей с голубой подсветкой



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости
- Дисплей с голубой подсветкой
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %
- Размеры: 32 x 32 x 2,4 см
- Платформа из прочного стекла: 32 x 32 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В



- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125748135
- № арт.: 748.13



BF 400 SignatureLine

Диагностические весы

- Большой дисплей размера XL с подсветкой для удобного чтения
- Большая опорная поверхность из прочного стекла
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Современный черный дисплей размера XL
- Дисплей с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из белого стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 31 x 31 x 2,8 см, дисплей: 52 x 119 мм
- Платформа из прочного стекла: 31 x 31 см
- Размер цифр: 35 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: черный: 4211125735746
- № арт.: черный: 735.74
- № EAN: белый: 4211125735753
- № арт.: белый: 735.75



BF 530 Comfort


Диагностические весы

- Диагностические весы с элегантным обрамлением
- Дисплей с белой подсветкой
- Автоматическое распознавание пользователя



- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- 8 ячеек памяти с автомат. распознаванием пользователя
- Дисплей с белой подсветкой
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Элегантная рамка
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 8
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 30 x 2,3 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125751203
- № арт.: 751.20



- Диагностические весы**
- Большой 2-строчный дисплей
  - Индикация нескольких параметров: все под контролем



- body analysis
- 10 user memory
- body mass index
- calorie display
- xl display
- 180 kg loading

- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Дисплей с индикацией нескольких параметров
- Интерпретация значений жировой массы
- Тонкие электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Tap-On (касанием)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 30 x 31,5 x 2,5 см
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 25 мм (вес)
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125764302
- № арт.: 764.30



НОВИНКА в наличии

- Диагностические весы**
- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой для удобного чтения
  - Большая платформа из прочного стекла
  - Увеличенный максимальный вес: до 200 кг



- body analysis
- 10 user memory
- interpretation
- illuminated XXL display
- digit size 45 mm
- 8mm safety glass
- 200 kg loading

- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Современный черный дисплей размера XXL
- Дисплей с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из прочного стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Закрытая нижняя сторона
- С пояснением измеренных значений
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 69 x 149 мм
- Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см
- Размер цифр: 45 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: черный: 4211125735722
- № арт.: черный: 735.72
- № EAN: белый: 4211125735739
- № арт.: белый: 735.73



- Диагностические весы**
- Элегантное обрамление
  - Современный черный дисплей с 2-строчной индикацией



- body analysis
- 10 user memory
- calorie display
- xl size 33 x 32 cm
- 150 kg loading

- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного/основного обмена веществ
- Квадратный черный дисплей
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Определение жировой массы со сверхточной классификацией
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Vibration-On (вибрация вкл.)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 33 x 32 x 2,3 см, дисплей: 63 x 62 мм
- Платформа из прочного стекла: 29 x 28 см
- Размер цифр — 22 мм (вес)
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125761066
- № арт.: 761.06



- Диагностические весы**
- Платформа из стекла толщиной 8 мм размера XXL
  - Максимальный вес: 200 кг — подходит также для людей с большим весом
  - Индикация нескольких параметров: все показатели под контролем



- body analysis
- 10 user memory
- body mass index
- xxl size 39 x 30 cm
- xxl display
- 8mm safety glass
- 200 kg loading

- Определение массы тела, жировой, мышечной и костной массы, тканевой жидкости; индикация калорий, скорости активного обмена веществ
- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Дисплей с индикацией нескольких параметров
- Интерпретация значений жировой массы
- Современные сенсорные кнопки
- Электроды из сатинированной нержавеющей стали
- 5 уровней активности
- Пользовательские ячейки памяти: 10
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г/0,1 %/1 ккал
- Размеры: 39 x 30 x 2,5 см, дисплей: 236 x 42 мм
- Платформа из прочного стекла: 39 x 30 см
- Размер цифр: 28 мм (вес)
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125760205
- № арт.: 760.20



- Стекланные весы**
- Удобство хранения благодаря плоской конструкции: высота весов всего 19 мм




- slim 19 mm
- 180 kg loading

- Хорошо читаемый ЖК-дисплей
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 73 x 30 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756215
- № арт.: 756.21



- Стекланные весы**
- Чарующий, сверкающий рисунок



- slim 19 mm
- 180 kg loading

- Хорошо читаемый ЖК-дисплей
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 73 x 30 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756307
- № арт.: 756.30



Design

**Стекланные весы**

- Лаконичная красота



- Большой дисплей размера XL
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756383
- № арт.: 756.38



Design

**Стекланные весы**

- Для создания особенных акцентов в ванной комнате
- Дисплей с белой подсветкой
- Фотопечать «Нью-Йорк»



- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Фотопечать «Современные мотивы»
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125756253
- № арт.: 756.25



Design

**Стекланные весы**

- Для создания особенных акцентов в ванной комнате
- Дисплей с белой подсветкой
- Фотопечать «Лондон»



- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Фотопечать «Современные мотивы»
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125756260
- № арт.: 756.26



Design

**Стекланные весы**

- Для создания особенных акцентов в ванной комнате
- Дисплей с белой подсветкой
- Фотопечать «Париж»



- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Фотопечать «Современные мотивы»
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125756314
- № арт.: 756.31



Design

**Стекланные весы**

- Для создания особенных акцентов в ванной комнате
- Дисплей с белой подсветкой
- Фотопечать с имитацией дерева




- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Фотопечать «Современные мотивы»
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125756321
- № арт.: 756.32




Design

**Стекланные весы**

- Для создания особенных акцентов в ванной комнате
- Дисплей с белой подсветкой
- Фотопечать с имитацией сланца



- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Фотопечать «Современные мотивы»
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125756369
- № арт.: 756.36



**GS 206 Squares**

**Design**

**Стекланные весы**

- Оживят ванную комнату
- С дисплеем с голубой подсветкой
- Декоративный узор с имитацией мозаики



- Большой дисплей размера XL с голубой подсветкой
- Плоская конструкция: всего 1,9 см
- Декоративный рисунок
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 83 x 45 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 40 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756635
- № арт.: 756.63




**GS 213**

**Design**

**Стекланные весы**

- Большая платформа
- Прочное стекло толщиной 8 мм



- Большой дисплей
- Плоская конструкция: всего 1,8 см
- Платформа из прочного безопасного стекла толщиной 8 мм
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 32 x 30,5 x 1,8 см, дисплей: 93 x 39 мм
- Платформа из прочного стекла: 32 x 30,5 см
- Размер цифр: 36 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756291
- № арт.: 756.29



**GS 215 Boats**

**Design**

**Стекланные весы**

- Волшебная красота: непринужденная атмосфера отпуска у Вас дома
- Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



- Современный точно-матричный индикатор
- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Фотопечать ярких цветов
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 27 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125757359
- № арт.: 757.35

НОВИНКА  
в наличии



**GS 215 Relax**

**Design**

**Стекланные весы**

- Волшебная красота: атмосфера расслабленности и благополучия у Вас дома
- Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



- Современный точно-матричный индикатор
- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Яркая цветная фотопечать
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 27 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125757366
- № арт.: 757.36

НОВИНКА  
в наличии



**GS 225**

**Special**

**Стекланные весы**

- Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения
- Четкие линии и ничего лишнего — подойдет для любой ванной комнаты



- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Современный точно-матричный индикатор
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 27 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125757355
- № арт.: 757.33



**GS 235**

**Special**

**Стекланные весы**

- Приятная противоскользящая поверхность
- Элегантная матовая поверхность со структурой плитки
- Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Противоскользящая поверхность
- Современный точно-матричный индикатор
- Структура плитки
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 73 x 27 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 27 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125757328
- № арт.: 757.32




**GS 280 BMI Genius**  
Special



- С расчетом ИМТ (индекса массы тела)
- Многоцветный дисплей для отображения градации ИМТ (согласно ВОЗ<sup>1)</sup>)
- Дисплей с многоцветной подсветкой
- Цветовая градация ИМТ согласно ВОЗ<sup>1)</sup>
- Функция памяти
- Память на 10 пользователей
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,9 см, дисплей: 80 x 42 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 29 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125757311
- № арт.: 757.31



**GS 300 Black**  
Special



- Неустаревающий дизайн
- Платформа из безопасного стекла с противоскользящей поверхностью
- Удобный для чтения дисплей
- Противоскользящая поверхность из силикона
- Комфорт и устойчивость
- Плоская конструкция: всего 1,8 см
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 1,8 см, дисплей: 80 x 33 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 30 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756086
- № арт.: 756.08




**GS 340 XXL**  
Special



- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа в горизонтальном формате изготовлена из сверхпрочного супербелого стекла толщиной 8 мм
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
- С практичной функцией тарирования для взвешивания младенцев, животных или ручной клади
- Очень большой дисплей размера XXL с белой подсветкой
- Очень большая платформа из белого стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Функция тарирования для взвешивания младенцев, животных и т. д.
- Закрытая нижняя сторона
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 35 x 30 x 2,6 см, дисплей: 94 x 80 мм
- Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см
- Размер цифр: 66 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125756031
- № арт.: 756.03



**GS 400 SignatureLine**  
Special



- Большой дисплей размера XL с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из прочного стекла
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
- Современный черный дисплей размера XL
- Дисплей с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из прочного стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 31 x 31 x 2,8 см, дисплей: 44 x 119 мм
- Платформа из прочного стекла: 31 x 31 см
- Размер цифр: 39 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: черный: 4211125735784 № арт.: черный: 735.78
- № EAN: белый: 4211125735791 № арт.: белый: 735.79




**GS 405 SignatureLine**  
Special



- Весы из нержавеющей стали
- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой для удобного чтения
- Очень большая платформа с поверхностью из высококачественной нержавеющей стали
- Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (anti-fingerprint): поверхность со специальным покрытием для легкой очистки
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
- Современный черный дисплей размера XXL
- Дисплей с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из прочного стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 55 x 149 мм
- Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см
- Размер цифр: 49 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125735721 № арт.: 735.82



**GS 410 SignatureLine**  
Special



- Очень большой дисплей размера XXL с подсветкой для удобного чтения
- Очень большая платформа из прочного стекла
- Увеличенный максимальный вес: до 200 кг
- Современный черный дисплей размера XXL
- Дисплей с подсветкой для удобного чтения
- Большая платформа из прочного стекла толщиной 8 мм
- Высокий максимальный вес
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 200 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 35 x 30 x 2,8 см, дисплей: 55 x 149 мм
- Платформа из прочного стекла: 35 x 30 см
- Размер цифр: 49 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: черный: 4211125735760 № арт.: черный: 735.76
- № EAN: белый: 4211125735777 № арт.: белый: 735.77




Special

**Напольные весы**

- Приятная безопасная прорезиненная поверхность
- Черный дисплей с подсветкой
- Минимальная цена деления: 50 г



- Черный дисплей с подсветкой
- Платформа Soft Grip: мягкая нескользящая поверхность
- Декоративное решение: элегантная накладка из нержавеющей стали
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 50 г
- Размеры: 30 x 30 x 2,1 см, дисплей: 82 x 41 мм
- Большая платформа: 30 x 30 см
- Размер цифр: 33 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125754150
- № арт.: 754.15



Special

**Стекланные весы с функцией голосовых сообщений**

- 5 языков: немецкий (D), английский (GB), французский (F), испанский (ES), русский (RUS)
- Регулируемая сила звука, звук может быть отключен
- Эксклюзивный дизайн с эффектной голубой подсветкой



- Эффектная голубая подсветка
- Большая платформа
- 4 ячейки памяти: простое сохранение и вызов последнего результата измерения
- Изменение единиц измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны) (в англоязычном режиме)
- Технология включения: Vibration-On (вибрация вкл.)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 35 x 34 x 2,3 см, дисплей: 92 x 47 мм
- Платформа из прочного стекла: 28 x 34 см
- Размер цифр: 33 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125744007
- № арт.: 744.00



Special

**Стекланные весы**

- Двойной аналогово-цифровой дисплей
- Современная белая подсветка дисплея
- Функция напоминания для сравнения результатов взвешивания



- Круглый дисплей в стиле приборной доски самолета
- Платформа элегантной формы
- Функция напоминания (сигнал через 24 ч)
- Индикация единицы измерения: kg (кг), lb (фунты)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 34 x 40 x 3,1 см, дисплей: 79 x 31 мм (цифровой), Ø 14 см (аналоговый)
- Платформа из прочного стекла: 34 x 31,5 см
- Размер цифр: 26 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125766108
- № арт.: 766.10




Classic

**Механические напольные весы**

- Базовая модель для любой ванной комнаты
- Хорошо читаемая индикация веса




- Аналоговая индикация веса
- Противоскользящая поверхность
- Индикация единицы измерения: kg (кг), lb (фунты)
- Максимальный вес: 120 кг/цена деления: 1 кг
- Размеры: 26,2 x 25,6 x 5,6 см, дисплей: 73 x 50 мм
- Большая платформа: 30 x 27 см
- Размер цифр: 5 мм
- Батарейка не требуется
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125710057
- № арт.: 710.05



Classic

**Стекланные весы**

- Классическая модель, неподвластная времени



- Удобный для чтения дисплей
- Платформа из прочного стекла
- Плоская конструкция
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 150 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30 x 30 x 2 см, дисплей: 73 x 29 мм
- Платформа из прочного стекла: 30 x 30 см
- Размер цифр: 25 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125755409
- № арт.: 755.40



Classic

**Напольные весы**

- Очень большой дисплей размера XXL
- Привлекает внимание: элегантная стеклянная вставка



- Очень большой, удобный для чтения дисплей
- Платформа из приятного на ощупь пластика
- Декоративный элемент: стеклянная вставка
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 30,5 x 30,5 x 2,2 см, дисплей: 75 x 53 мм
- Большая платформа: 30,5 x 30,5 см
- Размер цифр: 47 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125725303
- № арт.: 725.30



PS 25  
Comfort

- Напольные весы**
- Вечная классика в размере XXL
  - Большой дисплей с белой подсветкой




- xxl size 34 x 34,5 cm
- xl display
- 180 kg loading
- PLUS X AWARD Award for Ease of Use

- Белая подсветка дисплея
- Пластиковые весы белого цвета
- Размер XXL: 34 x 34,5 см
- Элегантное оформление дисплея в серебристом цвете
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты), st (стоуны)
- Технология включения: Quick Start (быстрый запуск)
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 180 кг/цена деления: 100 г
- Размеры: 33,5 x 34 x 3,1 см, дисплей: 95 x 49 мм
- Большая платформа: 34 x 34,5 см
- Размер цифр: 39 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125741105
- № арт.: 741.10



MS 50  
Comfort

- Механические напольные весы**
- Классическая модель с полностью видимой шкалой




- analog display
- 135 kg loading

- Аналоговая индикация веса на полностью видимой шкале
- Противоскользящая поверхность
- Отображение единицы измерения: кг (kg)
- Максимальный вес: 135 кг/цена деления: 1 кг
- Размеры: 34 x 41 x 5,5 см, дисплей: Ø 150 мм
- Большая платформа: 28 x 34 см
- Размер цифр: 8 мм
- Батарейка не требуется
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125716004
- № арт.: 716.00



LS 06

- Багажные весы**
- Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных тратах за превышение веса багажа
  - Дисплей с голубой подсветкой
  - С практичной рулеткой



- 10 g graduation
- 1 m tape measure
- 40 kg loading

- Маленькие и удобные багажные весы
- Автоматическая функция удерживания
- С практичным ремешком
- Удобный для чтения дисплей
- Подходят для взвешивания других предметов
- Рулетка: 1 м/3 фута
- Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции), kg (кг), lb (фунты)
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 40 кг/цена деления: 10 г
- Размеры: 13,9 x 3,5 x 2,8 см
- Длина ремешка: 15,1 см
- Размер цифр: 11 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125732127
- № арт.: 732.12



LS 10

- Багажные весы**
- Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных тратах за превышение веса багажа
  - Звуковой сигнал подтверждает автоматическую функцию удерживания
  - С практичным фонариком



- torch light
- 50 g graduation
- 50 kg loading

- Маленькие и удобные багажные весы
- Автоматическая функция удерживания со звуковым сигналом
- С практичным ремешком
- Удобный для чтения дисплей
- Подходят для взвешивания других предметов
- Фонарик
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты)
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 50 кг/цена деления: 50 г
- Размеры: 13,8 x 5,5 x 3,4 см
- Длина ремешка: 22,5 см
- Размер цифр: 9 мм
- В комплекте 3 батарейки LR44
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125732103
- № арт.: 732.10



LS 20 eco

- Багажные весы**
- Экологичные и экономичные: батарейка не требуется, поскольку весы активируются нажатием кнопки Dynamo-Power<sup>®</sup>
  - Идеально для авиаперелетов: забудьте о дополнительных тратах за превышение веса багажа
  - Всегда готовы к эксплуатации — батарейки не требуются



- dynamo-power
- 10 g graduation
- 50 kg loading

- Багажные весы без батареек — Dynamo-Power<sup>®</sup>
- Автоматическая функция удерживания
- С практичным ремешком
- Удобный для чтения дисплей
- Подходят для взвешивания других предметов
- Перенастройка единицы измерения: kg (кг), lb (фунты)
- Технология включения: Dynamo-Power
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 50 кг/цена деления: 10 г
- Размеры: 17,3 x 3,5 x 2,8 см
- Длина ремешка: 15,1 см
- Размер цифр: 11,5 мм
- Батарейка не требуется
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125732134
- № арт.: 732.13



LS 50 Travelmeister

- Travelmeister 3 в 1**
- Идеальный вариант для использования в дороге
  - Портативное зарядное устройство, багажные весы и фонарик в одном приборе



- black lcd 32.4
- up to 2 chargings
- torch light
- 50 g graduation
- 5000 mAh powerbank
- 50 kg loading

- Внешний аккумулятор, багажные весы и фонарик
- Со съемным ремешком для компактного размещения
- Удобный для чтения дисплей черного цвета
- Подходят для взвешивания других предметов
- Фонарик
- Для зарядки аккумуляторных устройств с портом USB (например, смартфонов)
- До 2 зарядок традиционных моделей смартфонов
- Емкость аккумулятора 5000 мА·ч
- В комплекте кабель Micro-USB
- Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции), kg (кг), lb (фунты)
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Максимальный вес: 50 кг/цена деления: 10 г
- Размеры: 15,8 x Ø 3,3 см
- Длина ремешка: 14 см
- Размер цифр: 8 мм
- Емкость аккумулятора 5000 мА·ч
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125732189
- № арт.: 732.18

Кухонные весы  
и питание

КУХОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

Маленькие помощники доставят много удовольствия во время приготовления различных блюд и выпечки

Здоровое и сбалансированное питание — это ведь так просто! Кухонные весы компании Weieger помогут Вам в течение длительного времени контролировать вес и улучшать самочувствие. Строгие или яркие, практичные, модные или исключительно удобные — у нас огромный выбор весов на любой вкус. Чтобы легко ориентироваться в нашем обширном ассортименте продукции, мы распределили кухонные весы по четырем категориям. Действительно сложно выбрать!

Design

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| KS 19 Love<br>№ арт.: 704.17  | KS 19 Breakfast<br>№ арт.: 704.03   | KS 19 Ice-cream<br>№ арт.: 704.02   | KS 19 Berry<br>№ арт.: 704.05   | KS 19 Fresh<br>№ арт.: 704.06   | KS 19 Lemon<br>№ арт.: 704.07   |
|  |  |  |   |   |   |
| KS 19 Sequence<br>№ арт.: 704.08  | KS 19 Black<br>№ арт.: 704.04   | KS 19 Slate<br>№ арт.: 704.16   |   |   |   |

Classic

- |   |   |
|---|---|
|  |  |
| KS 22<br>№ арт.: 704.10   | KS 28<br>№ арт.: 708.25   |

Comfort

- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| KS 25<br>№ арт.: 704.15   | KS 26<br>№ арт.: 704.29   | KS 34<br>№ арт.: 703.11   | KS 34 XL<br>Stainless Steel<br>№ арт.: 703.12   | KS 51<br>№ арт.: 706.51   | KS 54<br>№ арт.: 708.40   |

Premium

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| KS 36<br>№ арт.: 704.45   | KS 52<br>№ арт.: 706.10   | KS 59 XXL<br>№ арт.: 705.30   | DS 61<br>№ арт.: 709.05   |



**Умная система контроля потребления жидкости**

Прибор напомнит Вам о том, что пора попить.

Маленькое, легкое и компактное устройство для офиса, дома и путешествий.

Умный прибор контроля потребляемой жидкости можно носить с собой куда угодно, каждый день.



### Вода — эликсир жизни

Организм взрослого человека с нормальным весом примерно на 50–60 % состоит из воды, в организме младенца доля воды достигает 75 %\*. Потребление достаточного количества воды ежедневно делает нас бодрее и в целом улучшает самочувствие. Однако это не так просто. Все мы то и дело забываем попить, не так ли?

**Высокотехнологичный прибор контроля потребляемой жидкости DM 20** контролирует Ваш день, с помощью приложения beurer HealthManager подробно протоколирует потребляемую Вами жидкость и своевременно напоминает о необходимости попить.




**Не беспокойтесь!** Подходят любые емкости для питья.



**Цветной светодиодный индикатор**



**Функция напоминания!** Сопровождение в течение всего дня.



### Прибор контроля потребляемой жидкости DM 20

- Измерение, анализ и оптимизация ежедневного потребления жидкости
- Протоколирование питьевого режима
- Возможность использования с различными емкостями
- Личный дневник потребления жидкости в приложении



**Bluetooth®**




\* Ассоциация независимых консультантов по вопросам здоровья (UGB), дипломированный экотрофолог Беате Эбберс «Жажда: своевременная дозаправка»



Design



Design



Design



Design



Classic



Classic

- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы
  - Сенсорное управление




1 демонстрационная коробка на упаковочную единицу



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), lb:oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 14,5 x 20 x 1,7 см
- Размеры дисплея: 4,5 см x 2,3 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: Breakfast: 4211125704032
- № арт.: Breakfast: 704.03
- № EAN: Ice-cream: 4211125704025
- № арт.: Ice-cream: 704.02
- № EAN: Love: 4211125704179
- № арт.: Love: 704.17

- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы
  - Сенсорное управление



1 демонстрационная коробка на упаковочную единицу



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), lb:oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 14,5 x 20 x 1,7 см
- Размеры дисплея: 4,5 см x 2,3 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: демонстрационная коробка: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: Berry: 4211125704056
- № арт.: Berry: 704.05
- № EAN: Fresh: 4211125704063
- № арт.: Fresh: 704.06
- № EAN: Lemon: 4211125704070
- № арт.: Lemon: 704.07

- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы
  - Сенсорное управление



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), lb:oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 14,5 x 20 x 1,7 см
- Размеры дисплея: 4,5 см x 2,3 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: Sequence: 4211125704087
- № арт.: Sequence: 704.08
- № EAN: Black: 4211125704049
- № арт.: Black: 704.04

- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы
  - Сенсорное управление



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), ml (мл), oz (унции), lb:oz (жидкие унции), lb:oz (фунты: унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 14,5 x 20 x 1,7 см
- Размеры дисплея: 4,5 см x 2,3 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125704162
- № арт.: 704.16


- Кухонные весы**
- Многослойный дизайн
  - Компактно и удобно
  - Платформа из высококачественной стали



- Максимальный вес: 3 кг
- Цена деления: 1 г
- Перенастройка единицы измерения: g (г), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 11,5 x 17 x 2,7 см
- Платформа: 11 x 11 см
- Размеры дисплея: 4,5 x 1,6 см
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4
- № EAN: 4211125704100
- № арт.: 704.10

- Кухонные весы**
- Легкие в уходе кухонные весы круглой формы
  - Плоская конструкция: высота всего 19 мм
  - Сенсорное управление



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb (фунты), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: Ø 18,8 x 1,9 см
- Размеры дисплея: 4,4 x 2 см
- Размер цифр: 16 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125708252
- № арт.: 708.25



Comfort

- Кухонные весы**
- С дисплеем с голубой подсветкой
  - Чаша емкостью 1,2 л



- Емкость 1,2 л
- Чашу можно мыть в посудомоечной машине
- Максимальный вес: 3 кг
- Цена деления: 1 г
- Перенастройка единиц измерения kg (кг), g (г), lb: oz (фунты: унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 15 x 22 x 4,8 см
- Чаша: Ø 14,2 см
- Размеры дисплея: 6,5 x 2,8 см
- Размер цифр: 22 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125704155
- № арт.: 704.15



Comfort



- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы с большой стеклянной платформой
  - Дисплей с белой подсветкой



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легко очищаемая стеклянная платформа для взвешивания
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb:oz (фунты : унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 14,5 x 19,9 x 3,5 см
- Размеры дисплея: 6,5 x 2,7 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125704292
- № арт.: 704.29



Comfort

- Кухонные весы**
- Современные кухонные весы с увеличенным максимальным весом (15 кг)
  - Светодиод Magic: невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения
  - С функцией удерживания: вес отображается после взвешивания



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Функция удерживания
- Максимальный вес: 15 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb: oz (фунты: унции), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 20 x 26,3 x 2 см
- Размеры дисплея: 9,5 x 2,5 см
- Размер цифр: 25 мм
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125703110
- № арт.: 703.11



Comfort



- Кухонные весы**
- Кухонные весы из нержавеющей стали, максимальный вес 15 кг
  - Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (anti-fingerprint): поверхность со специальным покрытием для легкой очистки
  - Светодиод Magic: невидимый дисплей, появляется только в процессе измерения



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Удобный для просмотра дисплей Magic белого цвета
- Платформа легко поддается чистке
- Функция удерживания
- Максимальный вес: 15 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), lb: oz (фунты: унции), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 20 x 26,3 x 2,1 см
- Размеры дисплея: 9,5 x 2,5 см
- Размер цифр: 25 мм
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125703127
- № арт.: 703.12



Comfort

- Кухонные весы**
- Взвешивающая поверхность из сатинированной нержавеющей стали
  - Покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев (anti-fingerprint): поверхность со специальным покрытием для легкой очистки
  - Очень плоская конструкция: толщиной всего 15 мм
  - Черный дисплей с подсветкой




- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Очень плоская конструкция: толщиной всего 15 мм.
- Черный дисплей с подсветкой
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), oz (унции), ml (мл)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 18,2 x 20,3 x 1,5 см
- Размеры дисплея: 5,3 x 2,4 см
- Размер цифр: 18 мм
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4
- № EAN: 4211125706517
- № арт.: 706.51



Comfort

- Кухонные весы**
- Большая чаша из сатинированной нержавеющей стали
  - С таймером
  - Встроенный комнатный термометр



- Емкость: 1,5 л
- Чашу можно мыть в посудомоечной машине
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Перенастройка единицы измерения: g (г), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 19 x 5,8 см
- Чаша: 21,3 x 9,3 см
- Размеры дисплея: 4,6 x 2,2 см
- Размер цифр: 10 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125708405
- № арт.: 708.40



- Кухонные электронные весы**
- Для взвешивания пряностей, порошков и красящих пигментов
  - Функция калибровки с юстировочным весом
  - Очень плоская конструкция: толщиной всего 20 мм
  - Невидимый дисплей; появляется только в процессе измерения



- С юстировочным весом
- Максимальный вес: 2 кг
- Цена деления: 0,1 г < 500 г
- Перенастройка единицы измерения: g (г), oz (унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 9,6 x 19 x 2 см
- Платформа: 11,5 x 8 см
- Размеры дисплея: 5 x 1 см
- Размер цифр: 10 мм
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125704452
- № арт.: 704.45



- Настенные кухонные весы**
- Компактные и всегда готовые к использованию благодаря складной платформе
  - С раздельными креплениями для простого монтажа на стене
  - Индикация времени и функция таймера
  - Складываются; можно вешать на стену



- Индикация времени и функция таймера
- Платформа легко поддается чистке
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), lb: oz (фунты; унции), ml (мл), fl.oz (жидкие унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 22,5 x 16 x 5,3 см
- Платформа: Ø 16 см
- Размеры дисплея: 4,5 x 2 см
- Размер цифр: 12 мм
- В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125706104
- № арт.: 706.10



- Бытовые весы**
- С функцией памяти: для индикации последнего измеренного значения
  - Идеально подходят для взвешивания небольших посылок и свертков
  - Увеличенная платформа



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Легкая в уходе стеклянная поверхность
- Увеличенный максимальный вес: 20 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), kg (кг), oz (унции), lb: oz (фунты; унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 22 x 30 x 2,5 см
- Платформа: 22 x 30 см
- Размеры дисплея: 8 x 3 см
- Размер цифр: 20 мм
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125705305
- № арт.: 705.30



- Кухонные весы для диетического питания**
- Для осознанного питания
  - Питательная и энергетическая ценность для 950 продуктов питания, сохраненных в памяти (ккал, кДж, жиры, хлебные единицы, белки, углеводы и холестерин), и 50 ячеек памяти для внесения собственных значений



- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- 99 ячеек памяти для результатов измерений
- Максимальный вес: 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Изменение единиц измерения: g (г), lb: oz (фунты; унции)
- Функция тарирования
- Система автоматического отключения, индикация перегрузки
- Размеры: 16,5 x 23 x 2,4 см
- Размеры дисплея: 6 x 4,5 см
- Размер цифр: 13 мм
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125709051
- № арт.: 709.05



- Прибор контроля потребляемой жидкости**
- Умный помощник, который отслеживает Ваш питьевой режим
  - Оптимальный контроль потребления жидкости при помощи приложения beurer HealthManager
  - Измерение, анализ и оптимизация ежедневного потребления жидкости
  - Передача данных по Bluetooth®
  - Цветной светодиодный индикатор



- Светодиодное напоминание (зеленое/желтое/красное) и сигнал в приборе
- Измерение, анализ и оптимизация потребления жидкости
- Составление графика питья
- Протоколирование потребления жидкости
- Возможность использования с различными емкостями
- Поверхность легко очищается
- Маленькое и удобное устройство: идеально подходит для офиса
- Максимальный вес: 3 кг/6,6 фунта
- Цена деления: 1 г
- Очень плоская конструкция: толщиной всего 20 мм
- Защита от брызг (IP41)
- Функция тарирования
- Размер: примерно Ø 12,1 x 1,9 см
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125703684
- № арт.: 703.68

Дополнительная информация об изделии DM 20

**Прибор контроля потребляемой жидкости: Ваш личный помощник**

Компания Beurer разработала прибор DM 20 для измерения, анализа и оптимизации повседневного потребления жидкости. Много работы, голова забита другими вещами — кому это не знакомо! Легко забыть о том, что нужно достаточно пить.

Вода для нас — эликсир жизни, и количество потребляемой жидкости зачастую влияет на наше самочувствие. Следите за собой — прибор контроля потребляемой жидкости облегчит Вам эту задачу.




**Цветной светодиодный индикатор**

**Совместимость с любыми сосудами**




**Приложение beurer HealthManager**



**Запись и анализ Вашего питьевого режима**

**Составьте личный график питья**



Воздух  
и ароматизация

maremed®: дышите морским воздухом

Новый, запатентованный прибор для создания морского микроклимата maremed® принесет в Ваш дом целебный морской воздух. Вдохните поглубже и почувствуйте, как сила моря оказывает благотворное воздействие на Ваши дыхательные пути.

Прибор для создания морского микроклимата maremed® имитирует биодинамические свойства морского побережья.



Зapatентованная технология создает микроклимат, аналогичный естественному морскому климату.

ДОМА КАК У МОРЯ



Уникальный запатентованный прибор для создания морского микроклимата maremed®.

Инновационный прибор maremed® оснащен высокотехнологичным фильтром с добавлением специально изготовленной морской соли из натурального сырья.

Прибор maremed® способен повысить интенсивность дыхания и улучшить общее самочувствие. Он естественным образом увлажняет дыхательные пути, ослабляет астматические симптомы и улучшает качество сна.



maremed®



### Сила моря у Вас дома

Ценные минералы и микроэлементы (до 65 разновидностей) освобождают дыхательные пути.



НОВИНКА  
03/2020

### Прибор для создания морского микроклимата maremed® MK 500

· Инновационная технология создания морского микроклимата, приближенного к естественному, с международным патентом

### Идеальный микроклимат в дневное и ночное время

- Естественное увлажнение оздоравливает дыхательные пути без образования пара или отложений соли
- В ночном режиме воздух кондиционируется бесшумно и с выключенной панелью управления
- Подходит для помещений площадью до 50 м², а благодаря минималистичному дизайну очищается легко и без применения химических веществ
- Ультрафиолетовое излучение убивает более 99 % бактерий, вирусов и других микроорганизмов

### Повышение качества воздуха

Один прибор для очистки, минерализации, обеззараживания, ионизации и увлажнения воздуха

### Удобное управление

Управление прибором посредством ЖК-дисплея с сенсорными кнопками

### Высокая производительность

Водяной бак объемом 6 литров, с системой автоматического отключения и большим воздуховыпускным отверстием



Водяной бак заполняется морской солью

В специальном устройстве воздух ионизируется, и полученный морской воздух выпускается в окружающую среду

Ультрафиолетовая лампа обеззараживает воду




**Воздухоочиститель: оптимальный выбор для аллергиков.**

Наконец-то можно глубоко вздохнуть в собственном доме. Трехслойная система фильтрации с дополнительной, отдельно подключаемой обработкой ультрафиолетовым излучением позаботится о чистоте воздуха у Вас дома.



**Плохой воздух останется снаружи**

Система фильтрации гарантирует максимальную чистоту воздуха.



**Чистый воздух у Вас дома.**

Забудьте о пылице, мелкой пыли и прочем. Трехслойная система с фильтрами HEPA E12 захватывает до 99,5 % частиц из воздуха.



**Воздухоочиститель LR 310**

- Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому ультрафиолетовому свету
- С функцией автоматической работы — система управления подстраивается под воздух в помещении

**Влажность воздуха в зеленой зоне.**

Целенаправленное повышение качества воздуха дома и на работе. Beurer LB 45 с двумя регулируемыми распылительными насадками с поворотом на 360°, увлажняет воздух даже в самых отдаленных уголках помещения.



**Увлажнитель воздуха LB 45**

- Естественное увлажнение воздуха дома и в офисе
- Две регулируемые распылительные насадки с поворотом на 360°
- Подходит для помещений площадью до 30 м²
- Подходит для распыления ароматических масел

**Работает тихо**  
Идеально для спальни



**Наполните дом благотворными естественными ароматами.**

Изысканные материалы — бамбук и фарфор — превращают ультразвуковой освежитель воздуха LA 40 в настоящий маленький шедевр.



**Ультразвуковой освежитель воздуха LA 40**

- Создает в доме благотворную атмосферу
- Подходит для помещений площадью до 20 м²
- Приятная подсветка со сменой цвета





НОВИНКА 03/2020

- Прибор для создания морского микроклимата**
- Целебный морской воздух в помещении
  - Инновационная технология создания морского микроклимата, приближенного к естественному, с международным патентом
  - Предварительная очистка, минерализация, обеззараживание, ионизация и увлажнение воздуха
  - Увлажнение воздуха без отложений соли



sea air

prefilter

tank 6 litres

easy-to-clean

3 stage blowers setting

timer function

for rooms up to 50 m²

night mode

- Распределение мельчайших частиц морской соли в воздухе
- Снижение уровня загрязнения и микробной нагрузки
- Светодиодный дисплей с интеллектуальным управлением
- Современная система управления при помощи сенсорных кнопок
- Производительность увлажнения: 33 мл/ч
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью до: 50 м²
- Ночной режим со сниженным уровнем шума и отключением дисплея
- Вместимость водяного бака: 6 л
- Специальный дизайн для облегчения очистки — легко разбирается
- Индикатор уровня наполнения водой
- Индикация необходимости замены ультрафиолетовых ламп/фильтра
- Автоматическое отключение
- Макс. 24 Вт
- В комплекте сетевой адаптер
- 2 фильтра предварительной очистки, 1 водяной фильтр, 1 упаковка специальной морской соли (625 г, на один месяц)
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125681197
- № арт.: 681.19



НОВИНКА 03/2020

- Специальная морская соль и фильтр**
- Для использования вместе с прибором maremed® MK 500
  - Полный пакет на 90 дней (при ежедневном применении 24 ч в сутки)
  - В пакет входят бутылка с специальной морской солью (1250 г), мерный стаканчик для дозирования, 4 фильтра предварительной очистки, 2 водяных фильтра



- Подходит для применения только с maremed® MK 500
- В комплекте мерный стаканчик для дозирования
- 4 фильтра предварительной очистки, 2 водяных фильтра, 1 упаковка специальной морской соли (1250 г)
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125681210
- № арт.: 681.21



НОВИНКА 03/2020

- Специальная морская соль maremed®**
- 1250 г специальной морской соли**
- Для применения вместе с прибором maremed® MK 500
  - Изготовлено из натуральных солей
  - Содержит более 65 микроэлементов
  - В комплекте мерный стаканчик для дозирования



- Вспомогательная терапия при заболеваниях дыхательных путей, аллергии и астматических симптомах
- Содержит более 65 микроэлементов, входящих в состав натуральной морской соли
- Состав: минералы натрия, магния, кальция, калия, йода и другие природные микроэлементы
- Подходит для применения только с maremed® MK 500
- В комплекте мерный стаканчик для дозирования
- 1 упаковка специальной морской соли (1250 г)
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4
- № EAN: 4211125681234
- № арт.: 681.23



НОВИНКА 03/2020

- Комплект фильтров maremed®**
- 2 фильтра предварительной очистки
  - 1 водяной фильтр
  - Для применения вместе с прибором maremed® MK 500

- Фильтр предварительной очистки фильтрует такие частицы, как домашняя пыль, шерсть животных и мельчайшие взвешенные частицы из воздуха
- Эффективность фильтра предварительной очистки — до 70 %
- Специальный водяной фильтр вставляется в блок испарителя
- Рекомендуется замена каждые 3 месяца
- Подходит для применения только с maremed® MK 500
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125681227
- № арт.: 681.22



НОВИНКА 03/2020

- Ультрафиолетовая лампа maremed®**
- Для применения с прибором maremed® MK 500
  - Стерилизация и обеззараживание воды
  - Рекомендуется замена каждые 9 месяцев
  - Подходит для применения только с maremed® MK 500
  - Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
  - № EAN: 4211125681241
  - № арт.: 681.24

Дополнительная информация о приборе для создания морского микроклимата maremed®

**Морской климат в Вашем доме: инновационная системная технология**


День у моря. Истинное благо для дыхательных путей и общего самочувствия. С запатентованной разработкой maremed® Ваш дом превратится в морское побережье! **Ощущайте исцеляющую силу моря во всех ее проявлениях изо дня в день.**

Прибор maremed® очищает воздух и воссоздает естественные условия морского побережья. Прибор имитирует взаимодействие воды, соли и солнца, ионизированной морской воды и морского бриза. **Дышите глубже и наслаждайтесь чистым воздухом у себя дома.**



Инновационная технология использует специально изготовленные соли из натурального сырья. Высокотехнологичная система с идеально подобранными компонентами **гарантирует стабильно высокое качество и эффективность.**

Прибор для создания морского микроклимата + специальная морская соль = **maremed®**



**Глубоко вдохните и ощутите силу моря у себя дома.**



**Воздухоочиститель**

- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр предварительной очистки + фильтр с активированным углем + фильтр EPA)
- Эффективность фильтрации: 99,5 %
- Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой функции ионизации
- С ночным режимом: бесшумная работа и приглушенная подсветка панели управления



- air purification technology
- night mode
- illuminated control panel
- 3 stage blower setting
- for rooms up to 28 m<sup>2</sup>
- 60 watts
- SLEEP LINE
- eurowins GS


- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха
- Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой функции ионизации
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью: от 10<sup>11</sup> до 28 м<sup>2</sup> <sup>2)</sup>
- Функция таймера (2, 4 и 8 ч)
- Панель управления с подсветкой
- Индикация необходимости замены фильтра
- Безопасное автоматическое отключение
- Ок. 60 Вт
- Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -  
 № EAN: 4211125660024  
 № арт.: 660.02



**Фильтр предварительной очистки, комбинированный фильтр (EPA 12 + фильтр с активированным углем)**

- Используется только с LR 200
- Эффективность фильтрации: 99,5 %



- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 № EAN: 4211125660048  
 № арт.: 660.04



НОВИНКА в наличии ★

**Воздухоочиститель**

- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр грубой очистки + фильтр с активированным углем + фильтр EPA E12)
- Эффективность фильтрации: 99,5 %
- Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому ультрафиолетовому свету
- С функцией автоматической работы — управление подстраивается к воздуху в комнате



- air purification technology
- illuminated control panel
- timer function
- 3 stage blower setting
- for rooms up to 56 m<sup>2</sup>
- 50 watts
- eurowins GS


- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха
- Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому ультрафиолетовому свету
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью: от 18<sup>11</sup> до 56 м<sup>2</sup> <sup>2)</sup>
- Функция таймера (2, 4 и 8 ч)
- Панель управления с подсветкой
- Индикация необходимости замены фильтра
- Безопасное автоматическое отключение
- Ок. 50 Вт
- Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -  
 № EAN: 4211125660192  
 № арт.: 660.19



**Фильтр предварительной очистки, комбинированный фильтр (фильтр EPA E12 + фильтр с активированным углем)**

- Используется только с LR 300/310
- Эффективность фильтрации: 99,5 %



- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 № EAN: 4211125660123  
 № арт.: 660.12



**Воздухоочиститель: очищение и увлажнение воздуха в одном приборе**

- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр предварительной очистки + фильтр с активированным углем + фильтр EPA)
- Эффективность фильтрации: 85 %
- Увлажнение воздуха за счет холодного испарения: саморегулирование, макс. 220 мл/ч
- С индикацией текущей влажности воздуха в помещении
- Возможность установки желаемого уровня влажности (40–80 %)



- air purification technology
- night mode
- air washer
- timer function
- 3 stage blower setting
- for rooms up to 35 m<sup>2</sup>
- 35 watts
- eurowins GS


- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха
- Производительность увлажнения регулируется автономно, макс. 220 мл/ч
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью до 35 м<sup>2</sup>
- Размер резервуара: 4,6 л
- Съемный резервуар для воды
- Пакет дисков, подходит для мойки в посудомоечной машине
- Функция таймера: 1–12 ч
- Дисплей с подсветкой и резервуар для воды
- Индикация необходимости замены фильтра
- Безопасное автоматическое отключение
- Ок. 35 Вт
- Гарантия 3 года

Уп. ед.: 1, картонная коробка: -  
 № EAN: 4211125660055  
 № арт.: 660.05



**Фильтр предварительной очистки, комбинированный фильтр (EPA 10 + фильтр с активированным углем)**

- Используется только с LR 330
- Эффективность фильтрации: 85 %





- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха

Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 № EAN: 4211125660116  
 № арт.: 660.11



- Воздухоочиститель**
- Воздухоочиститель с управлением через приложение (Wi-Fi)
  - Удобное управление и контроль дома и в пути
  - Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр предварительной очистки + фильтр с активированным углем + фильтр HEPA)
  - Эффективность фильтрации: 99,95 %
  - Датчик PM 2.5 — распознает мелкую пыль с частицами размером 2,5 мкм

- Фильтр предварительной очистки, комбинированный фильтр (HEPA 13 + фильтр с активированным углем)**
- Используется только с LR 500
  - Эффективность фильтрации: 99,95 %



- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха
- Дополнительная очистка воздуха благодаря подключаемому ультрафиолетовому свету
- Цветной индикатор качества воздуха в помещении
- Отображение комнатной температуры и влажности воздуха
- 4 переключаемые вручную скорости вентилятора + турбированный режим + автоматический режим
- Функция таймера: до 24 ч, поминутная настройка
- С ночным режимом: тихая работа и приглушенная подсветка панели управления
- Индикация необходимости замены фильтра
- Подходит для помещений площадью: от 34<sup>1)</sup> до 106 м<sup>2</sup><sup>2)</sup>
- Ок. 75 Вт
- Конфигурирование через Bluetooth®
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>3)</sup> Beurer FreshHome

- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: тонкая пыль, домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125660130
- № арт.: 660.13

- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4
- № EAN: 4211125660079
- № арт.: 660.07

**Высокоэффективный прибор против частиц мелкой пыли и аллергенов**

Концентрация вредных веществ и аллергенов в воздухе в наших жилых помещениях зачастую в два-пять раз превышает показатели атмосферного воздуха. Воздухоочиститель Beurer LR 500 оснащен трехуровневой системой фильтров, включая высокоэффективный фильтр HEPA 13, эффективность фильтрации которого составляет 99,95 %, что позволяет ему удалять из воздуха практически все, что может повредить Вашему здоровью. Подключаемый источник ультрафиолетового излучения дополнительно очищает воздух, обеспечивая легкое дыхание у Вас дома.

С помощью числового и цветового индикатора Вы сможете контролировать качество воздуха, а через мобильное приложение при подключении через Wi-Fi это возможно и в дороге. Работая в бесшумном ночном режиме, прибор улучшает качество воздуха, не мешая Вашему сну.



- Водяной воздухоочиститель**
- Увлажнение воздуха за счет холодного испарения: экономит энергию, регулируется автономно
  - Очистка воздуха: вода удаляет из воздуха домашнюю пыль, пыльцу, шерсть животных, запахи
  - С датчиком и индикатором уровня наполнения водой. Автоматически выключается, если в емкости заканчивается жидкость
  - Практически бесшумная работа
  - Синяя индикация ЖК-дисплея
  - В комплект входят подушечки с ионами серебра: гигиена водяного воздухоочистителя без лишних забот


- Подушечки с ионами серебра**
- Две подушечки с ионами серебра Silvertex®
  - Гигиена LW 230 без лишних забот

- Увлажнитель воздуха (компакт)**
- Идеален для офиса и для поездок
  - В качестве съемного резервуара для воды можно использовать обычную пластиковую бутылку (в объем поставки не входит)
  - Ультразвуковая технология увлажнения
  - С сумкой для хранения



- Саморегулирующаяся производительность увлажнения
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью примерно до 40 м<sup>2</sup>
- Ночной режим работы на уровне 1 или 2
- Очистка воздуха при помощи мойки воздуха
- Макс. объем воды: ок. 7,25 л
- Легко разбирается
- Площадь увлажняющих пластин: ок. 2,5 м<sup>2</sup>
- Индикатор уровня заполнения
- Пакет дисков и ванночка для воды подходят для мойки в посудомоечной машине
- Безопасное автоматическое отключение
- Возможно использование с выключателем с часовым механизмом
- Ок. 7 Вт
- В комплекте подушечки Silvertex®: предотвращают размножение бактерий, грибов и водорослей в воде. Добавление химических веществ не требуется

- Предотвращают размножение бактерий, грибов и водорослей в воде
- Непрерывно испускают в воду ионы серебра
- Добавление химических веществ не требуется
- Время действия: 1 год



- Подходит для помещений площадью до 20 м<sup>2</sup>
- Плавное регулирование
- Максимальная производительность увлажнения — 80 мл/ч
- Практически бесшумная работа
- В качестве съемного резервуара можно использовать обычную пластиковую бутылку
- Высокая безопасность в работе благодаря низкому напряжению (24 В)
- Отверстие для пара с подсветкой
- Отображение уровня воды в бутылке
- Автоматическое отключение
- Ок. 12 Вт
- В комплекте 2 адаптера для бутылки, чистящая щеточка, сетевой адаптер и мешок для хранения

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4
- № EAN: 4211125680053
- № арт.: 680.05



**Увлажнитель воздуха**

- С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию и работает бесшумно
- Для ароматизации помещения, подходит для использования с ароматическими маслами
- С ночным режимом: бесшумная работа и без раздражающей подсветки



- Подходит для помещений площадью до 20 м²
- 2 уровня
- Максимальная производительность увлажнения — 200 мл/ч
- Практически бесшумная работа
- Размер резервуара: 2,0 л
- Съёмный резервуар для воды
- Контрольные светодиоды: белый или голубой обозначают различные уровни распыления, красный — пустой резервуар для воды
- Автоматическое отключение
- 2 уровня: около 20 Вт
- 15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
- В комплект входит щётка для очистки
- Противовирусный фильтр (приобретается дополнительно), № арт.: 163 803
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 3, картонная коробка: -
- № EAN: white: 4211125681135  
№ арт.: white: 681.13
- № EAN: toffee: 4211125681173  
№ арт.: toffee: 681.17



**Увлажнитель воздуха**

- С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию и работает бесшумно
- Для ароматизации помещения, подходит для использования с ароматическими маслами



- Подходит для помещений площадью до 25 м²
- Плавное регулирование
- Максимальная производительность увлажнения — 220 мл/ч
- Практически бесшумная работа
- Размер резервуара: 2,8 л
- Съёмный резервуар с видимым уровнем воды
- Контрольный светодиод
- Автоматическое отключение
- Ок. 20 Вт
- 15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
- В комплект входит щётка для очистки
- Противовирусный фильтр (приобретается дополнительно), № арт.: 162 843
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125681050  
№ арт.: 681.05



НОВИНКА  
в наличии

**Увлажнитель воздуха**

- С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию и работает бесшумно
- Два регулируемые распылительные насадки с поворотом на 360°
- Для ароматизации помещения, подходит для использования с ароматическими маслами



- Подходит для помещений площадью до 30 м²
- Плавное регулирование с помощью колесика «под хром»
- Максимальная производительность увлажнения — 300 мл/ч
- Практически бесшумная работа
- Размер резервуара: 4,0 л
- Видимый уровень воды с цветной индикацией в резервуаре
- Автоматическое отключение
- Макс. ок. 25 Вт
- 15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
- В комплекте фильтр от известки
- Фильтр от известки предлагается также в качестве дополнительного комплекта № арт. 162.843
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125681074  
№ арт.: 681.07



**Увлажнитель воздуха**

- Технология испарения теплой воды
- Без бактерий и гигиенично
- Специальные фильтры для замедления образования известкового налета
- Съёмный резервуар для воды




- Подходит для помещений площадью до 50 м²
- 2 уровня
- Производительность увлажн. 2 уровня: 200 мл/ч + 400 мл/ч
- Бесшумная работа
- Гигиеничный водяной пар
- Размер резервуара: 6 л
- Съёмный резервуар для воды
- Контрольные светодиоды
- Окшко для контроля уровня воды
- Автоматическое отключение/защита от перегрева
- Ок. 365 Вт
- В комплекте 15 специальных фильтров для замедления образования известкового налета
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125686055  
№ арт.: 686.05



**Увлажнитель воздуха**

- Ультразвуковое распыление с нагревом воды
- Высокая производительность увлажнения благодаря ультразвуковой технологии увлажнения
- Гигиенично и без бактерий благодаря нагреву воды
- Съёмный резервуар для воды



- Подходит для помещений площадью до 48 м²
- Плавное регулирование ультразвукового распылителя
- Максимальная производительность увлажнения — 550 мл/ч
- Можно подключить 3 уровня нагрева воды
- Бесшумная работа
- Гигиеничный водяной пар
- Размер резервуара: 6 л
- Съёмный резервуар с видимым уровнем воды
- Элемент управления в виде кольца с подсветкой
- Автоматическое отключение с функцией индикации
- Ок. 16–280 Вт
- В комплекте 15 фильтров для замедления образования известкового налета и 15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
- В комплект входит кисточка для очистки
- Противовирусный фильтр приобретается дополнительно, № арт.: 162 843
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 2, картонная коробка: -
- № EAN: white: 4211125681166  
№ арт.: white: 681.16
- № EAN: black: 4211125681159  
№ арт.: black: 681.15



**Противовирусный фильтр**

- Для жесткой воды рекомендуется использовать противовирусный фильтр
- Рекомендуемый интервал замены — каждые 2–3 месяца
- Уп. ед: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4056461638036
- № арт.: 163 803

Противовирусный фильтр LB 44/LB 45/LB 88




**Противовирусный фильтр LB 44/LB 45/LB 88**

- Для жесткой воды рекомендуется использовать противовирусный фильтр
- Рекомендуемый интервал замены — каждые 2–3 месяца
- Уп. ед: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125192358
- № арт.: 162 843



**Термогигрометр**

- Индикация температуры и влажности воздуха
- Идеален для контроля микроклимата в помещении
- Дисплей со смайлами
- Термогигрометр можно устанавливать или подвешивать




- Индикация максимальных и минимальных значений температуры и относительной влажности воздуха
- Индикация в виде смайла
  - ☺ = температура: 20–25 °C, влажность воздуха 30–60 % (идеальная)
  - ☹ = любая температура, влажность воздуха < 30 % (низкая)
  - ☺ = любая температура, влажность воздуха > 60 % (высокая)
- Переключение °C/°F
- Откидная подставка для установки на столе и крепление для настенного монтажа
- В комплекте 1 батарейка CR2025
- Размеры: 99 x 11 x 81 мм
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 5 x 10
- № EAN: 4211125679156
- № арт.: 679.15



**Ультразвуковой освежитель воздуха**

- Ультразвуковая технология увлажнения
- Предназначен для водорастворимых ароматических масел
- Светодиодная подсветка со сменой цветов
- Мобильное применение благодаря USB-порту




- 1-уровневый режим работы
- Подходит для помещений площадью примерно до 10 м²
- Практически бесшумная работа
- Распыление с подсветкой и без подсветки
- Вместимость резервуара: 80 мл
- С двумя опциями электропитания: через USB-интерфейс (USB-кабель в комплекте) или при помощи USB- сетевого адаптера (входит в комплект)
- Автоматическое отключение
- Ок. 5 Вт
- Компоненты легко чистятся
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4
- № EAN: 4211125606299
- № арт.: 606.29



**Ультразвуковой освежитель воздуха**

- Ультразвуковая технология увлажнения
- Предназначен для водорастворимых ароматических масел
- Светодиодная подсветка со сменой цветов



- 1-уровневый режим работы
- Подходит для помещений площадью примерно до 15 м²
- Практически бесшумная работа
- Распыление с подсветкой и без подсветки
- Вместимость резервуара: 100 мл
- Автоматическое отключение
- Ок. 12 Вт
- Компоненты легко чистятся
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4
- № EAN: 4211125606312
- № арт.: 606.31



**Ультразвуковой освежитель воздуха**

- Ультразвуковая технология увлажнения
- Предназначен для водорастворимых ароматических масел
- Светодиодная подсветка со сменой цветов
- Из натурального бамбука и фарфора




- 2 уровня интенсивности
- Подходит для помещений площадью примерно до 20 м²
- Функция таймера (1, 3, 7 ч + непрерывный режим)
- Распыление с подсветкой и без подсветки
- Вместимость резервуара: 180 мл
- Автоматическое отключение
- Ок. 12 Вт
- Компоненты легко чистятся
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125606268
- № арт.: 606.26

**Ароматическое масло Vitality, Relax, Harmony, Sleep Well**



**Водорастворимые ароматические масла**

- Для ароматизации помещения на Ваш собственный вкус
- 100 % натуральные чистые биомасла, без синтетических компонентов
- Подходят для Beurer LA 20, LA 30, LA 40, LB 37, LB 44, LB 45, LB 88, LW 230



- Ароматическое масло Vitality: освежающий аромат бергамота, апельсина и грейпфрута
- Ароматическое масло Relax: расслабляющий аромат апельсина, иланг-иланга, ладана и ванили
- Ароматическое масло Harmony: приятный аромат ванили, грейпфрута и апельсина
- Ароматическое масло Sleep Well: аромат европейского кедра и лаванды помогает расслабиться и уснуть
- В практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 3 x 5
- № EAN: Vitality: 4211125681302  
№ арт.: Vitality: 681.30
- № EAN: Harmony: 4211125681319  
№ арт.: Harmony: 681.31
- № EAN: Relax: 4211125681326  
№ арт.: Relax: 681.32
- № EAN: Sleep Well: 4211125681333  
№ арт.: Sleep Well: 681.33

Сон и отдых

МИР СНОВ

## Здоровый сон без храпа

Проверенная технология электростимуляции помогает переменить позу во время сна. **Нагрудный ремень SL 40 с функцией EMS** передает электрический импульс, когда Вы поворачиваетесь на спину. В результате Вы непроизвольно меняете положение, потому что именно лежа на спине люди начинают храпеть.



Сон лежа на спине — одна из основных причин храпа, потому что в этом положении нижняя челюсть и язык могут запасть и сузить полость глотки.




Легкая стимуляция способствует перемене позы и помогает спокойно проспать всю ночь.

## Съемный блок управления



Импульсы меняются, чтобы не возникло привыкание



## Повязка от храпа SL 40

- Предотвращение храпа из-за положения лежа на спине
- Немедленная коррекция положения лежа на спине с помощью электростимуляции спины
- Избавляет как от слабого, так и от сильного храпа
- Простое управление
- Регулируемая интенсивность импульсов
- Ремень регулируется по длине, подходит для стирки вручную
- Работа от аккумулятора



## Восстанавливающий сон

Ночной покой для тех, кто храпит, и их партнеров.

Регулировка по длине:  
обхват груди от 80  
до 140 см



Засыпать — легко

Деликатные средства для погружения в сон включают в себя **успокаивающие мелодии и мерцающие световые проекции**. Свет и музыка помогают отвлечься от мыслей, снижают активность мозга, наполняют организм спокойствием и расслабленностью. **Подходящее решение для вас обязательно найдется!**

Деликатная помощь при засыпании

Засыпайте быстрее и легче без использования медикаментов.



SL 15 DreamSound

- Успокаивающие мелодии для расслабления
- 4 мелодии на выбор
- С разъемом для наушников



SL 10 DreamLight

- Мерцающая световая проекция на потолке комнаты
- Вдох и выдох в ритме света
- 2 техники дыхания на выбор



Царство снов совсем близко

И жаворонкам, и совам необходим качественный сон, чтобы быть в хорошей форме и сохранять спокойное расположение духа. С помощью соответствующих медицинских устройств можно контролировать качество сна и целенаправленно улучшать условия для засыпания, хорошего сна и пробуждения.

В ассортименте линейки **Beurer SleepLine** имеется все необходимое для здорового сна и активного бодрствования.



<p>Датчик сна</p> <p>works with <b>beurer SleepExpert</b></p> <p>Датчик сна SE 80 SleepExpert</p> 	
<p>Лечение храпа</p> <p><b>НОВИНКА</b> Повязка от храпа SL 40</p> 	<p>Световой будильник</p> <p>works with <b>beurer LightUp</b></p> <p>Световой будильник WL 75</p> 
<p>works with <b>beurer SleepQuiet</b></p> <p>Маска для сна SL 60</p>  <p>works with <b>beurer SleepQuiet</b></p> <p>Устройство против храпа SL 70</p> 	<p>Воздух и ароматизация</p> <p>Воздухоочиститель LR 200</p>  <p>Увлажнитель воздуха LB 37</p> 
<p>Помощь при засыпании</p> <p><b>НОВИНКА</b> SL 15 DreamSound</p> <p><b>НОВИНКА</b> SL 10 DreamLight</p> 	<p>Простыни</p> <p>works with <b>beurer CosyNight</b></p> <p>UB 190 и UB 200 CosyNight</p> 



LB 37 white/toffee

- Увлажнитель воздуха**
- С технологией ультразвукового увлажнения: экономит энергию и работает бесшумно
  - Для ароматизации помещения, подходит для использования с ароматическими маслами
  - С ночным режимом: бесшумная работа и без раздражающей подсветки



- Максимальная производительность увлажнения — 200 мл/ч
- Практически бесшумная работа
- 2 уровня
- Подходит для помещений площадью до 20 м²


- Размер резервуара: 2,0 л
- Съемный резервуар для воды
- Контрольные светодиоды: белый или голубой обозначают различные уровни распыления, красный — пустой резервуар для воды
- Автоматическое отключение
- Ок. 20 Вт
- 15 ароматических подушечек для использования с различными ароматами
- В комплект входит щеточка для очистки

- Противоизвестковый фильтр (приобретается дополнительно), № арт.: 163 803
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: white: 4211125681135  
№ арт.: white: 681.13
- № EAN: toffee: 4211125681173  
№ арт.: toffee: 681.17



LR 200

- Воздухоочиститель**
- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров (фильтр предварительной очистки + фильтр с активированным углем + фильтр EPA)
  - Эффективность фильтрации: 99,5 %
  - Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой функции ионизации
  - С ночным режимом: бесшумная работа и без раздражающей подсветки
  - С таймером



- Очистка воздуха с помощью трехуровневой системы фильтров: домашняя пыль, шерсть животных, запахи, цветочная пыльца, различные бактерии и вирусы, а также вредные газы выводятся из воздуха

- Дополнительная очистка воздуха при помощи подключаемой функции ионизации
- 3 уровня
- Подходит для помещений площадью до 15 м²



- Панель управления с подсветкой
- Безопасное автоматическое отключение
- Ок. 60 Вт
- Индикация необходимости замены фильтра

- Дополнительный комплект № арт. 660.04  
Фильтр предварительной очистки, комбинированный фильтр (фильтр EPA + активированный уголь). Дополнительную информацию об изделии см. на стр. 82 (воздух)
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125660024
- № арт.: 660.02



UB 190 CozyNight

- Электрическая простыня**
- Электрическая простыня (Wi-Fi)
  - Управление дома и в дороге
  - Голосовое управление через Amazon Alexa
  - Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый день недели
  - Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
  - Верхняя сторона из хлопка




- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение
- Переключение температуры на прежний режим с помощью программы нагрева
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съемный выключатель
- Верхняя сторона: хлопок, нижняя сторона: нетканый материал
- Размер ок. 150 x 80 см (Д x Ш)
- Машинная стирка при 30 °C
- 55 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Конфигурирование через Bluetooth®
- Дистанционное управление по Wi-Fi

- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer CozyNight. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125370015
- № арт.: 370.01




UB 200 CozyNight

- Электрическая простыня**
- Электрическая простыня (Wi-Fi)
  - Управление дома и в дороге
  - Голосовое управление через Amazon Alexa
  - Индивидуальная настройка программы нагрева на каждый день недели
  - Отдельно настраиваемые тепловые зоны (тело + ноги)
  - Особенно мягкая поверхность (мягкий флис)



- Очень мягкая поверхность
- «Дышащий» материал
- Функция быстрого нагрева
- 2 зоны с 9 уровнями температуры в каждой
- Система безопасности Beurer (BSS)
- Регулируемое автоматическое отключение
- Переключение температуры на прежний режим с помощью программы нагрева
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Съемный выключатель
- Верхняя сторона: мягкий флис, нижняя сторона: нетканый материал
- Универсальный размер для 90 x 200 см/100 x 200 см
- Машинная стирка при 30 °C
- 55 Вт
- Сертификат Öko-Tex 100
- Конфигурирование через Bluetooth®
- Дистанционное управление по Wi-Fi

- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer CozyNight. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125375010
- № арт.: 375.01



WL 75

- Световой будильник**
- Естественное засыпание и мягкое пробуждение с имитацией восхода
  - Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания ритма сна
  - Инновационное подключение к смартфону
  - Простое и удобное управление, в том числе при помощи бесплатного приложения beurer LightUp
  - Возможно подключение смартфона через разъем USB
  - Светодиодная лампа со сменой цветов



- Цветовая имитация восхода и захода солнца
- Функция засыпания и пробуждения
- Выбор между радио, сигналом будильника, 6 мелодиями для пробуждения и 4 мелодиями для засыпания
- Декоративная подсветка с функцией смены цветов и возможностью фиксации выбранного цвета (256 оттенков)
- Возможна установка 2 сигналов
- 10 ячеек памяти для радиоканалов
- Настройка интенсивности света (плавное регулирование с помощью приложения)
- Освещенность ок. 2000 лк (расстояние 15 см)
- Синяя подсветка ЖК-дисплея
- Функция повтора сигнала (Snooze) 1–30 мин
- Можно использовать в качестве лампы для чтения
- Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (включая кабель Aux)
- Отдельный раздел для сна в приложении beurer LightUp
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer LightUp. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589288
- № арт.: 589.28



<sup>1)</sup> ANSI/AHAM AC-1 2015  
<sup>2)</sup> NRCC-54013-2011

**SL 10 DreamLight** ★ НОВИНКА 02/2020



**Помощь при засыпании со светом**

- Деликатная помощь при засыпании со светом
- Мерцающая световая проекция на потолок
- Вдох и выдох в ритме света
- Красный или синий цвет
- 2 техники дыхания на выбор



- Мерцающая световая проекция на потолке для поддержания осознанного ритма дыхания
- Деликатная помощь при засыпании
- Красный или синий цвет
- 2 техники дыхания на выбор
- Дыхательная техника «4-7-8» (из йоги)
  - 4 секунды вдох
  - 7 секунд задержка дыхания
  - 8 секунд выдох
- Расслабляющая техника дыхания
  - 4 секунды вдох
  - 6 секунд выдох
- Плавное регулирование наклона
- Включение и выключение с помощью сенсорной кнопки
- Система автоматического отключения (8, 20 мин)
- В комплекте опора
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125677657
- № арт.: 677.65

**SL 15 DreamSound** ★ НОВИНКА 02/2020



**Помощь при засыпании со звуком**

- Деликатная помощь при засыпании со звуком
- Успокаивающие мелодии для расслабления
- 4 мелодии на выбор
- С разъемом для наушников



- Успокаивающие мелодии для расслабления и засыпания
- Деликатная помощь при засыпании
- Звук наполняет помещение
- 4 мелодии на выбор.
  - Морской прибор
  - Шум фена
  - Летняя ночь с пением птиц
  - Гармоничная мелодия
- С разъемом для наушников.
- Регулируемая громкость
- Таймер функции автоматического отключения (15, 30, 45 мин)
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: 4211125677664
- № арт.: 677.66

**SL 40** ★ НОВИНКА 01/2020



**Повязка от храпа**

- Предотвращение храпа из-за положения лежа на спине с помощью электростимуляции
- Избавляет как от слабого, так и от сильного храпа
- Простое управление
- Фиксация вокруг груди и спины
- Незаметно под одеждой



- Предотвращение храпа в положении лежа на спине за счет распознавания позы с помощью датчика
- Немедленная коррекция положения лежа на спине с помощью электростимуляции спины
- Регулируемая интенсивность
- Изменение импульсов во избежание привыкания
- Регулировка по длине
- Работа от аккумулятора
- Ремень подходит для ручной стирки
- Съёмный элемент управления на замке ремешка
- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водяные контактные электроды)
- Гибкая эргономичная форма
- Незаметно под одеждой.
- Обхват груди ок. 80–105 см
- В комплекте удлинительный ремень (обхват груди ок. 140 см)
- В комплекте зарядный кабель Micro-USB
- Аварийное отключение
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125677497
- № арт.: 677.49

**SL 60** Bluetooth®



works with 

**Маска против храпа**

- Мягкая терапия храпа для спокойных ночей
- Для уменьшения храпа
- Избавляет как от слабого, так и от сильного храпа
- Простое управление
- Удобная маска для сна



- Деликатная терапия храпа: своевременное распознавание храпа путем улавливания звуков и корпусного шума
- Немедленное устранение храпа благодаря вибрационным импульсам, раскрывающим дыхательные пути
- Маска пригодна для стирки
- Регулировка по длине
- Работа от аккумулятора
- Точный анализ храпа
- Краткий обзор характеристик храпа (количество всхрапываний в час)
- Индикация и графическое отображение данных (день/неделя/год)
- Определение максимальной громкости храпа
- Индивидуальная настройка (например, макс. интенсивность импульсов)
- С зарядным кабелем
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer SleepQuiet. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125677695
- № арт.: 677.69


**SL 70** Bluetooth®



works with 

**Устройство против храпа**

- Мягкая терапия храпа для спокойных ночей
- Для уменьшения храпа
- Избавляет как от слабого, так и от сильного храпа
- Простое управление
- Фиксация на ухе



- Деликатная терапия храпа: своевременное распознавание храпа путем улавливания звуков и корпусного шума
- Мгновенное устранение храпа за счет звуковых и/или вибрационных импульсов, подаваемых для открытия дыхательных путей
- Работа от аккумулятора
- Точный анализ храпа
- Краткий обзор характеристик храпа (количество всхрапываний в час)
- Индикация и графическое отображение данных (день/неделя/год)
- Определение максимальной громкости храпа
- Индивидуальная настройка (например, макс. интенсивность импульсов)
- Размеры: 49 x 15 x 62 мм/вес: 15 г
- В комплекте противошумные вкладыши 3 разных размеров
- В комплекте USB-сетевой адаптер и кабель для зарядки
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer SleepExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4
- № EAN: 4211125677558
- № арт.: 677.55



**SE 80 SleepExpert** Bluetooth®



works with 

**Датчик сна**

- Бесконтактный датчик высокой точности для профессиональной записи показателей сна
- Совершенно незаметный, не ощущается: располагается под матрасом
- Для измерения, анализа и улучшения индивидуальных показателей сна
- Прошел испытания в лаборатории сна



- Запись частоты сердечных сокращений, дыхания и движения
- Функция Fresh Wake для приятного пробуждения в правильной фазе сна
- Точный анализ фаз сна/гипнограмма
- Индикатор Sleep Score: наглядная оценка качества сна
- Индикация и графическое отображение данных (день/неделя/месяц)
- Функция распознавания остановки дыхания
- Оценка отдыха ночью
- Дневник сна
- Индивидуальные рекомендации по улучшению качества сна
- Индикация фаз луны
- Функция экспорта
- С сетевым адаптером
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer SleepExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2
- № EAN: 4211125677534
- № арт.: 677.53



# Светотерапия и световые будильники

## ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ


### Идеальная система освещения для энергичного дня

Прибор дневного света с **тремя уровнями цветовой температуры** имитирует солнечный день и помогает регулировать циркадные ритмы. Содержит три фазы: терапия, концентрация и отдых. Светодиодная технология обеспечивает яркое, равномерное освещение.

#### Прибор дневного света TL 45 Perfect Day



- Идеально подходит для офиса
- Компактный размер
- Удобное управление с помощью сенсорных кнопок




Прибор дневного света TL 45 имитирует естественный ход солнца. Каждый день станет идеальным!

### Идеальный спутник в офисе

Система освещения поддерживает во время разных фаз активности и отдыха.



**Режим Therapy (6500 кельвин)**  
Наполняет энергией




**Режим Active (5000 кельвин)**  
Помогает сконцентрироваться



**Режим Relax (3000 кельвин)**  
Способствует расслаблению

### Удобное управление

Управление с помощью одной сенсорной кнопки



#### Прибор дневного света TL 41 Touch



- Хорошее самочувствие в период короткого светового дня
- Идеально подходит для письменного стола
- Компактный размер

Эффективный прибор для заживления кожи после укусов насекомых

Избежать укусов насекомых естественным образом тяжело. Прибор для заживления кожи BR 60 справляется с укусами насекомых без применения химических добавок. Без него не обойтись ни дома, ни в пути.

Точечная подача тепла избавляет от зуда!

Прямое применение предотвращает распространение ядовитых веществ

НОВИНКА  
05/2020  
★



Помощь при зуде

Прибор для заживления кожи после укусов насекомых BR 60

- Для обработки укусов насекомых
- Не содержит химикатов, воздействует исключительно теплом, поэтому подходит в том числе беременным женщинам
- Устраняет зуд, воспаление и припухлость

Зуд и припухлости — прочь!

Целенаправленная подача тепла в соответствующее место помогает разрушить белки, вызывающие зуд. Зуд проходит, симптомы ослабевают, ранка заживает быстрее и доставляет меньше неудобств.

Приятное тепло благодаря светотерапии

Тепло с глубоким воздействием: лучи прибора инфракрасного излучения проникают в кожу на глубину в несколько миллиметров. Они могут смягчить симптомы простуды и оказывают расслабляющее действие на нашу мускулатуру.



Наслаждайтесь собственным рассветом каждое утро

Просыпайтесь с нашими световыми будильниками постепенно и начинайте свой день без стресса. Секрет: мягкий, постепенно набирающий яркость свет, имитирующий естественный восход солнца. Финальный сигнал будильника или мелодия проследят за тем, чтобы вы не проспали.

Эффектный бонус:  
во всех световых будильниках  
Beurer подключается светодиодная  
смена цвета.



WL 32



WL 50



WL 75





**TL 20**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Компактность благодаря светодиодной технологии
- Идеально подходит для использования дома и в офисе
- Регулируемая высота подставки



- day light
- light adjustable
- led technology
- light surface 16,5 x 8,5 cm
- 10.000 lux (10 cm)

- Особо яркое и равномерное излучение
- Освещенность: ок. 10 000 лк (расстояние 10 см)
- Идеально подходит для использования дома и в офисе
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Светящаяся поверхность ок. 16,5 x 8,5 см
- Размеры изделия ок. 21 x 2 x 13 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Удобное управление с помощью одной кнопки
- Универсальная подставка: возможно использование в горизонтальном и вертикальном положении (под двумя различными углами наклона в каждом положении)
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие
- Цветовая температура: 6000 K
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608033
- № арт.: 608.03



**TL 30**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Компактность благодаря светодиодной технологии
- Идеально для размещения на письменном столе и использования в дороге
- Регулируемая высота подставки



- day light
- light adjustable
- led technology
- light surface 20 x 12 cm
- 10.000 lux (10 cm)

- Оптимально равномерное излучение
- Освещенность: ок. 10 000 лк (расстояние 10 см)
- Идеально для размещения на письменном столе и использования в дороге
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Светящаяся поверхность ок. 20 x 12 см
- Размеры изделия ок. 15,6 x 2,6 x 23,6 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Удобное управление с помощью одной кнопки
- Универсальная подставка: возможно использование в горизонтальном и вертикальном положении
- Практичная сумка для хранения
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие
- Цветовая температура: 6500 K
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608057
- № арт.: 608.05




НОВИНКА 02/2020

**TL 41 Touch**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Светодиодная технология
- Компактный размер
- Идеально для письменного стола
- Удобное управление благодаря сенсорной кнопке



- day light
- touch button
- led technology
- light surface 22 x 20 cm
- 10.000 lux (20 cm)

- Особо яркое и равномерное излучение
- Освещенность: ок. 10 000 лк (расстояние 20 см)
- Идеально для письменного стола
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Светящаяся поверхность ок. 22 x 20 см
- Размеры изделия ок. 20,7 x 7,6 x 27 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Удобное управление с помощью одной сенсорной кнопки
- Откидная подставка
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие
- Цветовая температура: 6500 K
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608118
- № арт.: 608.11



НОВИНКА 02/2020

**TL 45 Perfect Day**


**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Светодиодная технология
- Компактный размер
- Идеально подходит для офиса
- Удобное управление с помощью сенсорной кнопки
- Три цветовые температуры помогают регулировать циркадные ритмы



- day light
- colour temperature
- touch button
- led technology
- light surface 20 x 20 cm
- 10.000 lux (20 cm)

- Особо яркое и равномерное излучение
- Освещенность<sup>1)</sup>: ок. 10 000 лк (расстояние 20 см)
- Идеально подходит для офиса
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Имитация яркости солнца в течение дня
- Помогает регулировать циркадные ритмы
- 3 цветовые температуры на выбор
- Active: 5000 K, первая половина дня, концентрированная работа
- Therapy: 6500 K, полдень, терапия при 10 000 лк
- Relax: 3000 K, вечер, отдых
- Светящаяся поверхность ок. 20 x 20 см
- Размеры изделия ок. 20 x 6,2 x 25 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Удобное управление с помощью сенсорной кнопки
- Откидная подставка
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие (режим терапии)
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608132
- № арт.: 608.13



**Более подробная информация о TL 45 Perfect Day**

**Солнечное настроение дома — даже в период короткого светового дня**


Новинка среди наших приборов дневного света **имитирует естественный ход солнца** и поддерживает вас в течение дня во время разных фаз активности.

Вы можете выбрать один из **трех режимов цветовой температуры**. Различная цветовая температура по-разному влияет на человеческий глаз и идеально поддерживает фазы повышенной концентрации внимания и отдыха. В офисе **режим Active** помогает сконцентрироваться и работать эффективнее, **режим Relax** позволяет расслабиться и набраться сил. Дополнительный **режим Therapy** дарит энергию дневного света.


**Определяйте распорядок дня самостоятельно**

Прибор дневного света подарит Вам солнечные дни круглый год и естественным образом поможет справиться с обязанностями.

**Режим Therapy (6500 кельвин) заряжает энергией**



**Режим Active (5000 кельвин) помогает сконцентрироваться**



**Режим Relax (3000 кельвин) способствует расслаблению**



**TL 50**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Изящная форма благодаря светодиодной технологии
- Компактный размер



- day light
- led technology
- light surface Ø 24,6 cm
- 10.000 lux (15 cm)

- Оптимально равномерное излучение
- Освещенность ок. 10 000 лк (расстояние 15 см)
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Светящаяся поверхность ок. Ø 24,6 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Удобное управление с помощью одной кнопки
- Устойчивая подставка
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие
- Цветовая температура: 5300 K
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608156
- № арт.: 608.15



<sup>1)</sup> Режим терапии.



**TL 70**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Изящная форма благодаря светодиодной технологии
- Светодиодный таймер для индикации длительности процедуры
- Диммер с 10 уровнями яркости



- Оптимально равномерное излучение
- Освещенность: ок. 10 000 лк (расстояние 10 см)
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Индикация длительности процедуры, 5 уровней (от 15 до 120 мин, 5 светодиодов)
- Таймер функции автоматического отключения
- Светящаяся поверхность ок. Ø 33 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Устойчивая подставка
- Диммер с 10 уровнями яркости
- Функция памяти диммера запоминает последний установленный уровень яркости
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие
- Цветовая температура: 5300 K
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608255
- № арт.: 608.25



**TL 90**

**Прибор дневного света**

- Дневной свет для хорошего самочувствия в период короткого светового дня
- Светодиодный таймер для индикации длительности процедуры
- Плавное регулирование наклона



- Оптимально равномерное излучение
- Освещенность ок. 10 000 лк (расстояние 15 см)
- Включение без мерцания
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Индикация длительности процедуры с шагом 15 мин. (от 15 до 120 мин, 8 светодиодов)
- Светодиодный таймер для индикации длительности процедуры
- Светящаяся поверхность ок. 51 × 34 см
- Энергосберегающие лампы
- Устойчивая подставка
- Удобное управление с помощью одной кнопки
- Плавное регулирование наклона
- Медицинское изделие
- Цветовая температура люминесцентных ламп: 6500 K
- 2 люминесцентные лампы по 36 Вт каждая
- КПД пускорегулирующего аппарата: ~98 %
- КПД лампы: 67 лм/Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608309
- № арт.: 608.30



**TL 100**

**Прибор дневного света**

- 2 в 1: прибор дневного света и лампа со сменой цветов в одном изделии
- Инновационное соединение между смартфоном и прибором дневного света — простое и удобное управление через приложение beurer LightUp



- Оптимально равномерное излучение
- Освещенность: ок. 10 000 лк (расстояние 10 см)
- Без мерцания и ультрафиолетового излучения
- Индикация длительности процедуры, 5 уровней (от 15 до 120 мин, 5 светодиодов)
- Таймер функции автоматического отключения
- Декоративная подсветка с функцией смены цветов и возможностью фиксации выбранного цвета в 256 оттенках
- Светящаяся поверхность ок. Ø 33 см
- Энергосберегающая светодиодная технология
- Устойчивая подставка
- Диммер с 10 уровнями яркости
- Функция памяти диммера запоминает последний установленный уровень яркости
- В комплекте сетевой адаптер
- Медицинское изделие (прибор дневного света)
- Цветовая температура: 5300 K
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>1)</sup> beurer LightUp.
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125608354
- № арт.: 608.35



**WL 32**

**Световой будильник**

- Естественное пробуждение благодаря постепенно возрастающей яркости света
- Финальное пробуждение при помощи радио или сигнала будильника
- Светодиодная лампа со сменой цветов



- Имитация восхода солнца
- Выбор между радио и сигналом будильника
- Светодиодная лампа со сменой цветов
- Возможна установка 2 сигналов
- 10 ячеек памяти для радиоканалов
- Настройка интенсивности света
- Подсветка ЖК-дисплея со сменой цветов
- Функция повтора сигнала (Snooze) 5–60 мин
- Можно использовать в качестве ночника
- Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (включая кабель Aux)
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125589226
- № арт.: 589.22



**WL 50**

**Световой будильник**

- Естественное погружение в сон и легкое пробуждение с имитацией восхода и заката солнца
- Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания ритма сна
- Воспроизведение собственной музыки посредством потоковой трансляции через Bluetooth®
- Светодиодная лампа со сменой цветов



- Цветовая имитация восхода и захода солнца
- Выбор между радио, сигналом будильника, 2 мелодиями для пробуждения и 1 мелодией для засыпания
- Светодиодная лампа со сменой цветов и индивидуальной фиксацией цвета
- Возможна установка 2 сигналов
- Макс. 30 ячеек памяти для радиоканалов
- Настройка интенсивности света (3 уровня света)
- Настройка яркости дисплея
- Функция повтора сигнала (Snooze) до 30 мин
- Можно использовать в качестве ночника
- Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (включая кабель Aux)
- Воспроизведение музыки посредством потоковой трансляции через Bluetooth®
- Работа от аккумулятора (время работы около 3 ч) и от сети
- В комплекте USB-сетевой адаптер и кабель для зарядки
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589219
- № арт.: 589.21



**WL 75**

**Световой будильник**

- Естественное погружение в сон и легкое пробуждение с имитацией восхода и заката солнца
- Мелодии для засыпания и пробуждения для поддержания ритма сна
- Инновационное подключение к смартфону
- Простое и удобное управление, в том числе при помощи бесплатного приложения beurer LightUp
- Светодиодная лампа со сменой цветов



- Цветовая имитация восхода и захода солнца
- Выбор между радио, сигналом будильника, 6 мелодиями для пробуждения и 4 мелодиями для засыпания
- Светодиодная лампа с функцией смены цветов и возможностью фиксации выбранного цвета (256 оттенков)
- Возможна установка 2 сигналов
- 10 ячеек памяти для радиоканалов
- Настройка интенсивности света (плавное регулирование с помощью приложения)
- Освещенность ок. 2000 лк (расстояние 15 см)
- Синяя подсветка ЖК-дисплея
- Функция повтора сигнала (Snooze) 1–30 мин
- Можно использовать в качестве лампы для чтения
- Вход Aux для воспроизведения собственной музыки (включая кабель Aux)
- Отдельный раздел сна в приложении beurer LightUp
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer LightUp. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589288
- № арт.: 589.28




НОВИНКА  
05/2020

Дополнительная информация об изделии BR 60




Укус — не проблема


Новый прибор для заживления кожи после укусов насекомых BR 60 излучает направленное тепло, чтобы остановить распространение ядовитых веществ после укуса насекомого и ускорить заживление.



Каждый хотя бы раз в жизни испытывал на себе симптомы укуса насекомого: жгучий зуд, припухлость и боль.



Прибор для заживления кожи после укусов насекомых BR 60 использует воздействие тепла для расщепления белковых ядовитых веществ, провоцирующих неприятные побочные эффекты. Прибор может избавить от зуда и припухлостей, вызванных укусами насекомых.



Керамическая нагревательная пластина



Прибор для заживления кожи после укусов насекомых

- Для обработки укусов насекомых
- Не содержит химикатов, воздействует исключительно теплом, поэтому подходит в том числе беременным женщинам
- Устраняет зуд, воспаление и припухлость



• Повышение температуры примерно до 50 °C изменяет структуру ядовитых веществ в укусах насекомых и таким образом ускоряет заживление

• Две программы  
Программа 1: для первого применения и для людей с чувствительной кожей  
Программа 2: для регулярного применения

• Быстро нагревающаяся керамическая пластина

• Современная, удобная конструкция

• В комплекте две батарейки AAA 1,5 В

• Медицинское изделие

• Размеры: 9,5 x 3,5 x 2 см

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

• № EAN: 4211125606176

• № арт.: 606.17



Прибор инфракрасного излучения

- Приятное тепло
- При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении мышц



• Ок. 100 Вт

• 5 уровней наклона

• Защитные очки в комплекте

• Медицинское изделие

• Дополнительный комплект: сменный излучатель 100 Вт № арт. 614.51

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 6, картонная коробка: -


• № EAN: 4211125614010

• № арт.: 614.01



Прибор инфракрасного излучения

- Приятное тепло
- При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении мышц



• Ок. 150 Вт

• 5 уровней наклона

• Колба из прессованного стекла

• Защитные очки в комплекте

• Медицинское изделие

• Дополнительный комплект: сменный излучатель 150 Вт № арт. 616.51

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -



• № EAN: 4211125616014

• № арт.: 616.01



Прибор инфракрасного излучения

- Приятное тепло
- С трехуровневым электронным таймером
- Функция отключения



• Ок. 150 Вт

• 5 уровней наклона

• Колба из прессованного стекла

• Индикация длительности процедуры с шагом 5 минут (5–10–15 мин, 3 светодиода).

• Срабатывание таймера функции автоматического отключения по истечении установленного времени

• Защитные очки в комплекте

• Медицинское изделие

• Дополнительный комплект: сменный излучатель 150 Вт № арт. 616.51

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -


• № EAN: 4211125616120

• № арт.: 616.12



Прибор инфракрасного излучения

- Приятное тепло
- При простудных заболеваниях и чрезмерном напряжении мышц
- С регулируемым цифровым таймером
- Функция отключения



• Ок. 300 Вт

• Поле облучения 30 x 40 см

• Плавное регулирование угла наклона излучающей поверхности от 0 до 50 градусов

• Керамическое стекло

• 100-процентная блокировка ультрафиолетового света

• Индивидуально настраиваемая индикация длительности процедуры (1–15 минут)

• Срабатывание таймера функции автоматического отключения по истечении установленного времени

• Активное проветривание

• Защита от перегрева

• Защитные очки в комплекте

• Функция намотки кабеля

• Медицинское изделие

• Дополнительный комплект: сменный излучатель 300 Вт № арт. 162.620

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125619008

• № арт.: 619.00

Расслабление  
и массаж

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ


Ваш личный тренер по йоге: растягивайте и расслабляйте мышцы.

Позы йоги и упражнения на растяжку шеи, спины и плеч. Выбирайте наиболее подходящую программу тренировки для улучшения самочувствия.

Выбор программы и интенсивности



**Оставайтесь в форме!**  
Увеличивайте свою подвижность.



НОВИНКА  
в наличии

Запуск персонального занятия по йоге



Функция обогрева



Давление воздуха



Вибрация



**Мат для занятий йогой и растяжки MG 280**

- Универсальный коврик для растяжки мышц и расслабления
- Для достижения большей гибкости и подвижности
- Для массажа и растяжки области спины, плеч и шеи
- Семь воздушных камер для имитации упражнений на растяжку и йоги

### Ощущения, как в студии массажа

Новый прибор для массажа шеи оснащен четырехмерными массажными головками, имитирующими движения рук, которые помогают расслабить мышцы. Испытайте глубокий разминающий массаж, как в салоне, не выходя из дома.



**Массаж  
будто руками**

**+**

**Функция обогрева**



### Прибор для массажа шеи MG 153

- Массажные головки 4D для ощущения настоящего массажа
- Со съёмным чехлом, который можно стирать

Подключаемая функция обогрева подарит дополнительные приятные ощущения.

Почувствуйте воздействие благотворного массажа. Интенсивность массажа регулируется вручную, с помощью ручек.



### Украшение дивана и полезный прибор для Вас

Классическая форма массажной подушки шиацу MG 135 и современный чехол нейтральных серых тонов станут идеальным дополнением к дивану и Вашим маленьким секретом прекрасного самочувствия. Наслаждайтесь уютными вечерами дома с дополнительной порцией расслабления.


### Массажная подушка шиацу MG 135

- Универсальная форма подушки
- Со съёмным чехлом, который можно стирать
- С функцией подсветки и обогрева



### Массаж шиацу + тепло

Подушка для глубокого расслабления по японскому методу.




Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног





**stress releaZer**

- Помощник в расслаблении и дыхательный тренажер для уменьшения стресса
- Вибродвигатель с низкочастотными колебаниями
- Возможность настройки 3 циклов дыхания
- Возможность выбора одной из 3 музыкальных композиций (лес/джунгли/море) через приложение



- Вибромассаж для уменьшения стресса
- Возможность настройки 3 циклов дыхания (10/12/14 секунд)
- Подключаемое световое кольцо для наглядного отображения вдоха и выдоха
- Подключаемая функция обогрева
- Наложение на область диафрагмы
- Питание от аккумулятора
- Время зарядки 4 часа
- Продолжительность работы 11 часов без функции обогрева, 3 часа — с функцией обогрева
- Бесплатное приложение beurer CalmDown. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• 5 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -


• № EAN: 4211125640330

• № арт.: 640.33



**Эффективное успокоение центральной нервной системы**

После наложения прибора stress releaZer на область диафрагмы успокаиваются основные проводящие нервы в этой области, нормализуется дыхание. Прибор stress releaZer передает при этом импульсы, которые помогают пользователю добиться правильного дыхания. Прибор соединяется со смартфоном через Bluetooth® и управляется через мобильное приложение beurer CalmDown.



НОВИНКА в наличии

**Мат для занятий йогой и растяжки**

- Универсальный коврик для растяжки мышц и расслабления
- Для достижения большей гибкости и подвижности
- Семь воздушных камер для имитации упражнений на растяжку и йоги



- Для массажа и растяжки области шеи, плеч и спины
- 7 воздушных камер
- 4 предустановленные программы
- 3 уровня интенсивности
- Подключаемая функция обогрева
- Подключаемый вибраторный массаж
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Складной и с практичной застежкой на липучках для фиксации
- С ручкой для переноски и удобной транспортировки
- Автоматическое отключение
- 36 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643492
- № арт.: 643.49

Дополнительная информация об изделии MG 280


**Ваш домашний тренер по йоге**

Вам понравятся упражнения, созданные специально для области шеи, спины и плеч. Воздушные камеры имитируют позы йоги и упражнения по растяжке: персональная тренировка для Вас уже готова. Выберите одну из четырех предустановленных программ, каждая из которых включает в себя три уровня интенсивности. Завершите день расслаблением с пользой для развития гибкости и подвижности.




**Массаж и растяжка**

Оптимально расположенные воздушные камеры адаптируются под изгибы тела и целенаправленно растягивают нужные области.



**Удобное управление**

Удобная панель управления позволяет настраивать программу йоги по своему усмотрению.



**Дополнительное тепло**

При согревании ткани и мышцы организма расслабляются. Программа массажа и растяжки становится более эффективной.



**MG 16 зеленый/красный**

- Мини-массажер**
- Мягкий вибромассаж
  - Расслабление в свободную минутку — дома, в офисе или в дороге
  - Исполнение в зеленом и красном цвете




- Идеален для расслабления спины, шеи, рук и ног
- Компактно и удобно
- Со светодиодной подсветкой
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 8, картонная коробка: 4 x 8
- № EAN: зеленый: 4211125646165
- № арт.: зеленый: 646.16
- № EAN: красный: 4211125646158
- № арт.: красный: 646.15



**Демонстрационная коробка MG 16**

- Мини-массажер в демонстрационной коробке**
- В комплекте 4 красных + 4 зеленых мини-массажера



- Идеален для расслабления спины, шеи, рук и ног
- Маленький и удобный, со светодиодной подсветкой
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- В комплекте 8 наборов по 3 батарейки AAA x 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 1 (8 x MG 16) картонная коробка: -
- № EAN: 4211125646172
- № арт.: 646.17



**MG 17**

- Мини-массажер СПА**
- Водонепроницаемый прибор для массажа и пилинга
  - Мягкий вибромассаж
  - 12 выступов для массажа
  - С насадкой для пилинга



- Идеален для расслабления спины, шеи, рук и ног
- Водонепроницаемый, подходит для применения в душе/ванне
- С двусторонней насадкой для пилинга: люфа и мягкий хлопок
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 8, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125646196
- № арт.: 646.19



**Дополнительный комплект MG 17**

- Двусторонняя спа-насадка**
- Для использования с MG 17



- Двусторонняя насадка для пилинга: люфа и мягкий хлопок
- Уп. ед: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125646394
- № арт.: 646.39



**MG 21**

- Инфракрасное массажное устройство**
- Приятный расслабляющий вибромассаж




- Инфракрасное тепло, подключается дополнительно
- 3 сменные насадки для массажа (2 «узелковые» насадки, насадка-щетка, коническая насадка)
- 2 функциональных режима (вибрационный массаж, вибрационный массаж с инфракрасным теплом)
- 6 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125648114
- № арт.: 648.11



**MG 40**

- Инфракрасное массажное устройство**
- Расслабляющий вибромассаж
  - Вращающаяся массажная головка и регулируемая ручка
  - Идеально подходит для целенаправленного и точечного массажа



- Инфракрасное тепло, подключается дополнительно
- 4 сменные насадки для массажа (2 «узелковые» насадки, насадка-щетка, коническая насадка)
- 3 функциональных режима (вибромассаж, инфракрасное тепло, вибромассаж с инфракрасным теплом)
- Ручка с 3 режимами настройки
- Вращающаяся массажная головка (180°)
- 12 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125648251
- № арт.: 648.25



**MG 55**

- Прибор для похлопывающего массажа**
- Проникающий и расслабляющий похлопывающий массаж
  - Для расслабления мускулатуры




- Плавное регулирование интенсивности массажа
- Подключаемая функция обогрева
- 3 сменные насадки для массажа («узелковая» насадка, круглая насадка, цилиндрическая насадка)
- Сменные насадки с фиксацией вращения для надежного крепления и простого управления
- Нескользящая ручка
- Эргономичная форма
- 20 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643201
- № арт.: 643.20



**MG 70**

- Инфракрасное массажное устройство**
- Проникающий похлопывающий массаж для расслабления
  - Универсальное применение благодаря съемной ручке



- Плавное регулирование интенсивности массажа
- Инфракрасное тепло, подключается дополнительно
- 2 сменные насадки для массажа (мягкая насадка, «узелковая» насадка)
- 2 функциональных режима (похлопывающий массаж, похлопывающий массаж с инфракрасным теплом)
- Съемная и нескользящая ручка с поверхностью Soft-Touch
- 22 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649050
- № арт.: 649.05



**Инфракрасное массажное устройство**

- Проникающий похлопывающий массаж для расслабления
- Массаж двойной головкой



- Плавное регулирование интенсивности массажа
- Инфракрасное тепло, подключается дополнительно
- 2 сменные насадки для массажа («узелковая» насадка, пятиточечная насадка)
- 2 функциональных режима (похлопывающий массаж, похлопывающий массаж с инфракрасным теплом)
- Нескользящая ручка
- 35 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649012
- № арт.: 649.01



**Прибор для инфракрасного похлопывающего массажа**

- Корпус из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке
- Для идеального использования одному или вдвоем
- Проникающий и расслабляющий похлопывающий массаж
- Массаж двойной головкой




- 5-ступенчатая регулировка скорости массажа
- Инфракрасное тепло, подключается дополнительно
- 2 сменные насадки для массажа («узелковая» насадка, мягкая насадка)
- 4 программы массажа (старт, активный, восстанавливающий, расслабляющий — start, active, vital, relax)
- 2 нескользящие ручки
- Индикатор функций с голубой подсветкой
- 20 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649036
- № арт.: 649.03



**Прибор для похлопывающего массажа**

- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Увеличенная продолжительность работы до 2 часов (при средней скорости)
- Для расслабления мускулатуры и регенерации после занятий спортом
- Благотворный проникающий похлопывающий массаж
- Используется с ручкой или без нее



- 5-ступенчатая регулировка скорости массажа
- 4 сменные насадки для массажа (насадка для обогрева, охлаждения, мягкая, точечная насадка)
- Сменные насадки с фиксацией вращения для надежного крепления и простого управления
- 2 функциональных режима (похлопывающий массаж, похлопывающий массаж с насадкой для обогрева)
- Съёмная ручка
- Индикатор функций с цветной подсветкой
- Встроенный аккумулятор, время зарядки ок. 3 ч
- Индикатор аккумулятора и заряда аккумулятора
- Автоматическое отключение
- 22,5 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125645229
- № арт.: 645.22



**Массажная подушка шицу**

- Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног
- Универсальная форма подушки
- Со съёмным чехлом, который можно стирать
- С функцией подсветки и обогрева



- 4 массажные головки шицу, вращаются попарно
- С функцией подсветки и обогрева
- Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки
- Съёмный чехол, пригоден для машинной стирки
- Универсальное применение за счет формы подушки
- С очень длинным сетевым кабелем
- Автоматическое отключение
- 18 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125644130
- № арт.: 644.13



**Массажная подушка шицу**

- Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног
- Очень мягкая поверхность
- С функцией подсветки и обогрева
- Со съёмным чехлом из мягкого флиса



- 4 массажные головки шицу, вращающиеся попарно
- С функцией подсветки и обогрева
- Поверхность из мягкого флиса
- Съёмный чехол, пригоден для машинной стирки
- Универсальное применение за счет формы подушки
- Застежка на липучках для фиксации
- 12 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125644048
- № арт.: 644.04



**Массажная подушка шицу**

- Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног
- С ручным выключателем
- Со съёмным чехлом
- Поверхность из «дышащей» ткани Mesh
- С функцией подсветки и обогрева



- 4 массажные головки шицу, вращающиеся попарно
- С функцией подсветки и обогрева
- Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки
- Поверхность из «дышащей» ткани Mesh
- Съёмный чехол, пригоден для машинной стирки
- Универсальное применение за счет размера и формы подушки
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Застежка на липучках для фиксации
- 12 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643355
- № арт.: 643.35



**Массажная подушка шицу**

- Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног
- Эргономичный дизайн для превосходного прилегания к телу
- С функцией подсветки и обогрева



- 4 массажные головки шицу, вращающиеся попарно
- С функцией подсветки и обогрева
- Вращение вправо или влево
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Универсальное применение за счет размера и формы подушки
- Автоматическое отключение
- 18 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643034
- № арт.: 643.03



**Массажный пояс шицу**

- Приятный массаж шицу для спины и шейно-плечевой зоны
- Универсальное применение для точечного расслабляющего массажа
- С функцией подсветки и обогрева



- 4 массажные головки шицу, вращающиеся попарно
- Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Простое использование с помощью элемента управления, расположенного на приборе
- Свободные руки благодаря фиксации на теле
- В комплекте удлинитель ремня
- Практичные ручки для ручной регулировки силы массажа
- Автоматическое отключение
- 12 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643072
- № арт.: 643.07



**Прибор для массажа шеи**

- Глубоко воздействующий, расслабляющий и сильный похлопывающий массаж
- Расслабляет мускулатуру в тяжело доступных участках шейно-плечевого отдела



- 2 похлопывающие массажные головки
- 6 программ массажа
- 3 уровня интенсивности
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Простое использование с помощью элемента управления, расположенного на приборе
- Возможно использование без рук
- Практичные ручки для ручной регулировки силы массажа
- Автоматическое отключение
- 60 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643058
- № арт.: 643.05



**Прибор для 3D-массажа шицу**

- Массажные головки 3D для ощущения реального массажа
- Универсальный расслабляющий массаж плеч, шеи, спины и ног
- С функцией подсветки и обогрева



- 8 вращающихся массажных головок шицу
- С функцией подсветки и обогрева
- Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки
- 3 уровня интенсивности
- Простое использование с помощью элемента управления, расположенного на приборе
- Практичные ручки для ручной регулировки силы массажа
- Автоматическое отключение
- 24 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643089
- № арт.: 643.08



**Прибор для массажа шеи 4D**

- Проникающий и разминающий массаж для расслабления мускулатуры
- Массажные ручные головки 4D для ощущения реального массажа
- Со съемным чехлом, который можно стирать



- 4 разминающих ролика и 2 сжимающих узла
- С функцией обогрева
- Вращение вправо или влево
- 2 уровня интенсивности + 1 режим массажа
- Со съемным чехлом, который можно стирать
- Простое использование с помощью элемента управления, расположенного на приборе
- Практичные ручки для ручной регулировки силы массажа
- Автоматическое отключение
- 24 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643102
- № арт.: 643.10

**Дополнительная информация об изделии MG 153**

4 измерения — реальные ощущения, как от массажа руками



Благотворное действие после долгого дня: решайте сами, в какой области и с какой интенсивностью делать проникающий, разминающий массаж. Наслаждайтесь ощущениями как от массажа руками, не выходя из дома.



Отлично: с помощью удобной панели управления можно настроить уровень интенсивности и режим массажа.



**Массажная накидка на сиденье**

- Приятный вибромассаж
- С функцией обогрева
- Для использования дома или в автомобиле
- Простое управление с помощью ручного выключателя



- С переходником для использования в автомобиле
- 5 вибрационных двигателей
- 2 уровня интенсивности
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- Функция обогрева: с массажем или отдельно.
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Гибкие крепежные ремни
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- 9,6 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643126
- № арт.: 643.12



**Массажная накидка шиацу на сиденье**

- Расслабляющий массаж спины шиацу
- С функцией таймера
- Подключаемая функция подсветки и обогрева
- Очень легкая и компактная
- Простое управление
- Моющийся чехол из велюра



- 4 массажные головки шиацу, вращающиеся попарно
- Движение вдоль позвоночника
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Чехол из велюра для спинки, подходит для стирки (40 °C)
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Съемная подушка для сидения
- Практичная вешалка для хранения в шкафу
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- Прочный каркас для спины
- Застежки на липучках для фиксации
- Функция таймера (на 5/10/15 минут)
- 18 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649135
- № арт.: 649.13



**Массажная накидка шиацу на сиденье**

- Массаж шиацу для шеи, регулировка по высоте
- Расслабляющий массаж спины шиацу
- Точечный массаж
- Приятный роликовый массаж
- Подключаемая функция подсветки и обогрева
- Моющийся чехол из велюра




- 2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу
- 4 массажные головки шиацу, вращаются и катаются попарно
- Движение вдоль позвоночника
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- 2 уровня скорости
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Чехлы из сетки Mesh и велюра для подголовника и спинки, пригодные для стирки (40 °C)
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Съемная подушка для сидения
- Практичная вешалка для хранения в шкафу
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- Прочный каркас для спины
- Застежки на липучках для фиксации
- Функция таймера (на 5/10/15 минут)
- 42 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640378
- № арт.: 640.37



**Массажная накидка шиацу на сиденье**

- 3D-массаж спины глубокого действия
- Массаж шиацу для шеи, электрическая регулировка по высоте
- Точечный массаж
- Приятный роликовый массаж
- Подключаемая функция подсветки и обогрева
- Подогрев сиденья
- Моющийся чехол для области шеи



- 2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу
- 4 массажных головки шиацу — с механизмом качания 3D
- Движение вдоль позвоночника
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- 2 уровня скорости
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Чехол из сетки Mesh для подголовника, пригодный для стирки (40 °C)
- Моющийся чехол из полиуретана на спинке (40 °C)
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Эргономичная форма сиденья в виде чаши
- Практичная вешалка для хранения в шкафу
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- Прочный каркас для спины
- Застежки на липучках для фиксации
- Функция таймера (на 5/10/15 минут)
- 48 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640538
- № арт.: 640.53



**Массажная накидка шиацу на сиденье**

- Полный массаж тела глубокого воздействия при помощи системы из 4 массажных головок
- Функция автоматического сканирования тела
- Массаж шиацу, вибрационный и роликовый массаж
- Расслабляющий массаж шеи
- Увеличенная массажная поверхность размера XL
- Подключаемая функция подсветки и обогрева
- Моющийся чехол из сетки Mesh



- Индивидуально настраиваемая массажная система с 4 головками
- Движение вдоль позвоночника
- 3 программы автоматического массажа на выбор
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- 4-уровневая регулировка расстояния между головками
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Чехол из сетки Mesh для спинки, пригодный для стирки (40 °C)
- Эргономичная форма сиденья с увеличенной массажной поверхностью
- Практичная вешалка для хранения в шкафу
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- Прочный каркас для спины
- Застежки на липучках для фиксации
- Функция таймера (на 5/10/15 минут)
- 60 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640514
- № арт.: 640.51



**Массажная компрессионная накидка шиацу на сиденье**

- Глубоко воздействующий массаж 3 в 1: массаж шиацу, воздушно-компрессионный и точечный массаж
- Расслабляющий массаж шеи
- Подключаемая функция подсветки и обогрева
- Чехол для подголовника и спинки пригоден для стирки



- 2 вращающихся пальчика для точечного массажа шеи шиацу
- Массажная система с 4 головками, вращающимися попарно
- Компрессионный массаж в области талии и бедер
- Движение вдоль позвоночника
- 3 массажные зоны — на выбор по отдельности
- 3 уровня интенсивности для компрессионного массажа
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Чехлы из сетки Mesh и велюра для подголовника и спинки, пригодные для стирки (40 °C)
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Эргономичная форма сиденья в виде чаши
- Практичная вешалка для хранения в шкафу
- Применение в любом месте для сидения при наличии спинки и достаточной глубины сиденья
- Прочный каркас для спины
- Застежки на липучках для фиксации
- Функция таймера (на 5/10/15 минут)
- 35 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125648091
- № арт.: 648.09



**Массажное кресло**

- Функция автоматического сканирования тела
- Массаж шицу, похлопывающий, разминающий и роликовый массаж
- Расслабляющий вибромассаж в области ягодиц и ног
- Автоматически регулируемая спинка сиденья и упор для ног
- С беспроводным ручным выключателем



- Настраиваемый массаж всего тела с помощью четырехголовочной системы
- Расслабляющий вибромассаж в области ягодиц и ног
- 3 программы автоматического массажа на выбор: Relax, Health, Therapy
- 3 уровня интенсивности вибромассажа
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- С беспроводным ручным выключателем (радиочастота)
- Возможность поворота на 180°
- Размеры: Ш 73 х Г 109 х В 102 см
- Масса: 51 кг
- 120 Вт
- Гарантия 2 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640170
- № арт.: 640.17

**Массажное кресло**

- Функция автоматического сканирования тела
- Массаж шицу, похлопывающий, разминающий и роликовый массаж
- Отдельно подключаемая функция массажа давлением воздуха в области ягодиц, икр и ступней
- Точечный и частичный массаж
- Автоматически регулируемая спинка сиденья и упор для ног
- Изменяемое положение сиденья



- Настраиваемый массаж всего тела с помощью четырехголовочной системы
- Отдельно подключаемая функция массажа давлением воздуха в области ягодиц, икр и ступней
- 3 программы автоматического массажа на выбор: Relax, Refresh, Therapy
- 5 видов массажа на выбор
- 3 уровня интенсивности для массажа давлением воздуха
- 3 уровня регулировки расстояния между массажными головками
- Положение для расслабления — функция перехода в лежачее горизонтальное положение
- Моющееся покрытие из полиуретана (имитация кожи)
- Ручной выключатель с большим индикатором на дисплее с подсветкой
- 2 транспортировочных ролика
- Размеры: Ш 73 х Г 109 х В 130 см
- Масса: 61 кг
- 200 Вт
- Гарантия 2 года
- Уп. ед.: 1, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640156
- № арт.: 640.15



**Прибор шицу для массажа ног**

- Приятный массаж шицу для ног
- Подключаемая функция обогрева



- Массаж рефлекторных зон стопы, стимулирующий кровообращение
- Удобное управление с помощью ног
- 25 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125645021
- № арт.: 645.02



**Прибор шицу для массажа ног**

- Приятный массаж шицу для ног
- 18 массажных головок шицу
- Подключаемая функция обогрева



- Массаж рефлекторных зон стопы, стимулирующий кровообращение
- Удобное управление с помощью ног
- 18 массажных головок шицу (3 × 3 для каждой ноги)
- 2 скорости массажа
- Индивидуально настраиваемый угол наклона за счет регулировки ножек по высоте
- Поверхность из «дышащей» ткани Mesh
- Удобное хранение кабеля
- 50 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649319
- № арт.: 649.31



**Прибор для массажа ног**

- Энергичный и расслабляющий массаж шицу и массаж давлением воздуха в области подошв и пяток
- Подключаемая функция обогрева
- Возможность выбора одной из 3 предварительно установленных программ массажа



- Массаж рефлекторных зон стопы, стимулирующий кровообращение
- 3 уровня интенсивности для массажа давлением воздуха
- 3 предварительно установленных программы массажа
- Подключаемая функция обогрева
- Съемный чехол, подходит для ручной стирки
- Подходит до размера обуви 46
- Цветной светодиод на кнопке для индикации функций
- 48 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125645069
- № арт.: 645.06





Гидромассажная ванна для ног

- С насадкой для массажа



- 3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равномерной температуры воды

- С насадкой для массажа
- Подставка для ног с массажными головками
- Съёмный брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Отверстие для слива воды
- Подходит до размера обуви 50

• 60 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125632052

• № арт.: 632.05



Гидромассажная ванна для ног

- С насадками для педикюра
- 3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой



- 3 функциональных режима: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равномерной температуры воды

- Расслабляющее инфракрасное поле

- 3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

- Съёмные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног
- Подставка для ног с массажными головками
- Возможность сухого массажа
- Съёмный брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Функция намотки кабеля

- Подходит до размера обуви 48

• 120 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125636050

• № арт.: 636.05



Гидромассажная ванна для ног

- С насадками для педикюра
- С практичной ручкой для переноски



- 3 функциональных режима: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равномерной температуры воды

- Расслабляющее инфракрасное поле

- 3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

- Съёмные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног
- Подставка для ног с массажными головками
- Съёмный брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Функция намотки кабеля
- Отверстие для слива воды

- Подходит до размера обуви 49

• 60 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125636067

• № арт.: 636.06



Гидромассажная ванна для ног

- С практичной функцией складывания
- Компактное размещение



- 3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равномерной температуры воды

- Расслабляющие инфракрасные световые точки

- Насадка для педикюра в комплекте (пемза)
- Подставка для ног с массажными головками

- Съёмный брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Функция намотки кабеля

- Подходит до размера обуви 45

• 60 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -


• № EAN: 4211125638504

• № арт.: 638.50



Гидромассажная ванна для ног

- Расслабляющая ароматерапия
- С магнитным полем и насадками для педикюра
- Фильтр для добавления ароматических веществ позволяет использовать добавки для ванн



- 3 функции: вибромассаж, вихревой массаж, поддержание равномерной температуры воды

- Расслабляющие инфракрасные световые точки

- 3 сменные насадки для педикюра с практичной вешалкой

- Съёмные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног
- Подставка для ног с массажными головками
- Практичная ручка для транспортировки
- Съёмный брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Функция намотки кабеля

- Двойные стенки улучшают теплоизоляцию

• 140 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: -


• № EAN: 4211125637057

• № арт.: 637.05



Расслабляющая гидромассажная ванна для ног

- С магнитным полем и насадками для педикюра
- Особо мощный нагрев воды
- Простое управление с помощью светодиодного дисплея и функции таймера



- 3 функциональных режима: вибраторный массаж, вихревой массаж, 5 уровней нагрева воды (35–48 °C)

- Расслабляющие инфракрасные световые точки

- 6 встроенных магнитов для создания магнитных полей

- 3 съёмные насадки для педикюра, автомат. вращение при нажатии на центральную консоль

- Съёмные роликовые насадки для массажа рефлекторных зон ног

- Подставка для ног с массажными головками

- Возможность сухого массажа
- Брызговик
- Нескользящие резиновые ножки
- Функция намотки кабеля

- Двойные стенки улучшают теплоизоляцию

• 390 Вт

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125637101

• № арт.: 637.10



PhysioLine

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ**

**Целенаправленное применение Beurer PhysioLine**

Восстанавливайте мышцы и сухожилия путем точечного воздействия специальными приборами на участки тела, подвергающиеся наибольшей нагрузке. Продукция **Beurer PhysioLine** специально разработана для избавления от неприятных ощущений, например, после занятий спортом.

**Массажный мячик MG 10**

Целенаправленный массаж триггерных точек чрезмерно напряженных групп мышц.



**FM 200 Achillomed**

Прибор для массажа, помогающий справиться с проблемами ахиллова сухожилия.



**MG 850 Fascia-ReleaZer® и Deep-ReleaZer**

Быстрее разрушает фасциальные спайки, расслабляет соединительную ткань.



**Тренажер для осанки PC 100 PostureControl**

Тренажер для осанки (зажим + приложение) позаботится о здоровье Вашей спины.



**Тренажер для вен FM 150 Pro**

Компрессионная терапия уставших и отекающих ног с набедренными манжетами.




**Тренажер для вен FM 150**



**FM 250 Vital Legs**

Стимулятор кровоснабжения EMS для стоп и икр.





**Двойная система — здоровая спина!**  
 Зажим + приложение проследят за здоровьем Вашей спины.



**PhysioLine**

Персональный тренер, который следит за тем, как Вы сидите.

Многие люди большую часть дня проводят сидя. И приобретают нездоровые привычки, которые могут привести к боли в спине. Тренажер для осанки позаботится о Вас!



**Тренажер для осанки PC 100 PostureControl**

- Тренажер для осанки легко крепится на одежде
- Оздоровление спины
- Активное и динамичное сидение
- При слишком длительном нахождении в одном положении сидя подается мягкий вибрирующий сигнал

Персональный тренер, помогающий поддерживать здоровье спины

Инновационная разработка PC 100 PostureControl поможет научиться сидеть без вреда для здоровья. Активное сидение и нескудные упражнения предотвратят проблемы со спиной. **Маленький зажим с большими возможностями. Присоединяйтесь — сделайте доброе дело для собственной спины.**

Что может Beurer 8sense

- Быстрое и простое применение
- Профилактика боли в спине
- Выявляет привычку сидеть в нездоровой позе
- Помогает сидеть правильно
- Анализирует Вашу позу в положении сидя
- Поддерживает и улучшает здоровье спины



Так работает тренажер для осанки

1. Прикрепить зажим к одежде

Автоматическая передача данных по Bluetooth® после открытия приложения.




2. Внимательное отношение к Вашей спине

Мягкая вибрация напомнит о необходимости подвигаться.



3. Анализ Вашего положения сидя

Проверяйте приложение, узнавайте информацию о здоровье Вашей спины и улучшайте его.



works with



8sense

При использовании приложения Ваши данные передаются по Bluetooth®.





**Повышение активности и восстановление**

Проникающее действие благодаря особенной структуре поверхности.



**2 в 1: массаж и тренировка**

Целенаправленное **воздействие на триггерные точки** помогает расслабить чрезмерно напряженные мышечные группы и разрушить фасциальные спайки



**Массажный мяч с вибрацией MG 10**

- Избавление от фасциальных спаек и уплотнений
- Маленький и удобный — идеален для использования в дороге



**Прилив бодрости для усталых ног**

Тренажер для вен снимает усталость с ног при помощи эффективного компрессионного массажа. **Новинка: манжеты для бедер** подарят дополнительное облегчение.

**Профилактика**

Предотвращает варикозное расширение вен и образование сосудистых сеточек



**Избавление от боли**

Расслабляет напряженные мышцы бедер и голеней




**Компрессионный массаж**

При венозной недостаточности или заболевании венозные клапаны не закрываются, и кровь оседает внизу. Давление, оказываемое в ходе компрессионного массажа, восстанавливает функцию венозных клапанов и стимулирует кровообращение.



Венозные клапаны закрыты



Венозные клапаны открыты



**Тренажер для вен FM 150 Pro**

- Улучшает циркуляцию крови в венах путем восстановления функции венозных клапанов



PC 100



Дополнительная информация об изделии PC 100

### Школа правильной осанки на пользу спине

Многие люди большую часть рабочего дня проводят сидя. Не удивительно, что боль в спине объявлена основной проблемой здоровья населения.

Возможные причины — малоподвижный образ жизни и/или длительные статичные позы, например положение сидя. Активное сидение и нескудные физические упражнения способны уменьшить боли в спине и предотвратить серьезные проблемы.

Тренажер для осанки PostureControl. Маленький зажим с большими возможностями.

#### Тренажер для осанки PostureControl

- Тренажер для осанки легко крепится на одежде
- Оздоровление спины
- Активное и динамичное сидение



- Оздоровление спины
- Предотвращение проблем со спиной
- Легко крепится на одежде
- При слишком длительном нахождении в одном положении сидя подается мягкий вибрирующий сигнал
- Рекомендовано физиотерапевтами и медиками

- Удобное и простое управление с помощью приложения 8Sense
- Работа от аккумулятора, время зарядки ок. 2 часов
- Индикатор аккумулятора и заряда аккумулятора
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение 8Sense. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

- 0,5 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 8, картонная коробка: 6 x 8
- № EAN: 4211125639501
- № арт.: 639.50



Приложение 8sense анализирует Вашу позу в положении сидя и по мере необходимости мотивирует Вас сидеть динамичнее и активнее.

- Легко крепится на одежде
- Оздоровление спины
- Активное и динамичное сидение
- При слишком длительном нахождении в одном положении сидя подается мягкий вибрирующий сигнал

Присоединяйтесь — сделайте доброе дело для собственной спины.

FM 150



#### Тренажер для вен

- Восстанавливающий компрессионный массаж
- Улучшает циркуляцию крови в венах путем восстановления функции вен
- Ускоряет кровообращение, уменьшает тяжесть и усталость ног
- Снимает мышечное напряжение
- Предотвращает варикозное расширение вен и образование сосудистых сеточек



- Массаж давлением воздуха с помощью надувающихся и сдуваемых воздушных подушек
- Плавная регулировка интенсивности массажа

- Попеременное накачивание ножных манжет с разных сторон
- С предохранительной кнопкой STOP
- С функцией откачивания для быстрого опорожнения воздушных подушек
- Функция установки таймера на 10/20/30 мин
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Разные возможности применения — в домашних условиях и в дороге
- Индивидуальная регулировка набедренных манжет с помощью застежек-липучек

- Возможна работа от батареек и/или сети
- Медицинское изделие
- В комплекте сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- 3 Вт

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643256
- № арт.: 643.25

FM 150 Pro



#### Тренажер для вен

- Восстанавливающий компрессионный массаж
- С набедренными манжетами
- Улучшает циркуляцию крови в венах путем восстановления функции вен
- Ускоряет кровообращение, уменьшает тяжесть и усталость ног
- Снимает мышечное напряжение
- Предотвращает варикозное расширение вен и образование сосудистых сеточек



- Массаж давлением воздуха с помощью надувающихся и сдуваемых воздушных подушек
- Плавная регулировка интенсивности массажа

- Попеременное накачивание ножных манжет с разных сторон
- С предохранительной кнопкой STOP
- С функцией откачивания для быстрого опорожнения воздушных подушек
- Функция установки таймера на 10/20/30 мин
- Простое управление с помощью ручного выключателя
- Разные возможности применения — в домашних условиях и в дороге
- Индивидуальная регулировка всех четырех манжет с помощью застежек-липучек

- Возможна работа от батареек и/или сети
- Медицинское изделие
- В комплекте сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- 3 Вт

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125643270
- № арт.: 643.27



FM 200 Achillomed®



#### Прибор для массажа ахиллова сухожилия

- Облегчение состояния при заболеваниях ахиллова сухожилия
- Оздоровляющий массаж ахиллова сухожилия, улучшающий кровообращение
- 6 вращающихся массажных головок



- Прибор для массажа ахиллова сухожилия с вращающимися массажными головками
- 6 вращающихся массажных головок
- 2 скорости массажа
- Регулировка по высоте и ширине
- 2 направления массажа по выбору
- Легкая очистка благодаря съемным массажным головкам

- Светодиодный индикатор работы для наглядного отображения настроек режима массажа
- Автоматическое отключение

- Работа от сети
- 15 Вт
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649333
- № арт.: 649.33



Дополнительная информация об FM 200

### Уменьшение болей и восстановление после занятий спортом

Прибор для массажа FM 200 разработан специально для лечения проблем с ахилловым сухожилием. Он оснащен шестью вращающимися массажными головками, стимулирующими кровообращение в области ахиллова сухожилия.

6 вращающихся массажных головок

Регулировка по высоте и ширине





- Стимулятор кровоснабжения EMS**
- Электростимулятор для уменьшения отеков и болей в ногах и ступнях
  - Способствует кровообращению, снимает мышечное напряжение и обеспечивает мобильность
  - В комплекте манжеты для дополнительной стимуляции в области голеней



EMS technology

impulse massage

6 electrodes

2 channels

safe application

- Оздоровляющая функция электростимуляции
- По 2 электрода в зоне стоп
- По 1 электроду на манжете бедра
- 2 автономно регулируемых канала
- 1 программа с 15 предварительно установленными вариантами импульсных волн
- Уровни интенсивности от 1 до 99
- Функция таймера (от 5 до 90 минут)
- Таймер с обратным отсчетом
- Дополнительная функция Step для мобилизации стоп

- Двухуровневая фиксация опорных поверхностей
- С пультом управления
- Аварийное отключение
- Медицинское изделие
- Работает от сети и от батареек
- В комплекте сетевой адаптер
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125649371
- № арт.: 649.37

**Дополнительная информация об FM 250**

**Легкость в ногах благодаря стимулятору кровоснабжения**

После долгого дня, проведенного на ногах, после бега или занятия другими видами спорта ноги могут отекать и болеть.

Стимулятор кровоснабжения EMS Beurer FM 250 Vital Legs расслабляет мышцы и поддерживает кровообращение благодаря оздоравливающей функции электростимуляции и дополнительной функции Step. Вы быстро вернете походке легкость!

**Уровни интенсивности от 1 до 99**

**Функция таймера**



**Удобное управление**

Управление левой и правой стопой по отдельности, в зависимости от потребности. В комплект поставки входит удобный ручной переключатель.



**MG 10**




- Массажный мяч с вибрацией**
- Целевой массаж триггерных точек напряженных групп мышц
  - Может устранять фасциальные спайки и уплотнения
  - Маленький и удобный — идеален для использования в дороге



trigger-point massage

2 speed levels

- Массажный мяч с вибрацией для целевого массажа триггерных точек
- 2 уровня интенсивности
- Служит для активации и регенерации напряженных групп мышц
- Эргономичная форма
- Поверхность легко очищается
- Диаметр ок. 8 см
- Разные возможности применения — в домашних условиях и в дороге
- Применяется в положении стоя, сидя или лежа
- Приятная и глубоко воздействующая поверхность Soft-Touch
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8
- № EAN: 4211125648145
- № арт.: 648.14



**MG 850 Fascia-ReleaZer® и Deep-ReleaZer**



- Прибор для массажа фасций**
- Устраняет фасциальные спайки
  - Регенерирует мышечную ткань
  - Значительно усиливает кровоснабжение
  - Значительно повышает подвижность
  - Запатентованная новинка
  - Из высококачественной цельной древесины

- Насадки Deep-ReleaZer**
- Оптимальный вариант для спины и шеи, а также для бедер и ягодиц
  - Снимает напряжение в области спины
  - Расслабляет мышцы
  - 3 насадки различной степени твердости для индивидуального массажа

soft touch surface

vibration massage

accumulator

attachments 3

- 2 программы массажа
- 4 рабочие поверхности (ровная и изогнутая стороны, 2 грани)
- Время работы аккумулятора после зарядки до 11 часов
- Время зарядки аккумулятора ок. 2,5 часов
- Индикатор уровня заряда литий-ионного аккумулятора
- Автоматическое отключение
- Нескользящие ручки с поверхностью Soft Touch
- Переключатель Вкл./Выкл. с цветной подсветкой и индикатором функционирования
- В комплекте диск DVD с руководством по применению
- 3 насадки (мягкая, средняя, жесткая)
- Фиксация с помощью застёжки-липучки и фиксация вращением для надежного крепления и простоты применения
- Приятная и глубоко воздействующая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125640385
- № арт.: 640.38

**Дополнительная информация об изделии MG 850**



**Для большей подвижности: прибор для массажа фасций MG 850 с насадками**

Компания Beurer разработала инновационный прибор для массажа фасций MG 850 и насадки Deep-ReleaZer в сотрудничестве с физиотерапевтами. Устраните склеивания фасций и уменьшите боли, например в области спины, с помощью вибрации и различных насадок. После процедуры подвижность значительно повышается. Сочетание вибромассажа и эргономичного инструмента из массива дерева делает использование прибора просто уникальным. Мощный аккумулятор и ручки с поверхностью Soft Touch гарантируют оптимальное применение. Необходимо каждому спортсмену!

**Насадки Deep-ReleaZer**

3 насадки различной степени твердости для индивидуального массажа



<sup>1)</sup> EP000003206655B1.

Кровяное давление  
и ЭКГ

ТОЧНО И НАДЕЖНО

### Новая концепция манжеты easyClip

Многие люди, в особенности пожилые, часто испытывают трудности при наложении манжеты тонометра на плечо. **Иновационная манжета easyClip накладывается за несколько простых движений** — с ней измерять давление быстро, удобно и легко.

#### Зажми и начни



1. Наденьте манжету на плечо одной рукой,...

2. ...закройте застежку-липучку по руке...

3. ...можете измерить давление на плече.

### Манжета easyClip

Для окружности  
плеча от 22 до 42 см



### Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии BM 51 easyClip

- Иновационная манжета easyClip (22–42 см): простое наложение манжеты всего одним движением руки
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Достоверность результатов измерения отмечена Европейским Обществом Гипертонии (англ. European Society of Hypertension, ESH)



Современное управление данными

Результаты измерений передаются на конечное устройство с помощью Bluetooth®. Результаты измерения в удобной форме отображаются в приложении beurer HealthManager.



Удобно: технология Inflation

Быстрое измерение уже в процессе накачивания.



Черный дисплей: удобный для чтения и легко обозримый



Прибор для измерения кровяного давления на запястье BC 54 Bluetooth®

- С функцией Bluetooth® для передачи результатов измерений на смартфон
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания



Bluetooth®



Один прибор для измерения кровяного давления и заботы о сердце

Новый комбинированный прибор BM 93 Cardio позволяет держать здоровье сердца под контролем. Помимо **автоматического измерения кровяного давления и пульса** в плечевой артерии, Вы можете **измерить на кончиках пальцев сердечный ритм**. Простые в обращении и надежные — именно такими должны быть современные медицинские изделия.



Распознавание ФП

Своевременное распознавание фибрилляции предсердий путем измерения кровяного давления

Измерение кровяного давления

Оптимальный контроль кровяного давления

Универсальная манжета подходит для окружности плеча до 43 см



Распознавание ФП



Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространенная форма сердечной аритмии<sup>1)</sup>, которая в конечном счете может привести к инсульту. Симптомы появляются не сразу, поэтому определяющее значение имеет регулярный контроль. Разработанный нами алгоритм способен распознавать ФП в процессе измерения кровяного давления, что позволяет снизить риск инсульта.

Функция ЭКГ

Оптимальная регистрация сердечного ритма

Простое и быстрое измерение путем наложения пальцев на электроды



Прибор для измерения кровяного давления с функцией ЭКГ BM 93 Cardio

- Упрощенное снятие ЭКГ
- Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного ритма с помощью приложения
- С функцией Bluetooth® для передачи результатов измерений на смартфон
- Расширенная функция определения аритмии

<sup>1)</sup> Источник: Немецкий фонд по борьбе с сердечными заболеваниями



Bluetooth®




### Как измерять кровяное давление: на плече или на запястье?

Измерить кровяное давление можно и в плечевой артерии, и на запястье. Как показали различные испытания, при правильном применении приборов результаты измерения одинаково достоверны в обоих случаях. Каждый из методов измерения обладает определенными преимуществами.

Выбирайте тот, который подходит Вам: в ассортименте Veiger обязательно найдется подходящий прибор.

### ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЗАПЯСТЬЕ

Наши приборы для измерения кровяного давления на запястье отличаются простотой в управлении. Компактные приборы отлично подходят для применения в поездках, что позволяет регулярно контролировать состояние здоровья. С возрастом, из-за отложений на стенках и заболеваний, таких как диабет, кровеносные сосуды могут сужиться. Особенно этому подвержена лучевая артерия, расположенная далеко от сердца. Поэтому пожилым людям, курильщикам и диабетикам рекомендуем выбрать один из наших приборов для измерения кровяного давления в плечевой артерии.



Посмотрите видеоролик о том, как правильно измерять кровяное давление.

#### Classic Line



**BC 21**  
№ арт.: 650.40  
№ арт.: 650.46

**BC 28**  
№ арт.: 650.44

**BC 30**  
№ арт.: 650.51

**BC 32**  
№ арт.: 659.09

#### Comfort Line



**BC 40**  
№ арт.: 650.61

**BC 44**  
№ арт.: 659.05

**BC 50**  
№ арт.: 657.07

#### Premium Connect Line



**BC 54 Bluetooth®**  
№ арт.: 650.54



**BC 57 Bluetooth®**  
№ арт.: 657.09

**BC 58**  
№ арт.: 659.16

**BC 85 Bluetooth®**  
№ арт.: 657.06

### ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ

При помощи манжеты, входящей в комплект поставки, приборы для измерения кровяного давления в плечевой артерии автоматически измеряют давление на уровне сердца, что гарантирует точные результаты измерения. Будь то простая в использовании модель, управляемая с помощью одной кнопки, элегантная модель с сенсорным дисплеем черного цвета или модель эргономичной формы — все наши продукты имеют одну общую особенность: Вы получаете надежные результаты для сохранения своего здоровья.



Посмотрите видеоролик о том, как правильно измерять кровяное давление.

#### Classic Line



**BM 26**  
№ арт.: 652.28

**BM 28**  
№ арт.: 658.13

**BM 35**  
№ арт.: 654.09

**BM 40**  
№ арт.: 658.15

#### Comfort Line



**BM 44**  
№ арт.: 655.01

**BM 45**  
№ арт.: 658.06

**BM 49**  
№ арт.: 656.28,  
№ арт.: 656.31,

**№ арт.: 656.29**  
**№ арт.: 656.32**

**BM 51 easyClip**  
№ арт.: 652.04

#### Premium Connect Line



**BM 54 Bluetooth®**  
№ арт.: 655.12

**BM 55**  
№ арт.: 658.07

**BM 57 Bluetooth®**  
№ арт.: 658.22

**BM 58**  
№ арт.: 655.16

**BM 77 Bluetooth®**  
№ арт.: 658.32



**BM 85 Bluetooth®**  
№ арт.: 658.03

**BM 93 Cardio**  
№ арт.: 652.29

**BM 95 Bluetooth®**  
№ арт.: 658.34



**BC 21**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- С голосовыми сообщениями на нескольких языках, содержащими информацию об измеренных значениях
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Голосовое сообщение на следующих языках:
  - (a) EN, ES, PL, AR, FA
  - (b) DE, EN, FR, IT, TR
- ∅ всех сохраненных результатов измерения
- ∅ утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 14,0 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: (a) 4211125650407  
№ арт.: (a) 650.40
- № EAN: (b) 4211125650469  
№ арт.: (b) 650.46



**BC 28**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- ∅ всех сохраненных результатов измерения
- ∅ утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 14,0 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125650445  
№ арт.: 650.44



**BC 30**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- ∅ последних 3 измерений
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 13,5 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125650513  
№ арт.: 650.51



**BC 32**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- ∅ всех сохраненных результатов измерения
- ∅ утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 13,5 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125659097  
№ арт.: 659.09



**BC 40**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- ∅ всех сохраненных результатов измерения
- ∅ утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Ячейка памяти для 60 измеренных значений
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности запястья от 12,5 до 21,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125650612  
№ арт.: 650.61



**BC 44**

Прибор для измерения кровяного давления на запястье

- Easy-to-use: простое управление с помощью всего одной кнопки
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 14 до 19,5 см
- Автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125659059  
№ арт.: 659.05



**Прибор для измерения кровяного давления на запястье**

- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения.
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности запястья от 13,5 до 23 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125657079
- № арт.: 657.07



**Прибор для измерения кровяного давления на запястье**

- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей черного цвета



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- Беспроводная передача результатов измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Удобный для чтения черный дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 13,5 до 21,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125650544
- № арт.: 650.54



**Прибор для измерения кровяного давления на запястье**

- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы




- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- Беспроводная передача результатов измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 14 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125657093
- № арт.: 657.09



**Прибор для измерения кровяного давления на запястье**

- USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для измерения кровяного давления с программным обеспечением beurer HealthManager
- Простое управление с помощью сенсорных кнопок
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL, черного цвета




- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL, черного цвета
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность запястья от 14 до 19,5 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

- Бесплатное программное обеспечение beurer HealthManager. Совместимость с Windows 7 SP или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A)
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125659165
- № арт.: 659.16




**Прибор для измерения кровяного давления на запястье**

- Индикация правильного положения: для правильного позиционирования прибора для измерения кровяного давления на высоте сердца
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL



- Полностью автоматическое измерение кровяного давления и пульса на запястье
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- Беспроводная передача результатов измерения
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обзорный, удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности запястья от 13,5 до 23 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Коробка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В

- Бесплатное программное обеспечение<sup>1)</sup> и приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125657062
- № арт.: 657.06



medical



**Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии**

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Четыре ячейки памяти для 30 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 35 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (30–42 см), приобретается отдельно, № арт.: 162.973

• Гарантия 5 лет  
 • Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4  
 • № EAN: 4211125652289  
 • № арт.: 652.28



НОВИНКА  
в наличии

**Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии**

- Индикатор состояния покоя<sup>1)</sup> для получения точных результатов измерения
- Проверка посадки манжеты: для правильного расположения манжеты на плече



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Проверка посадки манжеты
- Возможна установка 2 сигналов
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Четыре ячейки памяти для 30 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 42 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В

• Блок питания приобретается дополнительно, № арт.: 071.95  
 • BM 28 с блоком питания  
 № EAN: 4211125658212 № арт.: 658.30

• Гарантия 5 лет  
 • Уп. ед.: 4, картонная коробка: 6 x 4  
 • № EAN: 4211125658137  
 • № арт.: 658.13

Дополнительная информация об изделии BM 28

### Индикатор состояния покоя для получения более достоверных результатов

Измерять артериальное давление следует в состоянии физического и эмоционального покоя. Поэтому перед измерением в течение пяти минут рекомендуется не двигаться и не разговаривать. Если не выполнить это условие, результаты измерения могут быть недостоверными. Для того чтобы гарантировать точность измерения артериального давления, мы разработали и запатентовали индикатор состояния покоя. По завершении измерения на дисплее или на самом приборе появляется символ, по которому можно понять, находилось ли кровообращение организма в достаточно спокойном состоянии во время измерения. Порядок проведения процедуры при этом абсолютно идентичен другим приборам для измерения кровяного давления. Дополнительное время на определение значений не требуется.

Отображение индикатора состояния покоя во время измерения



Для того чтобы получить наиболее точные результаты, необходимо перед измерением успокоиться.



**Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии**

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность плеча от 22 до 36 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (30–42 см), приобретается отдельно, № арт.: 192.973

• Гарантия 5 лет  
 • Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4  
 • № EAN: 4211125654092  
 • № арт.: 654.09



**Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии**

- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Распознавание аритмии: предупреждает о возможных нарушениях ритма сердца



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 35 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (30–42 см), приобретается отдельно, № арт.: 162.973
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт.: 071.95
- BM 40 с блоком питания  
 № EAN: 4211125658175 № арт.: 658.17

• Гарантия 5 лет  
 • Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 • № EAN: 4211125658151  
 • № арт.: 658.15



**Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии**

- Easy-to-use: простое управление с помощью всего одной кнопки
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 30 см
- Автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (30–42 см) приобретается отдельно № арт.: 162.795
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт.: 071.95


• Гарантия 5 лет  
 • Уп. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 • № EAN: 4211125655013  
 • № арт.: 655.01





BM 45

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой




- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Простое управление с помощью сенсорных кнопок
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность плеча от 22 до 36 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (35–44 см) приобретается отдельно, № арт.: 163.387
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт. 071.95
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125658069
- № арт.: 658.06



BM 49

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- С голосовыми сообщениями на нескольких языках, содержащими информацию об измеренных значениях
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой




- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Голосовое сообщение на следующих языках: (a) DE, FR, IT, NL (b) EN, ES, RU, GR (c) RO, PL, CS, HU (d) FA, AR, EN
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Удобный для чтения большой дисплей размера XL с голубой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Окружность плеча от 22 до 36 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (35–44 см) приобретается отдельно, № арт.: 163.387
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт. 071.95
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: (a) DE, FR, IT, NL 4211125656287 № арт.: 656.28
- № EAN: (b) EN, ES, RU, GR 4211125656294 № арт.: 656.29
- № EAN: (c) RO, PL, CS, HU 4211125656317 № арт.: 656.31
- № EAN: (d) FA, AR, EN 4211125656324 № арт.: 656.32



BM 51 easyClip

НОВИНКА 01/2020

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Инновационная манжета easyClip (22–42 см): простое наложение манжеты всего за несколько простых движений
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Большой дисплей с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 100 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 42 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт.: 071.95
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125652043
- № арт.: 652.04



BM 54 Bluetooth®

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Универсальная манжета, подходит для большой окружности плеча до 44 см
- Индикатор риска: оценка результатов измерений с помощью цветной шкалы



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Беспроводная передача результатов измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обзримый, удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 44 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Полный объем функций доступен только в бесплатном приложении beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125655129
- № арт.: 655.12



BM 55

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Универсальная манжета, подходит для большой окружности плеча до 42 см
- USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для измерения кровяного давления с программным обеспечением beurer HealthManager
- Индикатор состояния покоя<sup>1)</sup> для получения точных результатов измерения




- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 42 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Полный объем функций доступен только в бесплатном приложении beurer CardioExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125658076
- № арт.: 658.07



BM 57 Bluetooth®

- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Технология Inflation: быстрое и удобное измерение уже в процессе накачивания
- Универсальная манжета, подходит также для большой окружности плеча до 43 см
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- Беспроводная передача результатов измерения
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 23 до 43 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт. 071.51
- Полный объем функций доступен только в бесплатном приложении beurer CardioExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4
- № EAN: 4211125658229
- № арт.: 658.22



- BM 58**
- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- USB-интерфейс для инновационного соединения прибора для измерения кровяного давления с программным обеспечением beurer HealthManager
  - Простое управление с помощью сенсорных кнопок
  - Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей размера XL, черного цвета



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- Держатель для манжеты
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Хорошо обозримый, удобный для чтения дисплей размера XL, черного цвета
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 30 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В
- Большая манжета размера XL (30–42 см) приобретается отдельно, № арт.: 163.246
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт. 071.95
- Бесплатное программное обеспечение<sup>4</sup> beurer HealthManager.

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

• № EAN: 4211125655167

• № арт.: 655.16



- BM 77 Bluetooth®**
- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Универсальная манжета, подходит также для большой окружности плеча до 40 см
  - Индикатор состояния покоя<sup>1</sup> для получения точных результатов измерения
  - Надежное измерение, в том числе и во время беременности<sup>2</sup>



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Беспроводная передача результатов измерения
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- Держатель для манжеты
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 24 до 40 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Блок питания приобретается дополнительно, № арт. 071.95
- Бесплатное программное обеспечение<sup>4</sup> и приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4

• № EAN: 4211125658328

• № арт.: 658.32



- BM 85 Bluetooth®**
- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Индикатор состояния покоя<sup>1</sup> для получения точных результатов измерения
  - Универсальная манжета, подходит для большой окружности плеча до 42 см
  - С литий-ионным аккумулятором: забудьте о замене батареек



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Автоматическое измерение при накачивании: для быстрого и удобного измерения
- Беспроводная передача результатов измерения
- ПК-интерфейс/блок питания USB<sup>3</sup>
- Держатель для манжеты
- 0 всех сохраненных результатов измерения
- 0 утреннего и вечернего кровяного давления за последние 7 дней
- Кнопка СТАРТ/СТОП с подсветкой
- Удобный для чтения дисплей размера XL с белой подсветкой
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Светодиодный индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 42 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Уровень заряда аккумулятора
- Сумка для хранения
- Литий-ионный аккумулятор
- Бесплатное программное обеспечение<sup>4</sup> и приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

• № EAN: 4211125658038

• № арт.: 658.03



- BM 93 Cardio**
- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Упрощенное снятие ЭКГ
  - Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного ритма с помощью приложения
  - Bluetooth® для переноса измеренных значений на Ваш смартфон
  - Расширенное распознавание аритмии (в частности, фибрилляции предсердий и экстрасистолии)
  - Распознавание фибрилляции предсердий путем измерения давления



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Одноканальная ЭКГ для записи сердечного ритма
- Беспроводная передача результатов измерения
- Точный расчет среднего значения при помощи приложения beurer HealthManager
- Удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 23 до 43 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет


• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

• № EAN: 4211125652296

• № арт.: 652.29



- BM 95 Bluetooth®**
- Прибор для измерения кровяного давления в плечевой артерии
- Оптимальный контроль кровяного давления и сердечного ритма с помощью приложения и программного обеспечения
  - Bluetooth® для переноса измеренных значений на Ваш смартфон
  - Расширенное распознавание аритмии (в частности, фибрилляции предсердий и экстрасистолии)



- Полностью автоматическое измерение артериального давления и пульса на плече
- Одноканальная ЭКГ для записи сердечного ритма
- Беспроводная передача результатов измерения
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- Точный расчет среднего значения при помощи приложения beurer CardioExpert
- Удобный для чтения дисплей размера XL
- Две пользовательские ячейки памяти на 60 измеренных значений каждая
- Индикатор риска
- Распознавание аритмии
- Медицинское изделие
- Для окружности плеча от 22 до 42 см
- Дата и время/автоматическое отключение
- Сообщение при ошибках пользования
- Индикатор необходимости замены батареек
- Сумка для хранения
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное программное обеспечение<sup>4</sup> и приложение beurer CardioExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4

• № EAN: 4211125658342

• № арт.: 658.34



- ME 90 Bluetooth®**
- Мобильный аппарат ЭКГ
- Запись сердечного ритма
  - Оптимальный контроль сердечного ритма
  - Самостоятельный контроль работы сердца дома или в дороге
  - Bluetooth® для переноса измеренных значений на Ваш смартфон



- Для лиц:
  - с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина, диабетом, неблагоприятной наследственностью;
  - с избыточным весом, гиподинамией, чрезмерным курением, стрессом, недостатком сна;
  - перенесших инфаркт или инсульт.
- Беспроводная передача результатов измерения
- Длительность записи: 30 секунд
- Измерительный контур проходит через: грудь-руку-кисть или кисть-руку-верхнюю часть тела-руку-кисть
- Немедленное получение данных о сердечном ритме сразу после окончания записи
- 36 ячеек памяти
- Медицинское изделие
- ПК-интерфейс и USB-кабель в комплекте
- Программное обеспечение для подробного отображения и обработки результатов
- Дата и время/автоматическое отключение
- Индикатор состояния батареек
- В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032 (3 В)
- Бесплатное программное обеспечение<sup>4</sup> и приложение beurer CardioExpert. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4

• № EAN: 4211125454159

• № арт.: 454.15



# Уровень сахара в крови

## ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ

### Народная болезнь — сахарный диабет

На нашей планете сахарным диабетом страдают 422 миллиона<sup>1)</sup> человек, это заболевание считается одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Глюкометры Beurer помогут Вам осуществлять контроль на оптимальном уровне.

### Компактное устройство 3 в 1 — продуманное решение

Простая маркировка измеренных значений, вставной USB-штекер, текстовый дисплей, встроенный автоматический ланцет — компактный прибор 3 в 1 GL 50 evo объединяет в себе эти инновационные характеристики.

### Автоматический ланцет

Оценка данных

**Контроль диабета — это легко!**

Всегда знать важные показатели крови.



### Глюкометр GL 50 evo

- 3 в 1 (измерительный прибор, автоматический ланцет, вставной модуль USB/установленное ПО)
- Ведение электронного журнала с помощью мобильного приложения и компьютерной программы
- Маркировка результатов измерения, позволяющая наилучшим образом контролировать диабет
- Контроль объема крови: измерение только при достаточном объеме пробы крови
- Текстовый дисплей с понятным меню

В наличии по запросу:  
адаптер Bluetooth® для подключения к приложению beurer HealthManager

<sup>1)</sup> Источник: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 2016 г.




**Bluetooth®**



Народная болезнь сахарный диабет: с приложением beurer HealthManager все показатели будут под контролем

Бесплатное приложение позволяет управлять данными с любых глюкометров Beurer. Превосходная обзорность благодаря удобному дисплею с возможностью индивидуальной настройки. Функция «Поделиться» позволяет отправить результаты измерений кому и когда захотите. Так и должна работать современная система контроля здоровья.



Basic

GL 44 lean мг/дл



Easy-to-use

GL 44 мг/дл или ммоль/л



3 в 1 Comfort

GL 50 мг/дл или ммоль/л



3 в 1 Innovation

GL 50 evo мг/дл или ммоль/л



Адаптер Bluetooth® для комфортного соединения с приложением beurer HealthManager

GL 44 lean мг/дл



БЕЗ КОДА


GL 44 мг/дл или ммоль/л



БЕЗ КОДА

Глюкометр

- Простое управление и маркировка результатов измерения, позволяющая наилучшим образом контролировать диабет
- Большой, удобный для чтения дисплей
- Очень широкие тест-полоски
- Контроль объема крови: измерение только при достаточном объеме пробы крови



- Клинически протестирован<sup>1)</sup>
- Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический ланцет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Продолжительность измерения: ок. 5 секунд
- Без кода
- Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)
- Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней


- Диапазон измерений: 20–630 мг/дл
- Подходит для самостоятельного применения
- Медицинское изделие
- С интерфейсом ПК

- Совместим с Diabass и SiDiary
- Калиброван по плазме
- Образец крови: цельная капиллярная кровь
- В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032 (3 В)
- Бесплатное программное обеспечение beurer HealthManager  
Совместимость с Windows 7 SP или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A)

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: картонная коробка: 4 x 5
- № EAN мг/дл: 4211125463083
- № арт. мг/дл: 463.08

Глюкометр

- Подсветка выемки для вставки тест-полосок
- Большой дисплей размера XL с белой подсветкой для удобного чтения
- Очень широкие тест-полоски
- Контроль объема крови: измерение только при достаточном объеме пробы крови
- Автоматический ланцет Soft+Safe
- Простая маркировка результатов измерения, позволяющая контролировать диабет наилучшим образом
- Поставляется в цветах Black, White, Purple



- Клинически протестирован<sup>1)</sup>
- Базовый комплект: измерительный прибор, автоматический ланцет, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник для записей
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Продолжительность измерения: ок. 5 секунд
- Без кода
- Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)
- Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

- Диапазон измерений: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л
- Подходит для самостоятельного применения
- Медицинское изделие
- С интерфейсом ПК

- Совместим с Diabass и SiDiary
- Калиброван по плазме
- Образец крови: цельная капиллярная кровь
- В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032 (3 В)
- Бесплатное программное обеспечение beurer HealthManager  
Совместимость с Windows 7 SP или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A)

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5
- № EAN мг/дл: Black: 4211125463151
- № арт. мг/дл: Black: 463.15
- № EAN ммоль/л: Black: 4211125463168
- № арт. ммоль/л: Black: 463.16



Дополнительная информация об изделии

Простой в использовании глюкометр GL 44 более удобен, результаты измерения более наглядны благодаря встроенной подсветке, большому дисплею размера XL и подсветке выемки для вставки тест-полосок. Особого внимания заслуживает цветовое исполнение в трех вариантах: Black, White и Purple.



Easy-to-use: очень прост в использовании!



• Информацию об изделии см. в левом столбце

- № EAN мг/дл: White: 4211125463113
- № арт. мг/дл: White: 463.11
- № EAN ммоль/л: White: 4211125463120
- № арт. ммоль/л: White: 463.12
- № EAN мг/дл: Purple: 4211125463137
- № арт. мг/дл: Purple: 463.13
- № EAN ммоль/л: Purple: 4211125463144
- № арт. ммоль/л: Purple: 463.14

<sup>1)</sup> Клиническое испытание в Институте диабета в г. Карлсбург, Германия



- Глюкометр**
- 3 в 1 (измерительный прибор, автоматический ланцет, вставной модуль USB/установленное ПО) — запатентованная технология<sup>2)</sup>
  - Маркировка результатов измерения, позволяющая наилучшим образом контролировать диабет
  - Контроль объема крови: измерение только при достаточном объеме пробы крови
  - Очень широкие тест-полоски
  - Поставляется в цветах Deep black, Pure white и Fresh green



- Клинически протестирован<sup>1)</sup>
- Базовый комплект: измерительный прибор 3 в 1, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник, крышка на USB-штекер
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Продолжительность измерения: ок. 5 секунд
- Без кода
- Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)
- Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

- Диапазон измерений: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л
- Подходит для самостоятельного применения
- Медицинское изделие
- С интерфейсом ПК
- Вставной модуль USB
- Совместим с Diabass и SiDiary
- Калиброван по плазме
- Образец крови: цельная капиллярная кровь
- В комплекте 2 литиевые батарейки CR 2032 (3 В)
- Бесплатное программное обеспечение beurer HealthManager
- Совместимость с Windows 7 SP или более поздней версии, USB 2.0 или более поздней версии (тип A)

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5
- № EAN мг/дл: Deep black: 4211125463205
- № арт. мг/дл: Deep black: 463.20
- № EAN ммоль/л: Deep black: 4211125463212
- № арт. ммоль/л: Deep black: 463.21

**Дополнительная информация о GL 50**  
**Компактный прибор 3 в 1**

Простая маркировка результатов измерения и контроль объема крови — это всего лишь две из множества выдающихся характеристик глюкометра GL 50 3 в 1. Измерительный прибор, вставной модуль USB/установленное ПО и автоматический ланцет в одном приборе! Выберите один из трех модных цветов: Pure white, Deep black и Fresh green!



**Особенность: 3 функции в одном изделии!**



- Информацию об изделии см. в левом столбце
- № EAN мг/дл: Pure white: 4211125463243
- № арт. мг/дл: Pure white: 463.24
- № EAN ммоль/л: Pure white: 4211125463250
- № арт. ммоль/л: Pure white: 463.25
- № EAN мг/дл: Fresh green: 4211125463304
- № арт. мг/дл: Fresh green: 463.30
- № EAN ммоль/л: Fresh green: 4211125463311
- № арт. ммоль/л: Fresh green: 463.31



- Глюкометр**
- 3 в 1 (измерительный прибор, автоматический ланцет, вставной модуль USB/установленное ПО) — запатентованная технология
  - Ведение электронного дневника с помощью мобильного приложения и компьютерной программы
  - Маркировка результатов измерения, позволяющая наилучшим образом контролировать диабет
  - Контроль объема крови: измерение только при достаточном объеме пробы крови
  - Текстовый дисплей с понятным меню



- Клинически протестирован<sup>1)</sup>
- Базовый комплект: измерительный прибор 3 в 1, 10 ланцетов, 10 тест-полосок, футляр, дневник, крышка на USB-штекер
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Продолжительность измерения: ок. 5 секунд
- Без кода
- Ячейки памяти для результатов измерений: 480 (дата, время)
- Средний показатель сахара в крови за: 7, 14, 30 или 90 дней

- Диапазон измерений: 20–630 мг/дл, 1,1–35,0 ммоль/л
- Подходит для самостоятельного применения
- Медицинское изделие
- Функция оповещения и таймера
- Вставной модуль USB
- Калиброван по плазме
- Образец крови: цельная капиллярная кровь
- В комплекте литий-ионный аккумулятор
- Бесплатное программное обеспечение<sup>2)</sup> и приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше


- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 4 x 5
- № EAN мг/дл: 4211125463274
- № арт. мг/дл: 463.27
- № EAN ммоль/л: 4211125463267
- № арт. ммоль/л: 463.26



- Адаптер**
- Принадлежности для передачи и обработки данных
  - Адаптер Bluetooth<sup>3)</sup>
  - Обеспечивает передачу данных GL 50 evo через Bluetooth®
  - Синий светодиод
  - Гарантия 5 лет
  - Уп. ед.: 20, картонная коробка: 5 x 20
  - № EAN: 4211125463281
  - № арт.: 463.28



- Адаптер**
- Принадлежности для передачи и обработки данных
  - Адаптер NFC<sup>3)</sup>
  - Обеспечивает передачу данных GL 50 evo через NFC
  - Синий светодиод
  - Гарантия 5 лет
  - Уп. ед.: 20, картонная коробка: 5 x 20
  - № EAN: 421112463298
  - № арт.: 463.29



**Дополнительная информация о GL 50 evo**

**Современный контроль диабета**

Глюкометр 3 в 1 со встроенным инструментом для прокалывания, вставным модулем USB и опциональным адаптером Bluetooth® или NFC!

Простая загрузка измеренных значений в приложение beurer HealthManager или в mySugr Tagebuch, а также сохранение результатов измерения в цифровом формате и их анализ.

Это современный контроль диабета!

- Текстовый дисплей упрощает управление
- Очень широкие тест-полоски
- Функция оповещения и таймера
- Крышка для USB
- Удобная запись результатов измерения





**Тест-полоски**

- Протестированное качество тест-полосок<sup>1)</sup>
- Постоянный контроль партий продукции<sup>2)</sup>
- 50 шт. (2 коробки, 25 тест-полосок в каждой)
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Без кода
- Простота в использовании
- Медицинское изделие, пригодно для личного использования
- Подлежит использованию не позднее, чем через 180 дней после открытия и до даты истечения срока годности

• Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25  
 • № EAN: 4211125461157  
 • № арт.: 461.15



**Тест-полоски**

- Протестированное качество тест-полосок<sup>1)</sup>
- Постоянный контроль партий продукции<sup>2)</sup>
- 50 шт. (1 банка)
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Без кода
- Простота в использовании
- Медицинское изделие, пригодно для личного использования
- Подлежит использованию не позднее, чем через 180 дней после открытия и до даты истечения срока годности

• Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25  
 • № EAN: 4211125463045  
 • № арт.: 463.04



**Тест-полоски**

- Протестированное качество тест-полосок<sup>1)</sup>
- Постоянный контроль партий продукции<sup>2)</sup>
- 50 шт. (2 коробки, 25 тест-полосок в каждой)
- Необходимое количество крови: 0,6 мкл
- Без кода
- Простота в использовании
- Медицинское изделие, пригодно для личного использования
- Подлежит использованию не позднее, чем через 180 дней после открытия и до даты истечения срока годности

• Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25  
 • № EAN: 4211125464158  
 • № арт.: 464.15



**Контрольный раствор**

- Для GL 42/43
- 2 x 4 мл (на флакон)
- Подлежит использованию не позднее, чем через 90 дней после открытия и до даты истечения срока годности

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 25, картонная коробка: 4 x 25  
 • № EAN: 4211125457112  
 • № арт.: 457.11




**Контрольный раствор**

- Для GL 44/44 lean/ 50/50 evo
- 2 x 4 мл (на флакон)
- Подлежит использованию не позднее, чем через 90 дней после открытия и до даты истечения срока годности

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 25  
 • № EAN: 4211125464165  
 • № арт.: 464.16



**Автоматический ланцет**

- Выталкиватель для ланцетов
- Получение проб без неприятных ощущений
- Регулируемая глубина прокола

• Медицинское изделие, пригодно для личного использования

• Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10  
 • № EAN: 4211125457105  
 • № арт.: 457.10




**Ланцеты**

**Стерильные иглы-ланцеты Для всех глюкометров Beurer**

- 100 шт. (4 пакета, 25 ланцетов в каждом)
- Получение проб без неприятных ощущений
- Пакеты закрываемые
- Толщина иглы 28G

• Медицинское изделие, пригодно для личного использования

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 12 x 8  
 • № EAN: 4211125457013  
 • № арт.: 457.01



**Безопасные ланцеты**

**Стерильные безопасные ланцеты Для всех глюкометров Beurer**

- 100 шт.
- Получение проб без неприятных ощущений
- Закрываемый контейнер с защитой от просыпания
- Толщина иглы 28G

• Медицинское изделие, пригодно для личного использования

• Уп. ед.: 10, картонная коробка: 5 x 10  
 • № EAN: 4211125457419  
 • № арт.: 457.41




**Ланцеты Soft Touch**

**Стерильные иглы-ланцеты Для всех глюкометров Beurer**

- 100 шт. (4 пакета, 25 ланцетов в каждом)
- Получение проб без неприятных ощущений
- Пакеты закрываемые
- Толщина иглы 33G

• Медицинское изделие, пригодно для личного использования

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 12 x 8  
 • № EAN: 4211125457242  
 • № арт.: 457.24




**Безопасные ланцеты**

**Стерильные безопасные ланцеты Для всех глюкометров Beurer**

- 200 шт.
- Получение проб без неприятных ощущений
- Закрываемый контейнер с защитой от просыпания
- Толщина иглы 28G

• Медицинское изделие, пригодно для личного использования

• Уп. ед.: 5, картонная коробка: 5 x 5  
 • № EAN: 4211125457426  
 • № арт.: 457.42



Ингаляторы,  
паровые  
ингаляторы  
и пульсоксиметры

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ингаляторы для свободы дыхания

По всему миру астмой — хроническим заболеванием дыхательных путей — страдают 235 миллионов человек<sup>1)</sup>. Наш обширный ассортимент ингаляторов помогает при лечении этих и других заболеваний дыхательных путей, например простуды, бронхита или пневмонии. Несмотря на компактные размеры, ингаляторы Weiler обладают высокой производительностью. Помогите своему здоровью вернуться в нормальное русло.

Компрессорная технология



Оптимальный выбор для младенцев и маленьких детей: две новинки с высококачественными принадлежностями



Технология с использованием вибрирующей сетки-мембраны



IH 55

Ультразвуковая технология



IH 40

Паровой ингалятор

НОВИНКА в наличии



SI 40

<sup>1)</sup> Источник: ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения



Паровой ингалятор для свободы дыхания.

Практически бесшумный паровой ингалятор SI 40 оптимально подходит для таких жидкостей, как физраствор и эфирные масла. Оптимальную эффективность процедуры обеспечивает поддержание постоянной температуры на уровне примерно 43°C. Производительность распыления регулируется при помощи бегунка — настраивайте так, как удобно Вам.



Полезно в период простудных заболеваний.

Обработка рта, носа и полости глотки.



В комплекте универсальная маска для рта и носа

Практически бесшумная работа

Распыление

Паровой ингалятор SI 40


- Простое управление с помощью одной кнопки
- Безопасность
- Эффективность благодаря постоянной температуре
- Работа от сети

Пульсоксиметр для определения степени насыщения крови кислородом

Кислород поддерживает жизнедеятельность и работоспособность клеток организма. Для транспортировки кислорода необходим «транспортный материал», которым является гемоглобин. Гемоглобин, содержащийся в красных кровяных тельцах, связывает кислород. Таким образом через систему кровообращения кислород поступает в органы.

Благодаря современному способу измерения — пульсоксиметрии — измерение степени насыщения крови кислородом может выполняться без взятия пробы крови. В пульсоксиметрии используются два источника света с разной длиной волн, с помощью которых определяется степень насыщения артериальной крови кислородом.

Пульсоксиметры предназначены не только для пациентов из группы риска, но и для спортсменов, которым необходимо держать под контролем показатели жизненно важных функций. У здоровых людей значение насыщения крови кислородом составляет примерно 94–99 %. Регулярный контроль насыщения артериальной крови кислородом позволяет своевременно принять меры против симптомов дефицита.



Кислород в зеленой зоне?

С помощью наших пульсоксиметров можно держать показатели под контролем.



PO 30



PO 40



PO 60




PO 80



ИH 18

- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Очень простое управление
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,8–1,45 бар
- Большое количество принадлежностей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,4 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности № арт. 601.21 см. стр. 167
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2
- № EAN: 4211125601164
- № арт.: 601.16



ИH 21

- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей




- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Очень простое управление
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,8–1,45 бар
- Большое количество принадлежностей
- Отделение для хранения принадлежностей
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности № арт. 601.28 см. стр. 167
- Назальный душ № арт. 601.37
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2
- № EAN: 4211125601126
- № арт.: 601.12



ИH 26

- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей




- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- В комплекте назальный душ
- Очень простое управление
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,8–1,45 бар
- Большое количество принадлежностей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности № арт. 601.28 см. стр. 167
- Принадлежности для детей № арт. 601.19 см. стр. 167
- Назальный душ № арт. 601.37
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2
- № EAN: 4211125601355
- № арт.: 601.35



ИHгалятор ИH 26 Kids



- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
  - В комплект входят игровые принадлежности для младенцев и детей



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Очень простое управление
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,8–1,45 бар
- Большой набор принадлежностей для детей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности для детей № арт. 601.19 см. стр. 167
- Принадлежности № арт. 601.28 см. стр. 167
- Назальный душ № арт. 601.37
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2
- № EAN: 4211125601188
- № арт.: 601.18



ИH 40

- Ингалятор**
- Ультразвуковая технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей




- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Камера распыления с синей подсветкой
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума
- Автоматическое отключение
- Короткая ингаляция
- Регулируемый поток воздуха
- Большое количество принадлежностей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: > 0,4 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности № арт. 601.07 см. стр. 168
- 12 емкостей с лекарством № арт. 163.373
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125601058
- № арт.: 601.05



ИH 55

- Ингалятор**
- Технология с использованием вибрирующей сетки-мембраны
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
  - С функцией самоочистки



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Идеальный прибор для поездок
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума
- С функцией самоочистки
- Автоматическое отключение
- Короткая ингаляция
- Большое количество принадлежностей
- Коробка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: > 0,25 мл/мин
- Медицинское изделие
- В комплекте 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания
- Принадлежности № арт. 602.11 см. стр. 168
- Сетчатый распылитель с емкостью для лекарств № арт. 163.899
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125602048
- № арт.: 602.04






IH 58

**Ингалятор**

- Компрессорная технология
- Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
- Работает от сети



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Идеальный прибор для поездок
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума

- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,25–0,5 бар
- Большое количество принадлежностей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции

• Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

• Медицинское изделие

• В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB

• Принадлежности № арт. 602.15 см. стр. 168

• Принадлежности для детей № арт. 602.18 см. стр. 168

• Маска для младенцев № арт. 601.31

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед: 3, картонная коробка: 4 x 3

• № EAN: 4211125602024


• № арт.: 602.02

Ингалятор IH 58 Kids



**Ингалятор**

- Компрессорная технология
- Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
- В комплект входят игровые принадлежности для младенцев и детей



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Идеальный прибор для поездок
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума

- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,25–0,5 бар
- Большой набор принадлежностей для детей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции

• Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

• Медицинское изделие

• В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB

• Принадлежности для детей № арт. 602.15 см. стр. 168

• Принадлежности для детей № арт. 602.18 см. стр. 168

• Маска для младенцев № арт. 601.31

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед: 3, картонная коробка: 4 x 3

• № EAN: 4211125602178


• № арт.: 602.17

IH 60



**Ингалятор**

- Компрессорная технология
- Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
- С литий-ионным аккумулятором, также может работать от сети



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Идеальный прибор для поездок
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума

- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,25–0,5 бар
- Большое количество принадлежностей
- Сумка для хранения и сумка для переноски.
- Возможность дезинфекции

• Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин

• Медицинское изделие

• С литий-ионным аккумулятором

• В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB

• Принадлежности № арт. 602.15 см. стр. 168

• Маска для младенцев № арт. 601.31

• Гарантия 5 лет

• Уп. ед: 3, картонная коробка: 4 x 3

• № EAN: 4211125602062

• № арт.: 602.06



IH 18 Принадлежности



**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 маска для взрослых
- 1 маска для детей
- 1 распылитель
- 1 трубка-удлинитель
- 10 фильтров

• Применять только с IH 18

• Медицинское изделие

• Уп. ед: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601218

• № арт.: 601.21

IH 21/26 Принадлежности



**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 насадка для носа
- 1 маска для взрослых
- 1 маска для детей
- 1 распылитель
- 1 трубка-удлинитель
- 10 фильтров

• Применять только с IH 21/26/26 Kids

• Медицинское изделие

• Уп. ед: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601287

• № арт.: 601.28

Назальный душ IH 21/IH 26/IH 26 Kids



**Оглавление**

- 1 назальный душ

• Применять только с IH 21/26/26 Kids

• Медицинское изделие

• Уп. ед: 20, картонная коробка: 5 x 20

• № EAN: 4211125601379

• № арт.: 601.37

Маска для младенцев



**Оглавление**

- 1 маска для младенцев (0–3 года)

• Применять только с IH 18, IH 21, IH 26, IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60

• Медицинское изделие

• Уп. ед: 20, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601317

• № арт.: 601.31

IH 26 Kids Принадлежности



**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 маска для детей
- 1 маска для младенцев
- 1 угловой наконечник
- 1 распылитель
- 1 трубка-удлинитель
- 10 фильтров

• Применять только с IH 26 Kids/IH 26

• Медицинское изделие

• Уп. ед: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601195

• № арт.: 601.19





**ИН 40 Принадлежности**

**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 маска для взрослых
- 1 маска для детей
- 1 соединительная часть
- 1 шланг
- 2 фильтра
- 12 емкостей для лекарства


• Применять только с ИН 40

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601071

• № арт.: 601.07



**ИН 55 Принадлежности**

**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 маска для взрослых
- 1 маска для детей
- 1 емкость для лекарства с сетчатым распылителем

• Применять только с ИН 55

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125602116

• № арт.: 602.11



**СИ 40**

**Паровой ингалятор**

- Благотворная процедура в период простудных заболеваний
- Практически бесшумная работа
- Распыление жидкостей, например физиологических растворов и эфирных масел

• Частицы, способные проникать в легкие, специально для верхних дыхательных путей

• Очень простое управление

• Низкий уровень шума

• Автоматическое отключение

• Быстрая процедура

• С гибкой универсальной маской для рта и носа

• Возможность дезинфекции

• Гибкая регулировка пара для индивидуальных процедур


• Работа от сети

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 2, картонная коробка: 4 x 2

• № EAN: 4211125601324

• № арт.: 601.32



**СИ 40 Принадлежности**

**Универсальная маска**

- Гибкая универсальная маска для рта и носа

• Применять только с СИ 40

• Возможность дезинфекции

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125601348

• № арт.: 601.34



**ИН 58 Принадлежности**

**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 насадка для носа
- 1 маска для взрослых
- 1 маска для детей
- 1 распылитель
- 1 трубка-удлинитель
- 10 фильтров

• Применять только с ИН 58/ИН 58 Kids

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125602154

• № арт.: 602.15



**ИН 58 Kids Принадлежности**

**Оглавление**

- 1 мундштук
- 1 маска для детей
- 1 маска для младенцев
- 1 угловой наконечник
- 1 распылитель
- 1 трубка-удлинитель
- 10 фильтров


• Применять только с ИН 58 Kids/ИН 58

• Медицинское изделие

• Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12

• № EAN: 4211125602185

• № арт.: 602.18





PO 30

**Пульсоксиметр**

- Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO<sub>2</sub>) и частоты сердечных сокращений (пульс)



- Прибор особенно подходит для людей, страдающих:
  - сердечной недостаточностью;
  - хроническими обструктивными заболеваниями легких;
  - бронхиальной астмой.
- Также пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте
- Цветной дисплей с возможностью обзора в 4 ракурсах
- Возможность настройки яркости дисплея
- Автоориентирование дисплея
- Графическое отображение пульса

- Благодаря небольшим размерам прибор удобен для использования как дома, так и в дороге

- Автоматическое отключение
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Медицинское изделие


- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125454302
- № арт.: 454.30



PO 40

**Пульсоксиметр**

- Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO<sub>2</sub>), частоты сердечных сокращений (пульса) и перфузионного индекса (PI)
- Символ, указывающий на беспокойное поведение во время измерения



- Прибор особенно подходит для людей, страдающих:
  - сердечной недостаточностью;
  - хроническими обструктивными заболеваниями легких;
  - бронхиальной астмой.
- Также пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте
- Цветной дисплей с возможностью обзора в 7 ракурсах
- Возможность настройки яркости дисплея
- Графическое отображение пульса

- Благодаря небольшим размерам прибор удобен для использования как дома, так и в дороге

- Автоматическое отключение
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Медицинское изделие

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125454326
- № арт.: 454.32



PO 60 Bluetooth®

**Пульсоксиметр**

- Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO<sub>2</sub>) и частоты сердечных сокращений (пульс)
- Bluetooth® для переноса измеренных значений на Ваш смартфон



- Прибор особенно подходит для людей, страдающих:
  - сердечной недостаточностью;
  - хроническими обструктивными заболеваниями легких;
  - бронхиальной астмой.
- Также пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте
- Цветной дисплей с возможностью обзора в 4 ракурсах
- Возможность настройки яркости дисплея
- Автоориентирование дисплея
- Графическое отображение пульса
- Беспроводная передача результатов измерения
- Благодаря небольшим размерам прибор удобен для использования как дома, так и в дороге

- Память для 100 измерений аналогично принципу finger-in-finger-out.

- Автоматическое отключение
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте удерживающий ремешок и поясная сумка

- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Медицинское изделие

- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение beurer HealthManager. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125454203
- № арт.: 454.20




PO 60 Bluetooth®

**Дополнительная информация об изделии PO 60 Bluetooth®**

**Контроль параметров с beurer HealthManager**


С помощью пульсоксиметра PO 60 Bluetooth® очень удобно контролировать содержание кислорода в крови. Результаты Ваших измерений сохраняются в приложении beurer HealthManager, где можно просмотреть их в удобной форме. Вы сможете контролировать состояние здоровья и дома, и в пути.



PO 80

**Пульсоксиметр**

- Измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (SpO<sub>2</sub>) и частоты сердечных сокращений (пульс)
- Литий-ионный аккумулятор, подзарядка через USB
- USB-кабель для передачи измеренных значений на Ваш ПК



- Прибор особенно подходит для людей, страдающих:
  - сердечной недостаточностью;
  - хроническими обструктивными заболеваниями легких;
  - бронхиальной астмой.
- Также пригоден для использования при занятиях спортом на большой высоте
- Большой цветной дисплей размера XL с возможностью обзора в 4 ракурсах
- Возможность настройки яркости дисплея
- Графическое отображение пульса
- Подключение звукового сопровождения тонов сердца
- Благодаря небольшим размерам прибор удобен для использования как дома, так и в дороге

- Функция тревожного оповещения с возможностью индивидуальной установки предельных значений
- Запись до 24 часов
- Программное обеспечение для подробного отображения
- Автоматическое отключение
- Индикатор состояния аккумулятора
- В комплекте удерживающий ремешок, поясная сумка, USB-кабель, зарядное устройство USB и программное обеспечение
- Металлическая коробка для хранения
- В комплекте литий-ионный аккумулятор, подзарядка через USB
- Медицинское изделие
- Системные требования для компьютерного программного обеспечения SpO<sub>2</sub> Viewer/Manager: Windows 7 SP1 или более поздней версии, USB 2.0 (тип A) или более поздней версии

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125454401
- № арт.: 454.40



Слуховые аппараты

СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!

Маленькие помощники в ухе: будьте в центре событий!


Слуховые аппараты Veiger — идеальные помощники для людей с нарушениями слуха. Мы дополнили ассортимент многочисленными моделями, которые сделают повседневную жизнь удобнее. Все новинки относятся к категории цифровых слуховых аппаратов и включают в себя как одиночные, так и парные приборы.



НОВИНКА  
03/2020




HA 60 Paar



Миниатюрная конструкция внутри уха, практичный набор из двух штук, применяется непосредственно в слуховом проходе.



Исключительно компактный, с возможностью подзарядки, коробка для хранения с внешним аккумулятором.



С возможностью подзарядки, со сменной аккумуляторной батареей и зарядным устройством Micro-USB. Предлагается в универсальном исполнении Single, подходящем как для правого, так и для левого уха, а также в виде комплекта из двух штук.



Очень чистый звук, с возможностью подзарядки, со сменной аккумуляторной батареей и зарядным устройством Micro-USB.

Живите без ограничений!

Пусть каждый день приносит радость!

Дополнительная информация о слуховых аппаратах

Многообразие конструкций для индивидуального подбора

Каждая конструкция имеет свои преимущества. Выберите идеальный слуховой аппарат и участвуйте в повседневной жизни без ограничений.




Слуховые аппараты HdO

**Особенность:** классическая модель, удобная при носке

Такие слуховые аппараты носят за ухом (нем. hinter dem Ohr, HdO). Все функциональные компоненты, например динамик, встроены в корпус.

Звук передается в ухо через воздух по пластиковому шлангу.

**Преимущество:** конструкция проста в управлении даже для пожилых людей.



Слуховые аппараты RIC

**Особенность:** улучшенная технология без потерь при передаче

Один из подвидов слуховых аппаратов HdO — приборы RIC. Динамик располагается непосредственно в ухе, благодаря чему звук очень чистый.

**Преимущество:** превосходная передача звукового сигнала благодаря озвучиванию непосредственно в слуховом проходе.



Слуховые аппараты IdO

**Особенность:** маленькие и почти невидимые

Такие слуховые аппараты носят в ухе (нем. in dem Ohr, IdO). Они самые компактные и наименее заметные. Все компоненты находятся прямо в слуховом проходе.

**Преимущество:** превосходная передача звукового сигнала. Легко вставлять. Оптимальное решение для тех, кто носит очки.



**Важно!**  
Правильный уход за слуховым аппаратом

Для того чтобы слуховой аппарат работал как можно дольше, за ним нужно ухаживать. Beurer предлагает подходящие средства по уходу за слуховыми аппаратами разных конструкций.

HA 20



Слуховой аппарат

- Оптимальное прилегание к слуховому проходу



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма аппарата, приклеиваемого за ухом
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- 3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- Диапазон частот: 200–5000 Гц
- Усиление звука: макс. 40 дБ
- Пиковая громкость: макс. 128 дБ
- Размеры изделия: 2,7 x 4,2 x 4,2 см

- В комплекте 2 батарейки PR48 x 1,4 В

- Поставляется в практичной демонстрационной коробке

- Гарантия 3 года

- Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8

- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641115

- № арт.: не является медицинским изделием: 641.11

- № EAN: медицинское изделие: 4211125641061


- № арт.: медицинское изделие: 641.06

HA 50



Слуховой аппарат

- Совершенно незаметный
- Расширенный диапазон частот
- Оптимальное прилегание к слуховому проходу



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма, прикрепляется за ухом; аппарат практически незаметен
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- 3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- Диапазон частот: 100–6000 Гц
- Усиление звука: макс. 40 дБ
- Пиковая громкость: макс. 128 дБ
- Размеры изделия: 1,5 x 2,7 x 4,2 см

- В комплекте 2 батарейки PR48 x 1,4 В

- Поставляется в практичной демонстрационной коробке

- Гарантия 3 года

- Уп. ед.: 8, картонная коробка: 4 x 8

- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641122

- № арт.: не является медицинским изделием: 641.12

- № EAN: медицинское изделие: 4211125641092

- № арт.: медицинское изделие: 641.09

Батарейки HA 20/50



Батарейки HA 20/50, 6 шт.

- Подходят для аппаратов HA 20/HA 50



- 6 воздушно-цинковых элементов 13/PR 48, 1,4 В

HA 60 Paar



Цифровые слуховые аппараты

- Практичный парный комплект для двустороннего применения
- Миниатюрная конструкция внутри уха



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма, вставляется непосредственно в слуховой проход; аппарат практически незаметен
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- По 3 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- Диапазон частот: 200–5300 Гц
- Усиление звука: макс. 26 дБ
- Пиковая громкость: макс. 113 дБ
- Размеры изделия: 1,9 x 1 x 1,49 см

- В комплекте четыре батарейки 1,4 В PR70/A10

- Гарантия 3 года

- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6

- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641146

- № арт.: не является медицинским изделием: 641.14

- № EAN: медицинское изделие: 4211125641139

- № арт.: медицинское изделие: 641.13






НОВИНКА  
03/2020

**Цифровые слуховые аппараты**

- Подзаряжаемые слуховые аппараты
- Миниатюрная конструкция
- Практичный парный комплект для двустороннего применения
- 2 разные слуховые программы
- Коробка для хранения со встроенным аккумулятором



2 hearing programmes



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом
- Компактная конструкция, аппарат едва заметен
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- Две программы для громкого и тихого окружения
- По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- Диапазон частот: 200–7100 Гц
- Усиление звука: макс. 49 дБ
- Пиковая громкость: макс. 123 дБ
- Размеры изделия: 3,7 x 2,7 x 3,1 см
- В комплекте два встроенных аккумулятора Ni-MH

- Коробка для хранения со встроенным аккумулятором


- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641023  
№ арт.: не является медицинским изделием: 641.02
- № EAN: медицинское изделие: 4211125641016  
№ арт.: медицинское изделие: 641.01



НОВИНКА  
03/2020

**Цифровой слуховой аппарат**

- Подзаряжаемый слуховой аппарат со сменной аккумуляторной батареей
- Можно крепить на левом и на правом ухе
- 2 разные слуховые программы
- С зарядным устройством Micro-USB



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- Две программы для громкого и тихого окружения
- 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- В комплект входит практичный сменный аккумулятор
- Диапазон частот: 200–6700 Гц
- Усиление звука: макс. 48 дБ
- Пиковая громкость: макс. 121 дБ
- Размеры изделия: 3 x 3,5 x 4,1 см
- В комплекте два сменных литий-ионных аккумулятора
- С зарядным устройством Micro-USB

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641177  
№ арт.: не является медицинским изделием: 641.17
- № EAN: медицинское изделие: 4211125641030  
№ арт.: медицинское изделие: 641.03



НОВИНКА  
03/2020

**Цифровые слуховые аппараты**

- Подзаряжаемые слуховые аппараты со сменными аккумуляторными батареями
- Практичный парный комплект для двустороннего применения
- 2 разные слуховые программы
- С зарядным устройством Micro-USB



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- Две программы для громкого и тихого окружения
- По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- В комплект входят практичные сменные аккумуляторы
- Диапазон частот: 200–6700 Гц
- Усиление звука: макс. 48 дБ
- Пиковая громкость: макс. 121 дБ
- Размеры изделия: 3 x 3,5 x 4,1 см
- В комплекте четыре сменных литий-ионных аккумулятора
- С зарядным устройством Micro-USB

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641191  
№ арт.: не является медицинским изделием: 641.19
- № EAN: медицинское изделие: 4211125641184  
№ арт.: медицинское изделие: 641.18



НОВИНКА  
03/2020

**Цифровые слуховые аппараты**

- Очень чистый звук благодаря конструкции RIC
- Подзаряжаемые слуховые аппараты со сменными аккумуляторными батареями
- Практичный парный комплект для двустороннего применения
- 2 разные слуховые программы
- С зарядным устройством Micro-USB



clear sound



- Идеально подходят для лиц с ослабленным слухом
- Эргономичная форма аппарата, прикрепляемого за ухом
- Усиливает громкость всех звуков в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Воспроизведение с низким уровнем шумов
- Две программы для громкого и тихого окружения
- Очень чистый звук благодаря конструкции RIC
- По 4 насадки для коррекции прилегания к слуховому проходу

- В комплект входят практичные сменные аккумуляторы
- Диапазон частот: 200–800 Гц
- Усиление звука: макс. 38 дБ
- Пиковая громкость: макс. 114 дБ
- Размеры изделия: 2,8 x 2,9 x 4 см
- В комплекте четыре сменных литий-ионных аккумулятора
- С зарядным устройством Micro-USB

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
- № EAN: не является медицинским изделием: 4211125641221  
№ арт.: не является медицинским изделием: 641.22
- № EAN: медицинское изделие: 4211125641214  
№ арт.: медицинское изделие: 641.21



НОВИНКА  
03/2020

**Осушительные капсулы**

- Подходят для HA 60 Paar/HA 80 Single/HA 80 Paar/HA 85 Paar.

**Осушительные капсулы**

- Для сушки слуховых аппаратов после ношения
- С цветovým индикатором завершения сушки

**Осушительные капсулы**

- Для оптимального ухода за слуховыми аппаратами IdO и RIC



- Для сушки слуховых аппаратов после ношения
- С цветovým индикатором завершения сушки

- Для оптимального ухода за слуховыми аппаратами IdO и RIC

- Продлевают срок службы аппаратов
- 32 фильтра ушной серы на сменных стержнях в практичных коробках для хранения

- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641153
- № арт.: 641.15

- 8 шт.
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641153
- № арт.: 641.15

- 4 коробки для хранения в каждой упаковочной единице
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641160
- № арт.: 641.16



НОВИНКА  
03/2020

**Фильтры для защиты от ушной серы**

- Подходят для аппаратов HA 60 Paar и HA 85 Paar

**Фильтры для защиты от ушной серы**

- Для оптимального ухода за слуховыми аппаратами IdO и RIC

**Фильтры для защиты от ушной серы**

- Продлевают срок службы аппаратов
- 32 фильтра ушной серы на сменных стержнях в практичных коробках для хранения



- Для оптимального ухода за слуховыми аппаратами IdO и RIC
- Продлевают срок службы аппаратов
- 32 фильтра ушной серы на сменных стержнях в практичных коробках для хранения

- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641153
- № арт.: 641.15

- 8 шт.
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641153
- № арт.: 641.15

- 4 коробки для хранения в каждой упаковочной единице
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125641160
- № арт.: 641.16

Средства для планирования беременности и базальные термометры

## ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

### Планируйте беременность естественным путем


Набор средств для планирования беременности pearl by Beurer повышает шансы забеременеть естественным путем уже с первого месяца! Pearl by Beurer измеряет уровень двух важнейших репродуктивных гормонов на протяжении всего цикла. Анализ тест-полосок осуществляется через приложение. Упаковка содержит 30 тест-полосок, что позволяет вести наблюдение в течение всего цикла, а также многоразовый, гигиеничный держатель для полосок, с которым удобно брать образцы. Дополняют комплект два теста на беременность.

pearl<sup>by</sup> beurer



Персональный набор для планирования беременности OT 80



- Увеличивает шансы забеременеть естественным путем
- 30 тест-полосок (15 ФСГ, 15 ЛГ) на один цикл
- 1 многоразовый держатель полосок
- В комплекте два теста на беременность





30 тест-полосок

### Измерение двух важнейших репродуктивных гормонов: ЛГ и ФСГ

Pearl by Beurer измеряет лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и создает персональный гормональный профиль. На основе гормонального профиля рассчитывается овуляция и отображается период фертильности (вероятность забеременеть по дням).



Надежность  
99%\*



medical

Больше безопасности в ходе менструального цикла

Симптомтермальный метод — это научно признанный метод естественного планирования семьи (ЕПС). Определенные симптомы, в частности, базальная температура, позволяют вычислить дни, в которые возможно оплодотворение. С помощью приложения Ovu записываются все важные данные. Благодаря этому стало проще правильно трактовать сигналы собственного тела и обеспечивать больше безопасности в ходе Вашего менструального цикла в течение долгого времени.

Современные базальные термометры OT 30 с Bluetooth® (беспроводная передача измеренных значений) и OT 20 в сочетании с приложением Ovu позволяют надежно определять дни овуляции и отслеживать цикл.

**1** Проснуться и измерить температуру

**2** Перенести данные температуры в приложение  
 OT 20: ввод температуры вручную  
 OT 30: беспроводная передача температуры по Bluetooth®

**3** Зафиксировать в приложении сигналы организма

**4** Узнать фертильные и нефертильные дни

works with Ovy

Точные результаты измерения обеспечивают безопасность

Bluetooth®

Измерительный датчик

Гибкая измерительная головка

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Светодиодное кольцо для индикации измерения и передачи данных через Bluetooth®

НОВИНКА  
04/2020

OT 20

works with Ovy

- Базальный термометр**
- Индикация 2 знаков после запятой
  - В сочетании с приложением Ovu для естественного контроля менструального цикла<sup>1)</sup>



calculate cycle

water proof

auto off

1 memory

- Контактное измерение
- Подходит для орального и вагинального метода измерения
- Гибкая измерительная головка
- Водонепроницаемый (IP 27)
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения: ±0,05 °C при 35,00–38,00 °C (температура окружающей среды 18,00–28,00 °C) в оставшемся диапазоне измерения: ±0,1 °C
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие

- С защитным колпачком
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- Бесплатное приложение Ovu Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 6.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 18 x 10
- № EAN: 4211125791384
- № арт.: 791.38



OT 30 Bluetooth®

Bluetooth

works with Ovy

- Базальный термометр**
- Индикация 2 знаков после запятой
  - В сочетании с приложением Ovu для естественного контроля менструального цикла
  - Передача результатов измерения с помощью Bluetooth®



calculate cycle

water proof

auto off

30 memory

- Время измерения — ок. 3 минут<sup>2)</sup>
- Контактное измерение
- Подходит для орального и вагинального метода измерения
- Передача результатов измерения с помощью Bluetooth®
- Светодиодное кольцо для индикации измерения и передачи данных
- Гибкая измерительная головка
- Водонепроницаемый (IP 64)
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения: ±0,05 °C при 35,00–38,00 °C (температура окружающей среды 18,00–28,00 °C) в оставшемся диапазоне измерения: ±0,1 °C
- 30 ячеек памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие


- С защитным колпачком
- В комплекте 1 литиевая батарейка CR 2032 (3 В)
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение Ovu Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 6.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 12 x 4
- № EAN: 4211125791063
- № арт.: 791.06



OT 80

works with Pearl Fertility

- Персональный набор для планирования беременности**
- Измерение и независимый анализ содержания двух важнейших репродуктивных гормонов
  - Индикация дней, в которые возможно оплодотворение
  - Удобный обзор в приложении Pearl Fertility



calculate cycle

fertility hormones 2

personalized hormone profile

99% accuracy

30 x hormone test strips

2 x pregnancy tests

- Независимое измерение уровня двух важнейших репродуктивных гормонов (ФСГ и ЛГ) в моче
- Быстрая оценка в приложении Pearl Fertility
- Индикация персонального гормонального профиля
- Рассчитанный прогноз будущих циклов
- Надежный результат даже при нерегулярном цикле

- Пошаговая инструкция в приложении
- В комплекте 15 тест-полосок на ФСГ и 15 тест-полосок на ЛГ
- В комплекте 2 теста на беременность
- В комплекте многоцветный держатель тест-полосок
- Медицинское изделие
- Бесплатное приложение Pearl Fertility. Совместимость с iOS 11.0 и Android™ 5.0 и выше
- Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12
- № EAN: 4211125791025
- № арт.: 791.02



<sup>1)</sup> Измерение температуры вручную

<sup>2)</sup> Рекомендуемое время измерения согласно ЕПС

## Температура тела

МЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ — ПРОСТО

## Повышенная температура: важный сигнал, предупреждающий о заболеваниях

Повышение температуры — естественная реакция организма для защиты от инфекций, вызванных бактериями или вирусами. Когда температура поднимается, нужно действовать. Температуру тела можно определить различными методами. Помимо классических термометров, Beurer предлагает бесконтактные приборы с несколькими ячейками памяти для отслеживания тенденции, а также прибор, который передает результаты измерения по Bluetooth® в приложение beurer BabyCare или beurer HealthManager, где можно посмотреть анализ тенденции в виде графика.

## Температура всегда под контролем

Бесконтактное измерение температуры и передача данных.



## FT 95 Бесконтактный термометр

- Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхностей
- Гигиеничное и надежное измерение без контакта с кожей
- С Bluetooth® для передачи результатов измерения в целях графического анализа



## FT 85 Бесконтактный термометр

- Компактный, простой в применении прибор
- Измерение температуры тела, окружающей среды и поверхности
- Сигнал предупреждения при превышении 38 °C





FT 09/1 белый/синий/FT 09/1 дисплей

**Термометр**

**Демонстрационная коробка**

- В комплекте 20 медицинских термометров FT 09/1 (белого и синего цвета)

auto off

1 memory

water proof

- Контактное измерение
- Отображение в °C
- Водонепроницаемый корпус
- Не содержит ртути, без стекла
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения:  
±0,1 °C: 35,5–42,0 °C  
±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- С защитным колпачком
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- В демонстрационной коробке 20 батареек LR41 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 12, картонная коробка: 12 x 12
- № EAN: w (белый): 4211125791155, b (синий): 4211125791162  
№ арт.: w (белый): 791.15, b (синий): 791.16
- Уп. ед.: 1 (20 × FT 09/1) Картонная коробка: 10 x 1
- № EAN: w (белый): 4211125791179, b (синий): 4211125791186  
№ арт.: w (белый): 791.17, b (синий): 791.18



BY 11 Dog/Frog/Monkey

**Экспресс-термометр**

- Очень гибкий измерительный наконечник

express 10 seconds


auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display

- Продолжительность измерения ок. 10 с
- Контактное измерение
- Оповещение при повышенной температуре: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C
- Индикация в °C и °F
- Водонепроницаемый наконечник и дисплей
- Не содержит ртути, без стекла
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения:  
±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)  
±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C  
(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- С защитным колпачком
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- Демонстрационная коробка в комплекте
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20
- № EAN: Monkey: 4211125950040  
№ арт.: Monkey: 950.04
- № EAN: Frog: 4211125950057  
№ арт.: Frog: 950.05
- № EAN: Dog: 4211125950064  
№ арт.: Dog: 950.06



FT 13

**Термометр**

- Очень гибкий измерительный наконечник

water proof


auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display

- Продолжительность измерения ок. 30 с
- Контактное измерение
- Оповещение при повышенной температуре: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C
- Индикация в °C и °F
- Водонепроницаемый корпус
- Не содержит ртути, без стекла
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения:  
±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)  
±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C  
(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- С защитным колпачком
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- Демонстрационная коробка в комплекте
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20
- № EAN: 4211125791094  
№ арт.: 791.09



FT 15/1

**Экспресс-термометр**

- Очень гибкий измерительный наконечник

express 10 seconds

water proof

auto off

fever alarm

1 memory

°C / °F display

- Продолжительность измерения ок. 10 с
- Контактное измерение
- Оповещение при повышенной температуре: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C
- Индикация в °C и °F
- Водонепроницаемый корпус
- Не содержит ртути, без стекла
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения:  
±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F)  
±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C  
(±0,4 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- С защитным чехлом
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- Демонстрационная коробка в комплекте
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20
- № EAN: 4211125794101  
№ арт.: 794.10



FT 58

**Термометр для измерения температуры в ухе**

- Гигиеничное и безопасное измерение
- Со сменным защитным колпачком
- Температура объекта
- 10 защитных колпачков в комплекте

measuring position

object temperature

room temperature


auto off

fever alarm

10 memory

°C / °F display

- Измерение за несколько секунд
- Инфракрасный термометр
- Оповещение при температуре выше 38 °C, предупредительный сигнал при температуре 37,5 °C и выше
- Индикация в °C и °F
- Измерение температуры объекта
- Индикатор температуры в помещении
- Индикация со смайликами  
Улыбающийся смайлик = все в порядке  
Грустный смайлик = ≥38 °C
- Точность измерения:  
Ухо: ±0,2 °C: 35,5–42,0 °C (±0,4 °F: 95,9–107,6 °F)  
Другие точки измерения: ≤ 35,5 °C и ≥ 42 °C  
(≤ 95,5 °F и ≥ 107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F)  
Объект: ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при –20...100 °C (–7,6...212 °F).  
Помещение: ±2 °C: 0–50 °C (±4 °F: 32–131 °F)
- Механизм сброса
- 10 ячеек памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- Индикатор необходимости замены батареек
- С коробкой для хранения
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- В комплекте 10 защитных колпачков
- Набор защитных колпачков (20 штук) приобретается отдельно
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125795337  
№ арт.: 795.33



Защитный колпачок FT 58

**Набор защитных колпачков**

- 20 защитных колпачков

- 20 одноразовых защитных колпачков для термометра для измерения температуры в ухе FT 58
- В целях соблюдения гигиены и для получения точных результатов рекомендуется менять защитный колпачок после каждого использования
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125795344  
• № арт.: 795.34





# Электростимуляция TENS/EMS



**ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД ТЕРАПИИ**

## Электростимуляция

Электростимуляция — проверенный **метод самостоятельного лечения без медикаментов**. Принцип действия основан на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью электродов проводятся через кожу к нервным или мышечным волокнам.

### Смягчение боли



Смягчение боли в суставах и спине



### Стимуляция мышц



### Расслабление



Дополнительная тренировка и восстановление после занятий спортом

### 1 контроллер


Съемный, универсальный

### 4 электрода

В комплект поставки входят 1 большой, 1 средний и 2 маленьких электрода


### 1 пульт дистанционного управления

Удобное управление



### Тренажер (TENS/EMS) для мышц с пультом дистанционного управления EM 70 Wireless

- Противоболевая терапия (TENS)
- Стимуляция мышц (EMS)
- Расслабление и массаж
- 19 программ, 1 регулируемый канал
- 1 пульт дистанционного управления
- В комплекте дополнительные электроды
- Приложение: варианты размещения электродов, пояснения принципа работы TENS/EMS



### Уменьшение боли без лекарств

Проверенный метод домашней электростимуляции эффективно избавляет от болей без применения медикаментов.



PAIN free



TENS/EMS  
Электростимуляция



Функция обогрева



2 уровня обогрева  
70 программ  
50 уровней интенсивности

Уменьшение боли, расслабление,  
массаж и тепло



### Тренажер (TENS/EMS) для мышц с функцией обогрева EM 59 Heat

- Противоболевая терапия (TENS)
- Стимуляция мышц (EMS)
- Функция обогрева
- Расслабление и массаж (EMS)
- Индикация размещения электродов
- Подзаряжаемый аккумулятор



### Избавление от менструальных болей без лекарств

**Сочетание электростимуляции TENS и теплового воздействия** уменьшает менструальные боли и неприятные ощущения, вызванные эндометриозом. Незаметен под одеждой, подходит для многократного применения, дома и в пути.

#### Быстрое действие


Полный **нагрев** спустя непродолжительное время

#### Удобный и незаметный

**Плотно прилегающий и эргономичный:** можно носить под одеждой

#### Надежное крепление

**Не съезжает** благодаря сменным гелевым прокладкам



### EM 50 Menstrual Relax

- С аккумулятором, без мешающих кабелей
- Тепло и TENS подключаются отдельно



Прибор Menstrual Relax  
TENS + функция обогрева




### Манжеты TENS: смягчение боли

Ассортимент манжет дополняет новинка — манжета EM 26 для лечения боли в области плеч.

### Электростимулятор TENS для плеч EM 26

- Противоболевая терапия (TENS)
- Износостойкие электроды с водным контактом, простые в применении





**EM 20 Neck**

**Миостимулятор EMS**

- Миостимулятор EMS Neck для использования в области шеи и плеч



- Массаж шейно-плечевой зоны
- Высокоточное воздействие
- Мягкий и гибкий, удобный и надежный
- Автоматическое отключение
- Настройка интенсивности (15 уровней)
- Самоклеящаяся гелевая пленка в комплекте
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Гарантия 3 года
- Уп. ед: 10, картонная коробка: 8 x 10
- № EAN: 4211125647100
- № арт.: 647.10



**Гелевые прокладки EM 20 с батареей**

**2 гелевые прокладки и 1 батарейка**

- Используются с прибором EM 20 Neck

- 2 гелевые прокладки
- 1 батарейка CR2032 3 В
- Уп. ед: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125647179
- № арт.: 647.17




НОВИНКА  
02/2020

**EM 26**

**Электростимулятор TENS для плеч**

- Противоболевая терапия (TENS)
- Для использования при болях в плече
- Износостойкие водные контактные электроды
- Простое применение



- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водные контактные электроды)
- Плечевая манжета для уменьшения боли
- Универсальная манжета для левого и правого плеча
- Гибкая эргономичная форма
- Диагональный обхват верхней части туловища: прим. до 120 см
- 4 предустановленные программы
- Элемент управления с ЖК-дисплеем и практичным поясным зажимом
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Манжета подходит для ручной стирки
- Медицинское изделие
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125646615
- № арт.: 646.61



**EM 27**

**Электростимулятор TENS для голеностопного сустава**

- Противоболевая терапия (TENS)
- Для использования при болях в голеностопном суставе
- Износостойкие водные контактные электроды, простое применение



- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водные контактные электроды)
- Манжета для голеностопного сустава (регулировка с помощью застежки-липучки)
- Гибкая эргономичная форма
- Обхват голеностопного сустава: ок. 18–31 см
- 4 предустановленные программы
- Элемент управления с ЖК-дисплеем и практичным поясным зажимом
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Манжета подходит для ручной стирки
- Медицинское изделие
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647070
- № арт.: 647.07



**EM 28**

**Электростимулятор TENS для запястья/предплечья**

- Противоболевая терапия (TENS)
- Для использования при болях в запястье или предплечье
- Износостойкие водные контактные электроды, простое применение




- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водные контактные электроды)
- Манжета для запястья/предплечья (регулируется с помощью пряжки)
- Гибкая эргономичная форма
- Обхват запястья: от 14 см
- 4 предустановленные программы
- Элемент управления с ЖК-дисплеем и практичным поясным зажимом
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Манжета подходит для ручной стирки
- Медицинское изделие
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647087
- № арт.: 647.08



**EM 29 2 в 1**

**Электростимулятор для коленей и локтей**

- Противоболевая терапия (TENS)
- Для использования при болях в коленях/локтях
- Износостойкие водные контактные электроды, простое управление




- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водные контактные электроды)
- Универсальная манжета для колена и локтя (регулировка при помощи застежки-липучки)
- Гибкая эргономичная форма
- Объем руки/бедр: ок. 25–70 см
- 4 предустановленные программы
- Элемент управления с ЖК-дисплеем и практичным поясным зажимом
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Манжета подходит для ручной стирки
- Медицинское изделие
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647018
- № арт.: 647.01





**EM 49**

- Тренажер (TENS/EMS) для мышц**
- Противоболевая терапия (TENS)
  - Стимуляция мышц (EMS)
  - Расслабление и массаж (EMS)
  - Индикация расположения электродов



- Самоклеющиеся гелевые электроды 4 в комплекте (45 x 45 мм)
- 2 автономно регулируемых канала
- 64 предустановленные программы
- 6 программ для индивидуальной настройки: программируемые частота, пульс, время вкл./выкл.
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Функция Doctor's-Function<sup>1)</sup>
- Медицинское изделие
- Инверсный ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125662059
- № арт.: 662.05

**Дополнительная информация об изделии EM 49**



**Целенаправленная стимуляция различных областей тела**

Благодаря электростимулятору Beurer EM 49 Вы можете целенаправленно пользоваться преимуществами TENS, EMS и расслабляющего массажа на различных участках тела — всегда там, где Вам нужно. В приборе представлены разнообразные программы, благодаря которым его можно применять на различных участках тела. Кроме того, у Вас есть дополнительные возможности корректировки программ с учетом своих индивидуальных потребностей.

**Безмедикаментозное уменьшение боли**



**EM 50**



**Прибор Menstrual Relax**

- Смягчение менструальных болей и болей, вызванных эндометриозом
- Сочетание тепла и TENS
- Тепло и TENS подключаются отдельно
- Подзаряжаемый аккумулятор



- 1 программа нагрева, 15 уровней интенсивности TENS
- В комплекте две сменные гелевые прокладки
- Светодиоды для индикации заданной функции
- Светодиод для индикации низкого уровня заряда аккумулятора
- Гибкая эргономичная форма
- Регулируемая интенсивность
- Автоматическое отключение через 20 минут
- Медицинское изделие
- В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (320 мА·ч)
- В комплект входит USB-кабель
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 12 x 6
- № EAN: 4211125648541
- № арт.: 648.54

**Гелевые прокладки EM 50**



**6 гелевых прокладок**

- Используются с прибором Menstrual Relax EM 50
- Размеры: 50 x 56 мм
- 6 самоклеющихся гелевых прокладок
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125648497
- № арт.: 648.49

**Гелевые прокладки EM 59 Heat**



**8 гелевых прокладок**

- Используются с прибором EM 59 Heat
- Размеры: 45 x 45 мм
- 8 самоклеющихся гелевых прокладок
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125646554
- № арт.: 646.55

**EM 59 Heat**




**Тренажер (TENS/EMS) для мышц с функцией нагрева**

- Противоболевая терапия (TENS)
- Стимуляция мышц (EMS)
- Функция обогрева
- Расслабление и массаж (EMS)
- Индикация расположения электродов
- Подзаряжаемый аккумулятор



- 4 электрода с гелевыми прокладками
- 4 гелевые прокладки в комплекте (45 x 45 мм)
- 2 уровня обогрева: Low («низкий») и High («высокий»)
- 3 возможности использования: TENS/EMS + Heat, только TENS/EMS, только Heat (нагрев)
- 2 автономно регулируемых канала
- 64 предустановленные программы
- 6 программ для индивидуальной настройки: программируемые частота, пульс, время вкл./выкл.
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Функция Doctor's-Function<sup>1)</sup>
- Медицинское изделие
- Инверсный ЖК-дисплей с подсветкой
- В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (2000 мА·ч)
- Зарядный кабель USB в комплекте
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 8 x 4
- № EAN: 4211125646639
- № арт.: 646.63

**Дополнительная информация об изделии EM 59**



**Уменьшение боли, тепло, расслабление и массаж**

Комбинированный прибор EM 59 Heat позволяет целенаправленно воспользоваться преимуществами TENS, EMS и расслабляющего массажа на различных участках тела. Изделие оснащено множеством программ и уровней интенсивности, которые можно выбирать по своему усмотрению. Дополнительно имеется функция обогрева. Емкости аккумулятора с возможностью подзарядки хватает на шесть 20-минутных процедур, в любое время и в любом месте.



НОВИНКА  
03/2020

#### Тренажер (TENS/EMS) для мышц с дистанционным управлением

- Противоболевая терапия (TENS)
- Стимуляция мышц (EMS)
- Расслабление и массаж
- В комплекте дистанционный пульт управления
- В комплекте дополнительные электроды



- 4 самоклеящихся гелевых электрода, в том числе
  - 1 большой электрод: 190 x 95 мм
  - 1 средний электрод: 110 x 75 мм
  - 2 маленьких электрода: 50 x 50 мм

- 1 регулируемый канал
- 19 предустановленных программ
- Выбор программ с помощью пульта дистанционного управления
- Две дополнительные маленькие гелевые прокладки + соединительный кабель в комплекте
- Интенсивность регулируется с помощью прибора и пульта дистанционного управления
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Медицинское изделие
- Сумка для хранения
- В комплекте аккумулятор с возможностью подзарядки (250 мА·ч)
- Зарядный кабель USB в комплекте
- Бесплатное приложение beurer PainAway Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125648213
- № арт.: 648.21



НОВИНКА  
03/2020


#### Дополнительный комплект EM 70 Wireless

- Используется с прибором EM 70 Wireless

- 2 большие прокладки: 190 x 95 мм
- 2 средние прокладки: 110 x 75 мм
- 4 маленькие прокладки: 50 x 50 мм

- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125648220
- № арт.: 648.22

#### Дополнительная информация об изделии EM 70



#### Тренажер (TENS/EMS) для мышц с дистанционным управлением

В комплект поставки входят четыре электрода трех размеров и съемный контроллер, который можно разместить на любом из двух больших электродов. В качестве опции два более мелких электрода можно подключить и использовать с дополнительными прокладками.



#### Уменьшение боли, мышечная стимуляция и расслабление

Используйте силу электростимуляции как проверенное средство самостоятельного лечения без медикаментов. Принцип действия основан на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью электродов проводятся через кожу к нервным или мышечным волокнам.

В комплекте приложение beurer PainAway, которое помогает проводить процедуру дома.




PAIN free



#### Тренажер (TENS/EMS) для мышц

- Противоболевая терапия (TENS)
- Стимуляция мышц (EMS)
- Расслабление и массаж (EMS)
- 8 электродов и 4 автономно регулируемых канала



- Самоклеящиеся гелевые электроды
- 8 в комплекте (45 x 45 мм)

- 4 автономно регулируемых канала
- 30 предустановленных программ
- 20 программ для индивидуальной настройки: программируемые частота, пульс, время вкл./выкл.

- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- Медицинское изделие
- Функция Doctor's-Function<sup>1)</sup>
- Сумка для хранения
- В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В

- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 6 x 2
- № EAN: 4211125662004
- № арт.: 662.00



#### Электроды, маленькие

- Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

- Размеры: 45 x 45 мм
- 8 шт.
- Самоклеящиеся гелевые электроды

- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5
- № EAN: 4211125661021
- № арт.: 661.02

#### Электроды 50 x 100 мм



#### Электроды, большие

- Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80

- Размеры: 50 x 100 мм.
- 4 шт.
- Самоклеящиеся гелевые электроды

- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5
- № EAN: 4211125661014
- № арт.: 661.01



#### Помощь и поддержка без побочных эффектов

При самостоятельном лечении дома важно иметь на своей стороне надежного партнера. Серия продукции Beurer PAINfree включает в себя множество приборов TENS/EMS для применения дома.

#### Принцип работы TENS/EMS

Принцип действия основан на имитации аутогенных импульсов, которые с помощью электродов проводятся через кожу к нервным или мышечным волокнам.

#### Безмедикаментозное лечение боли с помощью электростимуляции

Уменьшение боли в спине или суставах, сопутствующая тренировка для набора мышечной массы или просто отдых после занятий спортом — электростимуляция в домашних условиях может служить разным целям.

Компания Beurer предлагает различные варианты исполнения комбинированных приборов TENS, EMS и TENS/EMS, отвечающие любым потребностям.



Эпиляция



**КОЖА ГЛАДКАЯ, КАК ШЕЛК**

Эпиляция в домашних условиях: у нас найдется подходящий продукт

Бритьё, воск, эпиляция или IPL? Гладкая кожа благодаря надежному и безопасному удалению волос. Выберите наиболее подходящий продукт для депиляции или эпиляции.



Прибор световой эпиляции как в косметическом салоне



Система IPL 10000+ SalonPro

Наши приборы световой эпиляции IPL<sup>1)</sup> отличаются надежностью и простотой в применении. Инновационная, профессиональная технология не только надежна и безопасна, но и прошла клинические проверки и дерматологические исследования<sup>2)</sup>.

**Бритва женская:** смело используйте женскую бритву HL 35 для ежедневных процедур, и Ваша кожа будет гладкой и мягкой, как шелк. Прибор водонепроницаемый, подходит как для сухого, так и для влажного бритья.

**Удаление волос воском:** прибор для удаления волос горячим воском подарит Вам мягкость и гладкость кожи надолго, поскольку удаляет волосы вместе с корнями.

**Эпилятор:** в эпиляторе 3 в 1 HL 70 объединены функции эпиляции, бритья и пилинга. Насадки для эпиляции, бритья, пилинга и прецизионная насадка подходят для применения как на сухой, так и на влажной коже.



HL 35

Оптимальный выбор для ежедневного применения



HL 40

Гладкая кожа в течение длительного времени



HL 70

Универсальный прибор 3 в 1

<sup>1)</sup> Эффект сохраняется в течение нескольких месяцев  
<sup>2)</sup> В дерматологическом исследовании IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro приняли участие 20 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в г. Гамбург, номер исследования 14.0309-11  
 В дерматологическом исследовании IPL 10000+ приняли участие 36 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в г. Гамбург, номер исследования 14.0148-11



- Прибор световой эпиляции<sup>®</sup>**
- Компактный прибор световой эпиляции<sup>®</sup>
  - Удобная конструкция — отлично подходит для небольших и труднодоступных участков
  - Отсутствие раздражающего воздействия на кожу подтверждено дерматологическими исследованиями<sup>1)</sup>
  - Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для комфортного использования
  - Световая поверхность 3,1 см<sup>2</sup> для точного применения
  - До 200 000 световых импульсов



light impulses up to 200.000

PLUS X AWARD 2018 achieved for High Quality Design Ease of Use Functionality

auto-flash mode safe skin sensor compact size

DERMATOLOGISCH TESTET dermatologically tested

- Самая современная технология светового воздействия, применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции
- IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение») уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым предотвращая рост волос
- Снижение количества волос до 50 % уже после 3–4 процедур
- Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1, реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип
- Встроенный УФ-фильтр
- 3 уровня мощности
- Для лица<sup>2)</sup>, рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины, груди и живота
- Для полной эпиляции всего тела потребуется всего около 20 мин<sup>3)</sup>
- Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для комфортного использования
- Не подходит для применения на темной коже и для особо светлых/белых волос
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125575144  
 № арт.: 575.14



- Прибор световой эпиляции<sup>®</sup>**
- Аккумуляторный прибор световой эпиляции<sup>®</sup>
  - Автоматический подбор уровня мощности для интенсивности света
  - Отсутствие раздражающего воздействия на кожу подтверждено дерматологическими исследованиями<sup>1)</sup>
  - Световая поверхность 4,5 см<sup>2</sup> для ускорения процедуры
  - В комплекте прецизионная насадка (2 см<sup>2</sup>) для лица и зоны бикини
  - До 300 000 световых импульсов



light impulses up to 300.000

cordless operation energy recommend

auto-flash mode safe skin sensor attachment 1

DERMATOLOGISCH TESTET dermatologically tested

- Самая современная технология светового воздействия, применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции
- IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение») уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым предотвращая рост волос
- Снижение количества волос до 50 % уже после 3–4 процедур
- Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1, реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип
- Встроенный УФ-фильтр
- 6 уровня мощности
- Для лица<sup>2)</sup>, рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины, груди и живота
- Для полной эпиляции всего тела потребуется всего около 21 мин<sup>3)</sup>
- Встроенный режим автоматического срабатывания вспышки для комфортного использования
- Не подходит для применения на темной коже и для особо светлых/белых волос
- С практичной сумкой для хранения
- Время работы от аккумулятора ~ 550 импульсов, время зарядки ~ 2 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125575137  
 № арт.: 575.13



- Прибор световой эпиляции<sup>®</sup>**
- Прибор световой эпиляции<sup>®</sup> на базе профессиональной технологии из института косметики<sup>2)</sup>
  - Отсутствие раздражающего воздействия на кожу подтверждено дерматологическими исследованиями<sup>1)</sup>
  - Самая высокая скорость работы из всех аналогов, представленных на рынке<sup>4)</sup>
  - Размер XXL — наибольшая световая поверхность 7 см<sup>2</sup>
  - Самая современная технология светового воздействия с уникальным уровнем безопасности
  - Lifetime Flashes — 250 000 световых импульсов
  - Прецизионная насадка в комплекте
  - Автоматический датчик для индивидуального распознавания типа кожи

light impulses up to 250.000

profi system energy recommend flash-glide function

safe skin sensor attachment 1 xxl light area

DERMATOLOGISCH TESTET dermatologically tested

- Самая современная технология светового воздействия, применяемая дерматологами для профессиональной эпиляции
- IPL (Intense Pulsed Light — «интенсивное импульсное излучение») уничтожает волосяные фолликулы глубоко под кожей, тем самым предотвращая рост волос
- Снижение количества волос до 50 % уже после 3–4 процедур
- Беспрецедентная безопасность благодаря датчику 2 в 1, реагирующему на контакт с кожей и распознающему ее тип
- Встроенный УФ-фильтр
- 6 уровня мощности
- Для лица<sup>2)</sup>, рук, ног, подмышек, зоны бикини, а также спины, груди и живота
- Для полной эпиляции всего тела потребуется всего около 26 мин<sup>4)</sup>
- Функция «серийная вспышка» для комфортного применения
- Не подходит для применения на темной коже и для особо светлых/белых волос
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

№ EAN: 4211125576097  
 № арт.: 576.09



Дополнительная информация об изделии




Принцип действия световой эпиляции

Каким образом свет удаляет волосы? Метод световой эпиляции основан на теории селективного фототермолиза, при котором оптическая энергия предотвращает дальнейший рост волос. Такой эффект достигается благодаря поглощению световой энергии, которая затем преобразуется в тепло.

Меланин — это пигмент в стержне волоса, отвечающий за поглощение света и выработку тепла, которое деактивирует волосяные фолликулы глубоко под кожей и предотвращает рост волос. Чем больше меланина в волосах (то есть, чем темнее волосы), тем больше света поглощается и тем более эффективно свет удаляет волосы. Приборы IPL удаляют волосы за счет световых импульсов в волновом диапазоне 475–1200 нм.

Принцип работы




Перед началом использования Во время импульса После применения

Бесплатное приложение beurer MyIPL

В современном приложении beurer MyIPL с интуитивным управлением и обширным справочным руководством Вы найдете все необходимое для профессионального применения в домашних условиях:

- планирование процедур в рамках всего периода использования;
- рекомендации по уровню мощности в зависимости от условий применения;
- автоматическое составление персонального графика процедур с учетом характеристик кожи и волос;
- встроенный календарь и функция напоминания.

Приложение beurer myIPL  
 Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше



<sup>1)</sup> В дерматологическом исследовании IPL 7500/Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro приняли участие 20 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в г. Гамбург, номер исследования 14.0309-11  
<sup>2)</sup> В дерматологическом исследовании IPL 9000+/10000+ приняли участие 36 женщин. Исследование проводилось Институтом proDERM в г. Гамбург, номер исследования 14.0148-11

<sup>3)</sup> Технология прошла экспертизу в институте proDERM в г. Гамбург  
<sup>4)</sup> На самом низком уровне мощности при обработке рук, ног, лица, подмышек и зоны бикини  
<sup>5)</sup> На самом высоком уровне мощности при обработке рук, ног, лица, подмышек и зоны бикини

<sup>6)</sup> Обработка лица только для женщин, ниже скул  
<sup>7)</sup> Эффект сохраняется в течение нескольких месяцев




**Женская бритва**

- Для нежной и шелковистой кожи
- Встроенная светодиодная подсветка
- Водонепроницаемое исполнение (IPX 7)
- Насадка для пилинга в комплекте




- Подходит для сухого и влажного бритья
- Встроенный триммер
- Выключатель с подсветкой
- Антиаллергенная насадка для бритья
- Подвижная режущая головка
- Функция быстрой зарядки
- Индикация уровня заряда
- Щетка для очистки в комплекте
- 2 насадки-гребня (4 мм/8 мм) в комплекте
- Насадка для пилинга в комплекте
- Крючок для размещения в душе в комплекте
- Питание от аккумулятора
- Мощный литиевый аккумулятор: работа от аккумулятора ~ до 60 мин. Зарядное устройство: время зарядки ок. 90 мин
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125577087
- № арт.: 577.08




**Зарпасная бритвенная насадка HL 35**

**Насадка для бритья**

- Антиаллергенная насадка для бритья



- Для применения с: HL 35
- С двумя бреющими сетками с лезвиями
- Рекомендуется менять один раз в год
- Антиаллергенная насадка для бритья предупреждает раздражения кожи
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125577063
- № арт.: 577.06



**Зарпасная насадка для пилинга HL 35**

**Насадка для пилинга**

- Для применения с: HL 35
- Насадка для пилинга препятствует врастанию волос
- Две насадки для пилинга в комплекте
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125577070
- № арт.: 577.07



**Прибор для удаления волос воском**

- Удаляет волосы с корнем
- Индикатор уровня заполнения
- Практичное устройство подогрева




- Гладкая, упругая кожа надолго
- Воск приятно увлажняет кожу
- В комплекте 2 картриджа с пчелиным воском (50 мл)
- В комплекте 50 полосок для восковой эпиляции
- Индикатор готовности к работе
- 2 отдельных нагревателя
- Работа от сети
- Устройство подогрева
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125577001
- № арт.: 577.00



**2 картриджа с пчелиным воском и 50 полосок для восковой эпиляции**





- Для использования с HL 40
- Объем: 50 мл в каждом картридже
- В комплекте 50 полосок для восковой эпиляции
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 4 x 10
- № EAN: 4211125577018
- № арт.: 577.01




**Эпилятор**

- 3 в 1: эпиляция, бритье и пилинг
- 42 антиаллергенных пинцета
- Встроенная светодиодная подсветка
- Практичная сумка для хранения



- Для использования на сухой или влажной коже
- Съемные насадки
- Насадки для эпиляции, бритья, пилинга и прецизионная насадка
- Насадка для пилинга препятствует врастанию волос
- Выключатель с подсветкой
- 42 антиаллергенных пинцета и бреющая сетка
- Функция быстрой зарядки
- Индикация уровня заряда
- Щетка для очистки в комплекте
- Практичная сумка для хранения
- Работа от аккумулятора или от сети
- Мощный литиевый аккумулятор: работа от аккумулятора ~ до 45 мин; зарядная станция — время зарядки ок. 90 мин
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125576424
- № арт.: 576.42




Уход за руками  
и стопами

ПОКАЖИТЕ ВАШИ РУЧКИ

Профессиональная техника для ухода за руками и ногами

В ассортименте продукции Veuger для маникюра и педикюра имеется все необходимое для комплексного ухода за руками и ногами.

Маникюр/педикюр



MP 41  
№ арт.: 572.11



MP 42  
№ арт.: 574.00



MP 60  
№ арт.: 570.30



MP 100  
№ арт.: 589.31



MP 62  
№ арт.: 570.35



MP 64  
№ арт.: 570.37



MP 48  
№ арт.: 571.01



MP 70  
№ арт.: 589.32

Прибор для удаления ороговевшей кожи



MP 28  
№ арт.: 574.03



MP 55  
№ арт.: 573.05

Откройте маникюрный  
салон на дому


В ассортименте Veuger есть все необходимое для красоты рук и ног.





**Набор для маникюра и педикюра**

- Полный набор для начинающих и опытных пользователей
- Для красивых, ухоженных рук и ног
- Со встроенной светодиодной подсветкой





- 2 уровня скорости (вращение вправо и влево)
- В комплекте 7 высококачественных насадок: сапфировый конус; фетровый конус; сапфировый диск, мелкозернистый; сапфировый диск, крупнозернистый; факелообразная фреза; цилиндрическая фреза; сапфировая насадка для шлифовки ороговевшей кожи.
- Светодиодная подсветка
- Насадки подходят для людей с сахарным диабетом
- Число оборотов: 3800/4600 об/мин ± 14 %
- Работа от сети
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 х 3
- № EAN: 4211125572112
- № арт.: 572.11



**Набор для маникюра и педикюра**

- Полный набор для начинающих и опытных пользователей
- Для красивых, ухоженных рук и ног
- Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время работы



- Плавная регулировка, вращение вправо/влево
- В комплекте 7 высококачественных насадок: сапфировый конус; фетровый конус; сапфировый диск, мелкозернистый; сапфировый диск, крупнозернистый; факелообразная фреза; цилиндрическая фреза; сапфировая насадка для шлифовки ороговевшей кожи.
- Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время обработки
- Светодиодная подсветка
- Насадки подходят для людей с сахарным диабетом
- С защитным колпачком для сбора ногтевой пыли
- Число оборотов: 2 500/4600 об/мин ± 15 %
- Мощный привод с питанием от сети
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 х 3
- № EAN: 4211125574000
- № арт.: 574.00



**Набор для маникюра и педикюра**

- Набор для маникюра и педикюра и профессиональный набор
- Для профессионального ухода за ногтями и стопами




- Плавная регулировка, вращение вправо/влево
- В комплекте 9 высококачественных насадок: сапфировый конус; фетровый конус; сапфировый диск, мелкозернистый; цилиндрическая фреза; факелообразная фреза; сапфировая фреза, круглая; игольчатая фреза; сапфировый конус, длинный, крупнозернистый; сапфировый диск, крупнозернистый.
- Профессиональный набор MP 60: 6 сапфировых насадок, № арт. 571.00
- Насадки подходят для людей с сахарным диабетом
- Число оборотов: 2100–6100 об/мин ± 12 %
- Мощный привод с питанием от сети
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 х 3
- № EAN: 4211125570309
- № арт.: 570.30



**Набор для маникюра и педикюра**

- Для профессионального ухода за ногтями и ступнями
- В комплекте 10 высококачественных насадок
- В комплекте 10 одноразовых накладок из наждачной бумаги



- Плавная регулировка, вращение вправо/влево
- В комплекте 10 высококачественных профессиональных насадок: сапфировый конус; фетровый конус; сапфировый диск, мелкозернистый; цилиндрическая фреза; факелообразная фреза; сапфировая фреза, круглая; игольчатая фреза; сапфировый конус, длинный, крупнозернистый; сапфировый диск, крупнозернистый; насадка из наждачной бумаги.
- В комплекте 10 одноразовых накладок из наждачной бумаги
- Дополнительный комплект одноразовых накладок из наждачной бумаги 10 шт., № арт. 163.527
- Светодиодная подсветка
- Насадки подходят для людей с сахарным диабетом
- С защитным колпачком для сбора ногтевой пыли
- Число оборотов: 2000–5400 об/мин ± 20 %
- Работа от сети
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 х 3
- № EAN: 4211125570354
- № арт.: 570.35



**Набор для маникюра и педикюра**

- Мощный прибор с аккумулятором для комфортного беспроводного использования
- Для красивых, ухоженных рук и ног
- Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время работы




- 3 уровня скорости (вращение вправо и влево)
- В комплекте 10 высококачественных насадок: сапфировый и фетровый конусы; сапфировый диск, крупно- и мелкозернистый; цилиндрическая фреза; факелообразная фреза; сапфировая и игольчатая фреза; сапфировая насадка для шлифовки ороговевшей кожи; насадка для шлифовки ороговевшей кожи из кристаллического песка.
- С разъемом Micro-USB
- Автоматическое отключение через 20 мин
- Эргономичный дизайн препятствует скольжению во время обработки
- Светодиодная подсветка
- Насадки подходят для людей с сахарным диабетом
- С защитным колпачком для сбора ногтевой пыли
- Число оборотов: 3200/3800/4400 об/мин ± 15 %
- Мощный литий-ионный аккумулятор
- Работа от аккумулятора: ок. 2 ч
- Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 х 3
- № EAN: 4211125570378
- № арт.: 570.37



**Набор для маникюра и педикюра**

- Для профессионального ухода за ногтями и ступнями
- Максимальная мощность до 20 000 об/мин
- В комплекте 10 высококачественных насадок



- Плавная регулировка, вращение вправо/влево
- 10 профессиональных насадок из сапфира и фетра в комплекте: сапфировый конус, крупно- и мелкозернистый; фетровый конус; сапфировый диск, крупно- и мелкозернистый; цилиндрическая фреза; факелообразная фреза; сапфировая фреза; игольчатая фреза; насадка из наждачной бумаги.
- Ручка с нескользящей поверхностью
- В комплекте 30 одноразовых накладок из наждачной бумаги
- Дополнительный комплект одноразовых накладок из наждачной бумаги 30 шт., № арт. 163.311
- Предохранительный фиксатор
- Встроенный футляр для хранения адаптера
- С защитным колпачком для сбора ногтевой пыли
- Число оборотов: 5 000–20 000 об/мин ± 20 %
- Работа от сети
- Футляр для хранения в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589318
- № арт.: 589.31



**MP 48**  
**LED-/УФ-сушилка для ногтей**

- Для моделирования искусственных ногтей
- Для сушки LED- и УФ-гелей
- Функция таймера 30, 60 и 120 с



- Для затвердевания LED- и УФ-гелей на ногтях рук и ног
- С 18 мощными светодиодами
- Функция таймера 30, 60 и 120 с
- Зеркальная нижняя пластина
- Прочная и легкая в уходе поверхность
- Простое управление
- Компактный дизайн
- Индикатор режима работы
- 24 Вт
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125571016
- № арт.: 571.01



**MP 70**  
**Парафиновая ванночка**

- Для нежной кожи рук, стоп и локтей
- Увлажняет кожу
- В комплекте твердый парафин и защитные полиэтиленовые пакеты



- Ухаживает за огрубевшей, сухой и поврежденной кожей
- Открывает поры кожи
- Стимулирует кровоток
- Для ощутимо более мягкой и отдохнувшей кожи
- Способствует впитыванию ухаживающих веществ и влаги
- В комплекте твердый парафин (2 x 450 г) С ароматом апельсина
- В комплект входят защитные полиэтиленовые пакеты (30 шт.)
- Настройка температуры
- Функция намотки кабеля
- Индикатор режима работы
- Индикатор нагрева
- 80 Вт
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589325
- № арт.: 589.32



**Запасной твердый парафин MP 70**  
**Твердый парафин и защитные пакеты**

- 2 упаковки твердого парафина по 450 г и 30 защитных пакетов



- Для применения с: MP 70
- Объем: в каждой упаковке 450 г воска, 30 пакетов
- С ароматом апельсина
- Уп. ед.: 8, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125589431
- № арт.: 589.43



**MP 28**  
**Прибор для удаления ороговевшей кожи**

- Для смягчения и придания коже упругости
- Для удаления мозолей, ороговевшей и огрубевшей кожи
- Со встроенной светодиодной подсветкой



- Выключатель с блокиратором включения
- Светодиодная подсветка
- В комплекте 3 насадки из наждачной бумаги для эффективного удаления ороговевшей кожи
- 1 мелкая и 2 крупные насадки
- В комплект входит кисточка для очистки
- Защитный колпачок в комплекте
- Мощный мотор
- Питание от батареи
- В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125574031
- № арт.: 574.03



**Запасные ролики MP 55/MP 28**  
**Ролики**

- Для упругой и бархатистой кожи

- Для применения с: MP 28/MP 55
- 2 шлифовальных ролика из наждачной бумаги (крупно- и мелкозернистый) для удаления и шлифовки ороговевшей кожи
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125573072
- № арт.: 573.07



**Запасные педикюрные скребки MP 55**  
**Педикюрные скребки**


- Для красивых и ухоженных ног

- Для применения с: MP 55
- 2 нержавеющих педикюрных скребка
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- С разъемом Mini-USB
- Работа от аккумулятора: ок. 1 ч
- Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч
- Индикация уровня заряда
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125573089
- № арт.: 573.08



**MP 55**  
**Прибор для удаления ороговевшей кожи**

- Со шлифовальными роликами размера XXL для удаления мозолей, ороговевшей и огрубевшей кожи
- Нержавеющий педикюрный скребок на конце ручки для предварительной обработки сильно ороговевшей кожи
- Работа от аккумулятора и от сети
- Со встроенной светодиодной подсветкой



- Выключатель с блокиратором включения
- Светодиодная подсветка
- 2 уровня скорости
- В комплекте нержавеющий педикюрный скребок для предварительной обработки сильно ороговевшей кожи
- 1 крупная и 1 мелкая насадки
- Щетка для очистки в комплекте
- Защитный колпачок в комплекте
- Работа от аккумулятора: ок. 1 ч
- Время заряда аккумулятора: ок. 3 ч
- Индикация уровня заряда
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125573058
- № арт.: 573.05



Уход за телом

ОСВЕЖИТЕСЬ

Чувствуйте себя комфортно!

Гладкая, ухоженная кожа с незаметными порами благодаря мягкому массажу и тщательной очистке. Ощутимая мягкость кожи.

Очистка и легкий массаж сделают кожу гладкой, как шелк



Водонепроницаемая электрическая щетка для тела!

Очень проста в применении под душем.



FC 25 Щетка для тела

- Тщательная очистка — сияющая и ощутимо более мягкая кожа
- Удобная ручка для применения в том числе на спине

Две скорости вращения



Удобно! Эргономичная форма упрощает процесс



Легко! Две насадки для тщательной очистки



Антицеллюлитные массажеры, прошедшие клинические испытания!<sup>1)</sup>


Избавляет от целлюлитных неровностей именно там, где они наиболее выражены.

cellulite releaZer®




Принцип работы

За счет вибрационной технологии прибор cellulite releaZer расслабляет и подтягивает глубокие ткани там, где это необходимо. Он ускоряет разрушение молекул жира в жировых клетках и уничтожает целлюлит.



ДО применения



ПОСЛЕ применения

Эффективность научно доказана<sup>1)</sup>

Первый клинически протестированный антицеллюлитный массажер избавляет от видимых неровностей!<sup>1)</sup>

**88 %** опрошенных заявляют, что после применения их кожа стала шелковистой и гладкой<sup>1)</sup>

**94 %** опрошенных подтверждают, что кожа стала более упругой<sup>1)</sup>

Ощутимый положительный эффект

всего через 12 недель применения!<sup>1)</sup>

Четыре рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная поверхность, тупая кромка, острая кромка)

LITHIUM-ION BATTERY



CORDLESS POWER

3 уровня интенсивности, 2 массажные программы

cellulite releaZer


- Антицеллюлитный массажер (длина стержня 48 см)
- Уменьшает степень выраженности целлюлита: доказано научными исследованиями<sup>1)</sup>
- Вибрационный массаж для укрепления глубоких тканей

Компактная версия: оптимальный выбор для путешествий

Благодаря эргономичной форме и длине стержня 40 см компактное исполнение прекрасно подходит для применения дома и в поездке.



Ощутимо более гладкая и крепкая кожа с упругими изгибами!



cellulite releaZer compact

- Антицеллюлитный массажер (длина стержня 40 см)
- Уменьшает степень выраженности целлюлита: доказано научными исследованиями<sup>1)</sup>
- Вибрационный массаж для укрепления глубоких тканей






**CM 50**

**Антицеллюлитный массаж**

- Эффективный массаж соединительных тканей
- Ощутимо более упругая кожа



- Стимулирует кровоток в коже
- Простота использования в домашних условиях
- Ручка настраивается индивидуально
- Эргономичная форма
- Массажные ролики легко снимаются для очистки

• 2 уровня интенсивности массажа

• Работа от сети

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 3, картонная коробка: 2 x 3

• № EAN: 4211125590017

• № арт.: 590.01



**cellulite releaZer**

**cellulite releaZer**

- Антицеллюлитный массаж
- Уменьшает целлюлитные образования — клинически протестировано<sup>1)</sup>
- Ощутимо более гладкое, упругое и подтянутое тело<sup>1)</sup>
- Вибромассаж для укрепления глубоких тканей



- 2 программы массажа
- Водонепроницаемое исполнение (IPX 5)
- 3 уровня интенсивности
- Световой индикатор уровня скорости и состояния аккумулятора

• Литий-ионная аккумуляторная батарея

• Работа от аккумулятора: ок. 7 ч<sup>2)</sup>

• Зарядное устройство: время зарядки 3,5 ч

• Автоматическое отключение через 15 минут

• Нескользящие ручки с поверхностью Soft Touch

• Четыре рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная поверхность, тупая кромка, острая кромка)

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 2, картонная коробка: -

• № EAN: 421112559003 1

• № арт.: 590.03



**cellulite releaZer compact**



**cellulite releaZer**

- Антицеллюлитный массаж
- Уменьшает целлюлитные образования — клинически протестировано<sup>1)</sup>
- Ощутимо более гладкое, упругое и подтянутое тело<sup>1)</sup>
- Вибромассаж для укрепления глубоких тканей



- 2 программы массажа
- Водонепроницаемое исполнение (IPX 5)
- 3 уровня интенсивности
- Световой индикатор уровня скорости и состояния аккумулятора

• Удобный массажный стержень (длина 40 см)

• Литий-ионная аккумуляторная батарея

• Работа от аккумулятора: ок. 7 ч<sup>2)</sup>

• Зарядное устройство: время зарядки 3,5 ч

• Автоматическое отключение через 15 мин

• 4 рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная поверхность, тупая кромка, острая кромка)

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125590055

• № арт.: 590.05



**FC 25**



**Щетка для тела**

- Тщательная очистка для ощутимо нежной и сияющей кожи
- Удобная ручка для применения в том числе на спине
- Две насадки-щетки для тщательной очистки



- Две скорости вращения
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 2 уровня скорости
- Насадка-щетка снимается для очистки
- 2 насадки-щетки: для всех типов кожи и глубокого пилинга

• Питание от батареи

• В комплекте 4 батарейка AA 1,5 В

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

• № EAN: 4211125605117


• № арт.: 605.11



**FC 55 Pureo Complete Cleansing**

**Щетка для тела**

- Со съемной ручкой для удобства в использовании, в том числе на спине
- Тщательная очистка для ощутимо нежной и сияющей кожи
- Две насадки-щетки для тщательной очистки
- Литий-ионная аккумуляторная батарея



- Две скорости вращения
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 2 уровня скорости
- Световой индикатор уровня скорости и состояния аккумулятора
- Насадка-щетка снимается для очистки
- 2 насадки-щетки: для всех типов кожи и глубокого пилинга

• Литий-ионная аккумуляторная батарея

• Работа от аккумулятора: время работы 60 мин

• Зарядное устройство: время зарядки 2 ч

• Гарантия 3 года

• Уп. ед.: 4, картонная коробка: -

• № EAN: 421112560512 4

• № арт.: 605.12



**FC 25/FC 55 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Regular**

- Для использования с FC 25 и FC 55

• В комплекте насадка-щетка для всех типов кожи.

• Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)

• В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания

• Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

• № EAN: 4211125605148

• № арт.: 605.14

**FC 25/FC 55 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Exfoliation**

- Для использования с FC 25 и FC 55

• В комплекте насадка-щетка для пилинга для мягкого удаления ороговевших частичек кожи

• Рекомендуется замена через каждые 4 месяца (при ежедневном применении).

• В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания

• Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10

• № EAN: 4211125605155

• № арт.: 605.15

Уход за лицом

УЛЫБНИТЕСЬ

### Сияющая красота! Ассортимент продукции Beurer FaceCare

Beurer предлагает полный ассортимент продукции для ухода и улучшения самочувствия, с которой Ваша кожа станет здоровой и шелковистой.

**Совет.** Глубокая очистка пор придает коже сияние. Ежедневная процедура снятия макияжа помогает удалить не только остатки косметики, но и другие загрязнения. В ассортименте Beurer FaceCare имеются подходящие продукты для очистки и ухода за любыми типами кожи — любуйтесь своим отражением.



Электрическая щетка для лица Beurer очищает кожу намного тщательнее, чем при очистке вручную. Подходит всем типам кожи!

Избегайте чувствительной области вокруг глаз и проводите чистку осторожно.

### Косметическое зеркало с подсветкой — дополнительный комфорт

Магнитное дополнительное зеркало с 5-кратным увеличением



Подсветка регулируется сенсорной кнопкой



BS 45 Косметическое зеркало с подсветкой

· С практичной чашей для хранения мелочей




Идеальный макияж и тщательное снятие косметики



**FC 45**

**Щетка для лица**

- Очистка в четыре раза тщательнее, чем вручную<sup>1)</sup>
- Для ежедневного очищения и ухода за лицом
- Две скорости вращения



- Ощутимо более нежная и ухоженная кожа лица
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 2 уровня скорости
- Выключатель с подсветкой в качестве индикатора работы
- Индикатор состояния батареек при почти разряженных батарейках
- Кольцо для подвешивания для практичного хранения
- Мягкая насадка-щетка в комплекте
- Питание от батареи
- В комплекте 2 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125605506
- № арт.: 605.50

**FC 45 Запасная щетка**

**Насадка-щетка**

- Для использования со щеткой для лица FC 45



- В комплекте мягкая насадка-щетка
- Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125605513
- № арт.: 605.51

**FC 49**

**Щетка для лица**

- 2 в 1: глубокая очистка пор и массаж для гладкой и ухоженной кожи лица



- Функция 2 в 1: глубокая очистка и массаж
- Вибрационная технология: выравнивает кожу лица и улучшает циркуляцию крови
- 3 зоны для индивидуальной очистки
- Контрольная лампа для индикации скорости и заряда батарей
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 15 уровней интенсивности
- Приятный для кожи силикон
- Для любого типа кожи
- Автоматическое отключение через 15 мин
- Эргономичный дизайн
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Работа от аккумулятора: ок. 4 ч<sup>2)</sup>
- Время заряда аккумулятора: ок. 2 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125584139
- № арт.: 584.13



**FC 65 Pureo Deep Clear**

**Щетка для лица**

- Синяя светодиодная подсветка против угревой сыпи
- Бережное и глубокое очищение, придающее коже лица мягкость и сияние
- 2 функциональных режима: вибрирующий и пульсирующий



- 2 функциональных режима:
  - вибрация для особо бережной очистки;
  - пульсация для тщательной очистки и для ощущения гладкой и мягкой кожи.
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 3 уровня скорости
- Синий свет светодиода помогает быстро избавиться от угревой сыпи
- Эффект заметен уже в первые 24 часа
- Индикатор аккумулятора — аккумулятор NIMH
- Мягкая насадка-щетка в комплекте
- С 1-минутным таймером (3 x 20 с) для точного использования в каждой конкретной зоне
- Работа от аккумулятора: время работы 30 мин
- Зарядное устройство: время зарядки 6 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125605063
- № арт.: 605.06

**FC 65/FC 96 Запасная щетка**

**Насадка-щетка**


- Для использования со щеткой для лица FC 65 Pureo Deep Clear и FC 96 Pureo Intense Cleansing

- В комплекте две насадки-щетки
- Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605087
- № арт.: 605.08

**FC 96 Pureo Intense Cleansing**

**Щетка для лица**

- Бережная и тщательная очистка делает кожу лица ощутимо более мягкой и сияющей
- ЖК-дисплей с индикаторами зарядки аккумулятора, замены насадок и уровня скорости
- 2 уровня вращения: круговое и осциллирующее



- 2 уровня вращения:
  - круговое вращение для особо бережной очистки;
  - осциллирующее вращение для основательной очистки, придающей коже гладкость и мягкость.
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 4 уровня скорости
- ЖК-дисплей с индикаторами зарядки аккумулятора, замены насадок и уровня скорости
- Индикатор уровня заряда литий-ионного аккумулятора
- Мягкая насадка-щетка в комплекте
- С 1-минутным таймером (3 x 20 с) для точного использования в каждой конкретной зоне
- Работа от аккумулятора: время работы 30 мин
- Зарядное устройство: время зарядки 4 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125606022
- № арт.: 606.02

**Дополнительная информация об изделии**

**Отлично! Воздействие синим светодиодным светом**

Применение позволяет быстро избавиться от угревой сыпи. Синий свет (415 нм) уничтожает бактерии, закупоренные поры снова насыщаются кислородом.





**FC 90 Pureo Ionic Skin Care**

- Ощутимая сила антивозрастного ухода
- 4-ступенчатое решение для ощутимо более гладкой, свежей и здоровой кожи
- В комплекте молочко для интенсивного очищения Cleansing Milk и крем-гидролифтинг Advanced Hydrolift Cream




- Четырехступенчатое решение
- Интенсивная чистка кожи: благодаря функции ионизации активные вещества очищающего молочка проникают глубоко в кожу и растворяют загрязнения. Кожа приобретает заметно более свежий вид
- Антивозрастной уход: благодаря функции ионизации компоненты крема, способствующие сокращению морщин и увлажнению, воздействуют на глубокие слои кожи. Кожа становится ощутимо более гладкой и увлажненной
- Тонизирующая функция прогрева: воздействие, стимулирующее кровообращение, способствует расслаблению кожи и делает ее мягкой и эластичной
- Оздоровляющая функция охлаждения: благодаря стимулирующему воздействию холода кожа выглядит более свежей и здоровой. Она становится более упругой и эластичной.
- ЖК-дисплей
- Работа от сети
- Дополнительная упаковка крема (30 мл), № арт.: 163 392
- Дополнительная упаковка молочка (200 мл), № арт.: 163 394
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125606220
- № арт.: 606.22



**FC 95 Pureo Deep Cleansing**

- По эффективности очистки превосходит умывание вручную почти в 6 раз<sup>3</sup>
- Бережное и глубокое очищение, придающее коже лица мягкость и сияние
- С четырьмя насадками для разного применения
- 2 типа вращения: круговое и осциллирующее



- 2 уровня вращения:
- круговое вращение для особо бережной очистки;
- осциллирующее вращение для основательной очистки, придающей коже гладкость и мягкость
- Водонепроницаемость (IPX 7) — можно использовать в душе и во время принятия ванны
- 3 уровня скорости
- Выключатель с подсветкой
- Эргономичная форма
- Контрольная лампа для индикации уровня скорости
- Индикатор уровня заряда литий-ионного аккумулятора
- Четыре щетки-насадки: для всех типов кожи, для чувствительной кожи, для глубокой очистки пор и для глубокого пилинга
- С 1-минутным таймером (3 x 20 с) для точного использования в каждой конкретной зоне
- Работа от аккумулятора: время работы 30 мин
- Зарядное устройство: время зарядки 6 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125605551
- № арт.: 605.55



**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Regular**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте две насадки-щетки для всех типов кожи
- Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605568
- № арт.: 605.56



**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Sensitiv**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте две щетки для чувствительной кожи
- Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605575
- № арт.: 605.57



**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Exfoliation**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте две насадки-щетки для пилинга для мягкого удаления ороговевших частичек кожи
- Рекомендуется менять каждые 4 месяца (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605582
- № арт.: 605.58



**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Pore Deep**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте щетка для глубокой очистки пор, разработанная специально для жирной кожи с широкими порами
- Рекомендуется менять каждые 6 месяцев (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605599
- № арт.: 605.59



**FS 50**

**Сауна для лица**

- 3 в 1: сауна для лица, ингаляция и ароматерапия
- Открывает поры для глубокого очищения
- Увлажняет кожу
- Насадка-сауна для лица для косметического ухода за лицом
- Паровая насадка для ингаляций через рот и нос
- Контейнер для ароматических веществ, для ароматерапии
- Контрольная лампа
- Мерный стаканчик в комплекте
- Плавное регулирование выхода пара
- 2 уровня мощности
- Испаритель из высококачественного алюминия
- 120 Вт
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125605001
- № арт.: 605.00

**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Pore Deep**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте щетка для глубокой очистки пор, разработанная специально для жирной кожи с широкими порами
- Рекомендуется менять каждые 6 месяцев (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605599
- № арт.: 605.59



**FC 72 Pureo Ionic Hydration**

**Сауна для лица с ионизацией**

- Ионы способствуют глубокому увлажнению
- Увлажняет кожу
- Съемный резервуар для воды можно мыть в посудомоечной машине
- Открывает поры кожи лица:
- глубоко очищает;
- стимулирует кровообращение.
- Регулируемый распылитель
- Съемный резервуар для воды (100 мл)
- Резервуар можно мыть в посудомоечной машине
- Контрольная лампа
- Мерный стаканчик в комплекте
- Подключаемая функции ионизации
- Автоматическое отключение
- Выключатель: сенсорная кнопка
- 260 Вт
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125605056
- № арт.: 605.05

**FC 95 Запасная щетка**

**Насадка-щетка — Pore Deep**

- Для использования со щеткой для лица FC 95 Pureo Deep Cleansing
- В комплекте щетка для глубокой очистки пор, разработанная специально для жирной кожи с широкими порами
- Рекомендуется менять каждые 6 месяцев (при ежедневном применении)
- В практичной блистерной упаковке с ушком для подвешивания
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 6 x 5
- № EAN: 4211125605599
- № арт.: 605.59



**FC 40**

- Очиститель пор**
- Глубокая чистка пор вакуумным методом
  - Мультифункциональность благодаря трем насадкам



- Глубокая чистка пор вакуумным методом
- Эффективно борется с недостатками кожи и придает ей здоровый вид
- ЖК-дисплей для индикации состояния аккумулятора и уровня интенсивности
- 5 уровней интенсивности
- 3 съемные насадки разных размеров
- Для всех типов кожи
- Современный дизайн
- В комплекте 10 сменных фильтров
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Работа от аккумулятора: время работы 90 мин<sup>1)</sup>
- Время заряда аккумулятора: ок. 5 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125584115
- № арт.: 584.11



**FC 76**

- Прибор по уходу за кожей лица**
- Технология, используемая в косметических салонах, делает кожу более эластичной
  - Двойное воздействие для ровного и свежего цвета лица



- Двойное действие:
  - восстанавливающий пилинг бережно удаляет ороговевшие частички кожи;
  - активирующий вакуумный массаж стимулирует кровообращение и процесс обновления клеток.
- Простота и безопасность использования в домашних условиях
- 2 уровня интенсивности
- Контрольная лампа
- 3 высококачественные насадки с сапфировым покрытием для бережного и эффективного пилинга: мягкая насадка, грубая насадка, прецизионная насадка
- В комплекте 20 сменных фильтров
- Дополнительный комплект сменных фильтров, 10 шт. № арт.: 163 660
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 4211125606589
- № арт.: 606.58




**FC 100 Pureo Derma Peel**

- Прибор по уходу за кожей лица**
- Профессиональный пилинг кожи лица в домашних условиях
  - Технология, используемая в косметических салонах, делает кожу более эластичной
  - Двойное воздействие для ровного и свежего цвета лица



- Двойное действие:
  - восстанавливающий пилинг бережно удаляет ороговевшие частички кожи;
  - активирующий вакуумный массаж стимулирует кровообращение и процесс обновления клеток.
- Простота и безопасность использования в домашних условиях
- Пять уровней интенсивности для индивидуального подбора к Вашему типу кожи
- Переключатель для открывания прибора с подсветкой
- Контрольная лампа
- 3 высококачественные насадки с сапфировым покрытием для бережного и эффективного пилинга: мягкая насадка, грубая насадка, прецизионная насадка
- В комплекте 20 сменных фильтров
- Дополнительный комплект сменных фильтров, 20 шт. № арт.: 163 545
- Встроенное зеркало
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125606671
- № арт.: 606.67




**Дополнительная информация об изделии**

**Прибор по уходу за кожей лица для улучшения состояния кожи**

Мягкий пилинг приборами по уходу за кожей лица улучшает структуру кожи и стимулирует обновление клеток. Кожа становится более гладкой и чистой. Вы избавляетесь от видимых последствий воздействия погоды или декоративной косметики.

Приборы по уходу за кожей лица от Beurer удаляют ороговевшие частички кожи с помощью восстанавливающего пилинга, а также улучшают кровообращение и стимулируют обновление клеток за счет вакуумного массажа. Можно выбрать один из пяти уровней интенсивности в зависимости от состояния кожи. В комплекте три насадки, которые учитывают потребности разных участков кожи. Насадка с сапфировым покрытием подходит для чувствительной кожи. Грубое сапфировое покрытие интенсивно обрабатывает проблемные места. А прецизионная насадка упрощает обработку небольших поверхностей, например области носа.



Восстанавливающий пилинг      Активирующий вакуумный массаж



**BS 39**

- Косметическое зеркало с подсветкой и внешним аккумулятором**
- Карманное зеркало с подсветкой
  - Встроенный внешний аккумулятор на 3000 мА·ч для мобильной подзарядки смартфонов, планшетов, электронных книг и т. д.



- Яркая светодиодная подсветка
- 2 зеркальные поверхности
- Стандарт/3-кратное увеличение
- Автоматическая светодиодная подсветка при открытии зеркала
- Диаметр зеркала: 7 см
- В комплекте кабель Micro-USB для зарядки внешнего аккумулятора
- Светодиодный индикатор заряда
- Зарядка через Micro-USB
- Выходной порт USB: 1 x 5 В/1 А
- Питание от аккумулятора: литий-полимерный аккумулятор
- Время заряда аккумулятора: ок. 4 ч
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4x4
- № EAN: 4211125585020
- № арт.: 585.02



**BS 45**



- Косметическое зеркало с подсветкой**
- С сенсорной кнопкой
  - Функция плавной регулировки яркости
  - Практичная чаша для хранения мелочей
  - Дополнительное магнитное зеркало с 5-кратным увеличением



- Яркая подсветка с 28 светодиодами
- Большое зеркало без увеличения
- Диаметр зеркала: 17,5 см
- Дополнительный выключатель
- Автоматическое отключение через 15 мин
- Питание от батареи
- В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125584047
- № арт.: 584.04



**BS 49**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- Матово-белый цвет
- 12 светодиодов










- С высококачественным хромированным покрытием
- Яркая подсветка с 12 светодиодами
- 2 поворотных зеркала
- Стандарт/5-кратное увеличение
- Диаметр зеркала: 11 см
- Питание от батареи
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125584016
- № арт.: 584.01



**BS 55**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- С сенсорной кнопкой
- Функция плавной регулировки яркости
- 18 светодиодов


- С высококачественным хромированным покрытием
- Яркая подсветка с 18 светодиодами
- 2 поворотных зеркала
- Стандарт/7-кратное увеличение
- Диаметр зеркала: 13 см
- Плавная регулировка интенсивности света
- Автоматическое отключение через 15 мин
- Питание от батареи
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125654863
- № арт.: 654.86



**BS 59**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- 2 в 1: настенное и настольное зеркало
- Простой монтаж на стену, зеркало снимается
- 8 светодиодов







- С высококачественным хромированным покрытием
- Яркая подсветка с 8 светодиодами
- 2 поворотных зеркала
- Стандарт/5-кратное увеличение
- Диаметр зеркала: 11 см
- Винты для монтажа на стену в комплекте
- Питание от батареи
- В комплекте 4 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 2 x 4
- № EAN: 4211125584108
- № арт.: 584.10



**BS 69**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- Работает от сети
- 30 светодиодов








- С высококачественным хромированным покрытием
- Яркая подсветка с 30 светодиодами
- 2 поворотных зеркала
- Стандарт/5-кратное увеличение
- Диаметр зеркала: 17 см
- Работа от сети
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125585006
- № арт.: 585.00



**BS 89**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- Для простого монтажа на стену
- Очень яркая подсветка с 36 светодиодами
- Функция плавной 3-ступенчатой регулировки яркости света



- С высококачественным хромированным покрытием
- Очень яркая подсветка с 36 светодиодами
- Пятикратное увеличение
- Зеркальная поверхность: 16 x 16 см
- Винты для монтажа на стену в комплекте
- Настройка интенсивности света (3 уровня)
- Автоматическое отключение через 10 мин
- Питание от батареи
- В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 2 x 3
- № EAN: 4211125585136
- № арт.: 585.13



**BS 99**

**Косметическое зеркало с подсветкой**

- Зеркало на стойке.
- Очень яркая подсветка с 36 светодиодами
- Функция плавной 3-ступенчатой регулировки яркости света








- С высококачественным хромированным покрытием
- Очень яркая подсветка с 36 светодиодами
- Пятикратное увеличение
- Зеркальная поверхность: 16 x 16 см
- Настройка интенсивности света (3 уровня)
- Автоматическое отключение через 10 мин
- Работа от батареек и сети
- В комплекте 3 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125585150
- № арт.: 585.15

Уход за волосами

СТИЛЬНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ВИД

Укладка волос и оптимальный уход за ними так, как нравится Вам

С продукцией профессиональной серии **Beurer StylePro** Вы своим личным парикмахером-стилистом. Дерзкие локоны, естественные волны или соблазнительно гладкие волосы: создайте подстать настроению.



НОВИНКА  
02/2020  
★



Без кабеля, компактный и оптимальный в дороге



#### HS 20 Аккумуляторный выпрямитель для волос

- Работает от аккумулятора, беспроводной — идеальный вариант для поездок
- Нагревательные пластины с керамическим и турмалиновым покрытием для защиты волос
- В комплекте жаропрочный защитный колпак для безопасной транспортировки



Локоны как в салоне красоты  
Керамическое покрытие с кератином для защиты волос

НОВИНКА  
03/2020  
★

#### HT 62 Щипцы для завивки волос

- Профессиональные щипцы для завивки волос с коническим нагревательным элементом (ø 25–38 мм) для укладки мягких блестящих локонов
- Керамическое покрытие с кератином для защиты волос
- Термостойкая перчатка в комплекте





**HC 25**

**Дорожный фен**

- Можно использовать в любой стране мира
- Встроенная функция ионизации
- Мощность 1600 Вт



- 1600 watts
- ergonomic folding handle
- narrow professional nozzle
- soft touch surface

- 2 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 1200/1600 Вт
- Переключение напряжения 100–120/220–240 В — можно использовать в любой стране
- Эргономичная складная ручка — компактно и удобно
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591137
- № арт.: 591.13



**HC 30**

**Фен**

- Современный дизайн — высококачественное хромирование
- Мощность 2400 Вт



- 2400 watts
- narrow professional nozzle
- soft touch surface
- reddot award 2018 winner

- 3 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- Макс. 2400 Вт
- 220–240 В
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125586201
- № арт.: 586.20



**HC 50**

**Фен**

- Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации для индивидуальной укладки и блеска волос
- Protection Function — защита волос и сохранение сияющего цвета
- Мощность 2200 Вт



- 2200 watts
- 2 attachments
- protection function
- ion technology
- soft touch surface
- PLUS X AWARD 2018 awarded for High Quality Design

- 3 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- Макс. 2200 Вт
- 220–240 В
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Диффузор для создания объема
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591144
- № арт.: 591.14



**HC 55**

**Фен**

- Функция сворачивания кабеля — кабель легко и быстро втягивается в корпус фена
- Встроенная функция ионизации для мягких и блестящих волос
- Мощность 2000 Вт



- 2000 watts
- 2 attachments
- ion technology
- soft touch surface

- 3 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Функция сворачивания кабеля
- Макс. 2000 Вт
- 220–240 В
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Диффузор для создания объема
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125586218
- № арт.: 586.21



**HC 60**

**Фен**

- Максимальная экономия энергии и комфортное применение
- Сенсорная кнопка — фен автоматически включается/выключается при прикосновении
- Технология ECO — потребляет 1400 Вт, производит 2000 Вт



- eco technology
- 1400 watts
- 2 attachments
- soft touch surface
- PLUS X AWARD 2017 awarded for BESTES PRODUKT 2017
- PLUS X AWARD 2017 awarded for High Quality Design Functionality

- 3 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Светодиодный индикатор работы
- Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- Макс. 1400 Вт (результат: 2000 Вт)
- 220–240 В
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Диффузор для создания объема
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591328
- № арт.: 591.32



**HC 80**

**Фен**

- Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации для индивидуальной укладки и блеска волос
- Профессиональный мотор переменного тока гарантирует максимальную мощность и долговечность
- Protection Function — защита волос и сохранение сияющего цвета
- Мощность 2200 Вт



- 2200 watts
- 2 attachments
- protection function
- ion technology
- soft touch surface
- reddot award 2016 winner

- 3 уровня нагрева
- 2 уровня мощности вентилятора
- Фиксируемый режим подачи холодного воздуха для закрепления укладки
- Автоматическая защита от перегрева
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- Макс. 2200 Вт
- 220–240 В
- Съёмный фильтр безопасности для легкой очистки
- Узкая профессиональная насадка
- Диффузор для создания объема
- Мотор переменного тока
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591151
- № арт.: 591.15





**Выпрямитель для волос беспроводной**

- Работает от аккумулятора, беспроводной — идеальный вариант для поездок
- Нагревательные пластины с керамическим и турмалиновым покрытием для защиты волос



- Три разных температурных режима (160, 180, 200 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос.
- Простое управление: всего одна кнопка
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- Светодиодный температурный индикатор
- Индикатор готовности к работе
- Беспроводная работа в течение 30 мин
- Время подзарядки: 2 часа
- Индикация уровня заряда
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки
- Автоматическое отключение через 30 мин
- В комплекте зарядный кабель mini-USB
- В комплекте жаростойкий защитный колпак
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125593315
- № арт.: 593.31



**Выпрямитель для волос**

- Многоступенчатый контроль температуры со светодиодным индикатором
- Керамическое покрытие с турмалином для особенно бережного выпрямления волос





- Различные температурные режимы (120–220 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос
- Светодиодный температурный индикатор
- Автоматическое отключение в целях безопасности
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 40 Вт
- 110–240 В
- Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591113
- № арт.: 591.11



**Выпрямитель для волос**

- Triple Ionic Function — трехуровневая технология ионизации для индивидуальной укладки и блеска волос
- Титановое покрытие для защиты волос
- Светодиодный дисплей Magic — появляется только во время работы
- Protection Function — защита волос и сохранение сияющего цвета




- Различные температурные режимы (120–220 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос
- Функция памяти сохраняет настройки температуры
- Подпружиненные нагревательные пластины более удобны и не дергают волосы
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- Светодиодный дисплей
- Автоматическое отключение в целях безопасности
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 45 Вт
- 220–240 В
- Блокировка пластин для удобного хранения и транспортировки
- Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры
- Сумка из термостойкого материала для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591007
- № арт.: 591.00



**Расческа для выпрямления волос**

- Волосы выпрямляются мгновенно — стоит только провести щеткой
- Керамическое покрытие для защиты волос
- Встроенная функция ионизации для мягких и блестящих волос
- Мощность 45 Вт



- Различные температурные режимы (120–200 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- Светодиодный дисплей
- Автоматическое отключение в целях безопасности
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 45 Вт
- 100–240 В
- Блокировка кнопки для фиксации установленной температуры
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591106
- № арт.: 591.10



**Щетка для волос с функцией ионизации**

- Подключаемая функция ионизации придает волосам шелковистость и блеск
- Мягко и легко распушивает волосы
- Цвета на выбор: медь/Blue/Orange/Purple



- Подключаемая функция ионизации
- Индикатор режима работы
- Питание от батареи
- 2 батарейки AAA в комплекте
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: медный: 4211125591076
- № арт.: медный: 591.07




- Информация об изделии см. в левом столбце
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: синий: 4211125591052
- № арт.: синий: 591.05
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: оранжевый: 4211125591069
- № арт.: оранжевый: 591.06
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: -
- № EAN: Purple: 4211125591045
- № арт.: Purple: 591.04



**Фен-щетка**

- 3 в 1 для мягких и упругих, объемных и пышных волос
- Керамическое покрытие для защиты волос
- Мощность 1000 Вт
- Встроенная функция ионизации



- 3 сменные насадки:
- круглая щетка<sup>1)</sup>: мягкие, эластичные волны;
- термощетка<sup>1)</sup>: пышный объем;
- насадка для стайлинга: легкая сушка.
- 2 уровня нагрева и мощности вентилятора
- Регулируемый и фиксируемый режим холодного воздуха для закрепления укладки
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 1000 Вт
- 220–240 В
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591168
- № арт.: 591.16



**Щипцы для завивки волос**

- Профессиональные щипцы для завивки волос с коническим нагревательным элементом (ø 13–25 мм) для укладки мягких, блестящих локонов
- Керамическое покрытие с кератином для защиты волос
- Термостойкая перчатка в комплекте



- Постоянная температура 200 °C
- Керамическое покрытие с кератином делает волосы мягкими и упругими
- Автоматическое отключение через 30 минут
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 36–39 Вт
- 100–240 В
- Диаметр нагревательного элемента 13–25 мм
- Термостойкая перчатка в комплекте
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591014
- № арт.: 591.01




**Щипцы для завивки волос**

- Объемные, классические или мягкие локоны и волны одним движением
- Технология Simple Curl
- Многоступенчатый контроль температуры с ЖК-индикатором
- Керамическое покрытие с турмалином обеспечивает особенно бережную укладку



- Различные температурные режимы (100–200 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос
- Автоматическое отключение в целях безопасности
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- ЖК-индикатор температуры
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 35–40 Вт
- 100–240 В
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591304
- № арт.: 591.30



**Щипцы для завивки волос**

- Профессиональные щипцы для завивки волос с коническим нагревательным элементом (ø 25–38 мм) для укладки мягких, блестящих локонов
- Керамическое покрытие с кератином для защиты волос
- Термостойкая перчатка в комплекте



- Различные температурные режимы (120–200 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос
- Керамическое покрытие с кератином для защиты волос
- Автоматическое отключение через 30 минут
- Благодаря очень быстрому нагреванию мгновенная готовность к применению
- Блокировка кнопки для фиксированной настройки температуры
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 60–70 Вт
- 100–240 В
- Конический нагревательный элемент диаметром 25–38 мм создает мягкие локоны
- Термостойкая перчатка в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125593322
- № арт.: 593.32




**Мультистайлер для волос**

- 7 в 1 — многофункциональность для любой укладки
- Керамическое покрытие для защиты волос
- 7 съемных насадок




- 7 сменных насадок:
- выпрямляющий утюжок<sup>1)</sup>: гладкие, ухоженные волосы;
- щипцы-гофре<sup>1)</sup>: гофрированные волны;
- щетка для мягких волн;
- спиральная насадка: для спиральных локонов;
- большие щипцы для крупных объемных локонов;
- малые щипцы для мягких локонов;
- плоские щипцы для гофрированных локонов.
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- 25 Вт
- 220–240 В
- Система Easy-Lock для легкой смены насадок
- Эргономичная ручка
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591175
- № арт.: 591.17



**Вращающаяся фен-щетка**

- Автоматическое вращение для легкой укладки за считанные секунды
- Для объемных и мягких волнистых прядей
- Керамическое покрытие для защиты волос
- Мощность 1000 Вт
- Встроенная функция ионизации



- 2 сменных насадок:
- термощетка<sup>1)</sup>: пышный объем;
- щетка для завивки<sup>1)</sup>: мягкие, эластичные локоны и волны
- 2 уровня нагрева и мощности вентилятора
- Режим подачи холодного воздуха для фиксации укладки
- Шарнирное соединение с поворотом на 360° для удобства применения — провод не перекручивается
- Кольцо для подвешивания — для удобного хранения
- Макс. 1000 Вт
- 220–240 В
- Мягкая поверхность Soft-Touch
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125591199
- № арт.: 591.19



# BARBERS CORNER


## beurer

### ТЕЛО И БОРОДА

Стильный парикмахерский набор для дома.

Профессиональные продукты **Beurer BarbersCorner** избавят от необходимости посещать барбершоп. В новой линейке продукции найдется все необходимое для создания эффектного образа. Профессиональный набор для самостоятельного ухода за бородой и телом. Удобный для применения в домашних условиях.

Оптимальная регулировка контура



**Модная тенденция: бакенбарды**

Комплект: стайлер 2 в 1 для стрижки бороды и бакенбардов




**HR 8000 Роторная бритва**

· Система прецизионных лезвий с тремя подпружиненными режущими головками с двойным кольцом



Три подпружиненных режущих головки с двойным кольцом



**Светодиодный дисплей**  
Индикация заряда аккумуляторной батареи, блокировки, зарядки, а также указаний по техобслуживанию

+ Выдвижной триммер для контурной обработки



Всегда готовы к применению.

Все аккумуляторные продукты ассортимента BarbersCorner в случае разряда батареи можно подключить в сеть и продолжать использовать.



**HR 7000 Сетчатая бритва**


· Высококачественная тройная система стрижки с выдвижным фасонным триммером



**Состригает даже самые тонкие волоски**

Выдвижной точный фасонный триммер

Тройная система срезания



**Абсолютная водонепроницаемость**

Приборы HR 8000, HR 7000, HR 6000 и HR 5000 водонепроницаемы в соответствии со стандартом IPX6.

Многофункциональный прибор для лица и тела

Триммер для тела HR 6000 — идеальный универсальный прибор для удаления волос с ног до головы, с 13 вариантами длины среза для тела и лица.

Высокоэффективная поворотная насадка



HR 6000 Триммер для тела

- Гибкое двустороннее лезвие из нержавеющей стали для максимального комфорта
- Регулируемая по длине поворотная насадка с 13 вариантами длины среза для тела и лица

Профессиональная стрижка волос на дому

Регулируемая длина среза и пятиступенчатая настройка

Встроенная функция прореживания и принадлежности.



STAINLESS  
STEEL  
BLADE

Запасные лезвия не требуются

Самозатачивающиеся лезвия

Абсолютно не раздражает кожу.

Высококачественное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием.

TITANIUM  
BLADE

HR 5000 Машинка для стрижки волос

- Профессиональный набор для стрижки волос
- 11 вариантов длины среза благодаря двум насадкам-гребням с регулируемой длиной



Точные инструменты для ухода за бородой.

С помощью насадок триммера для бороды HR 4000 Вы сможете привести бороду в порядок быстро и профессионально.

TITANIUM  
BLADE

Совершенство барбер-стайлинга

Абсолютно не раздражает кожу: лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием

HR 4000 Триммер для бороды

- Аккуратный стайлинг бороды благодаря различным настройкам длины и дополнительной фасонной насадке с тонким титановым контурным лезвием



Мастерская стрижка бровей, а также подрезание волос в носу и ушах.

Вертикальное лезвие из нержавеющей стали

STAINLESS  
STEEL  
BLADE

Аккуратно как в салоне

Стрижка вплоть до мельчайших волосков



HR 2000 Триммер для точечного удаления волос

- Высококачественное вертикальное лезвие из нержавеющей стали, абсолютно не раздражает кожу
- С дополнительной насадкой-гребнем для двух вариантов длины среза (3/6 мм)
- Работа от батареек





НОВИНКА  
05/2020  
★

**Триммер для точечного удаления волос**

- Коррекция бровей и срезание волосков в носу и ушах
- Высококачественное вертикальное лезвие из нержавеющей стали абсолютно не раздражает кожу





- Защита от брызг (IPX4)
- Дополнительная насадка-гребень, 3/6 мм
- Питание от батареи
- В комплекте 1 батарейка AA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125580001
- № арт.: 580.00



НОВИНКА  
05/2020  
★

**Триммер для бороды**

- Аккуратный стайлинг бороды благодаря различным настройкам длины и дополнительной фасонной насадке с тонким титановым контурным лезвием
- Высококачественное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием не раздражает кожу




- Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокировки, зарядки, а также указанием по смазке
- Съемная насадка, которую можно мыть под проточной водой
- Защита от брызг (IPX4)
- Встроенная функция быстрой зарядки
- Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья; зарядка 60 минут
- Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети<sup>1)</sup>
- 10 вариантов длины среза благодаря двум насадкам-гребням с регулируемой длиной: 1–12 мм и 15–27 мм
- 1 фасонная насадка с узким контурным лезвием
- Дополнительная насадка-гребень 1/3/5 мм
- В комплекте кисточка для очистки и масло
- В комплекте практичная сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125580018
- № арт.: 580.01



НОВИНКА  
05/2020  
★

**Машинка для стрижки волос**

- Профессиональная стрижка волос на дому благодаря регулируемой длине среза и 5-ступенчатой настройке
- Высококачественное лезвие из нержавеющей стали с титановым покрытием не раздражает кожу





- Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокировки, зарядки, а также указанием по смазке
- Съемная насадка, которую можно мыть под проточной водой
- Прибор водонепроницаемый (IPX6)
- Встроенная функция быстрой зарядки
- Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья; зарядка 60 минут
- Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети<sup>1)</sup>
- 11 вариантов длины среза благодаря двум насадкам-гребням с регулируемой длиной: 3–15 мм и 18–33 мм
- 5-ступенчатая настройка лезвий: 0,5 мм/1,0 мм/1,5 мм/2,0 мм/2,5 мм
- Встроенная функция прореживания
- В комплекте кисточка для очистки, ножницы, гребень и масло
- В комплекте станция подзарядки и хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125580032
- № арт.: 580.03



НОВИНКА  
05/2020  
★

**Триммер для тела**

- Гибкое двустороннее лезвие из нержавеющей стали для максимального комфорта
- Регулируемая по длине поворотная насадка с 13 вариантами длины среза для тела и лица




- Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокировки, зарядки, а также указанием по уходу
- Съемное лезвие, которое можно мыть под проточной водой
- Прибор водонепроницаемый (IPX6)
- Встроенная функция быстрой зарядки
- Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья; зарядка 60 минут
- Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети<sup>1)</sup>
- Поворотная насадка: 13 настроек длины
- Защитный колпачок в комплекте
- В комплект входит кисточка для очистки
- В комплекте практичная сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125580056
- № арт.: 580.05



НОВИНКА  
03/2020  
★

**Сетчатая бритва**

- Высококачественная тройная система среза
- Выдвижной фасонный триммер
- Боковые поверхности Soft Touch, за которые удобно держать бритву
- Защитный колпачок можно использовать в качестве насадки для стрижки «трехдневная щетина»





- Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокировки, зарядки, а также указанием по уходу
- Съемный блок режущей головки, который можно мыть под проточной водой
- Прибор водонепроницаемый (IPX6)
- Встроенная функция быстрой зарядки
- Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья; зарядка 90 минут
- Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети<sup>1)</sup>
- Защитный колпачок в комплекте
- В комплект входит кисточка для очистки
- В комплекте практичная сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125580070
- № арт.: 580.07



НОВИНКА  
03/2020  
★

**Роторная бритва**

- Система прецизионных лезвий с тремя подпружиненными режущими головками с двойным кольцом
- В комплекте дополнительный стайлер 2 в 1 для стрижки бороды и бакенбардов
- Встроенный выдвижной триммер для контурной обработки



- Светодиодный дисплей с индикаторами аккумулятора, блокировки, зарядки, а также указанием по уходу
- Съемный блок режущей головки, который можно мыть под проточной водой
- Прибор водонепроницаемый (IPX6)
- Встроенная функция быстрой зарядки
- Мощный литиевый аккумулятор рассчитан на 60 минут бритья; зарядка 90 минут
- Бритье возможно как от аккумулятора, так и от сети<sup>1)</sup>
- В комплекте дополнительный стайлер 2 в 1 для стрижки бороды и бакенбардов
- Встроенный выдвижной триммер для контурной обработки
- Защитный колпачок в комплекте
- В комплект входит кисточка для очистки
- В комплекте практичная сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125580094
- № арт.: 580.09

Товары для детей

ПРИВЕТ, ЭТО Я!

Расти под защитой

В ассортименте продукции BabyCare имеется все необходимое для того, чтобы Ваш ребенок мог познавать мир здоровым и бодрым. Ребенок всегда будет под контролем с радио-няней Beurer.



Больше комфорта

Режим сна: настраиваемое отключение дисплея



Больше возможностей

Время работы 8 часов

Больше свободы

Диапазон действия до 300 м

Больше уверенности

Наблюдение в темноте благодаря инфракрасной функции ночного видения

Чувство безопасности  
днем и ночью



BY 110 Видеоняня

- Очень большой цветной ЖК-дисплей 2,8"
- 4 нежные колыбельные для спокойного сна ребенка
- Энергоэффективность и низкий уровень излучения благодаря режиму ECO+

Эффективная и бережная  
очистка носовой полости.



Назальный аспиратор помогает младенцам и маленьким детям дышать, спать и кушать. Особенно полезен в период простудных заболеваний.



Легко и просто

Простое управление одной кнопкой.



Гигиена — что может быть проще

Съемные элементы упрощают очистку назального аспиратора



NA 20 Назальный аспиратор

- Удаление жидкого и твердого отделяемого из носа
- В комплекте две мягких, дезинфицируемых силиконовых насадки (широкая для твердого, узкая для жидкого отделяемого из носа)
- Эргономичный дизайн — аспиратор идеально ложится в руку
- Контролируемая мощность всасывания (макс. 66 кПа)
- Низкий уровень шума
- Медицинское изделие



Новые ингаляторы Kids для младенцев и маленьких детей

Ингаляторы Kids, основанные на компрессорной технологии, созданы специально для детей и оснащены высококачественными принадлежностями. Веселая съемная фигурка жирафа отвлечет внимание ребенка. Подходят для лечения верхних и нижних дыхательных путей при простуде, астме и других заболеваниях дыхательных путей.



- ♡ С 1-го месяца жизни
- ♡ Эффективность и мягкость
- ♡ Легко использовать

IH 58 Kids Ингалятор

- Распыление жидких медикаментов с использованием компрессорной технологии
- Производительность распыления: ок. 0,25 мл/мин



IH 26 Kids Ингалятор

- Распыление жидких медикаментов с использованием компрессорной технологии
- Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин



Ингаляторы Kids в сравнении

	Ингалятор IH 58 Kids	Ингалятор IH 26 Kids
Медицинское изделие	✓	✓
Принадлежности для младенцев и детей	✓	✓
Технология	Мотор DC (постоянного тока)	Мотор AC (переменного тока)
Работа от сети	✓ (Блок питания USB)	✓
Производительность распыления ок.	0,25 мл/мин	0,3 мл/мин
Размер частиц (MMAD)	4,12 мкм	3,07 мкм
Рабочее давление	0,25–0,5 бар	0,8–1,45 бар
Низкий уровень шума	✓	-





- Радионяня**
- Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
  - Цветной светодиодный индикатор



Адаптер переменного тока, проверенный по нормам сертификата безопасности GS



- Односторонняя коммуникация
- Немедленная готовность к работе
- 120 каналов
- Цифровая передача
- Визуальный контроль уровня шума
- Радиус действия до 300 м
- Контроль радиуса действия с акустическим сигналом
- 5 уровней звука
- Частота передачи: 1881,792–1897,344 МГц
- Мощность передатчика: 19 дБм
- Аккумулятор Ni-MH для родительского блока и 2 блока питания
- Сигнал о необходимости смены батареек
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125952600
- № арт.: 952.60



- Радионяня**
- Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
  - Эмоции ребенка на Вашем дисплее: изображение спящего, бодрствующего или кричащего ребенка
  - Изображение меняется в зависимости от ситуации



Адаптер переменного тока, проверенный по нормам сертификата безопасности GS



- ЖК-дисплей с голубой подсветкой 26 × 16 мм
- Односторонняя коммуникация
- Автом. затемнение дисплея, если все спокойно (режим экономии энергии)
- 16 контрольных сигналов тональной частоты
- 2 канала передачи практически без помех
- Аналоговая передача
- Визуальный контроль уровня шума
- Увеличенный радиус действия до 800 м
- Контроль радиуса действия: акуст. и визуал. сигнал
- Плавная регулировка чувствительности
- Плавная регулировка громкости
- Практичный поясной зажим и настенная подвеска
- Частота передачи: 864,875–864,925 МГц
- Мощность передатчика: < 9,6 дБм
- Аккумулятор Ni-MH для родительского блока и 2 блока питания
- Индикация выбранного канала
- Индикатор состояния батареек
- Индикация выбранного канала
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 6, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125952082
- № арт.: 952.08



- Видеоняня**
- Полный контроль благодаря Wi-Fi-камере и смартфону, планшету или компьютеру и т. д.
  - Неограниченное использование дома и в дороге
  - Возможность длительного использования в качестве системы слежения за помещением
  - Автоматическое видеонаблюдение даже в темноте благодаря инфракрасной функции ночного видения

Адаптер переменного тока, проверенный по нормам сертификата безопасности GS



- Передача изображения на другие оконечные устройства
- Функция двусторонней связи
- Система оповещения о шуме, движении и изменении температуры
- Автоматические предупредительные сообщения на смартфоне
- Цифровой зум
- 5 колыбельных
- Доступ к прибору через различные конечные устройства
- Для использования необходим Wi-Fi-роутер
- Возможно фотографирование и запись видео в ручном режиме (с сохранением в локальном запоминающем устройстве)
- Неограниченный радиус действия (использование интернета)
- Практичная настенная подвеска для камеры
- Поворотная камера с ручным режимом управления
- Частота передачи: 2,4–2,483 ГГц
- Мощность передатчика: 18 дБм
- Блок питания
- Совместимость: макс. 4 камеры
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение Beurer CareCam Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125952648
- № арт.: 952.64



- Видеоняня**
- Большой цветной ЖК-дисплей 2,8 дюйма
  - Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
  - Автоматическое видеонаблюдение даже в темноте благодаря инфракрасной функции ночного видения
  - Нежные колыбельные + функция двусторонней связи
  - Время работы до 8 часов


Адаптер переменного тока, проверенный по нормам сертификата безопасности GS



- Цветной ЖК-дисплей с диагональю 2,8 дюйма (родительский блок)
- Функция двусторонней связи
- Система оповещения о шуме, движении и изменении температуры
- Режим сна: настройка отключения дисплея через 2/5/10 мин
- Цифровой зум
- 4 колыбельных с возможностью выбора на родительском блоке
- 21 канал
- Цифровая передача
- Функция таймера: 2/3/4/5 ч
- Радиус действия до 300 м
- Контроль радиуса действия с акустическим сигналом
- Настройка громкости
- Возможность настройки яркости дисплея
- Практичная настенная подвеска для камеры
- Поворотная камера с ручным режимом управления
- Литий-ионная аккумуляторная батарея в родительском блоке и два блока питания
- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Совместимость: макс. 4 камеры
- Индикатор температуры
- Сигнал о необходимости смены батареек (родительский блок).
- Мощность передатчика: < 14 дБм
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125952617
- № арт.: 952.61



- Отдельная камера видеоняни**
- Дополнительная камера к видеоняне BY 110
  - К видеоняне BY 110 можно добавить до 4 камер
  - Режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения
  - Автоматическое видеонаблюдение даже в темноте благодаря инфракрасной функции ночного видения
  - Нежные колыбельные + функция двусторонней связи



- Функция двусторонней связи
- Система оповещения о шуме, движении и изменении температуры
- 4 колыбельных с возможностью выбора на родительском блоке
- Радиус действия до 300 м
- Практичная настенная подвеска для камеры
- Поворотная камера с ручным режимом управления
- Блок питания в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125952631
- № арт.: 952.63

Информация об изделии BY 100



**ECOMode+**

Энергоэффективная передача с низким уровнем излучения

Все радионяни Beurer оснащены настраиваемым режимом ECO+. Вы можете минимизировать радиоизлучение между родительским блоком и блоком ребенка путем активации режима автоматического отключения в заданное время. Режим ECO+ обеспечивает самый высокий уровень безопасности и качества.



**BY 15**

- Ручной молокоотсос**
- Приятное и аккуратное отсасывание с двумя уровнями интенсивности
  - Легок и прост в обращении
  - Для отсасывания при необходимости или во время поездки
  - Флакон со средством для уменьшения коликов и дискомфорта у грудных детей



- Компактный дизайн для удобного использования
- В комплекте одна бутылочка, насадка для ручного молокоотсоса, подходящая навинчивающаяся крышка для бутылочки, держатель для бутылочки, силиконовая соска естественной формы для легкого кормления и крышка
- Силиконовая подушечка (нормальный размер) с приятной, мягкой поверхностью
- Флакон со средством для уменьшения коликов и дискомфорта у грудных детей
- Адаптер для бутылочек Avent и NUK
- Принадлежности можно дезинфицировать
- Медицинское изделие
- Автоматическое отключение через 30 мин
- Вакуумная технология
- Работа от блока питания или батареек
- Индикатор состояния батареек
- 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125953041
- № арт.: 953.04



**BY 40**

- Молокоотсос**
- Симуляция естественного процесса кормления
  - Максимальный комфорт благодаря 10 уровням стимуляции и 10 уровням откачивания
  - Функция памяти для оптимального индивидуального режима
  - Удобный дисплей с подсветкой
  - Легкая сборка компонентов при использовании
  - С индикатором продолжительности использования



- Компактный дизайн для удобного использования
- С бутылочкой и подходящей навинчивающейся крышкой для бутылочки
- Силиконовая подушечка (нормальный размер) с приятной, мягкой поверхностью
- Адаптер для бутылочек Avent и NUK
- Нескользящие, износостойкие резиновые ножки для надежной устойчивости
- Принадлежности можно дезинфицировать
- Медицинское изделие
- Автоматическое отключение через 30 мин
- Вакуумная технология
- Работа от блока питания или батареек
- Индикатор состояния батареек
- 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125953065
- № арт.: 953.06



**BY 60**

- Молокоотсос**
- Симуляция естественного процесса кормления
  - Максимальный комфорт благодаря 10 уровням стимуляции и 10 уровням откачивания
  - Функция памяти для оптимального индивидуального режима
  - Удобный дисплей с подсветкой
  - Легкая сборка компонентов при использовании
  - С различными принадлежностями
  - Практичная сумка для хранения



- Две бутылочки, подходящие навинчивающиеся крышки для бутылочек, держатель для бутылочки, силиконовая соска естественной формы для легкого кормления с крышкой
- С ручным насосом для использования дома или в дороге
- Силиконовая подушечка (нормальный + маленький размер) с приятной, мягкой поверхностью
- Флакон со средством для уменьшения коликов и дискомфорта у грудных детей
- Адаптер для бутылочек Avent и NUK
- Нескользящие, износостойкие резиновые ножки для надежной устойчивости
- Принадлежности можно дезинфицировать
- Медицинское изделие
- Автоматическое отключение через 30 мин
- Удобное хранение в практичной сумке для использования дома и в дороге
- Вакуумная технология
- Работа от блока питания или батареек
- Индикатор состояния батареек
- 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125953072
- № арт.: 953.07



**BY 70 Dual**

- Электрический двойной молокоотсос**
- Двойное отсасывание позволяет получить больше молока за более короткий промежуток времени
  - Симуляция естественного процесса кормления
  - Максимальный комфорт благодаря 10 уровням стимуляции и 10 уровням откачивания
  - Функция памяти для оптимального индивидуального режима
  - Удобный дисплей с подсветкой
  - Легкая сборка компонентов при использовании
  - С различными принадлежностями



- Две бутылочки, подходящие навинчивающиеся крышки для бутылочек, два держателя для бутылочек, а также силиконовая соска естественной формы для легкого кормления с крышкой
- Подходит для отсасывания как с одной стороны, так и с обеих сторон
- С ручным насосом для использования дома или в дороге
- Силиконовая подушечка (нормальный размер) с приятной, мягкой поверхностью
- Флакон со средством для уменьшения коликов и дискомфорта у грудных детей
- Адаптер для бутылочек Avent и NUK
- Нескользящие, износостойкие резиновые ножки для надежной устойчивости
- Принадлежности можно дезинфицировать
- Медицинское изделие
- Автоматическое отключение через 30 мин
- Удобное хранение в практичной сумке для использования дома и в дороге
- Вакуумная технология
- Работа от блока питания или батареек
- Индикатор состояния батареек
- 4 батарейки AA 1,5 В и блок питания в комплекте
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125953096
- № арт.: 953.09



**BY 40/BY 60/BY 70 Бутылочка и насосная насадка**

- Комплект принадлежностей для молокоотсосов**
- Для использования с BY 40, BY 60 и BY 70 Dual
  - Бутылочка и насосная насадка (с силиконовой мембраной, силиконовым клапаном и силиконовым шлангом)
  - Силиконовая подушечка с приятной, мягкой поверхностью
  - Навинчивающаяся крышка для бутылочки
  - Уп. ед.: 6, картонная коробка: 4 x 6
  - № EAN: 4211125953157
  - № арт.: 953.15



**BY 52**

- Подогреватель бутылочек для детского питания**
- 2 в 1: нагрев и поддержание температуры детского питания
  - Цифровой индикатор температуры



- Со светодиодным дисплеем
- Щадящее равномерное нагревание детского питания
- Подъемник позволяет легко извлекать стаканчики
- Подходит для всех стандартных бутылочек и стаканчиков
- Принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
- С крышкой
- Визуальный сигнал и контрольная лампа
- 80 Вт
- Автоматическое отключение
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125954024
- № арт.: 954.02



**BY 76**

- Цифровой стерилизатор бутылочек для детского питания**
- Устранение всех вредных бытовых бактерий
  - Цифровой индикатор для просмотра оставшегося времени стерилизации




- Со светодиодным дисплеем
- Дезинфицирует до 6 бутылочек с принадлежностями за 7 мин
- 3 часа стерильности при закрытой крышке
- Стерилизация без химических добавок
- Принадлежности можно мыть в посудомоечной машине
- Щипцы, съемная решетка для бутылочек и мерный стаканчик
- Оптический и акустический сигнал
- Функция намотки кабеля
- 500 Вт
- Автоматическое отключение
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125953089
- № арт.: 953.08



**BY 11 Dog/Frog/Monkey**

- Экспресс-термометр**
- Очень гибкий измерительный наконечник
  - Проверенная временем надежность



- Продолжительность измерения ок. 10 с
- Контактное измерение
- Оповещение при повышенной температуре: предупредительный сигнал, начиная с температуры 37,8 °C
- Индикация в °C и °F
- Водонепроницаемый наконечник и дисплей
- Не содержит ртути, без стекла
- Возможность дезинфекции
- Точность измерения: ±0,1 °C: 35,5–42,0 °C (±0,2 °F: 95,9–107,6 °F) ±0,2 °C: 32,0–35,4 °C; 42,1–42,9 °C (±0,3 °F: 89,6–95,7 °F; 107,8–109,2 °F)
- 1 ячейка памяти
- Автоматическое отключение
- Звуковой сигнал по окончании измерения
- Медицинское изделие
- С защитным колпачком
- В комплекте 1 батарейка LR41 1,5 В
- Демонстрационная коробка в комплекте
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 20, картонная коробка: 10 x 20
- № EAN: Monkey: 4211125950040 № арт.: Monkey: 950.04
- № EAN: Frog: 4211125950057 № арт.: Frog: 950.05
- № EAN: Dog: 4211125950064 № арт.: Dog: 950.06



**BY 80**

- Весы для младенцев**
- Управляемая автоматически и вручную функция удерживания для фиксирования веса беспокойного младенца



- Большой ЖК-дисплей (высота цифр 23 мм)
- Изогнутая платформа
- Функция удерживания
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Максимальный вес: 20 кг
- Цена деления: 5 г
- Переключение единиц измерения: кг/фунты/унции
- Простота очистки
- Нескользящие, износостойкие резиновые ножки
- Автоматическое отключение
- В комплекте 2 батарейки AA 1,5 В
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125956059
- № арт.: 956.05




**BY 90 Bluetooth®**

- Весы для младенцев**
- Оптимальный контроль веса ребенка через приложение beurer BabyCare
  - Передача данных между смартфоном и весами по Bluetooth®
  - Управляемая автоматически и вручную функция удерживания для фиксирования веса беспокойного младенца



- Большой ЖК-дисплей (высота цифр 23 мм)
- Изогнутая платформа
- Функция удерживания
- Технология включения: кнопка ВКЛ.
- Максимальный вес: 20 кг
- Цена деления: 5 г
- Переключение единиц измерения: кг/фунты/унции
- Простота очистки
- Нескользящие, износостойкие резиновые ножки
- Встроенная рулетка для измерения роста ребенка (150 см)
- Ячейки памяти для результатов измерений: 10
- Автоматическое отключение
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Бесплатное приложение beurer BabyCare. Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125956066
- № арт.: 956.06



**Дополнительная информация об изделии**

С приложением beurer BabyCare развитие ребенка всегда под контролем. В приложении Вы сможете сохранить всю важную информацию. Данные взвешивания передаются с новых весов для младенцев Beurer BY 90 по Bluetooth®. Рост ребенка можно измерить встроенной в весы рулеткой. Кроме того, Вы можете вручную внести информацию о питании, времени сна, стуле, посещениях врача, а также личные записи и другие параметры. Так у Вас получится полноценный дневник развития ребенка.

**Bluetooth®**

works with **beurer BabyCare**

- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 421112591687
- № арт.: 591.68



**HT 15**

- Гребень для вычесывания вшей**
- Простое расчесывание очищает кожу головы от взрослых вшей и гнид
  - Без применения химических средств



- При соприкосновении со вшами или гнидами акустический сигнал меняется
- В комплекте кисточка для чистки и защитный колпачок
- Медицинское изделие
- Подходит для собак и кошек
- В комплекте 1 батарейка LR06 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
- № EAN: 421112591687
- № арт.: 591.68





НОВИНКА в наличии

NA 20

- Насальный аспиратор**
- Эффективная и бережная прочистка носовой полости
  - Съемные элементы упрощают очистку назального аспиратора
  - Простое управление одной кнопкой




- Контролируемая мощность всасывания (макс. 66 кПа)
- Возможность дезинфекции
- Звуковое давление: < 75 дБ
- В комплекте 2 батарейки LR6 1,5 В
- В комплекте 1 широкая силиконовая насадка для удаления твердого отделяемого из носа
- В комплекте 1 узкая силиконовая насадка для удаления жидкого отделяемого из носа
- Медицинское изделие
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 8
- № EAN: 4211125601386
- № арт.: 601.38



НОВИНКА в наличии

NA 20 Головка аспиратора

- Головка**
- Головка с клапаном, резиновым уплотнением, емкостью для отделяемого из носа и силиконовыми насадками (1 широкая, 1 узкая)
  - Для использования с NA 20
  - Головка с клапаном, резиновым уплотнением
  - Емкость для отделяемого из носа и силиконовые наконечники
- В комплекте 1 широкая силиконовая насадка для удаления твердого отделяемого из носа
- В комплекте 1 узкая силиконовая насадка для удаления жидкого отделяемого из носа
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4
  - № EAN: 4056461641036
  - № арт.: 164 103



НОВИНКА в наличии

NA 20 Силиконовые наконечники

- Силиконовые наконечники**
- В комплекте 6 мягких силиконовых насадок (3 широкие, 3 узкие)
  - Для использования с NA 20
  - Емкость для отделяемого из носа и силиконовые наконечники
- В комплекте 3 широкая силиконовая насадка для удаления твердого отделяемого из носа
- В комплекте 3 узкая силиконовая насадка для удаления жидкого отделяемого из носа
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 8
  - № EAN: 4056461641043
  - № арт.: 164 104



НОВИНКА 02/2020

Ингалятор IH 26 Kids

- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
  - В комплект входят игровые принадлежности для младенцев и детей



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Очень простое управление
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,8–1,45 бар
- Большой набор принадлежностей для детей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,3 мл/мин
- Медицинское изделие
- Работа от сети
- Принадлежности для детей № арт. 601.19
- Принадлежности № арт. 601.28
- Назальный душ № арт. 601.37
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 2 x 2
- № EAN: 4211125601188
- № арт.: 601.18



НОВИНКА 02/2020

IH 26 Kids Принадлежности

- Оглавление**
- 1 мундштук
  - 1 маска для детей
  - 1 маска для младенцев
  - 1 угловой наконечник
  - 1 распылитель
  - 1 трубка-удлинитель
  - 10 фильтров
- Применять только с IH 26 Kids/IH 26
  - Медицинское изделие
  - Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12
  - № EAN: 4211125601195
  - № арт.: 601.19



НОВИНКА 02/2020

IH 21/26 Принадлежности

- Оглавление**
- 1 мундштук
  - 1 насадка для носа
  - 1 маска для взрослых
  - 1 маска для детей
  - 1 распылитель
  - 1 трубка-удлинитель
  - 10 фильтров
- Применять только с IH 21/26/26 Kids
  - Медицинское изделие
  - Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12
  - № EAN: 4211125601287
  - № арт.: 601.28



НОВИНКА 02/2020

Ингалятор IH 58 Kids

- Ингалятор**
- Компрессорная технология
  - Для лечения верхних и нижних дыхательных путей, простудных заболеваний, астмы, заболеваний дыхательных путей
  - В комплект входят игровые принадлежности для младенцев и детей



- Высокая доля частиц, способных проникать в легкие
- Идеальный прибор для поездок
- Очень простое управление
- Низкий уровень шума
- Короткая ингаляция
- Рабочее давление около 0,25–0,5 бар
- Большой набор принадлежностей для детей
- Сумка для хранения
- Возможность дезинфекции
- Эффективность распыления: ок. 0,25 мл/мин
- Медицинское изделие
- В комплекте сетевой адаптер с кабелем Micro-USB
- Принадлежности для детей № арт. 602.18
- Принадлежности № арт. 602.15
- Маска для младенцев № арт. 601.31
- Гарантия 5 лет
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 4 x 3
- № EAN: 4211125602178
- № арт.: 602.17



НОВИНКА 02/2020

IH 58 Kids Принадлежности

- Оглавление**
- 1 мундштук
  - 1 маска для детей
  - 1 маска для младенцев
  - 1 угловой наконечник
  - 1 распылитель
  - 1 трубка-удлинитель
  - 10 фильтров
- Применять только с IH 58 Kids/IH 58
  - Медицинское изделие
  - Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12
  - № EAN: 4211125602185
  - № арт.: 602.18



НОВИНКА 02/2020

IH 58 Принадлежности

- Оглавление**
- 1 мундштук
  - 1 насадка для носа
  - 1 маска для взрослых
  - 1 маска для детей
  - 1 распылитель
  - 1 трубка-удлинитель
  - 10 фильтров
- Применять только с IH 58/IH 58 Kids
  - Медицинское изделие
  - Уп. ед.: 12, картонная коробка: 4 x 12
  - № EAN: 4211125602154
  - № арт.: 602.15

Спорт и активный образ жизни

ЧУВСТВО ТЕЛА

### Измерение пульса на запястье: важен каждый шаг

Для начинающих, активных спортсменов и профессионалов Beurer предлагает ассортимент избранной продукции, которая помогает заниматься спортом и вести активный образ жизни. Датчик активности AS 99 сопровождает Вас в течение дня и стильно смотрится на запястье. Жизнь в движении дарит удовольствие и поддерживает здоровье.

**Оптический датчик**  
Расположен на внутренней стороне ремешка и позволяет измерять пульс без нагрудного ремня.



Измерение пульса




Цветной сенсорный экран




Оповещение



Шагомер




Отслеживание сна



### AS 99 Pulse Bluetooth® Датчик активности

- Измерение пульса на запястье при помощи оптического датчика
- Отслеживание сна — анализ сна
- Bluetooth® для переноса данных на Ваш смартфон



**AS 80 Bluetooth®**



Bluetooth

works with




- Датчик активности**
- Уровень активности — важен каждый шаг
  - Отслеживание сна — анализ сна
  - Bluetooth® для переноса данных на Ваш смартфон



- Запись данных об активности и сне и передача этих данных на смартфон
- Отслеживание активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, сжигание жира, продолжительность активности и достижение дневной нормы подвижности
- Отслеживание сна: регистрирует двигательную активность во время сна и продолжительность сна
- Индикация времени и заряда аккумулятора
- Емкость памяти на 30 дней/7 ночей
- Удобное ношение
- Будильник: вибросигнал
- Органический светодиодный дисплей XL
- Литий-ионный аккумулятор
- Защита от брызг
- Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 80 и кабель для зарядки
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>1)</sup> beurer HealthManager или beurer BodyShape
- Гарантия 3 года

Ул. ед.: 2, картонная коробка: 6 x 4  
 № EAN: 4211125676407  
 № арт.: 676.40



**AS 87 Bluetooth®**




Bluetooth

works with




- Датчик активности**
- Уровень активности — важен каждый шаг
  - Отслеживание сна — анализ сна
  - Bluetooth® для переноса данных на Ваш смартфон
  - Оповещение о вызовах, SMS и сообщениях



- Запись данных об активности и сне и передача этих данных на смартфон
- Отслеживание активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, время активности и достижение ежедневной цели движения
- Отслеживание сна: регистрирует двигательную активность во время сна и продолжительность сна
- Индикация даты, времени и заряда аккумулятора
- Емкость памяти на 15 дней/15 ночей
- Напоминание о необходимости движения
- Будильник: вибросигнал
- Встроенная функция поиска (AS 87/смартфон)
- Литий-ионный аккумулятор
- Водонепроницаемость: 3 атм
- Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 87 и кабель для зарядки
- Дистанционный спуск затвора камеры смартфона
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>1)</sup> beurer HealthManager
- Гарантия 3 года

Ул. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4  
 № EAN: 4211125676568  
 № арт.: 676.56



**AS 97 Pulse Bluetooth®**



Bluetooth

works with




- Датчик активности**
- Уровень активности — важен каждый шаг
  - Измерение пульса на запястье при помощи оптического датчика
  - Отслеживание сна — анализ сна
  - Bluetooth® для переноса данных на Ваш смартфон
  - Оповещение о вызовах, SMS и сообщениях



- Запись данных об активности и сне и передача этих данных на смартфон
- Отслеживание активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, время активности и достижение ежедневной цели движения
- Отслеживание сна: регистрирует двигательную активность во время сна и продолжительность сна
- Индикация даты, времени и заряда аккумулятора
- Емкость памяти на 15 дней/15 ночей
- Напоминание о необходимости движения/секундомер
- Отслеживание пульса в реальном времени, сторонние приложения
- Будильник: вибросигнал
- Встроенная функция поиска (AS 97/смартфон)
- Литий-ионный аккумулятор
- Водонепроницаемость: 3 атм
- Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 97 и кабель для зарядки
- Дистанционный спуск затвора камеры смартфона
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>1)</sup> beurer HealthManager
- Гарантия 3 года

Ул. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4  
 № EAN: 4211125676575  
 № арт.: 676.57



**AS 99 Pulse Bluetooth®**




Bluetooth

works with




- Датчик активности**
- Измерение пульса на запястье при помощи оптического датчика
  - Отслеживание фаз активности и сна
  - Оповещение о вызовах, SMS и сообщениях
  - Цветной сенсорный экран
  - Bluetooth® для переноса данных на Ваш смартфон



- Запись данных об активности и сне и передача этих данных на смартфон
- Отслеживание активности: количество шагов, пройденное расстояние, расход калорий, время активности и достижение ежедневной цели движения
- Отслеживание сна: регистрирует фазы сна, двигательную активность и продолжительность сна
- Индикация даты, времени и заряда аккумулятора
- Емкость памяти на 5 дней/5 ночей
- Напоминание о необходимости движения/секундомер
- Отслеживание пульса в реальном времени, сторонние приложения
- Будильник: вибросигнал
- Встроенная функция поиска (AS 99/смартфон)
- Литий-ионный аккумулятор
- Водонепроницаемость: IP 67
- Комплект поставки: браслет с датчиком активности AS 99 и кабель для зарядки + док-станция
- Дистанционный спуск затвора камеры смартфона
- Использование полного объема функций возможно только через бесплатное приложение<sup>1)</sup> beurer HealthManager
- Гарантия 3 года


Ул. ед.: 4, картонная коробка: 4 x 4  
 № EAN: 4211125676599  
 № арт.: 676.59



**Дополнительная информация об изделии AS 99**

**3 в 1**


Датчик активности, секундомер или пульсотохрограф? Лучше все сразу! Новый датчик активности AS 99 показывает данные двигательной активности и активности во время сна, а также измеряет пульс. Кроме того, он оповещает о входящих вызовах, СМС и сообщениях.



**PM 25**



Пульсотохрограф с нагрудным ремнем




- Аналоговая передача сигнала
- Измерение частоты сердечных сокращений с точностью ЭКГ
- Индивидуальная тренировочная зона и сигнализация
- Средняя и макс. частота сердечных сокращений
- Расход энергии (ккал)
- Сжигание жира (г/лунция)
- Дата, время, секундомер, будильник
- Подсветка дисплея
- Сумка для хранения
- Водонепроницаемость на глубине до 30 м (подходит для плавания<sup>2)</sup>).
- Нагрудный ремень с аналоговым выходом и эластичным ремнем в комплекте
- В комплекте 2 батарейки CR2032 3 В
- Гарантия 3 года

Ул. ед.: 4, картонная коробка: 3 x 4  
 № EAN: 4211125673055  
 № арт.: 673.05

<sup>2)</sup> Функция измерения пульса под водой не поддерживается



EMS —  
электростимуляция  
мышц



**ВКЛЮЧИТЬ**

Идеальное средство стимуляции мышц для тех, кто только знакомится с EMS

EM 22 имитирует аутогенные импульсы, которые с помощью электродов проводятся через кожу к мышечным волокнам. Эта технология оказывает эффективную поддержку при целенаправленном наращивании определенных мышц.



Идеальная форма живота, ног и рук



Идеальная трехкомпонентная система EMS для начинающих

2 накладки для мышц рук или ног

1 миостимулятор для пресса

Регулируемая интенсивность  
15 уровней

**EM 22 Muscle Booster**

- Комплект миостимуляторов EMS из трех частей
- Миостимулятор для брюшного пресса
- Миостимуляторы для рук и ног



active




# EMS homeSTUDIO

## Высококласная EMS-технология миостимуляции

Миостимулятор EM 95 Bluetooth® EMS homeSTUDIO позволяет тренироваться столь же эффективно, как в зале. Персональная тренировка под руководством опытного специалиста! Проверить свои достижения можно в приложении beurer EMS HomeStudio.

### Высококласная EMS-технология

Профессиональная тренировка определенных групп мышц как в спортивном зале.



4 канала с отдельной регулировкой

### Фитнес-студия у Вас дома

Электростимуляция мышц: 4 канала с отдельной регулировкой, время работы от аккумулятора — 4 часа — достаточно для эффективной тренировки.

### Виртуальный тренер: оптимальный помощник


Доверьтесь виртуальному тренеру в приложении EMS HomeStudio. На выбор предлагаются **20 тренировок в двух категориях: Fitness & Power (фитнес и сила) и Relax & Wellbeing (расслабление и хорошее самочувствие)**. Благодаря видеоупражнениям, различным уровням и анализу тренировок Вы сможете тренироваться дома настолько же эффективно, как в фитнес-клубе.



50 видеоупражнений с инструкциями профессионалов

Анализ тренировки и подробная статистика


3 уровня тренировок: для начинающих, опытных и профессиональных пользователей



### Различное оснащение

### 8 гелевых электродов


4 манжеты для рук и ног



active

### EM 95 Bluetooth® Миостимулятор

- Стимуляция мышц дома
- Приложение с 20 тренировками и виртуальным тренером
- Тренировки двух категорий: Fitness & Power (фитнес и сила) и Relax & Wellbeing (расслабление и хорошее самочувствие)
- Цветной 3,5-дюймовый TFT-дисплей
- 4 манжеты (2 для рук, 2 для ног)





EM 20 Neck

- Миостимулятор EMS**
- Миостимулятор EMS Neck для использования в области шеи и плеч



- Массаж шейно-плечевой зоны
- Высокоточное воздействие
- Мягкий и гибкий, удобный и надежный
- Автоматическое отключение
- Настройка интенсивности (15 уровней)
- Самоклеющаяся гелевая пленка в комплекте
- Поставляется в практичной демонстрационной коробке
- В комплекте 1 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 8 x 10
- № EAN: 4211125647100
- № арт.: 647.10



Гелевые прокладки EM 20 с батарейкой

- 2 гелевые прокладки и 1 батарейка**
- Используются с прибором EM 20 Neck

- Используются с прибором EM 20 Neck
- Самоклеющиеся гелевые прокладки
- 1 батарейка CR2032 3 В
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125647179
- № арт.: 647.17



EM 22



- Muscle Booster**
- Миостимулятор для брюшного пресса
  - Миостимуляторы EMS для рук/ног



- Электростимуляция мышц живота и рук/ног
- Комплект миостимуляторов EMS из трех частей
- 1 миостимулятор для брюшного пресса и 2 — для рук/ног
- Идеальное средство для тех, кто только знакомится с EMS
- Гибкий и мягкий силиконовый материал
- Автоматическое отключение
- Настройка интенсивности (15 уровней)
- В комплект входит набор самоклеющихся гелевых прокладок на каждый миостимулятор EMS
- В комплекте 3 батарейка CR2032 3 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 4
- № EAN: 4211125646646
- № арт.: 646.64



Гелевые прокладки EM 22 с батарейками



- 8 гелевых прокладок и 3 батарейки**
- Используются с миостимулятором EM 22 Muscle Booster
  - К каждому миостимулятору прилагается комплект гелевых прокладок и одна батарейка

- Используются с миостимулятором EM 22 Muscle Booster
- Комплект самоклеющихся гелевых прокладок на каждый миостимулятор EMS
- 3 батарейка CR2032 3 В
- Уп. ед.: 10, картонная коробка: 10 x 10
- № EAN: 4211125646622
- № арт.: 646.62



EM 32

- Тренажер для мышц живота**
- Дополнительная тренировка центральных мышц пресса
  - Восстановление
  - Эффективный, мощный и простой в использовании



- 2 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водяные контактные электроды)
- Можно подключить 2 дополнительных самоклеющихся электрода для индивидуальной стимуляции мышц
- Гибкая эргономичная форма
- Обхват живота: примерно 70–140 см
- 5 программ тренировки (22–31 мин)
- Съёмный элемент управления с ЖК-дисплеем
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- 2 самоклеющихся электрода с кабелем для индивидуальной стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647025
- № арт.: 647.02



EM 37

- Тренажер для мышц живота**
- Дополнительная тренировка центральных и боковых мышц живота
  - Восстановление
  - Эффективный, мощный и простой в использовании



- 4 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водяные контактные электроды)
- Можно подключить 2 дополнительных самоклеющихся электрода для индивидуальной стимуляции мышц
- Гибкая эргономичная форма
- Обхват живота: примерно 70–140 см
- Лента-удлинитель в комплекте
- 5 программ тренировки (22–31 мин)
- Съёмный элемент управления с ЖК-дисплеем
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- 2 самоклеющихся электрода с кабелем для индивидуальной стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647032
- № арт.: 647.03





**EM 39 2 в 1**

**Пояс-миостимулятор для мышц живота и спины**

- Дополнительная тренировка центральных мышц живота и мышц в нижней части спины
- Восстановление
- Эффективный, мощный и простой в использовании



**EMS technology**

**5 training programs**

**waist size 75-130 cm**

**countdown function**

**adjustable intensity**

**safe application**

**water contact electrodes 4x**

**PLUS X AWARD**  
2017 awarded for High Quality Ease of Use

**GERMAN INNOVATION AWARD '19 WINNER**


- 4 износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала (2 для живота/2 для спины)
- Не требуется контактный гель или сменные электроды (водяные контактные электроды)
- Можно подключить 4 дополнительных самоклеящихся электрода для индивидуальной стимуляции мышц
- Гибкая эргономичная форма
- Обхват живота: примерно 75–130 см
- Регулируется
- 5 программ тренировки (22–31 мин)
- Съёмный элемент управления с ЖК-дисплеем
- Регулируемая интенсивность
- Таймер с обратным отсчетом
- Аварийное отключение
- 2 самоклеящихся электрода с кабелем для индивидуальной стимуляции, заказываются отдельно, № арт.: 647.05
- Индикатор необходимости замены батареек
- В комплекте 3 батарейки AAA 1,5 В
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 3, картонная коробка: 6 x 3
- № EAN: 4211125647049
- № арт.: 647.04



**EM 95 Bluetooth®**

**Миостимулятор**

- Новейший EMS-прибор для стимуляции мышц дома
- Приложение с 20 тренировками и виртуальным тренером
- 2 категории тренировок: Fitness & Power и Relax & Wellbeing
- Цветной 3,5-дюймовый TFT-дисплей
- 4 автономно регулируемых канала
- 4 манжеты (2 для рук и 2 для ног)



**EMS technology**

**40 training programs**

**adjustable intensity**

**safe application**

**4 cuffs**

**8 electrodes**

**GERMAN INNOVATION AWARD '19 WINNER**

- 8 самоклеящихся гелевых электродов (45 x 45 мм)
- 2 манжеты размера S (28–45 см)
- 2 манжеты размера M (36–54 см)
- 4 автономно регулируемых канала
- 20 тренировок: Fitness & Power и Relax & Wellbeing
- Три уровня сложности (начинающие, опытные, профессиональные пользователи)
- 40 программ
- Практичная застежка для крепления на брюках/ремне
- Цветной TFT-дисплей 3,5"
- Литий-ионный аккумулятор 1170 мА·ч
- USB-кабель с адаптером
- Приложение с тренировками и виртуальным тренером, видеоинструкции ко всем упражнениям
- Бесплатное приложение beurer EMS HomeStudio Совместимость с iOS 10.0 и Android™ 5.0 и выше, Bluetooth® версии 4.0 и выше
- Сумка для хранения
- Гарантия 3 года
- Уп. ед.: 2, картонная коробка: 6 x 2
- № EAN: 4211125662011
- № арт.: 662.01



**EM 95 Манжеты XS**

**Манжеты XS**

- Размер примерно 22–35 см
- Для применения с EM 95 Bluetooth®

- 2 манжеты: размер XS
- Размер примерно 22–35 см
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125662035
- № арт.: 662.03



**EM 95 Манжеты S**

**Манжеты S**

- Размер примерно 28–45 см
- Для применения с EM 95 Bluetooth®

- 2 манжеты: размер S
- Размер примерно 28–45 см
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125662042
- № арт.: 662.04



**EM 95 Манжеты M**

**Манжеты M**

- Размер примерно 36–54 см
- Для применения с EM 95 Bluetooth®

- 2 манжеты: размер M
- Размер примерно 36–54 см
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125 662073
- № арт.: 662.07



**EM 95 Манжеты L**

**Манжеты L**

- Размер примерно 50–75 см
- Для применения с EM 95 Bluetooth®

- 2 манжеты: размер L
- Размер примерно 50–75 см
- Уп. ед.: 4, картонная коробка: -
- № EAN: 4211125 662080
- № арт.: 662.08




**Электроды 45 x 45 мм**

**Электроды, маленькие**

- Можно использовать с EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

- Размеры: 45 x 45 мм
- 8 шт.
- Самоклеящиеся гелевые электроды
- Уп. ед.: 5, картонная коробка: 30 x 5
- № EAN: 4211125661021
- № арт.: 661.02



**EMS homeSTUDIO**  
Для домашней EMS-тренировки

Откройте собственную EMS-студию. Новейший EMS-прибор EM 95: профессиональные тренировки у Вас дома. На выбор представлены 20 тренировок в режимах Fitness & Power и Relax & Wellbeing.

Через Bluetooth® Вы можете подключиться к приложению beurer EMS HomeStudio на своем смартфоне или планшете. Воспользуйтесь поддержкой виртуального тренера. Записывайте достижения и отмечайте свои успехи. И расскажите о приложении другим!



## Мягкое тепло

Стр. 22	HK 37 To Go	
Стр. 22	HK 47 To Go	
Стр. 22	HK 67 To Go	
Стр. 23	HK 72 Akku	
Стр. 23	HK 25	НОВИНКА
Стр. 23	HK 35	НОВИНКА
Стр. 24	HK Comfort	
Стр. 24	HK 42 Super-Cosy	
Стр. 24	HK 44 Cosy	
Стр. 25	HK 45 Cosy	
Стр. 25	HK 48 Cosy	
Стр. 26	HK 49 Cosy	НОВИНКА

## Вес и диагностика

Стр. 46	BF 600 Style Bluetooth®	
Стр. 46	BF 600 Pure Bluetooth® черные/белые	
Стр. 46	BF 720 Bluetooth®	НОВИНКА
Стр. 47	BF 850 Bluetooth® черные/белые	
Стр. 47	BF 950 Bluetooth® черные/белые	
Стр. 48	BF 105 Body Complete	
Стр. 49	BF 1000 Super Precision	
Стр. 50	BF 180	
Стр. 50	BG 13	
Стр. 50	BF 195	
Стр. 51	BF 220	
Стр. 51	BF 400 SignatureLine черные/белые	НОВИНКА
Стр. 51	BF 530	
Стр. 52	BG 21	

## Кухонные весы

Стр. 68	KS 19 Breakfast/ Ice-cream/Love	
Стр. 68	KS 19 Berry/Fresh/ Lemon	
Стр. 68	KS 19 Sequence/Black	
Стр. 69	KS 19 Slate	

## Воздух и ароматизация

Стр. 80	maGemed® MK 500	НОВИНКА
Стр. 80	maGemed® MK 500 Специальная морская соль и фильтр	НОВИНКА
Стр. 80	maGemed® MK 500 Специальная морская соль	НОВИНКА
Стр. 81	Комплект фильтров maGemed®	НОВИНКА
Стр. 81	Ультрафиолетовая лампа maGemed®	НОВИНКА
Стр. 82	LR 200	

## SleepLine

Стр. 94	LB 37 white/toffee	
Стр. 94	LR 200	

## Дневной свет

Стр. 102	TL 20	
Стр. 102	TL 30	
Стр. 102	TL 41 Touch	НОВИНКА
Стр. 103	TL 45 Perfect Day	НОВИНКА
Стр. 103	TL 50	
Стр. 104	TL 70	
Стр. 104	TL 90	
Стр. 104	TL 100	

Стр. 26	HK 53 Cosy	
Стр. 26	HK 54 Cosy	НОВИНКА
Стр. 27	HK 58 Cosy	
Стр. 27	HK 115 Cosy	
Стр. 27	HK 125 Cosy	НОВИНКА
Стр. 28	HK 55 Easyfix	
Стр. 28	HK 63 Rheumatherm®	
Стр. 28	HK 70	НОВИНКА
Стр. 29	TS 15	
Стр. 29	TS 19 Kompakt	
Стр. 30	TS 23	
Стр. 30	TS 26 XXL	

Стр. 52	BF 410 SignatureLine черные/белые	НОВИНКА
Стр. 52	BG 40	
Стр. 53	BG 51 XXL	
Стр. 53	GS 10 black	
Стр. 53	GS 10	
Стр. 54	GS 202	
Стр. 54	GS 203 New York	
Стр. 54	GS 203 London	
Стр. 55	GS 203 Paris	
Стр. 55	GS 203 Wood	
Стр. 55	GS 203 Slate	
Стр. 56	GS 206 Squares	
Стр. 56	GS 213	
Стр. 56	GS 215 Boats	НОВИНКА
Стр. 57	GS 215 Relax	НОВИНКА
Стр. 57	GS 225	
Стр. 57	GS 235	

Стр. 69	KS 22	
Стр. 69	KS 28	
Стр. 70	KS 25	
Стр. 70	KS 26	НОВИНКА
Стр. 70	KS 34	
Стр. 71	KS 34 XL Stainless Steel	НОВИНКА

Стр. 82	Комплект фильтров LR 200	
Стр. 82	LR 310	НОВИНКА
Стр. 83	Комплект фильтров LR 310	НОВИНКА
Стр. 83	LR 330 2 в 1	
Стр. 83	Комплект фильтров LR 330	
Стр. 84	LR 500	
Стр. 84	Дополнительный комплект LR 500	
Стр. 85	LW 230 2 в 1 белый/черный	НОВИНКА

Стр. 95	UB 190 CosyNight	
Стр. 95	UB 200 CosyNight	
Стр. 95	WL 75	

## Световой будильник

Стр. 105	WL 32	
Стр. 105	WL 50	
Стр. 105	WL 75	

Стр. 30	UB 30 Kompakt	
Стр. 31	UB 33	
Стр. 31	UB 53 Teddy Single	
Стр. 31	UB 56 Teddy Double	
Стр. 32	UB 60	
Стр. 32	UB 64	
Стр. 32	UB 65 Super-Cosy	
Стр. 33	UB 68 XXL	
Стр. 33	UB 86 Teddy Double	
Стр. 33	UB 90	
Стр. 34	UB 100 Cosy	
Стр. 34	UB 190 CosyNight	

Стр. 30	UB 30 Kompakt	
Стр. 31	UB 33	
Стр. 31	UB 53 Teddy Single	
Стр. 31	UB 56 Teddy Double	
Стр. 32	UB 60	
Стр. 32	UB 64	
Стр. 32	UB 65 Super-Cosy	
Стр. 33	UB 68 XXL	
Стр. 33	UB 86 Teddy Double	
Стр. 33	UB 90	
Стр. 34	UB 100 Cosy	
Стр. 34	UB 190 CosyNight	

Стр. 58	GS 280 BMI Genius	
Стр. 58	GS 300 Black	
Стр. 58	GS 340 XXL	НОВИНКА
Стр. 59	GS 400 SignatureLine черные/белые	НОВИНКА
Стр. 59	GS 405 SignatureLine	НОВИНКА
Стр. 59	GS 410 SignatureLine черные/белые	НОВИНКА
Стр. 60	PS 240 Soft grip	
Стр. 60	GS 39	
Стр. 60	GS 58	
Стр. 61	MS 01	
Стр. 61	GS 14	
Стр. 61	PS 160	
Стр. 62	PS 25	
Стр. 62	MS 50	

## Питание

Стр. 71	KS 51	
Стр. 71	KS 54	
Стр. 72	KS 36	
Стр. 72	KS 52	
Стр. 72	KS 59 XXL	
Стр. 73	DS 61	

Стр. 85	Подушечки LW 230 с ионами серебра	НОВИНКА
Стр. 85	LB 12	
Стр. 86	LB 37 white/toffee	
Стр. 86	LB 44	
Стр. 86	LB 45	
Стр. 87	LB 55	
Стр. 87	LB 88 dual white/black	
Стр. 87	Противоизвестковый фильтр LB 37	

Стр. 96	SL 10 DreamLight	НОВИНКА
Стр. 96	SL 15 DreamSound	НОВИНКА
Стр. 96	SL 40	НОВИНКА

## Прибор для заживления кожи после укусов насекомых

Стр. 106	BR 60	
----------	-------	--

Стр. 96	SL 10 DreamLight	НОВИНКА
Стр. 96	SL 15 DreamSound	НОВИНКА
Стр. 96	SL 40	НОВИНКА

Стр. 34	UB 200 CosyNight	
Стр. 35	FW 20 Cosy	
Стр. 35	FWM 45	
Стр. 35	FWM 50	
Стр. 36	HD 75 Cosy Taupe	
Стр. 36	HD 75 Cosy White	
Стр. 36	HD 90	
Стр. 37	HD 100	
Стр. 39	CC 50 Cosy	НОВИНКА

## Багажные весы

Стр. 62	LS 06	
Стр. 63	LS 10	
Стр. 63	LS 20 eco	
Стр. 63	LS 50 Travelmeister	

## Питание

Стр. 73	DM 20	
---------	-------	--

Стр. 87	Противоизвестковый фильтр LB 44/ LB 45/LB 88	
Стр. 88	NM 16	
Стр. 88	LA 20	
Стр. 89	LA 30	
Стр. 89	LA 40	
Стр. 89	Ароматические масла Vitality, Relax, Harmony, Sleep Well	

Стр. 97	SL 60	
Стр. 97	SL 70	
Стр. 97	SE 80 SleepExpert	

## Инфракрасный свет

Стр. 106	IL 11	
Стр. 107	IL 21	
Стр. 107	IL 35	
Стр. 107	IL 50	

## Расслабление и массаж

Стр. 112	stress releaZer	
Стр. 113	MG 280	НОВИНКА
Стр. 114	MG 16 зеленый/красный	
Стр. 114	MG 17	
Стр. 114	MG 21	
Стр. 115	MG 40	
Стр. 115	MG 55	
Стр. 115	MG 70	
Стр. 116	MG 80	
Стр. 116	MG 100	
Стр. 116	MG 510 To Go	
Стр. 117	MG 135	НОВИНКА
Стр. 117	MG 145	

## Кровяное давление

Стр. 142	BC 21	
Стр. 142	BC 28	
Стр. 142	BC 30	
Стр. 143	BC 32	
Стр. 143	BC 40	
Стр. 143	BC 44	
Стр. 144	BC 50	
Стр. 144	BC 54 Bluetooth®	
Стр. 144	BC 57 Bluetooth®	
Стр. 146	BC 58	
Стр. 145	BC 85 Bluetooth®	

## Аппараты ЭКГ

Стр. 151	BM 93 Cardio	
Стр. 151	BM 95 Bluetooth®	
Стр. 151	ME 90 Bluetooth®	

## Паровой ингалятор

Стр. 168	SI 40	НОВИНКА
Стр. 169	SI 40 Принадлежности	НОВИНКА

## Базальный термометр

Стр. 181	OT 20	
Стр. 181	OT 30 Bluetooth®	
Стр. 181	OT 80	НОВИНКА

Стр. 97	SL 60	
Стр. 97	SL 70	
Стр. 97	SE 80 SleepExpert	

Стр. 117	MG 147	
Стр. 118	MG 149	
Стр. 118	MG 148	
Стр. 118	MG 150	
Стр. 119	MG 151	
Стр. 119	MG 153	НОВИНКА
Стр. 120	MG 155	
Стр. 120	MG 206	
Стр. 120	MG 260 HD 2 в 1	
Стр. 121	MG 295 — HD 3D black	
Стр. 121	MG 300 — HD Body Complete	
Стр. 121	MG 320 HD 3 в 1	

## Ингаляция

Стр. 146	BM 26	
Стр. 146	BM 28	НОВИНКА
Стр. 147	BM 35	
Стр. 147	BM 40	
Стр. 147	BM 44	
Стр. 148	BM 45	
Стр. 148	BM 49	
Стр. 148	BM 51 easyClip	НОВИНКА
Стр. 149	BM 54 Bluetooth®	НОВИНКА
Стр. 149	BM 55	
Стр. 149	BM 57 Bluetooth®	

## Ингаляция

Стр. 164	IN 18	
Стр. 164	IN 21	
Стр. 164	IN 26	
Стр. 165	IN 26 Kids	НОВИНКА
Стр. 165	IN 40	
Стр. 165	IN 55	
Стр. 166	IN 58	

## Пульсоксиметр

Стр. 170	PO 30	
Стр. 170	PO 40	
Стр. 171	PO 60 Bluetooth®	
Стр. 171	PO 80	

## Температура тела

Стр. 184	FT 09/1 белый/синий/ FT 09/1 Display	
Стр. 184	BY 11 Dog/Frog/Monkey	
Стр. 184	FT 13	
Стр. 185	FT 15/1	
Стр. 185	FT 58	
Стр. 185	Дополнительный комплект FT 58	
Стр. 186	FT 65	
Стр. 186	FT 85	
Стр. 186	FT 90	
Стр. 187	FT 95 Bluetooth®	
Стр. 187	FT 100	

Стр. 122	MC 3800 HCT — modern	
Стр. 122	MC 5000 HCT — deluxe	
Стр. 123	FM 39	
Стр. 123	FM 60	
Стр. 123	FM 90	
Стр. 124	FB 12	
Стр. 124	FB 20	
Стр. 124	FB 21	
Стр. 125	FB 30	
Стр. 125	FB 35	
Стр. 125	FB 50	

## medical

Стр. 150	BM 58	
Стр. 150	BM 77 Bluetooth®	
Стр. 150	BM 85 Bluetooth®	
Стр. 151	BM 93 Cardio	НОВИНКА
Стр. 151	BM 95 Bluetooth®	

Стр. 166	IN 58 Kids	НОВИНКА
Стр. 166	IN 60	
Стр. 167	IN 18 Принадлежности	
Стр. 167	IN 21/26 Принадлежности	
Стр. 167	Назальный душ IN 21/IN 26/IN 26 Kids	

## Слуховой аппарат

Стр. 174	HA 20	
Стр. 175	HA 50	
Стр. 175	Дополнительный комплект батареек	
Стр. 175	HA 60 Paar	НОВИНКА
Стр. 176	HA 70 Paar	НОВИНКА

## TENS/EMS

Стр. 192	EM 20 Neck	
Стр. 192	Гелевые прокладки EM 20 Neck с батареекой	
Стр. 192	EM 26	НОВИНКА
Стр. 193	EM 27	
Стр. 193	EM 28	
Стр. 193	EM 29 2 в 1	
Стр. 194	EM 49	
Стр. 194	EM 50	НОВИНКА

## PhysioLine

Стр. 132	PC 100	
Стр. 132	FM 150	
Стр. 133	FM 150 Pro	НОВИНКА
Стр. 133	FM 200 Achillomed®	
Стр. 134	FM 250 Vital Legs	
Стр. 134	MG 10	НОВИНКА
Стр. 135	MG 850 Fascia-ReleaZer® и Deep-ReleaZer	

## beauty

### Эпиляция

Стр. 200	IPL Pure Skin Pro
Стр. 200	IPL Velvet Skin Pro
Стр. 200	Система IPL 10000 + SalonPro
Стр. 202	HL 35
Стр. 202	Дополнительный комплект HL 35
Стр. 202	HL 40
Стр. 203	Дополнительный комплект HL 40
Стр. 203	HL 70 3 в 1

### Уход за лицом

Стр. 218	FC 45
Стр. 218	FC 45 Запасная щетка
Стр. 218	FC 49
Стр. 219	FC 65 Pureo Deep Clear
Стр. 219	FC 65/FC 96 Запасная щетка
Стр. 219	FC 96 Pureo Intense Cleansing

### Уход за волосами

Стр. 228	HC 25
Стр. 228	HC 30
Стр. 228	HC 50
Стр. 229	HC 55
Стр. 229	HC 60
Стр. 229	HC 80
Стр. 230	HS 20

### Уход за руками и стопами

Стр. 206	MP 41
Стр. 206	MP 42
Стр. 206	MP 60
Стр. 207	MP 62
Стр. 207	MP 64
Стр. 207	MP 100

Стр. 220	FC 90 Pureo Ionic Skin Care
Стр. 220	FC 95 Pureo Deep Cleansing
Стр. 203	FC 95 Запасная щетка
Стр. 205	FS 50
Стр. 205	FC 72 Pureo Ionic Hydration
Стр. 222	FC 40
Стр. 222	FC 76

Стр. 230	HS 40
Стр. 230	HS 80
Стр. 231	HS 60
Стр. 231	HT 10 медь/Blue/Orange/Purple
Стр. 232	HT 50
Стр. 232	HT 53

Стр. 208	MP 48
Стр. 208	MP 70
Стр. 208	Дополнительный комплект MP 70
Стр. 209	MP 28
Стр. 209	Дополнительный комплект MP 28/MP 55
Стр. 209	MP 55

Стр. 222	FC 100 Pureo Derma Peel
Стр. 223	BS 39
Стр. 223	BS 45
Стр. 224	BS 49
Стр. 224	BS 55
Стр. 224	BS 59
Стр. 225	BS 69

Стр. 232	HT 55
Стр. 233	HT 62
Стр. 233	HT 60
Стр. 233	HT 80

### Уход за телом

Стр. 214	CM 50
Стр. 214	cellulite releaZer
Стр. 214	cellulite releaZer compact
Стр. 215	FC 25
Стр. 215	FC 55 Pureo Complete Cleansing
Стр. 215	FC 25/FC 55 Запасная щетка

Стр. 225	BS 89
Стр. 225	BS 99

### BarbersCorner

Стр. 238	HR 2000
Стр. 238	HR 4000
Стр. 238	HR 5000
Стр. 239	HR 6000
Стр. 239	HR 7000
Стр. 239	HR 8000

## babycare

### Радионяня

Стр. 244	BY 33
Стр. 244	BY 84
Стр. 244	BY 88 Smart
Стр. 245	BY 110
Стр. 245	BY 110 Дополнительная камера

### Гребень для вычесывания вшей

Стр. 249	HT 15 Гребень для вычесывания вшей
----------	------------------------------------

### Питание

Стр. 246	BY 15
Стр. 246	BY 40
Стр. 246	BY 60
Стр. 247	BY 70 Dual
Стр. 247	BY 40/BY 60/BY 70
Стр. 247	Комплект принадлежностей
Стр. 247	BY 52
Стр. 248	BY 76

### Назальный душ

Стр. 250	NA 20 Назальный аспиратор
Стр. 250	NA 20 Головка аспиратора
Стр. 250	NA 20 Силиконовые наконечники

### Термометр

Стр. 248	BY 11 Dog/Frog/Monkey
----------	-----------------------

### Ингаляция

Стр. 250	IN 26 Kids
Стр. 251	IN 26 Kids Принадлежности
Стр. 251	IN 26 Принадлежности
Стр. 251	IN 58 Kids
Стр. 251	IN 58 Kids Принадлежности
Стр. 251	IN 58 Принадлежности

### Весы для младенцев

Стр. 248	BY 80
Стр. 249	BY 90 Bluetooth®

## active

### Датчик активности

Стр. 254	AS 80 Bluetooth®
Стр. 254	AS 87 Bluetooth®
Стр. 254	AS 97 Pulse Bluetooth®
Стр. 255	AS 99 Pulse Bluetooth®

### Электростимуляция

Стр. 262	EM 95 Bluetooth®
Стр. 262	EM 95 Манжеты XS
Стр. 262	EM 95 Манжеты S
Стр. 263	EM 95 Манжеты M
Стр. 263	EM 95 Манжеты L
Стр. 263	Электроды 45 x 45 мм

### Пульсоксиметр

Стр. 255	PM 25
----------	-------

### TENS/EMS

Стр. 260	EM 20 Neck
Стр. 260	Гелевые прокладки EM 20 Neck с батареей
Стр. 260	EM 22
Стр. 260	Гелевые прокладки EM 22 с батарейками

### Тренажер для мышц живота

Стр. 261	EM 32
Стр. 261	EM 37
Стр. 262	EM 39 2 в 1

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Beurer.  
Здоровье, фитнес  
и прекрасное самочувствие  
для всех

Beurer GmbH, Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany  
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. [export@beurer.de](mailto:export@beurer.de)  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)

