



Für die Behandlung von
Insektenstichen und -bissen

Einschalten und anwenden – schnell auf-
heizende, keramische Heizplatte

Immer zur Hand bei
Insektenstichen und -bissen



Insektenstichheiler

Entdecke jetzt unser gesamtes
Produktsortiment unter www.beurer.com

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany,
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. www.beurer.com



*Nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.
Beobachtungsstudie des Instituts Prof. Dr. Kurscheid zur Untersuchung der Wirksamkeit des
Insektenstichheilers BR60 gegen Pruritus und Schwellung nach Moskitostichen (MüPruritus) vom
16.02.2024 mit 22 Probanden. Nähere Informationen unter www.beurer.com/br-study

beurer



Keine Chance
dem Juckreiz!

Unsere Mückenprofis –
die Insektenstichheiler



Insektenstichheiler



Ein Insektenstich ist lästig

Im Sommer sind stechende Mücken, Bremsen oder Wespen ungeliebte Gäste beim Baden, Grillen oder Sport. Insektenstiche und -bisse lassen sich auf natürliche Art nur schwer vermeiden und haben oft unangenehme Folgen wie brennender Juckreiz bis hin zu Schwellungen. Die Insektenstichheiler können Abhilfe schaffen.

Wirkungsprinzip des Insektenstichheilers



Linderung von Juckreiz und Schwellung

Eine Anwendung unmittelbar nach dem Insektenstich oder -biss bringt die besten Erfolge. Die punktgenaue Wärme kann den Juckreiz verdrängen und der Heilungsverlauf wird häufig als angenehmer empfunden. Dazu wird die schnell aufheizende, keramische Heizplatte einfach auf der betroffenen Stelle platziert. Die Anwendung verläuft ohne chemische Stoffe, sodass auch Schwangere den Insektenstichheiler anwenden können.

Für jeden Anspruch der ideale Insektenstichheiler

Das Outdoortalent – jetzt Insektenstiche und -bisse gleich unterwegs bekämpfen



Insektenstichheiler BR 10

Extra kleines Design mit Karabinerhaken – der perfekte Begleiter im Alltag, auf Reisen und beim Sport

- Ein Programm (3 Sek.)
- Produktmaße: 8,6 x 3,5 x 2,5 cm
- Medizinprodukt
- Inkl. Batterien
- PZN: 17618572

Der Familienliebling – schnelle Linderung bei Juckreiz und Schmerz



Insektenstichheiler BR 60

Für Zuhause und unterwegs, passt in jede Schublade oder Tasche. Ideal für klein und groß

- 2 unterschiedliche Programme:
 - für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut (3 Sek.)
 - für regelmäßige Anwendungen (6 Sek.)
- Produktmaße: 9,5 x 3,5 x 2 cm
- Medizinprodukt
- Inkl. Batterien
- PZN: 16389388

Der Alleskönner – jetzt auch nachts zielgerichtet reagieren können



Insektenstichheiler BR 90

Mit zuschaltbarem Licht, zur präzisen Anwendung auch im Dunkeln. Ein echter Hingucker im stilvollen, schwarzen Design

- 2 unterschiedliche Programme:
 - für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut (3 Sek.)
 - für regelmäßige Anwendungen (6 Sek.)
- Produktmaße: 10,1 x 3,6 x 2 cm
- Medizinprodukt
- Inkl. Batterien
- PZN: 17908488

