

EM 50 Menstrual Relax

Viele Frauen kämpfen jeden Monat mit Menstruationsbeschwerden. Auch Krankheiten wie Endometriose sind weit verbreitet und können unangenehme Krämpfe im Unterleib verursachen. Das EM 50 Menstrual Relax kann Schmerzen lindern – sanft, schnell und medikamentenfrei.

Angenehmes Tragegefühl

Leistungsstarker Akku

Zuschaltbare Wärmefunktion

Schmerzlinderung durch TENS und wohltuende Wärme



EM 50 Menstrual Relax

- Linderung von Menstruationsschmerzen, auch bei Endometriose
- Kombination aus Wärme und elektrischer Nervenstimulation (TENS)
- Wärme und TENS separat anwendbar
- Wiederaufladbarer Akku
- Set enthält: 1x Menstrual Relax Gerät, 2x selbsthaftende Gel-Pads, 1x USB-C Kabel, Gebrauchsanweisung



Mit transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS) zur Linderung von Menstruationsschmerzen



15 TENS-Intensitätsstufen



Wärmefunktion (43°C)

Entdecke jetzt unser gesamtes Produktsortiment unter www.beurer.com

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139. vertrieb@beurer.de www.beurer.com



beurer

german
engineering

Schluss mit Menstruationsbeschwerden!

Menstrual Relax



EM 50 Menstrual Relax
TENS & Wärme Pad



759.683_0722 Irrtum und Änderungen vorbehalten.



Praktisch für den Alltag!
Das Pad lässt sich einfach
unter der Kleidung tragen.




Komm gut durch
deine Tage

Schnelle Hilfe bei Unterleibsschmerzen

Das EM 50 Menstrual Relax von Beurer kombiniert die TENS-Technologie mit wohltuender Wärme und bietet Frauen eine ganz neue Erfahrung im Umgang mit der Linderung von Unterleibsschmerzen. Dank des wiederaufladbaren Akkus und 15 Intensitätsstufen kannst du selbst entscheiden, wann und wo du das Pad verwendest!

Wie funktioniert das EM 50 Menstrual Relax?

Das EM 50 Menstrual Relax wirkt direkt dort, wo die Beschwerden entstehen. Es wird mit selbsthaftenden Gel-Pads direkt auf dem Unterbauch platziert. Mittels transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS) wird die Weiterleitung des Schmerzes in die Nervenfasern unterdrückt und der Schmerz gelindert.



Für zu Hause und unterwegs geeignet

Wohltuende Wärme zuschaltbar

Die Wärmefunktion des EM 50 Menstrual Relax sorgt dafür, dass sich dein Körper und die Muskeln entspannen und du dich auch an schmerzgeplagten Tagen rundum wohl fühlst.

Wirksam ohne Medikamente

Durch die Schmerzlinderung per TENS kannst du deinem Körper die Einnahme von Schmerzmitteln ersparen oder zumindest verringern. Nach 20 Minuten schaltet sich das EM 50 Menstrual Relax automatisch ab. Dank des wiederaufladbaren Akkus ist das Gerät wiederverwendbar.

Flexibel und diskret

Das Pad passt sich flexibel deiner Körperform an. Zudem ist es diskret, trägt nicht auf und du kannst es auch unterwegs bequem unter der Kleidung tragen.

