

Handgelenk-Blutdruckmessgeräte

Unkompliziert und einfach zu bedienen – auch unterwegs sind die handlichen, kompakten Geräte praktische Begleiter. Wichtig für ein zuverlässiges Ergebnis: das Handgelenk muss sich während der gesamten Messung auf Herzhöhe befinden.

Unser Video-Tipp für die richtige Messung am Handgelenk:



BC 21 – Messen mit Sprachausgabe

- Übersichtliches, gut ablesbares Display
- Sprachfunktion: DE, EN, FR, IT, TR, weitere Sprachen erhältlich
- Risiko-Indikator: farbige Skala zur einfachen Interpretation der Messergebnisse
- Arrhythmie-Erkennung
- Für Handgelenksumfänge von 14,0 – 19,5 cm



Bluetooth



BC 54 – Einfaches Ablesen der Werte per App

- Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay
- Inflation-Technology: Schnelle und komfortable Messung erfolgt bereits während dem Aufpumpen
- Drahtlose Übertragung der Messergebnisse in die App „beurer HealthManager Pro“
- Risiko-Indikator: farbige Skala zur einfachen Interpretation der Messergebnisse
- Arrhythmie-Erkennung
- Für Handgelenksumfänge von 13,5 – 21,5 cm



App „beurer HealthManager Pro“

Mit der App „beurer HealthManager Pro“ bietet Beurer eine smarte Medizinprodukt-App¹⁾, die modernes Gesundheitsmanagement auf ein neues Level hebt. Egal ob zu Hause, beim Arzt oder unterwegs – Gesundheitsdaten sind heute überall verfügbar und teilbar.

Neue Funktion in der App: Scan & Save – Blutdruckwerte mit der Kamera scannen und in der App speichern.

Blutdruckwerte händisch aufschreiben war gestern! Mit der Funktion „Scan & Save“ können ab sofort die Messwerte aller beurer Blutdruckmessgeräte digital in der App gespeichert werden – auch ohne Bluetooth®. Hierzu einfach die Messwerte mit der Smartphone-Kamera scannen. Das Ergebnis wird automatisch erkannt und in der App „beurer HealthManager Pro“ gespeichert.




1) Die App ist ein Medizinprodukt nach den Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Beurer GmbH.
Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany.
Tel. +49 731/39 89-0. Fax. +49 731/39 89-139.
www.beurer.com



beurer medical



Blutdruckmessgeräte

In jedem Alter unentbehrlich – Gesundheitsprävention via Blutdruckmessung.

0823 Irrtum und Änderungen vorbehalten 759.778

Oberarm-Blutdruckmessgeräte

Die Blutdruckmessung mit einer Oberarm-Manschette gewährleistet immer eine automatisch korrekte Messung auf Herzhöhe. Gerade für ältere Menschen, Raucher sowie Patienten mit Herzrhythmusstörung und Diabetes ist ein Oberarm-Blutdruckmessgerät empfehlenswert

Unser Video-Tipp für die richtige Messung am Oberarm:



BM 28 - Sicherheit durch Manschetten-Sitzkontrolle und Ruheindikator

- Patientierter Ruhe-Indikator für genaue Messergebnisse
- Zuverlässige Messung auch während der Schwangerschaft
- Übersichtliches, gut ablesbares Display
- Manschetten-Sitzkontrolle zur korrekten Positionierung am Oberarm
- Oberarmumfang: 22 - 42 cm, Universalmanschette



BM 49 - Messwerte schnell erfassen: großes Display und Sprachausgabe

- Blau beleuchtetes, perfekt ablesbares XL-Display
- Sprachfunktion: DE, FR, IT, NL und weitere Sprachen erhältlich
- Lautstärke regelbar, Sprache ausschaltbar
- Oberarmumfang: 22 - 36 cm



BM 53 - Erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention

- Zuverlässige Messung auch während der Schwangerschaft
- Patentierter Ruhe-Indikator für genaue Messergebnisse
- Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
- Manschetten-Sitzkontrolle zur korrekten Positionierung am Oberarm
- Oberarmumfang: 22 - 42 cm, Premium-Manschette



Bluetooth



BM 54 - mit Übertragung in die App

- Großes, perfekt ablesbares XL-Display
- Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
- Drahtlose Übertragung der Messwerte in die App „beurer HealthManager Pro“
- Oberarmumfang: 22 - 44 cm, Universalmanschette



Bluetooth



BM 59 - Kabellose und automatische Messung am Oberarm

- Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen
- Wiederaufladbarer Akku
- Deflation-Technology
- Oberarmumfang: 22 - 44 cm



Bluetooth



BM 64 - Erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention

- Patentierter Ruhe-Indikator für genaue Messergebnisse
- Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
- Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
- Manschetten-Sitzkontrolle zur korrekten Positionierung am Oberarm
- Oberarmumfang: 22 - 42 cm, Premium-Manschette